HemoSphere アドバンスドモニター

# 取扱説明書



#### Edwards HemoSphere アドバンスドモニター取扱説明書

当社では製品を継続的に改善しているため、価格や仕様は予告なく変更される場合があり ます。お客様からの情報提供、または製品の改良過程で生じた本取扱説明書の変更は、再発 行時に行います。本取扱説明書を通常どおりに使用しているときに、誤植、欠落、または データの誤りにお気づきになった場合は、Edwards テクニカル サポートまたは最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡ください。

| Edwards テクニカル サポート  |  |
|---------------------|--|
| 米国およびカナダ(24時間受付):   | 800.822.9837 または tech_support@edwards.com      |
| 米国およびカナダ以外(24時間受付): | 949.250.2222                                   |
| 欧州:                 | +8001.8001.801 または techserv_europe@edwards.com |
| 英国:                 | 0870 606 2040 オプション 4                          |
| アイルランド:             | 01 8211012 オプション 4                             |
|                     |  |

**注意** 米国連邦法により本品の販売は医師または医師の指示による場合に限られています。

| 製造者                     | Edwards Lifesciences LLC<br>One Edwards Way<br>Irvine, CA 92614<br>Made in USA  |
|-------------------------|---|
| Trademarks              | Edwards、Edwards Lifesciences、スタイル付き E ロゴ、Acumen、<br>Acumen HPI、Acumen IQ、CCOmbo、CCOmbo V、CO-Set、CO-Set+、<br>FloTrac、ForeSight、FORE-SIGHT、ForeSight Elite、FORE-SIGHT ELITE、<br>HemoSphere、HemoSphere Swan-Ganz、Hypotension Prediction Index、HPI、<br>PediaSat、Swan、Swan-Ganz、Time-In-Target、および TruWave は、<br>Edwards Lifesciences Corporation およびその関連会社の商標です。その他<br>すべての商標は個々の所有者に帰属します。 |
|                         | 本製品は、以下の1つ以上の米国特許に基づき、製造、販売されています。米国特許第7,220,230号、第7,422,562号、第7,452,333号、第7,785,263号、第7,967,757号、これに対応する外国特許。  |
| ©2019 Edwards Lifescien | ces Corporation. All rights reserved.   |

バージョン3.3マニュアルリリース日付:2019年11月、ソフトウェアバージョン:2.0

初版発行日:2016/9/30



Edwards Lifesciences Services GmbH Edisonstrasse 6 85716 Unterschleissheim, Germany ユーザーおよび/または患者は、あらゆる重大な事象を製造業者およびユーザーおよび/また は患者が設立する加盟国の所管官庁に報告する必要があります。

#### 本書の使用方法

Edwards HemoSphereアドバンスドモニター取扱説明書は、本文14章、付録8章、索引で構成されています。本書にある図は参考用にすぎず、ソフトウェアは絶えず改良されているため画面の正確な複製でないこともあります。

本医療機器に関する警告、使用上の注意、残留リスクについて書かれた本取扱説明書をよくお読みください。

| 警告 | Edwards 社の HemoSphere アドバンスドモニターを使用する前に、<br>本書をよくお読みください。  |
|----|--|
|    | HemoSphere アドバンスドモニターと互換性があるアクセサリーを<br>使用する際は、使用前に当該アクセサリーに付属の取扱説明書を参<br>照してください。  |
|    |  |
| 注意 | 使用前に、HemoSphere アドバンスドモニターおよびモニターに使<br>用されるすべての付属機器に破損がないか点検してください。破損<br>の例として、亀裂、傷、ヘこみ、電気接続部の露出、あるいはハウ<br>ジングが損傷したと思われる何らかの形跡が挙げられます。 |
|    |  |
| 警告 | 患者さんやユーザーのけが、プラットフォームの損傷、不正確な<br>測定を避けるため、破損がある、あるいは互換性がないプラット   |

|   | フォームアクセサリー、部品、ケーブルは使用しないでくだる  |
|---|---|
| 章 | 説明  |
| 1 | <i>はじめに</i> :HemoSphere アドバンスドモニターの概要を説明します。  |
| 2 | <i>安全性と記号</i> :本書内にある「警告」、「注意」、「注記」、HemoSphere アドバン<br>スドモニターやアクセサリー上に付されたラベルについて説明します。                         |
| 3 | <b>設置および設定</b> : HemoSphere アドバンスドモニターの設定、および初回接続<br>について説明します。   |
| 4 | HemoSphere アドバンスドモニタークイックスタート:ベッドサイドモニター<br>に熟練した医師とユーザーが、モニターをすぐに使用できるように、使用方法<br>を説明します。                      |
| 5 | HemoSphere アドバンスドモニターのナビゲーション:モニタリング画面<br>ビューについて説明します。   |
| 6 | <b>ユーザーインターフェースの設定</b> :患者情報、言語および国際単位、アラーム<br>音量、日付・時刻など、モニター画面の様々な設定について説明します。また<br>画面の種類を選択する方法についても説明しています。 |
| 7 | <i>高度な設定</i> :アラームターゲットやグラフスケール、シリアルポートのセット<br>アップ、デモモードなどの高度な設定について説明します。                                      |
| 8 | <i>データのエクスポートと接続性</i> :患者データおよび臨床データを転送するモニターの接続性について説明します。   |

| 章  | 説明   |
|----|--|
| 9  | <b>HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング</b> :Swan-Ganz モジュール<br>を用いた連続的心拍出量、問欠的心拍出量、右室拡張素期容量モニタリングの |
|    | 設定および操作に関する手順を説明します。   |
| 10 | <i>HemoSphere圧ケーブルによるモニタリング</i> :血管圧モニタリングの設定と操作<br>に関する手順について説明します。                             |
| 11 | <i>静脈血オキシメトリーモニタリング</i> :オキシメトリー(酸素飽和度)測定の<br>キャリブレーションおよび操作に関する手順を説明します。                        |
| 12 | <i>組織オキシメトリーモニタリング</i> : ForeSight Elite 組織オキシメトリーモニタリ<br>ングの設定と操作に関する手順について説明します。               |
| 13 | <b>拡張機能</b> : HemoSphereアドバンスドモニタリングプラットフォームの、<br>現在アップグレード可能な高度なモニタリング機能について説明します。              |
| 14 | <b>ヘルプとトラブルシューティング</b> : ヘルプメニューの説明と、フォルト、警告、<br>原因および推奨される対処方法に関するメッセージの一覧が掲載されています。            |

| 付録 | 説明                        |
|----|---------------------------|
| А  | 仕様                        |
| В  | アクセサリー                    |
| С  | 患者パラメータの計算式               |
| D  | モニター設定とデフォルト設定            |
| E  | 熱希釈コンピューテーション定数           |
| F  | モニターのメンテナンス、点検および<br>サポート |
| G  | ガイドラインと適合の宣言              |
| Н  | 用語集                       |
| 索引 |                           |

目次

## 1はじめに

|          | 1.1 本マニュアルの目的  |
|----------|--|
|          | 1.2 適応   |
|          | 1.2.1 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere Swan-Ganz<br>モジュール付属)   |
|          | 1.2.2 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere オキシメト<br>リーケーブル付属)22    |
|          | 1.2.3 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere 圧ケーブル<br>付属)            |
|          | 1.2.4 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere 組織オキシ<br>メトリーモジュール付属)22 |
|          | 1.3 禁忌   |
|          | 1.4 用途   |
|          | 1.5 予測される臨床的利益   |
|          | 1.6 HemoSphere アドバンスドモニターの血行動態技術接続                             |
|          | 1.6.1 HemoSphere Swan-Ganz モジュール                               |
|          | 1.6.2 HemoSphere 圧ケーブル   |
|          | 1.6.3 HemoSphere オキシメトリーケーブル                                   |
|          | 1.6.4 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール                                |
|          | 1.6.5 文書類および訓練   |
|          | 1.7 取扱説明書の表記規則   |
| 2 安全性と記号 | 1.8 本書で使用する略語  |
|          | 2.1 安全性の信号語の定義   |
|          | 2.1.1 警告   |
|          | 2.1.2 注意   |
|          | 2.1.3 注記   |
|          | 2.2 警告   |
|          | 2.3 注意   |
|          | 2.4 ユーザーインターフェースの記号  |
|          | 2.5 製品ラベル上の記号  |
|          | 2.6 準拠規格   |
|          | 2.7 HemoSphere アドバンスドモニター基本性能52                                |



## 3 設置および設定

| 3.1 開梱                                   | .53  |
|--|------|
| 3.1.1 梱包箱の内容物                            | .53  |
| 3.1.2 プラットフォームモジュールおよびケーブルに必要なアク         |      |
| セサリー                                     | .54  |
| 3.2 HemoSphere アドバンスドモニターの接続ポート          | .55  |
| 3.2.1 モニター正面                             | . 56 |
| 3.2.2 モニター後面                             | .56  |
| 3.2.3 モニターの右パネル                          | .57  |
| 3.2.4 モニターの左パネル                          | .57  |
| 3.3 HemoSphere アドバンスドモニターの設置             | . 58 |
| 3.3.1 取り付け用オプションとアドバイス                   | .58  |
| 3.3.2 バッテリー設置                            | . 59 |
| 3.3.3 電源コードの接続                           | .60  |
| 3.3.3.1 等電位接続                            | .60  |
| 3.3.4 血行動態モニタリングモジュールの接続および取り外し          | .61  |
| 3.3.5 血行動態モニタリングケーブルの接続および取り外し           | .61  |
| 3.3.6 外部装置からのケーブル接続                      | .61  |
| 3.4 初回起動                                 | .62  |
| 3.4.1 起動手順                               | .62  |
| 3.4.2 言語の選択                              | .63  |
| 4 HemoSphere アドバンスドモニタークイックスタート          |      |
| 4.1 HemoSphere Swan-Ganz モジュール心拍出量モニタリング | .65  |
| 4.1.1 連続的心拍出量のモニタリング                     | .66  |
| 4.1.2 間欠的心拍出量のモニタリング                     | .66  |
| 4.1.3 拡張末期容量の連続モニタリング                    | .67  |
| 4.2 HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリング            | .68  |
| 4.2.1 圧ケーブルのセットアップ                       | .68  |
| 4.2.2 圧ケーブルのゼロ点調整                        | .68  |
| 4.3 HemoSphere オキシメトリーケーブルを用いたモニタリング     | .70  |
| 4.3.1 体外キャリブレーション                        | .71  |
| 4.3.2 体内キャリブレーション                        | .71  |
| 4.4 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリング     | .73  |
| 4.4.1 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールの接続       | .73  |
| 5 HemoSphere アドバンスドモニターのナビゲーション          |      |
| 5.1 HemoSphere アドバンスドモニター画面の外観           | .75  |
| 5.2 ナビゲーションバー                            | .77  |
| 5.3 モニタリングビュー                            | . 80 |
| 5.31 パラメータタイル                            | .81  |
| 5.3.1.1 パラメータの変更                         | .81  |
|  |      |

| 5.3.1.2 アラーム/ターゲットの変更        | 82  |
|------------------------------|-----|
| 5.3.1.3 ステータスインジケータ          | 83  |
| 5.3.2 メインモニタリングビュー           | 84  |
| 5.3.3 グラフトレンドモニタリングビュー       | 84  |
| 5.3.3.1 グラフトレンドのスクロールモード     | 85  |
| 5.3.3.2 インターヘンンヨンイヘント        | 86  |
| 5.3.3.5 リアルタイム血圧仮形アイハクレイ     | 80  |
| 5.3.41 表トレンドのスクロールモード        | 90  |
| 5.3.5 グラフ/表分割                |     |
| 5.3.6 フィジオビュー画面              | 91  |
| 5.3.6.1 SVV スロープインジケータ       | 92  |
| 5.3.7 コックピット画面               | 92  |
| 5.3.8 フィジオツリー                | 93  |
| 5.3.8.1 連続モードと履歴モード          | 93  |
| 5.3.8.2 パラメータボックス            | 95  |
| 5.3.8.3 ターゲットの設定およびパラメータ値の人力 | 95  |
| 5.3.9 ユールホシショニング 画面          | 96  |
| 5.4 フォーカスモニタリングフォーマット        | 97  |
| 5.4.1 モニタリングビューの選択           | 97  |
| 5.4.2 血圧波形タイル                | 97  |
| 5.4.3 フォーカスパラメータタイル          | 98  |
| 5.4.4 パラメータの変更               | 98  |
| 5.4.5 アラーム/ターゲットの変更          | 98  |
| 5.4.6 フォーカスメイン画面             | 99  |
| 5.4.7 フォーカスグラフトレンド画面         | 99  |
| 5.4.8 フォーカスチャート画面            | 100 |
| 5.5 臨床ツール                    | 101 |
| 5.5.1 モニタリングモードの選択           | 101 |
| 5.5.2 CVP 入力                 | 101 |
| 5.5.3 算出パラメータ計算              | 102 |
| 5.5.4 イベントレビュー               | 102 |
| 5.6 情報バー                     | 105 |
| 5.6.1 バッテリー                  | 106 |
| 5.6.2 画面の明るさ                 | 106 |
| 5.6.3 アラーム音量                 | 106 |
| 5.6.4 スクリーンキャプチャ             | 106 |
| 5.6.5 画面ロック                  | 107 |
| 5.7 ステータスバー                  | 107 |
| 5.8 モニタリング画面のナビゲーション         | 108 |
| 5.8.1 垂直スクロール                | 108 |
| 5.8.2 ナビゲーションアイコン            | 108 |
|                              |     |

6ユーザーインターフェースの設定

|           | 6.1 パスワード保護11   | 0        |
|-----------|---|----------|
|           | 6.1.1 パスワードの変更11  | 2        |
|           | 6.2 患者データ   | 2        |
|           | 6.2.1 新規患者11  | 3        |
|           | 6.2.2 患者モニタリングの継続11   | 5        |
|           | 6.2.3 患者データの表示11  | 5        |
|           | 6.3 モニター一般設定11  | 5        |
|           | 6.3.1 言語の変更11   | 5        |
|           | 6.3.2日付、時刻表示形式の変更11   | 6        |
|           | 6.3.2.1 日付または時刻の調整11  | 6        |
|           | 6.3.3 モニタリング画面の設定11   | 7        |
|           | 6.3.4 時間の間隔/平均11  | 7        |
|           | 6.3.4.1 パラメータ値の変化を表示11  | .8       |
|           | 6.3.4.2 CO / 圧平均化時間11   | .8       |
|           | 6.3.5 アナログ圧信号人力11   | .9       |
| 7 直度わ設会   | 6.3.5.1 キャリフレーション12   | 21       |
| / 同皮は 取 足 |   |          |
|           | $7.1  \mathcal{I} = \mathcal$ | 24       |
|           | /.1.1 / フームザイレント12<br>7111 仕理的アラーム  | 25<br>25 |
|           | 7.1.1.1 生理的/ プロム  | 25<br>26 |
|           | 7.1.2 アラーム音量設定  | 26       |
|           | 7.1.3 ターゲット設定   | 26       |
|           | 7.1.4 アラーム/ターゲットセットアップ画面  | 27       |
|           | 7.1.5 全ターゲット設定  | 28       |
|           | 7.1.61つのパラメータのターゲットとアラーム設定12  | 29       |
|           | 7.2 スケール調整  | 31       |
|           | 7.3 フィジオビューおよびフィジオツリー画面 SVV / PPV パラメータ   |          |
|           | 設定13  | 33       |
|           | 7.4 デモモード   | 33       |
| 8データのエク   | スポートと接続性  |          |
|           | 8.1 データのエクスポート  | 35       |
|           | 8.1.1 データのダウンロード13  | 35       |
|           | 8.1.2 診断結果の出力13   | 37       |
|           | 8.2 ワイヤレス設定   | 37       |
|           | 8.3 HIS 接続性   | 38       |
|           | 8.3.1 患者の基本データ  | 39       |
|           | 8.3.2 患者の生理的データ   | 40       |
|           | 8.3.3 生理的アラームおよびデバイスフォルト  | 40       |

| 8.4 サイバーセキュリティ14                        | 40        |
|---|-----------|
| 8.4.1 HIPAA                             | 41        |
| 9 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング     |           |
| 9.1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの接続       | 42        |
| 9.1.1 CCO ケーブルテスト14                     | 14        |
| 9.1.2 パラメータ選択メニュー14                     | 45        |
| 9.2 連続的心拍出量14                           | 46        |
| 9.2.1 患者ケーブルの接続14                       | 46        |
| 9.2.2 モニタリングの開始14                       | 47        |
| 9.2.3 温度信号条件14                          | 48        |
| 9.2.4 CO カウントダウンタイマー14                  | 48        |
| 9.2.5 STAT CO                           | 49        |
| 9.3 間欠的心拍出量14                           | 49        |
| 9.3.1 患者ケーブルの接続14                       | 49        |
| 9.3.1.1 プローブの選択15                       | 50        |
| 9.3.2 構成設定15                            | 50        |
| 9.3.2.1 注入液容量の選択                        | 51        |
| 9.3.2.2 カアーアルのサイスの選択                    | 51<br>= 1 |
| 9.3.2.3 コンヒューノーション足数の選択                 | 51<br>51  |
| 9.3.3 ボーラス測定モードの使用方法                    | 52        |
| 9.3.4 熱希釈の概要画面                          | 53        |
| 94 EDV/RVEF モニタリング 15                   | 54        |
| 9.4.1 患者ケーブルの接続                         | 54        |
| 9.4.2 ECG インターフェースケーブルの接続               | 55        |
| 9.4.3 測定開始                              | 56        |
| 9.4.4 EDV モニタリング15                      | 57        |
| 9.4.5 STAT EDV および RVEF15               | 58        |
| 9.5 SVR                                 | 58        |
| 10 HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリング            |           |
| 10.1 圧ケーブルの概要15                         | 59        |
| 10.2 モニタリングモードの選択16                     | 52        |
| 10.3 FloTrac センサーのモニタリング16              | 52        |
| 10.3.1 FloTrac または Acumen IQ センサーの接続    | 53        |
| 10.3.2 平均時間の設定10                        | 54        |
| 10.3.3 ゼロ動脈圧16                          | 54        |
| 10.3.4 SVR モニタリング16                     | 55        |
| 10.4 TruWave DPT が接続された圧ケーブルによるモニタリング16 | 56        |
| 10.4.1 TruWave DPT の接続10                | 56        |
| 10.4.2 血管内圧のゼロ点調整16                     | 57        |

| 10.5             | Swan-Ganz モジュールモニタリングモードでの圧ケーブルによる                         |     |
|------------------|--|-----|
| モニ               | -ダリンク  | 168 |
| 10.6             | ゼロ点&波形画面   | 169 |
|                  | 10.6.1 圧の選択とセンサーのゼロ点調整                                     | 169 |
|                  | 10.6.2 圧出力   | 169 |
|                  | 10.6.3 波形確認  | 170 |
| 11 静脈血オキシメ       | トリーモニタリング  |     |
| 11.1             | オキシメトリーケーブルの概要   | 171 |
| 11.2             | 静脈血オキシメトリーの設定  | 171 |
| 11.3             | 体外キャリブレーション  | 173 |
|                  | 11.3.1 体外キャリブレーションエラー                                      | 175 |
| 11.4             | 体内キャリブレーション  | 175 |
| 11.5             | 信号品質インジケータ   | 176 |
| 11.6             | オキシメトリーデータの再読み込み   | 177 |
| 11.7             | HGB アップデート   | 178 |
| 11.8             | HemoSphere オキシメトリーケーブルのリセット                                | 179 |
| 11.9             | 新しいカテーテル   | 180 |
| 12 HemoSphere 組織 | オキシメトリーモジュールのモニタリング  |     |
| 12.1             | HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリング                           | 181 |
| 12.2             | ForeSight Elite 組織オキシメーターの概要                               | 182 |
|                  | 12.2.1 ForeSight Elite モジュール固定方法                           | 183 |
|                  | 12.2.2 固定クリップの取り付け方法                                       | 183 |
|                  | 12.2.3 固定クリップの取り外し方法                                       | 185 |
| 12.3             | HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールと ForeSight Elite モジ              |     |
| ユー               | -ルの接続方法  | 187 |
|                  | 12.3.1 患者へのセンサーの取り付け方法                                     | 191 |
|                  | 12.3.1.1 センサー設置部位の選択                                       | 191 |
|                  | 12.3.1.2 センサー設直部位の準備                                       | 192 |
|                  | 12.3.1.4 センサーをケーブルに接続する方法                                  |     |
|                  | 12.3.2 モニタリング後のセンサーの取り外し方                                  |     |
|                  | 12.3.3 モニタリングについての考察                                       | 197 |
|                  | 12.3.3.1 除細動中のモジュール使用                                      | 197 |
|                  | 12.3.3.2 干涉  | 197 |
|                  | 12.3.3.3 StO2 値の十渉   | 197 |
|                  | 12.3.4 <i>以</i> 肩ノエツククイ× <sup>-</sup>                      | 100 |
|                  | 12.3.3 十四时间の収定   | 100 |
|                  | 14.3.0 回 7 四貝イ イング ジェーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 100 |
|                  | 12.5./ ハロハモモヘ ヘ マ / ド ソニ ノ イ マ み ヒ ユ 一 回 田                 | 199 |

13 拡張機能

14 ŀ

| 13.1 Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)ソフトウェア機能                   |     |
|--|-----|
| 13.1.1 Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI)                        |     |
| 13.1.2 キーパラメータとしての HPI                               |     |
| 13.1.3 HPI アラーム                                      |     |
| 13.1.4 情報バーの HPI                                     |     |
| 13.1.5 HPI 情報バーインジケータの無効化                            |     |
| 13.1.6 HPI 非常警告ポップアップ                                |     |
| 13.1.7 HPI サブスクリーン                                   |     |
| 13.1.8 臨床適用  |     |
| 13.1.9 その他のパラメータ                                     |     |
| 13.1.10 臨床評価   |     |
| 13.1.10.1 手術患者                                       |     |
| 13.1.10.2 非手術患者                                      |     |
| 13.1.11 参照   |     |
| 13.2 パラメータ追跡機能の強化                                    |     |
| 13.2.1 GDT トラッキング                                    |     |
| 13.2.1.1 キーバフメータおよびターケットの選択<br>12.21.2 左対 CDT トラッキング |     |
| 13.2.1.2 有効 GD1 トラジキング<br>13.2.1.3 履歴 GDT            |     |
| 13.2.2 SV 最適化  |     |
| 13.2.3 GDT レポートのダウンロード                               |     |
| 13.3 輸液反応性テスト  |     |
| 13.3.1 下肢挙上テスト                                       |     |
| 13.3.2 輸液ボーラステスト                                     |     |
| 13.3.3 履歴テスト結果                                       |     |
| ラブルシューティング   |     |
| 14.1 画面上のヘルプ   |     |
| 14.2 モニターステータスランプ                                    |     |
| 14.3 圧ケーブルの通信  |     |
| 14.4 ForeSight Elite モジュールセンサーの通信                    |     |
| 14.5 HemoSphere アドバンスドモニターのエラーメッセージ                  |     |
| 14.5.1 システムのフォルト/警告                                  |     |
| 14.5.2 システムの警告                                       |     |
| 14.5.3 数値キーパッドエラー                                    | 234 |
| 14.6 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのエラーメッセージ             |     |
| 14.6.1 CO フォルト/警告                                    |     |
| 14.6.2 EDV および SV フォルト/警告                            | 237 |
| 14.6.3 iCO フォルト/警告                                   |     |
| 14.6.4 SVR フォルト/警告                                   |     |
| 14.6.5 一般的なトラブルシューティング                               |     |
|  |     |

| 14.7 圧ケーブルのエラーメッセージ  | .240  |
|--|-------|
| 14.7.1 一般的な圧ケーブルのフォルト/警告   | . 240 |
| 14.7.2 CO フォルト/警告  | . 242 |
| 14.7.3 SVR フォルト/警告   | . 244 |
| 14.7.4 MAP フォルト/警告   | . 244 |
| 14.7.5 一般的なトラブルシューティング   | . 246 |
| 14.8 静脈血オキシメトリーのエラーメッセージ   | . 247 |
| 14.8.1 静脈血オキシメトリーのフォルト/警告  | . 247 |
| 14.8.2 静脈血オキシメトリーの警告   | . 248 |
| 14.8.3 静脈血 オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング   | . 249 |
| 14.9 組織オキシメトリーのエラーメッセージ  | . 249 |
| 14.9.1 組織オキシメトリーのフォルト/警告   | . 249 |
| 14.9.2 組織オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング   | . 251 |
|  |       |
| A.1 基本性能の特性  | . 252 |
| A.2 HemoSphere アドバンスドモニターの仕様   | . 255 |
| A.3 HemoSphere バッテリーパックの仕様   | . 257 |
| A.4 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの仕様  | . 258 |
| A.5 HemoSphere 圧ケーブルの仕様  | . 259 |
| A.6 HemoSphere オキシメトリーケーブルの仕様  | . 260 |
| A.7 HemoSphere 組織オキシメトリーの仕様  | . 260 |
| 付録 B: アクセサリー   |       |
| B.1 アクセサリー一覧   | . 262 |
| B.2 アクセサリーに関する追加説明   | . 263 |
| B.2.1 ロールスタンド  | . 263 |
| B.2.2 オキシメトリークレードル   | . 263 |
| 付録C:患者ハフメータの計算式<br>付録D:エニター設定とデフォルト設定  |       |
| 日本 $D$ . $U$ 一 $V$ — $V$ — $V$ = $D$ 1 串 老 データス 力 範囲 | 270   |
| D.1 芯石 $/ / / / / / 和西 \dots $ D.1 芯石 $/ / / / / 和西 \dots$ D.2 トレンドフタールのデフェルトの制阻症                          | .270  |
| D.2 ドレンドハケールのテノオルドの前欧値   | . 270 |
| D.3 ハフメータ衣小ねよい設定可能なノフーム/ タークット範囲   | .2/1  |
| D.4 / フームおよいタークットのアノオルト値   | .272  |
| D.5 / フーム 愛 光 度  | .274  |
| D.6 言語アフオルト設定*   | .275  |
| 17 欧 D: コンピューテーション学校は  | 274   |
| E.I コノレユ―ノ―ンヨノ比奴胆  | .2/0  |

| 付録 F: システムのメンテナンス、点検およびサポート                |
|--|
| F.1 通常メンテナンス                               |
| F.2 モニターおよびモジュールの清掃                        |
| F.3 プラットフォームケーブルの清掃                        |
| F.3.1 HemoSphere オキシメトリーケーブルの清掃            |
| F.3.2 CCO ケーブルおよびコネクターの清掃                  |
| F.3.3 圧ケーブルの清掃                             |
| F.3.4 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールの清掃281 |
| F.4 点検およびサポート                              |
| F.5 Edwards Lifesciences 株式会社の所在地          |
| E.6 モニターの処分                                |
| F.6.1 バッテリーのリサイクル                          |
| E7 予防メンテナンス                                |
| E.7.1 バッテリーのメンテナンス                         |
| F.7.1.1 バッテリーのコンディショニング                    |
| F.7.1.2 バッテリーの保管                           |
| E.8 アラームシグナルのテスト                           |
| F.9 保証                                     |
| 付録 G: ガイドラインと適合の宣言                         |
| G.1 電磁両立性                                  |
| G.2 使用について                                 |
| G.3 ワイヤレス技術に関する情報                          |
| G.3.1 無線技術のサービス品質                          |
| G.3.2 無線セキュリティ対策                           |
| G.3.3 無線共存による問題のトラブルシューティング                |
| G.3.4 連邦通信委員会(FCC)の無線周波数干渉に関する声明296        |
| G.3.5 カナダ産業省の声明                            |
| G.3.6 欧州連合 R&TTE 指令                        |

付録 H: 用語集

## ×

| 図 1-1 HemoSphere アドバンスドモニターの血行動態技術接続         | . 27 |
|--|------|
| 図 3-1 HemoSphere アドバンスドモニターの正面図              | . 56 |
| 図 3-2 HemoSphere アドバンスドモニターの後面図              |      |
| (HemoSphere Swan-Ganz モジュールとの表示)             | . 56 |
| 図 3-3 HemoSphere アドバンスドモニターの右パネル             | . 57 |
| 図 3-4 HemoSphere アドバンスドモニターの左パネル(モジュールなしで表示) | . 57 |
| 図 3-5 HemoSphere アドバンスドモニターの電源入力カバー - ねじの位置  | . 60 |
| 図 3-6 起動画面                                   | . 62 |
| 図 3-7 言語選択画面                                 | . 63 |
| 図 4-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング接続の概要 | . 65 |
| 図 4-2 圧ケーブル接続の概要                             | . 68 |
| 図 4-3 オキシメトリー接続の概要                           | . 70 |
| 図 4-4 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール接続の概要         | . 73 |
| 図 5-1 HemoSphere アドバンスドモニター画面の機能             | . 76 |
| 図 5-2 ナビゲーションバー                              | . 77 |
| 図 5-3 モニター画面選択ウィンドウの例                        | . 81 |
| 図 5-4 キーパラメータ選択タイル構成メニューの例                   | . 82 |
| 図 5-5 パラメータタイル                               | . 83 |
| 図 5-6 メインモニタリングビュー                           | . 84 |
| 図 5-7 グラフトレンド画面                              | . 85 |
| 図 5-8 グラフトレンド - インターベンションウィンドウ               | . 86 |
| 図 5-9 グラフトレンド画面-インターベンション情報バルーン              | . 88 |
| 図 5-10 表トレンド画面                               | . 89 |
| 図 5-11 表トレンドの表示間隔ポップアップ                      | . 89 |
| 図 5-12 HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるモニタリング中の |      |
| [フィジオビュー] 画面                                 | . 91 |
| 図 5-13 コックピット画面                              | . 92 |
| 図 5-14 HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるモニタリング中の |      |
|  | . 93 |
| 図 5-15 フィジオツリー履歴画面                           | . 94 |
| 図 5-16 フィジオツリーのパラメータボックス                     | . 95 |
| 図 5-17 フィジオツリーのターゲット/入力ポップアップ                | . 95 |
| 図 5-18 ゴールポジショニング画面                          | . 96 |
| 図 5-19 フォーカスパラメータタイル                         | . 98 |
| 図 5-20 フォーカスパラメータタイル - パラメータとアラーム/ターゲットの     |      |
| 選択   | . 98 |



| $\square 3-21 / 3 - / 3$ | 9   |
|--|---|
| 図 5-22 フォーカスグラフトレンド画面  | 9   |
| 図 5-23 フォーカスチャート画面100  | 0   |
| 図 5-24 フォーカスチャートビュー – 列の設定100  | 0   |
| 図 5-25 情報バー – HemoSphere Swan-Ganz モジュール 105   | 5   |
| 図 5-26 情報バー – HemoSphere 圧ケーブル 105   | 5   |
| 図 5-27 画面ロックポップアップ10   | 7   |
| 図 5-28 ステータスバー   | 7   |
| 図 6-1 新規または継続選択画面11  | 3   |
| 図 6-2 新規患者データ画面114   | 4   |
| 図 6-3 モニター一般設定   | 6   |
| 図 7-1 アラーム/ターゲット設定128  | 8   |
| 図 7-2 個々のパラメータアラームおよびターゲットの設定  | 0   |
| 図 7-3 グラフトレンド画面13  | 1   |
| 図 7-4 スケール調整   | 1   |
| 図 7-5 表トレンドの表示間隔ポップアップ132  | 2   |
| 図 8-1 HIS - 患者クエリ画面138   | 8   |
| 図 8-2 HIS – 新規患者データ画面139   | 9   |
| 図 9-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュール接続の概要14  | 3   |
| 図 9-2 CCO ケーブルテストの接続14   | 5   |
| 図 9-3 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのキーパラメータ選択ウィンドウ14  | 6   |
| 図 9-4 CO 接続の概要14   | 7   |
|  |   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14  | 9   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要  | 9<br>0  |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面154  | 9<br>0<br>4   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要149図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面154図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要154  | 9<br>0<br>4<br>5  |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面154図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要155図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面154図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要155図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点 & 波形画面169   | 9<br>0<br>4<br>5<br>9   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面150図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要150図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点 & 波形画面160図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要172   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面154図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要155図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点&波形画面165図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要175図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図185  | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2  |
| 図 9-5 iCO 接続の概要149図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面154図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要155図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点&波形画面160図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要175図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図185図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図185  | 9<br>4<br>5<br>9<br>2<br>2  |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面155図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要155図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点&波形画面160図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要172図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図182図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図183図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部183   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>3   |
| 図 9-5 iCO 接続の概要149図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面155図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要155図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点&波形画面160図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要175図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図185図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図185図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部185図 12-4 モジュールケース - 固定クリップアタッチメント部185   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>3<br>3                                    |
| 図 9-5 iCO 接続の概要14図 9-6 iCO 新規設定構成画面15図 9-7 熱希釈の概要画面15図 9-7 熱希釈の概要画面15図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル16図 10-2 ゼロ点 & 波形画面16図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要17図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図18図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図18図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部18図 12-5 固定クリップの垂直方向への取り付け方法(進行中の図)18   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4                               |
| 図 9-5 iCO 接続の概要144図 9-6 iCO 新規設定構成画面156図 9-7 熱希釈の概要画面157図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要157図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル166図 10-2 ゼロ点&波形画面167図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要177図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図187図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図187図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部187図 12-5 固定クリップの垂直方向への取り付け方法(進行中の図)187図 12-6 固定クリップの水平方向への取り付け方法187   | 904509223345  |
| 図 9-5 iCO 接続の概要144図 9-6 iCO 新規設定構成画面156図 9-7 熱希釈の概要画面157図 9-7 熱希釈の概要画面157図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要157図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル166図 10-2 ゼロ点 & 波形画面167図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要177図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図187図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図187図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部187図 12-5 固定クリップの垂直方向への取り付け方法(進行中の図)187図 12-6 固定クリップの水平方向への取り付け方法187図 12-7 固定クリップの取り外し方法187   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6                     |
| <ul> <li>図 9-5 iCO 接続の概要</li></ul>   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                |
| 図 9-5 iCO 接続の概要144図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面150図 9-7 熱希釈の概要画面150図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要151図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点 & 波形画面160図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要172図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図182図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図183図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部183図 12-5 固定クリップの垂直方向への取り付け方法(進行中の図)184図 12-6 固定クリップの水平方向への取り付け方法184図 12-7 固定クリップの水平方向への取り付け方法184図 12-7 固定クリップの取り外し方法184図 12-8 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール接続の概要185図 12-9 ForeSight Elite モジュールステータス LED184  | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>9           |
| 図 9-5 iCO 接続の概要144図 9-6 iCO 新規設定構成画面150図 9-7 熱希釈の概要画面150図 9-7 熱希釈の概要画面150図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要151図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル160図 10-2 ゼロ点 & 波形画面160図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要172図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図183図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図183図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部183図 12-5 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部183図 12-5 固定クリップの垂直方向への取り付け方法(進行中の図)184図 12-6 固定クリップのの水平方向への取り付け方法184図 12-7 固定クリップの取り外し方法184図 12-8 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール接続の概要184図 12-9 ForeSight Elite モジュールステータス LED185図 12-10 センサーから保護ライナーを剥がす方法195   | 9<br>0<br>4<br>5<br>0<br>9<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>9<br>3 |

| 図 12-12 センサーの配置(頭部以外)194                             |
|--|
| 図 12-13 センサーをプリアンプケーブルに接続する方法 196                    |
| 図 12-14 センサーをプリアンプケーブルに接続する方法 196                    |
| 図 12-15 組織オキシメトリーフィジオビュー画面 200                       |
| 図 13-1 HPI キーパラメータタイル 205                            |
| 図 13-2 コックピット画面上の HPI キーパラメータ 206                    |
| 図 13-3 HPI が表示された情報バー 207                            |
| 図 13-4 パラメータ設定 – 低血圧発生予測指数 208                       |
| 図 13-5 HPI 非常警告ポップアップ 209                            |
| 図 13-6 HPI サブスクリーン 210                               |
| 図 13-7 HPI サブスクリーン – グラフトレンド値の表示 211                 |
| 図 13-8 GDT メニュー画面 – キーパラメータの選択 219                   |
| 図 13-9 GDT メニュー画面 – ターゲットの選択 220                     |
| 図 13-10 GDT 有効トラッキング 220                             |
| 図 13-11 輸液反応性テスト – 新規テスト画面 223                       |
| 図 13-12 輸液反応性テスト – 結果画面 225                          |
| 図 14-1 HemoSphere アドバンスドモニターの LED インジケータ 228         |
| 図 14-2 圧ケーブルの LED インジケータ 229                         |
| 図 14-3 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール LED インジケータ 230 |

## 表



| 表 6-3 データのエクスポートメニューのナビゲーションとパスワード保護112                    |
|--|
| 表 6-4 CO / 圧平均時間と表示更新頻度 - 低侵襲性モニタリングモード 119                |
| 表 6-5 アナログ入力パラメータ範囲121                                     |
| 表 7-1 視覚的アラームインジケータの色 124                                  |
| 表 7-2 ターゲットステータスインジケータの色126                                |
| 表 7-3 ターゲットのデフォルト127                                       |
| 表 8-1 Wi-Fi 接続状態   |
| 表 8-2 HIS 接続性ステータス138                                      |
| 表 9-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールで選択可能なパラメータおよび必要な<br>接続144 |
| 表 9-2 CO 警告およびフォルトメッセージの不安定温度信号時間経過148                     |
| 表 10-1 HemoSphere 圧ケーブルの設定と利用可能なキーパラメータ160                 |
| 表 11-1 体外キャリブレーションのオプション 174                               |
| 表 11-2 体内キャリブレーションのオプション 176                               |
| 表 11-3 信号品質インジケータのレベル 176                                  |
| 表 12-1 組織オキシメトリーセンサーの場所 189                                |
| 表 12-2 センサー選択マトリックス 192                                    |
| 表 12-3 StO2 検証方法   |
| 表 13-1 HPI 表示設定  |
| 表 13-2 HPI 値グラフおよびアラーム音表示要素                                |
| 表 13-3 HPI と他のキーパラメータの比較:類似点と相違点 205                       |
| 表 13-4 HPI のパラメータステータス色 206                                |
| 表 13-5 患者統計(手術患者)  |
| 表 13-6 患者統計(非手術患者)   |
| 表 13-7 非手術患者特性 (N=298) 214                                 |
| 表 13-8 非手術患者特性 (N=228) 215                                 |
| 表 13-9 臨床評価研究 * (手術患者) 216                                 |
| 表 13-10 臨床評価研究 * (非手術患者) 216                               |
| 表 13-11 臨床評価研究(手術患者 [N=52]) 217                            |
| 表 13-12 臨床評価研究(非手術患者 [N=298])                              |
| 表 13-13 GDT ターゲットステータスインジケータの色 221                         |
| 表 14-1 HemoSphere アドバンスドモニターの視覚的アラームインジケータ 228             |
| 表 14-2 HemoSphere アドバンスドモニターの電源ランプ 229                     |
| 表 14-3 圧ケーブルの通信ランプ 229                                     |
| 表 14-4 ForeSight Elite モジュール LED の通信ランプ 230                |
| 表 14-5 システムのフォルト/警告  |
| 表 14-6 HemoSphere アドバンスドモニターの警告 234                        |
| 表 14-7 数値キーパッドエラー  |

| 表 14-8 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの CO フォルト/警告23          | 35 |
|--|----|
| 表 14-9 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの EDV および SV フォルト/警告 23 | 37 |
| 表 14-10 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの iCO フォルト/警告 23       | 37 |
| 表 14-11 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの SVR フォルト/警告 23       | 39 |
| 表 14-12 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの一般的なトラブルシューティング23     | 39 |
| 表 14-13 HemoSphere 圧ケーブルの一般的なフォルト/警告                     | 40 |
| 表 14-14 HemoSphere 圧ケーブルの CO フォルト/警告                     | 12 |
| 表 14-15 HemoSphere 圧ケーブルの SVR フォルト/警告 24                 | 14 |
| 表 14-16 HemoSphere 圧ケーブルの MAP フォルト/警告 24                 | 14 |
| 表 14-17 HemoSphere 圧ケーブルの一般的なトラブルシューティング24               | 46 |
| 表 14-18 静脈血オキシメトリーのフォルト/警告 24                            | 17 |
| 表 14-19 静脈血オキシメトリーの警告 24                                 | 18 |
| 表 14-20 静脈血 オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング 24                   | 19 |
| 表 14-21 組織オキシメトリーのフォルト/警告 24                             | 19 |
| 表 14-22 組織オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング25                      | 51 |
| 表 A-1 HemoSphere アドバンスドモニターの基本性能-一時的および継続的な              |    |
| 電磁現象   | 53 |
| 表 A-2 HemoSphere アドバンスドモニターの物理的および機械的仕様25                | 55 |
| 表 A-3 HemoSphere アドバンスドモニターの環境仕様                         | 55 |
| 表 A-4 HemoSphere アドバンスドモニターの輸送環境仕様25                     | 55 |
| 表 A-5 HemoSphere アドバンスドモニターの技術的仕様                        | 56 |
| 表 A-6 HemoSphere バッテリーパックの物理的仕様                          | 57 |
| 表 A-7 HemoSphere バッテリーパックの環境仕様                           | 57 |
| 表 A-8 HemoSphere バッテリーパックの技術的仕様                          | 57 |
| 表 A-9 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの物理的仕様25                 | 58 |
| 表 A-10 HemoSphere Swan-Ganz モジュールパラメータの測定仕様 25           | 58 |
| 表 A-11 HemoSphere 圧ケーブルの物理的仕様25                          | 59 |
| 表 A-12 HemoSphere 圧ケーブルパラメータの測定仕様                        | 59 |
| 表 A-13 HemoSphere オキシメトリーケーブルの物理的仕様                      | 50 |
| 表 A-14 HemoSphere オキシメトリーケーブルパラメータの測定仕様                  | 50 |
| 表 A-15 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールの物理的仕様26                 | 50 |
| 表 A-16 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールの物理的仕様 26           | 51 |
| 表 A-17 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールパラメータの測定仕様26             | 51 |
| 表 B-1 HemoSphere アドバンスドモニターの部品                           | 52 |
| 表 C-1 心機能プロファイルおよび酸素化プロファイルの式                            | 54 |
| 表 D-1 患者情報   | 70 |
| 表 D-2 トレンドスケールのデフォルト値                                    | 70 |
| 表 D-3 設定可能なパラメータのアラームおよび表示範囲                             | 71 |

1

## はじめに

## 目次

|                                 | _ |
|---------------------------------|---|
| 本マニュアルの目的2                      | 1 |
| 適応                              | 1 |
| 禁忌2                             | 2 |
| 用途2                             | 3 |
| 予測される臨床的利益                      | 7 |
| IemoSphere アドバンスドモニターの血行動態技術接続2 | 7 |
| 反扱説明書の表記規則                      | 2 |
| 本書で使用する略語                       | 3 |

## 1.1 本マニュアルの目的

本書では、Edwards 社製 HemoSphere アドバンスドモニターの機能とモニタリングオプション について説明します。HemoSphere アドバンスドモニターは、Edwards 血行動態技術で得られ たモニタリングデータを表示するモジュール式装置です。

訓練を受けた救命救急診療医、看護師、医師が、救命救急診療を実施している病院で Edwards 社製 HemoSphere アドバンスドモニターを使用するために作成されています。

本書では、HemoSphere アドバンスドモニターのセットアップ、操作方法、機器間の通信手順、 制限事項について説明します。

## 1.2 適応

## 1.2.1 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere Swan-Ganz モジュール 付属)

HemoSphereアドバンスドモニターをHemoSphere Swan-GanzモジュールおよびEdwards Swan-Ganzカテーテルと併用すると、病院環境において、心拍出量(連続的心拍出量[CO] および間欠的心拍出量[iCO])と算出血行動態パラメータのモニタリングが必要な成人・小 児救命救急患者さんに使用できます。病院環境における周術期目標指向型治療プロトコルと 併せて、血行動態パラメータのモニタリングに使用することができます。使用するカテーテ ルの対象となる標的患者集団に関する詳細については、Edwards Swan-Ganzカテーテルの適応 に関する説明を参照してください。

各患者集団に対して利用できる測定パラメータおよび算出パラメータの全一覧については、 「用途」を参照してください。



## **1.2.2 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere オキシメトリーケーブ** ル付属)

HemoSphere アドバンスドモニターを HemoSphere オキシメトリーケーブルおよび Edwards オキ シメトリーカテーテルと併用すると、病院環境において、静脈血酸素飽和度(SvO<sub>2</sub> および ScvO<sub>2</sub>)と算出血行動態パラメータのモニタリングが必要な成人・小児救命救急患者さんに 使用できます。使用するカテーテルの対象となる標的患者集団に関する詳細については、 Edwards オキシメトリーカテーテルの適応に関する説明を参照してください。

各患者集団に対して利用できる測定パラメータおよび算出パラメータの全一覧については、 「用途」を参照してください。

## 1.2.3 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere 圧ケーブル付属)

HemoSphere アドバンスドモニターは、HemoSphere 圧ケーブルと併用する場合、心機能、体 液状態、血管抵抗、および血圧のバランスの継続的評価が必要な重症患者に使用します。病 院環境における周術期目標指向療法プロトコルと併せて、血行動態パラメータのモニタリン グに使用することができます。使用するセンサー/トランスデューサーに固有のターゲット 患者集団については、Edwards FloTrac センサー、Acumen IQ センサー、および TruWave DPT 適応に関する文章を参照してください。

Edwards の Acumen 低血圧発生予測指数機能は、患者に低血圧イベントが発生する可能性(1分間以上平均動脈圧 <65 mmHg の持続として定義)および関連する血行動態の生理学的洞察を医師に提供します。Acumen HPI 機能は、高度な血行動態モニタリングを受けている手術患者または非手術患者に使用します。Acumen HPI 機能は、患者の生理的状態に関する追加の量的情報として参考用としてのみ考慮し、治療決定は Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)パラメータにのみ基づいて行うべきではありません。

各患者集団に対して利用できる測定パラメータおよび算出パラメータの全一覧については、 「用途」を参照してください。

## 1.2.4 HemoSphere アドバンスドモニター(HemoSphere 組織オキシメトリー モジュール付属)

非侵襲性 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールは、血流減少または虚血状態に陥る危険性のある個人のセンサー下で、血液の局所へモグロビン酸素飽和度の絶対値の補助モニターとして使用することを目的としています。ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールは HemoSphere アドバンスドモニターに StO<sub>2</sub> を表示するためのものです。

- 大センサーを使用する場合、ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールは、成人および青年(≥40 kg)に使用できます。
- ・ 中センサーを使用する場合、ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールは、小児患者(≥3 kg)に使用できます。
- 小センサーを使用する場合、ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールは、小児患者(<8kg)の頭部および小児患者(<5kg)の頭部以外に使用できます。</li>

各患者集団に対して利用できる測定パラメータおよび算出パラメータの全一覧については、 「用途」を参照してください。

## 1.3 禁忌

HemoSphere アドバンスドモニターには禁忌はありません。

## 1.4 用途

HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームは、有資格の医療従事者または訓練を受けた臨床医が病院の救命救急医療環境で使用することを想定しています。

HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームは、対応する Edwards Swan-Ganz お よびオキシメトリーカテーテル、ならびに FloTrac、Acumen IQ、TruWave DPT、ForeSight Elite センサーと併用します。

HemoSphere アドバンスドモニターおよび接続された HemoSphere Swan-Ganz モジュールでの モニタリング中に利用できるパラメータの全一覧は、以下の表 1-1 に掲載されています。 小児患者集団に使用できるのは、iCO、iCI、iSVR および iSVRI のみです。

| 略語                | 定義              | 使用されて<br>いるサブシ<br>ステムテク<br>ノロジー   | 患者集団  | 病院環境                    |
|-------------------|-----------------|---|-------|-------------------------|
| CO                | 連続的心拍出量         | HemoSphere<br>Swan-Ganz   |       | 手術室、<br>集中治療室、<br>緊急治療室 |
| sCO               | STAT 心拍出量       |   | 成人のみ  |                         |
| CI                | 連続的心係数          |   |       |                         |
| sCl               | STAT 心係数        |   |       |                         |
| EDV               | 右室拡張末期容量        |   |       |                         |
| sEDV              | STAT 右室拡張末期容量   |   |       |                         |
| EDVI              | 右室拡張末期容量係数      |   |       |                         |
| sEDVI             | STAT 右室拡張末期容量係数 |   |       |                         |
| HR <sub>avg</sub> | 平均心拍数           |   |       |                         |
| LVSWI             | 左室1回仕事量係数       |   |       |                         |
| PVR               | 肺循環抵抗           |   |       |                         |
| PVRI              | 肺循環抵抗係数         |   |       |                         |
| RVEF              | 右室駆出分画          | モジュール   |       |                         |
| sRVEF             | STAT 右室駆出分画     |   |       |                         |
| RVSWI             | 右室1回仕事量係数       | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |       |                         |
| SV                | 1回拍出量           |   |       |                         |
| SVI               | 1回拍出量係数         |   |       |                         |
| SVR               | 体血管抵抗           |   |       |                         |
| SVRI              | 体血管抵抗係数         |   |       |                         |
| iCO               | 間欠的心拍出量         |   | 成人および |                         |
| iCl               | 間欠的心係数          |   |       |                         |
| iSVR              | 間欠的体血管抵抗        |   | 小児    |                         |
| iSVRI             | 間欠的体血管抵抗係数      |   |       |                         |

表 1-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールで利用可能なパラメータの一覧

| 略語                | 定義         | 使用されて<br>いるサブシ<br>ステムテク<br>ノロジー | 患者集団  | 病院環境            |
|-------------------|------------|---------------------------------|-------|-----------------|
| SvO <sub>2</sub>  | 混合静脈血酸素飽和度 | HemoSphere                      | 成人お上び | 手術室、            |
| ScvO <sub>2</sub> | 中心静脈血酸素飽和度 | オキシメト<br>リーケーブル                 | 小児    | 集中治療室、<br>緊急治療室 |

表 1-2 HemoSphere オキシメトリーケーブルで利用可能なパラメータの一覧

HemoSphere アドバンスドモニター、接続された HemoSphere Swan-Ganz モジュールおよびオ キシメトリーケーブル両方でのモニタリング中に、成人および小児患者集団に利用できるパ ラメータの全一覧は、以下の表 1-3 に掲載されています。

#### 表 1-3 HemoSphere Swan-Ganz モジュールとオキシメトリーケーブル で利用可能なパラメータの一覧

| 略語                 | 定義   | 使用されて<br>いるサブシ<br>ステムテク<br>ノロジー | 患者集団        | 病院環境                          |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| DO <sub>2</sub>    | 酸素運搬量                                      |                                 |             |                               |
| DO <sub>2</sub> I  | 酸素運搬量係数                                    | HemoSphere                      |             |                               |
| VO <sub>2</sub>    | 酸素消費量                                      | Swan-Ganz                       |             | 工作中                           |
| VO <sub>2</sub> e  | ScvO <sub>2</sub> をモニタリングするときの推定<br>酸素消費係数 | モシュールお<br>よび<br>HemoSphere      | 成人および<br>小児 | │ 于何至、<br>│ 集中治療室、<br>│ 緊急治療室 |
| VO <sub>2</sub> I  | 酸素消費量係数                                    | オキシメト                           |             |                               |
| VO <sub>2</sub> le | ScvO <sub>2</sub> をモニタリングするときの推定<br>酸素消費係数 |                                 |             |                               |

HemoSphere アドバンスドモニターおよび接続された HemoSphere 圧ケーブルでのモニタリン グ中に利用できるパラメータの全一覧は、以下の表 1-4 に掲載されています。

| n/r = T                             | <b>占</b> 莱  | 使用されて<br>いるサブシ<br>ステムテク | <b></b>  | 10-17-11-14-    |
|-------------------------------------|---|-------------------------|----------|-----------------|
| 略語                                  | <b>正我</b>   | 709-                    | 忠石果団     | 丙阮塓項            |
| 0                                   | 連続的心拍出量 ′   | _                       |          |                 |
| CI                                  | 連続的心係数 <sup>1</sup>   |                         |          |                 |
| CVP                                 | 中心静脈圧   |                         |          |                 |
| DIA <sub>ART</sub>                  | 全身動脈拡張期血圧   |                         |          |                 |
| DIA <sub>PAP</sub>                  | 肺動脈拡張期血圧  |                         |          |                 |
| dP/dt                               | 収縮期勾配 <sup>2</sup>  |                         |          |                 |
| Ea <sub>dyn</sub>                   | 動的動脈弾性 <sup>2</sup>   |                         |          |                 |
| MAP                                 | 平均動脈血圧  |                         |          |                 |
| MPAP                                | 平均肺動脈圧  |                         |          |                 |
| PPV                                 | 脈圧変動 <sup>1</sup>   | HemoSphere              | + L 0 1  | 手術室、集中          |
| PR                                  | 脈拍数   | 圧ケーブル                   | 成人のみ     | 冶療至、紫急<br>  治療室 |
| SV                                  | 1 回拍出量 <sup>1</sup>   |                         |          |                 |
| SVI                                 | 1 回拍出量係数 <sup>1</sup>   |                         |          |                 |
| SVR                                 | 体血管抵抗 <sup>1</sup>  |                         |          |                 |
| SVRI                                | 体血管抵抗係数 <sup>1</sup>  |                         |          |                 |
| SVV                                 | 1 回拍出量変化 <sup>1</sup>   |                         |          |                 |
| SYS <sub>ART</sub>                  | 全身動脈収縮期血圧   | -                       |          |                 |
| SYS <sub>PAP</sub>                  | 肺動脈収縮期血圧  |                         |          |                 |
| HPI                                 | Acumen Hypotension Prediction Index<br>(低血圧発生予測指数) <sup>2</sup> |                         |          |                 |
| <sup>1</sup> FloTrac パラメ-<br>利田可能です | ータは、FloTrac / Acumen IQ センサーを(                                  | 使用し、FloTrac Ø           | D機能が有効にな | っている場合に         |

利用り能です。

<sup>2</sup>HPI パラメータは、Acumen IQ センサーを使用し、HPI の機能が有効になっている場合に利用可能です。有 効化は、特定の範囲でのみ利用可能です。この拡張機能の有効化については、最寄りの Edwards の担当者に お問い合わせください。

HemoSphere アドバンスドモニター、接続された HemoSphere 圧ケーブルおよびオキシメト リーケーブル両方でのモニタリング中に、成人患者集団に利用できるパラメータの全一覧は、 以下の表 1-5 に掲載されています。

| 略語                 | 定義   | 使用されて<br>いるサブシ<br>ステムテク<br>ノロジー | 患者集団 | 病院環境                      |
|--------------------|--|---------------------------------|------|---------------------------|
| DO <sub>2</sub>    | 酸素運搬量                                      |                                 |      |                           |
| DO <sub>2</sub> I  | 酸素運搬量係数                                    |                                 |      |                           |
| VO <sub>2</sub>    | 酸素消費量                                      | Hemosphere<br>圧ケーブルお            |      | 工作中                       |
| VO <sub>2</sub> e  | ScvO <sub>2</sub> をモニタリングするときの推定<br>酸素消費係数 | よび<br>HemoSphere                | 成人のみ | ● 于何至、<br>集中治療室、<br>堅急治療室 |
| VO <sub>2</sub> I  | 酸素消費量係数                                    | オキシメト<br>リーケーブル                 |      | NORTH WE                  |
| VO <sub>2</sub> le | ScvO <sub>2</sub> をモニタリングするときの推定<br>酸素消費係数 |                                 |      |                           |

#### 表 1-5 HemoSphere 圧ケーブルとオキシメトリーケーブル で利用可能なパラメータの一覧

組織酸素飽和度 StO<sub>2</sub>は、以下表 1-6 に掲載される、HemoSphere アドバンスドモニター、 接続された HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール、および ForeSight Elite 組織オキシ メーターモジュールでモニタリングできます。

#### 表 1-6 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールで利用可能なパラメータの一覧

| 略語               | 定義      | 使用されてい<br>るサブシステ<br>ムテクノロ<br>ジー            | 患者集団        | 病院環境                |
|------------------|---------|--|-------------|---------------------|
| StO <sub>2</sub> | 組織酸素飽和度 | HemoSphere<br>Tissue<br>Oximetry モ<br>ジュール | 成人および<br>小児 | 手術室、集中治療<br>室、緊急治療室 |

注記 組織オキシメトリーパラメータは、ForeSight Elite モジュールとセンサーを 使用し、組織オキシメトリーの機能が有効になっている場合に有効です。 有効化は、特定の領域でのみ利用可能です。この拡張機能の有効化につい ては、最寄りの Edwards Lifesciences の担当者にお問い合わせください。 警告 HemoSphere アドバンスドモニターを適切に使用しない場合、患者さんに危険が及ぶ可能性があります。プラットフォームを使用する前に、本書の第2章に掲載されている「警告」セクションをよくお読みください。 HemoSphere アドバンスドモニターは患者さんの診断にのみ使用することが意用ないで、ため、このではないので、このではない。

図されています。本装置は、必ず生体情報モニターや患者さんの臨床徴候・症状と併せて使用してください。本装置から得られた血行動態値と患者さんの臨床症状が一致しない場合は、治療オプションに着手する前にトラブルシューティングを検討してください。

ECG 信号入力および心拍数測定から算出されたすべてのパラメータは、小児 患者について評価されていません。したがって、小児患者集団では利用でき ません。

## 1.5 予測される臨床的利益

HemoSphere アドバンスドモニタープラットフォームは患者の血行動態パラメータを監視し それに干渉することができます。対応センサーと予測決定サポートソフトウェアを併せて使 用することで、モジュール式 HemoSphere プラットフォームは予防的な臨床意思決定と患者 にあわせたケアを洞察することが容易になります。

## 1.6 HemoSphere アドバンスドモニターの血行動態技術接続

HemoSphere アドバンスドモニターは、3つの技術拡張モジュールスロット(標準サイズ2、 大型サイズ(L-Tech)1)とケーブルポート2つを備えています。モジュールとケーブル 接続ポイントは、左側面パネルにあります。図 1-1 を参照してください。



図 1-1 HemoSphere アドバンスドモニターの血行動態技術接続

各モジュール/ケーブルには、Edwards 独自の血行動態モニタリング技術が用いられています。 現在利用できるモジュールは、HemoSphere Swan-Ganz モジュール(本書の第9章 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリングで詳細を説明)、拡張機能 HemoSphere 組織オキシメト リーモジュール(本書第12章 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリングで詳 細を説明)です。現在利用できるケーブルは、下記で紹介する HemoSphere 圧ケーブル(本 書の第10章 HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリングで詳細を説明)、HemoSphere オキシメ トリーケーブル(本書の第11章 静脈血オキシメトリーモニタリングで詳細を説明)です。

## 1.6.1 HemoSphere Swan-Ganz モジュール

HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、Edwards 製の CCO ケーブルおよび互換性のある Swan-Ganz カテーテ ルを用いることで、連続的心拍出量(CO)および間 欠的心拍出量(iCO)をモニタリングできます。右室 拡張末期容量(EDV)は、患者さんの生体情報モニ



ターから取得した心拍数(HR<sub>avg</sub>)データを使用することでモニタリングできます。 HemoSphere Swan-Ganz モジュールは標準モジュールスロットに適合します。詳細は第9章 *HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング*を参照してください。表 1-7 は HemoSphere Swan-Ganz モジュールの使用中に使用可能なパラメータの一覧です。

| パラメータ         | 説明   | テクノロジー  |
|---------------|--|---|
| 連続的心拍出量(CO)   | 心臓から駆出される血液量を先端熱希釈技<br>術により連続的に評価した値(単位:<br>リットル/分)                    | Swan-Ganz CCO/CCOmbo カテー<br>テル                              |
| 連続的心係数(CI)    | 患者の体表面積(BSA)で補正された連続<br>的心拍出量  | Swan-Ganz CCO/CCOmbo カテー<br>テル                              |
| 間欠的心拍出量(iCO)  | 心臓から駆出される血液量をボーラス熱希<br>釈により間欠的に評価した値(単位:<br>リットル/分)                    | Swan-Ganz 熱希釈カテーテル  |
| 間欠的心係数(iCI)   | 患者の体表面積(BSA)で補正された間欠<br>的心拍出量  | Swan-Ganz 熱希釈カテーテル  |
| 右室駆出分画(RVEF)  | 右心室からの収縮期拍出血液量を、先端熱<br>希釈技術およびパーセンテージのアルゴリ<br>ズム分析により連続的に評価した値         | ECG 信号入力による Swan-Ganz<br>CCOmbo V カテーテル                     |
| 右室拡張末期容量(EDV) | 拡張末期の右心室の血液量について、一回<br>拍出量(単位 : mL/beat)を RVEF(%)<br>で除して算出し、連続的に評価した値 | ECG 信号入力による Swan-Ganz<br>CCOmbo V カテーテル                     |
| 1 回拍出量(SV)    | CO 評価および心拍数(単位:SV =<br>CO/ 時間 x 1000)から得られた収縮ごと<br>に心室から拍出される血液量       | ECG 信号入力による Swan-Ganz<br>CCO/CCOmbo/CCOmbo V カテー<br>テル      |
| 1 回拍出量係数(SVI) | 患者の体表面積(BSA)で補正された1<br>回拍出量  | ECG 信号入力による Swan-Ganz<br>CCO/CCOmbo/CCOmbo V カテー<br>テル      |
| 体血管抵抗(SVR)    | 左室からの血流に対する抵抗<br>(アフターロード)   | MAP および CVP アナログ圧信号入<br>カによる Swan-Ganz CCO/<br>CCOmbo カテーテル |
| 体血管抵抗係数(SVRI) |  | MAP および CVP アナログ圧信号入<br>カによる Swan-Ganz CCO/<br>CCOmbo カテーテル |

表 1-7 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのパラメータに関する説明

## 1.6.2 HemoSphere 圧ケーブル

HemoSphere 圧ケーブルは、互換性のある Edwards 圧 トランスデューサー / センサーおよびカテーテルと 使用して、血管圧モニタリングを行うことができ ます。接続した FloTrac または Acumen IQ センサー からは、連続的心拍出量 (CO) および関連する血行 動態パラメータを得られます。接続した TruWave ト ランスデューサーからは、位置に基づく血管内圧力 を得られます。HemoSphere 圧ケーブルは、モニタリ



ングケーブルポートに接続します。詳細は第10章 HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリングを参照してください。表1-8は HemoSphere 圧ケーブルの使用中に使用可能なパラメータの一覧です。

| パラメータ  | 説明  | テクノロジー   |
|--|---|--|
| 連続的心拍出量(CO)  | 既存の動脈圧波形と FloTrac システムの<br>アルゴリズムを使用して、心臓が送り出<br>す血液量の連続的評価により、リットル<br>/ 分で測定 | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 連続的心係数(CI)   | 患者の体表面積(BSA)で補正された連<br>続的心拍出量   | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 中心静脈圧(CVP)   | 中心静脈血圧  | 中心静脈のカテーテルラインで<br>TruWave 圧トランスデューサー<br>を使用        |
| 拡張期血圧<br>(DIA <sub>ART</sub> /DIA <sub>PAP</sub> ) | 肺動脈圧(PAP)または全身動脈血圧<br>(ART)の拡張期血圧測定   | FloTrac センサー、Acumen IQ セン<br>サー、TruWave 圧トランスデューサー |
| 収縮期勾配(dP/dt)*                                      | 末梢動脈で測定した動脈圧波形の最大上<br>昇勾配 *   | Acumen IQ センサー                                     |
| 動的動脈弾性 (Ea <sub>dyn</sub> )*                       | 動脈系(動脈弾性)による左室へのアフ<br>ターロードを左室弾性と比較して測定*                                      | Acumen IQ センサー                                     |
| Acumen 低血圧発生予測<br>指数(HPI)*                         | 患者に低血圧イベント(1 分間以上持続<br>して MAP <65 mmHg)が発生する可能<br>性を示す指数 *                    | Acumen IQ センサー                                     |
| 平均動脈圧(MAP)   | 1回の心臓周期の平均全身血圧  | FloTrac センサー、Acumen IQ セン<br>サー、TruWave 圧トランスデューサー |
| 平均肺動脈圧(MPAP)                                       | 1回の心臓周期の平均肺動脈血圧   | 肺動脈カテーテルラインの TruWave 圧<br>トランデューサー                 |
| 脈圧変動(PPV)  | PPmean に対する PPmin と PPmax の<br>パーセントの差。ここでは、<br>PP = SYS-DIA(収縮期圧 - 拡張期圧)     | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 脈拍数(PR)  | 1 分当たりの動脈血の圧脈拍回数  | FloTrac センサー、Acumen IQ セン<br>サー、TruWave 圧トランスデューサー |
| 1回拍出量(SV)  | 1回の拍動で駆出される血液の量   | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 1 回拍出量係数(SVI)                                      | 患者の体表面積(BSA)で補正された1<br>回拍出量   | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 体血管抵抗(SVR)   | 左室からの血流に対する抵抗(アフター<br>ロード)  | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 体血管抵抗係数(SVRI)                                      | 患者の体表面積(BSA)で補正された体<br>血管抵抗   | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 1回拍出量変化(SVV)                                       | SVmean に対する SVmin と SVmax の<br>パーセントの差  | FloTrac または Acumen IQ センサー                         |
| 収縮期血圧<br>(SYS <sub>ART</sub> /SYS <sub>PAP</sub> ) | 肺動脈圧(PAP)または全身動脈血圧<br>(ART)の収縮期血圧測定   | FloTrac センサー、Acumen IQ セン<br>サー、TruWave 圧トランスデューサー |
| *HPI パラメータは、Acun<br>化は、特定の範囲でのみま                   | nen IQ センサーを使用し、HPI の機能が有効<br>副用可能です。この拡張機能の有効化につい                            | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー               |

化は、特定の範囲でのみ利用可能です。この拡張機能の有効化については、最寄りの Edwards Lifesciences 株 式会社にお問い合わせください。

**注記** HemoSphere 圧ケーブルで計算する心拍出量は、算出方法とアルゴリズム の相違により、HemoSphere Swan-Ganz モジュールでの計算と異なる場合が あります。

## 1.6.3 HemoSphere オキシメトリーケーブル

HemoSphere オキシメトリーケーブルは、互換性がある Edwards 製オキシメトリーカテーテルを用いることで、混合静脈血酸素飽和度(SvO<sub>2</sub>)または中心静脈 血酸素飽和度(ScvO<sub>2</sub>)をモニタリングできます。 HemoSphere オキシメトリーケーブルをモニタリング ケーブルポートに接続し、他の血行動態モニタリング 技術と組み合わせて使用することができます。オキシ



メトリーモニタリングの詳細は第11章*静脈血オキシメトリーモニタリング*を参照してください。表 1-9 は、HemoSphere オキシメトリーケーブルを使用中に利用可能なパラメータの一覧です。

| パラメータ                          | 前的  |
|--------------------------------|---|
| 中心静脈血酸素飽和度(ScvO <sub>2</sub> ) | 上大静脈で測定される静脈の酸素飽和度                                  |
| 混合静脈血酸素飽和度(SvO <sub>2</sub> )  | 肺動脈で測定される静脈の酸素飽和度                                   |
| 酸素消費量(VO <sub>2</sub> )        | 1分あたりに身体が使用する酸素の量                                   |
| 推定酸素消費量(VO <sub>2</sub> e)     | 1分あたりに身体が使用する酸素の推定量(ScvO <sub>2</sub> モニタ<br>リングのみ) |
| 酸素消費量係数(VO <sub>2</sub> I)     | 体表面積(BSA)に対して係数化される1分あたりに身<br>体が使用する酸素の量            |
| 推定酸素消費量係数(VO <sub>2</sub> le)  | 体表面積(BSA)に対して係数化される1分あたりに身<br>体が使用する酸素の推定量          |

#### 表 1-9 HemoSphere オキシメトリーケーブルのパラメータに関する説明

## 1.6.4 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール

HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールは、 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール (FSM) お よび互換性がある組織オキシメトリーセンサーを使用す る組織オキシメトリー (StO<sub>2</sub>) モニタリングが可能です。



HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールは標準モジュールスロットに適合しています。 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールによるモニタリングは拡張機能です。有効化は、 特定の範囲でのみ利用可能です。この拡張機能の有効化については、最寄りの Edwards Lifesciences の担当者にお問い合わせください。詳細については、第12章 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリングを参照してください。表 1-10 は HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールの使用中に使用可能なパラメータの一覧です。

| 表 1-10 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュ- | ールのパラメータに関する説明 |
|---------------------------------|----------------|
|---------------------------------|----------------|

| パラメータ               | 説明                  | テクノロジー            |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 組織オキシメトリー           | センサーの位置より下の体表面で測定した | 近赤外光反射の CAS 医療用セン |
| (StO <sub>2</sub> ) | 絶対組織酸素飽和度           | サー検出              |

## 1.6.5 文書類および訓練

HemoSphere アドバンスドモニターで利用できる文書類および訓練は次のとおりです。

- HemoSphere アドバンスドモニター取扱説明書
- HemoSphere アドバンスドモニタークイックスタートガイド
- HemoSphere 圧出力ケーブル取扱説明書
- HemoSphere バッテリー取扱説明書
- HemoSphere ロールスタンド取扱説明書
- HemoSphere オキシメトリークレードル取扱説明書

HemoSphere アドバンスドモニターのコンポーネントには、取扱説明書が同梱されています。 表 B-1「HemoSphere アドバンスドモニターの部品」(262 ページ)を参照してください。 HemoSphere アドバンスドモニターに関する訓練の受講方法または文書類の入手方法につい ての詳細は、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にお問い合わせください。付録 F「シス テムのメンテナンス、点検およびサポート」を参照してください。

## 1.7 取扱説明書の表記規則

表 1-11 は本書で使用する表記規則の一覧です。

| 規則                              | 説明  |
|---------------------------------|---|
| 太字                              | 太字のテキストはソフトウェア用語を示します。ソフトウェア用語また<br>はフレーズは、左欄のように画面に表示されます。   |
| 太字ボタン                           | ボタンは、オプション用のタッチスクリーンのアクセスポイントで、<br>太字で表示されます。例えば、画面上で [ <b>レビュー</b> ] ボタンは以下のよ<br>うに表示されます。<br><b>レビュー</b>                          |
| <i>→</i>                        | 矢印は、画面のメニューオプションで連続して選択する2つのメニュー<br>の間に表示されます。  |
| Ř                               | アイコンは、メニューまたはナビゲーションを画像として表示した、<br>タッチスクリーンのアクセスポイントです。HemoSphere アドバンスド<br>モニターで表示されるメニューアイコンの全一覧については、表 2-1<br>(48 ページ)を参照してください。 |
| <b>オキシメトリーキャリブレーション</b><br>アイコン | 文字が太字のメニューアイコンは、ソフトウェアの用語または画面に表示される用語が使われているアイコンです。たとえば、[オキシメトリーキャリブレーション] アイコンは次のように画面に表示されます。                                    |

表 1-11 取扱説明書の表記規則

## 1.8 本書で使用する略語

### 表 1-12 頭字語、略語

| 略語                 | 定義   |
|--------------------|--|
| A/D                | アナログ/デジタル  |
| ART                | 全身動脈血圧   |
| BSA                | 体表面積   |
| BT                 | 血液温度   |
| CaO <sub>2</sub>   | 動脈血酸素含有量   |
| CI                 | 心係数  |
| СО                 | 心拍出量   |
| ссо                | 連続的心拍出量<br>(所定の Swan-Ganz カテーテルおよび<br>CCO ケーブルを説明する際に使用) |
| CPI                | 心拍出力係数   |
| СРО                | 心拍出力   |
| CVP                | 中心静脈圧  |
| DIA <sub>ART</sub> | 全身動脈拡張期血圧  |
| DIA <sub>PAP</sub> | 肺動脈拡張期血圧   |
| DO <sub>2</sub>    | 酸素運搬量  |
| DO <sub>2</sub> I  | 酸素運搬量係数  |
| dP/dt              | 収縮期勾配(動脈圧波形の最大上昇<br>勾配)                                  |
| DPT                | 使い捨て圧トランスデューサー   |
| Ea <sub>dyn</sub>  | 動的動脈弾性   |
| EDV                | 拡張末期容量   |
| EDVI               | 拡張末期容量係数   |
| ESV                | 収縮末期容量   |
| ESVI               | 収縮末期容量係数   |
| efu                | 駆出分画単位   |
| FSE                | ForeSight Elite  |
| FSM                | ForeSight Elite モジュール                                    |
| FRT                | 輸液反応性テスト   |
| FT-CO              | FloTrac 動脈圧自動キャリブレーション<br>済み心拍出量                         |
| GDT                | 目標指向療法   |
| Hct                | ヘマトクリット  |
| HIS                | 病院情報システム   |
| HGB                | ヘモグロビン   |
| HPI                | Acumen Hypotension Prediction Index                      |
| HR                 | 心拍数  |
| HR <sub>avg</sub>  | 平均心拍数  |
| IA                 | インターベンション分析  |
| iCl                | 間欠的心係数   |
| iCO                | 間欠的心拍出量  |
| IEC                | 国際電気標準会議   |
| IT                 | 注入液温度  |

### 表 1-12 頭字語、略語(続き)

| 略語                 | 定義   |
|--------------------|--|
| LED                | 発光ダイオード                                      |
| LVSWI              | 左室 1 回仕事量係数                                  |
| MAP                | 平均動脈圧  |
| MPAP               | 平均肺動脈圧                                       |
| OR                 | 手術室  |
| PA                 | 肺動脈  |
| PAP                | 肺動脈血圧  |
| PaO <sub>2</sub>   | 動脈酸素分圧                                       |
| PAWP               | 肺動脈楔入圧                                       |
| PPV                | 脈圧変動   |
| PR                 | 脈拍数  |
| POST               | 電源オン・セルフテスト                                  |
| PvO <sub>2</sub>   | 静脈血酸素分圧                                      |
| PVR                | 肺血管抵抗  |
| PVRI               | 肺血管抵抗係数                                      |
| RV                 | 右室   |
| RVEF               | 右室駆出分画                                       |
| RVSWI              | 右室 1 回仕事量係数                                  |
| sCl                | STAT 心係数                                     |
| sCO                | STAT 心拍出量                                    |
| ScvO <sub>2</sub>  | 中心静脈血酸素飽和度                                   |
| sEDV               | STAT 拡張末期容量                                  |
| sEDVI              | STAT 拡張末期容量指数                                |
| SpO <sub>2</sub>   | 動脈血酸素飽和度                                     |
| SQI                | 信号品質インジケータ                                   |
| sRVEF              | STAT 右室駆出分画                                  |
| ST                 | 表面温度   |
| STAT               | パラメータ値の迅速推定                                  |
| StO <sub>2</sub>   | 組織酸素飽和度                                      |
| SV                 | 1回拍出量  |
| SVI                | 1回拍出量係数                                      |
| SvO <sub>2</sub>   | 混合静脈血酸素飽和度                                   |
| SVR                | 体血管抵抗  |
| SVRI               | 体血管抵抗係数                                      |
| SVV                | 1回拍出量変化                                      |
| SYS <sub>ART</sub> | 全身動脈収縮期血圧                                    |
| SYS <sub>PAP</sub> | 肺動脈収縮期血圧                                     |
| Touch              | 画面にタッチすることで HemoSphere<br>アドバンスドモニターを使用すること。 |
| TD                 | 熱希釈測定  |
| USB                | ユニバーサル・シリアル・バス<br>(USB コネクター)                |

### 表 1-12 頭字語、略語(続き)

| 略語                 | 定義        |
|--------------------|-----------|
| VO <sub>2</sub>    | 酸素消費量     |
| VO <sub>2</sub> I  | 酸素消費量係数   |
| VO <sub>2</sub> e  | 酸素消費量の推定値 |
| VO <sub>2</sub> le | 推定酸素消費量係数 |

## 安全性と記号

## 目次

| 安全性の信号語の定義                |
|---------------------------|
| 警告                        |
| 注意43                      |
| ユーザーインターフェースの記号47         |
| 製品ラベル上の記号                 |
| 準拠規格                      |
| HemoSphere アドバンスドモニター基本性能 |

## 2.1 安全性の信号語の定義

#### 2.1.1 警告

警告とは、人体に危害があるまたは死に至るような所定の動作もしくは状況を知らせるもの です。

**警告** 警告は、本書の文中ではこのように表示されます。

#### 2.1.2 注意

注意とは、機器の故障、不正確なデータの生成、操作の無効化を引き起こすような動作もし くは状況を知らせるものです。

**注意** 注意は、本書の文中ではこのように表示されます。

#### 2.1.3 注記

機能または手順に関する有用な情報への注意を促します。

注記 注記は、本書の文中ではこのように表示されます。



## 2.2 警告

以下は、HemoSphere アドバンスドモニターの取扱説明書で用いられている警告です。 本書で機能や手順に関して説明する際に用いられます。

- Edwards 社の HemoSphere アドバンスドモニターを使用する前に、本書をよくお読み ください。
- HemoSphere アドバンスドモニターと互換性があるアクセサリーを使用する際は、 使用前に当該アクセサリーに付属の取扱説明書を参照してください。
- 患者さんやユーザーのけが、プラットフォームの損傷、不正確な測定を避けるため、 破損がある、あるいは互換性がないプラットフォームアクセサリー、部品、ケーブ ルは使用しないでください。
- HemoSphere アドバンスドモニターを適切に使用しない場合、患者さんに危険が及ぶ可能性があります。プラットフォームを使用する前に、本書の第2章に掲載されている「警告」セクションをよくお読みください。(第1章)
- HemoSphere アドバンスドモニターは患者さんの診断にのみ使用することが意図されています。本装置は、必ず生体情報モニターや患者さんの臨床徴候・症状と併せて使用してください。本装置から得られた血行動態値と患者さんの臨床症状が一致しない場合は、治療オプションに着手する前にトラブルシューティングを検討してください。(第1章)
- ECG 信号入力および心拍数測定から算出されたすべてのパラメータは、小児患者 について評価されていません。したがって、小児患者集団では利用できません。 (第1章)
- ・ 感電の危険があります!濡れた手でシステムケーブルを抜き差ししないでください。 システムケーブルを抜く前に、手が乾いているか確認してください。(第3章)
- 爆発の危険があります!空気、酸素または亜酸化窒素と可燃性麻酔の混合ガスが存在する場所で HemoSphere アドバンスドモニターを使用しないでください。(第3章)
- 本製品には金属部品が含まれています。磁気共鳴(MR)環境下で使用しないでください。(第3章)
- ・ 患者さんやユーザーの怪我、または機器の損傷に関するリスクを最小限に抑えるため、HemoSphere アドバンスドモニターはしっかりと設置して取り付け、すべての コードおよびアクセサリーケーブルは適切に配線してください。(第3章)
- ・ HemoSphere アドバンスドモニターの上に別の装置や物を置かないでください。(第3章)
- IPX1 耐水を確保するため、HemoSphere アドバンスドモニターは垂直に設置してください。(第3章)
- モニタリング画面に液体がかからないようにしてください。液体がかかるとタッチ スクリーンが機能しなくなる恐れがあります。(第3章)
- モニターは、後面パネルのポートや電源コードに手が届きにくくなる位置に配置しないでください。(第3章)
- 機器は、高周波手術装置を使用する設計になっています。高周波手術装置の干渉 により、パラメータの測定が不正確になる可能性があります。高周波手術装置を 使用することで起こり得る危険性を低減するため、患者用ケーブルは損傷してい ないもののみを使用し、取扱説明書の指定どおりに付属機器を接続してください。 (第3章)
- このシステムは、除細動器を使用する設計になっています。除細動器の適性な動作 を確実にするため、患者用ケーブルは損傷していないもののみを使用し、取扱説明 書の指定どおりに付属機器を接続してください。(第3章)
- プリンターをはじめとするすべての IEC/EN 60950 機器は、患者さんのベッドから 1.5 m 以上離してください。(第3章)
- バッテリーが完全に挿入され、バッテリードアに正しくラッチがかかっていること を確認してください。バッテリーが落下すると、患者さんや医師が重傷を負うおそ れがあります。(第3章)
- HemoSphereアドバンスドモニターには正規のEdwards製バッテリーのみを使用してください。バッテリーパックをモニターから取り出した状態で充電しないでください。取り出した状態で充電すると、バッテリーが損傷したり、ユーザーがけがをしたりする場合があります。(第3章)
- 停電時のモニタリング中断を予防するため、HemoSphere アドバンスドモニターには 常にバッテリーを装着して使用してください。(第3章)
- 停電時やバッテリーの消耗時には、モニターは自動的にシャットオフされます。
  (第3章)
- ・ 電源コード入力カバーを取り付けずにHemoSphereアドバンスドモニタリングプラットフォームを使用しないでください。カバーを取り付けずに使用すると、液体が浸入するおそれがあります。(第3章)
- 電源アダプターに接続する際は、延長コードやマルチタップを使用しないでください。
  (第3章)
- ・ 感電のリスクを回避するため、HemoSphereアドバンスドモニターは(保護アースで) 接地された電源にのみ接続してください。3本突起アダプターを2本突起アダプター に使用しないでください。(第3章)
- 機器を「hospital only」、「hospital grade」というマークが付いたコンセントまたは同等のコンセントに接続した場合しか、接地の信頼性が得られません。(第3章)
- 電源ケーブルのプラグをAC電源から抜いて、AC電源からモニターを切り離してください。モニターのオン/オフボタンでは、AC電源からシステムを切り離すことはできません。(第3章)
- Edwards Lifesciences株式会社が販売する正規のHemoSphereアドバンスドモニター用ア クセサリー、ケーブル、部品のみを使用してください。正規品以外のアクセサリー、 ケーブル、または部品を使用した場合、患者の安全または測定精度に影響すること があります。(第3章)
- 新規患者セッションを開始したら、デフォルトの生理的アラーム範囲(上限/下限) を必ず確認して、所定の患者さんに適切な範囲になるようにしてください。(第6章)

- 新規患者を HemoSphere アドバンスドモニターに接続する際には必ず、[新規患者] を実行するか、患者データプロフィールを消去してください。これを行わないと、 履歴表示に前患者のデータが表示されることがあります。(第6章)
- HemoSphere アドバンスドモニターのアナログ通信ポートは、カテーテルのトランス デューサ部分から分離された一般的なアースを共有しています。HemoSphere アドバ ンスドモニターに複数の機器を接続する場合は、各機器には個別に電源を供給し、 接続機器の絶縁が損なわれないようにしてください。(第6章)
- 最終的なシステム構成のリスクと漏洩電流は、IEC 60601-1:2005/A1:2012 に準拠している必要があります。ユーザーの責任においてコンプライアンスを徹底してください。 (第6章)
- モニターに接続するアクセサリー装置は、データ処理装置として IEC/EN 60950、 または電子医療機器として IEC 60601-1:2005/A1:2012の認証を取得している必要が あります。機器の併用はすべて IEC 60601-1:2005/A1:2012のシステム条件に準拠し ている必要があります。(第6章)
- 別のベッドサイドモニターに切り替える場合は、リストされたデフォルト値がまだ 有効かどうかを必ず確認してください。必要に応じて、電圧範囲および対応するパ ラメータ範囲を再設定またはキャリブレーションしてください。(第6章)
- 患者さんの安全性に問題を引き起こす可能性がある場合は、アラーム音をオフにしないでください。(第7章)
- アラーム音量を適切にモニタリングできなくなる音量に下げないでください。適切な音量に設定されていない場合、患者の安全性に問題が生じる可能性があります。 (第7章)
- 視覚的な生理的アラームとアラーム音は、画面上でパラメータがキーパラメータ (パラメータグローブタイルに表示されている1~8のパラメータ)として設定され ている場合にのみ有効です。パラメータがキーパラメータとして選択および表示さ れていない場合、そのパラメータのアラームランプおよびアラーム音は作動しません。(第7章)
- デモデータと臨床データを間違えないように、臨床設定でデモモードが起動していないことを確認してください。(第7章)
- 分散型アラームシステムの一部として HemoSphere アドバンスドモニターを使用しないでください。HemoSphere アドバンスドモニターは、遠隔アラームモニタリング/管理システムをサポートしていません。データは、グラフ作成のみを目的として記録および転送されます。(第8章)
- HemoSphere Swan-Ganz モジュール(装着部による接続、耐除細動)を互換性のある モニタリングプラットフォームに接続した場合に限り、IEC 60601-1 に適合します。
   本書に記載されていない方法で外部機器を接続する場合や、システムを構築する場合は、この規格を満たさないことになります。本書に記載されている方法で製品を 使用しない場合は、患者やオペレータが感電する危険性が高まります。(第9章)
- いかなる形であっても、本製品を修理・分解・改造しないでください。修理・分解・改造すると、患者さんやオペレータの安全、または製品の性能に影響を及ぼすおそれがあります。(第9章)

- サーマルフィラメント周辺で血流が止まった場合は、COモニタリングを必ず中止してください。COモニタリングを中止する必要がある臨床状況とは、次のようなものです(ただし、下記に限定されるわけではありません)。・患者さんが人工心肺装置を装着している間・カテーテルが部分的に外れてサーミスタが肺動脈にない場合・患者さんからカテーテルを抜去している間(第9章)
- ペースメーカー装着患者-心拍計は、心停止や不整脈発生時もペースメーカーの レートの計測を続けます。表示された心拍数のみで判断しないでください。ペース メーカー装着患者は、注意して観察してください。本機のペースメーカーパルス除 去能の開示については表 A-5 (256 ページ)をご覧ください。(第9章)
- 体内または体外ペーシングによるサポートが必要な患者さんの場合は、以下の状況下では、心拍数および心拍数の算出パラメータの取得に HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームを使用しないでください。・ベッドサイドモニターから得られたペーサーパルス同期出力がペーサーパ ルスを含んでいる場合であっても、その特徴が表 A-5 に記載するペース メーカーパルス除去能の仕様外である場合。・ベッドサイドモニターから得られたペーサーパルス同期出力の特徴が判断できない場合。(第9章)
- SV、EDV、RVEFなどの算出パラメータや関連する指標パラメータを解釈する際は、 心拍数(HRavg)と、患者モニターの心拍数とECG波形の表示に齟齬がないか注意 してください。(第9章)
- FloTrac センサー、Acumen IQ センサー、TruWave トランスデューサー、またはカテー テルは再滅菌、再使用しないでください。カテーテルの「取扱説明書」を参照して ください。(第 10 章)
- 浸水、破損、または電気接続部が露出している FloTrac センサー、Acumen IQ セン サー、TruWave トランスデューサー、またはカテーテルは使用しないでください。 (第 10 章)
- アクセサリーの取り付けや使用、および関連する警告、禁忌・禁止、注意および 仕様については、使用するアクセサリーの添付文書(取扱説明書)を参照してく ださい。(第 10 章)
- IEC 60601-1 への適合は、HemoSphere 圧ケーブル(装着部アクセサリー、耐除細動) を互換性のあるモニタリングプラットフォームに接続した場合にのみ維持されます。 本書に記載されていない方法で外部機器を接続する場合や、システムを構築する場 合は、この規格を満たさないことになります。本書に記載されている方法で製品を 使用しない場合は、患者やオペレータが感電する危険性が高まります。(第10章)
- HemoSphere アドバンスドモニタープラットフォームを脈拍計または血圧計として使用しないでください。(第10章)

- HemoSphere オキシメトリーケーブル(装着部アクセサリー、耐除細動)を互換性のあるモニタリングプラットフォームに接続した場合に限り、IEC 60601-1 に適合します。本書に記載されていない方法で外部機器を接続する場合や、システムを構築する場合は、この規格を満たさないことになります。本書に記載されている方法で製品を使用しない場合は、患者やオペレータが感電する危険性が高まります。(第 11 章)
- オキシメトリーケーブルの本体を布に包んだり、患者の皮膚に直接当てたりしないでください。表面が高温(最高 45 °C)になるため、放熱して内部温度レベルを維持する必要があります。内部温度が上限を超えると、ソフトウェアフォルトが発生します。(第 11 章)
- [はい]にタッチしてオキシメトリーデータを読み込む前に、表示されたデータが現在の患者さんと一致することを確認してください。正しいオキシメトリーキャリブレーションデータと患者の基本データが読み込まれないと、正確な測定値が得られません。(第11章)
- HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール(装着部による接続、耐除細動)を互換 性のあるモニタリングプラットフォームに接続した場合に限り、IEC 60601-1 に適合 します。本書に記載されていない方法で外部機器を接続する場合や、システムを構 築する場合は、この規格を満たさないことになります。本書に記載されている方法 で製品を使用しない場合は、患者やオペレータが感電する危険性が高まります。(第 12章)
- 取り付ける前に、すべての ForeSight Elite モジュールケーブルに損傷がないことを確か めてください。何らかの破損を確認した場合、修理または交換されるまで、そのモ ジュールは絶対に使用しないでください。Edwards テクニカルサポートに連絡してく ださい。損傷した部品によりモジュールの性能が悪化するリスクや安全上の問題が あります。(第12章)
- 患者間での汚染の機会をなくすため、ForeSight Elite モジュールとケーブルを各症例後 に清掃してください。(第12章)
- 汚染や交差感染のリスクを減らすため、モジュールやケーブルが血液やその他の体液によって著しく汚染された場合は消毒してください。ForeSight Elite モジュールやケーブルを消毒できない場合、修理、交換、または廃棄してください。Edwards テクニカルサポートに連絡してください。(第12章)
- ForeSight Eliteモジュール内のケーブルアセンブリの内部部品の損傷リスクを減らすため、強く引っ張ったり、折り曲げたり、その他の負荷をモジュールケーブルにかけることは避けてください。(第12章)
- いかなる形であっても、本製品を修理・分解・改造しないでください。修理・分解・ 改造すると、患者さんやオペレータの安全、または製品の性能に影響を及ぼすおそ れがあります。(第12章)
- センサーは滅菌されていないため、擦過傷、亀裂、裂傷のある皮膚には使用しない でください。デリケートな皮膚がある部位にセンサーを使用する場合には注意を要 します。センサー、テープ、圧力をそのような部位に用いると、循環状況が悪化し たり皮膚の完全性が損なわれたりします。(第12章)

- 灌流状況が悪い組織の上にセンサーを配置しないでください。最適な接着のため、 ざらざらした皮膚表面は避けてください。センサーを、腹水、蜂巣炎、気脳症、浮 腫のある部位の上に配置しないでください。(第12章)
- ・ 電気メスを用いた処置を行う場合、望ましくない火傷をさけるため、センサーと電気メスの電極は可能な限り離して配置してください。少なくとも15 cm (6インチ) 離すことが推奨されます。(第12章)
- ForeSight Eliteモジュール用のEdwards社製正規アクセサリーのみを使用してください。 Edwards 社製アクセサリーは患者の安全性を保証し、ForeSight Elite モジュールの完全 性、正確性、電磁互換性を維持します。Edwards 社のものではないセンサーを接続す ると、適切な警告がチャネルに表示され、StO2 が記録されません。(第12章)
- センサーは患者ごとに使い捨て、再生しないよう設計されており、センサーの再利用には交差汚染または交差感染のリスクがあります。(第12章)
- ・ 患者ごとに新しいセンサーを使用し、使用後は廃棄してください。廃棄については、 それぞれの病院および施設の方針に従ってください。(第12章)
- センサーが何らかの形で損傷していると見られる場合、絶対に使用しないでください。(第12章)
- ・ センサーパッケージを常にお読みください。(第12章)
- センサーを取り付けるときは細心の注意を払ってください。センサー回路は導電性のため、EEGまたはエントロピーモニター以外の接地された導電性部品と接触させないでください。このような接触により患者の絶縁性がブリッジされ、センサーによる保護が解除されます。(第12章)
- センサーを適切に貼り付けないと、正しく測定できない場合があります。センサーの貼り付け不良または部分剥がれにより、酸素飽和度が過大または過小に読込まれる場合があります。(第12章)
- ・ 患者の体重がかかる場所にセンサーを配置しないでください。長時間圧力がかかることにより(センサーをテーピングしたり、患者がセンサー上に横たわるなど)、重量がセンサーから皮膚に移行し、皮膚に怪我を負ったり、センサー性能が減少することがあります。(第12章)
- センサー部位は、不十分な接着、循環、および皮膚完全性のリスクを下げるために、 少なくとも12時間ごとに点検する必要があります。循環状態および皮膚完全性が損なわれた場合、センサーを異なる部位に貼り付けてください。(第12章)
- 2人以上の患者に ForeSight Elite モジュールを接続しないでください。これにより、患者の絶縁性が損なわれ、センサーにより提供される保護がキャンセルされる場合があります。(第12章)
- 本モジュールは患者の安全性を促進するよう設計されています。すべてのモジュー ルパーツは「BF形の耐除細動形」であり、除細動放電の影響から保護され、患者に 取り付けたままにしておくことができます。モジュールの読み取りは除細動使用中 および 20 秒経過後までは不正確な場合があります。(第12章)
- この装置を除細動器と一緒に使用する場合、取り外す必要はありませんが、心臓除 細動器の影響から適切に保護するには、Edwards 社正規のセンサーのみを使用してく ださい。(第12章)

- 除細動中の患者に接触しないでください。重大な怪我や死亡につながる恐れがあり ます。(第 12 章)
- モニターに表示された値の精度に疑問がある場合、別の方法を使って患者のバイタ ルサインをチェックしてください。患者モニタリング用のアラームシステムの機能 は、定期的に、および製品の完全性に疑問が生じた際には都度確認してください。 (第12章)
- ForeSight Elite モジュールの操作のテストは、HemoSphere サービスマニュアルに記載 されているように、最低 6ヶ月に一度は実施してください。従わない場合、怪我につ ながる場合があります。モジュールが応答しない場合、点検や修理、または交換さ れるまで、絶対に使用しないでください。カバー内のテクニカルサポートへの連絡 情報を参照してください。(第12章)
- ・ 患者の治療にAcumen低血圧発生予測指数(HPI)のみを使用することはしないでください。治療を開始する前に患者の血行動態を確認することが推奨されます。(第13章)
- Edwards Lifesciences株式会社が販売する正規のHemoSphereアドバンスドモニター用ア クセサリー、ケーブル、部品のみを使用してください。正規品以外のアクセサリー、 ケーブル、または部品を使用した場合、患者の安全または測定精度に影響すること があります。(付録 B)
- HemoSphere アドバンスドモニターには、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。カバーを外したり、分解等を行うと、高電圧に触れる危険性があります。 (付録 F)
- ・ 感電または発火の危険があります! HemoSphere アドバンスドモニター、モジュール、 プラットフォームケーブルを液体の中に浸さないでください。また、液体が装置内 部に入らないようにしてください。(付録 F)
- いかなる場合でも、患者をモニターした状態で FSM の清掃またはメンテナンスをしないでください。モジュールの電源を切り、HemoSphere アドバンスドモニターの電源コードを抜くか、またはモジュールをモニターから外し、患者からセンサーを取り外してください。(付録 F)
- 清掃またはメンテナンスを始める前には常に FSM、ケーブル、センサー、その他の アクセサリーに損傷がないか確認してください。ケーブルが折れ曲がったり、ピン が折れていたり、損傷や摩耗がないか確認してください。何らかの破損を確認した 場合、点検や修理、または交換されるまで、そのモジュールはけして使用しないで ください。Edwards テクニカルサポートに連絡してください。(付録 F)
- ・ この指示に従わない場合、重大な怪我または死亡のリスクがあります。(付録 F)
- 爆発の危険があります!バッテリーを開けたり、焼却したり、高温下で保管したり、 短絡させたりしないでください。バッテリーが発火、爆発、液漏れ、発熱し、重傷や 死亡の原因となるおそれがあります。(付録 F)
- ・ 指定外のアクセサリー、センサー、ケーブルを使用すると、電磁放射の増加や電磁 イミュニティの低下を招くことがあります。(付録 G)
- HemoSphere アドバンスドモニターの改造は認められていません。(付録 G)

携帯形および移動形 RF 通信装置、ジアテルミー、砕石、RFID、電磁式盗難防止シス テム、金属探知機など、その他の電磁妨害源は、HemoSphere アドバンスドモニター を含む、すべての医療電気機器に影響する可能性があります。通信装置と HemoSphere アドバンスドモニターの適切な分離距離の維持に関するガイダンスは、表 G-3 に記載 されています。その他の RF エミッターの影響は不明なため、HemoSphere モニタリン グプラットフォームの機能と安全性を妨げる可能性があります。(付録 G)

# 2.3 注意

以下は、HemoSphere アドバンスドモニターの取扱説明書で用いられている注意です。本書 で機能や手順に関して説明する際に用いられます。

- 米国連邦法により本品の販売は医師または医師の指示による場合に限られています。
- 使用前に、HemoSphere アドバンスドモニターおよびモニターに使用されるすべての 付属機器に破損がないか点検してください。破損の例として、亀裂、傷、ヘこみ、 電気接続部の露出、あるいはハウジングが損傷したと思われる何らかの形跡が挙げ られます。
- ケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルではなくコネクター部を持ってください。 コネクターをねじったり曲げたりしないでください。使用前にはすべてのセンサーお よびケーブルが正しく完全に接続されているか確認してください。(第3章)
- HemoSphere アドバンスドモニターに関するデータの破損を回避するため、除細動器 を使用する前に、必ずモニターから CCO ケーブルとオキシメトリーケーブルを取り 外してください。(第3章)
- HemoSphere アドバンスドモニターを極端な温度にさらさないでください。付録Aの環境仕様を参照してください。(第3章)
- HemoSphere アドバンスドモニターを不潔な環境や埃っぽい環境にさらさないでください。(第3章)
- HemoSphere アドバンスドモニターの換気口を塞がないでください。(第3章)
- ・ 強い光によって液晶画面が見にくい状況では HemoSphere アドバンスドモニターを使用しないでください。(第3章)
- ・ 本モニターを手持ち機器として使用しないでください。(第3章)
- 機器を移動するときは、必ず電源を切り、電源コードを抜いてからにしてください。
  (第3章)
- HemoSphere アドバンスドモニターを外部機器に接続する場合は、詳しい取扱方法 について、当該外部機器の取扱説明書を参照してください。臨床で使用する前に、 システムが正しく機能することを確認してください。(第6章)
- 適切な研修を受けたスタッフのみが、HemoSphere アドバンスドモニターのアナロ グポートのキャリブレーションを行ってください。(第6章)

- HemoSphere Swan-Ganz によるモニタリング中における SVR の連続測定値の精度は、 外部モニターから送信される MAP および CVP データの品質および精度に依存し ます。HemoSphere アドバンスドモニターでは外部モニターからの MAP および CVP アナログ信号の品質を確認できないため、実測値と HemoSphere アドバンスド モニターで表示される数値(すべての派生パラメータを含む)は異なる場合があ ります。このため、SVR の連続測定値の精度を保証することはできません。アナ ログ信号の品質を判断するために、外部モニターに表示される MAP と CVP 値を、 HemoSphere アドバンスドモニターのフィジオツリー画面に表示される値と定期的 に比較してください。精度、キャリブレーション、外部モニターからのアナログ 出力信号に影響を与える可能性があるその他の変数に関する詳細については、外 部入力装置の取扱説明書を参照してください。(第6章)
- USB スティックを挿入する前に、ウイルススキャンを実施してウイルスまたはマル ウェア感染を防止してください。(第8章)
- モジュールをスロットに押し込まないでください。モジュールに均等な力をかけて、 カチッと音がするまで差し込んでください。(第9章)
- ・ 心拍出量の測定が不正確となる原因には、以下のような場合があります。・カテーテルの配置または位置が不正確・肺動脈血液の温度変化が過剰血液の温度変化を招く原因とは、以下のようなものです(ただし、下記に限定されるわけではありません)\*人工心肺手術後の状態\*冷却または加温した血液製剤溶液の中枢投与\*圧迫用具の継続的使用・サーミスタの血栓形成・解剖学的異常(例:心臓内シャント)・患者さんの過度の体動・電気メスまたは電気的外科装置による干渉・心拍出量の急激な変化(第9章)
- 付録Eを参照して、コンピューテーション定数がカテーテル添付文書の規定と同じであることを確認してください。コンピューテーション定数が異なる場合は、所定のコンピューテーション定数を手入力します。(第9章)
- 患者さんの体動やボーラス薬剤投与などで PA 血液温度が急激に変化した場合は、iCO または iCI 値が計算される原因になることがあります。誤ったトリガー曲線を回避す るため、[注入]メッセージが表示されたらできるだけ速やかに注入してください。 (第9章)
- ラベルの「使用期限」が過ぎている FloTrac センサーまたは TruWave トランスデューサー は使用しないでください。この日付以降に使用された製品は、トランスデューサーや チューブの性能、または無菌状態が損なわれている可能性があります。(第10章)
- ・ HemoSphere 圧ケーブルを何度も落とすと損傷や故障する場合があります。(第10章)
- ・ 小児患者における FT-CO 測定の有効性については評価されていません。(第 10 章)
- 以下の要因によりFT-CO測定値が不正確になる場合があります。・不適切なゼロ点調整、センサー/トランスデューサーの高さ調整が不適切・圧力線の超過減衰または不足減衰・血圧に過剰な変化がある。血圧が変化する例としては以下のものがありますが、これに限られるわけではありません。\*大動脈内バルーンポンプ・動脈圧が不正確である、あるいは大動脈圧を正しく表していないと思われるような臨床状態(ただし、以下に限定されるものではない)-\*橈骨動脈の圧波形が不整になるような極度の末梢血管収縮\*肝臓移植後にみられるような亢進状態・患者の過度の体動・電気メスまたは電気的外科装置による干渉大動脈弁逆流は、疾患の程度および左室への逆流により喪失した血液量によって、算出される1回拍出量/心拍出量の推定量が多くなる場合があります。(第10章)

- ケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルではなく、必ずコネクター部を持ってください。(第10章)
- ・ コネクターをねじったり曲げたりしないでください。(第 10 章)
- ケーブルの損傷を防ぐために、圧ケーブルのゼロ点調整ボタンに過度の力をかけないでください。(第10章)
- オキシメトリーケーブルがしっかり安定していることを確認し、取り付けたカテー テルが不必要に動かないようにしてください。(第11章)
- 体外キャリブレーションを実行する前に、カテーテル先端またはキャリブレーション カップを濡らさないようにしてください。カテーテルおよびキャリブレーション キャップは、オキシメトリーの体外キャリブレーションを正確にするため乾燥させて おく必要があります。カテーテルルーメンは、必ず、体外キャリブレーションが終了 してからフラッシュしてください。(第11章)
- オキシメトリーのカテーテルを患者の体内に挿入した後に体外キャリブレーション を行うと、キャリブレーション値が不正確になります。(第11章)
- SQI 信号は、電気的外科装置の使用により干渉を受ける場合があります。電気メスおよびケーブルは HemoSphere アドバンスドモニターから離れた場所で使用し、可能であれば、電源コードは独立した AC 電源に接続してください。信号不良の問題が継続する場合は、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にお問い合わせください。(第 11 章)
- キャリブレーション中またはデータ読み込み処理中は、オキシメトリーケーブルを 取り外さないでください。(第11章)
- オキシメトリーケーブルがHemoSphereアドバンスドモニターから別のHemoSphereアドバンスドモニターに付け替えられている場合は、モニタリング開始前に、患者さんの身長、体重、BSAが正しいことを確認してください。必要に応じて患者データを入力し直してください。(第11章)
- ステータスLEDが見にくい場所にForeSight Eliteモジュールを置くことは避けてください。(第12章)
- ・ 強い力を加えると保持タブが破損し、患者、近くにいる方、オペレータの上にモジュールが落下する危険があります。(第12章)
- ForeSight Elite モジュールをいずれかのケーブルで持ち上げたり、引っ張ったりすることや、モジュールが患者、近くにいる方、オペレータの上に落下する危険のある場所にモジュールを置かないでください。(第12章)
- ForeSight Elite モジュールを、シーツや毛布の下に置くことは避けてください。モジュール周辺の空気の流れが遮られ、モジュールケースの温度が上昇し、怪我をします。(第12章)
- モジュールをスロットに押し込まないでください。モジュールに均等な力をかけて、 カチッと音がするまで差し込んでください。(第12章)
- 頭髪密度が高い部位にセンサーを配置しないでください。(第12章)
- センサーは、清潔で乾燥した肌に平らに置いてください。センサーと皮膚の良好な接触を妨げるようないかなる細片、ローション、油、粉末、発汗、頭髪も、収集データの有効性に影響し、アラームメッセージが表示されることがあります。(第12章)

- 高輝度のシステムがセンサーの近赤外光の検出と干渉する場合があるため、LED ライトでの設定を使用する場合、センサーはセンサーケーブルと接続する前に遮光器で覆う必要があります。(第12章)
- ForeSight Elite モジュールをいずれかのケーブルで持ち上げたり、引っ張ったりすることや、ForeSight Elite モジュールが患者、近くにいる方、オペレータの上に落下する 危険のある場所にモジュールを置かないでください。(第12章)
- 患者モニタリングが始まったら、最初の StO2 再計算を避けるため、センサーを取り 替えたり、10 分以上センサーとの接続を切ったりしないでください。(第12章)
- 電気手術装置のような強い電磁気源の存在下では、測定に影響が出てしまい、その ような装置の使用中は、測定が不正確になる場合があります。(第12章)
- カルボキシヘモグロビン(COHb)またはメトヘモグロビン(MetHb)レベルの上昇 は、不正確で誤った測定につながる場合があり、通常の血管内色素沈着を変化させる ような血管内色素や色素を含んだ物質も同様です。測定の正確性に影響を与え得るそ の他の要因の例には、ミオグロビン、異常ヘモグロビン症、貧血、皮下の血だまり、 センサー経路上の異物による干渉、ビリルビン血症、外部から適用した着色(タ トゥー)、高レベルの Hgbまたは HCt、母斑などが挙げられます。(第12章)
- 高輝度のシステムがセンサーの近赤外光の検出と干渉する場合があるため、LED ライトでの設定を使用する場合、センサーはセンサーケーブルと接続する前に遮光器で覆う必要があります。(第12章)
- HPI パラメータの有効性は橈骨動脈の圧波形データを使って確立されています。その 他の場所(大腿など)からの動脈圧を使った HPI パラメータの有効性は評価されて いません。(第13章)
- HPIパラメータは、臨床的介入により急激な非生理学的低血圧発生じる状況下での低血圧発生に対して、トレンドの高度な予告を提供できない場合があります。これが発生した場合は、HPI機能は以下のものを遅滞なく提供します:非常事態ポップアップ、高優先度のアラーム、および患者に低血圧が発生していることを示す HPI値100の表示。(第13章)
- 狭窄症は左心室と後負荷(アフターロード)間の結合を低下させるため、重篤な大動脈 弁狭窄症を患う患者の場合は、dP/dtの使用に注意を要します。(第13章)
- dP/dtパラメータは、ほとんどの場合、LV(左室)収縮性の変化によって決定されますが、血管運動麻痺(静動脈分離)の状態が続いているときは後負荷の影響を受ける場合があります。このような状態では、dP/dt(収縮期勾配)がLV(左室)収縮性の変化を反映しない場合があります。(第13章)
- 表 13-11および表 13-12に記載されたHPIパラメータ情報は一般的な目安であり、個々の症例にそぐわない場合があります。治療を開始する前に患者の血行動態を確認することが推奨されます。臨床適用(211ページ)を参照してください。(第13章)
- 毎回の使用後には、機器とアクセサリーを清掃して保管してください。(付録 F)
- HemoSphere アドバンスドモニターモジュールとプラットフォームケーブルは静電気 放電(ESD)に敏感です。ケーブルやモジュールのハウジングは開けないでください。また、ハウジングに損傷がある場合はモジュールを使用しないでください。 (付録 F)

- HemoSphere アドバンスドモニター、アクセサリー、モジュール、ケーブルに液体を かけたり噴霧したりしないでください。(付録 F)
- ・ 指定した種類以外の消毒液は使用しないでください。(付録 F)
- 禁止事項:液体が電源コネクターと接触すること 液体がコネクター、モニター筐体やモジュール開口部内に入ること上記箇所のいずれかに液体が付着した場合は、モニターを操作しないでください。ただちに電源を切り、貴施設のバイオメディカル部門、または最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡ください。(付録 F)
- すべてのケーブルを定期的に検査し、不具合がないか確認してください。収納時に ケーブルをきつく巻かないでください。(付録 F)
- 上記以外の洗浄剤やスプレー剤を用いたり、プラットフォームケーブルに直接洗浄液 を注いだりしないでください。プラットフォームケーブルを蒸気、放射線、EO で滅菌 しないでください。プラットフォームケーブルを液体に浸さないでください。(付録 F)
- HemoSphere オキシメトリーケーブルを蒸気、放射線、EO で滅菌しないでください。
  HemoSphere オキシメトリーケーブルを液体に浸さないでください。(付録 F)
- ケーブルコネクターがモニターに接続されており、モニターの電源がオンになっている時に、ケーブルコネクターに電解質溶液(乳酸加リンゲル等)がかかった場合は、導電性の腐食や電気接点の急速な劣化を引き起こす可能性があります。 (付録 F)
- ケーブルコネクターを洗剤、イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒドに浸さないでください。(付録 F)
- ケーブルコネクターの乾燥にドライヤーを使用しないでください。(付録 F)
- ・ リチウムイオン電池は、連邦、州、地方すべての法律に従ってリサイクルまたは廃 棄してください。(付録 F)
- 本装置は試験を受け、IEC 60601-1-2の制限に準拠しています。これらの制限は、一般的な医療施設で設置する際に、有害な干渉に対して合理的に保護するよう設計されています。本装置は高周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、近くにある他の機器に有害な干渉を与える可能性があります。しかし特定の施設において干渉が起こらないという保証はありません。本装置が他の機器に有害な干渉を起こす場合(装置の電源を off にし再度 on にすることで分かります)、以下の対策を1つまたは複数行って、干渉がなくなるように試みてください:・受信器の向きを変えるまたは位置を変える・装置間の距離を広げる、製造業者に相談する(付録 G)

# 2.4 ユーザーインターフェースの記号

以下は、HemoSphere アドバンスドモニターの画面に表示されるアイコンです。画面の外観 やナビゲーションの詳細については、第5章「HemoSphere アドバンスドモニターのナビゲー ション」を参照してください。特定のアイコンは、所定の血行動態技術モジュールや指定の ケーブルでモニタリングを行っている間のみ表示されます。

## 表 2-1 モニター画面上の記号

| 記号                        | 説明  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                           | ナビゲーションバーアイコン   |  |  |  |  |  |  |
| * 1                       | モニタリングモードを選択  |  |  |  |  |  |  |
| 員始                        | CO モニタリングを開始<br>(HemoSphere Swan-Ganz モジュール)  |  |  |  |  |  |  |
| 0:19                      | CO カウントダウンタイマーによる CO モニ<br>タリングを停止( <i>CO カウントダウンタイ</i><br>マー(148 ページ))<br>(HemoSphere Swan-Ganz モジュール) |  |  |  |  |  |  |
|                           | ゼロ点 & 波形<br>(HemoSphere 圧ケーブル)  |  |  |  |  |  |  |
| $\odot$                   | GDT トラッキング  |  |  |  |  |  |  |
| Č.                        | 設定  |  |  |  |  |  |  |
|                           | Home(メインモニタリング画面へ戻る)  |  |  |  |  |  |  |
| $\text{A}^{+}_{\text{A}}$ | 圧波形を表示  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 圧波形を非表示   |  |  |  |  |  |  |
|                           | アラームサイレント   |  |  |  |  |  |  |
| 1:57<br>アラーム<br>一時停止      | カウントダウンタイマー付きアラーム<br>休止(サイレント)( <i>アラームサイレント</i><br>(79 ページ)を参照してください)                                  |  |  |  |  |  |  |
| 00:00:47                  | 中断したモニタリングの再開(経過時間表<br>示付き)   |  |  |  |  |  |  |
|                           | 臨床ツールメニューアイコン   |  |  |  |  |  |  |
|                           | モニタリングモードを選択  |  |  |  |  |  |  |
|                           | iCO(間欠的心拍出量)<br>(HemoSphere Swan-Ganz モジュール)  |  |  |  |  |  |  |
|                           | オキシメトリーキャリブレーション<br>(HemoSphere オキシメトリーケーブル)  |  |  |  |  |  |  |

## 表 2-1 モニター画面上の記号(続き)

| 記号                    | 説明  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
|                       | CVP を入力してください                               |  |  |  |  |  |
|                       | 算出パラメータ計算                                   |  |  |  |  |  |
| Q                     | イベントレビュー                                    |  |  |  |  |  |
|                       | ゼロ点 & 波形<br>(HemoSphere 圧ケーブル)              |  |  |  |  |  |
|                       | CCO ケーブルテスト<br>(HemoSphere Swan-Ganz モジュール) |  |  |  |  |  |
| D-D                   | HPI サブスクリーン<br>(HemoSphere 圧ケーブル)           |  |  |  |  |  |
|                       | 輸液反応性テスト<br>(拡張機能)                          |  |  |  |  |  |
|                       | メニューナビゲーションアイコン                             |  |  |  |  |  |
|                       | メインモニタリング画面へ戻る                              |  |  |  |  |  |
| $\leftarrow$          | 前のメニューへ戻る                                   |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{\bigotimes}$ | 取消  |  |  |  |  |  |
|                       | スクロールして垂直リストから項目を選択                         |  |  |  |  |  |
|                       | 垂直ページスクロール                                  |  |  |  |  |  |
|                       | 水平スクロール                                     |  |  |  |  |  |
|                       | 入力  |  |  |  |  |  |
| Ļ                     | 決定キー(キーパッド用)                                |  |  |  |  |  |
| ×                     | バックスペースキー(キーパッド用)                           |  |  |  |  |  |
| ↓                     | カーソルを左に1文字移動                                |  |  |  |  |  |
| +                     | カーソルを右に1文字移動                                |  |  |  |  |  |

## 表 2-1 モニター画面上の記号(続き)

| 記 <del>号</del> | 説明   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| X              | 取消キー(キーパッド用)   |  |  |  |  |  |  |
| $\bigcirc$     | 有効項目   |  |  |  |  |  |  |
|                | 無効項目   |  |  |  |  |  |  |
|                | クロック/波形-履歴データまたは間欠的<br>データを表示  |  |  |  |  |  |  |
|                | パラメータグローブアイコン  |  |  |  |  |  |  |
|                | アラーム/ターゲットメニュー:パラメー<br>タのアラーム音インジケータが有効  |  |  |  |  |  |  |
|                | アラーム/ターゲットメニュー : パラメー<br>タのアラーム音インジケータが無効  |  |  |  |  |  |  |
| all            | 信号品質インジケータバー<br><i>信号品質インジケータ</i> (176 ページ)を参照<br>してください<br>(HemoSphere オキシメトリーケーブル) |  |  |  |  |  |  |
| Ŵ              | SVV フィルタリング超過インジケータ : 高<br>度の脈拍変動が SVV 値に影響している可能<br>性あり                             |  |  |  |  |  |  |
| 0              | オキシメトリーキャリブレーション(キャ<br>リブレーション前)<br>(HemoSphere オキシメトリーケーブル)                         |  |  |  |  |  |  |
|                | オキシメトリーキャリブレーション(キャ<br>リブレーション後)<br>(HemoSphere オキシメトリーケーブル)                         |  |  |  |  |  |  |
|                | 情報バーアイコン   |  |  |  |  |  |  |
|                | 情報バーの HIS 有効アイコン<br>表 8-2(138 ページ)を参照してください。   |  |  |  |  |  |  |
| í©'            | スナップショット(スクリーンキャプ<br>チャー)  |  |  |  |  |  |  |
|                | 情報バーのバッテリー寿命インジケータア<br>イコン<br>表 5-4(103 ページ)を参照してください。                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>O</b>       | 画面の明るさ   |  |  |  |  |  |  |
| <b>(</b> )     | アラーム音量   |  |  |  |  |  |  |
|                | 画面ロック  |  |  |  |  |  |  |
| (i)            | ヘルプメニューのショートカット  |  |  |  |  |  |  |
| ≣              | イベントレビュー   |  |  |  |  |  |  |

## 表 2-1 モニター画面上の記号(続き)

| 記号   | 説明  |
|--|---|
| Ð  | 拍動ごとの心拍数<br>(ECG 入力による HemoSphere Swan-Ganz<br>モジュール) |
| ((v  | Wi-Fi 信号<br>表 8-1(137 ページ)を参照してください。                  |
|  | インターベンション分析アイコン                                       |
| $\left(\begin{array}{c} \bigtriangledown \\ \swarrow \end{array}\right)$ | インターベンション分析ボタン  |
| $\mathbf{\nabla}$  | インターベンション分析:カスタムイベン<br>トのインジケータ(グレー)                  |
| V  | インターベンション分析:体位変換のイン<br>ジケータ(紫)                        |
| ∢  | インターベンション分析:輸液負荷のイン<br>ジケータ(青)                        |
| $\checkmark$   | インターベンション分析 : インターベン<br>ションのインジケータ (緑)                |
|  | インターベンション分析:オキシメトリー<br>のインジケータ(赤)                     |
| ∢  | インターベンション分析:イベントのイン<br>ジケータ(黄)                        |
| 3  | インターベンション情報バルーン上の編集<br>ボタン                            |
|  | インターベンション編集画面で摘要を入力<br>するキーボードアイコン                    |
|  | GDT 追跡アイコン  |
| $\oplus$   | GDT 追跡画面上のターゲット追加ボタン                                  |
| ≥72  | GDT 追跡画面上のターゲット値ボタン                                   |
| ×  | GDT 追跡画面上のターゲット選択の解除ボ<br>タン                           |
| 61   | GDT 追跡画面上のターゲット編集ボタン                                  |
| $\bigcirc$   | GDT 追跡画面上の Time-In-Target 記号                          |
|  | HPI アイコン  |
| 00   | HPI サブスクリーンのショートカットキー                                 |

# 2.5 製品ラベル上の記号

ここでは、HemoSphere アドバンスドモニターおよびその他の利用可能な HemoSphere アドバン スドモニタリングプラットフォームのアクセサリーに記載されている記号について説明します。

#### 表 2-2 製品ラベル上の記号

| 記号                                   | 説明   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                      | 製造会社   |  |  |  |  |  |  |
|                                      | 製造日  |  |  |  |  |  |  |
| Rx only                              | 注意:米国連邦法により本品の販売は医<br>師または医師の指示による場合に限られ<br>ています             |  |  |  |  |  |  |
| IPX1                                 | IPX1 規格に従い、水の垂直滴下に対する<br>保護を提供します                            |  |  |  |  |  |  |
| IPX4                                 | IPX4 規格に従い、あらゆる方向の水跳ね<br>に対する保護を提供します                        |  |  |  |  |  |  |
| X                                    | EC 指令 2012/19/EU に従い、廃電気電子<br>機器の分別を示すマーク                    |  |  |  |  |  |  |
| 9                                    | 特定有害物質使用制限(RoHS)指令に準<br>拠 - 中国のみ                             |  |  |  |  |  |  |
| FC                                   | 連邦通信委員会(FCC)に準拠 - 米国のみ                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                      | 本品には、本品に近接する他の機器との<br>RF 干渉を引き起こす可能性のある非電離<br>放射線送信機が含まれています |  |  |  |  |  |  |
| eifu.edwards.com<br>+ 1 888 570 4016 | ウェブサイトに掲載の取扱説明書に従っ<br>てください                                  |  |  |  |  |  |  |
| i                                    | 電子版の取扱説明書は、電話またはウェ<br>ブサイトのアドレスから入手できます                      |  |  |  |  |  |  |
| contractions<br>Intertek             | ETL 認可   |  |  |  |  |  |  |
| REF                                  | カタログ番号   |  |  |  |  |  |  |
| SN                                   | シリアル番号   |  |  |  |  |  |  |
| EC REP                               | 欧州共同体の認可   |  |  |  |  |  |  |
| MR                                   | MR では危険  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CE</b><br>0123                    | 医療機器指令 93/42/EEC に適合   |  |  |  |  |  |  |

## 表 2-2 製品ラベル上の記号(続き)

| 記号                          | 説明                |
|-----------------------------|-------------------|
| CE                          | EU 適合宣言書          |
| LOT                         | バッチコード            |
| PN                          | 部品番号              |
| #                           | 数量                |
| Pb                          | 鉛フリー              |
| c <b>FN</b> <sup>®</sup> us | UL 製品認証マーク        |
| Li-ion                      | リサイクル可能なリチウムイオン電池 |
| (H)                         | 技術基準認証適合マーク(日本)   |
| $(\mathbf{x})$              | 分解しないでください        |
| X                           | 焼却しないでください        |
| MD                          | 医療機器              |
|                             | コネクター確認ラベル        |
| $\bigtriangledown$          | 等電位ターミナルスタッド      |
| •                           | USB 2.0           |
| SS←                         | USB 3.0           |
| 品                           | イーサネット接続          |
| 1                           | アナログ入力1           |
|                             | アナログ入力2           |

| 記号                | 説明                           |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| $\bigcirc$        | 圧力(DPT)出力                    |  |  |  |  |
| T                 | 耐除細動型の CF 形装着部または接続          |  |  |  |  |
| ECG               | 外部モニターからの ECG 入力             |  |  |  |  |
| нэті              | HDMI 出力                      |  |  |  |  |
| $\leftrightarrow$ | コネクター:シリアル COM 出力<br>(RS232) |  |  |  |  |
| その他の包装ラベル         |                              |  |  |  |  |
| Ť                 | 湿気厳禁                         |  |  |  |  |
|                   | こわれもの、取扱注意                   |  |  |  |  |

#### 表 2-2 製品ラベル上の記号(続き)

## 表 2-2 製品ラベル上の記号(続き)

| 記号                                     | 説明                      |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 天地無用                    |  |  |  |  |  |
|  | 包装が損傷している場合は使用しないこと     |  |  |  |  |  |
| 20                                     | 外箱はリサイクル可能なダンボール製です     |  |  |  |  |  |
| *                                      | 直射日光厳禁                  |  |  |  |  |  |
| x                                      | 温度範囲<br>(X= 下限値、Y= 上限値) |  |  |  |  |  |
| x_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 湿度範囲<br>(X= 下限値、Y= 上限値) |  |  |  |  |  |

注記

アクセサリーの製品ラベルについては、アクセサリーの取扱説明書に記載 されている記号の表を参照してください。

# 2.6 準拠規格

| 規格                       | 表題   |
|--------------------------|--|
| IEC 60601-1:2005/A1:2012 | 医用電気機器-第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般的要求事<br>項+改訂1(2012)   |
| IEC 60601-1-2:2014       | 医用電気機器-第 1-2 部:基礎安全及び基本性能に関する一般的要求<br>事項 — 副通則:電磁適合性-要求事項および試験   |
| IEC 60601-2-34: 2011     | 医用電気機器-第2-34部: 侵襲性血圧監視機器の基礎安全および基本<br>性能に関する特定要求   |
| IEC 60601-2-49:2011      | 多機能患者監視機器の基礎安全および基本性能に関する特定要求  |
| IEEE 802.11 b/g/n        | システム間の電気通信及び情報交換 - ローカル及びメトロポリタンエリ<br>アネットワーク — 特定要求事項第 11 部:ワイヤレス LAN の媒体アク<br>セス制御(MAC)および物理層(PHY)仕様 |

表 2-3 準拠規格

# 2.7 HemoSphere アドバンスドモニター基本性能

このプラットフォームは、付録Aに示す仕様に準じて互換性がある Swan-Ganz カテーテルを 用いる場合に、連続的 CO および間欠的 CO を表示します。付録Aに規定されている仕様に 準じて互換性がある FloTrac または Acumen IQ センサー、または互換性のある TruWave DPT を用いる場合に、血管内血圧を表示します。付録Aに規定されている仕様に準じて互換性が あるオキシメトリーカテーテルを用いる場合に、SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub>を表示します。このプラット フォームは、付録Aに規定されている仕様に準じて互換性のあるオキシメトリーモジュール とセンサーを用いる場合に、StO<sub>2</sub>を表示します。該当する血行動態パラメータを正確に測定 できない場合に、アラーム、警告、インジケータ、システムステータスが表示されます。 詳細については、*基本性能の特性*(252ページ)を参照してください。

機能特性を含むデバイス性能は、弊社の取扱説明書に従って使用する場合、その使用目的に 対するデバイスの安全性および性能を確認するための包括的な一連の試験により実証されて います。

# 設置および設定

# 目次

| 開梱                          | 53 |
|-----------------------------|----|
| HemoSphere アドバンスドモニターの接続ポート | 55 |
| HemoSphere アドバンスドモニターの設置    | 58 |
| 初回起動                        | 62 |

# 3.1 開梱

輸送中に破損した形跡がないかどうか、梱包箱を確認してください。何らかの破損を確認した場合は、梱包箱の写真を撮影した上で、Edwards テクニカルサポートに連絡してください。包装や内容物が破損している場合は、使用しないでください。破損の例として、亀裂、傷、 へこみ、あるいは、その他モニター、モジュール、ケーブルハウジングが損傷したと思われる何らかの形跡が挙げられます。外部に破損がある場合はすべて報告してください。

## 3.1.1 梱包箱の内容物

HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームはモジュール式であるため、梱包 箱の内容物は注文されたキットによって異なります。HemoSphere アドバンスドモニタリン グシステムはベースキット構成で、内容物は、HemoSphere アドバンスドモニター、電源 コード、電源入力カバー、HemoSphere バッテリーパック、拡張モジュール(2)、L-Tech 拡 張モジュール(1)、クイックスタートガイド、USB スティック(本取扱説明書を収録) となっています。表 3-1 を参照してください。その他のキット構成として、HemoSphere Swan-Ganz モジュール、CCO ケーブル、HemoSphere オキシメトリーケーブルが追加品とし て同梱・出荷される場合があります。消耗品およびアクセサリーは別途配送される場合があ ります。注文した製品がすべて揃っていることをご確認ください。使用可能なアクセサリー の全一覧については付録 B:「アクセサリー」を参照してください。

## 表 3-1 HemoSphere アドバンスドモニタリングのコンポーネント

| H | HemoSphere アドバンスドモニタリングシステム(ベースキット) |  |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| • | HemoSphere アドバンスドモニター               |  |  |  |
| • | HemoSphere バッテリーパック                 |  |  |  |
| • | 電源コード                               |  |  |  |
| • | 電源入力カバー                             |  |  |  |
| • | L-Tech 拡張モジュール                      |  |  |  |
| • | 拡張モジュール(2)                          |  |  |  |
| • | クイックスタートガイド                         |  |  |  |
| • | 取扱説明書(USB スティックに収録)                 |  |  |  |



# 3.1.2 プラットフォームモジュールおよびケーブルに必要なアクセサリー

以下の表に、所定の血行動態技術モジュールまたはケーブル用として、また、モニターおよ び算出した特定のパラメータを表示する際に必要なアクセサリーを示します。

#### 表 3-2 HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるパラメータのモニタリン グに必要なケーブルおよびカテーテル

|  | モニタリングおよび算出できるパラメータ |     |      |     |     |    |
|--|---------------------|-----|------|-----|-----|----|
| 必要なケーブル/カテーテル                                    | СО                  | EDV | RVEF | SVR | iCO | SV |
| CCO ケーブル   | •                   | ٠   | •    | ٠   | •   | •  |
| ECG ケーブル   |                     | •   | •    |     |     | •  |
| アナログ圧入力ケーブル                                      |                     |     |      | •   |     |    |
| 注入液温度プローブ  |                     |     |      |     | •   |    |
| Swan-Ganz 熱希釈カテーテル                               |                     |     |      |     | •   |    |
| Swan-Ganz CCO カテーテルまたは<br>Swan-Ganz CCOmbo カテーテル | •                   |     |      | •   | •   | •  |
| Swan-Ganz CCOmbo V カテーテル                         | •                   | •   | •    | •   | •   | •  |

**注記** 小児患者では、一部のパラメータはモニタリングまたは算出できません。 利用可能なパラメータについては、表 1-1 (23 ページ)を参照してください。

| 表 3-3 HemoSphere 圧ケーブルによるパラメータのモニタリン |
|--------------------------------------|
| グ用センサーオプション                          |

|                              | モニタリングおよび算出できるパラメータ |    |             |     |    |                     |      |     |                                     |
|------------------------------|---------------------|----|-------------|-----|----|---------------------|------|-----|-------------------------------------|
| 圧センサー/トラン<br>スデューサーオプ<br>ション | со                  | SV | SVV/<br>PPV | SVR | PR | SYS/<br>DIA/<br>MAP | MPAP | CVP | HPI/<br>dP/dt/<br>Ea <sub>dyn</sub> |
| FloTracセンサー                  | •                   | •  | •           | *   | •  | •                   |      |     |                                     |
| TruWaveトランス<br>デューサー         |                     |    |             |     | •  | •                   | •    | •   |                                     |
| Acumen IQセンサー                | •                   | •  | •           | *   | •  | •                   |      |     | •                                   |

<sup>\*</sup> **注記** CVP アナログ入力信号、CVP モニタリングまたは CVP 手動入力は SVR の 計算に必要です。

## 表 3-4 HemoSphere オキシメトリーケーブルによるパラメータのモニタリン グに必要なカテーテル

|   | モニタリングおよび算<br>出できるパラメータ |                  |  |
|---|-------------------------|------------------|--|
| 必要なカテーテル  | ScvO <sub>2</sub>       | SvO <sub>2</sub> |  |
| PediaSat オキシメトリーカテーテルまたは互換<br>性がある中心静脈血オキシメトリーカテーテル | •                       |                  |  |
| Swan-Ganz オキシメトリーカテーテル                              |                         | •                |  |

表 3-5 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールによるパラメータモニタリン グに必要なアクセサリー

| 必要なアクセサリー             | 組織オキシメトリー(StO <sub>2</sub> ) |
|-----------------------|------------------------------|
| ForeSight Elite モジュール | •                            |
| ForeSight Elite センサー  | •                            |

警告 感電の危険があります!濡れた手でシステムケーブルを抜き差ししないで ください。システムケーブルを抜く前に、手が乾いているか確認してくだ さい。

注意 ケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルではなくコネクター部を持っ てください。コネクターをねじったり曲げたりしないでください。使用前 にはすべてのセンサーおよびケーブルが正しく完全に接続されているか確 認してください。

> HemoSphere アドバンスドモニターに関するデータの破損を回避するため、 除細動器を使用する前に、必ずモニターから CCO ケーブルとオキシメト リーケーブルを取り外してください。

# 3.2 HemoSphere アドバンスドモニターの接続ポート

下図は、接続ポート、および HemoSphere アドバンスドモニターの正面、後面、側面パネルのその他の主な特徴を示しています。

## 3.2.1 モニター正面



図 3-1 HemoSphere アドバンスドモニターの正面図

# 3.2.2 モニター後面



図 3-2 HemoSphere アドバンスドモニターの後面図 (HemoSphere Swan-Ganz モジュールとの表示)

### 3.2.3 モニターの右パネル



図 3-3 HemoSphere アドバンスドモニターの右パネル

#### 3.2.4 モニターの左パネル



図 3-4 HemoSphere アドバンスドモニターの左パネル (モジュールなしで表示)

# 3.3 HemoSphere アドバンスドモニターの設置

#### 3.3.1 取り付け用オプションとアドバイス

HemoSphere アドバンスドモニターは、お使いになる施設の診療状況に応じて、安定した平面に設置するか、互換性があるスタンドにしっかり取り付けてください。操作時は画面の 正面に位置し、使用中は画面から離れすぎないようにしてください。本機は一度に1人が 操作することを想定しています。HemoSphere アドバンスドモニターのロールスタンドは、 オプションのアクセサリとしてご用意しています。詳細は「アクセサリーに関する追加 説明(263ページ)」を参照してください。その他の取り付け用オプションに関するアドバ イスについては、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡ください。

警告

**爆発の危険があります!**空気、酸素または亜酸化窒素と可燃性麻酔の混合 ガスが存在する場所で HemoSphere アドバンスドモニターを使用しないで ください。

本製品には金属部品が含まれています。磁気共鳴(MR)環境下で使用しないでください。

患者さんやユーザーの怪我、または機器の損傷に関するリスクを最小限に 抑えるため、HemoSphere アドバンスドモニターはしっかりと設置して取 り付け、すべてのコードおよびアクセサリーケーブルは適切に配線してく ださい。

HemoSphere アドバンスドモニターの上に別の装置や物を置かないでください。

IPX1 耐水を確保するため、HemoSphere アドバンスドモニターは垂直に設置してください。

モニタリング画面に液体がかからないようにしてください。液体がかかる とタッチスクリーンが機能しなくなる恐れがあります。

モニターは、後面パネルのポートや電源コードに手が届きにくくなる位置 に配置しないでください。

機器は、高周波手術装置を使用する設計になっています。高周波手術装置 の干渉により、パラメータの測定が不正確になる可能性があります。高周 波手術装置を使用することで起こり得る危険性を低減するため、患者用 ケーブルは損傷していないもののみを使用し、取扱説明書の指定どおりに 付属機器を接続してください。

このシステムは、除細動器を使用する設計になっています。除細動器の適 性な動作を確実にするため、患者用ケーブルは損傷していないもののみを 使用し、取扱説明書の指定どおりに付属機器を接続してください。

プリンターをはじめとするすべての IEC/EN 60950 機器は、患者さんの ベッドから 1.5 m 以上離してください。 注意 HemoSphere アドバンスドモニターを極端な温度にさらさないでください。
 付録 A の環境仕様を参照してください。
 HemoSphere アドバンスドモニターを不潔な環境や埃っぽい環境にさらさないでください。
 HemoSphere アドバンスドモニターの換気口を塞がないでください。
 強い光によって液晶画面が見にくい状況では HemoSphere アドバンスドモニターを使用しないでください。

本モニターを手持ち機器として使用しないでください。

#### 3.3.2 バッテリー設置

バッテリードア(図 3-3)を開き、バッテリーをバッテリーコンパートメントに挿入し、 バッテリーパックが完全に挿入され、固定されていることを確認します。バッテリードアを 閉め、ラッチがしっかりかかっていることを確認します。以下の指示に従って電源コードを 接続し、バッテリーを完全に充電します。完全に充電されている場合を除き、新しいバッテ リーパックを電源として使用しないでください。

注記 バッテリー残量がモニターに正しく表示されるようにするには、初めて使用する前にバッテリーのコンディショニングを行ってください。バッテリーのメンテナンスと状態調整に関する情報については、バッテリーのメンテナンス(284ページ)を参照してください。

HemoSphere バッテリーパックは、停電時のバックアップ電源として機能し、 一定期間のモニタリングに対する電力供給のみに対応できます。

警告 バッテリーが完全に挿入され、バッテリードアに正しくラッチがかかっていることを確認してください。バッテリーが落下すると、患者さんや医師が重傷を負うおそれがあります。

HemoSphere アドバンスドモニターには正規の Edwards 製バッテリーのみ を使用してください。バッテリーパックをモニターから取り出した状態で 充電しないでください。取り出した状態で充電すると、バッテリーが損傷 したり、ユーザーがけがをしたりする場合があります。

停電時のモニタリング中断を予防するため、HemoSphere アドバンスドモ ニターには常にバッテリーを装着して使用してください。

停電時やバッテリーの消耗時には、モニターは自動的にシャットオフされ ます。

#### 3.3.3 電源コードの接続

電源コードをモニターの後面パネルに接続する前に、電源入力カバーが取り付けられている ことを確認します。

- 1 電源入力カバーが既に取り付けられている場合は、電源入力カバーをモニターの後面パネルに取り付けている2本のねじ(図 3-5)を取り外します。
- 2 着脱式電源コードを接続します。プラグがしっかり差し込まれていることを確認します。
- 3 電源コードをカバーの開口部に通し、カバーとガスケットをモニターの後面パネル に押し付け、2個のねじ穴の位置を合わせて、電源入力カバーをプラグの上にかぶ せます。
- 4 ねじをねじ穴に戻して締め、カバーをモニターに取り付けます。
- 5 電源コードのプラグを病院用コンセントに差し込みます。

警告 電源コード入力カバーを取り付けずに HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームを使用しないでください。カバーを取り付けずに使用すると、液体が浸入するおそれがあります。



#### 図 3-5 HemoSphere アドバンスドモニターの電源入力カバー - ねじの位置

#### 3.3.3.1 等電位接続

本モニターの操作中は、必ず接地してください(IEC 60601-1 準拠のクラス I 機器)。病院用 コンセントまたは3ピンコンセントが利用できない場合は、病院の電気担当者に相談して必 ず正しく接地してください。モニターの後面パネル(図 3-2)には等電位ターミナルがあり、 等電位接地システム(等電位ケーブル)を接続できます。

警告 電源アダプターに接続する際は、延長コードやマルチタップを使用しない でください。付属の電源コード以外の取り外し可能な電源コードを使用し ないでください。

> 感電のリスクを回避するため、HemoSphere アドバンスドモニターは(保護 アースで)接地された電源にのみ接続してください。3本突起アダプターを 2本突起アダプターに使用しないでください。

機器を「hospital only」、「hospital grade」というマークが付いたコンセントまたは同等のコンセントに接続した場合しか、接地の信頼性が得られません。

電源ケーブルのプラグを AC 電源から抜いて、AC 電源からモニターを切り 離してください。モニターのオン/オフボタンでは、AC 電源からシステム を切り離すことはできません。

#### **注意** 機器を移動するときは、必ず電源を切り、電源コードを抜いてからにして ください。

#### 3.3.4 血行動態モニタリングモジュールの接続および取り外し

HemoSphere アドバンスドモニターには、出荷時に標準拡張モジュール2個と L-Tech 拡張モジュール1個が付属しています。新しいモニタリング技術モジュールを挿入する前に、取り外しボタンを押して空のモジュールのラッチを外し、拡張モジュールをスライドさせて取り外します。

取り付ける前に、新しいモジュールの外部に破損がないか調べてください。使用するモニタ リングモジュールに均等な力をかけて開いたスロットに挿入し、カチッと音がするまで差し 込みます。

#### 3.3.5 血行動態モニタリングケーブルの接続および取り外し

モニタリングケーブルの2つのポートは磁気ラッチ機構を備えています。接続する前に、 ケーブルの外部に破損がないか調べてください。モニタリングケーブルをポートに正しく挿 入すると、パチンという音がします。ケーブルを取り外すには、プラグを持ってモニターか ら抜きます。

#### 3.3.6 外部装置からのケーブル接続

HemoSphere アドバンスドモニターは、取得したモニタリングデータを利用して特定の血行 動態パラメータを算出します。モニタリングデータには、圧入力データポートや ECG モニ ター入力ポートからのデータを含みます。取得したケーブル接続はすべてモニターの後面パ ネル(図 3-2)にあります。パラメータ算出に必要なケーブル接続の一覧は、プラット フォームモジュールおよびケーブルに必要なアクセサリー(54ページ)をご覧ください。 アナログ圧ポートの構成に関する詳細は、アナログ圧信号入力(119ページ)を参照して ください。

重要事項 HemoSphere アドバンスドモニターは、アナログスレーブ出力ポートを備 えた外部患者モニターからの血圧と ECG のアナログスレーブ入力と互換 性があります。これは、本書の付録 A、表 A-5 に記載の信号入力仕様を満 たしています。これにより、患者モニターからの情報を利用し、追加の血 行動態パラメータを計算して表示できます。この機能はオプションです。 心拍出量(HemoSphere Swan-Ganz モジュールを併用した場合)または静 脈血酸素飽和度(HemoSphere オキシメトリーケーブルを併用した場合) のモニタリングという、HemoSphere アドバンスドモニター本来の機能に 影響を与えることはありません。 警告 Edwards Lifesciences 株式会社が販売する正規の HemoSphere アドバンスドモニター用アクセサリー、ケーブル、部品のみを使用してください。正規品以外のアクセサリー、ケーブル、または部品を使用した場合、患者の安全または測定精度に影響することがあります。

# 3.4 初回起動

#### 3.4.1 起動手順

モニターをオン/オフするには、正面パネルの電源ボタンを押します。モニターの電源を入 れると、Edwardsの画面に続いて電源オン・セルフテスト(POST)画面が表示され、POST が始まります。セルフテストは毎回システムの電源を入れるたびに実施され、主要なハード ウェアコンポーネントの機能を実行することで、モニターが基本的な動作要件を満たしてい ることを確認します。セルフテストのステータスメッセージは起動画面上に、シリアル番号 やソフトウェアのバージョン番号といったシステム情報と一緒に表示されます。

| Edwards                         | HemoSphere<br>Copyright © 2018 Edwards<br>Lifesciences LLC |
|---------------------------------|--|
| Instrument Software Version 1.2 |  |
| Serial Number 12345678          |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
| Self test in progress           |  |

図 3-6 起動画面

注記 診断テストで異常な状態が検出された場合、起動画面はシステムエラー 画面に切り替わります。第14章:「トラブルシューティング」、または 付録 F:「システムのメンテナンス、点検およびサポート」を参照してくだ さい。解決しない場合は、Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡ください。

## 3.4.2 言語の選択

HemoSphere アドバンスドモニターの初回起動時には、画面に言語オプションが表示されます。 これは、表示言語、時刻と日付の表示形式、測定単位に反映されます。言語選択画面は、ソフ トウェアの初期化および POST が終了すると表示されます。言語を選択すると、表示単位や 時刻と日付の表示形式もその言語のデフォルト設定に設定されます。付録 D:「モニター設 定とデフォルト設定」を参照してください。

言語選択に関連する各設定は、別途、[モニター設定] 画面の [日付/時刻] 画面や、 [モニター設定] → [一般設定] から言語オプションで変更することができます。

> English (US) English (UK) Italiano Français Deutsch Nederlands Edwards Español Svenska Ελληνικά Português 日本語 中文 Polski Čeština Dansk Suomi Eesti Lietuvių Latviešu Norsk

言語選択画面が表示されたら、使用する言語を選択します。

図 3-7 言語選択画面

注記

図 3-6 および図 3-7 は起動画面および言語選択画面の例です。

4

# HemoSphere アドバンスドモ ニタークイックスタート

## 目次

| HemoSphere Swan-Ganz モジュール心拍出量モニタリング | .65 |
|--------------------------------------|-----|
| HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリング            | .68 |
| HemoSphere オキシメトリーケーブルを用いたモニタリング     | .70 |
| HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリング     | .73 |

注記 本章は熟練した臨床医師を対象としています。HemoSphere アドバンスド モニターの使用方法について簡潔に説明します。詳細な情報や警告・注意 については、取扱説明書の該当する章を参照してください。



# 4.1 HemoSphere Swan-Ganz モジュール心拍出量モニタリング

HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング接続については図 41 を参照してください。



#### 図 4-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング接続の概要

- HemoSphere Swan-Ganz モジュールをモニターに挿入します。モジュールが正しくは め込まれると、カチッという音がします。
- 2 電源ボタンを押して、HemoSphere アドバンスドモニターの電源を入れます。すべての機能にタッチパネルからアクセスします。
- 3 [同じ患者で継続] ボタンを選択するか、[新規患者] ボタンを選択して新しい患者 データを入力します。
- 4 CCO ケーブルを HemoSphere Swan-Ganz モジュールに接続します。
- 5 [モニタリングモードの選択] 画面で、[侵襲性] モニタリングモードボタンを選択 します。
- 6 [モニタリング開始] にタッチしてモニタリングを開始します。
- 7 [設定] アイコン ※ → [モニタリング画面] タブ <sup>(1)</sup> モニタリング画面 の順にタッチして、使用するモニタリング画面表示を選択します。
- 8 パラメータタイル内をタッチして、使用するキーパラメータを [パラメータタイル 設定]メニューから選択します。
- 9 パラメータタイル内をタッチして、[アラーム/ターゲット]を調整します。
- 10 カテーテルの種類に応じて、下記セクションのいずれかのステップ11に進みます。
  - COモニタリングについてはセクション 4.1.1
  - iCO モニタリングについてはセクション 4.1.2
  - EDV モニタリングについてはセクション 4.1.3

#### 4.1.1 連続的心拍出量のモニタリング

- 11 サーミスタ ① とサーマルフィラメント ② を接続した Swan-Ganz CCO カテーテル (図 4-1)を CCO ケーブルに取り付けます。
- 12 カテーテルが患者さんに正しく挿入されたことを確認します。
- **14** 次の CO 測定までの時間が [モニタリング停止] アイコン 文 の下に表示されま す。CO 測定の間隔が短くなる場合は、キーパラメータとして STAT CO (sCO) を
- 15 [モニタリング停止] アイコン 👽 にタッチして、CO モニタリングを停止します。

#### 4.1.2 間欠的心拍出量のモニタリング

手順を進める前に、セクション 4.1 のステップ 1 ~ 10 に従ってください。

選択します。 sCO は CO 値の迅速推定値です。

- **11** Swan-Ganz カテーテルのサーミスタ接続(①,図 4-1)を CCO ケーブルに取り 付けます。
- 12 注入液温度プローブをCCOケーブルの注入液温度プローブコネクター③に接続しま す。注入液システムの種類(インラインまたは槽)が自動的に検出されます。
- **13** [設定] アイコン 🄅 → [臨床ツール] タブ 🧧 🛤 → [iCO] アイコン

🏏 の順にタッチします。

- 14 新規設定画面で以下の設定を選択します。
  - 注入液容量:10mL、5mL、または3mL (バスタイプのプローブのみ)
  - カテーテルのサイズ: 5.5F、6F、7F、7.5F、または8F
  - コンピューテーション定数:自動または選択に応じて手入力用のキーパッド が表示されます

注記 コンピューテーション定数は、注入液システムの種類、注入液容量、カテー テルのサイズに基づいて自動的に算出されます。コンピューテーション定数 を手入力すると、注入液容量とカテーテルのサイズの選択が自動に設定され ます。

• ボーラスモード:自動または手動

15 [セット開始] ボタンにタッチします。

- 16 自動ボーラスモードの場合は、熱ベースラインが得られるまで [お待ちください] (お待ちください)がハイライトされます。手動ボーラスモードの場合は、熱ベースラインが得られると [測定準備完了](測定準備完了)がハイライトされます。まず [注入] ボタンにタッチして、ボーラス注入を開始します。
- **17** 画面上で [注入] がハイライトされたら (注入)、事前に選択した量のボーラス注 入を行うため、迅速かつスムーズに、連続的に注入してください。
- **18**[計算中]がハイライトされ(計算中)、その結果得られた iCO 測定値が表示されま す。
- **19** 必要に応じて最大6回まで、ステップ16~18 を繰り返します。
- 20 必要に応じて [レビュー] ボタンをタッチして、ボーラスを編集します。
- 21 [確定] ボタンにタッチします。

#### 4.1.3 拡張末期容量の連続モニタリング

手順を進める前に、セクション 4.1 のステップ 1 ~ 10 に従ってください。EDV/RVEF パラ メータを取得するには、RVEDV 測定 Swan-Ganz CCO カテーテルを使用してください。

- **11** サーミスタ ① とサーマルフィラメント ② を接続した Swan-Ganz 容積測定カテーテル (図 4-1) を CCO ケーブルに取り付けます。
- 12 カテーテルが患者さんに正しく挿入されたことを確認します。
- **13** ECGインターフェースケーブルの一方の端をHemoSphereアドバンスドモニターの後面パネルに接続して、反対側の端をベッドサイドモニターの ECG 信号出力に接続します。
- 14 [モニタリング開始] アイコン ↓ をタッチして、CO / EDV モニタリングを開始 します。
- 15 カウントダウンクロックが [モニタリング停止] アイコン 20 に表示され、最初の CO / EDV 値までの時間を示します。約5~12分後、十分なデータが取得できた時 点で、設定済みパラメータタイルに EDV および/または RVEF 値が表示されます。
- **16** 次の CO 測定までの時間が情報バーに表示されます。測定の間隔が長くなる場合に は、キーパラメータとして STAT パラメータ(sCO、sEDV、sRVEF)を選択しま す。sCO、sEDV、sRVEF は、CO、EDV、RVEF の迅速推定値です。
- 17 [モニタリング停止] アイコン 👽 をタッチして、CO / EDV モニタリングを停止 します。

# 4.2 HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリング



#### 図 4-2 圧ケーブル接続の概要

#### 4.2.1 圧ケーブルのセットアップ

- 1 圧ケーブルのモニター接続端を HemoSphere アドバンスドモニターに接続します。
- 2 電源ボタンを押して、HemoSphere アドバンスドモニターの電源を入れます。すべての機能にタッチパネルからアクセスします。
- 3 [同じ患者で継続] ボタンを選択するか、[新規患者] ボタンを選択して新しい患者 データを入力します。
- 4 [モニタリングモードの選択] 画面の [低侵襲性] モニタリングモードボタンを選択 して [モニタリング開始] にタッチします。[ゼロ点&波形] 画面が表示されます。
- 5 圧ケーブルに、用意した圧力センサーを接続します。圧ケーブルのゼロ点調整ボタンを囲む LED<sup>®</sup> が緑色で点滅して、圧センサーを検知したことを示します。
- 6 カテーテルの準備と挿入手順については、圧モニタリングカテーテルの取扱説明書 に掲載されているすべての指示に従います。

HemoSphere 圧ケーブルは、モニタリングセッション前に毎回ゼロ点調整する必要があります。

#### 4.2.2 圧ケーブルのゼロ点調整

または

圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3秒間押したままにします
 (図 42を参照してください)。

- 2 接続されているHemoSphere 圧ケーブルの表示されているポートの隣で使用する圧センサーのタイプ/位置を選択します。選択は次のとおりです。
  - ART
  - CVP
  - PAP

この手順は、FloTrac または Acumen IQ センサーでのモニタリングでは省略できま す。FloTrac または Acumen IQ センサーが接続されている場合、圧オプションは ART のみが利用可能なため、自動的に選択されます。

- 3 取扱説明書に従い、活栓のバルブの高さを患者の phlebostatic axis (中腋窩と第四肋間の交点)の位置に合わせます。
- 4 活栓のバルブを開いて大気圧を測定します。

設定】メニューから選択します。

5 圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押すか、画面に表示されている

[ゼロ点]ボタン -0- をタッチします。ゼロ点調整が完了すると音が鳴り、「ゼロ点調整」メッセージが時刻と日付とともに表示されます。ゼロ点調整が正常に完了すると、ゼロ点ボタンの LED の点滅が停止し、電源が切れます。

- 6 安定したゼロ点調整値を確認し、センサーが患者の血管内圧を測定するよう栓を回 します。
- 7 [Home] アイコン にタッチしてモニタリングを開始します。
- 9 パラメータタイル内をタッチして、使用するキーパラメータを [パラメータタイル
- 10 パラメータタイル内をタッチして、「アラーム/ターゲット」を調整します。

注記 低血圧発生予測指数(HPI)のアラーム制限は調整できません。

# 4.3 HemoSphere オキシメトリーケーブルを用いたモニタリング



図 4-3 オキシメトリー接続の概要

- HemoSphereオキシメトリーケーブルをHemoSphereアドバンスドモニターの左側に接続します。図 4.3 を参照してください。
- 2 電源ボタンを押して、HemoSphere アドバンスドモニターの電源を入れます。すべての機能にタッチパネルからアクセスします。
- 3 [同じ患者で継続] ボタンを選択するか、[新規患者] ボタンを選択して新しい患者 データを入力します。
- 4 [モニタリングモードの選択] 画面で、**侵襲性**または**低侵襲性**モニタリングモード ボタンのうち該当する方を選択します。
- 5 [モニタリング開始] にタッチします。
- 6 HemoSphere オキシメトリーケーブルは、各モニタリングセッションの前にキャリブレーションする必要があります。体外キャリブレーションの手順はセクション 4.3.1、体内キャリブレーションの手順はセクション 4.3.2 に進みます。

#### 4.3.1 体外キャリブレーション

- 1 カテーテルトレイの蓋部分を外して、光コネクターを露出させます。
- 2 カテーテルの「上部」側を上にして光コネクターをオキシメトリーケーブルに挿入し、エンクロージャーをパチンと音がするまで閉めます。
- 3 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイルのオキシメトリーキャリブレーションアイコン

- 4 [オキシメトリーの種類]: ScvO2 または SvO2 のいずれかを選択します。
- 5 [体外キャリブレーション] ボタンにタッチします。
- 6 患者さんのヘモグロビン(HGB)値またはヘマトクリット(Hct)値を入力しま す。デフルト値は、患者さんの HGB または Hct が取得されるまで使用できます。
- 7 [キャリブレーション] ボタンにタッチします。
- 8 キャリブレーションが問題なく終了すると、次のメッセージが表示されます: 体外キャリブレーションOK、カテーテルを挿入してください
- 9 カテーテルの取扱説明書の記載どおりにカテーテルを挿入します。
- 10 [開始] ボタンにタッチします。
- **11** ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>が現在のキーパラメータではない場合は、パラメータタイル内に表示 されているパラメータラベルにタッチして、パラメータタイル構成メニューから キーパラメータとして ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>を選択します。
- 12 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイル内にタッチして[アラーム/ターゲット]を調整します。

#### 4.3.2 体内キャリブレーション

- 1 カテーテルの取扱説明書の記載どおりにカテーテルを挿入します。
- 2 カテーテルの「上部」側を上にして光コネクターをオキシメトリーケーブルに挿入し、エンクロージャーをパチンと音がするまで閉めます。
- 3 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイルのオキシメトリーキャリブレーションアイコン

| ()にタッチするか、設定アイコン   | →臨床ツールタブ 🧕 🛤 → オ | キ |
|--------------------|------------------|---|
| シメトリーキャリブレーションアイコン | ∧の順にタッチしてください。   |   |

- 4 [オキシメトリーの種類]: ScvO<sub>2</sub> または SvO<sub>2</sub> のいずれかを選択します。
- 5 [**体内キャリブレーション**] ボタンにタッチします。

設定に失敗した場合、以下のメッセージのいずれかが表示されます: 注意:血管壁アーチファクトまたはカテーテルの楔入が検出されました。 カテーテルの位置を変更してください。

または

#### 注意:信号が不安定です。

- 6 「血管壁アーチファクトまたはカテーテルの楔入が検出されました」または「信号 が不安定です」のメッセージが表示された場合は、第14章:トラブルシューティ ングの記載内容に従って問題解決を試みてから、
- [**再キャリブレーション**] ボタンをタッチして、ベースラインの設定を再開してください。 または

[次へ] ボタンをタッチして、採血に進みます。

- 7 ベースラインのキャリブレーションが完了したら、[採取] ボタンにタッチして血液サンプルを採取し、CO オキシメーターによる定量分析のため検査室にサンプルを送ります。
- 8 検査値を受け取ったら、HGB または Hct および ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> を入力します。
- 9 [キャリブレーション] ボタンにタッチします。
- **11** パラメータタイル内に表示されているパラメータラベルをタッチして、パラメータ タイル構成メニューからキーパラメータとして ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub> を選択します。
- 12 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイル内にタッチして[アラーム/ターゲット]を調整します。
# 4.4 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリング

HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールは、ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール(FSM) および ForeSight Elite 組織オキシメトリーセンサー(FSE センサー) と互換性があります)。HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールは標準モジュールスロットに適合しています。

# 4.4.1 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールの接続



#### 図 4-4 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール接続の概要

- **1** HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールをモニターに挿入します。モジュール が正しくはめ込まれると、カチッという音がします。
- 2 電源ボタンを押して、HemoSphere アドバンスドモニターの電源を入れます。すべての機能にタッチパネルからアクセスします。
- 3 [同じ患者で継続] ボタンを選択するか、[新規患者] ボタンを選択して新しい患者 データを入力します。
- 4 方向が間違っていないことを確認したら、ForeSight Elite モジュール (FSM) ホスト ケーブルを組織オキシメトリーモジュールに差し込みます。各組織オキシメトリー モジュールには、最大2つの ForeSight Elite モジュールを接続できます。
- 5 対応する ForeSight Elite (FSE) センサー(複数可)を FSM に接続します。各 FSM には、 最大2つの FSE センサーを接続できます。適切なセンサーの装着法については、患 者へのセンサーの取り付け方法(191ページ)および FSE センサーの取扱説明書を 参照して下さい。
- 6 [モニタリングモードの選択] 画面で、侵襲性または低侵襲性モニタリングモード ボタンのうち該当する方を選択します。
- 7 [モニタリング開始]にタッチします。

- 8 StO<sub>2</sub>が現在のキーパラメータでない場合は、パラメータタイル内に表示されている パラメータラベルにタッチして、タイル構成メニューの[パラメータ選択]タブから StO<sub>2</sub> <Ch>をキーパラメータとして選択します。ここでは、<Ch>はセンサー チャネルです。FSE モジュール A の場合チャンネルオプションは A1 と A2、FSE モ ジュール B の場合は B1 と B2 です。
- 9 チャンネルはパラメータタイルの左上に表示されます。パラメータ
   タイルの患者の図 をタッチすると、タイル構成メニューの
   [センサーの場所] タブにアクセスします。



- 10 患者モニタリングモード:成人 🍂 または小児 🎊 を選択します。
- **11** センサーの解剖学的位置を選択します。使用可能なセンサーの場所については、 表 12-1 (174 ページ) 189 を参照してください。
- 12 [Home] アイコン 合 にタッチして、モニタリング画面に戻ります。
- **13** StO<sub>2</sub>パラメータタイル内 → [センサーの場所] タブ センサーの検査 の順にタッチして、そのセンサーの皮膚チェックタイマーまたは平均化を調整します。
- 14 StO<sub>2</sub>パラメータタイル内  $\rightarrow$  [ターゲットの設定] タブ  $g_{- 4 \times 1 \times 1}$  の順にタッチ して、StO<sub>2</sub>のアラーム/ターゲットを調整します。

5

# HemoSphere アドバンスドモ ニターのナビゲーション

# 目次

| HemoSphere アドバンスドモニター画面の外観 |  |
|----------------------------|--|
| ナビゲーションバー                  |  |
| モニタリングビュー                  |  |
| フォーカスモニタリングフォーマット          |  |
| 臨床ツール                      |  |
| 情報バー                       |  |
| ステータスバー                    |  |
| モニタリング画面のナビゲーション           |  |

# 5.1 HemoSphere アドバンスドモニター画面の外観

すべてのモニタリング機能は、タッチパネルの適切なエリアにタッチすることで実行できま す。画面の左側にあるナビゲーションバーには、モニタリング、画面のスクロールと選択、 アクションの実行、システム設定の調整、スクリーンショットのキャプチャ、アラームサイ レント(消音)の停止や開始など、様々な操作ボタンがあります。HemoSphere アドバンス ドモニター画面の主な構成を、以下の図 5-1に示します。メインウィンドウには、現在のモ ニタリングビューまたはメニュー画面が表示されます。モニタリングビューの種類について の詳細は、モニタリングビュー(80 ページ)を参照してください。他の画面機能の詳細につ いては、図 5-1の参考セクションを参照してください。





図 5-1 HemoSphere アドバンスドモニター画面の機能

# 5.2 ナビゲーションバー

ナビゲーションバーはほとんどの画面に表示されます。例外は、起動画面と、HemoSphere アドバンスドモニターのモニタリング停止時に表示される画面です。



図 5-2 ナビゲーションバー



**モニタリングモードの選択**.モニタリングモードの切り替えにはここをタッチしてください。 *モニタリングモードの選択*(101ページ)を参照してください。



**CO モニタリング開始**. HemoSphere Swan-Ganz モジュールでモニターしている間、[CO モニ タリング開始] アイコンにタッチすると、ナビゲーションバーから直接 CO モニタリングを 開始することができます。*連続的心拍出量*(146 ページ)を参照してください。



**CO モニタリング停止**.[モニタリング停止] アイコンは、HemoSphere Swan-Ganz モジュール を用いた CO モニタリングが進行中であることを示します。このアイコンにタッチして、確 認ポップアップの [**OK**] にタッチすると、モニタリングを即座に停止することができます。



**ゼロ点&波形**.このアイコンにタッチすると、ナビゲーションバーから[ゼロ点&波形]画 面に直接アクセスできます。*ゼロ点 & 波形画面*(169 ページ)を参照してください。 HemoSphere 圧ケーブルが接続されている場合のみ、Swan-Ganz モジュールモニタリングモー ド中に [ゼロ点&波形] アイコンが現れます。



インターベンション分析.このアイコンにタッチすると、[インターベンション分析]メ ニューにアクセスできます。ここから臨床的介入を記録することができます。インターベン ションイベント(86ページ)を参照してください。



**血圧波形ディスプレイ**.このアイコンにタッチすると、HemoSphere 圧ケーブルおよび互換性 のあるセンサーが接続されている場合、血圧波形が表示されます。*リアルタイム血圧波形 ディスプレイ*(88ページ)を参照してください。



GDT トラッキング.このボタンにタッチすると、[GDT 追跡] メニューが表示されます。パラメータ追跡機能の強化により、キーパラメータを最適な範囲で管理できます。パラメータ 追跡機能の強化(219 ページ)を参照してください。



Home. このアイコンにタッチすると、メインモニタリング画面に戻ります。



設定.[設定] アイコンにタッチして、以下の4つの設定画面にアクセスします。

**臨床ツール 臨床ツール 臨床ツール 国面にタッチすると、以下のアクションにアク** セスすることができます。

- モニタリングモードを選択
- **iCO** (HemoSphere Swan-Ganz モジュール)
- ゼロ点&波形(HemoSphere 圧ケーブル)
- ・ オキシメトリーキャリブレーション (HemoSphere オキシメトリーケーブル)
- ・ CVP 値入力
- ・ 算出パラメータ計算
- ・ イベントレビュー
- ・ **CCO** ケーブルテスト (HemoSphere Swan-Ganz モジュール)
- **輸液反応性テスト**(拡張機能 *輸液反応性テスト*(222 ページ)を参照)
- **患者データ**(*患者データ*(112ページ)を参照)
- **HPI サブスクリーン**(HemoSphere 圧ケーブル拡張機能)

**注記** HPI サブスクリーンは、Acumen HPI<sup>TM</sup>機能が有効な場合に使用できます。 有効化は、特定の範囲でのみ利用可能です。Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) ソフトウェア機能(201ページ)を参照してください。この拡張機能 の有効化については、最寄りの Edwards Lifesciences の担当者にお問い合わせ ください。

**モニタリングモードの選択、CVP 入力、算出パラメータ計算、イベントレビュー**の説明に ついては、この章に記載されています(*臨床ツール*(101ページ)を参照してください)。 上記以外のアクションについての詳細は、指定のモジュールまたはケーブルに関する章を参 照してください。

**モニタリング画面**.[モニタリング画面] タブにタッチすると、表示される パラメータの数と、それを表示するのに使用するモニタリングビューのタ イプ(色でハイライトされる)を選択することができます(図 5-3、「モニ

ター画面選択ウィンドウの例」(81ページ)を参照してください)。モニタリングビュー画面 を選択すると、そのモニタリングモードがすぐに表示されます。

こ
お
お
お
お
お
お
お
、
は
、
な
、
な
、
は
下
の
設
定
画
面
に
ア
ク
セ
ス
し
ま
す
。

- **モニター設定**: 第6章: ユーザーインターフェースの設定を参照してください。
- **高度な設定**:第7章: アラーム/ターゲット、第7章: スケール調整、第8章: データ のエクスポートと接続性を参照してください。
- ・ データのエクスポート:q。
- デモモード:第7章:デモモードを参照してください。

[高度な設定]と[データのエクスポート]はパスワードで保護されたメニューオプションで す。パスワード保護(110 ページ)を参照してください。

() ヘルプ・第14章: *画面上のヘルプを*参照してください。



**アラームサイレント**.このアイコンはすべてのオーディオと視覚的なアラームインジケータ を最長5分間消します。このアラーム休止の間隔オプションは1、2、3、4、および5分で す。停止期間の間に新たに発生する生理的アラームも消音されます。停止時間が経過する と、再びアラーム音が鳴り始めます。フォルトが消去されてから、再度発生するまで、ア ラームは消音されます。新しいフォルトが発生すると、アラーム音は再び鳴り始めます。



**アラームサイレント中**.アラームが一時的に消音されていることを示します。カウントダウンするタイマーと「アラーム休止」の文字が表示されます。アラーム休止のインジケータが、現在アラームの発生しているパラメータタイルに表示されます。

アラームサイレントアイコンを5秒間タッチして、追加のアラームサイレントオプションを 表示させてください(以下)。





**全てのアラームの完全消音**. すべてのアラームを無期限に消音させる場合、アラーム拡張メ ニューのこのアイコンをタッチしてください。このアラームサイレントオプションの選択に は、[スーパーユーザー]のパスワードが必要です。*患者データ*(112ページ)を参照してく ださい。



**モニタリングの中断**.モニタリングを中断するには、このアイコンをタッチしてください。 モニタリング操作の一時停止を確認するためのモニタリング中断の確認バナーが表示され ます。



**モニタリング再開**.モニタリング中断の確認後、モニタリング再開アイコンと経過時間がナビ ゲーションバーに表示されます。「モニタリングの中断」バナーが表示されます。モニタリ ングを再開するにはモニタリング再開アイコンをタッチしてください。

# 5.3 モニタリングビュー

モニタリングビューには、「グラフトレンド」、「表トレンド」、「グラフ/表トレンド分割画 面」、「フィジオビュー」、「コックピット」、「フィジオツリー」、「ゴールポジショニング」、 およびグラフ画面およびコックピット画面に分かれている「メインモニタリングビュー」 の8種類の従来画面があります。選択したモニタリングビューによって、最大8種のモニタ リングパラメータが表示できます。

これらの従来のモニタリングビューフォーマットに加えて、3種類の追加のモニタリング ビューが利用可能です。これにより、ユーザーは動脈圧値を3つのパラメータと一緒に関連 が分かりやすく焦点が当てられたスクリーンレイアウトで見ることができます。フォーカス メイン画面(99ページ)、フォーカスグラフトレンド画面(99ページ)およびフォーカス チャート画面(100ページ)を参照してください。

モニタリングビューを切り替えるには、3本の指で画面をスワイプしてください。または、 モニタリングビューを選択するには:

1 [設定] アイコン 🏟 → [モニタリング画面] タブ 🎧 モニタリング画 の順にタッチし

ます。[モニター画面選択] メニューには、モニタリング画面のデザインに基づく アイコンが表示されます。



図 5-3 モニター画面選択ウィンドウの例

- モニタリング画面のパラメータタイルに表示したいパラメータの数を表す数字の1、
   3、または4にタッチします。選択画面の一番下に示されているフォーカス画面は常に3つのキーパラメータを表示します。
- **3** 表示したいモニター画面にタッチし、その画面フォーマットにキーパラメータを表示します。

#### 5.3.1 パラメータタイル

パラメータタイルはほとんどのモニタリング画面で右側に表示されます。コックピットモニ タリングビューはさらに大きなフォーマットパラメータグローブで構成され、以下に示すよ うな共通の機能があります。

#### 5.3.1.1 パラメータの変更

- パラメータタイルの内側に表示されたパラメータラベルにタッチして、別のパラ メータに変更します。
- 2 タイル構成メニューが表示され、選択されているパラメータはカラーでハイライトされ、ウィンドウ上の他のパラメータは外枠がカラーで示されます。ハイライトされていないパラメータが選択可能なパラメータです。図 5-4 は、HemoSphereSwan-Ganz モジュールで連続パラメータおよびモニタリングを選択している際に表示されるタイル構成メニューのパラメータ選択タブを示します。その他のHemoSphere モジュールまたはケーブルによるモニタリング中のこの画面の外観は、図 5-4 に示されている内容と異なります。 パラメータはカテゴリに分類されています。利用できるカテゴリは、現在のモニタリングモードに基づいています。下に示すカテゴリは、パラメータ選択用構成メニューに一緒に示されています。図 5-4 を参照してください。

血流・血流パラメータは左心からの血流を測定するもので、CO、CI、SV、SVI、SVV があります。

血管抵抗.血管抵抗パラメータの SVR および SVRI は、血流に対する体血管抵抗に関するものです。

右室機能.EDV、EDVI、および RVEF を含むこれらのパラメータは、右心室(RV)の容積指標です。

ACUMEN. ここに表示されるパラメータは Acumen IQ センサーが接続され、HPI 機能 が有効な場合にのみ利用できます。これは、HPI、Ea<sub>dyn</sub>、および dP/dt を含みます。

**血圧**.これらの血圧パラメータには、SYS、DIA、MAP、MPAP、PR、CVP、PPV があります。

**オキシメトリー**.オキシメトリーパラメータには、有効になっている場合、静脈オキ シメトリー(SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub>)および組織オキシメトリー(StO<sub>2</sub>)があります。

| パラメータ | を選択      | ターゲットの  | 設定     | <b>罔隔 / 平</b> 均 |     |      |  |
|-------|----------|---------|--------|-----------------|-----|------|--|
| со    |          | 血流      | E      | Ξ力              | 血管排 | 氏抗   |  |
|       | co >     | ci >    | ART >  | PR              | SVR | SVRI |  |
|       | SV 3     | > SVI > |        |                 |     |      |  |
|       |          |         | PAP >  |                 |     |      |  |
|       |          |         | CVP    |                 |     |      |  |
|       | 74       | キシメトリー  | 右      | 室機能             |     |      |  |
|       | StO2 A 3 | >       | EDV >  | EDVI >          |     |      |  |
|       | StO2 B 3 | 2       | RVEF > |                 |     |      |  |
|       |          | _       |        |                 |     |      |  |
|       | SvOz     |         |        |                 |     |      |  |
|       |          |         |        |                 |     |      |  |
|       |          |         |        |                 |     |      |  |
|       |          |         |        |                 |     |      |  |
|       |          |         |        |                 |     |      |  |
|       |          |         |        |                 |     |      |  |
|       |          |         |        |                 |     |      |  |

図 5-4 キーパラメータ選択タイル構成メニューの例

- 3 現在のパラメータの代わりに表示する、新しいパラメータを選択します。
- 4 キーパラメータの順番を変更するには、タイルが青い外枠で表示されるまで、 パラメータタイルにタッチし続けます。パラメータタイルを動かしたい場所にド ラッグアンドドロップすると、キーパラメータの順番が更新されます。

## 5.3.1.2 アラーム/ターゲットの変更

[アラーム/ターゲット] 画面では、選択したパラメータのアラームおよびターゲット値の 設定、またアラーム音およびターゲットの設定の有効化/無効化を行うことができます。 ターゲット設定は数値キーパッド、または微調整であればスクロールボタンを使って調整す ることができます。この画面には、パラメータタイルのパラメータ値にタッチするか、パラ メータ設定画面からアクセスします。詳細については、アラーム/ターゲット(124ページ) を参照してください。

注記 このメニュー画面は2分間無操作状態が続くと、元の画面に戻ります。

Acumen 低血圧発生予測指数パラメータ(HPI)のアラーム制限とターゲット範囲は調整できません。

## 5.3.1.3 *ステータスインジケータ*

パラメータタイルは患者さんの現在の状態を表示するために外枠に色がついています。患者 さんの状態が変化すると、この色が変化します。下線付きで現れたタイルの項目にタッチし て、構成メニューにアクセスできます。タイルは追加情報を表示することもあります。



図 5-5 パラメータタイル

ステータスバーメッセージ.フォルト、警告、アラームが発生した場合、この状況が解決されるまでこのメッセージがステータスバーに表示されます。複数のフォルト、警告、アラームがある場合、メッセージが2秒ごとに切り換わります。

フォルトが発生した場合、パラメータの計算が停止し、影響を受けた各パラメータタイルに は、パラメータが最後に測定された時点の値、時刻、日付が表示されます。

**連続的変化間隔**.このインジケータは変化率(%)または絶対変化量と変化の時間間隔を示します。構成オプションについては、時間の間隔/平均(117ページ)を参照してください。



**SVV フィルタリング超過インジケータ**.SVV フィルタリング超過インジケータの記号

は、SVV 値に影響する可能性がある高度の脈拍変動を検出した場合に、SVV パラメータタイルに表示されます。

**SQI バー**.SQI バー **M** は、オキシメトリーモニタリング中の信号品質を反映します。信号 品質は、血管内部オキシメトリーの血管内カテーテルの状態と位置、または組織オキシメト リーの近赤外線組織灌流指数に基づいています。インジケータレベルについては、表 11.5 「信号品質インジケータ」(176ページ)を参照してください。

**ターゲットステータスインジケータ**.各モニタリングタイルの外枠のカラーインジケータで、 患者さんの状態を表します。インジケータの色とそれが表す意味については、表 7-2「ター ゲットステータスインジケータの色」(126ページ)を参照してください。 **注記** Acumen<sup>TM</sup> 低血圧発生予測指数(HPI)を使用する時の患者ステータスインジ ケータはここで説明したものと異なります。Acumen<sup>TM</sup> 低血圧発生予測指数機 能使用時に表示される患者ステータスインジケータについては、Acumen 低血 *圧発生予測指数(HPI) ソフトウェア機能*(201ページ)を参照してください。

#### 5.3.2 メインモニタリングビュー

メインモニタリングビューは、グラフトレンドモニタリングビュー(グラフトレンドモニタ リングビュー(84ページ)を参照)およびコックピットモニタリングビューの半円の変動 (コックピット画面(92ページ)を参照)を組み合わせて表示します。メインモニタリング ビューの下に表れるコックピットゲージは半円ゲージエリアを利用します。図 5-6を参照し てください。メインモニタリングビューの下のパラメータゲージに表示されるキーパラメー タは、画面に表示されるグラフトレンドおよびパラメータタイルでモニターされるパラメー タ以外の4つのキーパラメータを追加できます。メインモニタリングビューでは、最大8種 類のキーパラメータを表示できます。画面のどのキーパラメータの位置でもパラメータタイ ルまたはパラメータゲージを長押しし、ドラッグアンドドロップで別の場所に動かすことが できます。



図 5-6 メインモニタリングビュー

# 5.3.3 グラフトレンドモニタリングビュー

グラフトレンド画面は、モニタリングパラメータの現在のステータスおよび履歴を表示しま す。表示される履歴の量は、時間スケールを調整することによって変更することができます。 パラメータのターゲット範囲が有効になっている場合、グラフの線の色にはそれぞれ意味が あります。緑はターゲット範囲内であること、黄はターゲット範囲外であるが、設定された アラーム範囲内であること、赤は値がアラーム範囲外であることを示します。なお、パラ メータのターゲット範囲が無効になっている場合、グラフの線は白くなります。一般設定で カラープロットを無効にできます。パラメータのターゲット範囲が有効になっている場合、 グラフトレンド画面では、これらの色はパラメータタイルにあるターゲットステータスイン ジケータ (パラメータタイルの外枠)の色と一致します。各パラメータのアラームリミット はグラフの y 軸上にカラー矢印で表示されます。 注記 Acumen 低血圧発生予測指数パラメータ(HPI)のグラフトレンドは、 アラーム範囲内にない時は白色のトレンドラインとして表示され、 アラーム範囲内にある時は赤色のトレンドラインとして表示されます。



図 5-7 グラフトレンド画面

表示されているパラメータの時間スケールを変更するには、x軸またはy軸に沿ったグラフ 領域の外側にタッチすると、スケールのポップアップメニューが表示されます。[グラフ時 間単位]ボタンの値入力部にタッチすると、様々な時間間隔を選択することができます。ト レンドプロットの順番を移動するには、プロットを長押しし、新しい場所にドラッグアンド ドロップします。プロットを統合するには、パラメータプロットを別のグラフトレンドプ ロット上にドロップするか、プロット間にある統合アイコン **又**にタッチします。2番目の

パラメータの y 軸値がプロットの右側に表示されます。グラフトレンドプロットを別々の表示に戻すには、拡大アイコン - にタッチします。

# 5.3.3.1 $\mathcal{J} = \mathcal{J} =$

過去へスクロールすることで、最大72時間分のデータを見る

ことができます。スクロールを開始するには、上記に示したように[スクロールモード]ボ タンを左右にスワイプするか、タッチします。[スクロールモード]ボタンを長押しすると、 スクロールの速度が上がります。[スクロール]ボタンにタッチしてから2分後、または [取消] アイコン () にタッチすると、画面は元の表示形式に戻ります。[スクロール]ボタ ンの間にスクロール速度が表示されます。

表 5-1 グラフトレンドのスクロール速度

| スクロールの設定 | 説明                        |
|----------|---------------------------|
| >>>      | 現在の時間軸の2倍でスクロール           |
| >>       | 現在の時間軸でスクロール(1 グラフ幅)      |
| >        | 現在の時間軸の半分でスクロール(0.5 グラフ幅) |

スクロールモードでは現在表示されている時間軸より古いデータまでスクロールすることが できます。

#### 5.3.3.2 インターベンションイベント

[グラフトレンド] 画面、またはメインモニタリングビューなどのグラフトレンドプロットを 表示するその他のモニタリングビューを表示中に、[インターベンション] アイコン ? を選 択すると、インターベンションのタイプと詳細、摘要セクションのメニューが表示されます。



図 5-8 グラフトレンド - インターベンションウィンドウ

新規のインターベンションを入力するには:

- 1 左側の [新規インターベンション] メニューから [インターベンション] タイプを 選択します。すべての利用可能な [インターベンション] タイプを表示するには、 垂直スクロール矢印を使用します。
- 2 右側のメニュータブから [詳細] を選択します。デフォルトでは未指定になっています。
- 3 [キーボード] アイコン ====== を選択して摘要を入力します (オプション)。
- 4 [決定] アイコン のにタッチします。

**注記** 最新データより先のデータ、または最も古いデータより前のデータにタッ チすることはできません。グラフはデータがあるところまでしかスクロー ルしません。

前回使用したインターベンションを入力するには:

- 1 [最新] 一覧タブから [インターベンション] を選択します。
- 3 [決定] アイコン 
  し にタッチします。

| インターベ<br>ンション   | インジケータ      | タイプ  |
|-----------------|-------------|--|
| インターベ<br>ンション   | (緑)         | 強心剤<br>血管拡張薬<br>血管収縮薬  |
| 体位              |             | 下肢挙上<br>トレンデレンブルグ  |
| 輸液              | (青)         | 赤血球<br>膠質液<br>晶質液<br>輸液ボーラス  |
| オキシメトリー         | (赤)         | 体外キャリブレーション*<br>採血*<br>体外キャリブレーション*<br>HGB アップデート*<br>オキシメトリーデータの再<br>読み込み*                          |
| イベント            | <b>(</b> 黄) | PEEP<br>誘導<br>カニューレ挿入<br>持続的血液浄化療法 (CPB)<br>クロスクランプ<br>心筋保護法<br>ポンプ血流<br>循環停止<br>加温<br>冷却<br>脳分離体外循環 |
| カスタム            | (グレー)       | カスタムイベント   |
| * <i>システムが生</i> | 成したマーカー     |  |

表 5-2 インターベンションイベント

注記

オキシメトリー、輸液反応性テストなどのアクションツールメニューから 開始したインターベンションは、システムが生成するためインターベン ション分析メニューから入力できません。

インターベンションのタイプを選択すると、インターベンションを示すマーカーがすべての グラフに視覚的に表示されます。これらのマーカーを選択すると、詳しい情報を知ることが できます。マーカーにタッチすると、情報バルーンが表示されます。図 5-9 「グラフトレン ド画面-インターベンション情報バルーン」を参照してください。情報バルーンは特定のイ ンターベンション、日付、時刻、およびインターベンションに関連した摘要を表示します。 [編集] ボタンにタッチすると、インターベンションの時刻、日付、摘要を編集できます。 [終了] ボタンを押すと、バルーンが閉じます。

注記 インターベンション情報バルーンは2分経過すると消えます。

**インターベンションの編集**.各インターベンションの時刻、日付、関連する摘要は、最初の 入力後に編集できるようになります。

- 編集するインターベンションに関連したインターベンションイベントインジケータ
   ▼ にタッチします。
- 2 情報バルーン上の [編集] アイコン 🙆 にタッチします。
- 3 選択したインターベンションの時刻を変更するには、[時刻の調整] にタッチして、 キーパッドで更新後の時間を入力します。
- 4 日付を変更するには、[日付の調整] にタッチして、キーパッドで更新後の日付を 入力します。

- 5 [キーボード] アイコン にタッチして、摘要を入力または編集します。
- 6 [決定] アイコン 🕖 にタッチします。



図 5-9 グラフトレンド画面-インターベンション情報バルーン

#### 5.3.3.3 リアルタイム血圧波形ディスプレイ

低侵襲性モニタリングモードでリアルタイムの血圧波形を表示するには、血圧波形表示アイ コン AAA にタッチします。グラフトレンドまたはメインモニタリング画面でモニター中、

波形表示アイコンがナビゲーションバーに表れます。リアルタイム血圧波形グラフのパネル は、最初のパラメータグラフの上に表示されます。拍動ごとの収縮期圧、拡張期圧、平均動 脈圧の読み取り値は、最初のパラメータタイルの上に表示されます。グラフのスイープ速度 (x軸スケール)を変更するには、スケール領域にタッチします。ポップアップメニューが表 示され、新しいスイープ速度を入力することができます。複数の圧ケーブルが接続されてい る場合、波形パラメータタイルのパラメータ名にタッチし、モニターした血圧波形を切り替 えます。

血圧波形のリアルタイム表示を停止するには、[血圧波形非表示]アイコン k にタッチします。

**注記** システムが生成したインターベンションマーカーの日付または時刻は編集 できません。

注記
 [血圧波形表示]ボタンにタッチした時、表示されているキーパラメータが4つあった場合、4番目のパラメータの表示が一時的に削除され、残る3つのパラメータのトレンドグラフ上部に血圧波形表示グラフが表示されます。

#### 5.3.4 表トレンド

[表トレンド] 画面は、選択したパラメータおよびその履歴を表形式で表示します。

| 5#<br>1281   |           |       |       |       |       | (     |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.2<br>L/min | 6.6       | 9.3   | 6.6   | 7.6   | 9.5   | 2.9   |
| 577<br>• SV  |           |       |       |       |       |       |
| 112<br>mL/b  | 103       | 117   | 101   | 117   | 108   | 75    |
| 537<br>1255  |           |       |       |       |       |       |
| <u>6</u>     | 7         | 8     | 7     | 8     | 9     |       |
| 537<br>SV/R  |           |       |       |       |       |       |
| 765          | 764       | 681   | 715   | 605   | 817   | 2483  |
| Þ            | <br>13:40 | 13:35 | 13:30 | 13:25 | 13:20 | 13:15 |

図 5-10 表トレンド画面

- 1 値の間隔を変更するには、表の内側にタッチします。
- 2 [表示間隔] ポップアップが表示されるので、値を選択します。



図 5-11 表トレンドの表示間隔ポップアップ

# 5.3.4.1 表トレンドのスクロールモード



過去へスクロールすることで、最大 72 時間分のデータを見る

ことができます。スクロールモードはセルの数に応じて決まります。3つのスクロール速度 (1x、6x、40x)から選択することができます。

画面スクロール中は、表の上に日付が表示されます。時間間隔が2日にまたがっている場 合、両方の日付が表示されます。

**1** スクロールを開始するには、パラメータタイルの下の矢印の1つを長押しします。 [スクロール] アイコンの間にスクロール速度が表示されます。

表 5-3 表トレンドのスクロール速度

| 設定  | 時刻    | 速度 |
|-----|-------|----|
|     | 1セル   | 遅い |
| >>  | 6セル   | 適度 |
| >>> | 40 セル | 速い |

2 スクロールモードを終了するには、スクロール矢印から手を離すか、[取消] アイ コン 🗙 にタッチします。

**注記** スクロール矢印ボタンから手を離して2分後、または[取消] アイコンに タッチすると、画面は元の画面に戻ります。

#### 5.3.5 グラフ/表分割

[グラフ/表分割] 画面は、グラフトレンドモニタリングビューと表トレンドモニタリング ビューを組み合わせて表示します。この表示形式では、モニタリングしているパラメータの 現在と過去のデータをグラフ形式で、モニタリングしているその他のパラメータを表形式 で、同時に表示できます。

2つのパラメータを選択した場合は、1つ目のパラメータはグラフトレンド形式で表示され、 2つ目のパラメータは表トレンド形式で表示されます。パラメータは、パラメータタイルに 表示されたパラメータラベルにタッチすると変更できます。2つ以上のパラメータを選択し た場合、最初の2つのパラメータがグラフトレンド形式で表示され、3つ目と4つ目(4つ 目を選択した場合)のパラメータが表トレンド形式で表示されます。すべてのパラメータの グラフトレンドビューに表示されるデータのタイムスケールは、表トレンドビューに表示さ れるタイムスケールとは連動していません。グラフトレンドビューに関する詳細について は、グラフトレンドモニタリングビュー(84ページ)を参照してください。表トレンド ビューに関する詳細については、表トレンド(89ページ)を参照してください。

# 5.3.6 フィジオビュー画面

[フィジオビュー] 画面は心臓、血液、血管系の相互関係を動画で示します。この画面の表示は、用いられるモニタリング技術により異なります。例えば、組織オキシメトリー機能が 有効な場合、3 種類の動画表示によって組織オキシメトリー測定場所が血行動態パラメータ とともに示されます。組織オキシメトリーフィジオビュー画面(199 ページ)を参照してく ださい。連続的パラメータ値は、動画と共に表示されます。



図 5-12 HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるモニタ リング中の[フィジオビュー]画面

フィジオビューの画面では、拍動中の心臓は心拍を図示するものであり、1分間の拍動数を 正確に表すものではありません。この画面の主な機能は図 5-12 に番号入りで図示されていま す。この例は、HemoSphere Swan-Ganz モジュールでモニタリングし、ECG、MAP、CVP 信 号を取得する際の連続した[フィジオビュー]画面を示しています。

- HemoSphere オキシメトリーケーブルが接続され、静脈血酸素飽和度をモニタリングしている間は、ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータのデータと信号品質インジケータ(SQI)がこの部分に表示されます。
- 2 心拍出量(CO/CI)は血管系の動画の動脈側に表示されます。血流速度を表す動画は、CO/CI値とそのパラメータに選択されたターゲット範囲(下限/上限)を基に動作が変化します。
- 3 体血管抵抗は、CO/CIのモニタリング中と、接続された患者モニター、または2本のHemoSphere 圧ケーブルからのMAP および CVPのアナログ圧入力信号(SVR = [(MAP-CVP)/CO]\*80)を使用している間、血管系を表す動画の中央に表示されます。低侵襲性センサーのモニタリングモードでは、HemoSphere 圧ケーブルまたはアナログ入力を介した CVP 入力画面、CVP モニタリングを使用する CVP のみが必要です。血管に示される狭窄度は、算出された SVR 値とそのパラメータに選択されたターゲット範囲(下限/上限)を基に動作が変化します。
- 注記 [アラーム/ターゲット] 設定は、[アラーム/ターゲット] 設定画面(ア ラーム/ターゲットセットアップ画面(127ページ)を参照)から変更でき ます。あるいは、目的のパラメータをキーパラメータとして選択し、パラ メータタイルの中にタッチすることにより、このタイル構成メニューにア クセスすることでも変更できます。

sv

図 5-12 に表示されている例は、HemoSphere Swan-Ganz モジュールでモニタ リングしている際の例です。外観およびパラメータの相違は、他のモニタ リングモードでも発生します。例えば、FloTrac センサーのモニタリング モードでのモニタリング中は、HR<sub>avg</sub> が PR に置換され、PPV と SVV が表 示されます(設定されている場合)。EDV と RVEF は表示されません。

# 5.3.6.1 SVV スロープインジケータ

[SVV スロープインジケータ]は、1回拍出量変化(SVV)を評価する際に使用する Frank-Starling 曲線を視覚的に表現したものです。これは、FloTrac センサーのモニタリングモードで[フィジオビュー]画面に表示されます。ランタンの色は設定したターゲット範囲に基づいて変化します。SVV値が13%の時、インジケータは曲線の変曲点付近に表示されます。このインジケータは[フィジオビュー]画面と[フィジオビュー]画面を[フィジオビュー]種]画面で表示されます。

ユーザーは [モニター設定]の [モニタリング画面設定メニュー]から、SVV ランタン、パ ラメータ値、SVV フィルタリング超過インジケータの表示を有効または無効にすることがで きます。デフォルト設定は有効です。SVV フィルタリング超過インジケータがオンになって いる時は、SVV インジケータ曲線上にランタンが表示されません。

#### 5.3.7 コックピット画面

図 5-13 に示したこのモニタリング画面では、モニタリングしているパラメータの値が大きな パラメータグローブ(円)に表示されます。コックピットパラメータグローブはアラーム/ ターゲット範囲と値を視覚的に表示し、現在のパラメータ値は針インジケータで表示されま す。従来のパラメータタイルと同様に、パラメータがアラーム領域内にある場合には、その グローブ内の値が点滅します。



図 5-13 コックピット画面

コックピット画面に表示されるキーパラメータグローブは、従来のパラメータタイルより複 雑なターゲットとアラームインジケータを表示します。パラメータの表示範囲は、グラフト レンドの最小値と最大値の設定を使用したゲージスケールによって形成されます。針は円形 のゲージスケールで現在値を示します。ターゲット範囲が有効になっている場合、ターゲッ トとアラーム領域を示す円の外周は、赤(アラームゾーン)、黄(注意ターゲットゾーン)、 緑(許容ターゲットゾーン)で表示されます。ターゲット範囲が有効になっていない場合、 円の外周はすべてグレーとなり、ターゲットとアラームインジケータは表示されません。 スケールの限界を超えた時点で、矢印が変化して示します。

# 5.3.8 フィジオツリー

フィジオツリー画面では、酸素運搬量(DO<sub>2</sub>)と酸素消費量(VO<sub>2</sub>)のバランスが表示されます。パラメータ値が変更されると自動的に更新されるため、常に最新の値が表示されることになります。パラメータを結んでいる線は、それぞれのパラメータの関連性をハイライトします。

# 5.3.8.1 連続モードと履歴モード

フィジオツリー画面には連続モードと履歴モードの2つがあります。連続モードでは、断続 測定値および算出パラメータ値は常に入手不能と表示されます。HGBは、連続モードの間 欠的パラメータとして直近の計算値または制限値のタイムスタンプとともに例外的に表示さ れます。



# 図 5-14 HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるモニタリング中の [フィジオツリー] 画面

- **1** パラメータの上下の縦線は、そのパラメータのターゲットステータスインジケータ (ランタン)と同じ色です。
- 2 2つのパラメータを直接結ぶ縦線は、その下のパラメータのターゲットステータスインジケータ(ランタン)と同じ色です(図 5-14 に表示される SVRI と MAP との間など)。
- 3 横線はその上の線と同じ色です。
- **4** 左上のアイコンは、ボーラスセットが実行されると表示されます。使用可能な場合は [クロック / 波形] アイコンにタッチして履歴データを表示します(図 5-14 参照)。
- 5 [iCO] アイコン(使用可能な場合)にタッチして、熱希釈新規設定構成画面を開き ます。

- 注記 図 5-14 に表示されている例は、HemoSphere Swan-Ganz モジュールでモニタ リングしている際の例です。外観およびパラメータの相違は、他のモニタ リングモードでも発生します。例えば、FloTrac センサーのモニタリング モードでのモニタリング中は、HR<sub>avg</sub>が PR に置換され、PPV と SVV が表 示されます(設定されている場合)。EDV と RVEF は表示されません。
- **注記** 熱希釈設定を実行する前および数値を入力するまでは(以下の 5.3.8.2 パラ メータボックスを参照)、[クロック / 波形] アイコンと [iCO] アイコン は表示されません。得られる連続パラメータのみが表示されます。



図 5-15 フィジオツリー履歴画面

 注記
 [フィジオツリー履歴]画面には、その時点においてシステムで得られる ほとんどのパラメータが表示されます。この画面ではパラメータ間は線で 結ばれ、それぞれのパラメータの関連性をハイライトします。[フィジオ ツリー履歴]画面では、画面右側に設定したキーパラメータ(最大8種 類)を表示します。画面の上部の水平タブにより、過去のデータ記録を確 認することができます。記録時間は、熱希釈ボーラスセットと算出パラ メータ計算に対応します。

> フィジオツリー履歴画面では、最も直近の記録のみ、パラメータを入力し て算出パラメータ DO<sub>2</sub> および VO<sub>2</sub> を計算することができます。入力する 値は記録時点のもので、現時点のものではありません。

> [フィジオツリー履歴] 画面は、[連続フィジオツリー] 画面の [クロック /波形] アイコンからアクセスします。連続フィジオツリー画面に戻るに は、[戻る] アイコン ( にタッチします。この画面については2分間で 自動的に元の画面に戻ることはありません。

**DO**<sub>2</sub> および **VO**<sub>2</sub> の算出には、動脈血および静脈血中の酸素分圧(PaO<sub>2</sub>、 PvO<sub>2</sub>)が必要です。フィジオツリー履歴画面では、PaO<sub>2</sub> と PvO<sub>2</sub> 値に 0 を 使用します。PaO<sub>2</sub> と PvO<sub>2</sub> に 0 以外を使用して DO<sub>2</sub> と VO<sub>2</sub> を算出するに は、**算出パラメータ計算**を使用してください(セクション 5.5.3 (102 ペー ジ)参照)。

#### 5.3.8.2 パラメータボックス

それぞれのパラメータボックスは、次の情報を表示します:

- パラメータ名
- パラメータの単位
- パラメータ値(入手可能な場合)
- ターゲットステータスインジケータ(値が入手可能な場合)
- SVV インジケータ(該当する場合)
- パラメータタイムスタンプ (HGB 用)

パラメータがフォルトの場合は、値はブランクになり、それが表示時に得られない、または 得られなかったことを示します。



図 5-16 フィジオツリーのパラメータボックス

# 5.3.8.3 ターゲットの設定およびパラメータ値の入力

ターゲット設定を変更または数値を入力するには、パラメータにタッチして [ターゲット/ 入力] ポップアップを表示します。フィジオツリーの [ターゲット/入力] ポップアップ は、以下のフィジオツリーの小さなパラメータボックスにタッチした場合に表示されます。 ・ HGB

- $SpO_2$
- **SvO<sub>2</sub>/ScvO<sub>2</sub>**(HemoSphere オキシメトリーケーブル測定が利用できない場合)



図 5-17 フィジオツリーのターゲット/入力ポップアップ

値が受け入れられると、新しいタイムスタンプでフィジオツリー履歴記録が作成されます。 これには次のものが含まれます:

- 現在の連続パラメータデータ
- 入力した値および計算値

[フィジオツリー履歴] 画面は新しく入力された記録を使用して表示されます。この後、 残りの手入力値を入力すると、算出パラメータが計算できます。

#### 5.3.9 ゴールポジショニング画面

[ゴールポジショニング] 画面では、2つの重要なパラメータを XY 軸座標に互いにプロット することにより、その関係をモニターし追跡することができます。

点滅する1個の青い点は2つのパラメータの交点を表し、パラメータ値の変化に従ってリア ルタイムで移動します。丸はパラメータの履歴トレンドを表し、丸が小さいほうがより古い データを表しています。

緑色のターゲットボックスはパラメータのターゲットゾーンの交点を表します。X軸とY軸 上の赤い矢印はパラメータのアラームの制限値を示します。

選択された最初の2つのキーパラメータは、それぞれy軸とx軸にプロットされたパラメー タ値を表します(図 5-18参照)。



図 5-18 ゴールポジショニング画面

この画面では、次の調整を行うことができます。

- ・ 画面に表示されている [トレンド間隔] アイコン ●●●●●●●・・・ にタッチすると、履歴トレンドを表す丸の時間間隔を調整できます。
- [オフ] が表示されるまで [トレンド間隔] アイコンにタッチし続けると、履歴トレンドを表す丸をオフにできます。
- X 軸または Y 軸のスケールは、対応する軸に沿った部分にタッチすることによって調整できます。
- ・ パラメータの現在の交点が X/Y 平面のスケール外に出てしまった場合、これをユー ザーに知らせるメッセージが表示されます。

# 5.4 フォーカスモニタリングフォーマット

フォーカスモニタリングフォーマットにより、ユーザーは動脈圧値を3つまでのキーパラ メータのモニタリングされたデータと一緒に、関連が分かりやすいレイアウトで見ることが できます。

#### 5.4.1 モニタリングビューの選択

図 5-3 (81ページ)を参照してください。

フォーカスモニタリングビューでは3つのモニタリングビューが利用可能です:



これら3つのフォーカスモニタリングフォーマットはモニタリング選択メニューの下部に表示され、モニタリング画面のデザインに基づくボタンが表示されます。表示したいモニター 画面にタッチし、その画面フォーマットにキーパラメータを表示します。

 注記 モニタリングビュー(80ページ)に概要が示されているフォーマットを 使ってモニタリングしながら4つのパラメータを選択した後にモニタリン グがフォーカスモニタリングフォーマットに切り替えられた場合には、 選択した最初の3つのパラメータしか表示されません。

#### 5.4.2 血圧波形タイル

すべてのフォーカスモニタリングビューには血圧波形が表示されます。 リアルタイム血圧波 形ディスプレイ(88ページ)を参照してください。フォーカス血圧波形表示では、血圧の数 値を表示するためにパラメータタイルと同様のフォーマットが使用されます。

# 5.4.3 フォーカスパラメータタイル

フォーカスモニタリングビュー内の主要素はフォーカスパラメータタイルです。フォーカス パラメータタイルには、パラメータタイル(81ページ)で説明する従来のパラメータタイル に類似した情報が表示されます。フォーカスビューでは、タイル全体の色がターゲットのス テータス色に一致するように変化します。例えば、図 5-19に示すタイルの値はターゲット範 囲内であるため、その背景色は緑です。モニタリングが無効か一時停止された場合、背景色 は黒になります。



図 5-19 フォーカスパラメータタイル

# 5.4.4 パラメータの変更

フォーカスモニタリングビュー内でパラメータを変更するには、パラメータ名が表示されて いるパラメータタイルの中央ラインより上にタッチします。図 5-20を参照してください。



# 図 5-20 フォーカスパラメータタイル - パラメータとアラーム/ターゲットの選択

パラメータ選択用メニューが開きます。図 5-4 を参照してください。パラメータ選択メ ニューでは、パラメータはカテゴリに分類されています。これらのカテゴリの詳細について は、パラメータの変更(81ページ)を参照してください。現在選択されたパラメータが青で 強調表示されます。その他のモニターされているキーパラメータは青い輪郭がついていま す。利用可能なパラメータ – 強調表示されていないもの – から任意に選択してアクティブに モニターできます。

# 5.4.5 アラーム/ターゲットの変更

フォーカスモニタリングビュー内でキーパラメータのアラームまたはターゲットを変更する には、パラメータ値と単位が表示されているパラメータタイルの中央ラインより下にタッチ します。そのパラメータの [**アラーム/ターゲット**] メニューが表示されます。このメ ニューについての詳細は、*アラーム/ターゲット*(124ページ)を参照してください。

# 5.4.6 フォーカスメイン画面

フォーカスメイン画面内で3つまでのパラメータが列に表示され、動脈圧波形が画面の上部 に表示されます。各列にはパラメータカテゴリのタイトル(血流、血管抵抗、または血圧) が付いており、中央にパラメータタイル、連続的な%変化または参照値(有効になってい る場合)、および垂直ターゲットメーターが各列の左端に表示されます。図 5-21 を参照して ください。



左端にある垂直ターゲットメータは患者の現在の パラメータ値を表示し、ゾーンを強調表示します

#### 図 5-21 フォーカスメイン画面

垂直メータは、現在の値のターゲットゾーンを強調表示します。これは、パラメータタイル の色に一致します。パラメータ値の変化間隔(パーセンテージまたは値の表示)を変更する には、パラメータ列の下部に表示されている値にタッチして間隔オプション(0、5、10、 15、20、30分、または変化値が表示されている場合は基準値から)間を移動します。時間の 間隔/平均(117ページ)を参照してください。

# 5.4.7 フォーカスグラフトレンド画面

フォーカスグラフトレンド画面には経時的なパラメータビューのグラフプロットが表示され ます。このビューの要素は、グラフトレンドモニタリングビュー(84ページ)で説明したグ ラフトレンドビューの要素に一致します。インターベンションイベントとグラフトレンドの スクロールモードの詳細については、セレクションを参照してください。



図 5-22 フォーカスグラフトレンド画面

フォーカスグラフトレンドビューは、左側にパラメータカテゴリと垂直メータ、中央にトレンドプロット、右側にパラメータタイルがある行形式で表示されます。図 5-22 を参照してください。そのパラメータトレンドプロットのxまたはy軸にタッチして、そのパラメータ値の時間目盛りまたは表示範囲の上限 / 下限を調整します。すべてのパラメータの表示範囲を設定する詳細については、スケール調整(131 ページ)を参照してください。パラメータ設定メニューで選択したメニューオプションは、グラフトレンドモニタリングビュー(84 ページ)で説明するすべてのトレンドフォーマットのビュー - フォーカスグラフ画面とグラフトレンドビューに影響します。

#### 5.4.8 フォーカスチャート画面

フォーカスチャート画面には、パラメータの変更(81ページ)で説明した最大3つまでのカ テゴリで使用可能なパラメータがすべて表示されます。パラメータタイルとして表示される 最上位パラメータのみがキーパラメータおよびアラーム表示 / アラーム音(アラーム可能) として設定できます。キーパラメータを変更するには、パラメータラインの上側にあるパラ メータ名にタッチします。フォーカスチャートビューのパラメータ選択メニューには、選択 したパラメータカテゴリ内で使用可能なパラメータのみが表示されます。最上位パラメータ タイルの下側に表示されているパラメータ値のフォント色は、現在のターゲット範囲の色を 示します。未設定パラメータのターゲットは、小さいパラメータタイルにタッチしてそのパ ラメータの**アラーム/ターゲット**構成メニューにアクセスすることで調整できます。



図 5-23 フォーカスチャート画面

表示するパラメータカテゴリを変更するには、列の一番上に表示されている現在設定されているパラメータカテゴリにタッチします。ポップアップメニューが開きます(図 5-24)。 置き換えるパラメータカテゴリにタッチします。

| カテゴリーを選択 |      |         |  |
|----------|------|---------|--|
| 血流       | 血圧   | オキシメトリー |  |
| 血管抵抗     | 右室機能 | ACUMEN  |  |

図 5-24 フォーカスチャートビュー – 列の設定

# 5.5 臨床ツール

アクションメニューのほとんどのオプションは、現在のモニタリングモード(HemoSphere Swan-Ganz モジュールでモニター中など)に関連します。モニタリングモード全体で利用で きるアクションは以下のとおりです。

#### 5.5.1 モニタリングモードの選択

[モニタリングモードを選択]ページでは、モニタリングモードを切り替えることができま す。この画面は、新しいモニタリングセッションが開始される前に表示されます。また、 この画面には、次の方法でアクセスすることもできます。

a ナビゲーションバーの上部の [モニタリングモードの選択] アイコンにタッチ



b [設定] アイコン 🏟 → [臨床ツール] タブ 🧧 🛤 → [モニタリングモー ドの選択] アイコン 💽 の順にタッチ

この画面では、モニタリング法を選択することができます。オキシメトリーモニタリングはモニタリングモード全体で利用できます。



低侵襲性モニタリングモードボタン.ユーザーがこのボタンを選択すると、 HemoSphere 圧ケーブルを使って低侵襲性血行動態モニタリングを行うことがで きます。このモードでは、TruWave DPT によるモニタリングも使用できます。



**侵襲性モニタリングモードボタン**. HemoSphere Swan-Ganz モジュールによる侵 襲性の血行動態モニタリングを行うには、このボタンを選択してください。

[Home] アイコン 🏠 にタッチして、選択したモニタリングモードを継続します。モニタリ ングモードの切り替えが発生した時点で、「S」の文字(**S**)がグラフトレンドの x 軸に表示 されます。

#### 5.5.2 CVP 入力

[CVP 入力] 画面では、MAP データも利用できる場合には、連続 SVR/SVRI 計算の算出用に 患者の CVP 値を入力できます。

- **1** [設定] アイコン  $\overset{()}{\bigcirc}$  **>** [臨床ツール] タブ  $\overset{[]}{\frown}$   $\overset{()}{\blacksquare}$  **>** [CVP 値入力] アイ コン  $\overset{()}{\bigcap}$  の順にタッチします。
- **2** CVP 値を入力します。

- 3 [Home] アイコン 🏠 にタッチして、メインモニタリング画面に戻ります。
- 注記 アナログ入力信号を使用して CVP データを表示する場合(アナログ圧信 号入力(119ページ)参照)や、HemoSphere 圧ケーブルと TruWave トラン スデューサーで CVP をモニタリングしている場合(TruWave DPT が接続さ れた圧ケーブルによるモニタリング(166ページ)参照)は、CVP 値は入 力できません。

#### 5.5.3 算出パラメータ計算

**算出パラメータ計算**では、特定の血行動態パラメータを計算でき、これらのパラメータを一 括計算のために表示できます。

算出パラメータはモニタリングモードに基づいており、CPO/CPI、DO<sub>2</sub>/DO<sub>2</sub>I、ESV/ESVI、 SVI/SV、VO<sub>2</sub>/VO<sub>2</sub>I、VO<sub>2</sub>e/VO<sub>2</sub>Ie、SVR/SVRI、LVSWI、RVSWI、および PVR を含みます。

- **1** [設定] アイコン  $\overset{()}{\bigcirc}$  **>** [臨床ツール] タブ  $\overset{[]}{\odot}$  p = [算出パラメータ計算]アイコン  $\underset{[]}{\bigcirc}$  の順にタッチします。
- 2 必要な値を入力すると、自動的に計算され、表示されます。

## 5.5.4 イベントレビュー

モニタリング中に起きたパラメータ関連のイベントおよびシステムイベントをレビューする には、[イベントレビュー]を使用します。これにはフォルト、警告、生理的アラーム、ま たはシステムメッセージのすべての開始および終了時間が含まれます。最大 72 時間分のイ ベントとアラームメッセージが、最新のイベントが一番上に来るように記録されます。

**1** [設定] アイコン  $\overset{()}{\bigcirc}$   $\rightarrow$  [臨床ツール] タブ  $\overset{()}{\frown}$   $\overset{()}{\blacksquare}$   $\overset{()}{\rightarrow}$  [イベントレビュー] アイコン  $\overset{()}{\frown}$  の順にタッチします。

または

情報バー 📃 上の [イベントレビュー] ショートカットにタッチします。

- 2 システムログイベント(表 5-4参照)を表示するには、[イベント] タブを選択しま す。システムが生成したメッセージを表示するには、[アラーム] タブにタッチし ます。いずれかの画面を上下にスクロールするには、矢印キーにタッチします。
- 3 [Home] アイコン **合** にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

イベントレビュー記録の [イベント] タブには、以下のイベントが含まれます。

表 5-4 レビューされたイベント

| イベント   | 時間が記録される時点   |
|--|--|
| 動脈圧が「ゼロ点調整」<br>されました   | TruWave 圧トランスデューサーがゼロ点調整され、ラベルが ART である時。  |
| 平均時間 – 5 秒   | CO / 圧平均時間が5秒に変化した時。   |
| 平均時間 – 20 秒  | CO / 圧平均時間が 20 秒に変化した時。  |
| 平均時間 – 5 分   | CO / 圧平均時間が5分に変化した時。   |
| BSA 変更   | 患者の BSA 値が変更された時(BSA がブランクになる、またはブランクから戻る時も<br>含む)。  |
| 中心静脈圧が「ゼロ点調整」<br>されました   | TruWave 圧トランスデューサーがゼロ点調整され、ラベルが CVP である時。  |
| CO ケーブルテストに合格  | CCO ケーブルテストを行って合格した時。  |
| CO モニタリングの開始   | CO モニタリングが開始された時。  |
| CO モニタリングの停止   | ューザーまたはシステムが CO モニタリングを停止した時。  |
| CVP クリア  | ユーザーが手動で入力した CVP 値をクリアした時。   |
| CVP 入力 < 値 >< 単位 >   | 表示された値と単位で CVP 値を手動で入力した時。   |
| [IA#N] 採血  | [採取]オプションが[体内キャリブレーション用採取]画面で選択された時。#Nがこの患<br>者のインターベンション数である場合に、インターベンション分析が実行された時の記録。  |
| FloTrac センサーが「ゼロ点調<br>整」されました  | FloTrac センサーまたは Acumen IQ センサーがゼロ点調整された時。  |
| FRT のベースラインを開始   | FRT ベースライン測定を開始した時。  |
| FRT のベースラインを終了   | FRT ベースライン測定の有効な値を得て測定を終了した時。  |
| FRT のベースラインを取消   | FRT ベースライン測定を取り消した時。   |
| FRT のベースラインが不安定  | FRT ベースライン測定の有効な値を得て測定を終了したが、測定値が不安定な時。  |
| FRT の負荷を開始   | FRT 負荷測定を開始した時。  |
| FRT の負荷を終了   | FRT 負荷測定が有効な値を得て測定を停止。これは負荷の終了時またはユーザーが<br><b>[今すぐ終了]</b> にタッチした時に発生します。   |
| FRT の負荷を取消   | FRT 測定を取消した時。  |
| FRT のデータが不足  | FRT の測定が停止されて測定値が無効な時。   |
| GDT セッション開始:#nn  | GDT 追跡セッションが開始された時。「nn」は現在の患者の GDT トラッキングセッ<br>ション番号。  |
| GDT セッション停止:#nn  | GDT 追跡セッションが停止された時。「nn」は現在の患者の追跡セッション番号。   |
| GDT セッション一時停止:#nn  | GDT 追跡セッションが一時停止された時。「nn」は現在の患者の追跡セッション番号。   |
| GDT セッション再開:#nn  | GDT 追跡セッションが再開された時。「nn」は現在の患者の追跡セッション番号。   |
| GDT セッションターゲット更<br>新:#nn; <pppp>:<qqq><uuu>、<br/>&lt;&gt;</uuu></qqq></pppp> | GDT 追跡セッションのターゲットが更新された時。「nn」は現在の患者のトラッキング<br>セッション番号であり、 <pppp> はターゲット範囲、<qqq> が単位 <uuu> で更新された<br/>パラメータ。&lt;&gt; はその他のターゲットが更新された時に表示。</uuu></qqq></pppp> |
| [IA#N] HGB アップデート  | オキシメトリーケーブルのアップデートが、HGBのアップデートプロセス後に完了した時。   |
| HPI 警告   | Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) アラート警告が有効になります。[HPI のみ ]  |
| HPI 警告が確認されました *   | Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) 警告が確認されました * [HPI のみ ]  |
| HPI 警告が消去されました<br>(確認済み *)   | 低血圧発生予測指数 (HPI) 警告は、20 秒間の更新データで 2 回連続 HPI 値が 75 より低<br>くなると消去されます。警告が消去される前に、HPI 非常警告ポップアップが確認され<br>ました *。[HPI のみ ]   |
| HPI 警告が消去されました<br>(未確認 *)  | 低血圧発生予測指数 (HPI) 警告は、20 秒間の更新データで 2 回連続 HPI 値が 75 より低<br>くなると消去されます。警告が消去される前に、HPI 非常警告ポップアップが確認され<br>ませんでした *。[HPI のみ ]                                      |

# 表 5-4 レビューされたイベント(続き)

| イベント   | 時間が記録される時点  |
|--|---|
| iCO ボーラスを実施  | iCO ボーラスが実施された時。  |
| 体外キャリブレーション  | オキシメトリーケーブルのアップデートが体外キャリブレーションのプロセス終了後に<br>完了した時。   |
| 体内キャリブレーション  | オキシメトリーケーブルのアップデートが体内キャリブレーションのプロセス終了後に<br>完了した時。   |
| [IA#N] < サブタイプ > < 詳細 ><br>< 注記 >                    | <ul> <li>#Nがこの患者のインターベンション数である場合に、インターベンション分析が実行された時。</li> <li><sub-type>は、選択されたインターベンションのサブタイプ(一般的なインターベンションの場合:強心剤、血管拡張薬、血管収縮薬;液体分析の場合:赤血球、膠質液、晶質液;体位変換の場合:下肢挙上またはトレンデレンブルグ;イベントの場合:</sub-type></li> <li>PEEP、誘導、カニューレ挿入、持続的血液浄化療法(CPB)、クロスクランプ、心筋保護法、ポンプ血流、循環停止、加温、冷却、脳分離体外循環)。</li> <li>&lt;詳細&gt;は選択された詳細。</li> <li>&lt;注記&gt;はユーザーが追加した注記。</li> </ul> |
| [IA#N] カスタム < 詳細 ><br>< 注記 >                         | # N がこの患者のインターベンション数である場合に、カスタムインターベンション分析が実行された時。<br>< 詳細 > は選択された詳細。<br>< 注記 > はユーザーが追加した注記。  |
| [IA#N 更新 ] 注記:< 更新され<br>た注記 >                        | N番目のインターベンションに関連する注記は編集されたが、日時は編集されなかった時。[インターベンションを編集] ポップアップの [承認] ボタンが有効になっており、<br>タッチされた時に記録される。Nは最初のインターベンションの数。   |
| [IA# 更新 ] 時間:< 更新された<br>日付 > - < 更新された時刻 >           | N番目のインターベンションに関連する注記は編集されたが、日付または時刻は編集され<br>なかった時。[インターベンションを編集]ポップアップの [承認] ボタンが有効になっ<br>ており、タッチされた時に記録される。Nは最初のインターベンションの数。   |
| [IA#N 更新]時間:<更新され<br>た日付>-<更新された時刻>;<br>注記:<更新された注記> | N番目のインターベンションに関連する(時刻または日付)および注記が編集された時。<br>[インターベンションを編集] ポップアップの [承認] ボタンが有効になっており、タッ<br>チされた時に記録される。N は最初のインターベンションの数。   |
| 光が範囲外  | オキシメトリーの光の範囲にフォルトが発生した時。  |
| 低侵襲性モードから侵襲性モー<br>ドへのモニタリングモードの切<br>り替え              | ユーザーによる低侵襲性モード( <b>FloTrac/Acumen IQ</b> センサーまたは TruWave DPT を<br>使用)から侵襲性モード( <b>Swan-Ganz</b> カテーテルを使用)へのモニタリングモードの<br>切り替え。  |
| 侵襲性モードから低侵襲性モー<br>ドへのモニタリングモードの切<br>り替え              | ユーザーによる侵襲性モード(Swan-Ganz カテーテルを使用)から低侵襲性モード<br>(FloTrac/Acumen IQ センサーまたは TruWave DPT を使用)へのモニタリングモードの<br>切り替え。  |
| モニタリングー時停止   | アラーム音とパラメータモニタリングを防止するためモニタリングが一時停止された時。  |
| モニタリング再開   | 通常のモニタリングが再開された時。アラーム音とパラメータモニタリングは有効です。  |
| オキシメトリー接続なし  | オキシメトリーケーブルの取り外しが検出された時。  |
| 肺動脈圧が「ゼロ点調整」され<br>ました。                               | TruWave 圧トランスデューサーがゼロ点調整され、ラベルが PAP である時。   |
| [IA#N] オキシメトリーデータの<br>再読み込み                          | 読み込まれたオキシメトリーキャリブレーションデータをユーザーが許可した時。   |
| システム再起動リカバリー   | 通電後、システムがプロンプトなしにモニタリングを再開した時。  |
| モニタリングモードが切り替え<br>られました                              | モニタリングモードが変更された時。   |
| 時刻の変更  | システムクロックが更新された時。  |
| * ユーザーが HP   | リ非常警告ポップアップ上のボタンにタッチした時に確認が記録されます。  |

# 5.6 情報バー

情報バーはすべてのアクティブなモニタリング画面とほとんどの臨床ツール画面に表示され ます。これには、現在の時刻、日付、バッテリーステータス、画面明度メニューショートカッ ト、アラーム音量メニューショートカット、ヘルプ画面ショートカット、イベントレビューショート カット、および画面ロック記号が表示されます。モニタリングモードの切り替えについては、 *モニタリングモードの選択*(101ページ)を参照してください。HemoSphere Swan-Ganz モ ジュールをモニタリングする際、血液温度と心拍数のスレーブも表示されることがあります。 FloTrac センサーモニタリングモードで HemoSphere 圧ケーブルを使ってモニタリングする間、 パラメータ情報バーが CO / 圧平均時間および HPI パラメータ値を表示することがあります。 拡張機能である Acumen 低血圧発生予測指数機能(HPI)の詳細については、*Acumen 低血圧発 生予測指数(HPI) ソフトウェア機能*(201ページ)を参照してください。モニターの HIS 接 続または Wi-Fi 接続が有効な場合、ステータスが表示されます。Wi-Fi ステータス記号につい ては表 8-1 (137ページ)、HIS 接続性ステータス記号については表 8-2 (138ページ)を参照し てください。図 5-25 には、ECG 心拍にスレーブがある状態での HemoSphere Swan-Ganz モ ジュールによるモニタリング中の情報バーの例を示しています。図 5-26 には、HemoSphere 圧 ケーブルを使ってモニタリング中の情報バーの例を示しています。



# 5.6.1 バッテリー

HemoSphere アドバンスドモニターは、HemoSphere バッテリーパックを装着していれば、 停電時にも中断せずにモニタリングできます。バッテリーの寿命は情報バーに表示されるア イコン(表 5-5)によって知ることができます。バッテリー取付けの詳細については、バッ テリー設置(59ページ)を参照してください。モニターに表示されているバッテリー充電ス テータスが正しいことを確認するために、バッテリーのコンディショニングを行って定期的 にバッテリー状態を点検してください。バッテリーのメンテナンスと状態調整に関する情報 については、バッテリーのメンテナンス(284ページ)を参照してください。

| バッテリー<br>アイコン | 意味                               |
|---------------|----------------------------------|
| ĺ             | バッテリーの充電残量は 50% 以上               |
|               | バッテリーの充電残量は 50% 未満               |
|               | バッテリーの充電残量は 20% 未満               |
| 4             | バッテリーは充電中で、電源に接続<br>されています       |
| 4             | バッテリーは完全に充電されてお<br>り、電源に接続されています |
| X             | バッテリーが装着されていません                  |

表 5-5 バッテリー状態

警告

停電時のモニタリング中断を予防するため、HemoSphere アドバンスドモ ニターには常にバッテリーを装着して使用してください。

停電時やバッテリーの消耗時には、モニターは自動的にシャットオフされ ます。

# 5.6.2 画面の明るさ

画面の明るさを調整するには、情報バーにあるショートカット 🙀 にタッチしてください。

# 5.6.3 アラーム音量

アラーム音量を調整するには、情報バーにあるショートカット ↓ にタッチしてください。

# 5.6.4 スクリーンキャプチャ

[スナップショット] アイコンにタッチすると、現在の画面の画像がキャプチャされます。 画像を保存するには、HemoSphere アドバンスドモニターの2つの USB ポート(後面および 正面パネル)のいずれか1つに USB スティックを取り付けることが必要です。情報バー上の スナップショットアイコン **[10]** にタッチします。

## 5.6.5 画面ロック

モニターを掃除または移動する時など、画面をロックしたい場合に使用します。掃除の説明 については、*モニターおよびモジュールの清掃*(279ページ)を参照してください。内部タ イマーによってロック解除のカウントダウンが始まると、画面のロック解除は自動的に行わ れます。

- 1 [画面ロック] アイコン 
  「 にタッチします。
- 2 [画面ロック] ポップアップから、画面をロックしたい時間にタッチします。



図 5-27 画面ロックポップアップ

- 3 赤いロックアイコンが情報バーに表示されます。
- 4 画面ロックを解除するには、赤色のロックアイコン ▲ をタッチして、[画面ロッ ク]メニューの [画面のロック解除] をタッチします。

# 5.7 ステータスバー

ステータスバーは、情報バーの下のすべてのモニタリング画面の一番上に表示されます。 ここにはフォルト、アラーム、警告、一部の注意と注記が表示されます。複数のフォルト、 警告、アラームがある場合、メッセージが2秒ごとに切り換わります。全メッセージ中何番 目のメッセージかが左側に表示されます。このメッセージにタッチして、現在のメッセージ から移動します。[クエスチョンマーク] アイコンにタッチすると、非生理的アラームメッ セージのヘルプ画面にアクセスします。

# 1/2 オキシメトリーモニタリング用のオキシメトリーケーブルを接続してください。 ?

# 図 5-28 ステータスバー

# 5.8 モニタリング画面のナビゲーション

モニタリング画面には、標準的なナビゲーション手順がいくつかあります。

#### 5.8.1 垂直スクロール

画面によっては、一度に1つの画面には収まらない情報を持つものがあります。レビューリ ストに垂直矢印が表示された場合には、上矢印か下矢印にタッチすると次の項目を表示でき ます。



リストから選択する場合は、垂直スクロール矢印にタッチして1度に1項目ずつ上下さ せます。



## 5.8.2 ナビゲーションアイコン

常に同じ機能を実行するボタンがいくつかあります。



Home. [Home] アイコンにタッチすると、直前に見ていたモニタリング画面に戻り、画面上のデータへの変更が保存されます。

**戻る**. [戻る] アイコンにタッチすると、前のメニュー画面に戻り、画面上のデータへの変更 が保存されます。

**決定**.[決定] アイコンは、画面上のデータに対する変更を保存し、モニタリング画面に戻る か、次のメニュー画面を表示します。

**取消**. [取消] アイコンにタッチすると、すべての入力が取消されます。

患者データ画面など一部の画面には [取消] ボタンがありません。患者さんのデータが入力 されるとすぐに、システムによって保存されます。

リストボタン.一部の画面には、メニューテキストの隣に表れるボタンがあります。



このような場合、ボタンのどこかにタッチすると、メニューテキストに関連した選択可能項 目のリストが表示されます。ボタンには現在の選択が表示されます。

**バリューボタン**.一部の画面には以下のような四角いボタンがあります。このボタンにタッ チすると、キーパッドが表示されます。


**トグルボタン**.オン/オフのように2つの選択肢から1つを選ぶような場合、[トグル] ボタンが表示されます。



ボタンの反対側にタッチすると、選択肢が切り替わります。

キーパッド.キーパッド上のキーにタッチして数値データを入力します。



キーボード.キーパッド上のキーにタッチして英数字データを入力します。



ユーザーインターフェースの 設定

#### 目次

| パスワード保護     |
|-------------|
| 患者データ       |
| モニター一般設定115 |

# 6.1 パスワード保護

HemoSphere アドバンスドモニターには3レベルのパスワード保護があります。

| レベル          | 必要な桁数   | ユーザーの説明      |
|--------------|---------|--------------|
| スーパーユーザー     | 4 桁     | 医師           |
| セキュアユーザー     | 8 桁     | 病院管理職員       |
| Edwards ユーザー | ローリングパス | Edwards 社内専用 |
|              | ワード     |              |

表 6-1 HemoSphere アドバンスドモニターのパスワードレベル

本書で説明するパスワードが必要なすべての設定や機能は、[スーパーユーザー]機能です。 [スーパーユーザー]および[セキュアユーザー]のパスワードは、パスワード画面に最初に アクセスしたとき、システムの初期化中にリセットする必要があります。パスワードは貴施 設の管理者または IT 部門にお問い合わせください。パスワードが 10 回正しく入力されな かった場合、パスワードキーパッドは一定時間ロックされます。モニタリングは引き続き 有効です。パスワードを忘れた場合は、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡くだ さい。

2つの設定メニューオプションがパスワード保護されています。[高度な設定]と[データの エクスポート]です。

110



# 以下表 6-2 に示すような [高度な設定]機能にアクセスするには、設定アイコン 🄅 → [設 定] タブ 🔅 🚁 → [高度な設定] ボタンにタッチしてください。

#### 表 6-2 高度な設定メニューのナビゲーションとパスワード保護

| 選択する高度な設定<br>メニュー | 選択するサブメニュー                            | スーパー<br>ユーザー | セキュア<br>ユーザー  | Edwards<br>ユーザー |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| パラメータ設定           | アラーム/ターゲット                            | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   | アラーム/ターゲット → すべて                      | アクセス         | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   | 設定                                    | 不可           |               |                 |
|                   | スケール調整                                | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   | HPI 設定                                | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   | SVV/PPV                               | ~            | $\checkmark$  | ~               |
| GDT 設定            |                                       | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
| アナログ入力            |                                       | ~            | $\checkmark$  | ~               |
| プロファイル設定          |                                       | アクセス         | ~             | ~               |
|                   |                                       | 不可           |               |                 |
| システムのリセット         | すべてを工場出荷時設定に復元                        | アクセス         | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   |                                       | 不可           |               |                 |
|                   | データ消去                                 | アクセス         | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   |                                       | 个可           |               | ,               |
|                   | モニターを使用停止にする                          | アクセス         | アクセス          | $\checkmark$    |
| +立 《主 小+          |                                       | イリーフクセス      | 「「「「「「」」      | 1               |
| 按视注               |                                       | アクセス不可       | ◇ (有効な<br>場合) | ·               |
|                   | シリアルポートのセットアップ                        | アクセス         | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
|                   |                                       | 不可           |               |                 |
|                   | HL7 設定                                | アクセス         | ✓(有効な         | $\checkmark$    |
|                   |                                       | 不可           | 場合)           |                 |
|                   |                                       | アクセス         | $\checkmark$  | $\checkmark$    |
| 機能の管理             |                                       | 不可           |               |                 |
| システムステータス         |                                       | アクセス         | $\checkmark$  | ~               |
|                   |                                       | 个り           |               |                 |
| ハスワードの変更<br>      |                                       | アクセス 不可      | Ý             | Ý               |
| エンジーアリング          | アラーム設定                                | アクセス         | ✓             | ✓               |
|                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ノノビス         |               |                 |
|                   | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | アクセス         | ~             | $\checkmark$    |
|                   |                                       | 不可           |               |                 |

以下表 6-3 に示すような [データのエクスポート] 機能にアクセスするには、設定アイコン ◇[設定] タブ <sup>◎</sup> → [データのエクスポート] ボタンにタッチしてください。

| 表 6-3 データのエクスポー | トメニューのナビゲー | ションとパスワード保護 |
|-----------------|------------|-------------|
|-----------------|------------|-------------|

| 選択するデータのエクス<br>ポートメニュー | スーパー<br>ユーザー | セキュア<br>ユーザー                     | Edwards<br>ユーザー |
|------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 診断結果の出力                | $\checkmark$ | $\checkmark$                     | $\checkmark$    |
| データダウンロード              | $\checkmark$ | $\checkmark$                     | $\checkmark$    |
| 臨床データを管理する             | アクセス<br>不可   | <ul><li>✓ (有効な<br/>場合)</li></ul> | ~               |
| サービスデータをエクス<br>ポート     | アクセス<br>不可   | $\checkmark$                     | ~               |

#### 6.1.1 パスワードの変更

パスワードの変更には**セキュアユーザー**アクセスが必要です。パスワードは貴施設の管理者 または IT 部門にお問い合わせください。パスワードを変更するには:

- 1 設定アイコン 

   → [設定]タブ 

   → [高度な設定]ボタンにタッチして
   ください。
- 2 [セキュアユーザー]のパスワードを入力します。
- 3 [パスワードの変更]ボタンをタッチします。
- 4 新しい[スーパーユーザー]および/または[セキュアユーザー]のパスワードをそれぞれ必要な桁数で、ボックスに緑のチェックマークが表示されるまで入力してください。チェックマークは、最小桁数が満たされていることと、目的のパスワードの両方のエントリが同一であることを表します。
- 5 [確認]ボタンにタッチします。

## 6.2 患者データ

システムの電源を入れると、最後の患者さんのモニタリングを継続するか、新規の患者さん のモニタリングを開始するかの選択肢が表示されます。以下の図 6-1 を参照してください。 **注記** 最後にモニタリングした患者さんのデータが 12 時間以上前のものである 場合、新規の患者さんのモニタリングを開始する選択肢のみ表示されます。

| Edwards  |   | Hem<br>Copyright © 2  | IOSphe<br>2018 Edwards Lifescien |                       |
|----------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
|          | Las<br>Patient ID:<br>Gender:<br>Age:<br>Height:<br>Weight:<br>BSA: | st Patient<br>Unknown ID<br>Male<br>56 years<br>69 in<br>159 Ibs<br>1.87 m <sup>2</sup> |                                  |                       |
| <u>í</u> |   |   | New Patient                      | Continue Same Patient |

#### 図 6-1 新規または継続選択画面

#### 6.2.1 新規患者

新規患者モニタリングを開始すると、前の患者さんのデータはすべて消去されます。アラーム範囲、連続的パラメータはそれぞれのデフォルト値に設定されます。

警告 新規患者セッションを開始したら、デフォルトの生理的アラーム範囲 (上限/下限)を必ず確認して、所定の患者さんに適切な範囲になるよう にしてください。

システムを始動させるときに新規患者を入力することも、システムが作動中に新規患者を開始することもできます。

警告 新規患者を HemoSphere アドバンスドモニターに接続する際には必ず、 [新規患者] を実行するか、患者データプロフィールを消去してください。 これを行わないと、履歴表示に前患者のデータが表示されることがあ ります。

1 モニターの電源をオンにすると、新規または継続選択画面が表示されます(図 6-1)。 [新規患者]にタッチして、ステップ6に進みます。

または

モニターの電源がすでにオンになっている場合には、設定アイコン 🏟 → [臨床

- 2 患者データアイコン Cタッチします。
- 3 [新規患者] ボタンにタッチします。
- 4 確認画面で [はい] ボタンにタッチし、新規患者を開始します。
- 5 [新規患者データ] 画面が表示されます。図 6-2 を参照してください。

|        |              |  | I2/06/18<br>14:33:16 |
|--------|--------------|--|----------------------|
| Edward | s            | HemoSphere<br>Copyright © 2018 Edwards Lifesciences LLC<br>新規患者データ |                      |
|        | 患者ID         | 不明なID  |                      |
|        | <i>17937</i> |  |                      |
|        | 年齡           | <b>性別</b> 男性 女1  | ±                    |
|        | 身長<br>体重     | = BSA (Dubois st. )  |                      |
|        |              |  |                      |
|        | Č            |  | 次へ                   |

図 6-2 新規患者データ画面

- 6 患者情報を入力し、キーパッドの [決定] キー ← にタッチしてデータを保存 し、患者データ画面に戻ります。
- 7 [患者 ID] にタッチし、キーパッドを使って患者さんの病院 ID を入力します。
- 8 [身長] にタッチし、キーパッドを使って患者さんの身長を入力します。使っている言語のデフォルト単位がキーパッドの右上に表示されます。測定単位を変更するには単位にタッチします。
- 9 [年齢] にタッチし、キーパッドを使って患者さんの年齢を入力します。
- 10 [体重] にタッチし、キーパッドを使って患者さんの体重を入力します。使っている言語のデフォルト単位がキーパッドの右上に表示されます。測定単位を変更するには単位にタッチします。
- 11 [性別] にタッチし、[男性] か [女性] を選択します。
- **12**身長と体重から [BSA] (DuBois 式) が計算されます。
- **13 [次へ**] ボタンにタッチします。

**注記** すべての患者データを入力するまで、**[次へ**] ボタンは無効になっています。

14 [モニタリングモードの選択] ウィンドウで適切なモニタリングモードを選択し ます。*モニタリングモードの選択*(101ページ)を参照してください。適切な血行 動態モニタリング技術によるモニタリング開始方法を参照してください。

#### 6.2.2 患者モニタリングの継続

最後の患者データが12時間以内の場合は、システムの電源をオンにすると患者の基本デー タと患者 ID が表示されます。その患者のモニタリングを継続する場合は、患者データの読 込みが行われ、トレンドデータが検索されます。最後に表示したモニタリング画面が表示 されます。[患者継続] にタッチします。

#### 6.2.3 患者データの表示

- 1 設定アイコン 🄅 →[臨床ツール]タブ 🧿 🛤 の順にタッチします。
- 2 患者データアイコン にタッチして患者データを表示します。 画面には [新規患

者]ボタンも表示されます。

3 [戻る] アイコン 「 にタッチして、設定画面に戻ります。[患者の基本データ] ポップアップ画面が表示されます。同じ患者さんに戻る場合は、患者さんの基本 データを確認し、正しい場合は [**はい**]を押します。

# 6.3 モニターー般設定

モニターー般設定はすべての画面に反映されます。これらに含まれるのは、表示言語、使用 単位、アラーム音量、スナップショット音、日付/時刻設定、画面の明るさ、およびモニタ リング画面の表示設定です。

HemoSphere アドバンスドモニターは、複数の言語に対応しています。HemoSphere アドバン スドモニターを初めて起動すると、言語選択画面が表示されます。図 3-7、「言語選択画面」 (63ページ)を参照してください。2回目以降の起動時に言語選択画面は表示されませんが、 表示言語の変更はいつでも行うことができます。

言語を選択すると、デフォルトの時刻と日付の表示形式が決定します。選択した言語とは関係なく、それぞれ変更することも可能です。

- **注記** 電源喪失後に HemoSphere アドバンスドモニターの電源を再投入した場合、 アラーム設定、アラーム音量、ターゲット設定、モニタリング画面、パラ メータ設定、言語、単位選択などのシステム設定は、自動的に電源喪失前 の設定に復元されます。
- 6.3.1 言語の変更
  - 1 [設定] アイコン 🏟 → [設定] タブ 🧟 虣 の順にタッチします。

2 [一般設定] ボタンにタッチします。

| ·<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | モニタリング画面 | 21 (Ì       | ~N7        |
|--------------------------------------|----------|-------------|------------|
| ÷                                    | -1       | 投設定         |            |
|                                      |          |             |            |
| 言語                                   | 日本語      | 日付の表示形<br>式 | MM/DD/YYYY |
| 温度                                   | <b>℃</b> | 時刻の表示形<br>式 | 24時間       |
| アラーム音量                               | <b></b>  | 日付の変更       | 12/03/2018 |
| スナップショット<br>音                        | オン       | 時刻の調整       | 11:20:53   |
| 係数または係数な<br>し                        | 係数なし     | 係数          |            |
| ターゲット色でト<br>レンドをプロッ…                 | オフ       | オン          |            |
| 画面の明るさ                               |          | • • • •     |            |
|                                      |          |             |            |

図 6-3 モニターー般設定

- 3 [言語]の値入力部分にタッチし、画面で使用する表示言語を選択します。
- 4 [Home] アイコン **冷** にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

**注記** 全言語のデフォルト設定については付録 D を参照してください。

#### **6.3.2** 日付、時刻表示形式の変更

English (US) の日付デフォルトは月/日/年で、時刻デフォルトは12時間表示です。

国際言語を選択すると、日付デフォルトは付録 D: 「モニター設定とデフォルト設定」にある表示形式に、時刻デフォルトは 24 時間表示になります。

- 1 [設定] アイコン 🏟 → [設定] タブ 🧟 🚉 の順にタッチします。
- 2 [一般設定] ボタンにタッチします。
- 3 [日付の表示形式] ボタンの値入力部分にタッチし、使用する形式を選択します。
- 4 [日付の表示形式] ボタンの値入力部分にタッチし、使用する形式を選択します。
- 5 [Home] アイコン A にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

#### 6.3.2.1 日付または時刻の調整

システムの時刻は必要に応じてリセットできます。その変更を反映するようにトレンドデー タが更新されます。保持されているデータは、時刻の変更を反映するように更新されます。

注記 HemoSphere アドバンスドモニターのタイムレコーダーは、サマータイム (DST)の自動調整は行いません。サーマータイムの調整は次の方法で行う必要があります。



- 2 [一般設定] ボタンにタッチします。
- 3 日付を変更するには、[日付の調整]の値入力部分にタッチし、キーパッドで日付 を入力します。
- 4 時刻を変更するには、[時刻の調整]の値入力部分にタッチし、時刻を入力します。

5 [Home] アイコン **冷** にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

#### 6.3.3 モニタリング画面の設定

[一般設定] 画面から、フィジオビューとフィジオツリーモニタリング画面、グラフトレンドモニタリング画面のオプションも設定できます。

- 1 [設定] アイコン 🔅 → [設定] タブ 🔅 就 の順にタッチします。
- 2 [一般設定] ボタンにタッチします。
- 3 [フィジオビュー] および [フィジオツリー] 画面で、パラメータに [係数または 係数なし] を選択します。
- 4 [ターゲットカラーを使用してトレンドをプロット]の横にある [オン] または [オフ] を選択すると、グラフトレンドモニタリング画面にターゲットカラーが表示されます。

#### 6.3.4 時間の間隔/平均

[時間の間隔/平均]の画面では、連続的%変化の時間間隔を選択することができます。また、 FloTrac センサーのモニタリングモード中に、CO/圧平均時間を変更することもできます。

**注記** 2分間無操作状態が続くと、モニタリングビューに戻ります。

[CO/圧平均時間]の値入力部は、FloTrac センサーのモニタリングモー ドでのみ使用できます。

- 1 パラメータタイル内にタッチして、パラメータ設定メニューにアクセスします。
- 2 [間隔/平均] タブにタッチします。

**注記** 時刻と日付は、情報バーで日付/時刻に直接タッチして調整することもで きます。

#### 6.3.4.1 パラメータ値の変化を表示

選択された時間間隔にわたるキーパラメータの値の変化または値のパーセントの変化をパラ メータタイルに表示できます。

- 1 [表示の変更メニュー] ボタンにタッチして、変化間隔の表示形式:%変化または 値の差異を選択します。
- 2 [変化間隔値] ボタンにタッチして、以下の時間の間隔オプションの中から1つを選択 します:

| • | なし        | • | 10分  |
|---|-----------|---|------|
| • | Reference | • | 15 分 |
| • | 1分        | • | 20分  |
| • | 3分        | • | 30分  |
| • | 5 分       |   |      |

[基準]が選択されている場合は、モニタリング開始時点から変化間隔が計算され ます。[基準値]はタイル設定メニューの[間隔/平均]タブで調整できます。

#### 6.3.4.2 CO / 圧平均化時間

[CO/圧平均時間]の値入力部にタッチし、以下の間隔オプションから1つを選択します。

- 5秒
- ・ 20秒 (デフォルト値、推奨される時間の間隔)
- 5分

低侵襲性モニタリングモード中に [CO / 圧平均時間] を選択すると、平均時間および CO と その他の追加パラメータの表示更新頻度に影響します。メニューの選択に基づいてどのパラ メータの平均化と更新頻度が影響を受けるかに関する詳細は、以下の図 6-1 を参照してくだ さい。

|   | パー   | ラメータの更新                                     | 領度                      |
|---|--|---|-------------------------|
| CO/圧平均時間メニューの選択   | 5秒   | 20秒   | 5分                      |
| 心拍出量(CO)  | 2秒   | 20秒   | 20秒                     |
| 1回拍出量(SV)   | 2秒   | 20秒   | 20秒                     |
| 収縮期圧(SYS)   | 2秒   | 20秒 <sup>^</sup>                            | 20秒 <sup>^</sup>        |
| 拡張期圧(DIA)   | 2秒   | 20秒 <sup>^</sup>                            | 20秒^                    |
| 平均動脈圧(MAP)  | 2秒   | 20秒 <sup>^</sup>                            | 20秒^                    |
| 脈拍数(PR)   | 2秒   | 20秒 <sup>^</sup>                            | 20秒^                    |
| 中心静脈圧(CVP)  | 2秒   | 2秒 <sup>†</sup>                             | 2秒 <sup>†</sup>         |
| 平均肺動脈圧(MPAP)  | 2秒   | 2秒 <sup>†</sup>                             | 2秒 <sup>†</sup>         |
| 1回拍出量変化(SVV)  | 20秒*   | 20秒*  | 20秒                     |
| 脈圧変動(PPV)   | 20秒*   | 20秒*  | 20秒                     |
| *SVVおよびPPVでは、5秒と20秒のパラメ・<br>20秒を選択している場合、SVVおよびPPV<br><sup>†</sup> CVPとMPAPの更新頻度が2秒ごとの場合<br>^ TruWaveトランスデューサーを使用する均<br>2秒ごとです。 | ータ平均時間は利<br>の平均時間は1分I<br>こ、パラメータの<br>湯合、平均化は5秒 | 用できません。5<br>こなります。<br>平均化時間は常に<br>いでのみ使用でき、 | 秒または<br>5秒です。<br>、更新頻度は |

表 6-4 CO / 圧平均時間と表示更新頻度 - 低侵襲性モニタリングモード

注記

血圧波形表示に表示されるリアルタイムの血圧波形(*リアルタイム血圧波 形ディスプレイ*(88ページ))または[ゼロ点&波形] 画面(*ゼロ点 & 波 形画面*(169ページ))の場合、更新頻度は常に2秒です。

[Home] アイコン ( にタッチして、モニタリング画面に戻ります。

#### 6.3.5 アナログ圧信号入力

CO モニタリング中、HemoSphere アドバンスドモニターは、接続された患者モニターからの アナログ圧信号入力を用いて SVR を算出することもできます。

| 注記 | 外部入力装置に接続すると、追加情報を表示することができます。たとえ            |
|----|--|
|    | ば、HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるモニタリング中に、ベッドサ |
|    | イドモニターから MAP および CVP が連続的に受信できる場合は、パラ        |
|    | メータタイルに設定すると SVR が表示されます。MAP および CVP は、      |
|    | フィジオツリー画面とフィジオビューモニタリング画面に表示されます。            |

警告 HemoSphere アドバンスドモニターのアナログ通信ポートは、カテーテルのトランスデューサ部分から分離された一般的なアースを共有しています。 HemoSphere アドバンスドモニターに複数の機器を接続する場合は、各機器には個別に電源を供給し、接続機器の絶縁が損なわれないようにしてください。

> 最終的なシステム構成のリスクと漏洩電流は、IEC 60601-1:2005/A1:2012 に準 拠している必要があります。ユーザーの責任においてコンプライアンスを徹 底してください。

モニターに接続するアクセサリー装置は、データ処理装置として IEC/EN 60950、または電子医療機器として IEC 60601-1:2005/A1:2012の認 証を取得している必要があります。機器の併用はすべて IEC 60601-1:2005/ A1:2012 のシステム条件に準拠している必要があります。

注意 HemoSphere アドバンスドモニターを外部機器に接続する場合は、詳しい 取扱方法について、当該外部機器の取扱説明書を参照してください。臨床 で使用する前に、システムが正しく機能することを確認してください。

ベッドサイドモニターが所定のパラメータ出力に設定されたら、モニターをインターフェー スケーブルで HemoSphere アドバンスドモニターの選択アナログ入力ポートに接続します。

**注記** 互換性のあるベッドサイドモニターは、アナログ出力信号を出力する必要 があります。

お使いのベッドサイドモニター用に、適切な HemoSphere アドバンスドモ ニターアナログ入力インターフェースケーブルをお求めいただくには、 最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社までご連絡ください。

ここからは、HemoSphereアドバンスドモニターのアナログ入力ポートの設定方法を説明します。

- 1 [設定] アイコン 🎧 → [設定] タブ 🤹 虣 の順にタッチします。
- 2 [高度な設定]ボタンにタッチして、必要なパスワードを入力します。システムの初 期化中にすべてのパスワードが設定されます。パスワードは貴施設の管理者または IT 部門にお問い合わせください。
- **3** [アナログ入力] ボタンにタッチします。
- 4 HemoSphere Swan-Ganz モジュールによるモニタリング中の場合は、MAP を接続する番号付きアナログポート用に、[パラメータ] リストボタンから [MAP] (1または2)を選択します。MAP のデフォルト設定値が表示されます。
- 注記 FloTrac センサーモニタリングモードでは、アナログ入力による MAP データ は使用できません。

選択したポートでアナログ信号が検出されない場合は、[接続されていま せん]というメッセージが [ポート] リストボタンの下に表示されます。

アナログ入力の接続または未接続が最初に検出された場合は、ステータス バーに短い通知メッセージが表示されます。

**5** CVP を接続する番号付きアナログポート用に、[パラメータ] リストボタン から [CVP] を選択します。CVP のデフォルト設定値が表示されます。 注記 複数のアナログ入力で同じパラメータを同時に設定することはできません。

FloTrac センサーモニタリングモードで、CVP をモニタリングする TruWave DPT が接続されている間は、アナログ入力による CVP データは使用できません。

使用するベッドサイドモニターのデフォルト値が正しくない場合(ベッドサイドモニターの取扱説明書を参照)、電圧範囲、全スケール範囲を修正したり、本章のセクション 6.3.5.1 に記載のキャリブレーション選択を実施したりすることができます。

表示された全スケールの信号値を変更するには、[全スケール範囲]値のボタンに タッチします。以下の表 6-5 に、選択されたパラメータに基づく全スケール範囲に 入力可能な値を示します。

| 衣 ひり ノノロン ヘルハノベーショ | : <b>D-</b> D | コンスカハファー | ン乳田 |
|--------------------|---------------|----------|-----|
|--------------------|---------------|----------|-----|

| パラメータ | 全スケール範囲                        |
|-------|--------------------------------|
| MAP   | 0 ~ 510 mmHg(0 kPa ~ 68 kPa)   |
| CVP   | 0 ~ 110 mmHg(0 kPa ~ 14.6 kPa) |

 ゼロ電圧の測定は、自動的に 0 mmHg(0 kPa)の最低圧力値に設定されます。

 [全スケール範囲]は、選択した[電圧範囲]の全スケール信号または最

 大圧力値を示します。

[**電圧範囲**]のリストボタンにタッチして、表示された電圧範囲を変更してくだ さい。全パラメータで利用できる、選択可能な電圧範囲は次のとおりです。

- $0 \sim 1 \, V$
- $0 \sim 5 \mathrm{V}$
- $0 \sim 10 \, {\rm V}$
- カスタム(6.3.5.1:「キャリブレーション」参照)

警告 別のベッドサイドモニターに切り替える場合は、リストされたデフォルト値 がまだ有効かどうかを必ず確認してください。必要に応じて、電圧範囲およ び対応するパラメータ範囲を再設定またはキャリブレーションしてください。

#### 6.3.5.1 キャリブレーション

デフォルト値が正しくない場合や電圧範囲が不明な場合は、キャリブレーションを選択して ください。キャリブレーションプロセスは、ベッドサイドモニターから受信するアナログ信 号と組み合わせて HemoSphere アドバンスドモニターを設定します。 注記 デフォルト値が正しい場合は、キャリブレーションしないでください。

- **注意** 適切な研修を受けたスタッフのみが、HemoSphere アドバンスドモニター のアナログポートのキャリブレーションを行ってください。
  - 1 [設定] アイコン 🄅 → [設定] タブ 🥨 🔤 の

の順にタッチします。

- 2 [高度な設定]ボタンにタッチして、必要なパスワードを入力します。システムの初 期化中にすべてのパスワードが設定されます。パスワードは貴施設の管理者または IT 部門にお問い合わせください。
- **3** [アナログ入力] ボタンにタッチします。
- **4** [ポート] リストボタンから使用するポート番号(1または 2)を、[パラメータ] リストボタンから対応するパラメータ(MAP または CVP)を選択します。
- 5 電圧値ポップアップ画面から [カスタム] を選択します。[アナログ入力のカスタ ム設定] 画面が表示されます。
- 6 ベッドサイドモニターから選択したアナログ入力ポートまでの全スケール信号を、 HemoSphere アドバンスドモニター上でシミュレーションします。
- 7 全スケール信号値に等しい最大パラメータ値を設定します。
- 8 [最大キャリブレーション] ボタンにタッチします。[最大 A/D] 値が [アナログ 入力のカスタム設定] 画面に表示されます。
- **注記** アナログ接続が検出されない場合は、[最大キャリブレーション]および [最小キャリブレーション]ボタンが無効になり、[最大 A/D] 値が [接続 されていません] に切り替わります。
  - 9 プロセスを繰り返して最小パラメータ値をキャリブレーションします。
  - **10**[確定]ボタンにタッチして表示されたカスタム設定を確定し、アナログ入力画面 に戻ります。
  - 11 必要に応じてステップ4~10を繰り返して別のポートをキャリブレーションするか、 [Home] アイコン 💦 にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

注意 HemoSphere Swan-Ganz によるモニタリング中における SVR の連続測定値の精度 は、外部モニターから送信される MAP および CVP データの品質および精度に 依存します。HemoSphere アドバンスドモニターでは外部モニターからの MAP および CVP アナログ信号の品質を確認できないため、実測値と HemoSphere ア ドバンスドモニターで表示される数値(すべての派生パラメータを含む)は異 なる場合があります。このため、SVR の連続測定値の精度を保証することはで きません。アナログ信号の品質を判断するために、外部モニターに表示される MAP と CVP 値を、HemoSphere アドバンスドモニターのフィジオツリー画面に 表示される値と定期的に比較してください。精度、キャリブレーション、外部 モニターからのアナログ出力信号に影響を与える可能性があるその他の変数に 関する詳細については、外部入力装置の取扱説明書を参照してください。

7

# 高度な設定

#### 目次

| アラーム/ターゲット                            | .124 |
|---------------------------------------|------|
| スケール調整                                | .131 |
| フィジオビューおよびフィジオツリー画面 SVV / PPV パラメータ設定 | .133 |
| デモモード                                 | .133 |

# 7.1 アラーム/ターゲット

HemoSphere アドバンスドモニターのインテリジェントアラームシステムには2種類のア ラームがあります。

- 1 生理的アラーム: 医師が設定するアラームで、設定した連続するキーパラメータ のアラーム範囲の上限または下限を示します。
- 2 技術的アラーム:このアラームはデバイスフォルトまたは警告を示します。

生理的アラームは、優先度が「中」または「高」のときに起動します。視覚アラームおよび アラーム音が有効になるのは、タイルに表示されているパラメータ(キーパラメータ)のみ です。

技術的アラームの中で、フォルトの優先度が「中」または「高」であれば、関連するモニ タリング動作を停止します。警告の優先度が「低」であれば、モニタリング動作を停止し ません。

すべてのアラームについて、関連するテキストがステータスバーに表示されます。インテ リジェントアラームシステムは、すべての有効なアラームテキストをステータスバーにサ イクル表示します。さらに、アラームは以下の表 7-1 に掲載されている視覚的アラームイ ンジケータを表示します。詳細については、表 14-1 (228 ページ)を参照してください。

| アラーム優先度 | 色 | 点滅頻度   |
|---------|---|--------|
| 高       | 赤 | 点滅     |
| 中       | 黄 | 点滅     |
| 低       | 黄 | 継続してオン |

表 7-1 視覚的アラームインジケータの色

視覚的アラームインジケータは、有効なアラームの最も高い優先度を示します。ステータ スバーのアラームメッセージは、表 7-1 に示すアラーム優先度のカラーの外枠で表示されま す。最も優先度が高く有効なアラームには、アラーム音が再生されます。優先度が同じ場 合は、フォルトや警告よりも、生理的なアラームが優先されます。すべての技術的アラー



ムは、システムによって検出された時点で発生します。検出点からのアラームに固有の遅 延はありません。生理的アラームの場合の遅延は、パラメータが5秒以上連続して範囲外 になった後に、次の生理的パラメータの計算に要する時間です。

- HemoSphere Swan-Ganz モジュールの連続的 CO および関連するパラメータ:変動しますが、通常は約 57 秒(CO カウントダウンタイマー(148ページ)参照)です。
- HemoSphere 圧ケーブルの連続的COおよび関連するFloTracセンサーで測定されたパラメータ:CO/圧平均時間のメニュー選択と関連する更新頻度に応じて変動します(表 6-4「CO/圧平均時間と表示更新頻度 低侵襲性モニタリングモード」(119ページ))。
- 動脈圧波形が表示されている間の HemoSphere 圧ケーブルの動脈圧パラメータ (SYS/ DIA/MAP):2 秒ごと
- HemoSphere 圧ケーブルと TruWave DPT を併用して測定されたパラメータ:2秒ごと
- オキシメトリー:2秒ごと

すべてのアラームは記録され、指定された患者のために保存され、データダウンロード 機能(データのダウンロード(135ページ)参照)からアクセスできます。新規の患者 (*新規患者*(113ページ)参照)を開始すると、データダウンロードログが消去されます。 現在の患者には、システムの電源を切ってから最長 12 時間後にアクセスできます。

警告 集中治療室や心臓手術室など、単一のエリアに設置されている同一機器または類似機器と異なるアラーム設定/プリセットを使用しないでください。 アラームが競合すると、患者さんの安全に影響を及ぼすおそれがあります。

#### 7.1.1 アラームサイレント

#### 7.1.1.1 生理的アラーム

生理的アラームは、[アラームサイレント] アイコン にタッチして、モニタリング画面 から直接消音できます。生理的アラーム音は、選択したアラーム休止時間中は消音にされま す。このアラーム休止時間中に発生した新しい生理的アラームを含め、消音時間中に生理的 アラーム音は一切鳴りません。このアラーム休止時間中に技術的アラームが発生すると、消 音が解除され、アラーム音が再び鳴り始めます。[アラームサイレント] ボタンをもう一度 押して、アラーム休止時間を解除することもできます。アラーム休止時間を経過すると、有 効な生理的アラームのアラーム音が再び鳴り始めます。

生理的アラームの優先度が「中」の場合は、視覚的アラームインジケータ(黄色で点滅) もアラーム休止時間中は非表示になります。優先度が「高」の視覚的アラームインジケータ (赤で点滅)は非表示にできません。生理的アラームの優先度に関する詳細については、ア ラーム優先度(274ページ)を参照してください。

**注記** 生理的パラメータは、アラームを発生させないように設定することができ ます。セクション 7.1.5 および 7.1.6 を参照してください。

警告 患者さんの安全性に問題を引き起こす可能性がある場合は、アラーム音を オフにしないでください。

#### 7.1.1.2 技術的アラーム

技術的アラームが有効になっている間は、[アラームサイレント] アイコン をタッチし てアラーム音を消音し、視覚的アラームインジケータ(優先度「中」、「低」)を消去できます。 視覚的アラームインジケータとアラーム音は、別の技術的または生理的アラーム状態が発生 するか、元の技術的アラームが解除されて再度発生しない限り、有効になりません。

#### 7.1.2 アラーム音量設定

アラーム音量の範囲は「低」から「高」で、デフォルトは「中」です。これは生理的アラーム、 技術的フォルト、警告に適用されます。アラーム音量はいつでも変更することができます。

- 1 [設定] アイコン 🄅 → [設定] タブ 🔅 🔤 の順にタッチします。
- **2** [一般設定] ボタンにタッチします。
- 3 [**アラーム音量**] リストボタンの値入力部分にタッチし、使用する音量にタッチ します。
- 4 [Home] アイコン **冷** にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

#### 警告 アラーム音量を適切にモニタリングできなくなる音量に下げないでください。 適切な音量に設定されていない場合、患者の安全性に問題が生じる可能性が あります。

#### 7.1.3 ターゲット設定

ターゲットとは医師が設定する視覚的インジケータ(ランタン)です。患者が望ましいター ゲットゾーン内か(緑)、警告ターゲットゾーン内か(黄)、アラームゾーン内か(赤)を示 します。ターゲットカラーは、パラメータタイルを囲む影付きの外枠で表示されます(図 5-5 参照)。ターゲットゾーンの使用は医師によって有効/無効にすることができます。アラーム (上限/下限)は、ターゲットゾーンと異なり、アラームパラメータ値が点滅してアラーム音 が鳴ります。

「アラーム」が使えるパラメータは [**アラーム/ターゲット**] 設定画面にベルアイコン で表示されます。デフォルトのアラーム(上限/下限)も、そのパラメータの注意ゾーン(赤) の範囲になります。アラーム(上限/下限)が設定できないパラメータは、[**アラーム/ター ゲット**] 設定画面にベルアイコンが表示されませんが、ターゲット範囲は設定することがで きます。

対象となる動作と HPI の範囲は *情報バーの HPI*(207ページ)に記載しています。

| 色 | 意味   |
|---|--|
| 緑 | 緑のターゲットゾーンは医師によって設定されたターゲット範囲内にあることを示します。  |
| 黄 | 黄のターゲットゾーンはターゲット範囲外であり、医師によって設定されたアラームまた<br>は注意の範囲には入っていないが、警告範囲内にあることを視覚的に示します。 |

#### 表 7-2 ターゲットステータスインジケータの色

| 色   | 意味   |
|-----|--|
| 赤   | 赤のアラームまたはターゲットゾーンは「アラーム」状態であることを示し、[ <b>アラーム/</b><br>ターゲット] 設定画面のベルアイコンで示されます。デフォルトのアラーム(上限/下<br>限) も、そのパラメータの注意ゾーン(赤)の範囲になります。アラーム(上限/下限)<br>が設定できないパラメータは、[ <b>アラーム/ターゲット</b> ] 設定画面にベルアイコンが表示さ<br>れませんが、ターゲット範囲は設定することができます。アラームおよびターゲットゾー<br>ンの範囲は、医師が設定します。 |
| グレー | ターゲットが設定されていない場合、ステータスインジケータはグレーで表示されます。   |

表 7-2 ターゲットステータスインジケータの色(続き)

#### 7.1.4 アラーム/ターゲットセットアップ画面

[アラーム/ターゲット] 設定画面では、各キーパラメータのアラームおよびターゲットを確認し、設定することができます。[高度な設定] メニュー内にある [アラーム/ターゲット] 画面から、ターゲットを調整し、アラーム音の有効化/無効化を選択できます。[高度な設定] メニューからアクセスする機能はすべてパスワードで保護されていますので、熟練した医師 のみが変更してください。各キーパラメータの設定はパラメータボックスに表示されます。 現在設定されているキーパラメータが、最初に表示されます。残りのキーパラメータは決め られた順番で表示されます。パラメータはターゲット範囲が何に基づいているかも示します: [カスタムデフォルト]、[Edwards デフォルト]、[修正]。

デフォルト名説明カスタムデフォルトパラメータに対してカスタムデフォルトのターゲット範囲が設定されており、パラメータのターゲット範囲はそのデフォルトから変更されていません。Edwards デフォルトパラメータのターゲット範囲はオリジナルの設定から変更されていません。修正この患者さん用に、パラメータのターゲット範囲が変更されました。

表 7-3 ターゲットのデフォルト

**注記** アラームおよびアラーム音の設定は、表示されているパラメータだけに適用されます。

**アラーム/ターゲット**を変更するには:

- 1 [設定] アイコン 🄅 → [設定] タブ 🔅 就 の順にタッチします。
- 2 [高度な設定] ボタンにタッチして、必要なパスワードを入力します。
- 3 [パラメータ設定] ボタン → [アラーム/ターゲット] ボタンの順にタッチします。

**4** パラメータの [**アラーム/ターゲット**] メニューを表示するには、パラメータボックス内にタッチします。



図 7-1 アラーム/ターゲット設定

**注記** この画面は2分間無操作状態が続くと、元の画面に戻ります。

赤、黄、緑の長方形は形が固定されており、サイズ/形は変わりません。

#### 7.1.5 全ターゲット設定

アラーム / ターゲットを一度に簡単に設定または変更することができます。[**すべて設定**] 画面では以下の操作を行うことができます:

- 全パラメータのアラームとターゲット設定をカスタムデフォルトに復元。
- 全パラメータのアラームとターゲット設定を Edwards デフォルトに復元。
- 該当するすべてのパラメータの生理的アラーム音は有効または無効にできます。
- すべてのアラーム音は有効または無効にできます。
- 1 設定アイコン 🎑 →[設定]タブ 🧟 \min にタッチします。
- 2 [高度な設定] ボタンにタッチして、必要な [セキュアユーザー] パスワードを入力します。
- 3 [パラメータ設定]ボタン→[アラーム/ターゲット]ボタンの順にタッチします。
- 4 [**すべて設定**] ボタンにタッチします。
  - すべてのパラメータで生理学的アラーム音を有効または無効にするには、 [アラーム音]ボックスの[ターゲット]で[無効にしました]/[有効にしました]/ た]切替ボタンをタッチします。
  - すべてのパラメータで技術的アラーム音を有効または無効にするには、
     [アラーム音]ボックスの[全てのアラーム]で[無効にしました]/[有効にしました]切替ボタンをタッチします。

- すべての設定をカスタムデフォルトに復元するには、[すべてをカスタムデフォルトに復元]にタッチします。「すべてのアラーム/ターゲットをカスタムデフォルトに復元します」というメッセージが表示されます。確認ポップアップで[次へ]ボタンにタッチし、復元を確認します。
- すべての設定を Edwards デフォルトに復元するには、[すべてを Edwards デフォルトに復元] にタッチします。「すべてのアラーム / ターゲットを Edwards デフォルトに復元します。」というメッセージが表示されます。確認 ポップアップで [次へ] ボタンにタッチし、復元を確認します。

#### 7.1.6 1 つのパラメータのターゲットとアラーム設定

[アラーム/ターゲット]メニューで、選択したパラメータのアラームとターゲット値を設定することができます。また、アラーム音を有効または無効にすることもできます。ターゲット設定は、数値キーパッドで調整できます。またスクロールボタンを使って微調整することもできます。

- タイル内にタッチすると、そのパラメータの[アラーム/ターゲット]メニューが 表示されます。[アラーム/ターゲット]メニューは、パラメータボックスにタッ チして、フィジオツリー画面でも利用できます。
- **2** パラメータのアラーム音を無効にするには、メニューの右上にある [**アラーム音**] アイコン **一** にタッチします。
- 注記 アラームの「高/低」を設定できないパラメータの場合は、[アラーム音] アイコン [1] は [アラーム/ターゲット] メニューに表示されません。

Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)のアラーム制限は調整できません。ター ゲット動作と HPI の範囲については、HPI アラーム(206ページ)で説明さ れています。

 パラメータの視覚的ターゲットを無効にするには、メニュー左上の有効になっている [ターゲット] アイコン () にタッチします。そのパラメータのターゲットインジ ケータはグレーで表示されます。 4 矢印を使って範囲を調整するか、値入力部にタッチして数値キーパッドで入力し ます。



#### 図 7-2 個々のパラメータアラームおよびターゲットの設定

- 5 値が正しければ、[決定] アイコン 🕗 にタッチします。
- 6 取り消す場合は、[取消] アイコン 🔀 にタッチします。
- 警告 視覚的な生理的アラームとアラーム音は、画面上でパラメータがキーパラメータ(パラメータグローブタイルに表示されている1~8のパラメータ)として設定されている場合にのみ有効です。パラメータがキーパラメータとして選択および表示されていない場合、そのパラメータのアラームランプおよびアラーム音は作動しません。

# 7.2 スケール調整

グラフトレンドデータはグラフの左から右に描かれ、最新のデータが右に表示されます。 パラメータのスケールは縦軸、時間スケールは横軸です。



図 7-3 グラフトレンド画面

スケール設定画面では、パラメータと時間の両方のスケールを設定することができます。 選択されているパラメータ(キーパラメータ)がリストのトップにあります。追加のパラ メータを確認するには水平スクロールボタンを使用します。

- 1 [設定] アイコン 🤅 → [設定] タブ 🙃 就 の順にタッチします。
- 2 [高度な設定] ボタンにタッチして、必要なパスワードを入力します。
- 3 [パラメータ設定] ボタン → [スケール調整] ボタンの順にタッチします。



図 7-4 スケール調整

注記

2分間無操作状態が続くと、モニタリングビューに戻ります。

- **4** 各パラメータについて「**下限**] ボタンにタッチして、グラフに設定したい下限値を 入力します。また [上限] ボタンにタッチして、上限値を入力します。追加のパラ メータを確認するには水平スクロールアイコン ┥ 🕨 を使用します。
- 5 [グラフ時間単位] の値入力部にタッチし、グラフに表示する総時間を設定します。 次の選択肢があります:
  - 3分 1時間 12 時間 5分 2時間(デフォルト)
     18時間
    - 4時間
  - 10 分
- 24 時間
- 6時間 15 分
- 30 分

48 時間

- 6 [表示間隔]の値入力部にタッチし、各タブ値の表示間隔を設定します。次の選択 肢があります:
  - 1分(デフォルト)
     30分
  - 5分 • 60 分
  - 10 分

| 表示間隔 |
|------|
| 1分   |
| 5分   |
| 10分  |
| 30分  |
| 60分  |
|      |

#### 図 7-5 表トレンドの表示間隔ポップアップ

- 7 次のパラメータセットに進むには、左下の矢印にタッチします。
- 8 [Home] アイコン **介** にタッチしてモニタリング画面に戻ります。

# 7.3 フィジオビューおよびフィジオツリー画面 SVV / PPV パラメー タ設定

- **1** [設定] アイコン  $\bigcirc$   $\rightarrow$  [設定] タブ  $\bigcirc$   $\Rightarrow$  の順にタッチします。
- 2 [高度な設定] ボタンにタッチして、必要なパスワードを入力します。
- 3 [パラメータ設定] ボタン → [SVV/PPV] ボタンの順にタッチします。
- **4** SVV インジケータを [オン] または [オフ] にするには、[SVV:フィジオビューお よびフィジオツリー画面] トグルボタンにタッチします。
- 5 PPV データを [オン] または [オフ] にするには、[PPV:フィジオビューおよび フィジオツリー画面] トグルボタンにタッチします。

## 7.4 デモモード

デモモードは研修やデモ目的で、患者データをシミュレートする際に使用します。

デモモードでは保存されたデータが表示され、保存データが繰り返し使用されます。デモ モードの HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームのユーザーインター フェースは、通常のプラットフォームと同じように機能します。選択したモニタリングモー ドの機能をデモするためには、架空の患者データを入力する必要があります。実際にモニタ リングしているときのように、画面にタッチすることができます。

デモモードに入ると、トレンドデータおよびイベントが画面から消去され、患者モニタリン グを再開するときのために保存されます。

- 1 [設定] アイコン  $\overset{\circ}{\bigcirc}$   $\rightarrow$  [設定] タブ  $\overset{\circ}{\bigcirc}$   $\overset{\circ}{\Rightarrow}$  の順にタッチします。
- **2** [デモモード] ボタンにタッチします。
- 注記 HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームがデモモードで 作動しているときは、すべてのアラーム音が無効になります。
  - 3 デモモニタリングモードを選択します。

**侵襲性**:HemoSphere Swan-Ganz モジュールと**侵襲性**モニタリングモードによるモニタリングの詳細については、第9章:HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリングを参照してください。

低侵襲性:HemoSphere 圧ケーブルと低侵襲性モニタリングモードによるモニタリ ングの詳細については、第10章:HemoSphere 圧ケーブルによるモニタリングを参照 してください。

**注記** HPI 機能が有効になっている場合に FloTrac デモモードを選択すると、 Acumen IQ センサーを使用してシミュレートされます。

- 4 [デモモード] 確認画面で [はい] にタッチします。
- 5 患者モニタリングを行う前に、HemoSphere アドバンスドモニタリングプラット フォームを必ず再起動します。
- **警告** デモデータと臨床データを間違えないように、臨床設定でデモモードが起動していないことを確認してください。

8

# データのエクスポートと接続性

#### 目次

| データのエクスポート |  |
|------------|--|
| ワイヤレス設定    |  |
| HIS 接続性    |  |
| サイバーセキュリティ |  |

# 8.1 データのエクスポート

[データエクスポート] 画面には、HemoSphere アドバンスドモニターのデータエクスポート 機能が多数表示されています。この画面はパスワードで保護されています。医師は、この画 面から、診断報告書のエクスポート、モニタリングセッションの削除、モニタリングデータ 報告書のエクスポートができます。モニタリングデータ報告書のエクスポートに関する詳 細は、以下を参照してください。

#### 8.1.1 データのダウンロード

[データダウンロード] 画面では、モニタリングした患者データを Windows Excel XML 2003 フォーマットで USB デバイスにエクスポートすることができます。

| 注記 | 2 分間無操作状態が続くと、モニタリングビューに戻ります。 |  |
|----|-------------------------------|--|
|----|-------------------------------|--|

- 1 [設定] アイコン 🌼 → [設定] タブ 🧟 🔤 の順にタッチします。
- **2** [データエクスポート] ボタンにタッチします。
- 3 [データエクスポート用のパスワード]のポップアップウインドウが表示されたら、 パスワードを入力します。システムの初期化中にすべてのパスワードが設定されま す。パスワードは貴施設の管理者または IT 部門にお問い合わせください。
- 4 正規の Edwards 製 USB デバイスが挿入されていることを確認します。

**注意** USB スティックを挿入する前に、ウイルススキャンを実施してウイルスまたはマルウェア感染を防止してください。

5 [データダウンロード] ボタンにタッチします。

モニタリングデータ.患者のモニタリングデータのスプレッドシートを作成するには:

- 1 [間隔] ボタンの値入力部にタッチし、ダウンロードするデータの頻度を選択し ます。頻度が短いほどデータ量が多くなります。選択肢:
  - 20 秒 (デフォルト)
  - 1分
  - 5分
- **2** [ダウンロード開始] ボタンにタッチします。
- 注記 すべてのアラームは指定された患者用に記録および保存され、モニタリン グデータダウンロードからアクセスできます。アラームデータ記録は、ロ グがいっぱいになると古いデータを破棄します。新規の患者を開始すると、 モニタリングデータログは消去されます。現在の患者には、システムの電 源を切ってから最長 12 時間後までアクセスできます。このログには、タイ ムスタンプ付きアラーム条件とシステムの電源切断時刻も含まれます。

症例報告.キーパラメータのレポートを作成するには:

- **1** [症例報告] ボタンにタッチします。
- 2 [症例報告] ポップアップメニューから目的のパラメータを選択します。最大3つのパラメータを選択できます。
- 3 [非特定化] 🕜 をチェックし、患者さんの基本データを除外します。
- 4 [決定] アイコン 
  の 
  にタッチして、PDF をエクスポートします。

GDT報告.GDT追跡セッションのレポートを作成するには:

- **1** [GDT 報告] ボタンにタッチします。
- 2 [GDT 報告] ポップアップメニューから目的の GDT 追跡セッションを選択しま す。過去の追跡セッションは、スクロールボタンで選択します。
- 3 [非特定化] 🐼 をチェックし、患者さんの基本データを除外します。
- **4** [決定] アイコン **()** にタッチして、PDF をエクスポートします。
- **注記** [**ダウンロードが完了しました**]というメッセージが表示されるまで、 USB デバイスを取り外さないでください。

USB デバイスの容量が足りないことを示すメッセージが表示されたら、 別の USB デバイスを挿入して、ダウンロードを再開してください。

ユーザー側で患者のモニターデータをすべて消去することもできます。[**すべて消去**] ボタ ンにタッチして、消去を確定します。

#### 8.1.2 診断結果の出力

調査や詳細なトラブルシューティングが必要な場合、すべてのイベント、警告、アラームお よびモニタリング動作が記録されます。[データのエクスポート]設定メニュー内の[診断結 果の出力]オプションが、診断のためこの情報をダウンロード可能な場所に提供します。問 題のトラブルシューティングのために Edwards のサービス担当者がこの情報を要求する場合 があります。また、このエンジニアリング部門は、接続されているプラットフォームコン ポーネントの詳細なソフトウェア改訂情報を提供します。

- 1 設定アイコン 〇〇 → [設定]タブ 〇〇 ■注 にタッチします。
- 2 [データのエクスポート]ボタンにタッチします。
- 3 [スーパーユーザー]のパスワードを入力します。システムの初期化中はすべてのパ スワードがセットされます。パスワードは貴施設の管理者または IT 部門にお問い 合わせください。
- 4 診断結果の出力ボタンにタッチします。
- 5 利用可能なモニターUSBポートの一つにEdwards認定USBフラッシュドライブを挿入 します。
- 6 画面の指示に従って診断結果の出力を完了させてください。

診断結果データは USB フラッシュドライブの、モニターシルアル番号がラベル付けされた フォルダーに保存されます。

# 8.2 ワイヤレス設定

HemoSphereアドバンスドモニターは、利用可能なワイヤレスネットワークに接続することが できます。ワイヤレスネットワークへの接続方法については、最寄りのEdwards Lifesciences 株式会社にお問い合わせください。

Wi-Fi 接続状態は、表 8-1 に示す記号で情報バーに表示されます。

| Wi-Fi 記号    | 意味        |
|-------------|-----------|
| <b>(</b> (r | 非常に高い信号強度 |
| ((:         | 中程度の信号強度  |
|             | 低い信号強度    |
| (((.        | 非常に低い信号強度 |
| ((10-       | 信号強度なし    |
| ÷.          | 接続なし      |

表 8-1 Wi-Fi 接続状態

# 8.3 HIS 接続性



HemoSphere アドバンスドモニターは、患者さんの基本データと生理的デー タを送受信するため、病院情報システム(HIS)と通信することができます。 HemoSphere アドバンスドモニターは Health Level 7 (HL7) データ交換基準(messaging standard) に対応しており、Integrating Healthcare Enterprise (IHE)プロファイルを実行します。HL7の バージョン 2.6 データ交換基準は、クリニカルドメインでの電子データ交換に最もよく使用 されている方法です。この機能にアクセスするには、互換性があるインターフェースを使用 してください。HIS 接続性(HIS Connectivity)とも呼ばれる HemoSphere アドバンスドモニ ター HL7 通信プロトコルにより、HemoSphere アドバンスドモニターと外部アプリケーション およびデバイスとの間において、以下のタイプのデータ交換が容易になります。

- HemoSphereアドバンスドモニターからHISおよび/または医療機器への生理的データの送信
- HemoSphere アドバンスドモニターから HIS に生理的アラームやデバイスフォルトを 送信
- HemoSphere アドバンスドモニターによる HIS からの患者データ抽出

HIS 接続ステータスは、HL7 接続機能が設定され、施設のネットワーク管理者が試験した後にのみ、[モニター設定]メニューで照会してください。機能の設定が完了する前に HIS 接続ステータスを照会すると、タイムアウトするまで2分間、接続ステータス画面が開いたままになります。

| es<br>Edwards        | <mark>lemoSphe</mark><br>ppyright © 2018 Edwards Lifescie<br>新規患者データ | ere<br>nces LLC | ≇ <b>(53) ;≬</b> ; 4) 12/06/18<br>14:30:03 |
|----------------------|--|-----------------|--|
| 患者ID<br>名<br>M ADAMS | <b>Hixi</b> 男性   |                 |  |
| <u>à</u>             |  | クエリ             | マニュアル入力                                    |

#### 図 8-1 HIS – 患者クエリ画面

HIS 接続性ステータスは、表 8-2 に示す記号で情報バーに表示されます。

表 8-2 HIS 接続性ステータス

| HIS の記号 | 意味  |
|---------|---|
|         | 設定した HIS 機器とすべて良好に接続されています。               |
|         | 設定した HIS 機器との通信を確立できません。                  |
|         | 患者 ID は、HIS 送信メッセージすべてで「不明」に設<br>定されています。 |

| HIS の記号 | 意味                                  |
|---------|-------------------------------------|
|         | 設定した HIS 機器との通信で間欠的エラーが発生してい<br>ます。 |
|         | 設定した HIS 機器との通信で連続的エラーが発生してい<br>ます。 |

表 8-2 HIS 接続性ステータス(続き)

#### 8.3.1 患者の基本データ

HIS 接続性を有効にした HemoSphere アドバンスドモニターでは、業務用アプリケーション から患者さんの基本データを抽出できます。HIS 接続性機能を有効にしたら、[クエリ] ボ タンにタッチしてください。[患者クエリ] 画面では、氏名、患者 ID、または病室やベッド 情報を基に患者さんを検索できます。[患者クエリ] 画面を使えば、新たな患者さんのモニ タリング開始時に患者さんの基本データを抽出したり、HemoSphere アドバンスドモニター でモニタリング中の患者さんの生理的データを HIS から抽出した患者記録と関連付けたりす ることができます。

クエリ結果から患者さんを選択すると、[新規患者データ] 画面に患者さんの基本デー タが表示されます。

クエリを完了するには、構成された HIS は、患者の性別値を「男性」、「女性」、空白のいずれ かにする必要があります。クエリが HIS 構成ファイルで定義された最大継続時間を超過する と、患者データの手動入力を促すエラーメッセージが表示されます。

| 0             |  | D 🗐 12/06/18 🔂 14:30:11 |
|---------------|--|-------------------------|
| Edwards       | HemoSphere<br>Copyright © 2018 Edwards Lifesciences LLC<br>新規患者データ |                         |
| 患者ID<br>オプション | 不明なID  |                         |
| 年齡            | 性別 男性 3  | z性                      |
| 身長体重          | = BSA (Dubois X )  |                         |
| л-д           | <b>ベッ</b> ド  |                         |
| <u>à</u>      |  | 次へ                      |

図 8-2 HIS – 新規患者データ画面

この画面で、患者さんの身長、体重、年齢、性別、病室、ベッド情報を入力したり編集したりすることができます。選択、または更新した患者データは、[Home] アイコン にタッチして保存できます。患者データが保存されると、選択されている患者さん に対して HemoSphere アドバンスドモニターは一意の識別子を作成し、この情報を生理的 データと共に送信メッセージで業務用アプリケーションに送信します。

**注記** 不完全な患者クエリを停止すると、接続エラーが発生する場合がありま す。エラーが発生した場合は、エラーウィンドウを閉じてクエリを再開 してください。

#### 8.3.2 患者の生理的データ

HemoSphere アドバンスドモニターは、モニタリングし計算した生理的パラメータを送信メッ セージとして送信することができます。送信メッセージは設定した1つまたは複数の業務用 アプリケーションに送ることができます。HemoSphere アドバンスドモニターを使って、連続 的にモニタリングし計算したパラメータを、業務用アプリケーションに送信できます。

#### 8.3.3 生理的アラームおよびデバイスフォルト

HemoSphere アドバンスドモニターは、HIS を設定するために生理的アラームおよびデバイス フォルトを送信できます。アラームおよびフォルトは、設定した1つまたは複数の HIS に送 信できます。ステータスの変化を含む、個々のアラームのステータスが業務用アプリケー ションに送信されます。

HIS 接続のアクセス取得方法についての詳細は、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にお問い合わせください。

警告 分散型アラームシステムの一部として HemoSphere アドバンスドモニター を使用しないでください。HemoSphere アドバンスドモニターは、遠隔ア ラームモニタリング/管理システムをサポートしていません。データは、 グラフ作成のみを目的として記録および転送されます。

# 8.4 サイバーセキュリティ

本章では、HemoSphere アドバンスドモニターで患者データを送受信する方法を説明します。 HemoSphere アドバンスドモニターを使用する医療機関はすべて、国内の規制に準じて患者 さんの個人情報保護措置を講じ、当該医療機関の方針に即した情報管理を実施する必要があ る点に注意してください。こうした情報を安全に保護したり、HemoSphere アドバンスドモニ ターの基本的セキュリティを確保したりするために、以下の措置を講じることができます。

- 物理的アクセス: HemoSphere アドバンスドモニターの使用を許可されたユーザーに 制限する。HemoSphere アドバンスドモニターは特定の設定画面がパスワードにより 保護されます。パスワードは保護してください。詳細については「パスワード保護 (110ページ)」を参照してください。
- 実際の使用:モニターのユーザーは、患者データの保存を制限する対策を講じる。
   患者さんの退院後および患者モニタリング終了時には、モニターから患者データを 削除する。
- ネットワークセキュリティ:医療機関はモニターを接続できるあらゆる共有ネット ワークの安全性を確保する手段を講じる。
- デバイスセキュリティ:ユーザーは正規の Edwards 製アクセサリーのみを使用する。
   また、接続するデバイスにはマルウェアがないことを確認する。

HemoSphere アドバンスドモニターインターフェースを所定の目的以外で使用した場合、 サイバーセキュリティのリスクが生じるおそれがあります。HemoSphere アドバンスドモニ ターの接続は、他のデバイスの操作を目的としていません。利用可能なインターフェースは *「HemoSphere アドバンスドモニターの接続ポート*(55ページ)」に、利用可能なインター フェースの仕様は表 A-5「HemoSphere アドバンスドモニターの技術的仕様」(256ページ) に記載しています。

#### 8.4.1 HIPAA

米国保健社会福祉省が導入した 1996年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA)では、特定の個人を識別できる健康情報の保護に関する重要な基準を説明して います。該当する場合、モニター使用中は上記の基準を適用してください。

# 9

# HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリング

## 目次

| HemoSphere Swan-Ganz モジュールの接続 | .142 |
|-------------------------------|------|
| 連続的心拍出量                       | .146 |
| 間欠的心拍出量                       | .149 |
| EDV/RVEF モニタリング               | .154 |
| SVR                           | .158 |

# 9.1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの接続

に影響を及ぼすおそれがあります。

HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、正規の Edwards Swan-Ganz 肺動脈カテーテルすべてと 互換性があります。HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、CO、iCO、EDV / RVEF モニタリ ング用の互換性のある Edwards Swan-Ganz カテーテルと信号を送受信し、処理します。ここ では、HemoSphere Swan-Ganz モジュール接続の概要について説明します。図 9-1 を参照して ください。

Performance
 Perfor





図 9-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュール接続の概要

肺動脈カテーテルは、CF形耐除細動装着部です。患者用 CCO ケーブルな どのカテーテルに接続される患者ケーブルは、装着部を意図したものでは なく、患者と接触することがあり、IEC 60601-1 に従った関連装着部の要件 を満たす必要があります。

- **1** HemoSphere Swan-Ganz モジュールを HemoSphere アドバンスドモニターに挿入します。モジュールが正しくはめ込まれると、カチッという音がします。
- **注意** モジュールをスロットに押し込まないでください。モジュールに均等な力 をかけて、カチッと音がするまで差し込んでください。
  - 2 電源ボタンを押して HemoSphere アドバンスドモニターを起動し、手順に従って患者 データを入力します。「患者データ」(112ページ)を参照してください。CCOケー ブルを HemoSphere Swan-Ganz モジュールに接続します。

注記 本章に示すカテーテルおよび注入液システムの外観は一例です。実際の外 観は、カテーテルおよび注入液システムのモデルによって異なる場合があ ります。

**3** 互換性のある Swan-Ganz カテーテルを CCO ケーブルに接続します。選択可能なパラ メータおよび必要な接続については以下の表 9-1 を参照してください。

#### 表 9-1 HemoSphere Swan-Ganz モジュールで選択可能な パラメータおよび必要な接続

| パラメータ            | 必要な接続  | 参照先                              |
|------------------|--|----------------------------------|
| CO               | サーミスタおよびサーマルフィラメント接続   | <i>連続的心拍出量</i> (146 ページ)         |
| iCO              | サーミスタおよび注入液(槽またはインライン)<br>プローブ                                       | <i>間欠的心拍出量</i> (149 ページ)         |
| EDV/RVEF<br>(SV) | サーミスタおよびサーマルフィラメント接続<br>*HR は HemoSphere アドバンスドモニターから取得              | <i>EDV/RVEF モニタリング</i> (154 ページ) |
| SVR              | サーミスタおよびサーマルフィラメント接続<br>*MAP および CVP は HemoSphere アドバンスドモニター<br>から取得 | SVR (158 ページ)                    |

**注記** 肺動脈圧データは、HemoSphere 圧ケーブル接続で使用できます。詳細に ついては「Swan-Ganz モジュールモニタリングモードでの圧ケーブルによ るモニタリング」(168 ページ)を参照してください。

4 モニタリングに関する必要な指示に従ってください。「*連続的心拍出量」*(146ページ)、 「間欠的心拍出量」(149ページ)、「EDV/RVEF モニタリング」(154ページ)を参照してください。

#### 9.1.1 CCO ケーブルテスト

Edwards 製 CCO ケーブルの完全性を検査するため、ケーブル完全性試験を実施してください。 トラブルシューティングの一環として、ケーブルの完全性を試験してください。この試験 では、ケーブルの注入液温度プローブ接続は検査しません。

[患者用 CCO ケーブルテスト]ウィンドウにアクセスするには、[設定]アイコン 🏟 →

[臨床ツール] タブ <u>●</u> ■ ■ → [CCO ケーブルテスト] アイコン [[[]] の順にタッチ

します。接続番号は図 9-2 を参照してください。


図 9-2 CCO ケーブルテストの接続

- 1 CCO ケーブルを挿入された HemoSphere Swan-Ganz モジュール ① に取り付けます。
- **2** CCO ケーブルのサーマルフィラメントコネクタ ③ とサーミスタコネクタ ② を HemoSphere Swan-Ganz モジュールの対応する試験ポートに取り付けます。
- 3 [開始] ボタンを押してケーブルテストを開始します。進捗バーが表示されます。
- 4 患者用 CCO ケーブルに不具合が生じる場合は、再接続して患者用 CCO ケーブルテストをやり直してください。ケーブルテストで再度不合格となった場合は、患者用 CCO ケーブルを交換してください。
- 5 ケーブルが試験に合格したら、Enter アイコン のサーマルフィラメントコネクタとサーミスタコネクタを HemoSphere Swan-Ganz モジュールから取り外します。

## 9.1.2 パラメータ選択メニュー

Swan-Ganz モジュールでモニタリング中のパラメータカテゴリは、血流(「連続的心拍出量」 (146 ページ)参照)、抵抗(「SVR」(158 ページ)参照)、および右室機能(「EDV/RVEF モ ニタリング」(154 ページ))です。オキシメトリーケーブルまたは組織オキシメトリーモ ジュールが接続されている場合は、オキシメトリーを使用することもできます(「静脈血オキ シメトリーモニタリング」(171 ページ)参照)。表示更新頻度と平均時間に基づいて、パラ メータの追加のモニタリングオプションを表示するには、矢印( ))が表示されているパ ラメータボタンにタッチします。「STAT CO」(149 ページ)および「STAT EDV および RVEF」(158 ページ)を参照してください。青色の矢印())にタッチすると、モニタリン

グオプションの定義が表示され、ヘルプアイコン( 🍙 )を押すと詳細が表示されます。

| パラメータ | を選択      | ターゲットの話    | 淀      | 問隔 / 平均 |     |      |  |
|-------|----------|------------|--------|---------|-----|------|--|
| СО    |          | 血流         | 臣:     | л       | 血管  | 抵抗   |  |
|       | co >     | 0          | ART >  | PR      | SVR | SVRI |  |
|       | sv >     | sco<br>2 8 | PAP >  |         |     |      |  |
|       |          |            | CVP    |         |     |      |  |
|       | オキ       | シメトリー      | 右室相    | 機能      |     |      |  |
|       | StO2 A > |            | EDV >  | EDVI >  |     |      |  |
|       | StO2 B > |            | RVEF > |         |     |      |  |
|       | SvOz     |            |        |         |     |      |  |
|       |          |            |        |         |     |      |  |

図 9-3 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのキーパラメータ選択ウィンドウ

## 9.2 連続的心拍出量

HemoSphere アドバンスドモニターは、エネルギーの小さなパルスを血流に送り、肺動脈カ テーテルで血液温度を測定することによって心拍出量を連続的に記録します。こうしたエネ ルギーパルスを血中で放出する際に使用するサーマルフィラメントの最大表面温度は48℃ です。心拍出量は、熱原理の保存に由来する実証されたアルゴリズム、さらにエネルギー入 力と血液温波形の相互相関から得られる指標希釈曲線を用いて算出されます。初期化後、 HemoSphere アドバンスドモニターは、オペレータによるキャリブレーションや介入がなく ても、心拍出量(リットル/分)を連続的に算出し、表示します。

## 9.2.1 患者ケーブルの接続

- 1 セクション9.1 で前述したように、挿入した HemoSphere Swan-Ganz モジュールに CCO ケーブルを接続します。
- 2 患者ケーブルのカテーテル端を Swan-Ganz CCO カテーテル上のサーミスタおよび サーマルフィラメントコネクタに取り付けます。上記の接続は、2 および 3 として 図 9-4 (147ページ)に表示されています。



3 CCO カテーテルが患者さんに正しく挿入されたことを確認してください。

図 9-4 CO 接続の概要

#### 9.2.2 モニタリングの開始

警告 サーマルフィラメント周辺で血流が止まった場合は、COモニタリングを必ず中止してください。COモニタリングを中止する必要がある臨床状況とは、次のようなものです(ただし、下記に限定されるわけではありません)。

- 患者さんが人工心肺装置を装着している間
- カテーテルが部分的に外れてサーミスタが肺動脈にない場合
- 患者さんからカテーテルを抜去している間

システムが正しく接続されたら、[モニタリング開始] アイコン システムが正しく接続されたら、[モニタリング開始] アイコン タリングを開始してください。CO カウントダウンタイマーが [モニタリング停止] アイコ ンに表示されます。約5~12分後、十分なデータが取得できた時点で、パラメータタイル に CO 値が表示されます。画面に表示される CO 値は約 60 秒ごとに更新されます。

**注記** 十分な時間平均データが得られるまで、CO 値は表示されません。

## 9.2.3 温度信号条件

数分間にわたって肺動脈の血液温度に大きな変化が生じる患者さんの条件下では、モニター による最初の CO 測定に 6 分以上かかる場合があります。CO モニタリング中に CO 測定を更 新した場合も、不安定な肺動脈の血液温度によって測定が遅れる可能性があります。最後の CO 値および測定時間が最新の CO 値の代わりに表示されます。信号の安定中に、各時点で 画面に表示される警告/フォルトメッセージを表 9-2 に示します。CO フォルト/警告に関 する詳細情報については、表 14-8「HemoSphere Swan-Ganz モジュールの CO フォルト/警告」 (235 ページ)を参照してください。

|   | 通知                              | CO                    | CO フォルト            |                          |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 状態  | 進行中の心拍出<br>量計算                  | 信号適応化 <i>—</i><br>継続中 | 不安定な血液<br>温度 — 継続中 | サーマルシグ<br>ナルが検出さ<br>れません |
| <b>モニタリング開始</b> :CO 測定<br>せずに開始してからの経過時<br>間(分) | 3 ½ 分                           | 6分                    | 15 分               | 30 分                     |
| <b>モニタリング進行中</b> :最後の<br>CO 更新からの経過時間           | CO カウントダウ<br>ンタイマーの完了<br>から 5 秒 | 該当なし                  | 6分                 | 20 分                     |

表 9-2 CO 警告およびフォルトメッセージの不安定温度信号時間経過

フォルト状態ではモニタリングが終了します。フォルト状態は、カテーテル先端部が小血管 に遊走することで生じる場合があり、サーミスタによる正確な温度信号の感知を妨げます。 カテーテルの位置を確認し、必要に応じてカテーテルの位置を調整してください。患者さん の状態とカテーテルの位置を確認したら、[モニタリング開始] アイコン ことで CO モニタリングを再開できます。

| 注意 | <ul> <li>心拍出量の測定が不正確となる原因には、以下のような場合があります。</li> <li>カテーテルの配置または位置が不正確</li> <li>肺動脈血液の温度変化が過剰血液の温度変化を招く原因とは、以下のようなものです(ただし、下記に限定されるわけではありません)</li> <li>*人工心肺手術後の状態</li> <li>* 冷却または加温した血液製剤溶液の中枢投与</li> <li>* 圧迫用具の継続的使用</li> <li>サーミスタの血栓形成</li> <li>解剖学的異常(例:心臓内シャント)</li> <li>患者さんの過度の体動</li> <li>電気メスまたは電気的外科装置による干渉</li> <li>心拍出量の急激な変化</li> </ul> |
|----|--|
|    |  |

## 9.2.4 CO カウントダウンタイマー

CO カウントダウンタイマーは [モニタリング停止] アイコン 5.5 に表示されます。CO カウントダウンタイマーは情報バーに表示されます。このタイマーは、次の CO 測定時期を ユーザーに通知します。次の CO 測定までの時間は、60 秒~3 分以上とさまざまです。血行 動態が不安定な温度信号では、CO 算出が遅れる場合があります。

## 9.2.5 STAT CO

CO 測定の間隔が長くなる場合には、STAT CO を利用できます。STAT CO (sCO) は、CO 値の 迅速推定値であり、60 秒ごとに更新されます。STAT CO 値を表示する場合は、キーパラメー タとして sCO を選択してください。グラフ/表トレンド分割画面を表示し、sCO の STAT 値の 表/数値データに並行して CO モニターデータをグラフ形式でプロットする場合は、キーパラ メータとして CO および sCO を選択してください。「グラフ/表分割」(90ページ)を参照し てください。

## 9.3 間欠的心拍出量

HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、ボーラス熱希釈技術を用いて心拍出量を間欠的に測定 します。この技術を用いて、無菌の生理的溶液(例:生理食塩水またはブドウ糖)を所定の 量および温度(血液温度よりも低温)でカテーテル注入液ポートから少量注入し、その結果 低下した血液温度を肺動脈(PA)のサーミスタで測定します。1シリーズあたり最大6回の ボーラス注入を完了できます。その際のシリーズ注入平均値が表示されます。どのシリーズ の結果も確認が可能です。測定精度が低い可能性があるiCO(ボーラス)測定(患者さんの 体動、ジアテルミー、オペレータのエラーなど)は、個別に削除できます。

## 9.3.1 患者ケーブルの接続

- 1 セクション 9.1 で前述したように、挿入した HemoSphere Swan-Ganz モジュールに CCO ケーブルを接続します。
- **2** CCO ケーブルのカテーテル端を、②として図 9-5 に示したように、Swan-Ganz iCO カテーテル上のサーミスタコネクタに取り付けます。
- 3 カテーテルが患者さんに正しく挿入されたことを確認します。



図 9-5 iCO 接続の概要

## 9.3.1.1 *プローブの選択*

注入液温度プローブは、注入液の温度を検知します。選択したプローブを CCO ケーブル (図 9-5)に接続します。2本のプローブのいずれでも使用可能です。

- インラインプローブは、CO-Set/CO-Set+注入液デリバリーシステムのフロースルー ハウジングに接続します。
- ・ 槽プローブは注入液溶液の温度を測定します。槽プローブの目的は、ボーラス心拍
   出量を算出する際に、試料溶液の温度が注入液に使用する無菌液と同じ温度に維持
   されているか測定することです。

注入液温度プローブ(インラインまたは槽)を、③として図 9-5 に示す CCO ケーブルの注入 液温度プローブコネクタに接続します。

## 9.3.2 構成設定

HemoSphere アドバンスドモニターでは、特定のコンピューテーション定数を入力するか、 HemoSphere Swan-Ganz モジュールが注入液容量とカテーテルのサイズを選択することでコン ピューテーション定数を自動的に測定可能にするよう構成するかを、オペレータが選択でき ます。オペレータは、パラメータの表示タイプとボーラスモードを選択することもできます。





#### 図 9-6 iCO 新規設定構成画面

**注意** 付録 E を参照して、コンピューテーション定数がカテーテル添付文書の規 定と同じであることを確認してください。コンピューテーション定数が異 なる場合は、所定のコンピューテーション定数を手入力します。 注記 HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、使用中の温度プローブの種類(氷槽 またはインライン)を自動的に検知します。モジュールがこの情報を使用 してコンピューテーション定数を決定します。

> 注入液温度(IT)プローブがモニターに検出されない場合は、[iCO モニ タリング用注入液プローブの接続を確認してください]というメッセージ が表示されます。

#### 9.3.2.1 注入液容量の選択

[注入液容量] リストボタンから値を選択します。選択可能な数値は次のとおりです。

- 10 mL
- 5 mL
- **3 mL** (バスプローブのみ)

値を選択すると、コンピューテーション定数が自動的に設定されます。

## 9.3.2.2 カテーテルのサイズの選択

[カテーテルのサイズ] リストボタンからカテーテルのサイズを選択します。選択可能な数 値は次のとおりです。

- 5.5 F
- 6 F
- 7 F
- 7.5 F
- 8 F

値を選択すると、コンピューテーション定数が自動的に設定されます。

#### 9.3.2.3 *コンピューテーション定数の選択*

コンピューテーション定数を手入力し、[コンピューテーション定数]値ボタンにタッチし、 キーパッドで値を入力します。コンピューテーション定数を手入力すると、注入液容量とカ テーテルのサイズが自動的に設定され、数値入力は[自動]に設定されます。

#### 9.3.2.4 モード選択

[モード] リストボタンから [自動] または [手動] を選択します。デフォルトのモードは [自動] です。[自動] モードでは、ベースラインの血液温度を取得すると HemoSphere アド バンスドモニターが自動的に [注入] メッセージをハイライトします。[手動] モードのオ ペレーションも [自動] モードと同様ですが、注入ごとに [注入] ボタンにタッチする必 要があります。以下のセクションでは、この 2 種類のボーラスモードの使用方法を説明し ます。

## 9.3.3 ボーラス測定モードの使用方法

ボーラス測定に関する HemoSphere Swan-Ganz モジュールの出荷時設定は [自動] モードです。 自動モードでは、ベースラインの血液温度を取得すると、HemoSphere アドバンスドモニ ターが [注入] メッセージをハイライトします。[手動] モードの場合は、オペレータが [注入] ボタンにタッチすることで注入開始時期を決定します。注入が終了すると、モジュー ルが値を計算して次のボーラス注入の準備に入ります。1 シリーズあたり最大 6 回のボーラ ス注入を完了できます。

ここからは、iCO 新規設定構成画面から始まるボーラス心臓測定方法を順番に説明します。

1 熱希釈構成設定を選択したら、iCO新規設定構成画面の下にある [設定開始] ボタンにタッチします。

次の場合にはボタンが無効になります。

- 注入液容量の値が無効か選択されていない。
- ・ 注入液温度(Ti)プローブが接続されていない。
- ・ 血液温度(Ti)プローブが接続されていない。
- iCO フォルトが有効である。

連続的 CO 測定が有効な場合は、CO モニタリングの停止を確認するためのポップ アップウィンドウが表示されます。[**はい**] ボタンにタッチします。

- **注記** ボーラス CO 測定中、ECG 入力信号(HR<sub>avg</sub>)を用いて算出されたパラ メータは利用できません。
  - 2 iCO 新規設定画面が表示され、[お待ちください] がハイライトされます(お待ちください)。
  - 3 自動モード中および熱ベースラインが確立されると、画面の [注入] がハイライ トされ ( **注入** )、ボーラス注入シリーズの開始時期が示されます。

または

手動ボーラスモードの場合は、熱ベースラインが得られると [**測定準備完了**] (**測定準備完了**)がハイライトされます。注入準備ができたら [**注入**] ボタンにタッチ してください。ボタンにタッチすると、画面の [**注入**] がハイライトされます。

- 4 選択した量でボーラス注入するには、迅速でスムーズな連続的方法を用います。
- 注意 患者さんの体動やボーラス薬剤投与などで PA 血液温度が急激に変化した 場合は、iCO または iCI 値が計算される原因になることがあります。誤っ たトリガー曲線を回避するため、[注入] メッセージが表示されたらでき るだけ速やかに注入してください。

ボーラスが注入されると、熱希釈ウォッシュアウト曲線が画面に表示され、[計算中] がハイライトされ(計算中)、結果として得られる iCO 測定値が表示されます。

5 熱ウォッシュアウト曲線が表示されると、HemoSphere アドバンスドモニターが [お待ちください]をハイライトし、再度安定した熱ベースラインに達すると、 [注入]または[測定準備完了](手動モード時)をハイライトします。必要に応じて最大6回まで、ステップ2~4を繰り返します。ハイライトされたメッセージは以下のように繰り返し表示されます。



注記 ボーラスモードが [自動] に設定されている場合、[注入] メッセージの 表示からボーラス注入までの最大許容時間は4分です。この時間内に注入 が認識されない場合は、[注入] メッセージは消え、[お待ちください] メッセージが再度表示されます。

> ボーラスモードが [**手動**] の場合は、[**注入**] ボタンにタッチした後、ボーラ ス注入までに最長 30 秒間の猶予があります。この時間内に注入が認識されな い場合は、[**注入**] ボタンが再度有効になり、[注入] メッセージは消えます。

> ボーラス測定ができず、警告メッセージが表示される場合は、CO/CI 値の代わりに「」」マークが画面に表示されます。

(ボーラス)測定を中止する場合は、[取消] アイコン 😢 にタッチしてください。

- 6 必要な回数でボーラス注入を実行したら、[確認] ボタンをタッチしてウォッシュ アウト曲線の設定を確認します。
- 7 [確認] 画面上の注入セット6回のいずれかにタッチして削除してください。



赤い「X」が波形上に表示され、CO/CIの平均値からは削除されます。 不規則な波形または疑わしい波形には、波形データセットの隣に ● が表示されます。 必要に応じて [取消] アイコン ※ にタッチして、ボーラス設定を削除してください。 [**はい**] ボタンにタッチして確定してください。

8 ボーラス注入の確認が完了したら、「確定」ボタンにタッチして、CO/CI値の平均値を使用するか、「戻る」アイコン ≤ にタッチしてシリーズを再開し、平均化するためにボーラス注入をさらに(最大6回)行ってください。

## 9.3.4 熱希釈の概要画面

設定が有効になったら、[熱希釈の概要] 画面のタイムスタンプタブに設定概要が表示されま す。この画面には、所定のモニタリング画面から [熱希釈履歴] アイコン  $\bigcirc$  にタッチす るか、[設定] アイコン  $\bigcirc$  → [臨床ツール] タブ  $\boxed{\circ}$   $\boxed{}$   $\boxed$  熱希釈の概要画面でオペレータが使用できるアクションは次のとおりです。



図 9-7 熱希釈の概要画面

**新しいセット**.[戻る] アイコン (二または [新しい] タブにタッチして、新しい熱希釈セット を実行します。前回の CO/CI 平均値および関連するウォッシュアウト曲線が、[熱希釈の概 要] 画面のタブとして保存されます。

**レビュー**.ボーラスセットの熱ウォッシュアウト曲線をレビューします。いずれかのタブを タッチして、他のボーラスセットの熱ウォッシュアウト曲線をレビューします。

**CO モニタリング**.システムが連続的な CO モニタリング用に正しく接続されたら、[モニタリ ング開始] アイコン (ロタッチして、いつでも CO モニタリングを開始してください。

## 9.4 EDV/RVEF モニタリング

右室拡張末期容量(EDV)モニタリングは、Swan-Ganz CCOmbo Vカテーテルと ECG 信号入 力を使用する際に、COモニタリングモードと組み合わせて利用できます。EDVモニタリン グ中、HemoSphere アドバンスドモニターは、EDVと右室駆出分画(RVEF)測定値を連続的 に表示します。EDV および RVEF は、パラメータタイルに数値的に表示可能な時間平均値 で、グラフトレンドで時間経過を視覚的に表示します。

また、キーパラメータとして sEDV と sRVEF を選択することで、約 60 秒間隔の EDV および RVEF の推定値を算出し、表示します。

## 9.4.1 患者ケーブルの接続

- 1 セクション 9.1 で前述したように、挿入した HemoSphere Swan-Ganz モジュールに CCO ケーブルを接続します。
- 2 患者ケーブルのカテーテル端を、Swan-Ganz CCOmbo V カテーテル上のサーミスタ およびサーマルフィラメントコネクタに取り付けます。上記の接続は、②および ③として図 9-8 に表示されています。
- 3 カテーテルが患者さんに正しく挿入されたことを確認します。



#### 図 9-8 EDV/RVEF 接続の概要

## 9.4.2 ECG インターフェースケーブルの接続

ECG インターフェースケーブルの 1/4 インチミニプラグを、HemoSphere アドバンスドモニ ター後部の ECG モニター入力に接続します ECG。

インターフェースケーブルの反対側の端を、ベッドサイドモニターの ECG 信号出力に接続 します。これで、HemoSphere アドバンスドモニターの EDV および RVEF 測定に必要な平均 心拍数(HR<sub>avg</sub>)が得られます。互換性のある ECG インターフェースケーブルについては、 最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社までお問い合わせください。

| <u>重要事項</u> | <u>HemoSphere アドバンスドモニターは、アナログスレーブ出力ポートを備え</u>      |
|-------------|---|
|             | <u>た外部患者モニターからの ECG アナログスレーブ入力と互換性があります。</u>        |
|             | <u>これは、本書の付録A、表A-5に記載のECG信号入力仕様を満たしています。</u>        |
|             | <u>この ECG 信号を利用して心拍数を算出し、これを基に、追加の血行動態パラ</u>        |
|             | <u>メータを計算して表示できます。この機能はオプションです。心拍出量</u>             |
|             | <u>(HemoSphere Swan-Ganz モジュールを併用した場合)と静脈血酸素飽和度</u> |
|             | <u>(HemoSphere オキシメトリーケーブルを併用した場合)のモニタリングと</u>      |
|             | いう、HemoSphere アドバンスドモニター本来の機能に影響を与えることはあ            |
|             | りません。また、ECG入力信号を使用して機器の性能試験が実施されました。                |
|             |   |

警告 ペースメーカー装着患者 – 心拍計は、心停止や不整脈発生時もペースメーカーのレートの計測を続けます。表示された心拍数のみで判断しないでください。ペースメーカー装着患者は、注意して観察してください。本機のペースメーカーパルス除去能の開示については表 A-5(256ページ)をご覧ください。

体内または体外ペーシングによるサポートが必要な患者さんの場合は、以下の状況下では、心拍数および心拍数の算出パラメータの取得に HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームを使用しないでください。

- ベッドサイドモニターから得られたペーサーパルス同期出力がペーサーパルスを含んでいる場合であっても、その特徴が表 A-5 に記載するペースメーカーパルス除去能の仕様外である場合。
- ベッドサイドモニターから得られたペーサーパルス同期出力の特徴が判断 できない場合。

SV、EDV、RVEF などの算出パラメータや関連する指標パラメータを解釈す る際は、心拍数(HRavg)と、患者モニターの心拍数と ECG 波形の表示に齟 齬がないか注意してください。

ECG 信号入力および心拍数測定から算出されたすべてのパラメータは、 小児患者について評価されていません。したがって、小児患者集団では利 用できません。

**注記** ECG 入力の接続または未接続が最初に検出された場合は、ステータス バーに短い通知メッセージが表示されます。

SV は、互換性のある Swan-Ganz カテーテルと ECG 信号入力で使用でき ます。EDV/RVEF のモニタリングには、Swan-Ganz CCOmbo V カテーテ ルが必要です。

#### 9.4.3 測定開始

警告 サーマルフィラメント周辺で血流が止まった場合は、COモニタリングを必ず中止してください。COモニタリングを中止する必要がある臨床状況とは、次のようなものです(ただし、下記に限定されるわけではありません)。

 ・患者さんが人工心肺装置を装着している間

 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

- カテーテルが部分的に外れてサーミスタが肺動脈にない場合
- 患者さんからカテーテルを抜去している間

システムが正しく接続されたら、[モニタリング開始] アイコン 👥 にタッチして CO モニ

タリングを開始してください。CO カウントダウンタイマーが [モニタリング停止] アイコンに表示され、約5~12分後、十分なデータが取得できた時点で、設定済みパラメータタイルに EDV および/または RVEF 値が表示されます。画面に表示される EDV 値および RVEF 値は約 60 秒ごとに更新されます。

## **注記** 十分な時間平均データが得られるまで、EDV 値または RVEF 値は表示さ れません。

数分間にわたって肺動脈の血液温度に大きな変化が生じる患者さんの条件下では、モニター による最初の EDV または RVEF 測定に 9 分以上かかる場合があります。上記のような場合、 モニタリング開始 9 分後に次の警告メッセージが表示されます。

#### 警告: EDV – 信号適応化 - 心拍出量の測定を継続中

モニターは機能し続けるため、ユーザーによる操作は必要ありません。連続的な EDV および RVEF 測定値が得られたら、警告メッセージが解除され、最新の数値が表示およびプロットされます。

注記 EDV 値および RVEF 値が得られなくても、CO 値は引き続き得られる場合 があります。

#### 9.4.4 EDV モニタリング

EDV モニタリングの実施中は、不安定な肺動脈の血液温度によって、連続的な EDV および RVEF の測定値の更新が遅れる場合があります。8 分以内に数値が更新されない場合は、 次のメッセージが表示されます。

#### 警告: EDV – 信号適応化 – 心拍出量の測定を継続中

平均心拍数が範囲外(30 bpm 未満または 200 bpm 超)または心拍数が検出されない場合には、 次のメッセージが表示されます。

#### 警告: EDV – 心拍数検出されません

連続的な EDV および RVEF モニタリングの値は表示されなくなります。この状態は、 患者さんの状態の生理的変化や、ECG スレーブ信号の喪失によって生じることがあります。 ECG インターフェースケーブルの接続状態を確認し、必要に応じて再接続してください。 患者さんの状態とケーブルの接続状態を確認すると、EDV および RVEF モニタリングが自 動的に再開されます。

**注記** SV 値、EDV 値、RVEF 値には、正確な心拍数の算出が必要です。正確な 心拍数値が表示されているかに注意し、特に AV ペーシングの場合はダブ ルカウントを避けてください。

患者さんが心房心室(AV)ペースメーカーを装着している場合、二重検知されていないか どうかを確認してください(正確な心拍数を測定するには、心臓周期あたりの1ペースメー カースパイクのみ、または1収縮のみ検知されます)。二重検知されている場合は次のよう に対応してください。

- 参照リードの位置を調整して心房のスパイク検知を最小限に抑える
- 適切なリード構成を選択して HR トリガーを最大化し、心房のスパイク検知を最小限 に抑える
- ミリアンペア数(mA)ペーシングレベルの妥当性を評価する

連続的な EDV および RVEF 測定値の精度は、ベッドサイドモニターからの一定した ECG 信号に依存します。トラブルシューティングの詳細は、表 14-9「HemoSphere Swan-Ganz モ ジュールの EDV および SV フォルト/警告」(237 ページ)および表 14-12「HemoSphere Swan-Ganz モジュールの一般的なトラブルシューティング」(239 ページ)を参照してくだ さい。

[モニタリング停止] アイコン [19] にタッチして EDV モニタリングを停止すると、EDV または RVEF に関するパラメータタイルのターゲットインジケータがグレーに変わります。 数値の下にタイムスタンプが表示され、最後の値が測定された時間を示します。

注記 [モニタリング停止] アイコン v を押すと、EDV、RVEF、COのモニ タリングが停止します。

EDV モニタリングが再開されると、トレンドグラフのプロットラインに隙間が表示され、 連続モニタリングが中断されていた時間を表示します。

## 9.4.5 STAT EDV および RVEF

血行動態が不安定な温度信号では、HemoSphere アドバンスドモニターによるモニタリング 開始後の EDV、EDVI、RVEF 値の表示が遅れる場合があります。医師は、約60秒毎に更新 される EDV 値または EDVI 値、RVEF 値の推定値を示す STAT 値を使用できます。キーパラ メータとして sEDV、sEDVI、sRVEF を選択して、STAT 値を表示してください。EDV、EDVI、 RVEF 値は、グラフ/表トレンド分割画面のモニタリングビューで、sEDV、sEDVI、sRVEF の数値と並行して時間経過を表示します。この画面では、表形式で最大2つのパラメータを 表示できます。「グラフ/表分割」(90ページ)を参照してください。

## 9.5 SVR

CO モニタリング中、HemoSphere アドバンスドモニターは、接続された患者モニターからの MAP および CVP アナログ圧信号入力を用いて SVR を算出することもできます。「アナログ 圧信号入力」(119ページ)を参照してください。

# 10 HemoSphere 圧ケーブルによ るモニタリング

## 目次

| 圧ケーブルの概要                                 |     |
|--|-----|
| モニタリングモードの選択                             |     |
| FloTrac センサーのモニタリング                      | 162 |
| TruWave DPT が接続された圧ケーブルによるモニタリング         | 166 |
| Swan-Ganz モジュールモニタリングモードでの圧ケーブルによるモニタリング | 168 |
| ゼロ点&波形画面                                 | 169 |

## 10.1 圧ケーブルの概要

HemoSphere 圧ケーブルは再使用可能な機器で、片方の端④に HemoSphere モニターを、も う片方の端①に正規の単一 Edwards 社製ディスポーザブル圧トランスデューサー(DPT)ま たはセンサーを接続します。図 10-1 (160ページ)を参照してください。HemoSphere 圧ケー ブルは、TruWave DPT または FloTrac センサーなど互換性のある DPT から単一の圧信号を取 得して処理します。FloTrac または Acumen IQ センサーは、既存の動脈カテーテルに接続し て、低侵襲性の血行動態パラメータが得られます。TruWave トランスデューサーは、互換性 のある圧モニタリングカテーテルに接続して、位置に基づく血管内圧が得られます。カテー テルの配置や使用に関する特別な指示、関連する警告、注意、注記については、使用する各 カテーテルの取扱説明書を参照してください。HemoSphere 圧ケーブルは、センサー/トラ ンデューサーのペアリングに基づいて、次の2つのテクノロジーモニタリングモード経由で モニターできます: FloTrac または Acumen IQ センサーモニタリングモード経由で るanz カテーテルモニタリングモード。モニタリングモードは、ナビゲーションバーの最上 部に表示されます (77 ページの図 5-2 参照)。HemoSphere 圧ケーブルの外観と接続部は、 図 10-1 を参照してください。

**圧タイプのカラーインサート**.必要に応じて、適切なカラーインサートを使用して、圧ケー ブルでモニタリングする圧タイプを示すことができます。以下の③(図 10-1)を参照してく ださい。色は以下のとおりです。

- 赤:動脈圧 (AP)
- 青:中心静脈圧 (CVP)
- 黄:肺動脈圧 (PAP)
- 緑は心拍出量(CO)





図 10-1 HemoSphere 圧ケーブル

| 利用可能な                               | 圧ケーブルの設定                      |  |  |                                       |                                       |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| キーパラ<br>メータ                         | FloTrac/<br>Acumen IQ<br>センサー | FloTrac/<br>Acumen IQ<br>センサー<br>(CVP 入力<br>または取得<br>した CVP<br>信号使用) | FloTrac/<br>Acumen IQ<br>センサー<br>(CVP 入力<br>または取得<br>した CVP<br>信号キシメトブ<br>ル使用) | 動脈ライ<br>ンに接続<br>された<br>TruWave<br>DPT | 中心ライ<br>ンに接続<br>された<br>TruWave<br>DPT | 肺動脈カ<br>テーテルに<br>接続された<br>TruWave<br>DPT |
| CO/CI                               | •                             | •  | •  |                                       |                                       |  |
| SV/SVI                              | •                             | •  | •  |                                       |                                       |  |
| SVV/PPV                             | •                             | •  | •  |                                       |                                       |  |
| SVR/SVRI                            |                               | •  | •  |                                       |                                       |  |
| SvO <sub>2</sub> /ScvO <sub>2</sub> |                               |  | •  |                                       |                                       |  |
| PR                                  | •                             | •  | •  | •                                     |                                       |  |
| SYS <sub>ART</sub>                  | •                             | •  | •  | •                                     |                                       |  |
| DIA <sub>ART</sub>                  | •                             | •  | •  | •                                     |                                       |  |
| MAP                                 | •                             | •  | •  | •                                     |                                       |  |
| MPAP                                |                               |  |  |                                       |                                       | •  |
| SYS <sub>PAP</sub>                  |                               |  |  |                                       |                                       | •  |
| DIA <sub>PAP</sub>                  |                               |  |  |                                       |                                       | •  |
| CVP                                 |                               | •  | •  |                                       | •                                     |  |
| HPI*                                | •                             | •  | •  |                                       |                                       |  |

## 表 10-1 HemoSphere 圧ケーブルの設定と利用可能なキーパラメータ

| 利用可能な               | 圧ケーブルの設定                      |  |  |                                       |                                       |  |
|---------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| キーパラ<br>メータ         | FloTrac/<br>Acumen IQ<br>センサー | FloTrac/<br>Acumen IQ<br>センサー<br>(CVP 入力<br>または取得<br>した CVP<br>信号使用) | FloTrac/<br>Acumen IQ<br>センサー<br>(CVP 入力<br>または取得<br>した CVP<br>信号キシメーブ<br>ル使用) | 動脈ライ<br>ンに接続<br>された<br>TruWave<br>DPT | 中心ライ<br>ンに接続<br>された<br>TruWave<br>DPT | 肺動脈カ<br>テーテルに<br>接続された<br>TruWave<br>DPT |
| dP/dt*              | •                             | •  | •  |                                       |                                       |  |
| Ea <sub>dyn</sub> * | •                             | •  | •  |                                       |                                       |  |

表 10-1 HemoSphere 圧ケーブルの設定と利用可能なキーパラメータ (続き)

 \* 注記 Acumen 低血圧発生予測指数パラメータ(HPI)は、橈骨動脈カテーテル に接続された Acumen IQ センサーを使って有効化する必要がある拡張機 能です。詳細については Acumen 低血圧発生予測指数(HPI) ソフトウェ ア機能 (201 ページ)を参照してください。

警告 FloTrac センサー、Acumen IQ センサー、TruWave トランスデューサー、 またはカテーテルは再滅菌、再使用しないでください。カテーテルの 「取扱説明書」を参照してください。

> 浸水、破損、または電気接続部が露出している FloTrac センサー、 Acumen IQ センサー、TruWave トランスデューサー、またはカテーテルは 使用しないでください。

いかなる形であっても、本製品を修理・分解・改造しないでください。修 理・分解・改造すると、患者さんやオペレータの安全、または製品の性能 に影響を及ぼすおそれがあります。

アクセサリーの取り付けや使用、および関連する警告、禁忌・禁止、注意 および仕様については、使用するアクセサリーの添付文書(取扱説明書) を参照してください。

圧ケーブルを使用しないときは、露出したケーブルコネクターに液体がか からないよう保護してください。コネクター内部への液体の侵入はケーブ ルの不具合や圧力測定値の不正の原因になるおそれがあります。

IEC 60601-1 への適合は、HemoSphere 圧ケーブル(装着部アクセサリー、 耐除細動)を互換性のあるモニタリングプラットフォームに接続した場合 にのみ維持されます。本書に記載されていない方法で外部機器を接続する 場合や、システムを構築する場合は、この規格を満たさないことになりま す。本書に記載されている方法で製品を使用しない場合は、患者やオペ レータが感電する危険性が高まります。 注意 ラベルの「使用期限」が過ぎている FloTrac センサーまたは TruWave トラン スデューサーは使用しないでください。この日付以降に使用された製品は、 トランスデューサーやチューブの性能、または無菌状態が損なわれている 可能性があります。

HemoSphere 圧ケーブルを何度も落とすと損傷や故障する場合があります。

## 10.2 モニタリングモードの選択

HemoSphere 圧ケーブルの主なモニタリングモードは、低侵襲モニタリングモードです。 Swan-Ganz モジュールを使用する侵襲モニタリングモードでは、圧ケーブルを使用して、 肺動脈圧 (PAP) データを収集することもできます。モニタリングモードの切り替えの詳細 については、*モニタリングモードの選択* (101 ページ) を参照してください。

## 10.3 FloTrac センサーのモニタリング

HemoSphere 圧ケーブルは、HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォーム用の Edwards 製 FloTrac センサー接続ケーブルとして機能します。FloTrac または Acumen IQ セン サーが接続された HemoSphere 圧ケーブルは、患者の既存の動脈圧波形を使用して、心拍出 量を継続的に測定します(FloTrac 動脈圧自動キャリブレーション心拍出量(FT-CO))。患者 の身長、体重、年齢、性別を入力して、特定の血管コンプライアンスを判断します。FloTrac アルゴリズムの自動血管緊張調整機能が血管抵抗および血管コンプライアンスの変化を認 識して、調整を行います。心拍出量は、圧波形から判断された脈拍および1回拍出量を乗 算することで、持続的に表示されます。FloTrac または Acumen IQ センサーは、1回拍出量に 比例する動脈圧の変動を測定します。

HemoSphere 圧ケーブルと FloTrac または Acumen IQ センサーは、患者の既存の動脈圧波形を 使用して、1回拍出量変化(SVV)を継続的に測定します。SVVは、患者が一定の速度と1回 換気量で100%機械的に換気され、自発呼吸がない場合に、患者の前負荷の反応性を高感度 に表す指標です。SVVは常に、1回拍出量または心拍出量評価と合わせて使用することがベ ストです。

Acumen IQ センサーを使用すると、患者の既存の動脈圧波形を収縮期勾配(dP/dt) および動 的動脈弾性(Ea<sub>dyn</sub>)の連続測定に使用します。Ea<sub>dyn</sub>は、動脈系(動脈弾性)による左心室 への後負荷の左心室弾性(大動脈弾性率)に対する相対尺度です。dP/dt は、左室コントラ クティリティーの変化を高感度に評価する単位です。Ea<sub>dyn</sub> は、動脈系(動脈弾性)による 左室へのアフターロードを左室弾性(動的動脈弾性)と比較して測定します。Acumen IQ センサーおよび Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)については、201 ページの Acumen 低 血圧発生予測指数(HPI) ソフトウェア機能を参照してください。Acumen HPI 機能の有効 化は、特定の地域でのみ可能です。この拡張機能の有効化については、最寄りの Edwards の 担当者にお問い合わせください。

FloTrac技術で利用可能なパラメータには、心拍出量(CO)、心係数(CI)、1回拍出量 (SV)、1回拍出量係数(SVI)、1回拍出量変化(SVV)、収縮期圧(SYS)、拡張期圧 (DIA)、平均動脈圧(MAP)、および脈拍数(PR)があります。Acumen IQセンサーを使用中 にAcumen HPI機能が有効な場合に利用可能な追加パラメータには、大動脈弾性率(Ea<sub>dyn</sub>)、 収縮期勾配(dP/dt)、脈圧変動(PPV)、Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)などがありま す。FloTracまたはAcumenIQセンサーが患者の中心静脈圧(CVP)とペアリングされている場 合、体血管抵抗(SVR)と体血管抵抗係数(SVRI)も利用可能となります。 **注意** 小児患者における FT-CO 測定の有効性については評価されていません。

- 以下の要因により FT-CO 測定値が不正確になる場合があります。
- 不適切なゼロ点調整、センサー/トランスデューサーの高さ調整が不適切
- 圧力線の超過減衰または不足減衰
- 血圧に過剰な変化がある。血圧が変化する例としては以下のものがありますが、 これに限られるわけではありません。
  - \* 大動脈内バルーンポンプ
- 動脈圧が不正確である、あるいは大動脈圧を正しく表していないと思われ るような臨床状態(ただし、以下に限定されるものではない)-
  - \* 橈骨動脈の圧波形が不整になるような極度の末梢血管収縮
  - \* 肝臓移植後にみられるような亢進状態
- 患者の過度の体動
- 電気メスまたは電気的外科装置による干渉
- 大動脈弁逆流は、疾患の程度および左室への逆流により喪失した血液 量によって、算出される1回拍出量 / 心拍出量の推定量が多くなる場合が あります。

#### 10.3.1 FloTrac または Acumen IQ センサーの接続

- **1** 圧ケーブルの一端を HemoSphere アドバンスドモニターに接続します。
- 2 I.V.バッグとFloTracまたはAcumen IQセンサーの空気を抜いて準備するには、生理食 塩水の I.V. バッグを逆さにします(施設のポリシーによる抗凝固)。ドリップチャ ンバーを直立に保ちながら、I.V. バッグに液体投与セットを混ぜます。I.V. バッグを 逆さにしたまま、片手でバッグの空気を徐々に抜き、I.V. バッグから空気が抜けて ドリップチャンバーが半分位いっぱいになるまで、もう片方の手でフラッシュタブ (Snap-tab)を引っ張ります。
- 3 I.V. バッグを加圧バックに挿入し、I.V. ポールに掛けます(空気を入れないでください)。
- 4 重力のみの(加圧バックには圧がかかっていない)状態で、液柱がチューブを通って 上昇するように、加圧チューブを直立させたまま FloTrac センサーをフラッシュし、 液体がチューブの末端に達するまで加圧チューブから空気を押し出します。
- 5 加圧バックが 300 mmHg になるまで加圧します。
- 6 チューブと活栓を軽くたたいて残留気泡を取り除きながら、FloTrac センサーをすば やくフラッシュします。
- 7 垂直方向に動かして、準備した FloTrac センサーの緑のコネクターを接続します。圧 ケーブルのゼロ点ボタンを囲む LED (図 10-1 ② を参照してください)が緑色で点 滅して、圧センサーを検知したことを示します。黄色はフォルト状態を示していま す。これが発生した場合は、ステータスバーで具体的なフォルト状態の詳細を確認 してください。
- 8 チューブを動脈カテーテルに接続し、残留気泡がないことを確認するために吸引し てフラッシュします。
- 9 (各施設のポリシーに従って)通常どおりにトランスデューサーのキャリブレー ションを行い、適性な圧力信号が送られることを確認してください。FloTrac または Acumen IQ センサーの取扱説明書を参照してください。

- 10 患者データを入力する手順を実行します。*患者データ*(112ページ)を参照してください。
  11 FloTrac または Acumen IQ センサーをゼロ点調整するには、以下の手順に従ってください。
- 注意 ケーブルの抜き差しを行う場合は、ケーブルではなく、必ずコネクター部 を持ってください。

コネクターをねじったり曲げたりしないでください。

#### 10.3.2 平均時間の設定

- 1 パラメータタイル内にタッチして、タイル設定メニューにアクセスします。
- 2 [間隔/平均] タブにタッチします。
- 3 [CO 平均時間]の値入力部にタッチし、以下の間隔オプションから1つを選択します。
  - 5秒
  - 20秒(デフォルト値、推奨される時間の間隔)
  - 5分

[CO 平均時間] メニューの詳細については、時間の間隔/平均(117ページ) を参照してください。

**4** [戻る] アイコン <del>(</del> にタッチします。

#### 10.3.3 ゼロ動脈圧

FloTrac または Acumen IQ センサーは、正確なモニタリングを保証するために、大気圧にゼロ点調整する必要があります。

1 ナビゲーションバーまたは [臨床ツール] メニューで [ゼロ点&波形] アイコン
 ▶ をタッチします。

または

圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3秒間押したままにします (図 10-1 を参照)

- **注意** ケーブルの損傷を防ぐために、圧ケーブルのゼロ点調整ボタンに過度の力 をかけないでください。
  - 2 現在の動脈圧波形が表示され、画面上で継続的に更新されます。これは、ゼロ点調 整が成功したことを確認するためです。
  - 3 有効な圧ケーブルが接続されているポートのリストの横にある ART (動脈)を選択 します。同時に最大2つの圧ケーブルを接続できます。
  - 4 取扱説明書に従って、センサーが患者の phlebostatic axis(中腋窩線と第4肋間の交点)と同じ高さになっていることを確認します。

- **注記** 心拍出量の精度を確保するには、FloTrac または Acumen IQ センサーの高 さを常に phlebostatic axis(中腋窩と第4肋間の交点)と一致させることが 重要です。
  - 5 FloTrac センサーの活栓のバルブを開いて大気を測定します。圧は平らな線として表示されます。
  - 6 圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3 秒間押したままにするか、

画面上の [ゼロ点]ボタン --- にタッチします。ゼロ点調整が完了すると音が鳴り、「ゼロ点調整されました」のメッセージおよび接続された圧ケーブルポートの 波形プロットの上に現在の時刻と日付が表示されます。

- **7** 安定したゼロ点調整値を確認したら、センサーが患者の血管内圧を測定できるよう に活栓を回します。
- 8 必要に応じて、接続された患者モニターに圧信号を出力します。このオプションの 詳細については、*圧出力* (169ページ)を参照してください。

CO モニタリングが開始されると、血圧波形表示を使用して血圧波形を表示することもでき ます。*リアルタイム血圧波形ディスプレイ*(88ページ)を参照してください。互換性のあ るモニターから HemoSphere 圧ケーブルを抜くとき、あるいは圧ケーブルからセンサーを 抜くときは、必ず接続部を持って引いてください。ケーブルを引っ張ったり、工具を使っ て取り外したりしないでください。

## 10.3.4 SVR モニタリング

FloTrac または Acumen IQ センサーと組み合わせると、HemoSphere 圧ケーブルは、取得した CVP 圧信号を使用するか、ユーザーが手動で患者の CVP 値を入力する場合に、体血管抵抗 (SVR) および体血管抵抗係数 (SVRI) をモニタリングできます。互換性のあるベッドサイ ドモニターからのアナログ信号の使用については、アナログ圧信号入力 (119ページ) を参 照してください。患者の CVP を手動で入力するには、次の手順を実行します。

- **1** [設定] アイコン  $\overset{()}{\bigcirc}$   $\rightarrow$  [臨床ツール] タブ  $\overline{\circ}$   $\overset{()}{=}$   $\overset{()}{=}$   $\overset{()}{\to}$  [CVP 入力] アイコ ン  $\overset{()}{\longrightarrow}$  の順にタッチします。
- **2** CVP 値を入力します。
- 3 [Home] アイコン 🗥 にタッチします。

Acumen 低血圧発生予測指数機能(HPI)を使用するときには、HPI サブスクリーン上で SVR が利用可能です。

## 10.4 TruWave DPT が接続された圧ケーブルによるモニタリング

HemoSphere 圧ケーブルは、単一の TruWave 圧トランスデューサーに接続して、位置に基づく血管内圧が得られます。TruWave DPT によって測定可能な圧には、中心静脈ラインからモニタリングする場合の中心静脈圧(CVP)、拡張期圧(DIA)、収縮期圧(SYS)、平均動脈圧(MAP)、動脈ラインからモニタリングする場合の脈拍数(PR)、および肺動脈ラインからモニタリングする場合の肺動脈圧(MPAP)があります。表 10-1 を参照してください。

## 10.4.1 TruWave DPT の接続

- **1** 圧ケーブルの一端を HemoSphere アドバンスドモニターに接続します。
- 2 I.V. フラッシュ溶液バッグと TruWave トランスデューサーの空気を抜いて準備するには、生理食塩水のバッグを逆さにします(施設のポリシーによる抗凝固)。ドリップチャンバーを直立に保ちながら、I.V. バッグに液体投与セットを混ぜます。I.V. バッグを逆さにしたまま、片手でバッグの空気を徐々に抜き、I.V. バッグから空気が抜けてドリップチャンバーが適切な量になるまで(半分または満杯)、もう片方の手でフラッシュタブ(Snap-tab)を引っ張ります。
- 3 フラッシュ溶液バッグを圧注入バッグに挿入し(空気を入れないでください)、 60 cm (2 フィート)以上トランスデューサーの上になるように IV ポールに掛けます。
- 4 重力のみの(加圧バックには圧がかかっていない)状態で、液柱がチューブを通っ て上昇するように、加圧チューブを直立させたまま TruWave トランスデューサーを フラッシュし、液体がチューブの末端に達するまで加圧チューブから空気を押し出 します(加圧してフラッシュすると乱流が生じ、多くの気泡が発生します)。
- 5 加圧バックが 300 mmHg になるまで加圧します。
- 6 チューブと活栓を軽くたたいて残留気泡を取り除きながら、トランスデューサーの チューブをすばやくフラッシュします。
- 7 垂直方向に動かして、TruWave DPT を HemoSphere 圧ケーブルに接続します。圧ケー ブルのゼロ点ボタンを囲む LED (図 10-1 ② を参照してください)が緑色で点滅し て、圧センサーを検知したことを示します。黄色はフォルト状態を示しています。 これが発生した場合は、ステータスバーで具体的なフォルト状態の詳細を確認して ください。
- 8 チューブをカテーテルに接続し、カテーテルが血管内にあることを確認するために 吸引してフラッシュし、残留気泡を取り除きます。
- 9(各施設のポリシーに従って)通常どおりにトランスデューサーのキャリブレー ションを行い、適性な圧力信号が送られることを確認してください。TruWave 圧ト ランスデューサーの取扱説明書を参照してください。
- 10 患者データを入力する手順を実行します。患者データ (112ページ)を参照してください。
- 11 トランスデューサーをゼロ点調整するには、以下の手順に従ってください。

#### 10.4.2 血管内圧のゼロ点調整

TruWave DPT は、正確なモニタリングを保証するために、大気圧にゼロ点調整する必要があります。

1 ナビゲーションバーから、[ゼロ点 & 波形] アイコン 🏠 にタッチします。

または

圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3秒間押したままにします
 (図 10-1 を参照)。

**注意** ケーブルの損傷を防ぐために、圧ケーブルのゼロ点調整ボタンに過度の力 をかけないでください。

- 2 現在の血管内圧波形が表示され、画面上で継続的に更新されます。これは、ゼロ点調整が成功したことを確認するためです。
- 3 接続されている圧ケーブルポート(1または2)の圧タイプボタンを使用して、使用 されている圧センサーのタイプ/位置を選択します。波形の色は、選択した圧タイ プと一致します。圧トランスデューサーの選択は次のとおりです:
  - ART (赤)
  - CVP (青)
  - PAP (黄)
- 4 取扱説明書に従い、TruWave トランスデューサーの真上にある活栓のバルブ(通気口) の高さを患者の phlebostatic axis(中腋窩と第四肋間の交点)の位置に合わせます。
- 5 活栓を開いて大気条件を測定します。圧は平らな線として表示されます。
- 6 圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3 秒間押したままにするか、

画面上の[ゼロ点]ボタン <sup>-0-</sup> にタッチします。ゼロ点調整が完了すると音が鳴 り、「ゼロ点調整されました」メッセージおよび接続された圧ケーブルポートの波 形プロット上に現在の時刻と日付が表示されます。

- 7 安定したゼロ点調整値を確認したら、センサーが患者の血管内圧を測定できるよう に活栓を回します。
- 8 必要に応じて、接続された患者モニターに圧信号を出力します。このオプションの 詳細については、*圧出力* (169ページ)を参照してください。

圧ケーブルモニタリングが開始されると、血圧波形表示を使用して血圧波形を表示すること もできます。*リアルタイム血圧波形ディスプレイ*(88ページ)を参照してください。

TruWave DPT を使用してモニタリングされるパラメータ値は、5秒間隔で平均化され、2秒ごとに表示されます。表 6-4 (119ページ)を参照してください。

## 10.5 Swan-Ganz モジュールモニタリングモードでの圧ケーブルによるモニタリング

HemoSphere 圧ケーブルを単一の Swan-Ganz 肺動脈圧ポートに接続することで、肺動脈圧 (PAP) が得られます。

HemoSphere Swan-Ganz モジュールのモニタリングモードでは、圧ケーブルを肺動脈ラインの TruWave DPT に接続することができます。

- **1** 圧ケーブルの一端を HemoSphere アドバンスドモニターに接続します。
- 2 垂直方向に動かして、TruWave DPT を接続または切断します。空気をフラッシュする手順については、TruWave 圧トランスデューサーの取扱説明書および上記セクション 10.4.1 の手順 2~6を参照してください。
- 3 (各施設のポリシーに従って)通常どおりにトランスデューサーのキャリブレー ションを行い、適性な圧力信号が送られることを確認してください。
- **4** [設定] アイコン  $\overset{()}{\bigcirc}$   $\rightarrow$  [臨床ツール] タブ  $\overset{[]}{\frown}$   $\overset{()}{\blacksquare}$   $\overset{()}{\rightarrow}$  [ゼロ点&波形] タ ブの順にタッチします  $\overset{()}{\bigcirc}$ 。

または

 Eケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3秒間押したままにします
 (図 10-1 を参照)。

- **注意** ケーブルの損傷を防ぐために、圧ケーブルのゼロ点調整ボタンに過度の力 をかけないでください。
  - 5 圧タイプボタンで PAP が自動的に選択されます。
  - 6 取扱説明書に従い、TruWaveトランスデューサーの真上にある活栓のバルブ(通気口) の高さを患者の phlebostatic axis(中腋窩と第四肋間の交点)の位置に合わせます。
  - 7 活栓を開いて大気条件を測定します。圧は平らな線で表示されます。
  - 8 圧ケーブル上の物理的なゼロ点ボタン -0- を直接押し、3 秒間押したままにするか、

画面上の[ゼロ点]ボタン <sup>-0-</sup> にタッチします。ゼロ点調整が完了すると音が鳴 り、「ゼロ点調整されました」のメッセージおよび接続された圧ケーブルポートの 波形プロットの上に現在の時刻と日付が表示されます。

- 9 安定したゼロ点調整値を確認して、センサーが患者の肺動脈圧を測定できるように 活栓を回します。
- **10** 肺動脈でのカテーテル先端の正しい留置を補助するには、[Reference] ボタンに タッチしてください。現在の圧波形とさまざまなカテーテル先端位置の波形例の視 覚補助が表示されます。
- **11** [Home] アイコンにタッチし (1)、Swan-Ganz モジュールによるモニタリングに戻り ます。いつでもゼロ点&波形画面に戻って、PAP データを表示できます。

## 10.6 ゼロ点 & 波形画面



図 10-2 ゼロ点 & 波形画面

この画面はアクションメニューからアクセスでき、3つの主要機能があります。

- 1 圧を選択してセンサーをゼロ点調整する
- 2 圧信号を出力する
- 3 波形を確認する

## 10.6.1 圧の選択とセンサーのゼロ点調整

前述のように、[ゼロ点&波形] 画面の主な機能は、取り付けられた圧センサー/トランス デューサーをユーザーがゼロ点調整できることです。ユーザーは、圧ケーブルでモニタリン グを開始する前に、センサーをゼロ点調整する必要があります。

## 10.6.2 圧出力

[ゼロ点&波形] 画面では、ユーザーが接続された患者モニターに圧波形を出力することが できます。

- **1** HemoSphere 圧出力ケーブルをモニターの背面パネルにある圧出力ポートに差し込み ます。図 3-2 (56ページ)の③を参照してください。
- 2 必要な圧信号プラグを互換性のある患者モニターに接続します。
  - 動脈圧 (AP、赤)
  - 肺動脈圧 (PAP、黄)
  - 中心静脈圧(CVP、青)

選択したコネクターが完全に接続されていることを確認します。患者モニターの取扱説明書を参照してください。

- 3 患者モニターをゼロ点調整してください。
- 4 患者モニターに0mmHgの値が表示されていることを確認し、ゼロ点&波形画面の血 圧波形を送信してくださいパネルにある[確認]ボタンをタッチしてください。

5 血圧波形を送信してくださいアイコン をタッチして、患者モニターへの

圧信号出力を開始します。接続した患者モニターにリアルタイム波形が送信される と、「**設定完了**」メッセージが表示されます。

#### 10.6.3 波形確認

[ゼロ点&波形] 画面に、血圧波形が表示されます。この画面または連続リアル タイム血圧波形表示(*リアルタイム血圧波形ディスプレイ* 88 ページ参照)を使用 して、「フォルト: CO – 動脈圧波形を確認してください」に応じて動脈波形の品 質を評価します。このフォルトは、動脈圧の信号品質が不良か長すぎるときに発 生します。



縦軸には自動スケールされた平均血圧値±50mmHgが表示されます。

**侵襲モニタリングモードでの PAP のモニタリング**.ゼロ点&波形は、圧ケーブルと組み合わせて HemoSphere Swan-Ganz モジュールを使用する場合に、肺動脈圧(PAP)のモニタリングにも使用されます。PAP をモニタリングしながら、[Reference] ボタンにタッチして、さまざまなカテーテル先端位置の波形例の視覚補助を表示して、肺動脈における正しい配置を確認します。

**警告** HemoSphere アドバンスドモニタープラットフォームを脈拍計または血圧 計として使用しないでください。

11

## 静脈血オキシメトリーモニタリ ング

## 目次

| オキシメトリーケーブルの概要              |  |
|-----------------------------|--|
| 静脈血オキシメトリーの設定               |  |
| 体外キャリブレーション                 |  |
| 体内キャリブレーション                 |  |
| 信号品質インジケータ                  |  |
| オキシメトリーデータの再読み込み            |  |
| HGB アップデート                  |  |
| HemoSphere オキシメトリーケーブルのリセット |  |
| 新しいカテーテル                    |  |

## 11.1 オキシメトリーケーブルの概要

HemoSphere オキシメトリーケーブルは再使用可能な機器で、片方の端に HemoSphere アドバンスモニターを、もう片方の端に正規の Edwards 社製オキシメトリーカテーテルを接続します。HemoSphere オキシメトリーケーブルは非接触式デバイスであるため、通常の使用中に 患者に接触させてはなりません。オキシメトリーケーブルは反射分光測光法を使って静脈の 酸素飽和度を継続的に測定します。オキシメトリーケーブル内部の LED が、カテーテルの 遠位端まで光ファイバーを通じて光を伝送します。吸収光量、屈折光量、反射光量は、血液 中の酸素化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの相対量に応じて変化します。オキシメト リーカテーテルがこの光強度データを収集し、HemoSphere オキシメトリーケーブルによる 処理を経て、互換性のあるモニタリングプラットフォームに表示されます。表示されるパラ メータは、混合静脈血酸素飽和度(SvO<sub>2</sub>)、または中心静脈血酸素飽和度(SvO<sub>2</sub>)です。

## 11.2 静脈血オキシメトリーの設定

カテーテルの配置や使用に関する特別な指示、関連する警告、注意、注記については、使用 する各カテーテルの使用上の注意を参照してください。



使用上の注意包装から取り出す際は、ケーブルを丁寧にほどいてください。ケーブルを引っ 張ってほどかないでください。また、オキシメトリーケーブルのカテーテル接続部分にある エンクロージャードアが自由に動き、正しくラッチがかかることを確認してください。ドア が破損したり、開いていたり、欠損したりしている場合には、オキシメトリーケーブルを使 用しないでください。ドアが破損した場合は、Edwards テクニカルサポートまでご連絡くだ さい。

HemoSphere オキシメトリーケーブルは、モニタリングの前にキャリブレーションする必要 があります。組織オキシメトリーモニタリングの詳細については、「HemoSphere 組織オキシメ トリーモジュールのモニタリング」(181ページ)を参照してください。

HemoSphere オキシメトリーケーブルを HemoSphere アドバンスドモニターに接続します。以下のメッセージが表示されます。

オキシメトリーケーブルの初期化中、お待ちください

- 2 HemoSphere アドバンスドモニターの電源が入っていない場合は、電源スイッチを入れ、患者データの入力手順に従ってください。患者データ(112ページ)を参照してください。
- 3 カテーテルトレイの蓋部分を外して、光コネクターを露出させます。
- 4 カテーテルの「上部」側を上にして光コネクターをオキシメトリーケーブルに挿入し、エンクロージャーをパチンと音がするまで閉めます。



図 11-1 静脈血オキシメトリー接続概要

注記 図 11-1 に示すカテーテルの外観は一例です。実際の外観は、カテーテルの モデルによって異なる場合があります。

> HemoSphere アドバンスドモニターから HemoSphere オキシメトリーケーブ ルを抜くとき、あるいは、オキシメトリーケーブルからカテーテルを抜く ときは、必ず接続部を持って引いてください。ケーブルを引っ張ったり、 工具を使って取り外したりしないでください。

肺動脈および中心静脈カテーテルは、CF 形耐除細動装着部です。 HemoSphere オキシメトリーケーブルなどのカテーテルに接続される患者 ケーブルは、装着部を意図したものではなく、患者と接触することがあ り、IEC 60601-1 に従った関連装着部の要件を満たす必要があります。

**注意** オキシメトリーケーブルがしっかり安定していることを確認し、取り付け たカテーテルが不必要に動かないようにしてください。

 

 ¥告 HemoSphere オキシメトリーケーブル(装着部アクセサリー、耐除細動) を互換性のあるモニタリングプラットフォームに接続した場合に限り、 IEC 60601-1 に適合します。本書に記載されていない方法で外部機器を接続 する場合や、システムを構築する場合は、この規格を満たさないことにな ります。本書に記載されている方法で製品を使用しない場合は、患者やオ ペレータが感電する危険性が高まります。

> オキシメトリーケーブルの本体を布に包んだり、患者の皮膚に直接当てた りしないでください。表面が高温(最高 45 °C)になるため、放熱して内 部温度レベルを維持する必要があります。内部温度が上限を超えると、ソ フトウェアフォルトが発生します。

> いかなる形であっても、本製品を修理・分解・改造しないでください。修 理・分解・改造すると、患者さんやオペレータの安全、または製品の性能 に影響を及ぼすおそれがあります。

## 11.3 体外キャリブレーション

体外キャリブレーションは、カテーテルに同梱のキャリブレーションカップを用いて、 患者の体内にカテーテルを挿入する前に実行します。

注記 一度オキシメトリーケーブルを体外キャリブレーションまたは体内キャリブレーションすると、患者カテーテルに接続せずに静脈血オキシメトリーをモニタリングした場合に、フォルトまたは警告が発生する場合があります。

注意 体外キャリブレーションを実行する前に、カテーテル先端またはキャリブ レーションカップを濡らさないようにしてください。カテーテルおよび キャリブレーションキャップは、オキシメトリーの体外キャリブレーショ ンを正確にするため乾燥させておく必要があります。カテーテルルーメン は、必ず、体外キャリブレーションが終了してから フラッシュしてください。

> オキシメトリーのカテーテルを患者の体内に挿入した後に体外キャリブ レーションを行うと、キャリブレーション値が不正確になります。

1 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイルの[オキシメトリーキャリブレーション]アイコン

()にタッチするか、設定アイコン 🄅 →[臨床ツール]タブ 🧿 🛤 → - ル →

[**オキシメトリーキャリブレーション**]アイコン の順にタッチしてください。

- 2 [オキシメトリーキャリブレーション] 画面の上部で、[オキシメトリーの種類] を選択します。ScvO<sub>2</sub> または SvO<sub>2</sub> のいずれかを選択します。
- 3 [体外キャリブレーション] ボタンにタッチします。
- 4 [体外キャリブレーション] 画面で、患者さんのヘモグロビン(HGB) またはヘ マトクリット(Hct) を入力します。ヘモグロビンはキーパッドから g/dL または mmol/L のいずれかの単位で入力することができます。許容範囲については表 11-1 を参照してください。

| オプション        | 説明      | 選択範囲       |  |
|--------------|---------|------------|--|
| HGB (g/dL)   | ヘモグロビン  | 4.0 ~ 20.0 |  |
| HGB (mmol/L) |         | 2.5 ~ 12.4 |  |
| Hct (%)      | ヘマトクリット | 12 ~ 60    |  |

表 11-1 体外キャリブレーションのオプション

- 5 [キャリブレーション] ボタンにタッチし、キャリブレーションプロセスを開始し ます。
- 6 キャリブレーションが問題なく終了すると、次のメッセージが表示されます。 体外キャリブレーション OK-カテーテルを挿入してください
- 7 カテーテルの取扱説明書の記載どおりにカテーテルを挿入します。
- 8 [開始] ボタンにタッチします。キャリブレーションが成功すると、[オキシメト リーキャリブレーション]アイコン がグレーに変わります。

## 11.3.1 体外キャリブレーションエラー

HemoSphere アドバンスドモニターが体外キャリブレーションを実行できない場合、エラー ポップアップ画面が表示されます。

[体外キャリブレーション] ボタンにタッチして、オキシメトリーキャリブレーションプロ セスを繰り返します。 または

[取消] ボタンにタッチして、[オキシメトリーキャリブレーション] メニューに戻ります。

## 11.4 体内キャリブレーション

体内キャリブレーションを使用して、カテーテルを患者さんの体内に挿入した後にキャリブ レーションを実行します。

注記 このプロセスでは、認定職員が少量の血液(廃棄用)を採取した後、検査 室で処理するための血液サンプルを採取します。測定したオキシメトリー の値は CO オキシメーターから取得しなければなりません。

光学的な精度を得るため、少なくとも24時間ごとに体内キャリブレーションを実行する必要があります。体内キャリブレーション中は信号品質が表示されます。

SQI レベルが1または2の場合にのみキャリブレーションを実施してください。「信号品質インジケータ」(176ページ)を参照してください。

1 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイルの[オキシメトリーキャリブレーション]アイコン

()にタッチするか、設定アイコン 🏟 →[臨床ツール]タブ 💿 🔤 →

- [オキシメトリーキャリブレーション]アイコン **[**]の順にタッチしてください。
- 2 [オキシメトリーキャリブレーション] 画面の上部で、[オキシメトリーの種類] を選択します。ScvO<sub>2</sub> または SvO<sub>2</sub> のいずれかを選択します。
- **3** [体内キャリブレーション] ボタンにタッチします。

設定に失敗した場合、以下のメッセージのいずれかが表示されます。

注意:血管壁アーチファクトまたはカテーテルの楔入が検出されました。 カテーテルの位置を変更してください。 または

#### 注意:信号が不安定です。

4「血管壁アーチファクトまたはカテーテルの楔入が検出されました」または「信号が 不安定です」のメッセージが表示された場合は、表 14-19「静脈血オキシメトリー の警告」(248ページ)の記載内容に従って問題解決を試みてから、[再キャリブ レーション]ボタンにタッチしてベースラインの設定を再開します。

または

[次へ] ボタンにタッチして、採血に進みます。

- 5 ベースラインのキャリブレーションが完了したら、[**採取**] ボタンにタッチして、 血液サンプルを採取します。
- 6 血液サンプルをゆっくりと採取し(30秒以上で2mLまたは2cc)、COオキシメー ターによる定量分析のため検査室にサンプルを送ります。
- 7 検査値を受け取ったら、[HGB] ボタンにタッチして患者さんのヘモグロビン値を 入力し、g/dL、mmol/L、または [Hct] ボタンにタッチしてヘマトクリット値を入 力します。許容範囲については表 11-2 を参照してください。

| オプション        | 説明      | 選択範囲              |  |
|--------------|---------|-------------------|--|
| HGB (g/dL)   | ヘモグロビン  | 4.0 ~ 20.0        |  |
| HGB (mmol/L) |         | 2.5 <b>~</b> 12.4 |  |
| Hct (%)      | ヘマトクリット | 12 ~ 60           |  |

表 11-2 体内キャリブレーションのオプション

- 8 オキシメトリーの検査値を入力します(ScvO<sub>2</sub>または SvO<sub>2</sub>)。
- 9 [キャリブレーション] ボタンにタッチします。キャリブレーションが成功すると、 [オキシメトリーキャリブレーション]アイコンのがグレーに変わります。

## 11.5 信号品質インジケータ



信号品質インジケータ(SQI)は、カテーテルの状態と血管内での位置を基に信号品質を反映 します。組織オキシメトリーを測定中、信号の品質は近赤外光組織灌流の量に基づきます。 SQIバーのボックスは、オキシメトリーの信号品質レベルを基に示されます。SQIレベルは オキシメトリーのキャリブレーション完了後は2秒ごとに更新され、表 11-3 に記載されてい る4段階の信号レベルの1つが表示されます。

| SQI の記号 | 色 | 説明                              |
|---------|---|---------------------------------|
| att     | 禄 | 信号の状況はすべて最適です                   |
| all     | 禄 | 中等度に信号が低下していることを示します            |
| ••••    | 黄 | 信号品質の不良を示します                    |
| •11     | 赤 | 信号品質に1つ以上の点で深刻な問題がある<br>ことを示します |

表 11-3 信号品質インジケータのレベル

注記 HGB 値または Hct 値が入力されると、システムが自動的に他の値を算出し ます。両方の値が選択された場合は、直前に入力した値が確定されます。

血管内オキシメトリーでは、信号の品質が以下によって低下する場合があります:

- ・ 脈動(カテーテルの先端が楔入状態等)
- ・ 信号強度(カテーテルの曲がり、血栓、血液希釈等)
- 血管壁とカテーテルの間欠的接触

信号品質は体内キャリブレーションおよび HGB アップデート機能実行中に表示されます。 SQI レベルが 3 または 4 の場合にのみキャリブレーションを実施してください。SQI レベル が 1 または 2 の場合は、*静脈血オキシメトリーのエラーメッセージ*(247 ページ)を参照し て、問題を特定および解決してください。

注意 SQI 信号は、電気的外科装置の使用により干渉を受ける場合があります。 電気メスおよびケーブルは HemoSphere アドバンスドモニターから離れた 場所で使用し、可能であれば、電源コードは独立した AC 電源に接続して ください。信号不良の問題が継続する場合は、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にお問い合わせください。

## 11.6 オキシメトリーデータの再読み込み

[オキシメトリーデータの再読み込み]は、患者さんが HemoSphere アドバンスドモニターを 使わなくなった後に、オキシメトリーケーブルからデータを読み込む場合に使用できます。 これにより、その患者さんの最新のキャリブレーションを人口統計学的データと共に読み 込み、すぐにオキシメトリーモニタリングを実行することができます。この機能を使用する ためのオキシメトリーケーブル内のキャリブレーションデータは、24 時間未満のものでなけ ればなりません。

#### 注記 患者データが HemoSphere アドバンスドモニターに入力済みの場合は、シス テムキャリブレーション情報のみが読み込まれます。HemoSphere オキシメ トリーケーブルは、最新の患者データで更新されます。

- HemoSphere オキシメトリーケーブルに接続しているカテーテルと一緒に、 HemoSphere アドバンスドモニターからケーブルを取り外し、患者さんに付け替 えます。カテーテルはオキシメトリーケーブルから取り外さないでください。
- オキシメトリーケーブルが別の HemoSphere アドバンスドモニターに接続されている場合は、前の患者データを確実に消去してください。
- **3** 患者さんが移動したら、オキシメトリーケーブルを HemoSphere アドバンスドモニ ターに再度接続して、モニターの電源を入れます。

→[オキシメトリーキャリブレーション]アイコン の順にタッチしてください。

5 [オキシメトリーデータの再読み込み] ボタンにタッチします。

6 オキシメトリーケーブルデータが 24 時間未満に取得されたものである場合は、 [はい] ボタンにタッチして、読み込まれたキャリブレーション情報を用いてオ キシメトリーモニタリングを開始します。

または

[いいえ] ボタンにタッチして、体内キャリブレーションを実行します。

- 警告 [はい] にタッチしてオキシメトリーデータを読み込む前に、表示された データが現在の患者さんと一致することを確認してください。正しいオキ シメトリーキャリブレーションデータと患者の基本データが読み込まれな いと、正確な測定値が得られません。
- **注意** キャリブレーション中またはデータ読み込み処理中は、オキシメトリー ケーブルを取り外さないでください。
  - 7 [オキシメトリーキャリブレーション]メニューから、[体内キャリブレーション] ボタンにタッチして、ケーブルを再キャリブレーションします。 オキシメトリーケーブルで転送された患者データを確認するには、設定アイコン
     → [臨床ツール]タブ
     ● ■★ツール → [患者データ]アイコン の順にタッ チします。
- 注意 オキシメトリーケーブルが HemoSphere アドバンスドモニターから別の HemoSphere アドバンスドモニターに付け替えられている場合は、モニタ リング開始前に、患者さんの身長、体重、BSA が正しいことを確認してく ださい。必要に応じて患者データを入力し直してください。
- 注記 HemoSphere アドバンスドモニターのすべての日付と時刻が常に最新である ようにしてください。転送元の HemoSphere アドバンスドモニターの日付や 時刻が転送先の HemoSphere アドバンスドモニターと異なる場合は、以下の メッセージが表示されることがあります。 「オキシメトリーケーブルの患者データは24 時間以上経過しています-再キャリブレーションしてください」

システムの再キャリブレーションが必要な場合は、オキシメトリーケーブ ルのウォームアップに10分必要です。

## 11.7 HGB アップデート

[HGB アップデート] オプションを使用して、前回キャリブレーションを実行した際の HGB 値または Hct 値を調整します。アップデート機能は、以前にキャリブレーションを 実行したことがある場合か、キャリブレーションデータがオキシメトリーケーブルから 読み込まれている場合にのみ使用できます。





## 11.8 HemoSphere オキシメトリーケーブルのリセット

SQI レベルが継続して高い場合は、HemoSphere オキシメトリーケーブルのリセットを使用 します。オキシメトリーケーブルをリセットすることで、信号品質が安定する場合があり ます。ただし、トラブルシューティングで定義されているとおり、高い SQI を解決するた めの他のアクションを試みた後にのみリセットを行ってください。

注記 HemoSphere アドバンスドモニターでは、キャリブレーションを実行する 前や、オキシメトリーケーブルからキャリブレーションを読み込む前に、 オキシメトリーケーブルをリセットすることはできません。

1 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイルのグレーの[オキシメトリーキャリブレーション]アイ



- →[オキシメトリーキャリブレーション]アイコンの順にタッチしてください。
- 2 [オキシメトリーケーブルのリセット] ボタンにタッチします。
- 3 進捗バーが表示されます。オキシメトリーケーブルを取り外さないでください。

## 11.9 新しいカテーテル

患者さんに新しいカテーテルを使用するときは必ず、[新しいカテーテル]オプションを使 用してください。[新しいカテーテル]が確認されたら、オキシメトリーを再キャリブレー ションする必要があります。カテーテルの配置、キャリブレーションのタイプや使用に関す る特別な指示、関連する警告、注意、注記については、使用する各カテーテルの取扱説明書 を参照してください。

- 1 ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>パラメータタイルのグレーの[オキシメトリーキャリブレーション]アイ
  - コン [ にタッチするか、設定アイコン 🤅 →[ 臨床ツール] タブ 🧕 🛤 –ル
  - →[オキシメトリーキャリブレーション]アイコの順にタッチしてください。
- **2** [新しいカテーテル] ボタンにタッチします。
- **3** [はい] ボタンにタッチします。
# 12

# HemoSphere 組織オキシメト リーモジュールのモニタリング

#### 目次

| HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリング181                     | l |
|---|---|
| ForeSight Elite 組織オキシメーターの概要182                         | 2 |
| HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールと ForeSight Elite モジュールの接続方法18 | 7 |

## 12.1 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのモニタリング

ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール(FSM)は、組織酸素飽和度の絶対値を測定する非侵襲性デバイスです。血液は2種類の主な形態 – 酸素化ヘモグロビン(HbO<sub>2</sub>)と脱酸素化ヘモグロビン(Hb) – というヘモグロビンを含んでおり、さまざまな測定方法で、近赤外光を吸収するという原理に基づいて測定します。

センサーを取り付けた範囲の微小血管レベル(細動脈、細静脈、毛細血管)における、全へ モグロビンに対する酸素化ヘモグロビンの割合により、組織酸素飽和度(StO<sub>2</sub>)レベルが決 定されます。

%StO<sub>2</sub> = <u>酸素化ヘモグロビン</u> =  $\frac{HbO_2}{HbO_2 + Hb}$  × 100

FSM は、Edwards 社技術を用いて、無害な近赤外光(5つの正確な波長で)を、患者の皮膚 上のディスポーザブルセンサーを介して介在組織(頭皮、頭蓋骨など)および下層組織(脳 など)へ照射します。反射光は、最適な信号収集のためセンサー上に配置された検出器に よって補足されます。反射光を解析後、モジュールは組織酸素飽和度レベルを HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールとアドバンスドモニターへ絶対値として提供し、それまでの 値の図形表示を提供します。

パルスオキシメーターは動脈血酸素飽和度(SpO<sub>2</sub>)のみを反射し、操作には拍動を必要とします。一方、FSMは拍動のない状態でも測定し、脳、腹部、肢筋などのターゲット組織における酸素の供給と需要のバランス(StO<sub>2</sub>)を表示します。したがって、HemoSphere アドバンスドモニターの StO<sub>2</sub> 値は、総合的な組織酸素化状態を示し、ケアインターベンションを誘導するための直接的なフィードバックを提供します。



# 12.2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの概要

以下の図は ForeSight Elite モジュールの物理的機能の概要を示したものです。



図 12-1 ForeSight Elite 組織オキシメーターの正面図

| ① ホストコネクター | ③ モジュールケース   | ⑤ センサーケーブル  |
|------------|--------------|-------------|
| ② ホストケーブル  | ④ LED ディスプレイ | ⑥ センサーコネクター |

| 注記 | 組織オキシメトリーモジュールとセンサーケーブルはカットした状態で示             |
|----|---|
|    | しています。表 A-16(261 ページ )参照。LED ステータスインジケー       |
|    | ターの説明については、ForeSight Elite モジュールセンサーの通信(230ペー |
|    | ジ)を参照してください。                                  |

注意 ステータス LED が見にくい場所に ForeSight Elite モジュールを置くことは 避けてください。



図 12-2 ForeSight Elite 組織オキシメーターの後面図

| 注記 | ケースの後面図は、 | 本書では分かりやすいようにラベルがない状態で示し |
|----|-----------|--------------------------|
|    | てあります。    |                          |

#### 12.2.1 ForeSight Elite モジュール固定方法

ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール (FSM) は、固定クリップと共にパッケージ化 されています。

図 12-3 図 12-4 は、固定クリップとモジュールケースの取り付け部を示しています。



図 12-3 固定クリップ - モジュールスライドアタッチメント部



図 12-4 モジュールケース - 固定クリップアタッチメント部

#### 12.2.2 固定クリップの取り付け方法

固定クリップは FSM に対して垂直方向(代表的にはベッドレール - 図 12-5 参照)にも水平 方向(代表的にはポールマウント - 図 12-6 参照)にも取り付けられます。 固定クリップを垂直に取り付けるには:

1 モジュールの後面で、スロットと固定クリップスライドが向き合うように固定ク リップを配置します。

- 2 固定クリップ保持タブが垂直方向の固定クリップ保持溝にロックされるまで、固定 クリップをモジュールの上部の方にスライドさせてください。
- **注記** 固定クリップは、開口部を上向きにして取り付けるようには設計されていません。



#### 図 12-5 固定クリップの垂直方向への取り付け方法(進行中の図)

- 固定クリップを水平に取り付けるには:
  - **1** 固定クリップ保持タブが、モジュールに対して外に向くよう、左右どちらにでも固定クリップを配置します。
  - 2 固定クリップ保持タブが水平方向の固定クリップ保持溝にロックされるまで、固定 クリップをモジュールの後面にわたってスライドさせてください。

**注記** 固定クリップは、開口部を左右どちら向きにでも取り付けることができます。



#### 図 12-6 固定クリップの水平方向への取り付け方法

#### 12.2.3 固定クリップの取り外し方法

固定クリップをモジュールの後面から取り外すには(参照図 12-7 (186 ページ)): **1** 固定クリップ保持タブが溝から外れるまで優しく持ち上げてください。

| 注意 | 強い力を加えると保持タブが破損し、 | 患者、 | 近くにいる方、 | オペレータの |
|----|-------------------|-----|---------|--------|
|    | 上にモジュールが落下する危険があり | ます。 |         |        |

 注記 部品の交換に関する情報については、カバー内にテクニカルサポートの 番号が記載されています。正規の部品およびアクセサリーについては、 表 B-1(262ページ)を参照してください。 **2** 固定クリップが固定クリップスライドから外れるまで、固定クリップを固定クリップ保持タブの方向にスライドさせてください。



#### 図 12-7 固定クリップの取り外し方法

- 3 固定クリップをモジュールの後面から取り外してください。
- 注意 ForeSight Elite モジュールをいずれかのケーブルで持ち上げたり、引っ張ったりすることや、モジュールが患者、近くにいる方、オペレータの上に落下する危険のある場所にモジュールを置かないでください。
   ForeSight Elite モジュールを、シーツや毛布の下に置くことは避けてくださ

ForeSight Elite モジュールを、シークや毛布の下に直くことは避けてくたさい。モジュール周辺の空気の流れが遮られ、モジュールケースの温度が上昇し、怪我をします。

### 12.3 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールと ForeSight Elite モジュールの接続方法

HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールは、ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール(FSM) および ForeSight Elite (FSE) 組織オキシメトリーセンサーと互換性があります。 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールは標準モジュールスロットに適合しています。



図 12-8 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール接続の概要

注記 FSE センサーはタイプ BF 形耐除細動装着部です。センサーに取り付けられた ForeSight Elite モジュールなどの患者ケーブルは、装着部に使うのを意図したものではなく、患者と接触する可能性があるケーブルで、IEC 60601-1 に従った関連装着部の要件を満たす必要があります。

ForeSight Elite モジュールは心臓除細動中でも患者に取り付けたままにしてお くことができます。

組織オキシメトリーモジュールには、FSM 接続ポート用の ESD カバーが付属しています。初めてシステムを使用するときにカバーを取り外した後に保管して、ポートを使用していないときに電気的接続ポイントを保護するために使用することをお勧めします。

 Pere 組織オキシメトリーモジュール(装着部による接続、耐除細動)を互換性のあるモニタリングプラットフォームに接続した場合に限り、IEC 60601-1 に適合します。本書に記載されていない方法で外部機器を接続する場合や、システムを構築する場合は、この規格を満たさないことになります。本書に記載されている方法で製品を使用しない場合は、患者やオペレータが感電する危険性が高まります。

取り付ける前に、すべての ForeSight Elite モジュールケーブルに損傷がない ことを確かめてください。何らかの破損を確認した場合、修理または交換 されるまで、そのモジュールは絶対に使用しないでください。Edwards テ クニカルサポートに連絡してください。損傷した部品によりモジュールの 性能が悪化するリスクや安全上の問題があります。

患者間での汚染の機会をなくすため、ForeSight Elite モジュールとケーブル を各症例後に清掃してください。

汚染や交差感染のリスクを減らすため、モジュールやケーブルが血液やその他の体液によって著しく汚染された場合は消毒してください。ForeSight Elite モジュールやケーブルを消毒できない場合、修理、交換、または廃棄 してください。Edwards テクニカルサポートに連絡してください。

ForeSight Elite モジュール内のケーブルアセンブリの内部部品の損傷リスク を減らすため、強く引っ張ったり、折り曲げたり、その他の負荷をモ ジュールケーブルにかけることは避けてください。

いかなる形であっても、本製品を修理・分解・改造しないでください。修 理・分解・改造すると、患者さんやオペレータの安全、または製品の性能 に影響を及ぼすおそれがあります。

- **注意** モジュールをスロットに押し込まないでください。モジュールに均等な力 をかけて、カチッと音がするまで差し込んでください。
  - 電源ボタンを押して、HemoSphere アドバンスドモニターの電源を入れます。すべての機能にタッチパネルからアクセスします。
  - 2 方向が間違っていないことを確認したら、ForeSight Elite モジュール (FSM) ホスト ケーブルを組織オキシメトリーモジュールに差し込みます。各組織オキシメトリー モジュールには、最大2つの ForeSight Elite モジュールを接続できます。
- 注記 ホストケーブルは一方向しか接続できません。一度接続ができなければ、 コネクターを回転させてもう一度差し込んでください。

HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールから ForeSight Elite モジュール ホスト通信ケーブルを抜く場合、ケーブルを引っ張らないでください。モ ニターから HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールを取り外す必要が ある場合は、解除ボタンを押してラッチを解除し、モジュールを引き出し てください。 ホストケーブル接続が完了すると、チャネル 1、チャネル 2 ステータス LED が点灯 します。グループステータス LED も点灯し、モジュールチャネルがグループ A (挿入された組織オキシメトリーモジュールのポート A に接続)またはグループ B (挿入された組織オキシメトリーモジュールのポート B に接続)であることを表し ます。



#### 図 12-9 ForeSight Elite モジュールステータス LED

- 3 [同じ患者で継続] ボタンを選択するか、[新規患者] ボタンを選択して新しい患者 データを入力します。
- 4 対応する ForeSight Elite (FSE) センサーを ForeSight Elite モジュール (FSM) に接続します。各 FSM には、最大 2 つの FSE センサーを接続できます。使用可能なセンサー場所は表 12-1 に一覧表示しています。適切なセンサーの装着法については、患者へのセンサーの取り付け方法(191ページ)および FSE センサーの取扱説明書を参照してください。
- 5 [モニタリングモードの選択] 画面で、侵襲性または低侵襲性モニタリングモード ボタンのうち該当する方を選択します。
- 6 [モニタリングを開始] にタッチします。

| 記号<br>(右) * | 記号<br>(左) * | 成人 (≥40 kg) 解剖学<br>的位置(センサーサ<br>イズ) | 小児 (<40 kg) 解剖学<br>的位置(センサーサ<br>イズ) |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>9</b>    | •           | 脳(大)                                | 脳(中/小)                              |
| Ŕ           | Ŕ           | 肩(大)                                | N/A                                 |
| <u>*</u>    | X           | アーム(大)                              | N/A                                 |

#### 表 12-1 組織オキシメトリーセンサーの場所

| 記号<br>(右)*  | 記号<br>(左)* | 成人 (≥40 kg) 解剖学<br>的位置(センサーサ<br>イズ) | 小児(<40 kg) 解剖学<br>的位置(センサーサ<br>イズ) |  |  |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Ŕ   |            |                                     | 脇腹/腹部(中/小)                         |  |  |
|   |            | N/A                                 | 腹部(中/小)                            |  |  |
| *   |            | 下肢 – 大腿四頭筋(大)                       | 下肢 – 大腿四頭筋(中)                      |  |  |
| Ż   | ₥          | 下肢 – ふくらはぎ<br>(腓腹筋または脛骨、大)          | 下肢 – ふくらはぎ<br>(腓腹筋または脛骨、中)         |  |  |
| * 記号はForeSight Elite モジュールグループチャネルに基づいて色分けされています。<br>緑がチャネルA、青(図)がチャネルB です。 |            |                                     |                                    |  |  |

表 12-1 組織オキシメトリーセンサーの場所 (続き)

- 7 StO<sub>2</sub>が現在のキーパラメータになっていない場合、いずれかのパラメータタイル内に表示されているパラメータラベルにタッチして、タイル設定メニューからキーパラメータとして StO<sub>2</sub> <Ch>を選択します。ここで <Ch>はセンサーチャネルです。 チャネルオプションには、FSM A については A1 および A2、FSM B については B1 および B2 があります。
- 8 チャネルはパラメータタイルの左上に表示されます。パラメータタ イルの患者の図 してください。
- 9 患者モニタリングモード:成人 ↓ または小児 ↓ を選択します。
- 注記 センサーモード選択は、患者が入力した体重に基づいて自動的に選択され ます。成人センサーモードは 40 kg 以上ある体重の患者に対して設定され ています。
  - 10 センサーの解剖学的位置を選択します。使用可能なセンサーの場所については、 表 12-1 を参照してください。センサーの場所は HemoSphere 組織オキシメトリー接 続ポートに基づいて色分けされています:
    - 緑:FSM が HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのポート A に接続されている場合のセンサーの場所
    - 青:FSM が HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールのポート B に接続されている場合のセンサーの場所

#### 12.3.1 患者へのセンサーの取り付け方法

このセクションでは患者モニタリングの準備方法について説明します。患者へのセンサーの取り付け方法についての詳細は、ForeSight Elite センサーパッケージに同梱された取扱説明書を参照してください。

#### 12.3.1.1 センサー設置部位の選択

患者の安全確保と正しいデータ収集のために、センサー設置部位を選択する際には次のこと を考慮してください。

警告 センサーは滅菌されていないため、擦過傷、亀裂、裂傷のある皮膚には使用しないでください。デリケートな皮膚がある部位にセンサーを使用する場合には注意を要します。センサー、テープ、圧力をそのような部位に用いると、循環状況が悪化したり皮膚の完全性が損なわれたりします。

灌流状況が悪い組織の上にセンサーを配置しないでください。最適な接着のため、ざらざらした皮膚表面は避けてください。センサーを、腹水、蜂 巣炎、気脳症、浮腫のある部位の上に配置しないでください。

電気メスを用いた処置を行う場合、望ましくない火傷をさけるため、セン サーと電気メスの電極は可能な限り離して配置してください。少なくとも 15 cm(6 インチ)離すことが推奨されます。

**注意** 頭髪密度が高い部位にセンサーを配置しないでください。

センサーは、清潔で乾燥した肌に平らに置いてください。センサーと皮膚 の良好な接触を妨げるようないかなる細片、ローション、油、粉末、発 汗、頭髪も、収集データの有効性に影響し、アラームメッセージが表示さ れることがあります。

注記 皮膚の色素沈着は収集データの有効性に影響しません。ForeSight Elite モ ジュールは皮膚の色素沈着に対して自動的に補正を行います。

選択した組織の位置を触診または視診できない場合、超音波やX線を用いて確認することが推奨されます。

表 12-2 患者モニタリングモード、患者の体重、体の部位に基づくセンサーの選択ガイドラインを示します。

|           |      |         | 部位           |              |              |              |              |
|-----------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 患者<br>モード | センサー | 体重      | 脳            | 脇腹           | 腹部           | 下肢           | 上腕 /<br>三角筋  |
| 成人        | 大型   | ≥ 40 kg | $\checkmark$ | $\checkmark$ |              | $\checkmark$ | $\checkmark$ |
| 小児        | 中    | ≥ 3 kg  | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |              |
| 小児        | 小型   | < 8 kg  | $\checkmark$ |              |              |              |              |
| 新生児       |      | < 5 kg  | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |              |              |
| 小児        | 小、   | < 8 kg  | $\checkmark$ |              |              |              |              |
| 新生児       | 非粘着性 | < 5 kg  | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |              |              |

表 12-2 センサー選択マトリックス

注記

現在の患者モニタリングモードに不適切なサイズのセンサーを接続する と、チャネルがステータスバーに警告を表示します。これが接続されてい る唯一のセンサーである場合、モードを切り替えるように求められる場合 があります(成人または小児)。

選択した体の部位に不適切なサイズのセンサーを接続すると、チャネルが ステータスバーに警告を表示します。これが接続されている唯一のセン サーである場合、異なる部位を選択するか、異なるサイズのセンサーを使 用するよう求められる場合があります

PoreSight Elite モジュール用の Edwards 社製正規アクセサリーのみを使用してください。Edwards 社製アクセサリーは患者の安全性を保証し、ForeSight Elite モジュールの完全性、正確性、電磁互換性を維持します。Edwards 社のものではないセンサーを接続すると、適切な警告がチャネルに表示され、StO2 が記録されません。

センサーは患者ごとに使い捨て、再生しないよう設計されており、セン サーの再利用には交差汚染または交差感染のリスクがあります。

患者ごとに新しいセンサーを使用し、使用後は廃棄してください。廃棄については、それぞれの病院および施設の方針に従ってください。

センサーが何らかの形で損傷していると見られる場合、絶対に使用しない でください。

センサーパッケージを常にお読みください。

#### 12.3.1.2 センサー設置部位の準備

患者にセンサーを設置するための皮膚の処置:

1 センサーを設置する範囲の皮膚が清潔で、乾燥しており、傷がなく、粉末、油、 ローションがついていないことを確認してください。

- 2 必要であれば、選択した場所の皮膚を剃毛してください。
- 3 適切な洗浄剤を用いて、センサー設置部位を優しく洗浄してください。 大および中センサーのパッケージにはアルコールパッドが付属しています。新生児 または脆弱な皮膚にアルコールパッドを使用しないでください。 皮膚の弱い患者や浮腫のある患者には、センサーの下にテガダームやメピテルを使 用することもできます。
- 4 センサーを貼り付ける前に皮膚を完全に乾燥させてください。

#### 12.3.1.3 センサーの貼り付け方法

- 1 適切なセンサーを選び(表 12-2(192ページ)参照)、パッケージから取り出します。
- 2 センサーから保護ライナーを剥がし、廃棄します(図 12-10)。



図 12-10 センサーから保護ライナーを剥がす方法

**注記** 非粘着性小センサーを使用する場合、センサーバンドの長さを測って患者 に合うようカットしてください。

- 患者からセンサーバンドを取り外して短くします。患者に貼り付けた状態でセンサーバンドをカットすることや、センサーの他の部分をカットすることはしないでください。
- 印刷側を外側に向けてセンサーバンドを患者に取り付けます。
- 乳児に圧力がかかるおそれがありますので、センサーバンドを締めすぎないでください。

3 患者の選択した場所にセンサーを貼り付けてください。

**頭部への使用**図 12-11: 眉の上、生え際の直下でセンサーが直線上に整列する部位 を選択します。



図 12-11 センサーの配置(頭部)

**頭部以外への使用**図 12-12:目的の骨格筋組織への理想的なアクセスができる部位 を選択します(筋肉が触診できない場合、脂肪や浮腫が多い場合があります)。

- 上腕:三角筋(肩)、二頭筋(上腕)、腕橈骨筋上にセンサーを配置してください。
- 下肢:四頭筋(大腿)、腓腹筋(ふくらはぎ)、脛骨筋(ふくらはぎ)上にセンサーを配置してください。センサーをコネクターで足に取り付けます。
- 脇腹/腹部:広背筋(脇腹)、外斜(腹部)筋上にセンサーを配置してくだ さい。



図 12-12 センサーの配置(頭部以外)

**注記** 筋肉組織をモニタリングする場合は、選択した筋肉床の中心にセンサーを 配置してください(図のように、下腿の上半分の中央など)

> 著しく萎縮した筋肉床には、モニタリングに十分な組織がない場合があり ます。

> 四肢の血管閉塞をモニタリングする場合、関係する四肢の両方、かつ対向 する四肢の同じ位置にセンサーを配置してください。

- 警告 センサーを取り付けるときは細心の注意を払ってください。センサー回路 は導電性のため、EEG またはエントロピーモニター以外の接地された導 電性部品と接触させないでください。このような接触により患者の絶縁性 がブリッジされ、センサーによる保護が解除されます。
- 警告 センサーを適切に貼り付けないと、正しく測定できない場合があります。 センサーの貼り付け不良または部分剥がれにより、酸素飽和度が過大また は過小に読込まれる場合があります。

患者の体重がかかる場所にセンサーを配置しないでください。長時間圧力 がかかることにより(センサーをテーピングしたり、患者がセンサー上に 横たわるなど)、重量がセンサーから皮膚に移行し、皮膚に怪我を負った り、センサー性能が減少することがあります。

センサー部位は、不十分な接着、循環、および皮膚完全性のリスクを下げるために、少なくとも12時間ごとに点検する必要があります。循環状態および皮膚完全性が損なわれた場合、センサーを異なる部位に貼り付けてください。

#### 12.3.1.4 センサーをケーブルに接続する方法

- 1 ForeSight Elite モジュールが組織オキシメトリーモジュールに接続されており、セン サーが患者の皮膚に正しく配置されていることを確認してください。
- **2** ケーブルが引っ張られて患者から離れないよう、センサーケーブル上のクリップを お使いください。
- 警告 2人以上の患者に ForeSight Elite モジュールを接続しないでください。これにより、患者の絶縁性が損なわれ、センサーにより提供される保護がキャンセルされる場合があります。

注意 高輝度のシステムがセンサーの近赤外光の検出と干渉する場合があるため、 LED ライトでの設定を使用する場合、センサーはセンサーケーブルと接続す る前に遮光器で覆う必要があります。

> ForeSight Elite モジュールをいずれかのケーブルで持ち上げたり、引っ張った りすることや、ForeSight Elite モジュールが患者、近くにいる方、オペレータ の上に落下する危険のある場所にモジュールを置かないでください。

**3** センサーコネクターをセンサーケーブルコネクターの前に配置し、互いのマークが 一直線になるようにします(図 12-13)。



図 12-13 センサーをプリアンプケーブルに接続する方法

- 4 センサーコネクターをセンサーケーブルコネクターにカチッと音がするまで真っ直 ぐに優しく挿入します。
- 5 センサーがコネクターに完全に挿入されたことを確かめるため、センサーを優しく 引き戻します。
- 6 センサーが完全に挿入されたら、ForeSight Elite モジュール(FSM)のチャネルス テータス LED インジケーターが、白から緑に変わることを確認してください。
   図 12-14 を参照してください。



図 12-14 センサーをプリアンプケーブルに接続する方法

**注意** 患者モニタリングが始まったら、最初の StO<sub>2</sub> 再計算を避けるため、セン サーを取り替えたり、10 分以上センサーとの接続を切ったりしないでくだ さい。

注記 新規患者のモニタリング開始後、FSM がセンサーデータを正しく読み取れ ない場合は、センサーが患者に正しく貼り付けられているか確認するため のメッセージがステータスバーに表示される場合があります。

> センサーが患者に正しく接着していることと、メッセージが消えモニタリ ングが開始されることを確認してください。

#### 12.3.2 モニタリング後のセンサーの取り外し方

患者のモニタリングが終わったら、ForeSight Elite センサーパッケージに含まれる説明書に記載 されているように、センサーを患者から取り外し、センサーケーブルからセンサーを取り外す 必要があります。

#### 12.3.3 モニタリングについての考察

#### 12.3.3.1 除細動中のモジュール使用

警告 本モジュールは患者の安全性を促進するよう設計されています。すべての モジュールパーツは「BF形の耐除細動形」であり、除細動放電の影響から保護され、患者に取り付けたままにしておくことができます。モジュー ルの読み取りは除細動使用中および20秒経過後までは不正確な場合があ ります。

この装置を除細動器と一緒に使用する場合、取り外す必要はありませんが、心臓除細動器の影響から適切に保護するには、Edwards 社正規のセンサーのみを使用してください。

除細動中の患者に接触しないでください。重大な怪我や死亡につながる恐 れがあります。

#### 12.3.3.2 干涉

**注意** 電気手術装置のような強い電磁気源の存在下では、測定に影響が出てしまい、そのような装置の使用中は、測定が不正確になる場合があります。

カルボキシヘモグロビン (COHb) またはメトヘモグロビン (MetHb) レ ベルの上昇は、不正確で誤った測定につながる場合があり、通常の血管内 色素沈着を変化させるような血管内色素や色素を含んだ物質も同様です。 測定の正確性に影響を与え得るその他の要因の例には、ミオグロビン、異 常ヘモグロビン症、貧血、皮下の血だまり、センサー経路上の異物による 干渉、ビリルビン血症、外部から適用した着色 (タトゥー)、高レベルの Hgb または HCt、母斑などが挙げられます。

高輝度のシステムがセンサーの近赤外光の検出と干渉する場合があるため、LED ライトでの設定を使用する場合、センサーはセンサーケーブルと接続する前に遮光器で覆う必要があります。

#### 12.3.3.3 StO<sub>2</sub> 値の干渉

警告 モニターに表示された値の精度に疑問がある場合、別の方法を使って患者のバイタルサインをチェックしてください。患者モニタリング用のアラームシステムの機能は、定期的に、および製品の完全性に疑問が生じた際には都度確認してください。

ForeSight Elite モジュールの操作のテストは、HemoSphere サービスマニュ アルに記載されているように、最低 6ヶ月に一度は実施してください。従 わない場合、怪我につながる場合があります。モジュールが応答しない場 合、点検や修理、または交換されるまで、絶対に使用しないでください。 カバー内のテクニカルサポートへの連絡情報を参照してください。

**注記** 患者が完全な両側性外頚動脈(ECA)閉塞を起こしている場合は、測定値 が予想よりも低くなる場合があります。

表 12-3 は、FSM に関連した検証方法をまとめています。

| 患者集団   | ForeSight<br>センサー | 頭部リファ<br>レンス                              | 頭部以外のリ<br>ファレンス                                  | タイプ測定  | 対象の体重範囲  |
|--|-------------------|---|--|--|----------|
| 成人   | 大型                | Co- オキシ<br>メトリー<br>頸静脈球および<br>動脈血<br>サンプル | 中心静脈および<br>動脈血サンプル<br>の Co- オキシメ<br>トリー          | シングル<br>ポイント   | ≥ 40 kg  |
| 小児 - 青年、<br>子ども、乳児、<br>新生児                       | <b>中</b>          | Co- オキシメ<br>トリー<br>内頸静脈<br>および<br>動脈血サンプル | 中心静脈および<br>動脈血サンプル<br>の Co- オキシ<br>メトリー          | シングルポ<br>イント   | ≥ 3 kg   |
| 小児 - 青年、<br>子ども、乳児、<br>新生児                       | 小型                | 内頸静脈および<br>動脈血サンプル<br>の Co- オキシメ<br>トリー   | 中心静脈および<br>動脈血サンプル<br>の Co- オキシメ<br>トリー          | シングルポ<br>イント   | 3 ~ 8 kg |
| 小児 - 新生児<br>(正産児、未熟<br>児、低出生体重<br>児、超低出生体<br>重児) | 小型                | FORE-SIGHT<br>MC3010 <sup>1</sup>         | 臍静脈およびパ<br>ルスオキシメト<br>リーサンプルの<br>Co- オキシメト<br>リー | 2 分間枠で平均<br>化した StO <sub>2</sub><br>データ <sup>2</sup> | < 5 kg   |

表 12-3 StO2 検証方法

<sup>1</sup>他の ForeSight Elite 検証研究とは異なり、この頭部の検証研究は侵襲性測定を含みません。 その理由は、ごく小さな患者に内頸静脈カテーテルを挿入する承諾を得ることは、医療機 関にとって難しい問題だからです。

<sup>2</sup>StO<sub>2</sub>データは、正産児、未熟な低出生体重児(LBW)、超低出生体重児(VLBW)の新生 児に対する、2分間枠で平均化しました。その理由は次の通りです:1)未熟なLBW およ びVLBWの新生児の血行力学は正常な出生体重新生児と比べて不安定なため、体位変換や 接触することによるStO<sub>2</sub>の急峻な変化の影響を減少するため。2)FORE-SIGHT MC3010 およびForeSight Elite センサーの測定、または頭部や特定の腹部位置にて一度にセンサーを 一つだけ取り付けられるような最も小さい新生児に対し、名目上同時に複数の腹部位置に わたった測定を可能にするため。

#### 12.3.4 皮膚チェックタイマー

組織オキシメトリーセンサー部位は、不十分な接着、循環、および皮膚完全性のリスクを下 げるために、少なくとも12時間ごとに点検する必要があります。皮膚チェックリマイン ダーはデフォルトで、12時間ごとにリマインダーを表示します。このリマインダーの間隔は 修正できます。

- **1** StO<sub>2</sub>パラメータタイル (どこでもよい) → [センサーの位置] タブ  $t \to t \to t \to 0$  の 順にタッチします。
- 2 皮膚チェックリマインダーの値のボタンをタッチし、皮膚チェック通知間の時間間 隔を選択します。次の選択肢があります:2時間、4時間、6時間、8時間、12時間 (デフォルト)。
- 3 タイマーをリセットするには、皮膚チェックリマインダーの値ボタンからリセット を選択してください。

#### 12.3.5 平均時間の設定

モニタリングデータポイントをスムーズにするために使用される平均時間は、調整できま す。平均時間が速くなると、不規則なまたはノイズの多いデータポイントのフィルタが制限 されます。

- **1** StO<sub>2</sub>パラメータタイル (どこでもよい)  $\rightarrow [ センサーの位置 ] タブ センサーの位置 ] の 順にタッチします。$
- 2 平均化の値のボタンをタッチし、皮膚チェック通知間の時間間隔を選択します。次の選択肢があります:ゆっくり、普通(デフォルト)、速い。

#### 12.3.6 信号品質インジケータ

組織オキシメトリー用に設定済みのパラメータタイルに表示された信号品質インジ ケータ(SQI)は、近赤外光組織灌流の量に基づく信号品質の反映です。信号品質インジ ケータ(176ページ)を参照してください。

#### 12.3.7 組織オキシメトリーフィジオビュー画面

HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールでモニタリングしている間、3つの追加フィジオ ビュー画面を使用して場所固有の組織オキシメトリー値と心臓血管系の間の相互作用を表示 します。これら3つの表示は、以下の図 12-15に表示されています。組織オキシメトリーモ ジュールでモニタリングしている間、デフォルトのフィジオビュー画面は組織オキシメト リー表示で、図 12-15に最初に表示されます。心臓にタッチして、フィジオビュー画面(91 ページ)で説明したメインフィジオビュー画面を表示します。組織オキシメトリービューに 戻るには、拡大鏡にタッチします。



組織オキシメトリー 脳オキシメトリー/心臓血管 脳オキシメトリー

#### 図 12-15 組織オキシメトリーフィジオビュー画面

**組織オキシメトリー**このビューには、脳センサー部位を含め、モニタリング組織オキシ メトリー値、およびフィジオビュー画面(91ページ)で説明したメインフィジオ ビュー画面に映し出されたモニタリング用心臓血管パラメータが示されます。他の フィジオビュー画面を表示しているとき、拡大鏡にタッチしてこの画面に戻ります。

**脳オキシメトリー/心臓血管**このビューは、可能な場合、モニタリング脳オキシメト リー値を付けたメインフィジオビュー画面に似ています。組織オキシメトリーフィジ オビュー画面で心臓と脳の間にタッチして、このビューを表示します。

**脳オキシメトリー**脳オキシメトリービューには、設定済み脳センサー用の組織オキシメ トリー値が表示されます。組織フィジオビュー画面の [脳] にタッチして、この ビューを表示します。

# 拡張機能

注意

#### 目次

| Acumen 低血圧発生予測指数(HPI) ソフトウェア機能 | 1 |
|--------------------------------|---|
| パラメータ追跡機能の強化                   | 9 |
| 輸液反応性テスト                       | 2 |

### 13.1 Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)ソフトウェア機能

橈骨動脈カテーテルに接続された Acumen IQ センサーを使用しながら Acumen 低血圧発生予 測指数(HPI)ソフトウェア機能が有効になっている場合、患者さんに低血圧イベントおよ び関連する血行動態が発生する可能性があることを医師に知らせます。低血圧イベントは、 平均動脈圧(MAP) <65 mmHg が1分間以上続く状態と定義されます。提示された測定値の 精度は、橈骨動脈ラインが安定している(減衰していない)、接続された動脈ライン圧セン サーがきちんと調整されて適切にゼロ点調整され、患者基本データ(年齢、性別、身長およ び体重)がデバイスに正確に入力されているなど、複数の要素に基づきます。

**注意** HPI パラメータの有効性は橈骨動脈の圧波形データを使って確立されています。その他の場所(大腿など)からの動脈圧を使った HPI パラメータの有効性は評価されていません。

Acumen HPI 機能は、手術患者、ないしは非手術患者で、かつ高度な血行動態モニタリング を受けている患者に使用します。Acumen HPI 機能を使用することによる追加の量的情報はあ くまで参考用のみであり、治療決定は Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)パラメータにの み基いて行うべきではありません。

使用上の注意.65 mmHg 未満の平均動脈圧(MAP)値が個人の患者にとって重要でないと医師が判断した場合、医師はパラメータ設定メニューから HPI 機能を完全に無効化することを 選択するか、サブスクリーンに表示された情報が有用な場合、アラーム/ターゲット画面で HPI アラームを消音することができます。

- 以下の要因により、FT-CO 測定値が不正確になる可能性があります。
  - 不適切なゼロ点調整、センサー/トランスデューサーの高さ調整が不適切
  - 圧ラインの過剰減衰または過小減衰
  - 血圧に過剰な変化がある。BP が変化する原因となるいくつかの状況、 次を含むがそれに限定されない:
    - \* 大動脈内バルーンポンプ



- 動脈圧が不正確、または大動脈圧を反映していないと思われる 臨床的状態:次を含むがそれに限定されない:
  - \* 橈骨動脈の圧波形が不整になるような極度の末梢血管収縮 \* 肝臓移植後にみられるような亢進状態
- 患者の過度の体動
- 電気メスまたは電気的外科装置による干渉

大動脈弁逆流は、弁の疾患の程度および左室への逆流により喪失した血液量 によって、計算される1回拍出量/心拍出量の推定量が多くなる場合があり ます。

Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) はすべてのモニタリング画面でキーパラメータとして設定 できますが、0~100の整数値として表示され、値が大きい場合、低血圧イベントの確率が 高いことを示します。さらに、Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) ソフトウェアは、3 つの設 定可能な追加パラメータである dP/dt、Ea<sub>dyn</sub> および PPV を提供しますが、SVV と併用する ことでプリロード反応性 [SVV または PPV]、コントラクティリティー [dP/dt]、およびアフ ターロード [Ea<sub>dyn</sub>] に基づいて判断を下すことができます。SVV、dP/dt、および Ea<sub>dyn</sub> につい ては、Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) (203 ページ)、HPI サブスクリーン (209 ページ)、 および 臨床適用 (211 ページ) を参照してください。

Acumen HPI ソフトウェアを有効にするには、機能管理画面にアクセスするパスワードの入 力が求められますので、ここでアクティベーションキーを入力する必要があります。この拡 張機能の有効化については、最寄りの Edwards の担当者にお問い合わせください。

他のモニタリングパラメータと同様、HPI 値は 20 秒ごとに更新されます。HPI 値が 85 を超 過すると、高優先度のアラームが発動されます。HPI 値が 2 回の測定(合計 40 秒)で連続 85 を超過した場合、HPI 非常警告ポップアップが画面に表示され、患者の血行動態を確認す るよう推奨されます。血圧低下に関連する血行動態情報は、HPI サブスクリーンで見ること ができます。その情報には、複数のキーパラメータ(MAP、CO、SVR、PR、SV など)に加 えて、プリロード、コントラクティリティー、アフターロードに関する、より高度のインジ ケータ(SVV または PPV、dP/dt、Ea<sub>dyn</sub>)が含まれます。さらに、患者の血行動態は、SVV、 PPV、CO、および SVR などのキーパラメータの現行設定を確認することによっても評価で きます。

Acumen HPI 機能が有効になると、ユーザーは Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) をキーパラ メータとして設定し、情報バーでの表示、または非表示を選択することができます。dP/dt、 Ea<sub>dvn</sub>、および PPV もキーパラメータとして設定できます。

パラメータ設定に関する情報については、「キーパラメータとしての HPI」、「情報バーの HPI」セクションを参照してください。*キーパラメータとしての HPI*(204 ページ)および*情報バーの HPI*(207 ページ)を参照してください。

表 13-1 に記載されているように、HPIのアラームおよび警告機能は HPI で選択した表示オ プションによって異なります。

| 表示オプション | アラーム音と視覚アラーム | 警告ポップアップ |
|---------|--------------|----------|
| キーパラメータ | はい           | はい       |
| 情報バー    | いいえ          | はい       |
| 非表示     | いいえ          | いいえ      |

表 13-1 HPI 表示設定

HPIは(心拍出量などのように)ターゲット範囲が選択可能な生理的パラメータではなく、 生理状態の見込みであるため、他のモニタリングパラメータとは異なり HPI アラーム制限は 調整不可能です。アラーム制限はソフトウェアでユーザーに表示されますが、アラーム制限 を変更するコントロールは無効です。HPI パラメータのアラーム制限(赤いアラーム範囲の 場合は 85 超)は固定値であり、変更できません。

HPI 値が 85 超(赤いアラーム範囲)であるときにユーザーに示される視覚的および聴覚的 合図は、動脈圧波形と患者基本情報や、低血圧および非低血圧エピソードに付けられた遡及 的注釈により開発されたデータ主導モデルのアプリケーションの複数の変数に由来します。 HPI アラーム制限は、表 D-4(272ページ)および表 13-2(204ページ)に記載されていま す。アラーム閾値である 85のアルゴリズム性能特性は、臨床評価セクションの表 13-9に記載されています。

パラメータ dP/dt、Ea<sub>dyn</sub>、および PPV はキーパラメータとして設定できます。PPV と dP/dt は他のモニタリングパラメータと同様に機能しますが、Ea<sub>dyn</sub> はアラーム可能なパラメータ ではありません。Ea<sub>dyn</sub> についてはアラーム/ターゲット範囲がなく、ターゲットステータ スインジケータは常に白く表示されます。Ea<sub>dyn</sub>のグラフトレンドプロットで、参照用に値 0.8 には点線が表示されます。

#### 13.1.1 Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI)

HPI 値は 20 秒ごとに更新され、低血圧イベントが生じる可能性を 0 ~ 100 のパーセント値で 表示します。パーセンテージが高いほど低血圧イベント(MAP が少なくとも 1 分間 65 mmHg 未満)が生じる可能性が高くなります。

HPI パラメータでは、モニタリングの最初 10 分間のデータを使って「基本値」を確立しま す。そのため、この最初 10 分間のデバイス性能は異なる可能性があります。表 13-2 は、HPI グラフ表示要素(トレンドライン、ダイヤルセグメント [コックピット表示]、アラーム音、 およびパラメータ値 [タイル表示])の詳しい説明や解釈を提供し、さらに HPI がキーパラ メータとして設定されるときのユーザーのアクションを推奨します。

警告 患者の治療に Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) のみを使用することはしないでください。治療を開始する前に患者の血行動態を確認することが推奨されます。

| HPI 值                             | グラフ表示要素         | アラーム音         | 一般的解釈  | 推奨されるユーザーのアクション   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|---|
| HPI ≤ 85                          | 白               | なし            | 患者の血行動態は、低血圧発生する可能性が<br>低~中程度あることを示しています。HPI値<br>が低くても、MAP値に関わらず、手術患者<br>の場合は次の5~15分間、非手術患者の場<br>合は次の20~30分間は低血圧発生する可<br>能性があります | 患者の血行動態のモニタリングを継続<br>してください。一次モニタリング画面、<br>HPI サブスクリーン、HPI、およびパラ<br>メータおよびバイタルサインの傾向を<br>用いて、継続して患者の血行動態の変化<br>に注意します |
| HPI > 85                          | 赤(点滅)           | 高優先度ア<br>ラーム音 | 15 分以内に手術患者が低血圧発生する可能<br>性が高い<br>20 分以内に非手術患者が低血圧発生する可<br>能性が高い  | サブスクリーンと主画面のその他のパ<br>ラメータにより、低血圧発生の可能性が<br>上昇する要因と可能な対応が判断でき<br>るよう、患者の血行動態を確認します                                     |
| 2回の連続読み<br>取り(40秒)<br>で HPI が 85を | 赤(点滅)<br>ポップアップ | 高優先度ア<br>ラーム音 | 15 分以内に手術患者が低血圧発生する可能<br>性が高い  | 選択した方法でポップアップを確認し<br>ます   |
| 上回る                               |                 |               | 20 分以内に非手術患者が低血圧発生する可<br>能性が高い   | サブスクリーンと主画面のその他のパ<br>ラメータにより、低血圧発生の可能性が<br>上昇する要因と可能な対応が判断でき<br>るよう、患者の血行動態を確認します                                     |
| HPI = 100                         | 赤(点滅)<br>ポップアップ | 高優先度ア<br>ラーム音 | 患者は低血圧発生   | 選択した方法でポップアップを確認し<br>ます   |
|                                   |                 |               |  | サブスクリーンと主画面のその他のパ<br>ラメータにより、低血圧の発生要因と可<br>能な対応が判断できるよう、患者の血行<br>動態を確認します   |

#### 表 13-2 HPI 値グラフおよびアラーム音表示要素

注記 HPIが情報バーに表示されている場合、グラフ表示要素が変化しても色もア ラームも変わりません。代わりに、更新で連続して HPI が 85 を超過した場 合にのみ、HPI 非常警告ポップアップが表示されることでユーザーに通知さ れます。

#### 13.1.2 キーパラメータとしての HPI

Acumen HPI 機能が有効になると、HPI をキーパラメータとして設定できます。設定の際は、 パラメータの変更(81ページ)に記載の手順に従ってください。

HPIの表示は、いくつかの点で他のキーパラメータと異なります。他のキーパラメータの表示については、*ステータスインジケータ*(83ページ)に記載されています。

表 13-3 は、HPI とその他のキーパラメータの類似点と相違点を示しています。



図 13-1 HPI キーパラメータタイル

コックピット画面以外のすべての画面で HPI をキーパラメータとして設定した場合、HPI は 図 13-1 のように表示されます(図 13-2)。コックピット画面の詳細については、*コックピット画面*(92ページ)を参照してください。



図 13-2 コックピット画面上の HPI キーパラメータ

すべてのモニタリング画面で HPI のキーパラメータタイルの右上隅にショートカットアイコン お表示されます。これにタッチすると、210ページに示すように「HPI サブスクリー

ン」が表示されます。

コックピット画面以外のすべてのモニタリング画面では、パラメータ値のフォント色は 表 13-4 に示すようにパラメータのステータスを示します。コックピット画面では、HPIのア ラーム/ターゲット範囲は同じですが、図 13-2 のように表示されます。

表 13-4 HPI のパラメータステータス色

| パラメータステータス色 | 下限  | 上限  |
|-------------|-----|-----|
| グレー         | フォル | ト状態 |
| 白           | 10  | 85  |
| 赤/グレーの点滅    | 86  | 100 |

#### 13.1.3 HPI アラーム

HPIをキーパラメータとして設定し、値が85の閾値上限を超える場合、患者に低血圧イベントが発生する可能性があることを示す高優先度のアラームが作動します。通知は、アラーム音、赤色パラメータステータス、パラメータ値の点滅で行われます。表13-4のHPIアラーム制限は、表示範囲を低血圧の可能性が低い領域と高い領域に分けます。HPIはAcumen IQ測定から抽出した機能を使用し、その一部は患者モニタリングセッションの最初の10分間に決定された開始時基本値を、注釈付きの低血圧(MAPが1分間以上65 mmHg未満と定義)および低血圧以外の発症を有するICUまたは手術室患者から収集した動脈圧波形データベースの後ろ向き解析から開発したデータ主導型モデルと比較します。HPIは0~100の整数値として表示されます。HPIを使った低血圧可能性の推測では、0~100の表示値と関連するパラメータ色(白/赤)の両方を考慮する必要があります。他のHemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームと同様、HPIアラーム音の音量は調整できます。アラーム消音およびアラーム音量の設定に関する情報についてはアラーム/ ターゲット(124ページ)を参照してください。アラーム制限を超える HPIを更新すると、HPIアラームの発生がデータダウンロードファイルに記録されます。 注意 HPI パラメータは、臨床的介入により急激な非生理学的低血圧発生じる状況下での低血圧発生に対して、トレンドの高度な予告を提供できない場合があります。これが発生した場合は、HPI 機能は以下のものを遅滞なく提供します:非常事態ポップアップ、高優先度のアラーム、および患者に低血圧が発生していることを示す HPI 値 100 の表示。

#### 13.1.4 情報バーの HPI

HPI をキーパラメータとして設定しない場合でも、図 13-3 に示すように、パラメータ値が計算され、情報バーに表示されます。



#### 13.1.5 HPI 情報バーインジケータの無効化

HPI 情報バーインジケータを無効化するには:

- 1 [設定] アイコン 🏟 → [設定] タブの順にタッチします 🔅 🗪
- 2 [高度な設定] ボタンにタッチして、必要なパスワードを入力します。
- **3** [パラメータ設定] ボタンにタッチします。
- **4** [HPI 設定] ボタンにタッチします。
- 5 [HPI が高い場合は常に警告] トグルボタンにタッチして、[無効にしました] に切り替えます。図 13-4 を参照してください。

13 拡張機能

| <br>○ 臨床ツール <sup></sup> ★モニタリング画面 | (i) <b>d</b> e | <i>(</i> <b>)</b> | ヘルプ |  |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----|--|
| e                                 | HPI設定          |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |
| HPIが高い場合は常に警告                     |                |                   |     |  |
| 有効にしました                           | )              |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |
|                                   |                |                   |     |  |

図 13-4 パラメータ設定 – 低血圧発生予測指数

HPI が画面に表示されていなくても、HPI 機能は利用できます。HPI をキーパラメータとして設定すると、HPI アラーム(206 ページ)に記載されているようにパラメータがアラームおよび警告を表示します。

#### 13.1.6 HPI 非常警告ポップアップ

HPIの20秒間の更新データが2回連続で85を上回るか100に達した場合、HPI非常警告 ポップアップが必ず有効になります。図13-5を参照してください。このポップアップは、 患者の血行動態を確認するよう促し、HPIがキーパラメータとして設定されている場合、 または情報バーに表示される場合に表示されます。

警告 患者の治療に Acumen 低血圧発生予測指数 (HPI) のみを使用することはしないでください。治療を開始する前に患者の血行動態を確認することが推奨されます。

HPI のサブスクリーン (HPI サブスクリーン (209 ページ)参照) で患者の血行動態を確認 し、HPI 非常警告ポップアップを確認するためには、[詳細] ボタンにタッチします。HPI サブスクリーンで患者の血行動態を確認せずに HPI 非常警告ポップアップを確認するには、 [確認] ボタンにタッチします。

|     | ≡ ¤<br>HPI 86 /100 |
|-----|--------------------|
|     | 患者の確認              |
| Шî. | 行動態を確認してください       |
|     | 詳細                 |
|     | arta = 71          |
|     | 催認                 |

#### 図 13-5 HPI 非常警告ポップアップ

ポップアップを確認すると以下のようになります。

- ポップアップがディスプレイから消去される。
- 警告が有効にされている限り、HPIアラーム音が消音される。
- HPI 非常警告が確認される。

モニタリング画面が表示されているときは [詳細] ボタンが有効です。HPI 非常警告ポップ アップの [詳細] ボタンにタッチすると、HPI のサブスクリーンが表示されます。[詳細] ボタンが無効になっている場合でも、HPI サブスクリーン (209 ページ) セクションに記載 されているように HPI のサブスクリーンにはアクセスできます。

HPI 警告ポップアップを無効にするには、HPI *情報バーインジケータの無効化*(207 ページ) を参照してください。

#### 13.1.7 HPI サブスクリーン

HPI サブスクリーンには、患者の血行動態情報が表示されます。これは、低血圧に関連する 患者の血行動態を迅速に確認するのに有用なツールともなります。この画面には、 Acumen IQ センサーを使った血行動態モニタリング中に随時アクセスできます。

HPI サブスクリーンは、モニタリング画面の他のキーパラメータと同様、低血圧になる可能 性が高い原因と、そのようなイベントが発生した場合の低血圧の原因に対する潜在的な洞察 を提供するのに使用できます。HPI サブスクリーンに表示されるパラメータには、次のキー パラメータが含まれます。

- 心拍出量(CO)
- 脈拍数 (PR)
- 平均動脈圧 (MAP)
- 1 回拍出量 (SV)
- 体血管抵抗 (SVR)

その他の高度なパラメータは、プリロード、コントラクティリティー、アフターロード別に 画面に配置されています。これらの高度なパラメータは次の通りです。

- 1 回拍出量変化 (SVV) または脈圧変動 (PPV)
- 収縮期勾配 (dP/dt)
- 動的動脈弾性(Ea<sub>dyn</sub>)

PPV または SVV 間の表示を切り替えるには、HPI サブスクリーンに現在表示されているパ ラメータ名(PPV または SVV)にタッチします。HPI サブスクリーンのすべてのパラメータ について、ユーザーが選択できる時間間隔および小さなグラフトレンドプロットにおける パーセント変化や変化の方向(上下矢印による)も表示されます。動脈圧波形も表示されま す。すべてのパラメータボックスは現在のターゲットステータスの色で囲われており、パラ メータタイルの視覚的なインジケータの機能と一致しています。



図 13-6 HPI サブスクリーン

HPI サブスクリーンにアクセスするには、以下のいずれかを選択してください。

- HPI 非常警告ポップアップで詳細ボタン **詳細 \_\_** にタッチする。
- HPI 情報バーインジケータボタン HPI 84 /100 にタッチする。
- ・ HPI キーパラメータのショートカットアイコン 品 にタッチする。
- ・ [設定] アイコン  $\overset{()}{\bigcirc}$   $\rightarrow$  [臨床ツール] タブ  $\overset{[]}{\bigcirc}$   $\overset{()}{=}$   $\overset{()}{\to}$  [HPI サブスクリーン] アイコンの順にタッチします 品。

**注記** HPI サブスクリーンには、HPI 機能が有効で Acumen IQ センサーが接続さ れていない場合にもアクセスできます。 表示されるトレンドグラフパラメータ値のスケールは、グラフトレンドモニタリング画面で 現在設定されているスケールと一致します。*スケール調整*(131ページ)を参照してくださ い。時刻スケールは現在選択されている**変化率(%)**の値と一致します。現在の変化間隔値 は、HPI サブスクリーンの最上部に表示されます。表示されている間隔をタッチして HPI サ ブスクリーンで直接変化間隔を設定します。

トレンドグラフ切替ボタンをタッチすると、トレンドグラフ表示 を消すことができます。表示を消すと、パラメータ値が大きく表 示され、トレンドプロットと置き換わります。図 13-7 を参照し てください。

どのパラメータグラフにタッチしても、拡大したグラフトレンドプロットが表示されます。 選択したパラメータグラフトレンドプロットが、血圧波形プロットの代わりに表示されます。 図 13-7 を参照してください。HPI サブスクリーンのどこかにタッチすると、拡大したトレンド グラフプロットが終了します。グラフトレンドプロットは 30 秒でタイムアウトします。

パラメータ計算については、表 C-1を付録C、患者パラメータの計算式で参照してください。



#### 図 13-7 HPI サブスクリーン – グラフトレンド値の表示

#### 13.1.8 臨床適用

Acumen 低血圧発生予測指数パラメータ(HPI)は、モニタリング画面のキーパラメータとして設定することも、モニタリング画面の右下に表示される情報バーにのみ表示することもできます。Acumen 低血圧発生予測指数(HPI) ソフトウェア機能(201ページ)を参照してください。

- HPI が情報バーに表示されている場合:
- 2回連続で HPI 値が 85 を超えると、非常警告ポップアップが表示されます。
- HPI サブスクリーンとその他の一次画面パラメータを使って、可能な対応ができるよう患者の血行動態を確認して、低血圧の可能性が高い原因を調査します。

キーパラメータとして HPI が設定されている場合、HPI とトレンドグラフがモニタリング画 面に表示されます。

- ・ アラームは、HPI が 85 を超えると発生します。
- HPI が 85 以下の場合:
  - \* トレンドラインと値が白く表示されます。

- \* 患者の血行動態のモニタリングを継続してください。一次モニタリング画面、 HPI サブスクリーン、HPI、およびパラメータおよびバイタルサインの傾向を用いて、患者の血行動態の変化に注意します。
- HPIが85を超えた場合、HPIサブスクリーンとその他の一次画面パラメータを使って、 可能な対応ができるよう患者の血行動態を確認して、低血圧の可能性が高い原因を 調査します。
  - 連続3回の測定で平均動脈圧が65mmHgを下回った場合、低血圧イベントの発生を示しています。
    - \* HPI が 100 を表示します。
    - \* HPI サブスクリーンパラメータとその他の一次画面パラメータを使って、可能な 対応ができるよう患者の血行動態を確認し、低血圧の原因を調査します。

#### 13.1.9 その他のパラメータ

- ・ 1回拍出量変化 (SVV) と脈圧変動 (PPV) 輸液反応性の高感度動的測定で、前負荷 (プリロード)が増加するかどうかを予測します。これは、液体を補給するか補償制御機構または薬剤で静脈非負荷容量を減らすことにより行い、心臓の1回拍出量が増加する反応が見られます [1]。SVV または PPV の値が低い場合、患者が輸液に反応していないことを示し、値が高い場合は患者が輸液に反応していることを示し、その間にはグレーの領域があります [6]。
- ・ 収縮期勾配(dP/dt)-末梢動脈で測定した動脈圧波形の最大上昇勾配。動脈圧 dP/dt は(流出中の計算の性質により)、絶対値が等容性 LV 圧 dP/dt-max より低くなりま すが、その変化には強い相関性があります [1, 2]。
- **注記** 末梢動脈で測定した dP/dt は、全患者集団における左室収縮性の尺度としては検討されていません。
  - 動的動脈弾性 (Ea<sub>dyn</sub>), 動脈系 (動脈弾性)による左心室への後負荷 (アフターロード) の左心室弾性に対する相対尺度で、PPV と SVV 間の比率として計算されます [8]。動 的動脈弾性は、体血管抵抗 (SVR)、合計動脈コンプライアンス (C) および収縮期と拡 張期の間隔 [9, 10] を取り込んだ統合的な動脈負荷パラメータです。

これらのパラメータの生理的状態との相関関係、および臨床転帰との関係については、多くの研究がなされており、大量の臨床文献があります。

SV(またはSVI)および MAPを治療するインターベンションの大部分は、主にSV、そして その決定要因となるプリロード、コントラクティリティー、アフターロードに影響を与えま す。これら3つの側面は相関していることが多いため、治療に関する決定を裏付ける判断は この3つすべてに関する情報を一体として提供する必要があります。



SVV は、換気回数と1回換気量が安定し、腹腔内送気のない人工呼吸器装着患者に対するプリロード測定方法に制限されます [6,7]。SVV は、1回拍出量または心拍出量評価と併用するのがベストです。

dP/dtは、1回拍出量変化と1回拍出量または心拍出量評価と併用するのがベストです。

**注意** 狭窄症は左心室と後負荷 (アフターロード)間の結合を低下させるため、 重篤な大動脈弁狭窄症を患う患者の場合は、dP/dtの使用に注意を要し ます。

> dP/dtパラメータは、ほとんどの場合、LV(左室)収縮性の変化によって 決定されますが、血管運動麻痺(静動脈分離)の状態が続いているとき は後負荷の影響を受ける場合があります。このような状態では、dP/dt (収縮期勾配)がLV(左室)収縮性の変化を反映しない場合があります。

心室エラスタンスにより大動脈弾性率を正常化することにより、その比率は LV と動脈系間 で一致する指数となります。一致する場合、エネルギーを喪失しない最適な1回仕事量で、 LV から動脈系への血液移動が最適化されます [3, 8, 9]。

Ea<sub>dyn</sub> は、人工呼吸器装着患者 [4] と自発呼吸患者 [5] のプリロード拍出量の反応性を高める ことにより、MAP を増加させ、潜在的なアフターロードの反応性を示すことが判明していま す。MAP を増加させる後負荷 (アフターロード)反応性は Ea<sub>dyn</sub> 値 > 0.8 [4, 5, 8] で大きくなる 可能性があります。

Ea<sub>dyn</sub>は、PPV/SVV [5,8]の比率として示される計算であるため、人工呼吸器装着患者に限定されません。Ea<sub>dyn</sub>は、1回拍出量変化(人工呼吸器装着患者の場合)と1回拍出量または心拍出量評価と併用するのがベストです。

SVV または PPV、dP/dt、および Ea<sub>dyn</sub> はプロパティを共有し、互いに相関関係がないことは ほとんどありません。前負荷 (プリロード)と1回拍出量を増加させるために量を供給する と、心拍出量と動脈圧の上昇につながるため、心室のアフターロードが増加します。体血管 抵抗を増加させることによりアフターロードが増加(大動脈圧が上昇)すると、1回拍出量 が低下します。その結果収縮末期容量が増加しますが、拡張末期容量の二次増加につながり ます。これは駆出後に心室内により多くの血液が残り、この余分な血液が静脈還流に加わる ことで心室充満が悪化してコントラクティリティーが増大し(フランク・スターリングの法 則)、初期のアフターロード増加により引き起こされた1回拍出量の減少が部分的に相殺さ れます。

SVV または PPV、dP/dt、および Ea<sub>dyn</sub> は、SV または SV および MAP のインターベンション 治療の指針となる統合的意思決定支援パラメータとして使用します。

#### 13.1.10 臨床評価

HPIの診断能を評価して低血圧発生および非低血圧発生を予測するために、手術患者および 非手術患者について後ろ向き臨床評価研究が行われました。

#### 13.1.10.1 手術患者

手術患者における HPI の診断能を評価する 2 つの研究が行われました。52 人の手術患者を 対象とした追加の後ろ向き臨床評価研究では、低血圧発生および非低血圧発生を予測するた めの HPI の診断能に関してさらなる証拠が示されています。表 13-5 には、患者の基本デー タを示します。解析に含めた低血圧発生セグメントの数は 1058 件で、非低血圧発生セグメ ントの総数は 521 件でした。 第二の後ろ向き臨床評価研究は、204人の患者を対象とし、低血圧発生および非低血圧発生 を予測するための HPI の診断能に関してさらなる証拠を提供します。表 13-5 に患者統計を示 します。解析に含めた低血圧発生セグメントの数は 1923 件で、非低血圧発生セグメントの 総数は 3731 件でした。

| 説明     | 臨床評価研究(N=52) | 臨床評価研究(N=204) |
|--------|--------------|---------------|
| 患者数    | 52           | 204           |
| 性別(男性) | 29           | 100           |
| 年齡     | 58.3±11.3    | 56.7±14.4     |
| BSA    | 1.8±0.2      | 1.9±0.3       |

表 13-5 患者統計(手術患者)

52人の手術患者をさらに2つの集団、すなわち高リスクの非心臓手術を受けた患者(n=25、 48.1%)集団と、肝臓手術を受けた患者(n=27、51.9%)集団に分類しました。

204 人の手術患者はさらに階層化できます。これは、神経手術を受けた患者(n=73、35.8%)、 腹部手術を受けた患者(n=58、28.4%)、一般胸部手術を受けた患者(n=8、3.9%)、心臓手術を 受けた患者(n=6、3.0%)、およびその他の手術を受けた患者(n=59、28.9%)の各集団です。

表 13-9 はこれらの臨床評価研究の結果を示します。

#### 13.1.10.2 非手術患者

非手術患者における HPI の診断能を評価する 2 つの研究が行われました。HPI の診断能を評価して低血圧発生および非低血圧発生を予測するための第一の後ろ向き臨床評価研究には 298 人の非手術患者が対象となります。表 13-6 に患者統計を示します。解析に含めた低血圧 発生セグメントの数は 13911 件で、非低血圧発生セグメントの総数は 48490 件でした。

298人の非手術患者は、以下表 13-7 に示すように、さらに階層化できます。

第二の後ろ向き臨床評価研究は、228人の患者を対象とし、低血圧発生および非低血圧発生 を予測するための HPI の診断能に関してさらなる証拠を提供します。表 13-6 に患者統計を示 します。解析に含めた低血圧発生セグメントの数は 23205 件で、非低血圧発生セグメントの 総数は 82461 件でした。

228人の非手術患者は、以下表 13-8に示すように、さらに階層化できます。

| 説明     | バリデーション<br>(N=298) | インディペンデント<br>(N=228) |
|--------|--------------------|----------------------|
| 患者数    | 298                | 228                  |
| 性別(男性) | 191                | 128                  |
| 年齢     | 62.6±15.1          | 63.9±15.6            |
| BSA    | 1.9±0.3            | 1.9±0.2              |

表 13-6 患者統計(非手術患者)

#### 表 13-7 非手術患者特性(N=298)

| 診断  | 患者数 | 総数の % |
|-----|-----|-------|
| 糖尿病 | 1   | 0.3   |
| 感染症 | 1   | 0.3   |
| 肝臓  | 1   | 0.3   |
| 動脈瘤 | 2   | 0.7   |

| 診断            | 患者数 | 総数の % |
|---------------|-----|-------|
| 中毒            | 2   | 0.7   |
| 腎不全           | 2   | 0.7   |
| 脳卒中           | 2   | 0.7   |
| 出血            | 4   | 1.3   |
| 不明            | 4   | 1.3   |
| その他           | 5   | 1.7   |
| 心原性ショック       | 7   | 2.3   |
| 梗塞            | 8   | 2.7   |
| 呼吸器 / 肺疾患     | 8   | 2.7   |
| 重度の血液量減少      | 8   | 2.7   |
| 心臓疾患          | 12  | 4.0   |
| 肝臓手術後         | 25  | 8.4   |
| 敗血症性ショック      | 25  | 8.4   |
| 手術後(非心臓 / 肝臓) | 46  | 15.4  |
| 敗血症           | 65  | 21.8  |
| 心臓手術後         | 70  | 23.5  |

表 13-7 非手術患者特性(N=298)(続き)

| 診断       | 患者数 | 総数の % |
|----------|-----|-------|
| 心臓血管     | 67  | 29.5  |
| 出血       | 24  | 10.5  |
| 敗血症      | 19  | 8.3   |
| その他      | 60  | 26.2  |
| がん       | 20  | 8.7   |
| 呼吸器疾患    | 13  | 5.7   |
| 整形外科領域   | 10  | 4.4   |
| 神経疾患     | 3   | 1.3   |
| こまたけ旺礎疾患 | 12  | 51    |

表 13-8 非手術患者特性(N=228)

表 13-10 はこれらの臨床評価研究の結果を示します。

表 13-9 と表 13-10 で説明したように、低血圧発生率はセクション内のすべてのデータポイン トの MAP が最低 1 分間 65 mmHg 未満であるセグメントを特定することによって計算しま す。低血圧発生の 5 分前のイベント(陽性)データポイントがサンプルとして選択されてい ます。低血圧発生が 5 分未満の間隔で連続して発生した場合、低血圧発生直後の陽性サンプ ルが初回サンプルとして定義されます。

表 13-9 と表 13-10 で説明したように、非低血圧発生率は、セグメントが任意の低血圧発生から 20 分以上離れており、セグメント内のすべてのデータポイントの MAP が 75 mmHg を超えるセグメントを特定することによって計算します。非低血圧発生セグメントごとに、1 件の非発症(陰性)データポイントが取得されます。

表 13-9 と表 13-10 で説明したように、真陽性は、HPI 値が選択した閾値以上の発症(陽性) データポイントです。感度は、真陽性とイベント(陽性)総数の比率です。この場合の陽性 とは、低血圧発生の前 5 分以内のデータポイントと定義します。偽陰性は、HPI 値が閾値を 下回る陽性のデータポイントです。

表 13-9 と表 13-10 で説明したように、真陰性は、HPI 値が選択した閾値を下回る陰性(非発症)データポイントです。特異度は、真陰性と非発症(陰性)総数の比率です。この場合の 陰性とは、低血圧発生から少なくとも 20 分間離れたデータポイントと定義します。偽陽性 は、HPI 値が選択した閾値以上の陰性データポイントです。

表 13-9 臨床評価研究\*(手術患者)

| 臨床評価<br>研究 | HPI 閾値 | PPV<br>[信頼間隔]                        | NPV<br>[信頼間隔]                        | 特異度<br>(%)<br>[95% 信頼<br>間隔] | 真陰性数 /<br>非発症数 | 感度<br>(%)<br>[95%<br>信頼間隔] | <b>真陽性</b> 数 /<br>発症数 | AUC  |
|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------|
| (N=52)     | 85     | 99.9<br>(=886/887)<br>[99.7, 100.0]  | 75.1<br>(=520/692)<br>[71.9, 78.4]   | 99.8<br>[99.4, 100.0]        | 520/521        | 83.7<br>[81.5, 86.0]       | 886/1058              | 0.95 |
| (N=204)    | 85     | 98.3<br>(=1265/1287)<br>[97.6, 99.0] | 84.9<br>(=3709/4367)<br>[83.9, 86.0] | 99.4<br>[99.2, 99.7]         | 3709/3731      | 65.8<br>[63.7, 67.9]       | 1265/1923             | 0.88 |

\*Edwards Lifesciences 社内資料

#### 表 13-10 臨床評価研究\*(非手術患者)

| データ<br>セット                   | HPI 閾値 | PPV(%)<br>[95% 信頼<br>間隔]                   | NPV(%)<br>[95% 信頼<br>間隔]                   | 特異度<br>(%)<br>[95% 信頼<br>間隔]               | 真陰性数 /<br>非発症数  | 感度(%)<br>[95%<br>信頼間隔]                     | <b>真陽性数</b> /<br>発症数 | AUC  |
|------------------------------|--------|--|--|--|-----------------|--|----------------------|------|
| バリデー<br>ション<br>(N=298)       | 85     | 93.1<br>(=11683/<br>12550)<br>[92.6, 93.5] | 95.5<br>(=47623/<br>49851)<br>[95.3, 95.7] | 98.2<br>(=47623/<br>48490)<br>[98.1, 98.3] | 47623/<br>48490 | 84.0<br>(=11683/<br>13911)<br>[83.4, 84.6] | 11683/<br>13911      | 0.94 |
| インディ<br>ペンデ<br>ント<br>(N=228) | 85     | 86.2<br>(=19932/<br>23116)<br>[85.8, 86.7] | 96.0<br>(=79277/<br>82550)<br>[95.9, 96.2] | 96.1<br>(=79277/<br>82461)<br>[96.0, 96.3] | 79277/<br>82461 | 85.9<br>(=19932/<br>23205)<br>[85.4, 86.3] | 19932/<br>23205      | 0.94 |

\*Edwards Lifesciences 社内資料

表 13-11 は、臨床評価研究(N=52)の手術患者の所定の HPI 範囲に対する低血圧発生パーセントとイベントまでの時間データを提供します。これらのデータは、手術患者で低血圧発生する平均速度に基づいて選択された時間枠で示されます。そのため、臨床評価研究(N=52)データに基づき、表 13-11 が 15 分間の時間枠における手術患者のデータを示します。この分析は、バリデーションデータセットから各患者のサンプルを取得し、15 分間の検索範囲で低血圧発生の時間を予想することにより実施します。所定のサンプルに対して低血圧発生が見つかったら、イベントまでの時間(サンプルと低血圧発生間の時間)が記録されます。イベントまでの時間の統計量は、検索範囲内にイベントがある全サンプルの平均イベント時間です。

表 13-12 は、臨床評価研究(N=298)の非手術患者の所定の HPI 範囲に対する低血圧発生 パーセントとイベントまでの時間データを提供します。これらのデータは、非手術患者で低 血圧発生する平均速度に基づいて選択された時間枠で示されます。そのため、臨床評価研究 (N=298)データに基づき、表 13-12 が 120 分間の時間枠における非手術患者のデータを示し ます。この分析は、バリデーションデータセットから各患者のサンプルを取得し、120 分間
の検索範囲で低血圧発生の時間を予想することにより実行します。所定のサンプルに対して 低血圧発生が見つかったら、イベントまでの時間(サンプルと低血圧発生間の時間)が記録 されます。イベントまでの時間の統計量は、検索範囲内にイベントがある全サンプルの平均 イベント時間です。

表 13-11 および表 13-12 に表示されているイベント率は、検索範囲内にイベントがある全サ ンプル数とサンプル総数の比率です。これは、10~99の各 HPI 範囲のサンプルに対して実 施します(表 13-11 および表 13-12 を参照)。

30 分時間枠における、非手術患者の低血圧発生後の HPI アラームの割合は、バリデーショ ンデータセットの場合 86.3% [81.6%、90.8%]、インディペンデントデータセットの場合 85.5% [80.8%、90.6%] と決定しました。この陽性適中率は、30 分以内のアラーム総数に対する、真 のアラーム(30 分以内に低血圧発生したもの)の比率と定義します。

**注意** 表 13-11 および表 13-12 に記載された HPI パラメータ情報は一般的な目安 であり、個々の症例にそぐわない場合があります。治療を開始する前に 患者の血行動態を確認することが推奨されます。*臨床適用*(211ページ) を参照してください。

| HPI 範囲 | イベント率(%) | イベントまでの時間(分):<br>中央値 [10 %、90%] |
|--------|----------|---------------------------------|
| 10-14  | 14.2     | 8.0 [4.7, 12.7]                 |
| 15-19  | 16.6     | 6.7 [3.3, 12.6]                 |
| 20-24  | 15.4     | 7.0 [3.3, 14.0]                 |
| 25-29  | 16.9     | 7.8 [3.7, 13.4]                 |
| 30-34  | 22.5     | 9.0 [3.7, 14.0]                 |
| 35-39  | 27.4     | 8.0 [3.3, 13.3]                 |
| 40-44  | 31.8     | 8.3 [3.0, 13.7]                 |
| 45-49  | 40.4     | 8.3 [3.3, 13.7]                 |
| 50-54  | 43.4     | 7.7 [2.7, 13.3]                 |
| 55-59  | 44.3     | 7.3 [3.0, 13.1]                 |
| 60-64  | 57.0     | 6.7 [2.7, 12.8]                 |
| 65-69  | 56.8     | 5.7 [2.3, 12.3]                 |
| 70-74  | 67.2     | 5.7 [2.0, 11.7]                 |
| 75-79  | 81.0     | 4.7 [2.0, 11.0]                 |
| 80-84  | 84.2     | 5.0 [1.7, 12.3]                 |
| 85-89  | 92.9     | 4.0 [1.7, 10.3]                 |
| 90-94  | 95.8     | 3.7 [1.3, 10.0]                 |
| 95-99  | 97.6     | 1.3 [0.3, 8.0]                  |

#### 表 13-11 臨床評価研究(手術患者 [N=52])

| HPI 範囲 | <b>発症率</b> (%) | 発症までの時間(分):<br>中央値[10 <sup>th</sup> パーセンタイ<br>ル、90 <sup>th</sup> パーセンタイル] |
|--------|----------------|---|
| 10-14  | 13.8           | 51.0 [10, 104.0]  |
| 15-19  | 17.2           | 48.7 [10, 102.3]  |
| 20-24  | 20.8           | 51.0 [9.9, 105.3]   |
| 25-29  | 25.1           | 48.5 [9.3, 104.0]   |
| 30-34  | 29.6           | 48.2 [9.3, 102.3]   |
| 35-39  | 35.2           | 45.0 [8.3, 102.0]   |
| 40-44  | 38.0           | 43.7 [7.0, 101.7]   |
| 45-49  | 41.3           | 39.3 [6.3, 100.0]   |
| 50-54  | 43.7           | 38.7 [5.7, 99.3]  |
| 55-59  | 46.1           | 35.3 [5.3, 96.7]  |
| 60-64  | 53.0           | 28.7 [4.0, 93.7]  |
| 65-69  | 60.2           | 16.0 [2.7, 88.0]  |
| 70-74  | 67.8           | 9.0 [1.7, 70.7]   |
| 75-79  | 76.3           | 7.0 [1.4, 44.7]   |
| 80-84  | 85.3           | 5.7 [1.3, 19.0]   |
| 85-89  | 89.9           | 5.0 [1.0, 16.7]   |
| 90-94  | 94.9           | 3.6 [1.0, 13.7]   |
| 95-99  | 99.6           | 1.3 [0.3, 8.3]  |

表 13-12 臨床評価研究(非手術患者 [N=298])

#### 13.1.11 参照

- 1 De Hert et al, Evaluation of Left Ventricular Function in Anesthetized Patients Using Femoral Artery dP/dtmax.Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2006; 20(3):325-330.
- **2** Tartiere et al, Non-invasive radial pulse wave assessment for the evaluation of left ventricular systolic performance in heart failure. Eur Journal of Heart Failure 2007; 9:477-483.
- 3 Monge Garcia MI, Orduna PS, Cecconi M. Understanding arterial load.Intensive Care Med 2016; 42:1625-1627.
- **4** Monge Garcia MI, Manuel Gracia Romero MG, Cano AG, Aya HD, Rhodes A, Grounds RM, Cecconi M. Dynamic arterial elastance as a predictor of arterial pressure response to fluid administration: a validation study.Critical Care 2014; 18:626-637.
- 5 Cecconi M, Monge Garcia MI, Romero MG, Mellinghof J, Caliandro F, Grounds RM, Rhodes A. 2015. The Use of Pulse Pressure Variation and Stroke Volume Variation in Spontaneously Breathing Patients to Assess Dynamic Arterial Elastance and to Predict Arterial Pressure Response to Fluid Administration. Anesth Analg 2015; 120:76-84.

- 6 Cannesson M, Le Manach Y, Hofer CK, Goarin JP, Lehot JJ, Vallet B, Tavernier B. Assessing the diagnostic accuracy of pulse pressure variations for the prediction of fluid responsiveness. A "gray zone" approach. Anesthesiology 2011; 115:231-241.
- 7 Cannesson M, Musard H, Desebbe O, Boucau C, Simon R, Henaine R, Lehot JJ.The Ability of Stroke Volume Variations Obtained with Vigileo/FloTrac System to Monitor Fluid Responsiveness in Mechanically Ventilated. Anesth Analg 2009; 108:513-517.
- 8 Pinsky MR.Protocolized Cardiovascular Management Based on Ventricular-arterial Coupling.In:Functional Hemodynamic Monitoring.Update in Intensive Care and Emergency Medicine (44).Springer-Verlag, Berlin, 2004, pp. 381-395.
- **9** Sunagawa K, Maughan WL, Burkhoff D, Sagawa K. Left ventricular interaction with arterial load studied in isolated canine ventricle. Am J Physiol, Heart Circ Physiol 1983; 245:H773-H780.
- 10 Chantler PD, Lakatta EG, Najjar S. Arterial-ventricular coupling: mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. J Appl Physiol 2008; 105:1342-1351.

# 13.2 パラメータ追跡機能の強化

HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームは、ユーザーが最適な範囲でキー パラメータをトラッキングおよび管理できる目標指向療法(GDT)を行うためのツールを 提供します。パラメータトラッキング追跡機能の強化により、医師はカスタマイズされたプ ロトコルを作成してモニターできます。

#### 13.2.1 GDT トラッキング

#### 13.2.1.1 キーパラメータおよびターゲットの選択

1 ナビゲーションバーで [GDT トラッキング] アイコン ○ にタッチして、GDT メ ニュー画面にアクセスします。



図 13-8 GDT メニュー画面 – キーパラメータの選択

2 [パラメータ/ターゲット選択] アイコン の上半分にタッチして、パラメータパネルから目的のパラメータを選択します。最高4つのキーパラメータまでトラッキング可能です。

3 パラメータ / ターゲット選択アイコン の下半分にタッチして、キーパッドに 範囲値を入力します。選択した演算子 (<、≤、>または ≥) および値は、パラメー タトラッキングの上限と下限を示します。Enter キー



図 13-9 GDT メニュー画面 – ターゲットの選択

- **4** 選択したパラメータのいずれかにタッチして利用可能な別のパラメータに変える か、パラメータ選択パネルで [**なし**] にタッチしてトラッキングから削除します。
- 5 前回のGDT追跡セッションからパラメータ/ターゲット設定を表示および選択する には、[最新] タブにタッチします。
- 6 [OK] にタッチして、GDT トラッキングを開始します。



図 13-10 GDT 有効トラッキング

#### 13.2.1.2 有効 GDT トラッキング

有効な GDT トラッキング中、パラメータトレンドグラフのターゲット範囲内のプロット領 域は青い影として表示されます。図 13-10、「GDT 有効トラッキング」(220 ページ)を参照 してください。



GDT トラッキングコントロールパネル. 有効なトラッキング中に GDT トラッキン グボタンにタッチして、一時停止または停止します。トラッキング一時停止中、パ ラメータグラフのターゲット範囲内にあるプロット領域は灰色の影で表示されます。 Time-In-Target<sup>TM</sup> 値.これは、強化パラメータトラッキングの主な出力です。パラ メータのグラフトレンドプロットの右上にある [Time-In-Target] アイコンの下に表 示されます。この値は、有効なトラッキングセッションでパラメータがターゲット内 にある時間の累積パーセントを示します。

**パラメータタイルのターゲットインジケータの色**.表 13-13 は、GDT トラッキング中の臨床 ターゲットインジケータの色を定義します。

| 色   | 意味   |
|-----|--|
| 青   | トラッキングしたパラメータは現在、設定したターゲット範囲内です。                                       |
| 黒   | トラッキングしたパラメータは現在、設定したターゲット範囲外です。                                       |
| 赤   | トラッキングしたパラメータは現在、アラーム下限を下回っているか、<br>またはアラーム上限を上回っています。                 |
| グレー | トラッキングしたパラメータは利用できません。フォルトステータス、<br>GDT トラッキングー時停止、またはターゲットが選択されていません。 |

表 13-13 GDT ターゲットステータスインジケータの色

自動スケールトレンドタイム. 有効な GDT トラッキングを開始すると、現セッションについてトラッキングした全データがプロット内に収まるようにグラフ時間単位が自動スケール 調整されます。開始時のグラフ時間単位値は 15 分に設定されていますが、トラッキング時間が 15 分を超えると増加します。自動スケールトレンドタイムは、GDT モードの間に [ス ケールの設定] ポップアップメニューから無効にできます。

**注記** グラフィックトレンドスクリーン上で有効な GDT トラッキングを表示している間、パラメータ選択メニューは無効です。

#### 13.2.1.3 履歴 GDT



履歴データアイコンにタッチすると、最近の GDT トラッキングセッションが表示さ れます。「GDT セッションの履歴を閲覧する」という青いバナーが画面最上部に表 示されます。GDT セッションの履歴を閲覧している間、キーパラメータタイルに現在のパ ラメータ値が表示されます。スクロールボタンにタッチして、異なる GDT セッションの履 歴を閲覧します。トレンド画面に表示される変化率測定値は、2 つの履歴の値と値の変化率 を表します。

#### 13.2.2 SV 最適化

SV 最適化モードでは、GDT トラッキングの SV / SVI ターゲット範囲が最近の SV トレンド に基づいて選択されます。これにより、体液管理の有効なモニタリング中にユーザーが最適 な SV 値を特定できます。

- 1 ナビゲーションバーで GDT トラッキングアイコン 🕥 にタッチします。
- 2 キーパラメータとして SV または SVI を選択します。
- 3 [パラメータ / ターゲット選択] アイコン (アクスーク) の下半分でターゲット値を指定しな いでください。代わりに、[OK] にタッチして、トレンドグラフでターゲット選択 を開始します。

- 4 必要な体液管理を行いながら、最適な値に達するまで SV トレンドを観察します。
- 5 SV / SVI トレンドグラフの右側にあるターゲットの追加アイコン ① にタッチ します。トレンドラインが青に変わります。
- 6 プロット領域内にタッチすると、トレンドラインの値が表示されます。 ターゲット値アイコンが、ロック解除アイコンとともに表示されます。 ターゲットカーソル値の10%下に水平な白い破線が表示されます。この 線からY軸の上部までのこの領域は、青い影で表示されます。
- 8 ターゲット値アイコン **≧72** にタッチして、表示されたターゲット範囲を確認 し、GDT トラッキングを開始します。
- **9** ターゲット選択後、ターゲットの編集アイコン 60 に随時タッチして、SV / SVI ターゲット値を調整できます。
- **10** GDT モードが有効な状態で GDT トラッキングアイコン () トラッキングセッションを終了できます。

#### 13.2.3 GDT レポートのダウンロード

データダウンロード画面では、ユーザーが USB ドライブに GDT レポートをエクスポートで きます。データのダウンロード (135 ページ)を参照してください。

#### 13.3 輸液反応性テスト

**輸液反応性テスト**(FRT)を使用すると、医師は前負荷 (プリロード)反応性を評価できます。 前負荷 (プリロード)反応性は、SV、SVI、CO または CI の輸液負荷に対する反応(下肢挙 上または**輸液ボーラス**)を追跡することで評価します。

テストを開始するには:

1 [設定] アイコン 🄅 → [臨床ツール] タブ 🧿 🔤 の順にタッチします。





図 13-11 輸液反応性テスト – 新規テスト画面

3 新規テストタブ(図 13-11 を参照)で、使用するテストの種類:下肢挙上または輸 液ボーラスにタッチします。

各テストの開始方法の簡単な説明は、疑問符にタッチして見ることができます。詳細な説明 は、以下の手順に従ってください。

注記 輸液反応性テスト(FRT)の解釈は、モニタリングしているパラメータの 応答時間と直接的に相関があります。モニタリングしているパラメータの 応答時間はモニタリングモードによって異なり、接続しているテクノロ ジーによって決まります。低侵襲モードでのFRT 選択パラメータの更新 頻度は、CO平均時間に基づいています(表 6-4 (119ページ))。

#### 13.3.1 下肢挙上テスト

**下肢挙上**は、患者の輸液反応性を評価する高感度で非侵襲的な方法です。この テスト中、下半身から心臓に流れ込む静脈血液により輸液負荷をシミュレート します。

- 45°
- **1** [新規テスト] タブの [下肢挙上] にタッチして強調表示します。[新規テスト] タブに、テスト設定メニューオプションが表示されます。
- 2 分析するパラメータ: SV、SVI、CO、CI(低侵襲性モニタリングモードのみ)を 選択します。
- 3 負荷時間:1分、1分30秒、または2分を選択します。
- 4 患者を半横臥位にします。[ベースラインを開始] ボタンにタッチしてベースライン測定を開始します。

**注記** ベースライン値は複数の読み取り値の平均です。この読み取り期間中、患者が動かず、同一位置に留まるように注意してください。

5 ベースライン測定画面が開いて、選択したパラメータトレンドグ ラフとベースライン測定の残り時間を表示するカウントダウンタ イマーが表示されます。



- **注記** ベースライン測定を中止するには、[**取消**] ボタンにタッチし、[**新規テス** ト] 画面に戻ります。
  - 6 ベースライン測定が完了すると、トレンドグラフの下にベースライン値が表示され ます。ベースライン値を測定し直すには、[再開] にタッチします。
  - 7 下肢挙上の測定に進むには、患者を仰臥位にして、[開始] ボタンにタッチすると、 5 秒以内に患者の下肢が 45 度まで上がります。5 秒のカウントダウンクロックが表示され、負荷測定の開始までの残り時間が示されます。
  - 8 新しいカウントダウンタイマーが表示され、選択した**負荷時間**を開始します。測定期間中、患者が動かないように注意してください。



注記 十分な数の測定値が取られる前に、[取消] ボタンにタッチしてテストを 中止できます。確認ポップアップウィンドウが表示されます。[テストを 取り消します] にタッチして、テスト設定画面([新規テスト] タブ)に 戻ります。

> +分な数の測定値が取られた後は、**取消**ボタンは利用できなくなります。 テスト時間が完了する前にテストを停止して測定データを分析するには、 [**今すぐ終了**]にタッチします。

9 テストの完了時に、輸液負荷に対する選択したパラメータ値の変化が表示されます。図 13-12 を参照してください。もう一度テストするには [戻る] アイコンに タッチし、メインモニタリング画面に戻るには [Home] アイコンにタッチします。



図 13-12 輸液反応性テスト – 結果画面

#### 13.3.2 輸液ボーラステスト

**輸液ボーラス**テストは、患者の輸液反応性を評価する高感度な方法です。このテスト 中、輸液ボーラスが患者に投与され、SV、SVI、CO、または CI の値を追跡すること で前負荷 (プリロード)反応性が評価されます。



- **1** [新規テスト] タブの [輸液ボーラス] にタッチして強調表示します。[新規テスト] タブに、テスト設定メニューオプションが表示されます。
- 2 分析するパラメータ: SV、SVI、CO、CI(低侵襲性 モニタリングモードのみ)を 選択します。
- 3 負荷時間:5分、10分、または15分を選択します。
- 4 [ベースラインを開始] ボタンにタッチしてベースライン測定を開始します。
- **注記** ベースライン値は複数の読み取り値の平均です。この読み取り期間中、 患者が動かず、同一位置に留まるように注意してください。
  - 5 ベースライン測定画面が開いて、選択したパラメータトレンドグ ラフとベースライン測定の残り時間を表示するカウントダウンタ イマーが表示されます。



**注記** ベースライン測定を中止するには、[取消] ボタンにタッチし、[新規テス ト] 画面に戻ります。

6 ベースライン測定が完了すると、トレンドグラフの下にベースライン値が表示され ます。ベースライン値を測定し直すには、[再開] にタッチします。

- 7 **輸液ボーラス測定**に進むには、輸液ボーラスを開始し、輸液ボーラスが開始したら [**開始**] にタッチしてください。
- 8 新しいカウントダウンタイマーが表示され、選択した**負荷時間**を 開始します。測定期間中、患者が動かないように注意してください。



 

 十分な数の測定値が取られる前に、[取消] ボタンにタッチしてテストを 中止できます。確認ポップアップウィンドウが表示されます。[テストを 取り消します] にタッチして、テスト設定画面([新規テスト] タブ) に戻ります。

> +分な数の測定値が取られた後は、**取消**ボタンは利用できなくなります。 テスト時間が完了する前にテストを停止して測定データを分析するには、 [**今すぐ終了**]にタッチします。

9 テストの完了時に、輸液負荷に対する選択したパラメータ値の変化が表示されます。図 13-12 を参照してください。もう一度テストするには [戻る] アイコンに タッチし、メインモニタリング画面に戻るには [Home] アイコンにタッチします。

#### 13.3.3 履歴テスト結果

ユーザーは前のテスト結果を [**履歴結果**] タブで見ることができます。現在の患者の全輸液 反応性テスト結果のリストが表示されます。[スクロール] ボタンを使って特定のテストを 強調表示し、[**選択**] ボタンにタッチしてテストの要約を見ます。ポップアップウィンドウ が開いて、テスト設定、タイムスタンプ付き主要点、パラメータ測定値が表示されます。

# 14

# トラブルシューティング

#### 目次

| 画面上のヘルプ                             |  |
|-------------------------------------|--|
| モニターステータスランプ                        |  |
| 圧ケーブルの通信                            |  |
| ForeSight Elite モジュールセンサーの通信        |  |
| HemoSphere アドバンスドモニターのエラーメッセージ      |  |
| HemoSphere Swan-Ganz モジュールのエラーメッセージ |  |
| 圧ケーブルのエラーメッセージ                      |  |
| 静脈血オキシメトリーのエラーメッセージ                 |  |
| 組織オキシメトリーのエラーメッセージ                  |  |

本章に示され、モニターのヘルプ画面に表示されるヘルプトピックは、よくある異常状態に 関連しています。これらの異常状態に加え、未解決の異常とトラブルシューティングの手順 が eifu.edwards.com でご利用頂けます。本リストは HemoSphere アドバンスドモニターのモデ ル番号(HEM1)と起動画面に表示されているソフトウェアバージョンと関連しています (*起動手順ページ* 62を参照)。これらの問題は絶えず更新され、進行中の製品改良の結果に 準拠します。

# 14.1 画面上のヘルプ

メインヘルプ画面は、HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームの問題について具体的なヘルプを紹介します。フォルト、警告、注意は、パラメータの測定に影響を及ぼすエラーが発生していることをユーザーに通知します。フォルトは、パラメータの測定を一時的に中断する技術的な問題を通知します。カテゴリーヘルプ画面は、フォルト、注意、警告、トラブルシューティングについての具体的な対処方法を表示します。

- 1 [設定] 🄅 アイコンにタッチします。
- **2** [**ヘルプ**] ボタンにタッチします。メインヘルプ画面が表示されます。
- 3 [バージョン]ボタンにタッチして、ソフトウェアのバージョン、モニターのシリア ル番号、接続されているテクノロジーモジュール / ケーブルを表示させます。

または ヘルプが必要なテクノロジーに対応する [カテゴリーヘルプ] ボタンにタッチしま す:モニタリング、Swan-Ganz モジュール、圧ケーブル、静脈血オキシメトリーま たは組織オキシメトリー。



- **4** メッセージの種類に基づいて、必要なヘルプの種類にタッチします。[**フォルト**]、 [**警告**]、[**注意**]、[**トラブルシューティング**]のいずれかにタッチします。
- 5 選択したメッセージの一覧画面が表示されます。
- 6 一覧からメッセージまたはトラブルシューティング項目にタッチし、[選択] にタッ チして、そのメッセージまたはトラブルシューティング項目の情報にアクセスし ます。探している項目がない場合、矢印ボタンを使ってリストの上下に移動させて ください。次の画面では、メッセージと一緒に予測される原因および推奨される対処 方法が表示されます。

# 14.2 モニターステータスランプ

HemoSphere アドバンスドモニターは視覚的アラームインジケータを備えており、ユーザーに アラーム状態を警告します。生理的パラメータのアラーム優先度「中」および「高」に関す る詳細情報については、「アラーム優先度」(274ページ)を参照してください。モニターの電 源ボタンには LED が組み込まれており、電源ステータスを常時表示します。



図 14-1 HemoSphere アドバンスドモニターの LED インジケータ

① 視覚的アラームインジケータ ② モニターの電源ステータス

| 表 14-1 HemoSphere 7 | ドバンスドモニターの視覚的ア | ラームインジケータ |
|---------------------|----------------|-----------|
|---------------------|----------------|-----------|

| アラームの状態                 | 色 | 点滅頻度 | 推奨される対処方法   |
|-------------------------|---|------|---|
| 生理的アラームの優先度「高」          | 赤 | 点滅   | この生理的アラーム状態には速やかな対処が必要です。<br>ステータスバーで具体的なアラーム状態を確認してください。   |
| 優先度「高」の技術的フォルトおよび<br>警告 | 赤 | 点滅   | このアラーム状態には速やかな対処が必要です。<br>特定の技術的なアラームを解消できない場合は、システムを<br>再起動してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。 |
| 優先度「中」の技術的フォルトおよび<br>警告 | 黄 | 点滅   | このアラーム状態には速やかな対処が必要です。<br>ステータスバーで具体的なアラーム状態を確認してください。  |
| 生理的アラームの優先度「中」          | 黄 | 点滅   | このアラーム状態には速やかな対処が必要です。<br>ステータスバーで具体的なアラーム状態を確認してください。  |

表 14-1 HemoSphere アドバンスドモニターの視覚的アラームインジケータ(続き)

| アラームの状態   | 色       | 点滅頻度     | 推奨される対処方法  |
|---|---------|----------|--|
| 優先度「低」の技術的警告  | 黄       | 継続してオン   | このアラーム状態に速やかな対処は必要ありません。<br>ステータスバーで具体的なアラーム状態を確認してください。 |
| 表 14-2 H  | emoSphe | re アドバンス | くドモニターの電源ランプ   |
| モニターの状態   | 色       | 点滅頻度     | 推奨される対処方法  |
| モニターの電源がオン  | 緑       | 継続してオン   | なし   |
| モニターの電源がオフ<br>モニターは AC 電源に接続されています<br>バッテリーが充電中       | 黄       | 点滅       | バッテリーが充電されたら、AC 電源からプラグを抜い<br>てください。                     |
| モニターの電源がオフ<br>モニターは AC 電源に接続されています<br>バッテリーが充電されていません | 黄       | 継続してオン   | なし   |
| モニターの電源がオフ  | 無灯      | 継続してオフ   | なし   |

# 14.3 圧ケーブルの通信

圧ケーブルの LED は、圧センサーまたはトランスデューサーの状態を示します。



図 14-2 圧ケーブルの LED インジケータ

表 14-3 圧ケーブルの通信ランプ

| 状態   | 色  | 点滅頻度   | 推奨される対処方法  |
|--|----|--------|--|
| 圧センサー/トランスデューサーが接<br>続されていない                   | 無灯 | 継続してオフ | なし   |
| 圧センサー/トランスデューサーが接<br>続されているが、まだゼロ点調整され<br>ていない | 緑  | 点滅     | 圧センサーをゼロ点調整して、モニタリングを開始<br>してください。   |
| 圧センサー/トランスデューサーがゼ<br>ロ点調整された                   | 無灯 | 継続してオフ | なし。接続された圧センサーは、圧力信号をモニタ<br>リングできます。  |
| 圧センサー/トランスデューサーに優<br>先度「中」の技術的アラームが発生し<br>ている  | 黄  | 点滅     | 画面を参照して、技術的フォルトの種類を確認して<br>ください。推奨される適切な対処方法については、<br>ヘルプメニューまたは下表を参照してください。 |

# 14.4 ForeSight Elite モジュールセンサーの通信

ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールの LED は組織オキシメトリーセンサーのチャ ネルのステータスを示しています。



図 14-3 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュール LED インジケータ

| LED インジケーター | 色 | 意味   |
|-------------|---|--|
| チャネル1ステータス  | 白 | センサーが接続されていません。                                      |
|             | 緑 | センサーが接続されています。                                       |
| チャネル2ステータス  | 白 | センサーが接続されていません。                                      |
|             | 緑 | センサーが接続されています。                                       |
| モジュールステータス  | 緑 | チャネルが HemoSphere 組織オキシメトリーモ<br>ジュールのポート A とつながっています。 |
|             | 青 | チャネルが HemoSphere 組織オキシメトリーモ<br>ジュールのポート B とつながっています。 |

#### 表 14-4 ForeSight Elite モジュール LED の通信ランプ

注意 ForeSight Elite モジュールのいずれかの LED が点灯しない場合は、修理又は交換するまでモジュールを使用しないでください。Edwards テクニカルサポートに連絡してください。損傷した部品によりモジュールの性能が悪化するリスクがあります。

# 14.5 HemoSphere アドバンスドモニターのエラーメッセージ

#### 14.5.1 システムのフォルト/警告

表 14-5 システムのフォルト/警告

| メッセージ                           | 予測される原因                                      | 推奨される対処方法                              |
|---------------------------------|--|--|
| フォルト:モジュールス                     | モジュール1が正しく挿入されていません。                         | モジュールを再度挿入してください。                      |
| ロット1– ハードウェア異常<br>              | スロットまたはモジュールの接続部が損傷し<br>ています。                | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | モジュールスロット2に切り替えてみてください。                |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |
| フォルト:モジュールス                     | モジュール2が正しく挿入されていません。                         | モジュールを再度挿入してください。                      |
| ロット2-ハートワェア異常<br> <br>          | スロットまたはモジュールの接続部が損傷し<br>ています。                | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | モジュールスロット1に切り替えてみてください。                |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |
| フォルト:ケーブル                       | ケーブルが正しく挿入されていません。                           | ケーブルを再度挿入してください。                       |
|                                 | ケーブルまたはポートの接続部が損傷してい<br>ます。                  | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | ケーブルポート2に切り替えてみてください。                  |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |
| フォルト:ケーブル                       | ケーブルが正しく挿入されていません。                           | ケーブルを再度挿入してください。                       |
| ホート2-ハートワェア異常                   | ケーブルまたはポートの接続部が損傷してい<br>ます。                  | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | ケーブルポート1に切り替えてみてください。                  |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |
| フォルト:モジュールス<br>ロット1– ソフトウェア異常   | モジュールスロット1に挿入したモジュール<br>に、ソフトウェアエラーが発生しています。 | Edwards に連絡してください。                     |
| フォルト:モジュールス<br>ロット 2 – ソフトウェア異常 | モジュールスロット2に挿入したモジュール<br>に、ソフトウェアエラーが発生しています。 | Edwards に連絡してください。                     |
| フォルト:ケーブル<br>ポート1– ソフトウェア異常     | ケーブルポート1に挿入したモジュールに、<br>ソフトウェアエラーが発生しています。   | Edwards に連絡してください。                     |
| フォルト:ケーブル<br>ポート 2 – ソフトウェア異常   | ケーブルポート2に挿入したモジュールに、<br>ソフトウェアエラーが発生しています。   | Edwards に連絡してください。                     |
| フォルト:モジュールス                     | モジュール1が正しく挿入されていません。                         | モジュールを再度挿入してください。                      |
| │ ロット1– 通信エラー                   | スロットまたはモジュールの接続部が損傷し<br>ています。                | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | モジュールスロット2に切り替えてみてください。                |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |
| フォルト:モジュールス                     | モジュール2が正しく挿入されていません。                         | モジュールを再度挿入してください。                      |
| ロット2 – 通信エラー<br>                | スロットまたはモジュールの接続部が損傷し<br>ています。                | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | モジュールスロット1に切り替えてみてください。                |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |
| フォルト:ケーブル                       | ケーブルが正しく挿入されていません。                           | ケーブルを再度挿入してください。                       |
| 小一 ト I - 迪信 エ フ ー<br> <br>      | ケーブルまたはポートの接続部が損傷<br>しています。                  | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。 |
|                                 |  | ケーブルポート2に切り替えてみてください。                  |
|                                 |  | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。         |

| 表 | 14-5 | シス・ | テムの | フォ | ルト | ・/誓 | 警告 | (続き) |
|---|------|-----|-----|----|----|-----|----|------|
|---|------|-----|-----|----|----|-----|----|------|

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|--|---|--|
| フォルト:ケーブル                                      | ケーブルが正しく挿入されていません。  | ケーブルを再度挿入してください。   |
| │ ポート2– 通信エラー<br>│                             | ケーブルまたはポートの接続部が損傷してい<br>ます。   | ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。   |
|  |   | ケーブルポート1に切り替えてみてください。  |
|  |   | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。   |
| フォルト:モニター – ソフ<br>トウェアバージョンが異な<br>ります          | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、検出されたソフトウェアのバー<br>ジョンが異なります。                         | Edwards に連絡してください。   |
| フォルト : モジュールス<br>ロット 1 - ソフトウェアバー<br>ジョンが異なります | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、検出されたソフトウェアのバー<br>ジョンが異なります。                         | Edwards に連絡してください。   |
| フォルト : モジュールス<br>ロット 2 - ソフトウェアバー<br>ジョンが異なります | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、検出されたソフトウェアのバー<br>ジョンが異なります。                         | Edwards に連絡してください。   |
| フォルト : ケーブル<br>ポート 1 - ソフトウェアバー<br>ジョンが異なります   | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、検出されたソフトウェアのバー<br>ジョンが異なります。                         | Edwards に連絡してください。   |
| フォルト : ケーブル<br>ポート 2 - ソフトウェアバー<br>ジョンが異なります   | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、検出されたソフトウェアのバー<br>ジョンが異なります。                         | Edwards に連絡してください。   |
| フォルト:2 つ目の<br>Swan-Ganz モジュー<br>ルが検出されました      | 複数の Swan-Ganz モジュールが検出され<br>ました。  | いずれか1つの Swan-Ganz モジュールを取り外してく<br>ださい。   |
| フォルト:Swan-Ganz<br>モジュールが接続され                   | モニタリング中に HemoSphere Swan-Ganz<br>モジュールが取り外されました。                              | モジュールが正しく挿入されていることを確認してくだ<br>さい。   |
| ていません  | HemoSphere Swan-Ganz モジュールが検出   | モジュールを取り外し、再度挿入してください。   |
|  | されません。<br>スロットまたはモジュールの接続部が損傷し  | モジュールのピンが曲がっていたり、破損したりしてい<br>ないかどうか点検してください。                                   |
|  | ています。   | 別のモジュールスロットに切り替えてみてください。   |
|  |   | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。   |
| フォルト∶ケーブルポート<br>  <#>* – 圧ケーブルが接続され<br>  ていません | <ul> <li>モニタリング中に圧ケーブルの接続が切れ</li> <li>ました。</li> <li>圧ケーブルが検出されません。</li> </ul> | 圧ケーブルが接続されていることを再確認してください。<br>圧ケーブルとセンサー/トランスデューサーとが確実に<br>接続されていることを確認してください。 |
|  | 圧ケーブルコネクターピンに曲がりや欠損が<br>あり、適切に接続されていません。                                      | 圧ケーブルコネクターをチェックしてピンに曲がりや欠損<br>がなく、適切に接続されていることを確認してください。                       |
|  |   | 圧ケーブルを一旦取り外し、再度接続してください。   |
|  |   | 別のケーブルポートに切り替えてみてください。   |
|  |   | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>に連絡してください。                                     |
| フォルト:2 本目のオキシメ<br>トリーケーブルが検出され<br>ました          | 複数のオキシメトリーケーブル接続が検出さ<br>れました。   | いずれか1本のオキシメトリーケーブルを取り外してく<br>ださい。  |
| フォルト : オキシメトリー<br>ケーブルが接続されていま                 | HemoSphere アドバンスドモニターとオキシ<br>メトリーケーブルの接続が検出されません。                             | オキシメトリーケーブル/カテーテルが適切に接続され<br>ていることを確認してください。                                   |
|  | オキシメトリーケーブルのコネクターピンの<br>曲がりや外れがあります。  | オキシメトリーケーブルのコネクターピンが曲がってい<br>たり、外れたりしていないかどうか点検してください。                         |
| フォルト:内部システムの                                   | <br>内部システムの故障   | システムの電源を入れ直してください。   |
|  |   | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。   |
| フォルト : バッテリーが消耗<br>しました                        | バッテリーが消耗したため、電源に接続しな<br>い場合は1分以内にシステムがシャットダウ<br>ンします。                         | HemoSphere アドバンスドモニターを別の電源に接続し<br>て電源喪失を回避した上で、モニタリングを再開してく<br>ださい。            |

| メッセージ   | 予測される原因  | 推奨される対処方法  |
|---|--|--|
| フォルト:システムの温度が<br>高すぎます - 直ちにシャット<br>ダウンしてください | モニターの内部温度が非常に高温です。<br>モニターの換気口が塞がれています。                                  | モニターを熱源から遠ざけてください。<br>モニターの換気口が塞がれておらず、ほこりなどがない<br>ことを確認してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwardsに連絡してください。   |
| フォルト: 圧出カ – ハード<br>ウェア異常                      | 圧ケーブルが正しく接続されていません。<br>ケーブルまたはポートの接続部が損傷してい<br>ます。                       | 圧出カケーブルを再度挿入してください。<br>ピンが曲がっていたり、破損したりしていないかどうか<br>点検してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwardsに連絡してください。   |
| フォルト:HISの接続性が喪<br>失しました                       | HL7通信に接続性の喪失が発生しました。<br>イーサネット接続に問題があります。<br>Wi-Fi接続に問題があります。            | イーサネット接続を確認してください。<br>Wi-Fi接続を確認してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>にお問い合わせください。  |
| フォルト:2番目の CO 圧力<br>センサーが検出されました               | CO センサーと接続する複数の圧カケーブル<br>が検出されました  | 圧ケーブル CO センサーの 1 つを取り外してください。  |
| 警告:システムの温度が高す<br>ぎます                          | モニターの内部温度が非常な高温に達してい<br>ます。<br>モニターの換気口が塞がれています。                         | モニターを熱源から遠ざけてください。<br>モニターの換気口が塞がれておらず、ほこりなどがない<br>ことを確認してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwardsに連絡してください。   |
| 警告:システムの LED<br>インジケータが動作し<br>ていません。          | 視覚的アラームインジケータのハードウェ<br>アまたは通信にエラーが発生しています。<br>視覚的アラームインジケータが故障してい<br>ます。 | システムの電源を入れ直してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。   |
| 警告:システムのブザーが動<br>作していません。                     | スピーカーのハードウェアまたはソフトウェ<br>アの通信にエラーが発生しています。<br>メインボードのスピーカーが故障してい<br>ます。   | システムの電源を入れ直してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。   |
| 警告:バッテリー低下                                    | バッテリー残量が 20% 未満となっているか、<br>8 分以内に消耗します。                                  | HemoSphere アドバンスドモニターを別の電源に接続し<br>て電源喪失を回避した上で、モニタリングを継続してく<br>ださい。  |
| 警告:バッテリーが接続され<br>ていません                        | 前回挿入したバッテリーが検出されません。<br>バッテリーの接続に問題があります。                                | バッテリーがバッテリーコンパートメントに正しく挿入<br>されていることを確認してください。<br>バッテリーパックを取り外し、再度挿入してください。<br>HemoSphere バッテリーパックを交換してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。 |
| 警告: バッテリーの保守整備<br>をしてください                     | 内部バッテリーに故障が発生しました。<br>バッテリーが満充電になってもシステムを適<br>切に維持できません。                 | システムの電源を入れ直してください。<br>状態が解消しない場合は、バッテリーパックを交換して<br>ください。   |
| 警告 : ワイヤレスモジュール<br>の異常                        | ワイヤレスモジュールの内部ハードウェアに<br>異常が発生しました。                                       | ワイヤレス接続を無効にして再度有効にしてください。  |
| 警告:血圧送信が有効になっ<br>ていません                        | 新規患者モニター血圧チャンネルの接続が検<br>知されました   | ゼロ点&波形画面に移動し、患者モニターのゼロ点調整<br>をした後、血圧送信ボタン(血圧波形アイコン)にタッ<br>チしてください。   |
|   | <br>   | 圧出カケーブルを取り外してください。   |

表 14-5 システムのフォルト/警告(続き)

#### 14.5.2 システムの警告

| メッセージ                    | 予測される原因                        | 推奨される対処方法   |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| バッテリーのコンディショニン<br>グが必要です | ガスゲージが実際のバッテリー残量と同<br>期していません。 | 測定が中断されないよう、HemoSphere アドバンスドモ<br>ニターは必ずコンセントに接続してください。<br>バッテリーを調整してください(測定中でないことを確<br>認してください):   |
|                          |                                | <ul> <li>モニターをコンセントに接続して、バッテリーを<br/>フル充電します。</li> <li>バッテリーをフル充電したら、2時間以上その状態に置きます。</li> <li>モニターをコンセントから取り外し、引き続き<br/>バッテリー電源でシステムを稼働させます。</li> <li>バッテリーが完全に消耗すると、HemoSphere ア<br/>ドバンスドモニターは自動的に電源が切れます。</li> <li>バッテリーが完全に消耗したら、5時間以上その<br/>状態に置きます。</li> <li>モニターをコンセントに接続して、バッテリーを<br/>フル充電します。</li> <li>「バッテリーをコンディショニングしてください」とい<br/>うメッセージが表示され続ける場合は、バッテリーパッ<br/>クを交換してください。</li> </ul> |
| バッテリーの保守整備をしてく<br>ださい。   | 内部バッテリーに故障が発生しました。             | システムの電源を入れ直してください。<br>状態が解消しない場合は、バッテリーパックを交換して<br>ください。  |

表 14-6 HemoSphere アドバンスドモニターの警告

#### 14.5.3 数値キーパッドエラー

#### 表 14-7 数値キーパッドエラー

| メッセージ            | 予測される原因  | 推奨される対処方法  |
|------------------|--|--|
| 値が範囲外です (xx-yy)  | 入力した値は制限範囲の上限または下限を<br>超えています。                                   | ユーザーが範囲外の数値を入力すると表示されます。<br>XX や YY の代わりに、通知の一環として範囲が表示<br>されます。 |
| XX 以下の値を指定してください | 入力した数値は制限範囲内ですが、高ス<br>ケール設定などのような高値設定の上限を<br>超えています。XX は関連数値です。  | それより低い数値を入力してください。   |
| XX 以上の値を指定してください | 入力した数値は制限範囲内ですが、低ス<br>ケール設定などのような低値設定の下限を<br>超えています。関連数値は XX です。 | それより高い数値を入力してください。   |
| 誤ったパスワードが入力されました | 入力したパスワードは正しくありません。  | 正しいパスワードを入力してください。   |
| 有効な時刻を入力してください   | 入力した時刻は無効です(例:25:70)。  | 正しい時刻を 12 時間または 24 時間表記で入力し<br>てください。                            |
| 有効な日付を入力してください   | 入力した日付は無効です(例:33.13.009)。  | 正しい日付を入力してください。  |

# 14.6 HemoSphere Swan-Ganz モジュールのエラーメッセージ

#### 14.6.1 CO フォルト/警告

#### 表 14-8 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの CO フォルト/警告

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|--|---|--|
| フォルト : CO – 血液温度が<br>範囲外 (31℃ 未満または 41℃<br>を超過 ) | 血液温度の測定値が 31°C 未満、<br>または 41°C を超過しています。  | <ul> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>血液温度が範囲内になったら CO のモニタリングを再開します。</li> </ul> |
| フォルト:CO – 心拍出量が<br>1.0 L/min 未満です *              | 測定された CO が 1.0 L/min 未<br>満です。  | 病院のプロトコルに従って CO 値を上げてください。<br>CO のモニタリングを再開してください。   |
| フォルト : CO – カテーテルメ<br>モリ : ボーラスモードを使用し<br>てください  | カテーテルのサーマルフィラメン<br>トの接続不良があります。<br>CCO ケーブルの機能異常があり<br>ます。<br>カテーテル CO エラーがあります。<br>CCO ケーブルがケーブルテスト<br>ポートに接続されています。 | サーマルフィラメントの接続を確認してください。<br>カテーテル/CCOケーブルのサーマルフィラメントの接続部<br>のピンが曲がっていたり無くなっていないことを確認してくだ<br>さい。<br>CCOケーブルテストを行ってください。<br>CCOケーブルを交換してください。<br>ボーラス COモードを使用してください。   |
| フォルト : CO – カテーテル<br>検証 : ボーラスモードを使用し<br>てください   | CCO ケーブルの機能異常があ<br>ります。<br>カテーテル CO エラーがあります。<br>接続されているカテーテルが<br>Edwards CCO カテーテルで<br>けありません                        | CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルを交換してください。<br>ボーラス CO モードを使用してください。<br>カテーテルが Edwards CCO カテーテルであることを確認して<br>ください。   |
| フォルト : CO – カテーテルと<br>ケーブルの接続を確認してく<br>ださい       | カテーテルのサーマルフィラメン<br>トとサーミスタの接続が検出され<br>ません。<br>CCO ケーブルの機能異常があり<br>ます。   | CCO ケーブルとカテーテルの接続を確認してください。<br>サーミスタとサーマルフィラメントの接続を外し、曲がったり<br>無くなっているピンがないことを確認してください。<br>CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルを交換してください。  |
| フォルト : CO – サーマル<br>フィラメントの接続を確認<br>してください       | カテーテルのサーマルフィラメン<br>トの接続が検出されません<br>CCO ケーブルの機能異常があり<br>ます。<br>接続されているカテーテルが<br>Edwards CCO カテーテルで<br>はありません。          | カテーテルのサーマルフィラメントが CCO ケーブルに接続さ<br>れていることを確認してください。<br>サーマルフィラメントの接続を外し、曲がったり無くなってい<br>るピンがないことを確認してください。<br>CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルを交換してください。<br>カテーテルが Edwards CCO カテーテルであることを確認して<br>ください。<br>ボーラス CO モードを使用してください。       |

| メッセージ   | 予測される原因  | 推奨される対処方法  |
|---|--|--|
| フォルト : CO – サーマル<br>フィラメントの位置を確認<br>してください          | サーマルフィラメントの周囲の血<br>流量が低下している可能性があり<br>ます。<br>サーマルフィラメントが血管壁に<br>接触している可能性があります。<br>カテーテルが患者に挿入されてい<br>ません。 | <ul> <li>カテーテルルーメンをフラッシュしてください</li> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>CO のモニタリングを再開してください。</li> </ul>   |
| フォルト : CO – サーミスタの<br>接続を確認してください                   | カテーテルのサーミスタの接続が<br>検出されません。<br>血液温度の測定値が15℃未満、<br>または45℃を超過しています。<br>CCOケーブルの機能異常があり<br>ます。                | カテーテルのサーミスタが CCO ケーブルに接続されているこ<br>とを確認してください。<br>血液温度が 15 ~ 45°C の範囲内にあることを確認してください。<br>サーミスタの接続を外し、曲がったり無くなっているピンがな<br>いことを確認してください。<br>CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルを交換してください。  |
| フォルト : CO – シグナルプロ<br>セッサー : ボーラスモードを使<br>用してください * | データ処理エラー   | CO のモニタリングを再開してください。<br>モニターの電源を一旦切り、再起動してシステムを復元してく<br>ださい。<br>ボーラス CO モードを使用してください。  |
| フォルト : CO – サーマルシグ<br>ナルが検出されません *                  | モニターが検出している温度シグ<br>ナルが弱すぎて処理できません。<br>シーケンシャルコンプレッション<br>デバイスの干渉があります。                                     | <ul> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>病院のプロトコルに従ってシーケンシャルコンプレッションデバイスの電源を一時的に切ってください。</li> <li>CO のモニタリングを再開してください。</li> </ul>   |
| フォルト : スワンガンツモ<br>ジュール                              | 電気メスによる干渉<br>内部システムの故障   | 電気メスを使用する場合は CCO ケーブルを抜いてください。<br>モジュールを取り外し、再度挿入して再設定してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。  |
| 警告: CO - 信号適応化 -<br>心拍出量の測定を継続中                     | 肺動脈血の大きな温度変化を検知<br>しました。<br>シーケンシャルコンプレッション<br>デバイスの干渉があります。<br>カテーテルのサーマルフィラメン<br>トが適切な位置にありません。          | <ul> <li>CO が測定され表示されるまでしばらくお待ちください。</li> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>患者の不快感を少なくすることで、温度変化を小さくすることができる可能性があります。</li> <li>病院のプロトコルに従ってシーケンシャルコンプレッションデバイスの電源を一時的に切ってください。</li> </ul> |
| <u>言</u> 言:CU − 个女疋な皿液温度 -<br>心拍出量の測定を継続中           | m判断単の入さな温度変化を検知<br>しました。<br>シーケンシャルコンプレッション<br>デバイスの干渉があります。   | CO 測止 直が更新されるのをお待らくたさい。<br>患者の不快感を少なくすることで、温度変化を小さくすること<br>ができる可能性があります。<br>病院のプロトコルに従ってシーケンシャルコンプレッションデ<br>バイスの電源を一時的に切ってください。  |
| * これらのラッチフォルト。消音:                                   | アイコンをタッチすると消音状態となり   | 「ます。クリアするには、モニタリングを再開します。  |

#### 表 14-8 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの CO フォルト/警告(続き)

### 14.6.2 EDV および SV フォルト/警告

#### 表 14-9 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの EDV および SV フォルト/警告

| メッセージ                           | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|---------------------------------|---|---|
| 警告:EDV – 心拍数信号が<br>ありません        | <ul> <li>一定時間内の平均心拍数が範囲外<br/>(HR 30bpm 未満、または 200bpm<br/>を超過)です</li> <li>心拍数が検出されません。</li> <li>ECG インターフェースケーブルの<br/>接続が検出されません。</li> </ul> | 平均心拍数が範囲内になるのをお待ちください。<br>HR トリガーを最大にするため、適切な誘導を選択してください。<br>HemoSphere アドバンスドモニターとベッドサイドモニター間の<br>ケーブルが接続されていることを確認してください。<br>ECG インターフェース ケーブルを交換してください。  |
| 警告 : EDV – 心拍数が上限<br>を超えています    | ー定時間内の平均心拍数が範囲外<br>(HR 30bpm 未満、または 200bpm<br>を超過)です  | 平均心拍数が範囲内になるのをお待ちください。<br>HR トリガーを最大にするため、適切な誘導を選択してください。<br>HemoSphere アドバンスドモニターとベッドサイドモニター間の<br>ケーブルが接続されていることを確認してください。<br>ECG インターフェース ケーブルを交換してください。  |
| 警告:EDV – 信号適応化 -<br>心拍出量の測定を継続中 | 患者の呼吸パターンが変化した可能<br>性があります。<br>シーケンシャルコンプレッションデ<br>バイスの干渉があります。<br>カテーテルのサーマルフィラメント<br>が適切な位置にありません。  | <ul> <li>EDV が測定され、表示されるまでしばらくお待ちください。</li> <li>病院のプロトコルに従ってシーケンシャルコンプレッションデバイスの電源を一時的に切ってください。</li> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> </ul> |
| 警告 : SV – 心拍数信号があ<br>りません       | <ul> <li>一定時間内の平均心拍数が範囲外<br/>(HR 30bpm 未満、または 200bpm<br/>を超過)です</li> <li>心拍数が検出されません。</li> <li>ECG インターフェースケーブルの<br/>接続が検出されません。</li> </ul> | 平均心拍数が範囲内になるのをお待ちください。<br>HR トリガーを最大にするため、適切な誘導を選択してください。<br>HemoSphere アドバンスドモニターとベッドサイドモニター間の<br>ケーブルが接続されていることを確認してください。<br>ECG インターフェース ケーブルを交換してください。  |

#### 14.6.3 iCO フォルト/警告

#### 表 14-10 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの iCO フォルト/警告

| メッセージ                                    | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|--|---|---|
| フォルト : iCO – 注入液プ<br>ローブの接続を確認して<br>ください | 注入液温度プローブが検出されません。<br>注入液温度プローブの機能異常があります。<br>CCO ケーブルの機能異常があります。                             | CCO ケーブルと注入液温度プローブ間の接続を確認してく<br>ださい。<br>注入液温度プローブを交換してください。<br>CCO ケーブルを交換してください。   |
| フォルト : iCO – サーミス<br>タの接続を確認してくだ<br>さい   | カテーテルのサーミスタの接続が検出され<br>ません。<br>血液温度の測定値が 15°C 未満、または<br>45°C を超過しています。<br>CCO ケーブルの機能異常があります。 | カテーテルのサーミスタが CCO ケーブルに接続されてい<br>ることを確認してください。<br>血液温度が 15 ~ 45°C の範囲内にあることを確認してくだ<br>さい。<br>サーミスタの接続を外し、曲がったり無くなっているピン<br>がないことを確認してください。<br>CCO ケーブルを交換してください。 |
| フォルト : iCO – 注入量が<br>不適切                 | インラインプローブの注入液容量は 5 mL あ<br>るいは 10 mL である必要があります。  | 注入液容量を 5 mL あるいは 10 mL に変更してください。<br>注入液容量が 3 mL の場合はバスプローブを使用してく<br>ださい。   |

#### 表 14-10 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの iCO フォルト/警告(続き)

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|--|---|--|
| フォルト : iCO – 注入液温<br>度が範囲外です – プロー<br>ブを確認してください | 注入液の温度が 0°C 未満もしくは 30°C を<br>超過しているか、あるいは血液温度より高<br>くなっています。<br>注入液温度プローブの機能異常があります。<br>CCO ケーブルの機能異常があります。 | 注入液の温度を確認してください<br>注入液温度プローブ接続部のピンが曲がっていたり無く<br>なったりしていないことを確認してください。<br>注入液温度プローブを交換してください。<br>CCO ケーブルを交換してください。   |
| フォルト : iCO – 血液温度<br>が範囲外です                      | 血液温度の測定値が 31°C 未満、または<br>41°C を超過しています。   | <ul> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>血液温度が範囲内になったらボーラス注入を再開します。</li> </ul>  |
| 警告:iCO – ベースライン<br>が不安定です                        | 肺動脈血の大きな温度変化を検知しました。  | 血液温度のベースラインが安定するまでしばらくお待ちく<br>ださい。<br>手動モードを使用してください。  |
| 警告:iCO – 熱希釈曲線が<br>検出されません                       | 4 分を超えて ( 自動モード )、または 30 秒<br>間にボーラス注入が検知されませんでした<br>( 手動モード )。   | ボーラス CO モニタリングを再開し、注入を開始して<br>ください。  |
| 警告 : iCO – 熱希釈曲線が<br>延長されています                    | 熱希釈曲線のベースラインへの復帰が遅い。<br>注入液ポートがイントロデューサーシース<br>内にある可能性があります。<br>心内シャントが存在する可能性があります。                        | <ul> <li>注入手技が正しいことを確認してください。</li> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>注入ポートがイントロデューサーシースの外に出ていることを確認してください</li> <li>注入液として 10mL の冷水を使用し、温度シグナルを大きくしてください。</li> </ul> |
| 警告:iCO – 熱希釈曲線が<br>不規則になっています                    | 熱希釈曲線に複数のピークがあります。  | <ul> <li>注入手技が正しいことを確認してください。</li> <li>肺動脈内のカテーテルの位置が正しいことを確認してください。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルの使用を確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>注入液として 10mL の冷水を使用し、温度シグナルを大きくしてください。</li> </ul>   |
| 警告 : iCO – 注入液の温度<br>が高すぎます                      | 注入液の温度と血液温度の差が 8°C 以<br>内です。<br>注入液温度プローブの機能異常があります。<br>CCO ケーブルの機能異常があります。                                 | 低温の注入液を使用してください。<br>注入液温度プローブを交換してください。<br>CCO ケーブルを交換してください。  |

#### 14.6.4 SVR フォルト/警告

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|--|---|--|
| 警告:SVR – 血圧の信号が検出<br>されません                   | HemoSphere アドバンスドモニターのア<br>ナログ入力ポートが MAP および CVP 入<br>力用に設定されていません。<br>アナログ入力インターフェースケーブル<br>接続が検出されません。<br>入力信号が正しくありません。<br>外部モニターの故障があります。 | 外部モニターの正しい出力電圧の範囲と HemoSphere ア<br>ドバンスドモニターの電圧の高 / 低を確認してください。<br>モニタリングプラットフォームとベッドサイドモニター<br>間のケーブルが接続されていることを確認してください。<br>BSA 計算のための身長と体重の入力値および単位が正し<br>いことを確認してください。<br>外部モニターのアナログ出力信号を点検してください。<br>外部デバイスモジュールが使用されている場合は交換し<br>てください。 |
| 警告:SVR – SVR モニタリン<br>グ用のアナログ入力を設定して<br>ください | HemoSphere アドバンスドモニターのア<br>ナログ入力ポートが MAP および CVP 信<br>号入力用に設定されていません。   | アナログ入力設定画面で、アナログ入力ポート1および<br>2を、外部モニター MAP および CVP 信号出力用に設定<br>してください。   |

表 14-11 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの SVR フォルト/警告

14.6.5 一般的なトラブルシューティング

#### 表 14-12 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの

| メッセージ  | 予測される原因  | 推奨される対処方法   |  |
|--|--|---|--|
| CO モニタリング用の<br>HemoSphere Swan-Ganz                  | HemoSphere Swan-Ganz モジュールへの<br>接続が検出されませんでした。   | Swan-Ganz モジュールをモニターのスロット1または<br>スロット2に挿入してください。  |  |
| モジュールを接続してください。                                      |  | モジュールを取り外し、再度挿入してください。  |  |
| CO モニタリング用の CCO<br>ケーブルを接続してください。                    | HemoSphere Swan-Ganz モジュールと<br>CCO ケーブルの間の接続が検出されませ<br>んでした。   | CCO ケーブルと挿入された HemoSphere Swan-Ganz<br>モジュールとの間の接続を確認してください。<br>CCO ケーブルを取り外し、曲がったり無くなっているピ<br>ンがないことを確認してください。<br>CCO ケーブルを交換してください。   |  |
| CO モニタリング用のサーミス<br>タを接続してください。                       | CCO ケーブルとカテーテルのサーミスタ<br>の間の接続が検出されませんでした。<br>CCO ケーブルの機能異常があります。   | カテーテルのサーミスタが CCO ケーブルに接続されて<br>いることを確認してください。<br>サーミスタの接続を外し、曲がったり無くなっているピ<br>ンがないことを確認してください。<br>CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルを交換してください。  |  |
| CO モニタリング用のサーマ<br>ルフィラメントを接続してく<br>ださい。              | CCO ケーブルとカテーテルのサーマル<br>フィラメントの間の接続が検出されませ<br>んでした。<br>CCO ケーブルの機能異常があります。<br>接続されているカテーテルが<br>Edwards CCO カテーテルで<br>はありません。                    | カテーテルのサーマルフィラメントが CCO ケーブルに<br>接続されていることを確認してください。<br>サーマルフィラメントの接続を外し、曲がったり無く<br>なっているピンがないことを確認してください。<br>CCO ケーブルテストを行ってください。<br>CCO ケーブルを交換してください。<br>カテーテルが Edwards CCO カテーテルであることを確<br>認してください。 |  |
| iCO モニタリング用の注入液プ<br>ローブを接続してください。<br>SVR モニタリング用のアナロ | <ul> <li>CCO ケーブルと注入液温度プローブの間の接続が検出されませんでした。</li> <li>注入液温度プローブの機能異常があります。</li> <li>CCO ケーブルの機能異常があります。</li> <li>アナログ入カインターフェースケーブル</li> </ul> | <ul> <li>CCO ケーブルと注入液温度プローブ間の接続を確認してください。</li> <li>注入液温度プローブを交換してください。</li> <li>CCO ケーブルを交換してください。</li> <li>モニタリングプラットフォームとベッドサイドモニ</li> </ul>  |  |
| グ入力を接続してください。  | 接続が検出されません。<br>  | ター間のケーブルが接続されていることを確認して<br>ください。<br>外部モニターのアナログ出力信号を点検してください。   |  |

一般的なトラブルシューティング

| 表 14-12 HemoSpl | here Swan-Ganz <del>T</del> | ジュールの |
|-----------------|-----------------------------|-------|
| 一般的なトラス         | ブルシューティング                   | (続き)  |

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|--|---|--|
| SVR モニタリング用のアナロ<br>グ入力を設定してください。                           | HemoSphere アドバンスドモニターのア<br>ナログ入カポートが MAP および CVP 信<br>号入カ用に設定されていません。   | アナログ入力設定画面で、アナログ入力ポート1および<br>2を、外部モニター MAP および CVP 信号出力用に設定<br>してください。   |
| EDV または SV モニタリング<br>用の ECG 入力を接続してく<br>ださい。               | ECG インターフェースケーブルの接続が<br>検出されません。  | HemoSphere アドバンスドモニターとベッドサイド<br>モニター間のケーブルが接続されていることを確認<br>してください。<br>ECC インターフェース ケーブルを充地してください   |
| CI が CO より高くなって<br>います                                     | 患者の BSA が正しくありません。<br>BSA が 1 未満です。   | 2004 クダークェース ゲークルを交換してください。<br>測定単位と患者の身長・体重の値を確認してください。   |
| CO 値と iCO 値に差があり<br>ます                                     | ボーラス情報の設定が正しくありません。<br>サーミスタまたは注入液温度プローブの<br>不良があります。<br>不安定なベースラインがボーラス CO の<br>測定値に影響しています。   | カテーテルのサイズと注入量にあったコンピューテー<br>ション定数が設定されていることを確認してください。<br>注入液として 10mL の冷水を使用し、温度シグナルを大<br>きくしてください。<br>注入手技が正しいことを確認してください。<br>注入液温度プローブを交換してください。  |
| SVR の値が SVRI より高くなっ<br>ています                                | 患者の BSA が正しくありません。<br>BSA が 1 未満です。   | 測定単位と患者の身長・体重の値を確認してください。  |
| HemoSphere アドバンスドモニ<br>ターの平均心拍数と外部モニ<br>ターの心拍数に差があります。     | 外部モニターが ECG シグナル用に正しく<br>設定されていません。<br>外部モニターの故障があります。<br>ECG インターフェース ケーブルの<br>機能異常<br>患者の心拍数の上昇<br>HemoSphere アドバンスドモニターが心<br>拍数データから平均心拍数を算出するに<br>は 3 分程度かかります。 | CCOの測定を中止し、HemoSphere アドバンスドモニ<br>ターと外部モニターの心拍数が同じであることを確認し<br>てください。<br>HRトリガーを大きくし心房スパイク波形を小さくする<br>ため適切な誘導を選択してください。<br>外部モニターからの出力信号を確認してください。<br>患者の心拍数が安定するまで待機してください。<br>ECGインターフェース ケーブルを交換してください。           |
| HemoSphere アドバンスドモニ<br>ターの MAP と CVP が、外部モ<br>ニターの値と差があります | HemoSphere アドバンスドモニタリン<br>グプラットフォームの設定が正しくあり<br>ません<br>入力信号が正しくありません。<br>外部モニターの故障があります。  | 外部モニターの正しい出力電圧の範囲とモニタリングプ<br>ラットフォームの電圧の高 / 低を確認してください。<br>アナログ入力ポートの電圧の測定単位 (mmHg または<br>kPa) が正しいことを確認してください。<br>BSA 計算のための身長と体重の入力値および単位が正し<br>いことを確認してください。<br>外部モニターのアナログ出力信号を点検してください。<br>アナログ入力ケーブルを交換してください。 |

# 14.7 圧ケーブルのエラーメッセージ

### 14.7.1 一般的な圧ケーブルのフォルト/警告

| メッセージ         | 予測される原因   | 推奨される対処方法                                   |
|---------------|-----------|---|
| フォルト:ケーブルポート  | 内部システムの故障 | 圧ケーブルを一旦取り外し、再度接続してください。                    |
| <#>^ – 圧ケー ノル |           | ケーブルを熱源や絶縁面から離して再配置してください。                  |
|               |           | ケーブル本体の温度が上がったら、温度が下がるまで使<br>用しないでください。     |
|               |           | プラットフォームを復元するには、モニターの電源を一<br>旦切って再起動してください。 |
|               |           | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート                |
|               |           | に連絡してください。                                  |

| メッセージ                             | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|-----------------------------------|---|--|
| フォルト:ケーブルポート<br><#>* – 圧センサー      | ケーブルまたはセンサーの故障  | センサーを取り外し、接点をチェックして曲がりや欠損<br>がないことを確認してください。   |
|                                   |   | 圧センサーを交換してください。  |
|                                   |   | 圧ケーブルを交換してください。  |
|                                   |   | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>に連絡してください。   |
| フォルト:ケーブルポート                      | モニタリング中に圧センサーの接続が切                                    | カテーテルの接続を確認してください。   |
| <#>* – 圧センサーが接続されて<br>いません        | れました。<br>ケーブルの接続が検出されません。                             | 圧ケーブルと圧センサーを確認し、コネクターピンを<br>チェックして欠損していないことを確認してください。  |
|                                   | Edwards圧ケーブルまたは圧センサー                                  | Edwards圧ケーブルを交換してください。   |
|                                   | の取得   | EdwardsCOセンサー/圧センサーを交換してください。  |
|                                   |   | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>に連絡してください。   |
| フォルト:ケーブルポート<br><#>* – 圧力センサーが不適合 | Edwards製以外のセンサーが検出さ<br>れました。                          | Edwards圧センサーが使用されていることを確認してく<br>ださい。   |
| です                                | ケーブルまたはセンサーの故障<br>内部システムの故障                           | センサーを取り外し、接点をチェックして曲がりや欠損<br>がないことを確認してください。   |
|                                   |   | 圧センサーを交換してください。  |
|                                   |   | 圧ケーブルを交換してください。  |
|                                   |   | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>に連絡してください。   |
| フォルト:ケーブルポート<br><#>* – 圧波形が不安定です  | COを正確に測定するには動脈の圧波形が<br>不十分です。                         | Edwards連続COシステムを患者側から加圧バックまで<br>確認してください。  |
|                                   | 圧モニタリングラインに問題があります。<br>収縮期血圧が高すぎる、または拡張期血<br>圧が低すぎます。 | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してくだ<br>さい。   |
|                                   | 液体ラインが水で流されています。                                      | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。   |
|                                   |   | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。   |
|                                   |   | EdwardsCOセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の交点と<br>一致していることを確認してください。  |
|                                   |   | トランスデューサーを「ゼロ点調整」して圧ケーブルの<br>接続を再確認するには、HemoSphereアドバンスドモニ<br>ターに接続されたEdwardsCOセンサーを「ゼロ点調整」<br>してください。 |
|                                   |   | 加圧バックが加圧され、フラッシュ溶液バッグに¼以上<br>溶液が入っていることを確認してください。  |
|                                   |   | Edwards連続CO測定システムの周波数特性を確認するた<br>めに、スクエア・ウェーブテストを行ってください。  |
|                                   |   | 圧ケーブルを一旦取り外し、再度接続してください。   |
| 警告:ケーブルポート<#>*- 圧                 | 圧ケーブルの「ゼロ点調整」ボタンが10                                   | 圧ケーブルの「ゼロ点調整」ボタンを放してください。  |
| ケーブルの「ゼロ点調整」ボタ<br>  ンを放してください。    | 秒以上押されています。<br>圧ケーブルの故障                               | ボタンをチェックして適切に解除されていることを確認<br>してください。   |
|                                   |   | 圧ケーブルを交換してください。  |
| *注記 : <#> はポート番号です : 1            | または2。   |  |

#### 14.7.2 CO フォルト/警告

表 14-14 HemoSphere 圧ケーブルの CO フォルト/警告

| メッセージ                      | 予測される原因  | 推奨される対処方法  |
|----------------------------|--|--|
| フォルト:CO–動脈圧波形を確<br>認してください | COを正確に測定するには動脈の圧波形が<br>不十分です。                        | Edwards連続COシステムを患者側から加圧バックまで確<br>認してください。  |
|                            | 長時間にわたり圧波形が不十分です。<br>圧モニタリングラインに問題があります。             | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してくだ<br>さい。   |
|                            | 収縮期血圧が高りきる、または拡張期血<br>圧が低すぎます。                       | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。   |
|                            |  | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。   |
|                            |  | Edwards COセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の交点<br>と一致していることを確認してください。   |
|                            |  | トランスデューサーを「ゼロ点調整」して圧ケーブルの<br>接続を再確認するには、HemoSphereアドバンスドモニ<br>ターに接続されたEdwardsCOセンサーを「ゼロ点調整」<br>してください。 |
|                            |  | 加圧ハックか加圧され、フラッシュ溶液ハックに1/4以<br>上溶液が入っていることを確認してください。  |
|                            |  | Edwards連続CO測定システムの周波数特性を確認するた<br>めに、スクエア・ウェーブテストを行ってください。  |
| フォルト:CO-動脈圧波形に問<br>題があります  | Edwards圧ケーブルまたは圧センサー<br>の故障                          | Edwards COシステムを患者側から加圧バックまで確認<br>してください。   |
|                            | 内部システムの故障<br>患者の脈圧が低下しています。                          | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してくだ<br>さい。   |
|                            | 住モーダリングラインに問題がめります。<br>COセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の           | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。   |
|                            | 交点と一致していません。<br>                                     | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。   |
|                            |  | Edwards COセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の交点と一致していることを確認してください。   |
|                            |  | トランスデューサーを「ゼロ点調整」して圧ケーブルの<br>接続を再確認するには、HemoSphereアドバンスドモニ<br>ターに接続されたEdwardsCOセンサーを「ゼロ点調整」<br>してください。 |
|                            |  | 加圧バックが加圧され、フラッシュ溶液バッグに1/4以   |
|                            |  | Edwards COシステムの周波数特性を確認するために、<br>スクエア・ウェーブテストを行ってください。   |
|                            |  | Edwards圧ケーブルとセンサーを確認し、コネクター<br>ピンをチェックして欠損していないことを確認してく<br>ださい。  |
|                            |  | Edwards圧ケーブルを交換してください。   |
|                            |  | Edwards COセンサーを交換してください。   |
|                            |  | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサホート<br>に連絡してください。   |
| フォルト: CO – 動脈圧未接続          | 動脈圧が低く、非拍動です。  | 動脈カテーテルの接続を確認してください。   |
|                            | 判測に上不接続<br>ケーブルの接続が検出されません。<br>Edwards E ケーブルまたはつつわい | cuwards庄ケーフルとCOセンサーを確認し、コネク<br>ターピンをチェックして欠損していないことを確認し<br>てください。                                      |
|                            | EuwaldsエクーフルまたはCOセン<br>  サーの故障                       | Edwards圧ケーブルを交換してください。   |
|                            | 内部システムの故障  | Edwards COセンサーを交換してください。   |
|                            |  | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>  に連絡してください。   |

| メッセージ                 | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|-----------------------|---|--|
| 警告:CO–動脈圧信号が不安定<br>です | COを正確に測定するには動脈の圧波形が<br>不十分です。                               | Edwards連続COシステムを患者側から加圧バックまで確<br>認してください。  |
|                       | 動脈圧モニタリングラインに問題があり<br>ます。<br>収縮期血圧が高すぎる、または拡張期血<br>圧が低すぎます。 | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してくだ<br>さい。   |
|                       |   | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。   |
|                       |   | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。   |
|                       |   | Edwards COセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の交点<br>と一致していることを確認してください。   |
|                       |   | トランスデューサーを「ゼロ点調整」して圧ケーブルの<br>接続を再確認するには、HemoSphereアドバンスドモニ<br>ターに接続されたEdwardsCOセンサーを「ゼロ点調整」<br>してください。 |
|                       |   | 加圧バックが加圧され、フラッシュ溶液バッグに1/4以<br>上溶液が入っていることを確認してください。  |
|                       |   | Edwards連続COシステムの周波数特性を確認するために、<br>スクエア・ウェーブテストを行ってください。  |
| 警告: CO – 脈圧が低下してい     | 圧モニタリングラインに問題があります。   | EdwardsCOシステムを患者側から加圧バックまで確認し  |
| ます                    | 患者の脈圧が低下しています。  | てください。   |
|                       |   | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してくだ<br>さい。   |
|                       |   | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。   |
|                       |   | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。   |
|                       |   | Edwards COセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の交点<br>と一致していることを確認してください。   |
|                       |   | トランスデューサーを「ゼロ点調整」して圧ケーブルの<br>接続を再確認するには、HemoSphereアドバンスドモニ<br>ターに接続されたEdwardsCOセンサーを「ゼロ点調整」<br>してください。 |
|                       |   | 加圧バックが加圧され、フラッシュ溶液バッグに1/4以<br>上溶液が入っていることを確認してください。  |
|                       |   | Edwards COシステムの周波数特性を確認するために、<br>スクエア・ウェーブテストを行ってください。   |

#### 表 14-14 HemoSphere 圧ケーブルの CO フォルト/警告(続き)

| メッセージ           | 予測される原因  | 推奨される対処方法  |
|-----------------|--|--|
| 警告:CO-圧波形が不安定です | COを正確に測定するには動脈の圧波形が<br>不十分です。                      | Edwards連続COシステムを患者側から加圧バックまで確<br>認してください。  |
|                 | 圧モニタリングに問題があります。<br>収縮期血圧が高すぎる、または拡張期血<br>圧が低すぎます。 | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してくだ<br>さい。   |
|                 | 液体ラインが水で流されています。                                   | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。   |
|                 |  | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。   |
|                 |  | Edwards COセンサーが患者の中腋窩と第四肋間の交点<br>と一致していることを確認してください。   |
|                 |  | トランスデューサーを「ゼロ点調整」して圧ケーブルの<br>接続を再確認するには、HemoSphereアドバンスドモニ<br>ターに接続されたEdwardsCOセンサーを「ゼロ点調整」<br>してください。 |
|                 |  | 加圧バックが加圧され、フラッシュ溶液バッグに1/4以<br>上溶液が入っていることを確認してください。  |
|                 |  | Edwards連続CO測定システムの周波数特性を確認するた<br>めに、スクエア・ウェーブテストを行ってください。  |

#### 表 14-14 HemoSphere 圧ケーブルの CO フォルト/警告(続き)

#### 14.7.3 SVR フォルト/警告

#### 表 14-15 HemoSphere 圧ケーブルの SVR フォルト/警告

| メッセージ                                | 予測される原因  | 推奨される対処方法   |
|--------------------------------------|--|---|
| 警告: SVR-CVPの圧信号が検<br>出されません          | HemoSphereアドバンスドモニターのアナ<br>ログ入力ポートがCVP入力用に設定され | 外部モニターの正しい出力電圧の範囲とHemoSphereアド<br>バンスドモニターの電圧の高 / 低を確認してください。 |
|                                      | ていません。<br>アナログ入力インターフェースケーブル<br>接続が検出されません。    | モニタリングプラットフォームとベッドサイドモニ<br>ター間のケーブルが接続されていることを確認してく<br>ださい。   |
|                                      | 入力信号が不正確です。<br>外部モニターの故障                       | BSA計算のための身長と体重の入力値および単位が正し<br>いことを確認してください。                   |
|                                      |  | 外部モニターのアナログ出力信号を点検してください。                                     |
|                                      |  | 外部デバイスモジュールが使用されている場合は交換し<br>てください。                           |
| 警告: SVR-SVRモニタリング<br>用にアナログ入力を設定するか、 | HemoSphereアドバンスドモニターのアナ<br>ログ入力ポートがCVP信号入力用に設定 | アナログ入力設定画面で、アナログ入力ポート1または<br>2を、外部モニターCVP信号出力用に設定してください。      |
| CVPを人力してください<br>                     | されていません。<br>CVP値が入力されていません。                    | CVP値を入力してください。  |

#### 14.7.4 MAP フォルト/警告

#### 表 14-16 HemoSphere 圧ケーブルの MAP フォルト/警告

| メッセージ            | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|------------------|---|---|
| フォルト: MAP-動脈圧未接続 | 動脈圧が低く、非拍動です。<br>動脈圧未接続<br>ケーブルの接続が検出されません。<br>Edwards圧ケーブルまたはTruWaveセン<br>サーの故障<br>内部システムの故障 | 動脈カテーテルの接続を確認してください。<br>Eケーブルと圧センサー間の接続を確認し、コネクター<br>ピンをチェックして欠損していないことを確認してくだ<br>さい。<br>Eケーブルを交換してください。<br>Eセンサーを交換してください。<br>問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>に連絡してください。 |

| メッセージ                     | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|---------------------------|---|---|
| フォルト:MAP – 波形に問題が<br>あります | Edwards圧ケーブルまたはセンサーが故<br>障しています   | 患者から加圧バックの順でEdwardsCOシステムを評価し<br>ます   |
|                           | 内部システムが故障しています<br>患者の症状により脈圧が低くなりました                                      | 重度の低血圧、重度の高血圧、動きアーチファクトがな<br>いか動脈圧波形を確認します  |
|                           | 圧モニタリングラインの整合性が損なわ<br>れました  | 動脈カテーテルがねじれたり詰まったりしていないこと<br>を確認します   |
|                           | COセンサーが、患者の中腋窩線と合って<br>いません   | すべての動脈圧上昇ラインが開いており、栓が正しい位<br>置にはまっていることを確認します                                       |
|                           |   | Edwards COセンサーが患者の中腋窩線と合っていること<br>を確認します  |
|                           |   | HemoSphere拡張モニター上でEdwards COセンサーをゼ<br>ロ点調整してトランデューサーをゼロ点調整し、圧ケー<br>ブル接続を確認します       |
|                           |   | 加圧バックが膨らんでおり、フラッシュバッグが最低で<br>も四分の一は充填されていることを確認します                                  |
|                           |   | スクエア・ウェーブテストを行い、EdwardsCOシステム<br>の周波数応答を評価します                                       |
|                           |   | Edwards圧ケーブルとセンサーを検証して、ピンが欠落<br>していないか確認します   |
|                           |   | Edwards圧ケーブルを交換します  |
|                           |   | Edwards COセンサーを交換します  |
|                           |   | 問題が解決しない場合は、Edwardsテクニカルサポート<br>にお問い合わせください。  |
| 警告: MAP – 圧波形が不<br>安定です   | 血圧を正確に測定するには動脈の圧波形<br>が不十分です。   | Edwards圧モニタリングシステムを患者側から加圧バッ<br>クまで確認してください。  |
|                           | 圧モニタリングラインに問題があります。<br>収縮期血圧が高すぎる、または拡張期血<br>圧が低すぎます。<br>液体ラインが水で流されています。 | 動脈波形をチェックして、重度の低血圧または高血圧、<br>モーションアーチファクトがないことを確認してください。                            |
|                           |   | 動脈カテーテルのねじれや血栓の付着がないことを確認<br>してください。  |
|                           |   | すべての動脈圧ラインが開存し、活栓が正しく接続され<br>ていることを確認してください。  |
|                           |   | Edwards圧センサー/トランスデューサーが患者の中腋<br>窩と第四肋間の交点と一致していることを確認してくだ<br>さい。                    |
|                           |   | HemoSphereアドバンスドモニターに接続されたEdwards<br>圧センサー/トランスデューサーをゼロ点調整して、<br>圧ケーブルの接続を確認してください。 |
|                           |   | 加圧バックが加圧され、フラッシュ溶液バッグに1/4以<br>上溶液が入っていることを確認してください。                                 |
|                           |   | Edwards圧モニタリングシステムの周波数特性を確認する<br>ために、スクエア・ウェーブテストを行ってください。                          |

#### 表 14-16 HemoSphere 圧ケーブルの MAP フォルト/警告(続き)

#### 14.7.5 一般的なトラブルシューティング

#### 表 14-17 HemoSphere 圧ケーブルの一般的なトラブルシューティング

| メッセージ                               | 予測される原因  | 推奨される対処方法   |
|-------------------------------------|--|---|
| COまたは圧モニタリング用の圧                     | HemoSphereアドバンスドモニターと圧                         | 圧ケーブルとモニター間の接続を確認してください。  |
| ケーブルを接続してください。<br>                  | ケーブル間の接続が検出されませんでした。                           | 圧ケーブルを取り外し、曲がったり欠損しているピンが<br>ないことを確認してください。                         |
|                                     |  | 圧ケーブルを交換してください。   |
| COモニタリング用のCO圧セン                     | COに依存したキーパラメータが設定され                            | 圧ケーブルとカテーテル間の接続を確認してください。   |
| サーを接続してください。<br>                    | ています。<br>圧ケーブルとCO圧センサーの間の接続が                   | COモニタリング用の圧センサーが接続されていることを<br>確認してください。                             |
|                                     | 検出されませんでした。<br>不適切なタイプの圧センサーが接続され              | 圧ケーブルを取り外し、コネクターピンをチェックして<br>欠損していないことを確認してください。                    |
|                                     | ています。  | Edwards COセンサーを交換してください。  |
|                                     |  | 圧ケーブルを交換してください。   |
| 動脈圧モニタリング用の圧セン                      | 動脈圧に依存したキーパラメータが設定                             | 圧ケーブルとカテーテル間の接続を確認してください。   |
| サーを接続してくたさい。                        | されています。<br>圧ケーブルと動脈圧センサーの間の接続                  | 圧ケーブルを取り外し、コネクターピンをチェックして<br>欠損していないことを確認してください。                    |
|                                     | が検出されませんでした。                                   | Edwards圧センサーを交換してください。  |
|                                     |  | 圧ケーブルを交換してください。   |
| 肺動脈圧モニタリング用の圧セ                      | キーパラメータとしてMPAPが設定されて                           | 圧ケーブルとカテーテル間の接続を確認してください。   |
| ンサーを接続してくたさい。                       | います。<br>圧ケーブルと肺動脈圧センサー間の接続                     | 圧ケーブルを取り外し、コネクターピンをチェックして<br>欠損していないことを確認してください。                    |
|                                     | が検出されませんでした。                                   | Edwards圧センサーを交換してください。  |
|                                     |  | 圧ケーブルを交換してください。   |
| CVPモニタリング用の圧セン                      | キーパラメータとしてCVPが設定されて                            | 圧ケーブルとカテーテル間の接続を確認してください。   |
| サーを接続してください。                        | います。<br>圧ケーブルと中心静脈圧センサー間の接<br>続が検出されませんでした。    | 圧ケーブルを取り外し、コネクターピンをチェックして<br>2月 エルキルニトキ 確認してください                    |
|                                     |  | 火損していないことを唯認してくたさい。<br>Edwards圧センサーを交換してください                        |
|                                     |  | 日本にはのたビングを交換してください。   |
| COモニタリングのために                        | COモニタリングの前に動脈圧が「ゼロ点                            | ナビゲーションバートまたはアクションメニューから  |
| 動脈圧を「ゼロ点調整」<br>してください。              | 調整」されていませんでした。                                 | 「ゼロ点&波形」アイコンをタッチして、圧を「ゼロ点<br>調整」してください。                             |
| 動脈圧モニタリングのために圧<br>を「ゼロ点調整」してください。   | モニタリングの前に動脈圧が「ゼロ点調<br>整」されていませんでした。            | ナビゲーションバー上またはアクションメニューから<br>「ゼロ点&波形」アイコンをタッチして、圧を「ゼロ点<br>調整」してください。 |
| 肺動脈モニタリングのために圧<br>を「ゼロ点調整」してください。   | モニタリングの前に肺動脈圧が「ゼロ点<br>調整」されていませんでした。           | ナビゲーションバー上またはアクションメニューから<br>「ゼロ点&波形」アイコンをタッチして、圧を「ゼロ点<br>調整」してください。 |
| CVPモニタリングのために圧を<br>「ゼロ点調整」してください。   | モニタリングの前に中心静脈圧が「ゼロ<br>点調整」されていませんでした。          | ナビゲーションバー上またはアクションメニューから<br>「ゼロ点&波形」アイコンをタッチして、圧を「ゼロ点<br>調整」してください。 |
| SVRモニタリング用にCVPアナ                    | CVPケーブルの接続が検出されません。                            | HemoSphere アドバンスドモニターとベッドサイドモ                                       |
| ログ入力を接続するか、CVP値<br>を入力してください。       | CVP値が入力されていません。                                | ニター間のケーブルが接続されていることを確認して<br>ください。                                   |
|                                     |  | CVPケーブルを交換してください。   |
|                                     |  | CVP値を入力してください。  |
| SVRモニタリング用にCVPアナ<br>ログ入力を設定するか、CVPを | HemoSphereアドバンスドモニターのアナ<br>ログ入力ポートがCVP信号入力用に設定 | アナログ入力設定画面で、アナログ入力ポート1または<br>2を、外部モニターCVP信号出力用に設定してください。            |
| 入力してください。                           | されていません。                                       | CVP値を入力してください。  |
|                                     |  | 測点出仕しまれの自己、仕手のはた地部してくがよい。   |
| います。                                | 思白のBSAが止しくめりません。<br>BSAが1去満です                  | 冽止甲位と思白の身長・14里の個を帷認ししくたさい。  |
|                                     |  |   |
| SVKの旭かSVKIより高くなっ<br>ています。           | 思有のBSAが止しくめりません。<br>BSAが1未満です。                 | 測止単位と思有の身長・体里の個を確認してくたさい。   |

# 14.8 静脈血オキシメトリーのエラーメッセージ

#### 14.8.1 静脈血オキシメトリーのフォルト/警告

#### 表 14-18 静脈血オキシメトリーのフォルト/警告

| メッセージ                                | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|--------------------------------------|---|---|
| フォルト:静脈血オキ<br>シメトリー – 光の範囲           | オキシメトリーケーブルとカテーテルの接<br>続に問題があります。                                   | オキシメトリーケーブル/カテーテルが適切に接続されている<br>ことを確認してください。  |
|                                      | オキシメトリーケーブル/カテーテルコネ<br>クターのレンズにゴミまたは皮膜が付着し<br>ています。                 | 70% イソプロピルアルコールを湿らせた綿棒でオキシメトリー<br>ケーブル/カテーテルのコネクターを清掃し、乾燥させてから<br>車キャリブレーションしてください  |
|                                      | オキシメトリーケーブルが故障しています。  | オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーションして<br>ください。   |
|                                      | ています。   | カテーテルが損傷しているおそれのある場合は交換し、再キャ<br>リブレーションしてください。                                      |
| フォルト:静脈血オキ<br>シメトリー – 赤色光 /<br>赤外線送信 | オキシメトリーケーブル/カテーテルコネ<br>クターのレンズにゴミまたは皮膜が付着し<br>ています。                 | 70% イソプロピルアルコールを湿らせた綿棒でオキシメトリー<br>ケーブル/カテーテルのコネクターを清掃し、乾燥させてから<br>再キャリブレーションしてください。 |
|                                      | オキシメトリーケーブルが故障しています。  | モニターの電源を切り、再起動してプラットフォームを復元し<br>てください。  |
|                                      |   | オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーションして<br>ください。   |
| フォルト:静脈血オキ<br>シメトリー – 値が範囲           | ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> 、HGB または Hct の入力値が<br>正しくありません。 | ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> 、HGB と Hct 値が正しく入力されたか確認してく<br>ださい。             |
| 外です                                  | HGB の単位が正しくありません。   | HGB の単位が正しいか確認してください。   |
|                                      | ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> の計算値が 0-99% の範囲外<br>です。         | 検査室から最新 ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> 値を入手し、再度キャリブレー<br>ションを行ってください。          |
| フォルト : 静脈血オキ<br>シメトリー – 入力信号         | オキシメトリーケーブルとカテーテルの接<br>続に問題があります。                                   | オキシメトリーケーブル/カテーテルが適切に接続されている<br>ことを確認してください。  |
| が不安定です                               | オキシメトリーケーブル/カテーテルコネ<br>クターのレンズにゴミまたは皮膜が付着し<br>ています。                 | 70% イソプロピルアルコールを湿らせた綿棒でオキシメトリー<br>ケーブル/カテーテルのコネクターを清掃し、乾燥させてから<br>再キャリブレーションしてください。 |
|                                      | オキシメトリーケーブルが故障しています。<br>カテーテルが折れ曲がっているか、損傷し                         | オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーションして<br>ください。   |
|                                      | ています。   | カテーテルが損傷しているおそれのある場合は交換し、再キャ<br>リブレーションしてください。                                      |
| フォルト:静脈血オキ<br>シメトリー – 信号処理           | オキシメトリーケーブルが故障しています。  | モニターの電源を切り、再起動してプラットフォームを復元し<br>てください。  |
| が不良です                                |   | オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーションして<br>ください。   |
|                                      |   | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。  |
| フォルト : オキシメト<br>リーケーブルメモリー           | オキシメトリーケーブルメモリーが故障し<br>ています。  | ケーブルを取り外し、再度接続してください。   |
|                                      |   | オインストリークークルを交換し、再イヤリクレーションしてください。   |
| フォルト:オキシメト<br>リーケーブルメモリー             | オキシメトリーケーブルメモリーが故障し<br>ています。  | オキシメトリーケーブルを取り外し、再度接続してください。<br>オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーションして<br>ください。               |
| <br>フォルト : オキシメト<br>リーケーブル温度         | オキシメトリーケーブルが故障しています。  | モニターの電源を切り、再起動してプラットフォームを復元してください。  |
|                                      |   | オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーションして<br>ください。   |
|                                      |   | ケーブルが布に包まれている場合や、枕などの絶縁面に触れて<br>いる場合は、放熱しやすいように平らな面に置いてください。                        |
|                                      |   | ケーブル本体が熱を持っていると感じたら、冷ましてから再度<br>取り扱うようにしてください。                                      |
|                                      |   | 問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。  |

| メッセージ                              | 予測される原因  | 推奨される対処方法   |
|------------------------------------|--|---|
| フォルト : オキシメト<br>リーケーブルが故障し<br>ています | 内部システムの故障  | モニターの電源を切り、再起動してプラットフォームを復元し<br>てください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards に連絡してください。  |
| 警告:静脈血オキシメ<br>トリー - 信号品質不良         | カテーテル先端の血流低下、またはカテー<br>テル先端が血管壁に接触しています。<br>HGB/Hct値が大きく変動しています。<br>カテーテルの先端に血栓が付着しています。<br>カテーテルが折れ曲がっているか、損傷し<br>ています。<br>カテーテルがオキシメトリーケーブルに接<br>続されていません。 | <ul> <li>ケーブルが布に包まれている場合や、枕などの絶縁面に触れている場合は、放熱しやすいように平らな面に置いてください。</li> <li>ケーブル本体が熱を持っていると感じたら、冷ましてから再度取り扱うようにしてください。</li> <li>カテーテルの位置が正しいことを確認してください(SvO2については、肺動脈内でのカテーテルの位置が正しいことを確認してください(SvO2のカ)。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください(SvO2のみ)。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルを留置しているか確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>院内プロトコルに従い、遠位ルーメンの吸引とフラッシュを行ってください。</li> <li>アップデート機能を使用して、HGB/Hct 値をアップデートしてください。</li> <li>カテーテルに折れ曲がりがないか確認し、再キャリブレーションしてください。</li> <li>カテーテルが損傷しているおそれのある場合は交換し、再キャリブレーションしてください。</li> <li>カテーテルがオキシメトリーケーブルに接続されていることを確認してください。</li> </ul> |

表 14-18 静脈血オキシメトリーのフォルト/警告 (続き)

# 14.8.2 静脈血オキシメトリーの警告

#### 表 14-19 静脈血オキシメトリーの警告

| メッセージ                                    | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|--|---|---|
| 体外キャリブレーション<br>エラー                       | オキシメトリーケーブルとカテーテルの ScvO <sub>2</sub> /<br>SvO <sub>2</sub> 接続に問題があります。<br>キャリブレーションカップが濡れています。<br>カテーテルが折れ曲がっているか、損傷してい<br>ます。<br>オキシメトリーケーブルが故障しています。<br>カテーテル先端がキャリブレーションカップに<br>入っていません。 | オキシメトリーケーブル/カテーテルが適切に接続され<br>ていることを確認してください。<br>目視できる折れ曲がりを伸ばしてください。損傷してい<br>るおそれのある場合は、カテーテルを交換してください<br>オキシメトリーケーブルを交換し、再キャリブレーショ<br>ンしてください。<br>カテーテル先端がキャリブレーションカップにしっかり<br>入っていることを確認してください。<br>体内キャリブレーションを行ってください。   |
| 注意:信号が不安定です                              | ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> 、HGB/Hct が変動しているか、<br>血行動態が正常ではありません。   | 院内プロトコルに従って、患者を安定させてから体内<br>キャリブレーションを行ってください。  |
| 注意:血管壁アーチファ<br>クトまたはカテーテルの<br>楔入が検出されました | カテーテル先端の血流低下。<br>カテーテルの先端に血栓が付着しています。<br>カテーテル先端が楔入状態、または血管壁に接<br>触しています。   | <ul> <li>院内プロトコルに従い、遠位ルーメンの吸引とフラッシュを行ってください。</li> <li>カテーテルの位置が正しいことを確認してください</li> <li>(SvO<sub>2</sub>については、肺動脈内でのカテーテルの位置が正しいことを確認してください)。</li> <li>バルーンの膨張容量が 1.25 ~ 1.50 mL であることを確認してください (SvO<sub>2</sub>のみ)。</li> <li>患者の身長、体重、挿入部位に適したカテーテルを留置しているか確認してください。</li> <li>正しい留置を確認するために胸部 X 線の使用を検討してください。</li> <li>体内キャリブレーションを行ってください。</li> </ul> |

#### 14.8.3 静脈血 オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング

| メッセージ   | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|---|---|--|
| オキシメトリーケーブルのキャ<br>リブレーションが必要です –<br>キャリブレーションするには静<br>脈血オキシメトリーを選択して<br>ください。 | オキシメトリーケーブルがキャリブレー<br>ションされていません(体内または体外)。<br>静脈血オキシメトリーデータの読み込み<br>機能が実行されていません。<br>オキシメトリーケーブルが故障してい<br>ます。 | 体外キャリブレーションを実行<br>体内キャリブレーションを実行<br>キャリブレーション値の読み込み  |
| オキシメトリーケーブルの患者<br>データは 24 時間以上経過して<br>います — 再キャリブレーショ<br>ンしてください。             | オキシメトリーケーブルの最後のキャリ<br>ブレーションから 24 時間以上経過してい<br>ます。<br>施設内の Edwards 製モニターの日付と時<br>刻が異なっています。                   | 体内キャリブレーションを行ってください。<br>施設内の Edwards モニターの日付と時刻を合わせて<br>ください。                                    |
| 静脈血オキシメトリーモニタリ<br>ング用のオキシメトリーケーブ<br>ルを接続してください。                               | HemoSphere モニタリングプラット<br>フォームとオキシメトリーケーブルの接<br>続が検出されません。<br>オキシメトリーケーブルのコネクターピ<br>ンの曲がりや外れがあります。             | オキシメトリーケーブルが適切に接続されていることを<br>確認してください。<br>オキシメトリーケーブルのコネクターピンが曲がってい<br>たり、外れたりしていないかどうか点検してください。 |

#### 表 14-20 静脈血 オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング

# 14.9 組織オキシメトリーのエラーメッセージ

#### 14.9.1 組織オキシメトリーのフォルト/警告

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|--|---|---|
| フォルト:2つめの組織オキシ<br>メトリーモジュールが検出され<br>ました。                         | 複数の組織オキシメトリーモジュールが<br>検出されました。  | モニタースロットから組織オキシメトリーモジュールの<br>1 つを取り外します。  |
| フォルト : StO <sub>2</sub> – 組織オキシメ<br>トリーモジュールが切断されま<br>した。        | モニタリング中に HemoSphere 組織オ<br>キシメトリーモジュールが取り外されま<br>した。<br>HemoSphere 組織オキシメトリーモ<br>ジュールは検出されませんでした。<br>スロットまたはモジュールの接続ポイン<br>トが損傷しています。 | モジュールが正しく挿入されているか確認してください。<br>モジュールを取り外し、再度挿入してください。<br>モジュールのピンが曲がっていたり、破損していたりし<br>いか確認してください。<br>別のモジュールスロットに切り替えてみてください。<br>問題が解決しない場合は、Edwards テクニカルサポート<br>にお問い合わせください。 |
| フォルト:StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール A が切断されま<br>した。 | ForeSight Elite モジュールAが切断されました。   | 挿入された HemoSphere 組織オキシメトリーモジュー<br>ルのポート A に FSE モジュールを接続します。  |
| フォルト:StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール B が切断されま<br>した。 | ForeSight Elite モジュールBが切断されま<br>した。   | 挿入された HemoSphere 組織オキシメトリーモジュー<br>ルのポート B に ForeSight Elite モジュールを接続し<br>ます。  |
| フォルト : StO <sub>2</sub> <ch>* – セン<br/>サーが切断されました。</ch>          | 指定チャネルの ForeSight Elite センサー<br>が切断されました。   | センサーを ForeSight Elite モジュールに接続します。  |
| フォルト : StO <sub>2</sub> – 組織オキシメ<br>トリーモジュール。                    | 内部システムが故障しています。   | モジュールを取り外し、再度挿入してリセットします。<br>問題が解決しない場合は、Edwards テクニカルサポート<br>にご連絡ください。   |
| フォルト:StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール A。              | ForeSight Elite モジュール A には欠陥が<br>あります。  | 状態が続く場合は、Edwards に連絡して ForeSight Elite モ<br>ジュールを交換してください。  |
| フォルト:StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール B。              | ForeSight Elite モジュール B には欠陥が<br>あります。  | 状態が続く場合は、Edwards に連絡して ForeSight Elite モ<br>ジュールを交換してください。  |

表 14-21 組織オキシメトリーのフォルト/警告

#### 表 14-21 組織オキシメトリーのフォルト/警告 (続き)

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法   |
|--|---|---|
| フォルト:StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール A 通信エラー。                    | 組織オキシメトリーモジュールと指定モ<br>ジュールの接続が切れました。                            | モジュールを再接続してください。<br>ピンが折れ曲がったり損傷したりしていないか確認し<br>ます。     |
|  |   | ForeSight Elite モジュールを他の組織オキシメトリーモ<br>ジュールに切り替えてみてください。 |
|  |   | 問題が解決しない場合は、Edwards テクニカルサポート<br>にご連絡ください。              |
| フォルト:StO <sub>2</sub> – ForeSight  | 組織オキシメトリーモジュールと指定モ  | モジュールを再接続してください。  |
| Elite モジュール B 通信エラー。   | ジュールの接続が切れました。<br>  | ピンが折れ曲がったり損傷したりしていないか確認し<br>ます。                         |
|  |   | ForeSight Elite モジュールを他の組織オキシメトリーモ<br>ジュールに切り替えてみてください。 |
|  |   | 問題が解決しない場合は、Edwards テクニカルサポート<br>にご連絡ください。              |
| フォルト : StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール B のソフトウェ<br>アバージョンが異なります。 | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、検出されたソフトウェアのバー<br>ジョンが異なります。           | Edwards にご連絡ください。                                       |
| フォルト : StO <sub>2</sub> – ForeSight<br>Elite モジュール B のソフトウェ<br>アバージョンが異なります。 | ソフトウェアのアップグレードに失敗し<br>たか、または検出されたソフトウェア<br>バージョンに互換性がない。        | Edwards にご連絡ください。                                       |
| フォルト : StO <sub>2</sub> <ch>* – セン<br/>サー不良。</ch>                            | センサーが故障しているか、ForeSight<br>Elite センサー以外のセンサーを使用して<br>います。        | ForeSight Elite センサーと交換します。                             |
| フォルト:StO <sub>2</sub> <ch>* – 周辺光</ch>                                       | センサーが患者と正しく接触していま   | センサーが患者と正しく接触していません。                                    |
| が強りざまり。  |   | センサーに遮光器を使用するか、布をかけて光の照射を<br>制限します。                     |
| フォルト : StO <sub>2</sub> <ch>* – セン<br/>サー高温。</ch>                            | センサーの温度は 45 ℃ を超えている<br>(成人モード)か 43 ℃ を超えています<br>(小児 / 新生児モード)。 | 患者または環境の冷却が必要となる場合があります。                                |
| フォルト:StO <sub>2</sub> <ch>* - 信号レ<br/>ベルが低すぎます。</ch>                         | 患者から検出される光が不十分です。<br>センサーの下の組織が 過度の皮膚色素                         | センサーが患者の皮膚にしっかりと接着していることを<br>確認してください。                  |
|  | 沈着、ヘマトクリット値の上昇、母斑、  | センサーを SQI が 3 または 4 になる位置に移動してくだ                        |
|  | 加理、または瘢痕組織などの状態である<br>可能性があります。<br>小児男者(18歳去法)に ナ刑(広し田)         | さい。<br>浮腫の場合、組織の状態が正常に戻るまでセンサーを取                        |
|  | ホル語者(18歳不満)に入望(成八市)<br>センサーが使用されています。                           | りかしてくたさい。<br>小児患者(18歳未満)の場合は、大型センサーを中型ま                 |
|  |   | たは小型センサーと交換してください。                                      |
| フォルト:StO <sub>2</sub> <ch>* - 信号レ<br/>ベルが高すぎます。</ch>                         | 光学シャントによって引き起こされる可<br>能性の高い非常に異常な状態で、ほとん<br>どの放たれた光が検出器に導かれます。  | センサーが皮膚と直接接触していて、クリアライナーが<br>取り外されていることを確認してください。       |
|  | 特定の非生理的物質、解剖学的特徴また<br>は頭皮浮腫がこのメッセージの原因とな<br>ることがあります。           |   |
| フォルト : StO <sub>2</sub> <ch>* – セン</ch>                                      | センサーの下にある組織には体液貯留/  | センサーの下に浮腫があるか確認します。                                     |
| │ サー下の組織を確認。<br>│<br>──────  | 浮腫がある可能性があります。  | 組織の状態が正常範囲(例えば患者がもう浮腫性ではな<br>い)に戻った場合、センサーを再適用できます。     |
| フォルト:StO <sub>2</sub> <ch>* – 便の干<br/>渉が高い。</ch>                             | センサーは主に便対灌流組織とのインテロ<br>ゲーションを行っており、StO <sub>2</sub> は測定でき       | センサーを側腹部など、腸の組織が相対的に少ないとこ<br>ろに移動します。                   |
|  |   |   |
| フォルト:StO <sub>2</sub> <ch>* – セン<br/>  サーがオフです</ch>                          | 計算された StO <sub>2</sub> が有効な範囲にないか、<br>センサーが不適切な物体のトに置かれて        | センサーを置き直す必要があるかもしれません。                                  |
|  | います。  |   |

| メッセージ   | 予測される原因  | 推奨される対処方法   |
|---|--|---|
| フォルト:StO <sub>2</sub> <ch>* - は生理</ch>                            | 測定値は生理学的範囲にありません。  | センサーが正しく置かれているか確認します。   |
| 的範囲外。   | センサーの故障。   | センサーの接続を確認します。  |
| フォルト : StO <sub>2</sub> <ch>* – セン<br/>サーのサイズが正しくありませ<br/>ん。</ch> | センサーのサイズはいずれとも不適合<br>です。<br>患者モードまたは身体位置。                | 別のセンサーサイズを使用します(センサーのサイズ<br>表については、センサーの使用説明書を参照してくだ<br>さい)。<br>タイル設定メニューの患者モードまたは身体位置を適宜<br>変更します。 |
| フォルト : StO <sub>2</sub> <ch>* – アルゴ<br/>リズムの違反。</ch>              | 指定チャネルの StO <sub>2</sub> 計算に処理エラー<br>が発生しました。            | 指定センサーチャネルを取り外して再度接続してくだ<br>さい。   |
|   |  | ForeSight Elite モジュールを交換します。  |
|   |  | 組織オキシメトリーモジュールを交換します。   |
|   |  | 問題が解決しない場合は、Edwards テクニカルサポート<br>にご連絡ください。  |
| 警告:StO <sub>2</sub> <ch>* – 信号が不安</ch>                            | 外部ソースからの干渉。  | 干渉源からセンサーを遠ざけます。  |
| 定です。  |  |   |
| 警告:StO <sub>2</sub> <ch>* – 周辺光を減</ch>                            | 周辺光が最大値に近づいています。   | センサーが皮膚と直接接触していることを確認します。   |
| らしてください。  |  | センサーに遮光器を使用するか、布をかけて光の照射を<br>制限します。   |
| 警告:StO <sub>2</sub> <ch>* – 便の干渉。</ch>                            | 便の干渉が最大許容レベルに近づいてい<br>ます。                                | 便の干渉が少ない別の腹部の位置にセンサーを移動する<br>ことを検討します。  |
|   | センサーは、灌流組織の一部とのインテ<br>ロゲーションを行って StO <sub>2</sub> 測定をします |   |
|   | が、センサーのインテロゲーション経路<br>には高濃度の便もあります。                      |   |
| 警告:StO <sub>2</sub> <ch>* – センサー<br/>低温。</ch>                     | センサーの温度が -10 °C 未満です。                                    | 患者または環境を温めることが必要な場合があります。   |
| 警告:StO <sub>2</sub> <ch>* – 組織オキシ</ch>                            | 患者の解剖学的位置は接続されたセン  | 組織オキシメトリー設定メニューを使用して、指定セン   |
| メトリーセンサーの場所を設定<br>してください。   | サー用に設定されていません。<br>                                       | サーチャネルの身体位置を選択します。  |
| * 注記 : <ch> はセンサーチャネル<br/>B は B1 および B2 です。</ch>                  | レです。ForeSight Elite モジュールA のチャネ                          | ルオプションはA1 およびA2、ForeSight Elite モジュール   |

#### 表 14-21 組織オキシメトリーのフォルト/警告 (続き)

#### 14.9.2 組織オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング

#### 表 14-22 組織オキシメトリーの一般的なトラブルシューティング

| メッセージ  | 予測される原因   | 推奨される対処方法  |
|--|---|--|
| StO <sub>2</sub> モニタリング用組織オキシ<br>メトリーモジュールを接続して<br>ください。   | HemoSphere アドバンスドモニターと組<br>織オキシメトリーモジュールとの接続が<br>検出されていません。                                 | 組織オキシメトリーモジュールをモニターのスロット 1<br>またはスロット 2に挿入します。<br>モジュールを取り外して再度挿入します。                              |
| StO <sub>2</sub> モニタリング用 ForeSight<br>Elite モジュール <a b="" または=""> を<br/>接続してください。</a>                                  | 指定ポートでの HemoSphere 組織オキシ<br>メトリーモジュールと ForeSight Elite モ<br>ジュールとの接続が検出されていません。             | ForeSight Elite モジュールを HemoSphere 組織オキシメ<br>トリーモジュールの指定ポートに接続します。<br>ForeSight Elite モジュールを再接続します。 |
| StO <sub>2</sub> モニタリング用組織オキシ<br>メトリーセンサーを接続してく<br>ださい – <ch>*。</ch>   | StO <sub>2</sub> が設定されているチャネルで<br>ForeSight Elite モジュールと組織オキシ<br>メトリーセンサーの接続が検出されてい<br>ません。 | 組織オキシメトリーセンサーを指定チャネルに接続し<br>ます。<br>指定チャネルの組織オキシメトリーセンサーを再接続し<br>ます。                                |
| * 注記 : <ch> はセンサーチャネルです。ForeSight Elite モジュール A のチャネルオプションは A1 および A2、ForeSight Elite モジュール<br/>B は B1 および B2 です。</ch> |   |  |



# 仕様

#### 目次

| 基本性能の特性                       | 252 |
|-------------------------------|-----|
| HemoSphere アドバンスドモニターの仕様      | 255 |
| HemoSphere バッテリーパックの仕様        | 257 |
| HemoSphere Swan-Ganz モジュールの仕様 | 258 |
| HemoSphere 圧ケーブルの仕様           | 259 |
| HemoSphere オキシメトリーケーブルの仕様     |     |
| HemoSphere 組織オキシメトリーの仕様       |     |

# A.1 基本性能の特性

通常の不具合が1箇所ある場合では、以下表 A-1に記載の基本性能が提供されるときと提供 されないときがあり、提供されない場合はユーザーが容易に検知可能です(例:パラメータ 値が表示されない、技術的アラーム、波形のゆがみ、パラメータ値の更新遅れ、モニターの 完全故障など)。


#### 表 A-1 HemoSphere アドバンスドモニターの基本性能-一時的および継続的な電磁現象

| モジュールまた<br>はケーブル                 | パラメータ  | 基本性能   |
|----------------------------------|--|--|
| 一般:全モニタリ                         | リングモードおよびパラメータ   | 現行のモニタリングモードの中断なし。予想外の再起動または動作<br>の停止なし。動作を開始させるためにユーザーの操作を要するイベ<br>ントの自然発生なし。   |
|                                  |  | 患者に接続することで除細動器を保護する。除細動電圧への曝露後、<br>システムは10秒以内に通常の動作状態に戻る。  |
|                                  |  | ー時的電磁現象後、システムは10秒以内に通常の動作状態に戻る。<br>イベント発生中にSwan-Ganzの連続的心拍出量(CO)がアクティ<br>ブだった場合は、システムが自動的にモニタリングを再開する。<br>システムが、一時的電磁現象後に保存データが失われていないこと<br>を通知する。 |
|                                  |  | HF手術器具と併用する場合、HF手術器具によって発生した電磁場<br>への暴露後、保存データを失うことなく、モニターは10秒以内に<br>通常の動作モードに戻る。  |
| HemoSphere<br>Swan-Ganz<br>モジュール | 連続的心拍出量(CO)および関<br>連するパラメータ、指標および<br>非指標の両方(SV、SVR、RVEF、 | フィラメントの表面温度およびその温度での時間をモニター。時間<br>および温度の閾値を超過した場合(45°C以上)、モニタリングが停<br>止し、アラームが作動する。  |
|                                  | EDV)   | 規定の精度(±0.3°C)での血液温度の測定。血液温度がモニタリ<br>ング範囲を超えた場合にアラームが作動する。  |
|                                  |  | COおよび関連パラメータがアラーム範囲を超えた場合にアラームが<br>作動する。アラーム遅延は平均時間の変動に基づく。典型的な平均<br>時間は57秒である。  |
|                                  | 間欠的心拍出量(iCO)および<br>関連するパラメータ、指標およ<br>び非指標の両方(SV、SVR)     | 規定の精度(±0.3°C)での血液温度の測定。<br>血液温度がモニタリング範囲を超えた場合にアラームが作動する。  |
| HemoSphere<br>圧ケーブル              | 動脈圧(SYS、DIA、MAP)、<br>中心静脈圧(CVP)、肺動                       | 規定の精度(±4%または±4 mmHg、いずれか大きい値)内で血圧を<br>測定。  |
|                                  | 脈止(MPAP)   | 血圧がアラーム範囲を超えた場合にアラームが作動する。平均時間<br>に基づくアラーム遅延は2秒である。  |
|                                  |  | 本製品は、侵襲性圧トランスデューサーとトランスデューサーケー<br>ブルのフォルトの検出をサポートしている。   |
|                                  |  | 本製品は、カテーテルの検出をサポートしている。  |
| HemoSphere                       | 酸素飽和度(混合静脈血SvO <sub>2</sub>                              | 規定の精度(±2%酸素飽和度)内で酸素飽和度を測定。   |
| ィキンメトリー<br>ケーブル                  | または中心静脈血ScvO <sub>2</sub> )                              | <br> 酸素飽和度がアラーム範囲を超えた場合にアラームが作動する。<br>  平均時間に基づくアラーム遅延は2秒である。  |

| 表 A-1 HemoSphere アドバンスドモニタ | ーの基本性能- |
|----------------------------|---------|
| 一時的および継続的な電磁現象             | (続き)    |

| モジュールまた<br>はケーブル  | パラメータ                      | 基本性能   |
|---|----------------------------|--|
| HemoSphere 組<br>織オキシメト<br>リーモジュール<br>と ForeSight<br>Elite オキシ<br>メーターモ<br>ジュール<br>(FSM) | 組織酸素飽和度(StO <sub>2</sub> ) | FSMは、接続されたセンサーを認識し、動作不能または切断され<br>た場合に適切な装置ステータスを発行しなければなりません。セン<br>サーが患者の適切な位置に配置され、FSMに接続されている場合、<br>FSMはシステム仕様(表A-17(261ページ)参照)内のStO2値を<br>測定し、値をHemoSphere 組織オキシメトリーモジュールに正し<br>く出力します。<br>FSMは、除細動事象に応答して、電気的に損傷しないようにし<br>ます |
|   |                            | <sup>よ9</sup> 。<br>外部ノイズ事象に応答して、値が事象前値として報告し続けられた<br>り、不確定値(破線)として報告されることがあります。FSM は、<br>ノイズ事象後 20 秒以内に適切な値を自動的に回復して再報告しな<br>ければなりません。   |

## A.2 HemoSphere アドバンスドモニターの仕様

#### 表 A-2 HemoSphere アドバンスドモニターの物理的および機械的仕様

| HemoSphereアドバンスドモニター |                 |                |  |  |  |
|----------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| 重量                   | 4.5 ± 0.1 kg (* | 10±0.2ポンド)     |  |  |  |
| 寸法                   | 高さ              | 297 mm         |  |  |  |
|                      | 幅               | 315 mm         |  |  |  |
|                      | 奥行              | 141 mm         |  |  |  |
| 設置面積                 | 幅               | 269 mm         |  |  |  |
|                      | 奥行き             | 122 mm         |  |  |  |
| 耐水                   | IPX1            |                |  |  |  |
| ディスプレイ               | 有効範囲            | 307 mm         |  |  |  |
|                      | 解像度             | 1024 × 768 LCD |  |  |  |
| オペレーティングシステム         | Windows 7搭載     |                |  |  |  |
| スピーカー数               | 1               |                |  |  |  |

#### 表 A-3 HemoSphere アドバンスドモニターの環境仕様

| 環境仕様 |            | 値                     |  |  |
|------|------------|-----------------------|--|--|
| 泪曲   | 動作時        | 10 ~ 32.5°C           |  |  |
| 温度   | 非動作時/保管時 * | -18 ~ 45°C            |  |  |
| 也是沒在 | 動作時        | 20~90%(結露なし)          |  |  |
| 相刈湴度 | 非動作時/保管時   | 90%(45°C、結露なし)        |  |  |
|      | 動作時        | 0~3048 m(10,000 フィート) |  |  |
| 「你同  | 非動作時/保管時   | 0~6096 m(20,000 フィート) |  |  |

\* 注記

35℃以上の温度で長時間放置すると、バッテリー残量が低下し始めます。

#### 表 A-4 HemoSphere アドバンスドモニターの輸送環境仕様

| 環境仕様                  | 値                              |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| 温度*                   | -18 ~ 45°C                     |  |  |
| 相対湿度 *                | 20~90%RH(結露なし)                 |  |  |
| 標高                    | 最大 20,000 フィート(6096 m)で 8 時間まで |  |  |
| 規格                    | ASTM D4169、DC13                |  |  |
| * 注記:プレコンディショニング温度と湿度 |                                |  |  |

MRI に関する注意 MR 環境下で HemoSphere アドバンスドモニターまたはプラット フォームモジュールやケーブルを使用しないでください。すべてのモジュールや ケーブルを含む HemoSphere アドバンスドモニタリングプラットフォームには金属 部品が使われており、MRI 環境下では RF によって発熱が誘発されるおそれがある ため「MR では危険」に分類されています。



| 入出力               |  |
|-------------------|--|
| タッチスクリーン          | 投影型静電容量方式  |
| RS-232 シリアルポート(1) | Edwards 独自のプロトコル:最大データ転送速度= 57.6 kbps  |
| USB ポート(2)        | USB 2.0 1 個(後面)、USB 3.0 1 個(側面)  |
| RJ-45 イーサネットポート   | 1個   |
| HDMI ポート          | 1個   |
| アナログ入力(2)         | 入力電圧範囲:0~10V。選択可能な入力電圧範囲:0~1V、<br>0~5V、0~10V。100 kΩを超える入力インピーダンス。<br>1/8 インチステレオジャック。帯域幅:0~5.2 Hz。解像度:<br>フルスケールの12 ビット ±1 LSB   |
| 圧出力(1)            | DPT圧出カシグナルは、Edwards低侵襲性圧トランデューサーとイン<br>ターフェイスを取るモニターやアクセサリーと互換性があります。<br>ゼロ点調整後の患者モニターの最小表示範囲:-20 mmHg~<br>270 mmHg  |
| ECG モニター入力        | <ul> <li>ECG 信号からの ECG 同期ライン変換:1V/mV。入力電圧範囲 = ±10 V フルスケール。解像度 = ±1 bpm。精度 = 入力の ±10% または 5 bpm(いずれか大きい値)。範囲 = 30 ~ 200 bpm。1/4 インチステレオジャック、正極性。アナログケーブルペースメーカーパルス除去能。装置は、パルス振幅 ±2 mV ~ ±5 mV (ECG 同期ラインの変換が 1V/mV と仮定) およびパルス幅 0.1 ms ~ 5.0 ms のすべてのペースメーカーパルス (通常のペーシングと無効なペーシングの両方)を除去します。パルス振幅 7%以上のオーバーシュート (EN 60601-2-27 : 2014 の方法 A、節 201.12.1.101.13) と 4 ms ~ 100 ms のオーバーシュート時間 定数を伴うペースメーカーパルスは拒絶されます。</li> <li>最大 T 波除去能。装置によって除去可能な最大 T 波の振幅 : 1.0 mV (ECG 同期ラインの変換が 1V/mV と仮定)。</li> <li>不規則なリズム EN 60601-2-27:2014 の図 201.101。</li> <li>* Complex A1 : 心室性二段脈、システムは 80 bpm を表示</li> <li>* Complex A2 : 緩やかに期外収縮が交互する心室性二段脈、システムは 60 bpm を表示</li> <li>* Complex A3 : 急速に期外収縮が交互する心室性二段脈 システムは 60 bpm を表示</li> <li>* Complex A4 : Bidirectional systoles システムは 104 bpm を表示</li> </ul> |
| HRavg ディスプレイ      | <b>CO モニタリングオフ。</b> 平均時間:57秒、更新頻度:1心拍ごと。<br>応答時間:40秒で80 bpm から120 bpm に段階的に増加、29秒で<br>80 bpm から40 bpm に段階的に減少。   |
|                   | CO モニダリンクオン。<br>平均時间:CO 測定間の時間(3~21分)、<br>更新頻度:約1分。応答時間:175秒で80 bpmから120 bpm<br>に段階的に増加、176秒で80 bpmから40 bpmに段階的に減少。  |

表 A-5 HemoSphere アドバンスドモニターの技術的仕様

| 入出力(続き)                            |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 電気                                 |                                      |  |
| 定格電源電圧                             | 100 ~ 240 Vac、50/60 Hz               |  |
| 定格入力                               | 1.5 ~ 2.0 Amps                       |  |
| <br>ヒューズ T 2.5AH、250V、高遮断容量、セラミック製 |                                      |  |
| アラーム                               |                                      |  |
| 音圧レベル                              | 45 ~ 85 dB(A)                        |  |
| ワイヤレス                              |                                      |  |
| 種類                                 | 802.11b/g/n(最小値)に対応する Wi-Fi ネットワーク接続 |  |

## 表 A-5 HemoSphere アドバンスドモニターの技術的仕様(続き)

## A.3 HemoSphere バッテリーパックの仕様

## 表 A-6 HemoSphere バッテリーパックの物理的仕様

| HemoSphere パッテリーパック |                 |        |  |  |
|---------------------|-----------------|--------|--|--|
| 重量                  | 0.4 kg(0.9 ポンド) |        |  |  |
| 寸法                  | 高さ              | 35 mm  |  |  |
|                     | 幅               | 80 mm  |  |  |
|                     | 奥行き             | 126 mm |  |  |

## 表 A-7 HemoSphere バッテリーパックの環境仕様

| 環境仕様 |               | 值                |  |  |
|------|---------------|------------------|--|--|
|      | 動作時           | 10~37°C          |  |  |
| 但由   | 推奨保管温度        | 21°C             |  |  |
| 洫皮   | 長期保管する場合の最高温度 | 35°C             |  |  |
|      | 長期保管する場合の最低温度 | 0°C              |  |  |
| 相対湿度 | 動作時           | 5~95%(40°C、結露なし) |  |  |

#### 表 A-8 HemoSphere バッテリーパックの技術的仕様

| 仕様       | 値                                  |  |  |  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|
| 出力電圧(公称) | 12.8 V                             |  |  |  |
| 最大放電電流   | 5 A                                |  |  |  |
| 電池       | 4 x LiFePO <sub>4</sub> (リン酸鉄リチウム) |  |  |  |
| 容量       | 3150 mAh                           |  |  |  |

| 表 | A-9 | HemoS | phere | Swan- | Ganz | モジ | ュール | レの物理 | <b>1</b> 的仕様 |
|---|-----|-------|-------|-------|------|----|-----|------|--------------|
|---|-----|-------|-------|-------|------|----|-----|------|--------------|

| HemoSphere Swan-Ganzモジュール |                  |         |  |
|---------------------------|------------------|---------|--|
| 重量                        | 約0.45 kg(1.0ポンド) |         |  |
| 寸法                        | 高さ 3.45 cm       |         |  |
|                           | 幅                | 8.96 cm |  |
|                           | 奥行               | 13.6 cm |  |
| 耐水                        | IPX1             |         |  |
| 装着部の分類                    | CF形の耐除細動形        |         |  |

注記

HemoSphere Swan-Ganz モジュールの環境仕様については、*HemoSphere アドバン スドモニターの環境仕様*表 A-3(255 ページ)を参照してください。

#### 表 A-10 HemoSphere Swan-Ganz モジュールパラメータの測定仕様

| パラメータ                           | 仕様                    |                             |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 連続的心拍出量(CO)                     | 範囲                    | 1 ~ 20 L/min                |
|                                 | 再現性 <sup>1</sup>      | ±6% または 0.1 L/min(いずれか大きい値) |
|                                 | 平均応答時間 <sup>2</sup>   | <10 分(CCO カテーテル)            |
|                                 |                       | <14 分(CCO 容積測定カテーテル)        |
|                                 | サーマルフィラメントの最大<br>表面温度 | 48°C                        |
| 間欠的(ボーラス)心拍出量                   | 範囲                    | 1 ~ 20 L/min                |
| (iCO)                           |                       | ±3% または 0.1 L/min(いずれか大きい値) |
| 血液温度(BT)                        | 範囲                    | 15 ~ 45°C                   |
|                                 |                       | (59 ~ 113°F)                |
|                                 | 精度                    | ±0.3°C                      |
| 注入液温度(IT)                       | 範囲                    | 0 ~ 30°C                    |
|                                 |                       | (32 ~ 86°F)                 |
|                                 | 精度                    | ±1°C                        |
| EDV / RVEF 算出用の平均心<br>拍数(HRavg) | 許容可能な入力範囲             | 30 ~ 200 bpm                |
| 連続的右室駆出分画(RVEF)                 | 範囲                    | 10 ~ 60%                    |
|                                 | 再現性 <sup>1</sup>      | ±6% または3 efu(いずれか大きい値)      |
|                                 |                       |                             |

1 変動係数-電子的に生成されたデータを使って測定

<sup>2</sup> 安定した血液温度条件下において 10 ~ 90% の変化

注記 HemoSphere Swan-Ganz モジュールの予測耐用年数は製造日から5年です。 耐用年数に達した時点でモジュールを交換し、Edwards Lifesciences 株式会社ま で返却してください。詳細については、最寄りの Edwards テクニカルサポー トにお問い合わせください。

## A.5 HemoSphere 圧ケーブルの仕様

#### 表 A-11 HemoSphere 圧ケーブルの物理的仕様

| HemoSphere圧ケーブル |                   |  |  |
|-----------------|-------------------|--|--|
| 重量              | 約0.29 kg(0.64ポンド) |  |  |
| 寸法              | 長さ 3.0 m(10フィート)  |  |  |
| 耐水              | IPX4              |  |  |
| 装着部の分類          | CF形の耐除細動形         |  |  |

| 注記 | HemoSphere 圧ケーブルの仕様については、HemoSphere アドバンスドモニターの |
|----|---|
|    | <i>環境仕様</i> 表 A-3(255 ページ)を参照してください。            |

| パラメータ                                 | 仕様                     |  |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| FloTrac心拍出量(CO)                       | 表示範囲                   | 1,0~20 L/min                             |
|                                       | 再現性 <sup>1</sup>       | ±6%または0.1 L/min(いずれか大きい値)                |
| 血圧 <sup>2</sup>                       | ライブ血圧評価範囲              | -34~312 mmHg                             |
|                                       | MAP/拡張気圧/収縮気圧<br>/表示範囲 | 0~300 mmHg                               |
|                                       | CVP表示範囲                | 0~50 mmHg                                |
|                                       | MPAP表示範囲               | 0~99 mmHg                                |
|                                       | 精度                     | ±4%または±4 mmHg(いずれか大きい値、<br>-30~300 mmHg) |
|                                       | 周波数帯域                  | 1~10Hz                                   |
| 脈拍数(PR)                               | 精度 <sup>3</sup>        | A <sub>rms</sub> ≤3 bpm                  |
| <sup>1</sup> 変動係数一電子的に生成されたデータを使って測定。 |                        |  |

#### 表 A-12 HemoSphere 圧ケーブルパラメータの測定仕様

<sup>2</sup> パラメータの仕様は、IEC 60601-2-34基準に準拠。試験は実験室条件下で実施。

<sup>3</sup> 精度試験は検査室環境で実施。

注記 HemoSphere 圧ケーブルの予測耐用年数は製造日から5年です。耐用年数 に達した時点でケーブルを交換し、Edwards Lifesciences 株式会社まで返却 してください。詳細については、最寄りの Edwards テクニカルサポートに お問い合わせください。

## A.6 HemoSphere オキシメトリーケーブルの仕様

| 表 A-13 HemoSphere オキシメトリーケーブル | レの物理的仕様 |
|-------------------------------|---------|
|-------------------------------|---------|

| HemoSphereオキシメトリーケーブル |                    |  |  |
|-----------------------|--------------------|--|--|
| 重量                    | 約0.24 kg(0.54ポンド)  |  |  |
| 寸法                    | 長さ 2.9 m (9.6フィート) |  |  |
| 耐水                    | IPX4               |  |  |
| 装着部の分類                | CF形の耐除細動形          |  |  |

HemoSphere オキシメトリーケーブルの環境仕様については、*HemoSphere アドバンスドモニターの環境仕様*表 A-3 (255 ページ)を参照してください。

#### 表 A-14 HemoSphere オキシメトリーケーブルパラメータの測定仕様

| パラメータ                                       | 仕様              |            |
|---|-----------------|------------|
| ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> オキシメトリー | 範囲              | 0~99%      |
| (酸素飽和度)                                     | 精度 <sup>1</sup> | 30~99%で±2% |
|   | 更新頻度            | 2秒ごと       |
| <sup>1</sup> 精密度試験は検査室環境で実施。                |                 |            |

注記 HemoSphere オキシメトリーケーブルの予測耐用年数は製造日付から 1.5 年 です。耐用年数に達した時点でケーブルを交換し、Edwards Lifesciences 株 式会社まで返却してください。詳細については、最寄りの Edwards テクニ カルサポートにお問い合わせください。

## A.7 HemoSphere 組織オキシメトリーの仕様

| HemoSphere 組織オキシメトリーモジュール |                    |                  |  |
|---------------------------|--------------------|------------------|--|
| 重量                        | 約 1.0 ポンド(0.4 kg)  |                  |  |
| 寸法                        | 高さ 1.4 インチ /3.5 cm |                  |  |
|                           | 幅 3.5 インチ /9.0 cm  |                  |  |
|                           | 奥行き                | 5.4 インチ /13.6 cm |  |
| 耐水                        | IPX1               |                  |  |
| 装着部の分類                    | BF形の耐除細動形          |                  |  |

表 A-15 HemoSphere組織オキシメトリーモジュールの物理的仕様

注記

注記 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールおよび ForeSight Elite 組織オキシ メーターモジュールの環境仕様については、*HemoSphere アドバンスドモニター* の環境仕様表 A-3 (255 ページ)を参照してください。

| ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールの仕様 |                           |   |  |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|
| 重量                                | 固定クリップ                    | 0.05 kg(0.1 ポンド)  |  |
|                                   | ケース、ケーブル、クリップ             | 1.0 kg(2.3 ポンド)   |  |
| 寸法                                | 組織オキシメトリーモジュールケー<br>ブルの長さ | 4.6 m (15 ft) <sup>1</sup>                                |  |
|                                   | センサーケーブルの長さ(2)            | 1.5 m (4.9 ft) <sup>1</sup>                               |  |
|                                   | モジュールケース(H×W×D)           | 15.24 cm(6.0 インチ)×9.52 cm<br>(3.75 インチ)×6.00 cm(2.75 インチ) |  |
|                                   | 固定クリップ(H × W × D)         | 6.2 cm(2.4 インチ)×4.47 cm<br>(1.75 インチ)×8.14 cm(3.2 インチ)    |  |
| 耐水                                | IPX4                      |   |  |
| 装着部の分類                            | BF 形の耐除細動形                |   |  |
| 1 組織オキ                            | シメトリーモジュールとセンサーケーブルの      | )長さは標準の長さです。  |  |

| 表 A-16 | ForeSight Elite | : 組織オキシメ・ | ーターモジュー | -ルの物理的仕様 |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|

## 表 A-17 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールパラメータの測定仕様

| パラメータ  | 仕様              |         |                                  |
|--|-----------------|---------|----------------------------------|
| 脳 StO <sub>2</sub> (組織酸素飽                    | 範囲              | 1 ~ 99% |                                  |
| 和度)  | 精度 <sup>1</sup> | 大センサー   | 45% ~ 95% : -0.14 ± 3.05% (1 SD) |
|  |                 | 中センサー   | 48% ~ 92% : 1.31 ± 5.70% (1 SD)  |
|  |                 | 小センサー   | 50% ~ 90% : -1.21 ± 5.91% (1 SD) |
| 非脳 StO <sub>2</sub> (組織酸                     | 範囲              | 1 ~ 99% |                                  |
| 素飽和度)  | 精度 <sup>1</sup> | 大センサー   | 45% ~ 95% : 0.04 ± 4.22% (1 SD)  |
|  |                 | 中センサー   | 53% ~ 88% : -1.55 ± 5.82% (1 SD) |
|  |                 | 小センサー   | 66% ~ 96% : 0.03 ± 5.69% (1 SD)  |
| <sup>1</sup> 精度(バイアス±精度)は、記載された範囲外には適用されません。 |                 |         |                                  |

注記 HemoSphere 組織オキシメトリーモジュールの予測耐用年数は製造日付から 5年です。耐用年数に達した時点でモジュールを交換し、Edwards Lifesciences 株式会社まで返却してください。詳細については、最寄りの Edwards テクニ カルサポートにお問い合わせください。

## 付録 B

アクセサリー

## 目次

| アクセサリー一覧       | 262 |
|----------------|-----|
| アクセサリーに関する追加説明 | 263 |

## B.1 アクセサリー一覧

Edwards Lifesciences 株式会社が販売する正規の HemoSphere アドバンスドモ ニター用アクセサリー、ケーブル、部品のみを使用してください。正規品 以外のアクセサリー、ケーブル、または部品を使用した場合、患者の安全 または測定精度に影響することがあります。

#### 表 B-1 HemoSphere アドバンスドモニター の部品

| 説明                                     | モデル番号        |
|--|--------------|
| HemoSphere アドバンスドモニター                  |              |
| HemoSphere アドバンスドモニター                  | HEM1         |
| HemoSphere バッテリーパック                    | HEMBAT10     |
| HemoSphere 拡張モジュール                     | HEMEXPM10    |
| HemoSphere L-Tech 拡張モジュール              | HEMLTECHM10  |
| HemoSphere アドバンスドモニター<br>ロールスタンド       | HEMRLSTD1000 |
| HemoSphere Swan-Ganz モニタリング            |              |
| HemoSphere Swan-Ganz モジュール             | HEMSGM10     |
| CCO ケーブル                               | 70CC2        |
| Edwards Swan-Ganz カテーテル                | *            |
| インライン温度プローブ(CO-SET+<br>閉鎖注入液デリバリーシステム) | 93522        |
| 槽温度注入液プローブ                             | 9850A        |

#### 表 B-1 HemoSphere アドバンスドモニター の部品(続き)

| 説明                                       | モデル番号       |  |  |
|--|-------------|--|--|
| HemoSphere圧ケーブルによるモニタリング                 |             |  |  |
| HemoSphere圧ケーブル                          | HEMPSC100   |  |  |
| Edwards FloTracセンサーまたは<br>Acumen IQセンサー  | *           |  |  |
| EdwardstruWave圧モニタリングトラ<br>ンスデューサー       | *           |  |  |
| HemoSphere 静脈血オキシメトリーモ                   | ニタリング       |  |  |
| HemoSphere オキシメトリー<br>ケーブル               | HEMOXSC100  |  |  |
| HemoSphere オキシメトリークレー<br>ドル              | HEMOXCR1000 |  |  |
| Edwardsオキシメトリーカテーテル                      | *           |  |  |
| HemoSphere 組織オキシメトリーモニ                   | タリング        |  |  |
| HemoSphere 組織オキシメトリーモ<br>ジュール            | HEMTOM10    |  |  |
| ForeSight Elite 組織オキシメーター<br>モジュール       | HEMFSM10    |  |  |
| ForeSight Elite 組織オキシメーター<br>モジュール固定クリップ | 01-06-1100  |  |  |



警告

#### 表 B-1 HemoSphere アドバンスドモニター の部品(続き)

| 説明   | モデル番号      |
|--|------------|
| ForeSight Elite 組織オキシメトリー<br>センサー(サイズ:非粘着性小、<br>小、中、大) | *          |
| HemoSphere アドバンスドモニターケ                                 | ーブル        |
| 電源コード  | *          |
| 圧カ用スレーブケーブル  | **         |
| ECG モニター用スレーブケーブル                                      | **         |
| 圧出カケーブル  | HEMDPT1000 |
| HemoSphere 用追加アクセサリー                                   |            |
| HemoSphere アドバンスドモニター<br>取扱説明書                         | ***        |
| HemoSphere アドバンスドモニター<br>サービスマニュアル                     | ***        |
|  |            |

#### 表 B-1 HemoSphere アドバンスドモニター の部品(続き)

| 説明                              | モデル番号             |  |
|---------------------------------|-------------------|--|
| HemoSphere アドバンスドモニター           | HEMQG1000         |  |
| クイックスタートガイド                     |                   |  |
| (HemoSphere アドバンスドモニ            |                   |  |
| ター取扱説明書を含む)                     |                   |  |
| * モデルや注文方法については、最客              | 寄りの               |  |
| Edwards Lifesciences 株式会社にお     | δ問い合わせく           |  |
| ださい。                            |                   |  |
| ** Edwards Lifesciences 株式会社製の  | )スレーブケーブ          |  |
| ルはベッドサイドモニター専用です                | F.                |  |
| Philips (Agilent)、GE (Marquette | )、Spacelabs       |  |
| (OSI Systems)などのベッドサイドモニター取扱い   |                   |  |
| 企業からお求めいただけます。特定                | ⋶のモデルや注文          |  |
| 方法については、最寄りの Edward             | s Lifesciences    |  |
| 株式会社にお問い合わせください。                |                   |  |
| *** 最新版については、最寄りの Edwa          | ards Lifesciences |  |
| 株式会社にお問い合わせください。                |                   |  |

## B.2 アクセサリーに関する追加説明

## B.2.1 ロールスタンド

HemoSphere アドバンスドモニターロールスタンドは、HemoSphere アドバンスドモニターと共 に使用します。ロールスタンドの組立および警告については同梱の説明書をお読みください。 組み立てたロールスタンドを床に置き、車輪がすべて床と接触していることを確認します。 説明書の指示に従ってロールスタンドプレートにモニターをしっかり取り付けてください。

## B.2.2 オキシメトリークレードル

HemoSphere オキシメトリークレードルは、HemoSphere アドバンスドモニタリングプラット フォームでモニタリング中に、HemoSphere オキシメトリーケーブルを適切に固定するための 再利用可能なアクセサリーです。クレードルの正しい取り付け方法については、同梱の説明 書に従ってください。

付録

患者パラメータの計算式

このセクションでは、HemoSphere アドバンスドモニターに表示される連続的患者パラメータおよび間 欠的患者パラメータの計算式について説明します。

注記 患者パラメータは画面に表示されるよりも下位の小数点まで計算されます。 例えば、画面に表示される CO 値が 2.4 であっても、実際の CO は 2.4492 の ことがあります。

> したがって、以下の式を使ってモニターの表示の精度を検証すると、 モニターが計算したデータとは多少異なる結果になる場合があります。

> SvO<sub>2</sub>を含む計算はすべて、ScvO<sub>2</sub>を選択するとScvO<sub>2</sub>に置換されます。

下付きの SI =標準国際単位

#### 表 C-1 心機能プロファイルおよび酸素化プロファイルの式

| パラメータ            | 説明と式  | 単位             |
|------------------|---|----------------|
| BSA              | 体表面積(DuBois 式)  |                |
|                  | BSA = 71.84 x (WT <sup>0.425</sup> ) x (HT <sup>0.725</sup> ) / 10,000  | m <sup>2</sup> |
|                  | 説明:   |                |
|                  | WT – 患者の体重 kg   |                |
|                  | HT – 患者の身長 cm   |                |
| CaO <sub>2</sub> | 動脈血酸素含有量  |                |
|                  | CaO <sub>2</sub> = (0.0138 x HGB x SpO <sub>2</sub> ) + (0.0031 x PaO <sub>2</sub> ) (mL/dL)                                  | mL/dL          |
|                  | CaO <sub>2</sub> = [0.0138 x (HGB <sub>SI</sub> x 1.611) x SpO <sub>2</sub> ] + [0.0031 x (PaO <sub>2SI</sub> x 7.5)] (mL/dL) |                |
|                  | 説明:   |                |
|                  | HGB – 総ヘモグロビン量 g/dL   |                |
|                  | HGB <sub>SI</sub> – 総ヘモグロビン量 mmol/L   |                |
|                  | SpO <sub>2</sub> – 動脈血酸素飽和度 %   |                |
|                  | PaO <sub>2</sub> – 動脈血酸素分圧 mmHg   |                |
|                  | PaO <sub>2SI</sub> – 動脈血酸素分圧 kPa  |                |



表 C-1 心機能プロファイルおよび酸素化プロファイルの式(続き)

| パラメータ              | 説明と式   | 単位                                    |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| CvO <sub>2</sub>   | 静脈血酸素含有量<br>CvO <sub>2</sub> = (0.0138 x HGB x SvO <sub>2</sub> ) + (0.0031 x PvO <sub>2</sub> ) (mL/dL)<br>CvO <sub>2</sub> = [0.0138 x (HGB <sub>21</sub> x 1.611) x SvO <sub>2</sub> ] + [0.0031 x (PvO <sub>221</sub> x 7.5)] (mL/dL)  | mL/dL                                 |
|                    |  |                                       |
|                    | interior in the second secon |                                       |
|                    | HGB <sub>SI</sub> – 総ヘモグロビン量 mmol/L  |                                       |
|                    | SvO <sub>2</sub> 静脈血酸素(O <sub>2</sub> )的和度 %   |                                       |
|                    | $PvO_{\alpha}$ 一 静脈血酸素分圧 mmHq  |                                       |
|                    | PvO <sub>ool</sub> – 静脈血酸素分圧 kPa   |                                       |
|                    | および PvO。は侵壟性モニタリングモードではコーザーにより入力可能で  |                                       |
|                    | あり、他のすべてのモニタリングモードでは0と仮定   |                                       |
| Ca-vO <sub>2</sub> |  |                                       |
| 04-702             | $\Im \Pi \Pi \square $   | mL/dL                                 |
|                    |  |                                       |
|                    | CaO <sub>2</sub> – 動脈血酸素含有量(mL/dL)   |                                       |
|                    | <br>CvO <sub>2</sub> – 静脈血酸素含有量(mL/dL)   |                                       |
| CI                 |  |                                       |
|                    | CI = CO/BSA  | I /min/m <sup>2</sup>                 |
|                    | 説明:  |                                       |
|                    | CO – 心拍出量、L/min  |                                       |
|                    | BSA – 体表面積 m <sup>2</sup>  |                                       |
| CPI                | 心拍出力係数   | W/m <sup>2</sup>                      |
|                    | CPI=MAP × CI × 0.0022  |                                       |
| CPO                | 心拍出力   |                                       |
|                    | CPO=CO × MAP × K   |                                       |
|                    | 説明 :<br>  _ 心拉出力(CDO)(M/)はMAD > CO /451 トーズ計算  | 10/                                   |
|                    | 心田山辺 (CFO) (W) はMAF $\sim$ CO/ 4572 して計算   | VV                                    |
|                    | Nはフットへの変換係数(2.22×10~)<br>MAPの単位 mmHg   |                                       |
|                    | COの単位 1/min  |                                       |
| DOa                |  |                                       |
| 202                | $DO_2 = CaO_2 \times CO \times 10$   | mL O <sub>2</sub> /min                |
|                    |  | <u> </u>                              |
|                    | CaO <sub>2</sub> – 動脈血酸素含有量 mL/dL  |                                       |
|                    | CO – 心拍出量 L/min  |                                       |
| DO <sub>2</sub> I  | 酸素運搬量係数  |                                       |
| 2                  | $DO_2I = CaO_2 \times CI \times 10$  | mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup> |
|                    |  | <u> </u>                              |
|                    | CaO <sub>2</sub> – 動脈血酸素含有量 mL/dL  |                                       |
|                    | CI – 心拍出量 L/min/m <sup>2</sup>   |                                       |
| dP/dt              | 時間に対する動脈圧波形の最大一次微分   |                                       |
|                    | dP/dt = max(P[n+1]-P[n])、n=0からN=1の場合   |                                       |
|                    | 説明:  | mmHa/秒                                |
|                    | P[n] – 動脈圧信号の現在のサンプル(mmHg)   | 11111119/ <i>19</i>                   |
|                    | ts – サンプリング間隔、秒  |                                       |
|                    | │N-所定の心臓周期の総サンプル数  |                                       |

| 表 C-1 心機能プロ: | ワイルおよび酸素化プロファイルの式 | (続き) |
|--------------|-------------------|------|
|--------------|-------------------|------|

| パラメータ             | 説明と式   | 単位                       |
|-------------------|--|--------------------------|
| Ea <sub>dyn</sub> | 動的動脈弾性   |                          |
|                   | Ea <sub>dyn</sub> = PPV/SVV  |                          |
|                   | │  | なし                       |
|                   | PPV – 脈圧変動、%   |                          |
| EDV               |  | mL                       |
|                   | EDV = SV/EF  |                          |
|                   |  |                          |
|                   | SV – 1 回田出量(mL)  |                          |
|                   |  |                          |
| EDVI              | │ 払張木規谷重係致<br>│ EDVI = SVI/EF  | mL/m²                    |
|                   | 説明:  |                          |
|                   | SVI-1 回拍出係数(mL/m <sup>2</sup> )  |                          |
|                   | EF – 駆出分画 %(efu)   |                          |
| ESV               | 収縮末期容量   | mL                       |
|                   | ESV = EDV – SV   |                          |
|                   | │  |                          |
|                   | SV – 1 回拍出量(mL)  |                          |
| ESVI              |  | ml /m <sup>2</sup>       |
|                   | ESVI = EDVI – SVI  |                          |
|                   | 説明:  |                          |
|                   | EDVI – 拡張末期容量係数(mL/m <sup>2</sup> )  |                          |
|                   | SVI – 1 回拍出係数(mL/m <sup>2</sup> )  |                          |
| LVSWI             | 左室1回仕事量係数  | g-m/m <sup>2</sup> /beat |
|                   | VSWI = SVI x (MAP - PAWP) x 0.0136 x 7.5   |                          |
|                   |  |                          |
|                   | SVI-1回拍出係数(mL/beat/m <sup>2</sup> )  |                          |
|                   | MAP – 平均動脈圧 mmHg   |                          |
|                   | MAP <sub>SI</sub> – 平均動脈圧 kPa  |                          |
|                   | PAWP – 肺動脈楔入圧 mmHg   |                          |
|                   | PAWP <sub>SI</sub> – 肺動脈楔入圧 kPa  |                          |
| O <sub>2</sub> EI | 酸素除去係数   | %                        |
|                   | $O_2EI = \{(SaO_2 - SvO_2) / SaO_2\} \times 100 (\%)$  |                          |
|                   | □ 記明:<br>  |                          |
|                   | $S_{1}O_{2} = 3$ $S_{1$ |                          |
|                   |  | 0/                       |
|                   |  | /0                       |
|                   | 説明:  |                          |
|                   | CaO <sub>2</sub> – 動脈血酸素含有量 mL/dL  |                          |
|                   | Ca-vO <sub>2</sub> – 動静脈血酸素含有量較差 mL/dL   |                          |

## 表 C-1 心機能プロファイルおよび酸素化プロファイルの式(続き)

| パラメータ            | 説明と式   | 単位                                     |
|------------------|--|--|
| PPV              | 脈圧変動   | %                                      |
|                  | PPV= 100 x (PPmax - PPmin) / mean(PP)  |  |
|                  | ここで:<br>  PP_脈圧(mmHa 以下のように質出):  |  |
|                  | PP=SYS - DIA   |  |
|                  | SYS - 収統期而圧  |  |
|                  |  |  |
| PVR              |  | dyne-s/cm <sup>5</sup>                 |
|                  | $PVR = {(MPAP - PAWP) x 80} /CO$   | kPa-s/L                                |
|                  | $PVR = \{(MPAP_{SI} - PAWP_{SI}) \times 60\}/CO$                                   |  |
|                  |  |  |
|                  | MPAP – 平均肺動脈圧 mmHg   |  |
|                  | MPAP <sub>SI</sub> — 平均肺動脈注 KPa  |  |
|                  | PAWP - m動脈候入止 mmng<br>PAWP - 肺動脈物入压 / Pa   |  |
|                  |  |  |
|                  |  | 2, 5                                   |
|                  | m個項投机保致<br>PVRI = {(MPAP – PAWP) x 80} /Cl   | dyne-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>2</sup> |
|                  | PVRI = {(MPAP <sub>SI</sub> – PAWP <sub>SI</sub> ) x 60} /CI                       | KPa-s-m <sup>-</sup> /L                |
|                  |  |  |
|                  | MPAP – 平均肺動脈圧 mmHg   |  |
|                  | MPAP <sub>SI</sub> – 平均肺動脈圧 kPa  |  |
|                  | PAWP – 肺動脈楔入圧 mmHg   |  |
|                  | PAWP <sub>SI</sub> – 肺動脈楔入圧 kPa  |  |
|                  | CI – 心係数 L/min/m <sup>2</sup>  |  |
| RVSWI            |  | g-m/m²/beat                            |
|                  | RVSWI = SVI x (MPAP - CVP) x 0.0136<br>RVSWI = SVI x (MPAPa - CVPa) x 0.0136 x 7.5 |  |
|                  |  |  |
|                  | SVI-1回拍出係数(mL/beat/m <sup>2</sup> )  |  |
|                  | MPAP – 平均肺動脈圧 mmHg   |  |
|                  | MPAP <sub>SI</sub> – 平均肺動脈圧 kPa  |  |
|                  | CVP – 中心静脈圧 mmHg   |  |
|                  | CVP <sub>SI</sub> – 中心静脈圧 kPa  |  |
| StO <sub>2</sub> | 組織酸素飽和度  |  |
|                  | $StO_2 = [HbO_2/(HbO_2 + Hb)] \times 100$  | %                                      |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| SV/              |  |  |
| 30               | 1 凹扣口重<br>  SV = (CO/PR) × 1000  | mL/beat                                |
|                  | 説明 :   |  |
|                  | CO – 心拍出量 L/min  |  |
|                  | PR – 脈拍数 beats/min   |  |

表 C-1 心機能プロファイルおよび酸素化プロファイルの式(続き)

| パラメータ             | 説明と式   | 単位  |
|-------------------|--|---|
| SVI               | 1 回拍出量係数<br>SVI = (CI/PR) × 1000<br>説明 ·   | mL/beat/m <sup>2</sup>  |
|                   | CI – 心係数 L/min/m <sup>2</sup><br>PR – 脈拍数 beats/min  |   |
| SVR               | 体血管抵抗<br>SVR = {(MAP – CVP) x 80} /CO (dyne-sec/cm <sup>5</sup> )<br>SVR = {(MAP <sub>SI</sub> – CVP <sub>SI</sub> ) x 60} /CO<br>説明:<br>MAP – 平均動脈圧 mmHg<br>MAP <sub>SI</sub> – 平均動脈圧 kPa<br>CVP – 中心静脈圧 mmHg<br>CVP <sub>SI</sub> – 中心静脈圧 kPa<br>CO – 心拍出量、L/min | dyne-s/cm <sup>5</sup><br>(kPa/l) <sub>Sl</sub>                                   |
| SVRI              | 体血管抵抗係数<br>SVRI = {(MAP - CVP) x 80} /CI<br>説明:<br>MAP – 平均動脈圧 mmHg<br>MAP <sub>SI</sub> – 平均動脈圧 kPa<br>CVP – 中心静脈圧 mmHg<br>CVP <sub>SI</sub> – 中心静脈圧 kPa<br>CI – 心係数 L/min/m <sup>2</sup>   | dyne-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup><br>(kPa-s-m <sup>2</sup> /l) <sub>SI</sub> |
| SVV               | 1回拍出量変化<br>SVV = 100 × (SV <sub>max</sub> - SV <sub>min</sub> ) / mean(SV)   | %   |
| VO <sub>2</sub>   | 酸素消費量<br>VO <sub>2</sub> = Ca-vO <sub>2</sub> x CO x 10 (mL O <sub>2</sub> /min)<br>説明:<br>Ca-vO <sub>2</sub> – 動静脈血酸素含有量較差(mL/dL)<br>CO – 心拍出量 L/min  | mL O <sub>2</sub> /min  |
| VO <sub>2</sub> e | ScvO <sub>2</sub> をモニタリングする時の推定酸素消費係数<br>VO <sub>2</sub> e = Ca-vO <sub>2</sub> x CO x 10 (mL O <sub>2</sub> /min)<br>説明:<br>Ca-vO <sub>2</sub> – 動静脈血酸素含有量較差(mL/dL)<br>CO – 心拍出量 L/min  | mL O <sub>2</sub> /min  |
| VO <sub>2</sub> I | 酸素消費量係数<br>VO <sub>2</sub> / BSA   | mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup>   |

| パラメータ              | 説明と式  | 単位                                    |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| VO <sub>2</sub> le | 推定酸素消費量係数<br>VO <sub>2</sub> e/ BSA   | mL O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup> |
| VQI                | 換気灌流指数<br>VQI = {1.38 × HGB × (1.0 - (SaO <sub>2</sub> /100)) + (0.0031 × PAO <sub>2</sub> )}<br>(1.38 × HGB × (1.0 - (SvO <sub>2</sub> /100)) + (0.0031 × PAO <sub>2</sub> )}<br>VQI = {1.38 × HGB <sub>SI</sub> × 1.611344 × (1.0 - (SaO <sub>2</sub> /100)) + (0.0031 × PAO <sub>2</sub> )}<br>(1.38 × HGB <sub>SI</sub> × 1.611344 × (1.0 - (SvO <sub>2</sub> /100)) + (0.0031 × PAO <sub>2</sub> ))<br>X 100<br>説明:<br>HGB - 総ヘモグロビン量 g/dL<br>HGB <sub>SI</sub> - 総ヘモグロビン量 mmol/L<br>SaO <sub>2</sub> - 動脈血酸素飽和度 %<br>SvO <sub>2</sub> - 混合静脈血酸素飽和度 %<br>PAO <sub>2</sub> - 肺胞の O <sub>2</sub> 伸長 mmHg<br>および:<br>PAO <sub>2</sub> = ((PBAR - PH <sub>2</sub> 0) × FiO <sub>2</sub> ) - PaCO <sub>2</sub> × (FiO <sub>2</sub> + (1.0 - FiO <sub>2</sub> )/0.8)<br>説明:<br>FiO <sub>2</sub> - 吸気酸素の分面<br>PBAR - 760 mmHg<br>PH <sub>2</sub> O - 47 mmHg<br>PaCO <sub>2</sub> - 40 mmHg | %                                     |

表 C-1 心機能プロファイルおよび酸素化プロファイルの式(続き)

付録 **し** 

モニター設定とデフォルト設定

## D.1 患者データ入力範囲

| パラメータ | 最小値           | 最大値              | 使用可能単位         |  |  |  |  |
|-------|---------------|------------------|----------------|--|--|--|--|
| 性別    | M (男性)/F (女性) | N/A              | N/A            |  |  |  |  |
| 年齡    | 2             | 120              | 歳              |  |  |  |  |
| 身長    | 12 in/30 cm   | 98 in/250 cm     | インチ(in)または cm  |  |  |  |  |
| 体重    | 2 lbs/1.0 kg  | 881 lbs/400.0 kg | lbs または kg     |  |  |  |  |
| BSA   | 0.08          | 5.02             | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| ID    | 0桁            | 40文字             | なし             |  |  |  |  |

表 D-1 患者情報

## D.2 トレンドスケールのデフォルトの制限値

表 D-2 トレンドスケールのデフォルト値

| パラメータ                               | 単位                                     | 最小デフォルト値 | 最大デフォルト値 | 設定間隔 |
|-------------------------------------|--|----------|----------|------|
| CO/iCO/sCO                          | L/min                                  | 0.0      | 12.0     | 1.0  |
| CI/iCI/sCI                          | L/min/m <sup>2</sup>                   | 0.0      | 12.0     | 1.0  |
| SV                                  | mL/b                                   | 0        | 160      | 20   |
| SVI                                 | mL/b/m <sup>2</sup>                    | 0        | 80       | 20   |
| SVV                                 | %                                      | 0        | 50       | 10   |
| ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub> | %                                      | 0        | 99       | 10   |
| StO <sub>2</sub>                    | %                                      | 1        | 99       | 10   |
| SVR/iSVR                            | dyne-s/cm <sup>5</sup>                 | 500      | 1500     | 100  |
| SVRI/iSVRI                          | dyne-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup> | 500      | 3000     | 200  |
| EDV/sEDV                            | mL                                     | 0        | 800      | 25   |
| EDVI/sEDVI                          | mL/m <sup>2</sup>                      | 0        | 400      | 25   |
| RVEF/sRVEF                          | %                                      | 0        | 100      | 10   |
| SYS <sub>ART</sub>                  | mmHg                                   | 80       | 160      | 5    |
| SYS <sub>PAP</sub>                  | mmHg                                   | 0        | 55       | 5    |
| DIA <sub>ART</sub>                  | mmHg                                   | 50       | 110      | 5    |



| パラメータ              | 単位       | 最小デフォルト値 | 最大デフォルト値 | 設定間隔 |
|--------------------|----------|----------|----------|------|
| DIA <sub>PAP</sub> | mmHg     | 0        | 35       | 5    |
| MAP                | mmHg     | 50       | 130      | 5    |
| MPAP               | mmHg     | 0        | 45       | 5    |
| PPV                | %        | 0        | 50       | 10   |
| PR                 | bpm      | 40       | 130      | 5    |
| dP/dt              | mmHg/sec | 0        | 2000     | 100  |
| Ea <sub>dyn</sub>  | なし       | 0.2      | 1.5      | 0.1  |
| HPI                | なし       | 0        | 100      | 10   |
|                    |          |          |          |      |

表 D-2 トレンドスケールのデフォルト値(続き)

注記

HemoSphere アドバンスドモニターは、上下スケール設定のうち、下の数 値よりも低い上のスケール設定には対応しません。また、下のスケール設 定が上のスケール設定よりも高い場合も対応しません。

## D.3 パラメータ表示および設定可能なアラーム/ターゲット範囲

| パラメータ   | 単位                                     | 表示範囲     | 設定可能な範囲  |
|---|--|----------|----------|
| СО  | L/min                                  | 1.0~20.0 | 1.0~20.0 |
| iCO   | L/min                                  | 0.0~20.0 | 0.0~20.0 |
| sCO   | L/min                                  | 1.0~20.0 | 1.0~20.0 |
| CI  | L/min/m <sup>2</sup>                   | 0.0~20.0 | 0.0~20.0 |
| iCl   | L/min/m <sup>2</sup>                   | 0.0~20.0 | 0.0~20.0 |
| sCl   | L/min/m <sup>2</sup>                   | 0.0~20.0 | 0.0~20.0 |
| SV  | mL/b                                   | 0~300    | 0~300    |
| SVI   | mL/b/m <sup>2</sup>                    | 0~200    | 0~200    |
| SVR   | dyne-s/cm <sup>5</sup>                 | 0~5000   | 0~5000   |
| SVRI  | dyne-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup> | 0~9950   | 0~9950   |
| iSVR  | dyne-s/cm <sup>5</sup>                 | 0~5000   | 0~5000   |
| iSVRI   | dyne-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup> | 0~9950   | 0~9950   |
| SVV   | %                                      | 0~99     | 0~99     |
| オキシメトリー<br>(ScvO <sub>2</sub> / SvO <sub>2</sub> / StO <sub>2</sub> ) | %                                      | 0~99     | 0~99     |
| EDV   | mL                                     | 0~800    | 0~800    |
| sEDV  | mL                                     | 0~800    | 0~800    |
| EDVI  | mL/m <sup>2</sup>                      | 0~400    | 0~400    |
| sEDVI   | mL/m <sup>2</sup>                      | 0~400    | 0~400    |
| RVEF  | %                                      | 0~100    | 0~100    |

表 D-3 設定可能なパラメータのアラームおよび表示範囲

| パラメータ  | 単位       | 表示範囲    | 設定可能な範囲           |  |  |  |
|--|----------|---------|-------------------|--|--|--|
| sRVEF  | %        | 0~100   | 0~100             |  |  |  |
| CVP  | mmHg     | 0~50    | 0~50              |  |  |  |
| MAP  | mmHg     | 0~300   | 0~300             |  |  |  |
| MAP(動脈圧波形の<br>リアルタイム表示)  | mmHg     | -34~312 | 0~300             |  |  |  |
| MPAP   | mmHg     | 0~99    | 0~99              |  |  |  |
| SYS <sub>ART</sub>   | mmHg     | 0~300   | 10~300            |  |  |  |
| SYS <sub>PAP</sub>   | mmHg     | 0~99    | 10~99             |  |  |  |
| DIA <sub>ART</sub>   | mmHg     | 0~300   | 10~300            |  |  |  |
| DIA <sub>PAP</sub>   | mmHg     | 0~99    | 0~99              |  |  |  |
| PPV  | %        | 0~99    | 0~99              |  |  |  |
| PR   | bpm      | 0~220   | 0~220             |  |  |  |
| HPI  | なし       | 0~100   | 該当なし <sup>1</sup> |  |  |  |
| dP/dt  | mmHg/sec | 0~3000  | 0~3000            |  |  |  |
| Ea <sub>dyn</sub>  | なし       | 0.0~3.0 | 該当なし <sup>2</sup> |  |  |  |
| HRavg  | bpm      | 0~220   | 0~220             |  |  |  |
| <sup>1</sup> HPIのパラメータ <i>警告範囲は設定不可能です</i><br><sup>2</sup> Ea <sub>dvn</sub> は非アラームパラメータです。ここに示される範囲は表示目的のみです。 |          |         |                   |  |  |  |

| 表 D-3 | 3設定可能な | パラメ・ | ータのアラー | -ムおよび表示範囲 | (続き) |
|-------|--------|------|--------|-----------|------|
|-------|--------|------|--------|-----------|------|

## D.4 アラームおよびターゲットのデフォルト値

| パラメータ                                | 単位                                       | EWアラーム<br>(レッドゾーン)<br>下限デフォルト値 | EWターゲット下<br>限デフォルト値 | EWターゲット上<br>限デフォルト値 | EWアラーム<br>(レッドゾーン)<br>上限デフォルト値 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| CI/iCI/sCI                           | L/min/m <sup>2</sup>                     | 1.0                            | 2.0                 | 4.0                 | 6.0                            |
| SVI                                  | mL/b/m <sup>2</sup>                      | 20                             | 30                  | 50                  | 70                             |
| SVRI/iSVRI                           | dyne-s-m <sup>2</sup> /cm <sup>5</sup>   | 1000                           | 1970                | 2390                | 3000                           |
| SVV                                  | %  | 0                              | 0                   | 13                  | 20                             |
| ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>  | %  | 50                             | 65                  | 75                  | 85                             |
| StO <sub>2</sub>                     | %  | 50                             | 60                  | 90                  | 100                            |
| EDVI/sEDVI                           | mL/m <sup>2</sup>                        | 40                             | 60                  | 100                 | 200                            |
| RVEF/sRVEF                           | %  | 20                             | 40                  | 60                  | 60                             |
| DO <sub>2</sub> I                    | mL<br>O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup> | 300                            | 500                 | 600                 | 800                            |
| VO <sub>2</sub> I/VO <sub>2</sub> Ie | mL<br>O <sub>2</sub> /min/m <sup>2</sup> | 80                             | 120                 | 160                 | 250                            |
| CVP                                  | mmHg                                     | 2                              | 2                   | 8                   | 10                             |
| SYS <sub>ART</sub>                   | mmHg                                     | 90                             | 100                 | 130                 | 150                            |

| パラメータ              | 単位       | EWアラーム<br>(レッドゾーン)<br>下限デフォルト値 | EWターゲット下<br>限デフォルト値 | EWターゲット上<br>限デフォルト値 | EWアラーム<br>(レッドゾーン)<br>上限デフォルト値 |
|--------------------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| SYS <sub>PAP</sub> | mmHg     | 10                             | 14                  | 23                  | 34                             |
| DIA <sub>ART</sub> | mmHg     | 60                             | 70                  | 90                  | 100                            |
| DIA <sub>PAP</sub> | mmHg     | 0                              | 4                   | 13                  | 16                             |
| MAP                | mmHg     | 60                             | 70                  | 100                 | 120                            |
| MPAP               | mmHg     | 5                              | 9                   | 18                  | 25                             |
| HRavg              | bpm      | 60                             | 70                  | 100                 | 120                            |
| HGB                | g/dL     | 7.0                            | 11.0                | 17.0                | 19.0                           |
|                    | mmol/L   | 4.3                            | 6.8                 | 10.6                | 11.8                           |
| SpO <sub>2</sub>   | %        | 90                             | 94                  | 100                 | 100                            |
| PPV                | %        | 0                              | 0                   | 13                  | 20                             |
| PR                 | bmp      | 60                             | 70                  | 100                 | 120                            |
| HPI                | なし       | 0                              | N/A                 | N/A                 | 85                             |
| dP/dt              | mmHg/sec | 380                            | 480                 | 1300                | 1800                           |

表 D-4 パラメータアラームのレッドゾーンおよびターゲットのデフォルト値(続き)

注記

係数なし範囲は、係数化範囲および入力した BSA 値に基づきます。

## D.5 アラーム優先度

| 生理的パラメータ<br>(アラーム)/<br>メッセージの種類        | 生理的アラーム<br>(レッドゾーン)<br>下限優先度 | 生理的アラーム<br>(レッドゾーン)<br>上限優先度 | メッセージ種類の<br>優先度 |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CO/CI/sCO/sCI                          | 高                            | 中                            |                 |
| SV/SVI                                 | 副                            | 中                            |                 |
| SVR/SVRI                               | 中                            | 中                            |                 |
| SVV                                    | 中                            | 中                            |                 |
| ScvO <sub>2</sub> /SvO <sub>2</sub>    | 高                            | 中                            |                 |
| StO <sub>2</sub>                       | 百                            | N/A                          |                 |
| EDV/EDVI/sEDV/sEDVI                    | 中                            | 中                            |                 |
| RVEF/sRVEF                             | 中                            | 中                            |                 |
| SYS <sub>ART</sub> /SYS <sub>PAP</sub> | 高                            | 高                            |                 |
| DIA <sub>ART</sub> /DIA <sub>PAP</sub> | 高                            | 高                            |                 |
| MAP                                    | 高                            | 高                            |                 |
| MPAP                                   | 中                            | 中                            |                 |
| CVP                                    | 中                            | 中                            |                 |
| PPV                                    | 中                            | 中                            |                 |
| フォルト                                   |                              |                              | 中/高             |
| 警告                                     |                              |                              | 低               |

表 D-5 パラメータアラーム、フォルト、および警告優先度

注記

アラーム信号の発生遅延はパラメータに依存します。オキシメトリー関連パ ラメータの場合、パラメータが5秒以上連続して範囲外になった後の遅延は 2秒未満です。HemoSphere Swan-Ganz モジュールの連続的 CO および関連パ ラメータでは、遅延は360秒未満ですが、パラメータ計算による典型的な遅 延は57秒です。HemoSphere 圧ケーブルの連続的 CO および関連 FloTrac シス テムパラメータの場合、遅延はパラメータ平均化(5秒)の場合は2秒(パ ラメータが5秒以上連続して範囲外になった後)、パラメータ平均化(20秒 および5分)の場合は20秒です(119ページの表 6-4参照)。HemoSphere 圧 ケーブルと TruWave DPT を使用して測定されたパラメータの場合、パラメー タが5秒以上連続して範囲外になった後の遅延時間は2秒です。

パラメータ値は、生理的アラームの優先度が「中」よりも「高」の方が高 速で点滅します。優先度が「中」および「高」のアラームで同時にアラー ム音が鳴った場合、優先度が「高」の生理的アラーム音が聞こえます。優 先度「低」のアラームが有効で、優先度「中」以上のアラームが発生した 場合は、優先度「低」の視覚的アラームインジケータは、優先度「高」 の視覚的アラームインジケータに置き換えられます。

技術的フォルトのほとんどは優先度が「中」です。警告や他のシステム メッセージの優先度は「低」です。

## D.6 言語デフォルト設定\*

|              | デフォルトの表示単位       |        |       |        |             |             |                 |
|--------------|------------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| 言語           | PaO <sub>2</sub> | HGB    | 身長    | 体重     | 時刻の表<br>示形式 | 日付の表示形<br>式 | CO<br>ド<br>平均時間 |
| English (US) | mmHg             | g/dL   | in    | lbs    | 12 時間       | 月/日/年       | 20 秒            |
| English (UK) | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Français     | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Deutsch      | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Italiano     | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Español      | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Svenska      | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Nederlands   | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Ελληνικά     | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Português    | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| 日本語          | mmHg             | g/dL   | cm    | kg     | 24 時間       | 月/日/年       | 20 秒            |
| 中文           | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Čeština      | kPa              | mmol/l | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Polski       | kPa              | mmol/l | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Suomi        | kPa              | mmol/l | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Norsk        | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Dansk        | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Eesti        | mmHg             | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Lietuvių     | mmHg             | g/dl   | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
| Latviešu     | kPa              | mmol/L | cm    | kg     | 24 時間       | 日/月/年       | 20 秒            |
|              |                  | 注:温    | 度のデフォ | +ルトはす. | べての言語で摂     | F.K.        |                 |

表 D-6 言語デフォルト設定

注記

上記の言語は参照にすぎず、選択できないこともあります。

付録上

コンピューテーション定数

## E.1 コンピューテーション定数値

iCO モードでは、HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、以下の表に掲載するコンピューテー ション定数を用いた槽プローブ設定またはインライン温度プローブを用いた心拍出量を計算 します。HemoSphere Swan-Ganz モジュールは、使用する注入液温度プローブの種類を自動的 に検知し、対応する注入液温度、カテーテルのサイズ、注入液容量が、使用するコンピュー テーション定数を決定します。

モデル固有のコンピューテーション定数は、iCO モードの設定メニューから 手入力します。

| 注入液温度箭      | 注入游突暑         | カテーテルのサイズ(フレンチ) |       |       |       |       |  |
|-------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 田★(℃)       | たへ版各重<br>(mL) | 8               | 7.5   | 7     | 6     | 5.5   |  |
| 室温          | 10            | 0.612           | 0.594 | 0.595 | 0.607 | 0.616 |  |
| 22.5 ~ 27°C | 5             | 0.301           | 0.283 | 0.287 | 0.304 | 0.304 |  |
|             | 3             | 0.177           | 0.159 | 0.165 | 0.180 | 0.180 |  |
| 室温          | 10            | 0.588           | 0.582 | 0.578 | 0.597 | 0.606 |  |
| 18 ~ 22.5°C | 5             | 0.283           | 0.277 | 0.274 | 0.297 | 0.298 |  |
|             | 3             | 0.158           | 0.156 | 0.154 | 0.174 | 0.175 |  |
| 低温(冷)       | 10            | 0.563           | 0.575 | 0.562 | 0.573 | 0.581 |  |
| 5 ~ 18°C    | 5             | 0.267           | 0.267 | 0.262 | 0.278 | 0.281 |  |
|             | 3             | 0.148           | 0.150 | 0.144 | 0.159 | 0.161 |  |
| 低温(冷)       | 10            | 0.564           | 0.564 | 0.542 | 0.547 | 0.555 |  |
| 0 ~ 5°C     | 5             | 0.262           | 0.257 | 0.247 | 0.259 | 0.264 |  |
|             | 3             | 0.139           | 0.143 | 0.132 | 0.144 | 0.148 |  |

#### 表 E-1 槽温度プローブのコンピューテーション定数

\* 心臓測定を最適化するには、注入液温度をカテーテルの取扱説明書に記載されている温度範囲のいずれかに対応させてください。



注記 以下のコンピューテーション定数は公称値であり、一般的に指定されたカ テーテルのサイズに適用できます。使用するカテーテル固有のコンピュー テーション定数については、カテーテルの取扱説明書を参照してください。

| 注入法理审新      | 注入液容量<br>(mL) | カテーテルのサイズ(フレンチ) |       |       |       |       |
|-------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 囲★(°C)      |               | 8               | 7.5   | 7     | 6     | 5.5   |
| 室温          | 10            | 0.601           | 0.599 | 0.616 | 0.616 | 0.624 |
| 22.5~27°C   | 5             | 0.294           | 0.301 | 0.311 | 0.307 | 0.310 |
| 室温          | 10            | 0.593           | 0.593 | 0.603 | 0.602 | 0.612 |
| 18 ~ 22.5°C | 5             | 0.288           | 0.297 | 0.295 | 0.298 | 0.304 |
| 低温(冷)       | 10            | 0.578           | 0.578 | 0.570 | 0.568 | 0.581 |
| 5 ~ 18°C    | 5             | 0.272           | 0.286 | 0.257 | 0.276 | 0.288 |
| 低温(冷)       | 10            | 0.562           | 0.563 | 0.537 | 0.533 | 0.549 |
| 0 ~ 5℃      | 5             | 0.267           | 0.276 | 0.217 | 0.253 | 0.272 |

表 E-2 インライン温度プローブのコンピューテーション定数

\* 心臓測定を最適化するには、注入液温度をカテーテルの取扱説明書に記載されている温度 範囲のいずれかに対応させてください。



システムのメンテナンス、点 およびサポート

#### 目次

| 通常メンテナンス                      | 278 |
|-------------------------------|-----|
| モニターおよびモジュールの清掃               | 279 |
| プラットフォームケーブルの清掃               | 280 |
| 点検およびサポート                     | 282 |
| Edwards Lifesciences 株式会社の所在地 | 283 |
| モニターの処分                       | 284 |
| 予防メンテナンス                      | 284 |
| アラームシグナルのテスト                  | 285 |
| 保証                            | 285 |

## F.1 通常メンテナンス

HemoSphere アドバンスドモニターにはユーザーが修理できる部品は含まれていませんので、資格のあるサービス担当者のみが修理を行ってください。院内のバイオメディカル部門またはサービス技術者については、メンテナンスおよびリカレント試験の手順に関して、HemoSphere アドバンスドモニターのサービスマニュアルを参照してください。本付録では、モニターやシステムのアクセサリーの清掃方法、また、修理/交換のサポートを得るため、Edwards Lifesciences 株式会社サービスセンターにご連絡いただく方法に関する情報が記載されています。

| 警告 | HemoSphere アドバンスドモニターには、ユーザーが修理できる部品は含<br>まれていません。カバーを外したり、分解等を行うと、高電圧に触れる危<br>険性があります。 |
|----|---|
|    |   |
| 注意 | 毎回の使用後には、機器とアクセサリーを清掃して保管してください。  |
|    |   |



注意 HemoSphere アドバンスドモニターモジュールとプラットフォームケーブ ルは静電気放電 (ESD) に敏感です。ケーブルやモジュールのハウジング は開けないでください。また、ハウジングに損傷がある場合はモジュール を使用しないでください。

## F.2 モニターおよびモジュールの清掃

HemoSphere アドバンスドモニターおよびモジュールは、以下の薬品を基材とする洗浄剤で 湿らせた柔らかい布で清掃できます。

- 70% イソプロピルアルコール
- · 2% グルタルアルデヒド
- 10% 漂白液(次亜塩素酸ナトリウム)
- 四級アンモニウム溶液

その他の洗浄剤は使用しないでください。特に明記しない限り、上記の洗浄剤は、 HemoSphere アドバンスドモニタリングのアクセサリー、ケーブル、モジュールの清掃に承 認されています。

注記 一旦挿入したら、メンテナンスや清掃が必要になった場合を除き、モジュー ルを取り外す必要はありません。プラットフォームモジュールを取り外す必 要がある場合は、破損しないよう納入時の包装箱に入れ、涼しく乾燥した場 所で保管してください。

**注意** HemoSphere アドバンスドモニター、アクセサリー、モジュール、ケーブルに 液体をかけたり噴霧したりしないでください。

指定した種類以外の消毒液は使用しないでください。

禁止事項:

液体が電源コネクターと接触すること

液体がコネクター、モニター筐体やモジュール開口部内に入ること 上記箇所のいずれかに液体が付着した場合は、モニターを操作しないでく ださい。ただちに電源を切り、貴施設のバイオメディカル部門、または最 寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡ください。

警告 感電または発火の危険があります! HemoSphere アドバンスドモニター、 モジュール、プラットフォームケーブルを液体の中に浸さないでください。 また、液体が装置内部に入らないようにしてください。

## F.3 プラットフォームケーブルの清掃

圧出力ケーブルなどのプラットフォームケーブルは、上記セクション F.2 の洗浄剤を使用 し、以下の手順で清掃できます。

- **注意** すべてのケーブルを定期的に検査し、不具合がないか確認してください。 収納時にケーブルをきつく巻かないでください。
  - 1 消毒液を湿らせた柔らかい布で表面を拭きます。
  - 2 滅菌水を含ませたコットンガーゼを用いて、洗剤用のワイプを使用した後に仕上げ 拭き用のワイプを使用してください。洗剤が残らないよう、十分に仕上げ拭きをし てください。
  - 3 清潔な乾いた布で表面を拭き、乾燥させます。

プラットフォームケーブルは、破損しないよう納入時の包装箱に入れ、涼しく乾燥した場所 で保管してください。特定のケーブルに特有の追加説明は以下のサブセクションに記載され ています。

## 注意 上記以外の洗浄剤やスプレー剤を用いたり、プラットフォームケーブルに 直接洗浄液を注いだりしないでください。 プラットフォームケーブルを蒸気、放射線、EO で滅菌しないでください。 プラットフォームケーブルを液体に浸さないでください。

#### F.3.1 HemoSphere オキシメトリーケーブルの清掃

上記セクション F2 に記載された洗浄剤を使用して、オキシメトリーケーブルのハウジング と接続ケーブルを清掃します。オキシメトリーケーブルの光ファイバーインターフェースは 常に清潔にしておく必要があります。オキシメトリーカテーテルの光ファイバーコネクター 内にある光ファイバーは、オキシメトリーケーブルの光ファイバーと結合します。リントフ リー綿棒に滅菌アルコールを含ませ、オキシメトリーケーブルのハウジングの前面内部にあ る光ファイバーをやさしくあてがい、汚れを取ります。

注意 HemoSphere オキシメトリーケーブルを蒸気、放射線、EO で滅菌しないでください。
 HemoSphere オキシメトリーケーブルを液体に浸さないでください。

#### F.3.2 CCO ケーブルおよびコネクターの清掃

CCO ケーブルには電気および機械部品が含まれているため、通常にご使用いただいた場合 でも摩耗および破損が発生することがあります。使用前にはケーブルの絶縁体、ストレイン リリーフ、コネクターを目視点検してください。次のいずれかが確認された場合、そのケー ブルは使用しないでください。

- 絶縁体破損
- 摩耗
- コネクターピンが引っ込んでいる、または曲がっている

- コネクターに欠損または亀裂がある
- 1 CCOケーブルは液体の浸入から保護されません。必要に応じて漂白剤と水を1:9 で混合した溶液を柔らかい布に含ませて、ケーブルを拭きます。
- 2 コネクターを自然乾燥させます。

注意 ケーブルコネクターがモニターに接続されており、モニターの電源がオンになっている時に、ケーブルコネクターに電解質溶液(乳酸加リンゲル等)がかかった場合は、導電性の腐食や電気接点の急速な劣化を引き起こす可能性があります。
 ケーブルコネクターを洗剤、イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒドに浸さないでください。
 ケーブルコネクターの乾燥にドライヤーを使用しないでください。

3 詳細については、最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社にお問い合わせください。

#### F.3.3 圧ケーブルの清掃

HemoSphere 圧ケーブルは、本章の冒頭(セクション E2)でプラットフォームケーブル用に 指定されたセクション E3 の洗浄剤と方法を使用して洗浄できます。モニターから圧ケー ブルを外して、コネクターを自然乾燥させます。トランスデューサーのコネクターを送風乾 燥させる場合は、清潔で乾燥した空調設備からの送風、エアダスター、または CO<sub>2</sub> エアロ ゾルを 2 分間以上吹き付けてください。室内条件下で乾燥させる場合は、使用する前にコネ クターを 2 日間乾燥させてください。

注意 ケーブルコネクターがモニターに接続されており、モニターの電源がオンになっている時に、ケーブルコネクターに電解質溶液(乳酸加リンゲル等)がかかった場合は、導電性の腐食や電気接点の急速な劣化を引き起こす可能性があります。
 ケーブルコネクターを洗剤、イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒドに浸さないでください。
 ケーブルコネクターの乾燥にドライヤーを使用しないでください。
 本機には電子部品が含まれています。取り扱いに注意してください。

#### F.3.4 ForeSight Elite 組織オキシメーターモジュールの清掃

ForeSight Elite モジュール (FSM) を安全で効率的に操作するためには、日常的な清掃と予防 メンテナンスが重要です。このモジュールにはキャリブレーションは必要ありませんが、以 下のメンテナンス間隔が推奨されています:

> このモジュールは、設置時およびその後6ヶ月ごとにテストする必要があり ます。詳しくは Edwards テクニカルサポートに連絡してください。

- 警告 いかなる場合でも、患者をモニターした状態で FSM の清掃またはメンテ ナンスをしないでください。モジュールの電源を切り、HemoSphere アド バンスドモニターの電源コードを抜くか、またはモジュールをモニターか ら外し、患者からセンサーを取り外してください。
- 警告 清掃またはメンテナンスを始める前には常にFSM、ケーブル、センサー、 その他のアクセサリーに損傷がないか確認してください。ケーブルが折れ 曲がったり、ピンが折れていたり、損傷や摩耗がないか確認してください。何らかの破損を確認した場合、点検や修理、または交換されるまで、 そのモジュールはけして使用しないでください。Edwards テクニカルサ ポートに連絡してください。

この指示に従わない場合、重大な怪我または死亡のリスクがあります。

FSM の清掃には、次の洗浄剤が推奨されています。

- Aspeti-Wipe™
- 3M<sup>TM</sup> Quat #25
- Metrix CaviCide®
- フェノール系の殺菌洗浄液(製造業者推奨)
- 第四級アンモニウム殺菌洗浄液(製造業者推奨)

有効成分と消毒要求事項に関する詳細情報については、製品の使用上の注意とラベルを参照 してください。

FSM は清掃用のワイプやウェットペーパータオルを使用して清掃するように設計されていま す。すべての表面を清掃したら、水で湿らせた柔らかい布を使用してモジュールの表面全体 を拭き、微量の残留物を取り除きます。

センサーケーブルは清掃用のワイプやウェットペーパータオルを使用して清掃することができます。FSM の端からセンサーの接続部に向かって拭いて清掃してください。

## F.4 点検およびサポート

問題の分析と対処法は第14章:「*トラブルシューティング」*を参照してください。問題が解 決しない場合は、Edwards Lifesciences 株式会社にご連絡ください。

Edwards 社は HemoSphere アドバンスドモニターの操作に関するサポートを提供しています。

- 米国およびカナダ: 1.800.822.9837 に電話をしてください。
- ・ 米国およびカナダ以外:最寄りの Edwards Lifesciences 株式会社へお問い合わせください。
- E-mail による操作サポート: tech\_support@edwards.com。

お問い合わせいただく際には、次の情報をご用意ください。

- ・ 後面パネルに記載された HemoSphere アドバンスドモニターのシリアル番号
- 表示されたメッセージと、問題に関する詳しい情報

## F.5 Edwards Lifesciences 株式会社の所在地

| 米国:    | Edwards Lifesciences LLC<br>One Edwards Way<br>Irvine, CA 92614 USA<br>949.250.2500<br>800.424.3278<br>www.edwards.com                   | 中国:           | Edwards (Shanghai) Medical<br>Products Co., Ltd.<br>Unit 2602-2608, 2 Grand Gateway,<br>3 Hong Qiao Road, Xu Hui<br>District<br>Shanghai, 200030<br>Republic of China<br>電話 86.21.5389.1888 |
|--------|--|---------------|---|
| スイス :  | Edwards Lifesciences S.A.<br>Route de l'Etraz 70<br>1260 Nyon, Switzerland<br>電話 41.22.787.4300  | インド:          | Edwards Lifesciences (India)<br>Pvt. Ltd.<br>Techniplex II, 7th floor,<br>Unit no 1 & 2, off. S.V. Road<br>Goregaon west-Mumbai<br>400062<br>India<br>電話 +91.022.66935701 04                |
| 日本:    | Edwards Lifesciences 株式会社<br>160-0023<br>東京都新宿区西新宿<br>6-10-1<br>日土地西新宿ビル<br>電話 81.3.6894.0500  | オースト<br>ラリア : | Edwards Lifesciences Pty Ltd<br>Unit 2 40 Talavera Road<br>North Ryde<br>NSW 2113<br>PO Box 137, North Ryde BC<br>NSW 1670<br>Australia<br>電話 +61(2)8899 6300                               |
| ブラジル : | Edwards Lifesciences Comércio<br>de Produtos Médico-<br>Cirúrgicos Ltda.<br>Rua Verbo Divino, 1547 - 1º<br>andar - Chácara Santo Antônio |               |   |

電話 55.11.5567.5337

São Paulo - SP - Brasil CEP 04719-002

## F.6 モニターの処分

HemoSphere アドバンスドモニター、ケーブル類を処分する際は、人体、環境、他の機器への汚染や感染を防止するため、各国の電気および電子部品を含む装置に対する法律に従って、 HemoSphere アドバンスドモニターやケーブル類を必ず適切に殺菌、消毒してください。

使い捨て用の部品およびアクセサリーについては、特に記載がない限り、医療系廃棄物に関 する地方自治体の規則に従ってください。

#### F.6.1 バッテリーのリサイクル

充電できなくなった HemoSphere バッテリーパックは交換してください。取り外した後は、 リサイクルに関する自治体のガイドラインに従ってください。

**注意** リチウムイオン電池は、連邦、州、地方すべての法律に従ってリサイクル または廃棄してください。

## F.7 予防メンテナンス

HemoSphere アドバンスドモニターの外装を定期的に点検し、全体的な物理的状態を確認してください。筐体に亀裂、破損、ヘこみがなく、すべてが揃っていることを確認してください。液体の漏れや誤用の兆候がないか確認してください。

コードおよびケーブルの摩耗および損傷を定期的に調べ、導線が露出していないことを確認 してください。さらに、オキシメトリーケーブルのカテーテル接続部分にあるエンクロー ジャードアが自由に動き、正しくラッチがかかることを確認してください。

#### F.7.1 バッテリーのメンテナンス

#### F.7.1.1 バッテリーのコンディショニング

本バッテリーパックは、定期的なコンディショニングが必要となる場合があります。訓練された病院スタッフまたは技術者のみが、この機能を実施してください。コンディショニングの手順については、HemoSphere アドバンスドモニターのサービスマニュアルを参照してください。

 警告 爆発の危険があります!バッテリーを開けたり、焼却したり、高温下で保 管したり、短絡させたりしないでください。バッテリーが発火、爆発、 液漏れ、発熱し、重傷や死亡の原因となるおそれがあります。

#### F.7.1.2 バッテリーの保管

バッテリーパックは HemoSphere アドバンスドモニターに取り付けた状態で保管できます。 保管時の環境仕様については、「HemoSphere アドバンスドモニターの仕様」(255 ページ) を参照してください。

注記 高温で長期保管すると、バッテリーパックの寿命が短縮する場合があります。

## F.8 アラームシグナルのテスト

HemoSphere アドバンスドモニターを起動するたびに、自動的にセルフテストが実行されます。 セルフテストの一環として、アラーム音が鳴ります。これは、アラーム音インジケータが正 しく機能していることを示します。測定時のアラームを個別にさらにテストする場合には、 定期的にアラーム範囲を調整して、適切なアラーム動作が観察できるか確認してください。

## F.9 保証

Edwards Lifesciences 株式会社は、HemoSphere アドバンスドモニターが本取扱説明書の指示に 従って使用された場合、ラベルに記載されている目的および表示内容を満たすことを購入日 から1年間保証します。指示どおりにシステムを使用しなかった場合、本保証は無効になり ます。商品性または特定の目的への適合性に関する保証を含め、明示・黙示を問わず他に保 証はありません。この保証には、HemoSphere アドバンスドモニターに使用するケーブル、 バッテリー、プローブ、オキシメトリーケーブルは含まれません。いかなる保証違反の場合も Edwards Lifesciences 株式会社の唯一の義務および購入者への救済措置は、Edwards Lifesciences 株式会社の裁量に基づく HemoSphere アドバンスドモニターの修理もしくは交換に限定される ものとします。

Edwards Lifesciences 株式会社は直接的、偶発的、結果的な損害については一切責任を負いません。Edwards 製以外のカテーテルの使用により生じた HemoSphere アドバンスドモニターの破損、不具合については、本保証において Edwards Lifesciences 株式会社は製品の修理、 交換の義務は負わないものとします。



# ガイドラインと適合の宣言

## 目次

| 電磁両立性         |  |
|---------------|--|
| 使用について        |  |
| ワイヤレス技術に関する情報 |  |

## G.1 電磁両立性

## 参照: IEC/EN 60601-1-2:2007 およびIEC 60601-2-49:2011-02 IEC/EN 60601-1-2:2014-02 およびIEC 60601-2-49:2011-02

HemoSphere アドバンスドモニターは、本付録に記載する電磁環境での使用に適しています。 顧客、すなわち HemoSphere アドバンスドモニターのユーザーは、このような環境で使用 することを徹底してください。HemoSphere アドバンスドモニターに接続する場合は、 表 B-1 (262ページ)に記載のアクセサリケーブルすべてが、上記の EMC 規格に準拠する ようにしてください。



## G.2 使用について

医療電気機器は、EMC に関する特別な配慮を要し、以下の EMC 情報に基づいて設置および 使用する必要があります。

警告 指定外のアクセサリー、センサー、ケーブルを使用すると、電磁放射の増加や電磁イミュニティの低下を招くことがあります。

HemoSphere アドバンスドモニターの改造は認められていません。

携帯形および移動形 RF 通信装置、ジアテルミー、砕石、RFID、電磁式盗 難防止システム、金属探知機など、その他の電磁妨害源は、HemoSphere アドバンスドモニターを含む、すべての医療電気機器に影響する可能性が あります。 通信装置と HemoSphere アドバンスドモニターの適切な分離距離の維持に

関するガイダンスは、表 G-3 に記載されています。その他の RF エミッ ターの影響は不明なため、HemoSphere モニタリングプラットフォームの 機能と安全性を妨げる可能性があります。

注意 本装置は試験を受け、IEC 60601-1-2 の制限に準拠しています。これらの制限は、一般的な医療施設で設置する際に、有害な干渉に対して合理的に保護するよう設計されています。本装置は高周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、近くにある他の機器に有害な干渉を与える可能性があります。しかし特定の施設において干渉が起こらないという保証はありません。本装置が他の機器に有害な干渉を起こす場合(装置の電源を off にし再度 on にすることで分かります)、以下の対策を1つまたは複数行って、干渉がなくなるように試みてください:

- ・受信器の向きを変えるまたは位置を変える
- ・ 装置間の距離を広げる
- ・製造業者に相談する

| 表 G-1 | 電磁エミ | ミッション |
|-------|------|-------|
|-------|------|-------|

| ガイダンスと適合宣言-電磁エミッション  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
| HemoSphere アドバンスドモニターは、下記の電磁環境での使用に適しています。<br>顧客、すなわち HemoSphere アドバンスドモニターのユーザーは、このような環境<br>で使用することを徹底してください。 |        |  |  |  |
| エミッション試験   | 適合性    | 説明   |  |  |
| RF エミッション<br>CISPR 11  | グループ 1 | HemoSphere アドバンスドモニターは、内部機能のみに RF<br>エネルギーを使用します。したがって、その RF エミッ<br>ションは非常に低く、近くの電気機器に干渉を起こす可能<br>性は低いと言えます。 |  |  |
| RF エミッション<br>CISPR 11  | クラス A  | HemoSphere アドバンスドモニターは、住宅施設および住宅<br>環境の建物に電力を供給する公共の低電圧配電系に直接接続  |  |  |
| 高調波エミッション<br>IEC 61000-3-2   | クラス A  | された施設以外のすべての施設での使用に適しています。   |  |  |
| 電圧変動/フリッカエ<br>ミッション<br>IEC 61000-3-3   | 適合     |  |  |  |

## 表 G-2 ガイダンスと適合宣言 – RF 無線通信装置に対するイミュニティ

| 試験周波数  | 帯域 <sup>1</sup> | サービス <sup>1</sup>   | 変調 <sup>2</sup>                | 最大電力 | 距離   | イミュニ<br>ティ試験<br>レベル |
|--|-----------------|---|--------------------------------|------|------|---------------------|
| MHz  | MHz             |   |                                | w    | メートル | (V/m)               |
| HemoSphere アドバンスドモニターは、下記の電磁環境での使用に適しています。顧客、<br>すなわち HemoSphere アドバンスドモニターのユーザーは、このような環境で使用する |                 |   |                                |      |      |                     |
| 385  | 380 ~ 390       | TETRA 400   | パルス変調 <sup>2</sup><br>18 Hz    | 1.8  | 0.3  | 27                  |
| 450  | 430 ~ 470       | GMRS 460、<br>FRS 460  | FM³<br>偏移:±5 kHz、<br>sin 1 kHz | 2    | 0.3  | 28                  |
| 710<br>745<br>780  | 704 ~ 787       | LTE Band 13、17  | パルス変調 ²<br>217 Hz              | 0.2  | 0.3  | 9                   |
| 810<br>870<br>930  | 800 ~ 960       | GSM 800/900、<br>TETRA 800、<br>iDEN 820、<br>CDMA 850、<br>LTE Band 5          | パルス変調 ²<br>18 Hz               | 2    | 0.3  | 28                  |
| 1720<br>1845<br>1970   | 1700 ~<br>1900  | GSM 1800、<br>CDMA 1900、<br>GSM 1900、<br>DECT。<br>LTE Band 1、3、<br>4、25。UMTS | パルス変調 ²<br>217 Hz              | 2    | 0.3  | 28                  |
| 試験周波数  | 帯域 <sup>1</sup> | サービス <sup>1</sup>  | 変調 <sup>2</sup>   | 最大電力 | 距離   | イミュニ<br>ティ試験<br>レベル |  |
|--|-----------------|--|-------------------|------|------|---------------------|--|
| MHz  | MHz             |  |                   | w    | メートル | (V/m)               |  |
| HemoSphere アドバンスドモニターは、下記の電磁環境での使用に適しています。顧客、<br>すなわち HemoSphere アドバンスドモニターのユーザーは、このような環境で使用する<br>ことを徹底してください。 |                 |  |                   |      |      |                     |  |
| 2450   | 2400 ~<br>2570  | Bluetooth、<br>WLAN、<br>802.11 b/g/n、<br>RFID 2450、<br>LTE Band 7 | パルス変調 ²<br>217 Hz | 2    | 0.3  | 28                  |  |
| 5240<br>5500<br>5785   | 5100 ~<br>5800  | WLAN<br>802.11a/n  | パルス変調 ²<br>217 Hz | 0.2  | 0.3  | 9                   |  |
| 注:イミュニティ試験レベルを達成するために必要であれば、送信アンテナと医療機器または ME システムとの間の距離を1m に短縮できます。試験距離を1m とすることは、IEC 61000-4-3 によって許可されています。 |                 |  |                   |      |      |                     |  |
| 1 サービスによっては、アップリンク周波数のみが含まれています。   |                 |  |                   |      |      |                     |  |
| <sup>2</sup> キャリアは、50%デューティサイクルの方形波信号を使用して変調する必要があります。   |                 |  |                   |      |      |                     |  |
| <sup>3</sup> 実際の変調を表さずに、最悪のケースとなる場合があるため、FM 変調ではなく 18 Hz で 50%のパルス変調を代用するこ<br>ともできます。                          |                 |  |                   |      |      |                     |  |

#### 表 G-2 ガイダンスと適合宣言 – RF 無線通信装置に対するイミュニティ (続き)

#### 表 G-3 推奨携帯形および移動形 RF 通信装置と HemoSphere アドバンスドモニターとの間の分離距離

HemoSphere アドバンスドモニターは放射 RF 妨害を管理している電磁環境内での使用に適しています。送信機器の最大 出力に基づいて、携帯形および移動形 RF 通信機器(送信機)と HemoSphere アドバンスドモニターとの最小距離を次の ように保つことで、電磁障害を抑制するのに役立ちます。

| 送信機周波数              | 150 kHz ~ 80 MHz  | 80 ~ 800 MHz      | 800 ~ 2500 MHz    | 2.5 ~ 5.0 GHz         |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 式                   | $d = 1.2\sqrt{P}$ | $d = 1.2\sqrt{P}$ | $d = 2.3\sqrt{P}$ | $d = 2.3\sqrt{P}$     |
| 送信機の定格最大出力<br>(ワット) | 分離距離<br>(メートル)    | 分離距離<br>(メートル)    | 分離距離<br>(メートル)    | <b>分離距離</b><br>(メートル) |
| 0.01                | 0.12              | 0.12              | 0.24              | 0.24                  |
| 0.1                 | 0.37              | 0.37              | 0.74              | 0.74                  |
| 1                   | 1.2               | 1.2               | 2.3               | 2.3                   |
| 10                  | 3.7               | 3.8               | 7.4               | 7.4                   |
| 100                 | 12                | 12                | 23                | 23                    |

上記一覧にない定格最大出力電力の送信機の推奨分離距離 d は、該当する列の式を使って求めることができます。P は送 信機製造業者による送信機の定格最大出力電力です(ワット数)。

注記1:80 MHz および 800 MHz では、高い方の周波数帯域の分離距離が適用されます。

注記 2: これらのガイドラインは、すべての状況に適用できるとは限りません。電磁伝播は構造物、物体、人の吸収およびそれらからの反射によって影響されます。

|   | 干渉閾値(Tol)または通信閾値(ToC)<br>の結果   |                    |                  |                           |                    | HemoSphere アドバンスドモニターから 3m 離れた位置にあ<br>る目的の信号に基づいた外挿された干渉閾値 |                  |          |        |          |        |          |        |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| テスト仕様*  | 対象としないタイ <i>プ</i> および<br>最低レベル | EUT 対象<br>周波数(EUT) | 対象としない信号の<br>周波数 | 対象としない信号の<br>EUT レベル(dBm) | I/U 比(Tol または ToC) | EIRP (W)   | ammerican (m) 難屈 | EIRP (W) | (m) 難朝 | EIRP (W) | 距離 (m) | EIRP (W) | (m) 難頭 |
| A<br>(Tol)  | Tier 3 /<br>802.11n            | 2437               | 2412             | 20.06                     | 6.96               | 10   | 24.19            | 1        | 7.65   | 0.1      | 2.42   | 0.01     | 0.76   |
| A<br>(ToC)  | 64 qam<br>20MHz Adj<br>エッネル    | 2437               | 2412             | 20.06                     | 6.96               | 10   | 1.40             | 1        | 0.44   | 0.1      | 0.14   | 0.01     | 0.04   |
| B<br>(Tol)  | クマイル<br>20dBm<br>(TRP/         | 5200               | 5180             | 23.30                     | -12.37             | 10   | 16.35            | 1        | 5.17   | 0.1      | 1.63   | 0.01     | 0.52   |
| B<br>(ToC)  | EIRP)                          | 5200               | 5180             | 23.30                     | -12.37             | 10   | 2.49             | 1        | 0.79   | 0.1      | 0.25   | 0.01     | 0.08   |
| C<br>(Tol)  |                                | 5765               | 5745             | 20.06                     | -15.37             | 10   | 7.50             | 1        | 2.37   | 0.1      | 0.75   | 0.01     | 0.24   |
| C<br>(ToC)  |                                | 5765               | 5745             | 20.46                     | -15.37             | 10   | 6.66             | 1        | 2.10   | 0.1      | 0.67   | 0.01     | 0.21   |
| * テスト仕様 [干渉閾値(Tol)または通信閾値(ToC)の結果]:<br>A. 2.4 Ghz; Ch 6, 2437 MHz<br>B. 5 GHz, 20 MHz; Ch 40, (5190-5210 MHz) |                                |                    |                  |                           |                    |  |                  |          |        |          |        |          |        |

# 表 G-4 無線共存バンド – HemoSphere アドバンスドモニター(EUT)と外部デバイス間の 干渉閾値(Tol)と通信閾値(ToC)

**C.** 5 GHz, 20 MHz; Ch 153, (5755-5775 MHz)

| イミュニティ試験  | IEC 60601-1-2 試験レベル   | 適合性レベル              | 電磁環境ーガイダンス                                    |  |  |  |  |
|---|---|---------------------|---|--|--|--|--|
| HemoSphere アドバンスドモニターは、下記の電磁環境での使用に適しています。顧客、すなわち<br>HemoSphere アドバンスドモニターのユーザーは、このような環境で使用することを徹底してください。 |   |                     |   |  |  |  |  |
| 静電放電(ESD)<br>IEC 61000-4-2  | ±8 kV 接触  | ±8 kV               | 木製、コンクリート、またはセラミッ                             |  |  |  |  |
|   | ±15 kV 気中   | ±15 kV              | クタイルの床。合成材料で覆われてい<br>る床の場合、相対湿度は最低 30%。       |  |  |  |  |
| 電気的ファストトラン<br>ジェント/バースト   | ±2 kV 電源ライン   | ±2 kV 電源ライン         | 電源の品質は、標準の商用環境や病院<br>環境のものである必要があります。         |  |  |  |  |
| IEC 61000-4-4   |   | ±1 kV 入出カライ         |   |  |  |  |  |
|   | ±1 kV 入出カライン >3 メートル  | ン>3メートル             |   |  |  |  |  |
| サージ<br>IEC 61000-4-5  | ±1 kV ライン - ライン間  | ±1 kV ライン -<br>ライン間 |   |  |  |  |  |
|   | ±2 kV ライン - 接地間   | ±2 kV ライン -<br>接地間  |   |  |  |  |  |
| 電源入力ラインにおけ  | 0% <i>U</i> <sub>T</sub> (100% <i>U</i> <sub>T</sub> のディップ) | 0% <i>U</i> T       | 電源の品質は、標準の商用環境または                             |  |  |  |  |
| る電圧ディップ、短時<br>間停電および電圧変化  | 0.5 サイクル(0°、45°、90°、<br>135°、180°、225°、270°、315°)           |                     | 病院環境のものである必要があります。<br>停電時も HemoSphere アドバンスドモ |  |  |  |  |
|   | 0% <i>U</i> <sub>T</sub> (100% <i>U</i> <sub>T</sub> のディップ) | 0% <i>U</i> T       | - ーターの継続連転を奏りる場合、無停<br>  電電源装置またはバッテリーから      |  |  |  |  |
|   | 1 サイクル(0° で単相)  |                     | HemoSphere アドバンスドモニターに                        |  |  |  |  |
|   | 70% <i>U</i> <sub>T</sub> (30% <i>U</i> <sub>T</sub> のディップ) | 70% <i>U</i> T      | 電力を供給してください。<br>                              |  |  |  |  |
|   | 25/30 サイクル(0° で単相)  |                     |   |  |  |  |  |
|   | 中断:0% <i>U</i> T (100% <i>U</i> T のド                        | 0% <i>U</i> T       |   |  |  |  |  |
|   | ロップ)250/300 サイクル  |                     |   |  |  |  |  |
| 電源周波数   | 30 A(rms)/m   | 30 A/m              | 電源周波数の磁界は、標準的な商用環                             |  |  |  |  |
| (50/60Hz)磁界   |   |                     | 境または病院環境における一般的な場<br>  所と同レベルの特性が望ましい。        |  |  |  |  |
|   |   |                     |   |  |  |  |  |
| 注記:UT は、試験レヘ  | ル週用削のAU電源電圧で9。  |                     |   |  |  |  |  |

| イミュニティ試験                   | IEC 60601-1-2<br>試験レベル     | 適合性レベ<br>ル          | 電磁環境ーガイダンス  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| HemoSphere<br>HemoSphere ア | アドバンスドモニター<br>ドバンスドモニターの   | ·は、下記の電磁<br>ユーザーは、こ | 環境での使用に適しています。顧客、すなわち<br>のような環境で使用することを徹底してください。  |
|                            |                            |                     | 携帯形および移動形 RF 通信装置は、ケーブルを含む<br>HemoSphere アドバンスドモニターのいずれの部品に対<br>しても、送信機の周波数に適用される式から計算した推<br>奨分離距離よりも近くで使用しないでください。   |
| 伝導 RF<br>IEC 61000-4-6     | 3 Vrms 150 kHz ∼<br>80 MHz | 3 Vrms              | 推奨分離距離  |
| 」<br>伝導 RF                 | 6 Vrms(ISM バンド)            | 6 Vrms              | d = [1.2] x $\sqrt{P}$ ; 150 kHz ∼ 80 MHz   |
| IEC 61000-4-6              | 150 kHz ~ 80 MHz           |                     | d = [1.2] x $\sqrt{P}$ ; 80 MHz ~ 800 MHz   |
| 放射 RF<br>IEC 61000-4-3     | 3 V/m 80 kHz ~<br>2700 MHz | 3 V/m               | $d = [2.3] x \sqrt{P}$ ; 800 MHz ~ 2500 MHz<br>P は送信機の製造業者に基づくトランスミッターの最大<br>出力電力定格をワット数 (W) で示したもので、d は推<br>奨分離距離をメートル (m) で示したものです。<br>電磁界の実地調査で測定された固定 RF トランスミッ<br>ターからの電界強度は <sup>a</sup> 、各周波数帯域の適合性レベル<br>未満でなければなりません <sup>b。</sup><br>次のマークの付いた装置の近辺では干渉が発生する可能<br>性があります。 |

#### 表 G-6 電磁イミュニティ(放射 RF と伝導 RF)

<sup>a</sup> 無線電話(携帯電話/コードレス)および陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM および FM ラジオ放送、および テレビ放送などの固定送信機からの電界強度は理論的に正確に予測することができません。固定 RF トランスミッターに よる電磁環境を評価するには、電磁界の実地調査を実施する必要があります。HemoSphere アドバンスドモニターを使用 する場所で測定した電界強度が該当する RF 適合性レベルを上回る場合、HemoSphere アドバンスドモニターが正常に作 動するか確認する必要があります。性能に異常が見られた場合、HemoSphere アドバンスドモニターの向きを変える、ある いは移動させるなどの追加措置が必要になることもあります。

<sup>b</sup> 150 kHz ~ 80 MHz の周波数帯域では、電界強度は 3 V/m 未満でなければなりません。

注記 1:80 MHz および 800 MHz では、高い方の周波数帯域が適用されます。

注記2:これらのガイドラインは、すべての状況に適用できるとは限りません。電磁伝搬は構造物、物体、人の吸収およびそれらからの反射によって影響されます。

# G.3 ワイヤレス技術に関する情報

HemoSphere アドバンスドモニターにはワイヤレス通信技術が搭載され、Wi-Fi 環境を提供します。HemoSphere アドバンスドモニターのワイヤレス技術は、802.11i/WPA2 認証、データ暗号化を提供する完全統合型セキュリティサプリカントとともに IEEE 802.11a/b/g/n をサポートしています。

HemoSphere アドバンスドモニターに実装されたワイヤレス技術の技術的詳細を下表に記載 します。

| 機能                       | 説明   |   |  |  |
|--------------------------|--|---|--|--|
| Wi-Fi 規格                 | IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、80  | 2.11n   |  |  |
| Wi-Fi メディア               | 直接拡散方式(DSSS)<br>相補型符号変調方式(CCK)<br>直交周波数分割多重方式(OFDM)  |   |  |  |
| Wi-Fi メディアアクセ<br>スプロトコル  | キャリアセンス検知多重アクセス/衝撃   | 突回避(CSMA/CA)  |  |  |
| サポートされる Wi-Fi<br>データ転送速度 | 802.11a (OFDM) : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps<br>802.11b (DSSS, CCK) : 1, 2, 5.5, 11 Mbps<br>802.11g (OFDM) : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps<br>802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-7) : 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 72.2 Mbps<br>7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65 Mbps |   |  |  |
| 変調                       | 1、6、6.5、7.2、9 Mbps で BPSK<br>2、12、13、14.4、18、19.5、21.7 Mbps で QPSK、5.5 および 11 Mbps で CCK<br>24、26、28.9、36、39、43.3 Mbps で 16-QAM<br>48、52、54、57.8、58.5、65、72.2 Mbps で 64-QAM  |   |  |  |
| 802.11n 空間スト<br>リーム      | 1X1 SISO(単一入力、単一出力)  |   |  |  |
| 規制ドメインサポート               | FCC(南北アメリカ、アジアの一部、<br>ETSI(欧州、中東、アフリカ、アジア<br>MIC(日本)(前 TELEC)<br>KC(韓国)(前 KCC)   | 中東)<br>の一部)   |  |  |
| 2.4 GHz 周波数帯             | ETSI : 2.4 GHz ~ 2.483 GHz<br>MIC : 2.4 GHz ~ 2.495 GHz  | FCC:2.4 GHz ~ 2.483 GHz<br>KC: 2.4 GHz ~ 2.483 GHz  |  |  |
| 2.4 GHz 動作チャネル           | ETSI : 13(非オーバーラップ 3)<br>MIC : 14(非オーバーラップ 4)  | FCC : 11(非オーバーラップ 3)<br>KC : 13(非オーバーラップ 3)   |  |  |
| 5 GHz 周波数帯               | ETSI : 5.15 GHz ~ 5.35 GHz<br>5.47 GHz ~ 5.725 GHz<br>MIC : 5.15 GHz ~ 5.35 GHz<br>5.47 GHz ~ 5.725 GHz  | FCC : 5.15 GHz ~ 5.35 GHz<br>5.47 GHz ~ 5.725 GHz<br>5.725 GHz ~ 5.825 GHz<br>KC : 5.15 GHz ~ 5.25 GHz<br>5.725 GHz ~ 5.825 GHz |  |  |
| 5 GHz 動作チャネル             | ETSI : 非オーバーラップ 19<br>MIC : 非オーバーラップ 19  | FCC:非オーバーラップ 24<br>KC: 非オーバーラップ 19  |  |  |

表 G-7 HemoSphere アドバンスドモニターのワイヤレス情報

| 機能                 | 説明   |                                      |  |  |  |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 最大送信雷力             | 802.11a  |                                      |  |  |  |
|                    | 6 Mbps   | 15 dBm(31.623 mW)                    |  |  |  |
|                    | 54 Mbps  | 12 dBm (19.953 mW)                   |  |  |  |
| 力は、各国の規制           | 802.11b  |                                      |  |  |  |
| に応じて異なり            | 1 Mbps   | 16 dBm(39.81 mW)                     |  |  |  |
| ます。全公称値、           | 11 Mbps  | 16 dBm(39.81mW)                      |  |  |  |
| ±2 dBm. 2.4 Ghz で、 | 802.11g  |                                      |  |  |  |
| <i>単一空間ストリー</i>    | 6 Mbps   | 16 dBm(39.81 mW)                     |  |  |  |
| <i>ムおよび</i> 20 MHz | 54 Mbps  | 12 dBm(25.12 mW)                     |  |  |  |
| <i>のチャネル帯域幅が</i>   | 802.11n(2.4 GHz)                               |                                      |  |  |  |
| サポートされます。          | 6.5 Mbps(MCS0)                                 | 16 dBm(39.81 mW)                     |  |  |  |
|                    | 65 Mbps(MCS7)                                  | 12 dBm(15.85 mW)                     |  |  |  |
|                    | 802.11n(5 GHz HT20                             | )                                    |  |  |  |
|                    | 6.5 Mbps(MCS0)                                 | 15 dBm(31.62mW)                      |  |  |  |
|                    | 65 Mbps (MCS7)                                 | 12 dBm(15.85mW)                      |  |  |  |
| 標準受信感度             | 802.11a  |                                      |  |  |  |
|                    | 6 Mbps -                                       | -90 dBm                              |  |  |  |
| 注記: <i>全公称值、</i>   | 54 Mbps -                                      | -73 dBm(PER <= 10%)                  |  |  |  |
| ±3 dBm チャネル        | 802.11b  |                                      |  |  |  |
| によって異なり            | 1 Mbps -                                       | -89 dBm                              |  |  |  |
| ます。                | 11 Mbps -                                      | -82 dBm(PER <= 8%)                   |  |  |  |
|                    | 802.11g  |                                      |  |  |  |
|                    | 6 Mbps -                                       | -85 dBm                              |  |  |  |
|                    | 54 Mbps -                                      | -68 dBm(PER <= 10%)                  |  |  |  |
|                    | 802.11n(2.4 GHz)                               |                                      |  |  |  |
|                    | MCS0 Mbps -                                    | -86 dBm                              |  |  |  |
|                    |  | -05 GBM                              |  |  |  |
|                    | 802.11n (5 GHZ H120                            | 00 dBm                               |  |  |  |
|                    | MCS7 Mbps -                                    | -30 dBm                              |  |  |  |
|                    | +=+*   |                                      |  |  |  |
| セキュリティ             |  |                                      |  |  |  |
|                    | WFA2 (IEEE 002.11<br><b>哈旦ル</b>                | 11)                                  |  |  |  |
|                    |  | cryption Standard - Riindael アルゴリズム) |  |  |  |
|                    | REG (Advanced End<br>暗号化キーの提供                  |                                      |  |  |  |
|                    | 事前共有(PSK)                                      |                                      |  |  |  |
|                    | 動的   |                                      |  |  |  |
|                    | 802.1X 拡張可能認証ブ                                 | プロトコルのタイプ                            |  |  |  |
|                    | EAP-FAST、EAP-TL                                | _S、EAP-TTLS                          |  |  |  |
|                    | PEAP-GTC、PEAP-                                 | MSCHAPv2、PEAP-TLS                    |  |  |  |
|                    | LEAP   |                                      |  |  |  |
|                    | FIPS 140-2 モード                                 |                                      |  |  |  |
|                    | 動作は WPA2-AES と EAP-TLS の併用および WPA2-PSK/AES に限定 |                                      |  |  |  |

# 表 G-7 HemoSphere アドバンスドモニターのワイヤレス情報 (続き)

| 機能        | 説明   |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 機能<br>適合性 | 説明<br>ETSIの規制ドメイン<br>EN 300 328<br>EN 300 328 v1.8.1 (BT 2.1)<br>EN 301 489-1<br>EN 301 489-17<br>EN 301 893<br>EN 60950-1   | EN 55022:2006 Class B<br>EN 55024:1998 +A1:2001, A2:2003<br>EN 61000-3-2:2006<br>EN 61000-3-3:1995 +A1:2001, A2:2005<br>EU 2002/95/EC (RoHS) |  |  |  |
|           | <ul> <li>FCC の規制ドメイン(認証 ID: SQG-WB45NBT)</li> <li>FCC 15.247 DTS – 802.11b/g (Wi-Fi): 2.4 GHz &amp; 5.8 GHz</li> <li>FCC 15.407 UNII – 802.11a (Wi-Fi): 2.4 GHz &amp; 5.4 GHz</li> <li>FCC Part 15 Class B UL 60950</li> <li>カナダ産業省(認証 ID: 3147A-WB45NBT)</li> <li>RSS-210 – 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) – 2.4 GHz、5.8 GHz、5.2 GHz、5.4 GHz</li> <li>ICES-003, Class B</li> </ul> |  |  |  |  |
|           | STD-T71 第 2 条第 19 項、カテゴリー WW(2.4 GHz チャネル 1 ~ 13)<br>第 2 条第 19-2 項、カテゴリー GZ(2.4 GHz チャネル 14)<br>第 2 条第 19-3 項、カテゴリー XW(5150-5250 W52、5250-5350 W53)<br>KC(韓国)(認証 ID:MSIP-CRM-LAI-WB45NBT)  |  |  |  |  |
| 認証        | Wi-Fi アライアンス<br>802.11a、802.11b、802.11g、802.11n<br>WPA 認証<br>WPA2 認証<br>Cisco Compatible Extensions (Version 4)<br>FIPS 140-2 レベル 1<br>ARM926 (ARMv5TEJ) とともに 45 シリーズ Wi-Fi モジュール上で動作する<br>Linux3.8 -<br>OpenSSL FIPS Object Module v2.0 (検証認証 #1747)  |  |  |  |  |
| アンテナのタイプ  | PCB ダイポール  |  |  |  |  |
| アンテナの寸法   | 36 mm x 12 mm x 0.1 mm   |  |  |  |  |

#### 表 G-7 HemoSphere アドバンスドモニターのワイヤレス情報 (続き)

#### G.3.1 無線技術のサービス品質

HemoSphere アドバンスドモニターの無線技術により、電子カルテおよび保管のみを目的と して、生理学的データ、アラーム、デバイス通知を、サポート対象の病院情報システム(HIS) に転送することができます。無線で転送されたデータは、遠隔アラーム管理システムや、リア ルタイム遠隔データ可視化システムでの使用を意図したものではありません。サービス品質 (QoS) は、無線信号の強さが中または高(表 8-1)であり、かつ HIS 接続が良好(表 8-2) な場所で HemoSphere アドバンスドモニターを操作する場合の、通常接続時の総データ損失 の観点から規定されています。HemoSphere アドバンスドモニターの無線データ転送は、この 環境下での総データ損失が 5% 未満であることが検証されています。HemoSphere アドバンス ドモニターの無線技術の有効距離は視野方向に約 4.5 m (150 フィート)、非視野方向に約 2.2 m (75 フィート)です。有効距離は、他の無線機器の存在によって影響を受ける可能性 があります。 HemoSphere アドバンスドモニターは、Health Level 7(HL7)データ交換基準(messaging standard) を使用してデータ転送をサポートします。転送される全データは、受信側のシステムによっ て通知確認されます。送信が失敗した場合、データは再送されます。HemoSphere アドバン スドモニターは、切断された HIS 接続の再確立を自動的に試みます。既存の HIS 接続が再確 立できない場合は、HemoSphere アドバンスドモニターはアラーム音とメッセージでユー ザーに通知します(警告: HIS の接続性が喪失しました、表 14-5 を参照してください)

#### G.3.2 無線セキュリティ対策

無線信号は、業界標準の無線セキュリティプロトコル(表 G-7)で保護されています。無線 セキュリティ規格である WEP および WPA は、侵入に対して脆弱であることが明らかになっ ており、推奨されません。Edwards では、IEEE 802.11i(WPA2)セキュリティおよび FIPS モードを有効にして無線データ転送を保護することを推奨しています。また、Edwards は、 HIS へ転送される HemoSphere アドバンスドモニターのモニタリングプラットフォームデー タのセキュリティをさらに高めるために、ファイアウォールを使用した仮想 LAN のような ネットワークのセキュリティ対策を講じることを推奨しています。

#### G.3.3 無線共存による問題のトラブルシューティング

本装置は試験を受け、IEC 60601-1-2 の制限に準拠しています。HemoSphere アドバンスドモ ニターの無線技術で通信障害が生じる場合は、携帯形および移動形 RF 通信装置(トランス ミッター)と HemoSphere アドバンスドモニターの間の最低距離が保たれているか確認して ください。分離距離の詳細については、表 G-3 を参照してください。

#### G.3.4 連邦通信委員会(FCC)の無線周波数干渉に関する声明

# 重要事項 FCCの高周波曝露コンプライアンス要件を遵守するため、この トランスミッターに使用されるアンテナは、すべての人から 20 cmの分離距離を取って設置してください。また、このアンテナを他のアンテナやトランスミッターと一緒に設置したり、 操作したりしないでください。

#### 連邦通信委員会の無線周波数干渉に関する声明

本装置は、FCC 規則パート 15 に準じるクラス B デジタル機器の制限に関する試験を実施し、 これに準拠していることが証明されています。これらの制限は、居住施設で設置する際に、 有害な干渉に対して合理的に保護するよう設計されています。本装置は高周波エネルギーを 発生、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信 に対して有害な干渉を与える可能性があります。しかし特定の施設において干渉が起こらな いという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を起こす場合 (装置の電源をオフにし再度オンにすることで分かります)、以下の対策のうち1つを行っ て、干渉がなくなるように試みてください:

- 1 受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。
- 2 装置と受信機間の距離を広げる。
- 3 装置を接続するコンセントと受信機を接続するコンセントを別にする。
- 4 販売業者または経験のあるラジオ/テレビの技術者に相談する。

FCC 注意事項 コンプライアンスに責任を負う組織によって明示的に承認されていな い変更または修正を行うと、本装置を操作するユーザーの権利を放棄 することになります。

本機は FCC 規則パート 15 に準拠しています。動作中は下記 2 つの条件が該当します。 (1)本機は有害な干渉の原因にはならない。(2)本機は、好ましくない動作の原因となる干渉を含め、他の機器からの干渉を受ける。

本機を 5.15 ~ 5.25 GHz の周波数帯で操作する時は、 屋内での使用に限定されます。

FCC は、同一チャネルの移動体衛星システムに対して有害な干渉が生じる可能性を抑制する ために、本製品を周波数帯域 5.15 ~ 5.25 GHz で屋内使用することを求めています。

本機は、5600 ~ 5650 MHz 帯域が重なるため、11na ではチャネル 116 ~ 128 (5580 ~ 5640 MHz)、 11a ではチャネル 120 ~ 128 (5600 ~ 5640 MHz) で動作しません。

**重要事項** FCC Radiation Exposure Statement (FCC の放射線曝露に関する声明): 本装置は、管理されない環境に関して設定されている FCC の放 射線曝露制限を遵守しています。本装置は、送信アンテナおよ び人体との間に少なくとも 20 cm の距離を取って設置、操作す る必要があります。

#### G.3.5 カナダ産業省の声明

#### 高周波放射ハザード警告

FCC およびカナダ産業省の高周波曝露要件を確実に遵守するため、本機は、そのアンテナが 人体から少なくとも 20 cm の距離を取れる場所に設置してください。ハイゲインのアンテナ および本製品での使用が認証されていないタイプのアンテナは使用できません。本機は、 別のトランスミッターと共同設置することはできません。

#### 最大アンテナゲイン-インテグレーターが、ホスト製品からアンテナの検出が可能になるよ うに、本機の構成を行う場合。

この無線送信機(IC ID: 3147A-WB45NBT)は、最大許容ゲインを有する下記のアンテナタ イプと、指定の各アンテナタイプに必要なアンテナインピーダンスで動作することを、カナ ダ産業省によって承認されています。リストに記載されていないアンテナタイプ(そのタイ プに指定の最大ゲインよりゲインが大きいアンテナ)は、本機での使用を厳しく禁止されて います。

「他のユーザーに対して無線干渉が発生する可能性を低減するため、アンテナタイプおよび そのゲインを選択する際は、正常な通信に必要な等価等方放射電力(EIRP)を超えないよう にしてください」

「本機は、最大ゲイン [4] dBiのアンテナで動作するよう設計されています。ゲインの大きい アンテナは、カナダ産業省の規制によって厳しく禁止されています。必要なアンテナイン ピーダンスは 50Ω です」

本機はカナダ産業省のライセンス不要 RSS 規格に準拠しています。動作中は下記2つの条件 が該当します。(1)本機は干渉の原因にはならない。(2)本機は、機器の好ましくない動作の 原因となる干渉を含め、他の機器からの干渉を受ける。

# G.3.6 欧州連合 R&TTE 指令

本機は、R&TTE 指令 1999/5/EC の必須要件を遵守しています。R&TTE 指令 1999/5/EC の必 須要件に関わる適合性の仮定を証明するため、下記の試験が実施されています。

• EN60950-1:2001 A11:2004

Safety of Information Technology Equipment

#### • EN 300 328 V1.8.1: (2006-10)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

#### • EN 301 489-1 V1.6.1: (2005-09)

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

#### • EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment

#### • EN 301 893 V1.5.1 (2008-12)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Broadband Radio Access Networks (BRAN); Specific conditions for 5 GHz high performance RLAN equipment

#### • EU 2002/95/EC (RoHS)

Declaration of Compliance – EU Directive 2003/95/EC; Reduction of Hazardous Substances (RoHS)

本機は 2.4 GHz の広域帯通信システム(トランシーバー)で、使用制限が適用されるフラン スおよびイタリアを除き、全 EU 加盟国および EFTA 加盟国での使用を意図しています。

イタリアでは、エンドユーザーは国の周波数帯管理当局にライセンスを申請して、屋外無線 リンクを設定する機器の使用、電気通信やネットワークサービスへの公共アクセスを提供す るための認可を取得する必要があります。

本機はフランスおよび 2454 ~ 2483.5 Mhz の周波数帯で高周波出力が 10 mW EIRP に制限される一部地域において、屋外無線リンクの設定に使用することはできません。詳細については、フランスの周波数帯管理当局にお問い合わせください。

Edwards Lifesciences 株式会社は、このモニターが指令 1999/5/EC の必須要件および他の関連 条項に準拠していることを、ここに宣言します。

# <sub>付録</sub>H

# 用語集

# Acumen 低血圧発生予測指数(HPI)

患者に低血圧イベント(1分間以上持続して MAP <65 mmHg)が発生する可能性を示す。

# アラーム

測定した患者パラメータがアラーム制限外である ことをオペレータに知らせるアラーム音と視覚的 なインジケータ。

# アラーム制限

モニタリングした患者パラメータの最大値および 最小値。

ベースライン血液温度 心拍出量測定の基礎として用いる血液温度。

血圧 (BP) HemoSphere 圧ケーブルで測定される血圧。

# 血液温度(BT)

カテーテルを適切に配置した際の肺動脈の血液温 度。

# 体表面積(BSA)

算出された人体の表面積。

# ボーラス(iCO)モード

ボーラス温度希釈によって心拍出量を測定する際の、HemoSphere Swan-Ganz モジュールの機能状態。

# ボーラス注入

所定量の冷温または室温の液体で、肺動脈カテー テルのポートに注入し、心拍出量の測定インジ ケータとして用いる。

# ボタン

文章と共に表示される画面上の画像。タッチする とアクションを開始したり、メニューへアクセス したりすることができる。 心係数 (CI) 患者の体表面積で補正した心拍出量。

**心拍出量(CO)** 心臓から体循環に駆出される1分当たりの血 液量。単位はリットル/分。

#### 中心静脈血酸素飽和度(ScvO<sub>2</sub>)

上大静脈 (SVC) の静脈血で測定した、全ヘモグ ロビンに占める酸素で飽和したヘモグロビンの パーセンテージ。ScvO<sub>2と表示</sub>。

中心静脈圧(CVP) 外部モニターで測定した上大静脈(右心房)の平 均圧。心臓の右側への静脈還流を示す。

# コンピューテーション定数

心拍出量方程式に用いる定数。血液と注入液の 濃度、注入液容量、カテーテル内のインジケータ 損失に相当する。

#### デフォルト設定 システムが想定する初期操作条件。

動的動脈弾性 脈圧変動と1回拍出量変化(PPV/SVV)の比率 であり、動脈弾性の推定値。

**拡張末期容量(EDV)** 拡張末期の右室内の血液量。

**拡張末期容量指数(EDVI)** 患者の体表面積で補正した右心の拡張末期容量。

# 推定酸素消費量(VO<sub>2</sub>e)

体組織が利用する酸素量推定値で、通常、乾燥重 量1ミリグラムの組織が1時間に消費する酸素量 をmL/minで表す。ScvO<sub>2</sub>を使って計算される。



#### FloTrac 動脈圧自動キャリブレーション心拍 出量 (FT-CO)

動脈血圧波形から継続的に算出される CO。

# 心拍数(HR)

1 分当たりの心室の収縮回数。外部モニターから 取得した HR データの経時平均値で、HRavg とし て表示される。

ヘマトクリット (Hct)

赤血球を含む血液量の割合。

#### ヘモグロビン (HGB)

赤血球の酸素運搬成分。グラム/デシリットル単 位で計測される赤血球量。

#### アイコン

特定の画面、プラットフォームの状態、メニュー 項目を表す画面の画像。有効なときにタッチす ると、アクションを開始したりメニューにアクセ スしたりできる。

#### 注入液

iCO(ボーラス熱希釈心拍出量)の測定に使用する液体。

間欠的心係数(iCI) 患者の体表面積で補正した間欠的心拍出量。

インターベンション 患者の状態を変化させるための行為。

#### 間欠的心拍出量(iCO)

間欠的熱希釈で測定される、心臓から体循環に駆 出される1分当たりの血液量。

平均動脈圧(MAP)

外部モニターで測定する平均全身動脈圧。

#### 混合静脈血酸素飽和度(SvO<sub>2</sub>)

肺動脈内の静脈血で測定した全ヘモグロビンに 占める酸素で飽和したヘモグロビンのパーセン テージ。SvO<sub>2</sub>と表示。

#### 酸素消費量(VO<sub>2</sub>)

体内組織が消費する酸素量を表す。通常、乾燥 重量1ミリグラムの組織が1時間に消費する酸素 量をmL/minで表す。SvO<sub>2</sub>を使って計算される。

#### 酸素運搬量(DO<sub>2</sub>)

体内組織に運搬される酸素量。単位は mL/min。

酸素運搬量係数(DO<sub>2</sub>I) 患者の体表面積で補正した、組織に運搬される酸 素量。単位は mL/min/m<sup>2</sup>。

**オキシメトリー(酸素飽和度、ScvO<sub>2</sub>/SvO<sub>2</sub>)** 全ヘモグロビンに占める酸素で飽和したヘモグロ ビンのパーセンテージ。

CCO ケーブルテスト CCO ケーブルの完全性を検査する試験。

**脈拍数** 1 分当たりの動脈血の圧脈拍回数。

右室駆出分画(RVEF) 右心室の収縮期に拍出された血液量のパーセン テージ。

#### 感度

この状態を持つ患者を正しく特定するテスト能力 (真陽性率)。 数学的な定義は次の通りです: (真陽性数 /[ 真陽性数 + 偽陽性数 ]) x 100。

#### 特異度

この状態を持たない患者を正しく特定するテスト 能力(真陰性率)。 数学的な定義は次の通りです: (真陰性数 /[ 真陰性数 + 偽陽性数 ]) x 100。

信号品質インジケータ(SQI) 血管内カテーテルの状態と位置に基づいたオキシ メトリーの信号品質。

**スレーブケーブル** 他のモニターから HemoSphere アドバンスドモニ ターにデータを転送するケーブル。

STAT 値 CO/CI、EDV/EDVI、RVEF 値の迅速推定値。

1回拍出量(SV) 収縮ごとに心室から拍出される血液量。

1回拍出量係数(SVI) 患者の体表面積で補正した1回拍出量。

1回拍出量変化(SVV) 最大および最小拍出量間の差のパーセンテージ。

# 体血管抵抗 (SVR)

左室からの血流に対する抵抗 (アフターロード)。

# 体血管抵抗係数(SVRI)

患者の体表面積で補正した体血管抵抗。

#### 収縮期勾配(dP/dt)

dP/dt で表される左心室収縮能の尺度 – 動脈圧波 形の時間に対する最大一次微分。

#### サーマルフィラメント

少量のエネルギーを血液中に運び、心拍出量傾向 の連続的インジケータとしての役割を果たす CCO 熱希釈カテーテルの領域。

#### サーミスタ

肺動脈カテーテル先端近辺の温度センサー。

### 熱希釈(TD)

インジケータとして温度変化を用いたインジケー タ希釈技術の一形態。

#### USB

ユニバーサル・シリアル・バス。

#### ウォッシュアウト曲線

ボーラス注入で得られたインジケータ希釈曲線。 心拍出量はこの曲線下面積と逆相関する。

索引

A

A/D 定義 33 奥行 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ル 258 モニター 255

#### B

BSA 式 264 BSA、算出 114 BT 33 定義 33 保証 285 包装ラベル 51 標高 環境仕様 255 表示仕様 モニター 255 表示サイズ 255 表トレンド画面 89 表トレンドの表示間隔 132 表トレンドのスクロール速度 90 病院情報システム 138

# С

CaO<sub>2</sub> 定義 33 式 264 Ca-vO<sub>2</sub> 式 265 CCO 定義 33 CCO ケーブルテスト 144 CI 定義 33 式 265 CISPR 11 288 CO 33 必要なアクセサリー 54 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ルによるモニタリング 146 カウントダウンタイマー 148

CO モニタリング開始ボタン 77 CO モニタリング停止アイコン 77. 78 CPI 差 265 CPO 差 265  $CvO_2$ 式 265 CVP 定義 33 採血 103 赤 インジケータ 221 ターゲットステータスインジ ケータ 127 処分、モニター 284 垂直スクロール 108 寸法 バッテリー 257

# D

 $DO_2$ 差 265 定義 33  $DO_2I$ 差 265 定義 33 dP/dt 差 265 DPT 定義 33 雷磁 両立性 286 エミッション 288 点検 282 電気的ファストトランジェント/ バースト 291 雷圧 モニター 257 電圧変動/フリッカーエミッショ  $\sim 288$ 電源周波数イミュニティ試験 291 電源オン・セルフテスト 62 定義 33

E ECG ケーブル 155 EDV 必要なアクセサリー 54 定義 33 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ルによるモニタリング 154 Edwards Lifesciences 株式会社の所在 地 283 EDVI 定義 33 efu 定義 33

# F

放射 RF IEC 61000-4-3 292 分離距離 289 幅 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ル 258 モター 255 モニター 255

# G

GDT セッション 一時停止 103 再開 103 ターゲット更新 103 高調波エミッション IEC 61000-3-2 288 高さ HemoSphere Swan-Ganz モジュー ル 258 モニター 255

# Η

Hct 定義 33 HDMI ポート 256 HemoSphere oximetry cable setup 171 HemoSphere Swan-Ganz モジュール 仕様 258



HemoSphere Swan-Ganz モジュール CO アルゴリズム 146 COモニタリング 146 概要 28 iCO モニタリング 149 接続の概要 73,143,187 利用可能なパラメータ 29,30,31 温度信号条件 148 エラーメッセージ 235 クイックスタートガイド 65 HemoSphere アドバンスドモニター 必要なアクセサリー 54 基本性能 52 接続ポート 55 環境仕様 255,257 仕様 255,257 文書類および訓練 32 ステータスランプ 228 ベースキット 53 ラベル 50 HemoSphere オキシメトリーケーブ ル 260 清掃 280 使用可能なパラメータ 31 エラーメッセージ 247 クイックスタートガイド 68,70 データの再読み込み 177 リセット 179 HGB 定義 33 HGB アップデート 103 HIS 定義 33 HIS 接続性 138 HL7 データ交換 138 Home アイコン 108 Home ボタン 101 HR 定義 33 HRavg 定義 33 後面パネル 55 接続ポート 56 画面サイズ 255 画面のナビゲーション 108 患者 ID 114 新規 113 データ 114 データパラメータ 270 モニタリングの継続 115

 患者データ
 年齢 114
 入力 110
 患者データ、ビュー 115
 患者データの表示 115
 患者モニタリングの継続 115
 黄
 ターゲットステータスインジ ケータ 126
 黄色のインジケータ 221

#### J

基本、モニター設定 126 基本性能 52 iCO 必要なアクセサリー 54 定義 33 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ルによるモニタリング 149 IEC 定義 33 IEC 60601-1 2005 / A1 2012 51 IEC 60601-1-2 2007 286 2014 51 IEC 60601-2-34 2011 51 IEC 60601-2-49 2011 51 IEC 61000-3-2 高調波エミッション 288 IEC 61000-3-3 288 IEC 61000-4-11 291 IEC 61000-4-2 291 IEC 61000-4-3 292 IEC 61000-4-4 291 IEC 61000-4-5 291 IEC 61000-4-6 292 IEC 61000-4-8 291 IEC/EN 60601-1-2 2007 286 IEEE 802.11 51 記号 包装 50 画面 47 IΤ 定義 33 機械的仕様 255 接続ポート 55 静電気放電 291 警告 定義 35

警告、一覧 36 距離 装置に推奨 289

#### K

拡張モジュール 27

#### L

LED ランプ 228 LVSWI 定義 33 戻るアイコン 108 連続的%変化 設定 117 連続的変化間隔 インジケータ 83 連続モード、フィジオツリー 93 緑 圧コントローラーカフの状態 緑 229 インジケータ 221 ターゲットステータスインジ ケータ 126 履歴モード 93 履歴モード、フィジオツリー 93 略語 33

### Μ

MAP 定義 33 MPAP 定義 33

# 0

oximetry setup 171

# Р

PA 定義 33 PaO<sub>2</sub> 定義 33 PAWP 定義 33 POST *電源オン・セルフテスト*も参照 してください 定義 33 PvO<sub>2</sub> 定義 33 PvPI 式 267 PVPIの式 267 PVR 定義 33 PVRI 定義 33

### Q

情報バー 105,109 CO カウントダウンタイ マー 148 清掃 オキシメトリーケーブル 280 ケーブル 280 ケーブルとコネクター 280 モニター 279 取消アイコン 108

#### R

RF エミッション 288 RJ-45 イーサネットコネクター(モ ニター)256 RS-232 Serial Port 256 RVEF 必要なアクセサリー 54 定義 33 RVEF モニタリング 154 RVSWI 定義 33 日付 変更 116 日付の表示形式 116

# S

sCI 定義 33 sCO 定義 33 ScvO<sub>2</sub> 必要なアクセサリー 55 定義 33 sEDV 定義 33  $SpO_2$ 定義 33 SQI 定義 33 **sRVEF** 定義 33 ST 定義 33 STAT CO 149 定義 33

SV 必要なアクセサリー 54 定義 33 式 267 SVI 定義 33 式 268 SVI の式 268  $SvO_2$ 必要なアクセサリー 55 定義 33 SVR 必要なアクセサリー 54 定義 33 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ルによるモニタリング 158 式 268 **SVRI** 定義 33 式 268 SVRI の式 268 SVR の式 268 SVV 差 268 SV の式 267 環境仕様 255,257 設定 137 概要 78.79 設定画面 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 219, 220 設定アイコン 78 身長、患者データ 114 生理的アラーム優先度 274 式 心機能プロファイル 264 時刻 変更 116 時刻の変更 104 時刻の表示形式 116 仕様 機械的 255 物理的 255 適応 21 輸液負荷 87 算出パラメータ計算 102 Т TD

- 定義 33 太字 定義 32 体内キャリブレーション 175 体外キャリブレーション 173 体外キャリブレーションエ ラー 248 体重、患者データ 114 同じ患者で継続 115 頭字語 33 W  $VO_2$ 定義 34 式 268  $VO_2e$ 定義 34 式 268  $VO_2I$ 定義 34 式 268 VO<sub>2</sub>Ie 定義 34 式 269 USB 定義 34 USB ポート、仕様 256 温度 環境仕様 255 温度信号条件 COモニタリング 148 物理的仕様 255

# Х

相対湿度 環境仕様 255 血行動態モニタリング技術 27 新規患者 113 信号品質インジケータ (SQI) 176 心機能プロファイルの式 264 性別、入力 114

# Y

圧コントローラー 通信ランプ 229
言語 変更 115 デフォルト設定 275
一時停止、モニタリング 80
有効な日付を入力してくださ い 234
有効な時刻を入力してくださ い 234
予防メンテナンス 284
伝導 RF IEC 61000-4-6 292 Ζ 值、入力 108 値が範囲外です 234 値の入力 108 重量 HemoSphere Swan-Ganz モジュー ル 258 モニター 255 注入液容量 151 注意 定義 35 血管壁アーチファクトまたはカ テーテルの楔入が検出され ました 248 信号が不安定です 248 オキシメトリー 248 注意、一覧 43

#### あ

78,79 アクセサリー一覧 262 アナログ入力 119 アラーム 1つのパラメータの設定 129 def. 124 個々のパラメータ設定 82 設定 126 消音 79 音量 126 優先度 274 シグナルテスト 285 ポップアップ画面 82 アラーム/ターゲット 変更 82 アラーム/ターゲットの変更 82 アラームおよびターゲット のデフォルト値 272 アラームサイレント 79

# う

ウォッシュアウト曲線 153

#### え

エラーメッセージ 231

#### お

オキシメトリー SQI 176 注意 248 トラブルシューティング 249, 251 オキシメトリー接続なし 104 オキシメトリー警告、警告一 覧 248 オキシメトリーケーブルの患者 データは 24 時間以上経過 していますー再キャリブ レーションしてくださ い。249 オキシメトリーフォルト、フォル ト一覧 247 オペレーティングシステム 255

# き

キーパッド、使用 109 キーパラメータ 変更 81 キーボード、使用 109

# く

クラス A RF エミッション 288 クラス A 高調波エミッション 288 グラフ時間単位 132 グラフトレンドのスクロール速 度 85 グラフトレンドモニタリング画 面 84 グループ 1 RF エミッション 288 グレー インジケータ 221 ターゲットステータスインジ ケータ 127

# け

ケーブル 清掃 280 ケーブル完全性試験 144 ケーブルアクセサリー 54 ケーブルの長さ オキシメトリー 259,260

# S

コックピット画面 92 コネクター 清掃 280 コネクター確認ラベル 50 コンピューテーション定数 表 276 槽温度プローブ 276 選択 151 インライン温度プローブ 277

#### さ

サージ IEC 61000-4-5 291 サポート、テクニカル 282

#### す

スクロール 108 スクロール速度 表トレンド 90 グラフトレンド 85 スケール 調整 131 ステータスバー 107 スナップショットボタン 78

#### せ

セキュリティ 140 ゼロ点&波形 170

#### た

ターゲット 1 つのパラメータの設定 129 変更 82 設定 126 ステータスインジケータ 83 タッチ 定義 33 タッチスクリーン、仕様 256

# て

データ エクスポート 135 セキュリティ 140 ダウンロード 135 データのエクスポート 135 データのダウンロード 221 ディスプレイ出力、HDMI 256 テクニカルサポート 282

# と

トラブルシューティング オキシメトリー 249,251 トレンドスケール デフォルトの制限値 270

# な

ナビゲーション 75,108 ナビゲーションバー 77

# は

パスコード 110 パスワード 110 バッテリー 保管 284 情報バーの状態 106 設置 59 メンテナンス 284 パラメータ 変更 81 パラメータタイル 81,83 パラメータの変更 81

# Ś

フィジオツリー 93 連続モード 93 アラームとターゲットの設定 95 フィジオツリー画面 93 フィジオビュー画面 91 プレッシャーコントローラー 通信ランプ 230

#### $\sim$

ベッドサイドモニター ECG 入力 155

#### ほ

ボーラス ウォッシュアウト曲線 153 ボーラス (iCO) モニタリン グ 149 ボタン 78,79 リスト 108

# め

メッセージエリア 107 メンテナンス 284

#### も

モジュールアクセサリー 54 モジュールスロット 27 モデル番号 262 モニター 表示仕様 255 処分 284 電源と通信ランプ 228 幅 255 清掃 279 環境仕様 255,257 使用 75 重量 255 モニター選択アイコン 78 モニター LED 228 モニター設定 115 モニター設定、基本 126 モニターの使用 75 モニタリング画面のナビゲーショ > 108モニタリング一時停止 104 モニタリング再開 104 モニタリングの中断 80

#### ゆ

ユーザーインターフェースの記 号 47 ユーザーのプロフィール 23 よ より大きい値を入力してくださ い 234 より小さい値を入力してくださ い 234

# B

ラベル 包装 51 製品 50 ポート 50 ランプ 圧コントローラー 229 プレッシャーコントロー ラー 230 モニター 228

り

・ リストボタン 108

れ

レビューされたイベント 103

# ろ

ロールスタンド 263

# わ

ワイヤレス 137 設定 137 仕様 257 このページは空白のまま残しています

注意:米国連邦法により本品の販売は医師または医師の指示による場合に限られています。詳しい処方情報については、 使用方法を参照してください。

Edwards Lifesciences の装置は、「医療機器指令 93/42/EEC」の第3条にある必須要件を満たしており、ヨーロッパ市場において CE マークが貼付されています。

Edwards、Edwards Lifesciences、スタイル付き E ロゴ、Acumen、Acumen HPI、Acumen IQ、CCOmbo、CCOmbo V、CO-Set、 CO-Set+、FloTrac、ForeSight、FORE-SIGHT、ForeSight Elite、FORE-SIGHT ELITE、HemoSphere、HemoSphere Swan-Ganz、 Hypotension Prediction Index、HPI、PediaSat、Swan、Swan-Ganz、Time-In-Target、および TruWave は、 Edwards Lifesciences Corporation およびその関連会社の商標です。その他すべての商標は個々の所有者に帰属します。

© 2019 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. A/W Part No 10027225002/A

