



Edwards

Edwards PASCAL Transcatheter Valve Repair System

Directory	
English (EN).....	1
Français (FR).....	5
Deutsch (DE).....	10
Español (ES).....	15
Italiano (IT).....	19
Nederlands (NL).....	24
Dansk (DA).....	28
Svenska (SV).....	32
Ελληνικά (EL).....	36
Português (PT).....	41
Česky (CS).....	46
Magyar (HU).....	50
Polski (PL).....	54
Slovensky (SK).....	59
Norsk (NO).....	63
Suomi (FI).....	67
Български (BG).....	72
Română (RO).....	76
Eesti (ET).....	81
Lietuvių (LT).....	85
Latviešu (LV).....	89
Türkçe (TR).....	93
Русский (RU).....	97
Hrvatski (HR).....	102
Figures ■ Figures ■ Abbildungen ■ Figuras ■ Figure ■ Afbeeldingen ■ Figurer ■ Figurer ■ Εικόνας ■ Figuras ■ Obrazky ■ Ábrák ■ Rysunki ■ Obrazky ■ Figur ■ Kuvat ■ Фигури ■ Figuri ■ Joonised ■ Paveikslėliai ■ Attēli ■ Şekiller ■ Рисунки ■ Slike.....	106
Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolforklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de simbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázat ■ Legenda symboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legendă de simboluri ■ Sümbole seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola.....	112

English

Edwards PASCAL Transcatheter Valve Repair System

Instructions for Use

The Edwards PASCAL transcatheter valve repair system includes the following configurations (herein referred to as the PASCAL system):

Table 1: Model 10000

Model Number	Device	Compatible Devices	
		Model Numbers	Device
10000IS	PASCAL Implant System	10000GS 10000ST	Guide Sheath Stabilizer
10000ISM	PASCAL Ace Implant System	20000ST 10000T	Stabilizer Rail System Table

Table 2: Model 15000

Model Number	Device	Compatible Devices	
		Model Numbers	Device
15000IS	PASCAL Implant System	10000GS 20000ST	Guide Sheath Stabilizer Rail System
15000ISM	PASCAL Ace Implant System	10000T	Table

Implant System

The Implant System consists of the Steerable Catheter (outermost layer), the Implant Catheter (innermost layer), and the Implant (hereinafter refers to implants from Model 10000IS, Model 10000ISM, Model 15000IS and Model 15000ISM). The Implant System percutaneously delivers the Implant to the valve via a femoral vein access using a transvenous approach.

Implant (Figures 1-3)

The Implant is deployed and secured to the leaflets of the valve, acting as a filler in the regurgitant orifice. The primary components of the Implant are the Spacer, Paddles, and Clasps constructed from Nitinol and covered in polyethylene terephthalate. The 10000IS

and 15000IS Implants also comprise a titanium nut and bolt, PEEK bushing, and a silicone seal. The 10000ISM and 15000ISM Implants also comprise a titanium nut, bolt, distal and proximal plate, and a silicone seal and are smaller size implants.

The Implant has four main paddle positions: Elongated, Closed, Leaflet-Capture-Ready, and Leaflet-Captured.

Steerable Catheter (Figure 4)

The Steerable Catheter has a rotational control knob that actuates the flexion mechanism to navigate and position the Implant to the target location. A radiopaque marker band located on the distal portion of the catheter indicates the end of the flex section.

Implant Catheter (Figure 4)

The Implant is provided attached to the Implant Catheter by sutures and a threaded shaft. The Implant Catheter controls the deployment of the Implant. The three primary controls are the Sliders, the threaded Actuation Knob, and the Release Knob. The Sliders control the Implant Clasps (retracting the Sliders raises the Clasps and advancing the Sliders lowers the Clasps). The threaded Actuation Knob controls the Implant Paddles (retracting the Actuation Knob closes the Paddles and advancing the Actuation Knob opens the Paddles). The Release Knob controls the release of the Implant from the Implant Catheter. The Implant Catheter is provided assembled within the Steerable Catheter.

Guide Sheath (Figure 5)

The Guide Sheath set includes a steerable Guide Sheath and Introducer. The Guide Sheath provides atrial access. It has a hydrophilic coating and a rotational control knob which actuates the flexion mechanism to position the Guide Sheath at the target location. The Introducer is compatible with a 0.035 inch (0.89 mm) guidewire.

Stabilizer (Figures 6 and 7)

The Stabilizer is indicated to aid with positioning and stabilization of the PASCAL system during implantation procedures. The Stabilizer can be attached to the system as needed any time during the procedure. The use of the Stabilizer is optional.

Table (Figure 8)

The Table is used outside of the sterile field to provide a stable platform for the Implant System, Guide Sheath, and Stabilizer. The Table is height-adjustable. The use of the Table is optional.

Loader (Figure 9)

The Peel Away Loader is used to introduce the Implant and delivery catheters through the Guide Sheath seals. The Loader is included in the Implant System and/or Guide Sheath packaging for user convenience.

1.0 Indications

The Edwards PASCAL transcatheter valve repair system is indicated for the percutaneous reconstruction of an insufficient mitral and/or tricuspid valve through tissue approximation.

2.0 Contraindications

The PASCAL system is contraindicated in patients with:

- Patient in whom a TEE is contraindicated or screening TEE is unsuccessful
- Echocardiographic evidence of intracardiac mass, thrombus, or vegetation
- Presence of an occluded or thrombosed IVC filter that would interfere with the delivery catheter, or ipsilateral deep vein thrombosis is present
- Known hypersensitivity to nitinol (nickel or titanium) or contraindication to procedural medications which cannot be adequately managed medically
- History of bleeding diathesis or coagulopathy or patient who refuses blood transfusions

Additionally, the PASCAL system is contraindicated in mitral patients with contraindication to transseptal catheterization.

3.0 Warnings

3.1 Anatomic Considerations

For optimal results, the following anatomic patient characteristics should be considered. The safety and effectiveness of the PASCAL system outside of these conditions has not been established. Use outside these conditions may interfere with placement of the Implant or native valve leaflet insertion.

Applicable to mitral and tricuspid patients:

- Evidence of moderate to severe calcification in the grasping area
- Evidence of severe calcification in the annulus or subvalvular apparatus
- Presence of significant cleft or perforation in the grasping area
- Leaflet mobility length < 8 mm

Applicable to mitral patients only:

- Flail width > 15 mm and/or flail gap > 10 mm
- Transseptal puncture height < 3.5 cm
- LA diameter ≤ 35 mm
- Presence of two or more significant jets
- Presence of one significant jet in the commissural area
- Mitral valve area (MVA) < 4.6 cm²
- LVEDD > 8.0 cm

Applicable to tricuspid patients only:

- Presence of primary non-degenerative tricuspid disease

Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, CLASP, PASCAL, and PASCAL Ace are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

3.2 Device Handling

- The devices are designed, intended, and distributed for single use only. There are no data to support the sterility, non-pyrogenicity, and functionality of the devices after reprocessing.
- Devices should be handled using standard sterile technique to prevent infection.
- Do not expose any of the devices to any solutions, chemicals, etc., except for the sterile physiological and/or heparinized saline solution. Irreparable damage to the device, which may not be apparent under visual inspection, may result.
- Do not use any of the devices in the presence of combustible or flammable gases, anesthetics, or cleaners/disinfectants.
- Do not use the devices if the expiration date has elapsed.
- Do not use if the packaging seal is broken or if the packaging is damaged for sterile devices.
- Do not use if any of the devices were dropped, damaged or mishandled in any way.
- Standard flushing and de-airing technique should be used during preparation and throughout procedure to prevent air embolism.

3.3 Clinical Warnings

- As with any implanted medical device, there is a potential for an adverse immunological response.
- Serious adverse events, sometimes leading to surgical intervention and/or death, may be associated with the use of this system ("Potential Adverse Events"). A full explanation of the benefits and risks should be given to each prospective patient before use.
- Careful and continuous medical follow-up is advised so that implant-related complications can be diagnosed and properly managed.
- Anticoagulation therapy must be determined by the physician per institutional guidelines.

4.0 Precautions

4.1 Precautions Prior to Use

- Patient selection should be performed by a multi-disciplinary heart team specializing in the treatment of mitral and/or tricuspid regurgitation to assess patient risk and anatomical suitability.

4.2 Precautions After Use

- Long-term durability has not been established for the implant. Regular medical follow-up is advised to evaluate implant performance.
- Short-term anticoagulation therapy may be necessary after valve repair with the PASCAL device. Prescribe anticoagulation and other medical therapy per institutional guidelines.

5.0 Potential Adverse Events

Complications associated with standard cardiac catheterization, the use of anesthesia and use of the PASCAL system could lead to the following outcomes: conversion to open surgery, emergent or non-emergent reoperation, explant, permanent disability, or death. Physicians are encouraged to report suspected device related events to Edwards or the assigned hospital authorities.

The following anticipated adverse events have been identified as possible complications of the PASCAL procedure:

- Abnormal lab values
- Allergic reaction to anesthetic, contrast, heparin, Nitinol
- Anemia or decreased Hgb, may require transfusion
- Aneurysm or pseudoaneurysm
- Angina or chest pain
- Anaphylactic shock
- Arrhythmias – atrial (i.e. AF, SVT)
- Arrhythmias – ventricular (i.e. VT, VF)
- Arterio-venous fistula
- Atrial septal injury requiring intervention
- Bleeding
- Cardiac arrest
- Cardiac failure
- Cardiac injury, including perforation
- Cardiac tamponade/pericardial effusion
- Cardiogenic shock
- Chordal entanglement or rupture that may require intervention
- Coagulopathy, coagulation disorder, bleeding diathesis
- Conduction system injury which may require permanent pacemaker
- Deep vein thrombosis (DVT)
- Deterioration of native valve (e.g. leaflet tearing, retraction, thickening)
- Dislodgement of previously deployed implant
- Dyspnea
- Edema
- Electrolyte imbalance
- Emboli/embolization including air, particulate, calcific material, or thrombus
- Endocarditis
- Esophageal irritation
- Esophageal perforation or stricture
- Exercise intolerance or weakness
- Failure to retrieve any PASCAL system components
- Fever
- Gastrointestinal bleeding or infarct
- Heart failure
- Hematoma
- Hemodynamic compromise
- Hemolysis
- Hemorrhage requiring transfusion or intervention
- Hypertension
- Hypotension
- Implant deterioration (wear, tear, fracture, or other)
- Implant embolization
- Implant malposition or failure to deliver to intended site
- Implant migration
- Implant thrombosis
- Infection
- Inflammation
- LVOT obstruction

- Mesenteric ischemia
- Multi-system organ failure
- Myocardial infarction
- Nausea and/or vomiting
- Nerve injury
- Neurological symptoms, including dyskinesia, without diagnosis of TIA or stroke
- Non-neurological thromboembolic events
- Pain
- Papillary muscle damage
- Paralysis
- PASCAL system component(s) embolization
- Peripheral ischemia
- Pleural effusion
- Pulmonary edema
- Pulmonary embolism
- Reaction to anti-platelet or anticoagulation agents
- Renal failure
- Renal insufficiency
- Respiratory compromise, respiratory failure, atelectasis, pneumonia- may require prolonged ventilation
- Retroperitoneal bleed
- Septal damage or perforation
- Septicemia, sepsis
- Skin burn, injury or tissue changes due to exposure to ionizing radiation
- Single leaflet device attachment (SLDA)
- Stroke
- Syncope
- Transient ischemic attack (TIA)
- Urinary tract infection and/or bleeding
- Valve injury
- Valve stenosis
- Valvular regurgitation
- Vascular injury or trauma, including dissection or occlusion
- Vessel spasm
- Ventricular wall damage or perforation
- Wound dehiscence, delayed or incomplete healing
- Worsening of heart failure
- Worsening regurgitation / valvular insufficiency

6.0 How Supplied

6.1 Packaging

The Guide Sheath, Implant System, and Stabilizer are individually packaged and ethylene oxide sterilized. The Table is packaged and provided non-sterile.

6.2 Storage

The PASCAL system should be stored in a cool, dry place.

7.0 Directions for Use

7.1 Physician Training

The implanting physician shall be experienced in transcatheter techniques and trained on the PASCAL system and implant procedure. The final decision for PASCAL device implantation should be made by physicians specializing in treatment of mitral and/or tricuspid regurgitation in specialized centers who can determine a reasonable chance of significant clinical improvement should be expected based on stage of disease and comorbidity.

7.2 Equipment and Materials

- Standard cardiac catheterization lab equipment
- Fluoroscopy system
- Transesophageal echocardiography (TEE) capabilities (2D and 3D)
- Pigtail catheter for contrast injection (with compatible sheath)
- Venous puncture kit
- Transseptal needle, sheath, and guidewire
- Exchange length 0.035 inch (0.89 mm) guidewire
- Basins
- 50-60 cc syringes with Luer fitting
- Heparinized saline
- Hemostat
- Surgical towels (e.g. size 43 x 69 cm)
- Optional: Step-up dilators
- Optional: Continuous physiological saline drip (Rolling IV pole, IV tubing with thumbwheel occluders, 1-liter bags of heparinized sterile saline solution)
- Optional: Pressure monitoring device

7.3 Device Preparation

7.3.1 Table

Step	Procedure
1	Remove the Table(s) from packaging and inspect for damage.
2	Assemble the Table(s) as seen in Figure 8.

7.3.2 Stabilizer

Step	Procedure
1	Remove Stabilizer components from packaging and inspect for damage.
2	Assemble the Stabilizer as necessary as seen in Figure 6.

7.3.3 Guide Sheath

Step	Procedure
1	Remove the Guide Sheath, Loader, and Introducer from packaging and inspect for gross damage.
2	While keeping distal tip raised, flush and de-air Guide Sheath with heparinized saline.
3	While keeping the distal tip raised, insert Introducer into Guide Sheath. Flush the Introducer and wipe Guide Sheath with heparinized saline prior to use.

7.3.4 Implant System

Step	Procedure
1	Remove Implant System and Loader from packaging and inspect for gross damage. Verify both Slider Stopcocks are in open position. WARNING: If Slider Stopcocks are not in open position, use of the device may result in infection.
2	Advance the Actuation Knob (rotate the Actuation Knob counterclockwise or press the Actuation Button to push forward the Actuation Knob) until it is flush against the Clasp Positioning Tool.
3	Remove the Slider Pin and remove suture slack. Lock Slider Stopcocks and secure Slider Pin. Remove Clasp Positioning Tool.
4	Fully retract and advance Sliders to confirm proper Clasp motion and close the Implant (rotate the Actuation Knob clockwise or press the Actuation Button to retract the Actuation Knob).
5	Advance the Steerable Catheter. Ensure Sliders are fully retracted and Actuation Knob fully retracted. Orient Implant Catheter Handle vertically so the Release Knob is against the table.
6	Flush heparinized saline through the Implant Catheter.
7	Once Saline is seen exiting from the distal end of the Implant Catheter, lower the Implant Catheter Handle and raise the distal end of the Implant Catheter while continuing to flush with heparinized saline.
8	Fully retract Steerable Catheter. Advance the Sliders and the Actuation Knob to set Implant in Elongated position.
9	Remove Loader cap and guide the Loader cap onto the Implant System.
10	Insert the Implant through the proximal end of the Loader until it exits the distal end. Connect the Loader and Loader cap.
11	While keeping Loader and distal tip raised, flush heparinized saline through the Steerable Catheter.
12	Gradually retract Implant Catheter into Steerable Catheter and Implant into the Loader while continuing to flush through Steerable Catheter until the distal end of the Implant is fully in the Loader.

7.4 Implant Procedure

Delivery of the implant should be performed under general anesthesia with hemodynamic monitoring in an operating room, hybrid operating room or cath lab with fluoroscopic and echocardiographic imaging capabilities.

Note: Prior to implant procedure, refer to Anatomic Considerations (Section 3.1) as use outside of stated conditions may interfere with placement of the Implant or native valve leaflet insertion.

CAUTION: During the procedure, heparin should be administered so that the ACT is maintained at ≥ 250 sec.

CAUTION: Excessive contrast media may lead to renal failure. Measure the patient's creatinine level prior to the procedure. Contrast media usage should be monitored.

7.4.1 Patient Preparation

Step	Procedure
1	Prior to sterile draping the patient, assemble and position the Table(s) between the legs of the patient, adjusting height of the Table(s) as needed. Use towels as support between Table(s) and patient's legs. WARNING: The Table is provided non-sterile; introduction of the Table into the sterile field may result in infection.
2	After sterile draping, assemble and attach Stabilizer as needed any time during procedure.

7.4.2 Femoral Vein Access and Sheath Introduction

Step	Procedure
1	Access the common femoral vein using conventional percutaneous puncture methods.
2	<u>For PASCAL Mitral Procedures:</u> Access the left atrium via transvenous, transseptal techniques using conventional percutaneous methods and place guidewire in left atrium. Dilate the vessel, as needed. CAUTION: (for mitral procedures only) Inappropriate puncture may result in cardiac structure damage requiring surgical repair or other intervention. <u>For PASCAL Tricuspid Procedures:</u> Access the right atrium using conventional percutaneous methods and place guidewire in right atrium. Dilate the vessel, as needed.

Step	Procedure
3	For PASCAL Mitral Procedures: Insert Guide Sheath with Introducer over guidewire until Guide Sheath tip is securely across the septum, using flex mechanism as needed. <u>For PASCAL Tricuspid Procedures:</u> Insert Guide Sheath with Introducer over guidewire until Guide Sheath tip is inside the right atrium. CAUTION: Excessive manipulation may result in dislodgement or disturbance of a previously implanted device, cardiac structure damage requiring surgical repair or other intervention.
4	Remove the Introducer and guidewire. Do not aspirate and flush the Guide Sheath until the Implant System is inserted. CAUTION: Aspiration or connection of a continuous physiological saline flush to the Guide Sheath prior to Implant System insertion may result in air embolism.

7.4.3 Implant Delivery

Step	Procedure
1	Insert the Implant System with the Loader into the Guide Sheath.
2	Advance Implant System until the Implant exits the Loader. Retract and peel away the Loader.
3	Aspirate and flush Guide Sheath with heparinized saline. Utilizing the specified syringe, aspirate a minimum of 45 cc. CAUTION: Failure to fully aspirate Guide Sheath may result in air embolism.
4	If desired, connect the continuous physiological saline drip to the Implant Catheter. CAUTION: Connection of the continuous physiological saline drip to the Implant System prior to aspiration may result in air embolism.
5	Advance Implant System until the Implant exits the distal end of the Guide Sheath.
6	Retract the Actuation Knob to get the Implant in Closed position. Retract the Sliders.
7	Adjust Guide Sheath as needed.
8	At the discretion of the treating physician, if pressure monitoring is used to continuously assess atrial pressure during procedure, please follow the pressure monitor manufacturer's instruction of use. Connect a fluid filled pressure monitoring device to the steerable catheter. Aspirate and then calibrate at the patient's heart level before obtaining measurement. Note: Pressure monitoring should be used in conjunction with echo. Pressure should be reconciled against echo and Doppler readings. When assessing atrial pressure, ensure that the distal tip of the Implant Catheter is fully exposed from the Steerable Catheter.
9	Advance Implant System as needed. Manipulate Steerable Catheter and Guide Sheath (flex-unflex, torque in opposing directions, advance-retract) as needed until Implant is centered in the target coaptation zone with the appropriate trajectory. CAUTION: Excessive manipulation may result in dislodgement or disturbance of a previously implanted device, cardiac structure damage requiring surgical repair, or other intervention. Note: The radiopaque marker band on the Steerable Catheter indicates the end of the flex section and can be visualized on fluoroscopy.
10	Advance the Actuation Knob to get the Implant into Leaflet-Capture-Ready position. Note: For a tricuspid procedure, after placing implant in Leaflet-Capture-Ready Position, pull the Slider Pin and move one slider to identify which Implant Clasp it controls via imaging and secure Slider Pin.
11	Torque the Implant Catheter, as needed, to orient the Paddles.
12	Advance the Implant through the valve until Paddles are below the free edge of the leaflets.
13	Verify location and orientation of the Implant and adjust position slightly as needed. CAUTION: Excessive manipulation of the Implant below the leaflets may cause the Implant to be entangled in the chords; chordal entanglement may result in cardiac injury, worsening regurgitation, difficulty or inability to remove the Implant requiring additional intervention.
14	Under imaging guidance, retract the Implant until leaflets are positioned between Paddles and Clasps.
15	Advance Slider(s) so the leaflet(s) are secured between the Clasps and Paddles. This can be performed for both leaflets simultaneously (Slider Pin engaged to move both Clasps) or each leaflet individually (Slider Pin disengaged to move individual Clasp).
16	Verify leaflet insertion with imaging. If leaflets are not secured between Clasps and Paddles, retract the Sliders to release the leaflets and reattempt.
17	Once leaflets are secured between the Clasps and Paddles, close the Implant.
18	Advance Implant Catheter slightly to release tension on leaflets.

Step	Procedure
19	<p>Assess regurgitation, and reposition as needed. Once the Implant position is confirmed, ensure Implant is closed.</p> <p>If repositioning within the ventricle is needed, retract the Sliders and advance the Actuation Knob to set the Implant in Leaflet-Capture-Ready position. Adjust Clasps and Implant orientation as needed.</p> <p>If repositioning within the atrium is needed, retract the Sliders and advance the Actuation Knob to elongate the Implant slowly under fluoroscopic guidance while ensuring that the Actuation Wire does not bend, and retract the Implant back into the atrium.</p> <p>CAUTION: Failure to elongate the Implant when retracting into the atrium during repositioning may result in leaflet damage or chordal entanglement.</p> <p>CAUTION: Failure to release leaflets from Clasps and Paddles prior to repositioning may result in leaflet damage.</p>
20	<p>To release the Implant from the catheter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ensure that the distal tip of the Implant Catheter is fully exposed from the Steerable Catheter. Cut outside suture on the proximal end of each Slider. Open both Slider Stopcocks to unlock sutures. Pull the Slider Pin to fully remove sutures. Close both Slider Stopcocks after removal of sutures. Remove the Release Pin. Rotate counterclockwise and retract the Release Knob until the Implant is released, as confirmed via imaging. <p>Note: Prior to Implant release, if needed, it is possible to retrieve the Implant System back into the Guide Sheath for removal. To retrieve:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retract the Sliders. Elongate the Implant slowly under fluoroscopic guidance while ensuring that the Actuation Wire does not bend. Then retract Implant into the atrium. Set the Implant in Closed position. Unflex the Steerable Catheter and retract the Implant System until the Implant is adjacent to the tip of the Guide Sheath. Advance the Sliders. Set the Implant in Elongated position. Retract the Sliders to open the Clasps to approximately 45° on each side. Retract entire Implant System through the Guide Sheath. <p>CAUTION: Failure to cut suture in prescribed location may result in inability to release implant or introduction of fiber that may lead to micro-embolism.</p> <p>CAUTION: Failure to follow prescribed release steps may result in difficulty or inability to release Implant, requiring additional intervention.</p> <p>CAUTION: Releasing the Implant prior to confirmation that leaflets are securely captured between Paddles and Clasps may result in Implant movement or dislodgement leading to a single leaflet device attachment (SLDA) or other potential adverse events requiring additional intervention.</p> <p>WARNING: Re-use of the devices (including Implant System and Guide Sheath) after retrieval may cause embolism of foreign material or infection. Device may malfunction if re-use is attempted.</p> <p>Note: If an additional implant is placed at the decision of the treating physician, caution should be taken to avoid dislodgement of the previously placed implant. Crossing the valve in a low profile implant configuration can minimize interaction with the previously placed implant.</p> <p>CAUTION: Excessive manipulation may result in dislodgement or disturbance of a previously implanted device, cardiac structure damage requiring surgical repair or other intervention.</p>

7.4.4 Device Removal and Closure

Step	Procedure
1	<p>Retract Implant Catheter completely into Steerable Catheter. Gradually unflex and remove Implant System. Gradually unflex and remove Guide Sheath.</p> <p>CAUTION: Failure to unflex devices prior to removal may result in vessel damage.</p>
2	<p>Perform standard percutaneous closure of access site.</p>

8.0 Magnetic Resonance (MR) Safety

Non-clinical testing has demonstrated that the PASCAL implant is MR Conditional. A patient with this device can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic fields of 1.5 T and 3.0 T
- Maximum spatial field gradient of 3,000 gauss/cm (30 T/m)
- Maximum MR system-reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 4 W/kg (First Level Controlled Operating Mode).

Under the scan conditions defined above, the Implant is expected to produce a maximum temperature rise of less than 4 °C after 15 minutes of continuous scanning.

In non-clinical testing, the image artifact caused by the device in a worst case multiple implant configuration extends up to 15 mm from the implant when imaged in the worst case gradient echo pulse sequence in a 3.0 T MRI system.

9.0 Recovered Implant and Device Disposal

Edwards Lifesciences is interested in obtaining recovered clinical specimens of the Implant for analysis. A written report summarizing our findings will be provided upon completion of our evaluation. Please contact Edwards for return of the recovered Implant.

If you do decide to return any of the devices, please follow the following instructions:

- Unopened Package with Sterile Barrier Intact:**

If the pouches have not been opened, return the device in its original packaging.

- Package Opened but Not Implanted:**

If a pouch is opened, the device is no longer sterile. Please return the device in its original packaging.

- Explanted Implant:**

The explanted implant should be placed into a suitable histological fixative such as 10% formalin or 2% glutaraldehyde and returned to Edwards.

9.1 Disposal

Used devices may be handled and disposed of in the same manner as hospital waste and bio-hazardous materials in accordance with local regulations as there are no special risks related to the disposal of these devices.

10.0 Summary of Clinical Experience

10.1 CLASP Study

Clinical data in this section includes information obtained from the CLASP clinical study which studied the PASCAL transcatheter valve repair system in the mitral valve.

A multi-center, multi-national, prospective, single-arm study (CLASP) was conducted to assess the safety, performance, and clinical outcomes of the PASCAL system. All enrolled study patients were assessed for clinical follow-up at 30 days, 6 months, 1 year, and will continue annually for 5 years post-implant procedure.

The primary safety endpoint of the CLASP study was a composite of major adverse events (MAEs) at 30 days. The MAEs include: cardiovascular mortality, stroke, myocardial infarction, new need for renal replacement therapy, severe bleeding, and re-intervention for study device-related complications.

The primary performance endpoints of the study include device success, procedural success, and clinical success. The secondary endpoints of the study include clinical, safety, and functional outcomes at 30-day, 6 month, 1 year, and annual follow-up time points.

Device success is defined as device deployment as intended and successful delivery system retrieval as intended at the time of the patient's exit from the cardiac catheterization laboratory. Analysis of device success was performed per device.

Procedural success is defined as device success with MR severity $\leq 2+$ at discharge (Echo Core Lab-evaluated) and without the need for a surgical or percutaneous intervention prior to hospital discharge. Procedural success was analyzed per patient.

Clinical success is defined as procedural success with evidence of MR reduction MR $\leq 2+$ and without MAEs at 30 days (analyzed per patient).

An independent core lab assessed all echocardiographic data. An independent clinical events committee (CEC) adjudicated safety events and a data safety monitoring board (DSMB) independently reviewed aggregate safety data and evaluated trends of adverse events and their effect on trial conduct and device risk assessment.

10.1.1 CLASP Study Results

The mean age of the patients treated was 75.4 years and 55.0% were male. All patients had NYHA Class II, III or IV heart failure. The mean Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II and STS Mortality Score were 14.4%, 5.8% and 4.7%, respectively. At baseline, 50.9% had moderate-severe MR, and 48.1% had severe MR.

10.1.2 Performance

The performance endpoint included three components of success: device, procedural, and clinical. Device success was achieved in 92.0% of devices attempted. Procedural success was achieved in 93.5% of patients. Clinical success was achieved in 86.0% of patients.

10.1.3 Safety

At 30 days, the composite MAE rate was 8.0%. Nine patients experienced 11 MAEs prior to 30-day follow-up. The CEC Adjudicated MAE at 30 Days by Counts are shown below.

Major Adverse Event (MAE)	Summary Statistics
Cardiovascular Mortality	0.9% (1/112)
Stroke	0.9% (1/112)
Myocardial Infarction	0.0% (0/112)
New Need for Renal Replacement Therapy	0.0% (0/112)
Severe Bleeding	7.1% (8/112)
Re-Intervention for Study Device Related Complications	0.9% (1/112)
Composite MAE Rate	8.0% (9/112)

Note: Categorical measures - % (n/Total no)

In the overall population, MR grade reduction (i.e. MR $\leq 2+$) was observed in 95.3% of patients at discharge, 96.1% at 30 days, 98.8% at 6 months, and 100% at 1 year.

10.1.4 Study Conclusion

The data collected in the CLASP study supports the safety and performance of the PASCAL system in patients with mitral regurgitation. The number of patients with follow-up of one year or more is limited and long-term follow-up data is collected by means of a Post Marketing Clinical Follow-up study.

10.2 CLASP TR Study

Clinical data in this section includes information obtained from the tricuspid clinical study (CLASP TR) of the PASCAL transcatheter valve repair system.

A prospective, single arm, multi-center study (CLASP TR) was conducted to assess the safety, performance, and clinical outcomes of the PASCAL system. All enrolled study patients were assessed for clinical follow-up at 30 days, 6 months, 1 year, and will continue annually for 5 years post-implant procedure.

The primary safety endpoint of the CLASP TR study was a composite of major adverse events (MAEs) at 30 days. The MAEs include: cardiovascular mortality, myocardial infarction, stroke, renal complications requiring unplanned dialysis or renal replacement therapy, severe bleeding, unplanned or emergency re-intervention (either percutaneous or surgical) related to the device, and major access site and vascular complications requiring intervention.

The primary performance endpoints of the study include device success, procedural success, and clinical success. The secondary endpoints of the study include clinical, safety, and functional outcomes at 30-day, 6-month, 1-year, and annual follow-up time points.

Device success is defined as device deployed as intended and successful delivery system retrieval as intended at the time of the patient's exit from the cardiac catheterization laboratory. Analysis of device success was performed per device.

Procedural success is defined as device success with evidence of a reduction in TR grade by at least one grade (scale: non/trace, mild, moderate, severe, massive, torrential) at the end of the

procedure, and without the need for a surgical or percutaneous intervention prior to hospital discharge. Procedural success was analyzed per patient.

Clinical success is defined as procedural success without MAEs at 30 days (analyzed per patient).

An independent core lab assessed all echocardiographic data. An independent clinical events committee (CEC) adjudicated safety events and a data safety monitoring board (DSMB) independently reviewed aggregate safety data and evaluated trends of adverse events and their effect on trial conduct and device risk assessment.

10.2.1 CLASP TR Study Results

The mean age of the patients treated was 76.3 years and 53% were female. All patients had NYHA Class II or III heart failure. The mean EuroSCORE II and STS Mortality Score were 5.3% and 7.3%, respectively. At baseline, 81% of patients presented with severe or greater TR.

10.2.2 Performance

The performance endpoint included three components of success: device, procedural, and clinical. Device success was achieved in 82.2% of devices attempted. Of the implanted patients, procedural success was achieved in 95.5% of patients and clinical success was achieved in 86.4% of patients.

10.2.3 Safety

At 30 days, the composite MAE rate was 5.9%. Two patients experienced 3 MAEs prior to 30-day follow-up. The CEC-adjudicated MAEs at 30 Days by Counts are shown below.

Major Adverse Event (MAE)	Summary Statistics
Cardiovascular Mortality	0.0% (0/34)
Myocardial Infarction (MI)	0.0% (0/34)
Stroke	0.0% (0/34)
Renal Complications requiring unplanned dialysis or renal replacement therapy	0.0% (0/34)
Severe Bleeding	5.9% (2/34)
Unplanned or emergency re-intervention (either percutaneous or surgical) related to the device	0.0% (0/34)
Major access site and vascular complications requiring intervention	0.0% (0/34)
Composite MAE Rate	5.9% (2/34)

Note: Categorical measures - % (n/Total no)

In the implanted population, a reduction in TR grade by at least one grade was observed in 88.9% and 82.6% of patients at discharge and 30 days, respectively. A reduction in TR grade by at least two grades was observed in 65.2% of patients at 30 days.

10.2.4 Study Conclusion

The data collected, to date, in the CLASP TR study supports the safety and performance of the PASCAL system in patients with tricuspid regurgitation. The number of patients with follow-up of one year or more is limited and long-term follow-up data is collected by means of a Post Marketing Clinical Follow-up study.

Français

Système de réparation de valve transcathéter Edwards PASCAL

Mode d'emploi

Le système de réparation de valve transcathéter Edwards PASCAL (ci-après dénommé « système PASCAL ») comprend les configurations suivantes :

Tableau 1 : Modèle 10000

Référence	Dispositif	Dispositifs compatibles	
		Références	Dispositif
10000IS	Système d'implantation PASCAL	10000GS 10000ST 20000ST	Gaine de guidage Stabilisateur Système de rail pour stabilisateurs Table
10000ISM	Système d'implantation PASCAL Ace	10000T	

Tableau 2 : Modèle 15000

Référence	Dispositif	Dispositifs compatibles	
		Références	Dispositif
15000IS	Système d'implantation PASCAL	10000GS 20000ST 10000T	Gaine de guidage Système de rail pour stabilisateurs Table
15000ISM	Système d'implantation PASCAL Ace		

• Système d'implantation

Le système d'implantation se compose du cathéter orientable (enveloppe externe), du cathéter d'implantation (enveloppe interne) et de l'implant (ci-après dénommé « implants » pour les modèles 10000IS, 10000ISM, 15000IS et 15000ISM). Le système d'implantation par voie percutanée permet de placer l'implant dans la valve par une approche transveineuse via la veine fémorale.

• Implant (Figures 1 à 3)

L'implant est déployé et fixé aux valvules de la valve pour remplir l'orifice régurgitant. Les principaux éléments de l'implant sont l'espaceur, les palettes et les fermoirs, fabriqués en nitinol et recouverts de polyéthylène téréphthalate. Les implants 10000IS et 15000IS comprennent également un boulon et un écrou en titane, une bague en PEEK et un joint en silicone. Les implants 10000ISM et 15000ISM, de plus petite taille, comprennent également un boulon et un écrou en titane, une plaque distale, une plaque proximale ainsi qu'un joint en silicone.

Les palettes de l'implant peuvent adopter quatre positions : allongées, fermées, prêtes à saisir les valvules et post-saisie des valvules.

• Cathéter orientable (Figure 4)

Le cathéter orientable dispose d'une molette de commande qui actionne le mécanisme de flexion permettant de déplacer et d'orienter l'implant vers l'emplacement cible. Un repère radio-opaque situé sur la portion distale du cathéter indique la fin de la section flexible.

• Cathéter d'implantation (Figure 4)

L'implant est fourni déjà fixé au cathéter d'implantation par des sutures et une tige filetée. Le cathéter d'implantation commande le déploiement de l'implant. Les trois commandes principales sont les curseurs, la molette d'actionnement filetée et la molette de libération. Les curseurs commandent les fermoirs de l'implant (la rétraction des curseurs relève les fermoirs et l'avancement des curseurs abaisse les fermoirs). La molette d'actionnement filetée commande les palettes de l'implant (la rétraction de la molette d'actionnement ferme les palettes et l'avancement de la molette d'actionnement ouvre les palettes). La molette de libération commande la libération de l'implant depuis le cathéter d'implantation. Le cathéter d'implantation est fourni déjà assemblé dans le cathéter orientable.

• Gaine de guidage (Figure 5)

L'ensemble de la gaine de guidage inclut une gaine de guidage orientable et un introducteur. La gaine de guidage assure l'accès auriculaire. Elle est recouverte d'un matériau hydrophile et comporte une molette de commande qui actionne le mécanisme de flexion pour positionner la gaine de guidage sur l'emplacement cible. L'introducteur est compatible avec un fil-guide de 0,89 mm (0,035 po).

• Stabilisateur (Figures 6 et 7)

Le stabilisateur sert à faciliter le positionnement et la stabilisation du système PASCAL lors des procédures d'implantation. Le stabilisateur peut être fixé au système, au besoin, à tout moment de la procédure. L'utilisation du stabilisateur est facultative.

• Table (Figure 8)

Utilisée à l'extérieur du champ stérile, la table constitue une plateforme stable pour le système d'implantation, la gaine de guidage et le stabilisateur. La hauteur de la table est réglable. L'utilisation de la table est facultative.

• Chargeur (Figure 9)

Le chargeur est utilisé pour introduire l'implant et le cathéter de largage à travers les joints de la gaine de guidage. Pour des questions pratiques, le chargeur est inclus avec le système d'implantation et/ou la gaine de guidage.

1.0 Indications

Le système de réparation de valve transcathéter Edwards PASCAL est indiqué pour la reconstruction percutanée d'une valve mitrale ou tricuspide régurgitante par rapprochement des tissus.

2.0 Contre-indications

Le système PASCAL est contre-indiqué chez les patients répondant aux critères suivants :

- Patient chez qui une ETO est contre-indiquée ou chez qui l'ETO de sélection a échoué
- Masse, thrombus ou végétation intracardiaque visible à l'échocardiographie
- Présence d'un filtre obstrué ou thrombosé dans la VCI qui pourrait interférer avec le passage du cathéter de largage, ou présence d'une thrombose veineuse profonde ipsilatérale
- Hypersensibilité connue au nitinol (nickel ou titane) ou contre-indication aux médicaments utilisés lors de la procédure ne pouvant être correctement prise en charge médicalement
- Antécédents de diathèse hémorragique ou de coagulopathie, ou patient refusant les transfusions sanguines

En outre, le système PASCAL est contre-indiqué chez les patients souffrant d'une affection mitrale qui présentent une contre-indication au cathétérisme transseptal.

3.0 Mises en garde

3.1 Considérations anatomiques

Pour obtenir des résultats optimaux, il convient de prendre en compte les caractéristiques anatomiques suivantes des patients. L'innocuité et l'efficacité du système PASCAL en dehors de ces conditions n'ont pas été établies. Son utilisation en dehors de ces conditions peut conduire à un mauvais placement de l'implant ou à une insertion inadéquate des valvules de la valve native.

Applicable aux patients souffrant d'une affection mitrale ou tricuspidiennne :

- Signes de calcification modérée à sévère dans la zone de préhension
- Signes de calcification sévère dans l'anneau ou l'appareil sous-valvulaire
- Présence d'une perforation ou d'une fente significative dans la zone de préhension
- Fraction mobile de la valvule < 8 mm

Applicable aux patients souffrant d'une affection mitrale uniquement :

- Largeur de l'éversion > 15 mm et/ou béance > 10 mm
- Hauteur de ponction transseptale < 3,5 cm
- Diamètre de l'oreillette gauche ≤ 35 mm
- Présence d'au moins deux jets significatifs
- Présence d'un jet significatif dans la région commissurale
- Surface de la valve mitrale (SVM) < 4,0 cm²
- Diamètre télédiastolique du ventricule gauche (DTDVG) > 8,0 cm

Applicable aux patients souffrant d'une affection tricuspidiennne uniquement :

- Présence d'une maladie tricuspide primaire non dégénérative

3.2 Manipulation du dispositif

- Ces dispositifs sont exclusivement conçus, prévus et distribués en vue d'un usage unique. Il n'existe aucune donnée corroborant le caractère stérile, l'apyrogénicité et le fonctionnement des dispositifs après retraitement.
- Les dispositifs doivent être manipulés selon les techniques stériles standard pour prévenir toute infection.
- Ne pas exposer les dispositifs à des solutions, des produits chimiques ou autres, à l'exception du sérum physiologique stérile ou d'une solution saline héparinée, sous peine de provoquer des dommages irréversibles qui pourraient ne pas être visibles à l'œil nu.
- Ne pas utiliser les dispositifs en présence de combustibles ou de gaz, d'anesthésiants ou de nettoyants/désinfectants inflammables.
- Ne pas utiliser les dispositifs si la date d'expiration est dépassée.
- Ne pas utiliser si le sceau d'intégrité de l'emballage est brisé ou si l'emballage est endommagé (dispositifs stériles).
- Ne pas utiliser un dispositif ayant fait une chute, ou qui a été endommagé ou manipulé sans les précautions nécessaires.
- Appliquer les techniques de rinçage et de désaération standard pendant la préparation et tout au long de la procédure pour éviter toute embolie gazeuse.

3.3 Mises en garde cliniques

- Comme pour tout dispositif médical implanté, il existe un risque de réaction immunologique indésirable.
- Des événements indésirables graves, conduisant parfois à une intervention chirurgicale ou au décès, sont parfois associés à l'utilisation de ce système (« événements indésirables potentiels »). Il convient d'expliquer de manière exhaustive les bénéfices et les risques à chaque patient avant de recourir au dispositif.
- Un suivi médical continu et rapproché est recommandé afin de pouvoir diagnostiquer et traiter correctement les complications liées à l'implant.
- L'anticoagulothérapie doit être mise en place par le médecin selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.

4.0 Précautions

4.1 Précautions avant l'intervention

- La sélection des patients doit être effectuée par l'équipe de cardiologie pluridisciplinaire spécialisée dans le traitement de la régurgitation mitrale et/ou tricuspidiennne afin d'évaluer le risque chez les patients et la faisabilité sur le plan anatomique.

4.2 Précautions après l'intervention

- La durabilité à long terme de l'implant n'a pas été établie. Il est conseillé de prévoir un suivi médical régulier pour évaluer les performances de la valve.
- Une anticoagulothérapie à court terme peut être nécessaire après une valvuloplastie avec le dispositif PASCAL. Les anticoagulants et autres traitements doivent être prescrits conformément aux protocoles en vigueur dans l'établissement.

5.0 Événements indésirables potentiels

Les complications associées au cathétérisme cardiaque standard, à l'anesthésie et à l'utilisation du système PASCAL peuvent entraîner les résultats suivants : conversion en chirurgie ouverte, réintervention émergente ou non émergente, explantation, invalidité permanente ou décès. Nous encourageons les médecins à signaler tout événement possiblement lié à un dispositif à Edwards ou aux autorités hospitalières compétentes.

Les événements indésirables potentiels suivants ont été identifiés comme faisant partie des complications possibles de la procédure avec le dispositif PASCAL :

- Anomalies biologiques
- Réaction allergique aux anesthésiques, au produit de contraste, à l'héparine ou au nitinol
- Anémie ou diminution de l'hémoglobine pouvant nécessiter une transfusion
- Anévrisme ou pseudoanévrisme
- Angor ou douleurs thoraciques
- Choc anaphylactique
- Arythmies – auriculaires (c'est-à-dire FA, TSV)
- Arythmies – ventriculaires (c'est-à-dire TV, VF)

- Fistule artério-veineuse
- Communication interauriculaire nécessitant une intervention
- Saignement
- Arrêt cardiaque
- Insuffisance cardiaque
- Lésion cardiaque incluant la perforation
- Tamponnade cardiaque/épanchement péricardique
- Choc cardiogénique
- Enchevêtrement dans les cordages ou rupture des cordages pouvant nécessiter une intervention
- Coagulopathie, trouble de la coagulation, diathèse hémorragique
- Lésion du système de conduction pouvant nécessiter un stimulateur cardiaque permanent
- Thrombose veineuse profonde (TVP)
- Détérioration de la valve native (par ex., déchirure, rétraction ou épaississement d'une valvule)
- Déplacement de l'implant précédemment déployé
- Dyspnée
- Œdème
- Déséquilibre électrolytique
- Embolie (gazeuse, particules, matériau calcifié ou thrombus, notamment)
- Endocardite
- Irritation de l'œsophage
- Perforation ou striction de l'œsophage
- Intolérance à l'effort ou faiblesse
- Échec de récupération des composants du système PASCAL
- Fièvre
- Saignement ou infarctus gastro-intestinal
- Insuffisance cardiaque
- Hématome
- Perturbation hémodynamique
- Hémolyse
- Hémorragie nécessitant une transfusion ou une intervention
- Hypertension
- Hypotension
- Détérioration de l'implant (usure, fissure ou cassure, entre autres)
- Embolisation de l'implant
- Mauvais positionnement de l'implant ou échec du placement à l'endroit souhaité
- Migration de l'implant
- Thrombose en raison de l'implant
- Infection
- Inflammation
- Obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche (CCVG)
- Ischémie mésentérique
- Syndrome de défaillance multiviscérale
- Infarctus du myocarde
- Nausées ou vomissements
- Lésions nerveuses
- Symptômes neurologiques, y compris dyskinésie, sans diagnostic d'AIT ou d'accident vasculaire cérébral
- Manifestations thromboemboliques non neurologiques
- Douleurs
- Lésion des muscles papillaires
- Paralysie
- Embolisation d'un ou de plusieurs composants du système PASCAL
- Ischémie périphérique
- Épanchement pleural
- Œdème pulmonaire
- Embolie pulmonaire
- Réaction aux antiplaquettaires ou aux anticoagulants
- Insuffisance rénale
- Insuffisance rénale
- Difficultés respiratoires, insuffisance respiratoire, atelectasie, pneumonie (une ventilation prolongée peut être nécessaire)
- Saignement rétropéritonéal
- Lésion ou perforation du septum
- Septicémie, sepsis
- Brûlures, lésions ou modifications cutanées dues à l'exposition à des rayonnements ionisants
- Fixation du dispositif à une seule valvule (FDSV)
- Accident vasculaire cérébral
- Syncope
- Accident ischémique transitoire (AIT)
- Saignement et/ou infection des voies urinaires
- Lésion valvulaire
- Sténose valvulaire
- Régurgitation valvulaire
- Lésion ou trauma vasculaire, incluant la dissection ou l'occlusion
- Spasme vasculaire
- Lésion ou perforation de la paroi ventriculaire
- Déhiscence de la plaie, cicatrisation retardée ou incomplète
- Aggravation de l'insuffisance cardiaque
- Aggravation de la régurgitation/de l'insuffisance valvulaire

6.0 Présentation

6.1 Conditionnement

La gaine de guidage, le système d'implantation et le stabilisateur sont conditionnés séparément et stérilisés à l'oxyde d'éthylène. La table est emballée et fournie non stérile.

6.2 Stockage

Le système PASCAL doit être conservé dans un endroit frais et sec.

7.0 Consignes d'utilisation

7.1 Formation des médecins

Le médecin qui réalise l'implantation doit avoir l'expérience des procédures transcathéter et avoir été formé sur le système PASCAL et la procédure d'implantation. La décision finale de l'implantation du dispositif PASCAL doit être prise par des médecins experts en matière de traitement de la régurgitation mitrale ou tricuspidiennne dans des centres spécialisés qui peuvent évaluer la probabilité d'une amélioration clinique significative en fonction de l'avancement de la maladie et de la comorbidité.

7.2 Équipement et matériel

- Équipement de laboratoire de cathétérisme cardiaque standard
- Système de fluoroscopie
- Équipement nécessaire à une échocardiographie transœsophagienne (ETO) 2D et 3D
- Cathéter en queue de cochon pour injection du produit de contraste (avec gaine compatible)
- Kit de ponction veineuse
- Aiguille, gaine et fil-guide pour approche transseptale
- Fil-guide à longueur d'échange de 0,89 mm (0,035 pouce)
- Cuvettes
- Seringues de 50 à 60 cm³ avec raccord Luer
- Solution saline héparinée
- Pince hémostatique
- Serviettes chirurgicales (p. ex., 43 x 69 cm)
- Facultatif : dilateurs progressifs
- Facultatif : perfusion continue de solution saline physiologique (potence IV sur roulettes, tubulure IV avec robinets à molette, poches de 1 litre de solution saline héparinée stérile)
- Facultatif : appareil de surveillance de la pression

7.3 Préparation du dispositif

7.3.1 Table

Étape	Procédure
1	Retirer la ou les tables de l'emballage et vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.
2	Assembler la ou les tables comme illustré à la Figure 8.

7.3.2 Stabilisateur

Étape	Procédure
1	Retirer les composants du stabilisateur de l'emballage et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
2	Au besoin, assembler le stabilisateur comme illustré à la Figure 6.

7.3.3 Gaine de guidage

Étape	Procédure
1	Retirer la gaine de guidage, le chargeur et l'introducteur de l'emballage, et vérifier qu'aucun de ces éléments n'est endommagé.
2	Tout en conservant l'extrémité distale relevée, rincer et désaérer la gaine de guidage avec une solution saline héparinée.
3	Tout en gardant l'extrémité distale relevée, insérer l'introducteur dans la gaine de guidage. Rincer l'introducteur et essuyer la gaine de guidage à l'aide d'un chiffon imbibé de solution saline héparinée avant utilisation.

7.3.4 Système d'implantation

Étape	Procédure
1	Retirer le système d'implantation et le chargeur de l'emballage et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Vérifier que les deux robinets d'arrêt des curseurs sont en position ouverte. MISE EN GARDE : Si les robinets d'arrêt des curseurs ne sont pas ouverts, l'utilisation du dispositif peut provoquer une infection.
2	Avancer la molette d'actionnement (la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou appuyer sur le bouton d'actionnement pour faire avancer la molette d'actionnement) jusqu'à ce qu'elle soit de niveau avec l'outil de positionnement des fermails.
3	Retirer la goupille des curseurs et tendre les fils de suture. Verrouiller les robinets d'arrêt des curseurs et fixer la goupille. Retirer l'outil de positionnement des fermails.
4	Rétracter complètement et avancer les curseurs pour confirmer le mouvement adéquat du fermail et fermer l'implant (faire tourner la molette d'actionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou appuyer sur le bouton d'actionnement pour la rétracter).
5	Faire avancer le cathéter orientable. Vérifier que les curseurs et la molette d'actionnement sont entièrement rétractés. Orienter la poignée du cathéter d'implantation verticalement pour que la molette de libération soit contre la table.
6	Rincer le cathéter d'implantation avec de la solution saline héparinée.
7	Une fois que l'écoulement de la solution saline par l'extrémité distale du cathéter d'implantation est visible, abaisser la poignée du cathéter d'implantation et relever l'extrémité distale du cathéter d'implantation tout en continuant à rincer avec de la solution saline héparinée.
8	Rétracter entièrement le cathéter orientable. Avancer les curseurs et la molette d'actionnement pour placer l'implant en position allongée.
9	Retirer le capuchon du chargeur et le guider sur le système d'implantation.
10	Insérer l'implant par l'extrémité proximale du chargeur jusqu'à ce qu'il dépasse à son extrémité distale. Raccorder le chargeur et le capuchon du chargeur.

Étape	Procédure
11	Tout en conservant le chargeur et l'extrémité distale relevés, rincer le cathéter orientable avec une solution saline héparinée.
12	Rétracter progressivement le cathéter d'implantation dans le cathéter orientable et l'implant dans le chargeur tout en continuant à rincer le cathéter orientable jusqu'à ce que l'extrémité distale de l'implant soit entièrement insérée dans le chargeur.

7.4 Procédure d'implantation

La mise en place de l'implant doit être effectuée sous anesthésie générale avec surveillance hémodynamique, dans une salle d'opération spécialisée, une salle d'opération hybride ou un laboratoire de cathétérisme dotés de matériel d'imagerie par fluoroscopie et échocardiographie.

Remarque : Avant de commencer la procédure d'implantation, consulter la section « Considérations anatomiques » (section 3.1), car une utilisation du système en dehors de ces conditions pourrait conduire à un mauvais placement de l'implant ou à une insertion inadéquate des valvules de la valve native.

AVERTISSEMENT : Pendant la procédure, de l'héparine doit être administrée de manière à maintenir un temps de coagulation activée (TCA) ≥ 250 s.

AVERTISSEMENT : L'administration d'une quantité excessive de produit de contraste peut entraîner une insuffisance rénale. Mesurer le taux de créatinine du patient avant la procédure. L'utilisation du produit de contraste doit être contrôlée.

7.4.1 Préparation du patient

Étape	Procédure
1	Avant de mettre en place les champs stériles sur le patient, assembler, placer entre les jambes du patient et régler en hauteur la ou les tables, selon les besoins. Placer des serviettes entre la ou les tables et les jambes du patient. MISE EN GARDE : La table est fournie non stérile ; son introduction dans le champ stérile peut être à l'origine d'une infection.
2	Après la mise en place des champs stériles, assembler et fixer le stabilisateur, au besoin, à tout moment de la procédure.

7.4.2 Accès à la veine fémorale et introduction de la gaine

Étape	Procédure
1	Accéder à la veine fémorale commune en appliquant les méthodes de ponction percutanée standard.
2	<u>Pour les procédures mitrales PASCAL :</u> Accéder à l'oreillette gauche par des techniques transseptales et transveineuses en appliquant les méthodes percutanées standard et placer le fil-guide dans l'oreillette gauche. Dilater le vaisseau, si nécessaire. AVERTISSEMENT : (pour procédures mitrales uniquement) : Une ponction mal exécutée peut entraîner des lésions des structures cardiaques nécessitant une réparation chirurgicale ou une autre intervention. <u>Pour les procédures tricuspidiennes PASCAL :</u> Accéder à l'oreillette droite en appliquant les méthodes percutanées standard et placer le fil-guide dans l'oreillette droite. Dilater le vaisseau, si nécessaire.
3	<u>Pour les procédures mitrales PASCAL :</u> Insérer la gaine de guidage avec l'introducteur sur le fil-guide jusqu'à ce que l'extrémité de la gaine de guidage soit correctement insérée à travers le septum, en utilisant le mécanisme de flexion si nécessaire. <u>Pour les procédures tricuspidiennes PASCAL :</u> Insérer la gaine de guidage avec l'introducteur sur le fil-guide jusqu'à ce que l'extrémité de la gaine de guidage soit insérée à l'intérieur de l'oreillette droite. AVERTISSEMENT : Toute manipulation excessive peut entraîner le déplacement ou la perturbation d'un dispositif précédemment implanté, des lésions des structures cardiaques nécessitant une réparation chirurgicale ou une autre intervention.
4	Retirer l'introducteur et le fil-guide. Ne pas aspirer et ne pas rincer la gaine de guidage tant que le système d'implantation n'est pas inséré. AVERTISSEMENT : Une embolie gazeuse peut survenir si une aspiration est pratiquée ou si un rinçage continu avec une solution saline physiologique est raccordé à la gaine de guidage avant l'insertion du système d'implantation.

7.4.3 Mise en place de l'implant

Étape	Procédure
1	Insérer le système d'implantation avec le chargeur dans la gaine de guidage.
2	Faire progresser le système d'implantation jusqu'à ce que l'implant sorte du chargeur. Rétracter et sortir le chargeur.
3	Aspirer et rincer la gaine de guidage avec de la solution saline héparinée. À l'aide de la seringue spécifiée, aspirer un volume d'au moins 45 cm ³ . AVERTISSEMENT : Une embolie gazeuse peut survenir si la gaine de guidage n'est pas complètement aspirée.
4	Le cas échéant, raccorder la perfusion continue de solution saline physiologique au cathéter d'implantation. AVERTISSEMENT : Une embolie gazeuse peut survenir si la perfusion continue de solution saline physiologique est raccordée au système d'implantation avant l'aspiration.
5	Faire progresser le système d'implantation jusqu'à ce que l'implant sorte par l'extrémité distale de la gaine de guidage.
6	Rétracter la molette d'actionnement pour placer l'implant en position fermée. Rétracter les curseurs.
7	Ajuster la gaine de guidage si nécessaire.

Étape	Procédure
8	<p>Selon la décision du médecin, si un système de surveillance de la pression est utilisé pour évaluer en permanence la pression auriculaire pendant l'intervention, suivre les instructions du fabricant de cet appareil. Raccorder l'appareil de surveillance de la pression rempli de liquide au cathéter orientable. Aspirer, puis effectuer l'étalonnage au niveau du cœur du patient avant d'obtenir la mesure.</p> <p>Remarque : La surveillance de la pression doit être complétée par une échocardiographie. La pression doit concorder avec les résultats de l'échocardiographie et d'un examen Doppler. Lors de l'évaluation de la pression auriculaire, vérifier que l'extrémité distale du cathéter d'implantation dépasse entièrement du cathéter orientable.</p>
9	<p>Faire avancer le système d'implantation au besoin. Manipuler le cathéter orientable et la gaine de guidage (flexion-redressement, torsion dans des directions opposées, progression-rétraction) selon les besoins jusqu'à ce que l'implant soit centré dans la zone de coaptation cible et avec la trajectoire appropriée.</p> <p>AVERTISSEMENT : Toute manipulation excessive peut déplacer ou perturber un dispositif précédemment implanté ou entraîner des lésions au niveau des structures cardiaques, nécessitant une réparation chirurgicale ou une autre intervention.</p> <p>Remarque : Le repère radio-opaque sur le cathéter orientable indique la fin de la section flexible et peut être visualisé par fluoroscopie.</p>
10	<p>Avancer la molette d'actionnement pour placer l'implant en position « prêt à saisir les valvules ».</p> <p>Remarque : Pour une procédure tricuspidiennne, après avoir mis l'implant en position « prêt à saisir les valvules », tirer la goupille des curseurs et déplacer un curseur afin d'identifier sous imagerie le fermoir de l'implant qu'il commande, puis fixer la goupille.</p>
11	Tourner le cathéter d'implantation, au besoin, pour orienter les palettes.
12	Faire avancer l'implant dans la valve, jusqu'à ce que les palettes soient sous le bord libre des valvules.
13	<p>Vérifier l'emplacement et l'orientation de l'implant et ajuster légèrement la position selon les besoins.</p> <p>AVERTISSEMENT : Toute manipulation excessive de l'implant sous les valvules peut coincer l'implant dans les cordages et provoquer ainsi des lésions cardiaques, l'aggravation de la régurgitation, des difficultés ou une impossibilité à enlever l'implant, ce qui nécessiterait une intervention supplémentaire.</p>
14	Sous imagerie, rétracter l'implant jusqu'à ce que les valvules soient positionnées entre les palettes et les fermoirs.
15	<p>Avancer le ou les curseurs de sorte que la ou les valvules soient maintenues entre les fermoirs et les palettes.</p> <p>Cette opération peut être effectuée pour les deux valvules en même temps (goupille des curseurs engagée pour déplacer les deux fermoirs) ou pour chaque valvule individuellement (goupille des curseurs désengagée pour déplacer un fermoir à la fois).</p>
16	<p>Vérifier l'insertion des valvules sous imagerie.</p> <p>Si les valvules ne sont pas bien maintenues entre les fermoirs et les palettes, rétracter les curseurs pour libérer les valvules et recommencer.</p>
17	Une fois les valvules bien maintenues entre les fermoirs et les palettes, fermer l'implant.
18	Faire avancer légèrement le cathéter d'implantation pour relâcher la tension sur les valvules.
19	<p>Évaluer la régurgitation et repositionner si nécessaire. Une fois la position de l'implant confirmée, s'assurer que l'implant est fermé.</p> <p>Si le repositionnement dans le ventricule est nécessaire, rétracter les curseurs et avancer la molette d'actionnement pour régler l'implant en position « prêt à saisir les valvules ». Régler l'orientation des fermoirs et de l'implant selon les besoins.</p> <p>Si le repositionnement dans l'oreillette est nécessaire, rétracter les curseurs et avancer la molette d'actionnement pour placer lentement l'implant en position allongée sous imagerie fluoroscopique, tout en s'assurant que le fil d'actionnement ne se courbe pas, puis rétracter l'implant dans l'oreillette.</p> <p>AVERTISSEMENT : Si l'implant n'est pas allongé lors de la rétraction dans l'oreillette pendant le repositionnement, cela peut provoquer des lésions des valvules ou l'implant peut s'enchevêtrer dans les cordages.</p> <p>AVERTISSEMENT : Les valvules peuvent subir des lésions si elles ne sont pas dégagées des fermoirs et des palettes avant le repositionnement.</p>
20	<p>Pour libérer l'implant du cathéter :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier que l'extrémité distale du cathéter d'implantation dépasse entièrement du cathéter orientable. Couper la suture exposée sur l'extrémité proximale de chaque curseur. Ouvrir les robinets d'arrêt des deux curseurs pour déverrouiller les sutures. Tirer sur la goupille des curseurs pour enlever complètement les sutures. Fermer les robinets d'arrêt des deux curseurs après avoir enlevé les sutures. Retirer la goupille de libération. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et rétracter la molette de libération jusqu'à ce que l'implant soit libéré, et confirmer sous imagerie. <p>Remarque : Si nécessaire, il est possible, avant la libération de l'implant, de récupérer le système d'implantation dans la gaine de guidage pour le retrait. À cet effet :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rétracter les curseurs. Placer lentement l'implant en position allongée sous imagerie fluoroscopique, tout en s'assurant que le fil d'actionnement ne se

Étape	Procédure
	<p>courbe pas. Rétracter l'implant dans l'oreillette. Mettre l'implant en position fermée.</p> <ol style="list-style-type: none"> Redresser le cathéter orientable et rétracter le système d'implantation jusqu'à ce que l'implant soit adjacent à l'extrémité de la gaine de guidage. Faire avancer les curseurs. Placer l'implant en position allongée. Rétracter les curseurs pour ouvrir les fermoirs à environ 45° de chaque côté. Rétracter le système d'implantation en intégralité dans la gaine de guidage. <p>AVERTISSEMENT : Le non-respect des indications concernant la zone de section de la suture peut entraîner une incapacité à libérer l'implant ou une introduction de fibres susceptible de provoquer une micro-embolie.</p> <p>AVERTISSEMENT : Le non-respect des étapes de libération décrites peut entraîner une difficulté ou une incapacité à libérer l'implant, ce qui nécessite une intervention supplémentaire.</p> <p>AVERTISSEMENT : La libération de l'implant avant d'avoir vérifié que les valvules sont solidement maintenues entre les palettes et les fermoirs peut entraîner le mouvement ou le déplacement de l'implant menant à une fixation du dispositif à une seule valvule (FDSV) ou à d'autres événements indésirables potentiels, ce qui nécessite une intervention supplémentaire.</p> <p>MISE EN GARDE : La réutilisation des dispositifs (notamment le système d'implantation et la gaine de guidage) après leur récupération peut provoquer une embolie par un corps étranger ou une infection. Un dysfonctionnement du dispositif peut se produire en cas de réutilisation.</p> <p>Remarque : Si un autre implant est mis en place sur décision médicale, il convient de prendre des précautions pour éviter le déplacement du premier implant. Le franchissement de la valve selon une configuration d'implant à bas profil peut permettre de minimiser l'interaction avec l'implant déjà en place.</p> <p>AVERTISSEMENT : Toute manipulation excessive peut déplacer ou perturber un dispositif précédemment implanté ou entraîner des lésions au niveau des structures cardiaques, nécessitant une réparation chirurgicale ou une autre intervention.</p>

7.4.4 Retrait du système et fermeture

Étape	Procédure
1	<p>Rétracter totalement le cathéter d'implantation dans le cathéter orientable. Redresser et retirer progressivement le système d'implantation. Redresser et retirer progressivement la gaine de guidage.</p> <p>AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas redresser les dispositifs avant de les retirer peut occasionner des lésions vasculaires.</p>
2	Effectuer la fermeture percutanée standard du site d'accès.

8.0 Sécurité en environnement IRM (résonance magnétique)

Des essais non cliniques ont démontré que l'implant PASCAL est compatible, sous conditions, avec la résonance magnétique. Un patient porteur de ce dispositif peut subir une IRM en toute sécurité si le système d'imagerie répond aux conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 T ou 3,0 T
- Gradient de champ spatial maximum de 3 000 G/cm (30 T/m)
- Taux d'absorption spécifique (TAS) maximum moyen pour l'ensemble du corps indiqué par le système IRM de 4 W/kg (en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau).

Dans les conditions définies ci-dessus, l'implant devrait produire une hausse de température maximale inférieure à 4 °C après 15 minutes d'examen continu.

Lors de tests non cliniques, l'artefact provoqué par le dispositif dans une configuration à plusieurs implants (pire scénario) s'étend jusqu'à 15 mm à partir de l'implant pour les images obtenues par séquence pulsée d'écho de gradient (pire scénario), dans un système IRM de 3,0 T.

9.0 Récupération de l'implant et mise au rebut du dispositif

Edwards Lifesciences souhaite récupérer des échantillons cliniques de l'implant pour analyse. Nous fournissons un compte-rendu écrit de nos observations après notre évaluation. Veuillez contacter Edwards pour retourner l'implant récupéré.

Si vous décidez de retourner l'un des dispositifs, veuillez suivre les instructions suivantes :

- **Emballage non ouvert avec sceau stérile intact :**
Si les sachets n'ont pas été ouverts, retournez le dispositif dans son emballage d'origine.
- **Emballage ouvert mais non implanté :**
Si le sachet est ouvert, le dispositif n'est plus stérile. Veuillez retourner le dispositif dans son emballage d'origine.
- **Implant explanté :**
L'implant explanté doit être placé dans un fixateur histologique adapté comme du formaldéhyde à 10 % ou du glutaraldéhyde à 2 %, puis retourné à Edwards.

9.1 Mise au rebut

Les dispositifs usagés peuvent être manipulés et éliminés de la même manière que les déchets hospitaliers et les matériaux présentant un risque biologique, conformément à la réglementation locale, car leur élimination ne présente aucun risque particulier.

10.0 Analyse de l'expérience clinique

10.1 Étude CLASP

Dans cette section, les données cliniques contiennent des informations provenant de l'étude clinique CLASP qui porte sur le système de réparation de valve transcathéter PASCAL dans la valve mitrale.

Une étude prospective d'un groupe unique de patients menée sur plusieurs centres et dans différents pays (CLASP) a été conduite pour évaluer les résultats cliniques ainsi que ceux en matière de sécurité et de performances du système PASCAL. Tous les patients du groupe d'étude ont fait l'objet d'un suivi clinique à 30 jours, 6 mois, 1 an, et continueront à être contrôlés annuellement ceci, durant les 5 ans suivant l'intervention d'implantation.

Le critère de sécurité principal de l'étude CLASP est constitué des événements indésirables majeurs (EIM) à 30 jours. Les EIM incluent les éléments suivants : mortalité cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, nécessité d'un renouvellement de traitement de suppléance rénale, saignements importants et nouvelle intervention en raison de complications liées au dispositif de l'étude.

Les critères de performances principaux de l'étude comprennent le bon fonctionnement du dispositif, le succès de l'intervention et la réussite clinique. Les critères secondaires de l'étude comprennent les résultats cliniques, fonctionnels et de sécurité à 30 jours, 6 mois, 1 an et, par la suite, annuels.

Le bon fonctionnement du dispositif correspond au déploiement du dispositif tel que prévu et au retrait réussi du système de mise en place, lorsque le patient sort du laboratoire de cathétérisme cardiaque. L'analyse du bon fonctionnement du dispositif a été effectuée pour chaque dispositif.

Le succès de l'intervention correspond au bon fonctionnement du dispositif avec une régurgitation mitrale (RM) \leq 2+ lors de la sortie du patient de l'établissement (évaluée par le laboratoire central d'échocardiographie) et sans qu'une intervention chirurgicale ou percutanée soit nécessaire avant son départ. Le succès de l'intervention a été évaluée en fonction de chaque patient.

La réussite clinique correspond au succès de l'intervention avec preuve de la réduction de la régurgitation mitrale (RM \leq 2+) et sans EIM à 30 jours (évaluation en fonction de chaque patient).

Un laboratoire central indépendant a évalué l'ensemble des données échocardiographiques. Un comité d'événements cliniques (CEC) indépendant a examiné les événements de sécurité et un comité de surveillance et de suivi (DSMB) a passé en revue l'ensemble des données de sécurité et a évalué les tendances en matière d'événements indésirables ainsi que leurs effets sur la conduite des essais et l'évaluation des risques liés au dispositif.

10.1.1 Résultats de l'étude CLASP

La moyenne d'âge des patients traités était de 75,4 ans et 55,0 % d'entre eux étaient des hommes. L'ensemble des patients souffrait d'une insuffisance cardiaque de classe II, III ou IV selon la classification de la NYHA. Les moyennes de l'EuroSCORE I logistique et de l'EuroSCORE II ainsi que du score de mortalité STS étaient respectivement de 14,4 %, 5,8 % et 4,7 %. À l'inclusion, 50,9 % des patients souffraient d'une régurgitation mitrale (RM) modérée à sévère, et 48,1 % souffraient d'une RM sévère.

10.1.2 Performances

Le critère de performances se mesure selon trois composantes : le bon fonctionnement du dispositif, le succès de l'intervention et la réussite clinique. Le bon fonctionnement du dispositif a été atteint pour 92,0 % des dispositifs testés. Le succès de l'intervention a été atteint pour 93,5 % des patients. La réussite clinique a été atteinte pour 86,0 % des patients.

10.1.3 Sécurité

À 30 jours, le taux composite d'EIM était de 8,0 %. Neuf patients ont souffert de 11 EIM avant leur suivi à 30 jours. Vous trouverez le détail des événements à 30 jours jugés comme EIM par le CEC ci-dessous.

Événement indésirable majeur (EIM)	Statistiques globales
Mortalité cardiovasculaire	0,9 % (1/112)
Accident vasculaire cérébral	0,9 % (1/112)
Infarctus du myocarde (IM)	0,0 % (0/112)
Nécessité d'un renouvellement de traitement de suppléance rénale	0,0 % (0/112)
Saignements importants	7,1 % (8/112)
Nouvelle intervention en raison de complications liées au dispositif de l'étude	0,9 % (1/112)
Taux composite d'EIM	8,0 % (9/112)

Remarque : Mesures des catégories - % (n/nombre total)

Parmi la population générale, la réduction de la sévérité de la régurgitation mitrale (RM \leq 2+) a été observée chez 95,3 % des patients à leur sortie de l'hôpital, chez 96,1 % des patients à 30 jours, chez 98,8 % des patients à 6 mois et chez 100 % des patients à 1 an.

10.1.4 Conclusion de l'étude

Les données recueillies au cours de l'étude CLASP viennent confirmer que le dispositif PASCAL constitue un système sûr et performant chez les patients atteints de régurgitation mitrale. Le nombre de patients soumis à un suivi d'un an ou plus est limité et les données de suivi à long terme sont recueillies par le biais d'une étude de suivi clinique après commercialisation.

10.2 Étude CLASP TR

Dans cette section, les données cliniques contiennent des informations provenant de l'étude clinique portant sur le système de réparation de valve transcathéter PASCAL en cas de régurgitation tricuspидienne (CLASP TR).

Une étude prospective d'un groupe unique de patients menée sur plusieurs centres (CLASP TR) a été conduite pour évaluer les résultats cliniques ainsi que ceux en matière de sécurité et de performances du système PASCAL. Tous les patients du groupe d'étude ont fait l'objet d'un suivi clinique à 30 jours, 6 mois, 1 an, et continueront à être contrôlés annuellement ceci, durant les 5 ans suivant l'intervention d'implantation.

Le critère de sécurité principal de l'étude CLASP TR est constitué des événements indésirables majeurs (EIM) à 30 jours. Les EIM comprennent : mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, complications rénales nécessitant une dialyse ou un traitement de suppléance rénale non planifié, saignements importants, nouvelle intervention non planifiée ou d'urgence (soit percutanée soit chirurgicale) liée au dispositif et complications majeures au niveau du site d'accès ou sur le plan vasculaire nécessitant une intervention.

Les critères de performances principaux de l'étude comprennent le bon fonctionnement du dispositif, le succès de l'intervention et la réussite clinique. Les critères secondaires de l'étude comprennent les résultats cliniques, fonctionnels et de sécurité à 30 jours, 6 mois et 1 an et, par la suite, annuels.

Le bon fonctionnement du dispositif correspond au déploiement du dispositif tel que prévu et au retrait réussi du système de mise en place, lorsque le patient sort du laboratoire de cathétérisme cardiaque. L'analyse du bon fonctionnement du dispositif a été effectuée pour chaque dispositif.

Le succès de l'intervention correspond au bon fonctionnement du dispositif avec preuve de la réduction de la sévérité de la régurgitation tricuspидienne d'au moins un grade (échelle : aucune/trace, faible, modérée, sévère, majeure, très importante) à l'issue de l'intervention et sans qu'une intervention chirurgicale ou percutanée soit nécessaire avant la sortie de l'hôpital du patient. Le succès de l'intervention a été évalué en fonction de chaque patient.

La réussite clinique correspond au succès de l'intervention sans EIM à 30 jours (évaluation en fonction de chaque patient).

Un laboratoire central indépendant a évalué l'ensemble des données échocardiographiques. Un comité d'événements cliniques (CEC) indépendant a examiné les événements de sécurité et un comité de surveillance et de suivi (DSMB) a passé en revue l'ensemble des données de sécurité et

a évalué les tendances en matière d'événements indésirables ainsi que leurs effets sur la conduite des essais et l'évaluation des risques liés au dispositif.

10.2.1 Résultats de l'étude CLASP TR

La moyenne d'âge des patients traités était de 76,3 ans et 53 % d'entre eux étaient des femmes. L'ensemble des patients souffrait d'une insuffisance cardiaque de classe II ou III selon la classification de la NYHA. Les moyennes de l'EuroSCORE II et du score de mortalité STS étaient respectivement de 5,3 % et 7,3 %. À l'inclusion, 81 % des patients souffraient d'une régurgitation tricuspидienne (RT) sévère ou grave.

10.2.2 Performances

Le critère de performances se mesure selon trois composantes : le bon fonctionnement du dispositif, le succès de l'intervention et la réussite clinique. Le bon fonctionnement du dispositif a été atteint pour 82,2 % des dispositifs testés. Parmi les patients implantés, le succès de l'intervention a été atteint pour 95,5 % des patients et la réussite clinique, pour 86,4 % des patients.

10.2.3 Sécurité

À 30 jours, le taux composite d'EIM était de 5,9 %. Deux patients ont souffert de 3 EIM avant leur suivi à 30 jours. Vous trouverez le détail des événements à 30 jours jugés comme EIM par le CEC ci-dessous.

Événement indésirable majeur (EIM)	Statistiques globales
Mortalité cardiovasculaire	0,0 % (0/34)
Infarctus du myocarde (IM)	0,0 % (0/34)
Accident vasculaire cérébral	0,0 % (0/34)
Complications rénales nécessitant une dialyse ou un traitement de suppléance rénale non planifié	0,0 % (0/34)
Saignements importants	5,9 % (2/34)
Nouvelle intervention non planifiée ou d'urgence (soit percutanée soit chirurgicale) liée au dispositif	0,0 % (0/34)
Complications majeures au niveau du site d'accès et sur le plan vasculaire nécessitant une intervention	0,0 % (0/34)
Taux composite d'EIM	5,9 % (2/34)

Remarque : Mesures des catégories - % (n/nombre total)

Parmi la population implantée, une réduction de la sévérité de la régurgitation tricuspидienne (RT) d'au moins un grade a été observée chez 88,9 % et 82,6 % des patients respectivement à leur sortie de l'hôpital et à 30 jours. Une réduction de la sévérité de la RT d'au moins deux grades a été observée chez 65,2 % des patients à 30 jours.

10.2.4 Conclusion de l'étude

Les données recueillies, à ce jour, dans le cadre de l'étude CLASP TR viennent confirmer que le dispositif PASCAL constitue un système sûr et performant chez les patients atteints de régurgitation tricuspидienne. Le nombre de patients soumis à un suivi d'un an ou plus est limité et les données de suivi à long terme sont recueillies par le biais d'une étude de suivi clinique après commercialisation.

Edwards PASCAL Transkatheter-Klappenreparatursystem

Gebrauchsanweisung

Das Edwards PASCAL Transkatheter-Klappenreparatursystem (im Folgenden als PASCAL System bezeichnet) umfasst die folgenden Konfigurationen:

Tabelle 1: Modell 10000

Modellnummer	Produkt	Kompatible Produkte	
		Modellnummern	Produkt
10000IS	PASCAL Implantatsystem	10000GS 10000ST 20000ST	Einführungsschleuse Stabilisator Stabilisatorschienensystem
10000ISM	PASCAL Ace Implantatsystem	10000T	Tisch

Tabelle 2: Modell 15000

Modellnummer	Produkt	Kompatible Produkte	
		Modellnummern	Produkt
15000IS	PASCAL Implantatsystem	10000GS 20000ST	Einführungsschleuse Stabilisatorschienensystem
15000ISM	PASCAL Ace Implantatsystem	10000T	Tisch

Implantatsystem

Das Implantatsystem besteht aus dem steuerbaren Katheter (außen), dem Implantationskatheter (innen) und dem Implantat (im Folgenden als Implantate des Modells 10000IS, des Modells 10000ISM, des Modells 15000IS und des Modells 15000ISM bezeichnet). Mit dem Implantatsystem wird das Implantat perkutan mit einem transvenösen Verfahren über eine Femoralvene in die Klappe eingebracht.

Implantat (Abbildungen 1-3)

Das Implantat wird eingesetzt und an den Klappensegeln der Klappe befestigt, wo es als Füllvorrichtung in der insuffizienten Klappenöffnung fungiert. Die Hauptkomponenten des Implantats sind das Distanzstück, die Paddel und die Klammern aus Nitinol, überzogen mit Polyethylen-Terephthalat. Die Implantate 10000IS und 15000IS enthalten zudem eine Titanschraube und -mutter, eine PEEK-Buchse und eine Silikonichtung. Die Implantate 10000ISM und 15000ISM verfügen außerdem über eine Schraube mit Mutter aus Titan, eine distale und eine proximale Platte sowie eine Silikonichtung. Die Implantate sind zudem kleiner in der Größe.

Die Paddel am Implantat können im Wesentlichen vier Positionen einnehmen: Gestreckt, Geschlossen, Bereit zum Greifen der Segel und Segel gegriffen.

Steuerbarer Katheter (Abbildung 4)

Der steuerbare Katheter besitzt einen Drehknopf, mit dem der Flexionsmechanismus gesteuert wird, um das Implantat zur Zielstelle zu navigieren und dort zu platzieren. Ein röntgendichtes Markierungsband am distalen Teil des Katheters zeigt das Ende des biegsamen Bereichs an.

Implantationskatheter (Abbildung 4)

Das Implantat ist durch Fäden und einen Gewindefisch am Implantationskatheter vormontiert. Mit dem Implantationskatheter wird die Positionierung des Implantats gesteuert. Die drei wichtigsten Steuerelemente sind die Schieber, der Aktivierungsknopf mit Gewinde und der Knopf zum Freisetzen des Implantats. Die Schieber steuern die Klammern des Implantats (Zurückschieben der Schieber hebt die Klammern an – Vorschieben der Schieber senkt die Klammern ab). Der Aktivierungsknopf mit Gewinde steuert die Paddel des Implantats (Zurückschieben des Aktivierungsknopfs schließt die Paddel – Vorschieben des Aktivierungsknopfs öffnet die Paddel). Mit dem Knopf zum Freisetzen des Implantats wird die Ablösung des Implantats vom Implantationskatheter gesteuert. Der Implantationskatheter wird bereits vormontiert innerhalb des steuerbaren Katheters geliefert.

Einführungsschleuse (Abbildung 5)

Das Einführungsschleusen-Set enthält eine steuerbare Einführungsschleuse und eine Einführhilfe. Die Einführungsschleuse ermöglicht den Zugang zum Vorhof. Sie besitzt eine hydrophile Beschichtung und einen Drehknopf, mit dem der Flexionsmechanismus gesteuert wird, um die Einführungsschleuse an der Zielstelle zu positionieren. Die Einführhilfe ist kompatibel mit einem 0,89 mm (0,035 Zoll) langen Führungsdraht.

Stabilisator (Abbildung 6 und 7)

Der Stabilisator dient zur Unterstützung der Positionierung und Stabilisierung des PASCAL Systems während Implantationsverfahren. Der Stabilisator kann bei Bedarf jederzeit während des Eingriffs an das System angebracht werden. Die Verwendung des Stabilisators ist optional.

Tisch (Abbildung 8)

Der Tisch wird außerhalb des sterilen Bereichs verwendet und bietet eine stabile Unterlage für das Implantatsystem, die Einführungsschleuse und den Stabilisator. Der Tisch ist höhenverstellbar. Die Verwendung des Tisches ist optional.

Aufnahmevorrichtung (Abbildung 9)

Mithilfe der abziehbaren Aufnahmevorrichtung werden der Implantations- und der Positionierungskatheter durch die Dichtungen der Einführungsschleuse eingeführt. Aus Gründen des Benutzerkomforts wird die Aufnahmevorrichtung dem Implantatsystem und/oder der Einführungsschleuse beigegepackt.

1.0 Indikationen

Das Edwards PASCAL Transkatheter-Klappenreparatursystem dient zur perkutanen Rekonstruktion von insuffizienten Mitralklappen und Trikuspidalklappen mittels Gewebeannäherung.

2.0 Gegenanzeigen

Das PASCAL System ist kontraindiziert bei Patienten mit:

- Kontraindikation gegen eine TEE, oder nicht erfolgreiche TEE während des Screenings
- Echokardiographischem Nachweis einer intrakardialen Masse, eines Thrombus oder einer Vegetation
- Okkludiertem oder thrombosiertem Vena-cava-Filter, der den Platzierungskatheter behindern würde, oder Vorliegen einer ipsilateralen tiefen Venenthrombose
- Bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Nitinol (Nickel oder Titan) oder Kontraindikation gegen Medikamente, die während des Verfahrens zum Einsatz kommen, wenn kein angemessenes medikamentöses Management möglich ist
- Hämorrhagischer Diathese oder Koagulopathie in der Anamnese oder Ablehnung von Bluttransfusionen durch den Patienten

Das PASCAL System ist außerdem bei Patienten mit Mitralklappenregurgitation kontraindiziert, bei denen eine transeptale Katheterisierung kontraindiziert ist.

3.0 Warnungen

3.1 Anatomische Überlegungen

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die folgenden anatomischen Patientenmerkmale berücksichtigt werden. Die Sicherheit und Wirksamkeit des PASCAL Systems außerhalb dieser Bedingungen wurde nicht nachgewiesen. Eine Verwendung außerhalb dieser Bedingungen kann die Platzierung des Implantats oder die Einführung der Nativklappensegel beeinträchtigen.

Betrifft Patienten mit Mitralklappen- und Trikuspidalregurgitation:

- Nachweis einer mittelschweren bis schweren Verkalkung in der Klammerzone
- Nachweis einer schweren Verkalkung im Anulus oder im subvalvulären Apparat
- Beträchtlicher Riss oder Perforation in der Klammerzone
- Bewegliche Segellänge <8 mm

Betrifft nur Patienten mit Mitralklappenregurgitation:

- Breite eines durchschlagenden Segels >15 mm und/oder Lücke eines durchschlagenden Segels >10 mm
- Transeptale Punktionshöhe <3,5 cm
- LA-Durchmesser ≤35 mm
- Vorhandensein von zwei oder mehr signifikanten Jets
- Vorhandensein von einem signifikanten Jet im Bereich der Kommissuren
- Mitralklappenbereich (MVA) <4,0 cm²
- Linksventrikulärer enddiastolischer Durchmesser (LVEDD) > 8,0 cm

Betrifft nur Patienten mit Trikuspidalregurgitation:

- Vorhandensein einer primären, nicht degenerativen Trikuspidalklappenkrankung

3.2 Handhabung des Systems

- Die Produkte sind nur zum einmaligen Gebrauch konzipiert und bestimmungsgemäß und werden nur zum einmaligen Gebrauch angeboten. Über die Sterilität, Nicht-Pyrogenität und Funktionsfähigkeit der Produkte nach einer Wiederaufbereitung liegen keine Daten vor.
- Bei der Handhabung der Komponenten standardmäßig auf eine sterile Arbeitsweise achten, um Infektionen zu vermeiden.
- Die Komponenten außer der sterilen physiologischen und/oder heparinisierten Kochsalzlösung keinen anderen Lösungen, Chemikalien usw. aussetzen. Die Komponenten könnten sonst irreparabel beschädigt werden, und diese Schäden sind bei einer Sichtprüfung nicht unbedingt erkennbar.
- Die Komponenten nicht in Gegenwart von entzündlichen oder brennbaren Gasen, Anästhetika oder Reinigungs-/Desinfektionsmitteln verwenden.
- Die Komponenten nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Nicht verwenden, wenn das Verpackungssiegel nicht mehr intakt oder die Verpackung der sterilen Komponenten beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn eine der Komponenten fallen gelassen, beschädigt oder in sonstiger Weise unsachgemäß gehandhabt wurde.
- Um eine Luftembolie zu vermeiden, müssen während der Vorbereitung und der gesamten Prozedur Standardverfahren zur Spülung und Entlüftung angewendet werden.

3.3 Klinische Warnungen

- Wie bei allen implantierten Medizinprodukten besteht auch bei diesem die Möglichkeit einer unerwünschten immunologischen Reaktion.
- Der Einsatz dieses Systems kann mit schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die in manchen Fällen zu chirurgischen Eingriffen und/oder zum Tod führen, in Verbindung gebracht werden (siehe „Potenzielle unerwünschte Ereignisse“). Vor der Verwendung muss jeder potenzielle Patient vollständig über den Nutzen und die Risiken aufgeklärt werden.
- Eine sorgfältige und kontinuierliche medizinische Nachsorge ist ratsam, sodass implantatbedingte Komplikationen diagnostiziert und richtig behandelt werden können.
- Die Antikoagulantientherapie muss vom Arzt gemäß den Richtlinien der Einrichtung festgelegt werden.

4.0 Vorsichtsmaßnahmen

4.1 Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

- Die Patientenauswahl muss durch ein multidisziplinäres Herzteam erfolgen, das auf die Behandlung von Mitralklappen- und Trikuspidalregurgitation spezialisiert ist, um das Risiko für Patienten sowie deren anatomische Eignung zu beurteilen.

4.2 Vorsichtsmaßnahmen nach dem Gebrauch

- Die langfristige Lebensdauer des Implantats ist bisher nicht belegt. Regelmäßige medizinische Nachbeobachtungen zur Beurteilung der Leistung des Implantats werden empfohlen.
- Nach einer Klappenreparatur mit dem PASCAL Produkt ist möglicherweise eine kurzfristige Antikoagulantientherapie erforderlich. Die Antikoagulantientherapie und andere medikamentöse Behandlungen müssen gemäß den Richtlinien der Einrichtung verordnet werden.

5.0 Potenzielle unerwünschte Ereignisse

Komplikationen, die im Zusammenhang mit standardmäßigen Herzkatheterisierungsverfahren, der Anwendung von Anästhetika und dem Einsatz des PASCAL Systems auftreten, können folgende Konsequenzen haben: Umwandlung des Verfahrens in einen offenen Eingriff, notfallmäßige oder nicht notfallmäßige Nachoperation, Explantation, dauerhafte Behinderung oder Tod. Ärzte sind dazu aufgefordert, Edwards oder die zuständige Gesundheitsbehörde über vermutete Ereignisse in Kenntnis zu setzen, die mit dem System in Zusammenhang stehen.

Die folgenden unerwünschten Ereignisse sind bekannte mögliche Komplikationen des PASCAL Verfahrens:

- Abweichende Laborwerte
- Allergische Reaktion auf das Anästhetikum, das Kontrastmittel, Heparin, Nitinol
- Anämie oder niedriger Hb-Wert, die/der eine Transfusion erfordern kann

Edwards, Edwards Lifesciences, das stilisierte E-Logo, CLASP, PASCAL und PASCAL Ace sind Marken der Edwards Lifesciences Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

- Aneurysma oder Pseudoaneurysma
- Angina pectoris oder Brustschmerzen
- Anaphylaktischer Schock
- Arrhythmien – Vorhof (z. B. AF, SVT)
- Arrhythmien – Kammer (z. B. VT, VF)
- Arteriovenöse Fistel
- Verletzung des Vorhofseptums, die eine Intervention erfordert
- Blutung
- Herzstillstand
- Herzversagen
- Verletzung des Herzens, einschließlich Perforation
- Herztamponade/Perikarderguss
- Kardiogener Schock
- Verfangen in den Klappensehnenfäden oder Ruptur, das/die eine Intervention erfordern kann
- Koagulopathie, Gerinnungsstörung, hämorrhagische Diathese
- Verletzung des Reizleitungssystems, die eine dauerhafte Schrittmacherbehandlung erfordern kann
- Tiefe Venenthrombose (TVT)
- Schädigung der Nativklappe (z. B. Reißen der Klappensegel, Retraktion, Verdickung der Klappensegel)
- Verschiebung eines zuvor entfalteten Implantats
- Atemnot
- Ödem
- Gestörter Elektrolythaushalt
- Embolie/Embolisation, einschließlich durch Luft, Partikel, kalzifiziertes Material oder Thrombus
- Endokarditis
- Reizung der Speiseröhre
- Perforation oder Striktur der Speiseröhre
- Belastungsintoleranz oder Schwäche
- Erfolgreicher Versuch, eine der PASCAL Systemkomponenten zurückzuholen
- Fieber
- Gastrointestinale Blutungen oder Mesenterialinfarkt
- Herzinsuffizienz
- Hämatom
- Hämodynamische Beeinträchtigung
- Hämolyse
- Hämorrhagie, die eine Transfusion oder Intervention erfordert
- Hypertonie
- Hypotonie
- Funktionsverlust des Implantats (Abnutzung, Riss, Bruch oder sonstige Gründe)
- Embolisierung des Implantats
- Falsche Positionierung oder erfolgloser Versuch, das Implantat an der vorgesehenen Stelle zu implantieren
- Migration des Implantats
- Implantatthrombose
- Infektion
- Entzündung
- Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstrakts
- Mesenterialischämie
- Multiorganversagen
- Myokardinfarkt
- Übelkeit und/oder Erbrechen
- Nervenschädigung
- Neurologische Symptome, einschließlich Dyskinesie, ohne Diagnose eines TIA oder eines Schlaganfalls
- Thromboembolische Ereignisse ohne neurologische Beteiligung
- Schmerzen
- Schädigung der Papillarmuskeln
- Lähmung
- Embolisierung einer oder mehrerer Komponenten des PASCAL Systems
- Periphere Ischämie
- Pleuraerguss
- Lungenödem
- Lungenembolie
- Reaktion auf Thrombozytenaggregationshemmer oder Antikoagulantien
- Nierenversagen
- Niereninsuffizienz
- Beeinträchtigung der Atmung, Atemversagen, Atelektase, Pneumonie, wodurch möglicherweise eine längere Beatmung erforderlich ist
- Retroperitoneale Blutung
- Schädigung oder Perforation des Septums
- Septikämie, Sepsis
- Hautverbrennung, Gewebeerletzung oder -veränderungen infolge einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung
- Anhaftung des Produkts an einem einzelnen Klappensegel (SLDA)
- Schlaganfall
- Synkope
- Transienter ischämischer Anfall (TIA)
- Infektion und/oder Blutungen der Harnwege
- Klappenschädigung
- Klappenstenose
- Klappenregurgitation
- Gefäßverletzung oder -trauma, einschließlich Dissektion oder Okklusion
- Gefäßspasmen
- Schädigung oder Perforation der Herzkammerwand
- Wunddehiszenz, verzögerte oder unvollständige Heilung
- Verschlechterung der Herzinsuffizienz
- Verschlimmerung der Regurgitation/Herzklappeninsuffizienz

6.0 Lieferung

6.1 Verpackung

Die Einführschleuse, das Implantatsystem und der Stabilisator werden einzeln verpackt und mit Ethylenoxid sterilisiert. Der Tisch wird unsteril verpackt und geliefert.

6.2 Lagerung

Das PASCAL System kühl und trocken lagern.

7.0 Benutzungshinweise

7.1 Ärztliche Ausbildung

Der implantierende Arzt muss in Transkathetertechniken erfahren sein sowie in der Anwendung des PASCAL Systems und des Implantationsverfahrens geschult sein. Die endgültige Entscheidung für die Implantation eines PASCAL Produkts sollte von Ärzten getroffen werden, die auf die Behandlung von Mitralf- und/oder Trikuspidalregurgitation spezialisiert sind, in spezialisierten Zentren arbeiten und anhand des Erkrankungsstadiums und von Begleiterkrankungen bestimmen können, ob eine angemessene Chance auf signifikante klinische Verbesserung besteht.

7.2 Ausrüstung und Materialien

- Standard-Laborausrüstung für Herzkatheterisierung
- Fluoroskopiersystem
- Möglichkeiten zur transösophagealen Echokardiographie (TEE; 2D und 3D)
- Pigtail-Katheter für Kontrastmittelinjektion (mit kompatibler Einführschleuse)
- Venenpunktionssset
- Transseptale Nadel, Einführschleuse und Führungsdraht
- Führungsdraht, 0,89 mm (0,035 Zoll), mit Austauschlänge
- Schalen
- Spritzen mit 50–60 ml und Luer-Anschluss
- Heparinisierte Kochsalzlösung
- Gefäßklemme
- OP-Handtücher (Größe z. B. 43 x 69 cm)
- Optional: Sequenzielle Dilatatoren
- Optional: Physiologische Kochsalzlösung als Dauertropf (Infusionsständer auf Rollen, Infusionsschlauch mit Daumenrad-Verschluss, 1-Liter-Beutel mit steriler heparinierter Kochsalzlösung)
- Optional: Drucküberwachungssystem

7.3 Vorbereitung des Produkts

7.3.1 Tisch

Schritt	Verfahren
1	Den Tisch bzw. die Tische aus der Verpackung nehmen und auf Beschädigungen überprüfen.
2	Den Tisch bzw. die Tische wie in Abbildung 8 dargestellt zusammensetzen.

7.3.2 Stabilisator

Schritt	Verfahren
1	Die Komponenten des Stabilisators aus der Verpackung nehmen und auf Beschädigungen überprüfen.
2	Den Stabilisator bei Bedarf wie in Abbildung 6 dargestellt zusammensetzen.

7.3.3 Einführschleuse

Schritt	Verfahren
1	Die Einführschleuse, die Aufnahmevorrichtung und die Einführhilfe aus der Verpackung nehmen und auf Beschädigungen überprüfen.
2	Die Einführschleuse mit heparinierter Kochsalzlösung spülen und entlüften, dabei die distale Spitze nach oben halten.
3	Die Einführhilfe in die Einführschleuse einführen, dabei die distale Spitze nach oben halten. Die Einführhilfe vor der Verwendung mit heparinierter Kochsalzlösung spülen und die Einführschleuse damit abwischen.

7.3.4 Implantatsystem

Schritt	Verfahren
1	Das Implantatsystem und die Aufnahmevorrichtung aus der Verpackung nehmen und auf Beschädigungen überprüfen. Überprüfen, ob beide Schieber-Absperrhähne geöffnet sind. WARNUNG: Wenn die Schieber-Absperrhähne nicht geöffnet sind, kann eine Verwendung des Produkts zu einer Infektion führen.
2	Den Aktivierungsknopf vorschieben (Aktivierungsknopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen oder die Aktivierungstaste drücken, um den Aktivierungsknopf vorzuschieben), bis er bündig am Klammerplatzierungsinstrument anliegt.
3	Den Stift des Schiebers herausziehen und den Faden straffen. Die Absperrhähne an den Schiebern schließen und den Stift des Schiebers sichern. Klammerplatzierungsinstrument entfernen.
4	Schieber vollständig zurück- und vorschieben, um die Klammerbewegung zu überprüfen. Anschließend das Implantat schließen (Aktivierungsknopf im Uhrzeigersinn drehen oder die Aktivierungstaste drücken, um den Aktivierungsknopf zurückzuschieben).
5	Den steuerbaren Katheter vorschieben. Überprüfen, ob die Schieber und der Aktivierungsknopf vollständig zurückgezogen sind. Den Handgriff des Implantationskatheters vertikal ausrichten, sodass der Knopf zum Freisetzen des Implantats am Tisch anliegt.
6	Den Implantationskatheter mit heparinierter Kochsalzlösung spülen.
7	Sobald Kochsalzlösung am distalen Ende des Implantationskatheters austritt, den Griff des Implantationskatheters absenken und das distale Ende des Implantationskatheters anheben, während mit heparinierter Kochsalzlösung gespült wird.

Schritt	Verfahren
8	Den steuerbaren Katheter vollständig zurückziehen. Die Schieber und den Aktivierungsknopf vorschieben, um das Implantat in die gestreckte Position zu bringen.
9	Die Kappe der Aufnahmevorrichtung abnehmen und auf das Implantatsystem aufchieben.
10	Das Implantat durch das proximale Ende der Aufnahmevorrichtung schieben, bis es am distalen Ende austritt. Die Aufnahmevorrichtung mit der Kappe der Aufnahmevorrichtung verbinden.
11	Die Aufnahmevorrichtung und die distale Spitze nach oben halten und den steuerbaren Katheter mit heparinisierte Kochsalzlösung spülen.
12	Den Implantationskatheter langsam in den steuerbaren Katheter zurückziehen und das Implantat in die Aufnahmevorrichtung zurückziehen, bis das distale Ende des Implantats sich vollständig in der Aufnahmevorrichtung befindet. Dabei weiterhin den steuerbaren Katheter spülen.

7.4 Implantationsverfahren

Das Implantat unter Vollnarkose mit hämodynamischer Überwachung in einem Operationssaal, einem Hybrid-Operationssaal oder einem Katheterlabor mit Möglichkeiten zur fluoroskopischen und echokardiographischen Bildgebung positionieren.

Hinweis: Vor dem Implantationsverfahren Abschnitt 3.1 „Anatomische Überlegungen“ beachten, da eine Verwendung außerhalb der genannten Bedingungen die Platzierung des Implantats oder die Einführung der Nativklappensegel beeinträchtigen kann.

VORSICHT: Während des Eingriffs muss Heparin verabreicht werden, sodass die aktivierte Koagulationszeit (ACT) bei ≥ 250 Sekunden gehalten wird.

VORSICHT: Eine übermäßige Menge Kontrastmittel kann zu Nierenversagen führen. Den Kreatininwert des Patienten vor dem Verfahren bestimmen. Die Kontrastmitteldosis muss überwacht werden.

7.4.1 Vorbereitung des Patienten

Schritt	Verfahren
1	Vor dem sterilen Abdecken des Patienten den Tisch oder die Tische zusammensetzen und zwischen den Beinen des Patienten positionieren sowie die Höhe des Tisches bzw. der Tische auf die gewünschte Höhe einstellen. Zum Abpolstern Handtücher zwischen dem Tisch bzw. den Tischen und den Beinen des Patienten verwenden. WARNUNG: Der Tisch wird unsteril geliefert; wenn der Tisch in den Sterilbereich eingebracht wird, besteht die Gefahr einer Infektion.
2	Der Stabilisator kann nach dem sterilen Abdecken jederzeit während des Eingriffs zusammengesetzt und angebracht werden.

7.4.2 Femoraler Venenzugang und Einführung der Einführschleuse

Schritt	Verfahren
1	Mithilfe konventioneller perkutaner Punktionsmethoden einen Zugang zur Femoralvene herstellen.
2	<u>Für PASCAL Verfahren an der Mitralklappe:</u> Mithilfe transvenöser, transeptaler Techniken und konventioneller perkutaner Methoden einen Zugang zum linken Vorhof herstellen und den Führungsdraht im linken Vorhof platzieren. Das Gefäß bei Bedarf dilatieren. VORSICHT: (Betrifft nur Verfahren an der Mitralklappe) Bei einer unangemessenen Punktion kann es zu einer Beschädigung von kardialen Strukturen kommen, die eine chirurgische Reparatur oder eine andere Intervention erfordert. <u>Für PASCAL Verfahren an der Trikuspidalklappe:</u> Unter Verwendung konventioneller perkutaner Methoden einen Zugang zum rechten Vorhof herstellen und den Führungsdraht im rechten Vorhof platzieren. Das Gefäß bei Bedarf dilatieren.
3	<u>Für PASCAL Verfahren an der Mitralklappe:</u> Einführschleuse mit der Einführhilfe über den Führungsdraht vorschieben, bis die Spitze der Einführschleuse das Septum sicher passiert hat; dabei nach Bedarf den Flex-Mechanismus einsetzen. <u>Für PASCAL Verfahren an der Trikuspidalklappe:</u> Einführschleuse mit der Einführhilfe über den Führungsdraht vorschieben, bis die Spitze der Einführschleuse im rechten Vorhof liegt. VORSICHT: Durch zu heftiges Bewegen kann es zu einer Verschiebung oder Beeinträchtigung eines zuvor implantierten Produkts sowie einer Beschädigung von kardialen Strukturen kommen, die eine chirurgische Reparatur oder eine andere Intervention erfordert.
4	Die Einführhilfe und den Führungsdraht entfernen. Die Einführschleuse nicht aufziehen und nicht spülen, bis das Implantatsystem eingeführt wird. VORSICHT: Wird die Einführschleuse vor dem Einführen des Implantatsystems aufgezo-gen oder an einen Dauertropf mit physiologischer Kochsalzlösung angeschlossen, kann es zu einer Luftembolie kommen.

7.4.3 Einführen des Implantats

Schritt	Verfahren
1	Das Implantatsystem mit der Aufnahmevorrichtung in die Einführschleuse einführen.
2	Das Implantatsystem vorschieben, bis das Implantat aus der Aufnahmevorrichtung austritt. Die Aufnahmevorrichtung zurückschieben und abziehen.
3	Heparinisierte Kochsalzlösung in die Einführschleuse aufziehen und sie damit spülen. Mit der angegebenen Spritze mindestens 45 ml aufziehen.

Schritt	Verfahren
	VORSICHT: Wird die Einführschleuse nicht vollständig aspiriert, kann es zu einer Luftembolie kommen.
4	Falls gewünscht, kann der Implantationskatheter an einen Dauertropf mit physiologischer Kochsalzlösung angeschlossen werden. VORSICHT: Wird das Implantatsystem vor dem Aufziehen an einen Dauertropf mit physiologischer Kochsalzlösung angeschlossen, kann es zu einer Luftembolie kommen.
5	Das Implantatsystem vorschieben, bis das Implantat am distalen Ende der Einführschleuse austritt.
6	Den Aktivierungsknopf zurückschieben, um das Implantat in die geschlossene Position zu bringen. Die Schieber zurückschieben.
7	Die Einführschleuse nach Bedarf justieren.
8	Wenn nach Ermessen des behandelnden Arztes die Drucküberwachung zur kontinuierlichen Beurteilung des atrialen Drucks während des Eingriffs verwendet wird, die Gebrauchsanweisung des Druckmonitor-Herstellers befolgen. Ein flüssigkeitsgefülltes Drucküberwachungssystem an den steuerbaren Katheter anschließen. Aspirieren und dann auf Herzhöhe des Patienten kalibrieren, bevor die Messung durchgeführt wird. Hinweis: Die Drucküberwachung darf nur in Verbindung mit einem Echo eingesetzt werden. Der Druck ist mit Echo- und Dopplermessungen abzugleichen. Bei der Beurteilung des atrialen Drucks sicherstellen, dass sich die distale Spitze des Implantationskatheters vollständig außerhalb des steuerbaren Katheters befindet.
9	Das Implantatsystem nach Bedarf vorschieben. Den steuerbaren Katheter und die Einführschleuse bei Bedarf bewegen (biegen und wieder geraderichten, in entgegengesetzte Richtungen drehen, vor- und zurückschieben), bis sich das Implantat mit entsprechender Trajektorie mittig im anvisierten Koaptationsbereich befindet. VORSICHT: Durch zu heftiges Bewegen kann es zu einer Verschiebung oder Beeinträchtigung eines zuvor implantierten Produkts sowie einer Beschädigung von kardialen Strukturen kommen, die eine chirurgische Reparatur oder eine andere Intervention erfordert. Hinweis: Ein röntgendichtes Markierungsband am steuerbaren Katheter zeigt das Ende des biegsamen Bereichs an und kann unter Fluoroskopie dargestellt werden.
10	Den Aktivierungsknopf vorschieben, um das Implantat in die Position für das Greifen der Segel zu bringen. Hinweis: Bei einem Trikuspidalklappenverfahren nach der Platzierung des Implantats in einer für das Greifen der Segel geeigneten Position den Schieber-Stift herausziehen und einen Schieber bewegen, um mittels Bildgebung zu prüfen, welche Klammer des Implantats dieser kontrolliert, und den Schieber-Stift sichern.
11	Den Implantationskatheter nach Bedarf drehen, um die Paddel auszurichten.
12	Das Implantat durch die Klappe vorschieben, bis sich die Paddel unter dem freien Rand der Segel befinden.
13	Position und Ausrichtung des Implantats überprüfen und gegebenenfalls etwas anpassen. VORSICHT: Wird das Implantat unter den Klappensegeln zu heftig bewegt, kann es sich in den Klappensehnenfäden verfangen; dies wiederum kann zu Verletzungen am Herzen oder zu einer Verschlimmerung der Regurgitation führen oder das Entfernen des Implantats schwierig oder sogar unmöglich machen, sodass eine zusätzliche Intervention erforderlich ist.
14	Das Implantat unter Bildgebungskontrolle zurückschieben, bis sich die Segel zwischen den Paddeln und den Klammern befinden.
15	Den/die Schieber vorschieben, sodass das/die Segel zwischen den Klammern und den Paddeln fixiert werden kann/können. Dies kann für beide Segel gleichzeitig (Schieber-Haltestift eingesetzt, sodass beide Klammern miteinander bewegt werden) oder für jedes Segel separat durchgeführt werden (Schieber-Haltestift entfernt, sodass beide Klammern unabhängig voneinander bewegt werden).
16	Die Einführung der Segel muss mittels Bildgebung überprüft werden. Wenn die Segel nicht zwischen Klammern und Paddeln fixiert sind, die Schieber zurückschieben, um die Segel freizusetzen, und es erneut versuchen.
17	Sobald die Segel zwischen Klammern und Paddeln fixiert sind, Implantat schließen.
18	Den Implantationskatheter etwas vorschieben, um die Spannung an den Segeln zu verringern.

Schritt	Verfahren
19	<p>Die Regurgitation beurteilen und bei Bedarf eine Repositionierung vornehmen. Sobald die Position des Implantats bestätigt ist, sicherstellen, dass das Implantat geschlossen ist.</p> <p>Wenn eine Repositionierung in der Herzkammer erforderlich ist, die Schieber zurückschieben und den Aktivierungsknopf vorschieben, um das Implantat in die Position für das Greifen der Segel zu bringen. Die Klammern und die Ausrichtung des Implantats nach Bedarf anpassen.</p> <p>Wenn eine Repositionierung im Vorhof erforderlich ist, die Schieber zurückschieben und den Aktivierungsknopf vorschieben, um das Implantat langsam unter Durchleuchtungskontrolle und Vermeidung eines Verbiegens des Aktivierungsdrachts in die gestreckte Position zu bringen und es dann zurück in den Vorhof zu schieben.</p> <p>VORSICHT: Wird das Implantat bei der Repositionierung nicht gestreckt, wenn es in den Vorhof zurückgezogen wird, kann es zu einer Schädigung der Klappensegel oder einem Verfangen in den Klappensehnenfäden kommen.</p> <p>VORSICHT: Wenn die Klappensegel vor dem Repositionieren nicht aus den Paddeln und Klammern gelöst werden, kann es zu einer Schädigung der Klappensegel kommen.</p>
20	<p>Um das Implantat vom Katheter freizusetzen, wie folgt vorgehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sicherstellen, dass sich die distale Spitze des Implantationskatheters vollständig außerhalb des steuerbaren Katheters befindet. Die äußere Naht am proximalen Ende jedes Schiebers durchschneiden. Beide Schieber-Absperrhähne öffnen, um die Fäden zu lösen. Den Schieber-Stift herausziehen, um die Fäden vollständig zu entfernen. Nach dem Entfernen der Fäden die beiden Schieber-Absperrhähne schließen. Den Stift zum Freisetzen des Implantats entfernen. Den Knopf zum Freisetzen des Implantats entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und zurückschieben, bis das Implantat freigesetzt wurde. Mittels Bildgebung bestätigen. <p>Hinweis: Falls erforderlich, kann das Implantatsystem in die Einführschleuse zurückgezogen und entfernt werden, bevor das Implantat freigesetzt wird. Zum Zurückziehen wie folgt vorgehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Schieber zurückschieben. Das Implantat langsam unter Durchleuchtungskontrolle und Vermeidung eines Verbiegens des Aktivierungsdrachts in die gestreckte Position bringen. Dann das Implantat in die geschlossene Position bringen. Den steuerbaren Katheter wieder geraderichten und das Implantatsystem zurückschieben, bis das Implantat bündig mit der Spitze der Einführschleuse abschließt. Die Schieber vorschieben. Das Implantat in die gestreckte Position bringen. Die Schieber zurückschieben, um die Klammern auf jeder Seite auf ca. 45° zu öffnen. Das gesamte Implantatsystem durch die Einführschleuse zurückschieben. <p>VORSICHT: Wird die Naht nicht an der vorgeschriebenen Stelle geschnitten, kann dies dazu führen, dass das Implantat nicht freigesetzt werden kann bzw. dass Fasern eingebracht werden, die zu einer Mikroembolie führen können.</p> <p>VORSICHT: Wenn die vorgeschriebenen Schritte zur Freisetzung nicht befolgt werden, kann die Freisetzung des Implantats schwierig oder sogar unmöglich werden und eine zusätzliche Intervention erfordern.</p> <p>VORSICHT: Wird das Implantat freigesetzt, bevor verifiziert wurde, dass die Segel sicher zwischen den Paddeln und den Klammern fixiert sind, kann es zu einer Migration oder Verschiebung des Implantats und in der Folge zur Anhaftung des Produkts an einem einzelnen Klappensegel (SLDA) bzw. zu anderen potenziellen unerwünschten Ereignissen kommen, welche eine zusätzliche Intervention erfordern.</p> <p>WARNUNG: Eine Wiederverwendung der Produkte (einschließlich des Implantatsystems und der Einführschleuse) nach der Rückholung kann zu einer Embolie mit Fremdmaterial oder zu einer Infektion führen. Im Fall einer Wiederverwendung kann es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen.</p> <p>Hinweis: Wenn sich der behandelnde Arzt für die Platzierung eines zusätzlichen Implantats entscheidet, muss dies mit großer Sorgfalt geschehen, um das zuvor eingesetzte Implantat nicht zu verschieben. Das Durchqueren der Klappe in einer flachen Implantatkonfiguration kann eine Beeinflussung des zuvor eingesetzten Implantats minimieren.</p> <p>VORSICHT: Durch zu heftiges Bewegen kann es zu einer Verschiebung oder Beeinträchtigung eines zuvor implantierten Produkts sowie einer Beschädigung von kardialen Strukturen kommen, die eine chirurgische Reparatur oder eine andere Intervention erfordert.</p>

7.4.4 Entfernen des Systems und Wundverschluss

Schritt	Verfahren
1	<p>Den Implantationskatheter vollständig in den steuerbaren Katheter zurückschieben. Das Implantatsystem sukzessive wieder geraderichten und entfernen. Die Einführschleuse sukzessive wieder geraderichten und entfernen.</p> <p>VORSICHT: Werden die Komponenten vor dem Entfernen nicht wieder geraderichtet, kann es zu Gefäßverletzungen kommen.</p>
2	<p>Die Zugangsstelle mit einem perkutanen Standardverfahren verschließen.</p>

8.0 Sicherheitsinformationen für Magnetresonanztomographie (MRT)

In nichtklinischen Tests erwies sich das PASCAL Implantat als bedingt MR-sicher. Ein Patient kann unter folgenden Bedingungen mit diesem Produkt sicher einer MRT-Untersuchung unterzogen werden:

- Statische Magnetfelder von 1,5 T und 3,0 T
- Maximaler räumlicher Gradient des statischen Magnetfeldes von 3000 Gauss/cm (30 T/m)
- Vom MRT-Scanner angezeigte maximale ganzkörpergemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von 4 W/kg (erster kontrollierter Modus)

Unter den oben definierten Scan-Bedingungen ist zu erwarten, dass das Implantat nach 15-minütiger kontinuierlicher Scan-Dauer einen maximalen Temperaturanstieg von unter 4 °C produziert.

In nichtklinischen Tests tritt das durch das Produkt verursachte Bildartefakt in einem Worst-Case-Szenario mit mehreren Implantatkonfigurationen in einem Bereich von bis zu 15 mm um das Implantat herum auf, wenn der Scan mit einer Gradientenecho-Pulssequenz und einem 3,0-T-MRT-System erfolgt.

9.0 Entsorgung des (entfernten) Implantats und der Produkte

Edwards Lifesciences ist daran interessiert, entfernte klinische Proben des Implantats zu Analyse Zwecken zu erhalten. Nach Abschluss der Prüfung stellen wir Ihnen einen schriftlichen Bericht mit unseren Ergebnissen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Edwards, um die Rücksendung des entfernten Implantats zu vereinbaren.

Wenn Sie sich entscheiden, ein Produkt zurückzusenden, befolgen Sie bitte diese Hinweise:

- **Ungeöffnete Verpackung mit intakter Sterilbarriere:**
Wenn die Beutel nicht geöffnet wurden, das Produkt bitte in der Originalverpackung zurückschicken.
- **Verpackung geöffnet, Produkt aber nicht implantiert:**
Wenn ein Beutel geöffnet wurde, ist das Produkt nicht mehr steril. Bitte das Produkt in der Originalverpackung zurückschicken.
- **Implantiertes Implantat:**
Implantierte Implantate in geeignetem histologischem Fixiermittel wie z. B. 10%igem Formalin oder 2%igem Glutaraldehyd verpacken und an Edwards zurücksenden.

9.1 Entsorgung

Gebrauchte Produkte können in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften auf dieselbe Weise gehandhabt und entsorgt werden wie Krankenhausabfall und biogefährliche Materialien, da die Entsorgung dieser Produkte nicht mit besonderen Risiken behaftet ist.

10.0 Zusammenfassung der klinischen Erfahrung

10.1 CLASP Studie

Klinische Daten in diesem Abschnitt umfassen Informationen aus der klinischen CLASP Studie, die zur Untersuchung des PASCAL Transkatheter-Klappenreparatursystems in der Mitralklappe durchgeführt wurde.

Es wurde eine multinationale, prospektive, einarmige Multicenter-Studie (CLASP) zur Beurteilung der Sicherheit, Leistung und der klinischen Ergebnisse des PASCAL Systems durchgeführt. Alle in die Studie aufgenommenen Patienten wurden bei klinischen Nachuntersuchungen nach 30 Tagen, 6 Monaten und 1 Jahr beurteilt. Die Nachuntersuchungen werden für 5 Jahre nach dem Implantationseingriff jährlich fortgesetzt.

Der primäre Sicherheitsendpunkt der CLASP Studie war eine Kombination schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (MAEs) nach 30 Tagen. Die MAEs umfassen: kardiovaskuläre Mortalität, Schlaganfall, Myokardinfarkt, neue Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie, schwere Blutung und erneuter Eingriff aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit dem Produkt.

Die primären Endpunkte der Studie hinsichtlich der Leistung umfassen Erfolg der Komponente, Erfolg des Verfahrens und klinischer Erfolg. Die sekundären Endpunkte der Studie umfassen klinische, sicherheitsbezogene und leistungsbezogene Ergebnisse nach 30 Tagen, 6 Monaten und 1 Jahr sowie bei jährlichen Nachuntersuchungen.

Als Erfolg der Komponente gilt das bestimmungsgemäße Einsetzen der Komponente und das erfolgreiche und bestimmungsgemäße Entfernen des Applikationssystems zum Zeitpunkt, an dem der Patient das Herzkatheterisierungslabor verlässt. Die Analyse des Erfolgs der Komponente wurde für jede Komponente durchgeführt.

Als Erfolg des Verfahrens gilt der Erfolg der Komponente mit einem Schweregrad der Mitralklappenregurgitation (MR) von $\leq 2+$ bei Entlassung (bewertet vom Echo-Zentrallabor) und ohne Notwendigkeit eines chirurgischen oder perkutanen Eingriffs vor der Entlassung aus dem Krankenhaus. Der Erfolg des Verfahrens wurde für jeden Patienten analysiert.

Als klinischer Erfolg gilt der Erfolg des Verfahrens mit Nachweis einer MR-Verringerung von MR $\leq 2+$ und ohne MAEs nach 30 Tagen (je Patient analysiert).

Alle echokardiographischen Daten wurden von einem unabhängigen Zentrallabor bewertet. Ein unabhängiger Ausschuss für klinische Ereignisse (Clinical Events Committee, CEC) beurteilte die sicherheitsrelevanten Ereignisse. Ein Datensicherheitskontrollrat (Data Safety Monitoring Board, DSMB) überprüfte unabhängig die gesammelten Sicherheitsdaten und bewertete Tendenzen zu unerwünschten Ereignissen und deren Auswirkung auf die Durchführung der Studie und die Risikobeurteilung der Komponente.

10.1.1 Ergebnisse der CLASP Studie

Das Durchschnittsalter der behandelten Patienten betrug 75,4 Jahre und 55,0% von ihnen waren männlich. Alle Patienten hatten eine Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse II, III oder IV. Der mittlere logistische Mortalitäts-Score nach EuroSCORE I, EuroSCORE II und STS betrug 14,4% bzw. 5,8% bzw. 4,7%. Zu Studienbeginn wiesen 50,9% der Patienten eine mittlere bis schwere MR und 48,1% der Patienten eine schwere MR auf.

10.1.2 Leistung

Der Endpunkt hinsichtlich der Leistung umfasste drei Erfolgsbestandteile: Produkt, Verfahren und klinischer Erfolg. Bei 92,0% der versuchten Implantationen wurde ein Erfolg des Produkts erzielt. Bei 93,5% der Patienten wurde ein Erfolg des Verfahrens erzielt. Bei 86,0% der Patienten wurde ein klinischer Erfolg erzielt.

10.1.3 Sicherheit

Nach 30 Tagen betrug die kombinierte MAE-Rate 8,0%. Neun Patienten erlitten 11 MAEs vor der Nachuntersuchung nach 30 Tagen. Die von der CEC beurteilten MAE nach 30 Tagen sind unten nach Anzahl dargestellt.

Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (Major Adverse Event, MAE)	Zusammenfassende Statistik
Kardiovaskuläre Mortalität	0,9% (1/112)
Schlaganfall	0,9% (1/112)
Myokardinfarkt	0,0% (0/112)

Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (Major Adverse Event, MAE)	Zusammenfassende Statistik
Neue Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie	0,0% (0/112)
Schwere Blutung	7,1% (8/112)
Erneuter Eingriff aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit dem Produkt	0,9% (1/112)
Kombinierte MAE-Rate	8,0% (9/112)

Hinweis: Kategoriemessungen - % (n/Gesamtanz.)

In der Gesamtpopulation wurde eine Verringerung des MR-Schweregrads (z. B. MR \leq 2+) bei 95,3% der Patienten zum Zeitpunkt der Entlassung, bei 96,1% der Patienten nach 30 Tagen, 98,8% der Patienten nach 6 Monaten und 100% der Patienten nach 1 Jahr beobachtet.

10.1.4 Schlussfolgerung der Studie

Die in der CLASP Studie erhobenen Daten belegen die Sicherheit und Leistung des PASCAL Systems bei Patienten mit Mitralregurgitation. Die Anzahl der Patienten, die an einem einjährigen oder längeren Follow-up teilgenommen haben, ist begrenzt. Es werden Daten aus einem Langzeit-Follow-up im Rahmen einer klinischen Post-Marketing-Follow-up-Studie erhoben.

10.2 CLASP TR-Studie

Klinische Daten in diesem Abschnitt umfassen Informationen aus der klinischen Trikuspidalklappen-Studie (CLASP TR) zum PASCAL Transkatheter-Klappenreparatursystem.

Es wurde eine prospektive, einarmige Multicenter-Studie (CLASP TR) zur Beurteilung der Sicherheit, Leistung und der klinischen Ergebnisse des PASCAL Systems durchgeführt. Alle in die Studie aufgenommenen Patienten wurden bei klinischen Nachuntersuchungen nach 30 Tagen, 6 Monaten und 1 Jahr beurteilt. Die Nachuntersuchungen werden für 5 Jahre nach dem Implantationseingriff jährlich fortgesetzt.

Der primäre Sicherheitsendpunkt der CLASP TR-Studie war eine Kombination schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (MAEs) nach 30 Tagen. Die MAEs umfassen: kardiovaskuläre Mortalität, Myokardinfarkt, Schlaganfall, Nierenkomplikationen, die eine ungeplante Dialyse oder Nierenersatztherapie erforderlich machen, schwere Blutung, ungeplanter oder Notfallmäßiger erneuter Eingriff (perkutan oder chirurgisch) im Zusammenhang mit dem Produkt und schwerwiegende Komplikationen an der Zugangsstelle sowie Gefäßkomplikationen, die eine Intervention erforderlich machen.

Die primären Endpunkte der Studie hinsichtlich der Leistung umfassen Erfolg der Komponente, Erfolg des Verfahrens und klinischer Erfolg. Die sekundären Endpunkte der Studie umfassen klinische, sicherheitsbezogene und leistungsbezogene Ergebnisse nach 30 Tagen, 6 Monaten und 1 Jahr sowie bei jährlichen Nachuntersuchungen.

Als Erfolg der Komponente gilt das bestimmungsgemäße Einsetzen der Komponente und das erfolgreiche und bestimmungsgemäße Entfernen des Applikationssystems zum Zeitpunkt, an dem der Patient das Herzkatheterisierungslabor verlässt. Die Analyse des Erfolgs der Komponente wurde für jede Komponente durchgeführt.

Als Erfolg des Verfahrens gilt der Erfolg der Komponente mit einem TR-Schweregrad von mindestens einem Grad (Skala: kein/kaum feststellbar, leicht, mittel, schwer, sehr schwer, reißend) am Ende des Verfahrens und ohne Notwendigkeit eines chirurgischen oder perkutanen Eingriffs vor der Entlassung aus dem Krankenhaus. Der Erfolg des Verfahrens wurde für jeden Patienten analysiert.

Als klinischer Erfolg gilt der Erfolg des Verfahrens ohne MAEs nach 30 Tagen (je Patient analysiert).

Alle echokardiographischen Daten wurden von einem unabhängigen Zentrallabor bewertet. Ein unabhängiger Ausschuss für klinische Ereignisse (Clinical Events Committee, CEC) beurteilte die sicherheitsrelevanten Ereignisse. Ein Datensicherheitskontrollrat (Data Safety Monitoring Board, DSMB) überprüfte unabhängig die gesammelten Sicherheitsdaten und bewertete Tendenzen zu unerwünschten Ereignissen und deren Auswirkung auf die Durchführung der Studie und die Risikobeurteilung der Komponente.

10.2.1 Ergebnisse der CLASP TR-Studie

Das Durchschnittsalter der behandelten Patienten betrug 76,3 Jahre und 53% von ihnen waren weiblich. Alle Patienten hatten eine Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse II oder III. Der mittlere Mortalitäts-Score nach EuroSCORE II und STS betrug 5,3% bzw. 7,3%. Zu Studienbeginn wiesen 81% der Patienten eine schwere oder erhebliche TR auf.

10.2.2 Leistung

Der Endpunkt hinsichtlich der Leistung umfasste drei Erfolgsbestandteile: Produkt, Verfahren und klinischer Erfolg. Bei 82,2% der versuchten Implantationen wurde ein Erfolg des Produkts erzielt. Ein Erfolg des Verfahrens wurde bei 95,5% der implantierten Patienten und ein klinischer Erfolg bei 86,4% der implantierten Patienten erzielt.

10.2.3 Sicherheit

Nach 30 Tagen betrug die kombinierte MAE-Rate 5,9%. Zwei Patienten erlitten 3 MAEs vor der Nachuntersuchung nach 30 Tagen. Die von der CEC beurteilten MAEs nach 30 Tagen sind unten nach Anzahl dargestellt.

Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (Major Adverse Event, MAE)	Zusammenfassende Statistik
Kardiovaskuläre Mortalität	0,0% (0/34)
Myokardinfarkt (MI)	0,0% (0/34)
Schlaganfall	0,0% (0/34)
Nierenkomplikationen, die eine ungeplante Dialyse oder Nierenersatztherapie erforderlich machen	0,0% (0/34)
Schwere Blutung	5,9% (2/34)
Ungeplanter oder Notfallmäßiger erneuter Eingriff (perkutan oder chirurgisch) im Zusammenhang mit dem Produkt	0,0% (0/34)
Schwerwiegende Komplikationen an der Zugangsstelle sowie Gefäßkomplikationen	0,0% (0/34)
Kombinierte MAE-Rate	5,9% (2/34)

Hinweis: Kategoriemessungen - % (n/Gesamtanz.)

In der Population der Implantatträger wurde eine Verringerung des TR-Schweregrads um mindestens einen Grad wurde bei 88,9% der Patienten zum Zeitpunkt der Entlassung bzw. bei 82,6% der Patienten nach 30 Tagen beobachtet. Eine Verringerung des TR-Schweregrads um mindestens zwei Grade wurde bei 65,2% der Patienten nach 30 Tagen beobachtet.

10.2.4 Schlussfolgerung der Studie

Die in der CLASP TR-Studie bisher erhobenen Daten belegen die Sicherheit und Leistung des PASCAL Systems bei Patienten mit Trikuspidalregurgitation. Die Anzahl der Patienten, die an einem einjährigen oder längeren Follow-up teilgenommen haben, ist begrenzt. Es werden Daten aus einem Langzeit-Follow-up im Rahmen einer klinischen Post-Marketing-Follow-up-Studie erhoben.

Sistema de reparación valvular transcáteter Edwards PASCAL

Instrucciones de uso

El sistema de reparación valvular transcáteter Edwards PASCAL (en lo sucesivo, sistema PASCAL) incluye las configuraciones siguientes:

Tabla 1: Modelo 10000

Número de modelo	Dispositivo	Dispositivos compatibles	
		Número de modelo	Dispositivo
10000IS	Sistema de implante PASCAL	10000GS 10000ST	Vaina guía Estabilizador
10000ISM	Sistema de implante PASCAL Ace	20000ST 10000T	Sistema estabilizador sobre riel Mesa

Tabla 2: Modelo 15000

Número de modelo	Dispositivo	Dispositivos compatibles	
		Número de modelo	Dispositivo
15000IS	Sistema de implante PASCAL	10000GS 20000ST	Vaina guía Estabilizador
15000ISM	Sistema de implante PASCAL Ace	10000T	Sistema estabilizador sobre riel Mesa

Sistema de implante

El sistema de implante está formado por el catéter orientable (capa más externa), el catéter de implante (capa más interna) y el implante (término que de aquí en adelante se refiere a los implantes a partir del modelo 10000IS, el modelo 10000ISM, el modelo 15000IS y el modelo 15000ISM). El sistema de implante introduce por vía percutánea el implante en la válvula a través de un acceso a la vena femoral mediante un abordaje transvenoso.

Implante (Figuras 1-3)

El implante se despliega y fija a las valvas de la válvula, actuando como relleno del orificio regurgitante. Los componentes principales del implante son el separador, las palas y los cierres, fabricados con nitinol y recubiertos de polietileno tereftalato. El implante 10000IS y el implante 15000IS también incluyen una tuerca y un tornillo de titanio, un casquillo de PEEK y un sello de silicona. El implante 10000ISM y el implante 15000ISM también incluyen una tuerca, un tornillo, una placa distal y proximal de titanio y un sello de silicona, y son implantes de menor tamaño.

El implante tiene cuatro posiciones principales de la pala: estirada, cerrada, lista para atrapar valva y de valva atrapada.

Catéter orientable (Figura 4)

El catéter orientable tiene un botón de control giratorio que acciona el mecanismo de flexión para desplazar y colocar el implante en la ubicación deseada. Una banda marcadora radiopaca situada en la parte distal del catéter indica el final de la sección flexible.

Catéter de implante (Figura 4)

El implante se proporciona unido al catéter de implante mediante suturas y un eje roscado. El catéter de implante controla la colocación del implante. Los tres controles principales son los controles deslizantes, el botón del alambre de activación roscado y el botón de liberación. Los controles deslizantes controlan los cierres del implante (al retraer los controles deslizantes, los cierres se levantan y, al hacerlos avanzar, se bajan). El botón del alambre de activación roscado controla las palas del implante (al retraerlo las palas se cierran, y al hacerlo avanzar se abren). El botón de liberación controla la liberación del implante del catéter de implante. El catéter de implante se suministra montado dentro del catéter orientable.

Vaina guía (Figura 5)

El conjunto de vaina guía incluye una vaina guía orientable y un introductor. La vaina guía permite acceder a la aurícula. Tiene un revestimiento hidrófilo y un botón de control giratorio que acciona el mecanismo de flexión para colocar la vaina guía en la ubicación deseada. El introductor es compatible con una guía de 0,89 mm (0,035 pulgadas).

Estabilizador (Figuras 6 y 7)

El estabilizador está indicado para posicionar y estabilizar con mayor facilidad el sistema PASCAL durante los procedimientos de implantación. El estabilizador se puede acoplar al sistema según sea necesario en cualquier momento durante el procedimiento. El uso del estabilizador es opcional.

Mesa (Figura 8)

La mesa se usa fuera del campo estéril para proporcionar una plataforma estable para el sistema de implante, la vaina guía y el estabilizador. La altura de la mesa se puede regular. El uso de la mesa es opcional.

Cargador (Figura 9)

El cargador desprendible se utiliza para introducir los catéteres de implante y de colocación a través de los sellos de la vaina guía. El cargador se incluye con el sistema de implante y/o en el embalaje de la vaina guía, para mayor comodidad del usuario.

1.0 Indicaciones

El sistema de reparación valvular transcáteter Edwards PASCAL está indicado para la reconstrucción percutánea de una válvula mitral y/o tricúspide insuficiente mediante una aproximación de tejidos.

2.0 Contraindicaciones

El sistema PASCAL está contraindicado en los siguientes casos:

- Paciente para el que una ETE está contraindicada o si esta resulta insatisfactoria.
- Indicios ecocardiográficos de masa intracardiaca, trombo o vegetación.
- Presencia de un filtro de VCI ocluido o trombosado que pudiera interferir con el catéter de colocación, o trombosis venosa profunda ipsilateral.

- Hipersensibilidad conocida al nitinol (níquel o titanio) o contraindicación a los medicamentos del procedimiento que no puedan tratarse médicamente de forma adecuada.
- Historial de diátesis hemorrágica o coagulopatía o paciente que rechaza las transfusiones de sangre.

Además, el sistema PASCAL está contraindicado en pacientes con implante de la válvula mitral con contraindicación a un cateterismo transeptal.

3.0 Advertencias

3.1 Consideraciones anatómicas

Para obtener los mejores resultados, deben tenerse en cuenta las siguientes características anatómicas del paciente. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del sistema PASCAL en otras condiciones a las descritas aquí. El uso en otras condiciones distintas a estas puede interferir en la colocación del implante o la inserción de la valva de la válvula nativa.

Aplicable a pacientes con implante de la válvula mitral y tricúspide:

- Indicios de calcificación moderada a importante en el área de mordaza
- Indicios de calcificación importante en el anillo o el aparato subvalvular
- Presencia de hendidura o perforación significativa en el área de mordaza
- Longitud de movilidad de la valva < 8 mm

Aplicable solamente a pacientes con implante de la válvula mitral:

- Anchura del flail > 15 mm y/o espacio del flail > 10 mm
- Altura de la punción transeptal < 3,5 cm
- Diámetro de AI ≤ 35 mm
- Presencia de dos o más chorros significativos
- Presencia de un chorro significativo en el área comisural
- Área de la válvula mitral (AVM) < 4,0 cm²
- DDEVI > 8,0 cm

Aplicable solamente a pacientes con implante de la válvula tricúspide:

- Presencia de enfermedad primaria no degenerativa de la válvula tricúspide

3.2 Manejo del dispositivo

- Estos dispositivos se han diseñado, concebido y distribuido para un solo uso. No existen datos que confirmen que el dispositivo sea estéril, no pirogénico o funcional tras volver a procesarlo.
- Los dispositivos deben manipularse con una técnica estéril estándar para evitar infecciones.
- No esponja ninguno de los dispositivos a soluciones, productos químicos, etc., salvo a la solución salina fisiológica y/o heparinizada estéril. Se pueden producir daños irreparables en el dispositivo que podrían no ser evidentes en una inspección visual.
- No utilice ninguno de los dispositivos en presencia de gases combustibles o inflamables, productos anestésicos o limpiadores/desinfectantes.
- No utilice los dispositivos si ha vencido la fecha de caducidad.
- No lo use si el precinto está abierto o si el embalaje de los dispositivos estériles está dañado.
- No lo use si alguno de los dispositivos se ha caído, ha sufrido daños o se ha manipulado de forma incorrecta.
- Se debe usar una técnica estándar de purgado y eliminación de aire durante la preparación y durante todo el procedimiento, con objeto de evitar embolias gaseosas.

3.3 Advertencias clínicas

- Como ocurre con cualquier producto sanitario implantado, existe la posibilidad de que se produzca una respuesta inmunológica adversa.
- Pueden darse reacciones adversas graves asociadas al uso de este sistema que den lugar a una intervención quirúrgica o la muerte ("Posibles reacciones adversas"). Antes del uso, se le debe ofrecer al paciente una explicación completa de todas las ventajas y riesgos.
- Se recomienda realizar un seguimiento médico cuidadoso y continuado, de manera que se puedan diagnosticar y tratar correctamente las complicaciones relacionadas con el implante.
- El tratamiento con anticoagulantes debe decidirlo el médico en cumplimiento de las directrices institucionales.

4.0 Precauciones

4.1 Precauciones previas al uso

- La selección de pacientes debe realizarla un equipo cardiaco multidisciplinar especializado en el tratamiento de la regurgitación mitral y/o tricúspide para evaluar el riesgo y la idoneidad anatómica del paciente.

4.2 Precauciones después del uso

- No se ha establecido la durabilidad a largo plazo del implante. Se recomienda efectuar revisiones médicas periódicas para evaluar el rendimiento del implante.
- Después de la reparación de la válvula mitral con el dispositivo PASCAL, puede ser necesario un tratamiento con anticoagulantes a corto plazo. Prescriba los anticoagulantes y otros tratamientos médicos según indiquen las directrices de la institución.

5.0 Posibles reacciones adversas

Las complicaciones asociadas al cateterismo cardiaco estándar, el uso de la anestesia y el uso del sistema PASCAL podrían llevar a los siguientes resultados: conversión a cirugía abierta, una nueva operación emergente o no emergente, la explantación del dispositivo, la discapacidad permanente o la muerte del paciente. Se anima a los médicos a informar a Edwards o a las autoridades hospitalarias asignadas de los presuntos acontecimientos relacionados con el dispositivo.

Se han identificado las siguientes reacciones adversas como posibles complicaciones del procedimiento del implante PASCAL:

- Valores analíticos anómalos
- Reacción alérgica al anestésico, al medio de contraste, a la heparina o al nitinol
- Anemia o disminución de hemoglobina, que puede requerir transfusión
- Aneurisma o pseudoaneurisma
- Angina de pecho o dolor torácico
- Choque anafiláctico
- Arritmias – auricular (p. ej., FA, TQSV)
- Arritmias – ventricular (p. ej., TV, FV)
- Fístula arteriovenosa
- Defecto del tabique auricular que requiera una intervención
- Hemorragia
- Parada cardiaca

- Insuficiencia cardiaca
- Lesión cardiaca, incluida la perforación
- Taponamiento cardiaco/derrame pericárdico
- Choque cardíogeno
- Enredo o rotura cordal que puedan requerir intervención
- Coagulopatía, trastorno coagulatorio, diátesis hemorrágica
- Lesión del sistema de conducción que pueda requerir el implante de un marcapasos permanente
- Trombosis venosa profunda (TVP)
- Deterioro de la válvula nativa (p. ej., desgarro, retracción o engrosamiento de la valva)
- Desprendimiento de implante previamente colocado
- Disnea
- Edema
- Desequilibrio electrolítico
- Émbolos/embolia, incluida gaseosa, partículas, material calcificado o trombo
- Endocarditis
- Irritación esofágica
- Perforación o estenosis esofágica
- Intolerancia al ejercicio o debilidad
- Imposibilidad de recuperar cualquier componente del sistema PASCAL
- Fiebre
- Hemorragia o infarto gastrointestinal
- Insuficiencia cardiaca
- Hematomas
- Compromiso hemodinámico
- Hemólisis
- Hemorragia que requiera transfusión o intervención
- Hipertensión
- Hipotensión
- Deterioro del implante (desgaste, rotura, fractura u otro)
- Embolización del implante
- Mala colocación del implante o imposibilidad para colocarlo en el lugar previsto
- Migración del implante
- Trombosis del implante
- Infección
- Inflamación
- Obstrucción TSVI
- Isquemia mesentérica
- Insuficiencia sistémica multiorgánica
- Infarto de miocardio
- Náuseas o vómitos
- Lesión de nervios
- Síntomas neurológicos, incluida discinesia, sin diagnóstico de TIA o accidente cerebrovascular
- Episodios tromboembólicos no neurológicos
- Dolor
- Daño del músculo papilar
- Parálisis
- Embolización de componentes del sistema PASCAL
- Isquemia periférica
- Derrame pleural
- Edema pulmonar
- Embolia pulmonar
- Reacción a agentes antiplaquetarios o anticoagulantes
- Fallo renal
- Insuficiencia renal
- Afectación respiratoria, fallo respiratorio, atelectasia, neumonía que puede requerir ventilación prolongada
- Hemorragia retroperitoneal
- Daño o perforación septal
- Septicemia, sepsis
- Quemaduras o lesiones en la piel, cambios en el tejido por exposición a radiación ionizante
- Enganche del dispositivo a una sola valva (SLDA)
- Accidente cerebrovascular
- Síncope
- Accidente isquémico transitorio (TIA)
- Infección o hemorragia del tracto urinario
- Lesión valvular
- Estenosis valvular
- Regurgitación valvular
- Lesión o traumatismo vascular, incluyendo disección u oclusión
- Espasmo vascular
- Daño o perforación de pared ventricular
- Dehiscencia de la herida, cicatrización retardada o incompleta
- Empeoramiento de la insuficiencia cardiaca
- Empeoramiento de la regurgitación/insuficiencia valvular

6.0 Presentación

6.1 Embalaje

La vaina guía, el sistema de implante y el estabilizador están empaquetados individualmente y esterilizados con óxido de etileno. La mesa se incluye embalada y no estéril.

6.2 Almacenamiento

El sistema PASCAL debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

7.0 Instrucciones de uso

7.1 Formación del médico

El médico que realice la implantación deberá tener experiencia en técnicas de transcaterismo y estar formado en el sistema PASCAL y el procedimiento de implante. La decisión final de

implantación del dispositivo PASCAL deben tomarla médicos especialistas en el tratamiento de la regurgitación mitral y/o tricuspídea en centros especializados que puedan determinar una posibilidad razonable de mejoría clínica significativa en función de la etapa de la enfermedad y la comorbilidad.

7.2 Equipo y materiales

- Equipo de laboratorio para cateterismo cardiaco estándar
- Sistema de radioscopia
- Capacidades de ecocardiografía transesofágica (ETE) (2D y 3D)
- Catéter en espiral para inyección de contraste (con vaina compatible)
- Kit de venopunción
- Aguja transeptal, vaina y guía
- Guía con longitud para intercambio con diámetro de 0,89 mm (0,035 pulgadas)
- Cuencos
- Jeringas con conexión luer de 50-60 cc
- Solución salina heparinizada
- Hemostato
- Toallas quirúrgicas (por ejemplo, de 43 x 69 cm)
- Opcional: Dilatadores progresivos
- Opcional: Gotero continuo de solución salina fisiológica (palo de gotero IV rodante, tubo IV con ocluidores de ruedecilla, bolsas de 1 litro de solución salina estéril heparinizada)
- Opcional: Dispositivo de monitorización de presión

7.3 Preparación del dispositivo

7.3.1 Mesa

Paso	Procedimiento
1	Saque la(s) mesa(s) del embalaje e inspecciónelas para ver si hay daños.
2	Monte la(s) mesa(s) como se indica en la Figura 8.

7.3.2 Estabilizador

Paso	Procedimiento
1	Saque el estabilizador del embalaje e inspeccione para ver si hay daños.
2	Monte el estabilizador como se indica en la Figura 6.

7.3.3 Vaina guía

Paso	Procedimiento
1	Saque la vaina guía, el cargador y el introductor del embalaje e inspecciónelos para ver si hay daños.
2	Manteniendo la punta distal levantada, purgue y elimine el aire de la vaina guía con solución salina heparinizada.
3	Al tiempo que mantiene levantada la punta distal de la vaina guía, inserte el introductor en la vaina guía. Purgue el introductor y limpie la vaina guía con solución salina heparinizada antes del uso.

7.3.4 Sistema de implante

Paso	Procedimiento
1	Saque el sistema de implante y el cargador del embalaje e inspecciónelos para ver si hay daños. Compruebe que ambas llaves de paso de los controles deslizantes estén abiertas. ADVERTENCIA: Si las llaves de paso de los controles deslizantes no están abiertas, el uso del dispositivo puede provocar una infección.
2	Haga avanzar el botón del alambre de activación (gire el botón en sentido contrario a las agujas del reloj o pulse el botón de activación para empujar el botón del alambre de activación) hasta que esté al ras de la herramienta de colocación de cierres.
3	Saque el pasador del control deslizante y elimine la holgura de sutura. Bloquee las llaves de paso del control deslizante y vuelva a insertar el pasador en los controles deslizantes. Retire la herramienta de colocación de cierres.
4	Haga avanzar y retraiga los controles deslizantes para confirmar el correcto movimiento del cierre y cierre el implante (gire el botón en el sentido de las agujas del reloj o pulse el botón de activación para retraer el botón del alambre de activación).
5	Haga avanzar el catéter orientable. Asegúrese de que los controles deslizantes y el botón del alambre de activación estén completamente retraídos. Oriente el mango del catéter de implante verticalmente, de forma que el botón de liberación quede contra la mesa.
6	Purgue solución salina heparinizada a través del catéter de implante.
7	Una vez que vea salir la solución salina del extremo distal del catéter de implante, baje el mango del catéter de implante y levante el extremo distal del catéter de implante mientras sigue purgando con solución salina heparinizada.
8	Saque por completo el catéter orientable. Haga avanzar los controles deslizantes y el botón de activación para poner el implante en posición estirada.
9	Retire la tapa del cargador y guíela hacia el sistema de implante.
10	Inserte el implante a través del extremo proximal del cargador hasta que salga por el extremo distal. Conecte el cargador y la tapa del cargador.
11	Mientras mantiene el cargador y la punta distal levantados, purgue el catéter orientable con solución salina heparinizada.
12	Retraiga gradualmente el catéter de implante en el catéter orientable y el implante en el cargador mientras sigue purgando a través del catéter orientable, hasta que el extremo distal del implante quede completamente en el cargador.

7.4 Procedimiento de implante

La colocación del implante se debe realizar tras administrar anestesia general y con monitorización hemodinámica en un quirófano, quirófano híbrido o laboratorio de cateterismo provisto de un sistema de adquisición de imágenes radioscópicas y ecocardiográficas.

Nota: Antes del procedimiento de implante, consulte las Consideraciones anatómicas (Sección 3.1), pues el uso en otras condiciones distintas a estas puede interferir en la colocación del implante o la inserción de la valva de la válvula nativa.

AVISO: Durante el procedimiento, deberá administrarse heparina para mantener el TCA ≥ 250 segundos.

AVISO: Un uso excesivo de medio de contraste puede producir un fallo renal. Mida el nivel de creatinina del paciente antes del procedimiento. El uso de medios de contraste debe ser monitorizado.

7.4.1 Preparación del paciente

Paso	Procedimiento
1	Antes de preparar el campo estéril sobre el paciente, monte y coloque la(s) mesa(s) entre las piernas del paciente, ajustando la altura de la(s) mesa(s) según sea necesario. Use toallas como soporte entre la(s) mesa(s) y las piernas del paciente. ADVERTENCIA: La mesa se proporciona sin esterilizar, la introducción de esta en el campo estéril puede provocar una infección.
2	Después de colocar una sábana estéril, monte y acople el estabilizador según sea necesario en cualquier momento durante el procedimiento.

7.4.2 Acceso a la vena femoral e introducción de la vaina

Paso	Procedimiento
1	Acceda a la vena femoral común utilizando métodos convencionales de punción percutánea.
2	<u>Para los procedimientos mitrales con PASCAL:</u> Acceda a la aurícula izquierda mediante técnicas transeptales transvenosas utilizando métodos percutáneos convencionales y coloque la guía en la aurícula izquierda. Dilate el vaso si es necesario. AVISO: (para procedimientos mitrales solamente) Una punción inadecuada puede provocar daños en la estructura cardíaca y requerir reparación quirúrgica u otro tipo de intervención. <u>Para los procedimientos tricuspídeos con PASCAL:</u> Acceda a la aurícula derecha utilizando métodos percutáneos convencionales y coloque la guía en la aurícula derecha. Dilate el vaso si es necesario.
3	<u>Para los procedimientos mitrales con PASCAL:</u> Introduzca la vaina guía con el introductor por la guía hasta que la punta de la vaina guía haya atravesado de forma segura el tabique, utilizando el mecanismo de flexión si es necesario. <u>Para los procedimientos tricuspídeos con PASCAL:</u> Introduzca la vaina guía con el introductor por la guía hasta que la punta de la vaina guía esté dentro de la aurícula derecha. AVISO: Una manipulación excesiva puede provocar el desprendimiento o la alteración de un dispositivo previamente implantado, o bien daños en la estructura cardíaca que requieran reparación quirúrgica u otro tipo de intervención.
4	Saque el introductor y la guía. No aspire ni purgue la vaina guía hasta que el sistema de implante esté introducido. AVISO: La aspiración o la conexión de un goteo continuo de solución salina fisiológica a la vaina guía antes de la inserción del sistema de implante puede provocar una embolia gaseosa.

7.4.3 Colocación del implante

Paso	Procedimiento
1	Introduzca el sistema de implante con el cargador en la vaina guía.
2	Haga avanzar el sistema de implante hasta que el implante salga del cargador. Retraiga y desprenda el cargador.
3	Aspire y purgue la vaina guía con solución salina heparinizada. Aspire un mínimo de 45 cc utilizando la jeringa especificada. AVISO: Si no se aspira la vaina guía completamente, se puede producir una embolia gaseosa.
4	Si lo desea, conecte el gotero continuo de solución salina fisiológica al catéter de implante. AVISO: La conexión del gotero continuo de solución salina fisiológica al sistema de implante antes de la aspiración puede provocar una embolia gaseosa.
5	Haga avanzar el sistema de implante hasta que el implante salga por el extremo distal de la vaina guía.
6	Retraiga el botón del alambre de activación para poner el implante en la posición cerrada. Retraiga los controles deslizantes.
7	Ajuste la vaina guía según sea necesario.
8	A criterio del médico tratante, en caso de recurrir a la monitorización de presión para evaluar de forma continua la presión auricular durante el procedimiento, siga las instrucciones de uso del fabricante del monitor. Conecte un dispositivo de monitorización de presión lleno de líquido al catéter orientable. Aspire y luego calibre al mismo nivel que el corazón del paciente antes de obtener la medición. Nota: La monitorización de presión debe emplearse en combinación con ecocardiografía. La presión se tiene que conciliar con las lecturas ecocardiográficas y de Doppler. Al evaluar la presión auricular, asegúrese de que la punta distal del catéter de implante quede totalmente expuesta sobresaliendo del catéter orientable.
9	Haga avanzar el sistema de implante según sea necesario. Manipule el catéter orientable y la vaina guía (flexión-enderazamiento, par de torsión en direcciones opuestas, avance-retracción) según sea necesario hasta que el implante quede centrado en la zona de coadaptación objetivo con la trayectoria adecuada.

Paso	Procedimiento
	AVISO: Una manipulación excesiva puede provocar el desprendimiento o la alteración de un dispositivo previamente implantado, o bien daños en la estructura cardíaca que requieran reparación quirúrgica u otro tipo de intervención. Nota: La banda marcadora radiopaca del catéter orientable indica el final de la sección flexible y se puede visualizar mediante radioscopia.
10	Haga avanzar el botón del alambre de activación para poner el implante en la posición de listo para atrapar valva. Nota: En los procedimientos tricuspídeos, después de colocar el implante en la posición de listo para atrapar valva, tire del pasador del control deslizante y desplace un control deslizante a fin de detectar, por medio de técnicas de imagen, cuál de los cierres del implante controla y fije el pasador del control deslizante.
11	Gire (o tuerza) el catéter de implante según sea necesario para orientar las palas.
12	Haga avanzar el implante a través de la válvula hasta que las palas estén por debajo del borde libre de las valvas.
13	Compruebe la ubicación y orientación del implante y ajuste la posición ligeramente según sea necesario. AVISO: Una manipulación excesiva del implante por debajo de las valvas puede hacer que este se enrede en las cuerdas; el enredo en las cuerdas puede provocar lesiones cardíacas, empeoramiento de la regurgitación o dificultad o incapacidad para extraer el implante, lo que puede requerir otra intervención.
14	Guiándose por técnicas de imagen, retraiga el implante hasta que las valvas queden colocadas entre las palas y los cierres.
15	Haga avanzar los controles deslizantes de forma que las valvas queden fijadas entre los cierres y las palas. Esto se puede realizar para ambas valvas a la vez (pasador del control deslizante enganchado para mover ambos cierres) o para cada valva individualmente (pasador del control deslizante desenganchado para mover el cierre individual).
16	Compruebe la introducción de la valva a través de técnicas de imagen. Si las valvas no quedan fijadas entre los cierres y las palas, retraiga los controles deslizantes para liberar las valvas y vuelva a intentarlo.
17	Una vez que las valvas queden fijadas entre los cierres y las palas, cierre el implante.
18	Haga avanzar ligeramente el catéter de implante para liberar tensión en las valvas.
19	Evalúe la regurgitación y recolocque el implante si es necesario. Una vez confirmada la posición del implante, asegúrese de que el implante está cerrado. Si es necesario recolocar el implante en el ventrículo, retraiga los controles deslizantes y haga avanzar el botón del alambre de activación para poner el implante en la posición de listo para atrapar valva. Ajuste los cierres y la orientación del implante según sea necesario. Si es necesario recolocar el implante en la aurícula, retraiga los controles deslizantes y haga avanzar el botón del alambre de activación para estirar el implante lentamente guiándose mediante radioscopia, procurando al mismo tiempo que el alambre de activación no se doble, y retraiga el implante de nuevo en la aurícula. AVISO: Si el implante no se estira antes de retraerlo en la aurícula durante la recolocación, pueden producirse daños en las valvas o un enredo en las cuerdas. AVISO: Si no se liberan las valvas de los cierres y las palas antes de la recolocación, pueden producirse daños en las valvas.
20	Para liberar el implante del catéter: a) Asegúrese de que la punta distal del catéter de implante quede totalmente expuesta sobresaliendo del catéter orientable. b) Corte la sutura externa en el extremo proximal de cada control deslizante. Abra ambas llaves de paso de los controles deslizantes para desbloquear las suturas. Tire del pasador de los controles deslizantes para quitar las suturas completamente. c) Cierre ambas llaves de paso de los controles deslizantes después de quitar las suturas. d) Saque el pasador de liberación. Gire el botón de liberación en sentido contrario a las agujas del reloj y retráigalo hasta que se libere el implante; confirme la liberación mediante técnicas de imagen. Nota: Antes de liberar el implante, si fuera necesario, es posible recuperar el sistema de implante y devolverlo a la vaina guía para su extracción. Para recuperarlo: a) Retraiga los controles deslizantes. b) Estire el implante lentamente guiándose mediante radioscopia, procurando al mismo tiempo que el alambre de activación no se doble. Acto seguido, retraiga el implante en la aurícula. Ponga el implante en la posición cerrada. c) Enderece el catéter orientable y retraiga el sistema de implante hasta que el implante quede adyacente a la punta de la vaina guía. d) Haga avanzar los controles deslizantes. e) Ponga el implante en la posición estirada. f) Retraiga los controles deslizantes para abrir los cierres a aproximadamente 45° en cada lado. g) Retraiga el sistema de implante completo a través de la vaina guía. AVISO: Si la sutura no se corta en el lugar indicado, es posible que no se pueda liberar el implante o que se introduzca fibra, pudiendo producirse una microembolia.

Paso	Procedimiento
	<p>AVISO: Si no se siguen los pasos de liberación indicados, podría ser difícil o imposible liberar el implante, lo que haría necesaria una intervención adicional.</p> <p>AVISO: La liberación del implante antes de confirmar que las valvas han quedado atrapadas de forma segura entre las palas y los cierres puede hacer que el implante se mueva o se desprenda, produciendo el enganche del dispositivo a una sola valva (SLDA) u otras posibles reacciones adversas, lo que haría necesaria una intervención adicional.</p> <p>ADVERTENCIA: La reutilización de los dispositivos (incluidos el sistema de implante y la vaina guía) después de la recuperación puede ocasionar una embolia de cuerpo extraño o una infección. El dispositivo puede funcionar incorrectamente si se intenta reutilizar.</p> <p>Nota: Si se coloca otro implante por decisión del médico tratante, debe tomarse la precaución de evitar que el implante previamente colocado se desprenda. Cruzar la válvula en una configuración de implante de perfil bajo puede minimizar la interacción con el implante previamente colocado.</p> <p>AVISO: Una manipulación excesiva puede provocar el desprendimiento o la alteración de un dispositivo previamente implantado, o bien daños en la estructura cardíaca que requieran reparación quirúrgica u otro tipo de intervención.</p>

7.4.4 Extracción del dispositivo y cierre

Paso	Procedimiento
1	<p>Retraiga el catéter de implante completamente en el catéter orientable. Enderece poco a poco y retire el sistema de implante. Enderece poco a poco y retire la vaina guía.</p> <p>AVISO: Si los dispositivos no se enderezan antes de retirarlos, pueden dañar el vaso.</p>
2	Realice el cierre percutáneo estándar del punto de acceso.

8.0 Seguridad con resonancia magnética (RM)

Se ha demostrado, mediante pruebas no clínicas, que el implante PASCAL es condicional con respecto a RM. Un paciente con este dispositivo puede ser explorado de forma inocua en un sistema de RM que cumpla con las siguientes condiciones:

- Campos magnéticos estáticos de 1,5 T y 3,0 T
- Campo de gradiente espacial máximo de 3000 gauss/cm (30 T/m)
- Tasa media máxima de absorción específica (SAR) en todo el cuerpo y determinada por el sistema de RM de 4 W/kg (modo de funcionamiento controlado de primer nivel).

En estas condiciones de exploración, se espera que el implante produzca un aumento de temperatura máximo inferior a 4 °C tras 15 minutos de exploración continua.

En pruebas no clínicas, el artefacto de la imagen provocado en una configuración de peor caso de varios implantes puede extenderse hasta 15 mm del implante si las imágenes se toman en el peor caso de secuencia ecográfica por gradiente con un sistema de IRM de 3,0 T.

9.0 Recuperación del implante y eliminación del dispositivo

Edwards Lifesciences se interesa en la obtención de los ejemplares del implante que se hayan recuperado clínicamente para poder analizarlos. Le proporcionaremos un informe por escrito con un resumen de los resultados una vez finalizada la evaluación. Póngase en contacto con Edwards para devolver el implante recuperado.

Si decide devolver alguno de los dispositivos, siga las siguientes instrucciones:

- **Embalaje sin abrir con la barrera estéril intacta:**
Si no se han abierto las bolsas, devuelva el dispositivo en su embalaje original.
- **Embalaje abierto pero dispositivo no implantado:**
Si una bolsa está abierta, el dispositivo ya no es estéril. Devuelva el dispositivo en su embalaje original.
- **Implante extraído:**
El implante extraído debe colocarse en un fijador histológico adecuado, como formalina al 10 % o glutaraldehído al 2 %, y devolverse a Edwards.

9.1 Eliminación

Los dispositivos usados pueden manipularse y eliminarse del mismo modo que los residuos hospitalarios y los materiales biopeligrosos de acuerdo con la normativa local, ya que no hay riesgos especiales en relación con la eliminación de estos dispositivos.

10.0 Resumen de la experiencia clínica

10.1 Estudio CLASP

Los datos clínicos de esta sección incluyen información obtenida del estudio clínico CLASP del sistema de reparación valvular transcáteter PASCAL en la válvula mitral.

Se realizó un estudio multicéntrico, multinacional, prospectivo y de un solo grupo (CLASP) para evaluar la seguridad, el rendimiento y los resultados clínicos del sistema PASCAL. Todos los pacientes inscritos en el estudio se sometieron a un seguimiento clínico a los 30 días, 6 meses y 1 año, y lo continuarán anualmente durante 5 años tras la intervención de colocación del implante.

El criterio de valoración principal de seguridad del estudio CLASP fue un factor compuesto obtenido a partir de las reacciones adversas importantes (MAE) a los 30 días. Las MAE incluyen: mortalidad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, nueva necesidad de terapia de reemplazo renal, hemorragia severa y reintervención por complicaciones relacionadas con el dispositivo del estudio.

Los criterios de valoración principales de rendimiento del estudio incluyeron el éxito del dispositivo, el éxito del procedimiento y el éxito clínico. Los criterios de valoración secundarios del estudio incluyeron resultados clínicos, de seguridad y funcionales a los 30 días, 6 meses y 1 año, y en los puntos temporales de seguimiento anual.

El éxito del dispositivo se define como el despliegue del dispositivo y la recuperación correcta del sistema de colocación según lo previsto en el momento en que el paciente abandona el laboratorio de cateterismo cardíaco. El análisis del éxito del dispositivo se realizó por dispositivo.

El éxito del procedimiento se define como el éxito del dispositivo con una severidad de RM $\leq 2+$ en el momento del alta (evaluado por el laboratorio ecográfico central), sin necesidad de una intervención quirúrgica o percutánea antes del alta hospitalaria. El éxito del procedimiento se analizó por paciente.

El éxito clínico se define como el éxito del procedimiento con evidencias de una reducción de la RM $\leq 2+$ y sin MAE a los 30 días (analizado por paciente).

Un laboratorio central independiente evaluó todos los datos ecocardiográficos. Un comité de acontecimientos clínicos (CEC) independiente clasificó los acontecimientos de seguridad y una junta de supervisión de seguridad de datos (DSMB) revisó de forma independiente los datos de seguridad agregados y evaluó las tendencias de reacciones adversas y su efecto sobre la realización del ensayo y los riesgos de los dispositivos.

10.1.1 Resultados del estudio CLASP

La edad media de los pacientes tratados fue de 75,4 años y el 55,0 % eran hombres. Todos los pacientes tenían insuficiencia cardíaca de clase II, III o IV de la NYHA. La media de puntuación de mortalidad logística de EuroSCORE I, EuroSCORE II y STS fue del 14,4 %, 5,8 % y 4,7 % respectivamente. Al inicio del estudio, el 50,9 % tenía RM moderada-grave y el 48,1 % tenía RM grave.

10.1.2 Rendimiento

El criterio de valoración de rendimiento incluyó tres componentes de éxito: dispositivo, procedimiento y clínico. El éxito del dispositivo se logró en el 92,0 % de los dispositivos ensayados. El éxito del procedimiento se alcanzó en un 93,5 % de los pacientes. El éxito clínico se obtuvo en un 86,0 % de pacientes.

10.1.3 Seguridad

A los 30 días, la tasa compuesta de MAE fue del 8,0 %. Nueve pacientes experimentaron 11 MAE antes del seguimiento a los 30 días. Los recuentos de las MAE clasificadas por el CEC a los 30 días se muestran a continuación.

Reacciones adversas importantes (MAE)	Estadísticas resumidas
Mortalidad cardiovascular	0,9 % (1/112)
Accidente cerebrovascular	0,9 % (1/112)
Infarto de miocardio	0,0 % (0/112)
Nueva necesidad de terapia de reemplazo renal	0,0 % (0/112)
Hemorragia severa	7,1 % (8/112)
Reintervención por complicaciones relacionadas con el dispositivo del estudio	0,9 % (1/112)
Tasa compuesta de MAE	8,0 % (9/112)

Nota: Medidas categóricas: % (n/n.º total)

En la población general, se observó una reducción del grado de RM (es decir, RM $\leq 2+$) en el 95,3 % de los pacientes en el alta, el 96,1 % a los 30 días, el 98,8 % a los 6 meses y el 100 % a 1 año.

10.1.4 Conclusión del estudio

Los datos recogidos en el estudio CLASP respaldan la seguridad y el rendimiento del sistema PASCAL en pacientes con regurgitación mitral. El número de pacientes con un seguimiento de un año o más es limitado y se recogen los datos de seguimiento a largo plazo a través de un estudio de seguimiento clínico posterior a la comercialización.

10.2 Estudio CLASP TR

Los datos clínicos de esta sección incluyen información obtenida del estudio clínico de válvula tricúspide (CLASP TR) del sistema de reparación valvular transcáteter PASCAL.

Se realizó un estudio multicéntrico, de un solo grupo y prospectivo (CLASP TR) para evaluar la seguridad, el rendimiento y los resultados clínicos del sistema PASCAL. Todos los pacientes inscritos en el estudio se sometieron a un seguimiento clínico a los 30 días, 6 meses y 1 año, y lo continuarán anualmente durante 5 años tras la intervención de colocación del implante.

El criterio de valoración principal de seguridad del estudio CLASP TR fue un factor compuesto obtenido a partir de las reacciones adversas importantes (MAE) a los 30 días. Entre las MAE se cuentan: mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, complicaciones renales que requieren diálisis o terapia de sustitución renal imprevistas, hemorragia severa, reintervención (ya sea percutánea o quirúrgica) de urgencia o imprevista asociada al dispositivo, y complicaciones importantes en el punto de acceso y vasculares que requieran intervención.

Los criterios de valoración principales de rendimiento del estudio incluyeron el éxito del dispositivo, el éxito del procedimiento y el éxito clínico. Los criterios de valoración secundarios del estudio incluyeron resultados clínicos, de seguridad y funcionales a los 30 días, 6 meses y 1 año, y en los puntos temporales de seguimiento anual.

El éxito del dispositivo se define como el despliegue del dispositivo y la recuperación correcta del sistema de colocación según lo previsto en el momento en que el paciente abandona el laboratorio de cateterismo cardíaco. El análisis del éxito del dispositivo se realizó por dispositivo.

El éxito del procedimiento se define como el éxito del dispositivo con pruebas de una reducción del grado de RT de al menos un grado (escala: sin/trazas, leve, moderada, grave, masiva, torrencial) al final del procedimiento, y sin necesidad de una intervención quirúrgica o percutánea antes del alta hospitalaria. El éxito del procedimiento se analizó por paciente.

El éxito clínico se define como el éxito del procedimiento sin MAE a los 30 días (analizado por paciente).

Un laboratorio central independiente evaluó todos los datos ecocardiográficos. Un comité de acontecimientos clínicos (CEC) independiente clasificó los acontecimientos de seguridad y una junta de supervisión de seguridad de datos (DSMB) revisó de forma independiente los datos de seguridad agregados y evaluó las tendencias de reacciones adversas y su efecto sobre la realización del ensayo y los riesgos de los dispositivos.

10.2.1 Resultados del estudio CLASP TR

La edad media de los pacientes tratados fue de 76,3 años y el 53 % eran mujeres. Todos los pacientes tenían insuficiencia cardíaca de clase II o III de la NYHA. La media de puntuación de mortalidad de EuroSCORE II y STS fue del 5,3 % y 7,3 % respectivamente. Al inicio del estudio, el 81 % de los pacientes presentaba RT grave o peor.

10.2.2 Rendimiento

El criterio de valoración de rendimiento incluyó tres componentes de éxito: dispositivo, procedimiento y clínico. El éxito del dispositivo se logró en el 82,2 % de los dispositivos ensayados. De los pacientes implantados, el éxito del procedimiento se alcanzó en un 95,5 % de los pacientes mientras que el éxito clínico se obtuvo en un 86,4 % de pacientes.

10.2.3 Seguridad

A los 30 días, la tasa compuesta de MAE fue del 5,9 %. Dos pacientes experimentaron 3 MAE antes del seguimiento a los 30 días. Los recuentos de los MAE clasificadas por el CEC a los 30 días se muestran a continuación.

Reacciones adversas importantes (MAE)	Estadísticas resumidas
Mortalidad cardiovascular	0,0 % (0/34)
Infarto de miocardio (IM)	0,0 % (0/34)

Reacciones adversas importantes (MAE)	Estadísticas resumidas
Accidente cerebrovascular	0,0 % (0/34)
Complicaciones renales que requieran diálisis imprevista o terapia de sustitución renal	0,0 % (0/34)
Hemorragia severa	5,9 % (2/34)
Reintervención imprevista o de urgencia (ya sea percutánea o quirúrgica) asociada al dispositivo	0,0 % (0/34)
Complicaciones importantes en el sitio de acceso y vasculares que requieran intervención	0,0 % (0/34)
Tasa compuesta de MAE	5,9 % (2/34)

Nota: Medidas categóricas: % (n/n.º total)

En la población con el implante, se observó una reducción del grado de RT de al menos un grado en el 88,9 % y 82,6 % de los pacientes en el alta y a los 30 días respectivamente. Se observó una reducción en el grado de RT de al menos dos grados en el 65,2 % de los pacientes a los 30 días.

10.2.4 Conclusión del estudio

Los datos recogidos, hasta la fecha, en el estudio CLASP TR respaldan la seguridad y el rendimiento del sistema PASCAL en pacientes con regurgitación tricúspide. El número de pacientes con un seguimiento de un año o más es limitado y se recogen los datos de seguimiento a largo plazo a través de un estudio de seguimiento clínico posterior a la comercialización.

Italiano

Sistema Edwards PASCAL di riparazione transcateretere della valvola

Istruzioni per l'uso

Il sistema Edwards PASCAL di riparazione transcateretere della valvola (di seguito denominato "sistema PASCAL") include le seguenti configurazioni:

Tabella 1: Modello 10000

Numero modello	Dispositivo	Dispositivi compatibili	
		Numeri di modello	Dispositivo
10000IS	Sistema di impianto PASCAL	10000GS 10000ST	Guaina di guida Stabilizzatore
10000ISM	Sistema di impianto PASCAL Ace	20000ST 10000T	Sistema guida con stabilizzatori Tavolo da lavoro

Tabella 2: Modello 15000

Numero modello	Dispositivo	Dispositivi compatibili	
		Numeri di modello	Dispositivo
15000IS	Sistema di impianto PASCAL	10000GS 20000ST	Guaina di guida Sistema guida con stabilizzatori
15000ISM	Sistema di impianto PASCAL Ace	10000T	Tavolo da lavoro

• Sistema di impianto

Il sistema di impianto è costituito da catetere orientabile (strato più esterno), catetere dell'impianto (strato più interno) e impianto (di seguito si fa riferimento agli impianti del Modello 10000IS, Modello 10000ISM, Modello 15000IS e Modello 15000ISM). Il sistema di impianto consente di introdurre l'impianto nella valvola con metodica percutanea sfruttando l'accesso a livello della vena femorale mediante l'utilizzo di un approccio transvenoso.

• Impianto (Figure 1-3)

L'impianto è posizionato e fissato ai lembi della valvola e agisce da riempitivo nell'orifizio rigurgitante. I componenti primari dell'impianto sono spaziatore, alette e graffette in nitinol rivestite in polietilene tereftalato. Gli impianti 10000IS e 15000IS includono inoltre dado e bullone in titanio, boccola in PEEK e guarnizione in silicone. Gli impianti 10000ISM e 15000ISM includono inoltre dado e bullone in titanio, placca distale e prossimale e guarnizione in silicone e sono impianti di piccole dimensioni.

L'impianto ha quattro posizioni principali delle alette: allungate, chiuse, pronte per agganciare il lembo e agganciate al lembo.

• Catetere orientabile (Figure 4)

Il catetere orientabile dispone di una manopola di controllo a rotazione che attiva il meccanismo di flessione per far avanzare l'impianto e collocarlo nella posizione di destinazione. Una banda del marcatore radiopaco, situata sulla porzione distale del catetere, indica l'estremità della sezione di flessione.

• Catetere dell'impianto (Figure 4)

L'impianto viene fornito collegato al catetere dell'impianto mediante suture e uno stelo filettato. Il catetere dell'impianto controlla il posizionamento dell'impianto. I tre controlli primari sono i dispositivi di scorrimento, la manopola di attivazione filettata e la manopola di rilascio. I dispositivi di scorrimento controllano le graffette dell'impianto (la ritrazione dei dispositivi di scorrimento fa sollevare le graffette, mentre l'avanzamento dei dispositivi di scorrimento fa abbassare le graffette). La manopola di attivazione filettata controlla le alette dell'impianto (la ritrazione della manopola di attivazione fa chiudere le alette, mentre l'avanzamento della manopola di attivazione fa aprire le alette). La manopola di rilascio controlla il rilascio dell'impianto dal catetere dell'impianto. Il catetere dell'impianto è fornito assemblato al catetere orientabile.

• Guaina di guida (Figure 5)

Il set della guaina di guida include una guaina di guida orientabile e un introduttore. La guaina di guida fornisce l'accesso atriale. Dispone di un rivestimento idrofilo e di una manopola di controllo a rotazione che attiva il meccanismo di flessione per posizionare la guaina di guida nella posizione di destinazione. L'introduttore è compatibile con un filo guida da 0,89 mm (0,035 pollici).

• Stabilizzatore (Figure 6 e 7)

Lo stabilizzatore supporta il posizionamento e la stabilizzazione del sistema PASCAL durante le procedure di impianto. Lo stabilizzatore può essere collegato al sistema quando necessario, in qualsiasi momento durante la procedura. L'uso dello stabilizzatore è facoltativo.

• Tavolo da lavoro (Figure 8)

Il tavolo da lavoro viene utilizzato al di fuori del campo sterile per fornire una piattaforma stabile per il sistema di impianto, la guaina di guida e lo stabilizzatore. Il tavolo da lavoro è regolabile in altezza. L'uso del tavolo da lavoro è facoltativo.

• Caricatore (Figure 9)

Il caricatore rimovibile viene utilizzato per introdurre l'impianto e i cateteri di erogazione attraverso le guarnizioni della guaina di guida. Per comodità dell'utilizzatore, il caricatore è incluso nella confezione del sistema di impianto e/o della guaina di guida.

1.0 Indicazioni

Il sistema di riparazione della valvola transcateretere Edwards PASCAL è destinato alla ricostruzione percutanea di una valvola mitrale e/o tricuspide danneggiata mediante approssimazione dei tessuti.

2.0 Controindicazioni

Il sistema PASCAL è controindicato nei seguenti casi:

- Pazienti con controindicazione di ecografia transesofagea (TEE) o TEE di screening non riuscita
- Pazienti con evidenza ecocardiografica di massa intracardiaca, trombo o vegetazione
- Pazienti che presentino un filtro VCI occluso o trombotico che interferisce con il catetere di erogazione o trombosi venosa profonda ipsilaterale
- Pazienti con ipersensibilità nota a nichel (nichel o titanio) o controindicazione a farmaci procedurali che non possa essere adeguatamente gestita a livello medico
- Pazienti con anamnesi di coagulopatia o diatesi emorragica o pazienti che rifiutino le trasfusioni di sangue

Il sistema PASCAL è controindicato inoltre nei pazienti destinati a intervento a livello della valvola mitrale in cui sia controindicata la cateterizzazione transsettale.

3.0 Avvertenze

3.1 Considerazioni anatomiche

Per ottenere risultati ottimali, è necessario prendere in considerazione le seguenti caratteristiche anatomiche del paziente. La sicurezza e l'efficacia del sistema PASCAL al di fuori di tali condizioni non sono state stabilite. L'uso al di fuori di queste condizioni potrebbe interferire con il posizionamento dell'impianto o con l'inserimento del lembo della valvola nativa.

Applicabile ai pazienti destinati a intervento a livello della valvola tricuspide o mitrale:

- Evidenza di calcificazione da moderata a grave nell'area di aggancio
- Evidenza di calcificazione grave nell'apparato anulare o sottovalvolare
- Presenza di significative fenditure o perforazioni nell'area di aggancio
- Lunghezza della mobilità del lembo < 8 mm

Applicabile ai soli pazienti destinati a intervento a livello della valvola mitrale:

- Larghezza della fessura > 15 mm e/o distanza della fessura > 10 mm
- Altezza di punta transsettale < 3,5 cm
- Diametro LA ≤ 35 mm
- Presenza di due o più getti significativi
- Presenza di un getto significativo nell'area commissurale
- Area della valvola mitrale (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Applicabile ai soli pazienti destinati a intervento a livello della valvola tricuspide:

- Presenza di insufficienza tricuspide primaria non degenerativa

3.2 Manipolazione del dispositivo

- I dispositivi sono progettati, concepiti e distribuiti esclusivamente come monouso. Non esistono dati che confermino la sterilità, l'aprogenicità e la funzionalità dei dispositivi dopo il ritrattamento.
- I dispositivi devono essere manipolati utilizzando la tecnica sterile standard per la prevenzione delle infezioni.
- Non esporre alcun dispositivo a soluzioni, sostanze chimiche, ecc. con la sola eccezione della soluzione fisiologica eparinizzata e/o sterile. Potrebbero verificarsi danni irreparabili al dispositivo, non evidenti all'ispezione visiva.
- Non usare alcun dispositivo in presenza di gas combustibili o infiammabili, anestetici o detergenti/disinfettanti.
- Non usare i dispositivi dopo la data di scadenza.
- Non usare se il sigillo della confezione non è integro o se la confezione dei dispositivi sterili è danneggiata.
- Non usare alcun dispositivo se caduto, danneggiato o manomesso in qualsiasi modo.
- Durante la preparazione e l'intera procedura, usare la tecnica standard di irrigazione e disaerazione per prevenire le embolie gassose.

3.3 Avvertenze cliniche

- Come per qualsiasi dispositivo medico impiantato, esiste la possibilità che si produca una risposta immunologica avversa.
- L'uso di questo sistema può essere associato alla comparsa di eventi avversi gravi, che talvolta possono condurre a un intervento chirurgico e/o al decesso ("potenziali eventi avversi"). Ciascun paziente potenziale deve ricevere una spiegazione esauriente dei rischi e dei benefici prima dell'uso.
- Si consiglia un attento e continuo follow-up medico per un'appropriate diagnosi e gestione di eventuali complicanze legate all'impianto.
- La terapia anticoagulante deve essere decisa dal medico in conformità alle linee guida istituzionali.

4.0 Precauzioni

4.1 Precauzioni prima dell'uso

- La selezione del paziente deve essere eseguita da un'équipe cardiaca multidisciplinare specializzata nel trattamento del rigurgito mitralico e/o tricuspide al fine di valutarne l'idoneità anatomica e il rischio.

4.2 Precauzioni dopo l'uso

- La durata a lungo termine dell'impianto non è stata stabilita. Si consiglia un regolare follow-up medico per valutare le prestazioni dell'impianto.
- A seguito della riparazione della valvola con il dispositivo PASCAL può essere necessaria una terapia anticoagulante a breve termine. Prescrivere la terapia anticoagulante e qualsiasi altra terapia medica in conformità alle linee guida dell'istituto.

5.0 Potenziali eventi avversi

Le complicanze associate alla cateterizzazione cardiaca standard, all'uso dell'anestesia e all'uso del sistema PASCAL potrebbero portare a uno dei seguenti esiti: passaggio a un intervento chirurgico in campo aperto, nuovo intervento emergente o non emergente, espianto, invalidità permanente o decesso. I medici sono incoraggiati a segnalare a Edwards o alle autorità dell'ospedale competente gli eventi che sospettano essere correlati al dispositivo.

Di seguito sono riportati gli eventi avversi identificati come possibili complicanze della procedura correlata al sistema PASCAL:

- Anomalie nei valori di laboratorio
- Reazione allergica all'anestetico, al mezzo di contrasto, all'eparina o al nitinol
- Anemia o riduzione del valore Hgb, che può richiedere una trasfusione
- Aneurisma o pseudoaneurisma
- Angina o dolore toracico
- Shock anafilattico
- Aritmie – atriali (ad esempio, AF, SVT)
- Aritmie – ventricolari (ad esempio, VT, VF)

- Fistola artero-venosa
- Difetto settale atriale con necessità di intervento
- Sanguinamento
- Arresto cardiaco
- Insufficienza cardiaca
- Lesione cardiaca, tra cui perforazione
- Tamponamento cardiaco/Versamento pericardico
- Shock cardiogeno
- Intrappolamento cordale o rottura che può richiedere intervento
- Coagulopatia, disturbo di coagulazione, diatesi emorragica
- Danno al sistema di conduzione che può richiedere l'impianto di pacemaker permanente
- Trombosi venosa profonda (TVP)
- Deterioramento della valvola nativa (ad esempio, lacerazione, ritrazione, ispessimento del lembo)
- Dislocazione dell'impianto posizionato in precedenza
- Dispnea
- Edema
- Squilibrio elettrolitico
- Embolia/Embolizzazione comprendente aria, microparticelle, materiale calcifico o trombo
- Endocardite
- Irritazione esofagea
- Perforazione o stenosi esofagea
- Intolleranza all'attività fisica o debolezza
- Mancato recupero di qualsiasi componente del sistema PASCAL
- Febbre
- Infarto o sanguinamento gastrointestinale
- Insufficienza cardiaca
- Ematoma
- Compromissione emodinamica
- Emolisi
- Emorragia che richiede trasfusione o intervento
- Ipertensione
- Ipotensione
- Deterioramento dell'impianto (usura, rottura, frattura o altro)
- Embolizzazione dell'impianto
- Errato posizionamento dell'impianto o mancato posizionamento nella sede prevista
- Migrazione dell'impianto
- Trombosi dell'impianto
- Infezione
- Infiammazione
- Ostruzione LVOT
- Ischemia mesenterica
- Insufficienza d'organo multisistemica
- Infarto miocardico
- Nausea e/o vomito
- Lesione nervosa
- Sintomi neurologici, tra cui discinesia, senza diagnosi di attacco ischemico transitorio (TIA) o ictus
- Eventi tromboembolici non neurologici
- Dolore
- Danno al muscolo papillare
- Paralisi
- Embolizzazione dei componenti del sistema PASCAL
- Ischemia periferica
- Versamento pleurico
- Edema polmonare
- Embolia polmonare
- Reazione ad agenti antiplastrinici o anticoagulanti
- Scopenso renale
- Insufficienza renale
- Compromissione respiratoria, blocco respiratorio, atelettasia, polmonite; possono richiedere la ventilazione prolungata
- Sanguinamento retroperitoneale
- Danno o perforazione settale
- Settlicemia, sepsi
- Lesioni cutanee, ustioni o alterazioni tessutali dovute all'esposizione a radiazioni ionizzanti
- Fissaggio del dispositivo a un singolo lembo (SLDA)
- Ictus
- Sincope
- Attacco ischemico transitorio (TIA)
- Infezione e/o sanguinamento delle vie urinarie
- Danno valvolare
- Stenosi valvolare
- Rigurgito valvolare
- Lesioni vascolari o traumi, comprese dissezione o occlusione
- Spasmo del vaso
- Danno o perforazione della parete ventricolare
- Deiscenza, guarigione ritardata o incompleta della ferita
- Peggioramento dell'insufficienza cardiaca
- Peggioramento del rigurgito/dell'insufficienza valvolare

6.0 Fornitura

6.1 Confezione

La guaina di guida, il sistema di impianto e lo stabilizzatore sono confezionati singolarmente e sterilizzati con ossido di etilene. Il tavolo da lavoro è confezionato e fornito non sterile.

6.2 Conservazione

Il sistema PASCAL deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

7.0 Istruzioni per l'uso

7.1 Formazione dei medici

Il medico impiantista deve essere esperto di tecniche transcateretere e deve avere ricevuto una formazione sul sistema PASCAL e sulla procedura di impianto. La decisione finale in merito all'impianto del dispositivo PASCAL deve essere presa all'interno di centri specializzati da medici specializzati nel trattamento del rigurgito mitralico e/o tricuspide, che possono definire una probabilità realistica di osservare miglioramenti clinici rilevanti in base allo stadio della patologia e alla comorbilità.

7.2 Attrezzature e materiali

- Attrezzature standard per laboratorio di cateterizzazione cardiaca
- Sistema fluoroscopico
- Apparecchiatura per ecocardiografia transesofagea (TEE) (2D e 3D)
- Catetere "pigtail" per iniezione di contrasto (con guaina compatibile)
- Kit di venipuntura
- Ago, guaina e filo guida transettali
- Filo guida da 0,89 mm (0,035 pollici) a lunghezza variabile
- Contenitori
- Siringhe da 50-60 cc con attacco luer-lock
- Soluzione fisiologica eparinizzata
- Emostato
- Asciugamani chirurgici (ad esempio, misura 43 x 69 cm)
- Facoltativi: dilatatori progressivi
- Facoltativo: flacone di soluzione fisiologica a infusione continua (asta per fleboclisi mobile, tubo EV con rotelle bloccafusso, sacche da 1 litro di soluzione fisiologica sterile eparinizzata)
- Facoltativo: dispositivo di monitoraggio della pressione

7.3 Preparazione del dispositivo

7.3.1 Tavolo da lavoro

Passaggio	Procedura
1	Rimuovere il tavolo o i tavoli da lavoro dalla confezione e ispezionarli per escludere la presenza di danni.
2	Montare il tavolo o i tavoli da lavoro come mostrato nella Figura 8.

7.3.2 Stabilizzatore

Passaggio	Procedura
1	Estrarre i componenti dello stabilizzatore dalla confezione e ispezionarli per escludere la presenza di danni.
2	Montare lo stabilizzatore, se necessario, come mostrato nella Figura 6.

7.3.3 Guaina di guida

Passaggio	Procedura
1	Estrarre la guaina di guida, il caricatore e l'introduttore dalla confezione e ispezionarli per escludere la presenza di danni evidenti.
2	Tenendo la punta distale sollevata, irrigare e disaerare la guaina di guida con soluzione fisiologica eparinizzata.
3	Tenendo la punta distale sollevata, inserire l'introduttore nella guaina di guida. Irrigare l'introduttore e pulire la guaina di guida con soluzione fisiologica eparinizzata prima dell'uso.

7.3.4 Sistema di impianto

Passaggio	Procedura
1	Rimuovere il sistema di impianto e il caricatore dalla confezione e ispezionarli per escludere la presenza di danni evidenti. Verificare che entrambi i rubinetti di arresto dei dispositivi di scorrimento siano in posizione di apertura. AVVERTENZA: se i rubinetti di arresto dei dispositivi di scorrimento non sono in posizione di apertura, l'uso del dispositivo potrebbe provocare infezioni.
2	Far avanzare la manopola di attivazione (ruotare la manopola in senso antiorario o premere il pulsante di attivazione per spingere avanti la manopola di attivazione) finché non è allineata con lo strumento di posizionamento delle graffette.
3	Rimuovere il perno dei dispositivi di scorrimento e rimuovere le suture. Bloccare i rubinetti di arresto dei dispositivi di scorrimento e fissare il relativo perno. Rimuovere lo strumento di posizionamento delle graffette.
4	Ritirare completamente e far avanzare i dispositivi di scorrimento per verificare il corretto movimento delle graffette e chiudere l'impianto (ruotare la manopola di attivazione in senso orario o premere il pulsante di attivazione per ritrarre la manopola di attivazione).
5	Far avanzare il catetere orientabile. Accertarsi che i dispositivi di scorrimento e la manopola di attivazione siano completamente ritirati. Orientare verticalmente l'impugnatura del catetere dell'impianto in modo che la manopola di rilascio si trovi contro il tavolo da lavoro.
6	Irrigare il catetere dell'impianto con soluzione fisiologica eparinizzata.
7	Quando si osserva la fuoriuscita della soluzione fisiologica dall'estremità distale del catetere dell'impianto, abbassare l'impugnatura del catetere dell'impianto e sollevare l'estremità distale del catetere dell'impianto continuando a irrigare con soluzione fisiologica eparinizzata.
8	Ritirare completamente il catetere orientabile. Far avanzare i dispositivi di scorrimento e la manopola di attivazione per porre l'impianto in posizione allungata.
9	Rimuovere il cappuccio del caricatore e guidarlo sul sistema di impianto.
10	Inserire l'impianto attraverso l'estremità prossimale del caricatore finché non esce dall'estremità distale. Unire il caricatore e il cappuccio del caricatore.

Passaggio	Procedura
11	Tenendo il caricatore e la punta distale sollevati, irrigare con soluzione fisiologica eparinizzata attraverso il catetere orientabile.
12	Ritirare gradualmente il catetere dell'impianto nel catetere orientabile e l'impianto nel caricatore, continuando a irrigare attraverso il catetere orientabile finché l'estremità distale dell'impianto non è completamente inserita nel caricatore.

7.4 Procedura di impianto

L'introduzione dell'impianto deve essere eseguita in anestesia generale con monitoraggio emodinamico in una sala operatoria, una sala operatoria ibrida o un laboratorio di cateterismo dotati di apparecchiature di imaging fluoroscopico ed ecocardiografico.

Nota: prima della procedura di impianto, consultare le considerazioni anatomiche (Sezione 3.1) in quanto l'uso al di fuori delle condizioni indicate potrebbe interferire con il posizionamento dell'impianto o con l'inserimento del lembo della valvola nativa.

ATTENZIONE: nel corso della procedura, somministrare eparina in modo da mantenere un valore ACT \geq 250 s.

ATTENZIONE: una quantità eccessiva di mezzo di contrasto può portare a scompenso renale. Misurare il livello di creatinina del paziente prima della procedura. L'uso del mezzo di contrasto deve essere monitorato.

7.4.1 Preparazione del paziente

Passaggio	Procedura
1	Prima di procedere alla copertura del paziente con un telo sterile, montare e posizionare il tavolo o i tavoli da lavoro tra le gambe del paziente, regolandone l'altezza secondo necessità. Utilizzare asciugamani come supporto tra il tavolo o i tavoli da lavoro e le gambe del paziente. AVVERTENZA: il tavolo da lavoro viene fornito non sterile; l'introduzione del tavolo da lavoro nel campo sterile può provocare infezioni.
2	Dopo aver posizionato il telo sterile, montare e collegare lo stabilizzatore quando necessario, in qualsiasi momento durante la procedura.

7.4.2 Accesso e introduzione della guaina a livello della vena femorale

Passaggio	Procedura
1	Accedere alla vena femorale comune usando metodi di perforazione percutanea convenzionali.
2	<u>Per procedure PASCAL a livello della valvola mitrale:</u> Accedere all'atrio sinistro con tecniche transvenose e transettali usando metodi percutanei tradizionali e posizionare il filo guida nell'atrio sinistro. Dilatare il vaso se necessario. ATTENZIONE: (solo per procedure a livello della valvola mitrale) una puntura inappropriata può causare danni alla struttura cardiaca che richiedono riparazioni chirurgiche o altri interventi. <u>Per procedure PASCAL a livello della valvola tricuspide:</u> accedere all'atrio destro usando metodi percutanei tradizionali e posizionarvi il filo guida. Dilatare il vaso se necessario.
3	<u>Per procedure PASCAL a livello della valvola mitrale:</u> Utilizzando il meccanismo di flessione secondo necessità, inserire la guaina di guida con l'introduttore lungo il filo guida finché la punta della stessa non risulta saldamente posizionata nel setto. <u>Per procedure PASCAL a livello della valvola tricuspide:</u> inserire la guaina di guida con l'introduttore lungo il filo guida finché la punta della stessa non si trova all'interno dell'atrio destro. ATTENZIONE: la manipolazione eccessiva può causare la dislocazione o l'interferenza di un dispositivo impiantato in precedenza e danni alla struttura cardiaca che richiedono riparazioni chirurgiche o altri interventi.
4	Estrarre l'introduttore e il filo guida. Non aspirare né irrigare la guaina di guida finché il sistema di impianto non è stato inserito. ATTENZIONE: l'aspirazione o il collegamento di un'irrigazione continua con soluzione fisiologica alla guaina di guida prima dell'inserimento del sistema di impianto può provocare embolia gassosa.

7.4.3 Introduzione dell'impianto

Passaggio	Procedura
1	Inserire il sistema di impianto con il caricatore all'interno della guaina di guida.
2	Far avanzare il sistema di impianto fino a far fuoriuscire l'impianto dal caricatore. Ritirare e rimuovere il caricatore.
3	Aspirare e irrigare la guaina di guida con soluzione fisiologica eparinizzata. Utilizzando la siringa specificata, aspirare almeno 45 cc. ATTENZIONE: la mancata aspirazione completa della guaina di guida può provocare embolia gassosa.
4	Se lo si desidera, collegare l'infusione continua della soluzione fisiologica al catetere dell'impianto. ATTENZIONE: il collegamento dell'infusione continua della soluzione fisiologica al sistema di impianto prima dell'aspirazione può provocare embolia gassosa.
5	Far avanzare il sistema di impianto fino a far fuoriuscire l'impianto dall'estremità distale della guaina di guida.
6	Ritirare la manopola di attivazione per porre l'impianto in posizione di chiusura. Ritirare i dispositivi di scorrimento.
7	Regolare la guaina di guida secondo necessità.
8	A discrezione del medico curante, se si utilizza il monitoraggio della pressione per valutare in modo costante la pressione atriale durante la procedura, seguire le istruzioni per l'uso del produttore del sistema di

Passaggio	Procedura
	<p>monitoraggio della pressione. Collegare un dispositivo di monitoraggio della pressione riempito di fluido al catetere orientabile. Aspirare, quindi calibrare a livello del cuore del paziente prima di ottenere la misurazione.</p> <p>Nota: il sistema di monitoraggio della pressione deve essere utilizzato mediante guida ecografica. La pressione deve essere riconciliata rispetto alle letture echo e Doppler. Quando si valuta la pressione atriale, accertarsi che la punta distale del catetere dell'impianto fuoriesca completamente dal catetere orientabile.</p>
9	<p>Far avanzare il sistema di impianto secondo necessità. Manipolare il catetere orientabile e la guaina di guida (flesso-non flesso, torsione in direzioni opposte, avanzamento-ritrazione) secondo necessità finché l'impianto non risulta centrato nella zona di coaptazione di destinazione con la traiettoria appropriata.</p> <p>ATTENZIONE: la manipolazione eccessiva può causare la dislocazione o l'interferenza di un dispositivo impiantato in precedenza e danni alla struttura cardiaca che richiedono riparazioni chirurgiche o altri interventi.</p> <p>Nota: la banda del marcatore radiopaco sul catetere orientabile indica l'estremità della sezione di flessione e può essere osservata sotto fluoroscopia.</p>
10	<p>Far avanzare la manopola di attivazione per porre l'impianto nella posizione pronta per agganciare il lembo.</p> <p>Nota: per le procedure a livello della valvola tricuspide, una volta posizionato l'impianto nella posizione pronta per agganciare il lembo, tirare il perno dei dispositivi di scorrimento e spostare un solo dispositivo di scorrimento per individuare tramite imaging quale graffetta dell'impianto controlla, quindi fissare il perno dei dispositivi di scorrimento.</p>
11	Torcere il catetere dell'impianto secondo necessità per orientare le alette.
12	Far avanzare l'impianto attraverso la valvola finché le alette non si trovano al di sotto del bordo libero dei lembi.
13	<p>Verificare la posizione e l'orientamento dell'impianto e regolare leggermente la posizione in base alle esigenze.</p> <p>ATTENZIONE: la manipolazione eccessiva dell'impianto al di sotto dei lembi può far sì che l'impianto rimanga intrappolato nelle corde; l'intrappolamento cordale può causare lesioni cardiache, peggioramento del rigurgito e difficoltà o impossibilità di rimozione dell'impianto, con necessità di ulteriori interventi.</p>
14	Sotto la guida dell'imaging, ritrarre l'impianto fino a quando i lembi non si trovano tra le alette e le graffette.
15	<p>Far avanzare i dispositivi di scorrimento in modo che i lembi siano saldamente fissati tra le graffette e le alette.</p> <p>È possibile eseguire questa operazione simultaneamente per entrambi i lembi (perno dei dispositivi di scorrimento inserito per spostare entrambe le graffette) o per ogni lembo singolarmente (perno dei dispositivi di scorrimento disinserito per spostare una singola graffetta).</p>
16	<p>Verificare l'inserimento dei lembi con l'imaging.</p> <p>Se i lembi non sono saldamente fissati tra le graffette e le alette, ritrarre i dispositivi di scorrimento per rilasciare i lembi e ripetere.</p>
17	Una volta che i lembi sono saldamente posizionati tra le graffette e le alette, chiudere l'impianto.
18	Far avanzare leggermente il catetere dell'impianto per rilasciare la tensione esercitata sui lembi.
19	<p>Valutare il rigurgito e riposizionare se necessario. Una volta confermata la posizione dell'impianto, verificare che l'impianto sia chiuso.</p> <p>Se occorre effettuare il riposizionamento all'interno del ventricolo, ritrarre i dispositivi di scorrimento e far avanzare la manopola di attivazione al fine di porre l'impianto nella posizione pronta per agganciare il lembo. Regolare le graffette e l'orientamento dell'impianto, se necessario.</p> <p>Se occorre effettuare il riposizionamento all'interno dell'atrio, ritrarre i dispositivi di scorrimento e far avanzare la manopola di attivazione al fine di allungare l'impianto lentamente sotto guida fluoroscopica assicurando al contempo che il filo di attivazione non si pieghi e ritrarre l'impianto nell'atrio.</p> <p>ATTENZIONE: il mancato allungamento dell'impianto quando si effettua la ritrazione nell'atrio durante il riposizionamento può provocare danno del lembo o intrappolamento cordale.</p> <p>ATTENZIONE: il mancato rilascio dei lembi dalle graffette e dalle alette prima del riposizionamento può causare danni dei lembi.</p>
20	<p>Per rilasciare l'impianto dal catetere:</p> <p>a) Accertarsi che la punta distale del catetere dell'impianto fuoriesca completamente dal catetere orientabile.</p> <p>b) Tagliare la sutura esterna sull'estremità prossimale di ogni dispositivo di scorrimento. Aprire entrambi i rubinetti di arresto dei dispositivi di scorrimento per sbloccare le suture. Tirare il perno dei dispositivi di scorrimento per rimuovere completamente le suture.</p> <p>c) Chiudere entrambi i rubinetti di arresto dei dispositivi di scorrimento dopo la rimozione delle suture.</p> <p>d) Rimuovere il perno di rilascio. Ruotare in senso antiorario e ritrarre la manopola di rilascio finché l'impianto non viene rilasciato, come confermato attraverso l'imaging.</p> <p>Nota: prima del rilascio dell'impianto, se necessario, è possibile recuperare il sistema di impianto all'interno della guaina di guida per la rimozione. Per il recupero:</p> <p>a) Ritrarre i dispositivi di scorrimento.</p>

Passaggio	Procedura
	<p>b) Allungare l'impianto lentamente sotto guida fluoroscopica assicurandosi che il filo di attivazione non si pieghi, quindi ritrarlo all'interno dell'atrio. Porre l'impianto in posizione di chiusura.</p> <p>c) Raddrizzare il catetere orientabile e ritrarre il sistema di impianto finché l'impianto non è in posizione adiacente alla punta della guaina di guida.</p> <p>d) Far avanzare i dispositivi di scorrimento.</p> <p>e) Porre l'impianto in posizione allungata.</p> <p>f) Ritrarre i dispositivi di scorrimento per aprire le graffette a circa 45° su ciascun lato.</p> <p>g) Ritrarre l'intero sistema di impianto attraverso la guaina di guida.</p> <p>ATTENZIONE: il mancato taglio della sutura nella sede prescritta può impedire il rilascio dell'impianto o provocare l'introduzione di fibre e conseguenti micro-embolie.</p> <p>ATTENZIONE: la mancata osservanza delle misure di rilascio prescritte può comportare difficoltà o impossibilità di rilascio dell'impianto, con necessità di ulteriori interventi.</p> <p>ATTENZIONE: il rilascio dell'impianto prima della conferma che i lembi siano saldamente agganciati tra le alette e le graffette può provocare un movimento o una dislocazione dell'impianto determinando un fessaggio del dispositivo a un singolo lembo (SLDA) o altri potenziali eventi avversi, condizioni che richiedono un ulteriore intervento.</p> <p>AVVERTENZA: il riutilizzo dei dispositivi (inclusi il sistema di impianto e la guaina di guida) dopo il recupero può causare un'embolia da materiali estranei o un'infezione. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente a seguito di tentativi di riutilizzo.</p> <p>Nota: se viene posizionato un impianto aggiuntivo per decisione del medico curante, prestare attenzione per evitare la dislocazione dell'impianto posizionato in precedenza. Attraversare la valvola con una configurazione impianto a profilo basso può ridurre al minimo le interazioni con l'impianto posizionato in precedenza.</p> <p>ATTENZIONE: la manipolazione eccessiva può causare la dislocazione o l'interferenza di un dispositivo impiantato in precedenza e danni alla struttura cardiaca che richiedono riparazioni chirurgiche o altri interventi.</p>

7.4.4 Rimozione e chiusura del dispositivo

Passaggio	Procedura
1	<p>Ritrarre completamente il catetere dell'impianto nel catetere orientabile. Raddrizzare e rimuovere gradualmente il sistema di impianto. Raddrizzare e rimuovere gradualmente la guaina di guida.</p> <p>ATTENZIONE: il mancato raddrizzamento dei dispositivi prima della rimozione può causare un danno ai vasi.</p>
2	Eseguire la chiusura percutanea standard del sito di accesso.

8.0 Sicurezza della risonanza magnetica (RM)

Test non clinici hanno dimostrato che l'impianto PASCAL è compatibile RM condizionata. Un paziente portatore di questo dispositivo può essere sottoposto in sicurezza a scansione con un sistema di RM che soddisfi le seguenti condizioni:

- Campi magnetici statici di 1,5 T e 3,0 T
- Campo magnetico a gradiente spaziale massimo di 3.000 gauss/cm (30 T/m)
- Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo mediato per corpo intero riferito dal sistema RM pari a 4 W/kg (modalità operativa controllata in primo livello)

Nelle condizioni di scansione sopra definite, si prevede che l'impianto produca un aumento massimo della temperatura inferiore a 4 °C dopo 15 minuti di scansione continua.

Nei test non clinici, l'artefatto dell'immagine causato dal dispositivo in una configurazione a impianti multipli si estende nel peggiore dei casi fino a 15 mm dall'impianto durante una risonanza a sequenza di impulsi gradiente echo peggiore con un sistema RM a 3,0 T.

9.0 Impianto recuperato e smaltimento del dispositivo

Edwards Lifesciences è interessata al recupero dei campioni clinici dell'impianto per scopi di analisi. Una relazione scritta riassuntiva dei risultati sarà fornita al termine della nostra valutazione. Si prega di contattare Edwards per restituire l'impianto recuperato.

Se si decide di restituire qualsiasi dispositivo, attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Confezione non aperta con barriera sterile integra:**
se i sacchetti non sono stati aperti, restituire il dispositivo nella confezione originale.
- **Confezione aperta ma impianto non eseguito:**
se un sacchetto è stato aperto, il dispositivo non è più sterile. Restituire il dispositivo nella confezione originale.
- **Impianto espantato:**
l'impianto espantato deve essere collocato in un fissativo istologico adeguato, come formalina al 10% o glutaraldeide al 2%, e restituito a Edwards.

9.1 Smaltimento

I dispositivi utilizzati possono essere trattati e smaltiti in maniera analoga ai rifiuti ospedalieri e ai materiali a rischio biologico in conformità alle normative locali poiché non esistono rischi particolari legati allo smaltimento di questi dispositivi.

10.0 Riepilogo dell'esperienza clinica

10.1 Studio CLASP

I dati clinici riportati in questa sezione includono le informazioni ottenute dallo studio clinico CLASP sul sistema di riparazione della valvola transcateretere PASCAL nella valvola mitrale.

Per valutare la sicurezza, le prestazioni e i risultati clinici del sistema PASCAL, è stato condotto uno studio multicentrico, multinazionale, prospettico e a braccio singolo (CLASP). Tutti i pazienti dello studio sono stati valutati con un follow-up clinico a 30 giorni, 6 mesi e 1 anno, che proseguirà con cadenza annuale nei 5 anni successivi alla procedura di impianto.

L'endpoint di sicurezza primario dello studio CLASP era un insieme di eventi avversi gravi (MAE, major adverse events) a 30 giorni. I MAE includono: mortalità cardiovascolare, ictus, infarto

miocardico, necessità di nuova terapia renale sostitutiva, grave sanguinamento e nuovo intervento per via di complicanze correlate al dispositivo oggetto dello studio.

Gli endpoint prestazionali primari dello studio includono il successo del dispositivo, il successo della procedura e il successo clinico. Gli endpoint secondari dello studio includono risultati clinici, di sicurezza e funzionali a 30 giorni, 6 mesi, 1 anno e a punti temporali di follow-up annuali.

Per "successo del dispositivo" si intende l'installazione del dispositivo secondo quanto previsto e il recupero completo del sistema di rilascio al momento dell'uscita del paziente dal laboratorio di cateterizzazione cardiaca. L'analisi del successo del dispositivo è stata effettuata per ciascun dispositivo.

Per "successo della procedura" si intende il successo del dispositivo con gravità di RM $\leq 2+$ alla dimissione (valutata da laboratorio ecocardiografico principale) e senza necessità di intervento chirurgico o percutaneo precedentemente alla dimissione dall'ospedale. Il successo della procedura è stato valutato per ciascun paziente.

Per "successo clinico" si intende il successo della procedura con evidenza di riduzione dell'RM $\leq 2+$ e senza MAE a 30 giorni (analizzato per ciascun paziente).

Un laboratorio principale indipendente ha valutato tutti i dati ecocardiografici. Una commissione sugli eventi clinici (CEC, Clinical Events Committee) indipendente ha valutato gli eventi di sicurezza, mentre un comitato di monitoraggio della sicurezza dei dati (DSMB, Data Safety Monitoring Board) ha riesaminato in maniera indipendente i dati aggregati sulla sicurezza e ha valutato i trend relativi agli eventi avversi, oltre al loro effetto sulla conduzione dello studio e sulla valutazione del rischio del dispositivo.

10.1.1 Risultati dello studio CLASP

L'età media dei pazienti in cura era di 75,4 anni e il 55,0% era di sesso maschile. Tutti i pazienti soffrivano di insufficienza cardiaca di classe II, III o IV, secondo la classificazione della New York Heart Association (NYHA). I punteggi medi Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II ed STS Mortality Score erano rispettivamente del 14,4%, 5,8% e 4,7%. Al basale, il 50,9% dei pazienti presentava RM da moderato a grave, mentre il 48,1% presentava RM grave.

10.1.2 Prestazioni

L'endpoint prestazionale includeva tre componenti di successo: successo del dispositivo, successo della procedura e successo clinico. Il successo del dispositivo è stato ottenuto nel 92,0% dei dispositivi utilizzati. Il successo della procedura è stato ottenuto nel 93,5% dei pazienti. Il successo clinico è stato ottenuto nell'86,0% dei pazienti.

10.1.3 Sicurezza

A 30 giorni, il tasso composito di MAE è stato dell'8,0%. Nove pazienti hanno manifestato 11 MAE prima della visita di follow-up a 30 giorni. I MAE valutati dalla CEC a 30 giorni per ciascun conteggio vengono mostrati di seguito.

Eventi avversi gravi (MAE)	Statistiche di riepilogo
Mortalità cardiovascolare	0,9% (1/112)
Ictus	0,9% (1/112)
Infarto miocardico	0,0% (0/112)
Nuova necessità di terapia renale sostitutiva	0,0% (0/112)
Grave sanguinamento	7,1% (8/112)
Nuovo intervento per via di complicanze correlate al dispositivo dello studio	0,9% (1/112)
Tasso composito di MAE	8,0% (9/112)

Nota: misure categoriche - % (n/n. totale)

Nella popolazione complessiva, è stata osservata una riduzione del livello di RM (ossia RM $\leq 2+$) nel 95,3% dei casi al momento della dimissione, nel 96,1% a 30 giorni, nel 98,8% a 6 mesi e nel 100% a 1 anno.

10.1.4 Conclusione dello studio

I dati raccolti nel corso dello studio CLASP confermano la sicurezza e le prestazioni del sistema PASCAL nei pazienti con rigurgito mitralico. Il numero di pazienti con follow-up pari o superiore a un anno è limitato e i dati di follow-up a lungo termine sono raccolti attraverso uno studio di follow-up clinico post-marketing.

10.2 Studio CLASP TR

I dati clinici riportati in questa sezione includono le informazioni ottenute dallo studio clinico specifico per la valvola tricuspidale (CLASP TR) sul sistema di riparazione della valvola transcatetere PASCAL.

Per valutare la sicurezza, le prestazioni e i risultati clinici del sistema PASCAL, è stato condotto uno studio multicentrico, prospettico e a braccio singolo (CLASP TR). Tutti i pazienti dello studio sono stati valutati con un follow-up clinico a 30 giorni, 6 mesi e 1 anno, che proseguirà con cadenza annuale nei 5 anni successivi alla procedura di impianto.

L'endpoint di sicurezza primario dello studio CLASP TR era un insieme di eventi avversi gravi (MAE, Major Adverse Events) a 30 giorni. I MAE includono: mortalità cardiovascolare, infarto miocardico, ictus, complicanze renali con necessità di dialisi o terapia renale sostitutiva non programmata, grave sanguinamento, nuovo intervento non programmato o d'emergenza (percutaneo o chirurgico) per ragioni correlate al dispositivo e importanti complicanze vascolari e a livello del sito di accesso con necessità di un nuovo intervento.

Gli endpoint prestazionali primari dello studio includono il successo del dispositivo, il successo della procedura e il successo clinico. Gli endpoint secondari dello studio includono risultati clinici, di sicurezza e funzionali a 30 giorni, 6 mesi, 1 anno e a punti temporali di follow-up annuali.

Per "successo del dispositivo" si intende l'installazione del dispositivo secondo quanto previsto e il recupero completo del sistema di rilascio al momento dell'uscita del paziente dal laboratorio di cateterizzazione cardiaca. L'analisi del successo del dispositivo è stata effettuata per ciascun dispositivo.

Per "successo della procedura" si intende il successo del dispositivo con evidenza di una riduzione dell'RT di almeno un grado (scala: assenza/tracce, lieve, moderato, grave, massivo, torrenziale) al termine della procedura e senza necessità di intervento chirurgico o percutaneo precedentemente alla dimissione dall'ospedale. Il successo della procedura è stato valutato per ciascun paziente.

Per "successo clinico" si intende il successo della procedura senza MAE a 30 giorni (analizzato per ciascun paziente).

Un laboratorio principale indipendente ha valutato tutti i dati ecocardiografici. Una commissione sugli eventi clinici (CEC, Clinical Events Committee) indipendente ha valutato gli eventi di sicurezza, mentre un comitato di monitoraggio della sicurezza dei dati (DSMB, Data Safety Monitoring Board) ha riesaminato in maniera indipendente i dati aggregati sulla sicurezza e ha valutato i trend relativi agli eventi avversi, oltre al loro effetto sulla conduzione dello studio e sulla valutazione del rischio del dispositivo.

10.2.1 Risultati dello studio CLASP TR

L'età media dei pazienti in cura era di 76,3 anni e il 53% era di sesso femminile. Tutti i pazienti soffrivano di insufficienza cardiaca di classe II o III, secondo la classificazione della New York Heart Association (NYHA). I punteggi medi EuroSCORE II ed STS Mortality Score erano rispettivamente del 5,3% e del 7,3%. Al basale, l'81% dei pazienti presentava RT grave o peggiorato.

10.2.2 Prestazioni

L'endpoint prestazionale includeva tre componenti di successo: successo del dispositivo, successo della procedura e successo clinico. Il successo del dispositivo è stato ottenuto nell'82,2% dei dispositivi utilizzati. Nei pazienti sottoposti a impianto, il successo della procedura è stato conseguito nel 95,5% dei casi e quello clinico nell'86,4%.

10.2.3 Sicurezza

A 30 giorni, il tasso composito di MAE è stato dell'5,9%. Due pazienti hanno manifestato 3 MAE prima della visita di follow-up a 30 giorni. I MAE valutati dalla CEC a 30 giorni per ciascun conteggio sono mostrati di seguito.

Eventi avversi gravi (MAE)	Statistiche di riepilogo
Mortalità cardiovascolare	0,0% (0/34)
Infarto miocardico (IM)	0,0% (0/34)
Ictus	0,0% (0/34)
Complicanze renali con necessità di dialisi o terapia renale sostitutiva non programmata	0,0% (0/34)
Grave sanguinamento	5,9% (2/34)
Nuovo intervento non programmato o d'emergenza (percutaneo o chirurgico) per ragioni correlate al dispositivo	0,0% (0/34)
Importanti complicanze vascolari e a livello del sito di accesso con necessità di un nuovo intervento	0,0% (0/34)
Tasso composito di MAE	5,9% (2/34)

Nota: misure categoriche - % (n/n. totale)

Nella popolazione sottoposta a impianto, è stata osservata una riduzione di almeno un grado dell'RT nell'88,9% dei casi al momento della dimissione e nell'82,6% a 30 giorni. È stata osservata una riduzione di almeno due gradi dell'RT nel 65,2% dei pazienti a 30 giorni.

10.2.4 Conclusione dello studio

A oggi i dati raccolti nel corso dello studio CLASP TR confermano la sicurezza e le prestazioni del sistema PASCAL nei pazienti con rigurgito tricuspidale. Il numero di pazienti con follow-up pari o superiore a un anno è limitato e i dati di follow-up a lungo termine sono raccolti attraverso uno studio di follow-up clinico post-marketing.

Edwards PASCAL -transkatheterreparatiesysteem voor klep**Gebruiksaanwijzing**

Het Edwards PASCAL -transkatheterreparatiesysteem voor klep omvat de volgende configuraties (hier aangeduid als het PASCAL -systeem):

Tabel 1: model 10000

Modelnummer	Hulpmiddel	Compatibele hulpmiddelen	
		Modelnummers	Hulpmiddel
10000IS	PASCAL - implanteersysteem	10000GS 10000ST	Geleideschacht Stabilisator
10000ISM	PASCAL Ace - implanteersysteem	20000ST 10000T	Stabilisatorbevestigings- systeem Tafel

Tabel 2: model 15000

Modelnummer	Hulpmiddel	Compatibele hulpmiddelen	
		Modelnummers	Hulpmiddel
15000IS	PASCAL - implanteersysteem	10000GS 20000ST	Geleideschacht Stabilisatorbevestigings- systeem
15000ISM	PASCAL Ace - implanteersysteem	10000T	Tafel

Implanteersysteem

Het implanteersysteem bestaat uit de stuurbare katheter (buitenste laag), de implantaatkatheter (binnenste laag) en het implantaat (dit verwijst hierna naar implantaten van model 10000IS, model 10000ISM, model 15000IS en model 15000ISM). Met het implanteersysteem kan het PASCAL -implantaat percutaan bij de klep worden geplaatst, via een toegang in de femorale ader, met behulp van een transveneuze benadering.

Implantaat (Afbeelding 1-3)

Het implantaat wordt geplaatst en bevestigd aan de klepbladen van de klep, en doet dienst als vulstof in de regurgitatieopening. De belangrijkste componenten van het implantaat zijn het vulelement, de paddles en sluitingen van nitinol, bedekt met polyethyleentereftalaat. Andere bestanddelen van de 10000IS- en 15000IS-implantaten zijn een titanium moer en bout, een PEEK-bus en een siliconenafdichting. Andere bestanddelen van de 10000ISM- en 15000ISM-implantaten zijn een titanium moer en bout, een distale en proximale plaat en een siliconenafdichting. De implantaten zijn kleiner in afmeting.

Het implantaat heeft vier paddleposities: langgerekt, gesloten, klaar voor het vastleggen van het klepblad en voor een vastgelegd klepblad.

Stuurbare katheter (Afbeelding 4)

De stuurbare katheter heeft een roterende bedieningsknop voor het bedienen van het flexiemechanisme voor de navigatie en positionering van het implantaat op de doellocatie. Een radiopake markeringsband op het distale gedeelte van de katheter geeft aan waar het einde van het flexiegedeelte zich bevindt.

Implantaatkatheter (Afbeelding 4)

Het implantaat is door middel van hechtingen en een van schroefdraad voorziene schacht bevestigd aan de implantaatkatheter. De implantaatkatheter regelt de plaatsing van het implantaat. De drie primaire bedieningselementen zijn de schuifregelaars, de van schroefdraad voorziene bedieningsknop en de ontkoppelknop. De schuifregelaars regelen de implantaatsluitingen (de sluitingen gaan omhoog door de schuifregelaars terug te trekken en omlaag door de schuifregelaars uit te duwen). De bedieningsknop met schroefdraad regelt de implantaatpaddles (de paddles worden gesloten door de bedieningsknop terug te trekken en geopend door de bedieningsknop uit te duwen). De ontkoppelknop regelt het loskoppelen van het implantaat van de implantaatkatheter. De implantaatkatheter is tevoren in de stuurbare katheter bevestigd.

Geleideschacht (Afbeelding 5)

De geleideschachtset bevat een stuurbare geleideschacht en een introducer. De geleideschacht biedt toegang tot het atrium. Het heeft een hydrofiele coating en een roterende bedieningsknop voor het bedienen van het flexiemechanisme voor het positioneren van de geleideschacht op de doellocatie. De introducer is compatibel met een voerdraad van 0,035 inch (0,89 mm).

Stabilisator (Afbeelding 6 en 7)

De stabilisator is bedoeld om te helpen bij de positionering en stabilisatie van het PASCAL -systeem tijdens implantatieprocedures. De stabilisator kan naar behoefte op elk moment tijdens de procedure aan het systeem worden bevestigd. Het gebruik van de stabilisator is optioneel.

Tafel (Afbeelding 8)

De tafel wordt buiten het steriele veld gebruikt als stabiel platform voor het implanteersysteem, de geleideschacht en de stabilisator. De tafel is in hoogte verstelbaar. Het gebruik van de tafel is optioneel.

Inbrenghulpmiddel (Afbeelding 9)

Het verwijderbare inbrenghulpmiddel wordt gebruikt bij het inbrengen van de implantaat- en plaatsingskatheters via de afdichtingen van de geleideschacht. Het inbrenghulpmiddel wordt voor uw bedieningsgemak meegeleverd in de verpakking van het implanteersysteem en/of de geleideschacht.

1.0 Indicaties

Het Edwards PASCAL -transkatheterreparatiesysteem voor kleppen is geïndiceerd voor de percutane reconstructie van een insufficiënte mitralis- en/of tricuspidalisklep door middel van benadering via het weefsel.

2.0 Contra-indicaties

Het PASCAL -systeem is gecontra-indiceerd bij patiënten met:

- Patiënt bij wie een TEE is gecontra-indiceerd of screenings-TEE niet gelukt is
- Echocardiografisch bewijs voor intracardiale massa, trombus of weefselgroei
- Aanwezigheid van een geoccludeerd of getromboliseerd vena cava inferior-filter dat interfereert met de plaatsingskatheter of aanwezigheid van ipsilaterale diepveeneuze trombose
- Bekende overgevoeligheid voor nitinol (nikkel of titanium) of een contra-indicatie voor procedurele medicatie, die niet adequaat medisch kan worden behandeld
- Hemorragische diathese of coagulopathie in de voorgeschiedenis, of indien patiënt bloedtransfusies weigert

Daarnaast is het PASCAL -systeem gecontra-indiceerd voor mitralispatiënten met een contra-indicatie voor transeptale katheterisatie.

3.0 Waarschuwingen**3.1 Anatomische overwegingen**

Voor optimale resultaten moet rekening gehouden worden met de volgende anatomische patiëntkenmerken. De veiligheid en effectiviteit van het PASCAL -systeem buiten deze omstandigheden is niet vastgesteld. Gebruik buiten deze omstandigheden kan interfereren met de plaatsing van het implantaat of het inbrengen van het natieve klepblad.

Van toepassing op mitralis- en tricuspidalispatiënten:

- Aangetoonde matige tot ernstige verkalking in het grijpgebied
- Aangetoonde ernstige verkalking in de annulus of het subvalvulaire apparaat
- Aanzienlijke scheur of perforatie in het grijpgebied
- Mobiliteitslengte van het klepblad < 8 mm

Alleen van toepassing op mitralispatiënten:

- Slibbreedte > 15 mm en/of slipgat > 10 mm
- Transeptale punctiehoogte < 3,5 cm
- LA-diameter ≤ 35 mm
- Aanwezigheid van twee of meer significante jets
- Aanwezigheid van een significante jet in het commissuurgebied
- Mitralisklepgebied (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Alleen van toepassing op tricuspidalispatiënten:

- Aanwezigheid van primaire niet-degeneratieve tricuspidalisklepaandoening

3.2 Gebruik van het hulpmiddel

- De hulpmiddelen zijn uitsluitend ontworpen, bedoeld en gedistribueerd voor eenmalig gebruik. Er zijn geen gegevens die de steriliteit, niet-pyrogeniciteit en functionaliteit van de hulpmiddelen na opnieuw gebruiken ondersteunen.
- Om infectie te voorkomen moeten de hulpmiddelen worden gebruikt met de standaard steriele techniek.
- Stel de hulpmiddelen niet bloot aan oplossingen, chemicaliën enz., met uitzondering van de steriele fysiologische en/of hepariniseerde zoutoplossing. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan het hulpmiddel, die mogelijk niet zichtbaar is bij visuele inspectie.
- Gebruik geen van de hulpmiddelen in aanwezigheid van brandbare of ontvlambare gassen, anesthetica of reinigings-/desinfectiemiddelen.
- Gebruik de hulpmiddelen niet als de vervaldatum is verstreken.
- Gebruik de hulpmiddelen niet als het zegel op de verpakking is verbroken of als de verpakking van steriele hulpmiddelen is beschadigd.
- Gebruik geen van de hulpmiddelen indien deze op enigerlei wijze zijn gevallen, beschadigd of verkeerd gehanteerd.
- Tijdens de voorbereiding en gedurende de gehele procedure moeten standaard spoel- en ontluchtingstechnieken worden gebruikt, om het ontstaan van luchtembolie te voorkomen.

3.3 Klinische waarschuwingen

- Zoals bij elk geïmplanteed medisch hulpmiddel kunnen er immunologische bijwerkingen optreden.
- Ernstige bijwerkingen, soms met chirurgische interventie en/of overlijden tot gevolg, kunnen verband houden met het gebruik van dit systeem ("Mogelijke bijwerkingen"). Vóór gebruik moet aan elke toekomstige patiënt een volledige uitleg van de voordelen en risico's worden gegeven.
- Zorgvuldige en voortdurende medische follow-up wordt geadviseerd, zodat implantaatgerelateerde complicaties kunnen worden gediagnosticeerd en op de juiste wijze worden behandeld.
- De arts moet beslissen over antistollingstherapie volgens de richtlijnen van de instelling.

4.0 Voorzorgsmaatregelen**4.1 Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik**

- Selectie van patiënten moet gebeuren door een multidisciplinair hartteam op het gebied van het behandelen van mitralis- en/of tricuspidalisklepregurgitatie, om het risico voor de patiënt en de anatomische geschiktheid te beoordelen.

4.2 Voorzorgsmaatregelen na gebruik

- De houdbaarheid op lange termijn is voor het implantaat niet vastgesteld. Er wordt een regelmatige medische follow-up geadviseerd om de prestaties van het implantaat te beoordelen.
- Na klepreparatie met behulp van het PASCAL -implantaat kan kortdurende antistollingstherapie nodig zijn. Schrijf een antistollings- en andere medische behandeling voor volgens de richtlijnen van de instelling.

5.0 Mogelijke bijwerkingen

Complicaties die samenhangen met standaard hartkatheterisatie, het gebruik van anesthesie en het gebruik van het PASCAL -systeem kunnen leiden tot de volgende resultaten: conversie naar open chirurgie, urgente of niet-urgente heroperatie, explantatie, permanente invaliditeit of overlijden. Artsen worden verzocht om melding te maken bij Edwards of de toegewezen ziekenhuisautoriteiten in het geval van voorvallen die vermoedelijk gerelateerd zijn aan het hulpmiddel.

De volgende verwachte bijwerkingen zijn bepaald als mogelijke complicaties van de PASCAL -procedure:

- Afwijkende laboratoriumwaarden
- Allergische reactie op anestheticum, contrastmiddel, heparine, nitinol
- Bloedarmoede of verhoogde Hgb waardoor bloedtransfusie nodig kan zijn
- Aneurysma of pseudoaneurysma
- Angina pectoris of pijn op de borst
- Anafylactische shock

- Aritmieën - atriaal (d.w.z. AF, SVT)
- Aritmieën - ventriculaire (d.w.z. VT, VF)
- Arterioveneuze fistels
- Atriaal septumletsel waarvoor interventie nodig is
- Bloedingen
- Hartstilstand
- Hartfalen
- Cardiale schade, zoals perforatie
- Harttamponnade/pericardiale effusie
- Cardiogene shock
- Verstremming of ruptuur van de chordae tendinae waarvoor mogelijk interventie nodig is
- Coagulopathie, stollingsstoornis, hemorragische diathese
- Letsel aan het conductiesysteem waardoor een permanente pacemaker nodig kan zijn
- Diepveneuze trombose (DVT)
- Verslechtering van de toestand van de native klep (scheuren of breuken van het klepblad, retractie van de klepbladen, verdikking van het klepblad)
- Losraken van eerder geplaatst implantaat
- Dyspneu
- Oedeem
- Verstoring van de elektrolytenbalans
- Embolie of embolisatie, zoals van lucht, deeltjes, kalkhoudend materiaal of trombus
- Endocarditis
- Slokdarmirritatie
- Slokdamporotatie of -vernauwing
- Bewegingsintolerantie of verzwakking
- PASCAL -systeemcomponenten niet terug kunnen halen
- Koorts
- Gastro-intestinale bloeding of infarct
- Hartfalen
- Hematoom
- Hemodynamisch compromis
- Hemolyse
- Bloedingen die transfusie of interventie vereisen
- Hypertensie
- Hypotensie
- Verslechtering van de toestand van het implantaat (slijtage, scheur, breuk of anders)
- Embolisatie van het implantaat
- Verkeerde positie van het implantaat of niet op de bedoelde locatie kunnen plaatsen
- Migratie van het implantaat
- Trombose bij het implantaat
- Infectie
- Ontsteking
- LVOT-obstructie
- Mesenterische ischemie
- Orgaanfalen in meerdere systemen
- Myocardinfarct
- Misselijkheid en/of braken
- Zenuwletsel
- Neurologische symptomen, zoals dyskinesie, zonder gediagnosticeerde TIA of beroerte
- Niet-neurologische trombo-embolische voorvallen
- Pijn
- Papillaire spierschade
- Verlamming
- Embolisatie van een onderdeel van het PASCAL -systeem
- Perifere ischemie
- Pleurale effusie
- Longoedeem
- Longembolie
- Reactie op anti-bloedplaatjes- of antistollingsmiddelen
- Nierfalen
- Nierinsufficiëntie
- Respiratoir compromis, ademhalingsfalen, atelectase, pneumonie - waarvoor mogelijke verlengde ventilatie nodig is
- Retroperitoneale bloeding
- Beschadiging of perforatie van het septum
- Bloedvergiftiging, sepsis
- Huidverbranding, verwonding of weefselveranderingen als gevolg van blootstelling aan ioniserende straling
- Single leaflet device attachment (SLDA)
- Beroerte
- Syncope
- Voorbijaande ischemische aanval (TIA)
- Infectie en/of bloeding van de urinewegen
- Klepletsel
- Klepstenose
- Valvulaire regurgitatie
- Letsel of trauma van het bloedvat, zoals dissectie of occlusie
- Vaatspasmen
- Beschadiging of perforatie van de ventrikelwand
- Wonddehiscentie, vertraagde of onvolledige genezing
- Verergering van hartfalen
- Verergering van regurgitatie/klepinsufficiëntie

6.0 Leveringswijze

6.1 Verpakking

De geleideschacht, het implantaatsysteem en de stabilisator worden individueel verpakt en gesteriliseerd met ethyleenoxide geleverd. De tafel wordt niet-steriel verpakt geleverd.

6.2 Opslag

Het PASCAL -systeem moet op een koele, droge plaats worden opgeslagen.

7.0 Gebruiksaanwijzing

7.1 Training van artsen

De implanterende arts moet ervaring hebben met transkathetertechnieken en getraind zijn in het PASCAL -systeem en de implantatieprocedure. De uiteindelijke beslissing voor implantatie van het PASCAL -hulpmiddel moet worden genomen door artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mitralis- en/of tricuspidalklepregurgitatie in gespecialiseerde centra, die kunnen bepalen of een redelijke kans op significante klinische verbetering te verwachten is op basis van het stadium van ziekte en de comorbiditeit.

7.2 Uitrusting en materialen

- Standaard laboratoriumapparatuur voor hartkatheterisatie
- Fluoroscopie-systeem
- Mogelijkheden voor transoesofageale echocardiografie (TEE) (2D en 3D)
- Pigtail-katheter voor contrastinjectie (met compatibele schacht)
- Venapunctieset
- Transseptale naald, schacht en voerdraad
- Voerdraad met vervangingslengte van 0,035 inch (0,89 mm)
- Kommen
- Injectiespuiten van 50-60 cc met Luer-Lock-bevestiging
- Gehepariniseerde zoutoplossing
- Hemostaat
- Chirurgische doeken (bv. afmeting 43 x 69 cm)
- Optioneel: step-updilatoren
- Optioneel: continu infuus van fysiologische zoutoplossing (rijdende infuusstandaard, infuusslang met afsluiter voor het instelwiel, infuuszakken met 1 liter gehepariniseerde steriele zoutoplossing)
- Optioneel: drukbewakingskraantje

7.3 Voorbereiding van het hulpmiddel

7.3.1 Tafel

Stap	Procedure
1	Haal de tafel(s) uit de verpakking en controleer op beschadigingen.
2	Monteer de tafel(s) zoals weergegeven in Afbeelding 8.

7.3.2 Stabilisator

Stap	Procedure
1	Haal de stabilisatoronderdelen uit de verpakking en controleer of deze niet beschadigd zijn.
2	Monteer de stabilisator indien nodig zoals weergegeven in Afbeelding 6.

7.3.3 Geleideschacht

Stap	Procedure
1	Haal de geleideschacht, het inbrenghulpmiddel en de introducer uit de verpakking en controleer of ze niet beschadigd zijn.
2	Spoel en ontlucht de geleideschacht met gehepariniseerde zoutoplossing, terwijl u de distale punt omhoog houdt.
3	Breng de introducer in de geleideschacht, terwijl u de distale punt omhoog houdt. Spoel vóór gebruik de introducer door en veeg de geleideschacht schoon met gehepariniseerde zoutoplossing.

7.3.4 Implanteersysteem

Stap	Procedure
1	Verwijder het implantaatsysteem en het inbrenghulpmiddel uit de verpakking en controleer of ze niet beschadigd zijn. Controleer of beide stopkranen van de schuifregelaar open staan. WAARSCHUWING: Als de stopkranen van de schuifregelaar niet open staan, kan het gebruiken van het hulpmiddel resulteren in een infectie.
2	Voer de bedieningsknop op (draai de bedieningsknop tegen de klok in of druk op de bedieningsknop om de bedieningsknop naar voren te duwen) totdat deze vlak tegen het instrument voor positionering van de sluiting ligt.
3	Verwijder de pin van de schuifregelaar en zorg dat er geen speling meer is op de hechtendraad. Vergrendel de stopkranen van de schuifregelaar en zet de pin van de schuifregelaar vast. Verwijder het instrument voor positionering van de sluiting.
4	Trek de schuifregelaars helemaal terug en voer ze op om de juiste sluitingsbeweging te bevestigen en sluit het implantaat (draai de bedieningsknop met de klok mee of druk op de bedieningstoets om de bedieningsknop terug te trekken).
5	Voer de stuurbare katheter op. Zorg ervoor dat de schuifregelaars en de bedieningsknop volledig zijn teruggetrokken. Richt de handgreep van de implantaatkatheter in verticale positie, zodat de ontkoppelknop tegen de tafel aan ligt.
6	Spoel de implantaatkatheter met gehepariniseerde zoutoplossing.
7	Houd, zodra u zoutoplossing uit het distale uiteinde van de implantaatkatheter ziet lopen, de handgreep van de implantaatkatheter lager en til het distale uiteinde van de implantaatkatheter op. Blijf ondertussen spoelen met gehepariniseerde zoutoplossing.
8	Trek de stuurbare katheter volledig terug. Voer de schuifregelaars en bedieningsknop op om het implantaat in langgerekte positie te plaatsen.
9	Verwijder de kap van het inbrenghulpmiddel en leid deze op het implantaatsysteem.

Stap	Procedure
10	Breng het implantaat in door het proximale uiteinde van het inbreng hulpmiddel, totdat het er bij het distale uiteinde uit komt. Verbind het inbreng hulpmiddel met de kap van het inbreng hulpmiddel.
11	Spoel de stuurbare katheter door met gehepariniseerde zoutoplossing, terwijl u het inbreng hulpmiddel en de distale punt omhoog houdt.
12	Trek de implantaatkatheter geleidelijk terug in de stuurbare katheter en het implantaat in het inbreng hulpmiddel, terwijl u de stuurbare katheter blijft doorspoelen totdat het distale uiteinde van het implantaat zich volledig in het inbreng hulpmiddel bevindt.

7.4 Implantatieprocedure

Het plaatsen van het implantaat moet worden uitgevoerd onder algehele anesthesie met hemodynamische bewaking in een operatiekamer, hybride operatiekamer of hartkatheterisatielaboratorium met de mogelijkheid tot het maken van fluoroscopische en echocardiografische beelden.

Opmerking: Raadpleeg voorafgaande aan de implanteerprocedure de Anatomische overwegingen (paragraaf 3.1), omdat gebruik buiten deze omstandigheden kan interfereren met de plaatsing van het implantaat of het inbrengen van het native klepblad.

LET OP: Tijdens de procedure moet heparine worden toegediend om de ACT \geq 250 sec. te houden.

LET OP: Overmatig gebruik van contrastmiddelen kan leiden tot nierfalen. Bepaal het creatininegehalte van de patiënt voorafgaand aan de procedure. Het gebruik van contrastmiddelen moet worden bewaakt.

7.4.1 Voorbereiding van de patiënt

Stap	Procedure
1	Monteer en positioneer de tafel(s) tussen de benen van de patiënt, voorafgaand aan het steriel leggen van de patiënt, waarbij de hoogte van de tafel(s) naar behoefte wordt bijgesteld. Gebruik doeken als ondersteuning tussen de tafel(s) en de benen van de patiënt. WAARSCHUWING: De tafel wordt niet-steriel geleverd; het inbrengen van de tafel in het steriele veld kan resulteren in een infectie.
2	Monteer en bevestig de stabilisator na de steriele afdekking naar behoefte op elk moment tijdens de procedure.

7.4.2 Toegang via femorale ader en inbrengen van de schacht

Stap	Procedure
1	Prik de femorale ader aan met behulp van conventionele percutane punctiemethoden.
2	<u>Voor PASCAL -mitralisprocedures:</u> Prik het linkeratrium aan met behulp van een transveneuze, transeptale techniek via een conventionele percutane methode en plaats de voerdraad in het linkeratrium. Dilateer het vat, indien nodig. LET OP: (uitsluitend voor mitralisprocedures) Een onjuiste punctie kan leiden tot beschadiging van de hartstructuur waarvoor chirurgische reparatie of een andere interventie nodig is. <u>Voor PASCAL -tricuspidalisprocedures:</u> Prik het rechteratrium aan met behulp van een conventionele percutane methode en plaats de voerdraad in het rechteratrium. Dilateer het vat, indien nodig.
3	<u>Voor PASCAL -mitralisprocedures:</u> Plaats de geleideschacht met de introducer over de voerdraad, totdat de punt van de geleideschacht stevig over het septum zit, indien nodig met behulp van een flexiemechanisme. <u>Voor PASCAL -tricuspidalisprocedures:</u> Plaats de geleideschacht met de introducer over de voerdraad, totdat de punt van de geleideschacht in het rechteratrium zit. LET OP: Als er te veel gemanipuleerd wordt, kan dit leiden tot verplaatsing of verstoring van een eerder geplaatst hulpmiddel, beschadiging van de hartstructuur waarvoor chirurgische reparatie of een andere interventie nodig is.
4	Verwijder de introducer en de voerdraad. Niet aspireren en spoel de geleideschacht niet door tot het implanteersysteem is ingebracht. LET OP: Als wordt geaspireerd of de continue fysiologische zoutoplossingsspoeling wordt aangesloten op de geleideschacht voordat het implanteersysteem is ingebracht, kan er luchtembolie ontstaan.

7.4.3 Plaatsing van het implantaat

Stap	Procedure
1	Plaats het implanteersysteem in de geleideschacht, met behulp van het inbreng hulpmiddel.
2	Voer het implanteersysteem op totdat het implantaat het inbreng hulpmiddel uitkomt. Trek het inbreng hulpmiddel terug en verwijder dit.
3	Aspireer en spoel de geleideschacht door met gehepariniseerde zoutoplossing. Aspireer met de gespecificeerde injectiespuit minimaal 45 cc. LET OP: Als de geleideschacht niet volledig wordt geaspireerd kan er luchtembolie ontstaan.
4	Sluit desgewenst het continue infuus met fysiologische zoutoplossing aan op de implantaatkatheter. LET OP: Als het continue fysiologische zoutoplossingsinfuus wordt aangesloten op het implanteersysteem vóór het aanzuigen, kan luchtembolie ontstaan.
5	Voer het implanteersysteem op totdat het implantaat uit het distale uiteinde van de geleideschacht komt.

Stap	Procedure
6	Trek de bedieningsknop terug om het implantaat in de gesloten positie te krijgen. Trek de schuifregelaars terug.
7	Stel de geleideschacht af indien nodig.
8	Als op basis van de beoordeling van de behandelend arts drukbewaking wordt gebruikt om de atriale druk continu te beoordelen tijdens de procedure, volgt u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de drukbewaking. Verbind een met vloeistof gevuld drukbewakingsinstrument met de stuurbare katheter. Aspireer en kalibreer vervolgens op het hartniveau van de patiënt voordat u de meting uitvoert. Opmerking: Drukbeewaking moet worden gebruikt in combinatie met echocardiografie. De druk moet in overeenstemming worden gebracht met echocardiografie en Doppler-metingen. Zorg er bij de beoordeling van atriale druk voor dat de distale punt van de implantaatkatheter volledig bloot ligt van de stuurbare katheter.
9	Voer het implanteersysteem op indien nodig. Manipuleer zo nodig de stuurbare katheter en geleideschacht (buigen-strekken, in tegengestelde richtingen draaien, opvoeren en terugtrekken) totdat het implantaat in het midden van de doelcoaptatiezone met het juiste traject is gecentreerd. LET OP: Als er te veel gemanipuleerd wordt, kan dit leiden tot losraken of verstoring van een eerder geplaatst hulpmiddel, beschadiging van de hartstructuur waarvoor chirurgische reparatie of een andere interventie nodig is. Opmerking: Een radiopake markeringsband op de stuurbare katheter geeft aan waar zich het einde van het flexiegedeelte bevindt en kan onder fluoroscopie worden gevisualiseerd.
10	Voer de bedieningsknop op om het implantaat in de juiste positie te krijgen, klaar voor het vastleggen van het klepblad. Opmerking: Trek aan de pin van de schuifregelaar en verplaats één schuifregelaar om met behulp van beeldvorming te bepalen welke implantaatsluiting deze regelt en zet de pin van de schuifregelaar vast voor een tricuspidalisprocedure, na het plaatsen van het implantaat in de juiste positie voor het vastleggen van het klepblad.
11	Draai zo nodig aan de implantaatkatheter om de paddles te richten.
12	Voer het implantaat op door de klep totdat de paddles zich onder de vrije rand van de klepbladen bevinden.
13	Controleer de locatie en richting van het implantaat en pas de positie indien nodig enigszins aan. LET OP: Overmatige manipulatie van het implantaat onder de klepbladen kan tot gevolg hebben dat het implantaat in de peesdraden verstrikt raakt; verstrengeling van de peesdraden kan leiden tot beschadiging van het hart, vergering van regurgitatie, problemen bij of onvermogen om het implantaat te verwijderen waarvoor extra interventie nodig is.
14	Trek het implantaat terug met behulp van beeldvorming totdat de klepbladen zich tussen paddles en sluitingen bevinden.
15	Voer de schuifregelaar(s) op zodat het klepblad/de klepbladen tussen de sluitingen en paddles worden vastgezet. Dit kunt u doen voor beide klepbladen tegelijkertijd (met de pin van de schuifregelaar gekoppeld om beide sluitingen te verplaatsen) of elk klepblad afzonderlijk (met de pin van de schuifregelaar ontkoppeld om afzonderlijke sluitingen te verplaatsen).
16	Controleer het inbrengen van de klepbladen met behulp van beeldvorming. Als de klepbladen niet tussen sluitingen en paddles vastgezet zijn, trek u de schuifregelaars terug om de klepbladen los te maken en probeert u het opnieuw.
17	Sluit het implantaat zodra de klepbladen tussen de sluitingen en paddles zijn vastgezet.
18	Voer de implantaatkatheter een beetje op om de spanning op de klepbladen te verminderen.
19	Beoordeel de regurgitatie en herpositioneer waar nodig. Zorg ervoor, zodra de positie van het implantaat is bevestigd, dat het implantaat in gesloten positie is. Trek de schuifregelaars terug, indien herpositionering binnen het ventrikel nodig is, en voer de bedieningsknop op om het implantaat in de juiste positie te stellen voor het vastleggen van het klepblad. Pas de richting van sluitingen en implantaat naar behoefte aan. Als het implantaat opnieuw in het atrium gepositioneerd moet worden, trekt u de schuifregelaars terug en voert u de bedieningsknop in om het implantaat langzaam onder fluoroscopische geleiding in de langgerekte positie te zetten, waarbij u ervoor zorgt dat de bedieningsdraad niet buigt, en trekt u het implantaat terug in het atrium. LET OP: Als het implantaat niet in de langgerekte positie wordt geplaatst bij het terugtrekken in het atrium tijdens herpositionering, kan dit leiden tot schade aan de klepbladen of een verstrengeling van peesdraden. LET OP: Als de klepbladen niet worden losgemaakt van de sluitingen en paddles voordat u ze opnieuw positioneert, kan dit leiden tot schade aan de klepbladen.
20	Het implantaat loskoppelen van de katheter: a) Zorg ervoor dat de distale punt van de implantaatkatheter volledig bloot ligt van de stuurbare katheter. b) Knip de buitenste hechting aan het proximale uiteinde van elke schuifregelaar door. Open beide stopkranen van de schuifregelaar om de hechtingen los te maken. Trek aan de pin van de schuifregelaar om de hechtingen volledig te verwijderen.

Stap	Procedure
	<p>c) Sluit beide stopkranen van de schuifregelaar nadat de hechtingen verwijderd zijn.</p> <p>d) Verwijder de loskoppelpin. Draai tegen de klok in en trek de ontkoppelpin terug totdat het implantaat is losgekoppeld en u de loskoppeling heeft bevestigd met behulp van beeldvorming.</p> <p>Opmerking: Indien nodig kunt u, voorafgaand aan het loskoppelen van het implantaat, het implantaatsysteem terughalen in de geleideschacht voor verwijdering. Terughalen:</p> <p>a) Trek de schuifregelaars terug.</p> <p>b) Plaats het implantaat langzaam onder fluoroscopische geleiding in de langgerekte positie, waarbij u ervoor zorgt dat de bedieningsdraad niet buigt. Trek vervolgens het implantaat terug in het atrium. Zet het implantaat in de gesloten positie.</p> <p>c) Trek de stuurbare katheter recht en trek het implantaatsysteem terug totdat het implantaat zich bij de punt van de geleideschacht bevindt.</p> <p>d) Voer de schuifregelaars op.</p> <p>e) Plaats het implantaat in de langgerekte positie.</p> <p>f) Trek de schuifregelaars terug om de sluitingen te openen tot ongeveer 45° aan weerskanten.</p> <p>g) Trek het gehele implantaatsysteem terug door de geleideschacht.</p> <p>LET OP: Als de hechting niet op de voorgeschreven locatie wordt gesneden, kan dit ertoe leiden dat het implantaat niet kan worden ontkoppeld of kunnen er vezels worden ingebracht, wat kan leiden tot micro-embolie.</p> <p>LET OP: Als de voorgeschreven stappen voor het ontkoppelen niet worden uitgevoerd, kan dit leiden tot problemen bij of het onvermogen om het implantaat los te koppelen, waarvoor extra interventie nodig is.</p> <p>LET OP: Als het implantaat wordt losgekoppeld voordat wordt bevestigd dat de klepladen goed vastzitten tussen paddles en sluitingen, kan dit leiden tot verplaatsing of losraken van het implantaat, wat een single leaflet device attachment (SLDA) tot gevolg heeft of andere ernstige bijwerkingen waarvoor extra interventie nodig is.</p> <p>WAARSCHUWING: Hergebruik van de hulpmiddelen (zoals het implantaatsysteem en de geleideschacht) na het terughalen kan een embolie van lichaamsvreemd materiaal of een infectie veroorzaken. Het hulpmiddel kan defect raken als geprobeerd wordt dit te hergebruiken.</p> <p>Opmerking: Als de behandelend arts besluit een extra implantaat te plaatsen, moet voorzichtigheid worden betracht om losraken van het eerder geplaatste implantaat te voorkomen. Het kruisen van de klep in een implantaat met laag profiel kan de interactie met het eerder geplaatste implantaat minimaliseren.</p> <p>LET OP: Als er te veel gemanipuleerd wordt, kan dit leiden tot verplaatsing of verstoring van een eerder geplaast hulpmiddel, beschadiging van de hartstructuur waarvoor chirurgische reparatie of een andere interventie nodig is.</p>

7.4.4 Het hulpmiddel verwijderen en sluiten

Stap	Procedure
1	<p>Trek de implantaatkatheter volledig terug in de stuurbare katheter. Trek het implantaatsysteem geleidelijk recht en verwijder het. Trek de geleideschacht geleidelijk recht en verwijder deze.</p> <p>LET OP: Als de hulpmiddelen niet worden rechtgetrokken voordat ze worden verwijderd, kan dit leiden tot beschadiging van het bloedvat.</p>
2	<p>Sluit de toeganglocatie met behulp van een standaard percutane sluitingsmethode.</p>

8.0 MRI-veiligheid

Bij niet-klinische tests is gebleken dat het PASCAL-implantaat onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan veilig worden gescand in een MRI-systeem dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Statisch magnetische velden van 1,5 T en 3,0 T
- Een maximale ruimtelijke veldgradiënt van 3.000 gauss/cm (30 T/m)
- Een maximale door het MRI-systeem gemelde specifieke absorptiesnelheid voor het gemiddelde van het gehele lichaam (SAR) van 4 W/kg (werking gecontroleerd op eerste niveau).

Onder de hierboven genoemde scanomstandigheden wordt verwacht dat het implantaat na 15 opeenvolgende scanminuten een maximale temperatuurstijging produceert van minder dan 4°C.

Tijdens niet-klinische tests kan het beeldartefact dat veroorzaakt is door het hulpmiddel zich bij de slechtst denkbare meervoudige implantaatconfiguratie tot 15 mm van het implantaat uitstreken wanneer het implantaat wordt afgebeeld in de slechtst denkbare gradiënt-echopulssequentie in een MRI-systeem van 3,0 T.

9.0 Afvoeren van geëxplanteerd implantaat en hulpmiddelen

Edwards Lifesciences ontvangt graag de geëxplanteerde klinische implantaten voor analyse. Na onze beoordeling wordt een schriftelijk rapport verstrekt met hierin een samenvatting van onze bevindingen. Neem contact op met Edwards voor het retourneren van het geëxplanteerde implantaat.

Als u een van de hulpmiddelen wilt retourneren, volgt u de volgende instructies:

- **Ongeopende verpakking met de steriele barrière nog intact:**
Als de zakken niet zijn geopend, retourneer u het hulpmiddel in de originele verpakking.
- **Verpakking geopend maar niet geïmplementeerd:**
Als de zak is geopend, is het hulpmiddel niet meer steriel. Retourneer het hulpmiddel in de originele verpakking.
- **Geëxplanteerd implantaat:**

Het geëxplanteerde implantaat dient in een geschikt histologisch fixerend middel te worden geplaatst (zoals 10% formaline of 2% glutaraaldehyde) en aan Edwards te worden geretourneerd.

9.1 Afvoer

Gebruikte hulpmiddelen mogen op dezelfde wijze worden behandeld en afgevoerd als ziekenhuisafval en biologisch gevaarlijk materiaal overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving. Er zijn immers geen speciale risico's verbonden aan het afvoeren van deze instrumenten.

10.0 Samenvatting van de klinische ervaring

10.1 CLASP-onderzoek

In de klinische gegevens in dit hoofdstuk staat informatie verkregen uit het klinische CLASP-onderzoek dat onderzoek deed naar het PASCAL-transkatheterreparatiesysteem in de mitralisklep.

Een multicenter-, multinational, prospectief, eenarmig onderzoek (CLASP) werd uitgevoerd om de veiligheid, prestaties en klinische resultaten van het PASCAL-systeem te beoordelen. Alle ingeschreven onderzoekspatiënten werden beoordeeld met behulp van klinische follow-up na 30 dagen, 6 maanden en 1 jaar. Deze controles worden jaarlijks gedurende 5 jaar na de implantatieprocedure voortgezet.

Het primaire veiligheidseindpunt van het CLASP-onderzoek was een samenstelling van ernstige bijwerkingen (MAE's) na 30 dagen. Voorbeelden van de MAE's: cardiovasculaire mortaliteit, beroerte, myocardiinfarct, nieuwe noodzaak voor vervanging van de nier, ernstige bloeding en herinterventie in verband met hulpmiddelgerelateerde complicaties.

Voorbeelden van primaire prestatie-eindpunten van het onderzoek zijn slagen van het hulpmiddel, slagen van de procedure en klinisch slagen. Secundaire eindpunten van het onderzoek zijn klinische, veiligheids- en functionele resultaten na 30 dagen, 6 maanden, 1 jaar en op jaarlijkse follow-upmomenten.

Slagen van het hulpmiddel wordt gedefinieerd als een juiste plaatsing van het hulpmiddel zoals bedoeld, en het op een juiste manier terughalen van het afgiftesysteem zoals bedoeld op het moment dat de patiënt het hartkatheterisatielaboratorium verlaat. De analyse van slagen van het hulpmiddel werd per hulpmiddel uitgevoerd.

Slagen van de procedure wordt gedefinieerd als slagen van het hulpmiddel met een ernst van de MR van $\leq 2+$ bij ontslag (beoordeeld in een kernlaboratorium voor echografie) en zonder dat chirurgische of percutane interventie nodig is voorafgaand aan ontslag uit het ziekenhuis. Slagen van de procedure werd per patiënt geanalyseerd.

Klinisch slagen is gedefinieerd als slagen van de procedure met een aangetoonde vermindering van de MR naar $\leq 2+$ en zonder MAE's na 30 dagen (beoordeeld per patiënt).

Alle echocardiografische gegevens werden in een onafhankelijk kernlaboratorium beoordeeld. Een onafhankelijke klinische voorvalcommissie (CEC) beoordeelde veiligheidsvoorvallen en een bewakingscommissie voor gegevensveiligheid (DSMB) beoordeelde onafhankelijk samengevoegde veiligheidsgegevens, trends van bijwerkingen en hun effect op het onderzoek en de beoordeling van de risico's van het hulpmiddel.

10.1.1 Resultaten van het CLASP-onderzoek

De gemiddelde leeftijd van de behandelde patiënten was 75,4 jaar. 55,0% van de patiënten was mannelijk. Alle patiënten hadden NYHA-klasse II, III of IV hartfalen. De gemiddelde logistische score van EuroSCORE I, EuroSCORE II en STS Mortality was respectievelijk 14,4%, 5,8% en 4,7%. Bij de baseline had 50,9% matig-ernstige TR en 48,1% ernstige TR.

10.1.2 Prestatie

Het prestatie-eindpunt omvatte drie componenten van slagen: van het hulpmiddel, van de procedure en klinisch slagen. Slagen van het hulpmiddel werd bereikt bij 92,0% van de geteste hulpmiddelen. Slagen van de procedure werd bereikt bij 93,5% van de patiënten. Klinisch slagen werd bereikt bij 86,0% van de patiënten.

10.1.3 Veiligheid

Na 30 dagen bedroeg het samengestelde MAE-percentage 8,0%. Negen patiënten ervoeren 11 MAE's voorafgaand aan een follow-up van 30 dagen. De door de klinische voorvalcommissie (CEC) beoordeelde ernstige bijwerkingen na 30 dagen worden hieronder weergegeven.

Ernstige bijwerking (MAE)	Samenvattingsstatistieken
Cardiovasculaire mortaliteit	0,9% (1/112)
Beroerte	0,9% (1/112)
Myocardiinfarct	0,0% (0/112)
Nieuwe noodzaak voor vervangingstherapie van de nier	0,0% (0/112)
Ernstige bloeding	7,1% (8/112)
Herinterventie in verband met complicaties gerelateerd aan het studiehulpmiddel	0,9% (1/112)
Samengesteld MAE-percentage	8,0% (9/112)

Opmerking: Categorische metingen -% (aantal/totaal aantal)

In de totale populatie werd reductie van de MR-graad (d.w.z. MR $\leq 2+$) waargenomen bij 95,3% van de patiënten bij ontslag, 96,1% na 30 dagen, 98,8% na 6 maanden en 100% na 1 jaar.

10.1.4 Conclusie van het onderzoek

De in het CLASP-onderzoek verzamelde gegevens ondersteunen de veiligheid en prestaties van het PASCAL-systeem bij patiënten met mitralisklepregurgitatie. Het aantal patiënten met een vervolgperiode van één jaar of meer is beperkt en gegevens over langetermijnvervolg worden verzameld door middel van een post-marketing klinisch vervolgonderzoek.

10.2 CLASP TR-onderzoek

In de klinische gegevens in dit hoofdstuk staat informatie verkregen uit het klinische tricuspidalissonderzoek (CLASP TR) naar het PASCAL-transkatheterreparatiesysteem voor klep.

Een prospectief, eenarmig multicenteronderzoek (CLASP TR) werd uitgevoerd om de veiligheid, prestaties en klinische resultaten van het PASCAL-systeem te beoordelen. Alle ingeschreven onderzoekspatiënten werden beoordeeld met behulp van klinische follow-up na 30 dagen, 6 maanden en 1 jaar. Deze controles worden jaarlijks gedurende 5 jaar na de implantatieprocedure voortgezet.

Het primaire veiligheidseindpunt van het CLASP TR-onderzoek was een samenstelling van ernstige bijwerkingen (MAE's) na 30 dagen. De MAE's omvatten: cardiovasculaire mortaliteit, myocardiinfarct, beroerte, niercomplicaties waarvoor ongeplande dialyse of niervervangingstherapie noodzakelijk is, ernstige bloeding, ongeplande of noodherinterventie (percutaan of chirurgisch) in verband met het apparaat en ernstige complicaties met betrekking tot de toegangspolek en vasculaire complicaties die interventie vereisen.

Voorbeelden van primaire prestatie-eindpunten van het onderzoek zijn slagen van het hulpmiddel, slagen van de procedure en klinisch slagen. Secundaire eindpunten van het

onderzoek zijn klinische, veiligheids- en functionele resultaten na 30 dagen, 6 maanden, 1 jaar en op jaarlijkse follow-upmomenten.

Slagen van het hulpmiddel wordt gedefinieerd als een juiste plaatsing van het hulpmiddel zoals bedoeld, en het op een juiste manier terughalen van het afgiftesysteem zoals bedoeld op het moment dat de patiënt het hartkatheterisatielaboratorium verlaat. De analyse van slagen van het hulpmiddel werd per hulpmiddel uitgevoerd.

Slagen van de procedure wordt gedefinieerd als slagen van het hulpmiddel met een aantoonbare vermindering in TR-graad van tenminste één graad (schaal: geen/spoor, mild, matig, ernstig, enorm, gigantisch) aan het eind van de procedure en zonder de noodzaak van een chirurgische of percutane interventie voorafgaand aan ontslag uit het ziekenhuis. Slagen van de procedure werd per patiënt geanalyseerd.

Klinisch slagen is gedefinieerd als slagen van de procedure zonder MAE's na 30 dagen (beoordeeld per patiënt).

Alle echocardiografische gegevens werden in een onafhankelijk kernlaboratorium beoordeeld. Een onafhankelijke klinische voorvalcommissie (CEC) beoordeelde veiligheidsvoorvallen en een bewakingscommissie voor gegevensveiligheid (DSMB) beoordeelde onafhankelijk samengevoegde veiligheidsgegevens, trends van bijwerkingen en hun effect op het onderzoek en de beoordeling van de risico's van het hulpmiddel.

10.2.1 Resultaten van het CLASP TR-onderzoek

De gemiddelde leeftijd van de behandelde patiënten was 76,3 jaar. 53% van de patiënten was vrouwelijk. Alle patiënten hadden NYHA-klasse II of III hartfalen. De gemiddelde score van EuroSCORE II en STS Mortality was respectievelijk 5,3% en 7,3%. Bij de baseline had 81% van de patiënten ernstige of hogere MR.

10.2.2 Prestatie

Het prestatie-eindpunt omvatte drie componenten van slagen: van het hulpmiddel, van de procedure en klinisch slagen. Slagen van het hulpmiddel werd bereikt bij 82,2% van de geteste hulpmiddelen. Bij geïmplanteerde patiënten werd slagen van de procedure bereikt bij 95,5% van de patiënten en klinisch slagen werd bereikt bij 86,4% van de patiënten.

10.2.3 Veiligheid

Na 30 dagen bedroeg het samengestelde MAE-percentages 5,9%. Twee patiënten ervoeren 3 MAE's voorafgaand aan een follow-up van 30 dagen. De door de klinische voorvalcommissie (CEC) beoordeelde ernstige bijwerkingen na 30 dagen worden hieronder weergegeven.

Ernstige bijwerking (MAE)	Samenvattingsstatistieken
Cardiovasculaire mortaliteit	0,0% (0/34)
Myocardinfarct (MI)	0,0% (0/34)
Beroerte	0,0% (0/34)
Niercomplicaties waarvoor ongeplande dialyse of niervervangingstherapie noodzakelijk is	0,0% (0/34)
Ernstige bloeding	5,9% (2/34)
Ongeplande of noodherinterventie (percutaan of chirurgisch) in verband met het apparaat	0,0% (0/34)
Ernstige complicaties met betrekking tot toegangspiek en vasculaire complicaties die interventie vereisen	0,0% (0/34)
Samengesteld MAE-percentages	5,9% (2/34)

Opmerking: Categorische metingen -% (aantal/totaal aantal)

In de geïmplanteerde populatie werd een reductie van de TR-graad van tenminste één graad waargenomen bij respectievelijk 88,9% en 82,6% van de patiënten bij ontslag en na 30 dagen. Een reductie van de TR-graad van tenminste twee graden werd waargenomen bij 65,2% van de patiënten na 30 dagen.

10.2.4 Conclusie van het onderzoek

De tot op heden in het CLASP TR-onderzoek verzamelde gegevens ondersteunen de veiligheid en prestaties van het PASCAL-systeem bij patiënten met tricuspidale regurgitatie. Het aantal patiënten met een vervolgperiode van één jaar of meer is beperkt en gegevens over langetermijnvervolg worden verzameld door middel van een post-marketing klinisch vervolgonderzoek.

Dans

Edwards PASCAL reparationsystem til transkateterklap

Brugsanvisning

Edwards PASCAL reparationsystem til transkateterklap (herefter kaldet PASCAL systemet) inkluderer følgende konfigurationer:

Bord 1: Model 10000

Modelnummer	Anordning	Kompatible anordninger	
		Modelnumre	Anordning
10000IS	PASCAL implantationssystem	10000GS 10000ST	Guidehylster stabilisator stabilisatorskinne-systembord
10000ISM	PASCAL Ace implantationssystem	20000ST 10000T	

Bord 2: Model 15000

Modelnummer	Anordning	Kompatible anordninger	
		Modelnumre	Anordning
15000IS	PASCAL implantationssystem	10000GS 20000ST	Guidehylster stabilisatorskinne-systembord
15000ISM	PASCAL Ace implantationssystem	10000T	

Implantationssystem

Implantationssystemet består af det styrbare kateter (det yderste lag), implantatkatetret (det inderste lag) og implantatet (i det følgende henviser det til implantater af modellerne 10000IS, 10000ISM, 15000IS og 15000ISM). Implantationssystemet anlægger implantatet perkutant til klappen gennem adgang i vena femoralis med en transvenøs tilgang.

Implantat (figur 1-3)

Implantatet anlægges og fastgøres til klappens flige og virker som en udfyldning i regurgitationsåbningen. Implantatets primære komponenter er afstandsstykket, vingerne og hægterne, der er fremstillet af nitinol og belagt med polyethylentereftalat. 10000IS og 15000IS implantaterne omfatter også en titanmøtrik og -bolt, en PEEK-bøsning og en silikoneforsegling. 10000ISM og 15000ISM implantaterne omfatter også en titanmøtrik og -bolt, distal og proksimal plade og en silikoneforsegling og er implantater af mindre størrelser.

Implantatet har fire hovedpositioner for vingerne: forlænget, lukket, klar til indfangning af flig og flig indfanget.

Styrbart kateter (figur 4)

Det styrbare kateter har en roterende kontrolrejeknap, der driver bøjningsmekanismen til navigation og placering af implantatet på den tilsigtede placering. Et røntgenfast markørband på den distale del af katetret angiver slutningen på bøjningsdelen.

Implantatkateter (figur 4)

Implantatet leveres fastgjort på implantatkatetret vha. suturer og et skaft med gevind. Implantatkatetret styrer anlæggelsen af implantatet. De tre primære betjeningsmekanismer er skyderne, aktiveringsdrejeknappen med gevind og frigivelsesdrejeknappen. Skyderne kontrollerer implantathægterne (når skyderne trækkes tilbage, løftes hægterne, og når skyderne føres frem, sænkes hægterne). Aktiveringsdrejeknappen med gevind styrer implantatvingerne (når aktiveringsdrejeknappen trækkes tilbage, lukker vingerne, og når aktiveringsdrejeknappen føres frem, åbnes vingerne). Frigivelsesdrejeknappen styrer frigivelsen af implantatet fra implantatkatetret. Implantatkatetret leveres samlet i det styrbare kateter.

Guidehylster (figur 5)

Guidehylstersættet omfatter et styrbart guidehylster og en indføringsanordning. Guidehylstret giver adgang til atriet. Det har en hydrofil belægning og en roterende kontrolrejeknap, som aktiverer bøjningsmekanismen til placering af guidehylstret på den tilsigtede placering. Indføringsanordningen er kompatibel med en 0,89 mm (0,035") guidewire.

Stabilisator (figur 6 og 7)

Stabilisatoren er indiceret til at hjælpe med positionering og stabilisering af PASCAL systemet under implantationsprocedurer. Stabilisatoren kan tilsluttes systemet efter behov når som helst under proceduren. Det er valgfrit at bruge stabilisatoren.

Bord (figur 8)

Bordet anvendes uden for det sterile felt og fungerer som en stabil platform for implantationssystemet, guidehylstret og stabilisatoren. Bordets højde kan justeres. Det er valgfrit at bruge bordet.

Isætningsanordning (figur 9)

Den aftagelige isætningsanordning anvendes til at indføre implantatet og anlæggeskatetrene gennem guidehylsterforseglingerne. Isætningsanordningen medfølger i pakken med implantationssystemet og/eller guidehylstret for nemheds skyld.

1.0 Indikationer

Edwards PASCAL reparationsystem til transkateterklap er indiceret til perkutan rekonstruktion af en utilstrækkelig mitral- og/eller trikuspidalklap via vævsapprosimering.

2.0 Kontraindikationer

PASCAL systemet er kontraindiceret hos patienter med:

- Kontraindiceret TEE eller mislykket TEE-screening
- Ekkokardiografiske tegn på intrakardial udfyldning, trombe eller vegetation
- Tilstedeværelse af et IVC-filter med okklusion eller trombose, som ville interferere med fremføringskatetret, eller ipsilateral dyb venetrombose

Edwards, Edwards Lifesciences, det stiliserede E-logo, CLASP, PASCAL og PASCAL Ace er varemærker tilhørende Edwards Lifesciences Corporation. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

- Kendt overfølsomhed over for nitinol (nikkel eller titanium) eller kontraindikation mod lægemidler, der skal bruges under indgrebet, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med medicin

- Hæmorrhagisk diatese eller koagulopati i anamnesen eller nægtelse af blodtransfusioner

PASCAL systemet er desuden kontraindiceret hos mitralklappatienter, hos hvem transseptal kateterisering er kontraindiceret.

3.0 Advarsler

3.1 Anatomiske overvejelser

For optimale resultater skal følgende anatomiske patientkarakteristika overvejes. Sikkerheden og effektiviteten ved PASCAL systemet uden for disse forhold er ikke blevet fastlagt. Brug uden for disse forhold kan interferere med placeringen af implantatet eller anlæggelsen af den native klapflig.

Gælder for mitral- og trikuspidalpatienter:

- Tegn på moderat til kraftig forkalkning i gribeområdet
- Tegn på kraftig forkalkning i annulus eller det subvalvulære apparat
- Tilstedeværelse af væsentlig fissur eller perforation i gribeområdet
- Fligens mobilitetslængde < 8 mm

Gælder kun for mitralklappatienter:

- Flail-bredde > 15 mm og/eller flail-mellemrum > 10 mm
- Transeptal punkthøjde < 3,5 cm
- Venstre atriums diameter ≤ 35 mm
- Tilstedeværelse af to eller flere signifikante jets
- Tilstedeværelse af en signifikant jet i kommissurområdet
- Mitralklapområde (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Gælder kun for trikuspidalpatienter:

- Tilstedeværelse af primær ikke-degenerativ trikuspidalklapsygdom

3.2 Håndtering af udstyret

- Anordningerne er udelukkende designet, beregnet og distribueret til engangsbrug. Der er ingen data, der underbygger, at anordningerne er sterile, ikke-pyrogene og funktionsdygtige efter oparbejdning.
- Udstyret skal håndteres med almindelig steril teknik for at forebygge infektion.
- Udstyret må ikke udsættes for opløsninger, kemikalier osv., med undtagelse af sterilt fysiologisk og/eller hepariniseret saltvandsopløsning. Det kan medføre uoprettelig beskadigelse af udstyret, som muligvis ikke er synlig med det blotte øje.
- Ingen af enhederne må anvendes i nærheden af letantændelige eller brandfarlige gasser, anæstetika eller rengørings-/desinfektionsmidler.
- Udstyret må ikke anvendes, hvis udløbsdatoen er overskredet.
- Sterilt udstyr må ikke anvendes, hvis emballageforseglingen er brudt, eller hvis emballagen er beskadiget.
- Udstyret må ikke anvendes, hvis det er blevet tabt, beskadiget eller på nogen måde er blevet forkert håndteret.
- Der skal anvendes standardteknikker for skylning og afluftning under klargøring og gennem hele indgrebet for at forebygge luftembolisme.

3.3 Kliniske advarsler

- Som med alle implanterede medicinske anordninger er der risiko for uønsket immunologisk respons.
- Der kan være alvorlige bivirkninger, som nogle gange kan føre til kirurgisk intervention og/eller død, forbundet med brugen af dette system („Potentielle bivirkninger“). Alle potentielle patienter skal have en fyldestgørende forklaring af fordele og risici før brug.
- Omhyggelig og forsigtig medicinsk opfølgning anbefales, så implantatrelaterede komplikationer kan diagnosticeres og behandles korrekt.
- Antikoagulationsbehandling skal fastlægges af lægen iht. hospitalets retningslinjer.

4.0 Sikkerhedsforanstaltninger

4.1 Sikkerhedsforanstaltninger før brug

- Patientudvælgelse skal udføres af et multidisciplinært hjerteteam, som er specialiseret i behandling af mitralregurgitation og/eller trikuspidalklapsufficiens, for at vurdere patientrisiko og anatomisk egnethed.

4.2 Sikkerhedsforanstaltninger efter brug

- Langsigtet holdbarhed er ikke blevet bestemt for implantatet. Regelmæssig medicinsk opfølgning anbefales for at evaluere implantatets funktion.
- Kortvarig antikoagulationsbehandling kan være nødvendig efter reparation af klappen med PASCAL anordningen. Antikoagulantia og anden medicinsk behandling ordineres iht. hospitalets retningslinjer.

5.0 Potentielle bivirkninger

Komplikationer forbundet med standardhertekateterisation, brug af anæstesi og brug af PASCAL systemet kan føre til følgende udfald: konvertering til åben kirurgi, akut eller ikke akut reoperation, eksplantation, varig invaliditet eller dødsfald. Lægen opfordres til at indberette formodede udstyrsrelaterede hændelser til Edwards eller de relevante sundhedsmyndigheder.

De følgende forventelige bivirkninger er blevet identificeret som mulige komplikationer ved PASCAL indgrebet:

- Unormale laboratorieværdier
- Allergisk reaktion over for anæstetika, kontrastmedie, heparin, nitinol
- Anæmi eller nedsat hæmoglobin, som kan kræve transfusion
- Aneurisme eller pseudoaneurisme
- Angina eller bryst smerter
- Anafylaktisk shock
- Arytmier – atriale (dvs. AF, SVT)
- Arytmier – ventrikulære (dvs. VT, VF)
- Arteriovenøs fistel
- Atrioseptumskade, der kræver intervention
- Blødning
- Hjertestop
- Hjertesvigt
- Hjerteske, herunder perforation
- Hjertetamponade/perikardial eksudation
- Kardiogent shhock

- Chordaindvikling eller -ruptur, som kan kræve intervention
- Koagulopati, koagulationslidelse, hæmorrhagisk diatese
- Skader på ledningssystemet, som kan kræve permanent pacemaker
- Dyb venetrombose (DVT)
- Svækkelse af den native klap (f.eks. rift i fligen, tilbagestrækning, fortykkelse)
- Løsrivelse af tidligere anlagt implantat
- Dyspnø
- Ødem
- Elektrolytubalance
- Embolisme/embolisering, herunder luft-, partikel-, forkalkningsmateriale- eller trombe
- Endocarditis
- Øsofageal irritation
- Øsofageal perforation eller forsnævring
- Motionsintolerance eller svaghed
- Mislykket udtagning af alle PASCAL systemkomponenter
- Feber
- Gastrointestinal blødning eller infarkt
- Hjertesvigt
- Hæmatom
- Kompromitteret hæmodynamik
- Hæmolyse
- Blødning, der kræver transfusion eller intervention
- Hypertension
- Hypotension
- Svækkelse af implantat (slid, rift, fraktur eller andet)
- Implantatembolisering
- Misplacering af implantat eller mislykket anlæggelse på det tilsigtede sted
- Implantatvandring
- Implantattrombose
- Infektion
- Inflammation
- LVOT-obstruktion
- Mesenteriel iskæmi
- Multiorgansvigt
- Myokardieinfarkt
- Kvalme og/eller opkastning
- Nerveskade
- Neurologiske symptomer, herunder dyskinesi, uden diagnosticeret TIA eller slagtilfælde
- Ikke-neurologiske tromboemboliske hændelser
- Smerter
- Skader på papillær muskel
- Paralyse
- Embolisering af PASCAL systemkomponent(er)
- Perifer iskæmi
- Pleuraekssudat
- Lungeødem
- Lungeembolisme
- Reaktion på trombocythæmmende midler eller antikoagulantia
- Nyresvigt
- Nyreinsufficiens
- Kompromitteret respiration, respirationsvigt, atelektase, pneumoni, der kan kræve længerevarende ventilation
- Retroperitoneal blødning
- Septumskade eller -perforation
- Septikæmi, sepsis
- Hudforbrænding, -skade eller vævsændringer pga. eksponering for ioniserende stråling
- Fastgørelse af enheden på en enkelt flig (Single leaflet device attachment – SLDA)
- Slagtilfælde
- Synkope
- Forbigående iskæmisk slagtilfælde (TIA)
- Urinvejsinfektion og/eller -blødning
- Klapskade
- Klapstenose
- Klapregurgitation
- Vaskulær skade eller traume, herunder dissektion eller okklusion
- Karspasme
- Beskadigelse eller perforation af ventrikelvæggen
- Sårruptur, forsinket eller ufuldstændig heling
- Forværring af hjerteinsufficiens
- Forværring af regurgitation/klapsufficiens

6.0 Levering

6.1 Emballage

Guidehylstret, implantationssystemet og stabilisatoren er individuelt pakket og steriliseret med ethylenoxid. Bordet er pakket og leveres ikke-sterilt.

6.2 Opbevaring

PASCAL systemet skal opbevares køligt og tørt.

7.0 Brugsanvisning

7.1 Lægeuddannelse

Den implanterende læge skal have erfaring med transkatetertechnikker og være uddannet i PASCAL systemet og implantatindgreb. Den endelige beslutning om implantation af PASCAL anordningen skal foretages af læger, som er specialiserede i behandling af mitralregurgitation og/eller trikuspidalklapsufficiens på specialiserede afdelinger, der kan konkludere, om der kan forventes en rimelig chance for signifikant klinisk bedring baseret på sygdomsfasen og komorbiditet.

7.2 Udstyr og materialer

- Standardlaboratoriestyr til hertekateterisation

- Fluoroskopisystem
- Mulighed for transøsofagal ekkokardiografi (TEE) (2D og 3D)
- Grisehalekateter til injektion af kontrastmedie (med kompatibelt hylster)
- Venepunktursæt
- Transseptal kanyle, hylster og guidewire
- Guidewire med udvekslingslængde på 0,89 mm (0,035")
- Skåle
- 50-60 cm³ sprøjter med luer-fitting
- Hepariniseret saltvand
- Arterieklemme
- Operationsservietter (f.eks. størrelse 43 x 69 cm)
- Valgfrit: Trinvise dilatatorer
- Valgfrit: Kontinuerligt drop med fysiologisk saltvand (rullende IV-stang, IV-slange med drejhjulstillkning, 1-liters poser med steril hepariniseret saltvandsopløsning)
- Valgfrit: Trykovervågningsanordning

7.3 Klargøring af udstyret

7.3.1 Bord

Trin	Procedure
1	Tag bordet/bordene ud af emballagen, og efterse det/dem for skader.
2	Saml bordet/bordene som vist i figur 8.

7.3.2 Stabilisator

Trin	Procedure
1	Tag stabilisatorordene ud af emballagen, og efterse i tilfælde af skader.
2	Saml stabilisatoren som vist i figur 6.

7.3.3 Guidehylster

Trin	Procedure
1	Tag guidehylstret, isætningsanordningen og indføringsanordningen ud af emballagen, og efterse dem for skader.
2	Hold den distale spids løftet, og skyl og afluft guidehylstret med hepariniseret saltvand.
3	Hold den distale spids løftet, og indfør indføringsanordningen i guidehylstret. Skyl indføringsanordningen, og aftør guidehylstret med hepariniseret saltvand før brug.

7.3.4 Implantationssystem

Trin	Procedure
1	Tag implantationssystemet og isætningsanordning ud af emballagen, og efterse dem for åbenlyse skader. Bekræft, at alle skyderstopaner er i åben position. ADVARSEL: Hvis skyderstopanerne ikke er i åben position, kan brug af anordningen medføre infektion.
2	Før aktiveringsdrejknappen frem (drej aktiveringsdrejknappen mod uret, eller tryk på aktiveringsknappen for at skubbe aktiveringsdrejknappen fremad), indtil den flugter med hægteplaceringsværktøjet.
3	Fjern skyderstiften, og fjern suturslæk. Lås skyderstopanerne, og fastgør skyderstiften. Fjern hægteplaceringsværktøjet.
4	Træk skyderne tilbage, og før dem helt frem, for at sikre korrekt bevægelse af hæfterne, og luk implantatet (drej aktiveringsdrejknappen med uret, eller tryk på aktiveringsknappen for at trække aktiveringsdrejknappen tilbage).
5	Før det styrbare kateter frem. Sørg for, at skyderne er trukket helt tilbage, og at aktiveringsdrejknappen er trukket helt tilbage. Vend implantatkateterhåndtaget lodret, så frigivelsesdrejknappen er mod bordet.
6	Skyl hepariniseret saltvand gennem implantatkatetret.
7	Så snart der kommer saltvand ud af den distale ende på implantatkatetret, sænkes implantatkateterhåndtaget, og den distale ende på implantatkatetret løftes. Fortsæt med at skylle med hepariniseret saltvand.
8	Træk det styrbare kateter helt tilbage. Før skyderne og aktiveringsdrejknappen frem for at sætte implantatet i forlænget position.
9	Fjern isætningshætten, og før isætningshætten over på implantationssystemet.
10	Indfør implantatet gennem den proksimale ende af isætningsanordningen, indtil det kommer ud af den distale ende. Forbind isætningsanordningen og isætningshætten.
11	Hold isætningsanordningen og den distale spids løftet, og skyl hepariniseret saltvand gennem det styrbare kateter.
12	Træk gradvist implantatkatetret ind i det styrbare kateter og implantatet ind i isætningsanordningen, og fortsæt med at skylle gennem det styrbare kateter, indtil implantatets distale ende er helt inde i isætningsanordningen.

7.4 Implantationsprocedure

Anlæggelse af implantatet skal udføres under fuld narkose med hæmodynamisk overvågning på en operationsstue, hybrid operationsstue eller et kateterisationslaboratorie med mulighed for fluoroskopi og ekkokardiografisk billeddiagnostik.

Bemærk: Læs Anatomiske overvejelser (Afsnit 3.1) før implantatindgrebet, da brug uden for de angivne forhold kan interferere med placeringen af implantatet eller anlæggelsen af den native klapflig.

FORSIGTIG: Under indgrebet skal der indgives heparin, så ACT holdes på ≥ 250 sek.

FORSIGTIG: For meget kontrastmedie kan medføre nyresvigt. Mål patientens kreatininniveau før indgrebet. Brug af kontrastmedie skal monitoreres.

7.4.1 Klargøring af patienten

Trin	Procedure
1	Saml og placer bordet/bordene mellem patientens ben, og juster bordhøjden efter behov, før patienten afdækkes sterilt. Anvend operationsservietter som støtte mellem bordet/bordene og patientens ben. ADVARSEL: Bordet leveres ikke-sterilt. Overførsel af bordet til det sterile felt kan medføre infektion.
2	Saml og fastgør stabilisator efter behov når som helst under proceduren efter steril afdækning.

7.4.2 Adgang og hylsterindføring gennem vena femoralis

Trin	Procedure
1	Etabler adgang til vena femoralis ved hjælp af almindelige perkutane punkturmetoder.
2	<u>PASCAL mitralprocedurer:</u> Etabler adgang til venstre atrium via transvenøse, transseptale teknikker ved hjælp af almindelige perkutane metoder, og placer guidewiren i venstre atrium. Dilater karret efter behov. FORSIGTIG: (kun for mitralprocedurer) Forkert punktur kan medføre skader på hjertestrukturer, der kræver kirurgisk reparation eller anden intervention. <u>PASCAL trikuspidalprocedurer:</u> Etabler adgang til højre atrium ved hjælp af almindelige perkutane metoder, og placer guidewiren i højre atrium. Dilater karret efter behov.
3	<u>PASCAL mitralprocedurer:</u> Indfør guidehylstret med indføringsanordningen over guidewiren, indtil guidehylstrets spids sidder forsvarligt over septum. Brug bøjemekanismen efter behov. <u>PASCAL trikuspidalprocedurer:</u> Indfør guidehylstret med indføringsanordningen over guidewiren, indtil guidehylstrets spids er inde i det højre atrium. FORSIGTIG: Overdreven manipulering kan medføre løsrivelse eller forstyrrelse af en tidligere implanteret anordning, hjerteskaade, der kræver kirurgisk reparation eller anden intervention.
4	Fjern indføringsanordningen og guidewiren. Undlad at aspirere og skylle guidehylstret, før implantationssystemet er indført. FORSIGTIG: Aspiration eller tilslutning af et kontinuerligt drop med fysiologisk saltvand til guidehylstret inden indsættelse af implantationssystemet kan resultere i luftembolisme.

7.4.3 Implantatanlæggelse

Trin	Procedure
1	Indfør implantationssystemet med isætningsanordningen i guidehylstret.
2	Før implantationssystemet frem, indtil implantatet kommer ud af isætningsanordningen. Træk isætningsanordningen tilbage, og tag den af.
3	Aspirer og skyl guidehylstret med hepariniseret saltvand. Aspirer mindst 45 cm ³ med den angivne sprøjte. FORSIGTIG: Det kan medføre luftembolisme, hvis guidehylstret ikke aspireres helt.
4	Tilslut eventuelt det kontinuerlige drop med fysiologisk saltvand til implantatkatetret. FORSIGTIG: Det kan medføre luftembolisme at tilslutte det kontinuerlige drop med fysiologisk saltvand til implantationssystemet før aspiration.
5	Før implantationssystemet frem, indtil implantatet kommer ud af den distale ende på guidehylstret.
6	Træk aktiveringsdrejknappen tilbage for at få implantatet i lukket position. Træk skyderne tilbage.
7	Juster guidehylstret efter behov.
8	Hvis trykovervågning anvendes til kontinuerlig vurdering af atrialt tryk under proceduren efter den behandlende læges skøn, skal brugsvejledningen fra producenten af trykovervågningssystemet følges. Tilslut en væskefyldt trykovervågningsanordning til det styrbare kateter. Aspirer, og kalibrer derefter på patientens hjertniveau, inden der tages en måling. Bemærk: Trykovervågning bør bruges i forbindelse med ekko. Trykket skal afstemmes med ekko- og doppler-aflæsninger. Sørg for, at implantatkatetrets distale spids er helt blotlagt fra det styrbare kateter ved vurdering af atrialt tryk.
9	Før implantationssystemet frem efter behov. Manipuler det styrbare kateter og guidehylstret (bøj-ret ud, drej i forskellige retninger, før frem-træk tilbage) efter behov, indtil implantatet er centreret i den tilsigtede koaptationszone med den korrekte bane. FORSIGTIG: Overdreven manipulering kan medføre løsrivelse eller forstyrrelse af en tidligere implanteret anordning, hjerteskaade, der kræver kirurgisk reparation eller anden intervention. Bemærk: Det røntgenfaste markorbånd på det styrbare kateter angiver slutningen på den bøjelige del og kan visualiseres med fluoroskopi.
10	Før aktiveringsdrejknappen frem for at få implantatet i positionen klar til indfangning af flig. Bemærk: I tilfælde af et trikuspidal-indgreb skal man, efter at have placeret implantatet i positionen til indfangning af fligen, trække i skydestiften og flytte en af skyderne for ved hjælp af billedannelse at identificere, hvilken implantathægte den kontrollerer, og fastgøre skyderstiften.

Trin	Procedure
11	Drej implantatkatetret efter behov for at vende vingerne korrekt.
12	Før implantatet frem gennem klappen, indtil vingerne er under fligenes frie kant.
13	Bekræft implantatets placering og retning, og juster placeringen en smule efter behov. FORSIGTIG: Overdreven manipulering af implantatet under fligene kan forårsage, at implantatet bliver viklet ind i chordae. Chordaindvikling kan medføre hjerteskat, forværet regurgitation eller gøre det svært eller umuligt at fjerne implantatet, hvilket kræver yderligere intervention.
14	Træk implantatet tilbage under billedvejledning, indtil fligene er placeret mellem vingerne og hægterne.
15	Før skyderne frem, så fligen/fligene fastgøres mellem hægterne og vingerne. Dette kan udføres for begge flige samtidigt (skyderstift koblet til for at flytte begge hægter) eller hver flig individuelt (skyderstift koblet fra for at flytte individuelle hægter).
16	Bekræft fliganlæggelsen med billeddiagnostik. Hvis fligene ikke er fastgjort mellem hægterne og vingerne, skal skyderne trækkes tilbage for at frigive fligene. Prøv derefter igen.
17	Når fligene er fastgjort mellem hægterne og vingerne, lukkes implantatet.
18	Før implantatkatetret en smule frem for at udløse spændingen på fligene.
19	Vurder regurgitation, og flyt efter behov. Sørg for, at implantatet lukkes, så snart implantatets position er bekræftet. Hvis der er behov for at ændre placeringen i ventriklen, sættes implantatet i positionen klar til indfangning af flig ved at trække skyderne tilbage og føre aktiveringsdrejknappen frem. Juster hægternes og implantatets retning efter behov. Træk skyderne tilbage, og før aktiveringsdrejknappen frem for langsomt at forlænge implantatet under fluoroskopisk vejledning, mens det sikres, at aktiveringswiren ikke bøjes, hvis der er behov for at flytte det i atrium, og træk derefter implantatet tilbage i atrium. FORSIGTIG: Det kan medføre beskadigelse af fligen eller chordaindvikling, hvis implantatet ikke forlænges, når det trækkes tilbage i atrium under ændring af placeringen. FORSIGTIG: Det kan medføre beskadigelse af fligen, hvis fligene ikke frigives fra hægter og vinger før ændring af placeringen.
20	Sådan frigives implantatet fra katetret: a) Sørg for, at implantatkatetrets distale spids er helt bløtdagt fra det styrbare kateter. b) Klip den udvendige sutur på den proksimale ende af hver skyder. Åbn begge skyderstophaner for at åbne suturerne. Træk i skyderstiften for at fjerne suturerne helt. c) Luk begge skyderstophaner, når suturerne er fjernet. d) Fjern frigivelsesstiften. Drej mod uret, og træk frigivelsesdrejknappen tilbage, indtil implantatet er frigivet, og bekræft med billeddannelse. Bemærk: Før implantatfrigivelse er det muligt at trække implantationssystemet tilbage i guidehylstret med henblik på fjernelse, hvis det er nødvendigt. Sådan trækkes det tilbage: a) Træk skyderne tilbage. b) Forlæng implantatet langsomt under fluoroskopisk vejledning, mens det sikres, at aktiveringswiren ikke bøjes. Træk derefter implantatet ind i atrium. Sæt implantatet i lukket position. c) Ret det styrbare kateter ud, og træk implantationssystemet tilbage, indtil implantatet er ved siden af spidsen på guidehylstret. d) Fremfør skyderne. e) Sæt implantatet i forlænget position. f) Træk skyderne tilbage for at åbne hægterne ca. 45° på hver side. g) Træk hele implantationssystemet tilbage gennem guidehylstret. FORSIGTIG: Hvis suturen ikke klippes på det anviste sted, kan det betyde, at implantatet ikke kan frigøres, eller at der indføres fiber, som kan resultere i mikroemboli. FORSIGTIG: Det kan gøre det svært eller umuligt at frigøre implantatet, hvis de beskrevne frigivelsesstrin ikke følges, og det kan nødvendiggøre yderligere intervention. FORSIGTIG: Hvis implantatet frigøres, før det er bekræftet, at fligene er fastgjort mellem vingerne og hægterne, kan det medføre, at implantatet bevæger sig eller løsrives, hvilket fører til, at anordningen fastgøres til en enkelt flig (SLDA) eller andre potentielle bivirkninger, som kræver yderligere intervention. ADVARSEL: Genbrug af anordningerne (herunder implantationssystemet og guidehylstret) efter udrækning kan forårsage embolisme på grund af fremmedlegemer eller infektion. Forsøg på at genanvende en anordning kan medføre, at den ikke fungerer korrekt. Bemærk: Udvis forsigtighed for at undgå løsrivelse af det tidligere anlagte implantat, hvis der skal anlægges et yderligere implantat efter den behandelende læges beslutning. Krydsning af klappen i en implantatkonfiguration med lav profil kan minimere interaktion med det tidligere anbragte implantat. FORSIGTIG: Overdreven manipulering kan medføre løsrivelse eller forstyrrelse af en tidligere implanteret anordning, hjerteskat, der kræver kirurgisk reparation eller anden intervention.

7.4.4 Fjernelse af enheden og lukning

Trin	Procedure
1	Træk implantatkatetret helt ind i det styrbare kateter. Ret gradvist implantationssystemet ud, og fjern det. Ret gradvist guidehylstret ud, og fjern det. FORSIGTIG: Det kan medføre karskade ikke at rette enhederne ud, før de fjernes.
2	Udfør perkutan standardlukning af adgangsstedet.

8.0 MR-sikkerhed

Ikke-klinisk test har påvist, at PASCAL implantatet er MR-betinget. En patient med denne anordning kan scannes sikkert i et MR-system, som opfylder følgende betingelser:

- Statiske magnetfelter på 1,5 T og 3,0 T
- Maksimal rumlig feltgradient på 3000 gauss/cm (30 T/m)
- Maksimal gennemsnitlig SAR-værdi (specifik absorptionsrate) for hele kroppen på 4 W/kg (driftstilstand første niveau kontrolleret) som angivet af MR-systemet.

Under de ovennævnte scanningsforhold forventes implantatet at generere en maksimal temperaturstigning på mindre end 4 °C efter 15 minutters kontinuerlig scanning.

I ikke-kliniske test strækker den billedartefakt, der forårsages af anordningen i en worst-case konfiguration med mere end ét implantat, sig op til 15 mm fra implantatet ved en worst-case gradientekko-pulssekvens i et 3,0 T MRI-system.

9.0 Bortskaffelse af udtaget implantat og anordning

Edwards Lifesciences er interesseret i at få udtagne kliniske eksemplarer af implantatet til analyse. En skriftlig rapport, der opsummerer vores resultater, fremsendes, når vores evaluering er afsluttet. Kontakt Edwards angående returnering af det udtagne implantat.

Hvis I beslutter at returnere en eller flere anordninger, bedes I følge disse anvisninger:

- **Uåbnet emballage med intakt steril barriere:**
Hvis poserne ikke er åbnet, skal anordningerne returneres i den oprindelige emballage.
- **Emballagen er åbnet, men anordningen er ikke implanteret:**
Hvis en pose er åbnet, er anordningen ikke længere steril. Returner anordningen i dens oprindelige emballage.
- **Eksplanteret implantat:**
Det eksplanterede implantat skal anbringes i et egnet histologisk fikseringsmiddel såsom 10 % formalin eller 2 % glutaraldehyd og returneres til Edwards.

9.1 Bortskaffelse

Brugte enheder skal håndteres og bortskaffes på samme måde som hospitalsaffald og biologisk farligt materiale i overensstemmelse med lokale bestemmelser, da der ikke er nogen særlige risici relateret til bortskaffelse af disse anordninger.

10.0 Oversigt over klinisk erfaring

10.1 CLASP studie

Kliniske data i dette afsnit omfatter information indhentet fra det kliniske CLASP studie af PASCAL reparationsystem til transkateterklap i mitralklappen.

Et multinationalt, prospektivt, enkeltarmet multicenterstudie (CLASP) blev gennemført for at vurdere sikkerheden, funktionsdygtigheden og de kliniske udfald af PASCAL systemet. Alle tilmeldte studiepatienter blev underkastet klinisk opfølgning efter 30 dage, 6 måneder og 1 år, og opfølgningen fortsætter årligt i 5 år efter implantationsindgrebet.

Det primære endepunkt vedr. sikkerhed af CLASP studiet var en samlet frekvens af alvorlige bivirkninger efter 30 dage. Alvorlige bivirkninger omfatter: kardiovaskulær mortalitet, slagtilfælde, myokardieinfarkt, fornyet behov for nyrebehandling, alvorlig blødning og reintervention pga. komplikationer relateret til studieanordning.

De primære endepunkter vedr. funktionsdygtighed omfatter succes med anordningen, vellykket indgreb og klinisk succes. De sekundære endepunkter af studiet omfatter kliniske, sikkerhedsmæssige og funktionsbaserede udfald efter 30 dage, 6 måneder og 1 år samt i forbindelse med efterfølgende, årlige opfølgninger.

Vellykket anordning defineres som tilsigtet anlæggelse af anordningen samt vellykket og tilsigtet udtagning af fremføringsystemet ved patientens udskrivning fra hjertekateterisationslaboratoriet. Analysen af succes med anordningen blev udført på hver enkelt anordning.

Vellykket indgreb defineres som tilsigtet implantation af anordningen med en mitralregurgitationsgrad $\leq 2+$ ved udskrivning (Echo Core Lab-evalueret) og uden behov for en kirurgisk eller perkutan intervention før udskrivning fra hospitalet. Analysen af vellykket indgreb blev udført på hver enkelt patient.

Klinisk succes defineres som tilsigtet klinisk procedure med evidens for reduktion i mortalitet $\leq 2+$ og uden alvorlige bivirkninger efter 30 dage (analyseret for hver enkelt patient).

Alle ekkokardiografiske data blev vurderet af et uafhængigt analyselaboratorie. En uafhængig kliniske komité har bedømt sikkerhedshændelser og en datasikkerhedsovervågningskomité har uafhængigt gennemgået de samlede sikkerhedsdata og evalueret tendenser for bivirkninger og deres indvirkning på forsøgsadfærd og anordningsbaseret risikovurdering.

10.1.1 Resultater af CLASP studie

Gennemsnitsalderen for behandlede patienter var 75,4 år, og 55,0 % var mænd. Alle patienter havde hjerteinsufficiens i NYHA Klasse II, III eller IV. Den gennemsnitlige Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II og STS Mortality Score var på hhv. 14,4 %, 5,8 % og 4,7 %. Ved baseline præsenterede 50,9 % af patienterne sig med moderat-alvorlig MR og 48,1 % havde alvorlig MR.

10.1.2 Ydelse

Endepunktet vedr. ydelse omfatter tre succesparametre: Anordning, indgreb og klinisk. Succes med anordningen blev opnået med 92,0 % af anordningerne. Vellykket indgreb blev opnået hos 93,5 % af patienterne. Klinisk succes blev opnået hos 86,0 % af patienterne.

10.1.3 Sikkerhed

Den samlede hyppighed af alvorlige bivirkninger var på 8,0 % efter 30 dage. Ni patienter oplevede 11 alvorlige bivirkninger før opfølgningen efter 30 dage. Den kliniske komité bedømte alvorlige bivirkninger efter 30 dage ved hjælp af de anførte sammentællinger nedenfor.

Alvorlig bivirkning	Statistik i resumé
Kardiovaskulær mortalitet	0,9 % (1/112)
Slagtilfælde	0,9 % (1/112)
Myokardieinfarkt	0,0 % (0/112)
Fornyet behov for nyresubstitutionsterapi	0,0 % (0/112)

Alvorlig bivirkning	Statistik i resumé
Alvorlig blødning	7,1 % (8/112)
Reintervention pga. komplikationer relateret til studieanordning	0,9 % (1/112)
Samlet hyppighed af alvorlige bivirkninger	8,0 % (9/112)

Bemærk: Kategoriske foranstaltninger - % (n/Totalt antal)

Der blev observeret en reduktion i graden af mitralregurgitation (dvs. mitralregurgitation $\leq 2+$) i den overordnede population på 95,3 % af patienterne ved udskrivning, 96,1 % efter 30 dage, 98,8 % efter 6 måneder og 100 % efter 1 år.

10.1.4 Konklusion på studie

De indsamlede data fra CLASP -studiet understøtter PASCAL systemets sikkerhed og ydelse hos patienter med mitralregurgitation. Antallet af patienter med opfølgning på et år eller mere er begrænset, og data fra den langsigtede opfølgning indsamles i et klinisk opfølgingsstudie.

10.2 CLASP TR-studie

Kliniske data i dette afsnit omfatter information indhentet fra det kliniske trikuspidalstudie (CLASP TR) af PASCAL reparationsystem til transkateterklap.

Et prospektivt, enkeltarmet, multicenterstudie (CLASP TR) blev gennemført for at vurdere sikkerheden, funktionsdygtigheden og de kliniske udfald af PASCAL systemet. Alle tilmeldte studiepatienter blev underkastet klinisk opfølgning efter 30 dage, 6 måneder og 1 år, og opfølgningen fortsætter årligt i 5 år efter implantationsindgrebet.

Det primære endepunkt vedr. sikkerhed af CLASP TR-studiet var en samlet frekvens af alvorlige bivirkninger efter 30 dage. De alvorlige bivirkninger inkluderer: kardiovaskulær mortalitet, myokardieinfarkt, slagtilfælde, nyrekomplikationer, der krævede uplanlagt dialyse eller nyrebehandling, alvorlig blødning, uplanlagt eller nød-reintervention (enten perkutan eller kirurgisk) relateret til anordningen og alvorlige vaskulære komplikationer eller komplikationer ved adgangssted, der kræver intervention.

De primære endepunkter vedr. funktionsdygtighed omfatter succes med anordningen, vellykket indgreb og klinisk succes. De sekundære endepunkter af studiet omfatter kliniske, sikkerhedsmæssige og funktionsbaserede udfald efter 30 dage, 6 måneder og 1 år samt i forbindelse med efterfølgende, årlige opfølgninger.

Succes med anordningen defineres som anordningen anlagt som tilsigtet samt vellykket og tilsigtet udtagning af fremføringsystemet ved patientens udskrivning fra hjertekateterisationslaboratoriet. Analysen af succes med anordningen blev udført på hver enkelt anordning.

Vellykket indgreb defineres som tilsigtet implantation af anordningen med evidens for TR-reduktion på mindst én grad (skala: ingen/spor, moderat, alvorlig, massiv, voldsom) ved procedureafslutning og uden behov for en kirurgisk eller perkutan intervention for udskrivning fra hospital. Analysen af vellykket indgreb blev udført på hver enkelt patient.

Klinisk succes defineres som tilsigtet klinisk procedure uden alvorlige bivirkninger efter 30 dage (analyseret for hver enkelt patient).

Alle ekkokardiografiske data blev vurderet af et uafhængigt analyselaboratorie. En uafhængig kliniske komité har bedømt sikkerhedshændelser og en datasikkerhedsovervågningskomité har uafhængigt gennemgået de samlede sikkerhedsdata og evalueret tendenser for bivirkninger og deres indvirkning på forsøgsadfærd og anordningsbaseret risikovurdering.

10.2.1 Resultater af CLASP TR-studie

Gennemsnitsalderen for behandlede patienter var 76,3 år, og 53 % var kvinder. Alle patienter havde hjerteinsufficiens i NYHA Klasse II eller III. Den gennemsnitlige EuroSCORE II og STS Mortality Score var på hhv. 5,3 % og 7,3 %. Ved baseline præsenterede 81 % af patienterne sig med alvorlig eller værre TR.

10.2.2 Ydelse

Endepunktet vedr. ydelse omfatter tre succesparametre: Anordning, indgreb og klinisk succes. Succes med anordningen blev opnået med 82,2 % af anordningerne. Blandt de implanterede patienter blev vellykket indgreb opnået hos 95,5 % af patienterne og klinisk succes blev opnået hos 86,4 % af patienterne.

10.2.3 Sikkerhed

Den samlede hyppighed af alvorlige bivirkninger var på 5,9 % efter 30 dage. To patienter oplevede 3 alvorlige bivirkninger før opfølgningen efter 30 dage. Den kliniske komité bedømte alvorlige bivirkninger efter 30 dage ved hjælp af de anførte sammentællinger nedenfor.

Alvorlig bivirkning	Statistik i resumé
Kardiovaskulær mortalitet	0,0 % (0/34)
Myokardieinfarkt (MI)	0,0 % (0/34)
Slagtilfælde	0,0 % (0/34)
Nyrekomplikationer, der krævede uplanlagt dialyse eller nyresubstitutionsterapi	0,0 % (0/34)
Alvorlig blødning	5,9 % (2/34)
Uplanlagt eller nød-reintervention (enten perkutan eller kirurgisk) relateret til anordningen	0,0 % (0/34)
Alvorlige vaskulære komplikationer eller komplikationer ved adgangssted, der kræver intervention	0,0 % (0/34)
Samlet hyppighed af alvorlige bivirkninger	5,9 % (2/34)

Bemærk: Kategoriske foranstaltninger - % (n/Totalt antal)

Der blev observeret en reduktion i TR-grad i den implanterede population på 88,9 % og 82,6 % af patienterne hhv. ved udskrivning og efter 30 dage. Der blev observeret en reduktion i TR-grad på mindst to grader i 65,2 % af patienterne efter 30 dage.

10.2.4 Konklusion på studie

De til dato indsamlede data fra CLASP -TR-studiet understøtter PASCAL systemets sikkerhed og ydelse hos patienter med trikuspidalinsufficiens. Antallet af patienter med opfølgning på et år eller mere er begrænset, og data fra den langsigtede opfølgning indsamles i et klinisk opfølgingsstudie.

Svenska

Edwards PASCAL reparationsystem för transkateterklaff

Bruksanvisning

Edwards PASCAL reparationsystem för transkateterklaff (häri kallat PASCAL -systemet) inkluderar följande konfigurationer:

Tabell 1: Modell 10000

Modellnummer	Enhet	Kompatibla produkter	
		Modellnummer	Enhet
10000IS	PASCAL implantatsystem	10000GS	Styrhylsa Stabilisator Skensystem för stabilisatorer Bord
		10000ST	
10000ISM	PASCAL Ace implantatsystem	20000ST	10000T
		10000T	

Tabell 2: Modell 15000

Modellnummer	Enhet	Kompatibla produkter	
		Modellnummer	Enhet
15000IS	PASCAL implantatsystem	10000GS	Styrhylsa Skensystem för stabilisatorer Bord
		20000ST	
15000ISM	PASCAL Ace implantatsystem	10000T	

• Implantatsystem

Implantatsystemet består av styrkatetern (yttersta skiktet), implantatkatetern (innersta skiktet), och implantatet (avser herefter implantat från modell 10000IS, modell 10000ISM, modell 15000IS och modell 15000ISM). Implantatsystemet levererar implantatet perkutant till klaffen via en lärbensvenpunktion med användning av en transvenös metod.

• Implantat (figur 1-3)

Implantatet placeras och säkras vid klaffbladen på klaffen och agerar som en fyllning i regurgitationsöppningen. Implantatets primära komponenter är distansbrickan, paddlarna och hasparna som är tillverkade av nitinol och har ett yttskikt i polyetylenetereftalat. Implantaten 10000IS och 15000IS innefattar också en mutter och en skruv i titan, en PEEK-bussning och en silikonättning. Implantaten 10000ISM och 15000ISM, som är implantat av mindre storlek, innefattar också en titanmutter, skruv, distal och proximal platta.

Implantatet har fyra huvudsakliga paddellågen: Utsträckt, Stängt, Klart för mätning av klaffblad och Klaffbladet mätning av klaffblad.

• Styrbara kateter (figur 4)

Den styrbara katetern har ett rotationskontrollreglage som styr böjningsmekanismen som används för att navigera implantatet och placera det på målplatsen. Ett röntgentätt markörband sitter på den distala delen av katetern och indikerar den flexibla delens ände.

• Implantatkateter (figur 4)

Implantatet tillhandahålls anslutet till implantatkatetern via suturer och en gängad axel. Implantatkatetern styr placeringen av implantatet. De tre primära kontrollerna är skjutreglagen, det gängade aktiveringsreglaget och frikopplingsreglaget. Skjutreglagen kontrollerar implantathasparna (om skjutreglaget dras tillbaka lyfts hasparna och om det förs fram sänks hasparna). Det gängade aktiveringsreglaget kontrollerar implantatets paddlar (paddlarna stängs om aktiveringsreglaget dras tillbaka och paddlarna öppnas om aktiveringsreglaget förs fram). Frikopplingsreglaget styr frikopplande av implantatet från implantatkatetern. Implantatkatetern tillhandahålls monterad inuti den styrbara katetern.

• Styrhylsa (figur 5)

Styrhylsans sats inkluderar en styrbar styrhylsa och införare. Styrhylsan ger åtkomst till förmak. Den har en hydrofil beläggning och ett rotationskontrollreglage som styr böjningsmekanismen som används vid placering av styrhylsan på målplatsen. Införaren är kompatibel med en ledare på 0,89 mm (0,035 tum).

• Stabilisator (figur 6 och 7)

Stabilisatorn är indicerad för att underlätta positionering och stabilisering av PASCAL -systemet under implantationsprocedurer. Stabilisatorn kan vid behov fästas vid systemet när som helst under proceduren. Användning av stabilisatorn är valfri.

• Bord (figur 8)

Bordet används utanför det sterila fältet för att ge en stabil plattform för implantatsystemet, styrhylsan och stabilisatorn. Bordets höjd kan justeras. Användning av bordet är valfri.

• Laddare (figur 9)

Den avdragbara laddaren används för att föra in implantatet och leveranskateterna genom styrhylsans tätningar. Laddaren inkluderas i implantatsystemet och/eller styrhylsans förpackning för att underlätta för användaren.

1.0 Indikationer

Edwards PASCAL reparationsystem för kateterburen hjärtklaff är indikerat för perkutan rekonstruktion av en otillräcklig mitralis- och/eller trikuspidalklaff genom vävnadsapproximering.

2.0 Kontraindikationer

PASCAL -systemet är kontraindicerat hos patienter med:

- Patient hos vilken en TEE är kontraindicerad eller screening av TEE misslyckades
- Ekokardiografiska tecken på intrakardieell massa, trombos eller vegetation
- Förekomst av ett tilltäppt eller tromboserat IVC-filter som skulle störa leveranskatetern, eller om ipsilateralt, djup ventrombos föreligger
- Känd överkänslighet mot nitinol (nickel eller titan) eller kontraindikation mot ingreppsläkemedel som inte kan hanteras på ett medicinskt adekvat sätt
- Anamnes på blödningsdiates eller koagulopati eller patient som nekar till blodtransfusioner

Dessutom är PASCAL -systemet kontraindicerat hos mitralpatienter med kontraindikation för transseptal kateterisering.

3.0 Varningar

3.1 Anatomiska överväganden

För optimala resultat bör följande anatomiska patientegenskaper övervägas. Säkerheten och effekten av PASCAL -systemet utanför dessa förhållanden har inte fastställts. Användning utanför dessa förhållanden kan störa placeringen av implantatet eller införande av klaffbladet för nativ klaff.

Tillämpligt för mitralis- och trikuspidalpatienter:

- Tecken på måttlig till kraftig förkalkning i fattsomsområdet
- Tecken på allvarig förkalkning i annulus eller den subvalvulära apparaten
- Förekomst av signifikant klyfta eller perforation i fattsomsområdet
- Klaffbladens rörlighetslängd < 8 mm

Endast tillämpligt för mitralispatienter:

- Slagbredd > 15 mm och/eller slagmellanrum > 10 mm
- Transseptal punktionshöjd < 3,5 cm
- LA-diameter ≤ 35 mm
- Förekomst av två eller flera signifikanta vattenstrålar
- Förekomst av en signifikant vattenstråle i kommissurområdet
- Mitralklaffområde (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Endast tillämpligt för trikuspidalpatienter:

- Förekomst av primär icke-degenerativ trikuspidalklaffdysfunktion

3.2 Hantering av enheten

- Produkterna är endast utformade, avsedda och distribuerade för engångsbruk. Det finns inga data som stöder produkternas sterilitet, icke-pyrogenitet eller funktion efter ombearbetning.
- Enheter bör hanteras med vanlig steril teknik för att förhindra infektion.
- Utsätt inte någon av enheterna för några lösningar, kemikalier etc., med undantag för steril fysiologisk och/eller hepariniserad koksaltlösning. Detta kan leda till irreparabla skador på enheten som eventuellt inte är uppenbara vid visuell inspektion.
- Använd inte några av enheterna i närvaro av brännbara eller brandfarliga gaser, bedövningsmedel eller rengöringsmedel/desinfektionsmedel.
- Använd inte enheter om utgångsdatumet har passerat.
- Sterila enheter får inte användas om deras förpackning eller försegling är skadad på något sätt.
- Använd inte om några av enheterna har tappats, skadats eller hanterats på felaktigt sätt.
- Standardspolning och avluftningsteknik bör användas under förberedelser för ingrepp och under hela ingreppet för att förhindra luftemboli.

3.3 Kliniska varningar

- Liksom med alla implanterade medicinska enheter finns en potentiell risk för ett ogynnsamt immunologiskt svar.
- Allvarliga komplikationer, vilka ibland kan leda till kirurgisk intervention och/eller dödsfall, kan förknippas med användning av detta system ("Möjliga komplikationer"). Varje potentiell patient bör få en förklaring av alla fördelar och risker före användning.
- Noggrann och kontinuerlig medicinsk uppföljning rekommenderas, så att komplikationer relaterade till implantatet kan diagnostiseras och åtgärdas på rätt sätt.
- Antikoagulationsbehandling måste fastställas av läkare enligt vårdinrättningens riktlinjer.

4.0 Försiktighetsåtgärder

4.1 Försiktighetsåtgärder före användning

- Patienturval bör utföras av ett tvärvetenskapligt hjärtteam som är specialiserat på behandling av mitral- och/eller trikuspidalregurgitation, för att bedöma patientens risk och anatomiska lämplighet.

4.2 Försiktighetsåtgärder efter användning

- Långvarig hållbarhet har inte fastställts för implantatet. Regelbunden medicinsk uppföljning rekommenderas i syfte att utvärdera implantatets prestanda.
- Kortsiktig antikoagulationsbehandling kan vara nödvändigt efter klaffreparation med PASCAL -enheten. Ordiner antikoagulation och annan medicinsk behandling enligt vårdinrättningens riktlinjer.

5.0 Möjliga komplikationer

Komplikationer i samband med hjärtkateterisering enligt gängse procedur, användning av anestetika och användning av PASCAL -systemet, kan leda till följande resultat: konvertering till öppen kirurgi, akut eller ej akut reoperation, explantation, permanent invaliditet eller dödsfall. Läkare uppmanas att rapportera misstänkta instrumentrelaterade händelser till Edwards eller den ansvariga sjukhusledningen.

Följande förväntade biverkningar har identifierats som möjliga komplikationer av PASCAL -proceduren:

- Avvikande laboratorievärden
- Allergisk reaktion på anestesi, kontrastmedel, heparin, nitinol
- Anemi eller minskat Hgb, som kan kräva blodtransfusion
- Aneurysm eller pseudoaneurysm
- Kärlkramp eller bröstsmärta
- Anafylaktisk chock
- Arytmier – förmak (dvs. AF, SVT)
- Arytmier – kammare (dvs. VT, VF)
- Arteriovenös fistel
- Förmaksseptumskada som kräver intervention
- Blödning
- Hjärtstopp
- Hjärtsvikt
- Hjärtskada, inklusive perforation
- Hjärttamponad/perikardiell utgjutning
- Kardiogen chock
- Insnrjning av sensträngarna eller ruptur som kan kräva intervention
- Koagulopati, koagulationsstörning, blödningsdiates
- Skada på retledningssystemet som kan kräva permanent pacemaker
- Djup ventrombos (DVT)
- Försämring av nativ klaff (t.ex. ruptur, indragning eller förtjockning av klaffblad)

- Lossnande av tidigare placerat implantat
- Dyspné
- Ödem
- Elektrolytbalans
- Emboli/embolisering inklusive luft, partiklar, förkalkat material, eller trombos
- Endokardit
- Esofageal irritation
- Esofageal perforation eller striktur
- Ansträngningsintolerans eller svaghet
- Underlåtenhet att hämta några PASCAL -systemkomponenter
- Feber
- Gastrointestinal blödning eller infarkt
- Hjärtsvikt
- Hematom
- Hemodynamisk kompromiss
- Hemolys
- Blödning som kräver transfusion eller intervention
- Hypertoni
- Hypotoni
- Försämring av implantatet (slitage, ruptur, fraktur eller annat)
- Implantatembolisering
- Felplacerat implantat eller oförmåga att placera på avsedd plats
- Implantatmigring
- Implantattrombos
- Infektion
- Inflammation
- LVOT-obstruktion
- Mesentriell ischemi
- Multiorgansvikt
- Myokardinfarkt
- Illamående och/eller kräkningar
- Nervskada
- Neurologiska symptom, inklusive dyskinesi, utan diagnos på TIA eller stroke
- Icke-neurologiska, tromboemboliska händelser
- Smärta
- Papillär muskelskada
- Paralys
- Embolisering av PASCAL -systemkomponent/komponenter
- Perifer ischemi
- Pleurautgjutning
- Lungödem
- Lungemboli
- Reaktion på trombocythämmande eller antikoagulantia
- Njursvikt
- Njurinsufficiens
- Andningskompromiss, andningssvikt, atelektas, lunginflammation – kan kräva långvarig ventilation
- Retroperitoneal blödning
- Skada på septum eller perforation
- Septikemi, sepsis
- Brännskada, skada eller vävnadsförändringar p.g.a. exponering för joniserande strålning
- Endast ett klaffblad är fäst (SLDA)
- Stroke
- Synkope
- Transitorisk ischemisk attack (TIA)
- Urinvägsinfektion och/eller blödning
- Klaffskada
- Klaffstenos
- Klaffregurgitation
- Vasculär skada eller trauma, inklusive dissektion eller okklusion
- Kärlspasm
- Skada på kammarväggen eller perforation
- Sårruptur, fördröjd eller ofullständig läkning
- Försämring av hjärtsvikt
- Försämrad regurgitation/valvulär insufficiens

6.0 Leveransform

6.1 Förpackning

Styrhylan, implantatsystemet och stabilisator är individuellt förpackade och steriliserade med etylenoxid. Bordet är förpackat och tillhandahålls icke-sterilt.

6.2 Lagring

PASCAL -systemet ska förvaras svalt och torrt.

7.0 Bruksanvisning

7.1 Läkarutbildning

Den implanterande läkaren ska ha erfarenhet av kateterburna tekniker och vara utbildad i systemet PASCAL och implantatproceduren. Det slutliga beslutet om implantation av en PASCAL bör tas av läkare som är specialiserade på behandling av mitral- och/eller trikuspidalregurgitation, vid specialiserade kliniker som kan avgöra om en rimlig chans för betydande klinisk förbättring kan förväntas baserat på sjukdomens skede och komorbiditet.

7.2 Utrustning och material

- Standardmässig utrustning för hjärtkateteriseringslaboratorium
- Fluoroskopisystem
- Kapacitet för transesofageal ekokardiografi (TEE) (2D och 3D)
- Pigtail-kateter för kontrastinjektion (med kompatibel hylsa)
- Sats för venös punktion
- Transseptal nål, hylsa och ledare
- Ledare med utbyteslängd på 0,89 mm (0,035 tum)

- Skålar
- 50–60 cm³ sprutor med Luer-fatting
- Hepariniserad koksallösning
- Hemostat
- Kirurgiska handdukar (t.ex. storlek 43 x 69 cm)
- Valfritt: Upptrappningsdilatatorer
- Valfritt: Kontinuerligt fysiologiskt koksallösningssdropp (rullande droppställning, IV-slång med tumhjulsförslutning, 1-liters påsar med hepariniserad steril koksallösning)
- Valfritt: Tryckövervakningsenhet

7.3 Förberedelser inför användning

7.3.1 Bord

Steg	Procedur
1	Ta ut bordet/borden ur förpackningen och kontrollera att de inte är skadade.
2	Montera bordet/borden enligt figur 8.

7.3.2 Stabilisator

Steg	Procedur
1	Ta ut stabilisatorns komponenter ur förpackningen och kontrollera att de inte är skadade.
2	Montera stabilisatorn när så är nödvändigt enligt figur 6.

7.3.3 Styrhylsa

Steg	Procedur
1	Ta ut styrhysan, laddaren och infören ur förpackningen och kontrollera att de inte är allvarligt skadade.
2	Håll upp den distala spetsen medan styrhysan spolas och avluftas med hepariniserad koksallösning.
3	Håll upp den distala spetsen och för in infören i styrhysan. Spola infören och torka styrhysan med hepariniserad koksallösning före användning.

7.3.4 Implantatsystem

Steg	Procedur
1	Ta ut implantatsystemet och laddaren ur förpackningen och kontrollera att de inte är allvarligt skadade. Kontrollera att båda skjutreglagekranarna är i öppet läge. WARNING: Om skjutreglagekranarna inte är i öppet läge kan användning av enheten leda till infektion.
2	För fram aktiveringsreglaget (vrid aktiveringsreglaget moturs eller tryck på aktiveringsknappen för att skjuta aktiveringsreglaget framåt) tills det är jäms med haspositioneringsverktyget.
3	Ta bort skjutreglagestiftet och avlägsna slack i suturen. Lås skjutreglagets kranar och säkra skjutreglagestiftet. Ta ut haspositioneringsverktyget.
4	Dra tillbaka och för fram skjutreglagen för att bekräfta korrekt hasprövning och förslut implantatet (vrid aktiveringsreglaget medurs eller tryck på aktiveringsknappen för att dra tillbaka aktiveringsreglaget).
5	För fram den styrbara katetern. Kontrollera att skjutreglagen är helt tillbakadragna och att aktiveringsreglaget är helt tillbakadraget. Rikta in implantatkateterns handtag vertikalt så att frikopplingsreglaget är mot bordet.
6	Spola hepariniserad koksallösning genom implantatkatetern.
7	När du kan se koksallösningen komma ut från implantatkateterns distala ände, ska du sänka implantatkateterns handtag och lyfta den distala änden av implantatkatetern medan du fortsätter att spola med hepariniserad koksallösning.
8	Dra in den styrbara katetern helt. För fram reglagen och aktiveringsreglaget för att placera implantatet i utdraget läge.
9	Ta bort laddarlocket och styr laddarlocket så att det placeras på implantatsystemet.
10	För in implantatet via den proximala änden av laddaren tills det kommer ut ur den distala änden. Anslut laddaren och laddarlocket.
11	Håll upp laddaren och den distala spetsen och spola samtidigt hepariniserad koksallösning via den styrbara katetern.
12	Dra gradvis in implantatkatetern i den styrbara katetern och implantatet i laddaren medan du fortsätter att spola igenom den styrbara katetern tills den distala änden av implantatet är helt inne i laddaren.

7.4 Implantatprocedur

Införande av implantatet bör utföras under narkos, med hemodynamisk övervakning i en operationssal, en hybridoperationssal eller kateteriseringslaboratorium med fluoroskopiska och ekokardiografiska avbildningsmöjligheter.

Obs! Läs Anatomiska överväganden (avsnitt 3.1) före implantationen, eftersom användning utanför dessa förhållanden kan störa placeringen av implantatet eller införande av klaffbladet för nativ klaff.

VAR FÖRSIKTIG: Under ingreppet bör heparin administreras så att ACT upprätthålls vid ≥ 250 sek.

VAR FÖRSIKTIG: För mycket kontrastmedel kan leda till njursvikt. Mät patientens kreatininnivå före ingreppet. Användningen av kontrastmedel ska övervakas.

7.4.1 Patientförberedelse

Steg	Procedur
1	Bordet/borden ska monteras och placeras mellan patientens ben innan patienten täcks med steril duk, och bordet/bordens höjd justeras efter behov. Använd handdukar som stöd mellan bordet/borden och patientens ben. WARNING: Bordet levereras icke-sterilt. Införande av bordet i det sterila fältet kan leda till infektion.
2	Efter att steril duk placerats ut ska stabilisatorn monteras och fästas för användning vid behov under proceduren.

7.4.2 Lårbensvenpunktion och införande av hylsan

Steg	Procedur
1	Punktera lårbensvenen med hjälp av konventionella perkutana punktionsmetoder.
2	<u>För PASCAL -mitralisprocedurer:</u> Gå till vänster förmak via transvenösa, transeptala tekniker, med hjälp av konventionella perkutana metoder, och placera ledaren i vänster förmak. Dilatera kärlet efter behov. VAR FÖRSIKTIG: (endast för mitralisprocedurer) Olämplig punktion kan leda till skador på hjärtstrukturen, vilket kan kräva kirurgisk reparation eller annan intervention. <u>För PASCAL -trikuspidalklaffprocedurer:</u> Gå till höger förmak genom att använda konventionella perkutana metoder och placera ledaren i höger förmak. Dilatera kärlet efter behov.
3	<u>För PASCAL -mitralisprocedurer:</u> För in styrhysan med infören över ledaren tills styrhysans spets är säkert placerad över septum och använd böjningsmekanismen efter behov. <u>För PASCAL -trikuspidalklaffprocedurer:</u> För in styrhysan med infören över ledaren tills styrhysans spets är inuti höger förmak. VAR FÖRSIKTIG: Överdriven manipulering kan leda till att ett tidigare placerat implantat lossnar eller rubbas, eller till skador på hjärtstrukturen, vilket kan kräva kirurgisk reparation eller annan intervention.
4	Ta bort infören och ledaren. Aspirera och spola inte styrhysan förrän implantatsystemet har förts in. VAR FÖRSIKTIG: Aspiration eller anslutning av kontinuerlig spolning med fysiologisk koksallösning till styrhysan före införande av implantatsystemet kan leda till luftemboli.

7.4.3 Införande av implantat

Steg	Procedur
1	För in implantatsystemet med laddaren i styrhysan.
2	För fram implantatsystemet tills implantatet kommer ut ur laddaren. Dra tillbaka och dra bort laddaren.
3	Aspirera och spola styrhysan med hepariniserad koksallösning. Aspirera minst 45 cm ³ (cc) med hjälp av den specificerade sprutan. VAR FÖRSIKTIG: Underlåtenhet att helt aspirera styrhysan kan leda till luftemboli.
4	Om så önskas kan kontinuerligt dropp med fysiologisk koksallösning anslutas till implantatkatetern. VAR FÖRSIKTIG: Anslutning av kontinuerligt dropp med fysiologisk koksallösning till implantatsystemet före aspiration kan leda till luftemboli.
5	För fram implantatsystemet tills implantatet kommer ut ur den distala änden av styrhysan.
6	Dra tillbaka aktiveringsreglaget för att få implantatet i stängt läge. Dra tillbaka skjutreglagen.
7	Justera styrhysan vid behov.
8	Om tryckövervakning används efter den behandlande läkarens godkännande för att kontinuerligt bedöma förmakstrycket under ingreppet ska tryckmätartillverkarens bruksanvisning följas. Anslut en vätskefylld tryckövervakningsenhet till den styrbara katetern. Aspirera och kalibrera sedan i höjd med patientens hjärta före mätningen. Obs! Tryckövervakning ska användas tillsammans med ekokardiografi. Trycket ska stämmas av mot ekokardiografi- och dopplervärden. Se till att implantatkateterns distala spets är helt exponerad från den styrbara katetern vid bedömning av förmakstryck.
9	För fram implantatsystemet efter behov. Manipulera den styrbara katetern och styrhysan efter behov (böj eller böj tillbaka, vrid i motsatta riktningar, för fram eller dra tillbaka) tills implantatet är centrerat i målhoppassningszonen med rätt bana. VAR FÖRSIKTIG: Överdriven manipulering kan leda till att ett tidigare placerat implantat lossnar eller rubbas, eller till skador på hjärtstrukturen, vilket kan kräva kirurgisk reparation eller annan intervention. Obs! Det röntgentäta markörbandet på den styrbara katetern markerar slutet på den flexibla delen och kan visualiseras via fluoroskopi.
10	För fram aktiveringsreglaget för att få implantatet i läget klart för mätning av klaffbladet. Obs! Vid trikuspidalklaffprocedurer, ska du efter att ha placerat implantatet i läget klart för mätning av klaffbladet, dra in skjutreglagestiftet och flytta ett skjutreglage för att identifiera vilken implantatthasp det kontrollerar via bildtagning och sedan säkra skjutreglagestiftet genom att sätta fast det.

Steg	Procedur
11	Vrid implantatkatetern efter behov för att rikta in paddlarna.
12	För fram implantatet genom klaffen tills paddlarna är under klaffbladens fria kant.
13	Kontrollera implantatets placering och inriktning och justera positionen något efter behov. VAR FÖRSIKTIG: Överdriven manipulering av implantatet under klaffbladen kan göra att implantatet trasslar in sig i sensträngarna. Insnrjning av sensträngarna kan leda till hjärtskada, förvärrad regurgitation, svårigheter eller oförmåga att ta bort implantatet, vilket kan kräva ytterligare intervention.
14	Dra tillbaka implantatet under bildvägledning tills klaffbladen är placerade mellan paddlarna och hasparna.
15	För fram skjutreglaget/skjutreglagen så att klaffbladet/klaffbladen säkras mellan hasparna och paddlarna. Detta kan utföras för båda klaffbladen simultant (skjutreglagestiftet inkopplat för att flytta båda hasparna) eller varje individuellt klaffblad (skjutreglagestiftet urkopplat för att flytta den enskilda haspan).
16	Kontrollera införande av klaffbladen med bildtagning. Om klaffbladen inte är säkrade mellan hasparna och paddlarna ska du dra tillbaka skjutreglagen för att frikoppla klaffbladen och försöka att säkra dem igen.
17	När klaffbladen säkrats mellan hasparna och paddlarna ska implantatet stängas.
18	För fram implantatkatetern något för att lossa spänningen på klaffbladen.
19	Bedöm regurgitation och omplacera vid behov. När implantatets läge bekräftats måste det säkerställas att implantatet är stängt. Om omplacering inom kammaren behöver göras ska skjutreglagen dras tillbaka och aktiveringsreglaget föras framåt så att implantatet hamnar i läget klart för mätning/avläsning av klaffblad. Justera haspar och implantatets inriktning efter behov. Om omplacering inom förmaket behöver göras ska skjutreglagen dras tillbaka och aktiveringsreglaget föras framåt så att implantatet långsamt ströks ut under vägledning av fluoroskopi medan det säkerställs att aktiveringsledaren inte böjs. Sedan ska implantatet dras tillbaka in i förmaket igen. VAR FÖRSIKTIG: Om implantatet inte ströks ut när det dras tillbaka in i förmaket under omplacering kan det leda till skador på klaffbladen eller insnrjning av sensträngarna. VAR FÖRSIKTIG: Om klaffbladen inte frikopplas från haspar och paddlar före omplacering kan detta leda till skador på klaffbladet.
20	Gör så här för att frikoppla implantatet från katetern: a) Se till att implantatkateterns distala spets är helt exponerad från den styrbara katetern. b) Skär av yttersuturen på den proximala änden av varje skjutreglage. Öppna båda kranarna på skjutreglaget för att låsa upp suturerna. Dra i skjutreglagestiftet för att helt avlägsna suturerna. c) Stäng båda kranarna på skjutreglaget efter att suturerna avlägsnats. d) Avlägsna frikopplingsstiftet. Vrid frikopplingsreglaget moturs och dra tillbaka det tills implantatet är frikopplat. Bekräfta via bildtagning. Obs! Innan implantatet frikopplas är det vid behov möjligt att dra tillbaka implantatsystemet in i styrhysan för borttagning. Utdragning: a) Dra tillbaka skjutreglagen. b) Sträck långsamt ut implantatet under vägledning av fluoroskopi och se samtidigt till att aktiveringsledaren inte böjs. Dra sedan tillbaka implantatet in i förmaket. Ställ in implantatet i stängt läge. c) Böj tillbaka den styrbara katetern och dra tillbaka implantatsystemet tills implantatet är bredvid spetsen på styrhysan. d) För fram skjutreglagen. e) Ställ in implantatet i utsträckt läge. f) Dra tillbaka skjutreglagen för att öppna hasparna till ca 45° på varje sida. g) Dra tillbaka hela implantatsystemet via styrhysan. VAR FÖRSIKTIG: Om suturen inte skärs av på föreskrivet ställe kan det leda till att implantatet inte kan frikopplas eller att fibrer tränger in, vilket kan resultera i mikroembolism. VAR FÖRSIKTIG: Underlåtenhet att följa föreskrivna frikopplingssteg kan leda till svårigheter eller oförmåga att frikoppla implantatet, vilket kan kräva ytterligare intervention. VAR FÖRSIKTIG: Om implantatet frikopplas innan det bekräftats att klaffbladen sitter säkert mellan paddlarna och hasparna kan det leda till att implantatet flyttas eller lossnar och att endast ett klaffblad är fäst (SLDA) eller andra möjliga komplikationer, vilket kan kräva ytterligare intervention. WARNING: Återanvändning av enheterna (inklusive implantatsystemet och styrhysan) efter utdragning kan orsaka emboli av främmande material eller infektion. Enheten kan gå sönder om man försöker återanvända den. Obs! Om ett ytterligare implantat placeras enligt den behandlande läkarens beslut bör försiktighet vidtas för att undvika att det tidigare placerade implantatet lossnar. Interaktion med det tidigare placerade implantatet kan minimeras genom korsning av klaffen med en implantatkonfiguration av låg profil. VAR FÖRSIKTIG: Överdriven manipulering kan leda till att ett tidigare placerat implantat lossnar eller rubbas, eller till skador på

Steg	Procedur
	hjärtstrukturen, vilket kan kräva kirurgisk reparation eller annan intervention.

7.4.4 Avlägsnande och stängning av enheten

Steg	Procedur
1	Dra in implantatkatetern helt i den styrbara katetern. Råta gradvis ut och avlägsna implantatsystemet. Råta gradvis ut och avlägsna styrhysan. VAR FÖRSIKTIG: Underlåtenhet att råta ut enheterna före avlägsnande kan leda till kärlskada.
2	Utför en standardiserad perkutan förslutning av åtkomststället.

8.0 Magnetisk resonanstomografi – säkerhet (MR-säkerhet)

Icke-klinisk testning har påvisat att PASCAL-implantatet är MR-villkorligt. En patient som behandlas med denna enhet kan utan risk genomgå MR-avbildning om följande villkor uppfylls:

- Statiska magnetfält på 1,5 T och 3,0 T
- Maximal spatiell rumsgradient på 3 000 gauss/cm (30 T/m)
- Maximalt rapporterat MR-system med genomsnittlig specifik absorptions hastighet för hela kroppen (SAR-värde) på 4 W/kg (i driftläget First Level Controlled Operating Mode).

Om villkoren ovan uppfylls förväntas implantatet maximalt producera en temperaturökning på mindre än 4 °C efter 15 minuter av kontinuerlig skanning.

Vid icke-kliniska tester kan bildartefakten som orsakas av enheten i värsta fall med flera implantat sträcka sig upp till 15 mm ut från implantatet vid bildtagning med en värsta fall-gradientekopplingssekvens i ett MRT-system på 3,0 T.

9.0 Uttaget implantat och kassering av enheten

Edwards Lifesciences är intresserade av att erhålla använda kliniska exemplar av implantatet för analys. Vi kommer att tillhandahålla en skriftlig sammanfattande rapport av vår analys efter vår utvärdering. Kontakta Edwards för retur av det uttagna implantatet.

Om du bestämmer dig för att returnera någon av enheterna, ska du följa följande anvisningar:

- **Öppnad förpackning med steril barriär intakt:**
Om påsarna inte har öppnats ska enheten returneras i sin ursprungliga förpackning.
- **Öppnad förpackning men inte implanterad:**
Om en påse har öppnats, är enheten inte längre steril. Returnera enheten i dess ursprungliga förpackning.
- **Explanterat implantat:**
Det explanterade implantatet ska placeras i ett lämpligt histologiskt fixeringsmedel, exempelvis 10 % formalin eller 2 % glutaraldehyd, och returneras till Edwards.

9.1 Kassering

Använda enheter kan hanteras och kasseras på samma sätt som sjukhusavfall och smittfarligt avfall i enlighet med lokala regler, eftersom det inte finns några särskilda risker förknippade med kassering av dessa enheter.

10.0 Sammanfattning av klinisk erfarenhet

10.1 CLASP-studien

Kliniska data i detta avsnitt inkluderar information som erhållits från den kliniska CLASP-studien som studerade PASCAL reparationsssystem för kateterburen hjärtsklaff i mitralisklaffen.

En multi-center, multi-nationell, prospektiv, enarmad studie (CLASP) genomfördes för att utvärdera säkerhet, prestanda och kliniska resultat av PASCAL-systemet. Alla inskrivna studiepatienter bedömdes för klinisk uppföljning vid 30 dagar, 6 månader, 1 år och kommer att bedömas årligen i 5 år efter implantationen.

Det primära säkerhetsmålet för CLASP-studien var en sammanslagning av större komplikationer vid 30 dagar. Större komplikationer inkluderar: kardiovaskulär mortalitet, stroke, myokardinfarkt, nytt behov av dialysbehandling, allvarlig blödning och re-intervention för studieenhetsrelaterade komplikationer.

Studiens primära prestandaeffektmaß inkluderar framgång med enheten, framgång med ingreppet samt klinisk framgång. Studiens sekundära effektmaß inkluderar klinisk säkerhet och funktionella resultat vid 30 dagar, 6 månader, 1 år samt årliga uppföljningstidpunkter.

Framgång med enheten definieras som placering av enheten såsom avsett och framgångsrik utdragning av insättningsystemet då patienten skrivs ut från hjärtskateteriseringslaboratoriet. Analys av framgång med enheten utfördes per enhet.

Framgång med ingreppet definieras som framgång med enheten med MR-svårighetsgrad $\leq 2+$ vid utskrivning (Echo Core Lab-utvärderad) och utan behov av en kirurgisk eller perkutan intervention före utskrivningen från sjukhuset. Framgång med ingreppet analyserades per patient.

Klinisk framgång definieras som framgång med ingreppet med bevis på MR-minskning MR $\leq 2+$ och utan större komplikationer vid 30 dagar (analyserat per patient).

Ett oberoende bildbehandlingslaboratorium bedömde alla ekokardiografiska data. En oberoende kommitté för kliniska händelser (CEC) bedömde säkerhets händelser och en datasäkerhetsövervakningskommitté (DSMB) granskade oberoende sammanslagna säkerhetsdata och utvärderade biverkningstrender och deras effekt på utförande av prövningen och riskbedömning av enheten.

10.1.1 Resultat av CLASP-studien

Den genomsnittliga åldern för de behandlade patienterna var 75,4 år och 55,0 % var män. Alla patienter hade hjärtsvikt enligt NYHA klass II, III eller IV. Det genomsnittliga logistiska EuroSCORE I, EuroSCORE II och STS-mortalitetsresultatet var 14,4 %, 5,8 % respektive 4,7 %. Vid baslinjen hade 50,9 % måttlig-allvarlig MR och 48,1 % hade svår MR.

10.1.2 Prestanda

Prestandaeffektmaßet inkluderade tre komponenter för framgång: enhet, ingrepp samt klinisk framgång med enheten uppnåddes hos 92,0 % av de använda enheterna. Framgång med ingreppet uppnåddes hos 93,5 % av patienterna. Klinisk framgång uppnåddes hos 86,0 % av patienterna.

10.1.3 Säkerhet

Vid 30 dagar var frekvensen av sammanslagna större komplikationer 8,0 %. Nio patienter upplevde 11 större komplikationer (MAE:er) före uppföljningen vid 30 dagar. CEC bedömde större komplikationer vid 30 dagar genom de värden som visas nedan.

Större komplikation (MAE)	Sammanfattande statistik
Kardiovaskulär mortalitet	0,9 % (1/112)

Större komplikation (MAE)	Sammanfattande statistik
Stroke	0,9 % (1/112)
Myokardinfarkt	0,0 % (0/112)
Nytt behov av dialysbehandling	0,0 % (0/112)
Svår blödning	7,1 % (8/112)
Re-intervention för studieenhetsrelaterade komplikationer	0,9 % (1/112)

Frekvens av sammanslagna större komplikationer (MAE:er) **8,0 % (9/112)**

Obs! Kategoriska mått – % (n/Totalt antal)

I den totala populationen observerades en reduktion av MR-grad (d.v.s. MR \leq 2+) hos 95,3 % av patienterna vid utskrivning, 96,1 % efter 30 dagar, 98,8 % vid 6 månader och 100 % vid 1 år.

10.1.4 Slutsats i studien

De data som samlats in i CLASP-studien stöder säkerheten och prestandan för PASCAL-systemet hos patienter med mitralisregurgitation. Antalet patienter med en uppföljningsperiod på ett år eller längre är begränsat, och långsiktiga uppföljningsdata samlas in från en klinisk uppföljningsstudie efter marknadsföring.

10.2 CLASP TR-studien

Kliniska data i detta avsnitt inkluderar information som erhållits från den kliniska trikuspidalkläffstudien (CLASP TR) av PASCAL reparationsystem för kateterburen hjärtkläff.

En prospektiv, enarmad, multicenter-studie (CLASP TR) genomfördes för att utvärdera säkerheten, prestandan och de kliniska resultaten av PASCAL-systemet. Alla inskrivna studiepatienter bedömdes för klinisk uppföljning vid 30 dagar, 6 månader, 1 år, och kommer att bedömas årligen i 5 år efter implantationen.

Det primära säkerhetsmålet för CLASP TR-studien var en sammanslagning av större komplikationer (MAE:er) vid 30 dagar. MAE inkluderar: kardiovaskulär dödlighet, myokardinfarkt, stroke, njurkomplikationer som kräver oplanerad dialys eller njurersättningsterapi, allvarlig blödning, oplanerad eller akut re-intervention (antingen perkutant eller kirurgisk) relaterat till anordningen och huvudsakliga åtkomstplatser och vaskulära komplikationer som kräver intervention.

Studiens primära prestandaeffekt mått inkluderar framgång med enheten, framgång med ingreppet samt klinisk framgång. Studiens sekundära effekt mått inkluderar klinisk säkerhet och funktionella resultat vid 30 dagar, 6 månader, 1 år samt årliga uppföljningstidpunkter.

Framgång med enheten definieras som placering av enheten såsom avsett och framgångsrik utdragnag vid insättningsystemet då patienten skrivs ut från hjärtkateteriseringslaboratoriet. Analys av framgång med enheten utfördes per enhet.

Procedurframgång definieras som enhetsframgång med bevis på en reduktion av TR-grad med minst en grad (skala: icke/spår, mild, måttlig, svår, massiv, torrential) vid slutet av proceduren och utan behov av ett kirurgiskt eller perkutant ingripande före utskrivning från sjukhus. Framgång med ingreppet analyserades per patient.

Klinisk framgång definieras som framgång utan större komplikationer (MAE:er) vid 30 dagar (analyserat per patient).

Ett oberoende bildbehandlingslaboratorium bedömde alla ekokardiografiska data. En oberoende kommitté för kliniska händelser (CEC) bedömde säkerhetsändelser och en datasäkerhetsövervakningskommitté (DSMB) granskade oberoende sammanslagna säkerhetsdata och utvärderade biverkningstrender och deras effekt på utförande av prövningen och riskbedömning av enheten.

10.2.1 Resultat av CLASP TR-studien

Den genomsnittliga åldern för de behandlade patienterna var 76,3 år och 53 % var kvinnor. Alla patienter hade hjärtsvikt enligt NYHA klass II eller III. Det genomsnittliga EuroSCORE II- och STS-mortalitetsresultatet var 5,3 % respektive 7,3 %. Vid baslinjen hade 81 % åtminstone allvarlig TR.

10.2.2 Prestanda

Prestandaeffekt måttet inkluderade tre komponenter för framgång: enhet, ingrepp samt klinisk framgång med enheten uppnåddes hos 82,2 % av de använda enheterna. Av de implanterade patienterna uppnåddes procedurframgång hos 95,5 % av patienterna och klinisk framgång uppnåddes hos 86,4 % av patienterna.

10.2.3 Säkerhet

Vid 30 dagar, var frekvensen av sammanslagna större komplikationer 5,9 %. Två patienter upplevde 3 större komplikationer (MAE:er) före uppföljningen vid 30 dagar. CEC bedömde större komplikationer vid 30 dagar genom de värden som visas nedan.

Större komplikation (MAE)	Sammanfattande statistik
Kardiovaskulär mortalitet	0,0 % (0/34)
Myokardinfarkt (MI)	0,0 % (0/34)
Stroke	0,0 % (0/34)
Njurkomplikationer som kräver oplanerad dialys eller njurersättningsterapi	0,0 % (0/34)
Svår blödning	5,9 % (2/34)
Oplanerad eller akut re-intervention (antingen perkutan eller kirurgisk) relaterad till enheten	0,0 % (0/34)
Större åtkomstplatser och vaskulära komplikationer som kräver intervention	0,0 % (0/34)

Frekvens av sammanslagna större komplikationer (MAE:er) **5,9 % (2/34)**

Obs! Kategoriska mått – % (n/Totalt antal)

I den implanterade populationen observerades en minskning av TR-grad med minst en grad hos 88,9 % och 82,6 % av patienterna vid utskrivning respektive 30 dagar. En minskning av TR-grad med minst två grader observerades hos 65,2 % av patienterna vid 30 dagar.

10.2.4 Slutsats i studien

De data som hittills samlats in i CLASP TR-studien stöder säkerheten och prestandan för PASCAL-systemet hos patienter med mitralisregurgitation. Antalet patienter med en uppföljningsperiod på ett år eller längre är begränsat, och långsiktiga uppföljningsdata samlas in från en klinisk uppföljningsstudie efter marknadsföring.

Ελληνικά

Σύστημα διακαθετηριακής επιδιόρθωσης βαλβίδας Edwards PASCAL

Οδηγίες χρήσης

Το σύστημα διακαθετηριακής επιδιόρθωσης βαλβίδας Edwards PASCAL περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαμορφώσεις (στο παρόν αναφέρεται ως σύστημα PASCAL):

Πίνακας 1: Μοντέλο 10000

Αριθμός μοντέλου	Συσκευή	Συμβατές συσκευές	
		Αριθμοί μοντέλων	Συσκευή
10000IS	Σύστημα εμφυτεύματος PASCAL	10000GS 10000ST 20000ST	Οδηγό θηκάρι Σύστημα σταθεροποίησης Σύστημα ράγας σταθεροποίησης Βάση στήριξης
10000ISM	Σύστημα εμφυτεύματος PASCAL Ace	10000T	

Πίνακας 2: Μοντέλο 15000

Αριθμός μοντέλου	Συσκευή	Συμβατές συσκευές	
		Αριθμοί μοντέλων	Συσκευή
15000IS	Σύστημα εμφυτεύματος PASCAL	10000GS 20000ST 10000T	Οδηγό θηκάρι Σύστημα ράγας σταθεροποίησης Βάση στήριξης
15000ISM	Σύστημα εμφυτεύματος PASCAL Ace		

• Σύστημα εμφυτεύματος

Το σύστημα εμφυτεύματος αποτελείται από τον κατευθυνόμενο καθετήρα (εξωτερικό επίπεδο), τον καθετήρα εμφυτεύματος (εσωτερικό επίπεδο) και το εμφύτευμα (εφεξής αναφέρεται στα εμφυτεύματα από το μοντέλο 10000IS, το μοντέλο 10000ISM, το μοντέλο 15000IS και το μοντέλο 15000ISM). Το σύστημα εμφυτεύματος εναποθέτει διαδεσμικά το εμφύτευμα στη βαλβίδα με προσέλαση από τη μηριαία φλέβα και διαφλέβια προσέγγιση.

• Εμφύτευμα (Εικόνες 1-3)

Το εμφύτευμα έχει εκπτώσειται και ασφαρίζεται στις γλωχίνες της βαλβίδας, λειτουργώντας ως πτερύγιο στο στόμιο παλινδρόμησης. Τα κύρια μέρη του εμφυτεύματος είναι ο αποστάτης, τα πτερύγια και τα άγκιστρα που κατασκευάζονται από νιτινίλη και καλύπτονται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο. Τα εμφυτεύματα 10000IS και 15000IS περιλαμβάνουν επίσης βίδα και παξιμάδι από τιτάνιο, δακτύλιο από PEEK και παρέμβυσμα από σιλκόνη. Τα εμφυτεύματα 10000ISM και 15000ISM περιλαμβάνουν επίσης βίδα τιτανίου, παξιμάδι, εγγύς και περιφερική πλάκα, καθώς και παρέμβυσμα από σιλκόνη και είναι εμφυτεύματα μικρότερου μεγέθους.

Το εμφύτευμα έχει τέσσερις κύριες θέσεις πτερυγίων: επιμηκνυμένη, κλειστή, έτοιμη για σύλληψη της γλωχίνης και με τη γλωχίνα σε σύλληψη.

• Κατευθυνόμενος καθετήρας (Εικόνα 4)

Ο κατευθυνόμενος καθετήρας έχει έναν περιστροφικό διακόπτη ελέγχου, ο οποίος ενεργοποιεί τον μηχανισμό κάμψης για τη μετακίνηση και τοποθέτηση του εμφυτεύματος στην τοποθεσία στόχο. Μια ταινία ακτινοσκιερού δείκτη που βρίσκεται στο περιφερικό τμήμα του καθετήρα υποδεικνύει το άκρο του τμήματος κάμψης.

• Καθετήρας εμφυτεύματος (Εικόνα 4)

Το εμφύτευμα παρέχεται προσαρτημένο στον καθετήρα εμφυτεύματος με ράμματα και ένα στερωτό στέλεχος. Ο καθετήρας εμφυτεύματος ελέγχει την έκπτυξη του εμφυτεύματος. Τα τρία κύρια μέσα ελέγχου είναι οι ολισθητήρες, ο σπειρωτός διακόπτης ενεργοποίησης και ο διακόπτης απελευθέρωσης. Οι ολισθητήρες ελέγχουν τα άγκιστρα εμφυτεύματος (η απόσπωση των ολισθητήρων ανυψώνει τα άγκιστρα, ενώ η προώθηση των ολισθητήρων χαμηλώνει τα άγκιστρα). Ο σπειρωτός διακόπτης ενεργοποίησης ελέγχει τα πτερύγια του εμφυτεύματος (η απόσπωση του διακόπτη ενεργοποίησης κλείνει τα πτερύγια και η προώθηση του διακόπτη ενεργοποίησης ανοίγει τα πτερύγια). Ο διακόπτης απελευθέρωσης ελέγχει την απελευθέρωση του εμφυτεύματος από τον καθετήρα εμφυτεύματος. Ο καθετήρας εμφυτεύματος παρέχεται συναρμολογημένος εντός του κατευθυνόμενου καθετήρα.

• Οδηγό θηκάρι (Εικόνα 5)

Το σετ οδηγού θηκαρίου περιλαμβάνει ένα κατευθυνόμενο οδηγό θηκάρι και έναν εισαγωγέα. Το οδηγό θηκάρι παρέχει πρόσβαση στον κόλπο. Διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη και περιστροφικό διακόπτη ελέγχου, ο οποίος ενεργοποιεί τον μηχανισμό κάμψης για την τοποθέτηση του οδηγού θηκαρίου στην τοποθεσία στόχο. Ο εισαγωγέας είναι συμβατός με οδηγό σύρμα 0,89 mm (0,035 ιντσών).

• Σύστημα σταθεροποίησης (Εικόνες 6 και 7)

Το σύστημα σταθεροποίησης ενδείκνυται για υποβοήθηση της τοποθέτησης και της σταθεροποίησης του συστήματος PASCAL, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εμφύτευσης. Το σύστημα σταθεροποίησης μπορεί να προσαρτηθεί στο σύστημα όπως χρειάζεται, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η χρήση του συστήματος σταθεροποίησης είναι προαιρετική.

• Βάση στήριξης (Εικόνα 8)

Η βάση στήριξης χρησιμοποιείται εκτός του αποστειρωμένου πεδίου για να παρέχει μια σταθερή επιφάνεια για το σύστημα εμφυτεύματος, το οδηγό θηκάρι και το σύστημα σταθεροποίησης. Το ύψος της βάσης στήριξης είναι ρυθμιζόμενο. Η χρήση της βάσης στήριξης είναι προαιρετική.

• Όργανο φόρτωσης (Εικόνα 9)

Το αποκολλούμενο όργανο φόρτωσης χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του εμφυτεύματος και των καθετήρων τοποθέτησης μέσω των παρεμβυσμάτων του οδηγού θηκαρίου. Το όργανο φόρτωσης περιλαμβάνεται στη συσκευασία του συστήματος εμφυτεύματος ή/και του οδηγού θηκαρίου προς διευκόλυνση του χρήστη.

1.0 Ενδείξεις

Το σύστημα διακαθετηριακής επιδιόρθωσης βαλβίδας Edwards PASCAL ενδείκνυται για τη διαθερμική ανακατασκευή μιας ανεπαρκούς μιτροειδούς ή/και τριγλώχινας βαλβίδας μέσω συμπληρωσικής ιστού.

2.0 Αντενδείξεις

Το σύστημα PASCAL αντενδείκνυται σε ασθενείς με:

- Ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυται το διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (TEE) ή το διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (TEE) κατά την αρχική αξιολόγηση δεν ήταν επιτυχές
- Ηχωκαρδιογραφική απόδειξη ενδοκαρδιακής μάζας, θρόμβου ή εκκλάστησης
- Παρουσία απόφραξης ή θρόμβωσης του φίλτρου της κάτω κοιλής φλέβας που θα παρεμβάλλονταν στον καθετήρα τοποθέτησης ή παρουσία σύστοιχης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης
- Γνωστή υπερευαίσθησία στη νιτινολή (νικέλιο ή τιτάνιο) ή αντένδειξη για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς ιατρικά
- Ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης ή διαταραχή της πήξης του αίματος ή ασθενής που αρνείται να υποβληθεί σε μεταγγίσεις αίματος

Επιπλέον, το σύστημα PASCAL αντενδείκνυται σε ασθενείς της μιτροειδούς βαλβίδας με αντένδειξη για καθετηριασμό διαμέσου του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.

3.0 Προειδοποιήσεις

3.1 Θέματα ανατομίας

Για βέλτιστα αποτελέσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος PASCAL δεν έχει επιβεβαιωθεί εκτός αυτών των συνθηκών. Η χρήση εκτός των συνθηκών αυτών ενδέχεται να παρεμβληθεί στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος ή στην εισαγωγή φυσικής βαλβίδας γλωχίνας.

Ισχύει για τους ασθενείς της μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας:

- Απόδειξη μέτριας έως σοβαρής αβεστοποίησης στην περιοχή σύλληψης
- Απόδειξη σοβαρής αβεστοποίησης στον δακτύλιο ή στην υποβαλβιδική συσκευή
- Παρουσία σημαντικής σχισμής ή διάτρησης στην περιοχή σύλληψης
- Μήκος κινητικότητας γλωχίνας <8 mm

Ισχύει μόνο για τους ασθενείς της μιτροειδούς βαλβίδας:

- Πλάτος προπίπτου τμήματος >15 mm ή/και άνοιγμα προπίπτου τμήματος >10 mm
- Ύψος παρακέντησης μεσοκοιλιακού διαφράγματος <3,5 cm
- Διάμετρος αριστερού κόλπου (LA) ≤35 mm
- Παρουσία δύο ή περισσότερων σημαντικών πιδάκων
- Παρουσία ενός σημαντικού πίδακα στη συνδεσμική περιοχή
- Εμβαδόν μιτροειδούς βαλβίδα (MVA) <4,0 cm²
- LVEDD >8,0 cm

Ισχύει μόνο για τους ασθενείς της τριγλώχινας βαλβίδας:

- Παρουσία πρωτογενούς μη εκφυλιστικής ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας

3.2 Χειρισμός συσκευής

- Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί, προορίζονται και διανέμονται για μία μόνο χρήση. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την αποστείρωση, τη μη πυρετογόνο δράση και τη λειτουργικότητα των συσκευών μετά από επανεπεξεργασία.
- Ο χειρισμός των συσκευών πρέπει να γίνεται με εφαρμογή της τυπικής στέριας τεχνικής για πρόληψη λοίμωξης.
- Μην εκθέτετε καμία από τις συσκευές σε διαλύματα, χημικά κ.λπ., εξαιρούμενου του στείρου φυσιολογικού και/ή ηπαρινισμένου αλατούχου διαλύματος. Ενδέχεται να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή, η οποία ίσως να μην είναι εμφανής σε οπτικό έλεγχο.
- Μη χρησιμοποιείτε καμία από τις συσκευές παρουσία καύσιμων ή εύφλεκτων αερίων, ανασθητικών ή καθαριστικών/απολυμαντικών.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η σφράγιση της συσκευασίας είναι παραβιασμένη ή εάν η συσκευασία για τις αποστειρωμένες συσκευές έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιαδήποτε από τις συσκευές πέσει κάτω, υποστεί ζημιά ή υποβληθεί σε εσφαλμένο χειρισμό με οποιοδήποτε τρόπο.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται η τυπική τεχνική έκπληξης και αφαίρεσης του αέρα κατά την προετοιμασία και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για πρόληψη της εμβολής αέρα.

3.3 Κλινικές προειδοποιήσεις

- Όπως ισχύει με κάθε εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, υπάρχει το ενδεχόμενο ανεπιθύμητης ανοσολογικής απόκρισης.
- Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα, τα οποία ενίοτε οδηγούν σε χειρουργική παρέμβαση ή/και θάνατο, ενδέχεται να συσχετιστούν με τη χρήση αυτού του συστήματος («Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα»). Πριν από τη χρήση, θα πρέπει να παρέχεται σε κάθε υποψήφιο ασθενή πλήρης επεξήγηση των οφελών και των κινδύνων.
- Συνιστάται προσεκτική και συνεχής ιατρική παρακολούθηση για τη διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση επιπλοκών που σχετίζονται με το εμφύτευμα.
- Η αντιπηκτική αγωγή πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ιδρύματος.

4.0 Προφυλάξεις

4.1 Προφυλάξεις πριν από τη χρήση

- Η επιλογή του ασθενούς θα πρέπει να πραγματοποιείται από καρδιολογική ομάδα πολλών ειδικοτήτων που ειδικεύεται στη θεραπεία της παλινδρόμησης μιτροειδούς ή/και τριγλώχινας βαλβίδας, ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για τον ασθενή και η καταλληλότητα βάσει της ανατομίας.

4.2 Προφυλάξεις μετά τη χρήση

- Η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του εμφυτεύματος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Συνιστάται τακτική ιατρική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εμφυτεύματος.
- Ενδέχεται να απαιτείται βραχυπρόθεσμη αντιπηκτική αγωγή μετά την επιδιόρθωση της βαλβίδας με τη συσκευή PASCAL. Συνταγογράφηση αντιπηκτικής αγωγής και άλλης ιατρικής θεραπείας βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ιδρύματος.

5.0 Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα

Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τον τυπικό καρδιακό καθετηριασμό, τη χρήση ανασθησίας και την χρήση του συστήματος PASCAL θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα ακόλουθα αποτελέσματα: μετατροπή σε ανοικτή εγχείρηση, επειγούσα ή μη επείγουσα επανεγχείρηση, εκφόρτωση, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. Οι ιατροί ενθαρρύνονται να αναφέρουν συμβάντα που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με τη συσκευή στην Edwards ή στις αρμόδιες νοσοκομειακές αρχές.

Έχουν αναγνωριστεί τα παρακάτω αναμενόμενα ανεπιθύμητα συμβάντα ως πιθανές επιπλοκές της διαδικασίας PASCAL:

- Μη φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων
- Αλλεργική αντίδραση στο αναισθητικό, το σκιαγραφικό μέσο, την ηπαρίνη ή τη νιτινολή
- Αναμία ή χαμηλή Hgb, ενδέχεται να απαιτείται μετάγγιση
- Ανεύρωμα ή ψευδοανεύρωμα
- Στηθάγχη ή θωρακικό άλγος
- Αναφυλακτική καταπληξία
- Αρρυθμίες, κοιλιακές (δηλ. AF, SVT)
- Αρρυθμίες, κοιλιακές (δηλ. VT, VF)
- Αρτηριοφλεβική επικοινωνία
- Βλάβη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος για την οποία απαιτείται παρέμβαση
- Αιμορραγία
- Καρδιακή ανακοπή
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Καρδιακή κάκωση, συμπεριλαμβανόμενης της διάτρησης
- Καρδιακός επιπωματισμός/περικαρδιακό εξίδρωμα
- Καρδιογενής καταπληξία
- Εμπλοκή ή ρήξη χορδών που μπορεί να απαιτεί παρέμβαση
- Διαταραχή ηπικτικότητας, διαταραχή της πήξης, αιμορραγική διάθεση
- Βλάβη στο ερεθισματοαγωγό σύστημα, που μπορεί να απαιτεί μόνιμο βηματοδότη
- Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT)
- Εκφύλιση φυσικής βαλβίδας (π.χ. διάρρηξη, ανάσχυση, πάχυνση γλωχίνων)
- Μετατόπιση προγενέστερα εκπυκνυμένου εμφυτεύματος
- Δύσπνοια
- Οίδημα
- Διαταραχή ηλεκτρολυτών
- Έμβολα/εμβολή από αέρα, σωματίδιο, υλικό ασβέστωσης ή θρόμβο
- Ενδοκαρδίτιδα
- Ερεθισμός του οισοφάγου
- Διάτρηση ή στένωση του οισοφάγου
- Δυσανεξία στην άσκηση ή αδυναμία για άσκηση
- Αποτυχία ανάσχυσης οποιουδήποτε εξαρτήματος του συστήματος PASCAL
- Πυρετός
- Γαστρεντερική αιμορραγία ή έμφρακτο
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Αιμάτωμα
- Αιμοδυναμική επιβάρυνση
- Αιμόλυση
- Αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση ή παρέμβαση
- Υπέρταση
- Υπόταση
- Αλλοίωση του εμφυτεύματος (φθορά, σχίσμο, κάταγμα ή άλλο)
- Εμβολή εμφυτεύματος
- Λανθασμένη τοποθέτηση εμφυτεύματος ή αποτυχία τοποθέτησης στο σημείο για το οποίο προορίζεται
- Μετατόπιση εμφυτεύματος
- Θρόμβωση εμφυτεύματος
- Λοίμωξη
- Φλεγμονή
- Απόφραξη χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας (LVOT)
- Μεσεντέρια ισχαιμία
- Πολυοργανική ανεπάρκεια
- Έμφραγμα του μυοκαρδίου
- Ναυτία ή/και έμετος
- Κάκωση νεύρου
- Νευρολογικά συμπτώματα, όπως δυσκινησία, χωρίς διάγνωση παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου (ΠΙΕ) ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
- Θρομβοεμβολικά επεισόδια μη νευρολογικής προέλευσης
- Άλγος
- Βλάβη στους θηλοειδείς μύες
- Παράλυση
- Εμβολισμός ενός ή περισσότερων εξαρτημάτων του συστήματος PASCAL
- Περιφερική ισχαιμία
- Πλευρική συλλογή
- Πνευμονικό οίδημα
- Πνευμονική εμβολή
- Αντίδραση σε αντιαιμοπεταλιακούς ή αντιπηκτικούς παράγοντες
- Νεφρική ανεπάρκεια
- Έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
- Αναπνευστική επιβάρυνση, αναπνευστική ανεπάρκεια, ατελεκτασία, πνευμονία, ενδέχεται να απαιτείται παρατεταμένος αερισμός
- Οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία
- Βλάβη ή διάτρηση του διαφράγματος
- Σηψαιμία, σήψη
- Δερματικό έγκαυμα, κάκωση ή αλλοιώσεις του ιστού λόγω έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία
- Προσάρτηση της συσκευής σε μία μόνο γλωχίνα (SLDA)
- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
- Συγκοπή
- Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΕ)
- Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ή/και αιμορραγία
- Κάκωση βαλβίδας
- Στένωση βαλβίδας
- Βαλβιδική παλινδρόμηση
- Αγγειακή κάκωση ή τραυματισμός, συμπεριλαμβανόμενου διαχωρισμού ή απόφραξης
- Αγγειακός σπασμός
- Βλάβη ή διάτρηση του κοιλιακού τοιχώματος
- Διάνοση τραύματος, καθυστερημένη ή ατελής επουλώση

- Επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας
- Επιδείνωση βαλβιδικής παλινδρόμησης / βαλβιδικής ανεπάρκειας

6.0 Τρόπος διάθεσης

6.1 Συσκευασία

Το οδηγό θηκάρι, το σύστημα εμφύτευματος και το σύστημα σταθεροποίησης είναι συσκευασμένα ξεχωριστά και αποστειρωμένα με αιθυλενοξειδίο. Η βάση στήριξης είναι συσκευασμένη και παρέχεται μη στείρα.

6.2 Φύλαξη

Το σύστημα PASCAL θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

7.0 Οδηγίες χρήσης

7.1 Εκπαίδευση ιατρού

Ο ιατρός που διενεργεί την εμφύτευση θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στις διακαθετηριακές τεχνικές και να έχει εκπαιδευτεί στο σύστημα PASCAL και τη διαδικασία εμφύτευσης. Η τελική απόφαση για την εμφύτευση της συσκευής PASCAL θα πρέπει να λαμβάνεται από ιατρούς που ειδικεύονται στη θεραπεία της παλινδρόμησης μιτροειδούς ή/και τριγλώχινας βαλβίδας σε εξειδικευμένα κέντρα, οι οποίοι μπορούν να προσδιορίσουν ότι θα είναι αναμενόμενη μια εύλογη πιθανότητα σημαντικής κλινικής βελτίωσης με βάση το στάδιο της νόσου και τη συνοσπρότητα.

7.2 Εξοπλισμός και υλικά

- Τυπικός εξοπλισμός εργαστηρίου καρδιακού καθετηριασμού
- Σύστημα ακτινοσκόπησης
- Δυνατότητες πραγματοποίησης διαιοσφάγειου ηχωκαρδιογραφήματος (TEE) (δισδιάστατο και τρισδιάστατο)
- Καθετήρας τύπου rigid tail για έγχυση σκιαγραφικού μέσου (με συμβατό θηκάρι)
- Κιτ φλεβικής παρακέντησης
- Βελόνα μεσοκοιλιακού διαφράγματος, θηκάρι και οδηγό σύρμα
- Οδηγό σύρμα μήκους ανταλλαγής 0,89 mm (0,035 ιντσών)
- Λεκάνες
- Σύριγγες 50-60 cm³ με άκρο τύπου Luer
- Ηπαρισμένο αλατούχο διάλυμα
- Αιμοστάτης
- Χειρουργικές πετσέτες (π.χ. μέγεθος 43 x 69 cm)
- Προαιρετικά: Διαστολές σταδιακά αυξανόμενης διαμέτρου
- Προαιρετικά: Συνεχής ενστάλαξη φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος (κυλιόμενο στατό ορό, σωλήνωση ορό με περιστροφικά εξαρτήματα απόφραξης, ασκίο ηπαρισμένου αποστειρωμένου αλατούχου διαλύματος του 1 λίτρου)
- Προαιρετικά: Συσκευή παρακολούθησης πίεσης

7.3 Προετοιμασία συσκευής

7.3.1 Βάση στήριξης

Βήμα	Διαδικασία
1	Αφαιρέστε τη(τις) βάση(εις) στήριξης από τη συσκευασία και επιθεωρήστε για ζημιά.
2	Συναρμολογήστε τη(τις) βάση(εις) στήριξης όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 8.

7.3.2 Σύστημα σταθεροποίησης

Βήμα	Διαδικασία
1	Αφαιρέστε τα μέρη του συστήματος σταθεροποίησης από τη συσκευασία και επιθεωρήστε για ζημιά.
2	Συναρμολογήστε το σύστημα σταθεροποίησης όπως χρειάζεται, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.

7.3.3 Οδηγό θηκάρι

Βήμα	Διαδικασία
1	Αφαιρέστε το οδηγό θηκάρι, το όργανο φόρτωσης και τον εισαγωγέα από τη συσκευασία και επιθεωρήστε για ζημιά.
2	Ενώ κρατάτε το περιφερικό άκρο ανυψωμένο, εκπλύνετε και απαερώστε το οδηγό θηκάρι με ηπαρισμένο αλατούχο διάλυμα.
3	Ενώ κρατάτε το περιφερικό άκρο ανυψωμένο, εισαγάγετε τον εισαγωγέα στο οδηγό θηκάρι. Εκπλύνετε τον εισαγωγέα και σκουπίστε το οδηγό θηκάρι με ηπαρισμένο αλατούχο διάλυμα πριν από τη χρήση.

7.3.4 Σύστημα εμφύτευματος

Βήμα	Διαδικασία
1	Αφαιρέστε το σύστημα εμφύτευματος και το όργανο φόρτωσης από τη συσκευασία και επιθεωρήστε για ζημιά. Επαληθεύστε ότι και οι δύο στρόφιγγες του ολισθητήρα είναι σε ανοικτή θέση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν οι στρόφιγγες του ολισθητήρα δεν είναι σε ανοικτή θέση, η χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη.
2	Πρωθώστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (περιστρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης αριστερόστροφα ή πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ωθήσετε προς τα εμπρός τον διακόπτη ενεργοποίησης) μέχρι να έλθει στο ίδιο επίπεδο με το εργαλείο τοποθέτησης αγκίστρου.
3	Αφαιρέστε τον πείρο ολισθητήρα και σφίξτε το ράμμα. Ασφαλίστε τις στρόφιγγες ολισθητήρα και ασφαλίστε τον πείρο ολισθητήρα. Αφαιρέστε το εργαλείο τοποθέτησης αγκίστρου.
4	Αποσύρτε πλήρως και πρωθώστε τους ολισθητήρες για να διασφαλίσετε την ορθή κίνηση του αγκίστρου και κλείστε το εμφύτευμα (περιστρέψτε τον διακόπτη ενεργοποίησης δεξιόστροφα ή πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να αποσύρτε τον διακόπτη ενεργοποίησης).
5	Πρωθώστε τον κατευθυνόμενο καθετήρα. Βεβαιωθείτε ότι οι ολισθητήρες έχουν αποσυρθεί πλήρως και ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης έχει αποσυρθεί πλήρως. Προσανατολίστε τη λαβή καθετήρα εμφύτευματος κάθετα έτσι ώστε ο διακόπτης απελευθέρωσης να βρίσκεται επάνω στη βάση στήριξης.

Βήμα	Διαδικασία
6	Εκπλύνετε με ηπαρισμένο αλατούχο διάλυμα τον καθετήρα εμφύτευματος.
7	Μόλις δείτε να εξέρχεται διάλυμα από το περιφερικό άκρο του καθετήρα εμφύτευματος, χαμηλώστε τη λαβή καθετήρα εμφύτευματος και ανυψώστε το περιφερικό άκρο του καθετήρα εμφύτευματος ενώ συνεχίζετε να εκπλύνετε με ηπαρισμένο αλατούχο διάλυμα.
8	Αποσύρτε πλήρως τον κατευθυνόμενο καθετήρα. Πρωθώστε τους ολισθητήρες και τον διακόπτη ενεργοποίησης για να ρυθμίσετε το εμφύτευμα στην επιθυμητή θέση.
9	Αφαιρέστε το πώμα του οργάνου φόρτωσης και καθοδηγήστε το πώμα του οργάνου φόρτωσης επάνω στο σύστημα εμφύτευματος.
10	Εισαγάγετε το εμφύτευμα μέσω του εγγύς άκρου του οργάνου φόρτωσης έως ότου εξέλθει από το περιφερικό άκρο. Συνδέστε το όργανο φόρτωσης και το πώμα του οργάνου φόρτωσης.
11	Ενώ κρατάτε το όργανο φόρτωσης και το περιφερικό άκρο ανυψωμένα, εκπλύνετε με ηπαρισμένο αλατούχο διάλυμα τον κατευθυνόμενο καθετήρα.
12	Αποσύρτε σταδιακά τον καθετήρα εμφύτευματος εντός του κατευθυνόμενου καθετήρα και το εμφύτευμα εντός του οργάνου φόρτωσης, ενώ συνεχίζετε να εκπλύνετε διαμέσου του κατευθυνόμενου καθετήρα μέχρι το περιφερικό άκρο του εμφύτευματος να βρίσκεται τελείως εντός του οργάνου φόρτωσης.

7.4 Διαδικασία εμφύτευσης

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος θα πρέπει να γίνεται υπό γενική αναισθησία με αιμοδυναμική παρακολούθηση, σε χειρουργείο, υβριδικό χειρουργείο ή αιμοδυναμικό εργαστήριο με δυνατότητα διενέργειας ακτινοσκοπικής και ηχωκαρδιογραφικής απεικόνισης.

Σημείωση: Πριν τη διαδικασία εμφύτευσης, ανατρέξτε στα Θέματα ανατομίας (Ενότητα 3.1) καθώς η χρήση εκτός των συνθηκών που αναφέρονται ενδέχεται να παρεμβληθεί στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος ή στην εισαγωγή γλωσσικής βαλβίδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα πρέπει να χορηγείται ηπαρίνη ώστε ο ενεργοποιημένος χρόνος πήξης (ACT) να διατηρείται σε επίπεδο ≥ 250 δευτ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπερβολική ποσότητα σκιαγραφικού μέσου μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Μετρήστε το επίπεδο κρεατινίνης του ασθενούς πριν από τη διαδικασία. Η χρήση σκιαγραφικού μέσου πρέπει να παρακολουθείται.

7.4.1 Προετοιμασία ασθενούς

Βήμα	Διαδικασία
1	Πριν σκεπάσετε τον ασθενή με αποστειρωμένα χειρουργικά θρόνια, συναρμολογήστε και τοποθετήστε μία ή περισσότερες βάσεις στήριξης μεταξύ των κάτω άκρων του ασθενούς, προσαρμόζοντας το ύψος της βάσης ή των βάσεων στήριξης όπως απαιτείται. Χρησιμοποιήστε πετσέτες ως στήριγμα μεταξύ της βάσης ή των βάσεων στήριξης και των κάτω άκρων του ασθενούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η βάση στήριξης παρέχεται μη αποστειρωμένη. Η εισαγωγή της βάσης στήριξης εντός του αποστειρωμένου πεδίου μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη.
2	Μετά την τοποθέτηση του στέρου οθονίου, συναρμολογήστε και προσαρτήστε το σύστημα σταθεροποίησης όπως χρειάζεται, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

7.4.2 Προσπέλαση μηριαίας φλέβας και εισαγωγή θηκαρίου

Βήμα	Διαδικασία
1	Προσπελάστε την κοινή μηριαία φλέβα με συμβατικές διαδερμικές μεθόδους παρακέντησης.
2	<u>Για διαδικασίες PASCAL μιτροειδούς:</u> Προσπελάστε τον αριστερό κόλπο με διαφλέβιες τεχνικές, διαμέσου του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, χρησιμοποιώντας συμβατικές διαδερμικές μεθόδους και τοποθετήστε το οδηγό σύρμα στον αριστερό κόλπο. Διαστείλετε το αγγείο όπως απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ: (μόνο για διαδικασίες μιτροειδούς βαλβίδας) Η ακατάλληλη παρακέντηση ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη της καρδιακής δομής που απαιτεί χειρουργική επιδιόρθωση ή άλλη παρέμβαση. <u>Για διαδικασίες PASCAL τριγλώχινας:</u> Προσπελάστε τον δεξιό κόλπο με συμβατικές διαδερμικές μεθόδους και τοποθετήστε το οδηγό σύρμα στον δεξιό κόλπο. Διαστείλετε το αγγείο όπως απαιτείται.
3	<u>Για διαδικασίες PASCAL μιτροειδούς:</u> Εισαγάγετε το οδηγό θηκάρι με τον εισαγωγέα πάνω από το οδηγό σύρμα έως ότου το άκρο του οδηγού θηκαρίου να ακουμπά σταθερά στο διάφραγμα, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό κάμψης όπως απαιτείται. <u>Για διαδικασίες PASCAL τριγλώχινας:</u> Εισαγάγετε το οδηγό θηκάρι με τον εισαγωγέα πάνω από το οδηγό σύρμα έως ότου το άκρο του οδηγού θηκαρίου να εισέλθει στον δεξιό κόλπο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπερβολικός χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτόπιση ή παρενόηληση προγενέστερα εμφυτευμένης συσκευής, βλάβη της καρδιακής δομής που απαιτεί χειρουργική επιδιόρθωση ή άλλη παρέμβαση.
4	Αφαιρέστε τον εισαγωγέα και το οδηγό σύρμα. Μην αναρροφάτε και μην εκπλύνετε το οδηγό θηκάρι μέχρι να εισαχθεί το σύστημα εμφυτεύματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναρρόφηση ή η σύνδεση συνεχούς ενστάλαξης φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος στο οδηγό θηκάρι, πριν από την εισαγωγή του συστήματος εμφυτεύματος, μπορεί να οδηγήσει σε εμβολή από αέρα.

7.4.3 Τοποθέτηση εμφυτεύματος

Βήμα	Διαδικασία
1	Εισαγάγετε το σύστημα εμφυτεύματος με το όργανο φόρτωσης εντός του οδηγού θηκαριού.
2	Πρωθήστε το σύστημα εμφυτεύματος μέχρι το εμφύτευμα να εξέλθει από το όργανο φόρτωσης. Αποσύρετε και αποκολλήστε το όργανο φόρτωσης.
3	Αναρροφήστε και εκπλύνετε το οδηγό θηκάρι με ηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα. Χρησιμοποιώντας την καθορισμένη σύριγγα, αναρροφήστε τουλάχιστον 45 cm ³ . ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν πραγματοποιηθεί πλήρης αναρρόφηση του οδηγού θηκαριού ενδέχεται να προκληθεί εμβολή από αέρα.
4	Εάν είναι επιθυμητό, συνδέστε τη συνεχή ενστάλαξη φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος στον καθετήρα εμφυτεύματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση της συνεχούς ενστάλαξης φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος στο σύστημα εμφυτεύματος πριν από την αναρρόφηση μπορεί να οδηγήσει σε εμβολή από αέρα.
5	Πρωθήστε το σύστημα εμφυτεύματος μέχρι το εμφύτευμα να εξέλθει από το περιφερικό άκρο του οδηγού θηκαριού.
6	Αποσύρετε τον διακόπτη ενεργοποίησης για να θέσετε το εμφύτευμα στην κλειστή θέση. Αποσύρετε τους ολισθητήρες.
7	Προσαρμόστε το οδηγό θηκάρι όπως απαιτείται.
8	Εάν στη διάρκεια της διαδικασίας, κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού, χρησιμοποιείται παρακολούθηση της πίεσης για τη συνεχή αξιολόγηση της κολπικής πίεσης, να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του συστήματος παρακολούθησης πίεσης. Συνδέστε στον κατευθυνόμενο καθετήρα μια συσκευή παρακολούθησης πίεσης γεμάτη με υγρό. Πριν προχωρήσετε σε μετρήσεις, κάνετε αναρρόφηση και κατόπιν κάνετε βαθμονόμηση στο επίπεδο της καρδιάς του ασθενούς. Σημείωση: Η παρακολούθηση της πίεσης πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με ηχωκαρδιογράφημα. Η πίεση θα πρέπει να συμφωνεί έναντι των μετρήσεων του ηχωκαρδιογραφήματος και του Doppler. Κατά την αξιολόγηση της κολπικής πίεσης, διασφαλίστε ότι το περιφερικό άκρο του καθετήρα εμφυτεύματος είναι πλήρως εκτεθειμένο από τον κατευθυνόμενο καθετήρα.
9	Πρωθήστε το σύστημα εμφυτεύματος όπως απαιτείται. Προσαρμόστε τον κατευθυνόμενο καθετήρα και το οδηγό θηκάρι (κάμψη-ευθειασμός, στρέψη σε αντίθετες κατευθύνσεις, προώθηση-απόσυρση) όπως απαιτείται μέχρι το εμφύτευμα να κεντραριστεί στην τελική ζώνη συναρμογής των γλωχίνων με την κατάλληλη τροχιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπερβολικός χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτόπιση ή παρενόχληση προγενέστερα εμφυτευμένης συσκευής, βλάβη της καρδιακής δομής που απαιτεί χειρουργική επιδιόρθωση ή άλλη παρέμβαση. Σημείωση: Η ταϊνία ακτινοσκιερών δείκτη στον κατευθυνόμενο καθετήρα υποδεικνύει το άκρο του τμήματος κάμψης και μπορεί να απεικονιστεί με ακτινοσκόπηση.
10	Πρωθήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης για να θέσετε το εμφύτευμα σε θέση έτοιμη για σύλληψη γλωχίνων. Σημείωση: Για διαδικασία τριγλώχινος, μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε θέση έτοιμη για σύλληψη γλωχίνων, τραβήξτε τον πείρο του ολισθητήρα και μετακινήστε έναν ολισθητήρα για να προσδιορίσετε, μέσω απεικόνισης, το άγκιστρο εμφυτεύματος που ελέγχει και ασφαλίστε τον πείρο του ολισθητήρα.
11	Στρέψτε τον καθετήρα εμφυτεύματος, όπως απαιτείται, ώστε να προσανατολίσετε τα πτερύγια.
12	Πρωθήστε το εμφύτευμα μέσω της βαλβίδας μέχρι τα πτερύγια να βρίσκονται κάτω από το ελεύθερο χείλος των γλωχίνων.
13	Επαληθεύστε τη θέση και τον προσανατολισμό του εμφυτεύματος και προσαρμόστε ελαφρώς τη θέση όπως απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπερβολικός χειρισμός του εμφυτεύματος κάτω από τις γλωχίνες ενδέχεται να προκαλέσει εμπλοκή του εμφυτεύματος στις χορδές. Η εμπλοκή των χορδών ενδέχεται να οδηγήσει σε καρδιακή κάκωση, επιδείνωση της παλινδρόμησης, δυσκολία ή αδυναμία αφαίρεσης του εμφυτεύματος που απαιτεί πρόσθετη παρέμβαση.
14	Υπό απεικονιστική καθοδήγηση, αποσύρετε το εμφύτευμα μέχρι οι γλωχίνες να βρίσκονται μεταξύ των πτερυγίων και των άγκιστρων.
15	Πρωθήστε τον(τους) ολισθητήρα(-ες) έτσι ώστε η(οι) γλωχίνα(-ες) να ασφαλιστούν μεταξύ των άγκιστρων και των πτερυγίων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και για τις δύο γλωχίνες ταυτόχρονα (ο πείρος του ολισθητήρα πρέπει να είναι συνδεδεμένος για να μετακινηθούν και τα δύο άγκιστρα) ή ξεχωριστά για την κάθε γλωχίνα (ο πείρος του ολισθητήρα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος για να μετακινηθεί ξεχωριστά κάθε άγκιστρο).
16	Επαληθεύστε με απεικόνιση την εισαγωγή των γλωχίνων. Εάν οι γλωχίνες δεν ασφαλιστούν μεταξύ των άγκιστρων και των πτερυγίων, αποσύρετε τους ολισθητήρες για να απελευθερώσετε τις γλωχίνες και προσπαθήστε ξανά.
17	Μόλις οι γλωχίνες ασφαλιστούν μεταξύ των άγκιστρων και των πτερυγίων, θέστε το εμφύτευμα στην κλειστή θέση.
18	Πρωθήστε ελαφρώς τον καθετήρα εμφυτεύματος για να απελευθερωθεί η τάση στις γλωχίνες.

Βήμα	Διαδικασία
19	Αξιολογήστε την παλινδρόμηση και επανατοποθετήστε όπως απαιτείται. Μόλις επιβεβαιωθεί η θέση του εμφυτεύματος, διασφαλίστε ότι το εμφύτευμα είναι στην κλειστή θέση. Εάν απαιτείται επανατοποθέτηση στην κολία, αποσύρετε τους ολισθητήρες και πρωθήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης για να θέσετε το εμφύτευμα σε θέση έτοιμη για σύλληψη της γλωχίνας. Προσαρμόστε τον προσανατολισμό των άγκιστρων και του εμφυτεύματος όπως απαιτείται. Εάν απαιτείται επανατοποθέτηση στον κόλπο, αποσύρετε τους ολισθητήρες και πρωθήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης για να επιμηκύνετε με αργό ρυθμό το εμφύτευμα υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το σύρμα ενεργοποίησης δεν θα στραβώσει, και αποσύρετε το εμφύτευμα προς τα πίσω μέσα στον κόλπο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το εμφύτευμα δεν ρυθμιστεί στην επιμηκυνόμενη θέση κατά την απόσυρση εντός του κόλπου στη διάρκεια της επανατοποθέτησης, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη γλωχίνας ή εμπλοκή του εμφυτεύματος στις χορδές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν απελευθερώσετε τις γλωχίνες από τα άγκιστρα και τα πτερύγια πριν από την επανατοποθέτηση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη γλωχίνας.
20	Για να απελευθερώσετε το εμφύτευμα από τον καθετήρα: α) Διασφαλίστε ότι το περιφερικό άκρο του καθετήρα εμφυτεύματος είναι πλήρως εκτεθειμένο από τον κατευθυνόμενο καθετήρα. β) Αποκόψτε τα εξωτερικά ράμματα που βρίσκονται στο εγγύς άκρο κάθε ολισθητήρα. Ανοίξτε και τις δύο στρόφιγγες ολισθητήρα για να απασφολίσετε των ραμμάτων. Τραβήξτε τον πείρο ολισθητήρα για να αφαιρέσετε πλήρως τα ράμματα. γ) Κλείστε και τις δύο στρόφιγγες ολισθητήρα μετά την αφαίρεση των ραμμάτων. δ) Αφαιρέστε τον πείρο απελευθέρωσης. Περιστρέψτε αριστερόστροφα και αποσύρετε τον διακόπτη απελευθέρωσης μέχρι να απελευθερωθεί το εμφύτευμα, όπως επιβεβαιώνεται μέσω απεικόνισης. Σημείωση: Πριν από την απελευθέρωση του εμφυτεύματος, εάν απαιτείται, είναι δυνατό να κάνετε ανάκτηση του συστήματος εμφυτεύματος εντός του οδηγού θηκαριού για αφαίρεση. Για ανάκτηση: α) Αποσύρετε τους ολισθητήρες. β) Επιμηκύνετε με αργό ρυθμό το εμφύτευμα υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το σύρμα ενεργοποίησης δεν θα στραβώσει. Κατόπιν αποσύρετε το εμφύτευμα εντός του κόλπου. Θέστε το εμφύτευμα στην κλειστή θέση. γ) Ευθείαστε τον κατευθυνόμενο καθετήρα και αποσύρετε το σύστημα εμφυτεύματος μέχρι το εμφύτευμα να βρίσκεται δίπλα στο άκρο του οδηγού θηκαριού. δ) Πρωθήστε τους ολισθητήρες. ε) Θέστε το εμφύτευμα στην επιμηκυνόμενη θέση. στ) Αποσύρετε τους ολισθητήρες για να ανοίξετε τα άγκιστρα κατά περίπου 45° σε κάθε πλευρά. ζ) Αποσύρετε ολόκληρο το σύστημα εμφυτεύματος διαμέσου του οδηγού θηκαριού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποτυχία κοπής των ραμμάτων στην προκαθορισμένη θέση ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία απελευθέρωσης του εμφυτεύματος ή εισαγωγή ίνας που μπορεί να προκαλέσει μικροεμβολή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των καθορισμένων βημάτων απελευθέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία απελευθέρωσης του εμφυτεύματος που απαιτεί πρόσθετη παρέμβαση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απελευθέρωση του εμφυτεύματος πριν επιβεβαιώσετε ότι οι γλωχίνες έχουν ασφαλιστεί σε σύλληψη μεταξύ των πτερυγίων και των άγκιστρων μπορεί να οδηγήσει σε κίνηση ή εκτόπιση του εμφυτεύματος με αποτέλεσμα την προσάρτηση της συσκευής σε μία μόνο γλωχίνα (SLDA) ή άλλα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα που απαιτούν πρόσθετη παρέμβαση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επαναχρησιμοποίηση των συσκευών (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εμφυτεύματος και του οδηγού θηκαριού) μετά την ανάκτηση μπορεί να προκαλέσει εμβολή από ξένο σώμα ή λοιμώξη. Η συσκευή μπορεί να δυσλειτουργεί εάν γίνει προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης. Σημείωση: Εάν τοποθετηθεί πρόσθετο εμφύτευμα μετά από απόφαση του θεράποντα ιατρού, απαιτείται προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η εκτόπιση του εμφυτεύματος που τοποθετήθηκε προηγουμένως. Η διέλευση δια της βαλβίδας σε διαμόρφωση εμφυτεύματος χαμηλού προφίλ μπορεί να ελαχιστοποιήσει την αλληλεπίδραση με ένα ήδη τοποθετημένο εμφύτευμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπερβολικός χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτόπιση ή παρενόχληση προγενέστερα εμφυτευμένης συσκευής, βλάβη της καρδιακής δομής που απαιτεί χειρουργική επιδιόρθωση ή άλλη παρέμβαση.

7.4.4 Αφαίρεση συσκευής και σύγκλιση

Βήμα	Διαδικασία
1	Αποσύρετε πλήρως τον καθετήρα εμφυτεύματος εντός του κατευθυνόμενου καθετήρα. Ισώστε σταδιακά και αφαιρέστε το σύστημα εμφυτεύματος. Ισώστε σταδιακά και αφαιρέστε το οδηγό θηκάρι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν ισώσετε τις συσκευές πριν από την αφαίρεση μπορεί να προκληθεί αγγειακή βλάβη.
2	Ακολουθήστε την τυπική διαδερμική σύγκλιση του σημείου προσπέλασης.

8.0 Ασφάλεια κατά τη μαγνητική τομογραφία (MR)

Μη κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι το εμφύτευμα PASCAL είναι ασφαλές σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MR) υπό προϋποθέσεις. Ένας ασθενής που φέρει αυτήν τη συσκευή μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε σάρωση με σύστημα μαγνητικής τομογραφίας το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Στατικά μαγνητικά πεδία 1,5 T και 3,0 T
- Μέγιστο πεδίο χωρικής βαθμίδωσης 3.000 gauss/cm (30 T/m)
- Μέγιστος αναφερόμενος από σύστημα μαγνητικής τομογραφίας ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) μεσοστημμένου για ολόκληρο το σώμα 4 W/kg (σε ελεγχόμενη λειτουργία πρώτου επιπέδου).

Στις συνθήκες σάρωσης που ορίζονται παραπάνω, το εμφύτευμα αναμένεται να παραγάγει μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας κάτω των 4 °C μετά από 15 λεπτά συνεχούς σάρωσης.

Σε μη κλινικές δοκιμές, το τεχνούργημα απεικόνισής που δημιουργείται από τη συσκευή στη δυσμενέστερη διάταξη πολλαπλών εμφυτευμάτων εκτείνεται σε απόσταση έως και 15 mm από το εμφύτευμα κατά την απεικόνιση με τη δυσμενέστερη ακολουθία παλμών gradient echo σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 3,0 T.

9.0 Ανακτημένο εμφύτευμα και απόρριψη συσκευής

H Edwards Lifesciences ενδιαφέρεται να λαμβάνει ανακτημένα κλινικά δείγματα του εμφυτεύματος για ανάλυση. Θα παρέχεται γραπτή έκθεση όπου θα συνοψίζονται τα ευρήματά μας, μετά την ολοκλήρωση της από μέρους μας αξιολόγησης. Επικοινωνήστε με την Edwards για τη επιστροφή του ανακτημένου εμφυτεύματος.

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε οποιαδήποτε από τις συσκευές, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- **Μη ανοιγμένη συσκευασία με ακέραιο αποστειρωμένο φραγμό:**
Εάν οι θήκες δεν έχουν ανοιχτεί, επιστρέψτε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία της.
- **Ανοιγμένη συσκευασία αλλά μη εμφυτευμένη συσκευή:**
Εάν μια θήκη έχει ανοιχτεί, η συσκευή παύει να είναι αποστειρωμένη. Επιστρέψτε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία της.
- **Εκφυτευμένο εμφύτευμα:**
Το εκφυτευμένο εμφύτευμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο ιστολογικό στερεωτικό, όπως φορμόλη 10% ή γλυταραλδεϋδη 2%, και να επιστραφεί στην Edwards.

9.1 Απόρριψη

Ο χειρισμός και η απόρριψη των χρησιμοποιημένων συσκευών μπορούν να γίνουν με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τα νοσοκομειακά απόβλητα και τα βιοεπικίνδυνα υλικά, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, καθώς δεν υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι οι οποίοι να σχετίζονται με την απόρριψη αυτών των συσκευών.

10.0 Σύνοψη της κλινικής εμπειρίας

10.1 Μελέτη CLASP

Τα κλινικά δεδομένα σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την κλινική μελέτη CLASP η οποία μελέτησε το σύστημα διακαθετηριακής επιδιόρθωσης βαλβίδας PASCAL στη μιτροειδή βαλβίδα.

Μια πολυκεντρική, πολυεθνική, προοπτική, μονού σκέλους μελέτη (CLASP) διενεργήθηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της απόδοσης και των κλινικών εκβάσεων του συστήματος PASCAL. Όλοι οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη αξιολογήθηκαν για κλινική παρακολούθηση στις 30 ημέρες, στους 6 μήνες, στο 1 έτος, και θα συνεχίσουν ετησίως για 5 έτη μετά τη διαδικασία εμφύτευσης.

Το πρωτεύον τελικό σημείο ασφάλειας της μελέτης CLASP ήταν μια σύνθεση των μειζόνων ανεπιθύμητων συμβάντων (MAE) στις 30 ημέρες. Τα MAE περιλαμβάνουν: καρδιαγγειακή θνησιμότητα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκ νέου ανάγκη για θεραπεία νεφρικής αντικατάστασης, σοβαρή αιμορραγία και επανάλυση της επέμβασης για επιπλοκές σχετιζόμενες με τη συσκευή.

Τα πρωτεύοντα τελικά σημεία απόδοσης της μελέτης περιλαμβάνουν επιτυχία της συσκευής, επιτυχία της διαδικασίας και κλινική επιτυχία. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία της μελέτης περιλαμβάνουν κλινικές εκβάσεις, εκβάσεις ασφάλειας και εκβάσεις λειτουργίας στα χρονικά σημεία παρακολούθησης 30 ημερών, 6 μηνών, 1 έτους και ετησίως.

Ως επιτυχία της συσκευής ορίζεται η ανάπτυξη της συσκευής όπως προβλέπεται και η επιτυχής ανάκτηση του συστήματος τοποθέτησης όπως προβλέπεται κατά τον χρόνο της εξόδου του ασθενούς από το εργαστήριο καρδιακού καθετηριασμού. Ανάλυση της επιτυχίας της συσκευής διενεργήθηκε ανά συσκευή.

Ως επιτυχία της διαδικασίας ορίζεται η επιτυχία της συσκευής με σοβαρότητα παλινδρόμησης της μιτροειδούς βαλβίδας (MR) $\leq 2+$ κατά το εξιτήριο (μέσω αξιολόγησης κεντρικού ηχωκαρδιογραφικού εργαστηρίου) και χωρίς την ανάγκη για χειρουργική ή διαδερμική παρέμβαση πριν το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η επιτυχία της διαδικασίας αναλύθηκε ανά ασθενή.

Ως κλινική επιτυχία ορίζεται η επιτυχία της διαδικασίας με αποδείξεις μείωσης της MR της τάξης MR $\leq 2+$ και χωρίς MAE στις 30 ημέρες (ανάλυση ανά ασθενή).

Ένα ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο αξιολόγησε όλα τα ηχωκαρδιογραφικά δεδομένα. Μια ανεξάρτητη επιτροπή κλινικών συμβάντων (CEC) αποφάνθηκε για τα συμβάντα ασφάλειας και μια επιτροπή παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων (DSMB) εξέτασε ανεξάρτητα τα συγκεντρωτικά δεδομένα ασφάλειας και αξιολόγησε τις τάσεις των ανεπιθύμητων συμβάντων και τις επιδράσεις τους στη διεξαγωγή της δοκιμής και στην αξιολόγηση του κινδύνου από τη συσκευή.

10.1.1 Αποτελέσματα της μελέτης CLASP

Η μέση ηλικία των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία ήταν 75,4 ετών και το 55,0% ήταν άνδρες. Όλοι οι ασθενείς είχαν καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας II, III ή IV σύμφωνα με την Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης (New York Heart Association, NYHA). Η μέση βαθμολογία λογιστικού EuroSCORE I, EuroSCORE II και θνησιμότητας STS (Αμερικανική Εταιρεία Θωρακοχειρουργών, Society of Thoracic Surgeons) ήταν 14,4%, 5,8% και 4,7%, αντίστοιχα. Κατά την έναρξη της μελέτης, το 50,9% έπαυσε από μέτρια προς σοβαρή παλινδρόμησης της μιτροειδούς βαλβίδας (MR) και το 48,1% από σοβαρή MR.

10.1.2 Απόδοση

Το τελικό σημείο απόδοσης περιλάμβανε τρία στοιχεία επιτυχίας της συσκευής, της διαδικασίας και κλινική επιτυχία. Επιτυχία της συσκευής επιτεύχθηκε στο 92,0% των συσκευών των οποίων επιχειρήθηκε εμφύτευση. Επιτυχία της διαδικασίας επιτεύχθηκε στο 93,5% των ασθενών. Κλινική επιτυχία επιτεύχθηκε στο 86,0% των ασθενών.

10.1.3 Ασφάλεια

Στις 30 ημέρες, το σύνθετο ποσοστό MAE ήταν 8,0%. Εννέα ασθενείς παρουσίασαν 11 MAE πριν την παρακολούθηση στις 30 ημέρες. Τα MAE με απόφαση της CEC στις 30 ημέρες με τους αντίστοιχους αριθμούς παρουσιάζονται παρακάτω.

Μείζον ανεπιθύμητο συμβάν (MAE)	Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία
Καρδιαγγειακή θνησιμότητα	0,9% (1/112)
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο	0,9% (1/112)
Έμφραγμα του μυοκαρδίου	0,0% (0/112)
Νέα ανάγκη για θεραπεία νεφρικής αντικατάστασης	0,0% (0/112)
Σοβαρή αιμορραγία	7,1% (8/112)
Επανάλυση της παρέμβασης για επιπλοκές σχετιζόμενες με τη συσκευή της μελέτης	0,9% (1/112)

Σύνθετο ποσοστό MAE 8,0% (9/112)

Σημείωση: Κατηγορικά μέτρα - % (αρ./συνολικό αρ.)

Στον συνολικό πληθυσμό, μείωση του βαθμού της MR (δηλ. MR $\leq 2+$) παρατηρήθηκε στο 95,3% των ασθενών κατά το εξιτήριο, στο 96,1% στις 30 ημέρες, στο 98,8% στους 6 μήνες και στο 100% στο 1 έτος.

10.1.4 Συμπεράσμα της μελέτης

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στη μελέτη CLASP υποστηρίζουν την ασφάλεια και την απόδοση του συστήματος PASCAL σε ασθενείς με παλινδρόμηση της μιτροειδούς. Ο αριθμός των ασθενών με παρακολούθηση ενός έτους ή περισσότερο είναι περιορισμένος και τα δεδομένα μακροπρόθεσμης παρακολούθησης συλλέγονται μέσω μιας κλινικής μελέτης παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του συστήματος.

10.2 Μελέτη CLASP TR

Τα κλινικά δεδομένα σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκτήθηκαν από την κλινική μελέτη τριγώνιας βαλβίδας (CLASP TR) του συστήματος διακαθετηριακής επιδιόρθωσης βαλβίδας PASCAL.

Μια προοπτική, μονού σκέλους, πολυκεντρική μελέτη (CLASP TR) διενεργήθηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της απόδοσης και των κλινικών εκβάσεων του συστήματος PASCAL. Όλοι οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη αξιολογήθηκαν για κλινική παρακολούθηση στις 30 ημέρες, στους 6 μήνες, στο 1 έτος, και θα συνεχίσουν ετησίως για 5 έτη μετά τη διαδικασία εμφύτευσης.

Το πρωτεύον τελικό σημείο ασφάλειας της μελέτης CLASP TR ήταν μια σύνθεση των μειζόνων ανεπιθύμητων συμβάντων (MAE) στις 30 ημέρες. Τα MAE περιλαμβάνουν: καρδιαγγειακή θνησιμότητα, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρικές επιπλοκές που απαιτούν έκτακτη αιμοκάθαρση ή θεραπεία νεφρικής αντικατάστασης, σοβαρή αιμορραγία, έκτακτη ή επείγουσα επανάλυση της παρέμβασης (είτε διαδερμικά είτε χειρουργικά) σχετιζόμενα με τη συσκευή, και μείζονες επιπλοκές στο αγγείο και το σημείο προσπλάσης που απαιτούν παρέμβαση.

Τα πρωτεύοντα τελικά σημεία απόδοσης της μελέτης περιλαμβάνουν επιτυχία της συσκευής, επιτυχία της διαδικασίας και κλινική επιτυχία. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία της μελέτης περιλαμβάνουν κλινικές εκβάσεις, εκβάσεις ασφάλειας και εκβάσεις λειτουργίας στα χρονικά σημεία παρακολούθησης 30 ημερών, 6 μηνών, 1 έτους και ετησίως.

Ως επιτυχία της συσκευής ορίζεται η ανάπτυξη της συσκευής όπως προβλέπεται και η επιτυχής ανάκτηση του συστήματος τοποθέτησης όπως προβλέπεται κατά τον χρόνο της εξόδου του ασθενούς από το εργαστήριο καρδιακού καθετηριασμού. Ανάλυση της επιτυχίας της συσκευής διενεργήθηκε ανά συσκευή.

Ως επιτυχία της διαδικασίας ορίζεται η επιτυχία της συσκευής με αποδείξεις μείωσης του βαθμού TR τουλάχιστον κατά ένα βαθμό (κλίμακα: χωρίς/λίγη, ήπια, μέτρια σοβαρή, μαζική, κατακλυσιμαία) στο τέλος της διαδικασίας, και χωρίς την ανάγκη για χειρουργική ή διαδερμική παρέμβαση πριν το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η επιτυχία της διαδικασίας αναλύθηκε ανά ασθενή.

Ως κλινική επιτυχία ορίζεται η επιτυχία της διαδικασίας χωρίς MAE στις 30 ημέρες (ανάλυση ανά ασθενή).

Ένα ανεξάρτητο κεντρικό εργαστήριο αξιολόγησε όλα τα ηχωκαρδιογραφικά δεδομένα. Μια ανεξάρτητη επιτροπή κλινικών συμβάντων (CEC) αποφάνθηκε για τα συμβάντα ασφάλειας και μια επιτροπή παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων (DSMB) εξέτασε ανεξάρτητα τα συγκεντρωτικά δεδομένα ασφάλειας και αξιολόγησε τις τάσεις των ανεπιθύμητων συμβάντων και τις επιδράσεις τους στη διεξαγωγή της δοκιμής και στην αξιολόγηση του κινδύνου από τη συσκευή.

10.2.1 Αποτελέσματα μελέτης CLASP TR

Η μέση ηλικία των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία ήταν 76,3 ετών και το 53% ήταν γυναίκες. Όλοι οι ασθενείς είχαν καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας II ή III σύμφωνα με την Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης (New York Heart Association, NYHA). Η μέση βαθμολογία EuroSCORE II και θνησιμότητας STS (Αμερικανική Εταιρεία Θωρακοχειρουργών, Society of Thoracic Surgeons) ήταν 5,3% και 7,3%, αντίστοιχα. Κατά την έναρξη της μελέτης, το 81% των ασθενών παρουσίασε σοβαρή ή μεγαλύτερη TR.

10.2.2 Απόδοση

Το τελικό σημείο απόδοσης περιλάμβανε τρία στοιχεία επιτυχίας της συσκευής, της διαδικασίας και κλινική επιτυχία. Επιτυχία της συσκευής επιτεύχθηκε στο 82,2% των συσκευών των οποίων επιχειρήθηκε εμφύτευση. Εκ των ασθενών με το εμφύτευμα, επιτυχία της διαδικασίας επιτεύχθηκε στο 95,5% των ασθενών, ενώ κλινική επιτυχία επιτεύχθηκε στο 86,4% των ασθενών.

10.2.3 Ασφάλεια

Στις 30 ημέρες, το σύνθετο ποσοστό MAE ήταν 5,9%. Δύο ασθενείς παρουσίασαν 3 MAE πριν την παρακολούθηση στις 30 ημέρες. Τα MAE με απόφαση της CEC στις 30 ημέρες με τους αντίστοιχους αριθμούς παρουσιάζονται παρακάτω.

Μείζον ανεπιθύμητο συμβάν (MAE)	Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία
Καρδιαγγειακή θνησιμότητα	0,0% (0/34)
Έμφραγμα του μυοκαρδίου (EM)	0,0% (0/34)
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο	0,0% (0/34)
Νεφρικές επιπλοκές που απαιτούν έκτακτη αιμοκάθαρση ή θεραπεία νεφρικής αντικατάστασης	0,0% (0/34)
Σοβαρή αιμορραγία	5,9% (2/34)
Έκτακτη ή επείγουσα επανάλυση της παρέμβασης (είτε διαδερμικά είτε χειρουργικά) σχετιζόμενη με τη συσκευή	0,0% (0/34)
Μείζονες επιπλοκές στο αγγείο και στο σημείο προσπλάσης που απαιτούν παρέμβαση	0,0% (0/34)

Σύνθετο ποσοστό MAE 5,9% (2/34)

Σημείωση: Κατηγορικά μέτρα - % (αρ./συνολικό αρ.)

Στον πληθυσμό των ασθενών με τα εμφυτεύματα, παρατηρήθηκε μείωση του βαθμού της TR κατά τουλάχιστον έναν βαθμό στο 88,9% και στο 82,6% των ασθενών κατά το εξιτήριο και στις 30 ημέρες, αντίστοιχα. Μείωση του βαθμού της TR τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς παρατηρήθηκε στο 65,2% των ασθενών στις 30 ημέρες.

10.2.4 Συμπέρασμα της μελέτης

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έως σήμερα, στη μελέτη CLASP TR υποστηρίζουν την ασφάλεια και την απόδοση του συστήματος PASCAL σε ασθενείς με παλινδρόμηση της τριγλώχινος. Ο αριθμός των ασθενών με παρακολούθηση ενός έτους ή περισσότερο είναι περιορισμένος και τα δεδομένα μακροπρόθεσμης παρακολούθησης συλλέγονται μέσω μιας κλινικής μελέτης παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του συστήματος.

Português

Sistema de reparação de válvula transcater Edwards PASCAL

Instruções de utilização

O sistema de reparação da válvula transcater Edwards PASCAL (doravante designado por sistema PASCAL) inclui as seguintes configurações:

Tabela 1: Modelo 10000

Número do modelo	Dispositivo	Dispositivos compatíveis	
		Números dos modelos	Dispositivo
10000IS	Sistema de implante PASCAL	10000GS 10000ST 20000ST 10000T	Bainha guia Estabilizador Sistema de estrutura para estabilizador Mesa
10000ISM	Sistema de implante PASCAL Ace		

Tabela 2: Modelo 15000

Número do modelo	Dispositivo	Dispositivos compatíveis	
		Números dos modelos	Dispositivo
15000IS	Sistema de implante PASCAL	10000GS 20000ST 10000T	Bainha guia Sistema de estrutura para estabilizador Mesa
15000ISM	Sistema de implante PASCAL Ace		

- Sistema de implante**
 O sistema de implante é composto pelo cateter orientável (camada mais exterior), o cateter de implante (camada mais interior) e o implante (doravante designado por implantes dos Modelos 10000IS, 10000ISM, 15000IS e 15000ISM). O sistema de implante introduz percutaneamente o implante na válvula mediante um acesso pela veia femoral utilizando uma abordagem por via transvenosa.
- Implante (Figuras 1-3)**
 O implante é posicionado e preso nas cúspides da válvula, agindo como enchimento no orifício regurgitante. Os principais componentes do implante são o espaçador, os braços e os fechos fabricados em nitinol e cobertos com polietileno tereftalato. Os implantes 10000IS e 15000IS incluem ainda uma porca e um parafuso em titânio, uma bucha em PEEK e um vedante em silicone. Os implantes 10000ISM e 15000ISM incluem ainda uma porca e um parafuso em titânio, uma placa distal e proximal e um vedante em silicone e são implantes de um tamanho inferior.
 Os braços do implante têm quatro posições principais: esticada, fechada, pronta para captura de cúspides e cúspides capturadas.
- Cateter orientável (Figura 4)**
 O cateter orientável tem um botão de controlo rotativo que aciona o mecanismo de dobragem de forma a navegar e posicionar o implante no local pretendido. Uma banda de marcação radiopaca situada na parte distal do cateter indica o final da secção dobrável.
- Cateter de implante (Figura 4)**
 O implante é fornecido fixado ao cateter de implante por suturas e por um eixo roscado. O cateter de implante controla o posicionamento do implante. Os três controlos principais são as corredeiras, o botão atuador roscado e o botão de libertação. As corredeiras controlam os fechos do implante (retrair as corredeiras eleva os fechos e avançar as corredeiras baixa-os). O botão atuador roscado controla os braços do implante (retrair o botão atuador fecha os braços e avançar o botão atuador abre-os). O botão de libertação controla a libertação do implante do respetivo cateter. O cateter de implante é fornecido montado com o cateter orientável.
- Bainha guia (Figura 5)**
 O conjunto de bainha guia inclui uma bainha guia orientável e um introdutor. A bainha guia permite aceder à aurícula. Tem um revestimento hidrofílico e um botão de controlo rotativo que aciona o mecanismo de dobragem de forma a posicionar a bainha guia no local pretendido. O introdutor é compatível com um fio-guia de 0,89 mm (0,035 pol.).
- Estabilizador (Figuras 6 e 7)**
 O estabilizador está indicado para auxiliar no posicionamento e na estabilização do sistema PASCAL durante procedimentos de implantação. O estabilizador pode ser fixado ao sistema conforme necessário a qualquer altura durante o procedimento. A utilização do estabilizador é opcional.
- Mesa (Figura 8)**
 A mesa é utilizada fora do campo esterilizado de modo a proporcionar uma plataforma estável para o sistema de implante, a bainha guia e o estabilizador. A altura da mesa é ajustável. A utilização da mesa é opcional.
- Carregador (Figura 9)**
 O carregador destacável serve para introduzir o implante e os cateteres de colocação pelos vedantes da bainha guia. O carregador está incluído na embalagem do sistema de implante e/ou da bainha guia para maior conveniência.

1.0 Indicações

O sistema de reparação da válvula transcater Edwards PASCAL é indicado para a reconstrução percutânea de uma válvula mitral e/ou tricúspide insuficiente através da aproximação de tecidos.

2.0 Contraindicações

O sistema PASCAL é contraindicado para doentes com:

- Contraindicação de ETE ou cuja ETE de rastreio não seja bem-sucedida
- Evidência ecocardiográfica de massa intracardiaca, trombo ou vegetação
- Presença de um filtro da VCI obstruído ou com trombose que interfira com o cateter de introdução ou presença de trombose venosa profunda ipsilateral

Edwards, Edwards Lifesciences, o logótipo E estilizado, CLASP, PASCAL e PASCAL Ace são marcas comerciais da Edwards Lifesciences Corporation. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos titulares.

- Hipersensibilidade conhecida ao nitinol (níquel ou titânio) ou contra-indicação de medicamentos utilizados no procedimento que não possa ser clinicamente gerida de forma adequada
- História de diátese hemorrágica ou coagulopatia ou doente que recuse transfusões de sangue

Além disso, o sistema PASCAL é contra-indicado para doentes com regurgitação mitral com contra-indicação para cateterização transeptal.

3.0 Advertências

3.1 Considerações anatômicas

Para otimizar os resultados, devem ser consideradas as seguintes características anatômicas dos doentes. A segurança e a eficácia do sistema PASCAL fora destas condições não foram estabelecidas. A utilização fora destas condições poderá interferir com a colocação do implante ou a inserção da cúspide da válvula nativa.

Aplicável a doentes com regurgitação mitral e/ou da tricúspide:

- Evidência de calcificação moderada a grave na área de prensão
- Evidência de calcificação grave no anel ou no aparelho subvalvular
- Presença de fenda ou perfuração significativa na área de prensão
- Extensão de mobilidade da cúspide < 8 mm

Aplicável apenas a doentes com regurgitação mitral:

- Extensão da sobreposição > 15 mm e/ou distância de sobreposição > 10 mm
- Altura da punção transeptal < 3,5 cm
- Diâmetro da AE ≤ 35 mm
- Presença de dois ou mais jatos significativos
- Presença de um jato significativo na área comissural
- Área da válvula mitral (AVM) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Aplicável apenas a doentes com regurgitação da tricúspide:

- Presença de doença da tricúspide primária não degenerativa

3.2 Utilização do dispositivo

- Os dispositivos são concebidos, destinados e distribuídos apenas para uso único. Não existem dados que sustentem que os dispositivos se apresentem esterilizados ou não apirogênicos, nem que garantam a funcionalidade dos mesmos após o seu reprocessamento.
- Os dispositivos devem ser manuseados utilizando uma técnica estéril padrão para evitar infeções.
- Não exponha nenhum dos dispositivos a soluções, substâncias químicas, etc., exceto se se tratar de solução salina heparinizada e/ou soro fisiológico esterilizado. Poderão desenvolver-se danos irreparáveis no dispositivo, os quais podem não ser evidentes através de inspeção visual.
- Não utilize nenhum dos dispositivos na presença de gases, anestésicos ou agentes de limpeza/desinfecção combustíveis ou inflamáveis.
- Não utilize os dispositivos se o prazo de validade tiver expirado.
- Não utilize os dispositivos esterilizados se a embalagem não tiver o selo intacto ou estiver danificada.
- Não utilize nenhum dos dispositivos se estes tiverem caído, estiverem danificados ou tiverem sido inadequadamente manuseados.
- Deve utilizar-se uma técnica padrão de irrigação e eliminação de ar durante a preparação e ao longo do procedimento para evitar uma embolia gasosa.

3.3 Advertências clínicas

- Tal como com qualquer dispositivo médico implantado, existe a possibilidade de uma resposta imunológica adversa.
- A utilização deste sistema pode estar associada a acontecimentos adversos graves, resultando, por vezes, em intervenção cirúrgica e/ou morte ("Potenciais acontecimentos adversos"). Deve ser fornecida a cada doente uma explicação completa sobre os benefícios e os riscos antes da utilização.
- Aconselha-se um seguimento médico atento e contínuo para que possam ser adequadamente diagnosticadas e geridas quaisquer complicações relacionadas com o implante.
- A terapia anticoagulante tem de ser determinada pelo médico com base nas diretrizes da instituição.

4.0 Precauções

4.1 Precauções antes da utilização

- A seleção dos doentes deve ser realizada por uma equipa de cardiologia multidisciplinar especializada no tratamento de regurgitação mitral e/ou tricúspide com vista a avaliar o risco para o doente e a sua adequação anatômica.

4.2 Precauções após a utilização

- A durabilidade a longo prazo não foi estabelecida para o implante. Aconselha-se um seguimento médico regular para avaliar o desempenho do implante.
- Pode ser necessária terapia anticoagulante a curto prazo após a reparação da válvula com o implante PASCAL. Prescreva terapia anticoagulante e outras terapias médicas de acordo com as diretrizes da instituição.

5.0 Potenciais acontecimentos adversos

As complicações associadas ao cateterismo cardíaco padrão, a utilização de anestesia e a utilização do sistema PASCAL podem resultar nos seguinte: conversão em cirurgia aberta, reoperação emergente ou não emergente, explante, incapacidade permanente ou morte. É recomendado que os médicos comuniquem acontecimentos suspeitos relacionados com o dispositivo à Edwards ou às respetivas autoridades hospitalares.

Os seguintes acontecimentos adversos antecipados foram identificados como possíveis complicações do procedimento de implantação PASCAL:

- Valores laboratoriais anormais
- Reação alérgica ao anestésico, meio de contraste, heparina, nitinol
- Anemia ou diminuição da Hgb, podendo exigir transfusão
- Aneurisma ou pseudoaneurisma
- Angina ou dor torácica
- Choque anafilático
- Arritmias – auriculares (ou seja, FA, TSV)
- Arritmias – ventriculares (ou seja, TV, FV)
- Fistula arteriovenosa

- Lesão do septo auricular que exija intervenção
- Hemorragia
- Paragem cardíaca
- Insuficiência cardíaca
- Lesão cardíaca, incluindo perfuração
- Tamponamento cardíaco/efusão pericárdica
- Choque cardiogénico
- Emaranhamento ou rutura cordal que possa exigir intervenção
- Coagulopatia, distúrbio de coagulação, diátese hemorrágica
- Lesão do sistema de condução que possa exigir um pacemaker permanente
- Trombose venosa profunda (TVP)
- Deterioração da válvula nativa (por exemplo, laceração, retração e espessamento das cúspides)
- Deslocamento de um implante anteriormente implantado
- Dispneia
- Edema
- Desequilíbrio eletrolítico
- Êmbolos/embolização gasosa, de partículas, material calcificado ou trombo
- Endocardite
- Irritação esofágica
- Perfuração ou constrição esofágica
- Fraqueza ou intolerância ao exercício
- Incapacidade de recuperar quaisquer componentes do implante PASCAL
- Febre
- Hemorragia ou enfarte gastrointestinal
- Insuficiência cardíaca
- Hematoma
- Compromisso hemodinâmico
- Hemólise
- Hemorragia exigindo transfusão ou intervenção
- Hipertensão
- Hipotensão
- Deterioração do dispositivo (desgaste, rasgo, fratura ou outro)
- Embolização do implante
- Posição incorreta do implante ou incapacidade de introduzir o implante no local pretendido
- Migração do implante
- Trombose do implante
- Infeção
- Inflamação
- Obstrução da VSVE
- Isquemia mesentérica
- Insuficiência orgânica múltipla
- Enfarte do miocárdio
- Náuseas e/ou vômitos
- Lesão do nervo
- Sintomas neurológicos, incluindo discinesia, sem diagnóstico de AIT ou AVC
- Eventos tromboembólicos não neurológicos
- Dor
- Lesão do músculo papilar
- Paralisia
- Embolização de componente(s) do sistema PASCAL
- Isquemia periférica
- Derrame pleural
- Edema pulmonar
- Embolia pulmonar
- Reação a agentes antiplaquetários ou anticoagulantes
- Compromisso renal
- Insuficiência renal
- Insuficiência respiratória, paragem respiratória, atelectasia, pneumonia, podendo exigir ventilação prolongada
- Sangramento retroperitoneal
- Danos ou perfuração do septo
- Septicemia, sépsis
- Queimadura ou lesão cutânea ou alterações nos tecidos devido a exposição a radiação ionizante
- Fixação de uma única cúspide (SLDA)
- AVC
- Síncope
- Acidente isquémico transitório (AIT)
- Infeção e/ou hemorragia do trato urinário
- Lesão da válvula
- Estenose da válvula
- Regurgitação valvular
- Lesão ou trauma vascular, incluindo dissecação ou oclusão
- Vasoespasmo
- Danos ou perfuração da parede ventricular
- Deiscência da ferida, cicatrização retardada ou incompleta
- Agravamento da insuficiência cardíaca
- Agravamento da regurgitação/insuficiência valvular

6.0 Apresentação

6.1 Embalagem

A bainha guia, o sistema de implante e o estabilizador são embalados individualmente e esterilizados com gás de óxido de etileno. A mesa é embalada e fornecida não estéril.

6.2 Armazenamento

O sistema PASCAL deve ser guardado num local fresco e seco.

7.0 Instruções de utilização

7.1 Formação do médico

O médico responsável pela implantação deve ter experiência em técnicas transcatereter e formação no sistema PASCAL e no procedimento de implantação. A decisão final para a implantação do dispositivo PASCAL deve ser tomada pelos médicos especialistas no tratamento de regurgitação mitral e/ou tricúspide em centros especializados, com capacidade para determinar uma probabilidade razoável de melhoria clínica significativa com base no estágio da doença e na comorbidade.

7.2 Equipamento e materiais

- Equipamento padrão de laboratório para cateterismo cardíaco
- Sistema de fluoroscopia
- Recursos de ecocardiografia transesofágica (ETE) (2D e 3D)
- Cateter enroscado para injeção de contraste (com bainha compatível)
- Kit de punção venosa
- Agulha, bainha e fio-guia transeptais
- Fio-guia de substituição com 0,89 mm (0,035 pol.) de comprimento
- Bacias
- Seringas de 50-60 cm³ com encaixe Luer
- Solução salina heparinizada
- Hemostático
- Toalhas cirúrgicas (por exemplo, 43 x 69 cm)
- Opcional: dilataadores progressivos
- Opcional: gotejamento contínuo de soro fisiológico (suporte IV deslizante, tubo IV com oclusão regulável, sacos de 1 litro de solução salina heparinizada esterilizada)
- Opcional: dispositivo de monitorização da pressão

7.3 Preparação do dispositivo

7.3.1 Mesa

Passo	Procedimento
1	Remova a(s) mesa(s) da embalagem e inspecione quanto a danos.
2	Monte a(s) mesa(s) tal como mostra a Figura 8.

7.3.2 Estabilizador

Passo	Procedimento
1	Remova os componentes do estabilizador da embalagem e inspecione quanto a danos.
2	Monte o estabilizador conforme necessário tal como mostra a Figura 6.

7.3.3 Bainha guia

Passo	Procedimento
1	Remova a bainha guia, o carregador e o introdutor da embalagem e inspecione quanto a danos.
2	Mantendo a ponta distal elevada, irrigue e elimine o ar da bainha guia com solução salina heparinizada.
3	Mantendo a ponta distal elevada, insira o introdutor na bainha guia. Irrigue o introdutor e limpe a bainha guia com solução salina heparinizada antes da utilização.

7.3.4 Sistema de implante

Passo	Procedimento
1	Remova o sistema de implante e o carregador da embalagem e inspecione quanto a danos. Verifique se ambas as torneiras de passagem das corredeiras estão na posição aberta. ADVERTÊNCIA: se as torneiras de passagem das corredeiras não estiverem na posição aberta, a utilização do dispositivo pode resultar em infeção.
2	Avance o botão atuador (rode o botão atuador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio ou prima o botão de atuação para empurrar o botão atuador) até ficar junto à ferramenta de posicionamento dos fechos.
3	Remova o pino das corredeiras e a folga das suturas. Bloqueie as torneiras de passagem das corredeiras e fixe o pino das corredeiras. Remova a ferramenta de posicionamento dos fechos.
4	Retraia totalmente e avance as corredeiras para confirmar o movimento adequado dos fechos e feche o implante (rode o botão atuador no sentido dos ponteiros do relógio ou prima o botão de atuação para retrain o botão atuador).
5	Avance o cateter orientável. Certifique-se de que as corredeiras estão totalmente retraídas, bem como o botão atuador. Oriente o manípulo do cateter de implante verticalmente de forma a colocar o botão de libertação contra a mesa.
6	Irrigue com solução salina heparinizada através do cateter de implante.
7	Quando observar solução salina a sair da extremidade distal do cateter de implante, baixe o manípulo do cateter de implante e eleve a extremidade distal do cateter de implante, continuando a irrigar com solução salina heparinizada.
8	Retraia completamente o cateter orientável. Avance as corredeiras e o botão atuador para colocar o implante na posição esticada.
9	Remova a tampa do carregador e oriente a tampa no sistema de implante.
10	Insira o implante através da extremidade proximal do carregador até sair pela extremidade distal. Ligue o carregador e a respetiva tampa.
11	Mantendo o carregador e a ponta distal elevados, irrigue com solução salina heparinizada através do cateter orientável.
12	Retraia gradualmente o cateter de implante para dentro do cateter orientável e o implante para dentro do carregador, continuando a irrigar através do cateter orientável, até a extremidade distal do implante estar completamente dentro do carregador.

7.4 Procedimento de implantação

A introdução do implante deve ser efetuada sob anestesia geral com monitorização hemodinâmica num bloco operatório, num bloco operatório híbrido ou num laboratório de cateterismo com recursos de imagiologia fluoroscópica e ecocardiográfica.

Nota: antes do procedimento de implante, consulte as Considerações anatómicas (Secção 3.1), uma vez que a utilização fora das condições indicadas poderá interferir com a colocação do implante ou a inserção da cúspide da válvula nativa.

AVISO: durante o procedimento, deve ser administrada heparina para manter o TCA ≥ 250 seg.

AVISO: a utilização excessiva de meio de contraste pode causar compromisso renal. Meça o nível de creatinina do doente antes do procedimento. A utilização de meio de contraste deve ser monitorizada.

7.4.1 População de doentes

Passo	Procedimento
1	Antes de colocar a cobertura esterilizada no doente, monte e posicione a(s) mesa(s) entre as pernas do doente, ajustando a altura da(s) mesa(s) conforme necessário. Utilize toalhas como suporte entre a(s) mesa(s) e as pernas do doente. ADVERTÊNCIA: a mesa é fornecida não esteril; a sua introdução no campo estéril pode resultar em infeção.
2	Após a colocação de panos cirúrgicos, monte e fixe o estabilizador conforme necessário a qualquer altura durante o procedimento.

7.4.2 Acesso pela veia femoral e introdução da bainha

Passo	Procedimento
1	Aceda à veia femoral comum utilizando métodos convencionais de punção percutânea.
2	Para procedimentos na válvula mitral PASCAL: Aceda à aurícula esquerda através de técnicas transvenosas transeptais utilizando métodos percutâneos convencionais e coloque o fio-guia na aurícula esquerda. Dilate o vaso conforme necessário. AVISO: (apenas para procedimentos na válvula mitral) A punção inadequada pode causar danos na estrutura cardíaca que exijam reparação cirúrgica ou outra intervenção. Para procedimentos na válvula tricúspide PASCAL: Aceda à aurícula direita utilizando métodos percutâneos convencionais e coloque o fio-guia na aurícula direita. Dilate o vaso conforme necessário.
3	Para procedimentos na válvula mitral PASCAL: Insira a bainha guia com o introdutor pelo fio-guia até a ponta da bainha guia ficar bem atravessada no septo, utilizando o mecanismo de dobragem conforme necessário. Para procedimentos na válvula tricúspide PASCAL: Insira a bainha guia com o introdutor pelo fio-guia até a ponta da bainha guia ficar dentro da aurícula direita. AVISO: a manipulação excessiva pode causar deslocamento ou perturbação de um dispositivo previamente implantado, danos na estrutura cardíaca que exijam reparação cirúrgica ou outra intervenção.
4	Remova o introdutor e o fio-guia. Não aspire e irrigue a bainha guia enquanto o sistema de implante não estiver inserido. AVISO: a aspiração ou a ligação de uma irrigação contínua de solução salina fisiológica à bainha guia antes da inserção do sistema de implante pode causar embolia gasosa.

7.4.3 Colocação do implante

Passo	Procedimento
1	Insira o sistema de implante com o carregador na bainha guia.
2	Avance o sistema de implante até o implante sair do carregador. Retraia e destaque o carregador.
3	Aspire e irrigue a bainha guia com solução salina heparinizada. Utilizando a seringa especificada, aspire no mínimo 45 cm ³ . AVISO: se o passo de aspiração da bainha guia não for efetuado totalmente, isso pode causar embolia gasosa.
4	Se pretendido, ligue o gotejamento contínuo de solução salina fisiológica ao cateter de implante. AVISO: a ligação do gotejamento contínuo de solução salina fisiológica ao sistema de implante antes da aspiração pode causar embolia gasosa.
5	Avance o sistema de implante até o implante sair da extremidade distal da bainha guia.
6	Retraia o botão atuador para colocar o implante na posição fechada. Retraia as corredeiras.
7	Ajuste a bainha guia conforme necessário.
8	A critério do médico responsável pelo tratamento, se for utilizada monitorização de pressão para avaliar continuamente a pressão auricular durante o procedimento, siga as instruções de utilização do fabricante do monitor de pressão. Ligue um dispositivo de monitorização de pressão cheio de fluido ao cateter orientável. Aspire e, em seguida, calibre ao nível do coração do doente antes de obter a medição. Nota: a monitorização de pressão deve ser utilizada juntamente com ecocardiografia. A pressão deve ser harmonizada contra leituras de ecocardiografia e Doppler. Ao avaliar a pressão auricular, certifique-se de que a ponta distal do cateter de implante está completamente exposta em relação ao cateter orientável.
9	Avance o sistema de implante conforme necessário. Manipule o cateter orientável e a bainha guia (dobre-desdobre, rode em direções opostas,

Passo	Procedimento
	<p>avance-retraia) conforme necessário até o implante ficar centrado na zona de coaptação pretendida com a trajetória apropriada.</p> <p>AVISO: a manipulação excessiva pode causar deslocamento ou perturbação de um dispositivo previamente implantado, danos na estrutura cardíaca que exijam reparação cirúrgica ou outra intervenção.</p> <p>Nota: a banda de marcação radiopaca no cateter orientável indica o final da secção dobrável e pode ser visualizada sob fluoroscopia.</p>
10	<p>Avance o botão atuador para colocar o implante na posição pronta para captura de cúspides.</p> <p>Nota: para um procedimento na tricúspide, depois de colocar o implante na posição pronta para captura de cúspides, puxe o pino das correções e mova uma correção para identificar que fecho do implante controla por imagiologia e fixe o pino das correções.</p>
11	Rode o cateter de implante conforme necessário para orientar os braços.
12	Avance o implante pela válvula até os braços ficarem abaixo das extremidades livres das cúspides.
13	<p>Verifique a localização e a orientação do implante e ajuste ligeiramente a posição conforme necessário.</p> <p>AVISO: a manipulação excessiva do implante debaixo das cúspides pode fazer com que o implante fique emaranhado nas cordas; o emaranhamento cordal pode causar lesão cardíaca, agravamento da regurgitação ou dificuldade/impossibilidade em remover o implante, exigindo intervenção adicional.</p>
14	Sob orientação imagiológica, retraia o implante até as cúspides ficarem posicionadas entre os braços e os fechos.
15	<p>Avance a(s) correção(s) de forma a prender a(s) cúspide(s) entre os braços e os fechos.</p> <p>Este passo pode ser realizado para ambas as cúspides em simultâneo (pino das correções engatado para mover ambos os fechos) ou para cada cúspide individualmente (pino das correções desengatado para mover o fecho individual).</p>
16	<p>Verifique a inserção das cúspides por imagiologia.</p> <p>Se as cúspides não ficarem presas entre os braços e os fechos, retraia as correções para soltar as cúspides e tente novamente.</p>
17	Quando as cúspides estiverem presas entre os braços e os fechos, feche o implante.
18	Avance ligeiramente o cateter de implante para aliviar a tensão nas cúspides.
19	<p>Avalie a regurgitação e reposicione conforme necessário. Confirmada a posição do implante, certifique-se de que o implante está fechado.</p> <p>Se for necessário proceder ao reposicionamento dentro do ventrículo, retraia as correções e avance o botão atuador para colocar o implante na posição pronta para captura de cúspides. Ajuste a orientação dos fechos e do implante conforme necessário.</p> <p>Se for necessário proceder ao reposicionamento dentro da aurícula, retraia as correções, avance o botão atuador para colocar o implante lentamente na posição esticada sob orientação fluoroscópica assegurando que o fio atuador não dobra e retraia o implante novamente para dentro da aurícula.</p> <p>AVISO: se o implante não for esticado ao retrain para dentro da aurícula durante o reposicionamento, isso pode causar danos nas cúspides ou emaranhamento cordal.</p> <p>AVISO: se as cúspides não forem libertadas dos fechos e braços antes do reposicionamento, isso pode causar danos nas cúspides.</p>
20	<p>Para libertar o implante do cateter:</p> <p>a) Certifique-se de que a ponta distal do cateter de implante está completamente exposta em relação ao cateter orientável.</p> <p>b) Corte a sutura externa na extremidade proximal de cada correção. Abra ambas as torneiras de passagem das correções para desbloquear as suturas. Puxe o pino das correções para remover completamente as suturas.</p> <p>c) Feche ambas as torneiras de passagem das correções após a remoção das suturas.</p> <p>d) Remova o pino de libertação. Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retraia o botão de libertação até o implante ficar livre, conforme confirmado por imagiologia.</p> <p>Nota: antes da libertação do implante, se necessário, é possível recuperar o sistema de implante para dentro da bainha guia para remoção. Para recuperar:</p> <p>a) Retraia as correções.</p> <p>b) Coloque o implante lentamente na posição esticada sob orientação fluoroscópica assegurando que o fio atuador não dobra. Em seguida, retraia o implante para dentro da aurícula. Coloque o implante na posição fechada.</p> <p>c) Desdobre o cateter orientável e retraia o sistema de implante até o implante ficar adjacente à ponta da bainha guia.</p> <p>d) Avance as correções.</p> <p>e) Coloque o implante na posição esticada.</p> <p>f) Retraia as correções para abrir os fechos cerca de 45° de cada lado.</p> <p>g) Retraia todo o sistema de implante através da bainha guia.</p> <p>AVISO: se a sutura não for cortada no local prescrito, isso pode causar impossibilidade em libertar o implante ou introduzir a fibra, o que poderá resultar em microembolia.</p> <p>AVISO: se não seguir os passos de libertação prescritos, isso pode causar dificuldade ou impossibilidade em libertar o implante, exigindo intervenção adicional.</p>

Passo	Procedimento
	<p>AVISO: a libertação do implante antes de confirmar se as cúspides estão bem capturadas entre os braços e os fechos pode causar o movimento ou deslocamento do implante, resultando na fixação de uma única cúspide (SLDA) ou noutros potenciais acontecimentos adversos e exigindo intervenção adicional.</p> <p>ADVERTÊNCIA: a reutilização dos dispositivos (incluindo o sistema de implante e a bainha guia) após a recuperação pode causar embolia de matéria estranha ou infeção. O dispositivo pode avariar-se caso se tente reutilizá-lo.</p> <p>Nota: se for colocado um implante adicional, de acordo com a decisão do médico responsável pelo tratamento, deve ter-se cuidado para evitar o deslocamento do implante previamente colocado. Atravessar a válvula numa configuração de implante de baixo perfil pode minimizar a interação com o implante previamente colocado.</p> <p>AVISO: a manipulação excessiva pode causar deslocamento ou perturbação de um dispositivo previamente implantado, danos na estrutura cardíaca que exijam reparação cirúrgica ou outra intervenção.</p>

7.4.4 Remoção e fecho do dispositivo

Passo	Procedimento
1	<p>Retraia o cateter de implante completamente para dentro do cateter orientável. Desdobre e remova gradualmente o sistema de implante. Desdobre e remova gradualmente a bainha guia.</p> <p>AVISO: se os dispositivos não forem desdobrados antes da remoção, isso pode causar danos nos vasos.</p>
2	Proceda ao fecho percutâneo padrão do local de acesso.

8.0 Segurança em ambiente de ressonância magnética (RM)

Testes não clínicos demonstraram que o implante PASCAL está sujeito a utilização condicionada em ambiente de RM. Um doente com este dispositivo pode ser examinado em segurança num sistema de RM que cumpra as seguintes condições:

- Campos magnéticos estáticos de 1,5 T e 3,0 T
- Campo de gradiente espacial máximo de 3 000 gauss/cm (30 T/m)
- Taxa de absorção específica (SAR) máxima média de corpo inteiro reportada pelo sistema de RM de 4 W/kg (Modo de funcionamento controlado de primeiro nível).

Nas condições de exame definidas acima, prevê-se que o implante produza um aumento de temperatura máximo de 4 °C após 15 minutos de exame contínuo.

Em testes não clínicos, o artefacto da imagem causado pelo dispositivo na pior configuração múltipla do implante pode estender-se até 15 mm do implante quando examinado com a pior sequência de impulsos de ecografia com gradiente num sistema de RM de 3,0 T.

9.0 Implante recuperado e eliminação do dispositivo

A Edwards Lifesciences está interessada em obter amostras clínicas recuperadas do implante para análise. Será fornecido um relatório escrito com um resumo das nossas conclusões quando a avaliação estiver terminada. Contacte a Edwards relativamente à devolução do implante recuperado.

Se decidir devolver qualquer um dos dispositivos, siga as instruções abaixo:

- **Embalagem por abrir com a barreira esterilizada intacta:**
Se as bolsas não tiverem sido abertas, devolva o dispositivo na sua embalagem original.
- **Embalagem aberta, mas dispositivo não implantado:**
Se uma bolsa estiver aberta, o dispositivo já não está esterilizado. Devolva o dispositivo na sua embalagem original.
- **Implante explantado:**
O implante explantado deve ser colocado numa solução fixadora histológica adequada, como formalina a 10% ou glutaraldeído a 2%, e devolvido à Edwards.

9.1 Eliminação

Os dispositivos usados podem ser manuseados e eliminados da mesma forma que os resíduos hospitalares e os materiais que constituem risco biológico, em conformidade com os regulamentos locais, uma vez que não existem riscos especiais associados à eliminação destes dispositivos.

10.0 Resumo da experiência clínica

10.1 Estudo CLASP

Os dados clínicos nesta secção incluem informações obtidas de um estudo clínico CLASP que analisou o sistema de reparação de válvula transcaterter PASCAL na válvula mitral.

Foi realizado um estudo multicêntrico, multinacional, prospetivo, de braço único (CLASP) para avaliar a segurança, o desempenho e os resultados clínicos do sistema PASCAL. Todos os doentes inscritos no estudo foram avaliados para acompanhamento clínico 30 dias, 6 meses e 1 ano após o procedimento e vão continuar a ser avaliados anualmente durante 5 anos após o procedimento de implantação.

O parâmetro de segurança primário do estudo CLASP foi um conjunto de efeitos adversos graves 30 dias após o tratamento. Os efeitos adversos graves incluem: mortalidade cardiovascular, AVC, enfarte do miocárdio, necessidade de retomar a terapia de substituição renal, hemorragia grave e nova intervenção devido a complicações relacionadas com o dispositivo.

Os parâmetros de desempenho primários do estudo incluem sucesso do dispositivo, sucesso do procedimento e sucesso clínico. Os parâmetros secundários do estudo incluem a segurança clínica e os resultados funcionais 30 dias, 6 meses e 1 ano após o procedimento e também nas consultas de acompanhamento anual.

O sucesso do dispositivo é definido como a implantação do dispositivo e a recuperação do sistema de administração conforme previsto aquando da saída do doente do laboratório de cateterismo cardíaco. A análise do sucesso do dispositivo foi realizada por dispositivo.

O sucesso do procedimento é definido como o sucesso do dispositivo com a gravidade da RM $\leq 2+$ no momento da alta clínica (avaliado no laboratório de ecografia) e sem necessidade de uma intervenção cirúrgica ou percutânea antes da alta hospitalar. O sucesso do procedimento foi analisado por doente.

O sucesso clínico é definido como o sucesso do procedimento com evidência de redução da RM $\leq 2+$ e sem efeitos adversos graves após 30 dias (analisado por doente).

Todos os dados ecocardiográficos foram avaliados por um laboratório independente. Um comité de eventos clínicos (CEC) independente confirmou os eventos de segurança e uma comissão de

monitorização de dados de segurança (DSMB) analisou de forma independente os dados de segurança agregados e avaliou as tendências de acontecimentos adversos e os seus efeitos na realização do ensaio e na avaliação de riscos do dispositivo.

10.1.1 Resultados do estudo CLASP

A média de idades dos doentes tratados era 75,4 anos e 55,0% eram do sexo masculino. Todos os doentes foram classificados a nível da insuficiência cardíaca como Classe II, III ou IV segundo a NYHA. A taxa de mortalidade média logística EuroSCORE I, EuroSCORE II e STS foi de 14,4%, 5,8% e 4,7%, respetivamente. Na condição basal, 50,9% dos doentes apresentaram RM grave-moderada e 48,1% apresentaram RM grave.

10.1.2 Desempenho

O parâmetro de desempenho incluiu três componentes do sucesso: do dispositivo, do procedimento e clínico. O sucesso do dispositivo foi alcançado em 92,0% dos dispositivos testados. O sucesso do procedimento foi alcançado em 93,5% dos doentes. O sucesso clínico foi alcançado em 86,0% dos doentes.

10.1.3 Segurança

Após 30 dias, a taxa de eventos adversos graves era de 8,0%. Nove doentes tiveram 11 acontecimentos adversos graves antes do acompanhamento após 30 dias. Os eventos adversos graves confirmados pelo CEC após 30 dias por contagens são apresentados abaixo.

Evento adverso grave	Estatísticas sumárias
Mortalidade cardiovascular	0,9% (1/112)
Acidente vascular cerebral	0,9% (1/112)
Enfarte do miocárdio	0,0% (0/112)
Necessidade de retomar a terapia de substituição renal	0,0% (0/112)
Hemorragia grave	7,1% (8/112)
Nova intervenção devido a complicações relacionadas com o dispositivo	0,9% (1/112)
Taxa de acontecimentos adversos graves	8,0% (9/112)

Nota: Medidas categóricas - % (n/n.º total)

Na população em geral, observou-se uma redução do grau de RM (i.e., RM \leq 2+) em 95,3% dos doentes no momento da alta clínica, 96,1% após 30 dias, 98,8% após 6 meses e 100% após 1 ano.

10.1.4 Conclusão do estudo

Os dados recolhidos no estudo CLASP garantem a segurança e o desempenho do sistema PASCAL em doentes com regurgitação mitral. O número de doentes com acompanhamento após um ano ou mais é limitado e os dados de acompanhamento a longo prazo são recolhidos através de um estudo de Acompanhamento clínico pós-comercialização.

10.2 Estudo CLASP TR

Os dados clínicos nesta secção incluem informações obtidas de um estudo clínico de válvula tricúspide (CLASP TR) do sistema de reparação de válvula transcaterter PASCAL.

Foi realizado um estudo multicêntrico, prospetivo, de braço único (CLASP TR) para avaliar a segurança, o desempenho e os resultados clínicos do sistema PASCAL. Todos os doentes inscritos no estudo foram avaliados para acompanhamento clínico 30 dias, 6 meses e 1 ano após o procedimento e vão continuar a ser avaliados anualmente durante 5 anos após o procedimento de implantação.

O parâmetro de segurança primário do estudo CLASP TR foi um conjunto de acontecimentos adversos graves 30 dias após o tratamento. Os acontecimentos adversos graves incluem: mortalidade cardiovascular, enfarte do miocárdio, AVC, complicações renais que exigem diálise não planeada ou terapêutica de substituição renal, nova intervenção não planeada ou de emergência (percutânea ou cirúrgica) relacionada com o dispositivo e complicações graves vasculares ou no local de acesso que exigem intervenção.

Os parâmetros de desempenho primários do estudo incluem sucesso do dispositivo, sucesso do procedimento e sucesso clínico. Os parâmetros secundários do estudo incluem a segurança clínica e os resultados funcionais 30 dias, 6 meses e 1 ano após o procedimento e também nas consultas de acompanhamento anual.

O sucesso do dispositivo é definido como a implantação do dispositivo e a recuperação do sistema de administração conforme previsto aquando da saída do doente do laboratório de cateterismo cardíaco. A análise do sucesso do dispositivo foi realizada por dispositivo.

O sucesso do procedimento é definido como o sucesso dispositivo com evidência de uma redução do grau de TR em pelo menos um grau (escala: ausente/vestigios, ligeiro, moderado, grave, massivo, torrencial) no final do procedimento e sem a necessidade de intervenção cirúrgica ou percutânea antes da alta hospitalar. O sucesso do procedimento foi analisado por doente.

O sucesso clínico é definido como o sucesso do procedimento sem acontecimentos adversos graves após 30 dias (analisado por doente).

Todos os dados ecocardiográficos foram avaliados por um laboratório independente. Um comité de eventos clínicos (CEC) independente confirmou os eventos de segurança e uma comissão de monitorização de dados de segurança (DSMB) analisou de forma independente os dados de segurança agregados e avaliou as tendências de acontecimentos adversos e os seus efeitos na realização do ensaio e na avaliação de riscos do dispositivo.

10.2.1 Resultados do estudo CLASP TR

A média de idades dos doentes tratados era 76,3 anos e 53% eram do sexo feminino. Todos os doentes foram classificados a nível da insuficiência cardíaca como Classe II ou III segundo a NYHA. A taxa de mortalidade média EuroSCORE II e STS foi de 5,3% e 7,3%, respetivamente. Na condição basal, 81% dos doentes apresentaram TR grave ou mais elevada.

10.2.2 Desempenho

O parâmetro de desempenho incluiu três componentes do sucesso: do dispositivo, do procedimento e clínico. O sucesso do dispositivo foi alcançado em 82,2% dos dispositivos testados. Nos doentes implantados, o sucesso do procedimento foi alcançado em 95,5% dos doentes e o sucesso clínico foi alcançado em 86,4% dos doentes.

10.2.3 Segurança

Após 30 dias, a taxa de eventos adversos graves era de 5,9%. Dois doentes tiveram 3 acontecimentos adversos graves antes do acompanhamento após 30 dias. Os eventos adversos graves confirmados pelo CEC após 30 dias por contagens são apresentados abaixo.

Acontecimento adverso grave	Estatísticas sumárias
Mortalidade cardiovascular	0,0% (0/34)
Enfarte do miocárdio (EM)	0,0% (0/34)
Acidente vascular cerebral	0,0% (0/34)
Complicações renais que exigem diálise não planeada ou terapêutica de substituição renal	0,0% (0/34)

Acontecimento adverso grave	Estatísticas sumárias
Hemorragia grave	5,9% (2/34)
Re-intervenção não planeada ou de emergência (percutânea ou cirúrgica) relacionada com o dispositivo	0,0% (0/34)
Complicações graves vasculares ou no local de acesso que exigem intervenção	0,0% (0/34)
Taxa de acontecimentos adversos graves	5,9% (2/34)

Nota: Medidas categóricas - % (n/n.º total)

Na população implantada, observou-se uma redução do grau de TR em pelo menos um grau em 88,9% e 82,6% dos doentes no momento da alta clínica e após 30 dias, respetivamente. Observou-se uma redução do grau de TR em pelo menos dois graus em 65,2% dos doentes após 30 dias.

10.2.4 Conclusão do estudo

Os dados recolhidos até à data no estudo CLASP TR garantem a segurança e o desempenho do sistema PASCAL em doentes com regurgitação tricúspide. O número de doentes com acompanhamento após um ano ou mais é limitado e os dados de acompanhamento a longo prazo são recolhidos através de um estudo de Acompanhamento clínico pós-comercialização.

Systém pro transkatetrizační opravu chlopně Edwards PASCAL

Návod k použití

Systém pro transkatetrizační opravu chlopně Edwards PASCAL (dále jen „systém PASCAL“) zahrnuje:

Tabulka 1: Model 10000

Číslo modelu	Prostředek	Kompatibilní prostředky	
		Číslo modelu	Prostředek
10000IS	Implantační systém PASCAL	10000GS 10000ST	zaváděcí pouzdro stabilizátor
10000ISM	Implantační systém PASCAL Ace	20000ST 10000T	systém kolejnice pro stabilizátor stolek

Tabulka 2: Model 15000

Číslo modelu	Prostředek	Kompatibilní prostředky	
		Číslo modelu	Prostředek
15000IS	Implantační systém PASCAL	10000GS 20000ST	zaváděcí pouzdro kolejnice pro stabilizátor
15000ISM	Implantační systém PASCAL Ace	10000T	systém stolek

Implantační systém

Implantační systém se skládá z říditelného katétru (nejzvnějšší vrstva), implantačního katétru (nejvnitřnější vrstva) a implantátu (dále se vztahuje k modelu 10000IS, modelu 10000ISM, modelu 15000IS a modelu 15000ISM). Implantační systém perkutánně přivádí implantát k chlopní transvenózním přístupem femorální žilou.

Implantát (obrázky 1-3)

Implantát se rozvine a zajistí k cípům chlopně, kde působí jako výplň v regurgitačním otvoru. Mezi základní součásti implantátu patří rozpěra, lopatky a spony vyrobené z nitinolu a pokryté polyetylenetereftalátem. Implantáty 10000IS a 15000IS obsahují rovněž titanovou matici a šroub, objímku PEEK a silikonové těsnění. Implantáty 10000ISM a 15000ISM obsahují rovněž titanovou matici, šroub, distální a proximální desku a silikonové těsnění. Jedná se o implantáty menší velikosti.

Implantát má čtyři hlavní polohy lopatky: prodlouženou, uzavřenou, připravenou k zachycení cípů a se zachyceným cípem.

Říditelný katétr (obrázek 4)

Říditelný katétr má otočný ovladač, který aktivuje ohybový mechanismus pro navigaci a umístění implantátu do cílového místa. Kontrastní značka – proužek umístěný na distální části katétru označuje konec ohebné části.

Implantační katétr (obrázek 4)

Implantát se dodává připojen k implantačnímu katétru pomocí stehů a závitového dřívku. Implantační katétr řídí rozvinutí implantátu. Mezi tři hlavní ovládací prvky patří posuvníky, závitový ovládací knoflík a uvolňovací otočný ovladač. Posuvník ovládá spony implantátu (při vytažování posuvníků se spony zvedají a při posouvání posuvníků vpřed se spony spouštějí dolů). Závitový ovládací knoflík ovládá lopatky implantátu (při vytažování ovládacího knoflíku se lopatky uzavírají a při posouvání aktivního knoflíku vpřed se lopatky otevírají). Uvolňovací otočný ovladač řídí uvolnění implantátu z implantačního katétru. Implantační katétr se dodává smontován s říditelným katétre.

Zaváděcí pouzdro (obrázek 5)

Souprava zaváděcího pouzdra obsahuje říditelné zaváděcí pouzdro a zavaděč. Zaváděcí pouzdro poskytuje přístup do síně. Má hydrofilní potah a otočný ovladač, který aktivuje ohybový mechanismus pro umístění zaváděcího pouzdra do cílového místa. Zavaděč je kompatibilní s vodicím drátem o průměru 0,89 mm (0,035 palce).

Stabilizátor (obrázek 6 a 7)

Stabilizátor je indikován jako pomůcka pro umístění a stabilizaci systému PASCAL během implantačních postupů. Stabilizátor lze k systému připojit podle potřeby kdykoli během postupu. Použití stabilizátoru je volitelné.

Stolek (obrázek 8)

Stolek se používá mimo sterilní pole jako stabilní podklad pro implantační systém, zaváděcí pouzdro a stabilizátor. Stolek je výškově nastavitelný. Použití stolku je volitelné.

Loader (obrázek 9)

Slupovací loader se používá pro zavádění implantátu a protažení katétru těsněními zaváděcího pouzdra. Loader je součástí implantačního systému nebo balení zaváděcího pouzdra pro snadnější použití prostředkem uživatelem.

1.0 Indikace

Systém pro transkatetrizační opravu chlopně Edwards PASCAL je indikován pro perkutánní rekonstrukci nedostatečně mitrální chlopně a/nebo trojicípe chlopně skrz tkáňovou aproximaci.

2.0 Kontraindikace

Systém PASCAL je kontraindikován u následujících pacientů:

- Pacienti, u nichž je metoda TEE kontraindikována nebo je screeningová TEE neúspěšná
- Echokardiografické známky nitrosrdčního útvaru, trombu nebo vegetace
- Přítomnost ucpaného nebo trombotizovaného VCI filtru, který by bránil zavedení katétru, nebo je přítomna ipsilaterální hluboká žilní trombóza
- Známa přecitlivělost na nitinol (nikl nebo titan) nebo kontraindikace léčiv používaných při zákroku, kterou nelze lékářsky adekvátně řešit
- Anamnéza hemoragické diatézy nebo koagulopatie nebo pacient odmítající krevní transfuze

Navíc je systém PASCAL kontraindikován u pacientů s mitrální chlopní s kontraindikací na transeptální katetrizaci.

3.0 Varování

3.1 Anatomické charakteristiky

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba zvážit následující anatomické vlastnosti pacienta. Bezpečnost a účinnost systému PASCAL mimo tyto podmínky nebyla stanovena. Použití mimo tyto podmínky může ovlivnit umístění implantátu nebo vložení cípů nativní chlopně.

Platí pouze pro mitrální a trikuspidální pacienty:

- Známky mírné až vážné kalcifikace v oblasti uchycení
- Známky vážné kalcifikace v anulu nebo subvalvulárním aparátu
- Přítomnost významné štěrbině nebo perforace v oblasti uchycení
- Délka mobility cípů < 8 mm

Platí pouze pro pacienty s mitrální chlopní:

- Šířka prolapsu > 15 mm a/nebo mezera prolapsu > 10 mm
- Výška transeptálního otvoru < 3,5 cm
- Průměr LA ≤ 35 mm
- Přítomnost dvou nebo více významných proudů
- Přítomnost jednoho významného proudu v komisurální oblasti
- Plocha mitrální chlopně (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Platí pouze pro pacienty s trojicípe chlopní:

- Přítomnost primárního nedegenerativního onemocnění trojicípe chlopně

3.2 Manipulace s prostředkem

- Tyto prostředky jsou navrženy, určeny a distribuovány pouze k jednorázovému použití. Neexistují žádné údaje zaručující, že tyto prostředky budou po opakovaném zpracování sterilní, nepyrogenní a funkční.
- Aby se zabránilo infekci, s prostředky se musí zacházet podle standardní sterilní techniky.
- Žádnou část prostředků nevystavujte žádnému roztoku, chemickým látkám atd., s výjimkou sterilního fyziologického roztoku a/nebo heparinovaného fyziologického roztoku. Důsledkem může být neopravitelné poškození prostředku, které nemusí být vizuální kontrolou viditelné.
- Žádný z prostředků nepoužívejte v přítomnosti výbušných nebo hořlavých plynů, anestetik ani čistících prostředků/dezinfekčních přípravků.
- Prostředky nepoužívejte, jestliže uplynula doba použitelnosti.
- Prostředek nepoužívejte, jestliže je těsnění obalu nebo obal sterilních prostředků poškozen.
- Žádný z prostředků nepoužívejte, pokud byl upuštěn, poškozen nebo jakkoli s ním bylo nesprávně manipulováno.
- Během přípravy a zákroku je nutno pro prevenci vzduchové embolie používat techniky standardního proplachování a odvodušňování.

3.3 Klinická varování

- Jako u všech implantovaných zdravotnických prostředků, i zde existuje možnost negativní imunologické reakce.
- S použitím tohoto systému mohou být spojeny vážné nežádoucí události, které někdy vedou k chirurgickému zákroku a/nebo smrti („Potenciální nežádoucí události“). Před použitím musí být každému potenciálnímu pacientovi poskytnuto úplné vysvětlení výhod a rizik.
- Doporučují se pečlivě a trvale lékařské kontroly, aby bylo možno komplikace související s implantátem diagnostikovat a náležitým způsobem léčit.
- Antikoagulační terapie musí být stanovena lékařem podle směrnic zdravotnického zařízení.

4.0 Bezpečnostní opatření

4.1 Bezpečnostní opatření před použitím

- Výběr pacienta musí provést multidisciplinární kardioložský tým se specializací na léčbu mitrální a/nebo trikuspidální regurgitace, kteří posoudí rizika pro pacienta a anatomickou vhodnost.

4.2 Bezpečnostní opatření po použití

- Dlouhodobá trvanlivost implantátu nebyla stanovena. Doporučují se pravidelné lékařské kontroly, aby mohly být zhodnoceny funkční charakteristiky implantátu.
- Po opravě chlopně prostředkem PASCAL může být nutná krátkodobá antikoagulační terapie. Antikoagulační terapii nebo jinou léčebnou terapii předepisujte podle směrnic zdravotnického zařízení.

5.0 Potenciální nežádoucí události

Komplikace spojené se standardní srdeční katetrizací, použitím anestézie a použitím systému PASCAL by mohly vést k následujícím výsledkům: konverze na otevřenou operaci, náhlá nebo nepředvídaná reoperace, explantace, trvalá neschopnost nebo smrt. Žádáme lékaře, aby podezření na události související s tímto prostředkem hlásili společnosti Edwards nebo určeným orgánům nemocnice.

Jako možné komplikace zákroku s prostředkem PASCAL byly identifikovány následující předpokládané nežádoucí události:

- Abnormální laboratorní hodnoty
- Alergická reakce na anestézií, kontrastní látku, heparin, nitinol
- Anémie nebo snížený Hgb, může vyžadovat transfuzi
- Aneurysma nebo pseudoaneurysma
- Angína nebo bolest na hrudi
- Anafylaktický šok
- Arytmie, atriální (tj. AF, SVT)
- Arytmie, ventrikulární (tj. VT, VF)
- Arteriovenózní píštěl
- Poranění septa síní vyžadující zásah
- Krvácení
- Srdeční zástava
- Srdeční selhání
- Srdeční zranění včetně perforace
- Srdeční tamponáda/perikardiální výpotek
- Kardiogenní šok
- Zachycení nebo ruptura chord, která může vyžadovat zásah
- Koagulopatie, porucha koagulace, hemoragická diatéza
- Poranění konduktivního systému, které může vyžadovat trvalý kardiostimulátor

- Hluboká žilní trombóza (Deep vein thrombosis – DVT)
- Poškození nativní chlopně (např. natržení, retrakce, zesílení cípu)
- Uvolnění drůbe umístěného implantátu
- Dušnost
- Edém
- Elektrolytická nerovnováha
- Embolie/embolizace zahrnující vzduch, částice, kalcifikovaný materiál nebo trombus
- Endokarditida
- Podráždění jícnu
- Perforace nebo striktura jícnu
- Intolerance cvičení nebo slabost
- Nezdaření vyjmutí jakékoli součásti systému PASCAL
- Horečka
- Gastrointestinální krvácení nebo infarkt
- Srdeční selhání
- Hematom
- Hemodynamický kompromis
- Hemolýza
- Krvácení vyžadující transfúzi nebo zákrok
- Hypertenze
- Hypotenze
- Poškození implantátu (opotřebení, roztržení, zlomení, kalcifikace nebo jiné)
- Embolizace implantátu
- Nesprávné umístění implantátu nebo selhání přemístění implantátu na určené místo
- Migrace implantátu
- Trombóza implantátu
- Infekce
- Zánět
- Obstrukce LVOT
- Mezenterická ischemie
- Multisystémové selhání orgánů
- Infarkt myokardu
- Nevolnost nebo zvracení
- Poranění nervu
- Neurologické symptomy, včetně dyskinéze bez diagnózy TIA nebo mrtvice
- Jiné než neurologické tromboembolické události
- Bolest
- Poškození papilárního svalu
- Paralýza
- Embolizace součásti(i) systému PASCAL
- Periferní ischemie
- Pleurální efuze
- Plicní edém
- Plicní embolie
- Reakce na protidestičkové nebo antikoagulační přípravky
- Selhání ledvin
- Nedostatečná funkce ledvin
- Respirační kompromis, respirační selhání, atelektáza, zápal plic – může vyžadovat delší ventilaci
- Retroperitoneální krvácení
- Poškození septa nebo perforace
- Septikémie, seps
- Popálenina kůže, zranění nebo změny tkáně z důvodu expozice ionizačnímu záření
- Uchycení prostředku k jednomu cípu (SLDA)
- Mrtvice
- Synkopa
- Tranzitorní ischemická ataka (TIA)
- Infekce a/nebo krvácení močového ústrojí
- Poranění chlopně
- Stenóza chlopně
- Chlopenní regurgitace
- Cévní zranění nebo trauma, včetně disekce nebo okluze
- Cévní spasmus
- Poškození nebo perforace komorové stěny
- Samovolné rozevření rány, zpožděné nebo neúplné hojení
- Zhoršení srdečního selhání
- Zhoršení regurgitace / nedomykavosti chlopně

6.0 Způsob dodání

6.1 Balení

Zaváděcí pouzdro, implantační systém a stabilizátor jsou dodávány v samostatném balení a sterilizované ethylenoxidem. Stolek je zabalen a dodáván nesterilně.

6.2 Uskladnění

Systém PASCAL se musí skladovat na chladném a suchém místě.

7.0 Návod k použití

7.1 Školení lékařů

Implantující lékař musí mít zkušenosti s transkatetrizačními technikami a být proškolen v postupech použití systému PASCAL a implantačním postupu. Konečné rozhodnutí ohledně implantace prostředku PASCAL musí provést lékař se specializací na léčbu mitrální a/nebo trikuspidální regurgitace ve specializovaných centrech, kteří dokáží provést přiměřený odhad šancí na výrazné klinické zlepšení, které lze očekávat na základě stádia onemocnění a komorbidit.

7.2 Zařízení a materiály

- Standardní vybavení laboratoře pro srdeční katetrizaci
- Skiaopický systém
- Vybavení pro transezofageální echokardiografii (TEE) (2D a 3D)

- Katétr se zahnutým koncem (pigtail) pro injikování kontrastní látky (s kompatibilním pouzdem)
- Venózní infuzní souprava
- Transseptální jehla, pouzdro a vodič drát
- Vodič drát o průměru 0,89 mm (0,035 palce) s výměnnou délkou
- Nádoby
- Injekční stříkačky s konektorem Luer 50–60 cm³
- Heparinovaný fyziologický roztok
- Hemostat
- Chirurgické roušky (např. velikost 43 x 69 cm)
- Volitelné: Postupové dilatátory
- Volitelné: Kontinuální kapání fyziologického roztoku (pojízdny infuzní stojan, infuzní vedení s otočnými uzávěry, 1litrové vaky heparinovaného sterilního fyziologického roztoku)
- Volitelné: Prostředek pro monitorování tlaku

7.3 Příprava prostředku

7.3.1 Stolek

Krok	Postup
1	Stolek (stolky) vyjměte z balení a zkontrolujte, zda není poškozen (nejsou poškozeny).
2	Stolek (stolky) smontujte, jak ukazuje obrázek 8.

7.3.2 Stabilizátor

Krok	Postup
1	Součásti stabilizátoru vyjměte z balení a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
2	Stabilizátor smontujte, jak ukazuje obrázek 6.

7.3.3 Zaváděcí pouzdro

Krok	Postup
1	Zaváděcí pouzdro, loader a zavaděč vyjměte z balení a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
2	Distální hrot držte ve zvýšené poloze a zavaděcí pouzdro propláchněte a odvdzdušněte heparinovaným fyziologickým roztokem.
3	Distální hrot držte ve zvýšené poloze a zaveďte zavaděč do zaváděcího pouzdra. Před použitím zavaděč propláchněte a zavaděcí pouzdro vytřete heparinovaným fyziologickým roztokem.

7.3.4 Implantační systém

Krok	Postup
1	Implantační systém a loader vyjměte z balení a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda jsou oba uzavírací kohouty posuvníků v otevřené poloze. VAROVÁNÍ: Pokud nejsou uzavírací kohouty posuvníků v otevřené poloze, použití prostředku může způsobit infekci.
2	Zasunujte ovládací knoflík (ovládacím knoflíkem otáčejte proti směru hodinových ručiček nebo stiskněte aktivní tlačítko, aby se ovládací knoflík posunul vpřed), dokud nebude zarovnan s nástrojem pro umístění spon.
3	Vyjměte čep posuvníku a odstraňte průvčs stehu. Zajistěte uzavírací kohouty posuvníků a zajistěte čep posuvníku. Odstraňte nástroj pro umístění spon.
4	Posuvník zcela vytáhněte a posouvejte, potvrďte správný pohyb spony a zavřete implantát (ovládacím knoflíkem otáčejte ve směru hodinových ručiček nebo stiskněte aktivní tlačítko na vytažení ovládacího knoflíku).
5	Zavádějte říditelný katétr. Přesvědčte se, že jsou posuvníky a ovládací knoflík zcela vytaženy. Rukojeť implantačního katétru natočte visle, aby byl uvolňovací otočný ovladač proti stolku.
6	Implantační katétr propláchněte heparinovaným fyziologickým roztokem.
7	Jakmile je z distálního konce implantačního katétru vidět fyziologický roztok, rukojeť implantačního katétru snižte a zvedněte distální konec implantačního katétru, přičemž dále pokračujte s proplachováním heparinovaným fyziologickým roztokem.
8	Říditelný katétr zcela vytáhněte. Posuvníky a ovládací knoflík posunujte vpřed tak, abyste uvedli implantát do prodloužené polohy.
9	Sejměte uzávěr loaderu a loader použijte pro vedení uzávěru loaderu na implantační systém.
10	Implantát zaveďte proximálním koncem loaderu, až vyjde distálním koncem. Připojte loader a uzávěr loaderu.
11	Loader a distální hrot držte ve zvýšené poloze a řídicí katétr propláchněte heparinovaným fyziologickým roztokem.
12	Implantační katétr postupně vytažte do říditelného katétru a implantát do loaderu a současně říditelný katétr proplachujte, dokud nebude distální konec implantátu zcela v loaderu.

7.4 Implantační postup

Zavedení implantátu je třeba provádět v celkové anestezii za současného monitorování hemodynamických parametrů na operačním sále, hybridním operačním sále nebo v katetrizační laboratoři se skiaopickým a echokardiografickým vybavením.

Poznámka: Před implantací se řiďte částí Anatomické charakteristiky (kapitola 3.1), protože použití mimo uvedené podmínky může ovlivnit umístění implantátu nebo vložení cípu nativní chlopně.

VÝSTRAHA: Během zákroku se musí podávat heparin, aby se udržel ACT na hodnotě ≥ 250 s.

VÝSTRAHA: Nadměrné množství kontrastního média může způsobit selhání ledvin. Před zákrokem změřte hladinu kreatininu pacienta. Používání kontrastního média je nutno monitorovat.

7.4.1 Příprava pacienta

Krok	Postup
1	Je-li to zapotřebí, před sterilním zakrytím pacienta stolek (stolky) smontujte a umístěte mezi nohy pacienta a dle potřeby seřídte výšku stolu (stolků). Jako podpěru mezi stolem (stolkou) a nohama pacienta použijte roušky. VAROVÁNÍ: Stolek se dodává nesterilní; zavedení stolu do sterilního pole může způsobit infekci.
2	Po sterilním zakrytí připojte stabilizátor podle potřeby kdykoli během postupu.

7.4.2 Přístup femorální žíly a zavedení pouzdra

Krok	Postup
1	Do obvyklé femorální žíly přistupujte konvenčními metodami perkutánního vpichu.
2	<u>Postupy pro mitrální chlopně PASCAL:</u> Do levé síně přistupte prostřednictvím transvenózních, transeptálních technik s použitím konvenčních perkutánních metod a vodičí drát umístěte v levé sině. Dle potřeby cévu dilatujte. VÝSTRAHA: (pouze postupy pro mitrální chlopně) Nesprávný vpich může způsobit poškození srdeční struktury vyžadující chirurgickou opravu nebo jiný zásah. <u>Postupy pro trojicípé chlopně PASCAL:</u> Do pravé síně přistupte konvenčními perkutánními metodami a vodičí drát umístěte v pravé sině. Dle potřeby cévu dilatujte.
3	<u>Postupy pro mitrální chlopně PASCAL:</u> Zaváděcí pouzdro se zaváděčem zavádějte po vodičím drátu, dokud nebude hrot zaváděcího pouzdra bezpečně přes septum, podle potřeby pomocí ohebného mechanismu. <u>Postupy pro trojicípé chlopně PASCAL:</u> Zaváděcí pouzdro se zaváděčem zavádějte po vodičím drátu, dokud nebude hrot zaváděcího pouzdra uvnitř pravé síně. VÝSTRAHA: Nadměrná manipulace může způsobit změnu polohy nebo poškození dříve implantovaného prostředku či srdeční struktury vyžadující chirurgickou opravu nebo jiný zásah.
4	Vytáhněte zaváděč a vodičí drát. Zaváděcí pouzdro neaspirujte a neproplachujte, dokud nebude vložen implantační systém. VÝSTRAHA: Aspirace nebo připojení kontinuálního proplachování fyziologickým roztokem k zaváděcímu pouzdru před zavedením implantačního systému může vést ke vzduchové embolii.

7.4.3 Zavedení implantátu

Krok	Postup
1	Implantační systém zaveďte s loaderem do zaváděcího pouzdra.
2	Implantační systém posouvajte vpřed, dokud implantát neopustí loader. Loader vytáhněte a odtrhněte.
3	Zaváděcí pouzdro aspirujte a propláchněte heparinovaným fyziologickým roztokem. Použijte uvedenou injekční stříkačku, aspirujte minimálně 45 cm ³ . VÝSTRAHA: Neprovedení celého procesu aspirace zaváděcího pouzdra může vést ke vzduchové embolii.
4	V případě potřeby připojte k implantačnímu katétru kontinuální kapání fyziologického roztoku. VÝSTRAHA: Připojení kontinuálního kapání fyziologického roztoku k implantačnímu systému před aspirací může vést ke vzduchové embolii.
5	Implantační systém posouvajte vpřed, dokud implantát neopustí distální konec zaváděcího pouzdra.
6	Ovládací knoflík vytáhněte, aby se implantát uvedl do uzavřené polohy. Vytáhněte posuvníky.
7	Zaváděcí pouzdro seřídte dle potřeby.
8	Pokud se podle uvážení ošetřujícího lékaře využívá monitorování tlaku k průběžnému vyhodnocování síňového tlaku během procedury, postupujte podle návodu k použití od výrobce monitoru tlaku. Připojte kapalinou naplněné zařízení pro monitorování tlaku k říditelnému katétru. Před získáním naměřené hodnoty proveďte nasátí a poté kalibraci na úroveň srdce pacienta. Poznámka: Monitorování tlaku je třeba používat v kombinaci s echem. Tlak je třeba harmonizovat s hodnotami echo a Doppler. Při vyhodnocování síňového tlaku zajistěte, aby byl distální hrot implantačního katétru zcela vytažen z říditelného katétru.
9	Implantační systém dle potřeby posuňte vpřed. Dle potřeby manipulujte říditelným katétre a zaváděcím pouzdrům (ohněte a narovnejte, otáčejte v opačných směrech, zasunujte a vytahujte), dokud nebude implantát ve středu cílové zóny koaptace s příslušnou trajektorií. VÝSTRAHA: Nadměrná manipulace může způsobit změnu polohy nebo poškození dříve implantovaného prostředku či srdeční struktury vyžadující chirurgickou opravu nebo jiný zásah. Poznámka: Proužek kontrastní značky na říditelném katétru označuje konec ohebné části a je možné ho vidět skiaskopickým systémem.
10	Ovládací knoflík posuňte vpřed, aby se implantát uvedl do polohy pro zachycení cípu. Poznámka: U trikuspidálních postupů po umístění implantátu do polohy připravené k zachycení cípu vytáhněte čep posuvníku a posuňte jeden posuvník, abyste za použití zobrazování zjistili, kterou sponu implantátu ovládá. Pak čep posuvníku zajistěte.

Krok	Postup
11	Implantační katétr dle potřeby otáčejte, abyste nastavili orientaci lopatek.
12	Implantát posouvajte vpřed chlopní, dokud lopatky nebudou pod volným okrajem cípu.
13	Ověřte umístění a orientaci implantátu a dle potřeby polohu mírně upravte. VÝSTRAHA: Nadměrná manipulace s implantátem pod cípu může způsobit zachycení implantátu do chord, zachycení chord může mít za následek srdeční zranění, zhoršení regurgitace, potíže s odstraněním nebo nemožnost odstranit implantát, což bude vyžadovat další zásah.
14	Pod vedením zobrazení implantát vytahujte, dokud nebudou se nebudou cípy nacházet mezi lopatkami a sponami.
15	Posuvníky posouvajte vpřed tak, aby byly cípy zajištěny mezi sponami a lopatkami. Tento krok lze provést pro oba cípy současně (čep posuvníku zapojen, aby se posunuly obě spony) nebo pro každý cíp samostatně (čep posuvníku nezapojen, aby se posuovala jedna spona).
16	Zasunutí cípu ověřte pomocí zobrazení. Pokud nebudou cípy zajištěny mezi sponami a lopatkami, posuvníky vytáhněte, aby se cípy uvolnily, a zkuste to znovu.
17	Jakmile budou cípy zajištěny mezi sponami a lopatkami, implantát zavřete.
18	Pro uvolnění napětí cípu lehce zasuněte implantační katétr.
19	Posuďte regurgitaci a dle potřeby upravte polohu. Jakmile je poloha implantátu potvrzena, zkontrolujte, zda je implantát zavřený. Je-li nutné přemístění v komoře, vytáhněte posuvníky a ovládací knoflík posuňte vpřed tak, abyste uvedli implantát do polohy pro zachycení cípu. Dle potřeby upravte polohu spon a implantátu. Je-li nutné přemístění v sině, vytáhněte posuvníky a ovládací knoflík posuňte vpřed tak, abyste implantát pomocí skiaskopického zobrazení pomalu uvedli do prodloužené polohy. Zajistěte, aby se ovládací drát neohnul, a implantát vytáhněte zpět do síně. VÝSTRAHA: Neprodoužení implantátu při vytažování do síně během repozice může mít za následek poškození cípu nebo zachycení chord. VÝSTRAHA: Neuvolnění cípu ze spon a lopatek před repozicí může mít za následek poškození cípu.
20	Uvolnění implantátu z katétru: a) Zajistěte, aby byl distální konec implantačního katétru zcela vytažen z říditelného katétru. b) Přestříhnete vnější steh na proximálním konci každého posuvníku. Pro uvolnění stehů otevřete uzavírací kohouty obou posuvníků. Zatažením za čep posuvníku stehy zcela odstraňte. c) Po odstranění stehů zavřete oba uzavírací kohouty posuvníků. d) Odstraňte uvolňovací čep. Uvolňovacím otočným ovládacím otáčejte proti směru hodinových ručiček a vytahujte jej, dokud nebude implantát uvolněn, což musí být potvrzeno zobrazením. Poznámka: Před uvolněním implantátu je možné dle potřeby implantát zasunout zpět do zaváděcího pouzdra pro odstranění. Zasunutí: a) Vytáhněte posuvníky. b) Implantát pomocí skiaskopického zobrazení pomalu uvedte do prodloužené polohy a zajistěte, aby se ovládací drát neohnul. Poté implantát vytáhněte do síně. Uvedte implantát do uzavřené polohy. c) Narovnejte ohyb říditelného katétru a implantační systém vyťahujte, dokud nebude poblíž hrotu zaváděcího pouzdra. d) Posuňte posuvníky vpřed. e) Implantát uvedte do prodloužené polohy. f) Vysuňte posuvníky, aby se otevřely spony na každé straně přibližně do úhlu 45°. g) Celý implantační systém vytáhněte zaváděcím pouzdrům. VÝSTRAHA: Pokud nepřestříhnete steh v předepsaném místě, může to mít za následek, že nebude možné uvolnit implantát nebo že bude zavedeno vlákno, což může vést k mikroembolii. VÝSTRAHA: Nedodržení předepsaných kroků uvolnění může mít za následek potíže při uvolnění implantátu, což vyžaduje další zásah. VÝSTRAHA: Uvolnění implantátu před potvrzením toho, že jsou cípy bezpečně uchyceny mezi lopatkami a sponami, může mít za následek pohyb nebo změnu polohy implantátu vedoucí k uchycení prostředku k jednomu cípu (SLDA) nebo k jiným potenciálním nežádoucím událostem, což vyžaduje další zásah. VAROVÁNÍ: Opakované použití prostředků (včetně implantačního systému a zaváděcího pouzdra) po vytažení může způsobit embolii cizího tělesa nebo infekci. Při pokusu o opětovné použití nemusí prostředek fungovat správně. Poznámka: Pokud je na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře umístěn další implantát, je třeba dbát opatrnosti, aby se zabránilo změně polohy dříve umístěného implantátu. Křížení chlopně v konfiguraci implantátu s nízkým profilem může minimalizovat interakci s již dříve umístěným implantátem. VÝSTRAHA: Nadměrná manipulace může způsobit změnu polohy nebo poškození dříve implantovaného prostředku či srdeční struktury vyžadující chirurgickou opravu nebo jiný zásah.

7.4.4 Vyjmutí prostředku a uzavření

Krok	Postup
1	Implantační katétr úplně zatáhněte do řiditelného katétru. Implantační systém postupně vyrovnejte a vyjměte. Zaváděcí pouzdro postupně vyrovnejte a vyjměte. VÝSTRAHA: Neprovedení narovnávacích prostředků před vyjmutím může mít za následek poškození žíly.
2	Provedte standardní perkutánní uzavření místa přístupu.

8.0 Bezpečnost v prostředí magnetické rezonance (MR)

Neklinické testy prokázaly, že implantát PASCAL je bezpečný při zachování specifických podmínek MR. Pacient s tímto prostředkem může být bezpečně snímán pomocí systému MR za následujících podmínek:

- Statické magnetické pole 1,5 T a 3,0 T
- Maximální prostorový gradient magnetického pole 3 000 gauss/cm (30 T/m)
- Maximální systémem MR uvedená celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR) 4 W/kg (při provozním režimu kontroly první úrovně).

Za výše uvedených podmínek skenování se očekává, že u implantátu dojde k maximálnímu nárůstu teploty o 4 °C po 15 minutách nepřetržitého skenování.

Při neklinickém testování sahá artefakt obrazu způsobený prostředkem v nejhorším případě konfigurace více implantátů až 15 mm od implantátu při skenování v systému MR o síle pole 3,0 T v nejhorším případě pulzní sekvence gradientního echa.

9.0 Vyjmutí implantátů a likvidace prostředku

Společnost Edwards Lifesciences má zájem o získání vyjmutých klinických vzorků implantátů k analýze. Po dokončení našeho hodnocení bude poskytnuta písemná zpráva shrnující naše zjištění. Pro vrácení vyjmutého implantátu se prosím obraťte na společnost Edwards.

Rozhodnete-li se kterýkoli z prostředků vrátit, postupujte podle následujících pokynů:

- **Neotevřené balení s neporušenou sterilní bariérou:**
Pokud nebyly obaly otevřeny, vraťte prostředek v jeho originálním balení.
- **Otevřené balení, ale neimplantované:**
Pokud byl obal otevřen, prostředek již není sterilní. Prostředek vraťte v jeho originálním balení.
- **Explantovaný implantát:**
Explantovaný implantát je třeba umístit do vhodného histologického fixačního roztoku, například 10 % formalinu nebo 2 % glutaraldehydu, a zaslat zpět společnosti Edwards.

9.1 Likvidace

S použitými prostředky se může zacházet a mohou se likvidovat stejným způsobem jako nemocniční odpad a biologicky nebezpečné materiály v souladu s místními předpisy, jelikož se u likvidací těchto prostředků nevyskytují žádná zvláštní rizika.

10.0 Souhrn klinických zkušeností

10.1 Studie CLASP

Klinické údaje v této sekci zahrnují informace získané z klinické studie CLASP zaměřené na systém pro transkatetrizační opravu chlopně PASCAL v mitrální chlopně.

Byla provedena multicentrická, multinárodní, prospektivní, jednoramenná studie (CLASP) pro účely posouzení bezpečnosti, funkčnosti a klinických výstupů systému PASCAL. Všichni pacienti zařazení do studie byly vyšetřeni v rámci klinických kontrol po 30ti dnech, 6ti měsících, 1 roce a budou dále sledováni jednou za rok v rámci 5letého post-implantačního postupu.

Primárním bezpečnostním cílovým ukazatelem studie CLASP byl soubor závažných nežádoucích událostí (ZNU) po 30ti dnech. Mezi ZNU patří: kardiovaskulární mortalita, mrtvice, infarkt myokardu, nová potřeba terapie náhrady funkce ledvin, vážné krvácení a opakovaná intervence v důsledku komplikací spojených se studijním prostředkem.

Mezi primární cílové ukazatele funkčnosti studie patří úspěšnost prostředku, procedurální úspěšnost a klinická úspěšnost. Sekundární cílové ukazatele studie zahrnují klinické, bezpečnostní a funkční výstupy při kontrolách po 30ti dnech, 6ti měsících, 1 roce a poté jednou za rok.

Úspěšnost prostředku je definována jako rozvinutí prostředku, jak bylo zamýšleno, a úspěšné vyjmutí zaváděcího systému, jak bylo zamýšleno, v okamžiku, kdy pacient opouští laboratoř pro srdeční katetrizaci. Analýza úspěšnosti byla prováděna pro jednotlivé prostředky.

Procedurální úspěšnost je definována jako úspěšnost prostředku se závažností mitrální regurgitace MR $\leq 2+$ při propuštění (hodnoceno specializovanou ECHO laboratoří) a bez potřeby chirurgické nebo perkutánní intervence před propuštěním z nemocnice. Procedurální úspěšnost byla analyzována pro jednotlivé pacienty.

Klinická úspěšnost je definována jako procedurální úspěšnost s dokladem o snížení stupně mitrální regurgitace na MR $\leq 2+$ a bez ZNU po 30ti dnech (analyzováno pro jednotlivé pacienty).

Veškerá echokardiografická data vyhodnocovala nezávislá specializovaná laboratoř. Nezávislá komise pro klinické události (CEC) posuzovala bezpečnostní události a úřad pro sledování bezpečnosti dat (DSMB) prováděl nezávislou revizi úhrnných bezpečnostních dat a vyhodnocoval trendy nežádoucích událostí a jejich vliv na provádění pokusu a posouzení rizika prostředku.

10.1.1 Výsledky studie CLASP

Střední věk léčených pacientů byl 75,4 let a 55,0 % tvořili muži. Všichni pacienti prodělali srdeční selhání NYHA třídy II, III nebo IV. Střední hodnoty Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II a skóre mortality STS byly 14,4 %, 5,8 % a 4,7 %. V základním hodnocení mělo 50,9 % středně těžkou mitrální regurgitaci a 48,1 % mělo těžkou mitrální regurgitaci.

10.1.2 Funkčnost

Cílové ukazatele funkčnosti zahrnovaly tři složky úspěšnosti: úspěšnost prostředku, procedurální úspěšnost a klinickou úspěšnost. Úspěšnosti prostředku bylo dosaženo u 92,0 % implantovaných prostředků. Procedurální úspěšnosti bylo dosaženo u 93,5 % pacientů. Klinické úspěšnosti bylo dosaženo u 86,0 % pacientů.

10.1.3 Bezpečnost

Po 30ti dnech byla míra souvisejících ZNU 8,0 %. Devět pacientů zaznamenalo 11 ZNU před kontrolním vyšetřením po 30ti dnech. Nižší jsou uvedeny ZNU posuzované CEC po 30ti dnech podle počtu.

Závažná nežádoucí událost (ZNU)	Souhrnná statistika
Kardiovaskulární mortalita	0,9 % (1/112)
Mrtvice	0,9 % (1/112)
Infarkt myokardu	0,0 % (0/112)
Nová potřeba terapie náhrady funkce ledvin	0,0 % (0/112)

Závažná nežádoucí událost (ZNU)	Souhrnná statistika
Závažné krvácení	7,1 % (8/112)
Opakovaná intervence v důsledku komplikací spojených se studijním prostředkem	0,9 % (1/112)
Míra souvisejících ZNU	8,0 % (9/112)

Poznámka: Kategorická opatření – % (n/celkem)

V celkové populaci bylo pozorováno snížení stupně mitrální regurgitace (tj. MR $\leq 2+$) u 95,3 % pacientů při propuštění, u 96,1 % po 30 dnech, u 98,8 % po 6ti měsících a u 100 % po 1 roce.

10.1.4 Závěr studie

Data shromážděná v rámci studie CLASP podporují bezpečnost a funkčnost systému PASCAL u pacientů s mitrální regurgitací. Počet pacientů se sledováním po dobu jednoho roku nebo déle je omezen a shromažďují se dlouhodobá data prostřednictvím studie klinického sledování po uvedení na trh.

10.2 Studie CLASP TR

Klinické údaje v této sekci zahrnují informace získané z klinické studie zaměřené na trojicpou chlopně (CLASP TR) v souvislosti se systémem pro transkatetrizační opravu chlopně PASCAL.

Byla provedena prospektivní, jednoramenná, multicentrická studie (CLASP TR) pro účely posouzení bezpečnosti, funkčnosti a klinických výstupů systému PASCAL. Všichni pacienti zařazení do studie byly vyšetřeni v rámci klinických kontrol po 30ti dnech, 6ti měsících, 1 roce a budou dále sledováni jednou za rok v rámci 5letého post-implantačního postupu.

Primárním bezpečnostním cílovým ukazatelem studie CLASP TR byl soubor závažných nežádoucích událostí (ZNU) po 30 dnech. ZNU zahrnují: kardiovaskulární mortalitu, infarkt myokardu, mrtvice, renální komplikace vyžadující neplánovanou dialýzu nebo terapii náhrady ledvin, závažné krvácení, neplánovanou nebo pohotovostní reintervenci (buď perkutánní nebo chirurgickou) v souvislosti s prostředkem, komplikace v hlavním přístupovém bodě a kardiovaskulární komplikace vyžadující intervenci.

Mezi primární cílové ukazatele funkčnosti studie patří úspěšnost prostředku, procedurální úspěšnost a klinická úspěšnost. Sekundární cílové ukazatele studie zahrnují klinické, bezpečnostní a funkční výstupy při kontrolách po 30 dnech, 6 měsících, 1 roce a poté jednou za rok.

Úspěšnost prostředku je definována jako rozvinutí prostředku, jak bylo zamýšleno, a úspěšné vyjmutí zaváděcího systému, jak bylo zamýšleno, v okamžiku, kdy pacient opouští laboratoř pro srdeční katetrizaci. Analýza úspěšnosti byla prováděna pro jednotlivé prostředky.

Procedurální úspěšnost je definována jako úspěšnost prostředku s dokladem o snížení stupně trikuspidální regurgitace po zákroku alespoň o jeden stupeň (stupnice: žádné stopy, mírná, střední, těžká, masivní a prudká) a bez potřeby chirurgické nebo perkutánní intervence před propuštěním z nemocnice. Procedurální úspěšnost byla analyzována pro jednotlivé pacienty.

Klinická úspěšnost je definována jako procedurální úspěšnost bez ZNU po 30 dnech (analyzováno pro jednotlivé pacienty).

Veškerá echokardiografická data vyhodnocovala nezávislá specializovaná laboratoř. Nezávislá komise pro klinické události (CEC) posuzovala bezpečnostní události a úřad pro sledování bezpečnosti dat (DSMB) prováděl nezávislou revizi úhrnných bezpečnostních dat a vyhodnocoval trendy nežádoucích událostí a jejich vliv na provádění pokusu a posouzení rizika prostředku.

10.2.1 Výsledky studie CLASP TR

Střední věk léčených pacientů byl 76,3 let a 53 % tvořily ženy. Všichni pacienti prodělali srdeční selhání NYHA třídy II nebo III. Střední hodnoty EuroSCORE II a skóre mortality STS byly 5,3 % a 7,3 %. V základním hodnocení mělo 81 % pacientů těžkou nebo větší trikuspidální regurgitaci.

10.2.2 Funkčnost

Cílové ukazatele funkčnosti zahrnovaly tři složky úspěšnosti: úspěšnost prostředku, procedurální úspěšnost a klinickou úspěšnost. Úspěšnosti prostředku bylo dosaženo u 82,2 % implantovaných prostředků. Co se týče pacientů po implantaci, bylo dosaženo úspěšnosti zákroku u 95,5 % pacientů a klinické úspěšnosti bylo dosaženo u 86,4 % pacientů.

10.2.3 Bezpečnost

Po 30ti dnech byla míra souvisejících ZNU 5,9 %. Dva pacienti zaznamenali 3 ZNU před kontrolním vyšetřením po 30ti dnech. Nižší jsou uvedeny ZNU posuzované CEC po 30ti dnech podle počtu.

Závažná nežádoucí událost (ZNU)	Souhrnná statistika
Kardiovaskulární mortalita	0,0 % (0/34)
Infarkt myokardu (IM)	0,0 % (0/34)
Mrtvice	0,0 % (0/34)
Renální komplikace vyžadující neplánovanou dialýzu nebo terapii náhrady ledviny	0,0 % (0/34)
Závažné krvácení	5,9 % (2/34)
Neplánovaná nebo pohotovostní reintervence (buď perkutánní nebo chirurgická) v souvislosti s prostředkem	0,0 % (0/34)
Komplikace v hlavním místě přístupu a vaskulární komplikace vyžadující intervenci	0,0 % (0/34)
Míra souvisejících ZNU	5,9 % (2/34)

Poznámka: Kategorická opatření – % (n/celkem)

V populaci s implantátem bylo pozorováno snížení stupně trikuspidální regurgitace alespoň o jeden stupeň u 88,9 % a 82,6 % pacientů při propuštění, resp. po 30 dnech. Bylo pozorováno snížení trikuspidální regurgitace minimálně o dva stupně u 65,2 % pacientů po 30 dnech.

10.2.4 Závěr studie

Data shromážděná k aktuálnímu datu v rámci studie CLASP TR podporují bezpečnost a funkčnost systému PASCAL u pacientů s trikuspidální regurgitací. Počet pacientů se sledováním po dobu jednoho roku nebo déle je omezen a shromažďují se dlouhodobá data prostřednictvím studie klinického sledování po uvedení na trh.

Edwards PASCAL transzkatóterés billentyűplasztikai rendszer

Használati utasítás

Az Edwards PASCAL transzkatóterés billentyűplasztikai rendszer (a továbbiakban „PASCAL rendszer”) az alábbi konfigurációkat tartalmazza:

1. táblázat: 10000-es típus

Típuszám	Eszköz	Kompatibilis eszközök	
		Típuszámok	Eszköz
10000IS	PASCAL implantátumrendszer	10000GS 10000ST 20000ST	Vezetőhüvely Stabilizáló Stabilizáló sínrendszer Tartólemez
10000ISM	PASCAL Ace implantátumrendszer	10000T	

2. táblázat: 15000-es típus

Típuszám	Eszköz	Kompatibilis eszközök	
		Típuszámok	Eszköz
15000IS	PASCAL implantátumrendszer	10000GS 20000ST 10000T	Vezetőhüvely Stabilizáló sínrendszer Tartólemez
15000ISM	PASCAL Ace implantátumrendszer		

Implantátumrendszer

Az implantátumrendszer az irányítható katéterből (legkülső réteg), a beültetőkátéterből (legbelső réteg) és az implantátumból áll (ez a továbbiakban az 10000IS típusú, 10000ISM típusú, 15000IS típusú és 15000ISM típusú implantátumokat jelenti). Az implantátumrendszer az implantátumot perkután módon, a vena femoralis keresztlő juttatja be a billentyűhöz, transzvenás megoldással.

Implantátum (1–3. ábra)

Az implantátumot szét kell nyitni, és a billentyű vitorláéhoz kell rögzíteni, így helykitöltőként funkcionál a regurgitálónyílásban. Az implantátum elsődleges alkotóelemei: nitinolból készült, polietilén-tereftalátal bevont távközlő, lapátok és csatok. A 10000IS és a 15000IS implantátum tartalmaz továbbá egy titán anyát és csavart, egy PEEK perselyt és egy szilikontömítést. A 10000ISM és a 15000ISM implantátum tartalmaz továbbá egy titán anyát és csavart, egy disztális és proximális lapot, egy szilikontömítést, és kisebb méretű implantátumokat.

Az implantátumnak négy fő lapátpozíciója van: megnyújtott, zárt, vitorlabefogásra kész és befogott vitorla.

Irányítható katéter (4. ábra)

Az irányítható katéternek van egy forgó vezérlőgombja, amely az implantátum célterületre történő eljuttatására és az ottani pozicionálására szolgáló hajlítomechanizmust működteti. Egy sugárforgó jelzősáv van a katéter disztális részén, amely a hajlítható rész végét jelöli.

Beültetőkátéter (4. ábra)

Az implantátum a beültetőkátéterrel öltésekkel és egy menetes szárral rögzítve kerül kiszállításra. A beültetőkátéter irányítja az implantátum szétnyitását. A három elsődleges vezérlőelem: a csúszkák, a menetes mozgatógomb, valamint a kioldógomb. A csúszkák az implantátum csatjait vezérlik (a csúszkák visszahúzásra nyitja a csatokat, a csúszkák előretolása pedig zárja a csatokat). A menetes mozgatógomb az implantátumlapátokat vezérli (a mozgatógomb visszahúzásra zárja a lapátokat, a mozgatógomb előretolása pedig nyitja a lapátokat). A kioldógomb vezérli az implantátum leválasztását a beültetőkátéterről. A beültetőkátéter az irányítható katéterben összeszerelve kerül kiszállításra.

Vezetőhüvely (5. ábra)

A vezetőhüvely készlete tartalmaz egy irányítható vezetőhüvelyt és egy bevezetőt. A vezetőhüvely biztosítja a bejutást a pitvarba. Hidrofil bevonattal van ellátva, és egy forgó vezérlőgombja van, amely a vezetőhüvely célterületen való pozicionálására szolgáló hajlítomechanizmust mozgatja. A bevezető 0,89 mm (0,035 hüvelykes) vezetődróttal kompatibilis.

Stabilizáló (6. és 7. ábra)

A stabilizáló a rendeltetése szerint a PASCAL rendszer pozicionálását és stabilizálását segíti a beültetés eljárásai alatt. A stabilizáló az eljárás során bármikor szükség szerint a rendszerhez csatlakoztatható. A stabilizáló használata nem kötelező.

Tartólemez (8. ábra)

A tartólemez a steril mezőn kívül használatos, hogy stabil alapot adjon az implantátumrendszernek, a vezetőhüvelynek és a stabilizálóknak. A tartólemez magassága állítható. A tartólemez használata nem kötelező.

Betöltő (9. ábra)

A lefejthető betöltő arra szolgál, hogy bevezesse az implantátumot és a bevezetőkátétereket a vezetőhüvely tömitéséin át. A felhasználó kényelmének érdekében a betöltő az implantátumrendszer és/vagy a vezetőhüvely csomagjának részét képezi.

1.0 Javallatok

Az Edwards PASCAL transzkatóterés billentyűplasztikai rendszer az elégtelenül működő mitrális és/vagy trikuszipidális billentyű szövetapproximáció révén történő perkután helyreállítására szolgál.

2.0 Ellenjavallatok

A PASCAL rendszer használata az alábbi betegséggel élők esetében ellenjavallt:

- Olyan betegeknél, akiknél a TEE ellenjavallt, vagy a szűrési TEE sikertelen
- Echokardiográfiával kimutatott intrakardiális térfoglaló folyamat, trombus vagy vegetáció

- Elzáródott vagy trombotizált filter a vena cava inferiorban, amely zavarhatja a katéter bejuttatását, vagy ipsilaterális mélyvénás trombózis fennállása
- Ismert túlérzékenység a nitinollal (nikkelkel vagy titániummal) szemben, vagy fennáll az eljárás során alkalmazandó gyógyszerek ellenjavallata, amely gyógyszeresen nem kezelhető megfelelően
- Vérzékenység vagy koagulopátia a kórtörténetben, vagy a beteg visszautasítja a vérátömlesztést

Emellett a PASCAL rendszer alkalmazása ellenjavallt olyan mitrális betegek esetében, akiknél ellenjavallt a transzseptális katéterezés.

3.0 Figyelmeztetések

3.1 Anatómiai szempontok

Az optimális eredmény érdekében a beteg alábbi anatómiai jellemzőit kell figyelembe venni. A PASCAL rendszer biztonságosságát és hatékonyságát ezen körülményeken kívül nem határozták meg. Az ezen körülményeken kívül használat befolyásolhatja az implantátum beültetését vagy a natív billentyűvitorla behelyezését.

Mitrális és trikuszipidális betegek esetében:

- Közepes vagy súlyos mértékű, kimutatott meszesedés a megragadási területen
- Kimutatott súlyos mértékű meszesedés az anulusban vagy a szubvalvuláris apparátusban
- Jelentős mértékű hasadás vagy perforáció a megragadási területen
- A vitorla mobilis hossza < 8 mm

Csak mitrális betegek esetében:

- Előesés szélessége > 15 mm és/vagy előesési hézag > 10 mm
- Transzseptális punkció magassága < 3,5 cm
- BP átmérője ≤ 35 mm
- Két vagy több szignifikáns jet jelenléte
- Egy szignifikáns jet jelenléte a kommisszúra területén
- Mitrális billentyű területe (MVA) < 4,0 cm²
- Bal kamrai végdiasztolés átmérő (LVEDD) > 8,0 cm

Csak trikuszipidális betegek esetében:

- Elsődleges nem degeneratív trikuszipidális betegség megléte

3.2 Az eszköz kezelése

- Az eszközöket kizárólag egyszeri használatra tervezték, szánják és forgalmazzák. Nincsenek olyan adatok, amelyek alátámasztják az eszköz felújítás utáni sterilizálását, nem pirogén tulajdonságát és működőképességét.
- A fertőzések kialakulásának megelőzése érdekében az eszközöket standard steril technikával kell kezelni.
- Az eszközök semmilyenikét se tegye ki semmilyen oldatnak, vegyszernek stb. – ez alól kivételt képez a steril fiziológiás és/vagy heparinizált fiziológiás sóoldat. Ellenkező esetben az eszköz szemrevételezéssel nem észlelhető, visszafordíthatatlan károsodást szenvedhet.
- Egyik eszközt se használja éghető vagy gyúlékony gázok, anesztetikumok vagy tisztítószerek/fertőtlenítőszer jelenlétében.
- Ne használja az eszközöket, ha elmúlt a lejáratú dátumuk.
- Ne használja, ha a steril eszközök csomagolásának védőzárja fel van nyitva, vagy ha a csomagolás megsérült.
- Ne használja az eszközöket, ha leejtették őket, megsérültek, vagy bármilyen módon helytelenül kezelték azokat.
- A légbombília elkerülése érdekében az előkészítést és a beavatkozás során standard átöblítési és légtelenítési technikákat kell alkalmazni.

3.3 Klinikai figyelmeztetések

- Mint minden beültetett orvosi eszköz esetében, itt is fennáll a nemkívánatos immunreakció lehetősége.
- A rendszer használatával összefüggésben állhatnak súlyos nemkívánatos események, amelyek néha műtéti beavatkozást igényelhetnek és/vagy halált okozhatnak („lehetséges nemkívánatos események”). A használat előtt minden leendő beteget mindenre kiterjedően tájékoztatni kell az előnyökről és kockázatokról.
- Gondos és folyamatos orvosi utánkövetés javasolt az implantátummal kapcsolatos szövődmények diagnosztizálása és megfelelő kezelése érdekében.
- A vérvalvadásgátló kezelést az orvosnak kell meghatározni az intézményi előírások szerint.

4.0 Övintézkedések

4.1 Használat előtti övintézkedések

- A beteget érintő kockázatok és az anatómiai alkalmasság felmérése érdekében mitrális és/vagy trikuszipidális regurgitáció kezelésére szakosodott, multidiszciplináris kardiológuscsoportnak kell kiválasztania a betegeket.

4.2 Használat utáni övintézkedések

- Az implantátum hosszú távú tartóssága nem bizonyított. Rendszeres orvosi utánkövetés javasolt az eszköz teljesítményének ellenőrzése érdekében.
- A PASCAL eszközzel végzett billentyűplasztikát követően rövid távú vérvalvadásgátló kezeléssel lehet szükséges. A vérvalvadásgátló és az egyéb gyógyszeres kezeléseket az intézményi előírások szerint kell elrendelni.

5.0 Lehetséges nemkívánatos események

A standard szívkatóterezéssel, az anesztézia használatával, valamint a PASCAL rendszer használatával összefüggő szövődmények az alábbi kimenetekhez vezethetnek: váltás nyitott műtetre, sürgős vagy nem sürgős ismételt műtét, explantálás, tartós rokkantság vagy halál. Kérjük az orvosokat, hogy jelentsék a feltételezhetően az eszközzel kapcsolatos eseményeket az Edwards vállalat vagy a kijelölt kórházi hatóságok felé.

Az alábbi lehetséges nemkívánatos eseményeket figyelték meg a PASCAL beültetési eljárás lehetséges szövődményeként:

- Rendellenes laborértékek
- Allergiás reakció az anesztetikumokkal, a kontrasztanyaggal, a heparinnal vagy a nitinollal szemben
- Anémia vagy csökkent hemoglobinszint, amely transzfúziót igényelhet
- Aneurizma vagy álaneurizma
- Angina vagy mellkasi fájdalom
- Anafilaxiás sokk
- Aritmia – pitvari (azaz pitvarfibrilláció [AF]), szupraventrikuláris tachycardia [SVT])
- Aritmia – kamrai (azaz kamrai tachycardia [VT], kamrafibrilláció [VF])
- Arteriovenózus fistula
- Beavatkozást igénylő pitvari szeptumkárosodás

- Vérzés
- Szívmegállás
- Szívelégtelenség
- Szívkárosodás, beleértve a perforációt is
- Szívtamponád/perikardiális folyadékgyülem
- Kardiogén sokk
- Beakadás az inhúrokba vagy az inhúrok szakadása, amely beavatkozást igényelhet
- Koagulopátia, véralvadási zavar, vérzékenység
- Ingerületvezető rendszer sérülése, amely állandó pacemakert tehet szükségessé
- Mélyvénás trombózis (DVT)
- Natív billentyű sérülése (pl. vitorlaszakadás, -visszahúzóadás vagy -megvastagodás)
- Korábban behelyezett implantátum elmozdulása
- Nehézlégzés
- Ödéma
- Elektrolit-egyensúly felborulása
- Levegő, részecskék, meszes anyagdarabok vagy trombus eredetű embólusok/embolizáció
- Endokarditisz
- Nyelőcső-irritáció
- Nyelőcső perforációja vagy szűkülete
- Terhelési intolerancia vagy gyengeség
- A PASCAL rendszer valamelyik alkotóelemének sikertelen eltávolítása
- Láz
- Gasztrointesztinális vérzés vagy infarktus
- Szívelégtelenség
- Hematóma
- Hemodinamikai egyensúly felborulása
- Hemolízis
- Transzfúziót vagy beavatkozást igénylő vérzés
- Hipertónia
- Hipotónia
- Implantátum károsodása (elhasználódás, kopás, repedés vagy egyéb)
- Implantátum embolizációja
- Implantátum helytelen pozicionálása vagy célhelyre juttatásának sikertelensége
- Implantátum elvándorlása
- Implantátumtrombózis
- Fertőzés
- Gyulladás
- Bal kamrai kiáramlási traktus (LVOT) elzáródása
- Mezentériális iszkémia
- Sokszervi elégtelenség
- Szívinfarktus
- Hányinger és/vagy hányás
- Idegsérülés
- Átmeneti iszkémiás történések (TIA) vagy szélütés diagnózisa nélkül kialakuló neurológiai tünetek, beleértve a diszkinéziát
- Nem neurológiai thromboembóliás szövődmények
- Fájdalom
- Papilláris izmok károsodása
- Paralízis
- A PASCAL rendszer alkotóelemeinek embolizációja
- Perifériás iszkémia
- Pleurális folyadékgyülem
- Tüdőödéma
- Tüdőembólia
- Reakció a trombocitaaggregáció-gátló szerekre vagy a véralvadást gátló szerekre
- Veseelégtelenség
- Veseelégtelenség
- Légzésromlás, légzési elégtelenség, atelektázia, tüdőgyulladás – amely tartós lélegeztetést igényelhet
- Retroperitoneális vérzés
- Szeptumsérülés vagy -perforáció
- Szeptikémia, sepszis
- Bőr égési sérülése, sérülés vagy szöveti elváltozás ionizáló sugárzásnak való kitettség miatt
- Egyetlen vitorlához történő rögzítés (SLDA)
- Szélütés
- Esméletvesztés
- Átmeneti iszkémiás történések (TIA)
- Húgyúti fertőzés és/vagy vérzés
- Billentyűkárosodás
- Billentyűsztenózis
- Billentyűregurgitáció
- Érkárosodás vagy -trauma, beleértve a disszekciót és okklúziót
- Érgörcs
- Kamrafal sérülése vagy perforációja
- Sebészeti elválás, elhúzóó vagy nem teljes gyógyulás
- Szívelégtelenség súlyosbodása
- Regurgitáció/billentyűelégtelenség súlyosbodása

6.0 Kiszzerelés

6.1 Csomagolás

A vezetőhüvely, az implantátumrendszer és a stabilizáló külön csomagolásban található, és etilén-oxid sterilizáltak. A tartólemez be van csomagolva, és nem steril kerülettel rendelkezik.

6.2 Tárolás

A PASCAL rendszer hűvös, száraz helyen tartandó.

7.0 Használati útmutató

7.1 Az orvos szakképzettsége

A beültetést végző orvosnak tapasztalattal kell rendelkeznie a transzkatéteres technikák terén, és képzettnek kell lennie a PASCAL rendszerrel és a beültetési eljárással kapcsolatban. A PASCAL eszköz beültetésével kapcsolatos végső döntést mitrális és/vagy trikuszipidális regurgitáció kezelésére szakosodott orvosoknak kell meghozniuk erre szakosodott központokban, annak meghatározása után, hogy a betegség és a társbetegségek stádiuma alapján a beavatkozást követően van-e észszerű esély klinikailag szignifikáns javulásra.

7.2 Felszerelés és anyagok

- Standard szívkatéterezési laborfelszerelés
- Fluoroszkópiás rendszer
- Transzözofageális echokardiográfia (TEE) lehetősége (2D és 3D)
- Pigtail katéter kontrasztanyag-befecskendezéshez (kompatibilis hüvellyel)
- Vénaszűrő készlet
- Transzseptális tű, hüvely és vezetődrót
- 0,89 mm (0,035 hüvelykes) átmérőjű cserehosszúságú vezetődrót
- Tálak
- 50-60 cm³ térfogatú, Luer-csatlakozós fecskendők
- Heparinizált fiziológiás sóoldat
- Ércsipesz
- Műtői kendők (pl. 43 x 69 cm méretű)
- Opcionális: Növekvő méretű tágitók
- Opcionális: Folyamatos fiziológiás sóoldatos infúzió (guruló infúziós állvány, infúziós cső görgős leszorítókkal, heparinizált steril fiziológiás sóoldat 1 literes tasakokban)
- Opcionális: Nyomásmonitorozó készülék

7.3 Az eszköz előkészítése

7.3.1 Tartólemez

Lépés	Eljárás
1	Vegye ki a tartólemez(ek)e)t a csomagolásból, és vizsgálja meg, nem sérült(ek)-e.
2	Szerelje össze a tartólemez(ek)e)t a 8. ábra szerint.

7.3.2 Stabilizáló

Lépés	Eljárás
1	Vegye ki a stabilizáló alkatrészeit a csomagolásból, és vizsgálja meg, nem sérültek-e.
2	Szükség esetén szerelje össze a stabilizálót a 6. ábra szerint.

7.3.3 Vezetőhüvely

Lépés	Eljárás
1	Vegye ki a vezetőhüvelyt, a betöltőt és a bevezetőt a csomagolásból, és vizsgálja meg, nem sérültek-e.
2	A disztális csúcstól felemelve tartva heparinizált fiziológiás sóoldattal öblítse át és légtelenítse a vezetőhüvelyt.
3	A disztális csúcstól felemelve tartva vezesse be a bevezetőt a vezetőhüvelybe. A használatbavétel előtt öblítse át a bevezetőt, és törölje át a vezetőhüvelyt heparinizált fiziológiás sóoldattal.

7.3.4 Implantátumrendszer

Lépés	Eljárás
1	Vegye ki az implantátumrendszert és a betöltőt a csomagolásból, és vizsgálja meg, nem sérült-e. Ellenőrizze, hogy mindkét csúszka zárócsapja nyitott állásban van-e. FIGYELMEZTETÉS: Ha a csúszkák zárócsapjai nem nyitott állásban vannak, az eszköz használata fertőzést okozhat.
2	Tolja előre a mozgatógombot (forgassa a mozgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, vagy nyomja meg a mozgatógombot a mozgatógomb előreloktolásához), amíg az szorosan hozzá nem simul a csatpozicionáló eszközhöz.
3	Távolítsa el a csúszkaszeget és az öltés laza részét. Zárja a csúszkák zárócsapjait, és rögzítse a csúszkaszeget. Távolítsa el a csatpozicionáló eszközt.
4	Húzza vissza teljesen, majd tolja előre a csúszkát, hogy ellenőrizze a csat megfelelő mozgását, és zárja az implantátumot (forgassa a mozgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba, vagy nyomja meg a mozgatógombot a mozgatógomb visszahúzásához).
5	Tolja előre az irányítható katétert. Ügyeljen arra, hogy a csúszkák és a mozgatógomb teljesen vissza legyen húzva. Függetlenül olyan helyzetbe állítsa be a beültetőkatéter nyelét, hogy a kioldógomb ráfeküdjön a tartólemezre.
6	Heparinizált fiziológiás sóoldattal öblítse át a beültetőkatétert.
7	Amikor fiziológiás sóoldat láthatóan kilép a beültetőkatéter disztális végén, engedje le a beültetőkatéter nyelét, és emelje fel a beültetőkatéter disztális végét, miközben folyamatosan öblíti heparinizált fiziológiás sóoldattal.
8	Teljesen húzza vissza az irányítható katétert. Állítsa megnyitott helyzetbe az implantátumot azzal, hogy előreolja a csúszkát és a mozgatógombot.
9	Távolítsa el a betöltősapkát és vezesse az implantátumrendszerre.
10	Vezesse be az implantátumot a betöltő proximális végéig addig, amíg ki nem lép a disztális végén. Csatlakoztassa a betöltőt és a betöltősapkát.

Lépés	Eljárás
11	A betöltőt és a disztális csúcsot megemelve tartva öblítse át az irányítható katétert heparinizált fiziológiás sóoldattal.
12	Az irányítható katéter folyamatos öblítése közben fokozatosan húzza vissza a beültetőkátétert az irányítható katéterbe, az implantátumot pedig a betöltőbe, amíg az implantátum disztális vége teljesen a betöltőbe nem kerül.

7.4 Beültetési eljárás

Az implantátum bevezetését általános érzéstelenítésben, hemodinamikai monitorozás mellett, egy fluoroszkópiás és egy echokardiográfias készülékkel felszerelt műtőben, hibrid műtőben vagy katéterlaborban kell végezni.

Megjegyzés: A beültetés előtt olvassa el az **Anatómiai szempontok** című (3.1) részt, mivel az ott megadott állapotokon kívüli használat befolyásolhatja az implantátum beültetését vagy a natív billentyűtorla behelyezését.

VIGYÁZAT: A beavatkozás alatt a heparint úgy kell adagolni, hogy az ACT (aktivált alvadási idő) ≥ 250 mp maradjon.

VIGYÁZAT: A túlzott mennyiségű kontrasztanyag veseelégtelenséget okozhat. A beavatkozás előtt ellenőrizze a beteg kreatininszintjét. A kontrasztanyag használatát monitorozni kell.

7.4.1 A beteg előkészítése

Lépés	Eljárás
1	Mielőtt letakarná a beteget steril kendőkkel, szerelje össze és helyezze el a tartólemez(ek)et a beteg lábai között, és állítsa be a tartólemez(ek) magasságát szükség szerint. Tegyen kendőket a tartólemez(ek) és a beteg lábai közé. FIGYELMEZTETÉS: A tartólemez nem steril; a tartólemez steril mezőbe történő bevétele fertőzést eredményezhet.
2	A steril kendővel történő lefedést követően szerelje össze és az eljárás során szükség esetén csatlakoztassa a stabilizálót.

7.4.2 Behatolás a vena femoralison keresztül és a hüvely bevezetése

Lépés	Eljárás
1	A hagyományos perkután punkciós módszerekkel hatoljon be a vena femoralis communisba.
2	PASCAL mitrális eljárások esetén: Hagyományos perkután módszerekkel, vénán keresztüli, transzseptális technikával jusson be a bal pitvarba, és vezesse oda a vezetődrótot. Szükség szerint tágítsa az eret. VIGYÁZAT: (kizárólag mitrális eljárások esetén) A helytelen punkció a szív szerkezeti elemeinek károsodását okozhatja, ami műtéti helyreállítást vagy egyéb beavatkozást tehet szükségessé. PASCAL trikuspidális eljárások esetén: Hagyományos perkután módszerekkel jusson be a jobb pitvarba, és vezesse a jobb pitvarba a vezetődrótot. Szükség szerint tágítsa az eret.
3	PASCAL mitrális eljárások esetén: Vezesse be a bevezetővel ellátott vezetőhüvelyt a vezetődrót mentén addig, amíg a vezetőhüvely csúcsa biztonságosan át nem jut a szeptumon; ehhez szükség szerint használja a hajlítómechanizmust. PASCAL trikuspidális eljárások esetén: Vezesse be a bevezetővel ellátott vezetőhüvelyt a vezetődrót mentén addig, amíg a vezetőhüvely csúcsa be nem jut a jobb pitvarba. VIGYÁZAT: A túlzott mértékű mozgatás a korábban beültetett eszközök elmozdulását vagy károsodását, illetve a szív szerkezeti elemeinek károsodását okozhatja, ami műtéti helyreállítást vagy egyéb beavatkozást tehet szükségessé.
4	Távolítsa el a bevezetőt és a vezetődrótot. Ne aspirálja vagy öblítse a vezetőhüvelyt, amíg be nem vezeti az implantátumrendszert. VIGYÁZAT: Az aspirálás vagy a folyamatos fiziológiás sóoldatos öblítés csatlakoztatása a vezetőhüvelyhez az implantátumrendszer behelyezése előtt légembóliát eredményezhet.

7.4.3 Az implantátum bejuttatása

Lépés	Eljárás
1	Vezesse be a betöltővel ellátott implantátumrendszert a vezetőhüvelybe.
2	Tolja előre az implantátumrendszert, amíg az implantátum ki nem lép a betöltőből. Húzza vissza és fejtse le a betöltőt.
3	Aspirálja és heparinizált fiziológiás sóoldattal öblítse át a vezetőhüvelyt. Az előírt fecskendő segítségével aspiráljon legalább 45 cm ³ mennyiséget. VIGYÁZAT: Ha nem végzi el teljesen a vezetőhüvely aspirálását, az légembóliát eredményezhet.
4	Szükség esetén csatlakoztassa a folyamatos fiziológiás sóoldatos infúziót a beültetőkátéterhez. VIGYÁZAT: Ha aspirálás előtt csatlakoztatja a folyamatos fiziológiás sóoldatos infúziót az implantátumrendszerhez, az légembóliát eredményezhet.
5	Tolja előre az implantátumrendszert, amíg az implantátum ki nem lép a vezetőhüvely disztális végén.
6	Húzza vissza a mozgatógombot, hogy zárt helyzetbe hozza az implantátumot. Húzza vissza a csúszkákat.
7	Szükség szerint állítsa be a vezetőhüvelyt.
8	Ha a kezelőorvos úgy dönt, hogy az eljárás során a pitvari nyomás folyamatos kiértékelése érdekében monitorozzák a nyomást, kérjük, kövessék a nyomásmonitorozó készülék gyártójának utasításait. Csatlakoztasson egy folyadékkal töltött nyomásmonitorozó készüléket az irányítható katéterhez. Aspirálja, majd kalibrálja a beteg szívének magasságában a mérés előtt.

Lépés	Eljárás
	Megjegyzés: A nyomásmonitorozást az echóval összefüggésben kell használni. A nyomást össze kell hasonlítani az echóval és a Doppler-eredményekkel. A pitvari nyomás értékelésekor ellenőrizze, hogy a beültetőkátéter disztális csúcsa teljesen kint van-e az irányítható katéterből.
9	Szükség szerint tolja előre az implantátumrendszert. Mozgassa az irányítható katétert és a vezetőhüvelyt (meghajlítás–kiegyenesítés, forgatás az ellentétes irányokba, előretolás–visszahúzás) szükség szerint, amíg az implantátum a célterület koaptációs zónájának közepére, a megfelelő pályára nem kerül. VIGYÁZAT: A túlzott mértékű mozgatás a korábban beültetett eszközök elmozdulását vagy károsodását, illetve a szív szerkezeti elemeinek károsodását okozhatja, ami műtéti helyreállítást vagy egyéb beavatkozást tehet szükségessé. Megjegyzés: Az irányítható katéteren lévő sugárfogó jelzősáv a hajlítható rész végét jelöli, és fluoroszkópiával láthatóvá tehető.
10	Tolja előre a mozgatógombot, hogy az implantátum vitorlabefogásra kész pozícióba kerüljön. Megjegyzés: Trikuspidális eljárás esetén az implantátum vitorlabefogásra kész pozícióba állítását követően húzza meg a csúszkaszeget, és a csúszkák egyikének mozgatásával, képkalkotásos módszerrel állapítsa meg, hogy az melyik implantátumcsatot vezérli, majd rögzítse a csúszkaszeget.
11	A lapátok beigazításához szükség szerint forgassa el a beültetőkátétert.
12	Tolja át az implantátumot a billentyűn, amíg a lapátok a vitorlák szabad szélei alá nem kerülnek.
13	Ellenőrizze az implantátum helyzetét és irányát, és szükség szerint igazítson egy kicsit a pozícióján. VIGYÁZAT: Az implantátum vitorlák alatti túlzott mértékű mozgatása miatt az implantátum beakadhat az inbhúrokba; az inbhúrokba történő beakadás szívkárosodást okozhat, súlyosbíthatja a regurgitációt, nehézkessé vagy lehetetlenné teheti az implantátum eltávolítását, és ez további beavatkozást tehet szükségessé.
14	Képkalkotással történő irányítás mellett húzza vissza az implantátumot, amíg a lapátok és a csatok közé nem kerülnek a vitorlák.
15	Tolja előre a csúszká(ka)t, hogy a vitorla rögzüljön (a vitorlák rögzüljenek) a lapátok és a csatok között. Ez elvégezhető mindkét vitorlánál egyszerre (a csúszkaszeg bent van, így mindkét csat mozog), vagy az egyes vitorlánál külön-külön (a csúszkaszeg ki van véve, így külön mozognak a csatok).
16	Képkalkotással ellenőrizze, hogy a vitorlák megfelelően be lettek-e fogva. Ha a vitorlák nem rögzülnek a csatok és a lapátok között, húzza vissza a csúszkákat, hogy elengedje a vitorlákat, és újra megpróbálhassa a műveletet.
17	Amikor a vitorlák rögzültek a lapátok és a csatok között, zárja az implantátumot.
18	Kissé tolja előre a beültetőkátétert, hogy csökkentse a vitorlák feszülését.
19	Mérje fel a regurgitációt, és szükség szerint pozicionálja újra az implantátumot. Miután ellenőrizte az implantátum pozícióját, gondoskodjon az implantátum zárásáról. Ha kamrán belüli újrapozicionálásra van szükség, húzza vissza a csúszkákat, és tolja előre a mozgatógombot az implantátum vitorlabefogásra kész pozícióba állításához. Szükség szerint igazítsa be a csatok és az implantátum orientációját. Ha pitvaron belüli újrapozicionálásra van szükség, húzza vissza a csúszkákat, tolja előre a mozgatógombot, hogy fluoroszkópia segítségével lassan megnyújthassa az implantátumot, közben pedig ügyeljen rá, hogy a mozgatódórt ne hajoljon meg, és húzza vissza az implantátumot a pitvarba. VIGYÁZAT: Ha nem hozza az implantátumot megnyújtott állapotba, amikor visszahúzza a pitvarba az újrapozicionálás során, károsodhatnak a vitorlák, illetve az implantátum beakadhat az inbhúrokba. VIGYÁZAT: Ha az újrapozicionálás előtt nem engedi ki a vitorlákat a csatok és a lapátok közül, az a vitorlák károsodását eredményezheti.
20	Az implantátum katéterről történő leválasztása: a) Ellenőrizze, hogy a beültetőkátéter disztális csúcsa teljesen kint van-e az irányítható katéterből. b) Vágja el a külső öltést mindegyik csúszka proximális végénél. Az öltések kioldásához nyissa ki mindkét csúszka zárócsapját. Húzza ki a csúszkaszeget az öltések teljes eltávolításához. c) Az öltések eltávolítása után zárja mindkét csúszka zárócsapját. d) Távolítsa el a kioldószeget. A kioldógombot forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza vissza, amíg az implantátum ki nem szabadul; képkalkotó módszerrel ellenőrizze ezt. Megjegyzés: Ha szükséges, az implantátum kioldása előtt az implantátumrendszer még visszahúzható a vezetőhüvelybe, és eltávolítható. Visszahúzás: a) Húzza vissza a csúszkákat. b) Fluoroszkópia segítségével lassan nyújtsa meg az implantátumot, közben pedig ügyeljen rá, hogy a mozgatódórt ne hajoljon meg. Ezután húzza vissza az implantátumot a pitvarba. Hozza az implantátumot zárt helyzetbe. c) Egyenesítse ki az irányítható katétert, és húzza vissza az implantátumrendszert, amíg az implantátum egy vonalban nem kerül a vezetőhüvely csúcsával. d) Tolja előre a csúszkákat.

Lépés	Eljárás
	<p>e) Állítsa az implantátumot megnyújtott helyzetbe.</p> <p>f) Húzza vissza a csúszkát, hogy a csatok mindkét oldalán kb. 45°-os szögben szétnyíljanak.</p> <p>g) A vezetőhüvelyen keresztül húzza vissza a teljes implantátumrendszert.</p> <p>VIGYÁZAT: Ha nem az előírt helyen vágja el az öltést, akkor előfordulhat, hogy nem lehet leválasztani az implantátumot, illetve rostszálak juthatnak be, ami mikroembolizációhoz vezethet.</p> <p>VIGYÁZAT: Ha nem követi az előírt leválasztási lépéseket, akkor lehet, hogy nehézkessé vagy lehetetlenné válik az implantátum leválasztása, ami további beavatkozást tehet szükségessé.</p> <p>VIGYÁZAT: Ha azelőtt választja le az implantátumot, mielőtt még ellenőrizte volna, hogy a vitorlák biztonságosan be vannak-e fogva a lapátok és a csatok közé, az az implantátum elvándorlását vagy elmozdulását eredményezi, így az eszköz egyetlen vitorlához fog rögzülni (single leaflet device attachment – SLDA), vagy más lehetséges nemkívánatos események következhetnek be, ami további beavatkozást tehet szükségessé.</p> <p>FIGYELMEZTETÉS: Az eszközök (beleértve az implantátumrendszert és a vezetőhüvelyt) eltávolítás utáni újrafelhasználása idegen anyag okozta embóliát vagy fertőzést okozhat. Az eszköz meghibásodhat, ha megpróbálják újrafelhasználni.</p> <p>Megjegyzés: Ha a kezelőorvos döntése szerint egy másik implantátumot is be kell helyezni, óvatosan kell eljárni, hogy ne mozduljon el a korábban behelyezett implantátum. Ha kis keresztmetszetű konfigurációban lévő implantátummal halad át a billentyűn, azzal csökkentheti a korábban behelyezett implantátumokkal való érintkezést.</p> <p>VIGYÁZAT: A túlzott mértékű mozgítás a korábban beültetett eszközök elmozdulását vagy károsodását, illetve a szív szerkezeti elemeinek károsodását okozhatja, ami műtéti helyreállítást vagy egyéb beavatkozást tehet szükségessé.</p>

7.4.4 Az eszköz eltávolítása és sebzárási

Lépés	Eljárás
1	<p>Húzza vissza teljesen a beültetőkatétert az irányítható katéterbe. Fokozatosan egyenesítse ki és távolítsa el az implantátumrendszert. Fokozatosan egyenesítse ki és távolítsa el a vezetőhüvelyt.</p> <p>VIGYÁZAT: Ha nem egyenesíti ki az eszközöket az eltávolítás előtt, az érsérülést eredményezhet.</p>
2	A behatolási helyen végezzen standard perkután sebzárást.

8.0 Biztonság mágneses rezonanciás (MR) vizsgálatok esetén

Nem klinikai tesztelés során kimutatták, hogy a PASCAL implantátum feltételekkel MR-kompatibilis. A jelen eszközzel élő beteg biztonságosan vizsgálható egy olyan MR-rendszerben, amely megfelel a következő feltételeknek:

- Állandó mágneses térerősség, melynek mágneses fluxussűrűsége 1,5 T és 3,0 T
- A maximális térbeli mezőgradiens 3000 gauss/cm (30 T/m-es)
- Az MR-rendszer által jelzett, teljes testre átlagos abszorpció ráta (SAR) maximuma 4 W/kg lehet (első szintű kontrollált üzemmódban).

A fent meghatározott vizsgálati feltételek mellett az implantátum várhatóan legfeljebb 4 °C hőmérséklet-emelkedést okoz 15 percnyi folyamatos vizsgálatot követően.

Nem klinikai tesztelés során az eszköz által okozott képi műtermék legfeljebb 15 mm terjedhet túl az implantátumon a lehető legrosszabb többszörös implantátumkonfiguráció esetében, ha a képalpakra 3,0 T mágneses fluxussűrűségű MRI-rendszerben kerül sor, a lehető legrosszabb gradiens echo impulzusszekvenciával.

9.0 Eltávolított implantátumok és eszközök ártalmatlanítása

Az Edwards Lifesciences vállalat szeretné visszakapni az eltávolított klinikai implantátumokat elemzés céljára. A kiértékelés végén kap majd tőlünk egy írásos összegző beszámolót az eredményekről. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Edwards vállalattal az eltávolított implantátumok visszaküldése kapcsán.

Ha úgy dönt, hogy visszaküldi az eszközöket, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- **Fel nem nyitott csomag, ép steril védőzárral:**
Ha a zacskókat nem nyitották ki, az eredeti csomagolásában küldje vissza az eszközt.
- **Felnyitott csomag, de be nem ütöttet csomag:**
Ha a zacskót felnyitották, az eszköz már nem steril. Kérjük, küldje vissza az eszközt az eredeti csomagolásában.
- **Explantált implantátum:**
Az explantált implantátumot megfelelő szövettani fixálóoldatba (pl. 10%-os formalinba vagy 2%-os glutáraldehid-oidatba) helyezve vissza kell juttatni az Edwards vállalat részére.

9.1 Ártalmatlanítás

A használt eszközöket ugyanúgy lehet kezelni és ártalmatlanítani, mint a kórházi hulladékot és a biológiailag veszélyes anyagokat, a helyi jogszabályoknak megfelelően, mivel ezen eszközök ártalmatlanításával kapcsolatosan semmilyen különleges kockázat nem áll fenn.

10.0 A klinikai tapasztalatok összefoglalása

10.1 CLASP vizsgálat

A jelen részben leírt klinikai adatok a klinikai CLASP vizsgálatból származnak, amely a mitrális billentyűnél alkalmazott PASCAL transzkatéteres billentyűplasztikai rendszert elemzte.

Egy többközpontú, nemzetközi, prospektív, egykaros vizsgálatot (CLASP) végeztek a PASCAL rendszer biztonságosságának, hatékonyságának és klinikai kimeneteleinek felmérésére. A vizsgálatba bevont összes beteg a beültetést követően 30 nap, 6 hónap és 1 év elteltével, ezután pedig 5 évig évente klinikai utánkövetési állapotfelmérésben vesz részt.

A CLASP vizsgálat elsődleges biztonságossági végpontja a súlyos nemkívánatos események (major adverse events – MAE) összessége volt a 30. napon. A MAE-k közé tartoznak a következők: kardiovaszkuláris mortalitás, szélütés, szívinfarktus, veseptőló kezelés új felmerülő igénye, súlyos vérzés, valamint ismételt beavatkozás vizsgálati eszközzel kapcsolatos szövődmények miatt.

A vizsgálat elsődleges hatékonysági végpontjai közé tartoztak az eszköz sikeressége, a beavatkozás sikeressége és a klinikai sikeresség. A vizsgálat másodlagos végpontjai a klinikai

biztonságossági és funkcionális kimenetek 30 nap, 6 hónap és 1 év elteltével, valamint az éves utánkövetési időpontokban.

Az eszköz sikerességének definíciója: az eszköz rendeltetés szerinti szétnyitása és a behelyezérendszer sikeres, rendeltetés szerű eltávolítása, mielőtt a beteg távozna a szívkatóterező laboratóriumból. Az eszközök sikerességét eszközönként elemezték.

A beavatkozás sikerességének definíciója: a mitrális regurgitáció (MR) foka a hazabocsátáskor $\leq 2+$ (közönséges echolabor kiértékelése alapján) anélkül, hogy szükség lenne műtéti vagy perkután beavatkozásra a kórházból történő hazabocsátás előtt. A beavatkozás sikerességét betegenként elemezték.

A klinikai sikeresség definíciója: sikeres beavatkozás MR $\leq 2+$ csökkenési értékkel, MAE előfordulása nélkül a 30. napig (betegenként elemezve).

Egy független központi labor értékelte ki az összes echokardiográfias adatot. Egy független klinikaesemény-bizottság (clinical events committee – CEC) bírálta el a biztonságossági eseményeket, és egy adatbiztonság-ellenőrző testület (data safety monitoring board – DSMB) ettől függetlenül áttekintette az összegyűjtött biztonságossági adatokat, és kiértékelte a nemkívánatos események trendjeit, valamint a vizsgálat lefolytatására és az eszközzel kapcsolatos kockázatfelmérésre kifejtett hatásukat.

10.1.1 A CLASP vizsgálat eredményei

A kezelt betegek átlagéletkora 75,4 év volt, és 55,0%-uk volt férfi. Az összes betegnek NYHA II-es, III-as vagy IV-es besorolású szívelégtelensége volt. Az átlagos Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II és STS mortalitási mutató sorrendben 14,4%, 5,8% és 4,7% volt. Kiindulási helyzet: 50,9% közepes-súlyos MR, 48,1% súlyos MR.

10.1.2 Hatékonyság

A hatékonysági végpont magába foglalta a következő három tényezőt: eszköz sikeressége, beavatkozás sikeressége és klinikai sikeresség. Az eszköz sikeressége a kipróbált eszközök 92,0%-ánál megvalósult. A beavatkozás sikeressége a betegek 93,5%-ánál megvalósult. A klinikai sikeressége a betegek 86,0%-ánál megvalósult.

10.1.3 Biztonság

A 30. napon az összesített MAE-arány 8,0% volt. Kilenc betegnél jelentkezett 11 MAE a 30 napos utánkövetésig. Alább látható az első 30 napon a CEC által MAE-nek nyilvánított események száma.

Súlyos nemkívánatos esemény (MAE)	Összegzőstatisztika
Kardiovaszkuláris mortalitás	0,9% (1/112)
Szélütés	0,9% (1/112)
Szívinfarktus	0,0% (0/112)
Veseptőló kezelés új felmerülő igénye	0,0% (0/112)
Súlyos vérzés	7,1% (8/112)
Ismételt beavatkozás a vizsgálati eszközzel kapcsolatos szövődmények miatt	0,9% (1/112)
Összesített MAE-arány	8,0% (9/112)

Megjegyzés: Kategorikus mérési eredmények – % (szám/összes szám)

A teljes populációban az MR-stádium csökkenése (azaz MR $\leq 2+$) a betegek 95,3%-ánál volt megfigyelhető a hazabocsátáskor, 96,1%-ánál 30 nap után, 98,8%-ánál 6 hónap után, illetve 100%-ánál 1 év elteltével.

10.1.4 A vizsgálat megállapításai

A CLASP vizsgálat során gyűjtött adatok alátámasztják a PASCAL rendszer mitrális regurgitációval élő betegeknek történő alkalmazásának biztonságosságát és hatékonyságát. Az egyéves vagy annál hosszabb időtartamú utánkövetéssel rendelkező betegek száma korlátozott. Hosszú távú utánkövetéses adatok gyűjtése a forgalomba hozatal utáni utánkövetéses klinikai vizsgálat keretében történik.

10.2 CLASP TR vizsgálat

A jelen részben leírt klinikai adatok a PASCAL transzkatéteres billentyűplasztikai rendszerrel végzett trikuszipidális klinikai vizsgálatból (CLASP TR) nyert adatokat tartalmazza.

Prospektív, egykaros, többközpontú vizsgálatra (CLASP TR) került sor a PASCAL rendszer biztonságosságának, hatékonyságának és klinikai kimeneteleinek felmérésére. A vizsgálatba bevont összes beteg a beültetést követően 30 nap, 6 hónap és 1 év elteltével, ezután pedig 5 évig évente klinikai utánkövetési állapotfelmérésben vesz részt.

A CLASP TR vizsgálat elsődleges biztonságossági végpontja a súlyos nemkívánatos események (major adverse events – MAE) összessége volt 30 napos időszak során. Súlyos nemkívánatos események (MAE) például a következők: kardiovaszkuláris mortalitás, szívinfarktus, szélütés, nem tervezett dialízis vagy veseptőló terápia szükségessé tévő vesebonylikációk, súlyos vérzés, nem tervezett vagy vészhelyzeti ismételt beavatkozás (akár perkután, akár műtéti) az eszközökhöz kapcsolódóan, valamint súlyosabb, beavatkozást igénylő komplikáció a hozzáférési helyen vagy éren.

A vizsgálat elsődleges hatékonysági végpontjai közé tartoztak az eszköz sikeressége, a beavatkozás sikeressége és a klinikai sikeresség. A vizsgálat másodlagos végpontjai a klinikai biztonságossági és funkcionális kimenetek 30 nap, 6 hónap és 1 év elteltével, valamint az éves utánkövetési időpontokban.

Az eszköz sikerességének definíciója: az eszköz rendeltetés szerinti szétnyitása és a behelyezérendszer sikeres, rendeltetés szerű eltávolítása, mielőtt a beteg távozik a szívkatóterező laboratóriumból. Az eszközök sikerességét eszközönként elemezték.

Az eljárás sikerességének definíciója: az eszköz sikeressége mellett igazoltan legalább eggyel alacsonyabb TR-súlyossági fok az eljárás végén (a skála: nincs/nyomokban, enyhe, mérsékelt, súlyos, nagymértékű, nagyon erős), amelyet követően nincs szükség műtéti vagy perkután beavatkozásra a kórházból történő hazabocsátás előtt. A beavatkozás sikerességét betegenként elemezték.

A klinikai sikeresség definíciója: az eljárás sikeressége mellett nem fordul elő súlyos nemkívánatos esemény (MAE) 30 napon keresztül (betegenként elemezve).

Egy független központi labor értékelte ki az összes echokardiográfias adatot. Egy független klinikaesemény-bizottság (clinical events committee – CEC) bírálta el a biztonságossági eseményeket, és egy adatbiztonság-ellenőrző testület (data safety monitoring board – DSMB) ettől függetlenül áttekintette az összegyűjtött biztonságossági adatokat, és kiértékelte a nemkívánatos események trendjeit, valamint a vizsgálat lefolytatására és az eszközzel kapcsolatos kockázatfelmérésre kifejtett hatásukat.

10.2.1 A CLASP TR vizsgálat eredményei

A kezelt betegek átlagéletkora 76,3 év volt, és 53%-uk volt nő. Az összes betegnek NYHA II-es vagy III-as besorolású szívelégtelensége volt. Az átlagos EuroSCORE II és STS mortalitási mutató sorrendben 5,3% és 7,3% volt. Kiindulási helyzet: a betegek 81%-ánál volt jelen súlyos vagy rosszabb besorolású TR.

10.2.2 Hatékonyság

A hatékonysági végpont magába foglalta a következő három tényezőt: eszköz sikeressége, beavatkozás sikeressége és klinikai sikeresség. Az eszköz sikeressége a kipróbált eszközök 82,2%-ánál megvalósult. Az implantált betegek esetében az eljárás sikeressége a betegek 95,5%-ánál volt megállapítható, klinikai sikeresség pedig a betegek 86,4%-ánál.

10.2.3 Biztonság

A 30. napon az összesített MAE-arány 5,9% volt. Két betegnél jelentkezett 3 MAE a 30 napos utánkövetésig. Alább látható az első 30 napban a CEC által MAE-nek nyilvánított események száma.

Súlyos nemkívánatos esemény (MAE)	Összegzőstatisztika
Kardiovaszkuláris mortalitás	0,0% (0/34)
Szívinfarktus (MI)	0,0% (0/34)
Szélütés	0,0% (0/34)
Nem tervezett dialízis vagy vesepótló terápiát igénylő vesekomplikáció	0,0% (0/34)
Súlyos vérzés	5,9% (2/34)
Nem tervezett vagy vészhelyzeti (akár perkután, akár műtéti) ismételt beavatkozás az eszközökhöz kapcsolódóan	0,0% (0/34)
Súlyosabb, beavatkozást igénylő komplikáció a hozzáférési helyen vagy éren	0,0% (0/34)
Összesített MAE-arány	5,9% (2/34)

Megjegyzés: Kategorikus mérési eredmények - % (szám/összes szám)

Az implantált populációban a TR-súlyossági fok legalább egy fokozatnyi csökkenése a betegek 88,9%-ánál, illetve 82,6%-ánál volt megfigyelhető a kórházból történő hazabocsátáskor, illetve 30 nap elteltével. A TR-súlyossági fok legalább két fokozatnyi csökkenése a betegek 65,2%-ánál volt megfigyelhető 30 nap elteltével.

10.2.4 A vizsgálat megállapításai

A CLASP TR vizsgálat során mostanáig összegyűjtött adatok alátámasztják a PASCAL rendszer trikuszpidaális regurgitációval élő betegeknél történő alkalmazásának biztonságosságát és hatékonyságát. Az egyéves vagy annál hosszabb időtartamú utánkövetéssel rendelkező betegek száma korlátozott. Hosszú távú utánkövetéses adatok gyűjtése a forgalomba hozatal utáni utánkövetéses klinikai vizsgálat keretében történik.

Polski

Przecewnikowy system do naprawy zastawki Edwards PASCAL

Instrukcja użycia

W skład przecewnikowego systemu do naprawy zastawki Edwards PASCAL (określonego dalej jako „system PASCAL”) wchodzi następujące konfiguracje:

Tabela 1: Model 10000

Numer modelu	Wyrób	Zgodne wyroby	
		Numer modelu	Wyrób
10000IS	System implantu PASCAL	10000GS 10000ST	Koszulka prowadząca Stabilizator
10000ISM	System implantu PASCAL Ace	20000ST 10000T	System przewodnicy do stabilizatorów Stół

Tabela 2: Model 15000

Numer modelu	Wyrób	Zgodne wyroby	
		Numer modelu	Wyrób
15000IS	System implantu PASCAL	10000GS 20000ST	Koszulka prowadząca System przewodnicy do stabilizatorów
15000ISM	System implantu PASCAL Ace	10000T	Stół

System implantu

System implantu składa się z cewnika sterowalnego (warstwa zewnętrzna), cewnika implantu (warstwa wewnętrzna) oraz implantu (dalszy opis dotyczy implantów model 10000IS, model 10000ISM, model 15000IS i model 15000ISM). System implantu służy do przezskórnego wprowadzania implantu do zastawki z dostępu przezżylnego poprzez żyłę udową.

Implant (Rysunki 1-3)

Implant jest osadzany na płatkach zastawki i przymocowywany do nich, służąc jako wypełniacz otworu niedomykalności. Głównymi elementami implantu są: element dystansowy, łopatkki i zatrzaski wykonane z tytanu powlekanego politerftalaniem etylenem. W skład implantów 10000IS i 15000IS wchodzi również: nakrętka i śruba tytanowa, tuleja z PEEK oraz uszczelka silikonowa. W skład implantów 10000ISM i 15000ISM wchodzi również: nakrętka tytanowa, śruba, płytki dystalna i proksymalna oraz uszczelka silikonowa; są to implanty o mniejszym rozmiarze.

Łopatkki implantu mogą znajdować się w czterech głównych pozycjach: wydłużonej, zamkniętej, pozycji gotowości do uchwycenia płatki oraz pozycji z uchwyceniem płatkami.

Cewnik sterowalny (Rysunek 4)

Cewnik sterowalny jest wyposażony w obrotowe pokrętko sterujące, przy użyciu którego uruchamia się mechanizm zginania cewnika umożliwiający nawigację i umieszczenie implantu w położeniu docelowym. Radiocieniujący znacznik na dystalnym odcinku cewnika wskazuje koniec giętkiego odcinka cewnika.

Cewnik implantu (Rysunek 4)

Dostarczany implant jest przymocowany do cewnika implantu przy użyciu szwów i gwintowanego trzonu. Cewnik implantu służy do sterowania procedurą osadzenia implantu. Głównymi elementami sterowania są suwaki, gwintowane pokrętko uruchamiające oraz pokrętko zwalniaszące. Suwaki służą do sterowania zatrzaskami implantu (przesuwanie suwaków do tyłu powoduje podnoszenie zatrzasków, a przesuwanie do przodu powoduje ich opuszczanie). Gwintowane pokrętko uruchamiające służy do sterowania łopatkami implantu (przesuwanie pokrętkła do tyłu powoduje zamykanie łopatek, a przesuwanie do przodu powoduje ich otwieranie). Pokrętko zwalniaszące służy do zwalniania implantu z cewnika implantu. Cewnik implantu jest dostarczany w postaci zestawu umieszczonego w cewniku sterowalnym.

Koszulka prowadząca (Rysunek 5)

Zestaw koszulki prowadzącej składa się ze sterowalnej koszulki prowadzącej oraz introduktora. Koszulka prowadząca zapewnia dostęp do przedsionka. Koszulka jest pokryta powłoką hydrofilową i jest wyposażona w obrotowe pokrętko sterujące, przy użyciu którego uruchamia się mechanizm zginający umożliwiający umieszczenie koszulki prowadzącej w położeniu docelowym. Introduktor jest zgodny z przewodnikiem o średnicy 0,89 mm (0,035 cala).

Stabilizator (Rysunki 6 i 7)

Stabilizator ma za zadanie ułatwić pozycjonowanie i stabilizację systemu PASCAL podczas zabiegów implantacji. W razie potrzeby można podłączyć stabilizator do systemu w dowolnym momencie zabiegu. Korzystanie ze stabilizatora jest opcjonalne.

Stół (Rysunek 8)

Stół jest stosowany poza polem jałowym jako stabilna platforma na system implantu, koszulkę prowadzącą i stabilizator. Wysokość stołu można regulować. Korzystanie ze stołu jest opcjonalne.

Urządzenie ładujące (Rysunek 9)

Odrywane urządzenie ładujące służy do przeprowadzania implantu i cewników prowadzących przez uszczelki koszulki prowadzącej. Dla wygody użytkownika urządzenie ładujące jest dołączone do opakowania systemu implantu i/lub koszulki prowadzącej.

1.0 Wskazania

Przecewnikowy system do naprawy zastawki Edwards PASCAL jest wskazany do stosowania w przezskórnej rekonstrukcji niedomykającej się zastawki mitralnej i/lub zastawki trójdzielnej poprzez zbliżenie tkanek.

2.0 Przeciwwskazania

System PASCAL jest przeciwwskazany u pacjentów, u których:

- Przeciwwskazane jest wykonywanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) lub przesiewowe badanie TEE się nie powiodło.
- Występują oznaki guza wewnątrzsercowego, zakrzepu lub wegetacji bakteryjnej w badaniu echokardiograficznym.
- Założony jest filtr do żyły głównej dolnej (IVC) w przypadku zakrzepicy/niedrożności, który może przeszkadzać we wprowadzeniu cewnika wprowadzającego, lub występuje zakrzepica żył głębokich po stronie dostępu.
- Stwierdzono nadwrażliwość na nitalol (nikiel lub tytan) lub występują niedające się opanować medycznie przeciwwskazania do stosowania leków używanych podczas zabiegu.
- Występuje skaza krwotoczna lub zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie lub pacjent odmawia transfuzji krwi.

Ponadto system PASCAL jest przeciwwskazany u pacjentów objętych leczeniem zastawki mitralnej z przeciwwskazaniem do cewnikowania przezprzegrodowego.

3.0 Ostrzeżenia

3.1 Czynniki anatomiczne

W celu otrzymania optymalnych rezultatów, należy wziąć pod uwagę następujące cechy anatomiczne pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność systemu PASCAL w innych warunkach nie zostały określone. Użycie w innych warunkach może przeszkodzić w umieszczeniu implantu lub we wprowadzeniu płatka zastawki natywnej.

Dotyczy pacjentów objętych leczeniem zastawki mitralnej lub trójdzielnej:

- oznaki umiarkowanego lub ciężkiego zwapnienia w miejscu uchwytu;
- oznaki ciężkiego zwapnienia w pierścieniu lub aparacie podzastawkowym;
- obecność znacznego rozstępu lub perforacji w miejscu uchwytu.
- długość odcinka mobilności płatka < 8 mm

Dotyczy wyłącznie pacjentów objętych leczeniem zastawki mitralnej:

- szerokość wypadającego płatka > 15 mm i/lub przerwa w koaptacji płatków > 10 mm;
- wysokość nakłucia przezprzegrodowego < 3,5 mm;
- średnica lewego przedsionka ≤ 35 mm;
- obecność co najmniej dwóch istotnych strumieni niedomykalności;
- obecność jednego istotnego strumienia niedomykalności w obszarze spoidłowym;
- pole powierzchni zastawki mitralnej (MVA) < 4,0 cm²;
- wymiar końcoworozkurczowy lewej komory > 8,0 cm.

Dotyczy wyłącznie pacjentów objętych leczeniem zastawki trójdzielnej:

- obecność pierwotnej, niezwyrodnieniowej choroby zastawki trójdzielnej.

3.2 Obchodzenie się z wyrobem

- Wyroby zostały zaprojektowane, są przeznaczone i rozprowadzane wyłącznie do jednorazowego użytku. Brak danych potwierdzających zachowanie jałowości, niepirogenności i funkcjonalności wyrobów po przygotowaniu do ponownego wykorzystania.
- W celu zapobieżenia zakażeniu podczas obchodzenia się z wyrobami, należy stosować standardową technikę jałową.
- Nie należy narażać żadnych wyrobów na styczność z jakimikolwiek roztworami, substancjami chemicznymi itp., z wyjątkiem jałowego roztworu soli fizjologicznej i/lub heparynizowanego roztworu soli fizjologicznej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować niemożliwym do wykrycia gołym okiem i niedającym się naprawić uszkodzeniem wyrobu.
- Wyroby nie mogą być używane w obecności palnych albo łatwopalnych gazów, środków znieczulających ani środków czyszczących/dezynfekujących.
- Nie należy używać wyrobów po upływie daty przydatności do użycia.
- Nie używać wyrobów, jeśli uszkodzone zostały plomby opakowań lub opakowania (w przypadku wyrobów jałowych).
- Nie używać wyrobów, które zostały upuszczone, uszkodzone lub z którymi obchodzono się w niewłaściwy sposób.
- Podczas przygotowywania urządzenia oraz przez cały czas trwania zabiegu należy stosować standardowe techniki płukania i odpowietrzania, aby zapobiec powstaniu zatoru powietrznego.

3.3 Ostrzeżenia kliniczne

- Podobnie jak w przypadku wszystkich wszczepianych wyrobów medycznych, istnieje ryzyko wystąpienia niepożądanego reakcji immunologicznej.
- Użycie tego systemu może wiązać się z wystąpieniem poważnych zdarzeń niepożądanych, niekiedy prowadzących do interwencji chirurgicznej i/lub zgonu („Możliwe zdarzenia niepożądane”). Przed użyciem systemu należy każdemu przyszłemu pacjentowi dokładnie wyjaśnić wszystkie korzyści i zagrożenia związane z zabiegiem.
- Zaleca się poddanie pacjenta uważnej i ciągłej kontroli medycznej w celu rozpoznania ewentualnych powikłań związanych z założeniem implantu oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania leczniczego.
- Lekarz powinien ustalić schemat terapii przeciwkrzepliwnej zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danej placówce.

4.0 Środki ostrożności

4.1 Środki ostrożności przed użyciem

- Multidyscyplinarny zespół lekarzy kardiologów specjalizujących się w leczeniu niedomykalności zastawki mitralnej i/lub zastawki trójdzielnej powinien dokonać doboru pacjentów w celu oceny ryzyka i kwalifikacji anatomicznej.

4.2 Środki ostrożności po użyciu

- Nie ustalono długoterminowej trwałości implantu. W celu oceny funkcjonowania implantu zaleca się regularne kontrole lekarskie.
- Po operacji naprawy zastawki z użyciem systemu PASCAL konieczne może być zastosowanie krótkotrwałej terapii przeciwzakrzepowej. Leki przeciwzakrzepowe i inne leki należy przepisywać zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danej placówce.

5.0 Możliwe zdarzenia niepożądane

Powikłania związane ze standardową procedurą cewnikowania serca, użyciem środków znieczulających oraz użyciem systemu PASCAL mogą prowadzić do następujących skutków: konwersja do otwartej operacji, ponowna pilna lub niepilna operacja, eksplantacja, trwała niepełnosprawność lub zgon. Lekarzy zachęcamy do zgłaszania podejrzewanych zdarzeń związanych z wyrobem firmie Edwards lub władzom wyznaczonym w szpitalu.

Za możliwe powikłania zabiegu z użyciem systemu PASCAL uznano następujące przewidywalne zdarzenia niepożądane:

- nieprawidłowe wyniki analiz laboratoryjnych;
- reakcja alergiczna na środek znieczulający, środek kontrastowy, heparynę, nitalol;

- niedokrwistość lub obniżony poziom Hgb (może wymagać transfuzji krwi);
- tętniak lub tętniak rzekomy;
- dusznica lub ból w klatce piersiowej;
- wstrząs anafilaktyczny;
- arytmie – przedsionkowe (tj. AF, SVT);
- arytmie – komorowe (tj. VT, VF);
- przetoka tętnico-żylna;
- wymagający interwencji uraz przegrody międzyprzedsionkowej;
- krwawienie;
- nagle zatrzymanie krążenia;
- niewydolność serca,
- uraz serca, w tym perforacja;
- tamponada serca/wysięk osierdziowy;
- wstrząs kardiogeny;
- uwięźnięcie implantu w strunach ścięgniętych lub zerwanie strun ścięgniętych wymagające interwencji;
- koagulopatie, zaburzenia krzepnięcia, skaza krwotoczna;
- uszkodzenie układu przewodzącego mogące wymagać trwałej implantacji stymulatora serca;
- zakrzepica żył głębokich (ZZG);
- zniszczenie zastawki natywnej (np. naddarcie, retrakcja, zgrubienie płatka);
- przemieszczenie wcześniej osadzonego implantu;
- duszność;
- obrzęk;
- zaburzenia równowagi elektrolitów;
- zatory/tworzenie się zatorów powietrznych, zatorów z cząstek stałych, materiałów zwapnieniowych lub zakrzepów;
- zapalenie wsierdza;
- podrażnienie przełyku;
- perforacja lub zwężenie przełyku;
- brak tolerancji wysiłku fizycznego lub osłabienie;
- brak możliwości odzyskania elementów systemu PASCAL;
- gorączka;
- krwawienie lub zawał w przewodzie pokarmowym;
- niewydolność serca;
- krwaki;
- opóźlenie hemodynamiki;
- hemoliza;
- krwotok wymagający transfuzji lub interwencji;
- nadciśnienie tętnicze;
- niedociśnienie tętnicze;
- zniszczenie implantu (zużycie, rozerwanie, złamanie lub inne);
- powstanie zatoru w implantcie;
- złe umiejscowienie implantu lub brak możliwości jego wprowadzenia do miejsca docelowego;
- przemieszczenie się implantu;
- zakrzep w obrębie implantu;
- zakażenie;
- zapalenie;
- obturacja drogi odpływu lewej komory (LVOT);
- niedokrwienie krezki;
- niewydolność wielonarządowa;
- zawał mięśnia sercowego;
- nudności i/lub wymioty;
- uszkodzenie nerwów;
- objawy neurologiczne, w tym dyskinizie, bez rozpoznania przemijającego ataku niedokrwinnego (TIA) lub udaru mózgu;
- nieneurologiczne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe;
- ból;
- uszkodzenie mięśnia brodawkowego;
- porażenie;
- powstanie zatoru w elemencie (elementach) systemu PASCAL;
- niedokrwienie obwodowe;
- wysięk opłucnowy;
- obrzęk płuc;
- zator tętnicy płucnej;
- reakcja na leki przeciwplątkowe lub przeciwzakrzepowe;
- niewydolność nerek;
- zaburzenie czynności nerek;
- opóźlenie czynności oddechowej, niewydolność układu oddechowego, niedodma, zapalenie płuc — może wymagać przedłużonego stosowania wentylacji;
- krwawienie zaostrzeniowe;
- uszkodzenie lub perforacja przegrody;
- posocznica, sepsa;
- poparzenia i uszkodzenia skóry lub zmiany tkankowe spowodowane narażeniem na promieniowanie jonizujące;
- zamocowanie wyrobu do jednego płatka (SLDA);
- udar mózgu;
- omdlenie;
- przemijający napad niedokrwienności (TIA);
- zakażenie i/lub krwawienie z układu moczowego;
- uszkodzenie zastawki;
- zwężenie zastawki;
- niedomykalność zastawki;
- uszkodzenie lub uraz naczyń, w tym rozwarstwienie lub niedrożność;
- skurcz naczyń;
- uszkodzenie lub perforacja ściany komory;
- rozchodzenie się brzegów rany, opóźnione lub niecałkowite gojenie;
- pogorszenie niewydolności serca;

- pogorszenie niedomykalności zastawki / niewydolności zastawki.

6.0 Sposób dostarczania

6.1 Pakowanie

Koszulka prowadząca, system implantu oraz stabilizator są pakowane oddzielnie i wyjalawiane tlenkiem etylenu. Stół jest pakowany i dostarczany w stanie niejałowym.

6.2 Przechowywanie

System PASCAL należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

7.0 Wskazówki dotyczące użycia

7.1 Szkolenie lekarzy

Lekarz dokonujący implantacji powinien mieć doświadczenie w wykonywaniu zabiegów techniką przeccewnikową i przejść szkolenie dotyczące systemu PASCAL i zabiegu jego wszczepiania. Ostateczna decyzja o implantacji wyrobu PASCAL powinna zostać podjęta przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu niedomykalności zastawki mitralnej i/lub niedomykalności zastawki trójdzielnej w wyspecjalizowanych ośrodkach, którzy mogą określić uzasadnione prawdopodobieństwo znacznej poprawy klinicznej, której należy oczekiwać w oparciu o stan zaawansowania choroby i choroby współistniejące.

7.2 Wyposażenie i materiały

- Standardowe wyposażenie pracowni do cewnikowania serca
- System do fluoroskopii
- Dostęp do echokardiografii przezprzelykowej (TEE) (2D i 3D)
- Cewnik pigtail do wstrzykiwania środka kontrastowego (ze zgodną koszulką)
- Zestaw do nakłuwania żyły
- Igła przezprzegrodowa, koszulka i prowadnik
- Prowadnik 0,89 mm (0,035 cala) o zmiennej długości
- Miski
- Strzykawki 50–60 cm³ ze złączem typu Luer
- Heparynizowany roztwór soli fizjologicznej
- Kleszeczki chirurgiczne
- Ręczniki chirurgiczne (np. o rozmiarze 43 x 69 cm)
- Opcjonalnie: rozszerzacz o zwiększających się rozmiarach
- Opcjonalnie: ciągła kroplówka z roztworem soli fizjologicznej (stojak na kroplówki z kółkami, dren kroplówkowy z pokrętłami okładującymi, jednolitrowe worki z heparynizowanym jałowym roztworem soli fizjologicznej)
- Opcjonalnie: urządzenie do monitorowania ciśnienia

7.3 Przygotowanie wyrobu

7.3.1 Stół

Etap	Procedura
1	Wyjąć stół (stoły) z opakowania i sprawdzić go pod kątem uszkodzeń.
2	Złożyć stół (stoły) w sposób przedstawiony na Rysunku 8.

7.3.2 Stabilizator

Etap	Procedura
1	Wyjąć elementy stabilizatora z opakowania i sprawdzić je pod kątem uszkodzeń.
2	W razie potrzeby złożyć stabilizator (patrz Rysunek 6).

7.3.3 Koszulka prowadząca

Etap	Procedura
1	Wyjąć koszulkę prowadzącą, urządzenie ładujące i introduktor z opakowania i sprawdzić je pod kątem poważnych uszkodzeń.
2	Utrzymując dystalną końcówkę koszulki prowadzącej w pozycji podniesionej, przepłukać i odpowietrzyć koszulkę prowadzącą przy użyciu heparynizowanego roztworu soli fizjologicznej.
3	Utrzymując dystalną końcówkę w pozycji podniesionej, wprowadzić introduktor do koszulki prowadzącej. Przed użyciem przepłukać introduktor i przetrzeć koszulkę prowadzącą heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.

7.3.4 System implantu

Etap	Procedura
1	Wyjąć system implantu i urządzenie ładujące z opakowania i sprawdzić je pod kątem poważnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy oba zawory odcinające suwaków znajdują się w położeniu otwartym. OSTRZEŻENIE: Jeśli zawory odcinające suwaków nie znajdują się w położeniu otwartym, użycie wyrobu może prowadzić do zakażenia.
2	Przesunąć pokrętło uruchamiające do przodu (obracając pokrętło uruchamiające w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara lub naciskając przycisk uruchamiania w celu popchnięcia pokrętła uruchamiającego do przodu) tak, aby znalazło się w jednej linii z narzędziem do pozycjonowania zatrasków.
3	Wyjąć sworzeń suwaka i zlikwidować luz na szywy. Zablokować zawory odcinające suwaków i zabezpieczyć sworzeń suwaków. Zdjąć narzędzie do pozycjonowania zatrasków.
4	Całkowicie przesunąć suwaki do tyłu i do przodu w celu sprawdzenia poprawności ruchu zatrasków i zamknąć implant (obracając pokrętło uruchamiające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub naciskając przycisk uruchamiania w celu przesunięcia pokrętła uruchamiającego do tyłu).
5	Wsunąć cewnik sterowalny. Upewnić się, że suwaki i pokrętło uruchamiające są całkowicie przesunięte do tyłu. Ustawić uchwyt cewnika implantu pionowo, tak aby pokrętło zwalnające było oparte o powierzchnię stołu.
6	Przepłukać cewnik implantu heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
7	Po zaobserwowaniu, że roztwór soli fizjologicznej wydostaje się z dystalnego końca cewnika implantu, obniżyć uchwyt cewnika implantu

Etap	Procedura
	i unieść dystalny koniec cewnika implantu, kontynuując przepłukiwanie heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
8	Całkowicie wycofać cewnik sterowalny. Przesunąć suwaki i pokrętło uruchamiające do przodu tak, aby ustawić implant w pozycji wydłużonej.
9	Zdjąć nakrętkę urządzenia ładującego i nakierować ją na system implantu.
10	Wprowadzić implant przez proksymalny koniec urządzenia ładującego do momentu, aż implant wysunie się przez dystalny koniec urządzenia. Połączyć urządzenie ładujące z nakrętką.
11	Utrzymując urządzenie ładujące i dystalny koniec cewnika w pozycji uniesionej, przepłukać cewnik sterowalny heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
12	Kontynuując płukanie cewnika sterowalnego, stopniowo wycofywać cewnik implantu do cewnika sterowalnego i implant do urządzenia ładującego, aż dystalny koniec implantu znajdzie się całkowicie we wnętrzu urządzenia ładującego.

7.4 Zabieg wszczepiania

Implant należy wprowadzać pod znieczuleniem ogólnym z monitorowaniem funkcji hemodynamicznych na sali operacyjnej, hybrydowej sali operacyjnej lub w pracowni cewnikowania z możliwością prowadzenia kontroli fluoroskopowej i echokardiograficznej.

Uwaga: Przed zabiegiem wszczepienia należy zapoznać się z częścią Czynniki anatomiczne (Część 3.1), ponieważ użycie w warunkach innych niż podane może przeszkodzić w umieszczeniu implantu lub we wprowadzeniu płaska zastawki atrykularnej.

PRZESTROGA: W czasie zabiegu należy podawać heparynę w celu utrzymania wartości ACT na poziomie ≥ 250 s.

PRZESTROGA: Podanie nadmiernej ilości środka kontrastowego może doprowadzić do niewydolności nerek. Przed zabiegiem należy zmierzyć poziom kreatyniny pacjenta. Należy monitorować zużycie środka kontrastowego.

7.4.1 Przygotowanie pacjenta

Etap	Procedura
1	Przed obłożeniem pacjenta jałowymi serwetami złożyć i umieścić stół (stoły) między nogami pacjenta i odpowiednio wyregulować wysokość stołu (stołów). Jako elementów podporowych między stołem (stołami) a nogami pacjenta użyć ręczników. OSTRZEŻENIE: Stół jest dostarczany w postaci niejałowej; wprowadzenie stołu do pola jałowego może prowadzić do zakażenia.
2	Po obłożeniu pacjenta jałowymi serwetami zmontować i w razie potrzeby podłączyć stabilizator w dowolnym momencie podczas zabiegu.

7.4.2 Dostęp przez żyłę udową i wprowadzenie koszulki

Etap	Procedura
1	Stosując konwencjonalne metody nakłuwania przezskórnego, uzyskać dostęp do żyły udowej wspólnej.
2	<u>Dotyczy zabiegów z użyciem systemu PASCAL do zastawki mitralnej:</u> Stosując konwencjonalne metody nakłuwania przezskórnego, uzyskać dostęp do lewego przedsionka poprzez nakłucie przezżylnie przezprzegrodowe i wprowadzić prowadnik do lewego przedsionka. W razie potrzeby rozszerzyć naczynie. PRZESTROGA: (dotyczy tylko zabiegów na zastawce mitralnej) Niewłaściwie wykonane nakłucie może skutkować uszkodzeniem struktury serca wymagającym naprawczej operacji chirurgicznej lub innej interwencji. <u>Dotyczy zabiegów z użyciem systemu PASCAL do zastawki trójdzielnej:</u> Stosując konwencjonalne metody nakłuwania przezskórnego, uzyskać dostęp do prawego przedsionka i wprowadzić prowadnik do prawego przedsionka. W razie potrzeby rozszerzyć naczynie.
3	<u>Dotyczy zabiegów z użyciem systemu PASCAL do zastawki mitralnej:</u> Wprowadzić koszulkę prowadzącą z introduktorem po prowadniku tak, aby końcówka koszulki prowadzącej przeszła bezpiecznie przez przegrodę; w razie potrzeby użyć mechanizmu zginającego. <u>Dotyczy zabiegów z użyciem systemu PASCAL do zastawki trójdzielnej:</u> Wprowadzać koszulkę prowadzącą z introduktorem po prowadniku do momentu, gdy końcówka koszulki prowadzącej znajdzie się w prawym przedsionku. PRZESTROGA: Nadmierna manipulacja może skutkować przemieszczeniem lub zakłóceniem działania przednio implantowanego wyrobu albo uszkodzeniem struktury serca wymagającym naprawczej operacji chirurgicznej lub innej interwencji.
4	Wycofać introduktor i prowadnik. Nie dokonywać aspiracji ani płukania koszulki prowadzącej do momentu wprowadzenia systemu implantu. PRZESTROGA: Aspiracja lub podłączenie do koszulki prowadzącej ciągłego płukania roztworem soli fizjologicznej przed wprowadzeniem systemu implantu może skutkować powstaniem zatoru powietrznego.

7.4.3 Wprowadzanie implantu

Etap	Procedura
1	Wprowadzić system implantu wraz z urządzeniem ładującym do koszulki prowadzącej.
2	Wsunąć system implantu do momentu, aż implant wysunie się z urządzenia ładującego. Wycofać i oderwać urządzenie ładujące.
3	Dokonać aspiracji i przepłukać koszulkę prowadzącą heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej. Korzystając z odpowiedniej strzykawki, zaaspirować co najmniej 45 cm ³ .

Etap	Procedura
	PRZESTROGA: Niepełna aspiracja koszulki prowadzącej może skutkować powstaniem zatoru powietrznego.
4	W razie potrzeby podłączyć do cewnika implantu ciągły wlew z roztworem soli fizjologicznej. PRZESTROGA: Podłączenie do systemu implantu ciągłego wlewu z roztworem soli fizjologicznej przed wykonaniem aspiracji może skutkować powstaniem zatoru powietrznego.
5	Wsunąć system implantu do momentu, aż implant wysunie się przez dystalny koniec koszulki prowadzącej.
6	Przesunąć pokrętko uruchamiające do tyłu tak, aby implant znalazł się w położeniu zamkniętym. Przesunąć suwaki do tyłu.
7	W razie potrzeby wyregulować koszulkę prowadzącą.
8	Jeśli według uznania lekarza prowadzącego podczas zabiegu stosowane jest monitorowanie ciśnienia do ciągłej oceny ciśnienia w przedsondce, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia dostarczoną przez producenta systemu monitorowania ciśnienia. Podłączyć napełnione płynem urządzenie do monitorowania ciśnienia do cewnika sterowalnego. Zaaspirować, a następnie wykonać kalibrację na poziomie serca pacjenta przed wykonaniem pomiaru. Uwaga: Monitorowanie ciśnienia powinno być stosowane w połączeniu z echem. Ciśnienie należy uzgadniać z odczytami echa i dopplerowskimi. Podczas oceny ciśnienia w przedsondce upewnić się, że dystalna końcówka cewnika implantu jest w całości wysunięta z cewnika sterowalnego.
9	W razie potrzeby bardziej wsunąć system implantu. Manipulując zależnie od potrzeb cewnikiem sterowalnym i koszulką prowadzącą (zginanie/odginanie, skręcanie w przeciwnych kierunkach, wsuwanie/wycyfowanie), ustawić implant w środku docelowej strefy koaptacji z odpowiednią trajektorią. PRZESTROGA: Nadmierna manipulacja może skutkować przemieszczeniem lub zakłóceniem działania uprzednio implantowanego wyrobu albo uszkodzeniem struktury serca wymagającym naprawczej operacji chirurgicznej lub innej interwencji. Uwaga: Radiocieniący znacznik na cewniku sterowalnym wskazuje koniec giętkiego odcinka cewnika i można go uwidocznnić we fluoroskopii.
10	Przesunąć pokrętko uruchamiające do przodu tak, aby implant znalazł się w położeniu gotowości do uchwycenia płatka. Uwaga: Podczas zabiegu dotyczącego zastawki trójdzielnej: po ustawieniu implantu w położeniu gotowości do uchwycenia płatka pociągnąć sworzeń suwaka i przesunąć jeden suwak, aby sprawdzić, którym zatrzaskiem implantu on steruje — w tym celu należy skorzystać z metody obrazowania i unieruchomić sworzeń suwaka.
11	W razie potrzeby przekręcić cewnik implantu tak, aby odpowiednio zorientować łopatkę.
12	Wsunąć implant przez zastawkę tak, aby łopatki znalazły się poniżej wolnej krawędzi płatków.
13	Sprawdzić położenie i orientację implantu i w razie potrzeby lekko skorygować jego pozycję. PRZESTROGA: Nadmierna manipulacja implantem pod płatkami zastawki może prowadzić do uwięźnięcia implantu w strunach ścięgniętych, co z kolei może skutkować uszkodzeniem serca, pogorszeniem niedomykalności zastawki, a także utrudnieniem lub uniemożliwieniem wyjęcia implantu wymagającym dodatkowej interwencji.
14	Pod kontrolą technik obrazowania wycofać implant tak, aby płatki znalazły się między łopatkami a zatrzaskami.
15	Przesunąć suwak (suwaki) do przodu tak, aby mocno uchwycić płatek (płatki) między zatrzaskami a łopatkami. Powyższą czynność można wykonywać jednocześnie dla obu płatków (sworzeń suwaków włożony, tak aby poruszać oboma zatrzaskami) lub dla każdego z płatków oddzielnie (sworzeń suwaków zwolniony, tak aby oddzielnie poruszać poszczególnymi zatrzaskami).
16	Sprawdzić uchwycenie płatków w badaniu obrazowym. Jeśli płatki nie zostały mocno uchwycione między zatrzaskami a łopatkami, należy przesunąć suwaki do tyłu w celu zwolnienia płatków, a następnie ponowić próbę.
17	Po zamocowaniu płatków między zatrzaskami a łopatkami zamknąć implant.
18	Lekko wsunąć cewnik implantu, aby zmniejszyć napięcie płatków.

Etap	Procedura
19	Dokonać oceny niedomykalności; w razie potrzeby zmienić położenie implantu. Po potwierdzeniu prawidłowego położenia implantu upewnić się, że implant jest zamknięty. Jeżeli konieczna jest zmiana położenia w komorze, przesunąć suwaki do tyłu i przesunąć pokrętko uruchamiające do przodu tak, aby ustawić implant w położeniu gotowości do uchwycenia płatka. W razie potrzeby skorygować orientację zatrzasków i implantu. Jeżeli konieczna jest zmiana położenia w przedsondce, przesunąć suwaki do tyłu i przesunąć pokrętko uruchamiające do przodu tak, aby pod kontrolą fluoroskopową powoli wydłużyć implant, pilnując jednocześnie, aby drut uruchamiający nie zgiął się; następnie wycofać implant z powrotem do przedsondki. PRZESTROGA: Nieustawienie implantu w położeniu wydłużonym podczas wycofywania go do przedsondki w ramach zmiany położenia może prowadzić do uszkodzenia płatków lub uwięźnięcia implantu w strunach ścięgniętych. PRZESTROGA: Niezwolnienie płatków spomiędzy zatrzasków i łopatek przed rozpoczęciem zmiany położenia może prowadzić do uszkodzenia płatków.
20	Aby zwolnić implant z cewnika, należy: a) Upewnić się, że dystalna końcówka cewnika implantu jest w całości wysunięta z cewnika sterowalnego. b) Przeciąć zewnętrzny szew na proksymalnym końcu każdego suwaka. Otworzyć oba zawory odcinające suwaków, aby odblokować szwy. Wyciągnąć sworzeń suwaków, aby całkowicie wyjąć szwy. c) Po usunięciu szwów zamknąć oba zawory odcinające suwaków. d) Wyjąć sworzeń zwalniający. Obracając pokrętko zwalniające w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, przesunąć je do tyłu do momentu zwolnienia implantu (potwierzonego w badaniu obrazowym). Uwaga: W razie konieczności przed zwolnieniem implantu można wycofać system implantu z powrotem do koszulki prowadzącej w celu usunięcia. Aby wycofać system implantu, należy: a) Przesunąć suwaki do tyłu. b) Pod kontrolą fluoroskopową powoli wydłużyć implant, pilnując jednocześnie, aby drut uruchamiający nie zgiął się. Wycofać implant do przedsondki. Ustawić implant w położeniu zamkniętym. c) Odgiąć cewnik sterowalny i wycofać system implantu, aż implant znajdzie się w pozycji sąsiadującej z końcówką koszulki prowadzącej. d) Przesunąć suwaki do przodu. e) Ustawić implant w pozycji wydłużonej. f) Przesunąć suwaki do tyłu, aby otworzyć zatrzaski pod kątem około 45° po każdej stronie. g) Wycofać cały system implantu przez koszulkę prowadzącą. PRZESTROGA: Nieprzecięcie szwu w zalecanym miejscu może uniemożliwić zwolnienie implantu lub spowodować wprowadzenie włókna, co może doprowadzić do powstania mikrozatoru. PRZESTROGA: Niezastosowanie się do określonej procedury zwalniania może utrudnić lub uniemożliwić zwolnienie implantu, co może wymagać dodatkowej interwencji. PRZESTROGA: Zwolnienie implantu bez uprzedniego sprawdzenia, czy płatki są prawidłowo uchwycone między łopatkami i zatrzaskami, może doprowadzić do poruszenia lub przemieszczenia implantu skutkującego koniecznością zamocowania wyrobu do jednego płatka (SLDA) bądź innymi możliwymi zdarzeniami niepożądanymi wymagającymi dodatkowej interwencji. OSTRZEŻENIE: Ponowne użycie wyrobów (w tym systemu implantu i koszulki prowadzącej) po ich wyjęciu może doprowadzić do zatoru spowodowanego obecnością obcego materiału lub do zakażenia. W przypadku podjęcia próby ponownego użycia wyrób może działać wadliwie. Uwaga: Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje o umieszczeniu dodatkowego implantu, należy zachować ostrożność, aby zapobiec przemieszczeniu wcześniej umieszczonego implantu. Przeprowadzenie przez zastawkę implantu w niskoprofilowej konfiguracji może zminimalizować interakcje z wcześniej umieszczonym implantem. PRZESTROGA: Nadmierna manipulacja może skutkować przemieszczeniem lub zakłóceniem działania uprzednio implantowanego wyrobu albo uszkodzeniem struktury serca wymagającym naprawczej operacji chirurgicznej lub innej interwencji.

7.4.4 Usuwanie wyrobu i zamknięcie miejsca dostępu

Etap	Procedura
1	Całkowicie wycofać cewnik implantu do cewnika sterowalnego. Stopniowo prostować i wyjmować system implantu. Stopniowo prostować i wyjmować koszulkę prowadzącą. PRZESTROGA: Niewyprostowanie wyrobów przed ich wyjęciem może doprowadzić do uszkodzenia naczynia.
2	Przeprowadzić standardowy zabieg przezskórny zamknięcia miejsca dostępu.

8.0 Bezpieczeństwo w środowisku rezonansu magnetycznego (MR)

Testy niekliniczne wykazały, że implant PASCAL można bezpiecznie stosować w środowisku badań MR, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Pacjenta z tym wyrobem można bezpiecznie poddać skanowaniu w systemie MR spełniającym następujące warunki:

- statyczne pola magnetyczne o indukcji 1,5 T i 3,0 T;
- maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego: 3000 Gs/cm (30 T/m);

- maksymalny zgłaszany w systemie MR, uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swistej (SAR) wynoszący 4 W/kg (kontrolowany tryb pracy pierwszego poziomu).

W określonych powyżej warunkach skanowania oczekuje się, że po 15 minutach ciągłego skanowania implant będzie generował maksymalny wzrost temperatury nieprzekraczający 4°C.

W badaniach nieklinicznych obraz artefaktu powodowany przez ten wyrób w najgorszym przypadku rozciąga się na maksymalnie 15 mm od implantu w przypadku obrazowania z użyciem sekwencji impulsów echa gradientowego w najmniej korzystnych warunkach za pomocą systemu MRI o indukcji magnetycznej 3,0 T.

9.0 Utylizacja zużytego implantu i wyrobu

Firma Edwards Lifesciences przyjmuje odzyskane kliniczne próbki implantów na potrzeby przeprowadzenia analiz. Po zakończeniu analiz zostanie przedstawiony pisemny raport zawierający podsumowanie naszych spostrzeżeń. Prosimy o kontakt z firmą Edwards w sprawie zwrotu odzyskanego implantu.

Aby zwrócić którykolwiek z wyrobów, należy postępować według poniższych instrukcji:

- **Nieotwarte opakowanie z nienaruszoną jałową barierą:**
Jeśli torebki nie zostały otwarte, wyrób należy zwrócić w jego oryginalnym opakowaniu.
- **Otwarte opakowanie, ale bez przeprowadzania implantacji:**
Jeśli torebka została otwarta, wyrób utracił jałowość. Należy zwrócić wyrób w jego oryginalnym opakowaniu.
- **Eksplantowany implant:**
Eksplantowany implant należy umieścić w odpowiednim utrwalaczu histologicznym, takim jak 10% formalina lub 2% aldehyd glutarowy, a następnie zwrócić do firmy Edwards.

9.1 Utylizacja

Zużyte wyroby można traktować i usuwać w taki sam sposób jak odpady szpitalne i materiały stanowiące zagrożenie biologiczne, zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ z utylizacją niniejszych wyrobów nie wiąże się żadne szczególne zagrożenia.

10.0 Podsumowanie doświadczenia klinicznego

10.1 Badanie CLASP

Dane kliniczne w tej części obejmują informacje uzyskane z badania klinicznego CLASP przecewnikowego systemu do naprawy zastawki PASCAL badanego w odniesieniu do zastawki mitralnej.

Przeprowadzono wieloośrodkowe, międzynarodowe, prospektywne, prowadzone na jednej grupie badanie (CLASP) w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności i skutków klinicznych wynikających z zastosowania systemu PASCAL. Wszyscy uczestnicy badania byli oceniani pod kątem obserwacji klinicznej po 30 dniach, 6 miesiącach, 1 roku i będą podlegali corocznej kontroli przez 5 lat po zabiegu implantacji.

Pierwszorządowy punkt końcowy badania CLASP obejmował jednoczesne wystąpienie poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) po 30 dniach. Do poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) zalicza się: śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar, zawał mięśnia sercowego, nowe zapotrzebowanie na terapię nerkozastępczą, ciężkie krwawienie i ponowna interwencja w przypadku powikłań związanych z badanym urządzeniem.

Główne punkty końcowe skuteczności badania obejmują skuteczność urządzenia, skuteczność proceduralną i skuteczność kliniczną. Drugorzędowe punkty końcowe badania obejmują wyniki kliniczne, bezpieczeństwa i czynnościowe po 30 dniach, 6 miesiącach, 1 roku i podczas corocznych kontroli.

Skuteczność urządzenia definiuje się jako założenie urządzenia zgodnie z zamierzonym celem i skuteczne wyjęcie systemu wprowadzającego zgodnie z zamierzonym celem w momencie opuszczenia przez pacjenta pracowni cewnikowania serca. Analizę skuteczności urządzenia przeprowadzono dla każdego urządzenia.

Skuteczność proceduralną definiuje się jako skuteczność urządzenia przy ciężkości niedomykalności zastawki mitralnej (MR) $\leq 2+$ przy wypisie (według oceny pracowni echokardiografii) i bez potrzeby interwencji chirurgicznej lub przeszłkowej przed wypisem ze szpitala. Skuteczność proceduralną analizowano dla poszczególnych pacjentów.

Skuteczność kliniczną definiuje się jako skuteczność proceduralną z dowodami zmniejszenia niedomykalności mitralnej MR $\leq 2+$ oraz bez występowania poważnych zdarzeń niepożądanych w ciągu 30 dni (analiza dotyczy każdego pacjenta).

Wszystkie dane echokardiograficzne oceniano niezależnie laboratorium podstawowe. Niezależna Komisja ds. zdarzeń klinicznych (CEC) oceniła zdarzenia związane z bezpieczeństwem, zaś Komitet monitorujący bezpieczeństwo danych (DSMB) niezależnie przeanalizował zbiorcze dane dotyczące bezpieczeństwa i oszacował tendencje dotyczące zdarzeń niepożądanych oraz ich wpływ na badane postępowanie oraz ocenę ryzyka związanego z urządzeniem.

10.1.1 Wyniki badania CLASP

Średni wiek leczonych pacjentów wynosił 75,4 roku oraz 55,0% pacjentów było mężczyznami. Wszyscy pacjenci mieli niewydolność serca stopnia II, III lub IV wg NYHA. Średnie wartości wskaźników Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II i STS Mortality Score wyniosły odpowiednio 14,4%, 5,8% i 4,7%. Wyjściowo pacjenci mieli umiarkowanie ciężką (50,9%) lub ciężką (48,1%) postać niedomykalności zastawki mitralnej (MR).

10.1.2 Skuteczność

Punkt końcowy skuteczności obejmował trzy elementy: skuteczność wyrobu, skuteczność proceduralną i skuteczność kliniczną. Skuteczność wyrobu osiągnięto w przypadku 92,0% badanych urządzeń. Skuteczność proceduralną osiągnięto u 93,5% pacjentów. Skuteczność kliniczną uzyskano u 86,0% pacjentów.

10.1.3 Bezpieczeństwo

Po 30 dniach, złożony wskaźnik poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) wynosił 8,0%. Dziewięciu pacjentów doświadczyło 11 poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) przed wizytą kontrolną po 30 dniach. Poniżej przedstawiono poważne zdarzenia niepożądane (wg ich liczby), które wystąpiły w ciągu 30 dni i zostały poddane ocenie komisji CEC.

Poważne zdarzenie niepożądane (MAE)	Statystyki podsumowujące
Śmiertelność sercowo-naczyniowa	0,9% (1/112)
Udar mózgu	0,9% (1/112)
Zawał mięśnia sercowego	0,0% (0/112)
Nowe zapotrzebowanie na leczenie nerkozastępcze	0,0% (0/112)
Obfite krwawienie	7,1% (8/112)
Ponowna interwencja w przypadku powikłań związanych z badanym wyrobem	0,9% (1/112)
Złożony wskaźnik MAE	8,0% (9/112)

Uwaga: Miary jakościowe - % (n/liczba całkowita)

W całej populacji obniżenie stopnia niedomykalności zastawki mitralnej (MR) (tj. MR $\leq 2+$) zaobserwowano u 95,3% pacjentów przy wypisie, 96,1% pacjentów po 30 dniach, 98,8% pacjentów po 6 miesiącach i u 100% pacjentów po 1 roku.

10.1.4 Wnioski z badania

Dane zebrane w badaniu CLASP potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność systemu PASCAL u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej. Liczba pacjentów objętych obserwacją przez rok lub dłużej jest ograniczona i długoterminowe dane z obserwacji będą gromadzone po wprowadzeniu produktu do obrotu.

10.2 Badanie CLASP TR

Dane kliniczne w tej części obejmują informacje uzyskane z badania klinicznego przecewnikowego systemu do naprawy zastawki PASCAL w odniesieniu do zastawki trójdzielnej (CLASP TR).

Przeprowadzono prospektywne, wieloośrodkowe, prowadzone na jednej grupie badanie (CLASP TR) w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności i skutków klinicznych wynikających z zastosowania systemu PASCAL. Wszyscy uczestnicy badania byli oceniani pod kątem obserwacji klinicznej po 30 dniach, 6 miesiącach, 1 roku i będą podlegali corocznej kontroli przez 5 lat po zabiegu implantacji.

Pierwszorządowy punkt końcowy badania CLASP TR obejmował jednoczesne wystąpienie poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) po 30 dniach. Do poważnych zdarzeń niepożądanych zaliczono: śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, powikłania nerkowe wymagające nieplanowej dializy lub terapii nerkozastępczej, ciężkie krwawienia, nieplanowa lub pilna ponowna interwencja (przeszkorna lub chirurgiczna) powiązana z wyrobem, a także poważne powikłania miejsca dostępu lub naczyniowe wymagające interwencji.

Pierwszorządowe punkty końcowe skuteczności badania obejmują skuteczność urządzenia, skuteczność proceduralną i skuteczność kliniczną. Drugorzędowe punkty końcowe badania obejmują wyniki kliniczne, bezpieczeństwa i czynnościowe po 30 dniach, 6 miesiącach, 1 roku i podczas corocznych kontroli.

Skuteczność urządzenia definiuje się jako założenie urządzenia zgodnie z zamierzonym celem i skuteczne wyjęcie systemu wprowadzającego zgodnie z zamierzonym celem w momencie opuszczenia przez pacjenta pracowni cewnikowania serca. Analizę skuteczności urządzenia przeprowadzono dla każdego urządzenia.

Skuteczność proceduralną definiuje się jako skuteczność wyrobu z dowodami zmniejszenia stopnia niedomykalności zastawki trójdzielnej o co najmniej jeden stopień (skala: brak/śladowa, łagodna, umiarkowana, ciężka, masywna, przelewająca) na koniec procedury, a także brak potrzeby interwencji chirurgicznej lub przeszłkowej przed wypisem ze szpitala. Skuteczność proceduralną analizowano dla poszczególnych pacjentów.

Skuteczność kliniczną definiuje się jako skuteczność proceduralną oraz brak poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) w ciągu 30 dni (analiza dotyczy każdego pacjenta).

Wszystkie dane echokardiograficzne oceniano niezależnie laboratorium podstawowe. Niezależna Komisja ds. zdarzeń klinicznych (CEC) oceniła zdarzenia związane z bezpieczeństwem, zaś Komitet monitorujący bezpieczeństwo danych (DSMB) niezależnie przeanalizował zbiorcze dane dotyczące bezpieczeństwa i oszacował tendencje dotyczące zdarzeń niepożądanych oraz ich wpływ na badane postępowanie oraz ocenę ryzyka związanego z urządzeniem.

10.2.1 Wyniki badania CLASP TR

Średni wiek leczonych pacjentów wynosił 76,3 roku oraz 53% pacjentów było kobietami. Wszyscy pacjenci mieli niewydolność serca stopnia II lub III wg NYHA. Średnie wartości wskaźników EuroSCORE II i STS Mortality Score wyniosły odpowiednio 5,3% i 7,3%. Wyjściowo 81% pacjentów miało ciężką lub poważniejszą postać niedomykalności zastawki trójdzielnej (TR).

10.2.2 Skuteczność

Punkt końcowy skuteczności obejmował trzy elementy: skuteczność wyrobu, skuteczność proceduralną i skuteczność kliniczną. Skuteczność wyrobu osiągnięto w przypadku 82,2% badanych urządzeń. Wśród pacjentów, którym wszczepiono wyrób, skuteczność proceduralną osiągnięto u 95,5% pacjentów, a skuteczność kliniczną osiągnięto u 86,4% pacjentów.

10.2.3 Bezpieczeństwo

Po 30 dniach, złożony wskaźnik poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) wynosił 5,9%. Dwóch pacjentów doświadczyło 3 poważnych zdarzeń niepożądanych (MAE) przed wizytą kontrolną po 30 dniach. Poniżej przedstawiono poważne zdarzenia niepożądane (wg ich liczby), które wystąpiły w ciągu 30 dni i zostały poddane ocenie komisji CEC.

Poważne zdarzenie niepożądane (MAE)	Statystyki podsumowujące
Śmiertelność sercowo-naczyniowa	0,0% (0/34)
Zawał mięśnia sercowego	0,0% (0/34)
Udar mózgu	0,0% (0/34)
Powikłania nerkowe wymagające nieplanowej dializy lub terapii nerkozastępczej	0,0% (0/34)
Obfite krwawienie	5,9% (2/34)
Nieplanowa lub pilna ponowna interwencja (przeszkorna lub chirurgiczna) powiązana z wyrobem	0,0% (0/34)
Poważne powikłania miejsca dostępu lub naczyniowe wymagające interwencji	0,0% (0/34)
Złożony wskaźnik MAE	5,9% (2/34)

Uwaga: Miary jakościowe - % (n/liczba całkowita)

W całej populacji pacjentów, którym wszczepiono wyrób, obniżenie nasilenia niedomykalności zastawki trójdzielnej (TR) o co najmniej jeden stopień zaobserwowano u 88,9% i 82,6% pacjentów odpowiednio przy wypisie i po 30 dniach. Obniżenie nasilenia niedomykalności zastawki trójdzielnej (TR) o co najmniej dwa stopnie zaobserwowano u 65,2% pacjentów po 30 dniach.

10.2.4 Wnioski z badania

Dane zebrane dotychczas w badaniu CLASP TR potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność systemu PASCAL u pacjentów z niedomykalnością zastawki trójdzielnej. Liczba pacjentów objętych obserwacją przez rok lub dłużej jest ograniczona i długoterminowe dane z obserwacji będą gromadzone po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Systém na transkatérovú operáciu chlopne Edwards PASCAL

Návod na použitie

Systém na transkatérovú operáciu chlopne Edwards PASCAL (ďalej len systém PASCAL) zahŕňa nasledujúce konfigurácie:

Tabuľka 1: Model 10000

Číslo modelu	Pomôcka	Kompatibilné pomôcky	
		Číslo modelov	Pomôcka
10000IS	Implantačný systém PASCAL	10000GS 10000ST	Vodiace puzdro Stabilizátor
10000ISM	Implantačný systém PASCAL Ace	20000ST 10000T	Kolajnicový systém so stabilizátorom Stolík

Tabuľka 2: Model 15000

Číslo modelu	Pomôcka	Kompatibilné pomôcky	
		Číslo modelov	Pomôcka
15000IS	Implantačný systém PASCAL	10000GS 20000ST	Vodiace puzdro Kolajnicový systém
15000ISM	Implantačný systém PASCAL Ace	10000T	so stabilizátorom Stolík

Implantačný systém

Implantačný systém pozostáva z riadeného katétra (krajná vrstva), implantačného katétra (vnútorná vrstva) a implantátu (ďalej len implantáty z modelov 10000IS, 10000ISM, 15000IS a 15000ISM). Tento implantačný systém sa používa na perkutánne zavedenie implantátu do chlopne cez femorálnu žilu pomocou transvenózneho prístupu.

Implantát (obrázky 1-3)

Implantát sa zavádza a zaisťuje o cipy chlopne a funguje ako výplň v regurgitujúcom ústí. Hlavnými súčasťami implantátu sú rozpierka, lopatky a spony vyrobené z nítinolu a pokryté polyetylénretalátom. Implantáty 10000IS a 15000IS tiež obsahujú titánovú maticu a skrutku, puzdro z PEEK a silikónové tesnenie. Implantáty 10000ISM a 15000ISM tiež obsahujú titánovú maticu, skrutku, distálnu a proximálnu doštičku a silikónové tesnenie, a ide o implantáty menšej veľkosti.

Lopatky implantátu môžu byť v štyroch hlavných polohách: predĺžené, zatvorené, pripravené na zachytenie o cipy a zachytené o cipy.

Riadený katéter (obrázok 4)

Riadený katéter obsahuje otočný ovládač, ktorý sa používa na aktiváciu ohybového mechanizmu na navigáciu a umiestnenie implantátu na určené miesto. Röntgenkontrastný pásk umiestnený na distálnej časti katétra označuje koniec ohybovej časti.

Implantačný katéter (obrázok 4)

Implantát sa dodáva pripevnený na implantačný katéter pomocou chirurgickej nite a skrutkovacieho drieku. Implantačný katéter reguluje zavedenie implantátu. Tri hlavné ovládacie prvky sú posúvače, skrutkovací ovládač aktivačného mechanizmu a uvoľňovací otočný ovládač. Posúvače ovládajú spony implantátu (zatiahnutie posúvačov dozadu spony zdvíha a posunutie posúvačov dopredu spony znižuje). Skrutkovací ovládač aktivačného mechanizmu ovláda lopatky implantátu (zatiahnutie ovládača aktivačného mechanizmu lopatky zatvorí a posunutie ovládača aktivačného mechanizmu dopredu lopatky otvorí). Uvoľňovací otočný ovládač sa používa na uvoľnenie implantátu z implantačného katétra. Implantačný katéter sa dodáva zostavený v riadenom katétri.

Vodiace puzdro (obrázok 5)

Súprava vodiaceho puzdra obsahuje riadené vodiace puzdro a zavádzač. Vodiace puzdro poskytuje prístup cez predsieň. Má hydrofílny povlak a otočný ovládač, ktorý sa používa na aktiváciu ohybového mechanizmu a umiestnenie vodiaceho puzdra na určené miesto. Zavádzač je kompatibilný s vodiacim drôtom s priemerom 0,89 mm (0,035 palca).

Stabilizátor (obrázky 6 a 7)

Stabilizátor slúži ako pomôcka na umiestnenie a stabilizáciu systému PASCAL počas implantácie. Stabilizátor sa v prípade potreby dá k systému pripojiť kedykoľvek počas zákroku. Použitie stabilizátora je voliteľné.

Stolík (obrázok 8)

Stolík sa používa mimo sterilného poľa ako stabilná plocha pre implantačný systém, vodiace puzdro a stabilizátor. Výšku stolika je možné upraviť. Použitie stolika je voliteľné.

Vkladacia pomôcka (obrázok 9)

Odlepovacia vkladacia pomôcka sa používa na zavedenie implantátu a zavádzacích katétrov cez tesnenia vodiaceho puzdra. Vkladacia pomôcka sa dodáva prakticky v balení s implantačným systémom a/alebo vodiacim puzdrom.

1.0 Indikácie

Systém na transkatérovú operáciu chlopne Edwards PASCAL je indikovaný na perkutánnu rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej a/alebo trojcipej chlopne aproximáciou tkaniva.

2.0 Kontraindikácie

Systém PASCAL je kontraindikovaný u pacientov s nasledovnými problémami:

- Pacient s kontraindikovanou transezofageálnou echokardiografiou (TEE) alebo neúspešnou skríningovou transezofageálnou echokardiografiou (TEE)
- Echokardiografické potvrdenie vnútroštrôcovej hmoty, trombu alebo vegetácie
- Prítomnosť oklúzie alebo trombu vo filtri IVC, ktorý by interferoval so zavádzacím katétrom, alebo prítomnosť trombozy ipsilaterálnej hlbkovej žily
- Známa precitlivosť na nítinol (nikel alebo titán) alebo kontraindikácia operačnej liečby, ktorej adekvátny manažment pomocou liekov nie je možný
- Anamnéza hemoragickej diatézy alebo koagulopatie alebo pacient odmietajúci transfúziu krvi

Systém PASCAL je ďalej kontraindikovaný u pacientov s poškodením mitrálnej chlopne s kontraindikáciou na transeptálnu katetrizáciu.

3.0 Výstrahy

3.1 Posúdenie anatómie

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov treba posúdiť nasledovné anatomicke charakteristiky pacienta. Bezpečnosť a účinnosť systému PASCAL nebola pre podmienky, ktoré sú odlišné od uvedených, stanovená. Pri použití za iných podmienok môže dochádzať k problémom pri umiestňovaní implantátu alebo zavádzaní cípov natívnej chlopne.

Aplikovateľné u pacientov s poškodením mitrálnej a trojcipej chlopne:

- Prítomnosť strednej až závažnej kalcifikácie v oblasti uchopenia
- Prítomnosť závažnej kalcifikácie v anule alebo subvalvulárnom aparáte
- Prítomnosť významnej trhliny alebo perforácie v oblasti uchopenia
- Dĺžka mobility cípu < 8 mm

Aplikovateľné len na mitrálnych pacientov:

- Šírka prolapsu > 15 mm a/alebo medzera prolapsu > 10 mm
- Výška transeptálnej punkcie < 3,5 cm
- Priemer ľavej predsieni ≤ 35 mm
- Prítomnosť dvoch alebo viacerých významných jetov
- Prítomnosť jedného významného jetu v komisurálnej oblasti
- Plocha mitrálnej chlopne (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Aplikovateľné len na trikuspidálnych pacientov:

- Prítomnosť primárneho nedegeneratívneho ochorenia trojcipej chlopne

3.2 Manipulácia s pomôckou

- Tieto pomôcky sú skonstruované, určené a distribuované iba na jednorazové použitie. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by potvrdzovali sterilitu, nepyrognnosť a funkčnosť týchto pomôcok po príprave na opakované použitie.
- S pomôckami manipulujte pomocou štandardného sterilného postupu na prevenciu infekcií.
- Žiadnu z pomôcok nevystavujte pôsobeniu roztokov, chemikálií atď., s výnimkou sterilného alebo heparinizovaného fyziologického roztoku. V opačnom prípade môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu príslušnej pomôcky, ktoré nemusí byť viditeľné pri vizuálnej kontrole.
- Žiadnu z pomôcok nepoužívajte v prítomnosti zápalných alebo horľavých plynov, anestetík ani čistiacich/dezinfekčných prostriedkov.
- Pomôcky nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.
- Sterilné pomôcky nepoužívajte, ak je plomba obalu zlomená alebo ak je obal poškodený.
- Pomôcky nepoužívajte, ak došlo k ich pádu, poškodeniu alebo akejkolvek nesprávnej manipulácii.
- Na zabránenie vzduchovej embólii použite počas prípravy štandardnú preplachovaciu a odvzdušňovaciu techniku.

3.3 Klinické výstrahy

- Ako v prípade akejkolvek implantovanej zdravotnickej pomôcky, aj tu existuje možnosť nežiaducej imunologickej reakcie.
- S použitím tohto systému sa spájajú závažné nežiaduce udalosti, ktoré niekedy vedú k potrebe chirurgického zákroku alebo k smrti („Možné nežiaduce udalosti“). Pred použitím systému je nutné každému perspektívnemu pacientovi poskytnúť úplné vysvetlenie prínosov a rizík.
- Odporúčajú sa dôkladné a opakované lekárske kontroly, aby bolo možné diagnostikovať a správne liečiť komplikácie súvisiace s implantátom.
- Antikoagulačnú liečbu musí stanoviť príslušný lekár podľa smerníc príslušného zdravotníckeho zariadenia.

4.0 Preventívne opatrenia

4.1 Preventívne opatrenia pred použitím

- Výber pacienta musí vykonať multidisciplinárny kardiologický tím špecializujúci sa na liečbu regurgitácie mitrálnej a/alebo trojcipej chlopne na základe posúdenia rizika pre pacienta a anatomickej vhodnosti.

4.2 Preventívne opatrenia po použití

- Pre implantát nebola stanovená dlhodobá životnosť. Odporúča sa vykonávanie pravidelných lekárske kontrol na zhodnotenie funkčnosti implantátu.
- Po operácii chlopne pomocou pomôcky PASCAL môže byť nutná krátkodobá antikoagulačná liečba. Antikoagulačnú a inú liečbu predpisujte podľa smerníc príslušného zdravotníckeho zariadenia.

5.0 Možné nežiaduce udalosti

Komplikácie spojené so štandardnou katetrizáciou srdca, použitím anestézie a použitím systému PASCAL môžu viesť k týmto následkom: zmena na otvorenú operáciu, naliehavá alebo nenaliehavá reoperácia, explantácia, trvalé postihnutie alebo smrť. Lekárom sa odporúča hlásiť podozrivé udalosti týkajúce sa pomôcok spoločnosti Edwards alebo určeným nemocničným orgánom.

Ako možné komplikácie spojené s postupom systému PASCAL boli identifikované nasledujúce nežiaduce udalosti:

- Abnormálne laboratorné hodnoty
- Alergická reakcia na anestetikum, kontrastnú látku, heparín, nítinol
- Anémia alebo nízka hladina hemoglobínu, môže vyžadovať transfúziu
- Aneuryzma alebo pseudoaneuryzma
- Srdcová angína alebo bolesti hrudníka
- Anafylaktický šok
- Arytmie – atrálne (t. j. atriálna fibrilácia (AF), supraventrikulárna tachykardia (SVT))
- Arytmie – ventrikulárne (t. j. ventrikulárna tachykardia (VT), ventrikulárna fibrilácia (VF))
- Arterio-venózna fistula
- Atriálny septálny defekt vyžadujúci zákrok
- Krvácanie
- Zastavenie srdcovej činnosti
- Srdcové zlyhanie
- Poranenie srdca vrátane perforácie
- Tamponáda srdca/perikardiálny výpotok
- Kardiogénny šok

- Chordálne zapletenie alebo ruptúra, ktorá môže vyžadovať zákrok
- Koagulopatia, porucha koagulácie, hemoragická diatéza
- Poranenie systému vedenia, ktoré môže vyžadovať trvalú implantáciu kardiostimulátora
- Hĺbková žilová trombóza (DVT)
- Opatrebovanie nativnej chlopne (napr. pretrhnutie, zatahnutie, zhrubnutie cípov)
- Dislokácia predtým zavedeného implantátu
- Dýchavičnosť
- Edém
- Elektrolytová nerovnováha
- Emboly/embolizácia vrátane vzduchových, časticových, kalcifikačných alebo trombotických
- Endokarditída
- Podráždenie pažeráka
- Perforácia alebo zúženie pažeráka
- Netolerovanie fyzickej námahy alebo slabosť
- Neschopnosť vytiahnutia akýchkoľvek súčastí systému PASCAL
- Horúčka
- Gastrointestinálne krvácanie alebo infarkt
- Zlyhanie srdca
- Hematóm
- Hemodynamické ohrozenie
- Hemolýza
- Krvácanie vyžadujúce transfúziu alebo zákrok
- Vysoký krvný tlak
- Nízky krvný tlak
- Opatrebovanie pomôcky (opotrebovanie, trhliny, fraktúra alebo iné)
- Embolizácia implantátu
- Zlá poloha implantátu alebo neschopnosť zaviesť implantát na určené miesto
- Migrácia implantátu
- Trombóza implantátu
- Infekcia
- Zápal
- Obštrukcia výtokového traktu ľavej komory (LVOT)
- Mezenterická ischémia
- Zlyhanie viacerých orgánových systémov
- Infarkt myokardu
- Nevoľnosť alebo zvracanie
- Poškodenie nervu
- Neurologické symptómy vrátane dyskinézy, bez diagnózy TIA alebo mŕtvice
- Iné ako neurologické tromboembolické udalosti
- Bolest'
- Poškodenie papilárnych svalov
- Paralýza
- Embolizácia súčastí (súčastí) systému PASCAL
- Periférna ischémia
- Pohrudnicový výpotok
- Pľúcny edém
- Pulmonálna embólia
- Reakcia na antiagregačné alebo antikoagulačné látky
- Oblíčkové zlyhanie
- Oblíčková nedostatočnosť
- Zhoršenie respiračných funkcií, respiračné zlyhanie, atelektáza, pneumónia – môže vyžadovať predĺženú ventiláciu
- Retroperitoneálne krvácanie
- Poškodenie alebo perforácia septa
- Septikémia, sepsa
- Popálenie pokožky, poranenie alebo zmeny tkaniva z dôvodu vystavenia ionizačnému žiareniu
- Zachytenie pomôcky o jeden cíp (SLDA)
- Mŕtvica
- Synkopa
- Tranzitórny ischemický atak
- Infekcia alebo krvácanie močových ciest
- Poranenie chlopne
- Stenóza chlopne
- Valvulárna regurgitácia
- Vaskulárne poranenie alebo trauma vrátane disekcie alebo oklúzie
- Cievny spazmus
- Poškodenie alebo perforácia komorovej steny
- Dehiscencia rany, oneskorené alebo neúplné hojenie
- Zhoršenie zlyhania srdca
- Zhoršenie regurgitácie/chlopňovej insuficiencie

6.0 Spôsob dodania

6.1 Balenie

Vodiace puzdro, implantačný systém a stabilizátor sú zabalené individuálne a sterilizované etylénoxidom. Stolík je zabalený a dodávaný nesterilný.

6.2 Skladovanie

Systém PASCAL skladujte na chladnom a suchom mieste.

7.0 Návod na použitie

7.1 Školenie lekára

Implantujúci lekár musí mať skúsenosti s transkatérovými technikami a musí byť vyškolený v oblasti používania systému PASCAL a postupu implantácie. Záverečné rozhodnutie o implantácii pomôcky PASCAL majú vykonať lekári špecializovaných centier so špecializáciou na liečbu regurgitácie mitrálnej a/alebo trojcipej chlopne, ktorí dokážu určiť, či vzhľadom na štádium ochorenia a komorbiditu existuje odôvodnená šanca, že je možné očakávať významné zlepšenie klinického stavu.

7.2 Vybavenie a materiály

- Štandardné laboratórne vybavenie na katetrizáciu srdca
- Skiaskopický systém
- Možnosť transezofageálnej echokardiografie (TEE) (2D a 3D)
- Katéter so zahnutým koncom („pigtail“) na podanie kontrastnej látky (s kompatibilným puzdrom)
- Súprava na napichnutie ciev
- Transseptálna ihla, puzdro a vodiaci drôt
- Vodiaci drôt s výmennou dĺžkou s priemerom 0,89 mm (0,035 palca)
- Výplachové nádoby
- Striekačky s koncovkou typu Luer s objemom 50 – 60 cm³
- Heparinizovaný fyziologický roztok
- Hemostatikum
- Chirurgické utierky (napr. veľkosť 43 x 69 cm)
- Voliteľné: stupňovité dilatátory
- Voliteľné: nepretržitá infúzia fyziologického roztoku (IV stojan na kolieskach, infúzne hadičky so škrtiacimi kolieskovými svorkami, 1-litrové vrecká s heparinizovaným sterilným fyziologickým roztokom)
- Voliteľné: pomôcka na monitorovanie tlaku

7.3 Príprava pomôcky

7.3.1 Stolík

Krok	Postup
1	Vyberte stolík (stolíky) z obalu a skontrolujte prípadné poškodenie.
2	Zostavte stolík (stolíky) podľa obrázka 8.

7.3.2 Stabilizátor

Krok	Postup
1	Vyberte súčasti stabilizátora z obalu a skontrolujte prípadné poškodenie.
2	V prípade potreby zostavte stabilizátor podľa obrázka 6.

7.3.3 Vodiace puzdro

Krok	Postup
1	Vyberte vodiace puzdro, vkladaciu pomôcku a zavádzač z obalu a skontrolujte prípadné poškodenie.
2	Počas preplachovania a odvzdušňovania vodiaceho puzdra heparinizovaným fyziologickým roztokom držte jeho distálny hrot zdvihnutý.
3	Držte distálny hrot zdvihnutý a vložte zavádzač do vodiaceho puzdra. Pred použitím prepláchnite zavádzač a utrite vodiace puzdro heparinizovaným fyziologickým roztokom.

7.3.4 Implantačný systém

Krok	Postup
1	Vyberte implantačný systém a vkladaciu pomôcku z obalu a skontrolujte prípadné poškodenie. Skontrolujte, či sú oba uzatváracie ventily posúvačov v otvorenej polohe. VÝSTRAHA: Ak uzatváracie ventily posúvačov nie sú v otvorenej polohe, použitie tejto pomôcky môže mať za následok infekciu.
2	Posúvajte ovládač aktivačného mechanizmu dopredu (otáčajte tento ovládač aktivačného mechanizmu proti smeru hodinových ručičiek alebo stlačením aktivačného tlačidla posúvajte ovládač aktivačného mechanizmu dopredu), kým nie je v jednej rovine s nástrojom na polohovanie spŕn.
3	Vyberte kolík posúvačov a odstráňte vôľu stehov. Zatvorte uzatváracie ventily posúvačov a zaistite kolík posúvačov. Odoberte nástroj na polohovanie spŕn.
4	Posúvače úplne zatiahnite dozadu a posuňte dopredu na overenie správneho pohybu spony a zatvorte implantát (otočte ovládač aktivačného mechanizmu v smere hodinových ručičiek alebo stlačte aktivačné tlačidlo na zatahnutie ovládača aktivačného mechanizmu dozadu).
5	Posuňte riadený katéter dopredu. Uistite sa, že posúvače sú úplne zatahnuté dozadu aj ovládač aktivačného mechanizmu je úplne zatahnutý dozadu. Orientujte rukoväť implantačného katétra vertikálne, aby bol uvoľňovací otočný ovládač oproti stolíku.
6	Prepláchnite implantačný katéter heparinizovaným fyziologickým roztokom.
7	Keď začne fyziologický roztok vytekať z distálneho konca implantačného katétra, spustite rukoväť implantačného katétra nadol a zdvihnite distálny koniec implantačného katétra pri neustálom preplachovaní heparinizovaným fyziologickým roztokom.
8	Riadený katéter celý zatahnite. Posuňte posúvače a ovládač aktivačného mechanizmu dopredu na nastavenie implantátu do predĺženej polohy.
9	Odstráňte uzáver vkladacej pomôcky a zaveďte uzáver vkladacej pomôcky do implantačného systému.
10	Zasúvajte implantát cez proximálny koniec vkladacej pomôcky, kým nevyjde cez distálny koniec. Spojte vkladaciu pomôcku a uzáver vkladacej pomôcky.
11	Držte vkladaciu pomôcku a distálny hrot v zdvihnutej polohe a prepláchnite riadený katéter heparinizovaným fyziologickým roztokom.
12	Postupne zafahajte implantačný katéter do riadeného katétra a implantát do vkladacej pomôcky pri neustálom preplachovaní cez riadený katéter, kým distálny koniec implantátu nie je celý vo vkladacej pomôčke.

7.4 Postup implantácie

Zavedenie implantátu treba vykonávať v celkovej anestézii spolu s monitorovaním hemodynamických parametrov v operačnej sále, hybridnej operačnej sále alebo katetrizačnom laboratóriu s vybavením na skiaskopické a echokardiografické zobrazovanie.

Poznámka: Pred implantáciou si pozrite Posúdenie anatómie (časť 3.1), pretože použitie mimo týchto stavov môže prekážať pri umiestnení implantátu alebo pri zavedení cívov natívnej chlopne.

UPOZORNENIE: Počas zákroku sa má podávať heparín, aby sa udržal čas aktívovanej koagulácie na hodnote ≥ 250 sekúnd.

UPOZORNENIE: Nadmerná dávka kontrastnej látky môže viesť k obličkovému zlyhaniu. Pred postupom zmerajte pacientovu hladinu kreatinínu. Podávanie kontrastnej látky sa musí monitorovať.

7.4.1 Príprava pacienta

Krok	Postup
1	Pred zakrytím pacienta sterilnými krycimi plachtami v prípade potreby zostavte a umiestnite stolík (stolíky) medzi nohy pacienta a podľa potreby nastavte ich výšku. Ako podporu medzi stolíkom (stolíkami) a nohami pacienta použite utierky. VÝSTRAHA: Stolík sa dodáva nesterilný. Prenesenie stolíka do sterilného poľa môže spôsobiť infekciu.
2	Po zakrytí pacienta sterilnými krycimi plachtami podľa potreby zostavte a pripojte stabilizátor kedykoľvek počas zákroku.

7.4.2 Prístup cez femorálnu žilu a zavedenie puzdra

Krok	Postup
1	Pomocou štandardných metód perkutánnej punkcie vytvorte prístup do spoločnej femorálnej žily.
2	Pre postupy so systémom PASCAL týkajúce sa mitrálnej chlopne: Vytvorte prístup do ľavej predsiene transvenóznou transeptálnou technikou s použitím štandardných perkutánných metód a umiestnite vodiaci drôt do ľavej predsiene. Podľa potreby príslušnú cievu dilatujte. UPOZORNENIE: (len pre mitrálne postupy) Nevhodná punkcia môže mať za následok poškodenie štruktúry srdca vyžadujúce operáciu alebo iný zákrok. Pre postupy so systémom PASCAL týkajúce sa trojcipej chlopne: Vytvorte prístup do pravej predsiene s použitím štandardných perkutánných metód a umiestnite vodiaci drôt do pravej predsiene. Podľa potreby príslušnú cievu dilatujte.
3	Pre postupy so systémom PASCAL týkajúce sa mitrálnej chlopne: Zavádzajte vodiace puzdro so zavádzacom po vodiacom drôte, kým hrot vodiaceho puzdra nebude bezpečne umiestnený naprieč septom. Podľa potreby použite ohybový mechanizmus. Pre postupy so systémom PASCAL týkajúce sa trojcipej chlopne: Zavádzajte vodiace puzdro so zavádzacom po vodiacom drôte, kým sa hrot vodiaceho puzdra nebude nachádzať v pravej predsieni. UPOZORNENIE: Nadmerná manipulácia môže mať za následok dislokáciu alebo narušenie predtým implantovanej pomôcky, poškodenie štruktúry srdca vyžadujúce operáciu alebo ďalší zákrok.
4	Vyberte zavádzaciu a vodiaciu drôt. Neaspirujte a nepreplachujte vodiace puzdro, kým nie je implantačný systém vložený. UPOZORNENIE: Aspirácia alebo pripojenie nepretržitého preplachovania fyziologickým roztokom k vodiacemu puzdru pred vložením implantačného systému môže mať za následok vzduchovú embóliu.

7.4.3 Zavedenie implantátu

Krok	Postup
1	Vložte implantačný systém s vkladacou pomôckou do vodiaceho puzdra.
2	Posúvajte implantačný systém, kým implantát neopustí vkladaciu pomôcku. Zatiahnite a odlepte vkladaciu pomôcku.
3	Vodiace puzdro aspirujte a prepláchnite heparinizovaným fyziologickým roztokom. Pomocou špecifikovanej striekačky aspirujte objemom minimálne 45 cm ³ . UPOZORNENIE: Nedodržanie úplnej aspirácie vodiaceho puzdra môže mať za následok vzduchovú embóliu.
4	V prípade potreby pripojte nepretržitú infúziu fyziologického roztoku k implantačnému katétru. UPOZORNENIE: Pripojenie nepretržitej infúzie fyziologického roztoku k implantačnému systému pred aspiráciou môže mať za následok vzduchovú embóliu.
5	Posúvajte implantačný systém, kým implantát neopustí distálny koniec vodiaceho puzdra.
6	Zatiahnite ovládač aktivačného mechanizmu dozadu, aby ste dostali implantát do zatvorenej polohy. Posúvajte zatiahnite.
7	Podľa potreby nastavte vodiace puzdro.
8	Ak sa na nepretržitú hodnotenie predsieňového tlaku počas zákroku používa monitorovanie tlaku, na základe uváženia ošetrojúceho lekára sa riadte návodom na použitie monitora tlaku od výrobcu. Kvapalinou naplnenú pomôcku na monitorovanie tlaku pripojte k riadenému katétru. Pred meraním aspirujte a potom kalibrujte na úrovni srdca pacienta. Poznámka: Monitorovanie tlaku sa musí používať spolu s echom. Tlak sa má zosúladiť podľa hodnôt echa a Dopplerovho ultrasonografu. Keď hodnotíte predsieňový tlak, uistite sa, že distálny hrot implantačného katétra je úplne vysunutý z riadeného katétra.

Krok	Postup
9	Podľa potreby posuňte implantačný systém dopredu. Manipulujte riadeným katéтром a vodiacim puzdrom (ohnite/vyrovnejte, točte protichodnými smermi, posuňte dopredu/zatiahnite dozadu) podľa potreby, kým nie je implantát vycentrovaný v cieľovej zóne spojenia s príslušnou trajektóriou. UPOZORNENIE: Nadmerná manipulácia môže mať za následok dislokáciu alebo narušenie predtým implantovanej pomôcky, poškodenie štruktúry srdca vyžadujúce operáciu alebo ďalší zákrok. Poznámka: Röntgenkontrastný pásik na riadenom katétri označuje koniec ohybovej časti a dá sa zobraziť pomocou skiaskopie.
10	Posuňte ovládač aktivačného mechanizmu dopredu, aby ste implantát dostali do polohy pripravenosti na zachytenie o cípy. Poznámka: Pri postupe, ktorý sa týka trojcipej chlopne, po umiestnení implantátu do polohy pripravenosti na zachytenie o cípy potiahnite kolík posúvača a posuňte jeden posúvač, aby ste pomocou zobrazenia určili, ktorú sponu implantátu ovláda. Následne kolík posúvača zaistite.
11	Podľa potreby otáčajte implantačným katéтром a nastavte orientáciu lopatiek.
12	Posúvajte implantát cez príslušnú chlopňu, kým lopatky nebudú pod voľným okrajom cívov.
13	Overte umiestnenie a orientáciu implantátu a podľa potreby mierne upravte jeho polohu. UPOZORNENIE: Nadmerná manipulácia s implantátom pod cípmi môže spôsobiť chordálne zapletenie implantátu. Chordálne zapletenie môže spôsobiť poranenie srdca, zhoršenú regurgitáciu, náročnosť alebo nemožnosť vytiahnutia implantátu s potrebou dodatočného zákroku.
14	Použitím zobrazenia zatiahajte implantát, kým sa cípy nenachádzajú medzi lopatkami a sponami.
15	Posuňte posúvač(-e) dopredu, aby sa cíp(-y) zaistil(-i) medzi sponami a lopatkami. Možno to vykonať súčasne pre oba cípy (vložením kolíka posúvačov sa umožní pohyb oboch spon) alebo pre každý cíp jednotlivo (vytiahnutím kolíka posúvačov sa umožní pohyb jednotlivých spon).
16	Overte zaistenie cívov pomocou zobrazovania. Ak cípy nie sú zaistené medzi sponami a lopatkami, uvoľnite cípy zatiahnutím posúvačov a zopakujte pokus.
17	Keď sú cípy zaistené medzi sponami a lopatkami, nastavte implantát do zatvorenej polohy.
18	Jemným posunutím implantačného katétra dopredu uvoľnite prutie na cípoch.
19	Vyhodnoťte regurgitáciu a podľa potreby zmeňte polohu. Po potvrdení polohy implantátu sa uistite, že sa implantát nachádza v zatvorenej polohe. V prípade potreby zmeny polohy v rámci komory posúvača zatiahnite, posuňte ovládač aktivačného mechanizmu dopredu a tak nastavte implantát do polohy pripravenosti na zachytenie o cípy. Podľa potreby nastavte orientáciu spon a implantátu. Ak potrebujete zmeniť polohu v rámci predsiene, zatiahnite posúvače a použitím skiaskopického navádzania a posunutím ovládača aktivačného mechanizmu dopredu pomaly predĺžte implantát, pričom zaistite, aby sa neohol drôt aktivačného mechanizmu. Implantát následne zatiahnite dozadu do predsiene. UPOZORNENIE: Ak implantát nepredĺžite pri zatáhaní do predsiene počas zmeny umiestnenia, môže to mať za následok poškodenie cívov alebo chordálne zapletenie. UPOZORNENIE: Ak pred zmenou umiestnenia neuvoľníte cípy od spon a lopatiek, môže to mať za následok poškodenie cívov.
20	Uvoľnenie implantátu od katétra: a) Uistite sa, že distálny hrot implantačného katétra je úplne vysunutý z riadeného katétra. b) Odstrihnite vonkajšiu chirurgickú niť na proximálnom konci každého posúvača. Otvorením oboch uzatváracích ventilov posúvačov chirurgickú niť odoblokujte. Ak chcete chirurgickú niť úplne odstrániť, vytiahnite kolík posúvačov. c) Po vytiahnutí chirurgickej nite zatvorte oba uzatváracie ventily posúvačov. d) Odstráňte uvoľňovací kolík. Otočte uvoľňovací otočný ovládač proti smeru hodinových ručičiek a zatiahajte ho, kým nebude implantát uvoľnený (overte zobrazovaním). Poznámka: Pred uvoľnením implantátu je podľa potreby možné vtiahnuť implantačný systém späť do vodiaceho puzdra, aby ho bolo možné odstrániť. Vtiahnutie: a) Posúvajte zatiahnite. b) Použitím skiaskopického navádzania implantát pomaly predĺžte, pričom zaistite, aby sa neohol drôt aktivačného mechanizmu. Potom zatiahnite implantát do predsiene. Nastavte implantát do zatvorenej polohy. c) Vyrovnejte riadený katéter a zatiahajte implantačný systém, kým sa implantát nebude nachádzať bezprostredne vedľa hrotu vodiaceho puzdra. d) Posuňte posúvače dopredu. e) Uvedte implantát do predĺženej polohy. f) Zatiahnutím posúvačov otvorte spony približne na 45° na oboch stranách. g) Zatiahnite implantačný systém cez vodiace puzdro.

Krok	Postup
	<p>UPOZORNENIE: Ak sa chirurgická niť neodstrihne na predpísanom mieste, môže to mať za následok nemožnosť uvoľnenia implantátu alebo zavedenie vlákna, čo môže viesť k mikroembólii.</p> <p>UPOZORNENIE: Nedodržanie predpísaných krokov uvoľnenia môže mať za následok náročnosť alebo nemožnosť uvoľnenia implantátu, čo si môže vyžadovať vykonanie dodatočného zákroku.</p> <p>UPOZORNENIE: Uvoľnenie implantátu pred overením, že cipy sú bezpečne zachytené medzi lopatkami a sponami, môže mať za následok posunutie alebo dislokáciu implantátu vedúcu k zachyteniu pomôcky o jeden cip (SLDA) alebo k iným možným nežiaducim udalostiam, čo môže vyžadovať dodatočný zákrok.</p> <p>VÝSTRAHA: Opätovné použitie pomôcok (vrátane implantačného systému a vodiaceho puzdra) po vytiahnutí môže spôsobiť embóliu cudzím materiálom alebo infekciu. Pri pokuse o opätovné použitie môže dôjsť k poruche pomôcky.</p> <p>Poznámka: Ak na základe rozhodnutia ošetrojúceho lekára má dôjsť k umiestneniu ďalšieho implantátu, treba postupovať opatrne, aby nedošlo k dislokácii predtým umiestneného implantátu. Prechodom cez chlopňu v konfigurácii implantátu s nízkym profilom sa môže minimalizovať interakcia s predtým umiestneným implantátom.</p> <p>UPOZORNENIE: Nadmerná manipulácia môže mať za následok dislokáciu alebo narušenie predtým implantovanej pomôcky, poškodenie štruktúry srdca vyžadujúce operáciu alebo ďalší zákrok.</p>

7.4.4 Odstránenie pomôcky a uzavretie

Krok	Postup
1	Implantačný katéter zatahnete celý do riadeného katétra. Postupne vyrovnajte a vyberte implantačný systém. Postupne vyrovnajte a vyberte vodiace puzdro.
	UPOZORNENIE: Nevyravňovanie pomôcok pred ich odstránením môže spôsobiť poškodenie ciev.
2	Vykonajte štandardné perkutánne uzavretie miesta prístupu.

8.0 Bezpečnosť v prostredí magnetickej rezonancie (MR)

Neklinické testovanie dokázalo, že implantát PASCAL je podmienené bezpečný v prostredí MR. Pacienta s touto pomôckou možno bezpečne skenovať pomocou systému MR, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Statické magnetické polia s intenzitou 1,5 T alebo 3,0 T
- Pole s maximálnym priestorovým gradientom 3 000 gauss/cm (30 T/m)
- Maximálna špecifická miera absorpcie (SAR) hlásená pre systém MR, sprmerovaná pre celé telo, s hodnotou 4 W/kg (kontrolovaný prevádzkový režim prvej úrovne).

Pri vyššie uvedených podmienkach skenovania je predpokladané maximálne zvýšenie teploty vyprodukované implantátom menšie ako 4 °C po 15 minútach nepretržitého skenovania.

Pri neklinickom testovaní v rámci najhoršej konfigurácie s použitím viacerých implantátov sa môže artefakt spôsobený pomôckou rozšíriť do 15 mm od implantátu pri zobrazovaní s najhoršou pulznou sekvenciou gradientového echa v systéme MR s intenzitou poľa 3,0 T.

9.0 Likvidácia explantovaného implantátu a pomôcok

Spoločnosť Edwards Lifesciences má záujem o získanie explantovaných klinických vzoriek tohto implantátu na účely analýzy. Po dokončení nášho hodnotenia poskytneme písomnú správu so súhrnom našich zistení. Vo veci vrátenia explantovaného implantátu kontaktujte spoločnosť Edwards.

Ak sa rozhodnete vrátiť ktorúkoľvek z pomôcok, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- **Neotvorený obal s neporušenou sterilnou bariérou:**
Ak nedošlo k otvoreniu vreciek, vráťte príslušnú pomôcku v jej originálnom obale.
- **Otvorený obal, ale pomôcka neimplantovaná:**
Ak došlo k otvoreniu vrecka, pomôcka už nie je sterilná. Vráťte pomôcku v jej originálnom obale.
- **Explantovaný implantát:**
Explantovaný implantát treba vložiť do vhodného histologického fixačného roztoku, ako je napríklad 10 % roztok formalínu alebo 2 % roztok glutaraldehydu, a vrátiť spoločnosti Edwards.

9.1 Likvidácia

S použitými pomôckami zaobchádzajte rovnakým spôsobom ako s nemocničným odpadom a infekčnými materiálmi vrátane likvidácie podľa miestnych predpisov. S likvidáciou týchto pomôcok nie sú spojené žiadne zvláštne riziká.

10.0 Zhrnutie klinických skúseností

10.1 Štúdia CLASP

V tejto časti uvádzame klinické údaje získané z klinickej štúdie CLASP, ktorá študovala systém PASCAL na transkatérovú operáciu chlopne v mitrálnej chlopni.

Na vyhodnotenie bezpečnosti, výkonu a klinických výsledkov použitia systému PASCAL sa uskutočnila multicentrická medzinárodná prospektívna štúdia (CLASP) v jednej skupine. Všetci pacienti zaradení do štúdie boli hodnotení pri klinických kontrolách do 30 dní, 6 mesiacov, 1 roku od implantácie. Kontroly budú pokračovať raz ročne počas nasledujúcich 5 rokov.

Primárnym bezpečnostným koncovým bodom štúdie CLASP bol výskyt kombinácie závažných nežiaducich udalostí (MAE) do 30 dní. MAE zahŕňajú: kardiovaskulárnu mortalitu, mŕtvicu, infarkt myokardu, potrebu opätovnej renálnej substituúnej liečby, ťažké krvácanie a opätovný zákrok pri komplikáciách súvisiacich so študovanou pomôckou.

Primárne koncové body výkonosti štúdie zahŕňajú úspech pomôcky, úspech postupu a klinický úspech. Sekundárne koncové body štúdie zahŕňajú klinické, bezpečnostné a funkčné výsledky pri kontrolách do 30 dní, 6 mesiacov, 1 roku a následných každoročných kontrolách.

Úspech pomôcky je definovaný ako riadne zavedenie pomôcky a riadne a úspešné vybratie aplikačného systému predtým, ako pacient opúšťa laboratórium katetrizácie srdca. Úspech pomôcky bol pre každú pomôcku analyzovaný individuálne.

Úspech postupu je definovaný ako úspech pomôcky pri závažnosti mitrálnej regurgitácie $\leq 2+$ pri prepustení (podľa vyhodnotenia echokardiografického laboratória Echo Core Lab) a bez potreby chirurgického alebo perkutánneho zákroku pred prepustením z nemocnice. Úspech postupu bol pre každého pacienta analyzovaný individuálne.

Klinický úspech je definovaný ako úspech postupu s preukázaným znížením stupňa mitrálnej regurgitácie MR $\leq 2+$ a bez MAE do 30 dní (analýza za každého jednotlivého pacienta).

Popredné nezávislé laboratórium vyhodnocovalo všetky echokardiografické údaje. Bezpečnostné udalosti boli posudzované Nezávislým výborom pre klinické udalosti (CEC) a súhrnné údaje o bezpečnosti boli nezávisle kontrolované Dozornou radou pre bezpečnosť údajov (DSMB). Boli vyhodnocované trendy nežiaducich udalostí a ich vplyv na priebeh skúšania a hodnotenie rizika pomôcky.

10.1.1 Výsledky štúdie CLASP

Priemerný vek liečených pacientov bol 75,4 roka a 55,0 % boli muži. Všetci pacienti mali zlyhanie srdca triedy NYHA II, III alebo IV. Priemerné hodnoty skóre Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II a Mortalita podľa STS boli 14,4 %, 5,8 % a 4,7 % v tomto poradí. Na začiatku malo 50,9 % stredne ťažkú MR a 48,1 % malo ťažkú MR.

10.1.2 Výkonnosť

Koncový bod výkonosti zahŕňal tri zložky úspechu: súvisiaci s pomôckou, postupom a klinický. Úspech pomôcky bol dosiahnutý u 92,0 % pacientov. Úspech postupu bol dosiahnutý u 93,5 % pacientov. Klinický úspech bol dosiahnutý u 86,0 % pacientov.

10.1.3 Bezpečnosť

Výskyt kombinovaných MAE do 30 dní bol 8,0 %. U deviatich pacientov došlo k 11 MAE pred 30-dňovou pravidelnou kontrolou. Počty MAE podľa posúdenia CEC do 30 dní sú uvedené nižšie.

Závažná nežiaduca udalosť (MAE)	Súhrnná štatistika
Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia	0,9 % (1/112)
Mŕtvica	0,9 % (1/112)
Infarkt myokardu	0,0 % (0/112)
Opätovná potreba renálnej substituúnej terapie	0,0 % (0/112)
Závažné krvácanie	7,1 % (8/112)
Opätovný zákrok pri komplikáciách súvisiacich s pomôckou	0,9 % (1/112)
Výskyt kombinácie MAE	8,0 % (9/112)

Poznámka: Počty podľa kategórií – % (n/celkový počet)

V celej populácii bolo zaznamenané zníženie stupňa regurgitácie mitrálnej chlopne (MR) (t. j. MR $\leq 2+$) u 95,3 % pacientov pri prepustení, 96,1 % pacientov do 30 dní, 98,8 % pacientov do 6 mesiacov a 100 % do 1 roku.

10.1.4 Záver štúdie

Údaje zo štúdie CLASP potvrdzujú bezpečnosť a výkon systému PASCAL u pacientov s mitrálou regurgitáciou. Počet pacientov s následným sledovaním v trvaní jedného roka alebo dlhšie je obmedzený a dlhodobé údaje sa zaznamenávajú počas kontrol prostredníctvom klinickej kontrolej štúdie po uvedení na trh.

10.2 Štúdia CLASP TR

V tejto časti uvádzame klinické údaje získané z klinickej štúdie použitia (CLASP TR) systému PASCAL na transkatérovú operáciu chlopne pre trojicu chlopňu.

Na vyhodnotenie bezpečnosti, výkonu a klinických výsledkov použitia systému PASCAL sa uskutočnila prospektívna multicentrická štúdia (CLASP TR) v jednej skupine. Všetci pacienti zaradení do štúdie boli hodnotení pri klinických kontrolách do 30 dní, 6 mesiacov, 1 roku od implantácie. Kontroly budú pokračovať raz ročne počas nasledujúcich 5 rokov.

Primárnym bezpečnostným koncovým bodom štúdie CLASP TR bol výskyt kombinácie závažných nežiaducich udalostí (MAE) do 30 dní. Medzi MAE patria: úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia, infarkt myokardu, mŕtvica, obličkové komplikácie vyžadujúce neplánovanú dialýzu alebo substituúnu terapiu obličiek, závažné krvácanie, neplánovaný alebo núdzový opätovný zákrok (perkutánny alebo chirurgický) súvisiaci s pomôckou, a závažné komplikácie týkajúce sa prístupového miesta a ciev vyžadujúce zákrok.

Primárne koncové body výkonosti štúdie zahŕňajú úspech pomôcky, úspech postupu a klinický úspech. Sekundárne koncové body štúdie zahŕňajú klinické, bezpečnostné a funkčné výsledky pri kontrolách do 30 dní, 6 mesiacov, 1 roku a následných každoročných kontrolách.

Úspech pomôcky je definovaný ako riadne zavedenie pomôcky a riadne a úspešné vybratie aplikačného systému predtým, ako pacient opúšťa laboratórium katetrizácie srdca. Úspech pomôcky bol pre každú pomôcku analyzovaný individuálne.

Úspech postupu je definovaný ako úspech pomôcky s dôkazom o znížení stupňa TR najmenej o jeden stupeň (stupnica: žiadna/stopová, mierna, stredná, ťažká, masívna, prudká) na konci postupu a bez potreby chirurgického alebo perkutánneho zákroku pred prepustením z nemocnice. Úspech postupu bol pre každého pacienta analyzovaný individuálne.

Klinický úspech je definovaný ako úspech postupu bez MAE do 30 dní (analýza za každého jednotlivého pacienta).

Popredné nezávislé laboratórium vyhodnocovalo všetky echokardiografické údaje. Bezpečnostné udalosti boli posudzované Nezávislým výborom pre klinické udalosti (CEC) a súhrnné údaje o bezpečnosti boli nezávisle kontrolované Dozornou radou pre bezpečnosť údajov (DSMB). Boli vyhodnocované trendy nežiaducich udalostí a ich vplyv na priebeh skúšania a hodnotenie rizika pomôcky.

10.2.1 Výsledky štúdie CLASP TR

Priemerný vek liečených pacientov bol 76,3 roka a 53 % boli ženy. Všetci pacienti mali zlyhanie srdca triedy NYHA II alebo III. Priemerné hodnoty skóre EuroSCORE II a Mortalita podľa STS boli 5,3 % a 7,3 % v tomto poradí. Na začiatku bolo 81 % pacientov s ťažkou alebo vyššou TR.

10.2.2 Výkonnosť

Koncový bod výkonosti zahŕňal tri zložky úspechu: súvisiaci s pomôckou, postupom a klinický. Úspech pomôcky bol dosiahnutý u 82,2 % pacientov. Z implantovaných pacientov sa úspech postupu dosiahol u 95,5 % pacientov a klinický úspech sa dosiahol u 86,4 % pacientov.

10.2.3 Bezpečnosť

Výskyt kombinácie MAE do 30 dní bol 5,9 %. U dvoch pacientov došlo k 3 MAE pred 30-dňovou pravidelnou kontrolou. Dolu uvádzame MAE podľa posúdenia CEC po 30 dňoch vyjadrené ich počtom.

Závažná nežiaduca udalosť (MAE)	Súhrnná štatistika
Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia	0,0 % (0/34)
Infarkt myokardu (MI)	0,0 % (0/34)
Mŕtvica	0,0 % (0/34)
Obličkové komplikácie vyžadujúce neplánovanú dialýzu alebo obličkovú substituúnu liečbu	0,0 % (0/34)
Závažné krvácanie	5,9 % (2/34)

Závažná nežiaduca udalosť (MAE)	Súhrnná štatistika
Neplánovaný alebo núdzový zákrok (perkutánný alebo chirurgický) súvisiaci s pomôckou	0,0 % (0/34)
Hlavné prístupové miesto a cievne komplikácie vyžadujúce zákrok	0,0 % (0/34)
Výskyt kombinácie MAE	5,9 % (2/34)

Poznámka: Kategorické opatrenia – % (n/celkový počet)

V implantovanej populácii bolo zaznamenané zníženie stupňa TR o minimálne jeden stupeň u 88,9 % a 82,6 % pacientov pri prepustení a po 30 dňoch v tomto poradí. Zníženie stupňa TR najmenej o dva stupne sa pozorovalo u 65,2 % pacientov po 30 dňoch.

10.2.4 Záver štúdie

Údaje zo štúdie, ktoré sa doteraz získali v štúdiu CLASP TR potvrdzujú bezpečnosť a výkon systému PASCAL u pacientov s tricuspidálnou regurgitáciou. Počet pacientov s následným sledovaním v trvaní jedného roka alebo dlhšie je obmedzený a dlhodobé údaje sa zaznamenávajú počas kontrol prostredníctvom klinickej kontrolnej štúdie po uvedení na trh.

Norsk

Edwards PASCAL transkatetersystem for hjerteklaffreparasjon

Bruksanvisning

Edwards PASCAL transkatetersystem for hjerteklaffreparasjon (her omtalt som PASCAL systemet) inkluderer følgende konfigurasjoner:

Tabell 1: Modell 10000

Modellnummer	Enhet	Kompatible enheter	
		Modellnumre	Enhet
10000IS	PASCAL implantasjonssystem	10000GS 10000ST 20000ST	Ledehylse Stabilisator Stabilisatorskinnesystem
10000ISM	PASCAL Ace implantasjonssystem	10000T	Bord

Tabell 2: Modell 15000

Modellnummer	Enhet	Kompatible enheter	
		Modellnumre	Enhet
15000IS	PASCAL implantasjonssystem	10000GS 20000ST 10000T	Ledehylse Stabilisator Stabilisatorskinnesystem
15000ISM	PASCAL Ace implantasjonssystem		Bord

• Implantasjonssystem

Implantasjonssystemet består av det styrbare kateteret (det ytterste laget), implantasjonsskateteret (det innerste laget) og implantatet (heretter menes implantater av modell 10000IS, modell 10000ISM, modell 15000IS og modell 15000ISM). Implantasjonssystemet utplasserer implantatet til klaffen perkutant gjennom en femoralvenetilgang ved bruk av en transvenøs tilnærming.

• Implantat (figur 1–3)

Implantatet blir plassert og festet til klaffebledene, og fungerer som fyllstoff i regurgitasjonsåpningen. Hovedkomponentene i implantatet er mellomstykket, vingene og spennene, og disse er laget av nitinol og dekket med polyetylentereftalat. 10000IS- og 15000IS-implantatene består også av en titanmutter og -bolt, PEEK-bøsning og silikonforsegling. 10000ISM- og 15000ISM-implantatene består også av en titanmutter og -bolt, distal og proksimal plate samt silikonforsegling, og det er mindre implantater.

Implantatet har fire primære vingeposisjoner: forlenget, lukket, klar til bladgrep og blad grepet.

• Styrbart kateter (figur 4)

Det styrbare kateteret har en roterende kontrollbryter som aktiverer fleksjonsmekanismen for å navigere og posisjonere implantatet til målstedet. Et røntgentett markorbånd plassert på den distale delen av kateteret viser enden av fleksjonsdelen.

• Implantasjonsskateter (figur 4)

Implantatet leveres festet til implantasjonsskateteret med suturer og et gjenget skaft. Implantasjonsskateteret kontrollerer plasseringen av implantatet. De tre hovedkontrollene er gliderne, den gjengede aktiveringsbryteren og utløserbryteren. Gliderne styrer implantatets spennene (spennene heves når du trekker gliderne tilbake, og senkes når du fører gliderne frem). Den gjengede aktiveringsbryteren kontrollerer implantatvingene (vingene lukkes når aktiveringsbryteren trekkes tilbake, og åpnes når aktiveringsbryteren føres frem). Utløserbryteren kontrollerer utløsningen av implantatet fra implantasjonsskateteret. Implantasjonsskateteret leveres montert i det styrbare kateteret.

• Ledehylse (figur 5)

Ledehylsesettet inkluderer en styrbare ledehylse og innfører. Ledehylsen gir tilgang til atrium. Den har et hydrofilt belegg og en roterende kontrollbryter som brukes til å aktivere fleksjonsmekanismen for å plassere ledehylsen på målstedet. Innføreren er kompatibel med en 0,89 mm (0,035 tommer) ledevaier.

• Stabilisator (figur 6 og 7)

Stabilisatoren er indisert for å lette posisjoneringen og stabiliseringen av PASCAL systemet under implantasjonsprosedyrer. Stabilisatoren kan ved behov festes til systemet når som helst i løpet av prosedyren. Bruk av stabilisatoren er valgfritt.

• Bord (figur 8)

Bordet brukes utenfor det sterile feltet for å gi en stabil plattform for implantasjonssystemet, ledehylsen og stabilisatoren. Bordet kan reguleres i høyden. Bruk av bordet er valgfritt.

• Laster (figur 9)

Den avrivbare lasteren brukes til å føre implantatet og leveringskateterne inn gjennom ledehylsens forseglinger. Lasteren er inkludert i implantasjonssystemet og/eller ledehylsens emballasje for brukervennlighet.

1.0 Indikasjoner

Edwards PASCAL transkatetersystem for hjerteklaffreparasjon er indisert for perkutan rekonstruksjon av en utilstrekkelig mitral- og/eller trikuspidalklaff gjennom vevsapprosimasjon.

2.0 Kontraindikasjoner

PASCAL systemet er kontraindisert hos pasienter i følgende tilfeller:

- Pasient som er kontraindisert for TEE (transøsofagal ekkokardiografi), eller screening med TEE mislyktes
- Ekkokardiografiske bevis på intrakardial masse, trombe eller vegetasjon
- Tilstedeværelse av et tilstoppet eller trombosert IVC-filter som vil forstyrre leveringskateteret, eller ipsilateral dyp venetrombose

Edwards, Edwards Lifesciences, den stiliserte E-logoen, CLASP, PASCAL og PASCAL Ace er varemerker for Edwards Lifesciences Corporation. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

- Kjent overfølsomhet overfor nitinol eller kontraindikasjon for legemidler til prosedyren som ikke kan kontrolleres tilstrekkelig medisinsk
- Anamnese med blødningsdiatese eller koagulopati eller pasient som nekter blodtransfusjon

PASCAL systemet er i tillegg kontraindisert hos mitralklaffpasienter med kontraindikasjoner for transseptal kateterisering.

3.0 Advarsler

3.1 Anatomiske hensyn

For best resultat bør det tas hensyn til følgende anatomiske pasientegenskaper. Sikkerheten og effektiviteten til PASCAL systemet under andre forhold enn disse er ikke fastsatt. Bruk under andre forhold kan forstyrre plasseringen av implantatet eller innsettingen av opprinnelig klaffebled.

Gjelder mitral- og trikuspidalklaffpasienter:

- Bevis på moderat til alvorlig forkalkning i gripeområdet
- Bevis på alvorlig forkalkning i annulus eller det subvalvulære apparatet
- Tilstedeværelse av signifikant sprekke eller perforering i gripeområdet
- Bladmobilitetslengde < 8 mm

Gjelder kun mitralklaffpasienter:

- Flail-bredde > 15 mm og/eller flail-åpning > 10 mm
- Høyde på transseptal punksjon < 3,5 cm
- LA-diameter ≤ 35 mm
- Tilstedeværelse av to eller flere signifikante stråler
- Tilstedeværelse av én signifikant stråle i kommissurområdet
- Mitralklaffareal (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Gjelder kun trikuspidalklaffpasienter:

- Tilstedeværelse av primær, ikke-degenerativ trikuspidalsykdom

3.2 Håndtering av enheten

- Enhetene er utformet og beregnet til engangsbruk, og selges kun for slik bruk. Det finnes ingen data som støtter steriliteten, ikke-pyrogeniteten og funksjonaliteten til enhetene etter repressering.
- Enhetene må håndteres med standard steril teknikk for å hindre infeksjon.
- Ikke utsett noen av enhetene for andre løsninger, kjemikalier osv. unntatt steril fysiologisk saltvannsløsning og/eller heparinisert saltvannsløsning. Det kan føre til uopprettelig skade på enheten, som kanskje ikke er synlig under visuell inspeksjon.
- Ikke bruk noen av enhetene i nærheten av brennbare eller lettantennelige gasser, anestesimidler eller rengjøringsmidler/desinfeksjonsmidler.
- Ikke bruk enhetene etter utløpsdatoen.
- Må ikke brukes dersom emballasjens forsegling er brutt, eller hvis emballasjen til sterile enheter er skadet.
- Ikke bruk hvis noen av enhetene har falt i gulvet eller blitt skadet eller feilhåndtert på noen måte.
- Standard teknikk for skylning og fjerning av luft skal brukes under klargjøring og gjennom hele prosedyren for å forhindre luftembolisme.

3.3 Kliniske advarsler

- Som med alt implantert medisinsk utstyr er det en mulighet for en negativ immunologisk respons.
- Alvorlige bivirkninger, som kan føre til kirurgisk intervensjon og/eller dødsfall, kan være forbundet med bruk av dette systemet («Mulige bivirkninger»). Pasientene skal gis en fullstendig forklaring av fordelene og risikoene før bruk.
- Nøye og kontinuerlig medisinsk oppfølging anbefales, slik at komplikasjoner relatert til implantatet blir diagnostisert og korrekt håndtert.
- Antikoagulerende behandling må bestemmes av legen iht. institusjonens retningslinjer.

4.0 Forholdsregler

4.1 Forholdsregler før bruk

- Pasientvalg skal utføres av et tverrfaglig hjerteteam spesialisert i behandlingen av mitral- og/eller trikuspidalregurgitasjon for å vurdere risikoen for pasienten og anatomisk egnethet.

4.2 Forholdsregler etter bruk

- Den langsiktige holdbarheten til implantatet er ikke fastslått. Jevnlig medisinsk oppfølging anbefales for å evaluere implantatets ytelse.
- Kortsiktig antikoagulerende behandling kan være nødvendig etter en klaffereparasjon med PASCAL enheten. Foreskriv antikoagulerende og annen medisinsk behandling iht. institusjonelle retningslinjer.

5.0 Mulige bivirkninger

Komplikasjoner forbundet med standard hjertekateterisering, bruk av anestesi og bruk av PASCAL systemet kan gi disse utfallene: omgjøring til åpen kirurgi, akutt eller ikke-akutt ny operasjon, eksplantasjon, permanent uforhørt eller dødsfall. Leger oppfordres til å rapportere mistenkte enhetsrelaterte hendelser til Edwards eller utpekte helsemyndigheter.

Følgende forventede bivirkninger er identifisert som mulige komplikasjoner ved PASCAL prosedyren:

- Unormale laboratorieverdier
- Allergisk reaksjon på anestesimidler, kontrastmiddel, heparin og nitinol
- Anemi og redusert Hgb, kan kreve transfusjon
- Aneurisme eller pseudoaneurisme
- Angina eller brystmerter
- Anafylaktisk sjokk
- Arytmi – atrium (dvs. AF, SVT)
- Arytmi – ventrikel (dvs. VT, VF)
- Arteriovenøs fistel
- Atrioseptumskade som krever intervensjon
- Blødning
- Hjertestans
- Hjertesvikt
- Hjertesvikt
- Hjertesvikt
- Hjertesvikt, inkludert perforasjon
- Hjertetamponade/perikardeffusjon
- Kardiogent sjokk
- Sømmenvikling av senestregene eller ruptur som kan kreve intervensjon
- Koagulopati, koagulasjonsforstyrrelse, blødningsdiatese

- Skade på ledningsystem som kan kreve permanent pacemaker
- Dyp venetrombose (DVT)
- Skade på den opprinnelige klaffen (f.eks. rift, tilbaketrekking, fortykning av blad)
- Løsning av tidligere plassert implantat
- Dyspné
- Ødem
- Elektrolyttubalanse
- Emboli/embolisering, inkludert luft, partikler, forkalket materiale eller trombe
- Endokarditt
- Øsofagal irritasjon
- Øsofagal perforasjon eller striktur
- Treningsintoleranse eller svakhet
- PASCAL systemkomponenter innhentes ikke
- Feber
- Gastrointestinal blødning eller infarkt
- Hjertesvikt
- Hematom
- Hemodynamisk kompromiss
- Hemolyse
- Blødning som krever blodtransfusjon eller intervensjon
- Hypertensjon
- Hypotensjon
- Skade på implantat (slitasje, rift, brudd eller annet)
- Implantatembolisering
- Feilstilling av implantat, eller kan ikke levere til tiltenkt sted
- Implantatmigring
- Implantattrombose
- Infeksjon
- Betennelse
- LVOT-obstruksjon
- Mesenterisk iskemi
- Multiorgansvikt
- Myokardinfarkt
- Kvalme og/eller oppkast
- Nerveskade
- Nevrologiske symptomer, inkludert dyskinesi, uten diagnostisert TIA eller slag
- Ikke-nevrologiske tromboemboliske hendelser
- Smerte
- Papillarmuskelskade
- Lammelse
- Embolisering av PASCAL systemkomponent(er)
- Perifer iskemi
- Pleuraleffusjon
- Lungeødem
- Lungeembolisme
- Reaksjon på blodplatehemmere eller antikoagulantia
- Nyresvikt
- Nyreinsuffiensi
- Respiratorisk kompromiss, pustestans, atelektase, pneumoni – kan forandre forlenget ventilering
- Retroperitoneal blødning
- Septumskade eller -perforering
- Septikemi, sepsis
- Hudforbrenning, hudskade eller vevsendringer på grunn av eksponering for ioniserende stråling
- Festing av enheten til kun ett blad (SLDA)
- Slag
- Synkope
- Transitorisk iskemisk attack (TIA)
- Urinveisinfeksjon og/eller -blødning
- Klaffskade
- Klaffstenose
- Valvulær regurgitasjon
- Karskade eller -traume, inkludert disseksjon eller okklusjon
- Karkrampe
- Ventrikelveggs skade eller -perforering
- Sårdehiscens, forsinket eller ufullstendig tilheling
- Forverring av hjertesvikt
- Forverring av regurgitasjon eller valvulær insuffisiens

6.0 Leveringsform

6.1 Pakning

Ledehylsen, implantasjonssystemet og stabilisatoren er pakket enkeltvis og sterilisert med etylenoksid. Bordet pakkes og leveres usterilt.

6.2 Oppbevaring

PASCAL systemet skal oppbevares tørt og kjølig.

7.0 Bruksanvisning

7.1 Legeopplæring

Den implanterende legen skal ha erfaring med transkateterteknikker og opplæring i PASCAL systemet og implantasjonsprosedyren. Den endelige avgjørelsen om implantasjon av en PASCAL enhet skal gjøres av leger som har spesialisert seg på behandling av mitral- og/eller trikuspidalregurgitasjon i spesialiserte sentre som kan fastsette en rimelig sjanse for at det kan forventes en signifikant klinisk forbedring basert på sykdomsstadiet og komorbiditet.

7.2 Utstyr og materialer

- Standard utstyr for hjertekateteriseringslaboratorium
- Fluoroskopisystem
- Funksjoner for transøsofageal ekkokardiografi (TEE) (2D og 3D)

- Grisehalekateter til kontrastinjeksjon (med kompatibel hylse)
- Venepunksjonssett
- Transseptal nål, hylse og ledevaier
- Ledevaier med 0,89 mm (0,035 tommer) utvekslingslengde
- Skåler
- 50–60 ml sprøyter med luerkobling
- Heparinisert saltløsning
- Arteriepinnsett
- Kirurgiske håndklær (f.eks. størrelse 43 x 69 cm)
- Valgfritt: trinnvise dilatorer
- Valgfritt: kontinuerlig drypp med fysiologisk saltvannsløsning (rullende IV-stang, IV-slange med tommehjul-okkluderingsenheter, 1-liters poser med heparinisert, steril saltvannsløsning)
- Valgfritt: trykkovervåkingsenhet

7.3 Klargjøring av enheten

7.3.1 Bord

Trinn	Prosedyre
1	Fjern bord(ene) fra emballasjen og sjekk for skade.
2	Monter bord(ene) som vist i figur 8.

7.3.2 Stabilisator

Trinn	Prosedyre
1	Fjern stabilisatorkomponentene fra emballasjen og sjekk for skade.
2	Monter stabilisatoren som vist i figur 6.

7.3.3 Ledehylse

Trinn	Prosedyre
1	Fjern ledehylsen, lasteren og innføringen fra emballasjen og kontroller om de har store skader.
2	Mens den distale spissen er hevet, skyll og fjern all luft fra ledehylsen med heparinisert saltløsning.
3	Hold den distale spissen hevet, og sett innføringen inn i ledehylsen. Skyll innføringen og tørk over ledehylsen med heparinisert saltoppløsning før bruk.

7.3.4 Implantasjonssystem

Trinn	Prosedyre
1	Fjern implantasjonssystemet og lasteren fra emballasjen, og sjekk for store skader. Sjekk at begge gliderstoppekranene er i åpen posisjon. ADVARSEL: Hvis gliderstoppekranene ikke er i åpen posisjon, kan bruken av enheten føre til infeksjon.
2	Før frem aktiveringsbryteren (roter aktiveringsbryteren mot klokken eller trykk på aktiveringsknappen for å skyve aktiveringsbryteren fremover) til den er på linje med spenneposisjoneringsverktøyet.
3	Fjern gliderpinnen og fjern slakk i suturen. Lås gliderstoppekranene og fest gliderpinnen. Fjern spenneposisjoneringsverktøyet.
4	Trekk gliederne helt tilbake og før dem fremover for å bekrefte riktig spennbevegelse, og lukk implantatet (roter aktiveringsbryteren med klokken eller trykk på aktiveringsknappen for å trekke tilbake aktiveringsbryteren).
5	Før frem det styrbare kateteret. Sjekk at både gliederne og aktiveringsbryteren er helt tilbaketrukket. Orienter håndtaket på implantasjonskateteret vertikalt slik at utløserbryteren ligger mot bordet.
6	Skyll heparinisert saltoppløsning gjennom implantasjonskateteret.
7	Når du ser saltoppløsning komme ut av den distale enden av implantasjonskateteret, senker du implantasjonskateterhåndtaket og hever den distale enden av implantasjonskateteret mens du skyller med heparinisert saltoppløsning.
8	Trekk det styrbare kateteret helt tilbake. Før frem gliederne og aktiveringsbryteren for å sette implantatet i forlenget posisjon.
9	Fjern lasterhetten, og styr lasterhetten på implantasjonssystemet.
10	Sett inn implantatet gjennom den proksimale enden av lasteren til det kommer ut av den distale enden. Koble til lasteren og lasterhetten.
11	Hold lasteren og den distale spissen hevet, og skyll heparinisert saltoppløsning gjennom det styrbare kateteret.
12	Trekk implantasjonskateteret gradvis tilbake inn i det styrbare kateteret og implantatet inn i lasteren mens du fortsetter å skylle gjennom det styrbare kateteret, til den distale enden av implantatet befinner seg helt inne i lasteren.

7.4 Implantasjonsprosedyre

Implantatet skal plasseres under narkose med hemodynamisk overvåking i en operasjonsstue, en hybrid operasjonsstue eller et kateteriseringslaboratorium med funksjoner for fluoroskopisk og ekkokardiografisk avbildning.

Merk: Før implanteringen må du se Anatomiske hensyn (del 3.1), ettersom bruk utenom det som er oppgitt, kan forstyrre plasseringen av implantatet eller innsettingen i opprinnelig klaffebled.

FORSIKTIG: Under prosedyren skal heparin administreres slik at ACT opprettholdes ved ≥ 250 sek.

FORSIKTIG: For mye kontrastmiddel kan føre til nyresvikt. Mål pasientens kreatininnivå før du starter prosedyren. Bruk av kontrastmiddel skal overvåkes.

7.4.1 Pasientklargjøring

Trinn	Prosedyre
1	Bordet/bordene monteres og plasseres mellom bena til pasienten før steril oppdekking av pasienten. Juster høyden på bordet/bordene etter behov. Bruk håndklær som støtte mellom bord(ene) og pasientens ben. ADVARSEL: Bordet leveres usterilt. Hvis bordet føres inn i det sterile feltet, kan det føre til infeksjon.
2	Etter steril oppdekking settes stabilisatoren sammen og festes etter behov når som helst under prosedyren.

7.4.2 Femoralvenetilgang og hylseinnføring

Trinn	Prosedyre
1	Åpne femoralvenen (vena femoralis communis) med konvensjonelle perkutane punksjonsmetoder.
2	For PASCAL prosedyrer med mitralklaff: Få tilgang til venstre atrium gjennom transvenøse, transseptale teknikker ved bruk av konvensjonelle perkutane metoder, og plasser ledevaieren i venstre atrium. Dilater blodkaret etter behov. FORSIKTIG: (kun for prosedyrer med mitralklaff) Feilaktig punksjon kan føre til skade på hjertestrukturen som nødvendiggjør kirurgisk reparasjon eller annen intervensjon. For PASCAL prosedyrer med trikuspidalklaff: Få tilgang til høyre atrium ved bruk av konvensjonelle perkutane metoder, og plasser ledevaieren i høyre atrium. Dilater blodkaret etter behov.
3	For PASCAL prosedyrer med mitralklaff: Sett inn ledehylsen med innføringen over ledevaieren til spissen er festet over septum. Bruk fleksjonsmekanismen etter behov. For PASCAL prosedyrer med trikuspidalklaff: Sett inn ledehylsen med innføringen over ledevaieren til spissen er inne i høyre atrium. FORSIKTIG: Kraftig manipulering kan føre til at en tidligere implantert enhet løsner eller forstyrres, skade på hjertestrukturen som nødvendiggjør kirurgisk reparasjon, eller annen intervensjon.
4	Fjern innføringen og ledevaieren. Ikke aspirer og skyll ledehylsen før implantasjonssystemet er satt inn. FORSIKTIG: Aspirasjon eller tilkobling av et kontinuerlig drypp med fysiologisk saltløsning til ledehylsen før innsetting av implantasjonssystemet kan føre til luftembolisme.

7.4.3 Implantatlevering

Trinn	Prosedyre
1	Sett implantasjonssystemet med lasteren inn i ledehylsen.
2	Før frem implantasjonssystemet til implantatet kommer ut av lasteren. Trekk tilbake og riv av lasteren.
3	Aspirer og skyll ledehylsen med heparinisert saltløsning. Bruk den angitte sprøyten til å aspirere minst 45 ml. FORSIKTIG: Hvis du ikke aspirerer ledehylsen helt, kan det føre til luftembolisme.
4	Om ønskelig kan du koble det kontinuerlige dryppet med fysiologisk saltløsning til implantasjonskateteret. FORSIKTIG: Hvis et kontinuerlig drypp med fysiologisk saltløsning kobles til implantasjonssystemet før aspirasjon, kan det føre til luftembolisme.
5	Før frem implantasjonssystemet til implantatet kommer ut i den distale enden av ledehylsen.
6	Trekk tilbake aktiveringsbryteren for å sette implantatet i lukket posisjon. Trekk tilbake gliederne.
7	Juster ledehylsen etter behov.
8	Følg bruksanvisningen fra produsenten av trykkovervåkingsenheten hvis det etter legens skjønn skal brukes trykkovervåking til kontinuerlig å sjekke trykket i atrium under prosedyren. Koble til en trykkovervåkingsenhet fylt med væske til det styrbare kateteret. Aspirer og kalibrer deretter ved pasientens hjertenerivå før du tar en måling. Merk: Trykkovervåking skal brukes sammen med ekko. Trykket skal avstemmes med avlesninger fra ekko og doppler. Når du sjekker trykket i atrium, må du sørge for at den distale enden av implantasjonskateteret er helt ute av det styrbare kateteret.
9	Før frem implantasjonssystemet etter behov. Manipuler det styrbare kateteret og ledehylsen (bøy og rett ut, vri i motsatte retninger, før frem og trekk tilbake) etter behov til implantatet er sentrert i målkoaptasjonssonen med riktig bane. FORSIKTIG: Kraftig manipulering kan føre til at en tidligere implantert enhet løsner eller forstyrres, skade på hjertestrukturen som nødvendiggjør kirurgisk reparasjon, eller annen intervensjon. Merk: Det røntgenfaste markørbåndet på det styrbare kateteret angir enden av fleksjonsdelen og kan visualiseres ved hjelp av fluoroskopi.
10	Før frem aktiveringsbryteren for å få implantatet i klar til blodgrep-posisjon. Merk: For trikuspidalprosedyrer skal du, etter å ha plassert implantatet i klar til blodgrep-posisjonen, trekke i gliderpinnen og flytte en glider for å identifisere hvilken implantatspenne den styrer via avbildning, og sikre gliderpinnen.
11	Vri implantasjonskateteret etter behov for å orientere vingene.
12	Før frem implantatet gjennom klaffen til vingene er under den ledige kanten av bladene.

Trinn	Prosedyre
13	<p>Sjekk plasseringen og retningen til implantatet, og juster posisjonen litt etter behov.</p> <p>FORSIKTIG: Kraftig manipulering av implantatet under bladene kan gjøre at implantatet vikles inn i chordae tendineae (senestregene). Sammenvikling av senestregene kan føre til hjerteskaide og forverret regurgitasjon, og gjøre det vanskelig eller umulig å fjerne implantatet, slik at ytterligere intervensjon blir nødvendig.</p>
14	Trekk implantatet tilbake under avbildningsveiledning, til bladene befinner seg mellom vingene og spennene.
15	<p>Før frem glideren/gliderne slik at bladet/bladene festes mellom spennene og vingene.</p> <p>Dette kan utføres for begge bladene samtidig (gliderpinnen aktivert for å flytte begge spennene) eller bladene hver for seg (gliderpinnen deaktivert for å flytte spennene hver for seg).</p>
16	<p>Bekreft bladinnstillingen med avbildning.</p> <p>Hvis bladene ikke er festet mellom spennene og vingene, må du trekke tilbake gliderne for å løse bladene og prøve igjen.</p>
17	Når bladene er festet mellom spennene og vingene, lukker du implantatet.
18	Før frem implantasjonskateteret noe for å redusere spenningen på bladene.
19	<p>Vurder regurgitasjon og reposisjoner etter behov. Når implantatposisjonen er bekreftet, kontrollerer du at implantatet er lukket.</p> <p>Hvis det er nødvendig å reposisjonere implantatet i ventrikkelen, trekker du tilbake gliderne og fører frem aktiveringsbryteren for å sette implantatet i klar til bladgrep-posisjon. Juster retningen på spennene og implantatet etter behov.</p> <p>Hvis det er nødvendig å reposisjonere implantatet i atrium, trekker du tilbake gliderne og fører frem aktiveringsbryteren for å forlenge implantatet sakte under fluoroskopisk veiledning mens du sørger for at aktiveringstråden ikke bøyes. Trekk deretter implantatet tilbake inn i atrium.</p> <p>FORSIKTIG: Hvis implantatet ikke forlenges ved tilbaketrekking inn i atrium under reposisjonering, kan det føre til skade på bladene eller sammenvikling av senestregene.</p> <p>FORSIKTIG: Hvis bladene ikke utløses fra spennene og vingene før de reposisjoneres, kan det føre til skade på bladene.</p>
20	<p>Utløsning av implantatet fra kateteret:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sørg for at den distale enden av implantasjonskateteret er helt ute av det styrbare kateteret. Skjær av utenfor suturen i den proksimale enden av hver glider. Åpne begge gliderstoppekranene for å låse opp suturene. Trekk i gliderpinnen for å fjerne suturene helt. Lukk begge gliderstoppekranene etter fjerning av suturer. Fjern utløserpinnen. Roter mot klokken og trekk tilbake utløserbryteren til implantatet er utløst, som bekreftet ved hjelp av avbildning. <p>Merk: Før utløsning av implantatet kan du ved behov trekke implantasjonssystemet tilbake i ledehyslen for fjerning.</p> <p>Innhenting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Trekk tilbake gliderne. Forleng implantatet sakte under fluoroskopisk veiledning mens du sørger for at aktiveringstråden ikke bøyes. Trekk deretter implantatet tilbake inn i atrium. Sett implantatet i lukket posisjon. Rett ut det styrbare kateteret og trekk tilbake implantasjonssystemet til implantatet er ved siden av spissen på ledehyslen. Før frem gliderne. Sett implantatet i forlenget posisjon. Trekk tilbake gliderne for å åpne spennene til ca. 45° på hver side. Trekk tilbake hele implantasjonssystemet gjennom ledehyslen. <p>FORSIKTIG: Hvis du ikke skjærer av suturen på foreskrevet sted, kan det føre til problemer med utløsning av implantatet eller innføring av fiber, som igjen kan føre til mikroembolisme.</p> <p>FORSIKTIG: Hvis du ikke følger den angitte utløserprosedyren, kan det gjøre det vanskelig eller umulig å utløse implantatet, slik at ytterligere intervensjon blir nødvendig.</p> <p>FORSIKTIG: Hvis implantatet utløses før det bekreftes at bladene gripes sikkert mellom vingene og spennene, kan det føre til at implantatet beveger seg eller løsner. Dette kan igjen føre til festing av enheten til kun ett blad (SLDA) eller andre mulige bivirkninger som nødvendiggjør ytterligere intervensjon.</p> <p>ADVARSEL: Gjenbruk av enhetene (inkludert implantasjonssystemet og ledehyslen) etter innhenting kan føre til embolisme av fremmedlegemer eller infeksjon. Forsøk på gjenbruk kan føre til utstyrssvikt.</p> <p>Merk: Hvis den behandlende legen vurderer det slik at det skal settes inn et ekstra implantat, må du passe på at det tidligere plasserte implantatet ikke løsner. Kryssing av klaffen i en konfigurasjon for implantat med lav profil kan minimere samhandling med det tidligere plasserte implantatet.</p> <p>FORSIKTIG: Kraftig manipulering kan føre til at en tidligere implantert enhet løsner eller forstyrres, skade på hjertestrukturen som nødvendiggjør kirurgisk reparasjon, eller annen intervensjon.</p>

7.4.4 Fjerning av enheten og lukking av tilgangsstedet

Trinn	Prosedyre
1	<p>Trekk implantasjonskateteret helt tilbake inn i det styrbare kateteret. Rett ut implantasjonssystemet gradvis, og fjern det. Rett ut ledehyslen gradvis, og fjern den.</p> <p>FORSIKTIG: Hvis du ikke retter ut enheter før fjerning, kan det føre til vevsskade.</p>
2	Utfør standard perkutan lukking av tilgangsstedet.

8.0 Sikkerhet ved magnetresonanstomografi (MR)

Ikke-klinisk testing har demonstrert at PASCAL implantatet er MR-sikkert under spesifiserte forhold. En pasient med denne enheten kan skannes på sikker måte i MR-systemer som oppfyller følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på 1,5 T og 3,0 T
- Maksimum romlig magnetfeltgradient på 3000 gauss/cm (30 T/m)
- Maksimal MR-systemrapportert, gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate for hele kroppen (SAR) på 4 W/kg (kontrollert driftsmodus i første nivå).

Under skanningen definert ovenfor ventes implantatet å gi en maksimum temperaturstigning på mindre enn 4 °C etter 15 minutter med kontinuerlig skanning.

I ikke-klinisk testing kan bildeartefakten forårsaket av enheten i en maksimumskonfigurasjon med flere implantater strekke seg opptil 15 mm fra implantatet ved avbildning i den største gradientekko-pulsekvensen i et 3,0 T MR-system.

9.0 Avhending av eksplanterert implantat og enhet

Edwards Lifesciences er interessert i å motta eksplanterte kliniske eksemplarer av implantatet for analyse. En skriftlig rapport med et sammendrag av funnene våre vil bli fremlagt når evalueringen er fullført. Kontakt Edwards for retur av det eksplanterte implantatet.

Hvis du bestemmer deg for å returnere noen av enhetene, må du følge instruksjonene nedenfor:

- **Uåpnet pakke med steril barriere intakt:**
Hvis posene ikke har blitt åpnet, returnerer du enheten i originalemballasjen.
- **Pakken er åpnet, men ikke implantert:**
Hvis en pose er åpnet, er ikke enheten lenger steril. Returner enheten i originalemballasjen.
- **Eksplanterert implantat:**
Det eksplanterte implantatet skal plasseres i et egnet histologisk fikseringsbad, for eksempel 10 % formalin eller 2 % glutaraldehyd, og deretter returneres til Edwards.

9.1 Avfallshåndtering

Bruk enheter kan håndteres og kastes på samme måte som sykehusavfall og biologisk farlige materialer i samsvar med lokale forskrifter, siden det ikke finnes spesielle risikoer forbundet med avhending av disse enhetene.

10.0 Sammendrag av klinisk erfaring

10.1 CLASP studie

Kliniske data i dette avsnittet inneholder informasjon som er hentet fra den kliniske CLASP studien som tok for seg PASCAL transkatetersystem for hjerteklaffreparasjon i mitralklaff.

En multinasjonal, prospektiv enkeltarmstudie (CLASP) ved flere sentre ble utført for å vurdere sikkerhetsmessige, ytelsesmessige og kliniske utfall av PASCAL systemet. Alle studiepasientene ble vurdert for klinisk oppfølging etter 30 dager, 6 måneder og 1 år, og vil fortsette årlig i 5 år etter implantatprosedyren.

CLASP studiens primære sikkerhetsendepunkt var en sammensetning av større bivirkninger etter 30 dager. De større bivirkningene inkluderer: kardiovaskulær mortalitet, hjerneslag, myokardinfarkt, nytt behov for nyreutskiftingsterapi, alvorlig blødning og reintervensjon for komplikasjoner forbundet med studieinstrumentet.

Studiens primære endepunkter for ytelse inkluderer instrumentsuksess, prosedyresuksess og klinisk suksess. Studiens sekundære endepunkter inkluderer kliniske, sikkerhetsmessige og funksjonelle resultater etter 30 dagers, 6 måneders, 1 års og årlige oppfølgingstidspunkter.

Instrumentsuksess er definert som utplassering av instrument som tilsiktet og en vellykket utenting av leveringssystemet som tilsiktet innen tidspunktet for pasientens utgang fra hjertekateteriseringslaboratoriet. Analysen av instrumentsuksess ble utført per instrument.

Prosedyresuksess er definert som instrumentsuksess med MR-alvorlighetsgrad $\leq 2+$ ved utskrivning (Echo Core Lab evaluert) og uten behov for kirurgisk eller perkutan inngrep før utskrivning fra sykehus. Prosedyresuksessen ble analysert per pasient.

Klinisk suksess er definert som prosedyresuksess med tegn på en MR-reduksjon på MR $\leq 2+$ og uten større bivirkningshendelser etter 30 dager (analysert per pasient).

Et uavhengig kjernelaboratorium vurderte alle ekkokardiografiske data. En uavhengig klinisk hendelseskomité (CEC) vurderte sikkerhetshendelser, og en datasikkerhetsvurderingsgruppe (DSMB) vurderte aggregerte sikkerhetsdata uavhengig og evaluerte trender av bivirkninger og deres effekt på prøveutførelse og vurderingen av instrumentrisiko.

10.1.1 Resultater av CLASP studien

Gjennomsnittsalderen til de behandlede pasientene var 75,4 år, og 55,0 % var menn. Alle pasientene hadde hjertesvikt i NYHA-klasse II, III eller IV. Den gjennomsnittlige scoren av Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II og STS Mortality Score var henholdsvis 14,4 %, 5,8 % og 4,7 %. Ved baseline hadde 50,9 % moderat-alvorlig MR og 48,1 % hadde alvorlig MR.

10.1.2 Ytelse

Ytelsesendepunktet inneholdt tre suksesskomponenter: instrument, prosedyre og klinisk. Instrumentsuksess ble oppnådd i 92,0 % av instrumentene som ble prøvd. Prosedyresuksess ble oppnådd hos 93,5 % av pasientene. Klinisk suksess ble oppnådd hos 86,0 % av pasientene.

10.1.3 Sikkerhet

Ved 30-dagersoppfølgingen var den sammensatte frekvensen av større bivirkningshendelser 8,0 %. Ni pasienter opplevde 11 større bivirkninger før 30-dagersoppfølgingen. Hendelser som etter 30-dagersoppfølgingen ble vurdert som større bivirkninger av en klinisk sluttpunktskomité etter antall, er vist nedenfor.

Større bivirkning (MAE)	Sammendragstatistikk
Kardiovaskulær mortalitet	0,9 % (1/112)
Slag	0,9 % (1/112)
Myokardinfarkt	0,0 % (0/112)
Nytt behov for nyreutskiftingsterapi	0,0 % (0/112)
Alvorlig blødning	7,1 % (8/112)

Større bivirkning (MAE)	Sammendragstatistikk
Reintervensjon for komplikasjoner forbundet med studieinstrumentet	0,9 % (1/112)
Sammensatt frekvens av større bivirkninger	8,0 % (9/112)

Merk: Kategoriske tiltak – % (n / totalt antall)

I den totale populasjonen ble MR-reduksjonen (det vil si MR $\leq 2+$) observert hos henholdsvis 95,3 % av pasientene ved utskriving, 96,1 % ved 30 dager, 98,8 % ved 6 måneder og 100 % ved 1 år.

10.1.4 Konklusjon av studien

Dataene som ble samlet inn i CLASP studien, støtter sikkerheten og ytelsen til PASCAL systemet hos pasienter med mitral regurgitasjon. Antallet pasienter med oppfølging på ett år eller mer er begrenset, og data for langsiktig oppfølging blir samlet inn via en klinisk oppfølgingsstudie etter markedsføring.

10.2 CLASP TR-studie

Kliniske data i dette avsnittet inneholder informasjon som er hentet fra den kliniske trikuspidalstudien (CLASP TR) av PASCAL transkatetersystem for hjerteklaffeparasjon.

En prospektiv enkeltarmstudie ved flere sentre (CLASP TR) ble utført for å vurdere sikkerhetsmessige, ytelsesmessige og kliniske utfall av PASCAL systemet. Alle studiepasientene ble vurdert for klinisk oppfølging etter 30 dager, 6 måneder og 1 år, og vil fortsette årlig i 5 år etter implantatproseduren.

CLASP TR-studiens primære endepunkt for sikkerhet var en sammensetning av større bivirkninger etter 30 dager. De større bivirkningene inkluderer: kardiovaskulær mortalitet, slag, myokardinfarkt, nyrekomplikasjoner som krever uplanlagt dialyse eller behov for nyreutskiftningsterapi, alvorlig blødning og reintervensjon (enten perkutan eller kirurgisk) for komplikasjoner forbundet med studieinstrumentet og store komplikasjoner ved tilgangssted og vaskulære komplikasjoner som krever intervensjon.

Studiens primære endepunkter for ytelse inkluderer instrumentsuksess, prosedyresuksess og klinisk suksess. Studiens sekundære endepunkter inkluderer kliniske, sikkerhetsmessige og funksjonelle resultater etter 30 dager, 6 måneder, 1 år og årlige oppfølgingsstidspunkter.

Instrumentsuksess er definert som utplassering av instrument som tilsiktet og en vellykket utenting av leveringsystemet som tilsiktet innen tidspunktet for pasientens utgang fra hjertekateteriseringslaboratoriet. Analysen av instrumentsuksess ble utført per instrument.

Prosedyresuksess er definert som instrumentsuksess med bevis på reduksjon i TR-grad med minst én grad (skala: ingen/sporadisk, mild, moderat, alvorlig, ekstrem) etter prosedyrens slutt og uten behov for kirurgisk eller perkutan inngrep før utskriving fra sykehus. Prosedyresuksessen ble analysert per pasient.

Klinisk suksess er definert som prosedyresuksess uten større bivirkninger etter 30 dager (analysert per pasient).

Et uavhengig kjernelaboratorium vurderte alle ekkokardiografiske data. En uavhengig klinisk hendelseskomité (CEC) vurderte sikkerhetshendelser, og en datasikkerhetsvurderingsgruppe (DSMB) vurderte aggregerte sikkerhetsdata uavhengig og evaluerte trender av bivirkninger og deres effekt på prøveutførelse og vurderingen av instrumentrisiko.

10.2.1 Resultater av CLASP TR-studien

Gjennomsnittsalderen til de behandlede pasientene var 76,3 år, og 53 % var kvinner. Alle pasientene hadde hjertesvikt i NYHA-klasse II eller III. De gjennomsnittlige scorene for EuroSCORE II og STS Mortality Score var henholdsvis 5,3 % og 7,3 %. Ved baseline hadde 81 % av pasientene alvorlig TR eller verre.

10.2.2 Ytelse

Ytelsesendepunktet inneholdt tre suksesskomponenter: instrument, prosedyre og klinisk. Instrumentsuksess ble oppnådd i 82,2 % av instrumentene som ble prøvd. Av pasientene som hadde fått implantater, ble det oppnådd prosedyresuksess hos 95,5 % av pasientene og klinisk suksess hos 86,4 % av pasientene.

10.2.3 Sikkerhet

Ved 30-dagersoppfølgingen var den sammensatte frekvensen av større bivirkningshendelser 5,9 %. To pasienter opplevde 3 større bivirkninger før 30-dagersoppfølgingen. Hendelser som etter 30-dagersoppfølgingen ble vurdert som større bivirkninger av en klinisk sluttpunktskomité etter antall, er vist nedenfor.

Større bivirkningshendelse (MAE)	Sammendragstatistikk
Kardiovaskulær mortalitet	0,0 % (0/34)
Myokardinfarkt (MI)	0,0 % (0/34)
Slag	0,0 % (0/34)
Nyrekomplikasjoner som krever uplanlagt dialyse eller behov for nyreutskiftningsterapi	0,0 % (0/34)
Alvorlig blødning	5,9 % (2/34)
Uplanlagt eller nødreintervensjon (enten perkutan eller kirurgisk) for komplikasjoner forbundet med studieinstrumentet	0,0 % (0/34)
Store komplikasjoner ved tilgangssted og vaskulære komplikasjoner som krever intervensjon	0,0 % (0/34)
Sammensatt frekvens av større bivirkninger	5,9 % (2/34)

Merk: Kategoriske tiltak – % (n / totalt antall)

I populasjonen med implanterte pasienter ble det observert reduksjon i TR-grad med minst én grad hos henholdsvis 88,9 % og 82,6 % av pasientene ved utskriving og etter 30 dager. Det ble observert reduksjon i TR-grad med minst to grader hos 65,2 % av pasientene etter 30 dager.

10.2.4 Konklusjon av studien

Dataene som hittil er samlet inn i CLASP TR-studien, støtter sikkerheten og ytelsen til PASCAL systemet hos pasienter med trikuspidalregurgitasjon. Antallet pasienter med oppfølging på ett år eller mer er begrenset, og data for langsiktig oppfølging blir samlet inn via en klinisk oppfølgingsstudie etter markedsføring.

Suomi

Katetrilla asennettava Edwards PASCAL -läpänkorjausjärjestelmä

Käyttöohjeet

Katetrilla asennettava Edwards PASCAL -läpänkorjausjärjestelmä (kutsutaan tässä yhteydessä PASCAL -järjestelmäksi) sisältää seuraavat:

Pöytä 1: Malli 10000

Mallinumero	Laite	Yhteensopivat laitteet	
		Mallinumerot	Laite
10000IS	PASCAL -implanttijärjestelmä	10000GS 10000ST 20000ST	Ohjainholkki Vakain Vakaimen kiskojärjestelmä
10000ISM	PASCAL Ace -implanttijärjestelmä	10000T	Pöytä

Pöytä 2: Malli 15000

Mallinumero	Laite	Yhteensopivat laitteet	
		Mallinumerot	Laite
15000IS	PASCAL -implanttijärjestelmä	10000GS 20000ST 10000T	Ohjainholkki Vakaimen kiskojärjestelmä Pöytä
15000ISM	PASCAL Ace -implanttijärjestelmä		

• Implanttijärjestelmä

Implanttijärjestelmään kuuluu ohjattava katetri (uloin kerros), implanttikatetri (sisin kerros) ja implanti (tässä yhteydessä viitataan implanteihin malleista 10000IS, 10000ISM, 15000IS ja 15000ISM). Implanti viedään sisään läppään implanttijärjestelmällä perkutaanisesti reisilaskimoyhteyden kautta.

• Implanti (kuvat 1–3)

Implanti asennetaan ja kiinnitetään läpän liuskoihin, ja se toimii täyteenä takaisinvirtaavassa aukossa. Implantin pääasialliset osat ovat välikappale, siivekkeet ja nitinolista valmistetut ja polyeteeniterfalaatilla päällystetyt kiinnittimet. 10000IS ja 15000IS -implanteihin kuuluu myös titaanimutteri ja -pultti, PEEK -holkki ja silikonitiiviste. 10000ISM ja 15000ISM -implanteihin kuuluu myös titaanimutteri, pultti, distaalinen ja proksimaalinen levy ja silikonitiiviste, ja ne ovat kooltaan pienempiä implanteita.

Implantin siivekkeet voi asettaa neljään pääasialliseen asentoon: pidennetty, suljettu, liuskan kiinnitysasento ja liuskaan kiinnitetty.

• Ohjattava katetri (kuva 4)

Ohjattavassa katetrissa on kääntyvä säätönuppi, jolla taivutusmekanismia ohjataan, kun implanttia navigoidaan ja sijoitetaan kohdealueelle. Katetrin distaalipäässä oleva röntgenpositiivinen merkki osoittaa taivutettavan osan loppupäätä.

• Implanttikatetri (kuva 4)

Implanti toimitetaan ompeleilla ja kierteisellä varrella implanttikatriin kiinnitettynä. Implanttikatetri ohjaa implantin asettamista. Kolme pääasiallista säädintä ovat liukusäätimet, kierteinen käyttönuppi ja vapautusnuppi. Liukusäätimet ohjaavat implantin kiinnittimiä (liukusäädinten vetäminen taaksepäin nostaa kiinnittimet ja liukusäädinten vieminen eteenpäin laskee kiinnittimet). Kierteisellä käyttönupilla säädetään implantin siivekkeitä (kun käyttönuppiä vedetään taaksepäin, siivekkeet sulkeutuvat, ja kun käyttönuppiä työnnetään eteenpäin, siivekkeet avautuvat). Vapautusnupilla säädetään implantin vapauttamista implanttikatriin. Implanttikatetri toimitetaan ohjattavan katetrin sisään valmiiksi koottuna.

• Ohjainholkki (kuva 5)

Ohjainholkkikokoonpanoon kuuluu ohjattava ohjainholkki ja sisäänviejä. Ohjainholkillä aikaansaadaan yhteys eteiseen. Siinä on hydrofiilinen päällyste ja kääntyvä säätönuppi, jolla taivutusmekanismia taivutetaan ohjainholkin sijoittamiseksi kohdealueelle. Sisäänviejä on yhteensopiva 0,89 mm (0,035 tuuman) ohjainlangan kanssa.

• Vakain (kuvat 6 ja 7)

Vakaimen tarkoituksena on auttaa PASCAL -järjestelmän asemoinnissa ja vakauttamisessa implantoitointoimenpiteiden aikana. Vakain voidaan kiinnittää järjestelmään tarpeen mukaan milloin vain toimenpiteen aikana. Vakaimen käyttö on valinnaista.

• Pöytä (kuva 8)

Pöytää käytetään steriiliin alueen ulkopuolella, ja se toimii implanttijärjestelmän, ohjainholkin ja vakaimen vakaana alustana. Pöydän korkeus on säädettävissä. Pöydän käyttö on valinnaista.

• Latauslaite (kuva 9)

Irotettava latauslaitetta käytetään implantin ja sisäänviejäkatriin sisäänvientiin ohjainholkin tiivisteiden läpi. Latauslaite toimitetaan kätevästi implanttijärjestelmän ja/tai ohjainholkin pakkauksessa.

1.0 Käyttöaiheet

Katetrilla asennettava Edwards PASCAL -läpänkorjausjärjestelmä on tarkoitettu vajaatoimintaisen hiippaläpän ja/tai kolmiluuskaläpän perkutaaniseen rekonstruktioon kiinnittämällä pehmytkudokseen.

2.0 Vasta-aiheet

PASCAL -järjestelmän käyttö on vasta-aiheista potilailla, joilla on jokin seuraavista:

- Potilaat, joille TEE on vasta-aiheista tai joilla seuloonta-TEE ei onnistu
- Kaikkokardiografialla osoitettu sydämen sisäinen massa, trombi tai vegetaatio
- Tukkeutunut tai tromboosinen alaonttolaskimon suodatin, joka haittaisi sisäänvientikatetriä, tai ipsilateraalisen syvän laskimotromboosin esiintyminen
- Tiedossa oleva yliherkkyys nitinolille (nikkeli tai titaani) tai vasta-aihe toimenpiteessä käytettävälle lääkitykselle, jota ei voida hallita riittävän hyvin lääkinnällisesti

Edwards, Edwards Lifesciences, tyylitelty E-logo, CLASP, PASCAL ja PASCAL Ace ovat Edwards Lifesciences Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

- Aiemmin esiintynyttä verenvuototaipumusta tai koagulopatiaa tai potilas, joka kieltäytyy verensiirroista

Lisäksi PASCAL -järjestelmä on vasta-aiheinen hiippaläppöpötiloille, joilla on vasta-aihe transseptaaliselle katetrisoinnille.

3.0 Varoitukset

3.1 Anatomiset seikat

Optimaalisia tuloksia varten seuraavat potilaan anatomiset ominaisuudet on otettava huomioon. PASCAL -järjestelmän turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu, jos nämä ehdot eivät täyty. Jos käyttöehtoja ei noudateta, implantin tai nativiläpän liuskan asettaminen voi häiriintyä.

Hiippaläppä- tai kolmiliuskaläppöpötiloille:

- Näyttöä kohtalaisesta tai vakavasta kalkkeutumisesta tarttumisalueella
- Näyttöä vakavasta kalkkeutumisesta anuluksessa tai subvalvulaarisessa elimessä
- Huomattavan halkeaman tai perforaation esiintyminen tarttumisalueella
- Liuskan liikkumis pituus < 8 mm

Vain hiippaläppöpötiloille:

- Liikkumavälin leveys > 15 mm ja/tai liikkumavälin rako > 10 mm
- Transseptaalisen punktion korkeus < 3,5 cm
- Vasemman eteisen halkaisija ≤ 35 mm
- Kahden tai useamman huomattavan suihkuvirtauksen esiintyminen
- Yhden huomattavan suihkuvirtauksen esiintyminen kommissuura-alueella
- Hiippaläpän pinta-ala (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Vain kolmiliuskaläppöpötiloille:

- Primäärisen ei-rappeuttavan kolmiliuskaläppösairauden esiintyminen

3.2 Laitteen käsitteleminen

- Laitteet on suunniteltu ja tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöisiksi, ja niitä myydään kertakäyttöisinä. Mitkään tiedot eivät tue laitteiden steriililyttä, pyrogeenittomuutta tai toimivuutta uudelleen käsittelyn jälkeen.
- Tartuntojen estämiseksi laitteita on käsiteltävä steriilillä vakiotekniikalla.
- Laitteita ei saa altistaa millekään muille liuoksille, kemikaaleille jne. kuin steriilille fysiologiselle ja/tai heparinoidulle keittosuolaliuokselle. Se voi aiheuttaa peruuttamattomia laitevaurioita, jotka eivät ehkä näy silmämääräisessä tarkastuksessa.
- Laitteita ei saa käyttää syttyvien tai tulenarjien kaasujen, anesteettien tai puhdistus-/desinfointiaineiden läheisyydessä.
- Laitteita ei saa käyttää, jos viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen.
- Steriilejä laitteita ei saa käyttää, jos pakkauksen sinetti on rikki tai pakkaus on vaurioitunut.
- Ei saa käyttää, jos jokin laitteista on pudonnut, vaurioitunut tai millään tavalla väärin käsitelty.
- Valmistelun aikana ja koko toimenpiteen ajan on ilmaemollian estämiseksi käytettävä huuhtelun ja ilmanpoiston vakio menetelmiä.

3.3 Kliiniset varoitukset

- Kaikkien implantoitavien lääkinnällisten laitteiden yhteydessä on haitallisen immunologisen vasteen mahdollisuus.
- Tämän järjestelmän käytön yhteyteen voi liittyä vakavia, joskus kirurgiseen interventioon ja/tai kuolemaan johtavia vakavia haittavaikutuksia ("Mahdolliset haittavaikutukset"). Jokaiselle mahdolliselle potilaalle on kerrottava yksityiskohtaisesti toimenpiteen eduista ja riskeistä ennen käyttöä.
- Huolellista ja jatkuvaa lääkinnällistä seurantaa suositellaan, jotta implanttiin liittyvät komplikaatiot voidaan diagnosoida ja hoitaa asianmukaisesti.
- Lääkäri päättää antikoagulaatiohoidosta laitoksen ohjeistuksen mukaan.

4.0 Varoitimet

4.1 Varoitimet ennen käyttöä

- Hiippaläpän ja/tai kolmiliuskaläpän takaisinvirtaushoitoon erikoistuneiden sydänlääkärien, joilla on laaja-alaista osaamista, on tehtävä potilasvalinnat sekä arvioitava potilaan riskialtius ja anatominen soveltuvuus.

4.2 Varoitimet käytön jälkeen

- Implantin pitkäaikaista kestävyttä ei tunneta. Implantin suorituskyvyn arviointiin suositellaan säännöllistä lääkärin seurantaa.
- Lyhytaikainen antikoagulaatiohoito voi olla tarpeellista PASCAL -laitteella tehdyn läpän korjauksen jälkeen. Antikoagulaatio- ja muu lääkitys määrätään laitoksen ohjeistuksen mukaan.

5.0 Mahdolliset haittavaikutukset

Sydänkatetroinnin vakio menetelmiin, anestesian käyttöön ja PASCAL -järjestelmän käyttöön liittyvät komplikaatiot voivat johtaa siirtymiseen avoleikkaukseen, kiireelliseen tai ei-kiireelliseen uusintaleikkaukseen, eksplantointiin, pysyvään vammaan tai kuolemaan. Lääkäreitä kehoitetaan ilmoittamaan epäillyistä laitteeseen liittyvistä tapahtumista Edwards -yhtiölle tai asianmukaisille sairaalaviranomaisille.

Seuraavassa luetellut odotettavissa olevat haittavaikutukset on tunnistettu mahdollisiksi PASCAL -toimenpiteen komplikaatioiksi:

- Poikkeavat laboratorioarvot
- Allerginen reaktio anesteetille, varjoaineelle, hepariinille, nitinolille
- Anemia tai alentunut Hgb, mahdollisesti verensiirtoa edellyttävä
- Aneurysma tai pseudoaneurysma
- Angina pectoris tai rintakipu
- Anafylaktinen sokki
- Arytmiat – eteinen (ts. AF, SVT)
- Arytmiat – kammio (ts. VT, VF)
- Valtimo-laskimofisteli
- Interventiota edellyttävä eteisväliseinä vaurio
- Verenvuoto
- Sydänpysähdys
- Sydämen vajaatoiminta
- Sydänvaurio, mukaan lukien perforaatio
- Sydämen tamponaatio / nesteen kertyminen sydänpuussiin
- Sydänperäinen sokki
- Jännerihmoinen juuttuminen tai repeäminen, joka voi edellyttää interventiota

- Koagulopatia, koagulaatiohäiriö, verenvuototaipumus
- Sydämen johtoratajärjestelmän vaurio, joka voi edellyttää pysyvää tahdistinta
- Syvä laskimotromboosi (DVT - Deep vein thrombosis)
- Nativiläpän heikentyminen (esim. liuskarpepytymä, liuskan vetäytyminen, liuskan paksuuntuminen)
- Aikaisemmin asetetun implantin irtoaminen
- Dyspnea
- Edeema
- Elektrolyyttitasapainon häiriö
- Embolia/embolisatio, mukaan lukien ilma, hiukkaset, kalkkiutunut materiaali tai trombi
- Endokardiitti
- Ruokatorven ärsytys
- Ruokatorven perforaatio tai krouma
- Liikunnan intoleranssi tai heikkous
- PASCAL -järjestelmän minkään osan poistamisen epäonnistuminen
- Kuume
- Maha-suolikanavan verenvuoto tai infarkti
- Sydämen vajaatoiminta
- Hematooma
- Hemodynaaminen vajaatoiminta
- Hemolyysi
- Verensiirtoa tai interventiota edellyttävä verenvuoto
- Korkea verenpaine
- Matala verenpaine
- Implantin heikentyminen (kuluminen, repeytyminen, murtuminen tai muu)
- Implantin embolisoituminen
- Implantin väärä asento tai sitä ei saada vietyä haluttuun kohtaan
- Implantin siirtyminen
- Implantin tromboosi
- Infektio
- Tulehdus
- LVOT-obstruktio
- Mesenteriaali-iskemia
- Usean elimen toimintahäiriö
- Sydäninfarkti
- Pahoinvointi ja/tai oksentaminen
- Hermovaurio
- Hermostolliset oireet, mukaan lukien dyskinesia, ilman ohimenevän TIA:n tai aivohalvauksen diagnoosia
- Ei-neurologiset tromboemboliset tapahtumat
- Kipu
- Nystylihasvaurio
- Halvaus
- PASCAL -järjestelmän osien embolisatio
- Ääreisosien iskemia
- Nesteen kertyminen keuhkopussiin
- Keuhkopöhö
- Keuhkoembolia
- Reaktio antitrombosyyttihoidolle tai antikoagulaatiohoidolle
- Munuaisten vajaatoiminta
- Munuaissuffisienssi
- Hengitysvajaus, hengityksen vajaatoiminta, atelektasi, keuhkokuume – voi edellyttää pitkäaikaista ventilaatiota
- Vatsakalvontakainen verenvuoto
- Seinämän vaurio tai perforaatio
- Septikemia, sepsis
- Isonisovalle säteilylle altistumisesta johtuva ihon palovamma, vaurio tai kudosuutos
- Laitteen kiinnittyminen vain yhteen liuskaan (SLDA)
- Aivohalvaus
- Pyörtyminen
- Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA)
- Virtsatieulehdus ja/tai verenvuoto
- Läpän vaurio
- Läpän ahtauma
- Läpän takaisinvirtaus
- Verisuonen vaurio tai trauma, mukaan lukien dissekaatio tai tukos
- Verisuonispasmi
- Kammion seinämän vaurio tai perforaatio
- Haavan avautuminen, viivästynyt tai epätäydellinen paraneminen
- Sydämen vajaatoiminnan paheneminen
- Läpän takaisinvirtauksen paheneminen / läppävuoto

6.0 Toimitustapa

6.1 Pakkaus

Ohjainholkki, implanttijärjestelmä ja vakain on pakattu erikseen ja steriloitu etyleenioksidilla. Pöytä on pakattu ja toimitetaan epästeriilinä.

6.2 Varastointi

PASCAL -järjestelmää on säilytettävä viileässä, kuivassa paikassa.

7.0 Käyttöohjeet

7.1 Lääkärien koulutus

Implantoivan lääkärin on tunnettava katetrin kautta tehtävät menetelmät ja omattava PASCAL -järjestelmän ja implanttitoimenpiteen koulutus. Hiippaläpän ja/tai kolmiliuskaläpän takaisinvirtaushoitoon erikoistuneiden lääkärin on tehtävä PASCAL -laitteen lopullinen implantointipäätös alan erikoistuneissa laitoksissa. Mahdollisuudet saada aikaan merkittävä kliininen paraneminen on arvioitava sairauden vaiheen ja komorbiditeetin perusteella.

7.2 Laitteisto ja materiaalit

- Sydänkatetrointilaboratorion vakiovarusteet

- Fluoroskopijärjestelmä
- TEE-laitteisto (transesofageaalinen kaikukardiografia, 2D ja 3D)
- Pigtail-katetri varjoaineen injektointiin (ja yhteensopiva holkki)
- Laskimopunktiopakkaukset
- Transseptaalinen neula, holkki ja ohjainlanka
- Vaihtopituuksinen 0,89 mm (0,035 tuuman) ohjainlanka
- Altaita
- Luer-liittimellä varustettuja 50–60 ml ruiskuja
- Heparinoitua keittosuolaliuosta
- Hemostaatti
- Leikkauspyyhkeitä (esim. koko 43 x 69 cm)
- Valinnainen: Astelaajentimet
- Valinnainen: Jatkuvaa fysiologinen keittosuolaliuospumppu (liikuttelava infuusiolaitte, tippaletku ja sulkimet, 1 litran pusseja heparinoitua steriiliä keittosuolaliuosta)
- Valinnainen: Paineenvolventaali

7.3 Laitteen valmisteleminen

7.3.1 Pöytä

Vaihe	Toimenpide
1	Ota pöytä/pöydät pakkauksesta ja tarkista vaurioiden varalta.
2	Kokoa pöytä/pöydät kuvassa 8 esitetyn mukaisesti.

7.3.2 Vakain

Vaihe	Toimenpide
1	Ota vakaimen osat pakkauksesta ja tarkista vaurioiden varalta.
2	Kokoa vakain tarvittaessa kuvassa 6 esitetyn mukaisesti.

7.3.3 Ohjainholkki

Vaihe	Toimenpide
1	Ota ohjainholkki, latauslaite ja sisäänviejä pakkauksesta ja tarkista näkyvien vaurioiden varalta.
2	Pida distaalikärkeä nostettuna ja huuhtelee ja poista ilma ohjainholkkista heparinoitulla keittosuolaliuoksella.
3	Pida distaalikärkeä nostettuna ja työnnä sisäänviejä ohjainholkkiin. Huuhtelee sisäänviejä ja pyyhi ohjainholkki heparinoitulla keittosuolaliuoksella ennen käyttöä.

7.3.4 Implanttijärjestelmä

Vaihe	Toimenpide
1	Ota implanttijärjestelmä ja latauslaite pakkauksesta ja tarkista näkyvien vaurioiden varalta. Varmista, että molemmat liukusäätimen sulkuventtiilit ovat avoimessa asennossa. VAROITUS: Jos liukusäätimen sulkuventtiilit eivät ole avoimessa asennossa, laitteen käyttö voi johtaa infektiin.
2	Työnnä käyttönuppi eteenpäin (käännä nuppi vastapäivään tai paina käyttöpainiketta ja työnnä käyttönuppi eteenpäin), kunnes se on tasoissa kiinnittimen sijoitustyökalun kanssa.
3	Poista liukusäätimen nasta ja löysys ompeleesta. Lukitse liukusäätimen sulkuventtiilit ja kiinnitä liukusäätimen nasta. Poista kiinnittimen sijoitustyökalu.
4	Vie liukusäätimet täysin taakse ja täysin eteen varmistaaksesi kiinnittimen asianmukaisen liikkeen ja sulje implanti (käännä käyttönuppi myötäpäivään tai vedä käyttönuppi taaksepäin painamalla käyttöpainiketta).
5	Työnnä ohjattavaa katetriä eteenpäin. Varmista, että liukusäätimet ovat kokonaan taaksevedettyinä ja käyttönuppi kokonaan taaksevedettyinä. Suuntaa implanttikatetrin kahva pystysuunnassa siten, että vapautusnuppi on pöytää vasten.
6	Huuhtelee heparinoitua keittosuolaliuosta implanttikatetrin läpi.
7	Kun keittosuolaliuosta näkyy poistuvan implanttikatetrin distaalipäästä, laske implanttikatetrin kahvaa alas ja nosta implanttikatetrin distaalipäätä ylös samalla, kun jatkat huuhtelusta heparinoitulla keittosuolaliuoksella.
8	Vedä ohjattava katetri kokonaan sisään. Työnnä liukusäätimiä ja käyttönuppi eteenpäin asettaaksesi implantin pidennettyyn asentoon.
9	Poista latauslaitteen suojus ja ohjaa latauslaitteen suojus implanttijärjestelmään.
10	Työnnä implanttia latauslaitteen proksimaalipäästä sisään, kunnes se tulee ulos distaalipäästä. Kiinnitä latauslaite ja latauslaitteen suojus.
11	Pida latauslaitetta ja distaalikärkeä nostettuna ja huuhtelee heparinoitua keittosuolaliuosta ohjattavan katetrin läpi.
12	Vedä implanttikatetri asteittain ohjattavaan katetriin ja implanti latauslaitteeseen samalla, kun jatkat huuhtelua ohjattavan katetrin läpi niin kauan, että implantin distaalipää on kokonaan latauslaitteessa.

7.4 Implantointitoimenpide

Implantin sijoitus on tehtävä yleisanestesiassa hemodynaamisen tarkkailun alaisuudessa leikkaussalissa, hybridileikkaussalissa tai katetrointilaboratoriossa, jossa on fluoroskopia- ja kaikukuvauslaitteistot.

Huomautus: Katso ennen implantointitoimenpidettä anatomiaa koskevat huomioitavat seikat (osio 3.1), koska ilmoitettujen ehtojen vastainen käyttö voi häiritä implantin asettamista tai natiiviläpän liuskan sijoittamista.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Toimenpiteen aikana hepariinia on annosteltava siten, että ACT-arvoa \geq 250 s ylläpidetään.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Liiallisen varjoaineen käyttö voi aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa. Mittaa potilaan kreatiniinitaso ennen toimenpidettä. Varjoaineen käyttöä täytyy tarkkailla.

7.4.1 Potilaan valmisteleminen

Vaihe	Toimenpide
1	Ennen kuin potilas peitellään steriileillä leikkausliinoilla, voidaan haluttaessa pöytä/pöydät koota ja sijoittaa potilaan jalkojen väliin ja pöydän/pöytien korkeutta voidaan säätää tarvittaessa. Käytä pöydän/pöytien ja potilaan jalkojen välissä pyyhkeitä tukena. VAROITUS: Pöytä toimitetaan epästeriilinä. Pöydän vieminen steriilille alueelle voi johtaa infektiin.
2	Steriiliin leikkausliinan levittämisen jälkeen kiinnitä ja kokoa vakain tarpeen mukaan milloin vain toimenpiteen aikana.

7.4.2 Suoniyhteys reilaskimon kautta ja holkin sisäänviemien

Vaihe	Toimenpide
1	Tee tavallinen reilaskimon suoniyhteys perinteisiä perkutaanisia punktiomenetelmiä käyttäen.
2	PASCAL -hiippaläppätoimenpiteet: Siirry vasempaan eteiseen laskimon kautta, transseptaalisen tekniikan avulla perinteisiä perkutaanisia menetelmiä käyttäen ja aseta ohjainlanka vasempaan eteiseen. Laajenna suonta tarvittaessa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: (vain hiippaläppätoimenpiteet) Virheellinen punktio voi aiheuttaa sydänrakteiden vaurioita ja edellyttää kirurgista korjausta tai muuta interventiota. PASCAL -kolmiliuskaläppätoimenpiteet: Siirry oikeaan eteiseen perinteisiä perkutaanisia menetelmiä käyttäen ja aseta ohjainlanka oikeaan eteiseen. Laajenna suonta tarvittaessa.
3	PASCAL -hiippaläppätoimenpiteet: Vie ohjainholkki sisään sisäänviejän kanssa ohjainlankaa pitkin, kunnes ohjainholkin kärki on kunnolla väliseinän poikki, käyttäen taivutusmekanismia tarpeen mukaan. PASCAL -kolmiliuskaläppätoimenpiteet: Vie ohjainholkki sisään sisäänviejän kanssa ohjainlankaa pitkin, kunnes ohjainholkin kärki on kunnolla oikean eteisen sisällä. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Liiallinen käsittely voi aiheuttaa aiemmin implantoidun laitteen irtoamisen tai häiriön tai sydänrakteiden vaurioita ja edellyttää kirurgista korjausta tai muuta interventiota.
4	Poista sisäänviejä ja ohjainlanka. Älä aspiroi ja huuhtelee ohjainholkkia ennen kuin implanttijärjestelmä on viety sisään. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Aspirointi tai jatkuvan fysiologisen keittosuolaliuoshuhtelun yhdistäminen ohjainholkkiin ennen implanttijärjestelmän sisäänvientä voi aiheuttaa ilmaemboliaa.

7.4.3 Implantin sisäänviemien

Vaihe	Toimenpide
1	Vie implanttijärjestelmä latauslaitteeseen ohjainholkin sisään.
2	Työnnä implanttijärjestelmää eteenpäin, kunnes implanti tulee ulos latauslaitteesta. Vedä latauslaitetta taaksepäin ja poista.
3	Aspiroi ja huuhtelee ohjainholkkia heparinoitulla keittosuolaliuoksella. Käytä mainittua ruiskua ja aspiroi vähintään 45 ml. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Ohjainholkin täyden aspiroinnin laiminlyöminen voi aiheuttaa ilmaemboliaa.
4	Haluttaessa jatkuva fysiologinen keittosuolaliuostiputus voidaan yhdistää implanttikatetriin. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jatkuvan fysiologisen keittosuolaliuostiputuksen yhdistäminen implanttijärjestelmään ennen aspirointia voi aiheuttaa ilmaemboliaa.
5	Työnnä implanttijärjestelmää eteenpäin, kunnes implanti tulee ulos ohjainholkin distaalipäästä.
6	Aseta implanti suljettuun asentoon vetämällä käyttönuppi taaksepäin. Vedä liukusäätimiä taaksepäin.
7	Säädä ohjainholkkia tarpeen mukaan.
8	Jos hoitava lääkäri katsoo, että paineenvolventaa tulee käyttää eteispaineen jatkuvaan seurantaan toimenpiteen aikana, tämä tulee tehdä paineenvolventalaitteen valmistajan käyttöohjeita noudattaen. Kytke nesteellä täytetty paineenvolventalaitte ohjattavaan katetriin. Aspiroi ja sitten kalibroi potilaan sydämen tasolla ennen mittauksen tekemistä. Huomautus: Paineenvolventaa tulee käyttää yhdessä kaikukuvauslaitteen kanssa. Paine tulee sovittaa kaiku- ja Doppler-lukemiin. Varmista eteispainetta määritettäessä, että implanttikatetrin distaalinen kärki on kokonaan ulkona ohjattavasta katetrasta.
9	Työnnä implanttijärjestelmää eteenpäin tarpeen mukaan. Käsittele ohjattavaa katetriä ja ohjainholkkia (taivuta, suorista, väänä vastakkaisiin suuntiin, työnnä eteenpäin, vedä taaksepäin) tarpeen mukaan, kunnes implanti on keskitettyä kohdekohtaatioalueella ja sen liikerata on oikea. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Liiallinen käsittely voi aiheuttaa aiemmin implantoidun laitteen irtoamisen tai häiriön tai sydänrakteiden vaurioita ja edellyttää kirurgista korjausta tai muuta interventiota. Huomautus: Ohjattavan katetrin röntgenpositiivinen merkki osoittaa taivutettavan osan loppupäätä ja se näkyy fluoroskopiassa.
10	Asemi implantti liuskan kiinnitysasentoon työntämällä käyttönuppi eteenpäin. Huomautus: Kun implanti on kolmiliuskaläppätoimenpiteessä asetettu liuskan kiinnitysasentoon, vedä liukusäätimen nasta ja liikuta yhtä liukusäädintä kuvantamissa tarkistaaksesi, mitkä implantin kiinnittimet se säätelee, ja kiinnitä liukusäätimen nasta.

Vaihe	Toimenpide
11	Suuntaa siivekkeet vääntämällä implanttikatetriä tarpeen mukaan.
12	Työnnä implanttia läpän läpi, kunnes siivekkeet ovat liuskojen vapaan reunan alapuolella.
13	Varmista implantin sijainti ja suuntaus ja säädä sijaintia jonkin verran tarpeen mukaan. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Implantin liiallinen käsittely liuskojen alapuolella voi aiheuttaa sen, että implantti juuttuu jännerihmisiin, ja jännerihmisiin juuttuminen voi aiheuttaa sydänvaurion, takaisinvirtauksen pahenemisen, implantin poistamisen vaikeutumisen tai mahdottomuuden ja lisäinterventtion tarpeen.
14	Vedä implanttia taaksepäin kuvantamisohjauksessa, kunnes liuskat sijaitsevat siivekkeiden ja kiinnittimien välissä.
15	Työnnä liuskasäädintä/liuskasäätimiä siten, että liuska on / liuskat ovat tukevasti kiinnittimien ja siivekkeiden välissä. Tämä voidaan tehdä kummankin liuskan osalta samanaikaisesti (liuskasäätimen nasta käytössä ja molempia kiinnittimiä liikutetaan) tai molempien liuskojen osalta erikseen (liuskasäätimen nasta pois käytöstä ja kumpaakin kiinnittintä liikutetaan erikseen).
16	Varmista liuskojen sijainti kuvantamisohjauksessa. Jos liuskat eivät ole tukevasti kiinnittimien ja siivekkeiden välissä, vedä liuskasäätimiä taaksepäin, vapautta liuskat ja yritä uudestaan.
17	Kun liuskat ovat kunnolla paikoillaan kiinnittimien ja siivekkeiden välissä, sulje implantti.
18	Löysää liuskojen kireyttä työntämällä implanttikatetriä jonkin verran eteenpäin.
19	Arvioi takaisinvirtaus ja asemoi uudelleen tarpeen mukaan. Kun implantin sijainti on vahvistettu, varmista, että se on suljettu. Jos uusi asemointi kammion sisällä on tarpeen, asemoi implantti liuskan kiinnitysasentoon vetämällä liuskasäätimiä taaksepäin ja työntämällä käyttönuppia eteenpäin. Säädä kiinnittimiä ja implantin suuntaa tarpeen mukaan. Jos uusi asemointi eteisen sisällä on tarpeen, pidennä implantti hitaasti vetämällä liuskasäätimiä taaksepäin ja työntämällä käyttönuppia eteenpäin läpivalaisuhjauksessa varmistaen samalla, ettei käyttölanka taivu, ja vedä sitten implantti takaisin eteiseen. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos implantin pidentäminen epäonnistuu, kun sitä vedetään takaisin eteiseen uudelleenaseoinnin aikana, seurauksena voi olla liuskavaurio tai jännerihmisiin juuttuminen. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos liuskojen vapauttaminen kiinnittimistä ja siivekkeistä ennen uudelleenaseointia epäonnistuu, tästä voi seurata liuskavaurio.
20	Implantin vapauttaminen katetrasta: a) Varmista, että implanttikatetrin distaalinen kärki on kokonaan ulkona ohjattavasta katetrasta. b) Leikkaa ulkopuolen ommel kunkin liuskasäätimen proksimaaliosassa. Avaa ompeleet avaamalla kummankin liuskasäätimen sulkuventtiilit. Poista ompeleet kokonaan liuskasäätimen nastaa vetämällä. c) Sulje molemmat liuskasäätimen sulkuventtiilit ompeleiden poistamisen jälkeen. d) Poista vapautusnasta. Käännä vastapäivään ja vedä vapautusnuppia taaksepäin, kunnes implantti vapautuu, mikä voidaan vahvistaa kuvantamisohjauksessa. Huomautus: Tarpeen mukaan ennen implantin vapauttamista on mahdollista vetää implanttijärjestelmä takaisin ohjainholkkiin sen poistamista varten. Takaisinvetäminen: a) Vedä liuskasäätimiä taaksepäin. b) Pidennä implantti hitaasti läpivalaisuhjauksessa varmistaen samalla, ettei käyttölanka taivu. Vedä implantti sen jälkeen takaisin eteiseen. Aseta implantti suljettuun asentoon. c) Suorista ohjattava katetri ja vedä implanttijärjestelmää taaksepäin, kunnes implantti on ohjainholkin kärjen vieressä. d) Työnnä liuskasäätimiä eteenpäin. e) Aseta implantti pidennettyyn asentoon. f) Avaa kiinnittimiä noin 45° kummallakin puolella vetämällä liuskasäätimiä taaksepäin. g) Vedä koko implanttijärjestelmä pois ohjainholkin läpi. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Jos ommelta ei leikata kuvatussa kohdassa, implanttia voi olla mahdoton vapauttaa tai kohtaan voi jäädä kuitua, mikä voi johtaa mikroemboliaan. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Annettujen vapautusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sen, että implantti on vaikea tai mahdoton vapauttaa, mikä puolestaan edellyttää lisäinterventiota. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Implantin vapauttaminen ennen sen vahvistamista, että liuskat ovat kunnolla siivekkeiden ja kiinnittimien välissä, voi aiheuttaa sen, että implantti siirtyy tai irtoaa ja aiheuttaa laitteen kiinnittymisen vain yhteen liuskaan (SLDA) tai muita mahdollisia haittavaikutuksia, jotka edellyttävät lisäinterventiota. VAROITUS: Laitteiden uudelleenikäyttö (mukaan lukien implanttijärjestelmä ja ohjainholkki) niiden poisvetämisen jälkeen voi aiheuttaa vierasmateriaalin embolian tai infektion. Laitte voi toimia virheellisesti, jos sitä yritetään käyttää uudelleen. Huomautus: Jos hoitavan lääkärin päätöksen mukaan käytetään lisäimplanttia, varovaisuutta on noudatettava aiemmin sijoitetun implantin irtoamisen välttämiseksi. Läpän ylittäminen matalaprofiilisessa implanttikokoonpanossa voi minimoida vuorovaikutuksen aiemmin sijoitetun implantin kanssa.

Vaihe	Toimenpide
	TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Liiallinen käsittely voi aiheuttaa aiemmin implantoidun laitteen irtoamisen tai häiriön tai sydänrakenteiden vaurioita ja edellyttää kirurgista korjausta tai muuta interventiota.

7.4.4 Laitteen poistaminen ja sulkeminen

Vaihe	Toimenpide
1	Vedä implanttikatetri kokonaan ohjattavan katetrin sisään. Suorista ja poista implanttijärjestelmä asteittain. Suorista ja poista ohjainholkki asteittain. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Laitteiden suoristamisen laiminlyöminen ennen poistamista voi aiheuttaa verisuonivaurion.
2	Sulje suoni yhtyeys perkutaanisien vakiosulkumenetelmin.

8.0 Magneettikuvauksen (MR) turvallisuus

Ei-kliniisissä testeissä on osoitettu, että PASCAL -implantti on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Potilas, jolla on tämä laite, voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvauksjärjestelmällä, joka täyttää seuraavat ehdot:

- Staattiset magneettikentät, 1,5 T ja 3,0 T
- Kentän spatiaalinen gradientti enintään 3000 G/cm (30 T/m)
- Magneettikuvauksjärjestelmän suurin raportoitu koko kehon keskimääräinen ominaisabsorptioopeus (SAR) 4 W/kg (ensimmäisen tason ohjattu toimintatila).

Edellä määritetyissä kuvausolosuhteissa implantin odotetaan aiheuttavan enintään alle 4 °C lämpötilanousun 15 minuutin jatkuvan kuvauksen jälkeen.

Ei-kliniisissä testeissä tämän laitteen aiheuttama kuva-arterfakti voi usean implantin kokoonpanossa (worst case) ulottua enintään 15 mm alueelle implantista, kun kuvaamiseen käytettiin gradienttikaiun pulssisekvenssiä (worst case) ja 3,0 T magneettikuvauksjärjestelmää.

9.0 Poistetun implantin ja laitteen hävittäminen

Edwards Lifesciences on kiinnostunut saamaan klinisiä näytteitä poistetusta implantista analyysia varten. Arvioinnin jälkeen toimitetaan kirjallinen raportti, joka sisältää yhteenvedon löydöksistä. Ota yhteyttä Edwards -yhtiöön poistetun implantin palautusasioissa.

Jos päätät palauttaa jonkin laitteen, noudata seuraavia ohjeita:

- **Avaamaton pakkaus, jonka steriili puskuri on ehjä:**
Jos pusseja ei ole avattu, palauta laite alkuperäisessä pakkauksessaan.
- **Avattu, mutta ei implantoitu pakkaus:**
Jos pussi on avattu, laite ei ole enää steriili. Palauta laite alkuperäisessä pakkauksessaan.
- **Poistettu implantti:**
Poistettu implantti on asetettava soveltuvaan histologiseen kiinnitysasentoon, kuten 10 % formaliniin tai 2 % glutaarialdehydiin, ja se on palautettava Edwards -yhtiölle.

9.1 Hävittäminen

Käytettyjä laitteita voidaan käsitellä ja hävittää samalla tavalla kuin sairaalajätettä ja tartuntavaarallisia materiaaleja paikallisten säännösten mukaan, sillä näiden laitteiden hävittämiseen ei liity erityisriskejä.

10.0 Yhteenvedo klinisistä kokemuksista

10.1 CLASP -tutkimus

Tämän osion kliniset tiedot sisältävät klinisistä CLASP -tutkimuksesta saatuja tietoja, jotka arvioivat katetrilla asennettavaa PASCAL -lähänkorjausjärjestelmää hiippaläpässä.

PASCAL -järjestelmän turvallisuutta, suorituskykyä ja klinisiä tuloksia arvioitiin monessa tutkimuskokouksessa ja maassa mahdollisille käyttäjille tehdystä yhden tutkimushaaran tutkimuksesta (CLASP). Tutkimuspotilaat arvioitiin klinisessä seuranta-tutkimuksessa 30 päivän, 6 kuukauden ja 1 vuoden kuluttua. Implantoinnin jälkeiset tutkimukset jatkuvat vuosittain 5 vuoden ajan.

Ensisijainen CLASP -tutkimuksen turvallisuuteen liittyvä päätepiste oli vakavien haittavaikutusten ilmeneminen 30 päivän kuluttua. Vakaviksi haittavaikutuksiksi katsottiin sydän- ja verisuonitautikoollisuus, aivohalvaukset, sydäninfarkti, uusi munuaisten korvaushoidon tarve, vakava verenvuoto ja tutkimuslaitteeseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi tehtävä uusi interventio.

Ensisijaisia tutkimuksen suorituskykyyn liittyviä päätepeisteitä olivat laitteen menestyksekkäs toiminta, toimenpiteen onnistuminen ja kliininen onnistuminen. Toissijaisia tutkimuksen päätepeisteitä olivat kliiniset, turvallisuuteen liittyvät ja funktionaaliset tulokset 30 päivän, 6 kuukauden ja 1 vuoden kuluttua sekä seuranta-aikana vuosittain tehtävissä tutkimuksissa.

Laitteen menestyksekkäs toiminta arvioidaan laitteen käyttöönottona suunnitellulla tavalla ja asennusjärjestelmän onnistuneena poistamisena suunnitellulla tavalla, kun potilas poistuu sydänkatetrintilaboratoriosta. Laitteen menestyksekkäs toiminta analysoitiin laitekohtaisesti.

Toimenpiteen onnistuminen määritetään laitteen menestyksekkään toiminnan perusteella MR-vakavuuden ollessa ≤ 2+ kotiutettaessa (Echo Core Lab -arviointi), kun kirurgista tai perkutaanista interventiota ei tarvita ennen sairaalasta kotiuttamista. Toimenpiteen onnistuminen analysoitiin potilaskohtaisesti.

Kliininen onnistuminen määritetään toimenpiteen onnistumisena, kun on saatu näyttöä MR-vähentymisestä (MR ≤ 2+) eikä vakavia haittavaikutuksia ilmene 30 päivän kuluessa (analysoitu potilaskohtaisesti).

Kaikki kaikukardiografiatulokset arvioitiin riippumattomassa Core-laboratoriossa. Riippumaton kliinisten tapahtumien komitea (CEC) arvioi turvallisuustapahtumat. Turvallisuustietojen arviointilautakunta (DSMB) arvioi turvallisuustiedot ja haittavaikutusten trendit sekä niiden vaikutuksen kokeiluun ja laitteen aiheuttamiin riskeihin itsenäisesti.

10.1.1 CLASP -tutkimuksen tulokset

Hoidettujen potilaiden keskimääräinen ikä oli 75,4 vuotta. 55,0 % heistä oli miehiä. Kaikilla potilailla oli sydämen vajaatoimintaa, jonka NYHA-luokitus oli II, III tai IV. Keskimääräinen Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II ja STS -mortaliteettipistemäärä olivat vastaavasti 14,4 %, 5,8 % ja 4,7 %. Perustasolla 50,9 %:lla oli kohtalainen/vakava MR ja 48,1 %:lla oli vakava MR.

10.1.2 Suorituskyky

Suorituskyvyn päätepiste koostui kolmesta onnistumisen osatekijästä: laite, toimenpide ja kliininen osatekijä. 92,0 % laitteista toimi menestyksekkäästi. Toimenpide onnistui 93,5 %:lla potilaista. Kliininen onnistuminen saavutettiin 86,0 %:lla potilaista.

10.1.3 Turvallisuus

30 päivän koodalla vakavien haittavaikutusten ilmenevyys oli 8,0 %. Yhdeksällä potilaalla ilmeni 11 vakavaa haittavaikutusta ennen 30 päivää kestävä seuranta-jakson päättymistä. CEC-komitean

arvioimat vakavat haittavaikutukset 30 päivän kuluessa on eritelty määrien perusteella seuraavasti.

Vakava haittavaikutus	Tilastotietojen yhteenveto
Sydän- ja verisuonitautiakuolleisuus	0,9 % (1/112)
Aivohalvaus	0,9 % (1/112)
Sydäninfarkti	0,0 % (0/112)
Uusi munuaiskorvaushoidon tarve	0,0 % (0/112)
Vaikea verenvuoto	7,1 % (8/112)
Uuden intervention tarve tutkimuslaitteeseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi	0,9 % (1/112)
Yhdistetty vakavien haittavaikutusten esiintyminen	8,0 % (9/112)

Huomautus: Kategoriset mittaukset - % (n/kokonaismäärä)

Koko potilaspopulaatiossa havaittiin MR-asteen vähenemistä (ts. $MR \leq 2+$) 95,3 %:lla kotiutettaessa, 96,1 %:lla 30 päivän kuluttua, 98,8 %:lla 6 kuukauden kuluttua ja 100 %:lla 1 vuoden kuluttua.

10.1.4 Tutkimusjohtopäätökset

CLASP -tutkimuksessa saatujen tietojen mukaan PASCAL -järjestelmä on turvallinen ja suorituskykyinen potilailla, joilla esiintyy takaisinvirtausta hiippaläpässä. Vuoden ajan tai pidempään seurattavien potilaiden määrä rajataan, ja pitkäaikaisia seurantatietoja kerätään markkinoille saattamisen jälkeisen kliinisen seurantatutkimuksen avulla.

10.2 CLASP TR -tutkimus

Tämän osan kliiniset tiedot sisältävät katetrilla asennettavasta PASCAL -läpänkorjausjärjestelmästä kliinisessä kolmiluiskaläpän (CLASP TR) -tutkimuksessa saatuja tietoja.

PASCAL -järjestelmän turvallisuutta, suorituskykyä ja kliinisiä tuloksia arvioitiin monessa tutkimuskeskuksessa mahdollisille käyttäjille tehdyssä yhden tutkimushaaran tutkimuksessa (CLASP TR). Tutkimuspotilaat arvioitiin kliinisessä seurantatutkimuksessa 30 päivän, 6 kuukauden ja 1 vuoden kuluttua. Implantoinnin jälkeiset tutkimukset jatkuvat vuosittain 5 vuoden ajan.

Esisijainen CLASP TR -tutkimuksen turvallisuuteen liittyvä päätepiste oli vakavien haittavaikutusten ilmeneminen 30 päivän kuluttua. Vakavia haittavaikutuksia ovat: sydän- ja verisuonitautiakuolleisuus, sydäninfarkti, aivohalvaus, suunnittelematon dialyysia tai munuaisten korvaushoitoa vaativat munuaisten komplikaatiot, vakava verenvuoto, laitteeseen liittyvä suunnittelematon tai hätätilanteessa tehty uusi interventio (joko perkutaaninen tai kirurginen) ja vakavat suoniyhdytteen ja verisuoniin liittyvät interventiota vaativat komplikaatiot.

Esisijaisia tutkimuksen suorituskykyyn liittyviä päätepisteitä olivat laitteen menestyksekkäs toiminta, toimenpiteen onnistuminen ja kliininen onnistuminen. Toissijaisia tutkimuksen päätepisteitä olivat kliiniset, turvallisuuteen liittyvät ja funktionaaliset tulokset 30 päivän, 6 kuukauden ja 1 vuoden kuluttua sekä seuranta-aikana vuosittain tehtävissä tutkimuksissa.

Laitteen menestyksekkäs toiminta arvioidaan laitteen käyttöönottona suunnitellulla tavalla ja asennusjärjestelmän onnistuneena poistamisena suunnitellulla tavalla, kun potilas poistuu sydänkatetriinlaboratoriosta. Laitteen menestyksekkäs toiminta analysoitiin laitekohtaisesti.

Toimenpiteen onnistuminen määritetään laitteen menestyksekkään toiminnan perusteella, kun on todisteita TR-asteen pienemmisestä vähintään yhden asteen verran (asteikko: ei merkkiä, lievä, kohtalainen, vakava, massiivinen, torrentiaalinen) toimenpiteen lopussa ja kun kirurgista tai perkutaanista interventiota ei tarvita ennen sairaalasta kotiuttamista. Toimenpiteen onnistuminen analysoitiin potilaskohtaisesti.

Kliininen onnistuminen määritetään toimenpiteen onnistumisena, kun vakavia haittavaikutuksia ei ilmene 30 päivän kuluessa (analysoitu potilaskohtaisesti).

Kaikki kaikukardiografiatulokset arvioitiin riippumattomassa Core-laboratoriossa. Riippumaton kliinisten tapahtumien komitea (CEC) arvioi turvallisuustapahtumat. Turvallisuustietojen arviointilautakunta (DSMB) arvioi turvallisuustiedot ja haittavaikutusten trendit sekä niiden vaikutuksen kokeiluun ja laitteen aiheuttamiin riskeihin itsenäisesti.

10.2.1 CLASP TR -tutkimuksen tulokset

Hoidettujen potilaiden keskimääräinen ikä oli 76,3 vuotta. 53 % potilaista oli naisia. Kaikilla potilailla oli sydämen vajaatoimintaa, jonka NYHA-luokitus oli II tai III. Keskimääräinen EuroSCORE II ja STS -mortaliteettipistemäärä olivat vastaavasti 5,3 % ja 7,3 %. Perustasolla 81 %:lla potilaista oli vakava tai suurempi TR.

10.2.2 Suorituskyky

Suorituskykyyn päätepiste koostui kolmesta onnistumisen osatekijästä: laite, toimenpide ja kliininen osatekijä. 82,2 % laitteista toimi menestyksekkäästi. Implanttipotilaista 95,5 %:n kohdalla saavutettiin toimenpiteen onnistuminen ja 86,4 %:n kohdalla saavutettiin kliininen onnistuminen.

10.2.3 Turvallisuus

30 päivän kohdalla vakavien haittavaikutusten ilmenevyys oli 5,9 %. Kahdella potilaalla ilmeni 3 vakavaa haittavaikutusta ennen 30 päivää kestävästä seurantajakson päättymistä. CEC-komitean arvioimat vakavat haittavaikutukset 30 päivän kuluessa on eritelty määrien perusteella seuraavasti.

Vakava haittavaikutus	Tilastotietojen yhteenveto
Sydän- ja verisuonitautiakuolleisuus	0,0 % (0/34)
Sydäninfarkti (MI)	0,0 % (0/34)
Aivohalvaus	0,0 % (0/34)
Suunnittelematon dialyysia tai munuaisten korvaushoitoa vaativat munuaisten komplikaatiot	0,0 % (0/34)
Vaikea verenvuoto	5,9 % (2/34)
Laitteeseen liittyvä suunnittelematon tai hätätilanteessa tehty uusi interventio (joko perkutaaninen tai kirurginen)	0,0 % (0/34)
Suurempi verisuoniyhteys ja interventiota vaativat verisuonten komplikaatiot	0,0 % (0/34)
Yhdistetty vakavien haittavaikutusten esiintyminen	5,9 % (2/34)

Huomautus: Kategoriset mittaukset - % (n/kokonaismäärä)

Implantin saaneessa populaatiossa havaittiin TR-asteen pieneminen vähintään yhdellä asteella 88,9 %:lla potilaista kotiutettaessa ja 82,6 %:lla potilaista 30 päivän kuluttua. TR-aste pieneni vähintään kaksi astetta 65,2 %:lla potilaista 30 päivän kuluttua.

10.2.4 Tutkimusjohtopäätökset

CLASP TR -tutkimuksessa tähän päivään mennessä saatujen tietojen mukaan PASCAL -järjestelmä on turvallinen ja suorituskykyinen potilailla, joilla esiintyy takaisinvirtausta kolmiluiskaläpässä. Vuoden ajan tai pidempään seurattavien potilaiden määrä rajataan, ja pitkäaikaisia seurantatietoja kerätään markkinoille saattamisen jälkeisen kliinisen seurantatutkimuksen avulla.

Система за транскатетърна поправка на клапа Edwards PASCAL

Инструкции за употреба

Системата за транскатетърна поправка на клапа Edwards PASCAL включва следните конфигурации (наричана в този документ система PASCAL):

Таблица 1: Модел 10000

Номер на модела	Изделие	Съвместими изделия	
		Номера на модела	Изделие
10000IS	Система за имплантиране PASCAL	10000GS 10000ST 20000ST	Таблица на стабилизатора на деzilето на водача на релсовата система със стабилизатор
10000ISM	Система за имплантиране PASCAL Ace	10000T	

Таблица 2: Модел 15000

Номер на модела	Изделие	Съвместими изделия	
		Номера на модела	Изделие
15000IS	Система за имплантиране PASCAL	10000GS 20000ST 10000T	Таблица на деzilето на водача на релсовата система със стабилизатор
15000ISM	Система за имплантиране PASCAL Ace		

Система за имплантиране

Системата за имплантиране се състои от направляващия се катетър (най-външен слой), катетъра с имплант (най-вътрешен слой) и импланта (по-долу става въпрос за импланти от Модел 10000IS, Модел 10000ISM, Модел 15000IS и Модел 15000ISM). Системата за имплантиране перкутанно доставя импланта до клапата чрез достъп през феморална вена чрез трансвенозен подход.

Имплант (фигури 1 – 3)

Имплантът се поставя и закрепва за платната на клапата, действайки като уплътнение в отвора с регургитация. Основните компоненти на импланта са спейър, лопатки и щипки, изработени от нитинол и покрити с полиетилен терефталат. Имплантите 10000IS и 15000IS също така се състоят от титанова гайка и болт, втулка PEEK и силиконово уплътнение. Имплантите 10000ISM и 15000ISM също така се състоят от титанова гайка, болт, дистална и проксимална плоча и силиконово уплътнение и са импланти с по-малък размер.

Имплантът има четири основни позиции на лопатките: удължена, затворена, готова за захващане на платно и със захванато платно.

Направляващ се катетър (фигура 4)

Направляващият се катетър има въртящо се копче за контрол, което задвижва механизма за огъване за навигиране и позициониране на импланта в целевата локация. Рентгеноконтрастна маркираща лента, намираща се на дисталната част на катетъра, посочва края на областта за огъване.

Катетър с имплант (фигура 4)

Имплантът се доставя прикрепен към катетъра с имплант чрез сутури и shaft с резба. Катетърът с импланта контролира поставянето на импланта. Трите основни контролера са слайдерите, задвижващото копче с резба и копчето за освобождаване. Слайдерите контролират щипките на импланта (изтеглянето на слайдерите повдига щипките, а придвижването напред на слайдерите сваля щипките). Задвижващото копче с резба контролира лопатките на импланта (изтеглянето на задвижващото копче затваря лопатките, а придвижването напред на задвижващото копче отваря лопатките). Копчето за освобождаване контролира освобождаването на импланта от катетъра с импланта. Катетърът с импланта се доставя сглобен в направляващия се катетър.

Деzilето на водача (фигура 5)

Комплектът на деzilето на водача включва направляващо се деzilето на водача и интродюсер. Деzilето на водача предоставя предсърден достъп. То има хидрофилно покритие и въртящо се копче за контрол, което задвижва механизма за огъване за позициониране на деzilето на водача на целевата локация. Интродюсерът е съвместим с 0,89 mm (0,035 инча) телен водач.

Стабилизатор (фигури 6 и 7)

Стабилизаторът е показан с цел подпомагане при позициониране и стабилизиране на системата PASCAL по време на имплантационни процедури. Стабилизаторът може да бъде прикрепен към системата по всяко време по време на процедурата. Използването на стабилизатора не е задължително.

Маса (фигура 8)

Масата се използва извън стерилното поле, за да предостави стабилна платформа за системата за имплантиране, деzilето на водача и стабилизатора. Височината на масата може да се регулира. Използването на масата не е задължително.

Зареждащо устройство (Фигура 9)

Отлепащото се зареждащо устройство се използва за въвеждане на импланта и катетрите за доставяне през уплътненията на деzilето на водача. Зареждащото устройство е включено в системата за имплантиране и/или опаковката на деzilето на водача за удобство на потребителя.

1.0 Показания

Системата за транскатетърна поправка на клапа Edwards PASCAL е показана за перкутанна реконструкция на митрална и/или трикуспидална клапа с недостатъчност чрез приближаване на тъканите.

Edwards, Edwards Lifesciences, стилизираното лого E, CLASP, PASCAL и PASCAL Ace са търговски марки на Edwards Lifesciences Corporation. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

2.0 Противопоказания

Системата PASCAL е противопоказана при пациенти с:

- Пациенти, при които TEE е противопоказана или скринингът за TEE е неуспешен
- Ехокардиографски данни за интракардиална маса, тромб или растеж
- Наличие на оклудиран или тромбозиран филтър на IVC, който би повлиял катетъра за доставяне, или налична ипсилатерална дълбока венозна тромбоза
- Известна свръхчувствителност към нитинол (никел или титан) или противопокъзания към процедурни лекарства, които не могат адекватно да се повлияят медицински
- Анамнеза за хеморагична диатеза или коагулопатия или пациент, отказващ хемотрансфузии

Освен това системата PASCAL е противопоказана при пациенти със състояния на митралната клапа с противопоказан за транссептално катетеризиране.

3.0 Предупреждения

3.1 Анатомични съображения

За оптимални резултати следните анатомични характеристики на пациента трябва да бъдат взети предвид. Безопасността и ефективността на системата PASCAL извън тези състояния не е установена. Употребата извън тези състояния може да повлияе поставянето на импланта или въвеждането на платно на нативна клапа.

Приложимо за пациенти със състояния на митралната и трикуспидалната клапа:

- Данни за умерена до тежка калцификация в областта за захващане
- Данни за тежка калцификация в анулуса или областта под клапата
- Данни за значителна цепка или перфорация в областта за захващане
- Дължина на подвижността на платната <8 mm

Приложимо само за пациенти със състояния на митралната клапа:

- Междина ширина >15 mm и/или междинен отвор >10 mm
- Височина на транссептална пункция <3,5 cm
- Диаметър на ЛП ≤35 mm
- Наличие на два или повече значителни джета
- Данни за един значителен джет в областта на комисурата
- Площ на митрална клапа (MVA) <4,0 cm²
- Краен диастолен диаметър на лява камера (LVEDD) >8,0 cm

Приложимо само за пациенти със състояния на трикуспидалната клапа:

- Наличие на първично недегенеративно заболяване на трикуспидалната клапа

3.2 Работа с устройството

- Устройството са проектирани, предназначени и се разпространяват само за еднократна употреба. Няма данни в подкрепа на стерилността, непирогенността и функционалността на устройствата след повторна обработка.
- С устройствата трябва да се борави чрез стандартна стерилна техника, за да се предотврати инфекция.
- Не излагайте никое от устройствата на разтвори, химикали и др. освен стерилен физиологичен и/или хепаринизиран физиологичен разтвор. Могат да възникнат непоправими повреди на устройството, които може да не се видят при оглед.
- Не използвайте никое от устройствата в присъствието на взривоопасни или запалими газове, анестетици или почистващи препарати/дезинфектанти.
- Не използвайте устройствата, ако срокът на годност е изтекъл.
- Не използвайте стерилните устройства, ако уплътнението на опаковката е нарушено или опаковката е повредена.
- Не използвайте, ако някое от устройствата е било изпуснато, повредено или с него е боравено по неправилен начин.
- По време на подготовката и в хода на процедурата трябва да се използват стандартни техники за промиване и извеждане на въздуха, за да се предотврати въздушна емболия.

3.3 Клинични предупреждения

- Както при всяко имплантирано медицинско устройство, съществува вероятност от нежелан имунологичен отговор.
- Сериозни нежелани събития, понякога водещи до хирургична интервенция и/или смърт, могат да са свързани с използването на тази система („Потенциални нежелани събития“). На всеки потенциален пациент преди употреба трябва да бъде предоставено пълно обяснение на ползите и рисковете.
- Съветваме за внимателно и продължително медицинско проследяване, така че свързаните с импланта усложнения да могат да бъдат диагностицирани и правилно лекувани.
- Антикоагулантната терапия трябва да се определи от лекаря съгласно насоките на институцията.

4.0 Предпазни мерки

4.1 Предпазни мерки преди употреба

- Изборът на пациента трябва да се извърши от мултидисциплинарен екип по кардиология, специализиран в лечението на митрална и/или трикуспидална регургитация, за да се оценят рискът за пациента и анатомичната пригодност.

4.2 Предпазни мерки след употреба

- За импланта не е установена дългосрочна трайност. Препоръчва се редовно медицинско проследяване за оценка на работата на устройството.
- Може да е необходима краткотрайна антикоагулантна терапия след поправката на клапата с устройството PASCAL. Предишните антикоагуланти и друга медицинска терапия съгласно насоките на институцията.

5.0 Потенциални нежелани събития

Усложнения, свързани със стандартна сърдечна катетеризация, използването на анестезия и използването на системата PASCAL могат да доведат до следните последствия: конверсия към отворена хирургия, спешна или неспешна реоперация, експлантация, трайно инвалидизиране или смърт. Насърчаваме лекарите да докладват подозирани събития, свързани с устройството, на Edwards или специално назначените за това регулиращи органи на болницата.

Следните предвидени нежелани събития са идентифицирани като възможни усложнения на процедурата PASCAL:

- Отклонения от нормата в лабораторните стойности
- Алергична реакция към анестетика, контрастното вещество, хепарина, нитинола
- Анемия или понижен хемоглобин, може да се изисква трансфузия

- Аневризма или псевдоаневризма
- Ангина или болка в гърдите
- Анафилактичен шок
- Аритмии – предсърдни (напр. предсърдно мъждене (AF), надкамерна тахикардия (SVT))
- Аритмии – камерни (напр. камерна тахикардия (VT), камерно мъждене (VF))
- Артериовенозна фистула
- Нараняване на предсърдния септум, изискващо интервенция
- Кървене
- Сърдечен арест
- Сърдечна недостатъчност
- Сърдечно нараняване, включително перфорация
- Сърдечна тампонада/перикарден излив
- Кардиогенен шок
- Хордално заплитане или руптура на хорда, което може да изисква интервенция
- Коагулопатия, нарушение в коагулацията, хеморагична диатеза
- Нараняване на проводната система, което може да изисква постоянен пейсмейкър
- Дълбока венозна тромбоза (DVT)
- Влошаване на нативната клапа (напр. разкъсване, ретракция, задебеляване на платно)
- Изместване на предходно поставен имплант
- Диспнея
- Оток
- Електролитен дисбаланс
- Емболи/емболизация, включително от въздух, частици, калцификационен материал или тромб
- Ендокардит
- Дразнене на хранопровода
- Перфорация или стриктура на хранопровода
- Непоносимост към физически упражнения или слабост
- Неуспешно изваждане на някои от компонентите на системата PASCAL
- Треска
- Гастроинтестинално кървене или инфаркт
- Сърдечна недостатъчност
- Хематом
- Хемодинамично компрометиране
- Хемолиза
- Кръвоизлив, изискващ трансфузия или интервенция
- Хипертония
- Хипотония
- Влошаване на импланта (износване, скъсване, счупване или друго)
- Емболизация на импланта
- Неправилна позиция на импланта или неуспешно доставяне до желаното място
- Миграция на импланта
- Тромбоза на импланта
- Инфекция
- Възпаление
- Обструкция на изходящ тракт на лява камера (LVOT)
- Мезентериална исхемия
- Мултисистемна органична недостатъчност
- Инфаркт на миокарда
- Гадене и/или повръщане
- Увреждане на нерв
- Неврологични симптоми, включително дискинезия, без диагноза TIA или инсулт
- Невневрологични тромбоемболични събития
- Болка
- Увреждане на папиларен мускул
- Парализа
- Емболизация на компонент(и) на системата PASCAL
- Периферна исхемия
- Плеврален излив
- Белодробен оток
- Белодробна емболия
- Реакция към антитромбоцитни или антикоагулантни агенти
- Бъбречно увреждане
- Бъбречна недостатъчност
- Компрометиране на дихателната функция, белодробна недостатъчност, ателектаза, пневмония – може да изискват продължителна апаратна вентилация
- Ретроперитонеално кървене
- Нараняване или перфорация на септум
- Септицемия, сепсис
- Кожно изгаряне, нараняване или промени в тъканите в резултат на излагане на йонизираща радиация
- Прикрепване на устройството за единично платно (SLDA)
- Инсулт
- Синкоп
- Транзиторна исхемична атака (TIA)
- Инфекция и/или кървене в пикочните пътища
- Увреждане на клапа
- Стеноза на клапата
- Клапна регургитация
- Съдово нараняване или травма, включително дисекция или оклузия
- Спазъм на съд
- Нараняване или перфорация на камерна стена
- Дехисценция на рана, забавено или непълно оздравяване
- Влошаване на сърдечна недостатъчност
- Влошаване на регургитация/клапна недостатъчност

6.0 Как се доставя

6.1 Опаковка

Дезилето на водача, системата за имплантиране и стабилизаторът са опаковани поотделно и са стерилизирани с етиленов оксид. Масата е опакована и се доставя нестерилна.

6.2 Съхранение

Системата PASCAL трябва да се съхранява на хладно, сухо място.

7.0 Указания за употреба

7.1 Обучение на лекаря

Имплантиращият лекар трябва да има опит в транскатетърните техники и да е обучен за процедурата на системата и импланта PASCAL. Окончателното решение за имплантиране на устройство PASCAL трябва да се вземе от лекари, специализирани в лечението на митрална и/или трикуспидална регургитация в специализирани центрове, които могат да определят, че следва да се очаква основателна вероятност за значително клинично подобрение на базата на състоянието на заболяването и коморбидността.

7.2 Оборудване и материали

- Стандартно лабораторно оборудване за сърдечна катетеризация
- Система за флуороскопия
- Възможности за трансезофагеална ехокардиография (TEE) (2D и 3D)
- Катетър тип „Pigtail“ за инжектиране на контраст (със съвместимо дезиле)
- Комплект за венозна пункция
- Трансептална игла, дезиле и телен водач
- Телен водач с дължина за обмен 0,89 mm (0,035 in)
- Вани
- Спринцовки от 50 – 60 cc с фитинг тип Луер
- Хепаринизиран физиологичен разтвор
- Хемостат
- Хирургични кърпи (напр. размер 43 x 69 cm)
- Незадължително: Дилатори със стъпка нагоре
- Незадължително: Непрекъсната капкова система с физиологичен разтвор (интравенозна стойка на колелца, интравенозни тръби с оклудери с колелце за палец, 1-литрови банки с хепаринизиран стерил физиологичен разтвор)
- Незадължително: Устройство за мониториране на налягането

7.3 Подготовка на устройството

7.3.1 Маса

Стъпка	Процедура
1	Извадете масата(ите) от опаковката и огледайте за повреди.
2	Сглобете масата(ите), както е показано на фигура 8.

7.3.2 Стабилизатор

Стъпка	Процедура
1	Извадете компонентите на стабилизатора от опаковката и огледайте за повреди.
2	Сглобете стабилизатора, както е необходимо и показано на фигура 6.

7.3.3 Дезиле на водача

Стъпка	Процедура
1	Извадете дезилето на водача, зареждащото устройство и интродюсера от опаковката и огледайте за видими повреди.
2	Като държите дисталния край повдигнат, промийте и изведете въздуха от дезилето на водача с хепаринизиран физиологичен разтвор.
3	Като държите дисталния край повдигнат, въведете интродюсера в дезилето на водача. Промийте интродюсера и изтрийте дезилето на водача с хепаринизиран физиологичен разтвор преди употреба.

7.3.4 Система за имплантиране

Стъпка	Процедура
1	Извадете системата за имплантиране и зареждащото устройство от опаковката и огледайте за видими повреди. Уверете се, че спирателните кранчета на двата слайдера са в отворена позиция. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако спирателните кранчета на слайдерите не са в отворена позиция, употребата на устройството може да доведе до инфекция.
2	Придвигнете задвижващото копче напред (завъртете задвижващото копче по посока, обратна на часовниковата стрелка, или натиснете бутона за задвижване, за да избутате напред задвижващото копче), докато не е на едно ниво с инструмента за позициониране на щипка.
3	Извадете щифта на слайдера и премахнете провисването на шева. Фиксирайте спирателните кранчета на слайдера и фиксирайте щифта на слайдера. Извадете инструмента за позициониране на щипка.
4	Напълно изтеглете и придвигнете напред слайдера, за да потвърдите движение на щипката, и затворете импланта (завъртете задвижващото копче по посока на часовниковата стрелка или натиснете бутона за задвижване, за да изтеглите задвижващото копче).
5	Придвигнете напред направляващия се катетър. Уверете се, че слайдерите са напълно изтеглени и задвижващото копче е напълно изтеглено. Ориентирайте дръжката на катетъра с импланта вертикално, така че копчето за освобождаване да е срещу масата.
6	Промийте катетъра с импланта с хепаринизиран физиологичен разтвор.
7	Щом се вижда да излиза физиологичен разтвор от дисталния край на катетъра с импланта, свалете дръжката на катетъра с импланта и

Стъпка	Процедура
	повдигнете дисталния край на катетъра с импланта, като не спирате да промивате с хепаринизиран физиологичен разтвор.
8	Изтеглете напълно направляващия се катетър. Придвижете слайдерите и задвижващото копче, за да оставите импланта в издължена позиция.
9	Отстранете капачката на зареждащото устройство и насочете капачката на зареждащото устройство на системата за имплантиране.
10	Въведете импланта през проксималния край на зареждащото устройство, докато не излезе през дисталния край. Свържете зареждащото устройство и капачката на зареждащото устройство.
11	Като държите зареждащото устройство и дисталния връх повдигнати, промийте с хепаринизиран физиологичен разтвор направляващия се катетър.
12	Постепенно изтеглете катетъра с импланта в направляващия се катетър и импланта в зареждащото устройство, като не спирате да промивате направляващия се катетър, докато дисталният край на импланта не попадне напълно в зареждащото устройство.

7.4 Процедура на имплантиране

Доставянето на импланта трябва да се извърши под пълна анестезия с хемодинамичен мониторинг в операционна зала, хибридна операционна зала или лаборатория за катетеризация, оборудвана с флуороскоп и с възможности за ехокардиографско изобразяване.

Забележка: Преди процедурата по имплантиране направете справка с „Анатомични съображения“ (Раздел 3.1), тъй като употребата извън изброените състояния може да повлияе поставянето на импланта или въвеждането на платно на нативна клапа.

ВНИМАНИЕ: По време на процедурата трябва да се прилага хепарин, за да се поддържа АСТ при ≥ 250 s.

ВНИМАНИЕ: Прекомерно количество контрастно вещество може да доведе до събременно увреждане. Измерете нивото на креатинина на пациента преди процедурата. Използването на контрастно вещество трябва да се наблюдава.

7.4.1 Подготовка на пациента

Стъпка	Процедура
1	Преди да поставите стерилни чаршафи върху пациента, сглобете и позиционирайте масата (ите) между краката на пациента, като регулирате височината на масата (ите) според необходимостта. Използвайте кърпи като опора между масата (ите) и краката на пациента. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Масата се предоставя нестерилна, поставянето на масата в стерилното поле може да доведе до инфекция.
2	След поставянето на стерилни чаршафи, сглобете и прикрепете стабилизатора при необходимост по всяко време по време на процедурата.

7.4.2 Достъп през феморална вена и въвеждане на дезилето

Стъпка	Процедура
1	Получете достъп до общата феморална вена, като използвате конвенционални методи за перкутанна пункция.
2	<u>За митрални процедури PASCAL:</u> Получете достъп до лявото предсърдие чрез трансвенозни, трансептални техники чрез конвенционални перкутанни методи и въведете теления водач в лявото предсърдие. Разширете съда, колкото е необходимо. ВНИМАНИЕ: (само за митрални процедури) Неправилната пункция може да доведе до увреждане на сърдечните структури, което да изисква хирургично възстановяване или друга интервенция. <u>За трикуспидални процедури PASCAL:</u> Получете достъп до дясното предсърдие чрез конвенционални перкутанни методи и въведете теления водач в дясното предсърдие. Разширете съда, колкото е необходимо.
3	<u>За митрални процедури PASCAL:</u> Въведете дезилето на водача с интродюсера над теления водач, докато върхът на дезилето на водача не е здраво закрепен за септума, като използвате механизма за огъване според необходимостта. <u>За трикуспидални процедури PASCAL:</u> Въведете дезилето на водача с интродюсера над теления водач, докато върхът на дезилето на водача не е вътре в дясното предсърдие. ВНИМАНИЕ: Прекомерната манипулация може да доведе до разместване или неизправност на предишно имплантирано изделие, увреждане на сърдечните структури, което да изисква хирургично възстановяване или друга интервенция.
4	Отстранете интродюсера и теления водач. Не аспирирайте и не промивайте дезилето на водача, докато системата за имплантиране не се въведе. ВНИМАНИЕ: Аспирирането или свързването на система за непрекъснато промиване с физиологичен разтвор към дезилето на водача преди въвеждане на системата за имплантиране може да доведе до въздушна емболия.

7.4.3 Доставка на импланта

Стъпка	Процедура
1	Въведете системата за имплантиране със зареждащото устройство в дезилето на водача.
2	Придвижете напред системата за имплантиране, докато имплантът не излезе през зареждащото устройство. Изтеглете и отлепете зареждащото устройство.
3	Аспирирайте и промийте дезилето на водача с хепаринизиран физиологичен разтвор. Използвайте определената за целта спринцовка, аспирирайте минимум 45 cc. ВНИМАНИЕ: Неуспешното пълно аспириране на дезилето на водача може да доведе до въздушна емболия.
4	Ако желаете, свържете непрекъснатата капкова система с физиологичен разтвор към катетъра с импланта. ВНИМАНИЕ: Свързването на непрекъснатата капкова система с физиологичен разтвор към системата за имплантиране преди аспириране може да доведе до въздушна емболия.
5	Придвижете напред системата за имплантиране, докато имплантът не излезе от дисталния край на дезилето на водача.
6	Изтеглете задвижващото копче, за да оставите импланта в затворено положение. Изтеглете слайдерите.
7	Регулирайте дезилето на водача, както е необходимо.
8	По преценка на лекуващия лекар, ако се използва мониториране на налягането за постоянна оценка на артериалното налягане по време на процедура, следвайте инструкциите за употреба на производителя на монитора за налягане. Свържете запълнено с течност изделие за мониториране на налягането към направляващия се катетър. Аспирирайте и след това калибрирайте на нивото на сърцето на пациента, преди да получите измерване. Забележка: Мониторирането на налягането трябва да се използва заедно с ехография. Налягането трябва да се коригира спрямо отчитанията от ехографията и доплера. При оценка на артериалното налягане се уверете, че дисталният връх на катетъра с импланта е напълно открит от направляващия се катетър.
9	Придвижете напред системата за имплантиране, както е необходимо. Работете с направляващия се катетър и дезилето на водача (сгънете – разгънете, завъртете в противоположни посоки, придвижете напред – изтеглете), както е необходимо, докато имплантът не бъде центриран в целевата област за коаптация с подходяща траектория. ВНИМАНИЕ: Прекомерната манипулация може да доведе до разместване или неизправност на предишно имплантирано изделие, увреждане на сърдечните структури, което да изисква хирургично възстановяване или друга интервенция. Забележка: Рентгеноконтрастната маркираща лента върху направляващия се катетър показва края на областта за огъване и може да се визуализира при флуороскопия.
10	Придвижете напред задвижващото копче, за да оставите импланта в готово за захващане на платно положение. Забележка: За трикуспидална процедура след поставяне на импланта в готово за захващане на платно положение издърпайте щифта на слайдера и придвижете един слайдер, за да разпознаете коя щипка на импланта контролира чрез образен метод, и фиксирайте щифта на слайдера.
11	Завъртете катетъра с импланта, както е необходимо, за да ориентирате лопатките.
12	Придвижете напред импланта през клапата, докато лопатките не са под свободния край на платната.
13	Проверете локацията и ориентацията на импланта и регулирайте позицията леко, както е необходимо. ВНИМАНИЕ: Прекомерното манипулиране на импланта под платната може да причини заплитане на импланта в хордите; хордалното заплитане може да доведе до сърдечно увреждане, влошаване на регургитацията, трудност или невъзможност за премахване на импланта, изискващи допълнителна интервенция.
14	Под образен контрол изтеглете импланта, докато платната не се намират между лопатките и щипките.
15	Придвижете напред слайдера (ите), така че платното (ата) да е (са) здраво закрепено (и) между щипките и лопатките. Това може да стане за двете платна едновременно (щифт на слайдер, свързан за придвижване на двете щипки) или за всяко платно поотделно (щифт на слайдер, изтеглен, за да се преместват отделни щипки).
16	Проверете въвеждането на платната чрез образен метод. Ако платната не са закрепени здраво между щипките и лопатките, изтеглете слайдерите, за да освободите платната и да опитате повторно.
17	Когато платната са закрепени здраво между щипките и лопатките, затворете импланта.
18	Придвижете леко напред катетъра с импланта, за да освободите напрежението върху платната.

Стъпка	Процедура
19	<p>Оценете регургитацията и репозиционирайте, както е необходимо. Когато позицията на импланта се потвърди, уверете се, че имплантът е затворен.</p> <p>Ако е необходимо репозициониране в камерата, изтеглете слайдерите и придвижете напред задвижващото копче, за да поставите импланта в готово за захващане на платно положение. Регулирайте щипките и ориентацията на импланта, както е необходимо.</p> <p>Ако е необходимо репозициониране в предсърдието, изтеглете слайдерите и придвижете напред задвижващото копче, за да издължите импланта бавно под флуороскопски контрол, като се уверите, че задвижващият проводник не се огъва, и изтеглете импланта обратно в предсърдието.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Неуспешното позициониране на импланта в удължена позиция при изтегляне в предсърдието по време на репозициониране може да доведе до повреда на платно или хордално заплитане.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Неуспешното освобождаване на платната от щипките и лопатките преди репозициониране може да доведе до повреда на платно.</p>
20	<p>За да освободите импланта от катетъра:</p> <p>а) Уверете се, че дисталният връх на катетъра с импланта е напълно открит от направляващия се катетър.</p> <p>б) Срежете външната сутура върху проксималния край на всеки слайдер. Отворете двете спирателни кранчета на слайдера, за да отключите сутурите. Изтеглете щифта на слайдера, за да отстраните напълно сутурите.</p> <p>в) Затворете двете спирателни кранчета на слайдера след премахване на сутурите.</p> <p>г) Премахнете щифта за освобождаване. Завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка, и изтеглете копчето за освобождаване, докато имплантът не бъде освободен, което се потвърждава чрез образен метод.</p> <p>Забележка: Преди освобождаване на импланта, ако е необходимо, е възможно да изтеглите системата за имплантиране обратно в дезилето на водача с цел отстраняване. За да извадите:</p> <p>а) Изтеглете слайдерите.</p> <p>б) Удължете импланта бавно под флуороскопски контрол, като се уверите, че задвижващата тел не се огъва. След това изтеглете импланта в предсърдието. Поставете импланта в затворено положение.</p> <p>в) Разгънете направляващия се катетър и изтеглете системата за имплантиране, докато имплантът не е прилежал към върха на дезилето на водача.</p> <p>г) Придвигнете напред слайдерите.</p> <p>д) Оставете импланта в удължена позиция.</p> <p>е) Изтеглете слайдерите, за да отворите щипките до приблизително 45° от всяка страна.</p> <p>ж) Изтеглете цялата система за имплантиране през дезилето на водача.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Неуспешното сръзване на сутурата на предписаното място може да доведе до невъзможност за освобождаване на импланта или въвеждане на влакно, което може да предизвика микроемболия.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Ако не следвате предписаните стъпки за освобождаване, е възможно да възникнат трудности или невъзможност за освобождаване на импланта, налагащи допълнителна интервенция.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Освобождаването на импланта, преди да се уверите, че платната са здраво захванати между лопатките и щипките, може да доведе до движение или разместване на импланта, водещо до прикрепване на устройството за единично платно (SLDA) или други потенциални нежелани събития, изискващи допълнителна интервенция.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повторната употреба на изделията (включително на системата за имплантиране и дезилето на водача) след изваждане може да причини емболия с чужди тела или инфекция. Изделието може да се повреди, ако се опита повторна употреба.</p> <p>Забележка: Ако по преценка на лекуващия лекар се постави допълнителен имплант, трябва да се внимава, за да се избегне разместване на поставения преди това имплант. Пресичането на клапата в конфигурация с имплант с малък профил може да сведе до минимум взаимодействието с поставения преди това имплант.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Прекомерната манипулация може да доведе до разместване или неизправност на предишно имплантирано изделие, увреждане на сърдечните структури, което да изисква хирургично възстановяване или друга интервенция.</p>

7.4.4 Отстраняване на устройството и затваряне

Стъпка	Процедура
1	<p>Изтеглете напълно катетъра с импланта в направляващия се катетър. Внимателно разгънете и премахнете системата за имплантиране. Внимателно разгънете и премахнете дезилето на водача.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Неуспешното разгъване на устройствата преди премахване може да доведе до увреждане на съд.</p>
2	<p>Изпълнете стандартна процедура за перкутанно затваряне на мястото на достъп.</p>

8.0 Безопасност при магнитен резонанс (MR)

Неклиничните изпитвания показват, че имплантът PASCAL е безопасен при MR при определени условия. Пациент с това изделие може да бъде сканиран безопасно в MR система, отговаряща на следните условия:

- Статични магнитни полета от 1,5 T и 3,0 T
- Максимален пространствен градиент на полето от 3000 gauss/cm (30 T/m)
- Максимална, докладвана за системата за MR, усреднена за цялото тяло специфична степен на абсорбция (SAR) 4 W/kg (първо ниво контролиран режим на работа).

При условията на сканиране, посочени по-горе, за импланта се очаква да доведе до максимално увеличение на температурата, по-малко от 4°C, след 15 минути непрекъснато сканиране.

В неклинично изследване артефактът в изображението, причинен от изделието, в най-лошия случай в конфигурация с няколко импланта се простира до 15 mm от импланта, когато се изследва в най-лош случай на градиент-ехо пулсова последователност в системата за ЯМР с 3,0 T.

9.0 Изваден имплант и изхвърляне на устройството

Edwards Lifesciences се интересува от това да получи извадени клинични проби от импланта за анализ. Писмен доклад, обобщаващ установеното от нас, ще бъде предоставен при завършване на оценката от наша страна. Свържете се с Edwards за връщане на извадения имплант.

Ако решите да върнете някое от устройствата, изпълнете следните инструкции:

- **Неотворена опаковка с интактна стерилна бариера:**
Ако пликчетата не са били отворени, върнете устройството в оригиналната му опаковка.
- **Отворена опаковка, но неимплантирано:**
Ако дадено пликче е било отворено, устройството вече не е стерилно. Върнете устройството в оригиналната му опаковка.
- **Експлантиран имплант:**
Експлантираният имплант трябва да бъде поставен в подходящ хистологичен фиксатор, като например 10% формалин или 2% глутаралдехид, и да бъде върнат на Edwards.

9.1 Изхвърляне

Използваните устройства могат да бъдат третирани и изхвърлени по същия начин като болничните отпадъци и биологично опасните материали съгласно местните регулации, тъй като няма специални рискове, свързани с изхвърлянето на тези устройства.

10.0 Резюме на клиничния опит

10.1 Проучване CLASP

Клиничните данни в този раздел включват информация, получена от клиничното проучване CLASP, което проучва системата за транскатетърна поправка на клапа PASCAL при митралната клапа.

Проведено е многоцентрово, многонационално, проспективно проучване с едно рамо (CLASP) за оценка на безопасността, функционалността и клиничните резултати от системата PASCAL. Всички включени пациенти в проучването са оценени за клинично проследяване след 30 дни, 6 месеца, 1 година и ще продължат ежегодно до 5 години след процедурата за имплантиране.

Основната крайна точка за безопасност на проучването CLASP е била комплекс от тежки нежелани събития (TNC) след 30 дни. TNC включват: сърдечносъдова смъртност, инсульт, инфаркт на миокарда, нова необходимост за бъречнозаместителна терапия, тежко кървене и реинтервенция за усложнения, свързани с устройството по проучването.

Основните крайни точки за функционалност на проучването включват успех на устройството, процедурен успех и клиничен успех. Вторичните крайни точки на проучването включват клинични резултати, резултати за безопасност и за функционалност в моменти от време за проследяване след 30 дни, 6 месеца, 1 година и ежегодно.

Успехът на устройството се дефинира като поставяне на устройството според плана и успешно изваждане на системата за доставяне според плана към момента на излизане на пациента от лабораторията за сърдечна катетеризация. Анализът на успеха на устройството е извършен за всяко устройство.

Процедурният успех се дефинира като успех на устройството с МР тежест $\leq 2+$ при изчисляване (оценено от главната лаборатория за ехокардиография) и без необходимост от хирургична или перкутанна интервенция преди изписване от болницата. Успехът от процедурата е анализиран за всеки пациент.

Клиничният успех се дефинира като процедурен успех с данни за МР редукция от МР $\leq 2+$ и без TNC след 30 дни (анализирано за всеки пациент).

Независима главна лаборатория е оценила всички данни от ехокардиографията. Независима комисия за клинични събития (ККС) е направила оценка на събитията за безопасност и борд за мониторинг на безопасността на данните (БМБД) независимо е прегледал сборните данни за безопасност и е оценил тенденциите за нежелани събития и ефекта им върху провеждането на проучването и оценката на риска от устройството.

10.1.1 Резултати от проучването CLASP

Средната възраст на лекуваните пациенти е била 75,4 години и 55,0% от тях са били от мъжки пол. Всички пациенти са имали клас II, III или IV сърдечна недостатъчност според NYHA. Средният логистичен резултат за смъртност според EuroSCORE I, EuroSCORE II и STS е бил съответно 14,4%, 5,8% и 4,7%. Към момента на основната визита 50,9% са имали умерено тежка и 48,1% са имали тежка МР.

10.1.2 Функционалност

Крайната точка за функционалност е включвала три компонента за успех: на устройството, процедурен и клиничен. Успехът на устройството е постигнат при 92,0% от опитаните устройства. Процедурният успех е постигнат при 93,5% от пациентите. Клиничният успех е постигнат при 86,0% от пациентите.

10.1.3 Безопасност

При 30 дни комплексната честота на TNC е била 8,0%. Девет пациенти са изпитали 11 TNC преди проследяването след 30 дни. ККС е определила TNC след 30 дни със стойности, които са показани по-долу.

Тежко нежелано събитие (TNC)	Обобщителна статистика
Сърдечносъдова смъртност	0,9% (1/112)
Инсульт	0,9% (1/112)
Инфаркт на миокарда	0,0% (0/112)

Тежко нежелано събитие (ТНС)	Обобщителна статистика
Нова необходимост от бъбречнозаместителна терапия	0,0% (0/112)
Тежко кървене	7,1% (8/112)
Реинтервенция за усложнения, свързани с устройството по проучването	0,9% (1/112)
Комплексна честота на ТНС	8,0% (9/112)

Забележка: Категорийни мерки – % (п/общ бр.)

В общата популация е наблюдавано намаляване на степента на МР (т.е. МР ≤2+) при 95,3% от пациентите при изписване, при 96,1% след 30 дни, при 98,8% след 6 месеца и при 100% след 1 година.

10.1.4 Констатации от проучването

Данните, събрани в проучването CLASP, са в подкрепа на безопасността и функционалността на системата PASCAL при пациенти с митрална регургитация. Броят пациенти, проследявани от една година или повече, е ограничен и дългосрочни данни за проследяване са получени от проучване за постмаркетингово клинично проследяване.

10.2 Проучване CLASP TR

Клиничните данни в този раздел включват информация, получена от трикуспидалното клиничното проучване (CLASP TR) на системата за транскатетерна поправка на клапа PASCAL.

Проведено е проспективно, многоцентрово проучване с едно рамо (CLASP TR) за оценка на безопасността, функционалността и клиничните резултати от системата PASCAL. Всички включени пациенти в проучването са оценени за клинично проследяване след 30 дни, 6 месеца, 1 година и ще продължат ежегодно до 5 години след процедурата за имплантиране.

Основната крайна точка за безопасност на проучването CLASP TR е била комплекс от тежки нежелани събития (ТНС) след 30 дни. ТНС включват: сърдечносъдова смъртност, инфаркт на миокарда, инсулт, бъбречни усложнения, изискващи непланирана диализа или бъбречнозаместителна терапия, тежко кървене, непланирана или спешна реинтервенция (перкутанна или хирургична), свързана с устройството, и големи усложнения с мястото на достъп или съдови усложнения, изискващи интервенция.

Основните крайни точки за функционалност на проучването включват успех на устройството, процедурен успех и клиничен успех. Вторичните крайни точки на проучването включват клинични резултати, резултати за безопасност и за функционалност в моменти от време за проследяване след 30 дни, 6 месеца, 1 година и ежегодно.

Успехът на устройството се дефинира като поставяне на устройството според плана и успешно изваждане на системата за доставяне според плана към момента на излизане на пациента от лабораторията за сърдечна катетеризация. Анализът на успеха на устройството е извършен за всяко устройство.

Процедурният успех се дефинира като успех на устройството с доказателства за понижаване на степента на ТР с поне една степен (скала: липса/следи, лека, умерена, тежка, масивна, тотална) в края на процедурата и без необходимост от хирургична или перкутанна интервенция преди изписване от болницата. Успехът от процедурата е анализиран за всеки пациент.

Клиничният успех се дефинира като процедурен успех без ТНС след 30 дни (анализирано за всеки пациент).

Независима главна лаборатория е оценила всички данни от ехокардиографията. Независима комисия за клинични събития (ККС) е направила оценка на събитията за безопасност и борд за мониторинг на безопасността на данните (БМБД) независимо е прегледал сборните данни за безопасност и е оценил тенденциите за нежелани събития и ефекта им върху провеждането на проучването и оценката на риска от устройството.

10.2.1 Резултати от проучването CLASP TR

Средната възраст на лекуваните пациенти е била 76,3 години и 53% от тях са били от женски пол. Всички пациенти са имали клас II или III сърдечна недостатъчност според NYHA. Средният резултат за смъртност според EuroSCORE II и STS е бил съответно 5,3% и 7,3%. Към момента на основната визита 81% от пациентите са били с тежка или по-тежка ТР.

10.2.2 Функционалност

Крайната точка за функционалност е включвала три компонента за успех: на устройството, процедурен и клиничен. Успехът на устройството е постигнат при 82,2% от опитаните устройства. При имплантираните пациенти е постигнат процедурен успех при 95,5% от пациентите, а клиничен успех е постигнат при 86,4% от пациентите.

10.2.3 Безопасност

При 30 дни комплексната честота на ТНС е била 5,9%. Двама пациенти са изпитали 3 ТНС преди проследяването след 30 дни. Определените от ККС ТНС след 30 дни със стойностите са показани по-долу.

Тежко нежелано събитие (ТНС)	Обобщителна статистика
Сърдечносъдова смъртност	0,0% (0/34)
Инфаркт на миокарда (ИМ)	0,0% (0/34)
Инсулт	0,0% (0/34)
Бъбречни усложнения, изискващи непланирана диализа или бъбречнозаместителна терапия	0,0% (0/34)
Тежко кървене	5,9% (2/34)
Непланирана или спешна реинтервенция (перкутанна или хирургична), свързана с устройството	0,0% (0/34)
Големи усложнения на мястото на достъп и съдови усложнения, изискващи интервенция	0,0% (0/34)
Комплексна честота на ТНС	5,9% (2/34)

Забележка: Категорийни мерки – % (п/общ бр.)

В имплантираната популация е наблюдавано намаляване на степента на ТР с поне една степен при 88,9% и 82,6% от пациентите съответно при изписване и след 30 дни. Намаляване на степента на ТР с поне две степени е наблюдавано при 65,2% от пациентите след 30 дни.

10.2.4 Констатации от проучването

Данните, събрани до момента в проучването CLASP TR, са в подкрепа на безопасността и функционалността на системата PASCAL при пациенти с трикуспидална регургитация. Броят пациенти, проследявани от една година или повече, е ограничен и дългосрочни данни за проследяване са получени от проучване за постмаркетингово клинично проследяване.

Română

Sistem transcater Edwards PASCAL de reparare a valvei

Instrucțiuni de utilizare

Sistemul transcater de reparare a valvei Edwards PASCAL (denumit в cele ce urmează sistemul PASCAL) include următoarele configurații:

Табел 1: Model 10000

Număr model	Dispozitivul	Dispozitive compatibile	
		Numere model	Dispozitivul
10000IS	Sistem de implantare PASCAL	10000GS 10000ST 20000ST	Teacă de ghidare Stabilizator
10000ISM	Sistem de implantare PASCAL Ace	10000T	Sistem cu șină și stabilizator Masă

Табел 2: Model 15000

Număr model	Dispozitivul	Dispozitive compatibile	
		Numere model	Dispozitivul
15000IS	Sistem de implantare PASCAL	10000GS 20000ST 10000T	Teacă de ghidare Sistem cu șină și stabilizator Masă
15000ISM	Sistem de implantare PASCAL Ace		

• Системът de implantare

Sistemul de implantare este compus din cateterul маневрируем (stratul exterior), cateterul de implantare (stratul interior) și implant (mai jos се referа la имплантираните от Modelul 10000IS, Modelul 10000ISM, Modelul 15000IS și Modelul 15000ISM). Системът de implantare introduce перкутанат имплантиран в клапа prin acces prin vena femurală, prin utilizarea unui abord transvenos.

• Импланти (Figurile 1 – 3)

Имплантиран е деформират и фиксиран la cuspidale valvei, acționând ca un material de umplere în orificiul cu регургитация. Componentele principale ale имплантираните sunt distantierul, padelele și clemele fabricate din nitinol și acoperite cu polietilenă tereftalată. Имплантираните 10000IS și 15000IS cuprind, de asemenea, o piuliță și un șurub din titan, o bucă din polieter eter cetonă (PEEK) și o garnitură din silicon. Имплантираните 10000ISM și 15000ISM cuprind, de asemenea, o piuliță din titan, un șurub din titan, plăcile distală și proximală și o garnitură din silicon, fiind имплантираните de dimensiuni mai mici.

Имплантиран are patru poziții principale ale padelelor: elongată, închisă, gata pentru captura cuspidelor și având cuspidale capture.

• Cateterul маневрируем (Figura 4)

Cateterul маневрируем are un buton de reglaj rotativ care acționează mecanismul de flexie pentru a naviga și a poziționa имплантираните în locația țintă. O bandă de marcaj radioopac localizată pe porțiunea distală a cateterului indică capătul secțiunii flexibile.

• Cateterul de implantare (Figura 4)

Имплантираните este furnizat atașat la cateterul de implantare prin fire de sutură și o tijă înfiletată. Cateterul de implantare controlează деформацията на имплантираните. Principalele trei elemente de comandă sunt glioarele, piesa cilindrică filetată de acționare și butonul de eliberare. Glioarele controlează clemele имплантираните (retragerea glioarelor ridică clemele, iar avansarea glioarelor coboară clemele). Piesa cilindrică filetată de acționare controlează padelele имплантираните (retragerea piesei cilindrice de acționare închide padelele, iar avansarea piesei cilindrice de acționare deschide padelele). Butonul de eliberare controlează eliberarea имплантираните de pe cateterul de implantare. Cateterul de implantare este furnizat asamblat în interiorul cateterului маневрируем.

• Теака de ghidare (Figura 5)

Setul tecii de ghidare include o teacă de ghidare маневрируемă și un dispozitiv de introducere. Теака de ghidare asigură acces atrial. Aceasta are un înveliș hidrofil și un buton de reglaj rotativ care acționează mecanismul de flexie pentru a poziționa теака de ghidare în locația țintă. Dispozitivul de introducere este compatibil cu un fir de ghidaj de 0,89 mm (0,035 inch).

• Stabilizatorul (Figurile 6 și 7)

Stabilizatorul este indicat pentru a ajuta la poziționarea și stabilizarea sistemului PASCAL în timpul procedurilor de implantare. Stabilizatorul poate fi atașat la sistem după cum este necesar în orice moment în timpul procedurii. Utilizarea stabilizatorului este opțională.

• Masa (Figura 8)

Masa este utilizată în afara câmpului steril pentru a asigura o platformă stabilă pentru sistemul de implantare, теака de ghidare și stabilizator. Masa este ajustabilă pe înălțime. Utilizarea mesei este opțională.

• Dispozitiv de încărcare (Figura 9)

Dispozitivul de încărcare detașabil este utilizat pentru a introduce имплантираните și a amplasa cateterul prin garniturile tecii de ghidare. Dispozitivul de încărcare este inclus în амбалаж системului de implantare și/sau al tecii de ghidare, pentru confortul utilizatorului.

1.0 Indicații

Sistemul Edwards PASCAL transcater de reparare a valvei este indicat pentru reconstrucția перкутанат а unei valve mitrale și/sau tricuspide cu insuficiență prin aproximarea țesuturilor.

2.0 Contraindicații

Sistemul PASCAL este contraindicat la pacienții cu:

- Pacienții la care екокардиография transesofagiană (ETE) este contraindicată sau la care ETE de selecție а eşuat
- Dovezi екокардиографice de масă intracardiacă, trombus sau vegetații

Edwards, Edwards Lifesciences, sigla cu litera E stilizată, CLASP, PASCAL și PASCAL Ace sunt mărcи comerciale ale Edwards Lifesciences Corporation. Toate celelalte mărcи comerciale constituie proprietatea deținătorilor respectivi.

- Prezența unui filtru de VCI ocuzat sau trombozat care ar interfera cu cateterul de implantare sau prezența unei tromboze venoase profunde homolaterale
- Hipersensibilitate cunoscută la nitinol (nichel sau titan) sau contraindicație pentru medicațiile procedurale care nu pot fi gestionate medical în mod adecvat
- Istoric de diateză hemoragică sau coagulopatie sau pacient care refuză transfuziile sanguine

În plus, sistemul PASCAL este contraindicat la pacienții cu intervenție mitrală cu contraindicație la cateterizarea transeptală.

3.0 Avertismente

3.1 Aspecte anatomice

Pentru rezultate optime, trebuie luate în considerare următoarele caracteristici anatomice ale pacienților. Siguranța și eficiența sistemului PASCAL nu au fost stabilite în afara acestor condiții. Utilizarea în afara acestor condiții poate interfera cu amplasarea implantului sau cu introducerea cuspidului valvei native.

Pentru pacienții cu intervenții mitrale sau tricuspide:

- Dovezi de calcifiere moderată până la severă în zona de prindere
- Dovezi de calcifiere severă în anulul sau aparatul subvalvular
- Prezența unei despăcături sau perforații semnificative în zona de prindere
- Lungimea de mobilitate a cuspidelor < 8 mm

Numai pentru pacienții cu intervenție mitrală:

- Lățimea a flail-ului > 15 mm și/sau deschidere a flail-ului > 10 mm
- Înălțimea de puncție transeptală < 3,5 cm
- Diametrul AS ≤ 35 mm
- Prezența a două sau mai multe jeturi semnificative
- Prezența unui jet semnificativ în zona comisurală
- Aria valvei mitrale (AVM) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Numai pentru pacienții cu intervenție tricupidă:

- Prezența unei boli primare nedegenerative ale valvei tricuspide

3.2 Manevrarea dispozitivului

- Dispozitivele sunt concepute, destinate și distribuite numai pentru unică folosință. Nu există date care să susțină faptul că dispozitivele vor continua să fie sterile, non pirogene și funcționale după reprocesare.
- Dispozitivele trebuie manevrate utilizând tehnica sterilă standard pentru a preveni infecția.
- Nu expuneți niciunul dintre dispozitive nici unui fel de soluții, substanțe chimice etc., cu excepția serului fiziologic steril și/sau a serului fiziologic heparinizat. Poate rezulta deteriorarea ireversibilă a dispozitivului, care este posibil să nu fie evidentă la inspecția vizuală.
- Nu utilizați niciunul dintre dispozitive în prezența gazelor combustibile sau inflamabile, a anesteziilor sau a agenților de curățare/dezinfectare.
- Nu utilizați dispozitivele dacă data de expirare este depășită.
- Nu utilizați dacă sigiliul ambalajului este rupt sau dacă ambalajul este deteriorat, în cazul dispozitivelor sterile.
- Nu utilizați dacă oricare dintre dispozitive au fost scăpate pe jos, deteriorate sau manevrate necorespunzător în orice fel.
- Trebuie utilizată tehnica standard de spălare și de eliminare a aerului în timpul pregătirii și pe întreaga durată a procedurii pentru prevenirea emboliei gazoase.

3.3 Avertismente clinice

- La fel ca în cazul oricărui dispozitiv medical implantat, există posibilitatea producerii unei reacții adverse imunologice.
- Evenimente adverse grave, care duc uneori la intervenție chirurgicală și/sau deces, pot fi asociate cu utilizarea acestui sistem („Evenimente adverse potențiale”). Înainte de utilizare, fiecărui posibil pacient trebuie să îi fie explicate în totalitate beneficiile și riscurile.
- Se recomandă monitorizarea medicală atentă și continuă în vederea diagnosticării și gestionării corespunzătoare a complicațiilor asociate implantului.
- Terapia de anticoagulare trebuie stabilită de medic în conformitate cu normele instituției.

4.0 Precauții

4.1 Precauții înainte de utilizare

- Selectarea pacienților trebuie efectuată de o echipă multidisciplinară de cardiologi specializați în tratarea regurgitării mitrale și/sau tricuspide pentru a evalua riscurile pacientului și potrivirea anatomică.

4.2 Precauții după utilizare

- Durabilitatea pe termen lung nu a fost stabilită pentru implant. Pentru evaluarea funcționării implantului, este recomandată monitorizarea medicală regulată.
- Terapia de anticoagulare de scurtă durată poate fi necesară după repararea valvei cu dispozitivul PASCAL. Prescrieți terapia de anticoagulare și altă terapie medicală în conformitate cu normele instituției.

5.0 Evenimente adverse potențiale

Complicațiile asociate cu cateterizarea cardiacă standard, utilizarea anesteziei și utilizarea sistemului PASCAL pot duce la următoarele efecte: conversie în intervenție chirurgicală deschisă, reintervenție emergentă sau non-emergentă, explantare, dizabilitate permanentă sau deces. Medicii sunt încurajați să raporteze evenimentele suspectate asociate dispozitivului către Edwards sau către autoritățile stabilite ale spitalului.

Următoarele evenimente adverse anticipate au fost identificate ca fiind complicații posibile ale procedurii de implantare a sistemului PASCAL:

- Valori de laborator anormale
- Reacție alergică la anestezic, substanța de contrast, heparină, nitinol
- Anemie sau Hgb scăzut, care poate necesita transfuzie
- Anevrism sau pseudoanevrism
- Angină sau dureri toracice
- Șoc anafilactic
- Aritmii – atriale (și anume, FA, TSV)
- Aritmii – ventriculare (și anume, TV, FV)
- Fistulă arteriovenoasă
- Leziune de sept atrial care necesită intervenție
- Hemoragie
- Stop cardiac
- Insuficiență cardiacă

- Leziune cardiacă, inclusiv perforația cardiacă
- Tamponadă cardiacă/efuziune pericardică
- Șoc cardiogenic
- Încălcirea sau ruperea corzilor, care poate necesita intervenție
- Coagulopatie, tulburare de coagulare, diateză hemoragică
- Leziune a sistemului de conducere care poate necesita un stimulator cardiac permanent
- Tromboză venoasă profundă (TVP)
- Deteriorarea valvei native (de exemplu, ruptura, retractia, îngroșarea cuspidului)
- Deplasarea implantului desfășurat anterior
- Dispnee
- Edem
- Dezechilibru electrolic
- Emboli/embolizare inclusiv de aer, particule, material calcificat sau trombus
- Endocardită
- Iritație esofagiană
- Perforație sau stricțură esofagiană
- Intoleranță la efort sau slăbiciune
- Nerecuperarea oricărei componente a sistemului PASCAL
- Febră
- Hemoragie gastro-intestinală sau infarct
- Insuficiență cardiacă
- Hematom
- Compromitere hemodinamică
- Hemoliză
- Hemoragie care necesită transfuzie sau intervenție
- Hipertensiune
- Hipotensiune
- Deteriorarea implantului (uzură, rupere, fractură sau alte)
- Embolizarea implantului
- Malpoziția implantului sau neimplantarea la locul dorit
- Migrarea implantului
- Tromboza implantului
- Infecție
- Inflamații
- Obstrucție TEVS
- Ischemie mezenterică
- Insuficiența multiplă de organe și sisteme
- Infarct miocardic
- Greață și/sau vărsături
- Leziune la nivelul nervului
- Simptome neurologice, inclusiv dischinezie, fără diagnostic de atac ischemic tranzitoriu (AIT) sau accident vascular cerebral
- Evenimente de tromboembolie non-neurologice
- Dureri
- Deteriorarea mușchilor papilari
- Paralizie
- Embolizarea componentei (componentelor) sistemului PASCAL
- Ischemie periferică
- Efuziune pleurală
- Edem pulmonar
- Embolie pulmonară
- Reacție la agenții antiplachetari sau de anticoagulare
- Disfuncție renală
- Insuficiență renală
- Compromiterea respirației, insuficiență respiratorie, atelectazie, pneumonie – poate necesita ventilație prelungită
- Sângerare retroperitoneală
- Deteriorare sau perforație a septului
- Septicemie, sepsis
- Arsuri cutanate, leziuni sau modificări ale țesuturilor din cauza expunerii la radiațiile ionizante
- Atașarea dispozitivului de o singură cuspidă (SLDA)
- Accident vascular cerebral
- Sincopă
- Atac ischemic tranzitoriu (AIT)
- Infecție de tract urinar și/sau sângerare
- Leziunea valvei
- Stenoză de valvă
- Regurgitare valvulară
- Leziune vasculară sau traumatism, incluzând disecție sau ocluzie
- Spasm vascular
- Deteriorare sau perforație a peretelui ventricular
- Dehiscentă plăgii, vindecare întârziată sau incompletă
- Agravarea insuficienței cardiace
- Agravarea regurgitării/insuficienței valvulare

6.0 Mod de furnizare

6.1 Informații despre ambalaj

Teaca de ghidare, sistemul de implantare și stabilizatorul sunt ambalate individual și sterilizate cu oxid de etilenă. Masa este ambalată și furnizată nesterilă.

6.2 Depozitare

Sistemul PASCAL trebuie depozitat într-un loc rece și uscat.

7.0 Indicații de utilizare

7.1 Instruirea medicilor

Medical care efectuează implantarea trebuie să aibă experiență în tehnicile transcateret și să fie instruit în privința sistemului PASCAL și a procedurii de implantare. Decizia finală privind implantarea dispozitivului PASCAL trebuie luată de către medici specializați în tratarea regurgitării mitrale și/sau tricuspide din centre specializate care pot determina dacă se preconizează că există

o șansă rezonabilă de îmbunătățire clinică semnificativă luând în considerare stadiul bolii și a comorbidității.

7.2 Echipament și materiale

- Instrumentar de laborator standard pentru cateterizare cardiacă
- Sistem de fluoroscopie
- Posibilități de ecocardiografie transesofagiană (ETE) (2D și 3D)
- Cateter pigtail pentru injectarea de substanță de contrast (cu teacă compatibilă)
- Trusă de puncție venoasă
- Ac transeptal, teacă și fir de ghidaj
- Fir de ghidaj de schimb de 0,89 mm (0,035 inch)
- Recipiente
- Seringi de 50-60 cc cu racorduri de tip luer
- Ser fiziologic heparinizat
- Pensă hemostatică
- Prosoape chirurgicale (de exemplu, cu dimensiunile 43 x 69 cm)
- Opțional: dilatatoare cu creștere treptată
- Opțional: perfuzie intravenoasă continuă cu ser fiziologic (suport de perfuzii i.v. cu roți, tuburi de perfuzii i.v. cu sistem de închidere prin rotiță acționată cu policele, punți de 1 litru cu ser fiziologic heparinizat steril)
- Opțional: dispozitiv pentru monitorizarea presiunii

7.3 Pregătirea dispozitivului

7.3.1 Masă

Pas	Procedură
1	Scoateți masa (mesele) din ambalaj și efectuați inspecția pentru a identifica eventualele semne de deteriorare.
2	Asamblați masa (mesele), după cum este prezentat în Figura 8.

7.3.2 Stabilizator

Pas	Procedură
1	Scoateți componentele stabilizatorului din ambalaj și efectuați inspecția pentru a identifica eventualele semne de deteriorare.
2	Asamblați stabilizatorul, după cum este prezentat în Figura 6.

7.3.3 Teacă de ghidare

Pas	Procedură
1	Scoateți teaca de ghidare, dispozitivul de încărcare și dispozitivul de introducere din ambalaj și efectuați inspecția pentru a identifica semnele de deteriorare gravă.
2	În timp ce mențineți capătul distal ridicat, spălați și eliminați aerul din teaca de ghidare cu ser fiziologic heparinizat.
3	În timp ce mențineți capătul distal ridicat, inserați dispozitivul de introducere în teaca de ghidare. Spălați dispozitivul de introducere și ștergeți teaca de ghidare cu ser fiziologic heparinizat înainte de utilizare.

7.3.4 Sistem de implantare

Pas	Procedură
1	Scoateți sistemul de implantare și dispozitivul de încărcare din ambalaj și efectuați inspecția pentru a identifica semnele de deteriorare gravă. Verificați faptul că ambele robinetele de închidere ale glistoarelor se află în poziție deschisă. AVERTISMENT: dacă robinetele de închidere ale glistoarelor nu se află în poziție deschisă, utilizarea dispozitivului poate duce la infecție.
2	Avansați piesa cilindrică de acționare (rotiți piesa cilindrică de acționare în sens antiorar sau apăsați pe butonul de acționare pentru a împinge înainte piesa cilindrică de acționare) până când este la același nivel cu instrumentul de poziționare a clemelor.
3	Îndepărtați știftul glistoarelor și eliminați jocul firelor de sutură. Fixați robinetele de închidere ale glistoarelor și securizați știftul glistoarelor. Îndepărtați instrumentul de poziționare a clemelor.
4	Retrageți complet și avansați glistoarele pentru a confirma mișcarea corespunzătoare a clemelor și închideți implantul (rotiți piesa cilindrică de acționare în sens orar sau apăsați pe butonul de acționare pentru a retrage piesa cilindrică de acționare).
5	Avansați cateterul manevrabil. Asigurați-vă de faptul că glistoarele sunt retrase complet și piesa cilindrică de acționare este retrasă complet. Orientați mânerul cateterului de implantare vertical, astfel încât butonul de eliberare să fie spre masă.
6	Spălați cateterul de implantare cu ser fiziologic heparinizat.
7	După ce se observă ieșirea serului fiziologic din capătul distal al cateterului de implantare, coborâți mânerul cateterului de implantare și ridicați capătul distal al cateterului de implantare în timp ce continuați spălarea cu ser fiziologic heparinizat.
8	Retrageți complet cateterul manevrabil. Avansați glistoarele și piesa cilindrică de acționare pentru a seta implantul în poziția elongată.
9	Îndepărtați capacul dispozitivului de încărcare și ghidați capacul dispozitivului de încărcare pe sistemul de implantare.
10	Inserați implantul prin capătul proximal al dispozitivului de încărcare până când acesta iese prin capătul distal. Conectați dispozitivul de încărcare și capacul dispozitivului de încărcare.
11	În timp ce mențineți dispozitivul de încărcare și capătul distal ridicat, spălați cateterul manevrabil cu ser fiziologic heparinizat.
12	Retrageți treptat cateterul de implantare în cateterul manevrabil și implantul în dispozitivul de încărcare, în timp ce continuați spălarea cateterului manevrabil până când capătul distal al implantului se află în întregime în dispozitivul de încărcare.

7.4 Procedura de implantare

Implantarea implantului trebuie efectuată sub anestezie generală, cu monitorizare hemodinamică într-o sală de operație, o sală de operație hibridă sau un laborator de cateterism cu dotări de imagistică fluoroscopică și ecocardiografică.

Notă: înainte de procedura de implantare, consultați secțiunea Aspecte anatomice (secțiunea 3.1), deoarece utilizarea în afara condițiilor menționate poate interfera cu amplasarea implantului sau cu inserția cuspidului valvei native.

ATENȚIE: pe parcursul procedurii, heparina trebuie administrată astfel încât să se mențină timpul de coagulare activat (ACT) la o valoare ≥ 250 secunde.

ATENȚIE: administrarea excesivă a substanțelor de contrast poate duce la disfuncție renală. Măsurați concentrația de creatinină a pacientului înainte de procedură. Utilizarea substanțelor de contrast trebuie monitorizată.

7.4.1 Pregătirea pacientului

Pas	Procedură
1	Înainte de amplasarea câmpurilor sterile la nivelul pacientului, asamblați și poziționați masa (mesele) între picioarele pacientului, ajustând înălțimea mesei (meselor), după cum este necesar. Utilizați prosoape ca sprijin între masă (mese) și picioarele pacientului. AVERTISMENT: masa este furnizată nesterilă; introducerea mesei în câmpul steril poate duce la infecție.
2	După acoperirea cu câmpul operator steril, asamblați și atașați stabilizatorul după cum este necesar în orice moment în timpul procedurii.

7.4.2 Accesul prin vena femurală și introducerea tecii

Pas	Procedură
1	Accesați vena femurală comună prin utilizarea metodelor convenționale de puncție percutanată.
2	<u>Pentru procedurile PASCAL mitrale:</u> Accesați atriul stâng prin tehnici transvenoase, transeptale, utilizând metode convenționale percutanate, și plasați firul de ghidaj în atriul stâng. Dilatați vasul, după cum este necesar. ATENȚIE: (numai pentru procedurile mitrale) puncția necorespunzătoare poate duce la deteriorarea structurilor cardiace care necesită reparare chirurgicală sau altă intervenție. <u>Pentru procedurile PASCAL tricuspide:</u> Accesați atriul drept prin utilizarea metodelor convenționale percutanate și plasați firul de ghidaj în atriul drept. Dilatați vasul, după cum este necesar.
3	<u>Pentru procedurile PASCAL mitrale:</u> Inserați teaca de ghidare cu dispozitivul de introducere peste firul de ghidaj până când vârful tecii de ghidare este trecut în condiții de siguranță prin sept, prin utilizarea mecanismului de flexiune, după cum este necesar. <u>Pentru procedurile PASCAL tricuspide:</u> Inserați teaca de ghidare cu dispozitivul de introducere peste firul de ghidaj până când vârful tecii de ghidare este în atriul drept. ATENȚIE: manevrarea excesivă poate duce la deplasarea sau perturbarea unui dispozitiv medical implantat anterior, deteriorarea structurilor cardiace, care necesită reparare chirurgicală sau altă intervenție.
4	Îndepărtați dispozitivul de introducere și firul de ghidaj. Nu aspirați și nu spălați teaca de ghidare până când sistemul de implantare nu este inserat. ATENȚIE: aspirarea sau conectarea perfuziei intravenoase continue cu ser fiziologic la teaca de ghidare înainte de inserția sistemului de implantare poate duce la embolie gazoasă.

7.4.3 Implantarea implantului

Pas	Procedură
1	Inserați sistemul de implantare cu dispozitivul de încărcare în teaca de ghidare.
2	Avansați sistemul de implantare până când implantul iese din dispozitivul de încărcare. Retrageți și desprindeți dispozitivul de încărcare.
3	Aspirați și spălați teaca de ghidare cu ser fiziologic heparinizat. Folosind seringă specificată, aspirați minimum 45 cc. ATENȚIE: neaspirarea completă a tecii de ghidare poate duce la embolie gazoasă.
4	Dacă doriți, conectați perfuzia intravenoasă continuă cu ser fiziologic la cateterul de implantare. ATENȚIE: conectarea perfuziei intravenoase continue cu ser fiziologic la sistemul de implantare înainte de aspirație poate duce la embolie gazoasă.
5	Avansați sistemul de implantare până când implantul iese din capătul distal al tecii de ghidare.
6	Retrageți piesa cilindrică de acționare pentru a aduce implantul în poziția închis. Retrageți glistoarele.
7	Ajustați teaca de ghidare după cum este necesar.
8	La alegerea medicului curant, dacă se utilizează monitorizarea presiunii pentru a evalua continuu presiunea atrială pe durata procedurii, urmați instrucțiunile de utilizare furnizate de producătorul monitorului de presiune. Conectați un dispozitiv de monitorizare a presiunii plin cu fluid la cateterul manevrabil. Aspirați și apoi calibrați la nivelul inimii pacientului înainte de a obține măsurătoarea. Notă: monitorizarea presiunii trebuie utilizată împreună cu ecocardiografia. Presiunea trebuie corelată cu valorile obținute din ecocardiografie și Doppler. La determinarea presiunii atriale,

Pas	Procedură
	verificați ca vârful distal al cateterului de implantare să fie expus complet din cateterul manevrabil.
9	Avansați sistemul de implantare, după cum este necesar. Manevrați cateterul manevrabil și teaca de ghidare (flexați-deflexați, răsuciți în direcții opuse, avansați-retrageți), după cum este necesar, până când implantul este centrat în zona de coaptare țintă cu traiectoria corespunzătoare. ATENȚIE: manevrarea excesivă poate duce la deplasarea sau perturbarea unui dispozitiv medical implantat anterior, deteriorarea structurilor cardiace, care necesită reparare chirurgicală sau altă intervenție. Notă: banda de marcaj radioopac de pe cateterul manevrabil arată capătul secțiunii flexibile și poate fi vizualizată prin fluoroscopie.
10	Avansați piesa cilindrică de acționare pentru a aduce implantul în poziția gata pentru captura cuspidelor. Notă: pentru o procedură tricuspida, după plasarea implantului în poziția gata de capturare a cuspidelor, trageți știftul glisorului și deplasați un glisor pentru a identifica ce clemă a implantului acționează cu ajutorul imagisticii, apoi fixați știftul glisorului.
11	Răsuciți cateterul de implantare, după cum este necesar, pentru a orienta padelele.
12	Avansați implantul prin valvă până când padelele se află sub marginea liberă a cuspidelor.
13	Verificați locația și orientarea implantului și ajustați ușor poziția, după cum este necesar. ATENȚIE: Manevrarea excesivă a implantului sub cuspidă poate cauza încălcirea implantului în corzi; încălcirea în corzi poate duce la leziuni cardiace, agravarea regurgitării, dificultatea sau imposibilitatea de îndepărtare a implantului, ceea ce necesită intervenție suplimentară.
14	Sub ghidare imagistică, retrageți implantul până când cuspidele sunt poziționate între padele și cleme.
15	Avansați glisorul (glisoarele) astfel încât cuspidă (cuspidelor) să fie fixată (fixate) între cleme și padele. Acest lucru poate fi efectuat pentru ambele cuspidă în mod simultan (știftul glisoarelor cuplat pentru a deplasa ambele cleme) sau pentru fiecare cuspidă în mod individual (știftul glisoarelor decuplat pentru a deplasa câte o clemă individual).
16	Verificați inserția cuspidelor prin imagistică. Atunci când cuspidele nu sunt fixate între cleme și padele, retrageți glisoarele pentru a elibera cuspidelor și încercați din nou.
17	După ce cuspidelor sunt fixate între cleme și padele, închideți implantul.
18	Avansați ușor cateterul de implantare pentru a elibera tensiunea asupra cuspidelor.
19	Evaluați regurgitarea și efectuați re poziționarea după cum este necesar. După ce poziția implantului este confirmată, asigurați-vă că implantul este închis. Dacă este necesară re poziționarea în ventricul, retrageți glisoarele și avansați piesa cilindrică de acționare pentru a aduce implantul în poziția gata pentru captura cuspidelor. Ajustați clemele și orientarea implantului după cum este necesar. Dacă este necesară re poziționarea în atriu, retrageți glisoarele și avansați piesa cilindrică de acționare pentru a elonga lent implantul sub ghidare fluoroscopică, având grijă ca firul de acționare să nu se încovoale, și retrageți implantul înapoi în atriu. ATENȚIE: neefectuarea elongării implantului la retragerea în atriu în timpul re poziționării poate duce la deteriorarea cuspidelor sau încălcirea corzilor. ATENȚIE: neeliberarea cuspidelor din cleme și padele înainte de re poziționare poate duce la deteriorarea cuspidelor.
20	Pentru a elibera implantul din cateter: a) Asigurați-vă de faptul că vârful distal al cateterului de implantare este expus complet din cateterul manevrabil. b) Tăiați firul de sutură extern la capătul proximal al fiecărui glisor. Deschideți ambele robinete de închidere ale glisoarelor pentru a debloca firele de sutură. Trageți știftul glisoarelor pentru a îndepărta complet firele de sutură. c) Închideți ambele robinete de închidere ale glisoarelor după îndepărtarea firelor de sutură. d) Îndepărtați acul de eliberare. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic și retrageți butonul de eliberare până când implantul este eliberat, după cum este confirmat prin imagistică. Notă: înainte de eliberarea implantului, dacă este necesar, este posibilă recuperarea sistemului de implantare înapoi în teaca de ghidare pentru îndepărtare. Pentru recuperare: a) Retrageți glisoarele. b) Elongați lent implantul sub ghidare fluoroscopică având grijă ca firul de acționare să nu se încovoale. Apoi retrageți implantul în atriu. Setează implantul în poziția închis. c) Deflexați cateterul manevrabil și retrageți sistemul de implantare până când implantul este adiacent vârfului tecii de ghidare. d) Avansați glisoarele. e) Setează implantul în poziția elongată. f) Retrageți glisoarele pentru a deschide clemele la aproximativ 45° pe fiecare parte. g) Retrageți întregul sistem de implantare prin teaca de ghidare. ATENȚIE: imposibilitatea de a tăia firele de sutură în zona recomandată poate duce la incapacitatea de a elibera implantul sau la introducerea fibrei, fapt ce poate provoca microembolie.

Pas	Procedură
	ATENȚIE: nerespectarea pașilor de eliberare prescriși poate cauza dificultatea sau imposibilitatea eliberării implantului, necesitând intervenție suplimentară. ATENȚIE: eliberarea implantului înainte de confirmarea faptului că cuspidelor sunt capturate în condiții de siguranță între padele și cleme poate avea ca rezultat mișcarea sau deplasarea implantului, ducând la atașarea dispozitivului de o singură cuspidă (SLDA, single leaflet device attachment) sau alte reacții adverse potențiale, care necesită intervenție suplimentară. AVERTISMENT: reutilizarea dispozitivelor (inclusiv a sistemului de implantare și a tecii de ghidare) după recuperare poate cauza embolie cu material străin sau infecție. În cazul tentativei de reutilizare, este posibilă funcționarea defectuoasă a dispozitivului. Notă: în cazul amplasării unui implant suplimentar conform deciziei medicului curant, trebuie procedat cu prudență pentru a evita deplasarea implantului amplasat anterior. Traversarea valvei într-o configurație cu implant cu profil scăzut poate reduce interacțiunea cu implantul plasat anterior. ATENȚIE: manevrarea excesivă poate duce la deplasarea sau perturbarea unui dispozitiv medical implantat anterior, deteriorarea structurilor cardiace, care necesită reparare chirurgicală sau altă intervenție.

7.4.4 Îndepărtarea dispozitivului și închiderea

Pas	Procedură
1	Retrageți complet cateterul de implantare în cateterul manevrabil. Îndreptați treptat și îndepărtați sistemul de implantare. Îndreptați treptat și îndepărtați teaca de ghidare. ATENȚIE: în cazul în care nu deflexați dispozitivele înainte de îndepărtare, există riscul de leziuni la nivelul vaselor.
2	Efectuați închiderea percutanată standard a locului de acces.

8.0 Siguranța în mediile de rezonanță magnetică (RM)

Testele neclinice au demonstrat că implantul PASCAL este condiționat RM. Un pacient cu acest dispozitiv poate fi scanat în condiții de siguranță într-un sistem RM care îndeplinește următoarele condiții:

- Câmpuri magnetice statice de 1,5 T și 3,0 T
- Gradient spațial al câmpului de maximum 3.000 Gauss/cm (30 T/m)
- Rata maximă de absorbție specifică (RAS) medie pe întreg corpul raportată la nivelul sistemului RM de 4 W/kg (modul de funcționare controlat la primul nivel).

În condițiile de scanare definite mai sus, se preconizează că implantul va cauza o creștere maximă a temperaturii de mai puțin de 4 °C după 15 minute de scanare continuă.

În testele neclinice, artefactul de imagine cauzat de dispozitiv în configurația cea mai nefavorabilă cu implanturi multiple se poate extinde până la o distanță de 15 mm față de implant în cazul scanării cu ecou de gradient de puls în cazul cel mai nefavorabil într-un sistem IRM de 3,0 T.

9.0 Implant recuperat și eliminarea dispozitivelor

Compania Edwards Lifesciences este interesată în obținerea de specimene clinice recuperate de implant, pentru analiză. La finalizarea evaluării vă vom furniza un raport în scris cu rezumatul constatărilor. Contactați compania Edwards pentru returnarea implantului recuperat.

Dacă decideți să returnați oricare dintre dispozitive, respectați următoarele instrucțiuni:

- **Ambalaj nedeschis cu bariera sterilă intactă:**
Dacă pungile nu au fost deschise, returnați dispozitivul în ambalajul original al acestuia.
- **Ambalaj deschis, dar dispozitiv neimplantat:**
Dacă o pungă a fost deschisă, dispozitivul nu mai este steril. Returnați dispozitivul în ambalajul original al acestuia.
- **Implant explantat:**
Implantul explantat trebuie să fie plasat într-o soluție de fixare histologică adecvată, cum ar fi formalină 10% sau glutaraldehidă 2%, și returnat companiei Edwards.

9.1 Eliminarea la deșeu

Dispozitivele utilizate pot fi manevrate și eliminate în același mod ca deșeurile spitalicești și materialele cu risc biologic, în conformitate cu reglementările locale, deoarece nu există riscuri speciale legate de eliminarea acestor dispozitive.

10.0 Rezumatul experienței clinice

10.1 Studiul CLASP

Datele clinice din această secțiune includ informații obținute de la studiul clinic CLASP care a studiat sistemul PASCAL transcater de reparare a valvei în valva mitrală.

Un studiu multicentru, internațional, prospectiv, cu un singur braț de tratament (CLASP) a fost efectuat pentru a evalua siguranța, performanțele și rezultatele clinice ale sistemului PASCAL. Toți pacienții înscrși la studiu au fost evaluați ulterior clinic la 30 de zile, 6 luni, 1 an și vor continua în mod anual timp de 5 ani după procedura de implantare.

Criteriul de siguranță primar al studiului CLASP a fost o compoziție de evenimente adverse majore (MAE-uri) la 30 de zile. MAE-urile includ: mortalitate cardiovasculară, accident vascular cerebral, infarct miocardic, noua nevoie de terapie de înlocuire renală, hemoragie severă și reintervenția pentru complicații legate de dispozitivul studiului.

Criteriile primare privind performanțele studiului includ succesul dispozitivului, succesul procedural și succesul clinic. Criteriile secundare ale studiului includ rezultatele clinice, privind siguranța și rezultatele funcționale la punctele temporale de 30 de zile, 6 luni, 1 an și cele anuale.

Succesul dispozitivului este definit ca implementarea dispozitivului așa cum este prevăzut și recuperarea cu succes a sistemului de implantare în momentul ieșirii pacientului din laboratorul de caterizare cardiacă. Analiza succesului dispozitivului a fost efectuată per dispozitiv.

Succesul procedural este definit ca succesul dispozitivului cu severitate RM ≤ 2+ la externare (evaluat de laboratorul Echo Core) și fără nevoia unei intervenții chirurgicale sau percutanate înainte de externarea din spital. Succesul procedural a fost analizat per pacient.

Succesul clinic este definit ca succes procedural cu semne ale reducerii RM ≤ 2+ și fără MAE-uri la 30 de zile (analizat per pacient).

Un laborator central independent a evaluat toate datele ecocardiografice. Un comitet independent pentru evenimente clinice (clinical events committee – CEC) a evaluat evenimentele privind siguranța, iar o comisie de monitorizare pentru siguranța datelor (data safety monitoring

board – DSMB) a revizuit în mod independent datele agregate privind siguranța și a evaluat tendințele evenimentelor adverse și efectul acestora asupra desfășurării studiului și evaluării riscurilor pentru dispozitiv.

10.1.1 Rezultatele studiului CLASP

Vârsta medie a pacienților tratați era de 75,4 ani, iar 55,0% erau de sex masculin. Toți pacienții aveau insuficiență cardiacă NYHA clasa II, III sau IV. Scorul mediu Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II și scorul de mortalitate STS au fost 14,4%, 5,8%, respectiv 4,7%. La momentul inițial, 50,9% au prezentat RM moderat-severă, iar 48,1% au prezentat RM severă.

10.1.2 Performanță

Criteriul de performanță a inclus trei componente pentru succes: dispozitiv, procedural și clinic. Succesul dispozitivului a fost atins în 92,0% dintre dispozitivele încercate. Succesul procedural a fost obținut în 93,5% dintre pacienți. Succesul clinic a fost obținut la 86,0% dintre pacienți.

10.1.3 Siguranță

La 30 de zile, rata MAE compusă era de 8,0%. Nouă pacienți au suferit 11 MAE înainte de vizita de urmărire de la 30 de zile. MAE-urile adjuocate de CEC la 30 de zile în funcție de numărătoare sunt prezentate mai jos.

Eveniment advers major (MAE)	Statisticile pe scurt
Mortalitate cardiovasculară	0,9% (1/112)
Accident vascular cerebral	0,9% (1/112)
Infarct miocardic	0,0% (0/112)
Nouă nevoie de terapie substitutivă renală	0,0% (0/112)
Hemoragie severă	7,1% (8/112)
Reintervenție pentru complicații legate de dispozitivul studiului	0,9% (1/112)
Rată MAE compusă	8,0% (9/112)

Notă: măsurători în funcție de categorie – % (n/nr. total)

În populația generală, reducerea gradului de MR (cu alte cuvinte, RM ≤ 2+) a fost observată la 95,3% din pacienți la externare, 96,1% la 30 de zile, 98,8% la 6 luni și 100% la 1 an.

10.1.4 Concluzia studiului

Datele colectate în studiul CLASP susțin siguranța și performanța sistemului PASCAL la pacienții cu regurgitare mitrală. Numărul de pacienți cu urmărire de un an sau mai mult este limitat, iar datele de urmărire pe termen lung sunt colectate prin intermediul unui studiu de urmărire clinică efectuat ulterior comercializării.

10.2 Studiul CLASP TR

Datele clinice din această secțiune includ informații obținute de la studiul clinic tricuspoid (CLASP TR) privind sistemul PASCAL transcater de reparare a valvei.

Un studiu prospectiv, multicentric, cu un singur braț de tratament (CLASP TR) a fost efectuat pentru a evalua siguranța, performanțele și rezultatele clinice ale sistemului PASCAL. Toți pacienții înscriși la studiu au fost evaluați ulterior clinic la 30 de zile, 6 luni, 1 an și vor continua în mod anual timp de 5 ani după procedura de implantare.

Criteriul de siguranță primar al studiului CLASP TR a fost o combinație de evenimente adverse majore (MAE) la 30 de zile. Evenimentele MAE au fost: mortalitate cardiovasculară, infarct miocardic, accident vascular cerebral, complicații renale ce necesită dializă neplanificată sau terapie de înlocuire renală, hemoragie severă, reintervenție neplanificată sau de urgență (percutanată sau chirurgicală) legată de dispozitiv și complicații severe ale locului de acces și vasculare ce necesită intervenție.

Criteriile primare privind performanțele studiului includ succesul dispozitivului, succesul procedural și succesul clinic. Criteriile secundare ale studiului includ rezultatele clinice, privind siguranța și rezultatele funcționale la punctele temporale de 30 de zile, 6 luni, 1 an și cele anuale de urmărire.

Succesul dispozitivului este definit ca implementarea dispozitivului așa cum este prevăzut și recuperarea cu succes a sistemului de implantare în momentul ieșirii pacientului din laboratorul de cateterizare cardiacă. Analiza succesului dispozitivului a fost efectuată per dispozitiv.

Succesul procedural este definit ca succesul dispozitivului cu dovezi de reducere a gradului TR cu cel puțin o treaptă (scala: fără/urme, minor, moderat, sever, masiv, torențial) la sfârșitul procedurii, și fără nevoia unei intervenții chirurgicale sau percutanate înainte de externarea din spital. Succesul procedural a fost analizat per pacient.

Succesul clinic este definit ca succes procedural fără MAE la 30 de zile (analizat per pacient).

Un laborator central independent a evaluat toate datele ecocardiografice. Un comitet independent pentru evenimente clinice (clinical events committee – CEC) a evaluat evenimentele privind siguranța, iar o comisie de monitorizare pentru siguranța datelor (data safety monitoring board – DSMB) a revizuit în mod independent datele agregate privind siguranța și a evaluat tendințele evenimentelor adverse și efectul acestora asupra desfășurării studiului și evaluării riscurilor pentru dispozitiv.

10.2.1 Rezultatele studiului CLASP TR

Vârsta medie a pacienților tratați a fost de 76,3 ani, iar 53% au fost de sex feminin. Toți pacienții aveau insuficiență cardiacă NYHA clasa II sau III. Scorul mediu EuroSCORE II și scorul de mortalitate STS au fost 5,3%, respectiv 7,3%. La referință, 81% din pacienți au prezentat TR severă și peste.

10.2.2 Performanță

Criteriul de performanță a inclus trei componente pentru succes: dispozitiv, procedural și clinic. Succesul dispozitivului a fost atins în 82,2% dintre dispozitivele încercate. La pacienții care au primit implantul, succesul procedural a fost obținut la 95,5% dintre pacienți, iar succesul clinic a fost realizat la 86,4% din pacienți.

10.2.3 Siguranță

La 30 de zile, rata MAE compusă era de 5,9%. Doi pacienți au suferit 3 MAE înainte de vizita de urmărire de la 30 de zile. MAE-urile adjuocate de CEC la 30 de zile în funcție de numărătoare sunt prezentate mai jos.

Eveniment advers major (MAE)	Statisticile pe scurt
Mortalitate cardiovasculară	0,0% (0/34)
Infarct miocardic (MI)	0,0% (0/34)
Accident vascular cerebral	0,0% (0/34)
Complicații renale ce necesită dializă neplanificată sau terapie de înlocuire a rinichului	0,0% (0/34)
Hemoragie severă	5,9% (2/34)

Eveniment advers major (MAE)	Statisticile pe scurt
Reintervenție neplanificată sau de urgență (percutanată sau chirurgicală) legată de dispozitiv	0,0% (0/34)
Complicații majore ale locului de acces și vasculare, ce necesită intervenție	0,0% (0/34)
Rată MAE compuse	5,9% (2/34)

Notă: Măsurători în funcție de categorie – % (n/nr. total)

În populația ce a primit implantul, reducerea gradului de RT cu cel puțin o treaptă a fost observată la 88,9% și 82,6% dintre pacienții la externare, respectiv la 30 de zile. O reducere a gradului de RT cu cel puțin două trepte a fost observată la 65,2% dintre pacienții la externare, respectiv la 30 de zile.

10.2.4 Concluzia studiului

Datele colectate până în prezent în studiul CLASP TR susțin siguranța și performanța sistemului PASCAL la pacienții cu regurgitare tricuspoidă. Numărul de pacienți cu urmărire de un an sau mai mult este limitat, iar datele de urmărire pe termen lung sunt colectate prin intermediul unui studiu de urmărire clinică efectuat ulterior comercializării.

Transkateetriga klapi korrektsioonisüsteem Edwards PASCAL

Kasutusjuhend

Transkateetriga klapi korrektsioonisüsteem Edwards PASCAL (edaspidi: süsteem PASCAL) sisaldab järgmisi osi.

Tabel 1. Mudel 10000

Mudeli number	Seade	Ühilduvad seadmed	
		Mudeli numbrid	Seade
10000IS	Implantaadisüsteem PASCAL	10000GS 10000ST	Juhtkanüül Stabilisaator
10000ISM	Implantaadisüsteem PASCAL Ace	20000ST 10000T	Stabilisaatorite rööbassüsteem Laud

Tabel 2. Mudel 15000

Mudeli number	Seade	Ühilduvad seadmed	
		Mudeli numbrid	Seade
15000IS	Implantaadisüsteem PASCAL	10000GS 20000ST	Juhtkanüül Stabilisaatorite rööbassüsteem
15000ISM	Implantaadisüsteem PASCAL Ace	10000T	Laud

Implantaadisüsteem

Implantaadisüsteem sisaldab juhitavat kateetrit (välimine kiht), implantaadikateetrit (sisemine kiht) ja implantaati (edaspidi viidatakse implantaadi mudelitele 10000IS, 10000ISM, 15000IS ning 15000ISM). Implantaadisüsteem sisestab implantaadi perikutaanselt reieveeni kaudu klappi, kasutades transvenoosset lähenemist.

Implantaat (joonised 1–3)

Implantaat paigaldatakse ja kinnitatakse klapihõlmade külge ning see toimib tagasivooluudme täitevahendina. Implantaadi põhiosad on vahepuks, labad ja klambrid, mis on valmistatud nitinoolist ning kaetud polüetüleentereftalaadiga. Implantaadid 10000IS ja 15000IS sisaldavad ka titaanist mutrit ning polti, PEEK-ist muhvi ning silikoonihendit. Implantaadid 10000ISM ja 15000ISM sisaldavad ka titaanist mutrit, polti, distaalset ning proksimaalset plaati ja silikoonihendit ning tegemist on väiksemate implantaatidega.

Implantaadil on neli peamist labade asendit: pikendatud, suletud, klapihõlma haaramiseks valmisoleku ja haaratud klapihõlma asend.

Juhtiv kateeter (joonis 4)

Juhtiv kateeteril on pööratav juhtnupp, mis käivitab painutusmehhanismi navigeerimiseks ja implantaadi sihtkohta paigutamiseks. Kateetri distaalses osas asuv röntgenkontrastne markerriba tähistab painduva osa lõppu.

Implantaadikateeter (joonis 4)

Implantaat on kinnitatud õmbluste ja keermestatud varre abil implantaadikateetri külge. Implantaadikateeter juhib implantaadi paigaldamist. Kolm peamist juhtelementi on liugurid, keermestatud käivitusnupp ja vabastusnupp. Liugurid juhivad implantaadi klambreid (liugurite tagasitõmbamine tõstab klambreid ja edasilükkamine langetab neid). Keermestatud käivitusnupp juhib implantaadi labasid (käivitusnupu tagasitõmbamine sulgeb labad ja edasilükkamine avab need). Vabastusnupp juhib implantaadi vabastamist implantaadikateetrist. Implantaadikateeter tarnitakse juhitava kateetriga monteeritult.

Juhtkanüül (joonis 5)

Juhtkanüüli komplekt sisaldab juhitavat juhtkanüüli ja sisestit. Juhtkanüül võimaldab juurdepääsu kojale. Sellel on hüdrofiilne kate ja pööratav juhtnupp, mis käivitab painutusmehhanismi juhtkanüüli sihtkohta paigutamiseks. Sisesti ühildub 0,89 mm (0,035-tollise) juhtetraadiga.

Stabilisaator (joonised 6 ja 7)

Stabilisaator on mõeldud süsteemi PASCAL paigutamiseks ja stabiliseerimiseks implanteerimisprotseduuride ajal. Stabilisaatorit saab vajaduse kohaselt protseduuri ajal mis tahes hetkel süsteemi külge kinnitada. Stabilisaatori kasutamine on vabatahtlik.

Laud (joonis 8)

Lauda kasutatakse väljaspool steriilset ala, et tagada implantaadisüsteemi, juhtkanüüli ja stabilisaatori jaoks stabiilne platvorm. Laua kõrgust saab muuta. Laua kasutamine on vabatahtlik.

Laadur (joonis 9)

Äratõmmatavat laadurit kasutatakse implantaadi ja paigalduskateetrite juhtkanüüli tihendite kaudu sisestamiseks. Laadur tarnitakse kasutaja mugavuse huvides implantaadisüsteemis ja/või juhtkanüüli pakendis.

1.0 Näidustused

Transkateetriga klapi korrektsioonisüsteem Edwards PASCAL on ette nähtud puuduliku mitraalklapi ja/või trikuspidaalklapi perkutaanses rekonstrueerimiseks.

2.0 Vastunäidustused

Süsteem PASCAL on vastunäidustatud patsientidele alljärgnevaga.

- Patsiendid, kelle puhul TEE on vastunäidustatud või TEE sõeluring ebaõnnestub.
- Intrakardiaalse massi, trombi või vegetatsiooni ehk kardioograafiline ilmumine.
- Sellise ummistunud või tromboosse alumise õõneveeni (IVC) filtril olemasolu, mis takistab paigalduskateetri kasutamist, või samapoolse süvaveeni tromboosi olemasolu.
- Teadaolev ülitundlikkus nitinooli (nikkel või titaan) suhtes või vastunäidustatus protseduuri käigus kasutatavatele ravimitele, mida ei saa meditsiiniliselt õigesti hallata.
- Varem esinenud verejooksu diateesi või koagulopaatia või vereülekannetest keelduv patsient.

Edwards, Edwards Lifesciences, stiliseeritud E-logo, CLASP, PASCAL ja PASCAL Ace on ettevõtte Edwards Lifesciences Corporation kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Peale selle on süsteem PASCAL vastunäidustatud mitraalpatientidel, kellel on transseptaalne kateeterdamine vastunäidustatud.

3.0 Hoiatused

3.1 Anatoomilised kaalutlused

Optimaalsete tulemuste jaoks tuleb arvesse võtta järgmiste patsiendi anatoomilisi eripärasid. Süsteemi PASCAL ohutust ja tõhusust ei ole väljaspool neid tingimusi määratletud. Nendest tingimustest erinev kasutamine võib häirida implantaadi või sünnipärase klapihõlma sisestamist.

Kohaldub mitraal- ja trikuspidaalpatientidele

- Mööduka kuni raske lubjastumise (kaltsifikatsiooni) ilmumine haaramisalal.
- Raske lubjastumise ilmumine annuluses või subvalvulaarses struktuuris.
- Märkimisväärse löhe või perforatsiooni olemasolu haaramisalal.
- Klapihõlma liikumispikkus < 8 mm.

Kohaldub ainult mitraalpatientidele

- Koodikujulise liikumise laius > 15 mm ja/või koodikujulise liikumise vahe > 10 mm.
- Transseptaalne punktsiooni kõrgus < 3,5 cm
- LA läbimõõt ≤ 35 mm
- Kahe või enama märkimisväärse joa olemasolu.
- Ühe märkimisväärse joa olemasolu kommissuurialal.
- Mitraalklapi pindala (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Kohaldub ainult trikuspidaalpatientidele

- Primaarse mitte degeneratiivse trikuspidaalklapi haiguse esinemine

3.2 Seadme käsitsemine

- Seadmed on konstrueeritud, ette nähtud ja levitavad ainult ühekordseks kasutamiseks. Puuduvad andmed seadmete steriilsuse, mittepürogeensuse ja funktsionaalsuse kohta pärast taastõulemist.
- Seadmete käsitsemisel tuleb infektsiooni ennetamiseks järgida standardset steriilset tehnikat.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda mis tahes lahuste, kemikaalide või muu sarnasega, v.a steriilne füsioloogiline ja/või hepariniseeritud füsioloogiline lahus. Muidu võib seade saada parandamatuid kahjustusi, mida ei pruugi olla võimalik visuaalse ülevaatuse käigus tuvastada.
- Ärge kasutage seadmeid süttivate või kergsüttivate gaaside, anesteetikumide ega puhastus-/desinfitseerimisvahendite lähedal.
- Ärge kasutage seadmeid, kui aegumiskuupäev on möödas.
- Ärge kasutage steriilseid seadmeid, kui pakendi pitser on katki või kui pakend on kahjustatud.
- Ärge kasutage seadmeid, kui neid on maha pillatud, kahjustatud või mis tahes viisil väärkasutatud.
- Seadmete ettevalmistamise korral ja kogu protseduuri käigus tuleb kasutada õhkemboolia ennetamiseks standardseid loputus- ning õhustatamismeetodeid.

3.3 Kliinilised hoiatused

- Nagu mis tahes implanteeritava meditsiiniseadme puhul, võib esineda immunoloogilist reaktsiooni hõlmavaid kõrvalnähte.
- Selle süsteemi kasutamisega võivad kaasnedes rasked kõrvalnähtud, mis võivad mõnikord põhjustada kirurgilise sekkumise ja/või surmaga (võimalikud kõrvalnähtud). Enne seadme kasutamist tuleb kasu ja riske igale võimalikule patsiendile põhjalikult selgitada.
- Soovitav on teha hoolikat ja pidevat meditsiinilist järelkontrolli, et implantaadiga seotud komplikatsioon saaks diagnoosida ning õigesti hallata.
- Arst peab määrama antikoagulantravi asutuse juhiste kohaselt.

4.0 Ettevaatusabinõud

4.1 Ettevaatusabinõud enne kasutamist

- Patsiendi peab valima mitraal- ja trikuspidaalregurgitatsiooni ravile spetsialiseerunud südamearstide meeskond, kes hindab patsiendi riski ja anatoomilist sobivust.

4.2 Ettevaatusabinõud pärast kasutamist

- Transkateetriga südameklapi ei ole määratud pikaajalist kestvust. Seadme toimivuse hindamiseks on soovitatav regulaarne meditsiiniline järelkontroll.
- Pärast klapi korrektsiooni süsteemi PASCAL seadmega võib olla vaja lühiajalist antikoagulantravi. Määrake antikoagulantravi ja muud meditsiinilist ravi asutuse juhiste kohaselt.

5.0 Võimalikud kõrvalnähtud

Standardse kardiaalsete kateeterdamise, anesteesia kasutamise ja süsteemi PASCAL kasutamise seotud komplikatsioonid võivad lõppeda avatud operatsiooni, erakorralise või mitteerakorralise uuesti opereerimise, implantaadi väljavõtmise, püsiva puude või surmaga. Arste julgustatakse seadmega seotud kahtlastest sündmustest teatama ettevõttele Edwards või haigla pädevatele ametiisikutele.

Süsteemi PASCAL protseduuri võimalike tüsistustena on tuvastatud järgmised eeldatavad kõrvalnähtud:

- ebanormaalsed laboriväärtused;
- allergiline reaktsioon anesteetikumile, kontrastainele, hepariinile, nitinoolile;
- aneemia või hemoglobiini alanenud tase, võib vajada vereülekannet;
- aneurüsm või pseudoaneurüsm;
- stenokardia või valu rinnus;
- anafülaktiline šokk;
- rütmihäired – atriaalsed (nt AF, SVT);
- rütmihäired – ventrikulaarsed (nt VT, VF);
- arteriovenoosne fistul;
- sekkumist nõudev kodade vaheseina defekt;
- verejooks;
- südame seiskumine;
- südamepuudulikkus;
- südamevigastus, sh perforatsioon;
- südame tamponaad / perikardiaalne verejooks;
- kardiogeenne šokk;
- kõõluskeeliku eraldumine või rebenemine, mis võib vajada sekkumist;
- koagulopaatia, koagulatsioonihäire, verejooksu diatees;
- juhtivussüsteemi vigastus, mis võib vajada püsivat südamerütmurit;

- süvaveenitromboos (SVT);
- sünnipärase südameklapi kahjustumine (nt klapihõlma rebend, väljalükkumine, paksemine);
- varem paigaldatud implantaadi paigalt nihkumine;
- düspnoe;
- ödeem;
- elektrolüüdi tasakaalu puudumine;
- emboolia, k.a õhk, osakesed, lubjastusmaterjal või trombi;
- endokardiit;
- söögitoru ärritus;
- söögitoru perforatsioon või stenoos (ahend);
- treeningu talumatus või nõrkus treenimise korral;
- süsteemi PASCAL mis tahes osade väljavõtmise ebaõnnestumine;
- palavik;
- gastrointestinaalne verejooks või infarkt;
- südamepuudulikkus;
- hematoom;
- hemodünaamiline halvenemine;
- hemolüüs;
- vereülekannet või sekkumist nõudev verejooks;
- hüpertensioon;
- hüpotensioon;
- implantaadi kahjustumine (kulumine, rebenemine, pragunemine või muu);
- implantaadi emboliseerumine;
- implantaadi vale paigutus või ettenähtud kohale paigaldamise tõrge;
- implantaadi migreerumine;
- implantaadi tromboos;
- infektsioon;
- põletik;
- LVOT obstruktsioon;
- mesenteriaalisheemia;
- hulgiorganpuudulikkus;
- müokardi infarkt;
- iiveldus või oksendamine;
- närvikahjustus;
- neuroloogilised sümptomid, k.a düskineesia ilma TIA või insuldi diagnoosimiseta;
- mitteneuroloogilised tromboemboolsed nähud;
- valu;
- papillaarlihase kahjustus;
- halvatus;
- süsteemi PASCAL osa(de) emboolia;
- perifeerne isheemia;
- pleuraalne efusioon;
- kopsuödeem;
- kopsuemboolia;
- reaktsioon trombotsüütide ainetega või antikoagulantide suhtes;
- neerukahjustus;
- neerupuudulikkus;
- hingamise halvenemine, hingamispuudulikkus, atelektaas, kopsupõletik – võib vajada pikaajalist ventileerimist;
- retroperitoneaalne verejooks;
- vaheseina kahjustus või perforatsioon;
- septitseemia, sepsis;
- nahapõletus, vigastus või kudede muutused ioniseeriva kiirgusega kokkupuute tõttu;
- seadme ühe klapihõlma külge kinnitumine (SLDA);
- insult;
- sünkkoop;
- mööduv isheemiahoog (TIA);
- kuseteede infektsioon ja/või verejooks;
- klapikahjustus;
- klapi stenoos;
- klapi tagasivool;
- vaskulaarne vigastus või trauma, sh dissektsioon või oklusioon;
- veresoone spasm;
- vatsakese seinahäire või perforatsioon;
- haava avanemine, pikaajaline või ebatäielik paranemine;
- südamepuudulikkuse raskenemine;
- mitraalklapi tagasivool / valvulaarne puudulikkus.

6.0 Tarneviis

6.1 Pakend

Juhtkanüül, implantaadisüsteem ja stabilisaator on eraldi pakendis ja neid on steriliseeritud etüleenoksiidiga. Laud on mittesteriilses pakendis.

6.2 Säilitamine

Süsteemi PASCAL tuleb hoida jahedas ja kuivas kohas.

7.0 Kasutusjuhend

7.1 Arsti väljaõpe

Implantaati paigaldaval arstil peab olema transkateetri tehnikate vallas kogemusi ja ta peab olema läbinud süsteemi PASCAL ning implantaadi paigaldamise protseduuri käsitleva koolituse. Lõpliku otsuse seadme PASCAL implanteerimiseks peab tegema erikeskuses mitraal- ja/või trikuspidaalregurgitatsiooni ravile spetsialiseerunud arst, kes saab kindlaks teha oodatava olulise kliinilise paranemise, võttes arvesse haiguse staadiumit ja kaasuvaid haiguseid.

7.2 Seadmed ja materjalid

- Standardne kardiale kateeterdamise labori varustus
- Fluoroskoopiasüsteem
- Söögitorukaudse ehkardiograafia (TEE) võimalused (2D ja 3D)
- Rõngaskateeter kontrastaine sisestamiseks (ühilduva kanüüliga)

- Veeni punktsioonikomplekt
- Transseptaalne nõel, kanüül ja juhtetraat
- Juhtetraat muutpikkusega 0,89 mm (0,035 in)
- Nõud
- 50–60 cm³ Luer-nipliga süstlad
- Hepariniseeritud füsioloogiline lahuse
- Hemostaat
- Kirurgilised rätikud (nt suurusega 43 x 69 cm)
- Valikuline: dilataatorid
- Valikuline: pidev füsioloogilise lahuse tilguti (rataselt tilgajalg, ketassulguritega tilgutivoolikud, üheliitrised hepariniseeritud füsioloogilise lahuse kotid)
- Valikuline: rõhujälgimiseseade

7.3 Seadme ettevalmistamine

7.3.1 Laud

Juhis	Protseduur
1	Võtke lau(a)d pakendist välja ja veenduge, et see/need ei oleks kahjustatud.
2	Pange lau(a)d kokku, nagu on joonisel 8 näidatud.

7.3.2 Stabilisaator

Juhis	Protseduur
1	Võtke stabilisaatori osad pakendist välja ja veenduge, et see ei oleks kahjustatud.
2	Vajaduse korral pange stabilisaator kokku nii, nagu on näidatud joonisel 6.

7.3.3 Juhtkanüül

Juhis	Protseduur
1	Võtke juhtkanüül, laadur ja sisesti pakendist välja ning veenduge, et need ei oleks kahjustatud.
2	Hoidke distaalset otsa üleval ja loputage ning õhustage juhtkanüüli hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
3	Hoidke distaalset otsa üleval ja sisestage sisesti juhtkanüüli. Enne kasutamist loputage sisesti ja pühkige juhtkanüüli hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.

7.3.4 Implantaadisüsteem

Juhis	Protseduur
1	Võtke implantaadisüsteem ja laadur pakendist välja ja veenduge, et need ei oleks kahjustatud. Veenduge, et mõlemad liuguri kraanid oleksid avatud asendis. HOIATUS. Kui liuguri kraanid pole avatud asendis, võib seadme kasutamine põhjustada infektsiooni.
2	Lükake käivitusnuppu edasi (pöörake nuppu vastupäeva või vajutage käivitusnuppu, et käivitusnuppu edasi lükata), kuni see on klambri paigutamise tööriistaga samal tasandil.
3	Eemaldage liuguri tihvt ja kõrvaldage õmbluse lõtk. Lukustage liuguri kraanid ja kinnitage liuguri tihvt. Eemaldage klambri paigutamise tööriist.
4	Tõmmake liugurit täielikult tagasi ja liigutage neid, veendumaks klambri korrektses liikumises, ning sulgege implantaat (pöörake käivitusnuppu päripäeva või vajutage käivitusnupule, et käivitusnuppu tagasi tõmmata).
5	Lükake juhivat kateetri edasi. Veenduge, et liugurid ja käivitusnuppu oleksid täielikult tagasi tõmmatud. Suunake implantaadikateetri käepide vertikaalselt, nii et vabastusnupp oleks vastu lauda.
6	Loputage implantaadikateetri hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
7	Kui füsioloogilist lahust on näha implantaadikateetri distaalsest otsast väljumast, siis langetage implantaadikateetri käepidet ja tõstke implantaadikateetri distaalset otsa, jätkates samal ajal hepariniseeritud füsioloogilise lahusega loputamist.
8	Tõmmake juhivat kateeter täielikult tagasi. Lükake liugureid ja käivitusnuppu, et seada implantaat pikendatud asendisse.
9	Eemaldage laaduri kate ja juhtige selle kate implantaadisüsteemi.
10	Sisestage implantaati laaduri proksimaalse otsa kaudu, kuni see väljub distaalsest otsast. Ühendage laadur ja laaduri kate.
11	Hoidke laadurit ja distaalset otsa üleval ning loputage juhivat kateetri hepariniseeritud füsioloogilise lahusega.
12	Tõmmake implantaadikateetri järk-järgult juhivasse kateetrisse tagasi, jätkates samal ajal juhivat kateetri loputamist, kuni implantaadi distaalne ots asub täielikult laaduris.

7.4 Implantaadi paigaldamise protseduur

Implantaat tuleb paigaldada üldanesteesia ning hemodünaamikalt jälgides operatsioonitoas, hübridioperatsioonitoas või angiograafikabinetis, kus on vajaduse korral võimalik teha fluoroskoopilisi ja ehkardiograafilisi uuringuid.

Märkus. Enne implanteerimist vt jaotist Anatoomilised kaalutlused (jaotis 3.1), sest väljaspool ettenähtud tingimusi kasutamine võib häirida implantaadi või sünnipärase klapihõlma sisestamist.

ETTEVAATUST! Protseduuri ajal tuleb manustada hepariini, et säilitada ACT taset ≥ 250 s.

ETTEVAATUST! Ligne kontrastaine kasutamine võib põhjustada neerukahjustust. Mõõtk enne protseduuri patsiendi kreatiniinitaset. Kontrastaine kasutamist tuleb jälgida.

7.4.1 Patsiendi ettevalmistamine

Juhis	Protseduur
1	Enne kui paigaldate patsiendile steriilsed linad, pange laud või laud kokku, asetage need patsiendi jalgade vahele ja reguleerige nende kõrgust vajaduse järgi. Kasutage laudade ja patsiendi jalgade vahel toetuseks rätikuid. HOIATUS. Laud tarnitakse mittesteriilsena. Laua viimine steriilsesse keskkonda võib põhjustada infektsiooni.
2	Pärast steriilsete linadega katmist pange stabilisaator vajaduse korral kokku ja kinnitage see protseduuri ajal mis tahes hetkel.

7.4.2 Juurdepääs reieveeni kaudu ja kaniüli sisestamine

Juhis	Protseduur
1	Looge tavapäraste perkutaansete punktsioonimeetodite abil juurdepääs ühisreieveenile.
2	<u>Süsteemi PASCAL mitraalklapi protseduuride puhul</u> Looge transvenoosse transeptalse tehnikaga juurdepääs vasakule kojale, kasutades tavapäraseid perkutaanseid meetodeid, ja paigutage juhttraat vasakusse kotta. Laiendage veresoont vajaduse kohaselt. ETTEVAATUST! (Ainult mitraalklapi protseduuride puhul) Südame struktuur võib vale punktsiooni tõttu vigada, mille puhul võib olla vajalik kirurgiline või muud liiki sekkumine. <u>Süsteemi PASCAL trikuspidaalklapi protseduuride puhul</u> Looge juurdepääs paremale kojale, kasutades konventsionaalseid perkutaanseid meetodeid, ja paigutage juhttraat paremasse kotta. Laiendage veresoont vajaduse kohaselt.
3	<u>Süsteemi PASCAL mitraalklapi protseduuride puhul</u> Viige juhtkanüüli koos sisestiga üle juhttraadi edasi, kuni juhtkanüüli ots paikneb kindlalt vaheseinal, kasutades vajaduse korral painutusmehhanismi. <u>Süsteemi PASCAL trikuspidaalklapi protseduuride puhul</u> Viige juhtkanüüli koos sisestiga üle juhttraadi edasi, kuni juhtkanüüli ots on paremas kottas. ETTEVAATUST! Liigne manipuleerimine võib põhjustada eelnevalt implanteeritud seadme nihet või häiret või südame struktuuri kahjustusi, mis nõuavad kirurgilist või muud sekkumist.
4	Eemaldage sisesti ja juhttraat. Ärge aspireerige ega loputage juhtkanüüli enne, kui implantaadisüsteem on sisestatud. ETTEVAATUST! Aspireerimine või pideva füsioloogilise lahusega loputuse ühendamine juhtkanüüliga enne implantaadisüsteemi sisestamist võib põhjustada õhkembooliat.

7.4.3 Implantaadi paigaldamine

Juhis	Protseduur
1	Sisestage implantaadisüsteem koos laaduriga juhtkanüüli.
2	Lükake implantaadisüsteemi edasi, kuni implantaat väljub laadurist. Tõmmake laadur tagasi ja eemaldage see.
3	Aspireerige ja loputage juhtkanüüli hepariniseeritud füsioloogilise lahusega. Aspireerige spetsiaalse süstlaga vähemalt 45 cm ³ . ETTEVAATUST! Kui juhtkanüüli täielikult ei aspireerita, võib tekkida õhkemboolia.
4	Soovi korral ühendage pidev füsioloogilise lahuse tilguti implantaadikateetriga. ETTEVAATUST! Pideva füsioloogilise lahuse tilguti ühendamine implantaadisüsteemiga enne aspireerimist võib põhjustada õhkembooliat.
5	Lükake implantaadisüsteemi edasi, kuni implantaat väljub juhtkanüüli distaalsest otsast.
6	Tõmmake käivituspult tagasi, et seada implantaat suletud asendisse. Tõmmake liugureid tagasi.
7	Reguleerige vajaduse korral juhtkanüüli.
8	Kui raviarsti äranägemise järgi jälgitakse protseduuri ajal pidevalt koja rõhku, tuleb järgida rõhumonitori tootja kasutusjuhendit. Ühendage vedelikuga täidetud rõhujälgimiseade juhitava kateetriga. Enne mootmist aspireerige ja seejärel kalibreerige patsiendi südame kõrgusel. Märkus. Rõhu jälgimist tuleks kasutada koos ehoga. Rõhk tuleks kooskõlastada ehho ja Doppleri tulemustega. Coja rõhu mootmise ajal veenduge, et implantaadikateetri distaalne ots oleks juhitud kateetrist täielikult väljas.
9	Lükake implantaadisüsteemi vajaduse järgi edasi. Manipuleerige juhitud kateetrit ja juhtkanüüli vajaduse järgi (painutage ja sirgendage, pöörake vastassuundades, lükake edasi ning tõmmake tagasi), kuni implantaat asub koaptsiooni sihtsooni keskel sobiva trajektooriga. ETTEVAATUST! Liigne manipuleerimine võib põhjustada eelnevalt implanteeritud seadme nihet või häiret või südame struktuuri kahjustusi, mis nõuavad kirurgilist või muud sekkumist. Märkus. Röntgenkontrastne markerriba juhitud kateetrit tähistab painduva osa lõppu ja see on fluoroskoopia all nähtav.
10	Lükake käivituspult edasi, et seada implantaat klapihõlma haaramiseks valmisoleku asendisse. Märkus. Trikuspidaalklapi protseduuri puhul tõmmake pärast implantaadi seadmist klapihõlma hõiveks valmisoleku asendisse liuguri tihvti ja liigutage üht liugurit, et tuvastada kujutisehõive abil, millist implantaadi klambrit see juhib, seejärel kinnitage liuguri tihvt.

Juhis	Protseduur
11	Pöörake implantaadikateetrit vajaduse järgi, et seada labad õigesse suunda.
12	Lükake implantaati läbi klapi edasi, kuni labad asuvad klapihõlmade vaba serva all.
13	Kontrollige implantaadi asukohta ja suunda ning kohandage vajaduse korral veidi asendit. ETTEVAATUST! Klapihõlmade all asuva implantaadi liigse manipuleerimise korral võib implantaat kõõluskeelikutesse takerduda. Kõõluskeelikutesse takerdumise tõttu võib süda viga saada ja tagasivool halveneda ning implantaati võib olla keeruline või võimatu eemaldada, mistõttu on tarvis lisasekkumist.
14	Tõmmake implantaati kuvajuhtimise abil tagasi, kuni klapihõlmad asuvad labade ja klambrite vahel.
15	Lükake liugurit/liugureid edasi, et klapihõlm(ad) kinnituksid klambrite ja labade vahele. Seda saab teha samal ajal mõlema klapihõlma puhul (liuguri tihvt rakendatakse mõlema klambri liigutamiseks) või kummagi klapihõlma puhul eraldi (liuguri tihvt vabastatakse ühe klambri liigutamiseks).
16	Veenduge kuvamiseetodi abil, et klapihõlmad oleksid sisestatud. Kui klapihõlmad ei ole klambrite ja labade vahele kinnitunud, tõmmake liugureid tagasi, et klapihõlmad vabastada, ning proovige toimingut uuesti.
17	Kui klapihõlmad on kinnitunud klambrite ja labade vahele, sulgege implantaat.
18	Lükake implantaadikateetrit veidi edasi, et vähendada klapihõlmade pinget.
19	Hinnake tagasivoolu ja paigutage vajaduse järgi ümber. Kui implantaadi asend on kinnitatud, veenduge, et implantaat oleks suletud. Kui vatsakeses on vajalik ümberpaigutamine, tõmmake liugureid tagasi ja lükake käivituspult edasi, et seada implantaat klapihõlma haaramiseks valmisoleku asendisse. Reguleerige vajaduse järgi klambrit ja implantaadi suunda. Kui kottas on vajalik ümberpaigutamine, tõmmake liugureid tagasi ja lükake käivituspult edasi, et implantaati aeglaselt pikendada, jälgides toimingut samal ajal fluoroskoopiaga ja veendudes, et käivustraati ei painduks, ning tõmmake implantaat tagasi kotta. ETTEVAATUST! Kui implantaati ei õnnestu kotta tõmbamise ajal ümberpaigutamisel pikendada, võib klapihõlm vigada või implantaat kõõluskeelikutesse takerduda. ETTEVAATUST! Kui klapihõlmu enne ümberpaigutamist klambrite ja labade küljest ei vabastata, võib tekkida klapihõlma vigastus.
20	Implantaadi kateetrist vabastamiseks tehke järgmist. a) Veenduge, et implantaadikateetri distaalne ots oleks juhitud kateetrist täielikult väljas. b) Lõigake iga liuguri proksimaalses otsas välist õmblust. Õmbluste avamiseks avage mõlemad liuguri kraanid. Tõmmake õmbluste täieliku eemaldamiseks liuguri tihvti. c) Sulgege pärast õmbluste eemaldamist mõlemad liuguri kraanid. d) Eemaldage vabastustihvt. Pöörake vastupäeva ja tõmmake vabastuspult tagasi, kuni implantaat vabaneb (kontrollige kuvamise abil). Märkus. Enne implantaadi vabastamist võib vajaduse korral implantaadisüsteemi eemaldamiseks juhtkanüüli tagasi tuua. Tagasitoomiseks tehke järgmist. a) Tõmmake liugureid tagasi. b) Pikendage aeglaselt implantaati, jälgides toimingut samal ajal fluoroskoopiaga ja veendudes, et käivustraati ei painduks. Seejärel tõmmake implantaat kotta. Seadke implantaat suletud asendisse. c) Sirgendage juhitud kateeter ja tõmmake implantaadisüsteemi tagasi, kuni implantaat jõuab juhtkanüüli otsa juurde. d) Lükake liugureid edasi. e) Seadke implantaat pikendatud asendisse. f) Tõmmake liugureid tagasi, et avada klambrit mõlemal küljel ligikaudu 45° nurga all. g) Tõmmake kogu implantaadisüsteem läbi juhtkanüüli tagasi. ETTEVAATUST! Kui õmblust ettenähtud kohas ei lõigata, võib olla võimatu implantaati vabastada või võivad sisse sattuda kiud, mis võivad põhjustada mikroembooliat. ETTEVAATUST! Kui ettenähtud vabastamistoimingu etappe ei järgita, võib olla keeruline või võimatu implantaati vabastada ning vajalik võib olla lisasekkumine. ETTEVAATUST! Kui enne implantaadi vabastamist ei veenduta, et klapihõlmad oleks kindlalt labade ja klambrite vahel, võib implantaat liukuda või paigalt nihkuda ning seade seetõttu ühe klapihõlma külge kinnituda (SLDA) või võivad tekkida muud võimalikud kõrvalnähtud, mis vajavad lisasekkumist. HOIATUS. Seadmete (sh implantaadisüsteemi ja juhtkanüüli) korduskasutamine pärast nende eemaldamist võib põhjustada võõrkehade tingitud emboolia või infektsiooni. Korduskasutusel võib tekkida seadme talitlushäire. Märkus. Kui raviarsti otsusel paigaldatakse lisaimplantaat, tuleb olla ettevaatlik, et varem paigaldatud implantaat paigast ei nihkuks. Klapi läbimine madala profiiliga implantaadi konfiguratsiooniga võib minimeerida interaktsiooni varem paigaldatud implantaadiga. ETTEVAATUST! Liigne manipuleerimine võib põhjustada eelnevalt implanteeritud seadme nihet või häiret või südame struktuuri kahjustusi, mis nõuavad kirurgilist või muud sekkumist.

7.4.4 Seadme eemaldamine ja opereerimiskoha sulgemine

Juhis	Protseduur
1	Tõmmake implantaadikateeter täielikult tagasi juhitavasse kateetrisse. Sirgendage järk-järgult implantaadüsteemi ja eemaldage see. Sirgendage järk-järgult juhtkanüüli ja eemaldage see. ETTEVAATUST! Kui seadmeid ei õnnestu enne eemaldamist sirgeks tõmmata, võivad veresooned vigu saada.
2	Sulgege opereerimiskoht standardse perkutaansel viisil.

8.0 Magnetresonantsomograafia (MR) ohutus

Mittekliinilised uuringud on näidanud, et süsteemi PASCAL implantaat on magnetresonantsomograafias teatud tingimustel ohutu. Selle seadmega patsienti võib ohutult MR-süsteemis skannida järgmistel tingimustel.

- Staatliline magnetväli tugevusega 1,5 T ja 3,0 T.
- Maksimaalne ruumigradiendi väli on 3000 gauss/cm (30 T/m).
- MR-süsteemi esitatud kogu kehale keskstatud maksimaalne spetsiifiline neeldumismäär (SAR) on 4 W/kg (esimese taseme juhitud töörežiimis).

Ülal kirjeldatud skannimistingimuste korral tekitab implantaat pärast 15-minutilist pidevat skannimist eeldatavalt maksimaalse temperatuuri tõusu alla 4 °C.

Seadme põhjustatud kujutise artefakt ulatub mittekliinilises uuringus 3,0 T MRT-süsteemiga halvim juhu – mitme implantaadi – konfiguratsioonis halvim juhu – gradientkaja sekvensi – korral kuni 15 mm implantaadist väljapoole.

9.0 Eemaldatud implantaat ja seadme kõrvaldamine

Ettevõtte Edwards Lifesciences soovib saada eemaldatud implantaadi kliinilisi proove, et neid analüüsida. Hindamise järel esitame leidude kokkuvõtet sisaldava kirjaliku aruande. Võtke eemaldatud implantaadi tagastamiseks ühendust ettevõttega Edwards.

Kui soovite mõne seadme tagastada, järgige järgmisi juhiseid.

- **Avamata pakend, mille steriilne barjäär on puutumata**
Kui kotte pole avatud, tagastage seade originaalpakendis.
- **Avatud pakend, milles olevat seadet pole implanteeritud**
Kui kott on avatud, pole seade enam steriilne. Tagastage seade originaalpakendis.
- **Väljavõetud implantaat**
Väljavõetud implantaat tuleb panna sobivasse histoloogilise fiksaatorisse, nt 10% formaliini või 2% glutaaraldehüüdi, ja tagastada ettevõtte Edwards.

9.1 Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud seadmeid võib käidelda ja kõrvaldada samal viisil kui haigla jäätmekäitlust ning bioohutlikke materjale, järgides kohalikke eeskirju, kuna nende seadmete kõrvaldamisega ei kaasne eriohuteid.

10.0 Kliiniliste kogemuste kokkuvõte

10.1 Uuring CLASP

Selles jaotises esitatud kliinilised andmed pärinevad kliinilisest uuringust CLASP, mis uuris transkateetriga klapi korrektsioonisüsteemi PASCAL mitraalklapi.

Mitmekeskuseline mitmerahvuseline prospektiivne ühegrupiline uuring (CLASP) viidi läbi selleks, et hinnata süsteemi PASCAL ohutust, toimivust ja kliinilisi tulemusi. Uuringusse kaasatud patsiente hinnati kliiniliselt järelviisiidil 30 päeva, 6 kuu ja 1 aasta möödudes ning nad jätkavad järelviisiite pärast implantaatsiooni kord aastas 5 aasta jooksul.

Uuring CLASP esmased ohutuse tulemusnäitajad olid summaarsed kõrvalnähud (MAE) 30 päeva jooksul. MAE-d hõlmavad järgneva: kardiovaskulaarne suremus, insult, müokardi infarkt, neeruasendusravi uue vajaduse teke, oluline veritsus ja korduv sekkumine uuringu seadmega seotud tüsistuste tõttu.

Uuringu tulemuslikkuse esmased tulemusnäitajad hõlmavad seadme, protseduuri ja kliinilist edukust. Uuringu teisesed tulemusnäitajad hõlmavad kliinilisi, ohutusalseid ja funktsionaalseid tulemusi 30 päeva, 6 kuu, 1 aasta ja iga-aastaste kontrollide ajapunktides.

Seadme edukus on määratletud seadme ettenähtud kasutamise ja ettenähtud paigaldussüsteemi eemaldamisega patsiendi väljumisel kardiale kateeterdamise laborist. Seadme edukuse analüüs tehti konkreetse seadme põhjal.

Protseduuriline edukus on määratletud seadme edukusena MR-i raskusastmega $\leq 2+$ haiglast lahkumisel (hinnanud Echo Core Lab) ja ilma kirurgilise või perkutaanse sekkumise vajaduseta enne haiglast lahkumist. Protseduurilist edukust analüüsiti konkreetse patsiendi kohta.

Kliiniline edukus on määratletud kui protseduuriline edukus ilma MR-i vähenemise tõestuseta MR $\leq 2+$ ja ilma 30 päeva MAE-deta (analüüsitud patsiendi kohta).

Kõiki ehkardiograafilisi andmeid analüüsis sõltumatu ehkardiograafikeskus. Sõltumatu kliiniliste sündmuste komitee (clinical events committee, CEC) käsitles ohutusjuhtumeid ja andmete ohutu jälgimise komitee (data safety monitoring board, DSMB) vaatas sõltumatult üle ohutuse agregaatandmed ja hindas kõrvalnähtude esinemise trende ning nende mõju katse läbiviimisele ja seadme ohutuse riskianalüüsile.

10.1.1 Uuringu CLASP tulemused

Ravitud patsientide keskmine vanus oli 75,4 aastat ja 55,0% patsientidest olid meessoost. Kõigil patsientidel esines NYHA II, III või IV astme südamepuudulikkus. Keskmine logistiline Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II ja STS suremuse skoor olid vastavalt 14,4%, 5,8% ning 4,7%. Algtasemel oli 50,9%-l mõeldakalt raske MR ja 48,1%-l raske MR.

10.1.2 Toimivus

Toimivuse tulemusnäitajad hõlmasid kolme edukuse komponenti: seadme, protseduuriline ja kliiniline. Seadme edukus saavutati 92,0%-l katsetatud seadmetest. Protseduuriline edukus saavutati 93,5%-l patsientidest. Kliiniline edukus saavutati 86,0%-l patsientidest.

10.1.3 Ohutus

30. päevaks oli summaarne MAE määr 8,0%. Üheksal patsiendil esinesid 11 MAE-d enne 30. päeva järelviisiiti. Kliiniliste sündmuste komitee hinnatud 30. päeva MAE-de statistika on esitatud allpool.

Kõrvalnäht (Major Adverse Event, MAE)	Summaarne statistika
Kardiovaskulaarne suremus	0,9% (1/112)
Insult	0,9% (1/112)
Müokardi infarkt	0,0% (0/112)
Neeruasendusravi uus vajadus	0,0% (0/112)
Oluline verejooks	7,1% (8/112)
Korduv sekkumine uuringu seadmega seotud tüsistuste tõttu	0,9% (1/112)

Kõrvalnäht (Major Adverse Event, MAE)	Summaarne statistika
Summaarne MAE-de määr	8,0% (9/112)

Märkus. Kategoorilised meetmed – % (n koguhulgast)

Üldpopulatsioonis täheldati MR-astme vähenemist (st MR $\leq 2+$) 95,3% patsientidest haiglast lahkumisel, 96,1%-l patsientidest 30 päeva järel, 98,8%-l patsientidest 6 kuu järel ja 100%-l patsientidest 1 aasta järel.

10.1.4 Uuringu järelus

Uuring CLASP toetab süsteemi PASCAL ohutust ja toimivust mitraalregurgitatsiooniga patsientidel. Vähemalt üheaastase ravijärgse jälgimisperioodiga patsientide arv on piiratud ja pikaajalise jälgimisperioodi andmeid kogutakse uuringuks „Post Marketing Clinical Follow-up“.

10.2 Uuring CLASP TR

Selles jaotises esitatud kliinilised andmed pärinevad trikuspidaalklapi kliinilisest uuringust (CLASP TR) transkateetriga klapi korrektsioonisüsteemiga PASCAL.

Prospektiivne ühegrupiline mitmekeskuseline uuring (CLASP TR) viidi läbi selleks, et hinnata süsteemi PASCAL ohutust, toimivust ja kliinilisi tulemusi. Uuringusse kaasatud patsiente hinnati kliiniliselt järelviisiidil 30 päeva, 6 kuu ja 1 aasta möödudes ning nad jätkavad järelviisiite pärast implantaatsiooni kord aastas 5 aasta jooksul.

Uuringu CLASP TR esmased ohutuslased tulemusnäitajad olid summaarsed kõrvalnähud (MAE) 30 päeva jooksul. MAE-d hõlmavad järgmist: kardiovaskulaarne suremus, müokardi infarkt, insult, neerutüsistused, mis nõuavad kavandamata dialüüsi või neeruasendusravi, tugev veritsus, seadmega seotud kavandamata või erakorraline uuesti sekkumine (perkutaanne või kirurgiline) ning peamise juurdepääsukoha ja vaskulaarsed tüsistused, mis nõuavad sekkumist.

Uuringu tulemuslikkuse esmased tulemusnäitajad hõlmavad seadme, protseduuri ja kliinilist edukust. Uuringu teisesed tulemusnäitajad hõlmavad kliinilisi, ohutusalseid ja funktsionaalseid tulemusi 30 päeva, 6 kuu, 1 aasta ja iga-aastaste kontrollide ajapunktides.

Seadme edukus on määratletud seadme ettenähtud kasutamise ja paigaldussüsteemi eduka eemaldamisena patsiendi väljumisel kardiale kateeterdamise laborist. Seadme edukuse analüüs tehti konkreetse seadme põhjal.

Protseduuriline edukus on määratletud seadme edukusena TR-i tõestatud vähenemisega vähemalt ühe astme võrra (skaala: mittejälgitav, kerge, mõõdukas, tugev, kaalukas, valinguline) protseduuri lõpus ning vajaduseta kirurgilise või perkutaanse sekkumise järele enne haiglast lahkumist. Protseduurilist edukust analüüsiti konkreetse patsiendi kohta.

Kliiniline edukus on määratletud protseduurilise edukusena MAE-deta 30 päeva järel (analüüsitud patsiendi kohta).

Kõiki ehkardiograafilisi andmeid analüüsis sõltumatu ehkardiograafikeskus. Sõltumatu kliiniliste sündmuste komitee (clinical events committee, CEC) käsitles ohutusjuhtumeid ja andmete ohutu jälgimise komitee (data safety monitoring board, DSMB) vaatas sõltumatult üle ohutuse agregaatandmed ja hindas kõrvalnähtude esinemise trende ning nende mõju katse läbiviimisele ja seadme ohutuse riskianalüüsile.

10.2.1 Uuringu CLASP TR tulemused

Ravitud patsientide keskmine vanus oli 76,3 aastat ja 53% patsientidest olid naissoost. Kõigil patsientidel esines NYHA II või III astme südamepuudulikkus. Keskmine logistiline EuroSCORE II ja STS suremuse skoor oli vastavalt 5,3% ja 7,3%. Algtasemel oli 81%-l patsientidest raske või suurem TR.

10.2.2 Toimivus

Toimivuse tulemusnäitajad hõlmasid kolme edukuse komponenti: seadme, protseduuriline ja kliiniline. Seadme edukus saavutati 82,2%-l katsetatud seadmetest. Paigaldatud implantaadiga patsientidest saavutati protseduuriline edu 95,5%-l ja kliiniline edu 86,4%-l.

10.2.3 Ohutus

30. päevaks oli summaarne MAE määr 5,9%. Kahel patsiendil esinesid 3 MAE-d enne 30. päeva järelviisiiti. Kliiniliste sündmuste komitee hinnatud 30. päeva MAE-de statistika on esitatud allpool.

Kõrvalnäht (Major Adverse Event, MAE)	Summaarne statistika
Kardiovaskulaarne suremus	0,0% (0/34)
Müokardi infarkt (MI)	0,0% (0/34)
Insult	0,0% (0/34)
Neerutüsistused, mis nõuavad kavandamata dialüüsi või neeruasendusravi	0,0% (0/34)
Oluline verejooks	5,9% (2/34)
Seadmega seotud kavandamata või erakorraline uuesti sekkumine (perkutaanne või kirurgiline)	0,0% (0/34)
Peamise juurdepääsukoha ja vaskulaarsed tüsistused, mis nõuavad sekkumist	0,0% (0/34)
Summaarne MAE-de määr	5,9% (2/34)

Märkus. Kategoorilised meetmed – % (n koguhulgast)

Üldpopulatsioonis täheldati TR-astme vähenemist 88,9% ja 30 päeva jooksul lahkusid haiglast 82,6% patsientidest. 30 päeva pärast täheldati 65,2%-l patsientidest MR astme langust vähemalt kahe astme võrra.

10.2.4 Uuringu järelus

Uuring CLASP TR paguseni kogutud andmed toetavad süsteemi PASCAL ohutust ja toimivust mitraalregurgitatsiooniga patsientidel. Vähemalt üheaastase ravijärgse jälgimisperioodiga patsientide arv on piiratud ja pikaajalise jälgimisperioodi andmeid kogutakse uuringuks „Post Marketing Clinical Follow-up“.

„Edwards PASCAL“ transkateterinio vožtuvo taisymo sistema**Naudojimo instrukcijos**

„Edwards PASCAL“ transkateterinio vožtuvo taisymo sistema (toliau vadinama PASCAL sistema) apima toliau nurodytus komponentus.

1 lent. 10000 modelis

Modelio numeris	Prietaisai	Suderinami prietaisai	
		Modelių numeriai	Prietaisai
10000IS	PASCAL implanto sistema	10000GS 10000ST	Kreipiamoji mova Stabilizatorius
10000ISM	„PASCAL Ace“ implanto sistema	20000ST 10000T	Stabilizatoriaus bėgių sistema Stalas

2 lent. 15000 modelis

Modelio numeris	Prietaisai	Suderinami prietaisai	
		Modelių numeriai	Prietaisai
15000IS	PASCAL implanto sistema	10000GS 20000ST	Kreipiamoji mova Stabilizatoriaus bėgių sistema
15000ISM	„PASCAL Ace“ implanto sistema	10000T	Stalas

• Implanto sistema

Implanto sistemą sudaro valdomasis kateteris (tolimiausias sluoksniu), implanto kateteris (giliausias sluoksniu) ir implantas (toliau – 10000IS, 10000ISM, 15000IS ir 15000ISM modelių implantai). Naudojant implanto sistemą, implantas perkutaniniu būdu įterpiamas į vožtuvą per šlaunies venos priegios vietą, taikant transveninį metodą.

• Implantas (1–3 pav.)

Implantas išskleidžiamas ir pritvirtinamas prie vožtuvo burių. Juo užpildoma regurgitacinė anga. Pagrindiniai implanto komponentai yra tarpiklis, mentės ir sąšagos. Jie pagaminti iš nitinolio ir padengti polietileno tereftalatu. 10000IS ir 15000IS implantus taip pat sudaro titandinė veržlė ir varžtas, polietereketono (PEEK) įvorė ir silikoninis sandariklis. 10000ISM ir 15000ISM implantus taip pat sudaro titandinė veržlė, varžtas, distalinė ir proksimalinė plokštelės bei silikoninis sandariklis. Tai mažesnio dydžio implantai.

Yra keturios pagrindinės implanto menčių padėty: pailginimo, uždarymo, pasirusošimo fiksuoti bures ir užfiksuotų burių.

• Valdomasis kateteris (4 pav.)

Valdomasis kateteris turi sukamą valdymo rankenėlę, kuri suaktyvina lenkimo mechanizmą, kad nukreiptų implantą ir nustatytų jo padėtį tikslinėje vietoje. Radiokontrastinio žymeklio juostelė, esanti distalinėje kateterio dalyje, nurodo lankščiosios dalies pabaigą.

• Implanto kateteris (4 pav.)

Tiekiamas implantas yra siūlėmis ir srieginiu vamzdeliu prijungtas prie implanto kateterio. Implanto kateteriu valdomas implanto išskleidimas. Trys pagrindiniai valdikliai – tai slankikliai, įsriegta aktyvinimo rankenėlė ir atleidimo rankenėlė. Slankikliais valdomos implanto sąšagos (slankiklius įtraukus, sąšagos pakeliamos, o slankiklius pastūmus – sąšagos nuleidžiamos). Įsriegta aktyvinimo rankenėlė valdomos implanto mentės (aktyvinimo rankenėlę įtraukus, mentės uždaromos, o aktyvinimo rankenėlę pastūmus – mentės atidaromos). Atleidimo rankenėlė valdomas implanto atleidimas nuo implanto kateterio. Implanto kateteris tiekiamas surinktas valdomajame kateteryje.

• Kreipiamoji mova (5 pav.)

Kreipiamosios movos rinkinyje yra valdoma kreipiamoji mova ir įvediklis. Kreipiamoji mova suteikia prieigą prie prieširdžio. Ji turi hidrofilią dangą ir sukamą valdymo rankenėlę, kuri suaktyvina lenkimo mechanizmą, kad nustatytų kreipiamosios movos padėtį tikslinėje vietoje. Įvediklis suderintas su 0,89 mm (0,035 col.) kreipiamąja viela.

• Stabilizatorius (6 ir 7 pav.)

Stabilizatoriaus paskirtis – padėti įterpti PASCAL sistemą į reikiamą vietą ir ją stabilizuoti, atliekant implantavimo procedūras. Atliekant procedūrą stabilizatorių prie sistemos galima pritvirtinti bet kuriuo metu. Stabilizatorių galima naudoti pasirinktinai.

• Stalas (8 pav.)

Stalas naudojamas už sterilaus lauko ribų kaip stabilus platforma, skirta naudoti su implanto sistema, kreipiamąja mova ir stabilizatoriumi. Stalo aukštį galima reguliuoti. Stalą galima naudoti pasirinktinai.

• Kroviklis (9 pav.)

Atskiriamas kroviklis naudojamas implantui ir įvedimo kateteriams įterpti pro kreipiamosios movos sandariklius. Naudotojo patogumui užtikrinti kroviklis pateikiamas implanto sistemos ir (arba) kreipiamosios movos pakuotėje.

1.0 Indikacijos

„Edwards PASCAL“ transkateterinio vožtuvo taisymo sistema skirta naudoti atliekant perkutaninę rekonstrukciją, kai yra mitralinio ir (arba) triburio vožtuvo nepakankamumas. Rekonstrukcija atliekama gydymo vietą pasiekiant per audinį.

2.0 Kontraindikacijos

PASCAL sistemos negalima naudoti toliau nurodytų būklių pacientams.

- Pacientai, kuriems negalima atlikti transezofaginės echokardiografijos (TEE) arba kuriems TEE tyrimas atliktas nesėkmingai.
- Atlikus echokardiografiją, nustatytas intrakardinis auglys, trombas arba vegetacija.
- Užsikimšęs arba trombuotas apatinės tuščiosios venos (IVC) filtras, trukdantis įvesti kateterį, arba tos pačios pusės giliausios venos trombozė.
- Žinomas padidėjęs paciento jautrumas nitinolui arba kontraindikuotini procedūriniai vaistai, dėl ko paciento neįmanoma atitinkamai gydyti vaistais.

„Edwards“, „Edwards Lifesciences“, stilizuotas „E“ logotipas, CLASP, PASCAL ir „PASCAL Ace“ yra „Edwards Lifesciences Corporation“ prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

- Pacientui anksčiau buvo pasireiškusi hemoraginė diatezė arba koagulopatija arba pacientas atsisako kraujo perpylimo.

Be to, PASCAL sistemos negalima naudoti pacientams, kurie serga mitraline regurgitacija ir kuriems negalima atlikti transseptinės kateterizacijos.

3.0 Įspėjimai**3.1 Anatomiciniai aspektai**

Siekiant optimalių rezultatų, būtina atsižvelgti į toliau nurodytas anatomines paciento charakteristikas. PASCAL sistemos saugumas ir veiksmingumas nesilaikant šių sąlygų nebuvo patikrintas. Jei sistema naudojama nesilaikant šių sąlygų, gali būti sunku įterpti implantą arba natyvinio vožtuvo burę.

Taikoma mitralinio ir triburio vožtuvo regurgitacija sergantiems pacientams:

- vidutinės arba sunkios kalcifikacijos požymiai suėmimo srityje;
- sunkios kalcifikacijos požymiai žiede arba povoztuviniame prietaise;
- reikšmingas plyšys arba perforacija suėmimo srityje;
- burės mobilumo ilgis < 8 mm.

Taikoma tik mitralinio vožtuvo regurgitacija sergantiems pacientams

- Plotis palei klibančią burę > 15 mm ir (arba) atstumas tarp klibančios ir normalios burių > 10 mm
- Transseptinės punkcijos aukštis < 3,5 cm
- Kairiojo prieširdžio skersmuo ≤ 35 mm
- Dviejų ar daugiau reikšmingų srautų buvimas
- Vieno reikšmingo srauto buvimas sąaugos srityje
- Mitralinio vožtuvo plotas (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Taikoma tik triburio vožtuvo regurgitacija sergantiems pacientams

- Pirminis nedegeneracinis triburio vožtuvo nepakankamumas

3.2 Prietaiso naudojimas

- Prietaisai sukurti, skirti ir tiekiami naudoti tik vieną kartą. Nėra duomenų, patvirtinančių prietaisų sterilumą, nepirogeniškumą ir funkcionalumą, juos pakartotinai apdorojus.
- Prietaisai turi būti naudojami taikant standartinį sterilių metodą, kad nepasireikštų infekcija.
- Saugokite, kad ant prietaisų nepatektų jokių tirpalų, cheminių medžiagų ir pan., išskyrus sterilių fiziologinį tirpalą ir (arba) fiziologinį tirpalą su heparinu. Priešingu atveju prietaisų galima nepataisomai pažeisti, o šie pažeidimai per patikrą gali būti nepastebimi.
- Nenaudokite jokių prietaisų, jei šalia naudojamos sprogios arba degios dujos, anestetikai arba valymo / dezinfekavimo priemonės.
- Nenaudokite prietaisų, jei baigėsi jų galiojimo laikas.
- Nenaudokite sterilių prietaisų, jei jų pakuotės sandariklis sulūžęs arba pakuotė pažeista.
- Nenaudokite jokių prietaisų, kurie buvo numesti, pažeisti arba netinkamai naudojami.
- Ruošiant ir per visą procedūrą turi būti taikomas standartinis praplovimo ir oro šalinimo metodas, kad nepasireikštų oro embolija.

3.3 Klinikiniai įspėjimai

- Kaip ir bet kokio kito implantuojamo medicinos prietaiso atveju gali pasireikšti neigiamas imuninis atsakas.
- Sunkūs nepageidaujami reiškiniai, dėl kurių kartais gali reikėti atlikti chirurginę intervenciją ir (arba) kurie gali tapti mirties priežastimi, gali būti susiję su šios sistemos naudojimu („Galimi nepageidaujami reiškiniai“). Prieš naudojant kiekvienam potencialiam pacientui reikia pateikti išsamų naudos ir rizikos paaiškinimą.
- Rekomenduojamas atidus ir nuolatinis sveikatos stebėjimas, kad būtų galima diagnozuoti su implantu susijusias komplikacijas ir jas tinkamai išgydyti.
- Gydytojas turi nustatyti antikoagulantų terapiją, vadovaudamasis įstaigos gairėmis.

4.0 Atsargumo priemonės**4.1 Atsargumo priemonės prieš naudojant**

- Pacientų atranką turi vykdyti tarpdisciplininė širdies chirurgų komanda, kuri specializuojasi mitralinės ir (arba) triburės regurgitacijos gydymo srityje ir gali įvertinti pacientams kylančią riziką bei anatomicinį tinkamumą.

4.2 Atsargumo priemonės panaudojus

- Ilgalaikis implanto patvarumas nenustatytas. Siekiant įvertinti implanto veikimą rekomenduojama reguliari medicininė priežiūra.
- Atlikus vožtuvo taisymo procedūrą su PASCAL prietaisu, gali reikėti skirti trumpalaikę antikoagulantų terapiją.

5.0 Galimi nepageidaujami reiškiniai

Komplikacijos, susijusios su standartinė širdies kateterizacija, anestezės taikymu ir PASCAL sistemos naudojimu, gali lemti šias pasekmes: poreikį atlikti atvirą operaciją, skubią arba nesubią pakartotinę operaciją, eksplantaciją, nuolatinę negalią arba mirtį. Gydytojai yra skatinami pranešti „Edwards“ arba paskirti ligoninės vadovybei apie įtariamus su prietaisu susijusius reiškinus.

Toliau nurodyti numatomi nepageidaujami reiškiniai nustatyti kaip galimos PASCAL implantavimo procedūros komplikacijos.

- Patologinės laboratorinių tyrimų vertės
- Alerginė reakcija į anestetiką, kontrastinę medžiagą, hepariną, nitinolį
- Anemija arba sumažėjęs Hgb lygis, dėl ko gali reikėti perpilti kraują
- Aneurizma arba pseudoaneurizma
- Angina arba krūtinės skausmas
- Anafilaksinis šokas
- Aritmija – prieširdžio (t. y. prieširdžių virpėjimas, supraventrikulinė tachikardija)
- Aritmija – skilvelio (t. y. skilvelinė tachikardija, skilvelių virpėjimas)
- Arterioveninė fistulė
- Prieširdžių pertvaros pažeidimas, dėl kurio reikalinga intervencija
- Kraujavimas
- Širdies sustojimas
- Širdies nepakankamumas
- Širdies pažeidimas, įskaitant perforaciją
- Širdies tamponada / skystis perikardo ertmėje
- Kardiogeninis šokas
- Skaidulinių stygų įsipaiojimas arba plyšimas, dėl ko gali būti reikalinga intervencija
- Koagulopatija, koaguliacijos sutrikimas, hemoraginė diatezė

- Laidumo sistemos pažeidimas, dėl kurio gali reikėti visam laikui implantuoti širdies stimuliatorių
- Gilųjų venų trombozė (DVT)
- Natyvinio vožtuvo veikimo pablogėjimas (pvz., burių plyšimas, atsitraukimas, sustorėjimas)
- Anksčiau išskleisto implanto atsiskyrimas
- Dispneja
- Edema
- Elektrolitų pusiausvyros sutrikimas
- Embolija / embolizacija, įskaitant oro, dalelių, kalcifikuotos medžiagos arba trombus
- Endokarditas
- Stemplės dirginimas
- Stemplės perforacija arba susiaurėjimas
- Fizinį pratimų netoleravimas arba silpnumas
- Nesėkmingas bet kurių PASCAL sistemos komponentų ištraukimas
- Karščiavimas
- Kraujavimas iš virškinimo trakto arba infarktas
- Širdies nepakankamumas
- Hematoma
- Hemodinaminių rodiklių pablogėjimas
- Hemolizė
- Kraujavimas, dėl kurio reikalingas kraujo perpilimas arba intervencija
- Hipertenzija
- Hipotenzija
- Implanto veikimo pablogėjimas (nusedėvimas, plyšimas, lūžimas arba kita)
- Implanto embolizacija
- Netinkama implanto padėtis arba negalėjimas įterpti į numatytą vietą
- Implanto pasislinkimas
- Implanto trombozė
- Infekcija
- Uždegimas
- KSIT obstrukcija
- Mezenterinė išemija
- Dauginis organų nepakankamumas
- Miokardo infarktas
- Pykinimas ir (arba) vėmimas
- Nervo pažeidimas
- Neurologiniai simptomai, įskaitant diskineziją, be trumpalaikio išeminio kraujotakos sutrikimo (TIA) arba insulto diagnozės
- Ne neurologiniai tromboembolijos atvejai
- Skausmas
- Papiliarinio raumens pažeidimas
- Paralyžius
- PASCAL sistemos komponento (-ų) embolizacija
- Periferinė išemija
- Pleuros efuzija
- Plaučių edema
- Plaučių embolija
- Reakcija į antitrombocitines arba antikoaguliacines medžiagas
- Inkstų sutrikimas
- Inkstų nepakankamumas
- Pasunkėjęs kvėpavimas, kvėpavimo sutrikimas, atelektazė, pneumonija, dėl ko gali būti reikalinga ilgalaikė ventilacija
- Kraujavimas už pilvaplėvės
- Pertvaros pažeidimas arba perforacija
- Septicemija, sepsis
- Odos nudegimas, pažeidimas arba audinio pakitimai dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio
- Prietaiso prisijungimas tik prie vienos burės (SLDA)
- Insultas
- Sinkopė
- Trumpalaikis išeminis kraujotakos sutrikimas (TIA)
- Šlapimo takų infekcija ir (arba) kraujavimas
- Vožtuvo pažeidimas
- Vožtuvo stenozė
- Vožtuvo regurgitacija
- Kraujagyslių pažeidimas arba trauma, įskaitant disekciją arba okliuziją
- Kraujagyslės spazmas
- Skilvelio sienelės pažeidimas arba perforacija
- Žaizdos atsivėrimas, užsitęsęs gijimas arba nesugijimas
- Širdies nepakankamumo pablogėjimas
- Regurgitacijos / vožtuvo nepakankamumo pablogėjimas

6.0 Kaip tiekiami

6.1 Pakuotė

Kreipiamoji mova, implanto sistema ir stabilizatorius yra supakuoti atskirai ir sterilizuoti etileno oksidu. Stalas supakuotas ir pateikiamas nesterilus.

6.2 Laikymas

PASCAL sistemą reikia laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

7.0 Naudojimo nurodymai

7.1 Gydytojų mokymas

Implantuojantis gydytojas turi turėti transkateterinių metodų taikymo patirties ir turi būti išmokytas naudoti PASCAL sistemą bei atlikti implantavimo procedūrą. Galutinį sprendimą dėl PASCAL implantavimo procedūros turi priimti gydytojai, kurie specializuojasi mitralinės ir (arba) triburės regurgitacijos gydymo srityje specializuotose centruose ir kurie, atsižvelgdami į ligos stadiją ir gretines ligas, gali nustatyti pagrįstą reikšmingo klinikinio pagerėjimo tikimybę.

7.2 Įranga ir medžiagos

- Standartinė širdies kateterizacijos laboratorijos įranga
- Fluoroskopijos sistema

- Transezofaginis echokardiografijos (TEE) įranga (2D ir 3D)
- Lankstusis kateteris kontrastinės medžiagos injekcijai atlikti (su suderinama mova)
- Veninės punkcijos rinkinys
- Transseptinė adata, mova ir kreipiamoji viela
- 0,89 mm (0,035 colio) keičiamo ilgio kreipiamoji viela
- Voneles
- 50–60 ml švirkštai su „Luer“ jungiamąja detale
- Fiziologinis tirpalas su heparinu
- Hemostatas
- Chirurginiai rankšluosčiai (pvz., 43 x 69 cm dydžio)
- Pasirinktinai: didesni skėtikliai
- Pasirinktinai: nuolatinė fiziologinio tirpalo lašelinė (IV stovas su ratukais, IV vamzdeliai, turintys sąvaržas su sukamu ratuku, 1 litro talpos sterilus fiziologinio tirpalo su heparinu maišeliai)
- Pasirinktinai: spaudimo stebėjimo prietaisas

7.3 Prietaiso paruošimas

7.3.1 Stalas

Veiksmas	Procedūra
1	Išimkite stalą (-us) iš pakuotės ir patikrinkite, ar nėra pažeidimo požymių.
2	Surinkite stalą (-us), kaip pavaizduota 8 pav.

7.3.2 Stabilizatorius

Veiksmas	Procedūra
1	Išimkite stabilizatoriaus komponentus iš pakuotės ir patikrinkite, ar nepažeisti.
2	Surinkite stabilizatorių pagal poreikį, kaip pavaizduota 6 pav.

7.3.3 Kreipiamoji mova

Veiksmas	Procedūra
1	Išimkite kreipiamąją movą, kroviklį bei įvediklį iš pakuotės ir patikrinkite, ar nėra didelių pažeidimų.
2	Distalinį galiuką laikydami pakeltą, praplaukite kreipiamąją movą fiziologiniu tirpalu su heparinu ir pašalinkite iš jos orą.
3	Distalinį galiuką laikydami pakeltą, įstumkite įvediklį į kreipiamąją movą. Prieš naudodami praplaukite įvediklį ir nuvalykite kreipiamąją movą fiziologiniu tirpalu su heparinu.

7.3.4 Implanto sistema

Veiksmas	Procedūra
1	Išimkite implanto sistemą ir kroviklį iš pakuotės ir patikrinkite, ar nėra didelių pažeidimų. Patikrinkite, ar visi slankiklio čiaupai nustatyti į atidarymo padėtį. ĮSPĖJIMAS. Jeigu slankiklio čiaupai nenustatyti į atidarymo padėtį, naudojant prietaisą gali pasireikšti infekcija.
2	Stumkite suaktyvinimo rankenėlę (sukite suaktyvinimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę arba spauskite suaktyvinimo mygtuką, kad suaktyvinimo rankenėlę pastumtumėte pirmyn), kol ji susilygiuos su sąsagos padėties nustatymo įrankiu.
3	Ištraukite slankiklio kaištį ir pašalinkite siūlo laisvumą. Užfiksuokite slankiklio čiaupus ir įstatykite slankiklio kaištį. Išimkite sąsagos padėties nustatymo įrankį.
4	Iki galo įtraukite ir įstumkite slankiklius, kad įsitikintumėte, jog sąsaga tinkamai juda, ir uždarykite implantą (pasukite suaktyvinimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę arba paspauskite suaktyvinimo mygtuką, kad įtrauktumėte suaktyvinimo rankenėlę).
5	Įstumkite valdomąjį kateterį. Įsitikinkite, kad slankikliai ir suaktyvinimo rankenėlė iki galo įtraukti. Nukreipkite implanto kateterio rankeną vertikaliai, kad atleidimo rankenėlė būtų priešais stalą.
6	Praplaukite fiziologiniu tirpalu su heparinu per implanto kateterį.
7	Kai fiziologinis tirpalas pradės tekėti pro distalinį implanto kateterio galą, nuleiskite implanto kateterio rankeną ir pakelkite distalinį implanto kateterio galą, nenustodami plauti fiziologiniu tirpalu su heparinu.
8	Iki galo įtraukite valdomą kateterį. Stumkite slankiklius ir suaktyvinimo rankenėlę, kad nustatytumėte implanto pailginimo padėtį.
9	Nuimkite kroviklio dangtelį ir pakreipkite link implanto sistemos.
10	Kiškite implantą per proksimalinį kroviklio galą, kol jis išlįs pro distalinį galą. Prijunkite kroviklį ir kroviklio dangtelį.
11	Kroviklį ir distalinį galiuką laikydami pakeltus, fiziologiniu tirpalu su heparinu praplaukite valdomąjį kateterį.
12	Palaipsniui įtraukite implanto kateterį į valdomą kateterį, o implantą į kroviklį, nenustodami plauti pro valdomąjį kateterį, kol visas distalinis implanto galas atsidurs kroviklyje.

7.4 Implantavimo procedūra

Įterpiant implantą, reikia taikyti bendrąją nejautrą vykdančią hemodinaminį stebėjimą. Procedūra turi būti atliekama operacinėje, mišrioje operacinėje arba kateterizacijos laboratorijoje, kurioje yra fluoroskopinio ir echokardiografinio vaizdavimo įranga.

Pastaba. Prieš implantavimo procedūrą peržiūrėkite skirsnį „Anatominiai aspektai“ (3.1 skirsnis), nes jei sistema naudojama nesilaikant nurodytų sąlygų, gali būti sunku įterpti implantą arba natyvinio vožtuvo burę.

PERSPĖJIMAS. Atliekant procedūrą, turi būti skiriama heparino, kad būtų išlaikytas ≥ 250 sek. AKL.

PERSPĖJIMAS. Pernelyg didelis kontrastinės medžiagos kiekis gali sukelti inkstų sutrikimą. Prieš procedūrą išmatuokite paciento kreatinino lygį. Reikia stebėti kontrastinės medžiagos naudojimą.

7.4.1 Paciento paruošimas

Veiksmas	Procedūra
1	Prieš uždengdami pacientą steriliu apklotu, surinkite stalą (-us) ir padėkite jį (-uos) tarp paciento kojų, pagal poreikį sureguliuodami stalo (-ų) aukštį. Kaip atramą tarp stalo (-ų) ir paciento kojų naudokite rankšluosčius. ĮSPĖJIMAS. Stalas tiekiamas nesterilus. Stalą perkėlus į sterilų lauką, gali pasireikšti infekcija.
2	Kai uždengsite steriliu apklotu, atlikdami procedūrą surinkite ir pritvirtinkite stabilizatorių bet kurioo metu.

7.4.2 Prieiga prie šlaunies venos ir movos įstūmimas

Veiksmas	Procedūra
1	Taikydami įprastus perkutaninius punkcijos metodus pasiekite bendrąją šlaunies veną.
2	<u>PASCAL mitralinio vožtuvo procedūroms</u> Taikydami transveninę ir transeptinę technikas bei įprastus perkutaninius metodus pasiekite kairįjį prieširdį ir įstatykite kreipiamąją vielą į kairįjį prieširdį. Jei reikia, išplėskite kraujagyslę. PERSPĖJIMAS. (tik mitralinėms procedūroms) Netinkamai atlikus punkciją kyla pavojus pažeisti širdies struktūrą, dėl to gali prireikti chirurginės korekcijos arba kitos intervencijos. <u>PASCAL triburio vožtuvo procedūroms</u> Pasiekite dešinįjį prieširdį, taikydami įprastus perkutaninius metodus, ir įstatykite kreipiamąją vielą į dešinįjį prieširdį. Jei reikia, išplėskite kraujagyslę.
3	<u>PASCAL mitralinio vožtuvo procedūroms</u> Per kreipiamąją vielą stumkite kreipiamąją movą su įvedikliu, kol kreipiamosios movos galiukas įsitvirtins už pertvaros. Jei reikia, naudokite lankstųjį mechanizmą. <u>PASCAL triburio vožtuvo procedūroms</u> Per kreipiamąją vielą stumkite kreipiamąją movą su įvedikliu, kol kreipiamosios movos galiukas įsitvirtins dešiniame prieširdyje. PERSPĖJIMAS. Pernelyg smarkiai manipuluojant, kyla pavojus pakeisti anksčiau implantuoto prietaiso padėtį arba pažeisti jį ir širdies struktūrą, dėl to gali prireikti chirurginės korekcijos arba kitos intervencijos.
4	Ištraukite įvediklį ir kreipiamąją vielą. Nesiurbkite ir neplaukite kreipiamosios movos, kol implanto sistema bus įterpta. PERSPĖJIMAS. Jei nenutrūksta fiziologinio tirpalo srovė į kreipiamąją movą įsiurbiamą ar praplovimo įrenginys jungiamas prieš įterpiant implanto sistemą, gali pasireikšti oro embolija.

7.4.3 Implanto įterpimas

Veiksmas	Procedūra
1	Implanto sistemą su krovikliu įdėkite į kreipiamąją movą.
2	Stumkite implanto sistemą, kol implantas išlįs pro kroviklį. Įtraukite ir atskirkite kroviklį.
3	Išsiurbkite orą iš kreipiamosios movos ir praplaukite ją fiziologiniu tirpalu su heparinu. Naudodami nurodytą švirkštą, išsiurbkite ne mažiau nei 45 ml. PERSPĖJIMAS. Neišsiurbus iš kreipiamosios movos viso oro, gali pasireikšti oro embolija.
4	Jei norite, prieš implanto kateterio prijunkite nuolatinę fiziologinio tirpalo lašelinę. PERSPĖJIMAS. Jei nuolatinę fiziologinio tirpalo lašelinę prieš implanto sistemos jungimą prieš siurbiant, gali pasireikšti oro embolija.
5	Stumkite implanto sistemą, kol implantas išlįs pro distalinį kreipiamosios movos galą.
6	Įtraukite aktyvinimo rankenėlę, kad uždarytumėte implantą. Įtraukite slankiklius.
7	Pagal poreikį sureguliuokite kreipiamąją movą.
8	Jei gydančio gydytojo nuožūra spaudimo stebėjimo sistema yra naudojama prieširdžio spaudimui nuolat įvertinti, laikykites spaudimo stebėjimo sistemos gamintojo naudojimo instrukcijų. Prijunkite skysčio pripildytą spaudimo stebėjimo sistemą prie valdomojo kateterio. Išsiurbkite orą ir kalibruokite paciento širdies lygį prieš gaudami matavimo rezultatus. Pastaba. Spaudimo stebėjimas turi būti naudojamas kartu su aidu. Spaudimas turi būti suderintas su aidu ir Doppler rodmenimis. Vertindami prieširdžio spaudimą įsitikinkite, kad distalinis implanto kateterio galiukas visiškai išlindęs iš valdomojo kateterio.
9	Jei reikia, įstumkite implanto sistemą. Pagal poreikį manipuliokite valdomuoju kateteriu ir kreipiamąja mova (sulenkite ir atlenkite, pasukite priešingomis kryptimis, įstumkite ir įtraukite), kol implantas atsidurs tikslinės sugretinimo zonos centre ir jo padėtis žiedo plokštumos atžvilgiu bus normali. PERSPĖJIMAS. Pernelyg smarkiai manipuluojant, kyla pavojus pakeisti anksčiau implantuoto prietaiso padėtį arba pažeisti jį ir širdies struktūrą, dėl to gali prireikti chirurginės korekcijos arba kitos intervencijos. Pastaba. Radiokontrastinio žymeklio juostelė ant valdomojo kateterio nurodo lanksiosios dalies galą ir gali būti vizualizuojama fluoroskopijos metodu.
10	Įstumkite aktyvinimo rankenėlę, kad implantas būtų nustatytas į pasirusimo fiksuoti bures padėtį.

Veiksmas	Procedūra
	Pastaba. Atlikdami triburio vožtuvo procedūrą, implantą nustatę į pasirusimo fiksuoti bures padėtį, ištraukite slankiklio kaištį ir pastumkite vieną slankiklį, kad galėtumėte nustatyti, stebėdami vaizdą, kurią implanto sąsagą jis valdo, ir įstatykite slankiklio kaištį.
11	Sukite implanto kateterį tiek, kiek reikia, kad pakreiptumėte mentes.
12	Stumkite implantą pro vožtuvą, kol mentės bus po laisvu burių kraštu.
13	Patikrinkite implanto vietą bei orientaciją ir pagal poreikį šiek tiek pareguliuokite padėtį. PERSPĖJIMAS. Pernelyg smarkiai po burėmis manipuluojamas implantas gali įsipainioti į skaidulines stygas. Dėl skaidulinių stygų įpainiojimo gali įvykti širdies trauma, pablogėti regurgitacija, gali būti sunku arba neįmanoma pašalinti implanto, dėl to gali prireikti papildomos intervencijos.
14	Stebėdami vaizdą įtraukite implantą, kol burės bus nustatytos tarp menčių ir sąsagų.
15	Stumkite slankiklį (-ius) taip, kad burė (-ės) būtų pritvirtinta (-os) tarp sąsagų ir menčių. Tai galima atlikti su abiem burėmis vienu metu (slankiklio kaištis įkištas, kad judėtų abi sąsagos) arba atskirai su viena ir kita bure (slankiklio kaištis ištrauktas, kad judėtų atskiros sąsagos).
16	Stebėdami vaizdą patikrinkite, ar burės tinkamai įterptos. Jei burės nepritvirtintos tarp sąsagų ir menčių, įtraukite slankiklius, kad atleisumėte bures, ir bandykite dar kartą.
17	Bures pritvirtinę tarp sąsagų ir menčių, uždarykite implantą.
18	Šiek tiek pastumkite implanto kateterį, kad sumažėtų burių įtampa.
19	Įvertinkite regurgitaciją ir, jei reikia, pakeiskite padėtį. Įsitikinkite, kad implanto padėtis tinkama, patikrinkite, ar implantas uždarytas. Jei reikia pakeisti padėtį skilvelyje, įtraukite slankiklius ir įstumkite aktyvinimo rankenėlę bei nustatykite implantą į pasirusimo fiksuoti bures padėtį. Pagal poreikį sureguliuokite sąsagų ir implanto padėtį. Jei reikia pakeisti padėtį prieširdyje, įtraukite slankiklius, įstumkite aktyvinimo rankenėlę, kad lėtai ilgintumėte implantą, stebėdami fluoroskopinį vaizdą ir įsitikinkite, jog aktyvinimo viela nesulenka, tada įtraukite implantą atgal į prieširdį. PERSPĖJIMAS. Jei implantą įtraukiant į prieširdį ir keičiant padėtį jo pailginti nepavyksta, kyla pavojus pažeisti burę arba įpainioti skaidulinę stygą. PERSPĖJIMAS. Jei prieš keičiant padėtį burės neatleidžiamos nuo sąsagų ir menčių, kyla pavojus pažeisti bures.
20	Norėdami atleisti implantą nuo kateterio, atlikite toliau nurodytus veiksmus. a) Įsitikinkite, kad distalinis implanto kateterio galiukas visiškai išlindęs iš valdomojo kateterio. b) Nupjaukite ant kiekvieno slankiklio proksimalinio galo esančią išorinę siūlę. Atidarykite abu slankiklio čiaupus, kad atfiksotumėte siūles. Ištraukite slankiklio kaištį, kad visiškai pašalintumėte siūles. c) Pašalinę siūles, uždarykite abu slankiklio čiaupus. d) Ištraukite atleidimo kaištį. Sukite prieš laikrodžio rodyklę ir įtraukite atleidimo rankenėlę, kol implantas bus atleistas (tai nustatysite stebėdami vaizdą). Pastaba. Jei reikia, prieš atleidžiant implantą galima įtraukti implanto sistemą atgal į kreipiamąją movą, kad būtų galima ištraukti. Norėdami įtraukti, atlikite toliau nurodytus veiksmus. a) Įtraukite slankiklius. b) Lėtai ilginkite implantą, stebėdami fluoroskopinį vaizdą ir įsitikinkite, kad aktyvinimo viela nesulenka. Tada įtraukite implantą į prieširdį. Nustatykite implanto uždarymo padėtį. c) Atlenkite valdomąjį kateterį ir įtraukite implanto sistemą, kol implantas atsidurs greta kreipiamosios movos galiuko. d) Įstumkite slankiklius. e) Nustatykite implanto pailginimo padėtį. f) Įtraukite slankiklius, kad kiekvienoje pusėje atidarytumėte sąsagą maždaug iki 45°. g) Įtraukite visą implanto sistemą pro kreipiamąją movą. PERSPĖJIMAS. Nepavykus nupjauti siūlės nurodytoje vietoje, gali nepavykti atleisti implanto arba įstumti pluoštą, o tai gali sukelti mikroemboliją. PERSPĖJIMAS. Nesilaikant nurodytų atlaisvinimo veiksmų, gali būti sunku arba neįmanoma atleisti implanto, dėl to gali prireikti papildomos intervencijos. PERSPĖJIMAS. Jei implantas atleidžiamas prieš įsitikinant, kad burės tvirtai užfiksuotos tarp menčių ir sąsagų, implantas gali pajudėti ir pasislinkti, todėl prietaisas gali būti pritvirtintas tik prie vienos burės (SLDA), dėl to gali prireikti papildomos intervencijos. ĮSPĖJIMAS. Jei prietaisai (įskaitant implanto sistemą ir kreipiamąją movą) po įtraukimo naudojami pakartotinai, gali pasireikšti pašalinės medžiagos embolija arba infekcija. Bandant naudoti pakartotinai, prietaisai gali sugesti. Pastaba. Jei gydančiasis gydytojas nusprendžia įstatyti papildomą implantą, reikia imtis atsargumo priemonių, kad nepasikeistų anksčiau įstatyto implanto padėtis. Pro vožtuvą prasiskverbiant mažos konfigūracijos implantui gali susilpnėti sąveika su anksčiau implantuotu implantu. PERSPĖJIMAS. Pernelyg smarkiai manipuluojant, kyla pavojus pakeisti anksčiau implantuoto prietaiso padėtį arba pažeisti jį ir širdies struktūrą, dėl to gali prireikti chirurginės korekcijos arba kitos intervencijos.

7.4.4 Prietaiso išėmimas ir užvėrimas

Veiksmas	Procedūra
1	Iki galo įtraukite implanto kateterį į valdomą kateterį. Palaipsniui atlenkite ir ištraukite implanto sistemą. Palaipsniui atlenkite ir ištraukite kreipiamąją movą. PERSPĖJIMAS. Neatlenkus prietaisų prieš juos išimant, galima pažeisti kraujagyslę.
2	Atlikite standartinę perkutaninę prieigos vietos užvėrimo procedūrą.

8.0 Magnetinio rezonanso (MR) sauga

Neklinikiniais tyrimais nustatyta, kad PASCAL implantas yra sąlyginai saugus MR aplinkoje. Pacientą su šiuo prietaisu galima saugiai skenuoti MR sistemoje, atitinkančioje toliau nurodytas sąlygas.

- Statinis magnetinis laukas: 1,5 T arba 3,0 T
- Didžiausias erdvinis lauko gradientas – 3 000 G/cm (30 T/m)
- Maksimali nurodyta MR sistemos viso kūno vidutinė savitosios energijos sugerties sparta (SAR): 4 W/kg (pirmo lygio valdomu darbinu režimu).

Esant pirmiau nurodytoms skenavimo sąlygoms, numatoma, kad po 15 minučių nepertraukiamo skenavimo implanto temperatūra pakils ne daugiau kaip 4 °C.

Atlikus neklinikinį tyrimą nustatyta, kad prietaiso sukeltas vaizdo artefaktas esant blogiausiai implanto konfigūracijai tęsiasi iki 15 mm nuo implanto, kai vaizdas gaunamas esant blogiausiai gradiento aidų impulsų sekai 3,0 T MRT sistemoje.

9.0 Išoperuotų implantų ir prietaisų išmetimas

„Edwards Lifesciences“ nori pasilikti išoperuotus klinikinio implantų mėginus analizės tikslais. Baigę savo vertinimą, pateiksime raštišką ataskaitą, kurioje bus apibendrinti mūsų rezultatai. Norėdami grąžinti išoperuotą implantą, kreipkitės į „Edwards“.

Jei nesupręsite grąžinti bet kurį iš prietaisų, vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

- **Neatidaryta pakuotė su nepažeistu steriliu barjeru:**
jei maišelis nebuvo atidaryti, grąžinkite prietaisą originalioje pakuotėje.
- **Pakuotė atidaryta, bet prietaisai neimplantuotas:**
jei maišelis atidarytas, prietaisais nebėra sterilus. Grąžinkite prietaisą originalioje pakuotėje.
- **Eksplantuotas implantas:**
eksplantuotas implantas turi būti panardintas į tinkamą histologinį fiksavimo tirpalą, pvz., 10 % formalino arba 2 % glutaraldehidu tirpalą, ir grąžintas bendrovei „Edwards“.

9.1 Šalinimas

Panaudotus prietaisus reikia tvarkyti ir išmesti taip pat, kaip ir ligoninių atliekų ir biologiskai pavojingos medžiagos, laikantis vietos taisyklių, nes nėra jokių konkrečių pavojų, susijusių su šiuo prietaisų išmetimu.

10.0 Klinikinės patirties santrauka

10.1 CLASP tyrimas

Šiame skyriuje pateikti klinikiniai duomenys apima informaciją, gautą atlikus transkateterinio vožtuvo taisymo sistemos PASCAL klinikinį tyrimą CLASP.

Daugiacentris, tarptautinis, prospektyvnis, vienos grupės tyrimas (CLASP) atliktas siekiant įvertinti sistemos PASCAL saugumą, veiksmingumą ir klininius rezultatus. Visi į tyrimą įtraukti pacientai buvo kliniškai stebimi ir buvo įvertinti po implantavimo procedūros praėjus 30 dienų, 6 mėnesiams, 1 metams. Be to, po šios procedūros jie bus kasmet vertinami 5 metus.

Pirminė tyrimo CLASP saugumo vertinamoji baigtis buvo įvairūs sunkūs nepageidaujami reiškiniai (SNR) po procedūros praėjus 30 dienų. SNR apima: mirštamumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų, insultą, miokardo infarktą, naujai atsiradusių inkstų pakaitinės terapijos poreikį, stiprų kraujavimą ir pakartotinę intervenciją dėl su tiriamuoju prietaisu susijusių komplikacijų.

Pirminės tyrimo veiksmingumo vertinamosios baigtys apima su prietaisu susijusių sėkmę, procedūros sėkmę ir klinikinę sėkmę. Antrinės tyrimo vertinamosios baigtys apima klininius, saugumo ir funkcinis rezultatus po procedūros praėjus 30 dienų, 6 mėnesiams ir 1 metams bei per kasmetinius stebėjimo vizitus.

Su prietaisu susijusi sėkmė apibrėžiama kaip prietaiso išskleidimas taip, kaip buvo numatyta, ir sėkmingas įvedimo sistemos ištraukimas, kaip buvo numatyta, pacientui išvykstant iš širdies kateterizacijos laboratorijos. Atlikta su kiekvienu prietaisu susijusios sėkmės analizė.

Procedūros sėkmė apibrėžiama kaip su prietaisu susijusi sėkmė, kai pacientą išleidžiant iš liginės mitralinės regurgitacijos (MR) sunkumo laipsnis yra $\leq 2+$ (įvertintas pagrindinėje echokardiografijos laboratorijoje) ir kai prieš išleidžiant pacientą iš liginės nereikia atlikti chirurginės ar perkutaninės intervencijos. Atlikta kiekvieno paciento procedūros sėkmės analizė.

Klinikinė sėkmė apibrėžiama kaip procedūros sėkmė, kai po procedūros praėjus 30 dienų nustatytas MR sumažėjimas yra MR $\leq 2+$ ir kai nėra SNR (išanalizuotas kiekvieno paciento atvejis).

Nepriklausomoje pagrindinėje laboratorijoje buvo įvertinti visi echokardiografiniai duomenys. Nepriklausomas klinikinį atvejų komitetas (KAK) išnagrino saugumo atvejus, o duomenų saugumo stebėjimo taryba (DSST) nepriklausomai peržiūrėjo sukauptus saugumo duomenis ir įvertino nepageidaujamų reiškinį tendencijas bei jų poveikį tyrimo vykdymui ir su prietaisu susijusios rizikos vertinimui.

10.1.1 CLASP tyrimo rezultatai

Vidutinis gydytų pacientų amžius buvo 75,4 m. ir 55,0 % jų buvo vyrai. Visiems pacientams buvo nustatytas NYHA II, III arba IV klasės širdies nepakankamumas. Vidutinis „Logistic EuroSCORE I“, „EuroSCORE II“ ir STS mirštamumo balas buvo atitinkamai 14,4 %, 5,8 % ir 4,7 %. Per pradinį vertinimą 50,9 % pacientų buvo nustatyta vidutinio sunkumo, o 48,1 % – sunki MR.

10.1.2 Veiksmingumas

Veiksmingumo vertinamoji baigtis apėmė tris sėkmės komponentus: prietaiso, procedūros ir klinikinę sėkmę. Iš bandytų implantuoti prietaisų sėkmingai implantuota 92,0 % prietaisų. Procedūra sėkmingai atlikta 93,5 % pacientų. Sėkmingi klinikiniai rezultatai nustatyti 86,0 % pacientų.

10.1.3 Saugumas

Po procedūros praėjus 30 dienų, įvairių SNR rodiklių buvo 8,0 %. Devyniems pacientams pasireiškė 11 SNR prieš stebėjimo vizitą, vykdomą po procedūros praėjus 30 dienų. Toliau nurodyti KAK išnagrinti SNR skaičiai po procedūros praėjus 30 dienų.

Sunkus nepageidaujamas reiškinys (SNR)	Statistikos suvestinė
Mirštamumas dėl širdies ir kraujagyslių ligų	0,9 % (1/112)
Insultas	0,9 % (1/112)
Miokardo infarktas	0,0 % (0/112)

Sunkus nepageidaujamas reiškinys (SNR)	Statistikos suvestinė
Naujai atsiradęs inkstų pakaitinės terapijos poreikis	0,0 % (0/112)
Stiprus kraujavimas	7,1 % (8/112)
Pakartotinė intervencija dėl su tiriamuoju prietaisu susijusių komplikacijų	0,9 % (1/112)
Įvairių SNR rodiklis	8,0 % (9/112)

Pastaba. Kategorinės priemonės, % (n/bendrasis skaičius)

Visoje populiacijoje MR laipsnio sumažėjimas (t. y. MR $\leq 2+$) nustatytas 95,3 % (išleidžiant iš liginės), 96,1 % (po procedūros praėjus 30 dienų), 98,8 % (po procedūros praėjus 6 mėnesiams) ir 100 % (po procedūros praėjus 1 metams) pacientų.

10.1.4 Tyrimo išvada

Per CLASP tyrimą surinkti duomenys patvirtina PASCAL sistemos saugumą ir veiksmingumą pacientams, sergantiems mitraline regurgitacija. Pacientų, kurių paskesnė stebėseną yra vykdoma vienerius metus ar ilgiau, skaičius yra ribotas, o ilgalaikės stebėsenos duomenys yra gaunami atliekant klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai tyrimą.

10.2 CLASP TR tyrimas

Šiame skyriuje pateikti klinikiniai duomenys apima informaciją, gautą atlikus transkateterinio vožtuvo taisymo sistemos PASCAL triburio vožtuvo klinikinį tyrimą (CLASP TR).

Daugiacentris, prospektyvnis, vienos grupės tyrimas (CLASP TR) atliktas siekiant įvertinti sistemos PASCAL saugumą, veiksmingumą ir klininius rezultatus. Visi į tyrimą įtraukti pacientai buvo kliniškai stebimi ir buvo įvertinti po implantavimo procedūros praėjus 30 dienų, 6 mėnesiams, 1 metams. Be to, po šios procedūros jie bus kasmet vertinami 5 metus.

Pirminė tyrimo CLASP TR saugumo vertinamoji baigtis buvo įvairūs sunkūs nepageidaujami reiškiniai (SNR) po procedūros praėjus 30 dienų. SNR apima: mirštamumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų, miokardo infarktą, insultą, inkstų veiklos komplikacijas, dėl kurių gali reikėti atlikti neplanuotą dializę arba inkstų pakaitinę terapiją, stiprų kraujavimą, neplanuotą arba skubią pakartotinę intervenciją (perkutaninę ar chirurginę) dėl prietaiso veikimo ir pagrindinės prieigos vietos ir kraujagyslių komplikacijas, dėl kurių gali reikėti intervencijos.

Pirminės tyrimo veiksmingumo vertinamosios baigtys apima su prietaisu susijusių sėkmę, procedūros sėkmę ir klinikinę sėkmę. Antrinės tyrimo vertinamosios baigtys apima klininius, saugumo ir funkcinis rezultatus po procedūros praėjus 30 dienų, 6 mėnesiams ir 1 metams bei per kasmetinius stebėjimo vizitus.

Su prietaisu susijusi sėkmė apibrėžiama kaip prietaiso išskleidimas taip, kaip buvo numatyta, ir sėkmingas įvedimo sistemos ištraukimas, kaip numatyta, pacientui išvykstant iš širdies kateterizacijos laboratorijos. Atlikta su kiekvienu prietaisu susijusios sėkmės analizė.

Procedūros sėkmė apibrėžiama kaip su prietaisu susijusi sėkmė, kai procedūros pabaigoje triburės regurgitacijos (TR) sunkumo lygis yra sumažėjęs bent vienu laipsniu (skale: nenustatyta, nežymi, vidutinio sunkumo, sunki, labai sunki, ypač sunki) ir kai prieš išleidžiant pacientą iš liginės nereikia atlikti chirurginės ar perkutaninės intervencijos. Atlikta kiekvieno paciento procedūros sėkmės analizė.

Klinikinė sėkmė apibrėžiama kaip procedūros sėkmė, kai po procedūros praėjus 30 dienų nėra SNR (išanalizuotas kiekvieno paciento atvejis).

Nepriklausomoje pagrindinėje laboratorijoje buvo įvertinti visi echokardiografiniai duomenys. Nepriklausomas klinikinį atvejų komitetas (KAK) išnagrino saugumo atvejus, o duomenų saugumo stebėjimo taryba (DSST) nepriklausomai peržiūrėjo sukauptus saugumo duomenis ir įvertino nepageidaujamų reiškinį tendencijas bei jų poveikį tyrimo vykdymui ir su prietaisu susijusios rizikos vertinimui.

10.2.1 CLASP TR tyrimo rezultatai

Vidutinis gydytų pacientų amžius buvo 76,3 m. ir 53 % jų buvo moterys. Visiems pacientams buvo nustatytas NYHA II arba III klasės širdies nepakankamumas. Vidutinis „EuroSCORE II“ ir STS mirštamumo balas buvo atitinkamai 5,3 % ir 7,3 %. Per pradinį vertinimą 81 % pacientų buvo nustatyta sunki arba sunkesnė triburės regurgitacija.

10.2.2 Veiksmingumas

Veiksmingumo vertinamoji baigtis apėmė tris sėkmės komponentus: prietaiso, procedūros ir klinikinę sėkmę. Iš bandytų implantuoti prietaisų sėkmingai implantuota 82,2 % prietaisų. Procedūra sėkmingai buvo atlikta 95,5 % pacientų, kuriems buvo implantuotas prietaisas, o sėkmingi klinikiniai rezultatai nustatyti 86,4 % pacientų.

10.2.3 Saugumas

Po procedūros praėjus 30 dienų, įvairių SNR rodiklių buvo 5,9 %. Dviem pacientams pasireiškė 3 SNR prieš stebėjimo vizitą, vykdomą po procedūros praėjus 30 dienų. Toliau nurodyti KAK išnagrinti SNR skaičiai po procedūros praėjus 30 dienų.

Sunkus nepageidaujamas reiškinys (SNR)	Statistikos suvestinė
Mirštamumas dėl širdies ir kraujagyslių ligų	0,0 % (0/34)
Miokardo infarktas (MI)	0,0 % (0/34)
Insultas	0,0 % (0/34)
Inkstų veiklos sutrikimai, dėl kurių reikalinga atlikti neplanuotą dializę arba inkstų pakaitinę terapiją	0,0 % (0/34)
Stiprus kraujavimas	5,9 % (2/34)
Neplanuota arba skubi pakartotinė intervencija (perkutaninė arba chirurginė), susijusi su prietaiso naudojimu	0,0 % (0/34)
Sunkios prieigos prie vietos ir kraujagyslių komplikacijos, dėl kurių reikalinga intervencija	0,0 % (0/34)
Įvairių SNR rodiklis	5,9 % (2/34)

Pastaba. Kategorinės priemonės, % (n/bendrasis skaičius)

Visoje populiacijoje TR lygio sumažėjimas bent vienu laipsniu nustatytas 88,9 % (išleidžiant iš liginės) ir 82,6 % (po procedūros praėjus 30 dienų) pacientų. Visoje populiacijoje TR lygio sumažėjimas (bent vienu laipsniu) nustatytas 65,2 % (po procedūros praėjus 30 dienų) pacientų.

10.2.4 Tyrimo išvada

Per CLASP TR tyrimą surinkti duomenys patvirtina PASCAL sistemos saugumą ir veiksmingumą pacientams, sergantiems tribure regurgitacija. Pacientų, kurių paskesnė stebėseną yra vykdoma vienerius metus ar ilgiau, skaičius yra ribotas, o ilgalaikės stebėsenos duomenys yra renkami atliekant klinikinio stebėjimo po pateikimo rinkai tyrimą.

Edwards PASCAL transkatetra vārstuja labošanas sistēma

Lietošanas instrukcijas

Edwards PASCAL transkatetra vārstuja labošanas sistēmā (tālāk tekstā saukta par PASCAL sistēmu) ir tālāk norādītās sastāvdaļas.

1. tabula. Modelis 10000

Modeļa numurs	Ierīce	Saderīgās ierīces	
		Modeļu numuri	Ierīce
10000IS	PASCAL implanta sistēma	10000GS 10000ST	Vadītājapvalks Stabilizators
10000ISM	PASCAL Ace implanta sistēma	20000ST 10000T	Stabilizatora vadotnes sistēma Galds

2. tabula. Modelis 15000

Modeļa numurs	Ierīce	Saderīgās ierīces	
		Modeļu numuri	Ierīce
15000IS	PASCAL implanta sistēma	10000GS 20000ST	Vadītājapvalks Stabilizatora vadotne
15000ISM	PASCAL Ace implanta sistēma	10000T	Sistēma Galds

Implanta sistēma

Implanta sistēma sastāv no vadāma katetra (ārējais slānis), implanta katetra (iekšējais slānis) un implanta (tālāk tekstā attiecas uz implantiem no modeļa 10000IS, modeļa 10000ISM, modeļa 15000IS un modeļa 15000ISM). Implanta sistēma perkutāni nogādā implantu uz vārstuļi, izmantojot piekļuvi pa femorālo vēnu ar transvenozi metodi.

Implants (1.–3. attēls)

Implantu izvieto no nostiprina pie vārstuļa virām, un regurgitācijas atverē tas darbojas kā pildījums. Implanta galvenās sastāvdaļas ir atdalītās, lāpstiņas un satvērēji, kas izveidoti no nitinola un pārklāti ar polietilēna tereftalātu. 10000IS un 15000IS implantos ir arī titāna uzgrieznis un skrūve, PEEK iemava un silikona plomba. 10000ISM un 15000ISM implantos ir arī titāna uzgrieznis, skrūve, distālā un proksimālā plāksne un silikona plomba, un šo implantu izmērs ir mazāks.

Implanta lāpstiņām ir četri galvenie stāvokļi: izvērsts, aizvērts, gatavs satvert vīrus un ar satvertām vīrām.

Vadāmā katetra (4. attēls)

Vadāmā katetram ir vadības grozāmpoga, kas aktivizē liekšanas mehānismu implanta virzīšanai un novietošanai mērķa vietā. Rentgenstarojumu necaurlaidīga marķiera josla katetra distālajā daļā apzīmē lokanās daļas beigās.

Implanta katetra (4. attēls)

Implants ir piestiprināts implanta katetram ar šuvēm un vītņotu vārpstu. Implanta katetra vada implanta izvietošanu. Trīs galvenās vadības ierīces ir slidņi, vītņotā aktivizēšanas poga un atvienotāj-poga. Slidņi vada implanta satvērējus (atvelkot slidņus, satvērēji tiek pacelti; virzot slidņus uz priekšu, satvērēji tiek nolaisti). Vītņotā aktivizēšanas poga vada implantāta lāpstiņas (atvelkot aktivizēšanas pogu, lāpstiņas tiek aizvērtas; virzot aktivizēšanas pogu uz priekšu, lāpstiņas tiek atvērtas). Atvienotāj-poga vada implanta atvienošanu no implanta katetra. Piegādes brīdī implanta katetrs ir jau ievietots vadāmajā katetrā.

Vadītājapvalks (5. attēls)

Vadītājapvalka komplektā ir vadāms vadītājapvalks un ievadītājs. Ar vadītājapvalku var piekļūt priekškambarim. Tam ir hidroflais pārklājums un vadības grozāmpoga, kas aktivizē liekšanas mehānismu vadītājapvalka novietošanai mērķa vietā. Ievadītājs ir saderīgs ar 0,035 collu (0,89 mm) vadītājstīgu.

Stabilizators (6. un 7. attēls)

Stabilizatoru ir paredzēts lietot, lai implantēšanas procedūru laikā palīdzētu novietot un stabilizēt PASCAL sistēmu. Ja nepieciešams, jebkurā procedūras brīdī šo stabilizatoru var piestiprināt sistēmai. Stabilizatora izmantošana nav obligāta.

Galds (8. attēls)

Galds izmanto ārpus sterilā lauka kā stabilu platformu implanta sistēmai, vadītājapvalkam un stabilizatoram. Galda augstumu var regulēt. Galda izmantošana nav obligāta.

Ievietotājs (9. attēls)

Ņemamo ievietotāju izmanto implanta un ievadīšanas katetra ievadīšanai cauri vadītājapvalka plombām. Lietotāja ērtībām ievietotājs ir iekļauts implanta sistēmas un/vai vadītājapvalka iepakojumā.

1.0 Indikācijas

Edwards PASCAL transkatetra vārstuja labošanas sistēma paredzēta mitrālā vārstuļa perkutāni atjaunošanai tā nepietiekamības gadījumā, izmantojot audu aproksimāciju.

2.0 Kontraindikācijas

PASCAL sistēma ir kontraindicēta pacientiem, kam:

- ir kontraindicēta TEE, vai skrinīga TEE ir nesekmīga;
- ehokardiogrāfijā ir liecības par intrakardiālu masu, trombu vai veģetāciju;
- ir nosprostojums vai trombs apakšējās dobās vēnas filtrā, kas traucētu ievadīšanas katetram, vai ir ipsilaterāla dzīlo vēnu tromboze;
- ir paaugstināta jutība pret nitinolu (niķeli vai titānu) vai kontraindicēta procedūra izmantojamo zāļu lietošana, ko nevar pienācīgi medicīniski kontrolēt;
- anamnēzē ir asiņojoša diatēze vai koagulopātija, vai arī pacients atsakās no asins pārliešanas.

PASCAL sistēma ir kontraindicēta pacientiem ar mitrālā vārstuļa mazspēju, kam ir kontraindicēta transeptālā katetrizācija.

Edwards, Edwards Lifesciences, stilizētais E logotips, CLASP, PASCAL un PASCAL Ace ir Edwards Lifesciences Corporation preču zīmes. Visas citas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

3.0 Bridinājumi

3.1 Ar anatomiju saistītie apsvērumi

Lai rezultāti būtu optimāli, jāņem vērā tālāk norādītie pacienta anatomiskie raksturlielumi. PASCAL sistēmas drošums un efektivitāte citos gadījumos nav noteikti. Lietošana citos gadījumos var traucēt implanta vai natīvā vārstuļa vīrus ieviešanu.

Attiecas uz pacientiem ar mitrālā un trīsvīru vārstuļa mazspēju:

- Vidēji smagas vai smagas kalcifikācijas pazīmes satveršanas vietā
- Smagas kalcifikācijas pazīmes gredzenā vai subvalvulārajā aparātā
- Nozīmīga šķeltnē vai perforācija satveršanas vietā
- Vīru kustīguma garums < 8 mm

Attiecas tikai uz pacientiem ar mitrālā vārstuļa mazspēju:

- Atpakaļnubides platums > 15 mm un/vai atpakaļnubides sprauga > 10 mm
- Starpsienas punkcijas augstums < 3,5 cm
- Kreisā priekškambara diametrs < 35 mm
- Divas vai vairāk nozīmīgas strūklas
- Viena nozīmīga strūkla savienojumvietā
- Mitrālā vārstuļa laukums < 4,0 cm²
- Kreisā kambara diametrs diastoles beigās > 8,0 cm

Attiecas tikai uz pacientiem ar trīsvīru vārstuļa mazspēju:

- Primāra nedeģeneratīvā trīsvīru vārstuļu slimība

3.2 Rīcība ar ierīci

- Ierīces ir izstrādātas, paredzētas un izplatītas tikai vienreizējai lietošanai. Nav pieejami dati, kas apliecinātu ierīču sterilitāti, nepirogenitāti un funkcionalitāti pēc atkārtotas apstrādes.
- Darbā ar ierīcēm jāizmanto standarta sterils paņēmiens, lai nepieļautu inficēšanos.
- Neviena ierīce nedrīkst saskarties ne ar kādiem šķīdumiem, ķīmiskām vielām utt., izņemot sterilu fizioloģisko un/vai heparinizētu fizioloģisko šķīdumu. Var rasties nelabojamas ierīces bojājums, kas vizuālā pārbaudē var nebūt saskatāms.
- Nevienu ierīci nedrīkst lietot uzliesmojošu un ugunsnedrošu gāzu, anestēzijas līdzekļu vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļu klātbūtnē.
- Ierīces nedrīkst lietot, ja ir beidzies derīguma termiņš.
- Nedrīkst lietot, ja ir saplēsta iepakojuma plomba vai ja ir bojāts sterilu ierīču iepakojums.
- Nedrīkst lietot, ja kāda ierīce ir nokritusi zemē, bojāta vai jebkāda veidā nepareizi lietota.
- Sagatavošanas laikā un visas procedūras gaitā jāizmanto standarta skalošanas un atgaisošanas metode, lai nepieļautu gaisa emboliju.

3.3 Klīniskie brīdinājumi

- Kā pret jebkuru implantētu medicīnisku ierīci, arī pret šo ir iespējama nevēlama imunoloģiska reakcija.
- Ar šīs sistēmas lietošanu var būt saistīti būtiski nevēlami notikumi, kuru dēļ dažreiz nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās un/vai kas izraisa nāvi (skatīt "Iespējamie nevēlamie notikumi"). Pirms lietošanas katram iespējamajam pacientam pilnībā jāizskaidro ieguvumi un risks.
- Ieteicama rūpīga un pastāvīga medicīniskā novērošana, lai varētu diagnosticēt un pareizi ārstēt ar implantu saistītas komplikācijas.
- Antikoagulantu terapija ārstam jānosaka saskaņā ar iestādes vadlīnijām.

4.0 Piesardzības pasākumi

4.1 Piesardzības pasākumi pirms lietošanas

- Pacientus atlasa multidisciplināru kardiologu komanda, kura specializējas mitrālā un/vai trīsvīru vārstuļa regurgitācijas ārstēšanā, lai novērtētu pacienta risku un anatomisko piemērotību.

4.2 Piesardzības pasākumi pēc lietošanas

- Implanta ilgtermiņa izturība nav noteikta. Lai novērtētu implanta veiktspēju, ieteicama regulāra medicīniskā novērošana.
- Pēc vārstuļa labošanas ar PASCAL ierīci var būt nepieciešama īslaicīga antikoagulantu terapija. Antikoagulantu terapija un cita medicīniska ārstēšana jānosimē saskaņā ar iestādes vadošajiem norādījumiem.

5.0 Iespējamie nevēlamie notikumi

Ar standarta sirds katetrizāciju, anestēzijas izmantošanu un PASCAL sistēmas izmantošanu saistīto komplikāciju dēļ var iestāties šādas sekas: pāriešana uz atvērtas sirds operāciju, neatliekama vai plānveida atkārtota operācija, eksplantācija, pastāvīga invaliditāte vai nāve. Mēs iedrošinām ārstus ziņot Edwards vai pilnvarotajam slimnīcas vadības personālam par notikumiem, kas varbūtēji ir saistīti ar ierīci.

Kā PASCAL procedūras iespējamās komplikācijas konstatēti šādi paredzami nevēlamie notikumi:

- Patoloģiskas laboratorisko rādītāju vērtības.
- Alerģiska reakcija pret anestēzijas līdzekli, kontrastvielu; heparīnu, nitinolu.
- Anēmija vai samazināts hemoglobīns, kam var būt nepieciešama asins pārliešana.
- Aneirisma vai pseidoaneirisma.
- Stenokardija vai sāpes krūškurvī.
- Anafaktisks šoks.
- Aritmijas — priekškambara (t. i., priekškambaru mirdzēšana, supraventrikulāra tahikardija).
- Aritmijas — kambaru (t. i., kambaru tahikardija, kambaru mirdzēšana).
- Arteriovenoza fistula.
- Priekškambara starpsienas bojājums, kura dēļ nepieciešama invazīva iejaukšanās.
- Asiņošana.
- Sirds darbības apstāšanās.
- Sirds mazspēja.
- Sirds bojājums, tostarp perforācija.
- Sirds tamponāde/perikardiāls izvaidums.
- Kardiogēniskais šoks.
- Sapīšanās cīpslainajās stīgās vai plīsums, kā dēļ var būt nepieciešama invazīva iejaukšanās.
- Koagulopātija, asinsreces traucējumi, asiņojoša diatēze.
- Vadīšanas sistēmas trauma, kuras dēļ var būt nepieciešams kardiostimulators.
- Dzīlo vēnu tromboze (DVT).
- Natīvā vārstuļa bojājumi (vīru plīsums, atvilkšanās vai sabiezēšana).
- Iepriekš ievietotā implanta izkustēšanās.
- Dispnēja.
- Tūska.

- Elektrolītu līdzsvara traucējumi.
- Emboli/embolizācija, tostarp gaisa, daļiņu, pārkalpojuma materiāla vai trombu.
- Endokardīts.
- Barības vada kairinājums.
- Barības vada perforācija vai sašaurinājums.
- Nespēja veikt fiziskas aktivitātes vai vājums.
- Kādas PASCAL sistēmas sastāvdaļas neizmantošana.
- Drudzis.
- Asiņošana kuņģa-zarnu traktā vai infarkts.
- Sirds mazspēja.
- Hematoma.
- Hemodinamikas traucējumi.
- Hemolīze.
- Hemorāģija, kuras dēļ nepieciešama asins pārliešana vai invazīva iejaukšanās.
- Hipertensija.
- Hipotensija.
- Implanta bojājumi (nodilums, plisums, lūzums vai citi).
- Implanta embolizācija.
- Nepareizi implanta stāvoklis vai neievadīšana paredzētajā vietā.
- Implanta pārvietošanās.
- Implanta tromboze.
- Infekcija.
- Iekaisums.
- Kreisā kambara izplūdes trakta (LVOT) obstrukcija.
- Apzarna išēmija.
- Vairāku sistēmu orgānu mazspēja.
- Miokarda infarkts.
- Nelabums un/vai vemšana.
- Nervu trauma.
- Neiroloģiski simptomi, tostarp diskinēzija, bez transitoriskas išēmiskas lēkmes vai insulta diagnozes.
- Ar nervu sistēmu nesaistīta trombembolija.
- Sāpes.
- Papillāro muskuļu bojājums.
- Paralīze.
- PASCAL sistēmas sastāvdaļas(-u) embolizācija.
- Perifērā išēmija.
- Šķidrums pleiras dobumā.
- Plaušu tūska.
- Plaušu embolija.
- Reakcija pret prettrombocītu līdzekļiem vai antikoagulantiem.
- Nieru mazspēja.
- Nieru nepietiekamība.
- Elpošanas traucējumi, elpošanas mazspēja, atelektāze, pneimonija, kurai var būt nepieciešama ilgstoša mākslīga elpināšana.
- Retroperitoneālā asiņošana.
- Starpsienu bojājums vai perforācija.
- Septicēmija, sepse.
- Ādas apdegums, trauma vai audu izmaiņas jonizējošā starojuma iedarbības dēļ.
- Ierīces piespīrināšanās pie vienas vietas (SLDA).
- Insults.
- Sinkope.
- Pārejoša išēmiska lēkme.
- Urīnceļu infekcija un/vai asiņošana.
- Vārstuļa trauma.
- Vārstuļa stenoze.
- Vārstuļa regurgitācija.
- Vārstuļa bojājums vai trauma, tostarp atslāņošanās vai oklūzija.
- Asinsvadu spazmas.
- Kambara sienīņu bojājums vai perforācija.
- Brūces atvēršanās, aizkavēta vai nepilnīga dzīšana.
- Progresējoša sirds mazspēja.
- Progresējoša regurgitācija/vārstuļa nepietiekamība.

6.0 Piegādes komplektācija

6.1 Iepakojums

Vadītājpalvks, implanta sistēma un stabilizators ir iepakoti atsevišķi un sterilizēti ar etilēna oksīdu. Galds ir iepakots un tiek piegādāts nesterilis.

6.2 Uzglabāšana

PASCAL sistēma jāuzglabā vēsā, sausā vietā.

7.0 Lietošanas norādījumi

7.1 Ārsta apmācība

Ārstam, kurš implantē ierīci, jābūt pieredzei transkatetra metožu izmantošanā un apguvušam PASCAL sistēmu un implantēšanas procedūru. Gala lēmumu par PASCAL ierīces implantēšanu pieņem ārsts, kurš ir specializējies mitrālā un/vai trisviru vārstuļa regurgitācijas ārstēšanā specializētos veselības aprūpes centros un uzskata, ka, balstoties uz slimības attīstības pakāpi un blakusslimībām, ir paredzami klīniskā stāvokļa nozīmīgi uzlabojumi.

7.2 Aprīkojums un materiāli

- Standarta sirds katetrizācijas laboratorijas aprīkojums
- Fluoroskopijas sistēma
- Transezofageālās ehokardiogrāfijas (TEE) iekārtas (2D un 3D)
- "Cūkstes" tipa katetrs kontrastvielas injicēšanai (ar saderīgu apvalku)
- Vēnas punkcijas komplekts
- Transseptāla adata, apvalks un vadītājstīga
- Maināma garuma 0,035 collu (0,89 mm) vadītājstīga
- Trauki
- 50–60 cm³ šļirces ar Luera savienotāju

- Heparinizēts fizioloģiskais šķīdums
- Hemostats
- Ķirurģiskie dvieļi (piemēram, ar izmēru 43 x 69 cm)
- Papildaprīkojums: pakāpeniski dilatatori
- Papildaprīkojums: pastāvīgs fizioloģiskā šķiduma pilinātājs (ripināms infūzijas statīvs, infūzijas caurulīte ar iekškrata noslēdzējiem, 1 litra maisi ar heparinizētu sterilu fizioloģisko šķīdumu)
- Papildaprīkojums: spiediena uzraudzīšanas ierīce

7.3 Ierīces sagatavošana

7.3.1 Galds

Darbība	Procedūra
1	Izņemiet galdus no iepakojuma un vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.
2	Salieciet galdus, kā redzams 8. attēlā.

7.3.2 Stabilizators

Darbība	Procedūra
1	Izņemiet stabilizatora sastāvdaļas no iepakojuma un vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.
2	Pēc nepieciešamības salieciet stabilizatoru, kā redzams 6. attēlā.

7.3.3 Vadītājpalvks

Darbība	Procedūra
1	Izņemiet vadītājpalvku, ievietotāju un ievadītāju no iepakojuma un vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu.
2	Distālo galu turot paceltu, skalojiet un atgaisojiet vadītājpalvku ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
3	Distālo galu turot paceltu, ievadītāju ievietojiet vadītājpalvkā. Pirms lietošanas skalojiet ievadītāju un noslaukiet vadītājpalvku ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.

7.3.4 Implanta sistēma

Darbība	Procedūra
1	Izņemiet implanta sistēmu un ievietotāju no iepakojuma un vizuāli pārbaudiet, vai nav bojājumu. Pārbaudiet, vai abi slīdņu noslēgkrāni ir atvērti. BRĪDINĀJUMS! Ja slīdņu noslēgkrāni nav atvērti, ierīces lietošana var izraisīt inficēšanos.
2	Aktivizēšanas pogu virziet uz priekšu (grieziet aktivizēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam vai nospiediet aktivizēšanas spiedpogu, lai aktivizēšanas pogu stumtu uz priekšu), līdz tā ir vienā līmenī ar satvērēju novietošanas rīku.
3	Izņemiet slīdņu tapu un novērsiet diegu vaļīgumu. Noslēdziet slīdņu noslēgkrānus un fiksējiet slīdņu tapu. Neņemiet satvērēju novietošanas rīku.
4	Pilnībā atvelciet un virziet uz priekšu slīdņus, lai pārliecinātos, ka satvērēji virzās pareizi, un aizveriet implantu (grieziet aktivizēšanas pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā vai nospiediet aktivizēšanas spiedpogu, lai atvilktu aktivizēšanas pogu).
5	Virziet uz priekšu vadāmo katetru. Slīdņiem, kā arī aktivizēšanas pogai jābūt līdz galam atvilkti. Pāvēršiet implanta katetra rokturi vertikāli, lai atvienotājoga atrastos pret galdu.
6	Skalojiet implanta katetru ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
7	Kad no implanta katetra distālā gala sāc izdalīties fizioloģiskais šķīdums, nolaidiet implanta katetra rokturi un paceliet implanta katetra distālo galu, turpinot skalošanu ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
8	Līdz galam atvelciet vadāmo katetru. Virziet uz priekšu slīdņus un aktivizēšanas pogu, lai iestatītu implantu izvērsta stāvokli.
9	Neņemiet ievietotāja vāciņu un vadiet ievietotāja vāciņu uz implanta sistēmas.
10	Caur ievietotāja proksimālo galu ievietojiet implantu, līdz tas izvērzas distālajā galā. Savienojiet ievietotāju un ievietotāja vāciņu.
11	Ievietotāju un distālo galu turot paceltu, skalojiet vadāmo katetru ar heparinizētu fizioloģisko šķīdumu.
12	Turpinot vadāmā katetra skalošanu, implanta katetru pakāpeniski atvelciet vadāmā katetrā un implantu — ievietotājā, līdz implanta distālais gals pilnībā ir ievadīts ievietotājā.

7.4 Implantēšanas procedūra

Implanta ievadīšana ir jāveic vispārējā anestēzijā, veicot hemodinamiskā stāvokļa pārraudzību operāciju zālē, hibrīdoperāciju zālē vai katetrizācijas laboratorijā, izmantojot fluoroskopijas un ehokardiogrāfijas attēlveidošanas iekārtas.

Piezīme. Pirms implantēšanas procedūras skatiet sadaļu "Ar anatomiju saistītie apsvērumi" (3.1. apakšpunkts), jo lietošana citos, nevis norādītajos gadījumos, var traucēt implanta vai natīvā vārstuļa viras ievietošanu.

UZMANĪBU! Procedūras laikā ir jāievada heparīns, lai aktivēto recēšanas laiku (ACT) saglabātu ≥ 250 s.

UZMANĪBU! Ja ievada pārmērīgi daudz kontrastvielas, var rasties nieru mazspēja. Pirms procedūras ir jāizmēra pacienta kreatinīna līmenis. Jāuzrauga kontrastvielas lietojums.

7.4.1 Pacienta sagatavošana

Darbība	Procedūra
1	Pirms pacienta pārklāšanas ar sterilu pārkļāju salieciet un novietojiet galdus starp pacienta kājām, attiecīgi noregulējot galdus augstumu. Atbalstam starp galdiem un pacienta kājām izmantojiet dvieļus. BRĪDINĀJUMS! Galds ir nesterils — tā novietošana sterilajā laukā var izraisīt inficēšanos.
2	Pēc pārklāšanas ar sterilu pārkļāju salieciet stabilizatoru un procedūras laikā piestipriniet to pēc nepieciešamības.

7.4.2 Piekļuve caur femorālo vēnu un apvalka ievadīšana

Darbība	Procedūra
1	Ar standarta perkutanās punkcijas metodēm piekļūstiet kopējai femorālajai vēnai.
2	<u>PASCAL mitrālā vārstula procedūras veiciet tālāk norādītās darbības.</u> Ar transvenožu, transeptālu metodi un standarta perkutanajām metodēm piekļūstiet kreisajam priekškambarim un ievietojiet tajā vadītājstīgu. Pēc nepieciešamības paplašiniet asinsvadu. UZMANĪBU! (tikai mitrālā vārstula procedūrās) Neadekvāta punkcija var izraisīt sirds struktūru bojājumu, kura dēļ nepieciešama ķirurģiska labošana vai cita invazīva iejaukšanās. <u>PASCAL trisviru vārstula procedūras veiciet tālāk norādītās darbības.</u> Ar standarta perkutanajām metodēm piekļūstiet labajam priekškambarim un ievietojiet tajā vadītājstīgu. Pēc nepieciešamības paplašiniet asinsvadu.
3	<u>PASCAL mitrālā vārstula procedūras veiciet tālāk norādītās darbības.</u> Vadītājapvalku ar ievadītāju ievietojiet pa vadītājstīgu, līdz vadītājapvalka gals ir droši šķērsojis sirds kambara starpsienu, pēc nepieciešamības izmantojot liekšanas mehānismu. <u>PASCAL trisviru vārstula procedūras veiciet tālāk norādītās darbības.</u> Vadītājapvalku ar ievadītāju ievietojiet pa vadītājstīgu, līdz vadītājapvalka gals atrodas labajā priekškambarī. UZMANĪBU! Pārmērīgu manipulāciju dēļ iespējama iepriekš implantētās ierīces dislokācija vai izkustēšanās, sirds struktūru bojājums, kura dēļ nepieciešama ķirurģiska labošana vai cita invazīva iejaukšanās.
4	Izņemiet ievadītāju un vadītājstīgu. Aspirēt un skalot vadītājapvalku drīkst tikai pēc tam, kad implanta sistēma ir ievietota. UZMANĪBU! Aspirēšana vai pastāvīga fizioloģiskā šķiduma skalošanas ierīces pievienošana vadītājapvalkam pirms implanta sistēmas ievietošanas var izraisīt gaisa emboliju.

7.4.3 Implanta ievadīšana

Darbība	Procedūra
1	Implanta sistēmu ar ievietotāju ievietojiet vadītājapvalkā.
2	Virziet implanta sistēmu uz priekšu, līdz implants izvirsās no ievietotāja. Atvelciet un noņemiet ievietotāju.
3	Aspirējiet un skalojiet vadītājapvalku ar heparinizētu fizioloģisko šķidrumu. Izmantojot norādīto šļirci, aspirējiet vismaz 45 cm ³ . UZMANĪBU! Ja vadītājapvalka aspirācija netiek veikta pilnībā, var rasties gaisa embolija.
4	Ja nepieciešams, implanta katetram pievienojiet pastāvīgu fizioloģiskā šķidruma pilinātāju. UZMANĪBU! Ja pastāvīgu fizioloģiskā šķidruma pilinātāju implanta sistēmai pievieno pirms aspirēšanas, var rasties gaisa embolija.
5	Virziet implanta sistēmu uz priekšu, līdz implants izvirsās vadītājapvalka distālajā galā.
6	Atvelciet aktivizēšanas pogu, lai panāktu, ka implants ir aizvērtā stāvoklī. Atvelciet slidņus.
7	Ja nepieciešams, noregulējiet vadītājapvalku.
8	Ja procedūras laikā pastāvīgas priekškambara spiediena novērtēšanas nolūkos pēc ārstejošā ārsta ieskatiem tiek veikta spiediena uzraudzība, ievērojiet spiediena uzraudzības ierīces ražotāja lietošanas instrukcijas. Ar šķidrumu uzpildītu spiediena uzraudzības ierīci pievienojiet vadāmajam katetram. Pirms mērījuma iegūšanas veiciet aspirēšanu un pēc tam kalibrējiet pacienta sirds līmeni. Piezīme. Spiediena uzraudzība ir jāizmanto kopā ar ehokardiogrāfiju. Spiediena vērtība ir jāsapņo ar ehokardiogrāfijas un doplerogrāfijas izmeklējumu rādījumiem. Kad novērtējat priekškambara spiedienu, pārbaudiet, vai implanta katetra distālais gals ir pilnībā izbīdīts no vadāmā katetra.
9	Ja nepieciešams, virziet implanta sistēmu uz priekšu. Ja nepieciešams, manipulējiet ar vadāmo katetru un vadītājapvalku (salieciet/atlieciet, pagrieziet pretējos virzienos, virziet uz priekšu/atvelciet), līdz implants atrodas mērķa savienojuma zonas centrā ar atbilstošu trajektoriju. UZMANĪBU! Pārmērīgu manipulāciju dēļ iespējama iepriekš implantētās ierīces dislokācija vai izkustēšanās, sirds struktūru bojājums, kura dēļ nepieciešama ķirurģiska labošana vai cita invazīva iejaukšanās. Piezīme. Rentgenstarojumu neaurlaidīga marķiera josla uz vadāmā katetra apzīmē lokanās daļas beigas un ir redzama fluoroskopijā.
10	Virziet aktivizēšanas pogu uz priekšu, lai panāktu, ka implants ir stāvoklī "gatavs satvert vīrus". Piezīme. Trisviru vārstula procedūrai: pēc implanta novietošanas stāvoklī "gatavs satvert vīrus" bīdīt slidņu tapu un pārvietojiet vienu slidni, lai ar attēlveidošanu identificētu, kuru implanta satvērēju tas vada, un nostipriniet slidņu tapu.

Darbība	Procedūra
11	Ja nepieciešams, pagrieziet implanta katetru, paveršot lāpstiņas vajadzīgajā virzienā.
12	Virziet implantu uz priekšu cauri vārstulim, līdz lāpstiņas atrodas zem vīru brīvās malas.
13	Pārbaudiet implanta atrašanās vietu un virzienu un, ja nepieciešams, nedaudz pielāgojiet novietojumu. UZMANĪBU! Ja ar implantu veic pārmērīgas manipulācijas zem vīrām, implants var sapīties cipslainajās stīgās, savukārt sapīšanās cipslainajās stīgās var izraisīt sirds traumu vai progresējošu regurgitāciju, kā arī apgrūtināt implanta izņemšanu vai pat padarīt to neiespējamu bez invazīvas papildu iejaukšanās.
14	Attēlveidošanas kontrolē atvelciet implantu, līdz vīras atrodas starp lāpstiņām un satvērējiem.
15	Virziet slidnī(-ņus) uz priekšu, lai viru(-as) nostiprinātu starp satvērējiem un lāpstiņām. To var darīt abām vīrām vienlaicīgi (lai pārvietotu abus satvērējus, slidņu tapai ir jābūt saslēgtai) vai katrai vīrai atsevišķi (lai pārvietotu atsevišķu satvērēju, slidņu tapai ir jābūt atbrīvotai).
16	Ar attēlveidošanu pārbaudiet vīru ievietojumu. Ja vīras nav nostiprinātas starp lāpstiņām un satvērējiem, atvelciet slidņus, lai atbrīvotu vīras, un mēģiniet vēlreiz.
17	Kad vīras ir nostiprinātas starp satvērējiem un lāpstiņām, aizveriet implantu.
18	Nedaudz pavirziet implanta katetru uz priekšu, lai mazinātu vīru nospiegojumu.
19	Novērtējiet regurgitāciju un, ja nepieciešams, mainiet novietojumu. Kad implanta novietojums ir apstiprināts, pārbaudiet, vai implants ir aizvērts. Ja nepieciešams mainīt novietojumu kambarī, atvelciet slidņus un virziet aktivizēšanas pogu uz priekšu, lai implantu novietotu stāvoklī "gatavs satvert vīrus". Ja nepieciešams, pielāgojiet satvērēju un implanta virzienu. Ja nepieciešams mainīt novietojumu priekškambarī, atvelciet slidņus un virziet aktivizēšanas pogu uz priekšu, lai fluoroskopiskā kontrolē implantu lēni izvērstu, vienlaikus nodrošinot, ka aktivizēšanas stīga nesaliecās, un pēc tam atvelciet implantu atpakaļ priekškambarī. UZMANĪBU! Ja implantu neizvērs, kad novietojuma maiņas laikā to atvelk atpakaļ priekškambarī, var sabojāt vīras vai sapīties cipslainajās stīgās. UZMANĪBU! Ja vīras neatbrīvo no satvērējiem un lāpstiņām pirms novietojuma maiņas, var sabojāt vīras.
20	Lai implantu atbrīvotu no katetra, veiciet tālāk norādītās darbības. a) Pārbaudiet, vai implanta katetra distālais gals ir pilnībā izbīdīts no vadāmā katetra. b) Pārgrieziet ārējo šuvi katra slidņa proksimālajā galā. Atveriet abus slidņu noslēgkrānus, lai atbloķētu šuves. Velciet slidņu tapu, lai noņemtu šuves pilnībā. c) Pēc šuvi noņemšanas aizveriet abus slidņu noslēgkrānus. d) Izņemiet atvienotājtapu. Grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un atvelciet atvienotājtapu, līdz implants ir atbrīvots, ko var apstiprināt ar attēlveidošanu. Piezīme. Ja nepieciešams, pirms implanta atvienošanas implanta sistēmu var atvilkt vadītājapvalkā izņemšanai. Lai izņemtu, veiciet tālāk norādītās darbības. a) Atvelciet slidņus. b) Fluoroskopiskā kontrolē lēni izvērsiet implantu, vienlaikus nodrošinot, ka aktivizēšanas stīga nesaliecās. Pēc tam atvelciet implantu priekškambarī. Iestatiet implantu aizvērtā stāvoklī. c) Atlieciet vadāmo katetru un atvelciet implanta sistēmu, līdz implants ir blakus vadītājapvalka galam. d) Virziet slidņus uz priekšu. e) Iestatiet implantu izvērtā stāvoklī. f) Atvelciet slidņus, lai satvērējus katrā pusē atvērtu līdz apmēram 45°. g) Caur vadītājapvalku atvelciet visu implanta sistēmu. UZMANĪBU! Ja šuve nav pārgriezta norādītajā vietā, implanta atvienošana var būt neiespējama vai var tikt ievadīta šķiedra, kas var izraisīt mikroemboliju. UZMANĪBU! Ja neievēro paredzētās atvienošanas darbības, implanta atvienošana var būt apgrūtināta vai neiespējama, un tad var būt nepieciešama papildu invazīva iejaukšanās. UZMANĪBU! Ja implantu atvieno, nepārliecinoties, vai vīras ir stingri satvertas starp lāpstiņām un satvērējiem, var notikt implanta pārvietošanās vai dislokācija, izraisot ierīces piestiprināšanos pie vienas vīras (SLDA) vai citus iespējamos nevēlamos notikumus, un tad var būt nepieciešama papildu invazīva iejaukšanās. BRĪDINĀJUMS! Ierīču (tostarp implanta sistēmas un vadītājapvalka) atkārtota lietošana pēc izņemšanas var izraisīt svešu materiālu emboliju vai inficēšanos. Mēģinot atkārtoti lietot, ierīce var darboties nepareizi. Piezīme. Ja pēc ārstejošā ārsta lēmuma ievieto papildu implantu, ir jāuzmanās, lai nepieļautu iepriekš ievietotā implanta dislokāciju. Šķērsojot vārstuli zema profila implanta konfigurācijā, var mazināt mijiedarbību ar iepriekš ievietoto implantu. UZMANĪBU! Pārmērīgu manipulāciju dēļ iespējama iepriekš implantētās ierīces dislokācija vai izkustēšanās, sirds struktūru bojājums, kura dēļ nepieciešama ķirurģiska labošana vai cita invazīva iejaukšanās.

7.4.4 Ierices izņemšana un noslēgšana

Darbība	Procedūra
1	Implanta katetru pilnībā atvelciet vadāmajā katetrā. Pakāpeniski atlieciet un izņemiet implanta sistēmu. Pakāpeniski atlieciet un izņemiet vadītājapvalku. UZMANĪBU! Ja pirms izņemšanas ierices neatloka, var sabojāt asinsvadu.
2	Piekluves vietu noslēdziet ar standarta perkutānas slēgšanas metodi.

8.0 Drošība magnētiskās rezonanses (MR) vidē

Nekliniskajās pārbaudēs pierādīts, ka PASCAL implants ir izmantojami MR vidē, ievērojot noteiktus nosacījumus. Pacientu, kam ir implantēta šī ierīce, var droši skenēt, izmantojot MR iekārtu, ja tiek ievēroti tālāk norādītie nosacījumi:

- Statiskais magnētiskais lauks ir 1,5 T un 3,0 T.
- Maksimālais telpiskā gradienta lauks ir 3000 gaušu/cm (30 T/m).
- Maksimālais MR iekārtas ziņotais visa ķermeņa vidējais absorbcijas ātrums (SAR) ir 4 W/kg (pirmā līmeņa kontrolētā darbības režīmā).

Ja tiek ievēroti iepriekš norādītie skenēšanas nosacījumi, paredzams, ka implants rada maksimālo temperatūras paaugstināšanos par mazāk nekā 4 °C pēc nepārtrauktas 15 minūšu skenēšanas.

Nekliniskās pārbaudēs ierices radītais attēla artefakts sliktākā gadījumā vairāku implantu konfigurācijā sniedz līdz 15 mm no implanta, iegūstot attēlu sliktākā gadījumā gradienta ehoimpulsu secībā 3,0 T magnētiskās rezonanses attēlveidošana iekārtā.

9.0 Izņemto implantu un ierīču utilizēšana

Uzņēmums Edwards Lifesciences ir ieinteresēts iegūt izņemtos implanta kliniskos paraugus analizēšanai. Pabeidzot novērtēšanu, nodrošināsim rakstisku pārskatu, kurā apkopota iegūta informācija. Sazinieties ar uzņēmumu Edwards, lai iegūtu informāciju par izņemto implantu nosūtīšanu atpakaļ.

Ja izlemsiet nosūtīt atpakaļ kādas ierīces, rīkojieties atbilstoši tālākajiem norādījumiem.

- **Neatvērts iepakojums ar neobjātu sterilitātes aizsargslāni.**
Ja maisiņi nav atvērti, ierīci nosūtiet atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.
- **Iepakojums atvērts, bet ierīce nav implantēta.**
Ja maisiņi ir atvērti, ierīce vairs nav sterila. Ierīci nosūtiet atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.
- **Eksplantēts implants.**
Eksplantēts implants jāievieto piemērotā histoloģiskā fiksācijas līdzeklī, piemēram, 10% formalīnā vai 2% glutaraldehidā, un jānosūtīta atpakaļ uzņēmumam Edwards.

9.1 Utilizēšana

Ar izmantotajām ierīcēm jārikojas un tās jāutilizē tādā pašā veidā kā ar slimnīcas atkritumiem un bioloģiski bīstamiem materiāliem, ievērojot vietējos noteikumus, jo šo ierīču utilizēšana nav saistīta ar īpašu risku.

10.0 Klīniskās pieredzes apkopojums

10.1 CLASP pētījums

Šajā nodaļā minētie klīniskie dati ietver informāciju, kura iegūta no CLASP klīniskā pētījuma, kurā tika pētīta PASCAL transkatetra vārstula labošanas sistēma mitrālajā vārstulī.

Daudzcentru, daudz nacionāls, prospektīvs vienas grupas pētījums (CLASP) tika veikts, lai novērtētu PASCAL sistēmas drošumu, veiktspēju un klīniskos rezultātus. Visi pētījuma dalībnieki tika klīniski novēroti pēc 30 dienām, 6 mēnešiem un 1 gadu, un novērošana tiks atkārtota ik gadu 5 gadus pēc implantēšanas procedūras.

CLASP pētījuma primārais drošuma mērķa kritērijs bija būtisku nevēlamu notikumu esamība 30 dienu periodā. Būtiski nevēlami notikumi ietver kardiovaskulāro mirstību, miokarda infarktu, insultu, nieru slimības komplikācijas, kurām nepieciešama neplānota dialīze vai nieru aizstājterapija, smagu asiņošanu vai ar pēti ierīci saistītas nozīmīgas komplikācijas, kurām nepieciešama atkārtota iejaukšanās.

Pētījuma primārie veiktspējas mērķa kritēriji ietver ierīces, procedūras un klīnisko efektivitāti. Pētījuma sekundārie mērķa kritēriji ietver klīniskos, drošuma un funkcionālos rezultātus pēc 30 dienām, 6 mēnešiem, 1 gada un ikgadējā klīniskā novērošanā.

Ierīces pozitīvais rezultāts tiek definēts kā ierīces izvietošana, kā paredzēts, kā arī sekmīga piegādes sistēmas izņemšana, kā paredzēts, pacientam izrakstoties no sirds katetrizācijas laboratorijas. Tika analizēts katras ierīces pozitīvais rezultāts.

Procedūras pozitīvais rezultāts tiek definēts kā ierīces pozitīvs rezultāts ar mitrālās regurgitācijas (MR) pakāpi ≤ 2+ izrakstīšanās laikā (analizēts EHO centrālajā laboratorijā) bez ķirurģiskas vai perkutānas iejaukšanās nepieciešamības pirms izrakstīšanās no slimnīcas. Tika analizēts procedūras pozitīvais rezultāts katram pacientam.

Klīniskais pozitīvais rezultāts tiek definēts kā procedūras pozitīvais rezultāts, novērojot MR samazinājumu MR ≤ 2+ bez būtiskām nevēlamām blakusparādībām pēc 30 dienām (analizēta uz pacientu).

Visi ehokardiogrāfijas dati tika analizēti neatkarīgā centrālajā laboratorijā. Ar drošumu saistītos notikumus izskatīja neatkarīga klīnisko notikumu komiteja, savukārt datu drošības uzraudzības padome neatkarīgi pārskatīja apkopotos drošības datus un novērtēja nevēlamo notikumu tendences un to ietekmi uz pētījuma veikšanu un ierīces riska novērtējumu.

10.1.1 CLASP pētījuma rezultāti

Vidējais ārstēto pacientu vecums bija 75,4 gadi, un 55,0% dalībnieku bija vīrieši. Visiem pacientiem bija II, III vai IV klases sirds mazspēja atbilstīgi NYHA (Nujorkas Sirds slimību asociācijas) klasifikācijai. Vidējie loģistiskie EuroSCORE I, EuroSCORE II un STS (Torakālo ķirurģu biedrības) mirstības rādītāji bija attiecīgi 14,4%, 5,8% un 4,7%. Pētījuma sākumā 50,9% pacientu bija vidēji smaga MR un 48,1% pacientu — smaga MR.

10.1.2 Veiktspēja

Veiktspējas mērķa kritērijs ietver trīs pozitīva rezultāta komponentus: ierīces, procedūras un klīnisko pozitīvo rezultātu. Pozitīvs rezultāts tika sasniegts 92,0% pētīto ierīču. Procedūras pozitīvs rezultāts tika sasniegts 93,5% pacientu. Klīniskais pozitīvais rezultāts tika sasniegts 86,0% pacientu.

10.1.3 Drošība

Pēc 30 dienām kompozitais būtisku nevēlamu notikumu rādītājs bija 8,0%. Deviņiem pacientiem attīstījās 11 būtiski nevēlami notikumi pirms novērošanas pēc 30 dienām. Tālāk minētas klīnisko notikumu komitejas izskatītie būtiski nevēlami notikumi pēc 30 dienām pēc to skaita.

Būtisks nevēlams notikums	Statistikas kopsavilkums
Kardiovaskulārā mirstība	0,9% (1/112)
Insults	0,9% (1/112)

Būtisks nevēlams notikums	Statistikas kopsavilkums
Miokarda infarkts	0,0% (0/112)
Atkārtotas nieru aizstājterapijas nepieciešamība	0,0% (0/112)
Smaga asiņošana	7,1% (8/112)
Atkārtota ķirurģiska iejaukšanās pētītās ierīces izraisītu komplikāciju dēļ	0,9% (1/112)
Kompozitais būtisku nevēlamu notikumu rādītājs	8,0% (9/112)

Piezīme. Kategoriskie rādītāji — % (n/kopējais skaits)

Kopējā pētījuma populācijā MR pakāpes samazināšanās (t. i., MR ≤ 2+) tika novērota 95,3% pacientu izrakstīšanās laikā, 96,1% — pēc 30 dienām, 98,8% — pēc 6 mēnešiem, 100% — pēc 1 gada.

10.1.4 Pētījuma secinājumi

CLASP pētījumā iegūtie dati liecina par PASCAL sistēmas drošumu un veiktspēju pacientiem ar mitrālo regurgitāciju. Gadu vai ilgāk novēroto pacientu skaits ir ierobežots, un ilgtermiņa novērošanas dati tiek vākti ilgtermiņa klīniskās novērošanas pētījuma laikā pēc laišanas tirgū.

10.2 CLASP TR pētījums

Šajā nodaļā minētie klīniskie dati ietver informāciju, kura iegūta PASCAL transkatetra vārstula labošanas sistēmas trīsviru vārstulu klīniskajā pētījumā (CLASP TR).

Prospektīvs, vienas grupas, daudzcentru pētījums (CLASP TR) tika veikts, lai novērtētu PASCAL sistēmas drošumu, veiktspēju un klīniskos rezultātus. Visi pētījuma dalībnieki tika klīniski novēroti pēc 30 dienām, 6 mēnešiem un 1 gadu, un novērošana tiks atkārtota ik gadu 5 gadus pēc implantēšanas procedūras.

CLASP TR pētījuma primārais drošuma mērķa kritērijs bija būtisku nevēlamu notikumu kompozitā rādītājs 30 dienu periodā. Būtiski nevēlami notikumi ietver kardiovaskulāro mirstību, miokarda infarktu, insultu, nieru slimības komplikācijas, kurām nepieciešama neplānota dialīze vai nieru aizstājterapija, smagu asiņošanu, neplānotu vai ārkārtas atkārtotu iejaukšanos (perkutanu vai ķirurģisku) ierīces izraisītu komplikāciju dēļ, lielas ar piekluves vietu vai asinsvadiem saistītas komplikācijas, kurām nepieciešama iejaukšanās.

Pētījuma primārie veiktspējas mērķa kritēriji ietver ierīces, procedūras un klīnisko pozitīvo rezultātu. Pētījuma sekundārie mērķa kritēriji ietver klīniskos, drošuma un funkcionālos rezultātus pēc 30 dienām, 6 mēnešiem, 1 gada un ikgadējā klīniskā novērošanā.

Ierīces pozitīvais rezultāts tiek definēts kā ierīces izvietošana, kā paredzēts, kā arī sekmīga piegādes sistēmas izņemšana, kā paredzēts, pacientam izrakstoties no sirds katetrizācijas laboratorijas. Tika analizēts katras ierīces pozitīvais rezultāts.

Procedūras pozitīvais rezultāts tiek definēts kā ierīces pozitīvais rezultāts, uz ko norāda TR pakāpes samazināšanās par vismaz vienu pakāpi (skala: nav/pēdas, viegla, vidēji smaga, smaga, masīva, spēcīga) procedūras beigās, un bez ķirurģiskas vai perkutānas iejaukšanās nepieciešamības pirms izrakstīšanās no slimnīcas. Tika analizēts procedūras pozitīvais rezultāts katram pacientam.

Klīniskais pozitīvais rezultāts tiek definēts kā procedūras pozitīvais rezultāts bez būtiskiem nevēlamiem notikumiem pēc 30 dienām (analizēts katram pacientam).

Visi ehokardiogrāfijas dati tika analizēti neatkarīgā centrālajā laboratorijā. Ar drošumu saistītos notikumus izskatīja neatkarīga klīnisko notikumu komiteja, savukārt datu drošības uzraudzības padome neatkarīgi pārskatīja apkopotos drošības datus un novērtēja nevēlamo notikumu tendences un to ietekmi uz pētījuma veikšanu un ierīces riska novērtējumu.

10.2.1 CLASP TR pētījuma rezultāti

Vidējais ārstēto pacientu vecums bija 76,3 gadi, un 53% dalībnieku bija sievietes. Visiem pacientiem bija II un III klases sirds mazspēja atbilstīgi NYHA (Nujorkas Sirds slimību asociācijas) klasifikācijai. Vidējie EuroSCORE II un STS (Torakālo ķirurģu biedrības) mirstības rādītāji bija attiecīgi 5,3% un 7,3%. Pētījuma sākumā 81% pacientu tika novērots smagā stāvoklī esošs vai lielāks TR.

10.2.2 Veiktspēja

Veiktspējas mērķa kritērijs ietver trīs pozitīva rezultāta komponentus: ierīces, procedūras un klīnisko pozitīvo rezultātu. Pozitīvs rezultāts tika sasniegts 82,2% pētīto ierīču. Procedūras pozitīvais rezultāts tika sasniegts 95,5% un klīniskais pozitīvais rezultāts — 86,4% pacientu ar implantu.

10.2.3 Drošība

Pēc 30 dienām kompozitais būtisku nevēlamu notikumu rādītājs bija 5,9%. Diviem pacientiem attīstījās 3 būtiski nevēlami notikumi pirms novērošanas pēc 30 dienām. Tālāk minētas klīnisko notikumu komitejas izskatītie būtiski nevēlami notikumi pēc 30 dienām pēc to skaita.

Būtisks nevēlams notikums	Statistikas kopsavilkums
Kardiovaskulārā mirstība	0,0% (0/34)
Miokarda infarkts (MI)	0,0% (0/34)
Insults	0,0% (0/34)
Nieru slimības komplikācijas, kurām nepieciešama neplānota dialīze vai nieru aizstājterapija	0,0% (0/34)
Smaga asiņošana	5,9% (2/34)
Neplānota vai ārkārtas atkārtota iejaukšanās (perkutanā vai ķirurģiska) ierīces izraisītu komplikāciju dēļ	0,0% (0/34)
Lielas ar piekluves vietu vai asinsvadiem saistītas komplikācijas, kurām nepieciešama iejaukšanās	0,0% (0/34)
Kompozitais būtisku nevēlamu notikumu rādītājs	5,9% (2/34)

Piezīme. Kategoriskie rādītāji — % (n/kopējais skaits)

Pacientu ar implantiem populācijā TR pakāpes samazināšanās par vismaz vienu pakāpi tika novērota 88,9% un 82,6% pacientu attiecīgi izrakstīšanās laikā un pēc 30 dienām. TR pakāpes samazināšanās par vismaz divām pakāpēm tika novērota 65,2% pacientu pēc 30 dienām.

10.2.4 Pētījuma secinājumi

CLASP TR pētījumā līdz šim iegūtie dati liecina par PASCAL sistēmas drošumu un veiktspēju pacientiem ar trīsviru vārstula regurgitāciju. Gadu vai ilgāk novēroto pacientu skaits ir ierobežots, un ilgtermiņa novērošanas dati tiek vākti ilgtermiņa klīniskās novērošanas pētījuma laikā pēc laišanas tirgū.

Edwards PASCAL Transkateter Kapak Onarım Sistemi

Kullanım Talimatları

Edwards PASCAL transkateter kapak onarım sistemi (bundan sonra PASCAL sistemi olarak anılacaktır) şunları içerir:

Tablo 1: Model 10000

Model Numarası	Cihaz	Uyumlu Cihazlar	
		Model Numaraları	Cihaz
10000IS	PASCAL İmplant Sistemi	10000GS 10000ST	Kılavuz Kılıfı Stabilizatör
10000ISM	PASCAL Ace İmplant Sistemi	20000ST 10000T	Raylı Stabilizatör Sistemi Stant

Tablo 2: Model 15000

Model Numarası	Cihaz	Uyumlu Cihazlar	
		Model Numaraları	Cihaz
15000IS	PASCAL İmplant Sistemi	10000GS 20000ST	Kılavuz Kılıfı Raylı Stabilizatör Sistemi
15000ISM	PASCAL Ace İmplant Sistemi	10000T	Stant

İmplant Sistemi

İmplant Sistemi, Yönlendirilebilir Kateter (en dış katman), İmplant Kateteri (en iç katman) ve İmplanttan (bundan sonra Model 10000IS, Model 10000ISM, Model 15000IS ve Model 15000ISM implantlar olarak bahsedilecektir) oluşur. İmplant Sistemi transvenöz yaklaşım kullanılarak ve femoral ven erişimi aracılığıyla İmplantı perkütanöz olarak kapağa uygular.

İmplant (Şekil 1-3)

İmplant, kapağın yaprakçıklarına uygulanıp sabitlenerek regürjitan deliğini doldurma unsuru olarak görev yapar. İmplantın primer bileşenleri Nitinolden üretilmiş ve polietilen tereftalat kaplı Ara Parça, Kanatlar ve Tokalardır. 10000IS ve 15000IS İmplantlarında ayrıca titanyum somun ve civata, PEEK kovan ve silikon sızdırmazlık elemanı yer alır. 10000ISM ve 15000ISM İmplantlarında ayrıca titanyum somun ve civata, distal ve proksimal plaka, silikon bir mühür bulunur ve bunlar daha küçük implantlardır.

İmplantta dört ana kanat pozisyonu vardır: Uzatılmış, Kapalı, Yaprakçık Yakalamaya Hazır ve Yaprakçık Yakalanmış.

Yönlendirilebilir Kateter (Şekil 4)

Yönlendirilebilir Kateterin İmplantı hareket ettirmek ve hedef lokasyona konumlandırılmak için fleksiyon mekanizmasını çalıştıran döner bir kontrol düğmesi vardır. Kateterin distal kısmında bulunan radyoopak işaret bandı, fleks kısmının sonunu gösterir.

İmplant Kateteri (Şekil 4)

İmplant, sütürler ve vidalı şaftla İmplant Kateterine takılı olarak tedarik edilir. İmplant Kateteri, İmplantın uygulamasını kontrol eder. Üç ana kontrol Kaydırıcılar, vidalı Çalıştırma Düğmesi ve Serbest Bırakma Düğmesidir. Kaydırıcılar, İmplant Tokalarını kontrol etmektedir (Kaydırıcıların geri çekilmesi Tokaları kaldırıncan Kaydırıcıların ilerletmesi Tokaları indirir). Vidalı Çalıştırma Düğmesi, İmplant Kanatlarını kontrol eder (Çalıştırma Düğmesinin geri çekilmesi Kanatları kapatırken Çalıştırma Düğmesinin ilerletilmesi Kanatları açar). Serbest Bırakma düğmesi, İmplantın İmplant Kateterinden serbest bırakılmasını kontrol eder. İmplant Kateteri, Yönlendirilebilir Katetere monte edilmiş olarak tedarik edilir.

Kılavuz Kılıfı (Şekil 5)

Kılavuz Kılıfı setinde Yönlendirilebilir Kılavuz Kılıfı ve İntrodüser yer alır. Kılavuz Kılıfı, atriyal erişim sağlar. Hidrofilik kaplamalı olup Kılavuz Kılıfını hedef lokasyona konumlandırmak için fleksiyon mekanizmasını çalıştıran döner bir kontrol düğmesi vardır. İntrodüser, 0,89 mm (0,035 inç) kılavuz telle uyumludur.

Stabilizatör (Şekil 6 ve 7)

Stabilizatör, implantasyon prosedürleri sırasında PASCAL sisteminin konumlandırılmasına ve stabilizasyonuna yardımcı olur. Stabilizatör, prosedür sırasında gerektiği herhangi bir zamanda sisteme takılabilir. Stabilizatör kullanımı isteğe bağlıdır.

Stant (Şekil 8)

Stant; İmplant Sistemi, Kılavuz Kılıfı ve Stabilizatör için steril alanın dışında sabit bir platform sağlamak için kullanılır. Standın yüksekliği ayarlanabilir. Stant kullanımı isteğe bağlıdır.

Yükleyici (Şekil 9)

Soyularak Çıkarılan Yükleyici, İmplantı ve uygulama kateterlerini Kılavuz Kılıfı sızdırmazlık elemanlarından geçirecek yerleştirmek için kullanılır. Yükleyici, kullanıcı için kolaylık olması bakımından İmplant Sistemi ve/veya Kılavuz Kılıfı ambalajına eklenmiştir.

1.0 Endikasyonlar

Edwards PASCAL transkateter kapak onarım sistemi, doku aproksimasyonu yetersiz mitral ve/veya triküspid kapak perkütanöz rekonstrüksiyonu için endikedir.

2.0 Kontrendikasyonlar

PASCAL sistemi aşağıdaki özelliklere sahip hastalarda kontrendikedir:

- TEE'nin kontrendike olduğu veya TEE taramasının başarısız olduğu hastalar
- Ekokardiyografik intrakardiyak kitle, trombus veya vejetasyon bulgusu
- Uygulama kateterini etkileyebilecek oklüde veya trombozlu İVK filtresi varlığı veya ipsilateral derin ven trombozu bulunması
- Bilinen nitinol hipersensitivitesi (nikel veya titanyum) veya tıbbi olarak yeterince yönetilemeyen prosedürel medikasyon kontrendikasyonu
- Kanama diyatezi veya koagülopati geçmişi veya hastanın kan naklini reddetmesi

Ek olarak, PASCAL sistemi transeptal kateterizasyona karşı kontrendikasyonu bulunan mitral hastalarda kontrendikedir.

3.0 Uyarılar

3.1 Anatomi Hususlar

Optimum sonuçlar için aşağıdaki anatomik hasta özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. PASCAL sisteminin bu durumlar dışındaki güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Bu durumlar dışındaki kullanım, İmplantın veya doğal kapak yaprakçığının yerleştirilmesini etkileyebilir.

Mitral ve triküspid hastalar için geçerlidir:

- Kavrama bölgesinde orta ila şiddetli kalsifikasyon bulgusu
- Anulus veya subvalvüler aparatı şiddetli kalsifikasyon bulgusu
- Kavrama bölgesinde önemli ölçüde yarık veya perforasyon varlığı
- Yaprakçık mobilite mesafesi <8 mm

Sadece mitral hastalar için geçerlidir:

- Yelken genişliği >15 mm ve/veya yelken boşluğu >10 mm
- Transeptal ponksiyon yüksekliği <3,5 cm
- LA çapı ≤35 mm
- İki veya daha fazla önemli ölçüde jet varlığı
- Kommissüral bölgede bir adet önemli ölçüde jet varlığı
- Mitral kapak alanı (MVA) <4,0 cm²
- LVEDD >8,0 cm

Sadece triküspid hastalar için geçerlidir:

- Primer dejeneratif olmayan triküspid hastalık varlığı

3.2 Cihaz Kullanımı

- Cihazlar yalnızca tek kullanımlık olarak tasarlanırlar, amaçlarını ve dağıtımları. Yeniden işleme sonrasında cihazın sterilitesini, nonprojenitesini ve işlevselliğini destekleyen herhangi bir veri bulunmamaktadır.
- Cihazlar, enfeksiyonu önlemek için standart steril teknikle kullanılmalıdır.
- Cihazları, steril fizyolojik ve/veya heparinize salın çözeltisi dışında herhangi bir çözeltiye, kimyasala vb. maruz bırakmayın. Aksi halde cihaz, görsel incelemeyle anlaşılmasayan onarılmaz hasarlar alabilir.
- Cihazları patlayıcı veya yanıcı gazların, anesteziğin veya temizleyicilerin/dezenfektanların bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Son kullanma tarihi geçmiş cihazları kullanmayın.
- Steril cihazları, ambalaj mühürünün kırılması veya ambalajının hasarlı olması halinde kullanmayın.
- Düşürülmüş, hasar görmüş veya herhangi bir şekilde yanlış kullanılmış cihazları kullanmayın.
- Standart yıkama ve hava boşaltma tekniği, hava embolisini önlemek için hazırlık sırasında ve prosedür boyunca kullanılmalıdır.

3.3 Klinik Uyarılar

- İmplant edilen tüm tıbbi cihazlarda olduğu gibi advers immünolojik yanıt potansiyeli bulunmaktadır.
- Zaman zaman cerrahi müdahaleye ve/veya ölüme neden olabilen ciddi advers olaylar, bu sistemin kullanımıyla ilişkilendirilebilir ("Olasi Advers Olaylar"). Muhtemel her bir hastaya kullanmadan önce faydalar ve riskler tam olarak açıklanmalıdır.
- İmplantla ilişkili komplikasyonların teşhis edilip doğru şekilde yönetilebilmesi için dikkatli ve sürekli tıbbi takip tavsiye edilir.
- Antikoagülasyon tedavisine kurumsal yönergelere göre hekim karar vermelidir.

4.0 Önlemler

4.1 Kullanım Öncesi Önlemler

- Hastalar, hasta riskini ve anatomik uygunluğu değerlendirmek için mitral ve/veya triküspid regürjantasyon tedavisinde uzman multidisipliner bir kalp ekibince seçilmelidir.

4.2 Kullanım Sonrası Önlemler

- İmplant için uzun süreli dayanıklılık belirlenmemiştir. İmplant performansının değerlendirilmesi için düzenli tıbbi takip tavsiye edilir.
- PASCAL cihazıyla kapak onarımının ardından kısa süreli antikoagülasyon tedavisi gerekebilir. Kurumsal yönergelere göre antikoagülasyon ve başka tıbbi tedavi reçete edin.

5.0 Olası Advers Olaylar

Standart kardiyak kateterizasyon, anestezi kullanımı ve PASCAL sisteminin kullanımıyla ilişkili komplikasyonlar şu sonuçlara neden olabilir: açık ameliyata dönüş, acil olarak veya acil olmadan operasyondan tekrarlanması, eksplant, kalıcı sakatlık veya ölüm. Hekimlerin cihazla ilişkili şüpheli olayları Edwards şirketine veya ilgili hastane yetkililerine bildirmeleri önerilir.

PASCAL prosedürünün olası komplikasyonları olarak aşağıdaki öngörülen advers olaylar tanımlanmıştır:

- Anormal laboratuvar değerleri
- Anesteziye, kontrast maddeye, heparine veya Nitinole alerjik reaksiyon
- Anemi veya düşük Hgb, transfüzyon gerektirebilir
- Anevrizma veya psödoanevrizma
- Anjina veya göğüs ağrısı
- Anafilaktik şok
- Aritmiler – atriyal (yani AF, SVT)
- Aritmiler – ventriküler (yani VT, VF)
- Arteriyovenöz fistül
- Müdahale gerektiren atriyal septal yaralanma
- Kanama
- Kardiyak arrest
- Kalp yetmezliği
- Kardiyak yaralanma, perforasyon da dahil
- Kardiyak tampon/perikardiyal efüzyon
- Kardiyojenik şok
- Müdahale gerektirebilen kordal dolanma veya rüptür
- Koagülopati, koagülasyon bozukluğu, kanama diyatezi
- Kalıcı kalp pili gerektirebilen iletim sistemi hasarı
- Derin ven trombozu (DVT)
- Doğal kapağın özelliğini kaybetmesi (örn. yaprakçık yırtılması, geri çekilmesi, kalınlaşması)
- Daha önce yerleştirilen implantın yerinden çıkması
- Dispne
- Ödem
- Elektrolit dengesizliği

- Hava, partikül, kalsifik materyal veya trombus dahil emboli/embolizasyon
- Endokardit
- Özofagus tahrişi
- Özofagus perforasyonu veya daralması
- Egzersiz intoleransı veya halsizlik
- PASCAL sistemi bileşenlerinin çekip çıkarılmaması
- Ateş
- Gastrointestinal kanama veya enfarktüs
- Kalp yetmezliği
- Hematom
- Hemodinamik bozulma
- Hemoliz
- Transfüzyon veya müdahale gerektiren hemoraji
- Hipertansiyon
- Hipotansiyon
- Cihazın özelliğini kaybetmesi (aşınma, yırtık, kırık veya diğer)
- İmplant embolizasyonu
- İmplantın malpozisyonu veya amaçlanan alana yerleştirilememesi
- İmplantın yer değiştirmesi
- İmplant trombozu
- Enfeksiyon
- Enflamasyon
- LVOT tıkanıklığı
- Mezenterik iskemi
- Birden fazla sistemi ilgilendiren organ yetmezliği
- Miyokard enfarktüsü
- Bulantı ve/veya kusma
- Sinir hasarı
- TIA veya inme tanısı olmadan diskinezi gibi nörolojik belirtiler
- Nörolojik olmayan tromboembolik olaylar
- Ağrı
- Papiller kas hasarı
- Paraliz
- PASCAL sistemi bileşen(ler)inin embolizasyonu
- Periferik iskemi
- Plevral efüzyon
- Pulmoner ödem
- Pulmoner emboli
- Anti-trombosit veya antikoagülasyon ajanlarına reaksiyon
- Böbrek yetmezliği
- Böbrek yetersizliği
- Solunum bozulması, solunum yetmezliği, ateletazi, pnömoni; uzun süreli ventilasyon gerektirebilir
- Retroperitoneal kanama
- Septal hasar veya perforasyon
- Septisemi, sepsis
- İyonizan radyasyona maruz kalmadan kaynaklanan cilt yanması, hasarı veya doku değişimleri
- Cihazın tek yaprakçığa bağlanması (SLDA)
- İnme
- Senkop
- Geçici iskemik atak (TIA)
- İdrar yolu enfeksiyonu ve/veya kanaması
- Kapak hasarı
- Kapak stenozu
- Valvüler regürjitasyon
- Diseksiyon ya da oklüzyon da dahil vasküler hasar veya travma
- Damar spazmı
- Ventrikül duvarı hasarı veya perforasyonu
- Yara açılması, gecikmiş veya tamamlanmayan iyileşme
- Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi
- Regürjitasyon/valvüler yetersizliğin kötüleşmesi

6.0 Tedarik Şekli

6.1 Ambalaj

Kılavuz Kılıfı, İmplant Sistemi ve Stabilizatör ayrı ayrı ambalajlanmakta ve etilen oksitle sterilize edilmektedir. Stant, ambalajlanıp tedarik edildiğinde steril değildir.

6.2 Saklama

PASCAL sistemi, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

7.0 Kullanım Talimatları

7.1 Hekim Eğitimi

İmplantı yerleştiren hekim, transkateter tekniklerde deneyimli ve PASCAL sistemi ve implant prosedürü konusunda eğitilmiş olmalıdır. PASCAL cihazı uygulaması için nihai karar, mesleki uzmanlık merkezlerinde mitral ve/veya triküspid regürjitasyon tedavisinde uzmanlaşmış, hastalık evresi ve komorbiditesine göre beklenmesi gereken makul anlamlı klinik iyileşme olasılığını belirleyebilen hekimlerce verilmelidir.

7.2 Ekipman ve Malzemeler

- Standart kardiyak kateterizasyon laboratuvar ekipmanı
- Floroskopi sistemi
- Transözofageal ekokardiyografi (TEE) özellikleri (2B ve 3B)
- Kontrast enjeksiyonu için pigtail kateter (uyumlu kılıfla)
- Venöz ponksiyon kiti
- Transseptal iğne, kılıf ve kılavuz tel
- Değişim uzunluğu, 0,89 mm (0,035 inç) olan kılavuz tel
- Küvetler
- Luer tertibatlı 50-60 cm³ sıringalar
- Heparinize salin

- Hemostat
- Cerrahi havlular (örn. 43 x 69 cm boyutunda)
- İsteğe bağlı: Step-up dilatörler
- İsteğe bağlı: Sürekli fizyolojik salin damlatma (Tekerlekli serum askısı, çevirmeli düğmeli oklüderli serum hortumu, 1 litrelik heparinize steril salin çözeltisi torbaları)
- İsteğe bağlı: Basınç izleme cihazı

7.3 Cihazın Hazırlanması

7.3.1 Stant

Adım	Prosedür
1	Standı/Stantları ambalajından çıkarın ve hasar olup olmadığını kontrol edin.
2	Standı/Stantları Şekil 8'e göre takın.

7.3.2 Stabilizatör

Adım	Prosedür
1	Stabilizatör bileşenlerini ambalajdan çıkarın ve hasar olup olmadığını kontrol edin.
2	Stabilizatörü gerektiği şekilde Şekil 6'ya göre takın.

7.3.3 Kılavuz Kılıfı

Adım	Prosedür
1	Kılavuz Kılıfı, Yükleyiciyi ve İntrodüseri ambalajından çıkarın ve büyük bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
2	Distal ucu yüksekte tutarken Kılavuz Kılıfını heparinize salinle yıkayarak havasını boşaltın.
3	Distal ucu yüksekte tutarken İntrodüseri Kılavuz Kılıfına yerleştirin. Kullanmadan önce İntrodüseri heparinize salinle yıkayın ve Kılavuz Kılıfını heparinize salinle silin.

7.3.4 İmplant Sistemi

Adım	Prosedür
1	İmplant Sistemini ve Yükleyiciyi ambalajından çıkarın ve büyük bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Her iki Kaydırıcı Musluğun da açık konumda olduğundan emin olun. UYARI: Kaydırıcı Musluklar açık konumda değilse, cihazın kullanılması enfeksiyona neden olabilir.
2	Çalıştırma Düğmesini, Toka Konumlandırma Aletine yaslanana kadar ilerletin (Çalıştırma Düğmesini saat yönünün tersine döndürün veya Çalıştırma Düğmesini ileri itmek için Basmalı Çalıştırma Düğmesine basın).
3	Kaydırıcı Pimini çıkarın ve sütür gevşekliklerini giderin. Kaydırıcı Musluklarını kilitleyin ve Kaydırıcı Pimini sabitleyin. Toka Konumlandırma Aletini çıkarın.
4	Düzgün Toka hareketini teyit etmek için Kaydırıcıları tamamen çekin ve ilerletin ve implantı kapatın (Çalıştırma Düğmesini saat yönünde döndürün veya Çalıştırma Düğmesini geri çekmek için Basmalı Çalıştırma Düğmesine basın).
5	Yönlendirilebilir Kateteri ilerletin. Kaydırıcıların ve Çalıştırma Düğmesinin tam olarak geri çekildiğinden emin olun. İmplant Kateteri Kolunu, Serbest Bırakma Düğmesi standın karşısına gelecek şekilde dikey olarak konumlandırın.
6	İmplant Kateterini heparinize salinle yıkayın.
7	İmplant Kateterinin distal ucundan Salin çıktığı görüldüğünde, İmplant Kateteri Kolunu indirin ve heparinize salinle yıkamaya devam ederek İmplant Kateterinin distal ucunu kaldırın.
8	Yönlendirilebilir Kateteri tamamen geri çekin. İmplantı Uzatılmış konuma ayarlamak üzere Kaydırıcıları ve Çalıştırma Düğmesini ilerletin.
9	Yükleyici başlığını çıkarın ve Yükleyici başlığını İmplant Sistemine yönlendirin.
10	İmplant, distal uçtan çıkana kadar Yükleyicinin proksimal ucundan sokun. Yükleyici ve Yükleyici başlığını takın.
11	Yükleyiciyi ve distal ucu yüksekte tutarken Yönlendirilebilir Kateteri heparinize salinle yıkayın.
12	Yönlendirilebilir Kateteri salinle yıkamaya devam ederek İmplantın distal ucu Yükleyiciye tamamen girene kadar kademeli olarak İmplant Kateterini Yönlendirilebilir Katetere ve İmplantı Yükleyiciye çekin.

7.4 İmplant Prosedürü

İmplant, floroskopik ve ekokardiyografik görüntüleme olanağına sahip ameliyathanede, hibrit ameliyathanede veya kateterizasyon laboratuvarında hemodinamik izleme altında genel anesteziyle uygulanmalıdır.

Not: İmplant prosedüründen önce, belirtilen durumlar dışında kullanımı İmplantın veya doğal kapak yaprakçığının yerleştirilmesini etkileyebileceğinden Anatomi Hususlar (Bölüm 3.1) bölümüne bakın.

DIKKAT: Prosedür sırasında, ACT'yi ≥ 250 saniyede tutacak şekilde heparin uygulanmalıdır.

DIKKAT: Aşırı kontrast madde, böbrek yetmezliğine neden olabilir. Prosedürden önce hastanın kreatinin düzeyini ölçün. Kontrast madde kullanımı izlenmelidir.

7.4.1 Hastanın Hazırlanması

Adım	Prosedür
1	Hastaya steril örtü uygulamadan önce Standı/Stantları monte ederek ve hastanın bacaklarının arasına yerleştirerek yüksekliğini gereken şekilde ayarlayın. Standı/Stantları ve hastanın bacakları arasında destek olarak havlu kullanın. UYARI: Stant tedarik edildiğinde steril değildir; Standın steril alana sokulması enfeksiyona neden olabilir.
2	Stabilizatörü, steril örtüyle kaplandıktan sonra prosedür sırasında istediğiniz zaman monte edebilir ve takabilirsiniz.

7.4.2 Femoral Ven Erişimi ve Kılıfın Yerleştirilmesi

Adım	Prosedür
1	Konvansiyonel perkütanöz ponksiyon yöntemleriyle ana femoral vene erişin.
2	PASCAL Mitral Prosedürler için: Konvansiyonel perkütanöz yöntemleri kullanarak transvenöz, transeptal tekniklerle sol atriya erişin ve kılavuz teli sol atriya yerleştirin. Damara gereken şekilde dilatasyon uygulayın. DİKKAT: (Sadece mitral prosedürler için) Uygun olmayan ponksiyon, kardiyak yapı hasarına neden olarak cerrahi onarım veya başka müdahale gerektirebilir. PASCAL Triküspid Prosedürler için: Konvansiyonel perkütanöz yöntemleri kullanarak sağ atriya erişin ve kılavuz teli sağ atriya yerleştirin. Damara gereken şekilde dilatasyon uygulayın.
3	PASCAL Mitral Prosedürler için: İhtiyaca göre sıkma mekanizmasını kullanarak, Kılavuz Kılıfı ucu kılavuz tel üzerinden septum boyunca sabitlenene kadar Kılavuz Kılıfını İntrodüserle birlikte sokun. PASCAL Triküspid Prosedürler için: Kılavuz Kılıfı ucu sağ atriya içine girene kadar Kılavuz Kılıfını İntrodüserle birlikte sokun. DİKKAT: Aşırı manipülasyon, daha önce implantı yapılan cihazın yerinden çıkmasına veya bozulmasına, kardiyak yapı hasarına neden olarak cerrahi onarım veya başka müdahale gerektirebilir.
4	İntrodüseri ve kılavuz teli çıkarın. İmplant Sistemini yerleştirene kadar Kılavuz Kılıfını aspire etmeyin ve yıkamayın. DİKKAT: Sürekli fizyolojik salin yıkamasının Kılavuz Kılıfına İmplant Sistemi yerleştirilmeden önce aspire edilmesi veya bağlanması hava embolisine neden olabilir.

7.4.3 İmplant Uygulaması

Adım	Prosedür
1	İmplant Sistemini Yükleyciyle birlikte Kılavuz Kılıfına sokun.
2	İmplant Sistemini, İmplant Yükleyciden çıkana kadar ilerletin. Yükleyciyi geri çekin ve soyarak çıkarın.
3	Kılavuz Kılıfını heparinize salinle aspire edin ve yıkayın. Belirtilen şırıngayı kullanarak minimum 45 cm ² aspire edin. DİKKAT: Kılavuz Kılıfının tamamen aspire edilmemesi hava embolisine neden olabilir.
4	İsteğe bağlı olarak, sürekli fizyolojik salin damlatmasını İmplant Kateterine bağlayın. DİKKAT: Sürekli fizyolojik salin damlatmasının İmplant Sistemine aspirasyondan önce bağlanması hava embolisine neden olabilir.
5	İmplant Sistemini, İmplant Kılavuz Kılıfının distal ucundan çıkana kadar ilerletin.
6	İmplantı Kapalı konumuna getirmek için Çalıştırma Düğmesini geri çekin. Kaydırıcıları geri çekin.
7	Kılavuz Kılıfını gereken şekilde ayarlayın.
8	Tedaviyi uygulayan hekimin takdirinde olacak şekilde atriyal basıncı değerlendirmek için prosedür boyunca devamlı olarak basınç izleme kullanılıyorsa lütfen basınç monitörü üreticisinin kullanım talimatlarını izleyin. Sıvı dolu bir basınç izleme cihazını yönlendirilebilir katetere bağlayın. Ölçümü almadan önce aspire edin ve hastanın kalp seviyesine göre ayarlayın. Not: Basınç izleme, eko ile bağlantılı kullanılmalıdır. Basınç, eko ve Doppler göstergelerine göre uygunlaştırılmalıdır. Atriyal basıncı ölçerken İmplant Kateterinin distal ucunun Yönlendirilebilir Katetere tam olarak çıkarıldığından emin olun.
9	İmplant Sistemini ihtiyaca göre ilerletin. Yönlendirilebilir Kateter ve Kılavuz Kılıfını, İmplant hedef koaptasyon bölgesinde uygun yola ortalamana kadar gereken şekilde hareket ettirin (sıkma-gevsetme, aksi yönlere tork, ilerletme-geri çekme). DİKKAT: Aşırı manipülasyon, daha önce implantı yapılan cihazın yerinden çıkmasına veya bozulmasına, kardiyak yapı hasarına neden olarak cerrahi onarım veya başka müdahale gerektirebilir. Not: Yönlendirilebilir Kateter üzerindeki radyoopak işaret bandı fleks kısmın sonunu gösterir ve floroskopide görüntülenebilir.
10	İmplantı Yaprakçık Yakalamaya Hazır konumuna getirmek için Çalıştırma Düğmesini ilerletin. Not: Triküspid prosedürü için implantı Kapakçık Yakalamaya Hazır Konumuna yerleştirdikten sonra Kaydırıcı Pimini çekin ve bir kaydırıcı hareket ettirerek görüntüleme yardımıyla hangi İmplant Tokasını kontrol ettiğini belirleyin ve Kaydırıcı Pimini sabitleyin.
11	Kanatları yönlendirmek için gereken şekilde İmplant Kateterine tork uygulayın.
12	İmplantı, kapakta Kanatlar yaprakçıkların serbest kenarının altına gelene kadar ilerletin.
13	İmplantın yerini ve yönünü doğrulayın ve konumunu ihtiyaca göre ayarlayın. DİKKAT: İmplantın yaprakçıkların altında aşırı manipülasyonu, İmplantın kordonlara dolanmasına neden olabilir; kordal dolanma kardiyak hasara, regürjitasyonun kötüleşmesine veya İmplantın çıkarılmasının zorlaşmasına, mümkün olmamasına ve ek müdahale gerektirmesine neden olabilir.
14	Görüntüleme yardımıyla yararlanarak, İmplantı yaprakçıklar Kanatlar ve Tokaların arasına yerleşene kadar geri çekin.

Adım	Prosedür
15	Kaydırıcı/kaydırıcıları; yaprakçık/yaprakçıklar, Tokalar ve Kanatlar arasında sabitlenene kadar ilerletin. Bu işlem her iki yaprakçık için aynı anda (Kaydırıcı Pimi her iki Tokayı birden hareket ettirmek için etkinleşir) veya her bir yaprakçık için ayrı ayrı (Kaydırıcı Pimi tek bir Tokayı hareket ettirmek için devre dışı kalır) gerçekleştirilebilir.
16	Yaprakçığın yerleştiğini görüntüle yardımıyla doğrulayın. Yaprakçıkların Tokalar ve Kanatlar arasında sabitlenmemesi halinde yaprakçıklar serbest bırakmak için Kaydırıcıları geri çekin ve tekrar deneyin.
17	Yaprakçıklar Tokalar ve Kanatlar arasında sabitlendikten sonra İmplantı kapatın.
18	Yaprakçıklardaki gerilimi gidermek için İmplant Kateterini hafifçe ilerletin.
19	Regürjitasyonu değerlendirin ve ihtiyaca göre yeniden konumlandırın. İmplant konumunu doğruladıktan sonra İmplantın kapatıldığından emin olun. Ventrikül içerisinde yeniden konumlandırma gerekirse, Kaydırıcıları geri çekin ve İmplantı Yaprakçık Yakalamaya Hazır konumuna getirmek için Çalıştırma Düğmesini ilerletin. Tokaların ve İmplantın yönünü gereken şekilde ayarlayın. Atriyum içerisinde yeniden konumlandırma gerekirse, Çalıştırma Telinin bükülmemesi sağlayarak Kaydırıcıları geri çekin ve İmplantı floroskopi yardımıyla yavaşça uzatmak için Çalıştırma Düğmesini ilerlettikten sonra implantı atriya geri çekin. DİKKAT: Yeniden konumlandırma sırasında atriya çekerken İmplantın uzatılmaması yaprakçık hasarına veya kordal dolanmaya neden olabilir. DİKKAT: Yaprakçıkların yeniden konumlandırma işleminden önce Tokalar ve Kanatlardan serbest bırakılmaması yaprakçık hasarına neden olabilir.
20	İmplantı katetere serbest bırakmak için: a) İmplant Kateterinin distal ucunun Yönlendirilebilir Katetere tam olarak çıkarıldığından emin olun. b) Kaydırıcının her iki proksimal ucundaki sütürlerin dışını kesin. Sütürlerin kilidini açmak için her iki Kaydırıcı Musluğunu açın. Sütürleri tam olarak çıkarmak için Kaydırıcı Pimini çekin. c) Sütürleri çıkardıktan sonra her iki Kaydırıcı Musluğunu da kapatın. d) Serbest Bırakma Pimini çıkarın. Serbest Bırakma Düğmesini, görüntülemeyle doğrularak İmplant serbest kalana kadar saat yönünün tersine döndürün ve geri çekin. Not: İmplantı serbest bırakmadan önce gerekirse çıkarma işlemi için İmplant Sistemi Kılavuz Kılıfına çekilebilir. Çekmek için: a) Kaydırıcıları geri çekin. b) Floroskopi yardımıyla, Çalıştırma Telinin bükülmediğinden emin olarak İmplantı yavaşça uzatın. Ardından İmplantı atriya geri çekin. İmplantı Kapalı konumuna getirin. c) Yönlendirilebilir Kateteri gevşetin ve İmplant Kılavuz Kılıfının ucuyla yan yana gelene kadar İmplant Sistemini geri çekin. d) Kaydırıcıları ilerletin. e) İmplantı Uzatılmış konumuna getirin. f) Tokaları her iki tarafta yaklaşık 45° açmak için Kaydırıcıları geri çekin. g) İmplant Sistemini Kılavuz Kılıfının içinden tamamen geri çekin. DİKKAT: Sütürleri belirtilen yerden kesmemek implantın serbest bırakılmamasına veya mikro emboliye yol açabilecek şekilde içinde iplik kalmasına neden olabilir. DİKKAT: Belirtilen serbest bırakma adımlarının uygulanmaması İmplantın serbest bırakılmasının zorlaşmasına, mümkün olmamasına ve ek müdahale gerektirmesine neden olabilir. DİKKAT: Yaprakçıkların Kanatlar ve Tokalar arasında sıkıca yakalandığından doğrulanmasından önce İmplantın serbest bırakılması, İmplantın hareket etmesine veya yerinden çıkmasına neden olarak cihazın tek yaprakçığa bağlanmasına (SLDA) veya ek müdahale gerektiren diğer olası advers olaylara yol açabilir. UYARI: Cihazların çekme işleminden sonra yeniden kullanılması (İmplant Sistemi ve Kılavuz Kılıfı dahil) yabancı madde embolisine veya enfeksiyona neden olabilir. Yeniden kullanmaya çalışırsanız cihaz bozulabilir. Not: Tedaviyi uygulayan hekimin kararıyla ilave bir implantın yerleştirilmesi halinde daha önce yerleştirilen implantın yerinden çıkmasını önlemeye dikkat edilmelidir. Düşük profilli bir implant yapılandırmasında kapağı geçmek daha önce yerleştirilen implantla etkileşimi en aza indirebilir. DİKKAT: Aşırı manipülasyon, daha önce implantı yapılan cihazın yerinden çıkmasına veya bozulmasına, kardiyak yapı hasarına neden olarak cerrahi onarım veya başka müdahale gerektirebilir.

7.4.4 Cihazı Çıkarma ve Kapatma

Adım	Prosedür
1	İmplant Kateterini Yönlendirilebilir Katetere tamamen geri çekin. İmplant Sistemini kademeli olarak gevşetin ve çıkarın. Kılavuz Kılıfını kademeli olarak gevşetin ve çıkarın. DİKKAT: Çıkarma işleminden önce cihazların gevşetilmemesi damar hasarına neden olabilir.
2	Erişim bölgesine standart perkütanöz kapatma işlemi uygulayın.

8.0 Manyetik Rezonans (MR) Güvenliği

Klinik olmayan testler PASCAL implantın MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu cihazın takılı olduğu hastalar, aşağıdaki koşullara uygun bir MR sisteminde güvenli bir şekilde taranabilir:

- 1,5 T ve 3,0 T statik manyetik alanlar
- 3.000 gauss/cm (30 T/m) maksimum uzamsal gradyan alan
- MR sistemi tarafından bildirilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 4 W/kg (Birinci Seviye Kontrollü Çalışma Modu).

Yukarıda tanımlanan tarama koşullarında İmplantın 15 dakika kesintisiz taramanın ardından 4 °C dereceden daha düşük maksimum sıcaklık artışına neden olması beklenir.

Klinik olmayan testlerde cihazın yol açtığı görüntü artefaktı, 3,0 T MRI sisteminde en kötü gradyan eko puls sekansı senaryosunda görüntülendiğinde implanttan 15 mm kadar çıkabilir.

9.0 Geri Kazanılmış İmplant ve Cihazın Atılması

Edwards Lifesciences, İmplantın geri kazanılmış klinik numunelerinin analiz için alınmasına büyük önem vermektedir. Değerlendirmelerimiz tamamlandıktan sonra, bulgularımızı özetleyen yazılı rapor sağlanacaktır. Geri kazanılmış İmplantların iadesi için lütfen Edwards ile iletişime geçin.

Cihazlardan herhangi birini iade etmeye karar vererseniz lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

- **Steril Bariyeri Sağlam Açılmamış Ambalaj:**
Poşetlerin açılmaması halinde cihazı orijinal ambalajında iade edin.
- **Ambalajı Açılmış Ancak İmplant Etilmemiş:**
Poşetin açılmış olması halinde cihaz artık steril değildir. Lütfen cihazı orijinal ambalajında iade edin.
- **Eksplante Edilmiş İmplant:**
Eksplante edilen İmplant %10 formalin veya %2 glutaraldehit gibi uygun bir histolojik fiksaj maddesi içine yerleştirilip Edwards şirketine iade edilmelidir.

9.1 Ürünün Atılması

Kullanılmış cihazlar, yerel düzenlemelere uygun olarak hastane atıkları ve biyozararlı malmelerle aynı şekilde işlenebilir ve atılabilir. Bu cihazların atılmasına ilişkin herhangi bir özel risk yoktur.

10.0 Klinik Deneyimin Özeti

10.1 CLASP Çalışması

Bu bölümdeki klinik veriler, mitral kapaktaki PASCAL transkateter kapak onarım sisteminin CLASP klinik çalışmasından edinilen bilgileri içermektedir.

PASCAL sisteminin güvenilirlik, performans ve klinik çıktıları değerlendirilmek için çok merkezli, çok uluslu, prospektif, tek kollu bir çalışma (CLASP) gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya kaydolun tüm hastalar 30 gün, 6 ay ve 1 yılda klinik takip için değerlendirilmiş olup implant prosedüründen sonraki 5 yıl boyunca her yıl değerlendirilmeye devam edecektir.

CLASP çalışmasının primer güvenilirlik sonlanım noktası, 30 günde bir majör advers olaylar (MAE'ler) kompozitidir. MAE'ler şunları içerir: kardiyovasküler mortalite, inme, miyokard enfarktüsü, yeni renal replasman tedavisi ihtiyacı, şiddetli kanama ve çalışma cihazıyla ilişkili komplikasyonlar için müdahale tekrarı.

Çalışmanın primer performans sonlanım noktaları cihaz başarısı, prosedür başarısı ve klinik başarıyı içermektedir. Çalışmanın sekonder sonlanım noktaları 30 gün, 6 ay, 1 yıl ve yıllık takip zaman noktalarında klinik, güvenilirlik ve fonksiyon çıktıları içermektedir.

Cihaz başarısı, cihazın tasarımına uygun şekilde kullanılmasına ve hastanın kardiyak kateterizasyon laboratuvarından çıkışı sırasında iletim sisteminin öngörüldüğü üzere başarılı şekilde geri alınması olarak tanımlanır. Cihaz başarısı her cihaz için analiz edilmiştir.

Prosedür başarısı, taburcu edilirken MR şiddeti $\leq 2+$ (Echo Core Lab değerlendirmesi) olan ve hastaneden taburcu edilmeden önce cerrahi veya perkütanöz müdahale gerektirmeyen cihaz başarısı olarak tanımlanır. Prosedür başarısı her hasta için analiz edilmiştir.

Klinik başarı, MR azalması MR $\leq 2+$ kanıtı bulunan ve 30 günde MAE görülmemiş (her hasta için analiz edilmiştir) prosedür başarısı olarak tanımlanır.

Bağımsız bir laboratuvar merkezi, tüm kardiyografik verileri değerlendirmiştir. Bağımsız bir klinik olaylar komitesi (CEC), güvenilirlik olaylarını hükme bağlamış ve bir veri güvenliği izleme kurulu (DSMB), bağımsız olarak toplu güvenilirlik verilerini incelemiş ve advers olaylar eğilimleri ile araştırmanın yürütülmesine ve cihaz risk değerlendirmesine etkilerini değerlendirmiştir.

10.1.1 CLASP Çalışması Sonuçları

Tedavi uygulanan hastaların ortalama yaşı 75,4 olup %55,0'i erkekti. Tüm hastalarda NYHA Sınıf II, III veya IV kalp yetmezliği mevcuttur. Ortalama Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II ve STS Ölüm Oranı Skoru sırasıyla %14,4, %5,8 ve %4,7'dir. Başlangıçta, %50,9'unda orta ila şiddetli MR ve %48,1'inde şiddetli MR vardı.

10.1.2 Performans

Performans sonlanım noktası üç başarı bileşenini kapsamıştır: cihaz, prosedür ve klinik. Cihaz başarısı, denenen cihazların %92,0'ında sağlanmıştır. Prosedür başarısı, hastaların %93,5'inde sağlanmıştır. Klinik başarı, hastaların %86,0'ında sağlanmıştır.

10.1.3 Güvenlilik

30. günde kompozit MAE yüzdesi %8,0'dı. Dokuz hasta, 30 günlük takipten önce 11 MAE deneyimlemiştir. Sayılara göre 30. Günde CEC tarafından Hükme Bağlanmış MAE'ler aşağıda sunulmuştur.

Majör Advers Olay (MAE)	İstatistik Özeti
Kardiyovasküler Ölüm Oranı	%0,9 (1/112)
İnme	%0,9 (1/112)
Miyokard Enfarktüsü	%0,0 (0/112)
Yeni Renal Replasman Tedavisi İhtiyacı	%0,0 (0/112)
Şiddetli Kanama	%7,1 (8/112)
Çalışma Cihazıyla İlişkili Komplikasyonlar için Müdahale Tekrarı	%0,9 (1/112)
Kompozit MAE Yüzdesi	%8,0 (9/112)

Not: Kategorik ölçümler - % (n/Toplam sayı)

Genel popülasyonda, MR derecesi azalması (yani MR $\leq 2+$) taburcu edilirken 30. Günde %96,1, 6. Ayda %98,8 ve 1. Yılda %100 olacak şekilde hastaların %95,3'ünde görülmüştür.

10.1.4 Çalışma Sonucu

CLASP çalışmasında toplanan veriler, mitral regürjitasyonlu hastalarda PASCAL sisteminin güvenilirliğini ve performansını desteklemektedir. Bir yıl ve daha fazla takip süresi bulunan hastaların sayısı sınırlı olup uzun süreli takip verileri Pazarlama Sonrası Klinik Takip çalışması ile toplanmaktadır.

10.2 CLASP TR Çalışması

Bu bölümdeki klinik veriler, PASCAL transkateter kapak onarım sisteminin triküspid klinik çalışmasından (CLASP TR) edinilen bilgileri içermektedir.

PASCAL sisteminin güvenilirlik, performans ve klinik çıktıları değerlendirilmek için prospektif, tek kol, çok merkezli bir çalışma (CLASP TR) gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya kaydolun tüm hastalar 30 gün, 6 ay ve 1 yılda klinik takip için değerlendirilmiş olup implant prosedüründen sonraki 5 yıl boyunca her yıl değerlendirilmeye devam edecektir.

CLASP TR çalışmasının primer güvenilirlik sonlanım noktası, 30 günde bir majör advers olaylar (MAE'ler) kompozitidir. MAE'ler şunları içermektedir: kardiyovasküler ölüm oranı, miyokard enfarktüsü, inme, planlanmayan diyaliz ya da renal replasman tedavisi gerektiren renal komplikasyonlar, şiddetli kanama, cihazla ilgili planlanmayan veya acil yeniden müdahale (perkütan ya da cerrahi) ve müdahale gerektiren majör erişim bölgesi ve vasküler komplikasyonlar.

Çalışmanın primer performans sonlanım noktaları cihaz başarısı, prosedür başarısı ve klinik başarıyı içermektedir. Çalışmanın sekonder sonlanım noktaları 30 gün, 6 ay, 1 yıl ve yıllık takip zaman noktalarında klinik, güvenilirlik ve fonksiyon çıktıları içermektedir.

Cihaz başarısı, tasarımına uygun şekilde kullanılan cihaz ve hastanın kardiyak kateterizasyon laboratuvarından çıkışı sırasında iletim sisteminin öngörüldüğü üzere başarılı şekilde geri alınması olarak tanımlanır. Cihaz başarısı her cihaz için analiz edilmiştir.

Prosedür başarısı, prosedür sonunda ve hastaneden taburcu edilmeden önce cerrahi veya perkütan müdahale gerektirmeyen TR derecesinde en az bir derece kadar (ölçek: eser miktarda, hafif, orta, şiddetli, çok büyük, çok şiddetli) azalma kanıtı ile cihaz başarısı olarak tanımlanır. Prosedür başarısı her hasta için analiz edilmiştir.

Klinik başarı, 30 günde MAE görülmemiş (her hasta için analiz edilmiştir) prosedür başarısı olarak tanımlanır.

Bağımsız bir laboratuvar merkezi, tüm kardiyografik verileri değerlendirmiştir. Bağımsız bir klinik olaylar komitesi (CEC), güvenilirlik olaylarını hükme bağlamış ve bir veri güvenliği izleme kurulu (DSMB), bağımsız olarak toplu güvenilirlik verilerini incelemiş ve advers olaylar eğilimleri ile araştırmanın yürütülmesine ve cihaz risk değerlendirmesine etkilerini değerlendirmiştir.

10.2.1 CLASP TR Çalışma Sonuçları

Tedavi uygulanan hastaların ortalama yaşı 76,3 olup %53'ü kadındır. Tüm hastalarda NYHA Sınıf II veya III kalp yetmezliği mevcuttur. Ortalama EuroSCORE II ve STS Ölüm Oranı Skoru sırasıyla %5,3 ve %7,3'tür. Başlangıçta, hastaların %81'inde şiddetli veya daha büyük yüksek derecede TR görülmüştür.

10.2.2 Performans

Performans sonlanım noktası üç başarı bileşenini kapsamıştır: cihaz, prosedür ve klinik. Cihaz başarısı, denenen cihazların %82,2'sinde sağlanmıştır. İmplant edilen hastalar arasında prosedür başarısı, hastaların %95,5'inde elde edilmiş ve klinik başarı, hastaların %86,4'ünde sağlanmıştır.

10.2.3 Güvenlilik

30. günde kompozit MAE yüzdesi %5,9'dur. İki hasta, 30 günlük takipten önce 3 MAE deneyimlemiştir. Sayılara göre 30. Günde CEC tarafından belirlenmiş MAE'ler aşağıda sunulmuştur.

Majör Advers Olay (MAE)	İstatistik Özeti
Kardiyovasküler Ölüm Oranı	%0,0 (0/34)
Miyokard Enfarktüsü (MI)	%0,0 (0/34)
İnme	%0,0 (0/34)
Planlanmamış diyaliz veya renal replasman tedavisi gerektiren renal komplikasyonlar	%0,0 (0/34)
Şiddetli Kanama	%5,9 (2/34)
Cihazla ilgili planlanmamış veya acil yeniden müdahale (perkütan ya da cerrahi)	%0,0 (0/34)
Müdahale gerektiren majör erişim bölgesi ve vasküler komplikasyonlar	%0,0 (0/34)
Kompozit MAE Yüzdesi	%5,9 (2/34)

Not: Kategorik ölçümler - % (n/Toplam sayı)

İmplant edilen popülasyonda, en az bir derece kadar TR derecesinde azalması taburcu edilirken ve 30. günde hastaların sırasıyla %88,9 ve %82,6'sında görülmüştür. En az bir derece kadar TR derecesinde azalma, 30. günde hastaların %65,2'inde görülmüştür.

10.2.4 Çalışma Sonucu

CLASP TR çalışmasında bugüne kadar toplanan veriler, triküspid regürjitasyonlu hastalarda PASCAL sisteminin güvenilirliğini ve performansını desteklemektedir. Bir yıl ve daha fazla takip süresi bulunan hastaların sayısı sınırlı olup uzun süreli takip verileri Pazarlama Sonrası Klinik Takip çalışması ile toplanmaktadır.

Чрескатетерная система для реконструкции клапана Edwards PASCAL

Инструкции по применению

Чрескатетерная система для реконструкции клапана Edwards PASCAL (далее именуемая «система PASCAL») включает в себя следующие конфигурации.

Таблица 1. Модель 10000

Номер модели	Устройство	Совместимые устройства	
		Номера моделей	Устройство
10000IS	Имплантационная система PASCAL	10000GS 10000ST 20000ST	Направляющая гильза Стабилизатор Система направляющей для стабилизаторов Стол
10000ISM	Имплантационная система PASCAL Ace	10000T	

Таблица 2. Модель 15000

Номер модели	Устройство	Совместимые устройства	
		Номера моделей	Устройство
15000IS	Имплантационная система PASCAL	10000GS 20000ST	Направляющая гильза Система направляющей для стабилизаторов Стол
15000ISM	Имплантационная система PASCAL Ace	10000T	

Имплантационная система

Имплантационная система состоит из управляемого катетера (внешний слой), имплантационного катетера (внутренний слой) и имплантата (далее подразумеваются имплантаты модели 10000IS, модели 10000ISM, модели 15000IS и модели 15000ISM). Имплантационная система позволяет чрескожно доставить имплантат к клапану посредством доступа через бедренную вену с использованием трансвенозного доступа.

Имплантат (рисунки 1–3)

Имплантат устанавливается и прикрепляется к створкам клапана, и он действует как наполнитель в регургитационном отверстии. Основными компонентами имплантата являются спейсер, лепестки и защелки, изготовленные из нитинола и покрытые полиэтилентерефталатом. Имплантаты 10000IS и 15000IS также содержат титановые гайку и болт, втулку из полиэфирэфиркетона (PEEK) и силиконовое уплотнение. Имплантаты 10000ISM и 15000ISM также содержат титановую гайку, болт, дистальную и проксимальную пластины и силиконовое уплотнение, а также имеют меньший размер.

Имплантат имеет четыре основных положения лепестков: удлинен, закрыт, готов к захвату створки и створка захвачена.

Управляемый катетер (рисунок 4)

Управляемый катетер имеет поворотную ручку управления, которая приводит в действие механизм сгибания для перемещения и установки имплантата в целевое положение. Рентгеноконтрастная маркерная полоска, расположенная на дистальном участке катетера, обозначает конец гибкого участка.

Имплантационный катетер (рисунок 4)

Имплантат прикреплен к имплантационному катетеру швами и резьбовым валом. Имплантационный катетер используется для управления установкой имплантата. Три основных элемента управления — ползунки, резьбовая ручка управления и ручка высвобождения. Ползунки используются для управления защелками имплантата (при оттягивании ползунков защелки поднимаются, а при продвижении ползунков — опускаются). Резьбовая ручка управления используется для управления лепестками имплантата (при оттягивании ручки управления лепестки закрываются, а при продвижении ручки управления — открываются). Ручка высвобождения используется для управления высвобождением имплантата из имплантационного катетера. Имплантационный катетер поставляется в сборе с управляемым катетером.

Направляющая гильза (рисунок 5)

В комплект направляющей гильзы входят управляемая направляющая гильза и интродьюсер. Направляющая гильза обеспечивает доступ через предсердие. Она имеет гидрофильное покрытие и поворотную ручку управления, с помощью которой приводится в действие механизм сгибания, позволяющий расположить направляющую гильзу в целевом положении. Интродьюсер совместим с проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма).

Стабилизатор (рисунки 6 и 7)

Стабилизатор предназначен для позиционирования и стабилизация системы PASCAL в ходе процедур имплантации. Стабилизатор можно присоединять к системе по мере необходимости в любое время в ходе процедуры. Использование стабилизатора является необязательным.

Стол (рисунок 8)

Стол используется за пределами стерильного поля, чтобы обеспечить стабилизированную платформу для имплантационной системы, направляющей гильзы и стабилизатора. Стол регулируется по высоте. Использование стола является обязательным.

Загрузчик (рисунок 9)

Расщепляемый загрузчик используется для введения имплантата и катетеров доставки через уплотнение направляющей гильзы. Для удобства пользователя загрузчик входит в комплект поставки имплантационной системы и (или) направляющей гильзы.

1.0 Показания к применению

Чрескатетерная система для реконструкции клапана Edwards PASCAL показана для чрескожной реконструкции патологически измененного митрального и (или) трехстворчатого клапана методом сближения ткани.

2.0 Противопоказания

Применение системы PASCAL противопоказано пациентам в следующих случаях.

- Противопоказание к ЧПЭхоКГ или результаты ЧПЭхоКГ в ходе скрининга не соответствуют норме.
- Эхокардиографическое свидетельство внутрисердечной опухоли, тромба или вегетации.
- Наличие закупоренного или тромбированного фильтра НПВ, который будет мешать катетеру доставки, или ипсилатеральный тромбоз глубоких вен.
- Известная гиперчувствительность к нитинолу (никелю или титану) либо противопоказания к используемым в ходе процедуры препаратам, которые невозможно соответствующим образом контролировать с медицинской точки зрения.
- Геморрагический диатез или коагулопатия в анамнезе либо отказ пациента от переливания крови.

Кроме того, применение системы PASCAL противопоказано пациентам с патологией митрального клапана, которым противопоказана транссептальная катетеризация.

3.0 Предупреждения

3.1 Учет анатомических особенностей

Для получения оптимальных результатов следует учитывать нижеуказанные анатомические особенности пациентов. Безопасность и эффективность системы PASCAL без учета этих условий не установлены. Применение без учета этих условий может помешать размещению имплантата или введению створки нативного клапана.

Относится к пациентам с патологией митрального и трехстворчатого клапана.

- Наличие признаков умеренной или тяжелой кальцификации в области захвата.
- Наличие признаков тяжелой кальцификации в кольцевом или подклапанном аппарате.
- Наличие значительной щели или перфорации в области захвата.
- Длина подвижности створки < 8 мм.

Относится только к пациентам с патологией митрального клапана.

- Ширина области патологической подвижности > 15 мм и (или) зазор патологической подвижности > 10 мм.
- Транссептальная высота прокола < 3,5 см.
- Диаметр левого предсердия (ЛП) ≤ 35 мм.
- Наличие двух или более значительных струй.
- Наличие одной значительной струи в комиссуральной области.
- Площадь митрального клапана (ПМК) < 4,0 см².
- Конечный диастолический диаметр левого желудочка (КДДЛЖ) > 8,0 см.

Относится только к пациентам с патологией трехстворчатого клапана.

- Наличие первичного недегенеративного заболевания трехстворчатого клапана.

3.2 Обращение с устройством

- Устройства разработаны, предназначены и поставляются только для одноразового использования. Нет данных, подтверждающих стерильность, апиrogenность и функциональность устройств после повторной обработки.
- Для предотвращения инфекции при обращении с устройством необходимо следовать стандартным правилам асептики.
- Не подвергайте ни одно из устройств воздействию каких-либо растворов, химических веществ и т. д., за исключением стерильного физиологического и (или) гепаринизированного солевого раствора. Это может привести к необратимому повреждению устройства, которое может не проявиться при визуальном осмотре.
- Не используйте ни одно из устройств в присутствии взрывоопасных или легко воспламеняющихся газов, анестетиков либо очищающих/дезинфицирующих средств.
- Не используйте устройства, если срок годности истек.
- Не используйте, если упаковка вскрыта или если упаковка для стерильных устройств повреждена.
- Не используйте ни одно из устройств, если его уронили, оно было повреждено или с ним обращались иным непредусмотренным образом.
- Во время подготовки и во время процедуры следует использовать стандартную методику промывки и удаления воздуха, чтобы предотвратить воздушную эмболию.

3.3 Клинические предупреждения

- Как и в случае любого имплантированного медицинского устройства, существует вероятность нежелательного иммунологического ответа.
- С применением данной системы могут быть связаны серьезные нежелательные явления, иногда приводящие к хирургическому вмешательству и (или) летальному исходу («Потенциальные нежелательные явления»). Перед использованием системы каждому потенциальному пациенту необходимо предоставить полное описание преимуществ и рисков.
- Рекомендуется тщательное и непрерывное последующее медицинское наблюдение, чтобы можно было диагностировать и надлежащим образом контролировать связанные с имплантатом осложнения.
- Антикоагуляционную терапию должен определить врач в соответствии с рекомендациями, принятыми в лечебном учреждении.

4.0 Меры предосторожности

4.1 Меры предосторожности перед использованием

- Для оценки риска для пациента и анатомической пригодности выбор пациента должен осуществляться междисциплинарной группой кардиологов, специализирующихся на лечении митральной и (или) трикуспидальной регургитации.

4.2 Меры предосторожности после использования

- Не установлено, что имплантат обладает долгосрочной износостойкостью. После установки имплантата рекомендуется проводить регулярное врачебное наблюдение для оценки его работы.
- После реконструкции клапана с помощью устройства PASCAL может потребоваться краткосрочная антикоагуляционная терапия. Назначайте антикоагуляционную и прочую медикаментозную терапию на основе рекомендаций, принятых в лечебном учреждении.

5.0 Потенциальные нежелательные явления

Осложнения, связанные со стандартной катетеризацией сердца, применением анестезии и использованием системы PASCAL, могут привести к следующим исходам: переход к открытому хирургическому вмешательству, экстренная или неэкстренная повторная операция, эксплантация, постоянная нетрудоспособность или летальный исход. Врачом

рекомендуется сообщать о подозрениях на связанные с устройством явления в компанию Edwards или уполномоченным сотрудникам медицинского учреждения.

В качестве потенциальных осложнений процедуры установки имплантата PASCAL были определены следующие предполагаемые нежелательные явления.

- Отклонения данных лабораторных анализов
- Аллергическая реакция на анестетик, контрастное вещество, гепарин, нитроглицерин или снижение уровня гемоглобина, требующее переливания
- Аневризма или псевдоаневризма
- Стенокардия или боль в груди
- Анафилактический шок
- Предсердные аритмии (т. е. мерцательная аритмия (МА), наджелудочковая тахикардия (НЖТ))
- Желудочковые аритмии (т. е. желудочковая тахикардия (ЖТ), фибрилляция желудочков (ФЖ))
- Артериовенозная фистула
- Повреждение межпредсердной перегородки, требующее оперативного вмешательства
- Кровотечение
- Остановка сердца
- Сердечная недостаточность
- Повреждение сердца, включая перфорацию
- Тампонада сердца / перикардиальный выпот
- Кардиогенный шок
- Запутывание в хордах или разрыв, которые могут потребовать оперативного вмешательства
- Коагулопатия, аномалии коагуляции, геморрагический диатез
- Повреждение проводящей системы сердца, при котором может потребоваться перманентный кардиостимулятор
- Тромбоз глубоких вен (ТГВ)
- Повреждение нативного клапана (разрыв, ретракция, утолщение створки)
- Смещение ранее установленного имплантата
- Одышка
- Отек
- Электролитный дисбаланс
- Эмболия/эмболизация, в том числе воздухом, частицами, кальцинозным материалом или тромбом
- Эндокардит
- Раздражение пищевода
- Перфорация или стриктура пищевода
- Непереносимость физической нагрузки или слабость
- Невозможность извлечения каких-либо компонентов системы PASCAL
- Лихорадка
- Желудочно-кишечное кровотечение или инфаркт
- Сердечная недостаточность
- Гематома
- Гемодинамические нарушения
- Гемолиз
- Кровотечение, требующее переливания крови или оперативного вмешательства
- Гипертензия
- Гипотензия
- Повреждение имплантата (износ, разрыв, перелом или прочее)
- Эмболизация имплантата
- Неправильное размещение имплантата или невозможность доставки в намеченное место
- Смещение имплантата
- Тромбоз имплантата
- Инфекции
- Воспаление
- Блокада выносящего тракта левого желудочка (ВТЛЖ)
- Мезентериальный тромбоз
- Полиорганная недостаточность
- Инфаркт миокарда
- Тошнота и (или) рвота
- Повреждение нервов
- Неврологические симптомы, включая дискинезию, без постановки диагноза транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инсульта
- Неврологические тромбозэмболические явления
- Боль
- Повреждение папиллярной мышцы
- Паралич
- Эмболизация компонента (-ов) системы PASCAL
- Периферическая ишемия
- Плевральный выпот
- Отек легких
- Эмболия легочной артерии
- Реакция на антитромбоцитарные препараты или антикоагулянты
- Отказ почек
- Почечная недостаточность
- Нарушение дыхания, декомпенсированная дыхательная недостаточность, ателектаз, пневмония — может потребоваться длительная искусственная вентиляция легких
- Забрюшинное кровотечение
- Повреждение или перфорация перегородки
- Септицемия, сепсис
- Ожог кожи, повреждение или изменение тканей из-за воздействия ионизирующего излучения
- Прикрепление устройства к одной створке (SLDA)
- Инсульт
- Обморок
- Транзиторная ишемическая атака (ТИА)
- Инфекции мочевых путей и (или) кровотечения из мочевых путей

- Повреждение клапана
- Стеноз клапана
- Клапанная регургитация
- Повреждение или травма сосудов, включая рассечение или окклюзию
- Спазм сосудов
- Повреждение или перфорация стенки желудка
- Расхождение краев раны, пролонгированное или неполное заживление раны
- Ухудшение симптомов сердечной недостаточности
- Ухудшение симптомов регургитации / клапанной недостаточности

6.0 Форма поставки

6.1 Упаковка

Направляющая гильза, имплантационная система и стабилизатор упакованы отдельно и стерилизованы этиленоксидом. Стол упакован и поставляется нестерильным.

6.2 Хранение

Систему PASCAL следует хранить в прохладном сухом месте.

7.0 Указания по применению

7.1 Обучение врачей

Врач, выполняющий имплантацию, должен иметь опыт применения чрескатетерной техники, а также навыки работы с системой PASCAL и проведения процедуры имплантации. Окончательное решение по имплантации устройства PASCAL должны принимать врачи, специализирующиеся на лечении митральной и (или) трикуспидальной регургитации в специализированных центрах и способные объективно оценить вероятность существенного клинического улучшения с учетом стадии заболевания и сопутствующих патологий.

7.2 Оборудование и материалы

- Стандартное оборудование рентгенооперационной
- Система рентгенокопии
- Возможности выполнения чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) (двухмерной и трехмерной)
- Катетер типа «пигтейл» для инъекции контрастного вещества (с совместимой гильзой)
- Комплект для венеопункции
- Транссептальная игла, гильза и проводник
- Проводник 0,89 мм (0,035 дюйма) с регулируемой длиной
- Ванночки
- Шприцы 50–60 куб. см с фитингом Люэра
- Гепаринизированный солевой раствор
- Кровоостанавливающий инструмент
- Операционные полотенца (например, размер 43 x 69 см)
- Дополнительно: дилататоры увеличивающегося размера
- Дополнительно: система для длительного капельного вливания физиологического раствора (передвижной штатив для внутривенных вливаний, в/в трубка с колесиком-блокатором, 1-литровые пакеты стерильного гепаринизированного солевого раствора)
- Дополнительно: устройство мониторинга давления

7.3 Подготовка устройства

7.3.1 Стол

Этап	Процедура
1	Извлеките стол (-ы) из упаковки и осмотрите на предмет повреждений.
2	Соберите стол (-ы), как показано на рисунке 8.

7.3.2 Стабилизатор

Этап	Процедура
1	Извлеките компоненты стабилизатора из упаковки и осмотрите на предмет повреждений.
2	При необходимости соберите стабилизатор, как показано на рисунке 6.

7.3.3 Направляющая гильза

Этап	Процедура
1	Извлеките направляющую гильзу, загрузчик и интродьюсер из упаковки и осмотрите их на предмет видимых повреждений.
2	Удерживая дистальный кончик в поднятом положении, промойте направляющую гильзу с помощью гепаринизированного солевого раствора и удалите из нее воздух.
3	Удерживая дистальный кончик в поднятом положении, введите интродьюсер в направляющую гильзу. Перед использованием промойте интродьюсер и протрите направляющую гильзу гепаринизированным солевым раствором.

7.3.4 Имплантационная система

Этап	Процедура
1	Извлеките имплантационную систему и загрузчик из упаковки и осмотрите их на предмет видимых повреждений. Убедитесь, что оба запорных крана ползунок находятся в открытом положении. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если запорные краны ползунков находятся не в открытом положении, применение устройства может привести к инфекции.
2	Продвиньте ручку управления (поверните ручку управления против часовой стрелки или нажмите кнопку активации, чтобы подать ручку управления вперед) вплотную к инструменту фиксации защелки.
3	Снимите штифт ползунок и удалите провисающий шов. Заблокируйте запорные краны ползунок и зафиксируйте штифт ползунок. Извлеките инструмент фиксации защелки.
4	Полностью оттяните и продвиньте ползунок, чтобы убедиться в надлежащем движении защелки, и закройте имплантат (поверните

Этап	Процедура
	ручку управления по часовой стрелке или нажмите кнопку активации, чтобы оттянуть ручку управления).
5	Продвиньте управляемый катетер. Убедитесь, что ползунки и ручка управления полностью оттянуты. Расположите ручку имплантационного катетера вертикально так, чтобы ручка высвобождения находилась напротив стола.
6	Промойте имплантационный катетер гепаринизированным солевым раствором.
7	После того как солевой раствор появился у выхода из дистального конца имплантационного катетера, опустите ручку имплантационного катетера и поднимите дистальный конец имплантационного катетера, продолжая промывать его гепаринизированным солевым раствором.
8	Полностью оттяните управляемый катетер. Продвиньте ползунки и ручку управления, чтобы перевести имплантат в удлиненное положение.
9	Снимите колпачок загрузчика и направьте колпачок на имплантационную систему.
10	Вводите имплантат через проксимальный конец загрузчика, пока он не выйдет из дистального конца. Соедините загрузчик с колпачком загрузчика.
11	Удерживая загрузчик и дистальный конец в поднятом положении, промойте управляемый катетер гепаринизированным солевым раствором.
12	Продолжая промывать управляемый катетер, постепенно оттягивайте имплантационный катетер в управляемый катетер, а имплантат в загрузчик, пока дистальный конец имплантата не окажется полностью в загрузчике.

7.4 Процедура имплантации

Доставку имплантата следует проводить под общей анестезией с мониторингом гемодинамических показателей в операционной, гибридной операционной или в лаборатории катетеризации, оснащенной оборудованием для рентгеноскопии и эхокардиографии.

Примечание. Перед процедурой имплантации обратитесь к разделу «Учет анатомических особенностей» (раздел 3.1), поскольку применение без учета этих условий может помешать размещению имплантата или введению створки нативного клапана.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Во время процедуры гепарин следует вводить так, чтобы значение активированного времени свертывания крови (АВС) поддерживалось на уровне ≥ 250 с.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Чрезмерное количество контрастного вещества может привести к отказу почек. Перед процедурой измерьте уровень креатинина в крови пациента. Необходимо контролировать количество введенного контрастного вещества.

7.4.1 Подготовка пациента

Этап	Процедура
1	Перед стерильным укрытием пациента соберите и разместите стол (-ы) между ногами пациента, при необходимости отрегулировав высоту стола (-ов). В качестве опоры между столом (-ами) и ногами пациента используйте полотенца. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Стол поставляется нестерильным, введение стола в стерильное поле может привести к инфекции.
2	После стерильного укрытия при необходимости соберите и присоедините стабилизатор в любой момент времени в ходе процедуры.

7.4.2 Доступ и введение гильзы через бедренную вену

Этап	Процедура
1	Выполните общепринятую процедуру доступа через бедренную вену с применением стандартной методики чрескожной пункции.
2	Для процедур реконструкции митрального клапана с использованием системы PASCAL выполните следующие действия. Выполните доступ к левому предсердию посредством трансвенозного, транссептального метода с применением стандартных чрескожных методик и разместите проводник в левом предсердии. По мере необходимости выполните дилатацию сосуда. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. (Только для процедур реконструкции митрального клапана.) Ненадлежащая пункция может привести к повреждению структуры сердца, требующему хирургической реконструкции или другого оперативного вмешательства. Для процедур реконструкции трехстворчатого клапана с использованием системы PASCAL выполните следующие действия. Выполните доступ к правому предсердию с применением стандартной чрескожной методики и разместите проводник в правом предсердии. По мере необходимости выполните дилатацию сосуда.

Этап	Процедура
3	Для процедур реконструкции митрального клапана с использованием системы PASCAL выполните следующие действия. Вводите направляющую гильзу с интродьюсером через проводник, пока кончик направляющей гильзы не будет надежно размещен за перегородкой; при необходимости используйте механизм сгибания. Для процедур реконструкции трехстворчатого клапана с использованием системы PASCAL выполните следующие действия. Вводите направляющую гильзу с интродьюсером через проводник, пока кончик направляющей гильзы не окажется внутри правого предсердия. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Избыточная манипуляция может привести к смещению или выходу из строя ранее имплантированного устройства, повреждению структуры сердца, требующему хирургической реконструкции или другого оперативного вмешательства.
4	Извлеките интродьюсер и проводник. Не выполняйте аспирацию и промывание направляющей гильзы до тех пор, пока не будет введена имплантационная система. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Аспирация направляющей гильзы или присоединение к ней системы длительного промывания физиологическим раствором до введения имплантационной системы может привести к воздушной эмболии.

7.4.3 Доставка имплантата

Этап	Процедура
1	Введите имплантационную систему с загрузчиком в направляющую гильзу.
2	Продвигайте имплантационную систему до тех пор, пока имплантат не выйдет из загрузчика. Оттяните и извлеките загрузчик.
3	Выполните аспирацию и промывку направляющей гильзы гепаринизированным физиологическим раствором. Указанным шприцем аспирируйте не менее 45 куб. см. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если не выполнить полную аспирацию направляющей гильзы, это может привести к воздушной эмболии.
4	При желании подсоедините систему для длительного капельного вливания физиологического раствора к имплантационному катетеру. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Присоединение системы для длительного капельного вливания физиологического раствора к имплантационной системе до аспирации может привести к воздушной эмболии.
5	Продвигайте имплантационную систему до тех пор, пока имплантат не выйдет из дистального конца направляющей гильзы.
6	Оттяните ручку управления для перевода имплантата в закрытое положение. Оттяните ползунки.
7	При необходимости отрегулируйте направляющую гильзу.
8	Если по мнению лечащего врача необходимо осуществлять мониторинг давления для непрерывной оценки давления в предсердии во время процедуры, следуйте инструкции производителя по применению устройства мониторинга давления. Подсоедините заполненное жидкостью устройство мониторинга давления к управляемому катетеру. Перед выполнением измерений сначала выполните аспирацию, а затем калибровку на уровне сердца пациента. Примечание. Мониторинг давления следует осуществлять совместно с ультразвуковым исследованием. Давление следует привести в соответствие с данными ультразвукового и доплеровского исследований. При оценке давления в предсердии убедитесь, что дистальный кончик имплантационного катетера полностью вышел из управляемого катетера.
9	Продвигайте имплантационную систему по мере необходимости. При необходимости производите манипуляции с управляемым катетером и направляющей гильзой (сгибайте/разгибайте, вращайте в противоположных направлениях, продвигайте/оттягивайте), пока имплантат не будет центрирован в целевой области смыкания по надлежащей траектории. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Избыточная манипуляция может привести к смещению или выходу из строя ранее имплантированного устройства, повреждению структуры сердца, требующему хирургической реконструкции или другого оперативного вмешательства. Примечание. Рентгеноконтрастная маркерная полоска на управляемом катетере обозначает конец гибкого участка, и ее можно визуализировать с помощью рентгеноскопии.
10	Продвиньте ручку управления, чтобы перевести имплантат в положение готовности к захвату створки. Примечание. При выполнении реконструкции трехстворчатого клапана после размещения имплантата в положении готовности к захвату створки потяните за штифт ползунок и переместите один ползунок, определив с помощью визуализации, какой из защелок имплантата он управляет, после чего зафиксируйте штифт ползунок.
11	По мере необходимости вращайте имплантационный катетер, чтобы расположить лепестки в нужной ориентации.
12	Продвигайте имплантат через клапан до тех пор, пока лепестки не окажутся ниже свободного края створок.
13	Проверьте расположение и ориентацию имплантата и при необходимости слегка отрегулируйте положение.

Этап	Процедура
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Избыточная манипуляция с имплантатом под створками может привести к запутыванию имплантата в хордах. Это, в свою очередь, может привести к повреждению миокарда, ухудшению регургитации, затруднениям при извлечении или отсутствию возможности извлечь имплантат, что потребует дополнительного оперативного вмешательства.
14	Под контролем визуализации оттягивайте имплантат до тех пор, пока створки не будут расположены между лепестками и защелками.
15	Продвиньте ползунок (ползунок), чтобы зафиксировать створку (-и) между защелками и лепестками. Это действие может быть выполнено для обеих створок одновременно (штифт ползунка установлен для перемещения обеих защелок) или для каждой створки отдельно (штифт ползунка извлечен для перемещения отдельной защелки).
16	Проверьте введение створок с помощью визуализации. Если створки не зафиксированы между защелками и лепестками, оттяните ползунок, чтобы освободить створки, и повторите попытку.
17	После фиксации створок между защелками и лепестками закройте имплантат.
18	Немного продвиньте имплантационный катетер, чтобы ослабить напряжение на створках.
19	Оцените регургитацию и при необходимости измените положение. Как только положение имплантата будет подтверждено, убедитесь, что имплантат закрыт. Если требуется изменение положения внутри желудочка, оттяните ползунок и продвиньте ручку управления, чтобы перевести имплантат в положение готовности к захвату створки. При необходимости отрегулируйте ориентацию защелок и имплантата. Если требуется изменение положения внутри предсердия, оттяните ползунок и продвиньте ручку управления, чтобы медленно удлинить имплантат под рентгеноскопическим контролем, наблюдая за тем, чтобы привод не изогнулся, а затем оттяните имплантат обратно в предсердие. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если не удлинить имплантат при оттягивании его в предсердие во время изменения положения, это может привести к повреждению створки или запутыванию имплантата в хордах. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если перед изменением положения не освободить створки от защелок и лепестков, это может привести к повреждению створки.
20	Чтобы освободить имплантат от катетера, выполните следующие действия. а) Убедитесь, что дистальный кончик имплантационного катетера полностью вышел из управляемого катетера. б) Отрежьте наружный шов на проксимальном конце каждого ползунка. Откройте оба запорных крана ползунков, чтобы разблокировать швы. Потяните штифт ползунка, чтобы полностью извлечь швы. в) После извлечения швов закройте оба запорных крана ползунков. г) Извлеките стопорный штифт. Вращайте ручку высвобождения против часовой стрелки и оттягивайте ее до тех пор, пока имплантат не будет высвобожден, что подтверждается посредством визуализации. Примечание. Перед высвобождением имплантата при необходимости можно вернуть имплантационную систему обратно в направляющую гильзу для извлечения. Для извлечения выполните следующие действия. а) Оттяните ползунок. б) Медленно удлините имплантат под рентгеноскопическим контролем, наблюдая за тем, чтобы привод не изогнулся. Затем оттяните имплантат в предсердие. Переведите имплантат в закрытое положение. в) Разогните управляемый катетер и оттягивайте имплантационную систему, пока имплантат не окажется рядом с кончиком направляющей гильзы. г) Продвиньте ползунок. д) Переведите имплантат в удлиненное положение. е) Оттяните ползунок, чтобы открыть защелки примерно на 45° с каждой стороны. ж) Оттяните всю имплантационную систему через направляющую гильзу. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если не отрезать шов в указанном месте, это может привести к невозможности высвобождения имплантата или попаданию шовного материала в кровоток с риском развития эмболии. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Несоблюдение указанных этапов высвобождения может привести к затруднениям при высвобождении или отсутствию возможности высвободить имплантат, что потребует дополнительного оперативного вмешательства. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Высвобождение имплантата до подтверждения того, что створки надежно зафиксированы между лепестками и защелками, может привести к подвижности или смещению имплантата и, следовательно, прикреплению устройства к одной створке (SLDA) либо к другим потенциальным нежелательным явлениям, что в свою очередь потребует дополнительного оперативного вмешательства. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Повторное использование устройств (включая имплантационную систему и направляющую гильзу)

Этап	Процедура
	после извлечения может вызвать эмболию инородным материалом или привести к инфекции. При повторном использовании устройство может работать неправильно. Примечание. Если по решению лечащего врача установлен дополнительный имплантат, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать смещения ранее установленного имплантата. Прохождение клапана с использованием низкопрофильной конфигурации имплантата может снизить вероятность взаимодействия с ранее установленным имплантатом. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Избыточная манипуляция может привести к смещению или выходу из строя ранее имплантированного устройства, повреждению структуры сердца, требующему хирургической реконструкции или другого оперативного вмешательства.

7.4.4 Извлечение устройства и закрытие

Этап	Процедура
1	Полностью оттяните имплантационный катетер в управляемый катетер. Постепенно разогните и извлеките имплантационную систему. Постепенно разогните и извлеките направляющую гильзу. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если не разогнуть устройства перед извлечением, это может привести к повреждению сосуда.
2	Выполните стандартное чрескожное закрытие участка доступа.

8.0 Безопасность при магнитно-резонансной томографии (МРТ)

Результаты доклинических исследований показали, что имплантат PASCAL является условно безопасным при проведении МРТ. Пациенту с данным устройством можно безопасно выполнить МРТ, если система МРТ удовлетворяет нижеуказанным условиям:

- Индукция статических магнитных полей составляет 1,5 Тл и 3,0 Тл
- Максимальный пространственный градиент поля составляет 3000 Гс/см (30 Тл/м)
- Максимальный усредненный по массе всего тела удельный коэффициент поглощения (SAR), зарегистрированный для системы МРТ, составляет 4 Вт/кг (режим работы с первым уровнем контроля)

Предполагается, что при соблюдении вышеперечисленных условий максимальное повышение температуры от имплантата после 15 минут непрерывного сканирования составит менее 4 °C.

В ходе доклинических испытаний артефакты, вызванные наихудшей конфигурацией многокомпонентного имплантируемого устройства, выходили за пределы имплантата максимально на 15 мм при визуализации в худшем случае с использованием импульсной последовательности «градиентное эхо» на системе МРТ с индукцией 3,0 Тл.

9.0 Утилизация извлеченного имплантата и устройства

Компания Edwards Lifesciences заинтересована в получении извлеченных клинических образцов имплантата для анализа. После завершения оценки компания представит письменный отчет с обобщенными выводами. Для возврата извлеченного имплантата свяжитесь с компанией Edwards.

Чтобы вернуть какое-либо из устройств, выполните следующие действия.

- **Невыскрывтая упаковка с неповрежденным стерильным барьером.**
Если пакеты не были вскрыты, верните устройство в оригинальной упаковке.
- **Упаковка вскрыта, но имплантация не проведена.**
Если пакет вскрыт, устройство более не является стерильным. Верните устройство в оригинальной упаковке.
- **Эксплантированный имплантат.**
Эксплантированный имплантат следует поместить в подходящий гистологический фиксатор, например в 10 %-й раствор формалина или 2 %-й раствор глутарового альдегида, и вернуть в компанию Edwards.

9.1 Утилизация

С использованными устройствами необходимо обращаться как с медицинскими отходами и биологически опасными материалами и утилизировать их в соответствии с предписаниями местных регуляторных органов, поскольку особые риски, связанные с утилизацией таких устройств, отсутствуют.

10.0 Краткий обзор клинической практики

10.1 Исследование CLASP

Клинические данные, указанные в настоящем разделе, включают информацию, полученную в ходе клинического исследования CLASP, в котором изучалась чрескатетерная система для реконструкции клапана PASCAL при использовании на митральном клапане.

Многоцентровое, международное, перспективное, несравнительное исследование (CLASP) было проведено для оценки безопасности, эффективности и клинических результатов применения системы PASCAL. Все участвовавшие в исследовании пациенты проходили последующее клиническое наблюдение через 30 дней, 6 месяцев, 1 год и ежегодно в течение 5 лет после процедуры имплантации.

Первичной конечной точкой по безопасности в исследовании CLASP была совокупность существенных нежелательных явлений (СНЯ) через 30 дней. К СНЯ относятся: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульт, инфаркт миокарда, новая потребность в заместительной почечной терапии, сильное кровотечение и повторное оперативное вмешательство по поводу осложнений, связанных с исследуемым устройством.

К первичным конечным точкам по эффективности исследования относятся успешность устройства, успешность процедуры и клиническая успешность. К вторичным конечным точкам исследования относятся исходы по клиническим показателям, безопасности и функциональности через 30 дней, 6 месяцев, 1 год и при ежегодных последующих обследованиях.

Успешность устройства определяется как установка устройства в соответствии с назначением и успешное извлечение системы доставки в соответствии с назначением ко времени выхода пациента из лаборатории катетеризации сердца. Анализ успешности устройства определяется для каждого устройства.

Успешность процедуры определяется как успешность устройства при тяжести митральной регургитации (MP) ≤ 2+ при выписке (по оценке базовой эхокардиографической лаборатории) и с отсутствием необходимости в хирургическом или чрескожном вмешательстве до выписки из больницы. Успешность процедуры определяется для каждого пациента.

Клиническая успешность определяется как успешность процедуры с доказательством уменьшения митральной регургитации МР ≤ 2+ и без СНЯ через 30 дней (анализ для каждого пациента).

Все данные эхокардиографии оценивала независимая базовая лаборатория. Независимый комитет по клиническим событиям (СЕС) выносил решения по событиям, связанным с безопасностью, а совет по мониторингу данных о безопасности (DSMB) независимо оценивал накопленные данные по безопасности и оценивал тенденции нежелательных явлений и их влияние на проведение испытания и оценку рисков, связанных с устройством.

10.1.1 Результаты исследования CLASP

Средний возраст пациентов, получавших лечение, составил 75,4 года, и 55,0 % пациентов составляли мужчины. Все пациенты имели сердечную недостаточность класса II, III или IV по NYHA (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация). Средние оценки смертности по Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II и STS составили 14,4 %, 5,8 % и 4,7 % соответственно. Исходно у 50,9 % пациентов была умеренно-тяжелая МР, а у 48,1 % — тяжелая МР.

10.1.2 Эффективность

Конечная точка по эффективности включала в себя три компонента успешности: успешность устройства, процедуры и клиническую успешность. Успешность устройства была достигнута у 92,0 % апробированных устройств. Успешность процедуры была достигнута у 93,5 % пациентов. Клиническая успешность была достигнута у 86,0 % пациентов.

10.1.3 Безопасность

Через 30 дней совокупная частота СНЯ составила 8,0 %. У девяти пациентов проявились 11 СНЯ до обследования через 30 дней. СНЯ через 30 дней, признанные СЕС, представлены ниже с указанием количества.

Серьезное нежелательное явление (СНЯ)	Сводная статистика
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний	0,9 % (1/112)
Инсульт	0,9 % (1/112)
Инфаркт миокарда	0,0 % (0/112)
Новая потребность в заместительной почечной терапии	0,0 % (0/112)
Сильное кровотечение	7,1 % (8/112)
Повторное оперативное вмешательство по поводу осложнений, связанных с исследуемым устройством	0,9 % (1/112)
Совокупная частота СНЯ	8,0 % (9/112)

Примечание. Категорийные единицы измерения — % (кол-во / общее число)

В общей совокупности уменьшение частоты МР (т. е. МР ≤ 2+) наблюдали у 95,3 % пациентов при выписке, 96,1 % через 30 дней, 98,8 % через 6 месяцев и 100 % через 1 год.

10.1.4 Заключение исследования

Данные, полученные при исследовании CLASP, подтверждают безопасность и эффективность системы PASCAL у пациентов с митральной регургитацией. Количество пациентов со сроком наблюдения один год и более является ограниченным. Данные последующих долгосрочных наблюдений получают в ходе пострегистрционного клинического проспективного исследования.

10.2 Исследование CLASP TR

Клинические данные, указанные в настоящем разделе, включают информацию, полученную в ходе клинического исследования чрескатетерной системы для реконструкции клапана PASCAL при трикуспидальной регургитации (CLASP TR).

Проспективное несравнительное многоцентровое исследование (CLASP TR) было проведено для оценки безопасности, эффективности и клинических результатов применения системы PASCAL. Все участвовавшие в исследовании пациенты проходили последующее клиническое наблюдение через 30 дней, 6 месяцев, 1 год и ежегодно в течение 5 лет после процедуры имплантации.

Первичной конечной точкой по безопасности в исследовании CLASP TR была совокупность существенных нежелательных явлений (СНЯ) через 30 дней. К СНЯ относятся: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда, инсульт, осложнения со стороны почек, требующие внепланового диализа или заместительной почечной терапии, сильное кровотечение, внеплановое или экстренное повторное оперативное вмешательство (чрескожное или хирургическое), связанное с устройством, а также осложнения в основном месте доступа и сосудистые осложнения, требующие оперативного вмешательства.

К первичным конечным точкам по эффективности исследования относятся успешность устройства, успешность процедуры и клиническая успешность. К вторичным конечным точкам исследования относятся исходы по клиническим показателям, безопасности и функциональности через 30 дней, 6 месяцев, 1 год и при ежегодных последующих обследованиях.

Успешность устройства определяется как установка устройства в соответствии с назначением и успешное извлечение системы доставки в соответствии с назначением ко времени выхода пациента из лаборатории катетеризации сердца. Анализ успешности устройства определяется для каждого устройства.

Успешность процедуры определяется как успешность устройства с доказательством уменьшения тяжести трикуспидальной регургитации (ТР) как минимум на одну степень (шкала: отсутствует/минимальная, легкая, умеренная, тяжелая, массивная, стремительная) по завершении процедуры и с отсутствием необходимости в хирургическом или чрескожном вмешательстве до выписки из больницы. Успешность процедуры определяется для каждого пациента.

Клиническая успешность определяется как успешность процедуры без СНЯ через 30 дней (анализ для каждого пациента).

Все данные эхокардиографии оценивала независимая базовая лаборатория. Независимый комитет по клиническим событиям (СЕС) выносил решения по событиям, связанным с безопасностью, а совет по мониторингу данных о безопасности (DSMB) независимо оценивал накопленные данные по безопасности и оценивал тенденции нежелательных явлений и их влияние на проведение испытания и оценку рисков, связанных с устройством.

10.2.1 Результаты исследования CLASP TR

Средний возраст пациентов, получавших лечение, составил 76,3 года, и 53 % были женщинами. Все пациенты имели сердечную недостаточность класса II или III по NYHA (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация). Средние оценки смертности по EuroSCORE II и STS составили 5,3 % и 7,3 % соответственно. Исходно у 81 % пациентов была тяжелая или очень тяжелая ТР.

10.2.2 Эффективность

Конечная точка по эффективности включала в себя три компонента успешности: успешность устройства, процедуры и клиническую успешность. Успешность устройства была достигнута

у 82,2 % апробированных устройств. Среди пациентов с установленным имплантатом успешность процедуры была достигнута у 95,5 % пациентов, а клиническая успешность — у 86,4 %.

10.2.3 Безопасность

Через 30 дней совокупная частота СНЯ составила 5,9 %. У двух пациентов возникли 3 СНЯ до обследования через 30 дней. СНЯ через 30 дней, признанные СЕС, представлены ниже с указанием количества.

Серьезное нежелательное явление (СНЯ)	Сводная статистика
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний	0,0 % (0/34)
Инфаркт миокарда (ИМ)	0,0 % (0/34)
Инсульт	0,0 % (0/34)
Осложнения со стороны почек, требующие внепланового диализа или почечной заместительной терапии	0,0 % (0/34)
Сильное кровотечение	5,9 % (2/34)
Внеплановое или экстренное повторное оперативное вмешательство (чрескожное или хирургическое), связанное с устройством	0,0 % (0/34)
Осложнения в основном месте доступа и сосудистые осложнения, требующие оперативного вмешательства	0,0 % (0/34)
Совокупная частота СНЯ	5,9 % (2/34)

Примечание. Категорийные единицы измерения — % (кол-во / общее число)

В совокупности пациентов с имплантированными устройствами уменьшение тяжести ТР как минимум на одну степень наблюдали у 88,9 % и 82,6 % пациентов при выписке и через 30 дней соответственно. Уменьшение тяжести ТР как минимум на две степени наблюдали у 65,2 % пациентов через 30 дней.

10.2.4 Заключение исследования

Данные, полученные до настоящего момента при исследовании CLASP TR, подтверждают безопасность и эффективность системы PASCAL у пациентов с трикуспидальной регургитацией. Количество пациентов со сроком наблюдения один год и более является ограниченным. Данные последующих долгосрочных наблюдений получают в ходе пострегистрционного клинического проспективного исследования.

Transkateterski sustav za popravak srčanog zalistka Edwards PASCAL

Upute za upotrebu

Transkateterski sustav za popravak srčanog zalistka Edwards PASCAL uključuje sljedeće konfiguracije (dalje u tekstu sustav PASCAL):

Tablica 1: Model 10000

Broj modela	Proizvod	Kompatibilni proizvodi	
		Brojevi modela	Proizvod
10000IS	Implantacijski sustav PASCAL	10000GS 10000ST	Obloga vodilice Stabilizator
10000ISM	Implantacijski sustav PASCAL Ace	20000ST 10000T	Sustav stabilizatora na vodilici Stol

Tablica 2: Model 15000

Broj modela	Proizvod	Kompatibilni proizvodi	
		Brojevi modela	Proizvod
15000IS	Implantacijski sustav PASCAL	10000GS 20000ST	Obloga vodilice Sustav stabilizatora
15000ISM	Implantacijski sustav PASCAL Ace	10000T	na vodilici Stol

• Implantacijski sustav

Implantacijski sustav sastoji se od usmjerivog katetera (krajnji vanjski sloj), implantacijskog katetera (krajnji unutarnji sloj) i implantata (dalje u tekstu odnosi se na implantate modela 10000IS, modela 10000ISM, modela 15000IS i modela 15000ISM). Implantacijski sustav perkutano uvodi implantat do zaliska putem transvenskog pristupa bedrenej veni.

• Implantat (slike 1 – 3)

Implantat se postavlja i pričvršćuje na listiće zaliska te djeluje kao punilo u regurgitirajućem ušću. Primarne komponente implantata su umetak, lopatice i kvačice izrađene od nitinola i prekrivene polietilen-tereftalatom. Implantat 10000IS i implantat 15000IS također uključuju maticu i vijak od titanija, umetak od PEEK plastike i silikonu brtvu. Implantat 10000ISM i implantat 15000ISM također uključuju maticu, vijak te distalnu i proksimalnu pločicu od titanija i silikonu brtvu te su manje veličine.

Implantat ima četiri glavna položaja lopatica: produljeni, zatvoreni, položaj za pričvršćivanje listića i položaj sa pričvršćenim listićima.

• Usmjerivi kateter (slika 4)

Usmjerivi kateter ima rotacijski gumb za upravljanje koji pokreće mehanizam savijanja radi navođenja i postavljanja implantata na ciljno mjesto. Radionepropusna traka koja se nalazi na distalnom dijelu katetera označava završetak fleksibilnog dijela.

• Implantacijski kateter (slika 4)

Implantat se isporučuje pričvršćen koncima i osovinom s navojima na implantacijski kateter. S pomoću implantacijskog katetera upravlja se postavljanjem implantata. Tri primarne kontrole su klizači, kotačić za pokretanje s navojima i gumb za otpuštanje. S pomoću klizača upravlja se kvačicama implantata (povlačenjem klizača kvačice se podižu, a guranjem klizača prema naprijed kvačice se spuštaju). S pomoću kotačića za pokretanje s navojima upravlja se lopaticama implantata (povlačenjem kotačića za pokretanje lopatice se zatvaraju, a guranjem kotačića za pokretanje prema naprijed lopatice se otvaraju). S pomoću gumba za otpuštanje upravlja se otpuštanjem implantata s implantacijskog katetera. Implantacijski kateter isporučuje se sastavljen unutar usmjerivog katetera.

• Obloga vodilice (slika 5)

Komplet obloge vodilice uključuje usmjerivu oblogu vodilice i uvodni instrument. Obloga vodilice omogućava pristup atriju. Ima hidrofilni premaz i rotacijski gumb za upravljanje koji pokreće mehanizam savijanja radi postavljanja obloge vodilice na ciljno mjesto. Uvodni instrument kompatibilan je sa žicom vodilicom od 0,89 mm (0,035 inča).

• Stabilizator (slike 6 i 7)

Stabilizator je indiciran kao pomagalo za postavljanje sustava PASCAL u željeni položaj te njegovu stabilizaciju tijekom postupka implantacije. Stabilizator se može pričvrstiti na sustav po potrebi u bilo kojem trenutku tijekom postupka. Upotreba stabilizatora opcionalna je.

• Stol (slika 8)

Stol se upotrebljava izvan sterilnog polja kao stabilna platforma za implantacijski sustav, oblogu vodilice i stabilizator. Moguće je prilagoditi visinu stola. Upotreba stola opcionalna je.

• Uvodnik (slika 9)

Uvodnik koji je moguće ukloniti upotrebljava se za uvođenje implantata i katetera za uvođenje kroz brtve obloge vodilice. Uvodnik je uključen u pakiranje implantacijskog sustava i/ili obloge vodilice radi praktičnosti upotrebe za korisnika.

1.0 Indikacije

Transkateterski sustav za popravak srčanog zalistka Edwards PASCAL indiciran je za perkutano rekonstrukciju insuficijentnog mitralnog i/ili trikuspidalnog zalistka aproksimacijom tkiva.

2.0 Kontraindikacije

Sustav PASCAL kontraindiciran je u pacijenata sa sljedećim stanjima:

- pacijenti za koje je transezofagealna ehokardiografija (TEE) kontraindicirana ili je snimanje transezofagealnom ehokardiografijom (TEE) neuspješno izvršeno
- ehokardiografski dokaz o postojanju intrakardijalne mase, tromba ili izraslina
- prisutnost zatvorenog ili tromboziranog filtra IVC-a koji bi smetao kateteru za uvođenje ili prisutnost ipsilateralne duboke venske tromboze
- poznata preosjetljivost na nitinol (nikal ili titanij) ili kontraindikacija za lijekove koji se upotrebljavaju u postupku kojem nije moguće adekvatno medicinski upravljati

- povijest hemoragijske dijateze ili koagulopatije ili pacijent koji odbija transfuzije krvi
- Dodatno, sustav PASCAL kontraindiciran je u pacijenata s mitralnom regurgitacijom s kontraindikacijom za transeptalnu kateterizaciju.

3.0 Upozorenja

3.1 Anatomske čimbenici

Radi optimalnih rezultata potrebno je uzeti u obzir sljedeće anatomske karakteristike pacijenta. Nije utvrđena sigurnost i djelotvornost sustava PASCAL izvan navedenih uvjeta. Upotreba izvan tih uvjeta može utjecati na postavljanje implantata ili umetanje listića nativnog zalistka.

Primjenjivo na pacijente s mitralnom i trikuspidalnom regurgitacijom:

- dokaz o umjerenoj do ozbiljnoj kalcifikaciji na području zahvaćanja
- dokaz o ozbiljnoj kalcifikaciji u prstenu ili podvalvularnom aparatu
- prisutnost značajne pukotine ili perforacije na području zahvaćanja
- dužina mobilnosti listića < 8 mm

Primjenjivo samo na pacijente s mitralnom regurgitacijom:

- širina opuštenog listića > 15 mm i/ili razmak opuštenog listića > 10 mm
- visina transeptalne punkcije < 3,5 cm
- promjer lijevog atrija ≤ 35 mm
- prisutnost dvaju ili više značajnijih mlazova
- prisutnost jednog značajnog mlaza na području komisura
- površina mitralnog zalistka (MVA) < 4,0 cm²
- LVEDD > 8,0 cm

Primjenjivo samo na pacijente s trikuspidalnom regurgitacijom:

- prisutnost primarne nedegenerativne trikuspidalne bolesti

3.2 Rukovanje proizvodom

- Proizvodi su dizajnirani, namijenjeni i distribuirani samo za jednokratnu upotrebu. Ne postoje podaci koji bi podržali sterilnost, nepirogenost i funkcionalnost proizvoda nakon ponovne obrade.
- Proizvodima je potrebno rukovati s pomoću standardne sterilne tehnike radi sprječavanja infekcije.
- Nijedan proizvod nemojte izlagati otopenama, kemikalijama itd., osim sterilnoj fiziološkoj i/ili hepariniranoj fiziološkoj otopini. U suprotnom može doći do nepopravljivog oštećenja proizvoda, što ne mora biti vidljivo vizualnim pregledom.
- Nemojte upotrebljavati nijedan proizvod u prisutnosti gorivih ili zapaljivih plinova, anestetika ili sredstava za čišćenje/dezinfekciju.
- Nemojte upotrebljavati proizvode ako je istekao rok trajanja.
- Nemojte upotrebljavati ako je sigurnosni pečat oštećen ili ako je pakiranje sterilnih proizvoda oštećeno.
- Nemojte upotrebljavati ako je bilo koji od proizvoda ispušten, oštećen ili nepravilno korišten na bilo koji način.
- Potrebno je upotrijebiti standardnu tehniku ispiranja i odzračivanja tijekom pripreme i tijekom izvođenja postupka radi sprječavanja zračne embolije.

3.3 Klinička upozorenja

- Kao što je slučaj s bilo kojim implantiranim medicinskim uređajem, postoji mogućnost neželjene imunološke reakcije.
- Ozbiljni štetni događaji, koji ponekad vode do kirurške intervencije i/ili smrti, mogu biti povezani s uporabom ovog sustava („potencijalni štetni događaji“). Potrebno je dati potpuno objašnjenje koristi i rizika svakom potencijalnom pacijentu prije uporabe.
- Savjetuje se da se obavljaju pažljivi i kontinuirani kontrolni pregledi kako bi se dijagnosticirale i pravilno otklonile komplikacije vezane uz implantat.
- Liječnik mora odrediti antikoagulacijsku terapiju u skladu sa smjernicama ustanove.

4.0 Mjere predostrožnosti

4.1 Mjere predostrožnosti prije upotrebe

- Višedisciplinarni tim liječnika specijaliziranih za liječenje mitralne i/ili trikuspidalne regurgitacije treba izvršiti odabir pacijenta kako bi ocijenio rizik za pacijenta i pacijentovu anatomsku prikladnost.

4.2 Mjere predostrožnosti nakon upotrebe

- Za implantat nije utvrđena dugoročna postojanost. Preporučuje se redovno medicinsko praćenje kako bi se procijenila učinkovitost implantata.
- Nakon popravka zaliska proizvodom PASCAL može biti potrebna kratkoročna antikoagulacijska terapija. Propisivanje antikoagulacijske i drugih medicinskih terapija potrebno je izvršiti u skladu sa smjernicama ustanove.

5.0 Potencijalni štetni događaji

Komplikacije povezane sa standardnom kateterizacijom srca, primjena anestezije i upotreba sustava PASCAL mogu dovesti do sljedećih ishoda: prijelaz na otvorenu operaciju, hitna ili planirana ponovna operacija, eksplantacija, trajni invaliditet ili smrt. Liječnike potičemo da prijave sumnjive događaje povezane s primjenom proizvoda tvrtki Edwards ili odgovarajućim nadležnim tijelima.

Sljedeći predviđeni štetni događaji prepoznati su kao moguće komplikacije postupka PASCAL:

- neuobičajene laboratorijske vrijednosti
- alergijska reakcija na anesteziju, kontrast, heparin, nitinol
- anemija ili sniženi hemoglobin, moguća potreba za transfuzijom
- aneurizma ili pseudoaneurizma
- angina ili bol u prsima
- anafilački šok
- aritmije – atrijske (npr. fibrilacija atrija (AF), supraventrikularna tahikardija (SVT))
- aritmije – ventrikularne (npr. ventrikularna tahikardija (VT), ventrikularna fibrilacija (VF))
- arteriovenska fistula
- oštećenje atrijskog septuma za koje je potrebna intervencija
- krvarenje
- srčani zastoj
- zatajenje srca
- srčano oštećenje, uključujući perforaciju
- tamponada srca / perikardijalni izljev
- kardiogeni šok
- zapletanje u kordu ili ruptura korda za koje može biti potrebna intervencija
- koagulopatija, poremećaj koagulacije, hemoragijska dijateza

- ozljeda provodnog sustava koja može zahtijevati trajni elektrostimulator srca
- duboka venska tromboza (DVT)
- propadanje nativnog zalistka (npr. pucanje, povlačenje, zadržavanje listića)
- izmještanje prethodno postavljenog implantata
- dispneja
- edem
- neravnoteža elektrolita
- embolija/embolizacija uključujući zrak, čestice, kalcificirani materijal ili tromb
- endokarditis
- iritacija jednjaka
- perforacija ili suženje jednjaka
- nepodnošenje fizičkog opterećenja ili slabost
- neuspješno vraćanje bilo koje komponente sustava PASCAL
- vrućica
- gastrointestinalno krvarenje ili infarkt
- zatajenje srca
- hematoma
- ugroženost hemodinamske funkcije
- hemoliza
- krvarenje koje zahtijeva transfuziju ili intervenciju
- hipertenzija
- hipotenzija
- propadanje implantata (istrošenost, oštećenje, lom ili drugo)
- embolizacija implantata
- promjena položaja implantata ili neuspješno uvođenje na ciljni položaj
- pomicanje implantata
- tromboza implantata
- infekcija
- upala
- začepljenje LVOT-a
- mezenterijska ishemija
- zatajenje organa u više sustava
- infarkt miokarda
- mučnina i/ili povraćanje
- ozljeda živca
- neurološki simptomi, uključujući diskinetiziju, bez dijagnoze prolaznog ishemijskog napadaja (TIA) ili moždanog udara
- neneurološki tromboembolijski događaji
- bol
- oštećenje papilarnog mišića
- paraliza
- embolizacija komponente/ata sustava PASCAL
- periferna ishemija
- pleuralni izljev
- plućni edem
- plućna embolija
- reakcija na antitrombocitna ili antikoagulacijska sredstva
- zatajenje bubrega
- bubrežna insuficijencija
- ugroženost funkcije dišnog sustava, zatajenje dišnog sustava, atelektaza, upala pluća mogu zahtijevati produženu ventilaciju
- retroperitonealno krvarenje
- oštećenje ili perforacija septuma
- septikemija, sepsa
- opekline kože, ozljede ili promjene tkiva zbog izloženosti ionizirajućem zračenju
- pričvršćenje proizvoda na jedan listić (SLDA)
- moždani udar
- sinkopa
- prolazni ishemijski napadaj (TIA)
- infekcija i/ili krvarenje mokraćnih puteva
- ozljeda zalistka
- stenoza zalistka
- regurgitacija zalistka
- ozljeda ili trauma krvnih žila, uključujući disekciju ili okluziju
- spazam žile
- oštećenje ili perforacija stijenke klijetke
- dehiscencija rane, odgođeno ili nepotpuno zacjeljivanje
- pogoršanje zatajenja srca
- pogoršanje regurgitacije / valvularne insuficijencije

6.0 Način isporuke

6.1 Pakiranje

Obloga vodilice, implantacijski sustav i stabilizator pojedinačno su pakirani i sterilizirani etilen-oksikom. Stol je pakiran i isporučen nesterilan.

6.2 Skladištenje

Sustav PASCAL treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu.

7.0 Upute za upotrebu

7.1 Obuka liječnika

Liječnik koji izvrsava implantaciju mora imati iskustva u transkateterskim tehnikama te mora biti obučan na sustavu PASCAL i u postupku implantacije. Konačnu odluku za implantaciju proizvoda PASCAL trebaju donijeti liječnici koji su se specijalizirali za liječenje mitralne i/ili trikuspidalne regurgitacije u specijaliziranim centrima, koji mogu odrediti opravdane izgleda za značajno kliničko poboljšanje koji se mogu očekivati na temelju stupnja bolesti i komorbiditeta.

7.2 Oprema i materijali

- Standardna oprema za kateterizaciju srca
- Sustav za fluoroskopiju
- Mogućnosti transezofagealne ehokardiografije (TEE) (2D i 3D)

- „Pigtail“ kateter za ubrizgavanje kontrasta (s kompatibilnom oblogom)
- Komplet za vensku punkciju
- Transseptalna igla, obloga i žica vodilica
- Žica vodilica izmjenjive dužine od 0,89 mm (0,035 inča)
- Posude
- Šprice od 50 – 60 cm³ s priključkom Luer
- Heparinizirana fiziološka otopina
- Hemostat
- Kirurška tkanina (npr. veličine 43 × 69 cm)
- Opcionalno: koračni dilatatori
- Opcionalno: kontinuirana infuzija fiziološkom otopinom (IV šipka s kotačićima, IV cijev sa zatvaračima s kotačićima, vrećice s hepariniziranom sterilnom fiziološkom otopinom od 1 litre)
- Opcionalno: sustav za praćenje tlaka

7.3 Priprema proizvoda

7.3.1 Stol

Korak	Postupak
1	Izvadite stolove iz pakiranja i pregledajte ima li na njima oštećenja.
2	Sastavite stolove kao što je prikazano na slici 8.

7.3.2 Stabilizator

Korak	Postupak
1	Izvadite komponente stabilizatora iz pakiranja i pregledajte ima li na njima oštećenja.
2	Po potrebi sastavite stabilizator kao što je prikazano na slici 6.

7.3.3 Obloga vodilice

Korak	Postupak
1	Izvadite oblogu vodilice, uvodnik i uvodni instrument iz pakiranja i pregledajte ima li na njima oštećenja.
2	Dok distalni vrh održavate podignutim, isperite i odzračite oblogu vodilice hepariniziranom fiziološkom otopinom.
3	Dok distalni vrh održavate podignutim, umetnite uvodni instrument u oblogu vodilice. Prije uporabe isperite uvodni instrument i obrišite oblogu vodilice hepariniziranom fiziološkom otopinom.

7.3.4 Implantacijski sustav

Korak	Postupak
1	Izvadite implantacijski sustav i uvodnik iz pakiranja i pregledajte ima li na njima oštećenja. Provjerite jesu li oba zaporna ventila klizača u otvorenom položaju. UPOZORENJE: ako zaporni ventili klizača nisu u otvorenom položaju, upotreba proizvoda može dovesti do infekcije.
2	Pogurnite kotačić za pokretanje prema naprijed (okrenite kotačić u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu ili pritisnite gumb za pokretanje kako biste kotačić za pokretanje gurnuli prema naprijed) dok se ne nasloni uz alat za pozicioniranje kvačica.
3	Izvadite zatik klizača i uklonite labavi dio konca. Zaključajte zaporne ventile klizača i učvrstite zatikklizača. Uklonite alat za pozicioniranje kvačica.
4	Potpuno povucite i gurnite prema naprijed klizače kako biste provjerili ispravno kretanje kvačice i zatvorite implantat (okrenite kotačić za pokretanje u smjeru kretanja kazaljke na satu ili pritisnite gumb za pokretanje radi povlačenja kotačića za pokretanje).
5	Gurajte usmjerivi kateter prema naprijed. Pobrinite se da su klizači potpuno povučeni te da je kotačić za pokretanje potpuno povučen. Okrenite ručku implantacijskog katetera vertikalno tako da je gumb za otpuštanje naslonjen uz stol.
6	Isperite implantacijski kateter tako da pustite hepariniziranu fiziološku otopinu kroz njega.
7	Kada heparinizirana fiziološka otopina počne izlaziti na distalnom kraju implantacijskog katetera, spustite ručku implantacijskog katetera i podignite distalni kraj implantacijskog katetera dok nastavljate ispiranje hepariniziranom fiziološkom otopinom.
8	Do kraja povucite usmjerivi kateter. Pogurnite klizače i kotačić za pokretanje kako biste postavili implantat u produženi položaj.
9	Uklonite poklopac uvodnika i gurnite poklopac uvodnika na implantacijski sustav.
10	Umetnite implantat kroz proksimalni kraj uvodnika dok ne izađe iz distalnog kraja. Spojite uvodnik i poklopac uvodnika.
11	Dok uvodnik i distalni vrh održavate podignutim, isperite usmjerivi kateter tako da kroz njega pustite hepariniziranu fiziološku otopinu.
12	Postupno povucite implantacijski kateter u usmjerivi kateter i implantat u uvodnik uz istovremeno ispiranje unutrašnjosti usmjerivog katetera dok se distalni kraj implantata u potpunosti ne nalazi u uvodniku.

7.4 Postupak implantacije

Uvođenje implantata treba se izvoditi pod djelovanjem opće anestezije s hemodinamskim praćenjem u kirurškoj dvorani, hibridnoj kirurškoj dvorani ili dvorani za kateterizaciju srca s fluoroskopskim i ehokardiografskim mogućnostima snimanja.

Napomena: prije postupka postavljanja implantata pogledajte odjeljak Anatomske čimbenici (odjeljak 3.1) jer upotreba izvan navedenih uvjeta može utjecati na postavljanje implantata ili umetanje listića nativnog zalistka.

OPREZ: primijenite heparin tijekom postupka radi održavanja ACT-a na ≥ 250 s.

OPREZ: prekomjerna količina kontrastnog sredstva može dovesti do zatajenja bubrega. Prije postupka izmjerite pacijentovu razinu kreatinina. Potrebno je nadzirati upotrebu kontrastnog sredstva.

7.4.1 Priprema pacijenta

Korak	Postupak
1	Prije postavljanja sterilne prekrivke na pacijenta sastavite i postavite stol/stolove između pacijentovih nogu i po potrebi prilagodite visinu stola/stolova. Upotrijebite tkaninu kao potporu između stola/stolova i pacijentovih nogu. UPOZORENJE: stol se isporučuje nesterilan; uvođenje stola u sterilno polje može dovesti do infekcije.
2	Nakon postavljanja sterilne prekrivke sastavite i pričvrstite stabilizator po potrebi u bilo kojem trenutku tijekom postupka.

7.4.2 Pristup bedrenoj veni i uvođenje obloge

Korak	Postupak
1	Pristupite zajedničkoj bedrenoj veni putem uobičajenih perkutanih metoda punkcije.
2	<u>Za postupke popravka mitralnog zaliska PASCAL:</u> Pristupite lijevom atriju transvenskim, transeptalnim tehnikama s pomoću uobičajenih perkutanih metoda i postavite žicu vodilicu u lijevi atrij. Po potrebi proširite žilu. OPREZ: (samo za postupke popravka mitralnog zaliska) neprikladna punkcija može dovesti do oštećenja strukture srca za koje je potreban kirurški popravak ili druga intervencija. <u>Za postupke popravka trikuspidalnog zaliska PASCAL:</u> Pristupite desnom atriju s pomoću uobičajenih perkutanih metoda i postavite žicu vodilicu u desni atrij. Po potrebi proširite žilu.
3	<u>Za postupke popravka mitralnog zaliska PASCAL:</u> Umetnite oblogu vodilice s uvodnim instrumentom preko žice vodilice dok vrh obloge vodilice sigurno ne prođe septum, po potrebi s pomoću mehanizma savijanja. <u>Za postupke popravka trikuspidalnog zaliska PASCAL:</u> Umetnite oblogu vodilice uvodnim instrumentom preko žice vodilice dok se vrh vodne obloge ne nađe u desnom atriju. OPREZ: prekomjerna manipulacija može dovesti do izmještanja prethodno implantiranog proizvoda ili ometanja njegove funkcije, oštećenja strukture srca za koje je potreban kirurški popravak ili druga intervencija.
4	Uklonite uvodni instrument i žicu vodilicu. Nemojte aspirirati i ispirati oblogu vodilice dok implantacijski sustav nije umetnut. OPREZ: aspiriranje ili spajanje sustava za kontinuirano ispiranje fiziološkom otopinom na oblogu vodilice prije umetanja implantacijskog sustava može uzrokovati zračnu emboliju.

7.4.3 Uvođenje implantata

Korak	Postupak
1	Umetnite implantacijski sustav u oblogu vodilice s pomoću uvodnika.
2	Gurajte implantacijski sustav dok implantat ne izađe iz uvodnika. Povucite i uklonite uvodnik.
3	Aspirirajte i isperite oblogu vodilice hepariniziranim fiziološkom otopinom. Koristeći se navedenom špricom aspirirajte implantat s minimalno 45 cm ³ tekućine. OPREZ: nepotpuna aspiracija obloge vodilice može uzrokovati zračnu emboliju.
4	Po želji spojite kontinuiranu infuziju s fiziološkom otopinom na implantacijski kateter. OPREZ: spajanje kontinuirane infuzije s fiziološkom otopinom s implantacijskim sustavom prije aspiracije može dovesti do zračne embolije.
5	Gurajte implantacijski sustav dok implantat ne izađe iz distalnog kraja obloge vodilice.
6	Povucite kotačić za pokretanje kako biste postavili implantat u zatvoreni položaj. Povucite klizače.
7	Prilagodite oblogu vodilice po potrebi.
8	Ako se prema nahodjenju liječnika zaduženog za liječenje za kontinuiranu procjenu atrijskog tlaka tijekom postupka primjenjuje praćenje tlaka, slijedite upute za upotrebu proizvođača sustava za praćenje tlaka. Spojite sustav za praćenje tlaka napunjen tekućinom na usmjerivi kateter. Prije dobivanja rezultata mjerenja aspirirajte i zatim kalibrirajte na razini srca pacijenta. Napomena: praćenje tlaka treba se upotrebljavati u kombinaciji s ehokardiografijom. Tlak treba uskladiti s očitajima ehokardiografije i Doppler ultrazvuka. Prilikom procjene atrijskog tlaka pobrinite se da je distalni vrh implantacijskog katetera potpuno izložen u odnosu na usmjerivi kateter.
9	Po potrebi gurajte implantacijski sustav prema naprijed. Upravljajte usmjerivim kateterom i oblogom vodilice (savijanje – izravnavanje, zakretanje u suprotnim smjerovima, guranje – povlačenje) po potrebi sve dok se implantat ne smjesti u središte zone ciljne koaptacije uz odgovarajuću putanju. OPREZ: prekomjerna manipulacija može dovesti do izmještanja prethodno implantiranog proizvoda ili ometanja njegove funkcije, oštećenja strukture srca za koje je potreban kirurški popravak ili druga intervencija. Napomena: radioneopropusna traka na usmjerivom kateteru označava kraj fleksibilnog dijela i ona se može vidjeti pod fluoroskopijom.
10	Pogurnite kotačić za pokretanje kako biste postavili implantat u položaj za pričvršćivanje listića. Napomena: kod postupka na trikuspidalnom zalisku, kada implantat postavite u položaj za pričvršćivanje listića, povucite

Korak	Postupak
	zatic klizača i pomaknite jedan klizač kako biste snimanjem utvrdili kojom kvačicom implantata upravljate te učvrstite zatic klizača.
11	Zakrenite implantacijski kateter po potrebi radi usmjeravanja lopatica.
12	Gurajte implantat kroz zalistak dok se lopatice ne nađu ispod slobodnog ruba listića.
13	Provjerite lokaciju i usmjerenje implantata te po potrebi blago prilagodite položaj. OPREZ: prekomjerna manipulacija implantatom ispod listića može uzrokovati zapletanje implantata u korde; zapletanje u kordu može dovesti do ozljede srca, pogoršanja regurgitacije, poteškoća ili onemogućavanja uklanjanja implantata, što zahtijeva dodatnu intervenciju.
14	S pomoću navođenja na snimci povlačite implantat dok se listići ne smjeste između lopatica i kvačica.
15	Pogurnite klizač/klizače tako da se listić/listići učvrsti/učvrste između kvačica i lopatica. To je moguće izvesti za oba listića istovremeno (zatic klizača umetnut je radi pomicanja obiju kvačica) ili za svaki listić pojedinačno (zatic klizača uklonjen je radi pomicanja pojedinačne kvačice).
16	Provjerite ispravnost umetanja listića s pomoću navođenja na snimci. Ako listići nisu pričvršćeni između kvačica i lopatica, povucite klizače kako biste otpustili listiće i pokušajte ponovno.
17	Kad su listići pričvršćeni između kvačica i lopatica, zatvorite implantat.
18	Blago pogurnite implantacijski kateter kako biste smanjili opterećenje na listićima.
19	Procijenite regurgitaciju i po potrebi promijenite položaj. Po potvrdi položaja implantata pobrinite se da je implantat zatvoren. Ako je potrebna promjena položaja unutar klijetke, povucite klizače i gurnite kotačić za pokretanje kako biste implantat postavili u položaj za pričvršćivanje listića. Po potrebi prilagodite usmjerenje kvačica i implantata. Ako je potrebna promjena položaja implantata u atriju, povucite klizače i pogurnite kotačić za pokretanje kako biste polako produljili implantat pod fluoroskopskim navođenjem pritom pazite da se žica za pokretanje ne savije te povucite implantat natrag u atrij. OPREZ: neuspješno produljenje implantata pri povlačenju u atrij tijekom promjene položaja može dovesti do oštećenja listića ili zapletanja u kordu. OPREZ: neuspješno otpuštanje listića iz kvačica i lopatica prije promjene položaja može dovesti do oštećenja listića.
20	Za otpuštanje implantata iz katetera: a) Pobrinite se da je distalni vrh implantacijskog katetera potpuno izložen u odnosu na usmjerivi kateter. b) Prerežite vanjski konac na proksimalnom kraju svakog klizača. Otvorite oba zaporna ventila klizača kako biste otpustili konce. Povucite zatic klizača za potpuno uklanjanje konaca. c) Zatvorite oba zaporna ventila klizača nakon uklanjanja konaca. d) Uklonite zatic za otpuštanje. Okrećite u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i povlačite gumb za otpuštanje dok se implantat ne otpusti, što se potvrđuje putem prikaza snimke. Napomena: prije otpuštanja implantata moguće je po potrebi vratiti implantacijski sustav u oblogu vodilice radi uklanjanja. Za povratak: a) Povucite klizače. b) Polako produljite implantat pod fluoroskopskim navođenjem pritom pazite da se žica za pokretanje ne savije. Zatim povucite implantat u atrij. Postavite implantat u zatvoreni položaj. c) Izravnajte usmjerivi kateter i povlačite implantacijski sustav dok implantat ne bude položen pokraj vrha obloge vodilice. d) Pogurnite klizače prema naprijed. e) Postavite implantat u produljeni položaj. f) Povucite klizače kako biste otvorili kvačice na približno 45° na svakoj strani. g) Povucite cijeli implantacijski sustav kroz oblogu vodilice. OPREZ: ako se konac ne prereže na predviđenom mjestu, implantat se možda neće moći otpustiti ili može doći do uvođenja vlakna, što može izazvati mikroemboliju. OPREZ: nepridržavanje propisanih koraka za otpuštanje može otežati ili onemogućiti otpuštanje implantata, što zahtijeva dodatnu intervenciju. OPREZ: otpuštanje implantata prije potvrđivanja da su listići sigurno pričvršćeni između lopatica i kvačica može uzrokovati pomicanje ili izmještanje implantata, što vodi do pričvršćenja proizvoda na jedan listić (SLDA) ili drugih potencijalno štetnih događaja koji zahtijevaju dodatnu intervenciju. UPOZORENJE: ponovna upotreba proizvoda (uključujući implantacijski sustav i oblogu vodilice) nakon izvlačenja može uzrokovati emboliju stranog materijala ili infekciju. Proizvod može postati neispravan ako ga se pokuša ponovno upotrijebiti. Napomena: ako se dodatni implantat postavi prema odluci liječnika zaduženog za liječenje, potrebno je biti na oprezu kako bi se izbjeglo izmještanje prethodno postavljenog implantata. Prolaskom kroz zalistak pri konfiguraciji implantata niskog profila može se smanjiti utjecaj na prethodno postavljeni implantat. OPREZ: prekomjerna manipulacija može dovesti do izmještanja prethodno implantiranog proizvoda ili ometanja njegove funkcije, oštećenja strukture srca za koje je potreban kirurški popravak ili druga intervencija.

7.4.4 Uklanjanje proizvoda i zatvaranje

Korak	Postupak
1	Implantacijski kateter potpuno povucite u usmjerivi kateter. Postupno izravnavajte i uklonite implantacijski sustav. Postupno izravnavajte i uklonite oblogu vodilice. OPREZ: neuspješno izravnavanje proizvoda prije uklanjanja može dovesti do oštećenja žile.
2	Izvršite standardno perkutano zatvaranje mjesta pristupa.

8.0 Sigurnost kod pregleda magnetskom rezonancijom (MR)

Neklinička ispitivanja pokazala su da je implantat PASCAL uvjetno siguran kod pregleda MR-om. Pacijent s ovim proizvodom može se sigurno skenirati u sustavu MR-a koji zadovoljava sljedeće uvjete:

- statička magnetska polja od 1,5 T ili 3,0 T
- maksimalni prostorni gradijent polja od 3000 gausa/cm (30 T/m)
- maksimalna prosječna specifična stopa apsorpcije (eng. specific absorption rate, SAR) za cijelo tijelo zabilježena za sustav MR-a od 4 W/kg (način rada uz kontrolu prve razine).

U gore navedenim uvjetima skeniranja očekuje se da će implantat uzrokovati maksimalno povećanje temperature manje od 4 °C nakon 15 minuta neprekidnog skeniranja.

U nekliničkom testiranju artefakt slike uzrokovan proizvodom u najgorem slučaju u konfiguraciji s više implantata širi se do 15 mm od implantata pri snimanju u najgorem slučaju impulsne sekvence gradient echo u sustavu za MR od 3,0 T.

9.0 Izvađeni implantat i odlaganje proizvoda u otpad

Tvrtka Edwards Lifesciences zainteresirana je za primanje izvađenih kliničkih uzoraka implantata radi provođenja analize. Po završetku naše procjene bit će dostupan pisani izvještaj sa sažetkom naših nalaza. Kontaktirajte tvrtku Edwards za vraćanje izvađenog implantata.

Ako se odlučite vratiti bilo koji proizvod, slijedite sljedeće upute:

• Neotvoreno pakiranje s netaknutom sterilnom pregradom:

Ako vrećice nisu otvorene, vratite proizvod u njegovom izvornom pakiranju.

• Pakiranje je otvoreno, no nije implantirano:

Ako se vrećica otvori, proizvod više nije sterilan. Proizvod vratite u njegovom izvornom pakiranju.

• Eksplantirani implantat:

Eksplantirani implantat trebate staviti u odgovarajući histološki učvršćivač kao što je mješavina 10 % formalina ili 2 % glutaraldehida i vratiti tvrtki Edwards.

9.1 Odlaganje u otpad

Iskorištenim proizvodima možete rukovati i odlagati ih u otpad na isti način kao i bolnički otpad i biološki opasne materijale u skladu s lokalnim propisima jer ne postoje posebni rizici povezani s odlaganjem ovih proizvoda u otpad.

10.0 Sažetak kliničkog iskustva

10.1 Ispitivanje CLASP

Klinički podaci u ovom odjeljku uključuju informacije dobivene iz kliničkog ispitivanja CLASP koje se bavilo ispitivanjem transkateterskog sustava za popravak srčanog zalistka PASCAL na području mitralnog zalistka.

Multicentrično, multinacionalno, prospektivno ispitivanje u jednoj skupini (CLASP) provedeno je za procjenu sigurnosti, učinkovitosti i kliničkih ishoda sustava PASCAL. Svi pacijenti uključeni u ispitivanje procijenjeni su na kliničkim kontrolnim pregledima za 30 dana, 6 mjeseci, 1 godinu, a s pregledima će nastaviti i jednom godišnje tijekom 5 godina nakon postupka implantacije.

Primarni sigurnosni parametar praćenja ispitivanja CLASP skup je glavnih štetnih događaja u 30 dana. Glavni štetni događaji uključuju: smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, moždani udar, infarkt miokarda, novu potrebu za liječenjem za nadomještanje bubrežne funkcije, teško krvarenje i ponovnu intervenciju zbog komplikacija povezanih s ispitivanim proizvodom.

Primarni parametri praćenja u ovom ispitivanju uključuju uspješnost proizvoda, uspješnost postupka i kliničku uspješnost. Sekundarni parametri praćenja u ispitivanju uključuju kliničke ishode, ishode u pogledu sigurnosti i funkcionalne ishode pri pregledima nakon 30 dana, 6 mjeseci i 1 godine te na godišnjim kontrolnim pregledima.

Uspješnost proizvoda određena je implantacijom proizvoda kako je predviđeno i uspješnim izvlačenjem sustava za uvođenje kako je predviđeno u trenutku pacijentova izlaza iz dvorane za kateterizaciju srca. Analiza uspješnosti proizvoda provedena je po proizvodu.

Uspješnost postupka definira se kao uspješnost proizvoda uz jačinu mitralne regurgitacije od $\leq 2+$ pri otpustu (procijenjeno ehokardiografijom) i bez potrebe za kirurškom ili potkožnom intervencijom prije otpuštanja iz bolnice. Uspješnost postupka analizirala se za svakog pacijenta.

Klinički uspjeh definira se kao uspjeh postupka uz dokaz smanjenja mitralne regurgitacije od $\leq 2+$ i bez glavnih štetnih događaja nakon 30 dana (analizirano za svakog pacijenta).

Sva podatke ehokardiografije procijenio je nezavisni kardiološki laboratorij. Nezavisni odbor za kliničke događaje donio je odluku o sigurnosnim događajima, a odbor za nadzor podataka o sigurnosti neovisno je pregledao prikupljene podatke o sigurnosti i procijenio tendencije štetnih događaja i njihov učinak na provođenje ispitivanja i procjenu rizika za proizvod.

10.1.1 Rezultati ispitivanja CLASP

Prosječna dob liječenih pacijenata iznosila je 75,4 godina i 55,0 % bili su muškarci. Svi pacijenti imali su zatajenje srca klase II, III ili IV prema udruženju NYHA. Prosječni rezultat smrtnosti prema ljestvicama Logistic EuroSCORE I, EuroSCORE II i STS iznosio je 14,4 %, 5,8 %, odnosno 4,7 %. Pri osnovnoj liniji 50,9 % pacijenata imalo je umjereno tešku mitralnu regurgitaciju, a 48,1 % pacijenata imalo je tešku mitralnu regurgitaciju.

10.1.2 Učinkovitost

Parametri praćenja učinkovitosti uključivali su tri komponente uspješnosti: uspješnost proizvoda, uspješnost postupka i kliničku uspješnost. Uspješnost proizvoda ostvarena je u 92,0 % iskušanih proizvoda. Uspješnost postupka ostvarena je u 93,5 % pacijenata. Klinička uspješnost ostvarena je u 86,0 % pacijenata.

10.1.3 Sigurnost

Nakon 30 dana ukupna stopa glavnih štetnih događaja iznosila je 8,0 %. Devet pacijenata iskusilo je 11 glavnih štetnih događaja prije kontrolnog pregleda nakon 30 dana. Glavni štetni događaji koje je procijenio odbor za kliničke događaje nakon 30 dana prikazani su u nastavku.

Glavni štetni događaj	Sažeta statistika
Kardiovaskularna smrtnost	0,9 % (1/112)
Moždani udar	0,9 % (1/112)

Glavni štetni događaj	Sažeta statistika
Infarkt miokarda	0,0 % (0/112)
Nova potreba za liječenjem za nadomještanje bubrežne funkcije	0,0 % (0/112)
Teško krvarenje	7,1 % (8/112)
Ponovna intervencija zbog komplikacija povezanih s proizvodom u ispitivanju	0,9 % (1/112)
Ukupna stopa glavnih štetnih događaja	8,0 % (9/112)

Napomena: kategoričke mjere – % (n/ukupan br.)

U cjelokupnoj populaciji smanjenje stupnja mitralne regurgitacije (tj. mitralna regurgitacija $\leq 2+$) uočeno je pri 95,3 % pacijenata pri otpustu, 96,1 % pacijenata nakon 30 dana, 98,8 % nakon 6 mjeseci i 100 % nakon 1 godine.

10.1.4 Zaključak ispitivanja

Podaci prikupljeni u ispitivanju CLASP podržavaju sigurnost i učinkovitost sustava PASCAL u pacijenata s mitralnom regurgitacijom. Broj pacijenata s kontrolnim pregledom nakon jedne godine ili dulje ograničen je i dugoročni podaci praćenja prikupljaju se studijom kliničkog praćenja nakon stavljanja na tržište.

10.2 Ispitivanje CLASP TR

Klinički podaci u ovom odjeljku uključuju informacije dobivene iz trikuspidalnog kliničkog ispitivanja (CLASP TR) za transkateterski sustav za popravak srčanog zalistka PASCAL.

Prospektivno, multicentrično ispitivanje u jednoj skupini (CLASP TR) provedeno je za procjenu sigurnosti, učinkovitosti i kliničkih ishoda sustava PASCAL. Svi pacijenti uključeni u ispitivanje procijenjeni su na kliničkim kontrolnim pregledima za 30 dana, 6 mjeseci, 1 godinu, a s pregledima će nastaviti i jednom godišnje tijekom 5 godina nakon postupka implantacije.

Primarni sigurnosni parametar praćenja ispitivanja CLASP TR skup je glavnih štetnih događaja u 30 dana. Glavni štetni događaji uključuju: smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, infarkt miokarda, moždani udar, komplikacije bubrega koje zahtijevaju neplaniranu dijalizu ili bubrežnu nadomjesnu terapiju, teško krvarenje, neplaniranu ili hitnu ponovnu intervenciju (perkutanu ili kiruršku) vezanu uz proizvod te teške komplikacije na pristupnom mjestu i vaskularne komplikacije koje zahtijevaju intervenciju.

Primarni parametri praćenja u ovom ispitivanju uključuju uspješnost proizvoda, uspješnost postupka i kliničku uspješnost. Sekundarni parametri praćenja u ispitivanju uključuju kliničke ishode, ishode u pogledu sigurnosti i funkcionalne ishode pri kontrolnim pregledima nakon 30 dana, 6 mjeseci i 1 godine te na godišnjim kontrolnim pregledima.

Uspješnost proizvoda određena je proizvodom implantiranim kako je predviđeno te uspješnim izvlačenjem sustava za uvođenje kako je predviđeno u trenutku pacijentova izlaza iz dvorane za kateterizaciju srca. Analiza uspješnosti proizvoda provedena je po proizvodu.

Uspješnost postupka definira se kao uspješnost proizvoda uz dokaz o smanjenju stupnja trikuspidalne regurgitacije za barem jedan stupanj (ljestvica: nema/u tragovima, blaga, umjerena, teška, vrlo teška, masivna, obilna) na kraju postupka i bez potrebe za kirurškom ili potkožnom intervencijom prije otpuštanja iz bolnice. Uspješnost postupka analizirala se za svakog pacijenta.

Klinički uspjeh definira se kao uspjeh postupka bez glavnih štetnih događaja nakon 30 dana (analizirano za svakog pacijenta).

Sva podatke ehokardiografije procijenio je nezavisni kardiološki laboratorij. Nezavisni odbor za kliničke događaje donio je odluku o sigurnosnim događajima, a odbor za nadzor podataka o sigurnosti neovisno je pregledao prikupljene podatke o sigurnosti i procijenio tendencije štetnih događaja i njihov učinak na provođenje ispitivanja i procjenu rizika za proizvod.

10.2.1 Rezultati ispitivanja CLASP TR

Prosječna dob liječenih pacijenata iznosila je 76,3 godina i 53 % bile su žene. Svi pacijenti imali su zatajenje srca klase II ili III prema udruženju NYHA. Prosječni rezultat smrtnosti prema ljestvicama EuroSCORE II i STS iznosio je 5,3 %, odnosno 7,3 %. Pri osnovnoj liniji 81 % pacijenata imalo je tešku ili vrlo tešku trikuspidalnu regurgitaciju.

10.2.2 Učinkovitost

Parametri praćenja učinkovitosti uključivali su tri komponente uspješnosti: uspješnost proizvoda, uspješnost postupka i kliničku uspješnost. Uspješnost proizvoda ostvarena je u 82,2 % iskušanih proizvoda. Među pacijentima s implantatom, uspješnost postupka ostvarena je u 95,5 % pacijenata, a klinička uspješnost ostvarena je u 86,4 % pacijenata.

10.2.3 Sigurnost

Nakon 30 dana ukupna stopa glavnih štetnih događaja iznosila je 5,9 %. Dva pacijenta iskusila su 3 glavna štetna događaja prije pregleda radi praćenja nakon 30 dana. Glavni štetni događaji koje je procijenio odbor za kliničke događaje nakon 30 dana prikazani su u nastavku.


Glavni štetni događaj	Sažeta statistika
Kardiovaskularna smrtnost	0,0 % (0/34)
Infarkt miokarda (IM)	0,0 % (0/34)
Moždani udar	0,0 % (0/34)
Komplikacije bubrega koje zahtijevaju neplaniranu dijalizu ili bubrežnu nadomjesnu terapiju	0,0 % (0/34)
Teško krvarenje	5,9 % (2/34)
Neplanirana ili hitna ponovna intervencija (perkutanu ili kiruršku) vezana uz proizvod	0,0 % (0/34)
Komplikacije glavnog pristupnog mjesta i vaskularne komplikacije koje zahtijevaju intervenciju	0,0 % (0/34)
Ukupna stopa glavnih štetnih događaja	5,9 % (2/34)


Napomena: kategoričke mjere: % (n/ukupan br.)

U populaciji s implantatima smanjenje stupnja trikuspidalne regurgitacije za barem jedan stupanj uočeno je pri 88,9 % i 82,6 % pacijenata pri otpustu i nakon 30 dana. Smanjenje stupnja trikuspidalne regurgitacije za barem dva stupnja uočeno je pri 65,2 % pacijenata nakon 30 dana.


10.2.4 Zaključak ispitivanja

Do danas prikupljeni podaci u ispitivanju CLASP TR podržavaju sigurnost i učinkovitost sustava PASCAL u pacijenata s trikuspidalnom regurgitacijom. Broj pacijenata s kontrolnim pregledom nakon jedne godine ili dulje ograničen je i dugoročni podaci praćenja prikupljaju se studijom kliničkog praćenja nakon stavljanja na tržište.







PASCAL



PASCAL Ace



PASCAL



PASCAL Ace

Elongated ■ Allongées ■ Gestreckt ■ Estiradas ■ Allungata ■ Langgerek ■ Forlängnet ■ Avlångt ■ Επιμηκυμένη θέση ■ Esticada ■ Prodloužené ■ megnújtott ■ Wydłużone ■ Predĺžené ■ Forlenget ■ Pidennetty ■ Удължена ■ Elongatā ■ Pikendatud ■ Pailginimo ■ Izvērstas ■ Uzatilmis ■ Удлинен ■ Produljena


Closed ■ Fermées ■ Geschlossen ■ Cerradas ■ Chiusa ■ Gesloten ■ Lukket ■ Stängt ■ Κλειστή θέση ■ Fechada ■ Uzavienē ■ zärt ■ Zamknięte ■ Zatvorené ■ Lukket ■ Suljettu ■ Затворена ■ İncisâ ■ Suletud ■ Uždarymo ■ Aizvērtas ■ Kapalı ■ Закрыт ■ Затворена

AT068


AT073

AT069


AT074




PASCAL



PASCAL Ace



PASCAL



PASCAL Ace

Leaflet-Capture-Ready ■ Prêtes à saisir les valvules ■ Bereit zum Greifen der Segel ■ Listas para atrapar la valva ■ Pronta per agganciare il lembo ■ Klaar voor het vastleggen van het klepblad ■ Klar til indfangning af flig ■ Klart för mätningssavläsning av klaffblad ■ Έτοιμο για σύλληψη της γλωχίνας ■ Pronta para captura de cúspides ■ Pripriaven k zachycení cípů ■ vitorlabefogásra kész ■ Gotowość do uchwylenia płatk ■ Pripravené na zachytenie o cípy ■ Klar til bladgrep ■ Liuskan kiinnitysasento ■ Готова за захващане на платно ■ Gata pentru captura cuspidelor ■ Klapihõlma hõiveks valmis ■ Pasiruošimo fiksuoti bures ■ Gatavas satvert viras ■ Yaprakçik Yakalamaya Hazır ■ Готов к захвату створки ■ Položaj za pričvrščivanje listića

Leaflet-Captured ■ Après saisie des valvules ■ Segel gegriffen ■ Valva atrapada ■ Agganciata al lembo ■ Vastgelegd klepblad ■ Flig indfanget ■ Klaffbladet mätningssavläst ■ Με τη γλωχίνα σε σύλληψη ■ Cúspides capturadas ■ Cíp zachycen ■ befogott vitorla ■ Płatek uchwycony ■ Zachytené o cípy ■ Blad grepet ■ Liuskan kiinnitetty ■ Със захванато платно ■ Cu cuspidale capturate ■ Hõivatud klapihõlma ■ Užfiksuoti burių ■ Ar satvertām virām ■ Yaprakçik Yakalanmış ■ Створка захвачена ■ Položaj sa pričvršćenim listićima

Figure 2: Implant Paddle Configurations ■ Figure 2 : Configurations des palettes de l'implant ■ Abbildung 2: Konfigurationen für Implantatpaddel

■ Figura 2: Configuraciones de las palas del implante ■ Figura 2: Configurazioni delle alette dell'implianto ■ Afbeelding 2: Implantaatpaddleconfiguraties


■ Figur 2: Implantatvingekonfigurationer ■ Figur 2: Paddelkonfigurationer för implantat ■ Εικόνα 2: Διατάξεις πτερυγίων εμφυτεύματος ■ Figura 2: Configurações dos braços do implante

■ Obrázek 2: Konfigurace lopatek implantátu ■ 2. ábra: Az implantátum lapátjainak konfigurációi ■ Rysunek 2: Konfiguracje łopatek implantu ■ Obrázok 2: Konfigurácie lopatiek implantátu

■ Figur 2: Implantatvingekonfigurasjoner ■ Kuva 2: Implantin siivekekokoospanot ■ Фигура 2: Конфигурации на лопатките на импланта ■ Figura 2: Configurațiile padelelor implantului


■ Joonis 2. Implantaadi labade konfiguratsioonid ■ 2. pav. Implanto menčių konfiguracijos ■ 2. attēls. Implanta lāpstiņu konfigurācijas ■ Şekil 2: Implant Kanat Yapılandırılmaları

■ Рис. 2. Конфигурации лепестков имплантата ■ Slika 2: Konfiguracije lopatica implantata



Model 10000IS and 10000ISM ■ Modèles 10000IS et 10000ISM ■ Modell 10000IS und 10000ISM ■ Modelo 10000IS y 10000ISM ■ Modelli 10000IS e 10000ISM ■ Model 10000IS en 10000ISM
■ Model 10000IS and 10000ISM ■ Modell 10000IS och 10000ISM ■ Μοντέλο 10000IS και 10000ISM ■ Modelo 10000IS e 10000ISM ■ Model 10000IS a 10000ISM ■ 10000IS és 10000ISM típus
■ Model 10000IS i 10000ISM ■ Model 10000IS a 10000ISM ■ Modell 10000IS og 10000ISM ■ Malli 10000IS ja 10000ISM ■ Модели 10000IS и 10000ISM ■ Model 10000IS și 10000ISM
■ Mudelid 10000IS ja 10000ISM ■ 10000IS ir 10000ISM modeliai ■ Modelis 10000IS un 10000ISM ■ Model 10000IS ve 10000ISM ■ Модель 10000IS и 10000ISM
■ Model 10000IS i model 10000ISM

1. Implant Catheter Handle ■ Poignée du cathéter d'implantation ■ Griff des Implantationskatheters ■ Mango del catéter de implante ■ Impugnatura del catetere dell'impianto ■ Handgriep implantaatkatheter ■ Implantatkateters håndtag ■ Handtag till implantatkateter ■ Χειρολαβή καθετήρα εμφυτεύματος ■ Manipulo do cateter de implante ■ Rukojeť implantačního katétru ■ Beültetőkátéter nyele ■ Uchwyt cewnika implantu ■ Rukováň implantačného katétra ■ Håndtak på implantasjonskateter ■ Implanttikatetrin kahva ■ Дръжка на катетър с имплант ■ Månerul catererului de implantare ■ Implantaadikateetri käepide ■ Implanto kateterio rankena ■ Implanta katetra rokturis ■ Implant Kateteri Kolu ■ Ручка имплантационного катетера ■ Ručka implantačijskog katetera
2. Steerable Catheter Handle ■ Poignée du cathéter orientable ■ Griff des steuerbaren Katheters ■ Mango del catéter orientable ■ Impugnatura del catetere orientabile ■ Handgriep stuurbare catheter ■ Styrbart kateters håndtag ■ Handtag till styrbar kateter ■ Χειρολαβή κατευθυνόμενου καθετήρα ■ Manipulo do cateter orientável ■ Rukojeť říditelného katétru ■ Irányítható katéter nyele ■ Uchwyt cewnika sterowalnego ■ Rukováň riadeného katétra ■ Styrbart kateterhåndtak ■ Ohjattavan katetrin kahva ■ Дръжка на направляващ се катетър ■ Månerul catererului manevrabil ■ Juhitava katetri käepide ■ Valdomojo kateterio rankena ■ Vadāmā katetra rokturis ■ Yönlendirilebilir Kateter Kolu ■ Ручка управляемого катетера ■ Ručka usmjerivog katetera
3. Guide Sheath Handle ■ Poignée de la gaine de guidage ■ Griff der Einführschleuse ■ Mango de la vaina guía ■ Impugnatura della guaina di guida ■ Handgriep geleideschacht ■ Guidehylsters håndtag ■ Handtag till styryhyla ■ Χειρολαβή οδηγού θηκείου ■ Manipulo da bainha guia ■ Rukojeť zavaděčho pouzdra ■ Vezetőhüvely nyele ■ Uchwyt koszulki prowadzącej ■ Rukováň vodiaceho puzdra ■ Håndtak på ledehylse ■ Ohjainholkin kahva ■ Дръжка на дежиле на водача ■ Månerul tecii de ghidare ■ Juhkkanüüli käepide ■ Kreipiamosios movos rankena ■ Vaditajparvalka rokturis ■ Kilavuz Kilifi Kolu ■ Ручка направляющей гильзы ■ Ručka obloge vodilice
4. Release Knob ■ Molette de libération ■ Knopf zum Freisetzen des Implantats ■ Botón de liberación ■ Manopola di rilascio ■ Ontkoppelknop ■ Frigivelsesdrejknop ■ Frikopplingsreglage ■ Διακόπτης απελευθέρωσης ■ Botão de libertação ■ Uvolňovací otočný ovládač ■ Kioldógomb ■ Pokrętko zwalniające ■ Uvolňovací otočný ovládač ■ Utloserbryter ■ Vapautusnuppi ■ Копче за освобождаване ■ Buton de eliberare ■ Vabastusnupp ■ Atleidimo rankenėlė ■ Atvienotājoga ■ Serbest Birakma Düğmesi ■ Ручка высвобождения ■ Gumb za otpuštanje
5. Actuation Knob ■ Molette d'actionnement ■ Aktivierungsknopf ■ Botón del alambre de activación ■ Manopola di attivazione ■ Bedieningsknop ■ Aktiveringsdrejknop ■ Aktiveringsreglage ■ Διακόπτης ενεργοποίησης ■ Botão atuador ■ Ovládací knoflík ■ Mozgatógomb ■ Pokrętko uruchamiające ■ Ovládač aktivačného mechanizmu ■ Aktiveringsbryter ■ Käyttönuppi ■ Задвижащо копче ■ Piesă cilindrică de acționare ■ Käivitusnupp ■ Aktyvinimo rankenėlė ■ Aktivizēšanas poga ■ Čalıştırma Düğmesi ■ Ручка управления ■ Kotacič za pokretanje
6. Slider Stopcock ■ Robinet d'arrêt des curseurs ■ Schieber-Absperrhahn ■ Llave de paso del control deslizante ■ Rubinetto di arresto del dispositivo di scorrimento ■ Stopkraan van de schuifregelaar ■ Skyderstopphane ■ Skjutreglagekran ■ Στρόφιγγα ολισθητήρα ■ Torneira de passagem de correção ■ Uzavírací kohout posuvníku ■ Csúszka zárócsapja ■ Zawór odcinający suwaka ■ Uzatvárací ventil posúvačov ■ Glijderstoppekran ■ Liukusäätimen sulkuventtiili ■ Спиральный кран на слайдера ■ Robinet de inchidare al glijorului ■ Liuguri kraan ■ Slankiklio čiaupas ■ Slidņa noslēgkrāns ■ Kaydırıcı Musluğu ■ Запорный кран ползунка ■ Zaporni ventil klizača
7. Sliders ■ Curseurs ■ Schieber ■ Controles deslizantes ■ Dispositivi di scorrimento ■ Schuifregelaars ■ Skydere ■ Skjutreglage ■ Ολισθητήρες ■ Correções ■ Posuvníky ■ Csúszkák ■ Suwaki ■ Postivače ■ Gliedere ■ Liukusäätimet ■ Слайдери ■ Glijsoare ■ Slankikliai ■ Slidni ■ Kaydırıcılar ■ Ползунки ■ Klizači
8. Actuation Button ■ Bouton d'actionnement ■ Aktivierungstaste ■ Botón de activación ■ Pulsante di attivazione ■ Bedieningstoets ■ Aktiveringsknop ■ Aktiveringsknapp ■ Κομπι έ ενεργοποίησης ■ Botão de atuação ■ Ovládací tlačítko ■ Mozgató nyomógomb ■ Przycisk uruchamiania ■ Aktivačné tlačidlo ■ Aktiveringsknapp ■ Käyttörainike ■ Задвижащ бутон ■ Buton de acționare ■ Käivitusliliti ■ Aktyvinimo mygtukas ■ Aktivizēšanas spiedpoga ■ Basmal Çalıştırma Düğmesi ■ Кнопка активации ■ Gumb za pokretanje
9. Slider Pin ■ Goupille des curseurs ■ Schieber-Stift ■ Pasador del control deslizante ■ Perno dei dispositivi di scorrimento ■ Pin van de schuifregelaar ■ Skyderstift ■ Skjutreglagestift ■ Πείρος ολισθητήρα ■ Pino das correções ■ Ćep posuvníku ■ Csúszkaszeg ■ Sworzeń suwaka ■ Kolik posúvača ■ Glijderpinne ■ Liukusäätimen nasta ■ Штифт на слайдера ■ Ştiftul glijsoarelor ■ Liuguri tihtv ■ Slankiklio kaištis ■ Slidņa tapa ■ Kaydırıcı Pimi ■ Штифт ползунка ■ Zatik klizača
10. Flex Knob ■ Molette de flexion ■ Drehknopf ■ Botón de flexión ■ Manopola di flessione ■ Flexieknop ■ Fleksibel drejknop ■ Bøjningsmekanism ■ Διακόπτης κάψης ■ Botão de dobragem ■ Knoflík ohyby ■ Hajlítógomb ■ Pokrętko regulacji zakrzywienia ■ Otočný ovládač ohybového mechanizmu ■ Fleksjonsbryter ■ Taivutusnuppi ■ Копче за сгъване ■ Buton de flexie ■ Painutamisnupp ■ Lanksciõji rankenėlė ■ Liekšanas poga ■ Sikma Düğmesi ■ Ручка изгибания ■ Gumb za savijanje
11. Steerable Catheter ■ Cathéter orientable ■ Steuerbarer Katheter ■ Catéter orientable ■ Catetere orientabile ■ Stuurbare catheter ■ Styrbart kateter ■ Styrbart kateter ■ Κατευθυνόμενος καθετήρας ■ Cateter orientável ■ Řiditelný katér ■ Irányítható katéter ■ Manipulo do cateter orientável ■ Rukojeť říditelného katétru ■ Irányítható katéter nyele ■ Uchwyt cewnika sterowalnego ■ Rukováň riadeného katétra ■ Styrbart kateterhåndtak ■ Ohjattava katetri kahva ■ Дръжка на направляващ се катетър ■ Cateter manevrabil ■ Juhitav katetri käepide ■ Valdomasis kateteris ■ Vadāmā katetris ■ Yönlendirilebilir Kateter ■ Управляемый катетер ■ Usmjerivi kateter
12. Implant Catheter ■ Cathéter d'implantation ■ Implantationskatheter ■ Catéter de implante ■ Catetere dell'impianto ■ Implantaatkatheter ■ Implantatkateter ■ Implantatkateter ■ Καθετήρας εμφυτεύματος ■ Cateter de implante ■ Implantací katér ■ Beültetőkátéter ■ Cewnik implantu ■ Implantacný katéter ■ Implantasjonskateter ■ Implanttikatetri ■ Катетър с имплант ■ Cateter de implantare ■ Implantaadikateeter ■ Implanto kateteris ■ Implanta katetris ■ Implant Kateteri ■ Импантационный катетер ■ Implantacijski kateter




Model 15000IS and 15000ISM ■ Modèles 15000IS et 15000ISM ■ Modell 15000IS und 15000ISM ■ Modelo 15000IS y 15000ISM ■ Modelli 15000IS e 15000ISM ■ Model 15000IS en 15000ISM
■ Model 15000IS and 15000ISM ■ Modell 15000IS och 15000ISM ■ Μοντέλο 15000IS και 15000ISM ■ Modelo 15000IS e 15000ISM ■ Model 15000IS a 15000ISM ■ 15000IS és 15000ISM típus
■ Model 15000IS i 15000ISM ■ Model 15000IS a 15000ISM ■ Modell 15000IS og 15000ISM ■ Malli 15000IS ja 15000ISM ■ Модели 15000IS и 15000ISM ■ Model 15000IS și 15000ISM
■ Mudelid 15000IS ja 15000ISM ■ 15000IS ir 15000ISM modeliai ■ Modelis 15000IS un 15000ISM ■ Model 15000IS ve 15000ISM ■ Модель 15000IS и 15000ISM
■ Model 15000IS i model 15000ISM

1. Implant Catheter Handle ■ Poignée du cathéter d'implantation ■ Griff des Implantationskatheters ■ Mango del catéter de implante ■ Impugnatura del catetere dell'impianto ■ Handgriep implantaatkatheter ■ Implantatkateters håndtag ■ Handtag till implantatkateter ■ Χειρολαβή καθετήρα εμφυτεύματος ■ Manipulo do cateter de implante ■ Rukojeť implantačního katétru ■ Beültetőkátéter nyele ■ Uchwyt cewnika implantu ■ Rukováň implantačného katétra ■ Håndtak på implantasjonskateter ■ Implanttikatetrin kahva ■ Дръжка на катетър с имплант ■ Månerul catererului de implantare ■ Implantaadikateetri käepide ■ Implanto kateterio rankena ■ Implanta katetra rokturis ■ Implant Kateteri Kolu ■ Ручка имплантационного катетера ■ Ručka implantačijskog katetera
2. Steerable Catheter Handle ■ Poignée du cathéter orientable ■ Griff des steuerbaren Katheters ■ Mango del catéter orientable ■ Impugnatura del catetere orientabile ■ Handgriep stuurbare catheter ■ Styrbart kateters håndtag ■ Handtag till styrbar kateter ■ Χειρολαβή κατευθυνόμενου καθετήρα ■ Manipulo do cateter orientável ■ Rukojeť říditelného katétru ■ Irányítható katéter nyele ■ Uchwyt cewnika sterowalnego ■ Rukováň riadeného katétra ■ Styrbart kateterhåndtak ■ Ohjattavan katetrin kahva ■ Дръжка на направляващ се катетър ■ Månerul catererului manevrabil ■ Juhitava katetri käepide ■ Valdomojo kateterio rankena ■ Vadāmā katetra rokturis ■ Yönlendirilebilir Kateter Kolu ■ Ручка управляемого катетера ■ Ručka usmjerivog katetera
3. Guide Sheath Handle ■ Poignée de la gaine de guidage ■ Griff der Einführschleuse ■ Mango de la vaina guía ■ Impugnatura della guaina di guida ■ Handgriep geleideschacht ■ Guidehylsters håndtag ■ Handtag till styryhyla ■ Χειρολαβή οδηγού θηκείου ■ Manipulo da bainha guia ■ Rukojeť zavaděčho pouzdra ■ Vezetőhüvely nyele ■ Uchwyt koszulki prowadzącej ■ Rukováň vodiaceho puzdra ■ Håndtak på ledehylse ■ Ohjainholkin kahva ■ Дръжка на дежиле на водача ■ Månerul tecii de ghidare ■ Juhkkanüüli käepide ■ Kreipiamosios movos rankena ■ Vaditajparvalka rokturis ■ Kilavuz Kilifi Kolu ■ Ручка направляющей гильзы ■ Ručka obloge vodilice
4. Release Knob ■ Molette de libération ■ Knopf zum Freisetzen des Implantats ■ Botón de liberación ■ Manopola di rilascio ■ Ontkoppelknop ■ Frigivelsesdrejknop ■ Frikopplingsreglage ■ Διακόπτης απελευθέρωσης ■ Botão de libertação ■ Uvolňovací otočný ovládač ■ Kioldógomb ■ Pokrętko zwalniające ■ Uvolňovací otočný ovládač ■ Utloserbryter ■ Vapautusnuppi ■ Копче за освобождаване ■ Buton de eliberare ■ Vabastusnupp ■ Atleidimo rankenėlė ■ Atvienotājoga ■ Serbest Birakma Düğmesi ■ Ручка высвобождения ■ Gumb za otpuštanje

5. Actuation Knob ■ Molette d'actionnement ■ Aktivierungsknopf ■ Botón del alambre de activación ■ Manopola di attivazione ■ Bedieningsknop ■ Aktiveringsdrejeknap ■ Aktiveringsreglage ■ Διακόπτης ενεργοποίησης ■ Botão atuador ■ Ovládací knoflík ■ Mozgatógomb ■ Pokretno uruchamajace ■ Ovládač aktivného mechanismu ■ Aktiveringsbryter ■ Käyttönuppi ■ Задвижащо копче ■ Piesá cilindričná de acționare ■ Käivitusnupp ■ Aktyvinimo rankenélé ■ Aktivizēšanas poga ■ Çalıřtırma Düğmesi ■ Ручка управления ■ Kotačić za pokretanje
6. Slider Stopcock ■ Robinet d'arrêt des curseurs ■ Schieber-Absperrhahn ■ Llave de paso del control deslizante ■ Rubinetto di arresto del dispositivo di scorrimento ■ Stopkraan van de schuifregelaar ■ Skyderstopphane ■ Skjutreglagekran ■ Στρόφυγγα ολισθητήρα ■ Torneira de passagem de corrediça ■ Uzavírací kohout posuvníku ■ Csúszka zárócsapja ■ Zawór odcinający suwaka ■ Uzatvárací ventil posúvačov ■ Glijderstoppekrān ■ Liukusäätimen sulkuventiili ■ Спирально кранче на слайдера ■ Robinet de închidere al glijorului ■ Liuguri kraan ■ Slankiklio čiapus ■ Slīdņa noslēgkrāns ■ Kaydırıcı Musluğu ■ Запорный кран ползунка ■ Zaporni ventil klizača
7. Sliders ■ Curseurs ■ Schieber ■ Controles deslizantes ■ Dispositivi di scorrimento ■ Schuifregelaars ■ Skydere ■ Skjutreglage ■ Ολισθητήρες ■ Corrediças ■ Posuvníky ■ Csúszkák ■ Suwaki ■ Posúvače ■ Glijdere ■ Liukusäätimet ■ Слайдери ■ Glijsoare ■ Liugurid ■ Slankikliai ■ Slidņi ■ Kaydırıcılar ■ Ползунки ■ Klizači
8. Actuation Button ■ Bouton d'actionnement ■ Aktivierungstaste ■ Botón de activación ■ Pulsante di attivazione ■ Bedieningstoets ■ Aktiveringsknop ■ Aktiveringsknapp ■ Κομπί ενεργοποίησης ■ Botão de atuação ■ Ovládací tlačítko ■ Mozgató nyomógomb ■ Przycisk uruchamiania ■ Aktivačné tlačidlo ■ Aktiveringsknapp ■ Käyttöpainike ■ Задвижащ бутон ■ Buton de acționare ■ Käivituslüliti ■ Aktyvinimo mygtukas ■ Aktivizēšanas spiedpoga ■ Basmali Çalıřtırma Düğmesi ■ Кнопка активации ■ Gumb za pokretanje
9. Slider Pin ■ Goupille des curseurs ■ Schieber-Stift ■ Pasador del control deslizante ■ Perno dei dispositivi di scorrimento ■ Pin van de schuifregelaar ■ Skyderstift ■ Skjutreglagestift ■ Περίος ολισθητήρα ■ Pino das corrediças ■ Ćep posuvníku ■ Csúszkaszeg ■ Sworzeń suwaka ■ Kolik posúvača ■ Glijderpinne ■ Liukusäätimen nasta ■ Щифт на слайдера ■ Štiftul glijsoarelor ■ Liuguri tihvt ■ Slankiklio kaištis ■ Slīdņū tapa ■ Kaydırıcı Pimi ■ Штифт ползунка ■ Zatik klizača
10. Flex Knob ■ Molette de flexion ■ Drehknopf ■ Botón de flexión ■ Manopola di flessione ■ Flexieknop ■ Flexibel drejeknap ■ Bøjningsmekanism ■ Διακόπτης κάψης ■ Botão de dobragem ■ Knoflik ohybu ■ Hajlitógomb ■ Pokretno regulacji zakrzywienia ■ Otočný ovládač ohybového mechanismu ■ Fleksjonsbryter ■ Taivutusnuppi ■ Копче за сгъване ■ Buton de flexie ■ Painutamisnupp ■ Lanksioji rankenélé ■ Liekšanas poga ■ Sikma Düğmesi ■ Ручка изгибания ■ Gumb za savijanje
11. Steerable Catheter ■ Cathéter orientable ■ Steuerbarer Katheter ■ Catéter orientable ■ Catetere orientabile ■ Stuurbare katheter ■ Styrbart kateter ■ Styrbar kateter ■ Κατευθυνόμενος καθετήρας ■ Cateter orientável ■ Riditelný katétr ■ Irányítható katéter ■ Cewnik sterowalny ■ Riadený katéter ■ Styrbart kateter ■ Ohjattava katetri ■ Направляюща се катетър ■ Cateter manevrabil ■ Juhitav kateteer ■ Valdomas kateteris ■ Vadāmais katetrs ■ Yönlendirilebilir Kateter ■ Управляемый катетер ■ Usmjerivi kateter
12. Implant Catheter ■ Cathéter d'implantation ■ Implantationskatheter ■ Catéter de implante ■ Catetere dell'impianto ■ Implantaatkatheter ■ Implantatkateter ■ Implantatkateter ■ Καθετήρας εμφυτεύματος ■ Cateter de implante ■ Implantační katétr ■ Beültetőkatéter ■ Cewnik implantu ■ Implantačný katéter ■ Implantasjonskateter ■ Implanttikatetri ■ Катетър с имплант ■ Cateter de implantare ■ Implantaadikateeter ■ Implanto kateteris ■ Implanta katetrs ■ Implant Kateteri ■ Имплантационный катетер ■ Implantacijski kateter

Figure 4: Implant System and Guide Sheath ■ Figure 4: Système d'implantation et gaine de guidage ■ Abbildung 4: Implantatsystem und Einführschleuse ■ Figura 4: Sistema de implante y vaina guía ■ Figura 4: Sistema di impianto e guaina di guida ■ Afbeelding 4: Implanteesysteem en geleideschacht

- Figure 4: Implantationssystem og guidehylster ■ Figure 4: Implantatsystem och styrhylsa ■ Εικόνα 4: Σύστημα εμφυτεύματος και οδηγό θηκάρι ■ Figura 4: Sistema de implante e bainha guia ■ Obrázek 4: Implantační systém a zaváděcí pouzdro ■ 4. ábra: Implantátumrendszer és vezetőhüvely ■ Rysunek 4: System implantu i koszulka prowadząca ■ Obrázok 4: Implantačný systém a vodiace puzdro ■ Figure 4: Implantasjonssystem og ledehylse ■ Kuva 4: Implanttijärjestelmä ja ohjainholkki ■ Фигура 4: Система за имплантиране и дежиле на водача ■ Figura 4: Sistemul de implantare și teaca de ghidare ■ Joonis 4. Implantaadisüsteem ja juhtkanüül ■ 4 pav. Implanto sistema ir kreipiamoji mova ■ 4. attēls. Implanta sistēma un vadītājpavalks ■ Şekil 4: Implant Sistemi ve Kilavuz Kilifi ■ Рис. 4. Имплантационная система и направляющая гильза ■ Slika 4: Implantacijski sustav i obloga vodilice




AT003
AT005

Guide Sheath: ■ Gaine de guidage: ■ Einführschleuse: ■ Vaina guía: ■ Guaina di guida: ■ Geleideschacht: ■ Guidehylster: ■ Styrhylsa: ■ Οδηγό θηκάρι: ■ Bainha guia: ■ Zaváděcí pouzdro: ■ Vezetőhüvely: ■ Koszulka prowadząca: ■ Vodiace puzdro: ■ Ledehylse: ■ Ohjainholkki: ■ Дежиле на водача: ■ Teacă de ghidare: ■ Juhtkanüül ■ Kreipiamoji mova: ■ Vadītājpavalks: ■ Kilavuz Kilifi: ■ Направляющая гильза ■ Obloga vodilice:

1. OD 7.3 mm (22 Fr) ■ Diamètre externe 7,3 mm (22 F) ■ AD 7,3 mm (22 Fr) ■ Diámetro exterior 7,3 mm (22 F) ■ DE 7,3 mm (22 Fr) ■ Buitendiameter 7,3 mm (22 Fr) ■ U.d. 7,3 mm (22 Fr) ■ Ytterdiameter 7,3 mm (22 Ch) ■ Εξωτερική διάμετρος (OD) 7,3 mm (22 F) ■ DE 7,3 mm (22 Fr) ■ Vnější průměr 7,3 mm (22 Fr) ■ Külső átmérő 7,3 mm (22 Fr) ■ Średnica zewnętrzna: 7,3 mm (22 Fr) ■ Vonk. priem. 7,3 mm (22 Fr) ■ OD 7,3 mm (22 Fr) ■ Ulkohaikaisija 7,3 mm (22 Fr) ■ Външен диаметър 7,3 mm (22 F) ■ Diametru exterior 7,3 mm (22 Fr) ■ Välisdiameeter 7,3 mm (22 Fr) ■ Išorinis skersmuo 7,3 mm (22 francúziškās dydis) ■ Ārējais diametrs 7,3 mm (22 Fr) ■ DÇ 7,3 mm (22 F) ■ Внешн. диаметр 7,3 mm (22 Fr) ■ Vanjski promjer 7,3 mm (22 Fr)
2. ID 5.5 mm ■ Diamètre interne 5,5 mm ■ ID 5,5 mm ■ Diámetro interior 5,5 mm ■ DI 5,5 mm ■ Binnendiameter 5,5 mm ■ I.d. 5,5 mm ■ Innerdiameter 5,5 mm ■ Εσωτερική διάμετρος (ID) 5,5 mm ■ DI 5,5 mm ■ Vnitřní průměr 5,5 mm ■ Belső átmérő 5,5 mm ■ Średnica wewnętrzna: 5,5 mm ■ Vnúť. priem. 5,5 mm ■ ID 5,5 mm ■ Sisähalkaisija 5,5 mm ■ Въртешен диаметър 5,5 mm ■ Diametru interior 5,5 mm ■ Sisidiameeter 5,5 mm ■ Vidinis skersmuo 5,5 mm ■ Iekšējais diametrs 5,5 mm ■ İç 5,5 mm ■ Внутр. диаметр 5,5 mm ■ Unutrašnji promjer 5,5 mm
- Introducer: ■ Introducteur: ■ Einführhilfe: ■ Introducator: ■ Introduttore: ■ Introducer: ■ Indføringsanordning: ■ Införare: ■ Εισαγωγέας: ■ Introdudor: ■ Zavadeč: ■ Bevezető: ■ Introduktor: ■ Zavádzač: ■ Innfører: ■ Sisäänviäjä: ■ Интродьюсер: ■ Dispozitiv de introducecere: ■ Sisesti ■ Ivediklis: ■ levaditājs: ■ Introdüser: ■ Интродьюсер ■ Uvodní instrument:
3. OD 5.7 mm (17 Fr) ■ Diamètre externe 5,7 mm (17 F) ■ AD 5,7 mm (17 Fr) ■ Diámetro exterior 5,7 mm (17 F) ■ DE 5,7 mm (17 Fr) ■ Buitendiameter 5,7 mm (17 Fr) ■ U.d. 5,7 mm (17 Fr) ■ Ytterdiameter 5,7 mm (17 Ch) ■ Εξωτερική διάμετρος (OD) 5,7 mm (17 F) ■ DE 5,7 mm (17 Fr) ■ Vnější průměr 5,7 mm (17 Fr) ■ Külső átmérő 5,7 mm (17 Fr) ■ Średnica zewnętrzna: 5,7 mm (17 Fr) ■ Vonk. priem. 5,7 mm (17 Fr) ■ OD 5,7 mm (17 Fr) ■ Ulkohaikaisija 5,7 mm (17 Fr) ■ Външен диаметър 5,7 mm (17 F) ■ Diametru exterior 5,7 mm (17 Fr) ■ Välisdiameeter 5,7 mm (17 Fr) ■ Išorinis skersmuo 5,7 mm (17 prancúziškās dydis) ■ Ārējais diametrs 5,7 mm (17 Fr) ■ DÇ 5,7 mm (17 F) ■ Внешн. диаметр 5,7 mm (17 Fr) ■ Vanjski promjer 5,7 mm (17 Fr)
4. ID 1.0 mm ■ Diamètre interne 1,0 mm ■ ID 1,0 mm ■ Diámetro interior 1,0 mm ■ DI 1,0 mm ■ Binnendiameter 1,0 mm ■ I.d. 1,0 mm ■ Innerdiameter 1,0 mm ■ Εσωτερική διάμετρος (ID) 1,0 mm ■ DI 1,0 mm ■ Vnitřní průměr 1,0 mm ■ Belső átmérő 1,0 mm ■ Średnica wewnętrzna: 1,0 mm ■ Vnúť. priem. 1,0 mm ■ ID 1,0 mm ■ Sisähalkaisija 1,0 mm ■ Въртешен диаметър 1,0 mm ■ Diametru interior 1,0 mm ■ Sisidiameeter 1,0 mm ■ Vidinis skersmuo 1,0 mm ■ Iekšējais diametrs 1,0 mm ■ İç 1,0 mm ■ Внутр. диаметр 1,0 mm ■ Unutrašnji promjer 1,0 mm


Figure 5: Guide Sheath and Introducer ■ Figure 5: Gaine de guidage et introducteur ■ Abbildung 5: Einführschleuse und Einführhilfe ■ Figura 5: Vaina guía e introductor ■ Figura 5: Guaina di guida e introduttore ■ Afbeelding 5: Geleideschacht en indføringsanordning ■ Figure 5: Styrhylsa och införare ■ Εικόνα 5: Οδηγό θηκάρι και εισαγωγέας ■ Figura 5: Bainha guia e introductor ■ Obrázek 5: Zaváděcí pouzdro nebo zavadeč ■ 5. ábra: Vezetőhüvely és bevezető ■ Rysunek 5: Koszulka prowadząca i introduktor ■ Obrázok 5: Vodiace puzdro a zavádzač ■ Figure 5: Ledehylse og innfører ■ Kuva 5: Ohjainholkki ja sisäänviäjä ■ Фигура 5: Дежиле на водача и интродьюсер ■ Figura 5: Teaca de ghidare și dispozitivul de introducecere ■ Joonis 5. Juhtkanüül ja sisesti ■ 5 pav. Kreipiamoji mova ir įvediklis ■ 5. attēls. Vadītājpavalks un ievadītājs ■ Şekil 5: Kilavuz Kilifi ve Introdüser ■ Рис. 5. Направляющая гильза и интродьюсер ■ Slika 5: Obloga vodilice i uvodni instrument

AT054



Model 10000ST ■ Modèle 10000ST ■ Modell 10000ST ■ Modelo 10000ST ■ Modello 10000ST
 ■ Model 10000ST ■ Model 10000ST ■ Modell 10000ST ■ Μοντέλο 10000ST ■ Modelo 10000ST
 ■ Model 10000ST ■ 10000ST típus ■ Model 10000ST ■ Model 10000ST ■ Modell 10000ST
 ■ Malli 10000ST ■ Модел 10000ST ■ Model 10000ST ■ Model 10000ST ■ 10000ST modelis
 ■ Modelis 10000ST ■ Model 10000ST ■ Модель 10000ST ■ Model 10000ST

Figure 6: Stabilizer ■ Figure 6: Stabilisateur ■ Abbildung 6: Stabilisator
 ■ Figura 6: Stabilizator ■ Figura 6: Stabilizzatore ■ Afbeelding 6: Stabilisator
 ■ Figur 6: Stabilisator ■ Figur 6: Stabilisator ■ Εικόνα 6: Σύστημα σταθεροποίησης
 ■ Figura 6: Estabilizador ■ Obrázek 6: Stabilizátor ■ 6. ábra: Stabilizáló
 ■ Rysunek 6: Stabilizator ■ Obrázok 6: Stabilizátor ■ Figur 6: Stabilisator ■ Kuva 6: Vakain
 ■ Фигура 6: Стабилизатор ■ Figura 6: Stabilizator ■ Joonis 6. Stabilisaator
 ■ 6 pav. Stabilizatorius ■ 6. attēls. Stabilizators ■ Şekil 6: Stabilizötör ■ Рис. 6. Стабилизатор
 ■ Slika 6: Stabilizator



Model 20000ST ■ Modèle 20000ST ■ Modell 20000ST ■ Modelo 20000ST ■ Modello 20000ST
 ■ Model 20000ST ■ Model 20000ST ■ Modell 20000ST ■ Μοντέλο 20000ST ■ Modelo 20000ST
 ■ Model 20000ST ■ 20000ST típus ■ Model 20000ST ■ Model 20000ST ■ Modell 20000ST
 ■ Malli 20000ST ■ Модел 20000ST ■ Model 20000ST ■ Model 20000ST ■ 20000ST modelis
 ■ Modelis 20000ST ■ Model 20000ST ■ Модель 20000ST ■ Model 20000ST

Figure 7: Stabilizer Rail System ■ Figure 7: Système de rail pour stabilisateurs
 ■ Abbildung 7: Stabilisatorschienensystem ■ Figura 7: Sistema estabilizador sobre riel
 ■ Figura 7: Sistema guida con stabilizzatori ■ Afbeelding 7: Stabilisatorbevestigingssysteem
 ■ Figur 7: Stabilisatorskinnesystem ■ Figur 7: Skensystem för stabilisatorer
 ■ Εικόνα 7: Σύστημα ράγας σταθεροποίησης
 ■ Figura 7: Sistema de estrutura para estabilizador
 ■ Obrázek 7: Systém kolejnice pro stabilizátor ■ 7. ábra: Stabilizáló sínrendszer
 ■ Rysunek 7: System prowadnicy do stabilizatorów
 ■ Obrázok 7: Kolečnicový systém so stabilizátorom ■ Figur 7: Stabilisatorskinnesystem
 ■ Kuva 7: Vakaimen kiskojärjestelmä ■ Фигура 7: Релсова система със стабилизатори
 ■ Figura 7: Sistem cu şină şi stabilizator ■ Joonis 7. Stabilisaatorite rööbassüsteem
 ■ 7 pav. Stabilizatorius bėgių sistema ■ 7. attēls. Stabilizatora vadotnes sistēma
 ■ Şekil 7: Raylı Stabilizötör Sistemi ■ Рис. 7. Система направляющей для стабилизаторов
 ■ Slika 7: Sustav stabilizatora na vodilici

AT052





Figure 8: Table ■ Figure 8: Table ■ Abbildung 8: Tisch ■ Figura 8: Mesa
 ■ Figura 8: Tavolo da lavoro ■ Afbeelding 8: Tafel ■ Figur 8: Bord ■ Figur 8: Bord
 ■ Εικόνα 8: Βάση στηρίξης ■ Figura 8: Mesa ■ Obrázek 8: Stolek ■ 8. ábra: Tartólemez
 ■ Rysunek 8: Stół ■ Obrázok 8: Stolik ■ Figur 8: Bord ■ Kuva 8: Pöytä ■ Фигура 8: Maca
 ■ Figura 8: Masā ■ Joonis 8. Laud ■ 8 pav. Stalas ■ 8. attēls. Galds ■ Şekil 8: Stant ■ Рис. 8. Срон
 ■ Slika 8: Stol






















AT004



1. ID 6,2 mm ■ Diamètre interne 6,2 mm ■ ID 6,2 mm ■ Diámetro interior 6,2 mm ■ DI 6,2 mm
 ■ Binnendiameter 6,2 mm ■ I.d. 6,2 mm ■ Innerdiameter 6,2 mm ■ Εσωτερική διάμετρος (ID) 6,2 mm
 ■ DI 6,2 mm ■ Vnitřní průměr 6,2 mm ■ Belső átmérő 6,2 mm ■ Średnica wewnętrzna: 6,2 mm
 ■ Vnut. priem. 6,2 mm ■ ID 6,2 mm ■ Sisähalkaisija 6,2 mm ■ Внутренний диаметр 6,2 mm
 ■ Diametru interior 6,2 mm ■ Sisidiameter 6,2 mm ■ Vidinis skersmuo 6,2 mm ■ Iekšējais diametrs 6,2 mm ■ İç 6,2 mm ■ Внутр. диаметр 6,2 mm ■ Unutrašnji promjer 6,2 mm

Figure 9: Loader ■ Figure 9: Chargeur ■ Abbildung 9: Aufnahmevorrichtung
 ■ Figura 9: Cargador ■ Figura 9: Caricatore ■ Afbeelding 9: Inbrenghulpmiddel
 ■ Figur 9: Isætningsanordning ■ Figur 9: Laddare ■ Εικόνα 9: Όργανο φόρτωσης
 ■ Figura 9: Carregador ■ Obrázek 9: Loader ■ 9. ábra: Betöltő
 ■ Rysunek 9: Urządzenie ładujące ■ Obrázok 9: Vkladačia pomôcka ■ Figur 9: Laster
 ■ Kuva 9: Latauslaite ■ Фигура 9: Заряжащо устройство
 ■ Figura 9: Dispozitivul de încărcare ■ Joonis 9. Laadur ■ 9 pav. Kroviklis ■ 9. attēls. Ievietotājs
 ■ Şekil 9: Yükleyici ■ Рис. 9. Загрущик ■ Slika 9: Uvodnik



Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázat ■ Legenda symboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola

















	English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Dansk
	Catalogue Number	Référence catalogue	Artikelnummer	Número de catálogo	Numero di catalogo	Catalogusnummer	Katalognummer
	Lot Number	N° du lot	Chargenbezeichnung	Número de lote	Numero di lotto	Lotnummer	Partinummer
	Quantity	Quantité	Menge	Cantidad	Quantità	Hoeveelheid	Mængde
	Contents	Contenu	Inhalt	Contenido	Contenuti	Inhoud	Indhold
	Usable length	Longueur utile	Nutzlänge	Longitud útil	Lunghezza utile	Bruikbare lengte	Anvendelig længde
	Do not re-use	Ne pas réutiliser	Nicht wiederverwenden	No reutilizar	Non riutilizzare	Niet hergebruiken	Må ikke genanvendes
	Caution	Avertissement	Vorsicht	Aviso	Attenzione	Let op	Forsigtig
	Warning	Mise en garde	Warnung	Advertencia	Avvertenza	Waarschuwing	Advarsel
	Note	Remarque	Hinweis	Nota	Nota	Opmerking	Bemærk
	Consult instructions for use	Consulter le mode d'emploi	Gebrauchsanweisung beachten	Consulte las instrucciones de uso	Consultare le istruzioni per l'uso	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	Se brugsanvisningen
	Do not use if package is damaged	Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	No lo utilice si el envase está dañado	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Store in a cool, dry place	Conserver dans un endroit frais et sec	Das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort lagern	Guárdese en un lugar fresco y seco	Conservare in un luogo fresco e asciutto	Op een koele en droge plaats bewaren	Skal opbevares køligt og tørt
	Keep away from sunlight	Tenir à l'abri de la lumière du soleil	Vor Sonneneinstrahlung schützen	Mantener alejado de la luz del sol	Tenere lontano dalla luce solare	Uit het zonlicht houden	Beskyttes mod sollys
	Keep dry	Tenir au sec	Vor Nässe schützen	Mantener seco	Mantener asciutto	Droog houden	Opbevares tørt
	Medical device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Dispositivo medico	Medisch hulpmiddel	Medicinsk udstyr
	Consult instructions for use on the website	Consulter le mode d'emploi sur notre site Web	Gebrauchsanweisung auf der Website beachten	Consulte las instrucciones de uso en el sitio web	Consultare le istruzioni per l'uso sul sito Web	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de website	Se brugsanvisningen på webstedet
	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
	Sterilized using ethylene oxide	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Mit Ethylenoxid sterilisiert	Esterilizado con óxido de etileno	Sterilizzato con ossido di etilene	Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide	Steriliseret ved brug af ethylenoxid
	Sterilized using irradiation	Stérilisé par irradiation	Durch Bestrahlung sterilisiert	Esterilizado con radiación	Sterilizzato mediante radiazioni	Gesteriliseerd met behulp van straling	Steriliseret ved brug af bestråling
	Sterilized using liquid chemical	Stérilisé à l'aide d'un produit chimique liquide	Mit flüssigen Chemikalien sterilisiert	Esterilizado con sustancia química líquida	Sterilizzato con sostanze chimiche liquide	Gesteriliseerd met vloeibare chemische stof	Steriliseret med flydende kemikalie
	Do not re-sterilize	Ne pas restériliser	Nicht reesterilisieren	No volver a esterilizar	Non risterilizzare	Niet opnieuw steriliseren	Må ikke reesteriseres

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázat ■ Legenda simboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola

	English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Dansk
	Non-sterile	Non stérile	Unsteril	No estéril	Non sterile	Niet-steriel	Ikke-steril
	Non-pyrogenic	Apyrogène	Nicht pyrogen	No pirogénico	Apirogeno	Niet-pyrogeen	Ikke-pyrogen
	Non-DEHP	Sans DEHP	Nicht DEHP-haltig	Sin-DEHP	Non contiene DEHP	Niet-DEHP	Ikke-DEHP
	Use-by date	Date d'expiration	Verfallsdatum	Fecha de caducidad	Data di scadenza	Vervaldatum	Sidste anvendelsesdato
	Serial Number	Numéro de série	Serienummer	Número de serie	Numero di serie	Serienummer	Serienummer
	Authorized representative in the European Community	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	Representante autorizado en la Comunidad Europea	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Produttore	Fabrikant	Producent
	Date of manufacture	Date de fabrication	Herstellungsdatum	Fecha de fabricación	Data di produzione	Fabricagedatum	Fremstillingsdato
	For use with size 44 mm Edwards transcatheter heart valve	À utiliser avec une valve cardiaque transcathéter Edwards de 44 mm	Zur Verwendung mit einer 44-mm-Transkatheter-Herzklappe von Edwards	Para su uso con una válvula cardíaca transcatéter Edwards de 44 mm	Da utilizzare con valvole cardiache transcatetere Edwards da 44 mm	Voor gebruik met de Edwards transkatheterhartklep van 44 mm	Til brug med størrelse 44 mm Edwards transkateterklap
	For use with size 48 mm Edwards transcatheter heart valve	À utiliser avec une valve cardiaque transcathéter Edwards de 48 mm	Zur Verwendung mit einer 48-mm-Transkatheter-Herzklappe von Edwards	Para su uso con una válvula cardíaca transcatéter Edwards de 48 mm	Da utilizzare con valvole cardiache transcatetere Edwards da 48 mm	Voor gebruik met de Edwards transkatheterhartklep van 48 mm	Til brug med størrelse 48 mm Edwards transkateterklap
	Temperature limit	Limite de température	Temperaturgrenze	Límite de temperatura	Limiti di temperatura	Temperatuurlimiet	Temperaturgrænse
	Exterior diameter	Diamètre externe	Außendurchmesser	Diámetro exterior	Diametro esterno	Buitendiameter	Udvendig diameter
	Inner diameter	Diamètre interne	Innendurchmesser	Diámetro interior	Diametro interno	Binnendiameter	Indre diameter
	Recommended guidewire length	Longueur recommandée du fil-guide	Empfohlene Führungsdrahtlänge	Longitud recomendada de la guía	Lunghezza consigliata per il filo guida	Aanbevolen voerdraadlengte	Anbefalet guidewirelængde
	Recommended guidewire size	Taille de fil-guide recommandée	Empfohlene Führungsdrahtgröße	Tamaño de guía recomendado	Misura filo guida consigliata	Aanbevolen maat voerdraad	Anbefalet guidewirestørrelse
	Guidewire compatibility	Compatibilité du fil-guide	Führungsdraht-Kompatibilität	Compatibilidad con la guía	Compatibilità del filo guida	Compatibiliteit voerdraad	Guidewirekompatibilitet
	Size	Taille	Größe	Tamaño	Misura	Afmetingen	Størrelse
	Catheter shaft size	Taille du corps du cathéter	Katheterschaftgröße	Tamaño del eje del catéter	Misura dello stelo del catetere	Afmetingen katheterschacht	Kateterrørsstørrelse
	Balloon diameter	Diamètre du ballonnet	Ballondurchmesser	Diámetro del balón	Diametro del palloncino	Ballondiameter	Ballondiameter
	Balloon working length	Longueur utile du ballonnet	Arbeitslänge des Ballons	Longitud útil del balón	Lunghezza utile del palloncino	Werklengte ballon	Ballonens arbejdslængde

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázat ■ Legenda simboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola

	English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Dansk
	[Implant only] The implant device had been determined to be MR Conditional when used under the conditions listed in the instructions for use.	[Implant uniquement] Il a été démontré que l'implant est compatible IRM sous conditions en cas d'utilisation dans les conditions spécifiées dans le mode d'emploi.	[Nur Implantat] Das Implantat wurde als bedingt MR-sicher eingestuft, wenn die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.	[Implante solamente] Se ha determinado que el dispositivo de implante es condicional con respecto a RM cuando se utiliza en las condiciones que se describen en las instrucciones de uso.	[Solo per impianto] Questo dispositivo impiantabile era stato classificato come a compatibilità RM condizionata se utilizzato nelle condizioni riportate nelle istruzioni per l'uso.	[Alleen implantaat] Er is vastgesteld dat het te implanteren hulpmiddel MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden is onder de voorwaarden opgenomen in de gebruiksaanwijzing.	[Kun implantat] Implantatet er blevet bestemt som værende MR-betinget, når det anvendes under forholdene opført i brugsanvisningen.
	MR Unsafe	Risques en milieu RM	MR-unsicher	No seguro para RM	Non compatibile con RM	MRI-onveilig	MR-usikker

	Svenska	Ελληνικά	Português	Česky	Magyar	Polski	Slovensky
	Katalognummer	Αριθμός καταλόγου	Número de catálogo	Katalogové číslo	Katalógusszám	Numer katalogowy	Katalogové číslo
	Lotnummer	Αριθμός Παρτίδας	Número de lote	Číslo šarže	Tételszám	Numer serii	Číslo šarže
	Antal	Ποσότητα	Quantidade	Množství	Mennyiség	Ilość	Množstvo
	Innehåll	Περιεχόμενο	Conteúdo	Obsah	Tartalom	Zawartość	Obsah
	Brukbar längd	Ωφέλιμο μήκος	Comprimento útil	Použitelná délka	Hasznos hossz	Długość użytkowa	Použitelná délka
	Får inte återanvändas	Μην επαναχρησιμοποιείτε	Não reutilizar	Nepoužívejte opakovaně	Tilos újrafelhasználni	Nie używać ponownie	Nepoužívajte opakovane
	Var försiktig	Προσοχή	Aviso	Výstraha	Vigyázat!	Przestroga	Upozornenie
	Varning!	Προειδοποίηση	Advertência	Varování	Figyelmeztetés	Ostrzeżenie	Výstraha
	Obs!	Σημείωση	Nota	Poznámka	Megjegyzés	Uwaga	Poznámka
	Se bruksanvisningen	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	Consultar as instruções de utilização	Postupujte podle návodu k použití	Olvassa el a használati utasítást.	Zapoznaj się z instrukcją użycia	Prečítajte si návod na použitie
	Använd inte om förpackningen är skadad	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Förvara svalt och torrt.	Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό χώρο	Guardar num local fresco e seco	Uskladněte na chladném a suchém místě.	Hűvös, száraz helyen tartandó	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu	Składujte na chladnom a suchom mieste
	Skyddas mot solljus	Φυλάσσετε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία	Manter afastado da luz solar	Chraňte před slunečním světlem	Napfénytől távol tartandó	Chronić przed działaniem promieni słonecznych	Chráňte pred slnečným žiarením
	Förvaras torrt	Διατηρείτε στεγνό	Manter seco	Chraňte před vlhkem	Tartsa szárazon	Chronić przed wilgocią	Uchovávejte v suchu
	Medicinsk utrustning	ιατροτεχνολογικό προϊόν	Dispositivo médico	Zdravotnický prostředek	Orvosi eszköz	Wyrób medyczny	Zdravotnícka pomôcka
	Se bruksanvisningen på webbplatsen	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην τοποθεσία web	Consultar as instruções de utilização no site	Postupujte podle návodu k použití, který naleznete na webových stránkách.	Olvassa el a használati utasítást a weboldalon	Zapoznaj się z instrukcją użycia na stronie internetowej	Prečítajte si návod na použitie na webovej stránke

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázat ■ Legenda simboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola





















	Svenska	Ελληνικά	Português	Česky	Magyar	Polski	Slovensky
Rx only	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
STERILE EO	Steriliserad med etylenoxid	Αποστειρωμένο με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου	Esterilizado com óxido de etileno	Sterilizováno etylenoxidem	Etilén-oxidál sterilizálva	Wysterylizowano przy użyciu tlenu etylenu	Sterilizované pomocou etylénoxidu
STERILE R	Steriliserad med strålning	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας	Esterilizado por irradiação	Radiačně sterilizováno	Besugárzással sterilizálva	Wysterylizowano przez napromienienie	Sterilizované pomocou ožarovania
STERILE LC	Steriliserad med flytande kemikalie	Αποστειρωμένο με χρήση υγρών χημικών	Esterilizado por produto químico líquido	Sterilizováno pomocí kapalné chemikálie	Folyékony vegyszerral sterilizálva	Wyjałowiono przy użyciu płynnego środka chemicznego	Sterilizované pomocou tekutej chemikálie
	Får inte omsteriliseras	Μην επανοαστεριώνετε	Não voltar a esterilizar	Neresterilizujte	Ne sterilizálja újra	Nie sterylizować ponownie	Opakovane nesterilizujte
	Icke-steril	Μη αποστειρωμένο	Não esterilizado	Nesterilní	Nem steril	Niejałowy	Nesterilné
	Icke-pyrogen	Μη πυρετογόνο	Não pirogénico	Nepyrogní	Nem pirogén	Niepirogenny	Nepyrogénne
	DEHP-fri	Δεν περιέχει DEHP	Sem DEHP	Bez DEHP	Nem tartalmaz DEHP-t	Nie zawiera DEHP	Neobsahuje DEHP
	Sista förbrukningsdag	Ημερομηνία λήξης	Data de expiração	Datum použitelnosti	Szavatossági dátum	Data przydatności do użycia	Dátum spotreby
SN	Serienummer	Αριθμός σειράς	Número de série	Sériové číslo	Sorozatszám	Numer seryjny	Sériové číslo
EC REP	Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση	Representante autorizado na Comunidade Europeia	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství	Hívtalos képviselő az Európai Közösségekben	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	Autorizovaný zástupca v krajinách Európskeho spoločenstva
	Tillverkare	Κατασκευαστής	Fabricante	Výrobce	Gyártó	Producent	Výrobca
	Tillverkningsdatum	Ημερομηνία κατασκευής	Data de fabrico	Datum výroby	Gyártás ideje	Data produkcji	Dátum výroby
44 mm	För användning med Edwards kateterburen hjärtklaff, storlek 44 mm	Για χρήση με διακαθετηριακή καρδιακή βαλβίδα Edwards μεγέθους 44 mm	Para utilização com a válvula cardíaca transcaterter Edwards de 44 mm	Pro použití s transkatetrizační srdeční chlopní Edwards o velikosti 44 mm	44 mm-es Edwards transzkatéteres szívbillentyűvel való használatra	Do użytku z zastawką serca do implantacji przecewnikowej firmy Edwards o rozmiarze 44 mm	Na použitie so srdcovou chlopiou na transkatérovú implantáciu Edwards veľkosti 44 mm
48 mm	För användning med Edwards kateterburen hjärtklaff, storlek 48 mm	Για χρήση με διακαθετηριακή καρδιακή βαλβίδα Edwards μεγέθους 48 mm	Para utilização com a válvula cardíaca transcaterter Edwards de 48 mm	Pro použití s transkatetrizační srdeční chlopní Edwards o velikosti 48 mm	48 mm-es Edwards transzkatéteres szívbillentyűvel való használatra	Do użytku z zastawką serca do implantacji przecewnikowej firmy Edwards o rozmiarze 48 mm	Na použitie so srdcovou chlopiou na transkatérovú implantáciu Edwards veľkosti 48 mm
	Temperaturlimit	Όριο θερμοκρασίας	Limite de temperatura	Teplotní limit	Hőmérsékleti korlát	Granica temperatury	Obmedzenie teploty
	Ytterdiameter	Εξωτερική διάμετρος	Diâmetro exterior	Vnější průměr	Külső átmérő	Średnica zewnętrzna	Vonkajší priemer
	Invändig diameter	Εσωτερική διάμετρος	Diâmetro interno	Vnitřní průměr	Belső átmérő	Średnica wewnętrzna	Vnútorý priemer
	Rekommenderad ledarlängd	Συνιστώμενο μήκος οδηγού σύρματος	Comprimento recomendado do fio-guia	Doporučená délka vodícího drátu	Ajánlott vezetődórhossz	Zalecana długość prowadnika	Odporúčaná dĺžka vodiaceho drôtu
GW	Rekommenderad ledarstorlek	Συνιστώμενο μέγεθος οδηγού σύρματος	Tamanho recomendado do fio-guia	Doporučená velikost vodícího drátu	Ajánlott vezetődórt-méret	Zalecany rozmiar prowadnika	Odporúčaná veľkosť vodiaceho drôtu

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarazás ■ Legenda simboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola

	Svenska	Ελληνικά	Português	Česky	Magyar	Polski	Slovensky
	Ledarkompatibilitet	Συμβατότητα οδηγού σύρματος	Compatibilidade do fio-guia	Kompatibilita vodičho drátu	Vezetődrót-kompatibilitás	Zgodność przewodnika	Kompatibilita s vodičim drôtom
	Storlek	Μέγεθος	Tamanho	Velikost	Méret	Rozmiar	Velkosť
	Kateterskafstorlek	Μέγεθος στελέχους καθετήρα	Tamanho do eixo do cateter	Velikost dříku katétru	Katéterszár mérete	Rozmiar trzonu cewnika	Velkosť drieku katétra
	Ballongdiameter	Διάμετρος μπαλονιού	Diâmetro do balão	Průměr balónku	Ballonátmérő	Średnica balonu	Priemer balónika
	Ballongens arbetslängd	Ωφέλιμο μήκος μπαλονιού	Comprimento útil do balão	Pracovní délka balónku	Ballon munkahossza	Długość robocza balonu	Pracovná dĺžka balónika
	[Endast implantat] Implantatprodukten hade fastställts vara MR-villkorlig vid användning enligt villkoren i bruksanvisningen.	[Μόνο εμφύτευμα] Η συσκευή εμφυτεύματος είχε προσδιορισθεί ότι είναι ασφαλής σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MR) υπό προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιείται υπό τις συνθήκες που παρατίθενται στις Οδηγίες χρήσης.	[Apenas implante] Foi determinado que o dispositivo para implante está sujeito a utilização condicionada em ambiente de RM nas condições indicadas nas instruções de utilização.	[Pouze implantát] Implantovaný prostředek je bezpečný při zachování specifických podmínek MR uvedených v návodu k použití.	[Csak implantátum] Az implantátumesköz besorolása feltételekkel MR-kompatibilis, ha a használati utasításban felsorolt feltételekkel használják.	[Tylko implant] Ustalono, że wszczepiony wyrób stosowany zgodnie z warunkami wymienionymi w instrukcji użycia jest warunkowo bezpieczny w środowisku badań metodą rezonansu magnetycznego.	[Len implantát] Implantáčná pomôcka bola stanovená ako podmienené bezpečná v prostredí MR, keď sa používa za podmienok uvedených v návode na použitie.
	MR-farlig	Μη ασφαλές σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MR)	Utilização não segura em ambiente de RM	Není bezpečný v prostředí MR	MR-környezetben nem biztonságos	Produktu nie možna bezpečne používať v prostredí MR	Nie je bezpečné v prostredí MR

	Norsk	Suomi	Български	Română	Eesti	Lietuvių	Latviešu
	Katalognummer	Luettonumero	Каталожен номер	Număr de catalog	Kataloogi number	Katalogo numeris	Kataloga numurs
	Lotnummer	Eri numero	Партиден номер	Număr de lot	Partii number	Partijos numeris	Partijas numurs
	Antall	Määrä	Количество	Cantitate	Kogus	Kiekis	Daudzums
	Innhold	Sisältö	Съдържание	Cuprins	Sisu	Turinys	Saturs
	Anvendelig lengde	Käyttöpituus	Използваема дължина	Lungimea utilă	Kasutatav pikkus	Naudingasis ilgis	Izmantojamais garums
	Må ikke gjenbrukes	Ei uudelleenkäytettävä	Да не се използва повторно	A nu se reutiliza	Mitte korduskasutada	Nenaudoti pakartotinai	Nelietot atkārtoti
	Forsiktig	Tärkeä huomautus	Внимание	Atenție	Ettevaatust	Perspėjimas	Uzmanību!
	Advarsel	Varoitus	Предупреждение	Avertisment	Hoiatus	Įspėjimas	Bridinājums
	Merk	Huomautus	Забележка	Notă	Märkus	Pastaba	Piezīme
	Se bruksanvisningen	Katso käyttöohjeet	Направете справка с инструкциите за употреба	Consultați instrucțiunile de utilizare	Palun lugege kasutusjuhiseid!	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju
	Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet	Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut	Да не се използва, ако опаковката е повредена	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
	Oppbevares tørt og kjølig	Säilytettävä kuivassa ja viileässä	Да не се съхранява на хладно, сухо място	Stocați într-un loc rece și uscat	Säilitage jahedas ja kuivas kohas.	Laikyti vėsioje, sausoje vietoje	Uzglabāt vēsā, sausā vietā

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázás ■ Legenda simboli ■ Vysvětlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola














	Norsk	Suomi	Български	Română	Eesti	Lietuvių	Latviešu
	Holdes vekk fra sollys	Säilytä auringonvalolta suojattuna	Да се пази от слънчева светлина	A se feri de lumina solară	Hoida eemal päikesevalgusest	Saugoti nuo saulės šviesos	Sargāt no saules gaismas
	Oppbevares tørt	Pidä kuivana	Да се пази сухо	A se păstra uscat	Hoida kuivalt	Laikykite sausoje vietoje	Uzglabāt sausu
	Medisinsk utstyr	Lääkinnällinen laite	Медицинско изделие	Dispozitiv medical	Meditsiiniseade	Medicinos prietaisas	Mediciniska ierice
	Se bruksanvisningen på nettsiden	Katso käyttöohjeet verkkosivustolta	Направете справка с инструкциите за употреба, намиращи се на уеб сайта	Consultați instrucțiunile de utilizare de pe site-ul web	Palun lugege veebisaidil olevaid kasutusjuhiseid	Žr. naudojimo instrukcijas, pateiktas interneto svetainėje	Skatīt lietošanas instrukciju tīmekļa vietnē
	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
	Sterilisert med etylenoksid	Steriloitu etyleenioksidilla	Стерилизирано с етиленов оксид	Sterilizat cu oxid de etilenă	Steriliseeritud etüleenoksiidi kasutades	Sterilizuota etileno oksidu	Sterilizēts ar etilēna oksīdu
	Sterilisert med stråling	Steriloitu säteilyttämällä	Стерилизирано с облъчване	Sterilizat prin iradiere	Steriliseeritud kiiritamist kasutades	Sterilizuota švitinant	Sterilizēts apstarojot
	Sterilisert med flytende kjemikalie	Steriloitu nestemäisellä kemikaalilla	Стерилизирано с течни химикали	Sterilizat cu substanțe chimice lichide	Steriliseeritud vedelat kemikaali kasutades	Sterilizuota skystomis cheminėmis medžiagomis	Sterilizēts, izmantojot šķidru ķīmisko vielu
	Må ikke resteriliseres	Älä steriloitu uudelleen	Не стерилизирайте повторно	A nu se resteriliza	Ärge resteriliseerige	Kartotinai nesterilizuokite	Nesterilizēt atkārtoti
	Usteril	Epästeriili	Нестерилно	Nesteril	Mittesteriilne	Nesterilus	Nesterils
	Ikke-pyrogen	Pyrogeeniton	Непирогенно	Non pyrogen	Mittepürogeenne	Nepirogeniškas	Nepirogēns
	Ikke-DEHP	Ei sisällä DEHP:tä	Не съдържа DEHP	Nu conține DEHP	Mitte-DEHP	Ne DEHP	DEHP nesaturōšs
	Utløpsdato	Viimeinen käyttöpäivämäärä	Срок на годност	A se utiliza până la data de	Kõlblik kuni	Tinkamumo terminas	Derīguma termiņš
	Serienummer	Sarjanumero	Сериен номер	Număr de serie	Seerianumber	Serijos numeris	Sērijas numurs
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä	Упълномощен представител в Европейската общност	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses	Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Produsent	Valmistaja	Производител	Producător	Tootja	Gamintojas	Ražotājs
	Produksjonsdato	Valmistuspäivämäärä	Дата на производство	Data fabricației	Tootmiskuupäev	Pagaminimo data	Izgatavošanas datums
	Til bruk med Edwards transkateter hjerteklaff, størrelse 44 mm	Käytetään 44 mm:n kokoisten katetrilla asennettavien Edwards - sydänläppien kanssa	За употреба с транскатетърна сърдечна клапа на Edwards с размер 44 mm	A se utiliza cu valva cardiacă transcateter Edwards de mărimea 44 mm	Kasutamiseks ettevõtte Edwards 44 mm transkateetriga südameklapiga	Skirta naudoti su 44 mm dydžio transkateeteriniu širdies vožtuvu „Edwards“	Lietošanai ar 44 mm izmēra Edwards transkatetra sirds vārstuli
	Til bruk med Edwards transkateter hjerteklaff, størrelse 48 mm	Käytetään 48 mm:n kokoisten katetrilla asennettavien Edwards - sydänläppien kanssa	За употреба с транскатетърна сърдечна клапа на Edwards с размер 48 mm	A se utiliza cu valva cardiacă transcateter Edwards de mărimea 48 mm	Kasutamiseks ettevõtte Edwards 48 mm transkateetriga südameklapiga	Skirta naudoti su 48 mm dydžio transkateeteriniu širdies vožtuvu „Edwards“	Lietošanai ar 48 mm izmēra Edwards transkatetra sirds vārstuli
	Temperaturrense	Lämpötilaraja	Температурно ограничение	Limită de temperatură	Temperatuuripiirang	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázat ■ Legenda simboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola

	Norsk	Suomi	Български	Română	Eesti	Lietuvių	Latviešu
	Ytre diameter	Ulkohalkaisija	Външен диаметър	Diametru exterior	Välisläbimõõt	Išorinis skersmuo	Ārējais diametrs
	Innvendig diameter	Sisäläpimitta	Вътрешен диаметър	Diametru interior	Sisemine läbimõõt	Vidinis skersmuo	Iekšējais diametrs
	Anbefalt ledevaierlengde	Suosittelu ohjainlangan pituus	Препоръчителна дължина на теления водач	Lungimea recomandată a firului de ghidaj	Soovituslik juhtetraadi pikkus	Rekomenduojamas kreipiamosios vielos ilgis	leteicamais vadītājstīgas garums
	Anbefalt ledevaierstørrelse	Ohjainlangan suosittelu koko	Препоръчителен размер телен водач	Mărimea recomandată a firului de ghidaj	Juhtetraadi soovituslik suurus	Rekomenduojamas kreipiamosios vielos dydis	leteicamais vadītājstīgas izmērs
	Ledevaierkompatibilitet	Ohjainlangan yhteensopivuus	Съвместимост на теления водач	Compatibilitatea firului de ghidaj	Juhtetraadi ühilduvus	Kreipiamosios vielos suderinamumas	Vadītājstīgas saderība
	Størrelse	Koko	Размер	Mărime	Suurus	Dydis	Izmērs
	Kateterskaftets størrelse	Katetrin varren koko	Размер на шафта на катетъра	Mărime a tijeii cateterului	Kateetri varre suurus	Kateterio vamzdelio dydis	Katetra ass izmērs
	Ballongdiameter	Pallon halkaisija	Диаметър на балона	Diametru balon	Ballooniläbimõõt	Balionišio skersmuo	Balona diametrs
	Ballongens arbejdsleengde	Pallon käyttöpituus	Работна дължина на балона	Lungimea de lucru a balonului	Balloonitööpikkus	Balionišio darbinis ilgis	Balona darba garums
	[Kun for implantat] Implantatenheten har blitt fastslått å være MR-sikker under spesifiserte forhold, dvs. når den brukes under forholdene som er angitt i bruksanvisningen.	[Vain implantti] Implanttilaitteen katsottiin olevan ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa, kun sitä käytetään käyttöohjeissa lueteltujen ehtojen mukaisesti.	[Само за импланта] За имплантираното устройство е определено, че е безопасно при MR при определени условия, когато се използва при условията, посочени в инструкциите за употреба.	[Numai pentru implanturi] S-a stabilit că dispozitivul implantabil este condiționat RM atunci când este utilizat în condițiile enumerate în instrucțiunile de utilizare.	[Ainult implantaat] Implantaatseade on määratud ohutuks magnetresonantsomogr aafias teatud tingimustel, kui seda kasutatakse kasutusjuhendis nimetatud tingimustel.	[Tik implantas] Buvo nustatyta, kad implanto prietaisas yra santykinai saugus MR aplinkoje, kai naudojimo instrukcijoje nurodytas sąlygas.	[Tikai implantam] Tika noteikts, ka implantēšanas ierīce ir izmantojama MR vidē, ievērojot noteiktus nosacījumus, ja tā tiek izmantota saskaņā ar lietošanas instrukcijā minētajiem nosacījumiem.
	MR-usikker	Ei sovi magneettikuvaukseen	Небезопасно при MR	Incompatibil RM	Ohtlik magnetresonantsomogr aafias	MR nesaugus	Nedrīkst lietot MR vidē

	Türkçe	Русский	Hrvatski
	Katalog Numarası	Номер по каталогу	Kataloški broj
	Lot Numarası	Номер партии	Broj serije
	Miktar	Количество	Količina
	İçindekiler	Содержимое	Sadržaj
	Kullanılabilir uzunluk	Рабочая длина	Upotrebljiva dužina
	Yeniden kullanmayın	Не подлежит повторному использованию	Nemojte ponovno upotrebljavati
	Dikkat	Предостережение	Oprez
	Uyarı	Предупреждение	Upozorenje

Symbol Legend ■ Légende des symboles ■ Zeichenerklärung ■ Significado de los símbolos ■ Legenda dei simboli ■ Lijst met symbolen ■ Symbolforklaring ■ Symbolförklaring ■ Υπόμνημα συμβόλων ■ Legenda de símbolos ■ Legenda se symboly ■ Jelmagyarázás ■ Legenda symboli ■ Vysvetlivky k symbolom ■ Symbolforklaring ■ Merkkien selitykset ■ Легенда на символите ■ Legenda de simboluri ■ Sümbolite seletus ■ Simbolių paaiškinimas ■ Simbolu skaidrojums ■ Sembol Açıklamaları ■ Условные обозначения ■ Legenda simbola

	Türkçe	Русский	Hrvatski
	Not	Примечание	Napomena
	Kullanım talimatlarına başvurun	См. инструкции по применению	Pogledajte upute za upotrebu
	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın	Не использовать, если упаковка повреждена	Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
	Serin, kuru yerde saklayın	Хранить в прохладном, сухом месте	Pohranite na hladnom, suhom mjestu
	Güneş ışığından uzak tutun	Беречь от солнечных лучей	Držite dalje od sunčeve svjetlosti
	Kuru halde tutun	Беречь от влаги	Držati suhim
MD	Tıbbi cihaz	Медицинское устройство	Medicinski uređaj
 eifu.edwards.com + 1 888 570 4016	Web sitesindeki kullanım talimatlarına başvurun	См. инструкции по применению на веб-сайте	Pogledajte upute za upotrebu na web-stranici
Rx only	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
STERILE EO	Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir	Стерилизовано этиленоксидом	Sterilizirano etilen-oksidadom
STERILE R	Işınlama yoluyla sterilize edilmiştir	Стерилизовано излучением	Sterilizirano zračenjem
STERILE LC	Sıvı kimyasal kullanılarak sterilize edilmiştir	Стерилизовано с использованием жидкого химического вещества	Sterilizirano tekućom kemikalijom
	Yeniden sterilize etmeyin	Не стерилизовать повторно	Nemojte ponovno sterilizirati
	Steril Değildir	Нестерильно	Nesterilno
	Nonpirogeniktir	Апирогенно	Nepirogeno
	DEHP değildir	Не содержит диэтилгексилфталата (ДЭГФ)	Ne sadrži DEHP
	Şu tarihe kadar kullanın	Срок годности	Rok upotrebe
SN	Seri Numarası	Серийный номер	Serijski broj
EC REP	Avrupa Topluluğu'nda Yetkili Temsilci	Официальный представитель в Европейском сообществе	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Üretici	Производитель	Proizvođač

This page intentionally left blank.
Cette page est intentionnellement blanche.
Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
Pàgina en blanco.
Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco.
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
Denne side skal være tom.
Denna sida har avsiktligt lämnats tom.
Η σελίδα αυτή αφέθηκε σκοπίμως κενή.
Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
Niniejsza strona pozostaje pusta.
Táto stránka je zámerne ponechaná prázdna.
Denne siden er tom med hensikt.
Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Тази страница е умислено оставена празна.
Această pagină a fost lăsată albă în mod intenționat.
See leht on tahtlikult tühjaks jäetud.
Šis puslapis tikslingai paliktas tuščias.
Śi lappuse atstāta tukša ar nolūku.
Bu sayfa özelliikle boş bırakılmıştır.
Эта страница оставлена пустой намеренно.
Ova stranica namjerno je ostavljena praznom.



Edwards

EC REP

Edwards Lifesciences Services GmbH

Edisonstr. 6
85716 Unterschleissheim
Germany



03/2021
10038791002 A
© Copyright 2021, Edwards Lifesciences LLC
All rights reserved.



Edwards Lifesciences LLC

One Edwards Way
Irvine, CA 92614 USA

Telephone 949.250.2500
800.424.3278
FAX 949.250.2525

Web IFU