



Edwards

품목명: 일회용범용수동식의료용클램프

모델명: 제조원의 표시사항 참조

수입품목인증번호: 수인15-1479호

1.0 사용목적

진료 시 사용되는 집게 및 조직 등을 고정하여 죄어주는 기구

2.0 사용방법

1. 사용하고자 하는 크기의 스프링클립을 선택한다.
2. 클램프로 잡아서 클램프로 사용한다.



3.0 사용 시 주의사항

- 사용전에 유효기간을 확인한다.
- 포장외부에 이상이 없는지 육안으로 확인한다.
- 일회용제품이므로 재사용, 재멸균하지 않는다.

4.0 보관방법(또는 저장방법):

실온보관

5.0 일회용/재사용금지/멸균 수입 의료기기

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, **080-080-4183**)

첨부분서 작성연월: 2024년 12월

